


PROYECTOS DE RÓTULO EXTERNO

Nota: por art. 1° de la Disposición nº 4043/2005 ANMAT, se acepta el uso de los 24 símbolos descritos y definidos en el Anexo I de la citada norma en reemplazo del texto de la información requerida en la presente Disposición en los rótulos de los productos para diagnóstico de uso in vitro.

RÓTULO ORIGINAL DEL PRODUCTO 1) CK-MB



| Nombre del Producto | CK-MB |
|--|--|
| Nombre y dirección del Importador | Rótulo Local |
| b) Nombre del Director Técnico | Rótulo Local |
| c) Nombre y dirección del Elaborador | Rótulo Local |
| d) Nombre y dirección del Fabricante Legal | Beckman Coulter Inc. 250 S Kraemer Blvd, Brea, CA USA 92821 |
| 3. Leyenda "Autorizado por la ANMAT" | Rótulo Local |
| 4. Número de lote o partida | LOT |
| 5. Fecha de Vencimiento | Σ |
| 6. Constitución del equipo (relación de los componentes) | R1-1: 2 x 22 mL R1-2: 2 x 4 mL R2 : 2 x 6 mL |
| 7. Leyenda "Uso In Vitro" | IVD |
| | - Control of the Cont |

Beckman Coulter, Argentina

Confidencial

Gabriela Cividino Beckman Coulter Argentina S. A Beckman Coulter Argentina S.A FARMACEUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

0

- 15 -



| 8. Descripción de la finalidad de uso del producto | Technical headen country case |
|---|--------------------------------|
| 9. Descripción de las precauciones | Nothing the disease state some |
| 10. Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte del producto | 2-8°C |

RÓTULO LOCAL (APUESTO POR EL IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR EN ARGENTINA)

Beckman Coulter Argentina, Estados Unidos N° 5.132, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

Directora Técnica: Farmacéutica Gabriela A. Cividino

Fabricante real: Beckman Ireland Inc., Beckman Ireland Inc., Lismeehan,

O'Callaghan's Mills, Co. Clare, Irlanda.

Uso profesional exclusivo

Autorizado por ANMAT- PM 1109-514

PROYECTO DE RÓTULO INTERNO

Nota: por art. 1° de la <u>Disposición n° 4043/2005</u> ANMAT, se acepta el uso de los 24 símbolos descritos y definidos en el Anexo I de la citada norma en reemplazo del texto de la información requerida en la presente Disposición en los rótulos de los productos para diagnóstico de uso in vitro.



Gabriela A. Cividino Beckman Gaulter Argentina S.A FARMACEUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

> Lionel Zaga Backman Coulter Argentina S.A APODERADO





| 1. Nombre del Producto | CK-MB |
|--|-------------|
| 2. Número de lote o partida | LOT |
| 3. Fecha de Vencimiento | Σ |
| 4. Indicación de las unidades métricas, tales como volumen, peso, actividad u otra unidad característica de cada componente del producto | R1-1: 22 mL |
| Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte del producto | 2-8°C |

| 1. Nombre del Producto | CK-MB |
|--|------------|
| 2. Número de lote o partida | LOT |
| 3. Fecha de Vencimiento | Ξ |
| 4. Indicación de las unidades métricas, tales como volumen, peso, actividad u otra unidad característica de cada componente del producto | R1-2: 4 mL |
| 5. Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte del producto | 2-8°C |

Gabriela A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACEUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO



| 1. Nombre del Producto | CK-MB |
|--|-------------|
| 2. Número de lote o partida | LOT |
| 3. Fecha de Vencimiento | \boxtimes |
| 4. Indicación de las unidades métricas, tales como volumen, peso, actividad u otra unidad característica de cada componente del producto | R2: 6 mL |
| 5. Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte del producto | 2-8°C |

PROYECTOS DE RÓTULO EXTERNO

Nota: por art. 1° de la <u>Disposición n° 4043/2005</u> ANMAT, se acepta el uso de los 24 símbolos descritos y definidos en el Anexo I de la citada norma en reemplazo del texto de la información requerida en la presente Disposición en los rótulos de los productos para diagnóstico de uso in vitro.

RÓTULO ORIGINAL DEL PRODUCTO 2) CK-MB Calibrator







CK-MB CALIBRATOR

CONTENTS 6 × 1 mL

2020-12-31 1234

2017-06-21 SEQ 00001

BL ODR30034 05

Beckman Coulter Ireland Inc. Lismeehan O'Callaghan's Mills, Co. Clare, Ireland (001) 703-527-3887

Made in USA ODR300340 06

| 1. Nombre del Producto | CK-MB Calibrator |
|-----------------------------------|------------------|
| Nombre y dirección del Importador | Rótulo Local |
| b) Nombre del Director Técnico | Rótulo Local |

Beckman Coulter, Argentina

Confidencial

Gabriels A. Cividino
Beckman Coulter Argentina S.A
FARMACEUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO

- 18 -

Confidential - Company Proprietary



| c) Nombre y dirección del Elaborador | Rótulo Local |
|---|--|
| d) Nombre y dirección del Fabricante Legal | Beckman Ireland Inc., Lismeehan, O´Callaghan´s Mills, Co. Clare, Irlanda |
| 3. Leyenda "Autorizado por la ANMAT" | Rótulo Local |
| 4. Número de lote o partida | LOT |
| 5. Fecha de Vencimiento | \boxtimes |
| 6. Constitución del equipo (relación de los componentes) | 6 x 1 mL |
| 7. Leyenda "Uso In Vitro" | IVD |
| 8. Descripción de la finalidad de uso del producto | to gladesca the demonstrative case |
| 9. Descripción de las precauciones | Sechalos alteredirectoral for sum |
| 10. Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte del producto | 2-8°C |

RÓTULO LOCAL (APUESTO POR EL IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR EN ARGENTINA)

Beckman Coulter Argentina, Estados Unidos N° 5.132, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

Directora Técnica: Farmacéutica Gabriela A. Cividino

Fabricante real: Aalto Scientific Ltd., 230 Technology Parkway, Eatonton,

Georgia, 31024 USA. Uso profesional exclusivo

Autorizado por ANMAT- PM 1109-514

PROYECTO DE RÓTULO INTERNO


Nota: por art. 1° de la <u>Disposición n° 4043/2005</u> ANMAT, se acepta el uso de los 24 símbolos descritos y definidos en el Anexo I de la citada norma en reemplazo del texto de la información requerida en la presente Disposición en los rótulos de los productos para diagnóstico de uso in vitro.

Gabriela A Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACEUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

an Coulter Argentina S.A
FARMACÉUTICA

V. 15202/ M.P. 18093





| 1. Nombre del Producto | CK-MB Calibrator |
|--|------------------|
| 2. Número de lote o partida | LOT |
| 3. Fecha de Vencimiento | \square |
| 4. Indicación de las unidades métricas, tales como volumen, peso, actividad u otra unidad característica de cada componente del producto | 1 mL |
| 5. Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte del producto | 2-8°C |

Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO Gabriela A. Cividino Beckman Couldy Argentina S.A FARMACEUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093



PROYECTOS DE RÓTULO EXTERNO

Nota: por art. 1° de la <u>Disposición nº 4043/2005</u> ANMAT, se acepta el uso de los 24 símbolos descritos y definidos en el Anexo I de la citada norma en reemplazo del texto de la información requerida en la presente Disposición en los rótulos de los productos para diagnóstico de uso in vitro.

RÓTULO ORIGINAL DEL PRODUCTO 3) CK-MB Control Serum Level 1



| 1. Nombre del Producto | CK-MB Control Serum Level 1 |
|--|--|
| 2. a) Nombre y dirección del Importador | Rótulo Local |
| b) Nombre del Director Técnico | Rótulo Local |
| c) Nombre y dirección del Elaborador | Rótulo Local |
| d) Nombre y dirección del Fabricante Legal | Beckman Ireland Inc., Lismeehan, O'Callaghan's Mills, Co. Clare, Irlanda |
| 3. Leyenda "Autorizado por la ANMAT" | Rótulo Local |
| 4. Número de lote o partida | LOT |
| 5. Fecha de Vencimiento | |
| 6. Constitución del equipo (relación de los componentes) | 9 x 2 mL |
| 7. Leyenda "Uso In Vitro" | IVD |

Beckman Coulter, Argentina

Confidencial

Confidential - Company Proprietary

Gabriela A. Cividino Beckman Couler Argentina S.A FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

Made in USA

ODR300350 05

Lionel Zaga Beckman Coulter Argen APODERADO

- 21 -



| 8. Descripción de la finalidad de uso del producto | bridded her described size |
|---|---|
| 9. Descripción de las precauciones | Till Indiana Anni Anni Anni Anni Anni Anni Anni |
| Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte del producto | 2-8°C |

RÓTULO LOCAL (APUESTO POR EL IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR EN ARGENTINA)

Beckman Coulter Argentina, Estados Unidos N° 5.132, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

Directora Técnica: Farmacéutica Gabriela A. Cividino


Fabricante real: Aalto Scientific Ltd., 230 Technology Parkway, Eatonton,

Georgia, 31024 USA. Uso profesional exclusivo

Autorizado por ANMAT- PM 1109-514

PROYECTO DE RÓTULO INTERNO

Nota: por art. 1° de la <u>Disposición n° 4043/2005</u> ANMAT, se acepta el uso de los 24 símbolos descritos y definidos en el Anexo I de la citada norma en reemplazo del texto de la información requerida en la presente Disposición en los rótulos de los productos para diagnóstico de uso in vitro.



| В | Lionel Zaga kman Coulter Argentina S.A APODERADO |
|---------|--|
| _evel 1 | |

Gabriela A. Cividino
Beckman Coulter Argentina S.A
FARMACÉUTICA

M.N. 15202/ M.P. 18093

| Nombre del Producto | CK-MB Control Serum Level 1 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 2. Número de lote o partida | LOT |

Beckman Coulter, Argentina Confidencial - 22 -




| 3. Fecha de Vencimiento | Σ |
|--|-------|
| 4. Indicación de las unidades métricas, tales como volumen, peso, actividad u otra unidad característica de cada componente del producto | 2 mL |
| 5. Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte del producto | 2-8°C |

PROYECTOS DE RÓTULO EXTERNO

Nota: por art. 1° de la <u>Disposición n° 4043/2005</u> ANMAT, se acepta el uso de los 24 símbolos descritos y definidos en el Anexo I de la citada norma en reemplazo del texto de la información requerida en la presente Disposición en los rótulos de los productos para diagnóstico de uso in vitro.

RÓTULO ORIGINAL DEL PRODUCTO 4) CK-MB Control Serum Level 2



| 88 | Acres 18 cm | A 2075 AL |
|----------------|-------------|------------|
| 500.06 | State Annie | ENGE |
| - Constitution | made 547.6 | Section of |
| | | |

| 1. Nombre del Producto | CK-MB Control Serum Level 2 |
|--|--|
| 2. a) Nombre y dirección del Importador | Rótulo Local |
| b) Nombre del Director Técnico | Rótulo Local |
| c) Nombre y dirección del Elaborador | Rótulo Local |
| d) Nombre y dirección del Fabricante Legal | Beckman Ireland Inc., Lismeehan, O´Callaghan´s Mills, Co. Clare, Irlanda |

Beckman Coulter, Argentina

Confidencial

Confidential - Company Proprietary

Gabriela II Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACEUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

- 23 -Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO



| 3. Leyenda "Autorizado por la ANMAT" | Rótulo Local |
|---|---------------------------------------|
| 4. Número de lote o partida | LOT |
| 5. Fecha de Vencimiento | \square |
| 6. Constitución del equipo (relación de los componentes) | 9 x 2 mL |
| 7. Leyenda "Uso In Vitro" | IVD |
| 8. Descripción de la finalidad de uso del producto | legibility a pleniment condition auto |
| 9. Descripción de las precauciones | techdora des inservoculor user |
| Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte del producto | 2-8°C |

RÓTULO LOCAL (APUESTO POR EL IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR EN ARGENTINA)

Beckman Coulter Argentina, Estados Unidos N° 5.132, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

Directora Técnica: Farmacéutica Gabriela A. Cividino

Fabricante real: Aalto Scientific Ltd., 230 Technology Parkway, Eatonton,

Georgia, 31024 USA.

Uso profesional exclusivo

Autorizado por ANMAT- PM 1109-514

PROYECTO DE RÓTULO INTERNO

Nota: por art. 1° de la <u>Disposición n° 4043/2005</u> ANMAT, se acepta el uso de los 24 símbolos descritos y definidos en el Anexo I de la citada norma en reemplazo del texto de la información requerida en la presente Disposición en los rótulos de los productos para diagnóstico de uso in vitro.

Gabriels A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACÉUTICA M,N. 15202/ M.P. 18093 Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO





| 1. Nombre del Producto | CK-MB Control Serum Level 2 |
|--|-----------------------------|
| 2. Número de lote o partida | LOT |
| 3. Fecha de Vencimiento | 2 |
| 4. Indicación de las unidades métricas, tales como volumen, peso, actividad u otra unidad característica de cada componente del producto | 2 mL |
| 5. Indicación de las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte del producto | 2-8°C |

Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO Gabrie R.A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093



PROYECTO DE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ver adjunto Instrucciones de Uso del Producto.

Lionel Zaga Beckman Couller Argentina S.A APODERADO Gabriels & Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACEUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093



C € 2797

AU/DxC AU

Instrucciones de uso

© 2022 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

CK-MB Creatine kinase-MB isoenzyme

REF

OSR61155 2 x 22 mL R1-1, 2 x 4 mL R1-2, 2 x 6 mL R2

Sólo para uso en diagnóstico in vitro.

PRINCIPIO

FINALIDAD PREVISTA

El reactivo CK-MB es un dispositivo médico para diagnóstico in vitro indicado para su uso por profesionales sanitarios para la medición enzimática cuantitativa mediante inmunoinhibición de la creatinina cinasa-MB en suero y plasma humanos con los analizadores automáticos AU/DxC AU de Beckman Coulter.

El objetivo de la medición de la CK-MB es servir de ayuda para el diagnóstico del infarto de miocardio.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN

Referencia 1,2,3

La creatina cinasa (CK) EC 2.7.3.2, un dímero compuesto por subunidades M (músculo) y/o B (cerebro) que se asocian para formar las isoenzimas CK-MM, CK-MB y CK-BB, actúa como catalizador de la fosforilación reversible de la creatina con ATP. Las mediciones de CK además de utilizarse principalmente en el diagnóstico y tratamiento del infarto de miocardio constituyen el mejor indicador del deterioro muscular. La CK aumenta siempre que se produce necrosis o regeneración muscular, por lo que alcanza concentraciones elevadas en la mayor parte de miopatías, como por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne y en afecciones relacionadas con la necrosis muscular, como la rabdomiólisis. La CK también puede aumentar en trastornos del sistema nervioso central, como el síndrome de Reye, en el cual la multiplicación por 70 de la actividad normal de la CK indica la gravedad de la encefalopatía.

La CK-BB predomina en el cerebro, próstata, intestino, pulmón, riñón, vejiga, útero, hígado, glándula tiroidea y placenta. La CK-MM predomina en el músculo esquelético y el miocardio. En las personas sanas, la actividad del suero total corresponde básicamente a la CK-MM, en tanto que las demás isoenzimas y variantes de la CK sólo aparecen en cantidades mínimas o no son detectables. El miocardio contiene cantidades diversas de CK-MB, que son menos importantes en el músculo esquelético.

La actividad de la CK se incrementa por efecto de lesiones del miocardio, siendo significativo dicho aumento tanto en la fracción CK-MM como en la CK-MB. En cierta medida, el aumento proporcional de la fracción CK-MB depende de la envergadura de la lesión miocárdica y de los antecedentes relativos a otras lesiones miocárdicas. Los cambios en la proporción de CK-MB y CK-MM pueden utilizarse para diagnosticar infartos de miocardio; la proporción alcanza su valor máximo en un plazo de 1,5 horas después del infarto de miocardio. La sensibilidad y especificidad diagnósticas de la estimación de CK total para el diagnóstico de infartos de miocardio pueden mejorarse si se determina el ritmo de aumento ("pendiente") de CK en muestras sucesivas tomadas al ingresar el paciente, así como 4, 8 y 12 horas después. En el período mencionado, un aumento del 50 % por hora distingue un IM agudo de lo que no es un infarto, con una eficacia global del 94 %.

Cuando el paciente necesite un diagnóstico precoz de infarto de miocardio, para la confirmación del mismo se recomienda un marcador biológico de aparición rápida (por ejemplo, el CK-MB) y otro que aumente posteriormente (por ejemplo, la troponina cardíaca).

Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO

METODOLOGÍA

Referencia^{4,5}

Instrucciones de uso BLOSR6X155EU 01 NOVIEMBRE 2022

Spanish

Gabriels A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACĖUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093 CK-MB Enzyme Página 1 de 9 contiene un anticuerpo que se enlaza con la subunidad M de CK en la muestra de suero e inhibe su actividad. La eliminidad B de la enzima queda libre para actuar sobre el sustrato presente en R2. La CK cataliza reversiblemente la transferencia de un grupo fosfato entre el fosfato de creatina y el difosfato de adenosina (ADP), para obtener creatina y trifosfato de adenosina (ATP). El trifosfato de adenosina (ATP) formado sirve para producir 6-fosfato de glucosa y difosfato de adenosina (ADP) a partir de la glucosa. Esta reacción se cataliza mediante la hexocinasa (HK), que precisa iones de magnesio para alcanzar la máxima actividad. La acción de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6P-DH) junto con la reducción simultánea de la coenzima dinucleótido fosfato de nicotinamida y adenina (NADP) oxida la glucosa-6-fosfato para obtener NADPH y 6-fosfogluconato. El ritmo de aumento de la absorbencia a 340 nm debido a la formación de NADPH es directamente proporcional a la actividad de CK-MB en la muestra.

ESQUEMA DE LA REACCIÓN QUÍMICA

Referencia⁵

| Fosfato de creatina + ADP | CK | Creatina + ATP |
|---------------------------|----------------------|---|
| ATP + Glucosa | HK, Mg ²⁺ | ADP + Glucosa-6-fosfato (G-6-P) |
| G-6-P + NADP ⁺ | G6P-DH | 6-fosfogluconato + NADPH + H ⁺ |
| | | |

MUESTRA

TIPO DE MUESTRA

La muestra recomendada es suero. Evítense las muestras lipémicas, hemolizadas y muy ictéricas. Cuando la muestra se haya coagulado, retire inmediatamente el suero de las células para minimizar la hemólisis y la contaminación a causa de la adenilato cinasa procedente de los eritrocitos.

También se puede usar plasma heparinizado con heparina de sodio y litio, no hemolizado. Las muestras de plasma pueden ocasionalmente producir reacciones de velocidad impredecible que dan lugar a falsos resultados bajos⁶. No se recomienda el uso de plasma con EDTA, oxalato o citrato.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD DE LA MUESTRA

CK/CK-MB es estable en suero, protegido de la luz, durante 7 días cuando se almacena de 4 °C a 8 °C, durante 2 días cuando se almacena de 20 °C a 25 °C y hasta 1 año cuando se almacena a -20 °C, 5,6,7,8

La información sobre el almacenamiento y la estabilidad de la muestra sirve de orientación para el laboratorio. En función de las necesidades específicas, cada laboratorio puede establecer información alternativa sobre el almacenamiento y la estabilidad conforme a las prácticas recomendadas de laboratorio o a partir de otra documentación de referencia.

REACTIVOS

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Adopte las precauciones normales necesarias para manipular todos los reactivos de laboratorio.

Deseche todo el material residual de acuerdo con las directrices locales.

Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO

Este producto contiene material de origen animal. Este producto debe considerarse como posible vehículo de enfermedades infecciosas.

CK-MB Enzyme Página 2 de 9

Spanish

Instrucciones de uso BLOSR6X155EU 01

Gabriela A. Cividino Beckman Odulter Argentina S.A FARMACEUTICA

M.N. 15202/ M.P. 18093

NO TRANSLATION AVAILABLE

Concentración final de los ingredientes activos:

| A-4-4' | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|
| Amortiguador Imidazol (pH 6,7) | 100 mmol/L | Diadenosina-pentafosfato | 0,01 mmol/L |
| Hexocinasa (HK) | ≥ 4,0 kU/L | EDTA | 2,0 mmol/L |
| NADP | 2,0 mmol/L | Glucosa | 20 mmol/L |
| G6P-DH | ≥ 2,8 kU/L | Fosfato de creatina | 30 mmol/L |
| ADP | 2,0 mmol/L | N-acetilcisteina | 0,2 mmol/L |
| Acetato de magnesio | 10 mmol/L | Activador | 26 mmol/L |
| AMP | 5,0 mmol/L | Anticuerpo de la subunidad M de CK | Variable |

conservante

Las concentraciones de los componentes de los reactivos que se muestran en la etiqueta del kit son las concentraciones reales en los viales individuales R1/R2. La composición del reactivo que se muestra en las instrucciones de uso es la concentración final de estos componentes en la cubeta de reacción después de añadir R1, la muestra y R2.

⚠ PRECAUCIÓN

El conservante de azida sódica puede formar compuestos explosivos en las tuberías metálicas del desagüe. Véase el NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (Boletín de NIOSH: Peligro de explosión con la azida) (16/8/76). Para evitar la posible acumulación de compuestos de azida, limpie con agua los tubos de desagüe tras la eliminación del reactivo sin diluir. Para desechar la azida sódica deben seguirse las normativas locales adecuadas.

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PELIGROSO SEGÚN EL SGA

| CK-MB R1-1 | PELIGRO | |
|------------|-----------|---|
| | | |
| | No. | |
| | H316 | Provoca irritación cutánea leve. |
| | H360 | Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. |
| | P201 | Procurarse las instrucciones antes del uso. |
| | P280 | Use guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara. |
| | P308+P313 | EN CASO DE exposición confirmada o supuesta: consultar a un médico. |
| | P332+P313 | En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. |
| | | Imidazol 0,1 - < 1 % |
| CK-MB R1-2 | PELIGRO | |

Instrucciones de uso BLOSR6X155EU 01 NOVIEMBRE 2022

Spanish

CK-MB Enzyme Página 3 de 9

Gabriela A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACEUTICA Beckman/Coulter Argentina APODERADO

M.N. 15202/ M.P. 18093



H316

Provoca irritación cutánea leve.

H360

Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al

feto

P201

Procurarse las instrucciones antes del uso.

P280

Use guantes, ropa y equipo de protección

para los ojos y la cara.

P308+P313

EN CASO DE exposición confirmada o

supuesta: consultar a un médico.

P332+P313

En caso de irritación cutánea: consultar a un

médico.

Imidazol 0,1 - < 1 %

Tioglicerina 1 - 5 %

CK-MB R2

ATENCIÓN



H317

Puede provocar una reacción cutánea

alérgica.

H412

Nocivo para los organismos acuáticos, con

efectos nocivos duraderos.

P273

No dispersar en el medio ambiente.

P280

Use guantes, ropa y equipo de protección

para los ojos y la cara.

P333+P313

En caso de irritación cutánea o sarpullido:

consulte a un médico.

P362+P364

Quitar la ropa contaminada y lavarla antes

de usarla.

masa de reacción de: 5-cloro-2-

metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7]

y 2-metil-4-isotiazolin-3- ona [n.o CE

220-239-6] (3:1) < 0,05 %

SDS

La ficha de datos de seguridad está disponible en beckmancoulter.com/techdocs

PREPARACION DEL REACTIVO

R1:

Todo el contenido del frasco R1-2 debe pasarse a la totalidad del volumen del R1-1. Mezcle mediante inversión suave, antes de introducirlo en el instrumento.

CK-MB Enzyme Página 4 de 9

Spanish

Instrucciones de uso BLOSR6X155EU 01 NOVIEMBRE 2022

Jonel Zaga
Beckman Coulter Argentina S.A
APODERADO

Gabrie a A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A. FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

R2:

Este reactivo está listo para su uso y puede colocarse directamente en el instrumento,

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Vida útil del vial cerrado según estudio de estabilidad: 18 meses.

Si no se abren, los reactivos permanecerán estables entre 2 y 8 °C hasta su fecha de caducidad.

Los frascos abiertos de reactivos son estables durante 30 días al almacenarse en el compartimento refrigerado del analizador.

SIGNOS DE DETERIORO

Los signos visibles de crecimiento microbiano, turbidez, precipitado o cualquier cambio en el color del reactivo pueden indicar degradación y justifican la interrupción del uso.

CALIBRACIÓN

INFORMACION SOBRE LA CALIBRACIÓN

La prueba se realiza en modo MB. Para generar un factor MB específico del analizador de forma fiable, se recomienda realizar 5 series de calibración independientes. Para cada una de estas series debe usarse un vial nuevo del calibrador y utilizar CK-MB Calibrator N.º de ref. ODR30034 en el modo de calibración AB. Al calcular el factor medio de las diferentes series, se deben examinar los datos para ver si hay valores atípicos evidentes, que deberán repetirse y sustituirse. En el caso del AU2700/AU5400, este procedimiento debe llevarse a cabo para cada anillo. Es aconsejable realizar procedimientos de control de la calidad inmediatamente después de la calibración, de acuerdo con las prácticas correctas de laboratorio.

Se recomienda volver a establecer el factor MB específico del analizador cuando se cambie una pieza crucial de este último.

Se recomienda una medida en blanco del reactivo cuando se cambie a un nuevo lote del mismo.

TRAZABILIDAD

Este método se ha estandarizado frente al método de referencia de CK_{total} de la IFCC con adición de anticuerpo, realizado manualmente y calculado mediante el coeficiente de absorción molar ϵ .

CONTROL DE CALIDAD

Puede utilizarse CK-MB Control Level 1 ODR30035 y Level 2 ODR30036 u otros materiales de control con valores cuantificados mediante este sistema Beckman Coulter.

Cada laboratorio debe establecer su propia frecuencia de control. Sin embargo, las buenas prácticas de laboratorio sugieren que se realicen controles cada día que se realicen pruebas con muestras de pacientes, y cada vez que se realice una calibración/puesta a cero.

Los resultados obtenidos por cada laboratorio pueden variar respecto al valor medio proporcionado. Por lo tanto, se recomienda que cada laboratorio genere intervalos y valores de referencia de control específicos para análitos basados en varias series según sus requisitos. Estos valores de referencia deberían hallarse dentro de los límites aceptables correspondientes que se proporcionan en la documentación de producto correspondiente.

Revise todas las variables de trabajo si observa tendencias o cambios súbitos en estos valores.

Si los controles no vuelven a los límites especificados, cada laboratorio deberá establecer unas directrices para la adopción de medidas correctoras.

Instrucciones de uso BLOSR6X155EU 01 NOVIEMBRE 2022

Spanish

CK-MB Enzyme Página 5 de 9

Gabriela A. Cividino
Beckman Cdulter Argentina S.A
FARMACÉUTICA
M.N. 15202/ M.P. 18093

Beckman Coulter Argentina S A APODERADO Tenga en cuenta que la recuperación de controles que no sean de Beckman Coulter puede variar con los lotes de reactivos de los productos de inmunoanálisis, debido al uso de materiales no humanos en los controles.

PROCEDIMIENTOS DE TEST

Consulte las Instrucciones de uso del analizador AU/DxC AU de Beckman Coulter para conocer las instrucciones del ensayo específicas del analizador para el tipo de muestra que se indica en la afirmación de Finalidad prevista.

CÁLCULOS

Los analizadores Beckman Coulter calculan automáticamente la actividad CK-MB de cada muestra.

INFORME DE LOS RESULTADOS

INTERVALOS DE REFERENCIA

| Intervalo de referencia ^{2,9} | U/L | µkat/L |
|--|------|--------|
| Adultos (37 °C) | < 24 | < 0,4 |

Infarto de miocardio: La probabilidad de que se produzcan lesiones miocárdicas es elevada cuando se dan las condiciones siguientes.²

| > 250 | > 4,17 |
|-------|--------|
| > 24 | > 0.4 |
| | |

Si se sospecha de un infarto de miocardio y los valores observados se encuentran por debajo de los límites establecidos, es posible que el infarto sea reciente. En este caso, las mediciones deberían repetirse al cabo de 4 horas con una muestra recién obtenida.

Una fracción inferior al 6 % indica lesiones en el músculo esquelético. Una fracción superior al 25 % puede indicar la presencia de Macro-CK y precisar clarificación adicional.²

Los valores previstos pueden variar en función de la edad, el sexo, el tipo de muestra, el régimen alimenticio y la ubicación geográfica. Cada laboratorio debe verificar las posibilidades de transferir los valores previstos a su propia población y, si es necesario, determinar su propio intervalo de referencia, de acuerdo con las prácticas correctas de laboratorio. A efectos de diagnóstico, los resultados siempre se deben evaluar de forma conjunta con el historial médico del paciente, las exploraciones físicas y cualquier otra información de la que se disponga.

NOTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO

LIMITACIONES

Macro-CK es una forma atípica de CK compuesta por complejos inmunoglobulínicos de isoenzimas normales. Migra mediante electroforesis entre MM y MB y se observa principalmente en mujeres ancianas. Carece de trascendencia clínica, pero su presencia puede ocasionar resultados falsamente elevados. Si se sospecha la contribución de la macro-CK, debe confirmarse su presencia mediante electroforesis.

Para inhibición de la adenilato cinasa se incluyen los inhibidores AMP/Ap5A recomendados; no obstante, dado que la inhibición no puede completarse nunca al 100 %, es posible que los resultados de la actividad CK-MB baja se vean afectados por una actividad residual.

CK-MB Enzyme Página 6 de 9

Spanish

Instrucciones de uso BLOSR6X155EU 01 NOVIEMBRE 2022

Gabriela A, Cividino Beckman Collifer Argentina S.A FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

Ch

Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO La capacidad de inhibición del anticuerpo anti-CK-M es superior al 99,75 % en una concentración CK-MM de 2000 U/L y superior al 99 % en una concentración CK-MM de 8000 U/L. En muestras en las que la actividad CK total supere 8000 U/L, la CK-MB debe medirse mediante una muestra prediluida para garantizar una inhibición adecuada de la CK-M.

INTERFERENCIAS

Los resultados de los estudios realizados para evaluar la sensibilidad de este método a las interferencias fueron los siguientes:

Ictericia:

Interferencia inferior al 10 % hasta 40 mg/dL o bien 684 μ mol/L de bilirrubina.

Lipidemia:

Interferencia inferior al 15 % hasta 500 mg/dL de Intralipid

Son pocos los casos en los que la gammapatía, concretamente la de tipo monoclonal IgM (macroglobulinemia de Waldenstrom), puede dar lugar a resultados no fidedignos.

Se dispone de más información sobre las sustancias que pueden interferir. 10

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Los datos de esta sección indican resultados obtenidos con sistemas Beckman Coulter. Los datos obtenidos en su laboratorio pueden ser diferentes,

INTERVALO DE MEDICIÓN ANALÍTICA/LINEALIDAD

| INTERVALO DE MEDICIÓN ANALÍTICA | 10 - 2000 U/L | 0,17 - 33,33 µkat/L |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | |

SENSIBILIDAD

Los sistemas AU/DxC AU que funcionan correctamente deben mostrar los valores de sensibilidad siguientes:

| Nivel más bajo detectable (LDL) | ≤ 10 U/L | ≤ 17 µkat/L |
|---------------------------------|----------|-------------|
| | | |

El nivel más bajo detectable en un analizador DxC 700 AU se calculó en 4,48 U/L.

El nivel mínimo detectable representa el nivel de CK-MB mínimo cuantificable que puede distinguirse de cero. Se calcula como el promedio absoluto más tres desviaciones estándar de 20 réplicas de una muestra libre de analitos.

COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS

Las muestras de suero del paciente se evaluaron en estudios de comparación de métodos. Los resultados del análisis de regresión de Deming fueron los siguientes:

AU5800 comparado con DxC 700 AU

| Ecuación de regresión: | r | n | Rango | | |
|------------------------|--------|-----|---------------------|--|--|
| y = 1,022x + 0,3772 | 0.9996 | 127 | | | |
| | | 127 | 10.14 - 1881.51 U/L | | |

Lionel Zaga Backman Coulter Argentina

APODERADO

Instrucciones de uso BLOSR6X155EU 01 NOVIEMBRF 2022

Spanish

Gabrièla A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093 CK-MB Fnzyme Página 7 de 9

PRECISIÓN

Si los sistemas AU/DxC AU funcionan correctamente, deberían mostrar los siguientes valores de precisión:

| TIPO DE IMPRECISIÓN | % CV | DE |
|----------------------------|-------|-----------|
| Repetibilidad (intraserie) | ≤ 5 | ≤ 2,3 U/L |
| Intralaboratorio (total) | ≤ 6,5 | ≤ 3 U/L |

Los cálculos de precisión, basados en las recomendaciones del CLSI¹¹, son coherentes con el rendimiento típico.

Los siguiente datos se obtuvieron con un analizador representativo usando 3 conjuntos de suero analizados durante 20 días:

DxC 700 AU

| n = 80 | Repetibilidad (intraserie) | | Intralaboratorio (total) | |
|-----------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| Media U/L | DE | % CV | DE | % CV |
| 19,91 | 0,59 | 3,0 | 1 | 5,2 |
| 91,75 | 0,96 | 0,8 | 2 | 1,3 |
| 198,34 | 0,71 | 0,5 | 1 | 0,8 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los analizadores DxC AU requieren que cada aplicación de reactivo tenga un formato estándar de nombre de prueba abreviado. Este nombre de prueba es necesario para que se cargue automáticamente la información del calibrador para cada aplicación. En la siguiente tabla puede consultar el nombre de prueba asignado a cada aplicación para este ensayo.

| Nombre del análisis | Descripción | |
|---------------------|---------------|--|
| CKM1N | CK-MB (suero) | |

Notas al pie de la hoja de configuración

Definido por el usuario

- * Valores definidos para trabajar en U/L. Para trabajar en unidades SI (µkat/L), divídanse por 60.
- § Para uso únicamente en modo AB; consulte el folleto para obtener instrucciones adicionales.

Aviso al usuario

Si se produce algún incidente grave relacionado con este dispositivo, se deberá notificar a Beckman Coulter y a la autoridad competente del estado miembro en el que residen el usuario o el paciente.

Consulte la Beckman Coulter Chemistry Systems Reagent Guide (BLGUIDE) (Guía de reactivos de sistemas químicos Beckman Coulter) para obtener información química específica para sistemas de química clínica AU/DxC AU y orientación sobre los símbolos utilizados en todo el etiquetado del producto AU/DxC AU.

El resumen de Seguridad y rendimiento está disponible en la base de datos EUDAMED: ec.europa.eu/tools/eudamed

HISTORIAL DE REVISIONES

Actualizado de acuerdo con los requisitos IVDR 2017/746.

CK-MB Enzyme Página 8 de 9 Spanish

Lionol Zaga Beckman Coulter Argentina S.A

APODERADO

Instrucciones de uso BLOSR6X155EU 01 NOVIEMBRE 2022

Gabrela A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACÉUTICA M.N, 15202/ M.P. 18093

REFERENCIAS

- Thygesen K, Alpert JS et al. Myocardial infarction redefined-A consensus document of the Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction. JACC 2000;36:959-969.
- 2. Stein W. Creatine kinase (total activity). Creatine kinase isoenzymes and variants. In:Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 5th ed. 1998:71-79./ 6th ed. 2005 in German.
- 3. Moss DW, Henderson RA. Clinical enzymology. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1999;657-662.
- 4. Würzburg U, Hennrich N, Lang H. Bestimmung der Aktivität von Kreatinkinase MB im Serum unter Verwendung inhibierender Antikörper. Klin Wschr 1976; 54:357-360.
- 5. Ferard F, Franck PFH, Gella F-J et al. IFCC Primary Reference Procedures for the Measurement of Catalytic Activity. Concentrations of Enzymes at 37°C. Clin Chem Lab Med 2002; 40:635-42.
- 6. Horder M, Elser R, Gerhardt W, Mathieu M, Sampson E.J. International Federation of Clinical Chemistry, Scientific division committee on enzymes: Approved recommendation on IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 7. IFCC method for creatine kinase. Appendix A. Eur J Clin Chem Biochem 1991;29(7):435-56.
- 7. Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. The Quality of Diagnostic Samples in: Samples: From the Patient to the Laboratory. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, KgaA, 3rd ed. 2003.
- World Health Organisation. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev
 2002
- 9. Kairisto V, Hänninen KP, Leino A, Pulkki K, Peltola O, Näntö V et al. Generation of reference values for cardiac enzymes from hospital admission laboratory data. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1994;32:789-96.
- 10. AACC Effects on Clinical Laboratory Tests: Drugs, Disease, Herbs and Natural Products https://clinfx.wiley.com/aaccweb/aacc/
- 11. Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures; Approved Guideline Third Edition. CLSI document EP05-A3, Wayne PA 2014.

EC REP Beckman Coulter Ireland Inc., Lismeehan, O'Callaghan's Mills, Co. Clare, Ireland +(353) (0) 65 683 1100

Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 U.S.A. +(1) 800-854-3633

www.beckmancoulter.com

CK-MB Enzyme Página 9 de 9 Spanish

Lionel Zaga

Instrucciones de uso BLOSR6X155EU 01 NOVIEMBRE 2022

Gabrida A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

Beckman Coulter Afgentina S.A FARMACEL APODERADO M.N. 15202/ M.N.



C **E** 2797

AU/DxC AU

Instrucciones de uso

© 2022 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

CK-MB CAL **CK-MB** Calibrator

ODR30034 6 x 1 mL (tapón blanco)

Sólo para uso en diagnóstico in vitro.

PRINCIPIO

FINALIDAD PREVISTA

El calibrador CK-MB es un calibrador de suero humano liofilizado diseñado para utilizarse con el reactivo CK-MB OSR61155 para la determinación cuantitativa de CK-MB mediante los analizadores AU/DxC AU de Beckman Coulter.

REACTIVOS

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Adopte las precauciones normales necesarias para manipular todos los reactivos de laboratorio.

Deseche todo el material residual de acuerdo con las directrices locales.

Se analizaron utilizando métodos homologados por FDA los materiales biológicos de un solo donante humano contenidos en este producto para comprobar si reaccionaban contra el antivirus de la hepatitis C (anti-VHC), el antígeno superficial de la hepatitis B (HBsAg) y el anticuerpo del VIH 1/2, con resultados negativos. Dado que no se conoce ningún método capaz de garantizar totalmente que un producto derivado de la sangre humana no puede transmitir agentes infecciosos, este producto se deberá manipular como si fuera potencialmente infeccioso.

NO TRANSLATION AVAILABLE

Suero humano liofilizado que contiene la isoenzima creatina-cinasa-MB.

conservante

A PRECAUCIÓN

El conservante de azida sódica puede formar compuestos explosivos en las tuberías metálicas del desagüe. Véase el NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (Boletín de NIOSH: Peligro de explosión con la azida) (16/8/76). Para evitar la posible acumulación de compuestos de azida, limpie con agua los tubos de desagüe tras la eliminación del reactivo sin diluir. Para desechar la azida sódica deben seguirse las normativas locales adecuadas.

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PELIGROSO SEGÚN EL SGA

No clasificado como tóxico

SDS

La ficha de datos de seguridad está disponible en beckmancoulter.com/techdocs

Lionel Zaga

Beckman Coulter Argentina S.A.

APODERADO

Instrucciones de uso BLODR30034EU 01 SEPTIEMBRE 2022

Spanish

Gabriela A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A

FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093 CK-MB CAL Calibrator Página 1 de 3

JALIBRACIÓN

PREPARACIÓN DEL CALIBRADOR

- 1. Retire la tapa y el tapón de goma del frasco, con cuidado de no derramar material liofilizado.
- 2. Añada 1,0 mL de agua desionizada y esterilizada entre 15...25 °C al material liofilizado utilizando una pipeta aforada calibrada para proporcionar exactamente 1,0 mL.
- 3. Vuelva a colocar el tapón de goma y disuelva totalmente el contenido mezclándolo con suavidad durante 30 minutos. Evite la formación de espuma.
- 4. Continúe la mezcla hasta que la solución sea homogénea y se haya reconstituido todo el material liofilizado.
- Anote la fecha en que se reconstituyó el control en la etiqueta del frasco.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD DEL CALIBRADOR

/ida útil del vial cerrado según estudio de estabilidad: 18 meses.

3i no se abre y se almacena entre 2...8 °C, CK-MB Calibrator permanecerá estable hasta su fecha de caducidad.

Jna vez abierto, siempre que no presente contaminación y se cierre herméticamente inmediatamente después de utilizarse, el control permanecerá estable durante 5 días si se almacena entre 2...8 °C, 8 horas si se almacena entre 15...25 °C o 4 semanas si se almacena a -20 °C cuando se congela una vez.

VALORES ASIGNADOS AL CALIBRADOR

Consulte la tabla de valores asignados que se incluye en el kit.

TRAZABILIDAD

El valor de CK-MB Calibrator se ha estandarizado a partir del método de referencia CK_{total} de la IFCC con incorporación de anticuerpo, realización manual y cálculo a través de un coeficiente de absorción molar ε.

PROCEDIMIENTOS DE TEST

Consulte las instrucciones de utilización del producto.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Asegúrese de que el número de lote del vial es el mismo que el indicado en la hoja de la tabla de asignación de valores.

Asegúrese de que el valor seleccionado es el adecuado para las unidades en los ajustes de los parámetros del analizador.

Aviso al usuario

Este dispositivo está diseñado únicamente para su uso por parte de profesionales sanitarios.

Si se produce algún incidente grave relacionado con este dispositivo, se deberá notificar a Beckman Coulter y a la autoridad competente del estado miembro en el que residen el usuario o el paciente.

El resumen de Seguridad y rendimiento está disponible en la base de datos EUDAMED: ec.europa.eu/tools/eudamed

Consulte la Beckman Coulter Chemistry Systems Reagent Guide (BLGUIDE) (Guía de reactivos de sistemas químicos Beckman Coulter) para obtener información química específica para sistemas de química clínica AU/DxC AU y orientación sobre los símbolos utilizados en todo el etiquetado del producto AU/DxC AU.

CK-MB CAL Calibrator Página 2 dc 3

Spanish

APODERADO

Instrucciones de uso BLODR30034EU 01 SEPTIFMBRE 2022

Gabriela A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACÉUTICA

Lionel Jaga Beckman Coulter Argentina S.A. M.N. 15202/ M.P. 18093

HISTORIAL DE REVISIONES

Actualizado de acuerdo con los requisitos IVDR 2017/746.

Beckman Coulter Ireland Inc., Lismeehan, O'Callaghan's Mills, Co. Clare, Ireland +(353) (0) 65 683 1100 www.beckmancoulter.com

Instrucciones de uso BLODR30034EU 01 SEPTIEMBRE 2022

Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO

Spanish

Gabrie A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093 CK-MB CAL Calibrator Página 3 de 3



C **E** 2797

AU/DxC AU Instrucciones de uso

© 2022 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

CK-MB **CK-MB Control Serum Level 1**

REF ODR30035 9 x 2 mL (tapón blanco)

Sólo para uso en diagnóstico in vitro.

PRINCIPIO

FINALIDAD PREVISTA

El suero de control de nivel 1 CK-MB es un control de suero humano liofilizado diseñado para supervisar la exactitud y precisión del reactivo CK-MB OSR61155 mediante los analizadores AU/DxC AU de Beckman Coulter.

REACTIVOS

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Adopte las precauciones normales necesarias para manipular todos los reactivos de laboratorio.

Deseche todo el material residual de acuerdo con las directrices locales.

Se analizaron utilizando métodos homologados por FDA los materiales biológicos de un solo donante humano contenidos en este producto para comprobar si reaccionaban contra el antivirus de la hepatitis C (anti-VHC), el antígeno superficial de la hepatitis B (HBsAg) y el anticuerpo del VIH 1/2, con resultados negativos. Dado que no se conoce ningún método capaz de garantizar totalmente que un producto derivado de la sangre humana no puede transmitir agentes infecciosos, este producto se deberá manipular como si fuera potencialmente infeccioso.

NO TRANSLATION AVAILABLE

Suero humano liofilizado que contiene la isoenzima creatina-cinasa-MB.

conservante

A PRECAUCIÓN

El conservante de azida sódica puede formar compuestos explosivos en las tuberías metálicas del desagüe. Véase el NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (Boletín de NIOSH: Peligro de explosión con la azida) (16/8/76). Para evitar la posible acumulación de compuestos de azida, limpie con agua los tubos de desagüe tras la eliminación del reactivo sin diluir. Para desechar la azida sódica deben seguirse las normativas locales adecuadas.

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PELIGROSO SEGÚN EL SGA

No clasificado como tóxico

SDS

La ficha de datos de seguridad está disponible en beckmancoulter.com/techdocs

Lionel Zaga

APODERADO

Instrucciones de uso BLODR30035FU 01 SEPTIEMBRE 2022

Spanish

Beckman Coulter Argentina S.A.

Gadriela A. Cividino Backman Coulter Argentina S.A. FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

CK-MB Control Página 1 de 3

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Vida útil del vial cerrado según estudio de estabilidad: 18 meses.

Si no se abre y se almacena entre 2...8 °C, CK-MB Control Serum permanecerá estable hasta su fecha de caducidad.

Una vez abierto, siempre que no presente contaminación y se cierre herméticamente inmediatamente después de utilizarse, el control permanecerá estable durante 5 días si se almacena entre 2...8 °C, 8 horas si se almacena entre 15...25 °C o 4 semanas si se almacena a -20 °C cuando se congela una vez.

CONTROL DE CALIDAD

PREPARACIÓN DEL CONTROL

- 1. Retire la tapa y el tapón de goma del frasco, con cuidado de no derramar material liofilizado.
- 2. Añada 2,0 mL de agua desionizada y esterilizada entre 15...25 °C al material liofilizado utilizando una pipeta aforada calibrada para proporcionar exactamente 2,0 mL.
- Vuelva a colocar el tapón de goma y disuelva totalmente el contenido mezclándolo con suavidad durante 30 minutos. Evite la formación de espuma.
- 4. Continúe la mezcla hasta que la solución sea homogénea y se haya reconstituído todo el material liofilizado.
- 5. Anote la fecha de preparación del control en la etiqueta del frasco.

VALORES DEL ENSAYO

Consulte la tabla de medias y rangos en la hoja de asignación de valores.

El valor de CK-MB Control Serum Level 1 se ha estandarizado a partir del método de referencia CK_{total} de la IFCC con incorporación de anticuerpo, realización manual y cálculo a través de un coeficiente de absorción molar ϵ .

PROCEDIMIENTOS DE TEST

Consulte las instrucciones de utilización del producto.

Cada laboratorio debe establecer su propia frecuencia de control. Sin embargo, las buenas prácticas de laboratorio sugieren que se realicen controles cada día que se realicen pruebas con muestras de pacientes, y cada vez que se realice una calibración/puesta a cero.

Los resultados obtenidos por cada laboratorio pueden variar respecto al valor medio proporcionado. Por lo tanto, se recomienda que cada laboratorio genere intervalos y valores de referencia de control específicos para análitos basados en varias series según sus requisitos. Estos valores de referencia deberían hallarse dentro de los límites aceptables correspondientes que se proporcionan en la tabla adjunta.

Revise todas las variables de trabajo si observa tendencias o cambios súbitos en estos valores.

Si los controles no vuelven a los límites especificados, cada laboratorio deberá establecer unas directrices para la adopción de medidas correctoras.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Asegúrese de que el número de lote del vial es el mismo que el indicado en la hoja de la tabla de asignación de valores.

Asegúrese de que el valor seleccionado es el adecuado para las unidades en los ajustes de los parámetros del analizador.

Aviso al usuario

Este dispositivo está diseñado únicamente para su uso por parte de profesionales sanitarios.

Lionel Aga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO

CK-MB Control Página 2 de 3

Spanish

.

Instrucciones de uso BLODR30035EU 01

SEPTIEMBRE 2022

Gabriela Λ. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACEUTICA

M.N. 15202/ M.P. 18093

Si se produce algún incidente grave relacionado con este dispositivo, se deberá notificar a Beckman Coulter y a la autoridad competente del estado miembro en el que residen el usuario o el paciente.

El resumen de Seguridad y rendimiento está disponible en la base de datos EUDAMED: ec.europa.eu/tools/eudamed

Consulte la Beckman Coulter Chemistry Systems Reagent Guide (BLGUIDE) (Guía de reactivos de sistemas químicos Beckman Coulter) para obtener información química específica para sistemas de química clínica AU/DxC AU y orientación sobre los símbolos utilizados en todo el etiquetado del producto AU/DxC AU.

HISTORIAL DE REVISIONES

Actualizado de acuerdo con los requisitos IVDR 2017/746.

Beckman Coulter Ireland Inc., Lismeehan, O'Callaghan's Mills, Co. Clare, Ireland +(353) (0) 65 683 1100 www.beckmancoulter.com

Instrucciones de uso BLODR30035EU 01 SFPTIEMBRE 2022

Spanish

Lionel Zaga

Bookman Coulter Argentine S.A APODERADO

Gabriela A. Cividino Beckman Contrer Argentina S.A FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

CK-MB Control Página 3 de 3



C € 2797

AU/DxC AU Instrucciones de uso

© 2022 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

CK-MB **CK-MB Control Serum Level 2**

REF ODR30036 9 x 2 mL (tapón negro)

Sólo para uso en diagnóstico in vitro.

PRINCIPIO

FINALIDAD PREVISTA

El suero de control de nivel 2 CK-MB es un control de suero humano liofilizado diseñado para supervisar la exactitud y precisión del reactivo CK-MB OSR61155 mediante los analizadores AU/DxC AU de Beckman Coulter.

REACTIVOS

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Adopte las precauciones normales necesarias para manipular todos los reactivos de laboratorio.

Deseche todo el material residual de acuerdo con las directrices locales.

Se analizaron utilizando métodos homologados por FDA los materiales biológicos de un solo donante humano contenidos en este producto para comprobar si reaccionaban contra el antivirus de la hepatitis C (anti-VHC), el antígeno superficial de la hepatitis B (HBsAg) y el anticuerpo del VIH 1/2, con resultados negativos. Dado que no se conoce ningún método capaz de garantizar totalmente que un producto derivado de la sangre humana no puede transmitir agentes infecciosos, este producto se deberá manipular como si fuera potencialmente infeccioso.

NO TRANSLATION AVAILABLE

Suero humano liofilizado que contiene la isoenzima creatina-cinasa-MB.

conservante

A PRECAUCIÓN

El conservante de azida sódica puede formar compuestos explosivos en las tuberías metálicas del desagüe. Véase el NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (Boletín de NIOSH: Peligro de explosión con la azida) (16/8/76). Para evitar la posible acumulación de compuestos de azida, limpie con agua los tubos de desagüe tras la eliminación del reactivo sin diluir. Para desechar la azida sódica deben seguirse las normativas locales adecuadas.

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PELIGROSO SEGÚN EL SGA

No clasificado como tóxico

SDS

La ficha de datos de seguridad está disponible en beckmancoulter.com/techdocs

Instrucciones de uso BLODR3003GEU 01

Spanish

CK-MB Control Página 1 de 3

Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A. APODERADO

Gabrida A. Cividino Bookman Coulter Argentina S.A FARMACEUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Vida útil del vial cerrado según estudio de estabilidad: 18 meses.

Si no se abre y se almacena entre 2...8 °C, CK-MB Control Serum permanecerá estable hasta su fecha de caducidad.

Una vez abierto, siempre que no presente contaminación y se cierre herméticamente inmediatamente después de utilizarse, el control permanecerá estable durante 5 días si se almacena entre 2...8 °C, 8 horas si se almacena entre 15...25 °C o 4 semanas si se almacena a -20 °C cuando se congela una vez.

CONTROL DE CALIDAD

PREPARACIÓN DEL CONTROL

- 1. Retire la tapa y el tapón de goma del frasco, con cuidado de no derramar material liofilizado.
- 2. Añada 2,0 mL de agua desionizada y esterilizada entre 15...25 °C al material liofilizado utilizando una pipeta aforada calibrada para proporcionar exactamente 2,0 mL.
- 3. Vuelva a colocar el tapón de goma y disuelva totalmente el contenido mezclándolo con suavidad durante 30 minutos. Evite la formación de espuma.
- 4. Continúe la mezcla hasta que la solución sea homogénea y se haya reconstituido todo el material liofilizado.
- 5. Anote la fecha de preparación del control en la etiqueta del frasco.

VALORES DEL ENSAYO

Consulte la tabla de medias y rangos en la hoja de asignación de valores.

El valor de CK-MB Control Serum Level 2 se ha estandarizado a partir del método de referencia CK^{total} de la IFCC con incorporación de anticuerpo, realización manual y cálculo a través de un coeficiente de absorción molar ε.

PROCEDIMIENTOS DE TEST

Consulte las instrucciones de utilización del producto.

Cada laboratorio debe establecer su propia frecuencia de control. Sin embargo, las buenas prácticas de laboratorio sugieren que se realicen controles cada día que se realicen pruebas con muestras de pacientes, y cada vez que se realice una calibración/puesta a cero.

Los resultados obtenidos por cada laboratorio pueden variar respecto al valor medio proporcionado. Por lo tanto, se recomienda que cada laboratorio genere intervalos y valores de referencia de control específicos para análitos basados en varias series según sus requisitos. Estos valores de referencia deberían hallarse dentro de los límites aceptables correspondientes que se proporcionan en la tabla adjunta.

Revise todas las variables de trabajo si observa tendencias o cambios súbitos en estos valores.

Si los controles no vuelven a los límites especificados, cada laboratorio deberá establecer unas directrices para la adopción de medidas correctoras.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Asegúrese de que el número de lote del vial es el mismo que el indicado en la hoja de la tabla de asignación de valores.

Asegúrese de que el valor seleccionado es el adecuado para las unidades en los ajustes de los parámetros del analizador.

Aviso al usuario

Este dispositivo está diseñado únicamente para su uso por parte de profesionales sanitarios.

Lionel Zaga

Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO

CK-MB Control Página 2 de 3 Spanish

Instrucciones de uso BLODR30036EU 01 SEPTIEMBRE 2022

D

Beckman Coulter Argentina S.A FARMACÉUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093

Gabriella A. Cividino

Si se produce algún incidente grave relacionado con este dispositivo, se deberá notificar a Beckman Coulter y a la autoridad competente del estado miembro en el que residen el usuario o el paciente.

El resumen de Seguridad y rendimiento está disponible en la base de datos EUDAMED: ec.europa.eu/tools/eudamed

Consulte la Beckman Coulter Chemistry Systems Reagent Guide (BLGUIDE) (Guía de reactivos de sistemas químicos Beckman Coulter) para obtener información química específica para sistemas de química clínica AU/DxC AU y orientación sobre los símbolos utilizados en todo el etiquetado del producto AU/DxC AU.

HISTORIAL DE REVISIONES

Actualizado de acuerdo con los requisitos IVDR 2017/746.

Beckman Coulter Ireland Inc., Lismeehan, O'Callaghan's Mills, Co. Clare, Ireland +(353) (0) 65 683 1100 www.beckmancoulter.com

Instrucciones de uso BLODR30036EU 01 SEPTIEMBRE 2022

V

Lionel Zaga Beckman Coulter Argentina S.A APODERADO

Spanish

Gabrida A. Cividino Beckman Coulter Argentina S.A FARMACEUTICA M.N. 15202/ M.P. 18093 CK-MB Control Página 3 de 3



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas Anexo

| B T / | , | |
|--------------|-------|----|
| Ni | ímero | ٠. |
| 111 | | ,, |

Referencia: BECKMAN COULTER ARGENTINA S.A. rótulos e instrucciones de uso

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.