Alambre guía hidrofílico

Fabricante Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

No. 37, Chaoqian Rd. Changping District

102200 Pekín

CHINA

Importador Evermed S.R.L

Avda Combatientes de Malvinas 3168,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Alambre guía hidrofílico

Modelo: XX

Marca: Lepu Medical

PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO

Nº lote: XXXXX

Fecha de fabricación: XX/XXXX

<u>Almacenamiento</u>: Debe almacenarse en un lugar limpio, seco, con sombra y bien ventilado, sin gases corrosivos, con una humedad relativa inferior al 80 % y una temperatura entre -10 °C y 40°C.

Forma de presentación: Envasado individualmente en caja por 100 unidades

Método de esterilización: Óxido de etileno

Vida útil: 3 años.

Directora Técnico: Director Técnico: María Gabriela Theriano - M.N.: 11.706

"Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias "

Autorizado por la ANMAT 1999-88

EVERMED S.R.L.
Ing. LEANDRO N. BERGHER
Socio Gerente

Farm MARIA GABRIELA THERIANO DIRECTORA TÉCNICA M.N. 11706

Página 1 de 7

3.1

Razón social y dirección del fabricante

Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. No. 37, Chaoqian Rd. Changping District 102200 Beijing CHINA

Razón social y dirección del Importador

Evermed S.R.L Avda Combatientes de Malvinas 3168, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Alambre guía hidrofílico

Producto estéril para un solo uso

Modelo:

HST-J35180

HST-J35300

SD-A18150

SD-A18180

SD-A18220

SD-A18260

SD-A25150

SD-A25180

SD-A32150

SD-A32180

SD-A32260

SD-A35150-10

SD-A35150-50

SD-A35150-80

SD-A35180

SD-A35180-10

SD-A35220

SD-A35260

SD-A35260-10

SD-A35300

SD-A38150

SD-A38150-10

SD-A38180

SD-A38220

SD-A38260

SD-J35150

SD-S18150

SD-S18180

SD-S18260

SD-S25150

SD-S25180 SD-S25260

SD-S32150

SD-S32150 SD-S32180

SD-S32260

Ing. LEANDRO N. BERGHER
Socio Gerente

Farm. MARIA GABRIELA THERIANO DIRECTORA TÉCNICA M.N. 11706

Página 2 de 7

SD-S35150 SD-S35150-10 SD-S35150-50 SD-S35150-80 SD-S35180 SD-S35180-10 SD-S35220 SD-S35260 SD-S35260-10 SD-S38150 SD-S38150-10 SD-S38180 SD-S38260 SP-A35150 SP-A35180 SP-S35150 SP-S35180 ST-A18150 ST-A18260 ST-A25150 ST-A25180 ST-A25260 ST-A35150 ST-A35150-10 ST-A35180 ST-A35180-80 ST-A35260 ST-A38150 ST-A38180 ST-A38260 ST-S25150 ST-S25260 ST-S35150 ST-S35180 ST-S35260 ST-S38150 ST-S38180 SD-A25260

Marca: Lepu Medical

Almacenamiento:

SD-A35150 SD-J35180

Debe almacenarse en un lugar limpio, seco, con sombra y bien ventilado, sin gases corrosivos, con una humedad relativa inferior al 80 % y una temperatura entre -10 °C y 40°C.

Forma de presentación: Envasado individualmente en caja por 100 unidades.

Método de esterilización: Óxido de etileno

Director Técnico: Director Técnico: María Gabriela Theriano - M.N.: 11.706

"Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias "

Autorizado por la ANMAT PM 1999-88

EVERMED S.R.L.
Ing. LEANDRO N. BERGHER /
Socio Gerente

Pági Farm, Maria Gabriela THERIANO

Página 3 de 7

DIRECTORA TÉCNICA M.N 11706 Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC Nº 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados

(Los productos deberán ofrecer las prestaciones que les haya atribuido el fabricante y deberán desempeñar sus funciones tal y como especifique el fabricante)

Uso Previsto

El alambre guía hidrofílico está diseñada para dirigir un catéter a las arterias coronarias deseadas durante un procedimiento de diagnóstico o intervención.

Efectos secundarios no deseados

No se conoce ningún efecto secundario para los alambre guía hidrofílico

3.3

Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura

Accesorios, adaptadores y otros dispositivos o equipos destinados a usarse en combinación con el sistema del dispositivo.

- Introductor arterial
- 2. Catéter angiográfico
- 3. Catéter guía

3.4

Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos

INSTRUCCIONES DE USO

- Saque el alambre guía hidrofílico y la bobina de alambre del paquete.
- Inyecte solución salina fisiológica heparinizada en la bobina de alambre a través del conector de la bobina con una jeringa para garantizar que la guía hidrofílica pueda deslizarse suavemente dentro de ella.
- •Retire el alambre guía hidrofílico de la bobina del alambre e inspeccione el alambre antes de usarlo para verificar que esté lubricado. Si la guía hidrofílica no se puede retirar fácilmente de la espiral, inyecte más solución salina fisiológica heparinizada en la espiral y vuelva a intentarlo.
- El alambre guía hidrofílico puede deslizarse completamente dentro del catéter o deslizarse hacia afuera debido a su baja fricción de deslizamiento.



Página 4 de 7

Farm. MARIA GABRIELA THERIANO DIRECTORA TÉCNICA M.N. 11706 • Mantenga al menos 5 cm de la longitud extendida del cable fuera del conector del catéter durante la introducción.

3.5

La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico

· Un ajuste apretado entre el dispositivo en cuestión y los dispositivos auxiliares puede exacerbar las fuerzas de fricción durante el uso, lo que podría contribuir a una pérdida imprevista del recubrimiento, como por ejemplo, descamación, delaminación o desprendimiento, lo que podría provocar daños al vaso, corte del alambre guía hidrofílico, y liberación de fragmentos de plástico del alambre guía hidrofílico. Es posible que sea necesario retirar del recipiente dichos trozos o fragmentos del alambre.

El alambre guía hidrofílico debe usarse inmediatamente después de abrir el paquete y desecharse de manera segura y adecuada después de su uso, siguiendo las regulaciones locales para el manejo de desechos médicos. La eliminación del alambre guía debe tener

en cuenta los riesgos de infección o microbios.

La guía debe utilizarse bajo guía fluoroscópica. El médico debe seguir las precauciones y/o advertencias de fluoroscopia para garantizar la seguridad del uso del dispositivo asociado con la fluoroscopia tanto para los pacientes como para los operadores clínicos.

- Manipule el alambre guía hidrofílico lenta y cuidadosamente en el vaso mientras confirma el comportamiento y la ubicación de la punta del alambre bajo fluoroscopia. La manipulación inadecuada de la guía hidrofílica sin confirmación fluoroscópica puede provocar la perforación del vaso.
- No aplique fuerza de flexión repetitiva a un punto específico del dispositivo, ya que esto puede causar daños al alambre guía hidrofílico.
- · Considere el uso de heparinización sistémica para prevenir o reducir la posibilidad de formación de trombos en la superficie de la quía hidrofílica.
- Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o los pacientes.

Precondicionamiento:

- La superficie de la guía hidrofílica no es lubricante a menos que esté mojada. Antes de sacarlo de la bobina de alambre e insertarlo a través de un catéter, llene el soporte y el catéter con solución salina fisiológica heparinizada.
- Se debe evitar el uso de alcohol, soluciones antisépticas u otros disolventes, ya que pueden afectar negativamente al rendimiento del recubrimiento de la guía hidrofílica.

Manipulación:

Toda la operación debe realizarse de forma aséptica.

- No manipule ni retire la aguja guía hidrofílica a través de una aguja de entrada de metal o un dilatador de metal. La manipulación y/o extracción a través de un dilatador metálico puede provocar la destrucción y/o separación del revestimiento exterior de poliuretano que requiere recuperación. Se recomienda una aguja de entrada de plástico cuando se utiliza este alambre para la colocación inicial.
- No utilice la guía hidrofílica con dispositivos que contengan piezas metálicas, como catéteres de aterectomía, catéteres láser o dispositivos de introducción/torsión de metal, ya que pueden provocar que el revestimiento plástico de la guía hidrófila corte y/o corte el alambre.
- Debido a la naturaleza resbaladiza del recubrimiento hidrofílico del alambre guía hidrofílico, el operador puede encontrar algunas dificultades al manipular el alambre.

Ing. LEANDRO N. BERGHER
Socto Gerante

Farm. MARIA GABRIELA THERIANO DIRECTORA TÉCNICA M.N. 11706

Página 5 de 7

Antes de mover el alambre guía, se debe examinar el movimiento de la punta bajo fluoroscopia. No aplique torsión a la guía sin observar el movimiento correspondiente de la punta; de lo contrario, se puede producir un traumatismo en el vaso.

Si siente alguna resistencia o si el comportamiento y/o la ubicación de la punta parecen inadecuados, deje de manipular la guía hidrofílica y/o el catéter y determine la causa mediante fluoroscopia. Si continúa manipulando o rotando la guía hidrofílica o no tiene la precaución adecuada, se puede doblar, doblar y separar la punta de la guía, dañar el catéter o dañar el vaso.

Tenga cuidado al retirar el dispositivo y cambiarlo por uno nuevo para completar el procedimiento

Al manipular el dispositivo a través de stents ó catéteres tipo balón que sean cortantes, se debe tener cuidado, ya que durante la retirada, se puede separar el recubrimiento exterior del alambre. De igual forma, se debe tener el mismo cuidado si los vasos sanguíneos son tortuosos ó están muy calcificados.

Todo esto representa un evento clínico adverso que requiere intervención adicional para

reparar la vasculatura.

- Después de retirarla del vaso del paciente y antes de reinsertarla en el mismo paciente durante el mismo cateterismo, la guía hidrofílica debe enjuagarse en un recipiente lleno de solución salina fisiológica heparinizada. Cualquier residuo de sangre que aún esté adherido al alambre se puede eliminar limpiando una vez con una gasa humedecida con solución salina fisiológica heparinizada.
- · Evite limpiar el dispositivo con una gasa seca, ya que esto podría dañar el revestimiento del dispositivo. Evite limpiar excesivamente el dispositivo recubierto.
- Al volver a insertar la guía hidrofílica en el soporte, tenga cuidado de no dañar el revestimiento de polímero hidrófilo de los cables con el borde del soporte.

3.6

La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos No aplica

3.7

Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización

Está prohibido su uso si el producto esta dañado o el envase abierto. Este producto es estéril y desechable. Está prohibida su reutilización o reesterilización.

3.8

Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones

No aplica dado a que se debe a un producto de un solo uso y no debe ser reutilizado, desinfectado, limpiado ni reacondicionado.

3.9

Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros)

No aplica

Ing. LEANDRO N. BERGHER
Socio Gerente

Farm. MARIA GABRIELA THERIANO DIRECTORA TÉCNICA Página 6 de 7

Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta

No aplica

3.11

Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico

No aplica

3.12

Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras

Almacenamiento y fecha de caducidad

- Evite la exposición al agua, la luz solar directa, temperaturas extremas y alta humedad durante el almacenamiento. El producto debe almacenarse en un ambiente con un límite de temperatura de 0° C a 40° C.
- · El producto debe utilizarse dentro de la vida útil de tres años.

3.13

Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar

No aplica ya que el producto no se utiliza para administrar ningún medicamento.

3.14

Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación

La desinfección y eliminación después del tratamiento debe ser realizado de acuerdo a las normativas vigentes.

3.15

Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC Nº 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos No aplica

3.16

El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición No aplica

Ing. LEANDRO N. BERGHER

Farm. MARIA GABRIELA THERIANO DIRECTORA TÉCNICA M.N. 11706 Página 7 de 7



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas Anexo

Número:	
I TUILLE UT	

Referencia: EVERMED S.R.L. ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.