

## Productos:

- Stents coronarios y periféricos
- Stents cerebrales
- Stents para aneurisma cerebral
- Stents aórticos
- Stents carotídeos
- Catéteres balón
- Catéteres balón con liberación de droga
- Endoprotesis para aneurisma aórtico abdominal
- Dispositivos para cierre de Ductus, CIA, CIV y PFO
- Ocluidores Vasculares periféricos
- Prótesis de PTFE
- Prótesis de dakron woven y dakron knited
- Shunts carotídeos
- Filtros de vena cava
- Coils para aneurisma cerebral

## Proyecto rótulos según Anexo III.B de la Disposición 2318/02

El modelo del rótulo contiene las siguientes informaciones:

1. A) Razón social y dirección del fabricante:

CID S.p.A

Crescentino snc. - 13040 Saluggia

(VC), Italia.

B) Razón social y dirección del importador:

Angiocor SA

Av. Rivadavia 4260 4° Piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

2. Marca y modelo del producto:

Marca: Lo que

corresponde

Modelos: Lo que corresponde

3. Se especifica la calidad de “estéril” del producto indicando que el producto se esterilizó con Óxido de Etileno.

4. Se especifica “Número de lote” de cada unidad.

5. Se especifica la fecha de fabricación, que es la misma que la fecha de esterilización, mediante la fecha con nomenclatura internacional equivalente a año y mes: AAAA-MM-DD.

6. El plazo de validez del producto es de un (2) años a partir de la fecha de esterilización

7. Se indica la condición de “un solo uso” del producto médico.

8. Condiciones específicas de almacenamiento: “Almacenar en su envase original en un lugar seco y oscuro”.

9. Las instrucciones especiales para operación y/o uso del producto médico están contenidas en las ‘Instrucciones de uso’.

  
Fom. Notaría hezcano.  
DNI: 26209569.

  
SEBASTIAN PISANO  
VICEPRESIDENTE  
ANGIOCOR S.A.

## Productos:

- Stents coronarios y periféricos
- Stents cerebrales
- Stents para aneurisma cerebral
- Stents aórticos
- Stents carotídeos
- Catéteres balón
- Catéteres balón con liberación de droga
- Endoprotesis para aneurisma aórtico abdominal
- Dispositivos para cierre de Ductus, CIA, CIV y PFO
- Ocluidores Vasculares periféricos
- Prótesis de PTFE
- Prótesis de dakron woven y dakron knited
- Shunts carotídeos
- Filtros de vena cava
- Coils para aneurisma cerebral

10. Las advertencias y precauciones que deben adoptarse en el uso del producto médico están contenidas en las 'Instrucciones de uso'.
11. Se indica que la forma de presentación del producto es de 1 (una) unidad por envase.
12. Nombre del responsable técnico:  
Natacha Danisa Lezcano  
Matrícula N° 15114  
Director técnico
13. El número de Registro del Producto Médico se especifica mediante la leyenda: AUTORIZADO POR LA ANMAT: PM 416-179
14. Condición de uso: "USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS".

  
Fom. Natacha Lezcano.  
DNI: 26209569.

  
SEBASTIAN PISANO  
VICEPRESIDENTE  
ANGIOCOR S.A.

**Productos:**

- Stents coronarios y periféricos
- Stents cerebrales
- Stents para aneurisma cerebral
- Stents aórticos
- Stents carotídeos
- Catéteres balón
- Catéteres balón con liberación de droga
- Endoprotesis para aneurisma aórtico abdominal
- Dispositivos para cierre de Ductus, CIA, CIV y PFO
- Ocluidores Vasculares periféricos
- Prótesis de PTFE
- Prótesis de dakron woven y dakron knited
- Shunts carotídeos
- Filtros de vena cava
- Coils para aneurisma cerebral

**Modelo instrucciones de uso según Anexo III.B de la Disposición 2318/02:**

1. Datos básicos:

A) Razón social y dirección del

fabricante:

CID S.p.A

Crescentino snc. - 13040 Saluggia

(VC), Italia.

B) Razón Social y dirección del

importador Angiocor SA

Av. Rivadavia 4260 4° Piso  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina

a. Marca y Modelo del producto médico

Marca: Lo que corresponde

Modelos: Lo que corresponde

b. Otras indicaciones

- Estéril. Este producto está esterilizado con óxido de etileno.
- Producto de un solo uso.
- Almacenar en su envase original en un lugar seco y oscuro.
- Las instrucciones especiales para operación y/o uso del producto están contenidas en estas "Instrucciones de uso".
- Las advertencias y precauciones que deben adoptarse en el uso del producto médico están contenidas en estas "Instrucciones de uso".  
Vida útil: de almacenarse de forma correcta el producto cuenta con una vida útil de dos años.

c. Responsable técnico

Natacha Danisa Lezcano  
Matrícula N° 15114  
Director técnico

d. Registro del producto

AUTORIZADO POR LA ANMAT: 416-179

e. Condición de uso: "USO EXCLUSIVO A PROFESIONES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

  
Fom. Natacha Lezcano.  
DNI: 20209569.

  
SEBASTIAN PISANO  
VICEPRESIDENTE  
ANGIOCOR S.A.

## Productos:

- Stents coronarios y periféricos
- Stents cerebrales
- Stents para aneurisma cerebral
- Stents aórticos
- Stents carotídeos
- Catéteres balón
- Catéteres balón con liberación de droga
- Endoprotesis para aneurisma aórtico abdominal
- Dispositivos para cierre de Ductus, CIA, CIV y PFO
- Ocluidores Vasculares periféricos
- Prótesis de PTFE
- Prótesis de dakron woven y dakron knited
- Shunts carotídeos
- Filtros de vena cava
- Coils para aneurisma cerebral

## 2. Prestaciones contempladas:

Uso previsto: El sistema de stent periférico autoexpandible está diseñado para el tratamiento de enfermedades arteriales periféricas en la arteria femoral superficial y la arteria poplítea proximal.

Indicación de uso: El dispositivo está indicado para el tratamiento de estenosis en las arterias femoropoplíteas sobre la rodilla en pacientes sintomáticos adultos [categoría 2-5 de Rutherford]. La lesión, cuya longitud máxima puede ser de 14 centímetros, debe estar ocluida o presentar estenosis superior al 50%, ya sea de novo o restenótica, y no haber sido previamente tratada con un stent.

## Contraindicaciones:

El uso del stent está contraindicado en las siguientes situaciones:

- Lesiones consideradas no tratables con ATP u otras técnicas intervencionistas.
- Mujeres embarazadas o lactantes.
- Lesiones localizadas en los dos tercios distales de la arteria poplítea o en la articulación de la rodilla.
- Condiciones clínicas que impiden el uso de terapias antiplaquetarias y/o anticoagulantes.

## Advertencias:

- No se recomienda el uso del dispositivo en pacientes con hipersensibilidad o alergias conocidas a Sirolimus, ácidos grasos (como ácido esteárico, ácido palmítico, ácido behénico) o a los componentes metálicos del stent (como níquel, titanio y tantalio).
- El dispositivo está diseñado para un solo uso. No reutilizar, reprocesar ni reesterilizar, ya que esto podría causar riesgos de contaminación del dispositivo y/o infecciones en el paciente, inflamaciones y la transmisión de enfermedades infecciosas entre pacientes.
- El dispositivo se ha proyectado como un sistema integral. No utilizar sus componentes por separado.
- No utilizar el dispositivo si el envase está abierto o dañado, si no se ha almacenado correctamente o si ha vencido la fecha de caducidad. En dichos casos no está garantizada la esterilidad del producto.
- El dispositivo debe ser utilizado exclusivamente por médicos con formación específica para llevar a cabo intervenciones de angioplastia transluminal percutánea (ATP) e implantes de stents periféricos.
- Si en cualquier fase del procedimiento se advierte resistencia, no se debe forzar el sistema, sino que se retirará el sistema de stent y el conjunto formado.

## Precauciones:

- No usar nunca el sistema de liberación rápida al principio de la expansión del stent. Usarlo solo si es necesario, tras soltar al menos la mitad de la longitud del stent.

Fom. Natalia hezcano.  
DNI: 26209569.

SEBASTIAN PISANO  
VICEPRESIDENTE  
ANGIOCOR S.A.

## Productos:

- Stents coronarios y periféricos
- Stents cerebrales
- Stents para aneurisma cerebral
- Stents aórticos
- Stents carotídeos
- Catéteres balón
- Catéteres balón con liberación de droga
- Endoprótesis para aneurisma aórtico abdominal
- Dispositivos para cierre de Ductus, CIA, CIV y PFO
- Ocluidores Vasculares periféricos
- Prótesis de PTFE
- Prótesis de dakron woven y dakron knited
- Shunts carotídeos
- Filtros de vena cava
- Coils para aneurisma cerebral

- El dispositivo debe manipularse cuidadosamente a fin de evitar todo contacto con instrumentos metálicos o abrasivos que puedan dañarlo o producir alteraciones mecánicas.
- El dispositivo no debe entrar en contacto con líquidos antes de su preparación y colocación.
- El sistema de colocación del dispositivo no ha sido diseñado para usarlo con inyectores de medios de contraste.
- Cuando los stents se implantan en tándem, sus respectivos marcadores radiopacos deben superponerse. La superposición no debe implicar más de dos stents.
- En caso de stents superpuestos, se recomienda una longitud de superposición menor que 20 mm.
- Para evitar que se dañe el stent, hay que tener mucho cuidado al pasar un hilo guía, un catéter de balón u otros dispositivo a través del mismo cuando esté expandido.

## Reacciones adversas potenciales

Los posibles efectos adversos que pueden asociarse con la implantación de un stent periférico incluyen riesgos relacionados con la angioplastia transluminal percutánea y riesgos adicionales asociados con el uso de stents, tal como se indica a continuación.

- Infección, dolor y hematoma en el punto de acceso
- Reacción alérgica o adversa al medio de contraste, los fármacos usados durante el procedimiento o los materiales que forman el stent
- Espasmo arterial
- Trombosis arterial o con stent
- Aneurisma o pseudoaneurisma de la arteria femoral
- Embolización distal aterosclerótica
- Sangrado
- Muerte
- Disección, perforación o rotura del vaso con soporte
- Embolia
- Fallo renal
- Isquemia de miembros inferiores (requiere intervención quirúrgica)
- Reestenosis de la arteria en la que se ha implantado el stent
- Embolización del stent
- Oclusión vascular o estenosis no resuelta

  
Fom. Natalia hezcano.  
DNI: 26209569.

  
SEBASTIAN PISANO  
VICEPRESIDENTE  
ANGIOCOR S.A.

## Productos:

- Stents coronarios y periféricos
- Stents cerebrales
- Stents para aneurisma cerebral
- Stents aórticos
- Stents carotídeos
- Catéteres balón
- Catéteres balón con liberación de droga
- Endoprótesis para aneurisma aórtico abdominal
- Dispositivos para cierre de Ductus, CIA, CIV y PFO
- Ocluidores Vasculares periféricos
- Prótesis de PTFE
- Prótesis de dakron woven y dakron knited
- Shunts carotídeos
- Filtros de vena cava
- Coils para aneurisma cerebral

### 3. Conexión a otros productos médicos:

#### Compatibilidad con accesorios:

Con el dispositivo NiTiDES pueden utilizarse introductores de diámetro 6F (2,0 mm) o superior.

Con los dispositivos NiTiDES pueden utilizarse hilos guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm) o menos. El grado de rigidez del hilo guía y la configuración de su punta quedan a criterio de la experiencia clínica del médico.

Si fuera necesario utilizar un catéter guía, los sistemas son compatibles con catéteres guía de diámetro 8F (2,7 mm) o mayor. En ese caso, asegurarse de que la válvula hemostática está totalmente abierta antes de introducir el grupo seleccionado.

### 4. Instrucciones de Uso

#### Selección del dispositivo

Medir la longitud de la lesión diana para determinar la longitud requerida del stent. Para cubrir adecuadamente la lesión, la longitud del stent desplegado debe ser por lo menos 5 mm mayor que la lesión a cada lado.

Medir el diámetro de referencia del vaso proximal y distal con respecto a la lesión para determinar el tamaño correcto del stent. Para garantizar la colocación segura del stent, usar el diámetro mayor como base para elegir el stent de tamaño adecuado. Al elegir el modelo, consultar la información proporcionada en la tabla 1.

#### Preparación del dispositivo

Antes de implantar el stent, administrar heparina al paciente y comprobar que el tiempo de coagulación activado (TCA) cumple con lo establecido por las directrices del Centro.

Durante la preparación del sistema, tener mucho cuidado para que el stent no entre en contacto con ningún líquido.

- a) Abrir la caja y sacar la bolsa que contiene la bolsa interna estéril.
- b) Tras comprobar que el envase no presenta daños, abrir la bolsa externa de aluminio no estéril y sacar el contenido de la bolsa interna. (Nota: La bolsa de aluminio y la superficie exterior de la bolsa interna de plástico NO SON ESTÉRILES. Solo el contenido de la bolsa de plástico es ESTÉRIL).
- c) Con cuidado para poner el soporte en una superficie plana en un campo estéril, desabrochar la cinta alrededor del mango y sacar el catéter del coil de protección.

Fam. Natalia bezano.  
DNI: 26209569.

SEBASTIAN PISANO  
VICEPRESIDENTE  
ANGIOCOR S.A.

## Productos:

- Stents coronarios y periféricos
- Stents cerebrales
- Stents para aneurisma cerebral
- Stents aórticos
- Stents carotídeos
- Catéteres balón
- Catéteres balón con liberación de droga
- Endoprotesis para aneurisma aórtico abdominal
- Dispositivos para cierre de Ductus, CIA, CIV y PFO
- Ocluidores Vasculares periféricos
- Prótesis de PTFE
- Prótesis de dakron woven y dakron knited
- Shunts carotídeos
- Filtros de vena cava
- Coils para aneurisma cerebral

d) Comprobar que el catéter portador no está estrangulado, plegado ni presenta otros daños. Cualquier daño al dispositivo puede perjudicar su rendimiento.

e) Llenar una jeringa de 3 ml de solución fisiológica que contenga heparina, conectarla al conector Luer de enjuague (figura 1, ítem 12) y aplicar una presión positiva. Seguir enjuagando hasta que la solución fisiológica salga por el extremo distal del catéter.

f) Inspeccionar el extremo distal del catéter, asegurándose de que el stent (figura 1, ítem 4) está completamente cubierto por la vaina exterior.

No usar el dispositivo si está dañado o si el stent está parcialmente expandido.

## Compatibilidad con accesorios

Con el dispositivo NiTiDES pueden utilizarse introductores de diámetro 6F (2,0 mm) o superior.

Con los dispositivos NiTiDES pueden utilizarse hilos guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm) o menos. El grado de rigidez del hilo guía y la configuración de su punta quedan a criterio de la experiencia clínica del médico.

Si fuera necesario utilizar un catéter guía, los sistemas son compatibles con catéteres guía de diámetro 8F (2,7 mm) o mayor. En ese caso, asegurarse de que la válvula hemostática está totalmente abierta antes de introducir el grupo seleccionado.

## Introducción del stent

a) Asegurarse de que la llave de seguridad (figura 1, ítem 10) del mango está en la posición bloqueada (detalle B).

b) Lavar la parte expuesta del alambre de guía con una solución fisiológica que contenga heparina para retirar las trazas de sangre y medio de contraste.

c) Avanzar el sistema sobre la guía de alambre hasta que el stent llegue a la zona de tratamiento.

Si en cualquier momento se advierte una resistencia inusual, no se debe forzar el sistema, sino retirar el introductor, el hilo guía y el dispositivo como si fueran una sola unidad. Si se ejerce demasiada fuerza y/o se manipula incorrectamente, puede desplegarse accidentalmente el stent o dañarse el catéter de colocación.

## Avance del dispositivo

a) Avanzar el sistema hasta que el stent se encuentre más allá de la lesión.

b) Retroceder el sistema hasta que el stent esté alineado con la lesión.

c) Comprobar que la parte del sistema portador que se encuentra fuera del cuerpo del paciente está bien extendida y recta.

Fern. Natalia hezcano.  
D.N.I.: 26209569.

SEBASTIAN PISANO  
VICEPRESIDENTE  
ANGIOCOR S.A.

## Productos:

- Stents coronarios y periféricos
- Stents cerebrales
- Stents para aneurisma cerebral
- Stents aórticos
- Stents carotídeos
- Catéteres balón
- Catéteres balón con liberación de droga
- Endoprotesis para aneurisma aórtico abdominal
- Dispositivos para cierre de Ductus, CIA, CIV y PFO
- Ocluidores Vasculares periféricos
- Prótesis de PTFE
- Prótesis de dakron woven y dakron knited
- Shunts carotídeos
- Filtros de vena cava
- Coils para aneurisma cerebral

Precaución: Si el sistema portador no está bien extendido, el stent podría desplegarse más allá de la lesión diana.

## Implantación y expansión del stent

- a) Sujetando firmemente el mando con una mano, comprobar que los marcadores radiopacos del stent están en posición proximal y distal con respecto a la lesión.
- b) Asegurarse de que el introductor no se mueve durante el despliegue del stent.
- c) Girar la llave de seguridad (10) en el mango en el sentido contrario a las agujas del reloj (figura 1, detalle B) para desbloquearla (PASO 1) y, a continuación, extraerla completamente (PASO 2).
- d) Sujetando el mango en una posición fija con respecto al paciente, volver a comprobar que los marcadores radiopacos están en la posición deseada con respecto a la lesión; empezar a desplegar el stent girando la ruedecilla (figura 1, ítem 9) con el pulgar en la dirección de la flecha, como se indica en la figura 1.
- e) Mediante fluoroscopia, cuando el extremo distal del stent esté bien adherido a las paredes del vaso, seguir desplegando el stent con la ruedecilla hasta que el extremo se abra y esté completamente implantado en dichas paredes.
- f) Si se requiere un despliegue rápida, es necesario proceder de la siguiente manera: asegurarse de que no haya obstrucciones (p. ej. conector Luer hembra atornillado) en el extremo trasero del mango; sujetar la parte trasera del dispositivo («pull-back», figura 1, ítem 11) con la otra mano y tirar de ella, sujetando la parte delantera del mango de forma que esté totalmente inmóvil con respecto al paciente, como se muestra en la figura 1.
- g) Mediante fluoroscopia, asegurarse de que el stent está expandido totalmente.
- h) El stent se puede expandir aún más, si es necesario, usando un catéter balón para ATP. Al elegir el diámetro del catéter balón, y al realizar la postexpansión, consultar el diámetro del vaso que se había evaluado por angiografía. En cualquier caso, tener mucho cuidado para no expandir el stent más allá del diámetro nominal indicado en la etiqueta.
- i) El diámetro final del stent debe ser idóneo para el diámetro del vaso de referencia.

  
Form. Natalia hezcano.  
DNI: 20209569.

  
SEBASTIAN PISANO  
VICEPRESIDENTE  
ANGIOCOR S.A.

## Productos:

- Stents coronarios y periféricos
- Stents cerebrales
- Stents para aneurisma cerebral
- Stents aórticos
- Stents carotídeos
- Catéteres balón
- Catéteres balón con liberación de droga
- Endoprotesis para aneurisma aórtico abdominal
- Dispositivos para cierre de Ductus, CIA, CIV y PFO
- Ocluidores Vasculares periféricos
- Prótesis de PTFE
- Prótesis de dakron woven y dakron knited
- Shunts carotídeos
- Filtros de vena cava
- Coils para aneurisma cerebral

### 5. Instrucciones necesarias en caso de rotura.

En caso de rotura del dispositivo o cualquiera de sus componentes, se debe suspender inmediatamente el procedimiento para evitar daños mayores. No se debe forzar la recuperación ni intentar reparar el dispositivo in situ. Se debe retirar completamente el sistema del paciente (incluyendo el catéter portador, el stent y el hilo guía) como una unidad única, y disponerlo adecuadamente conforme a las regulaciones locales de manejo de dispositivos médicos dañados.

### 6. Información del envase protector de la esterilidad y advertencia sobre reesterilización.

El dispositivo NiTiDES se suministra en envase estéril, diseñado para un solo uso, y consta de dos barreras:

- **Barrera externa:** Un pouch no estéril que protege el contenido durante el transporte.
- **Barrera interna:** Un pouch estéril que garantiza la esterilidad del producto hasta el momento de su apertura en un entorno aséptico.

### 7. Advertencias sobre la reutilización:

1. No reutilizar ni reesterilizar el dispositivo. La reesterilización puede comprometer la integridad estructural del producto, aumentando el riesgo de infecciones, inflamación y transmisión de enfermedades entre pacientes. No utilizar el dispositivo si el envase presenta daños o si ha vencido la fecha de caducidad, ya que la esterilidad no estaría garantizada. Emisión de radiaciones:

### 8. Cambios del funcionamiento del producto médico:

El Sistema de Stent Periférico NiTiDES es un dispositivo médico diseñado para tratar estenosis en arterias periféricas mediante la liberación controlada de un agente antiproliferativo. El correcto funcionamiento del dispositivo puede verse comprometido en las siguientes situaciones:

- Compromiso de la integridad del envase estéril:  
Si durante la inspección previa al uso se detecta cualquier daño en el envase que comprometa la esterilidad del producto, este no debe ser utilizado, ya que no se garantiza la seguridad del paciente.
- Reutilización, reprocesamiento o reesterilización del dispositivo:  
El dispositivo está diseñado para un solo uso. Estas prácticas pueden afectar las propiedades estructurales del stent, el catéter y el recubrimiento farmacológico, lo que aumenta el riesgo de trombosis, infección o fallo en la expansión del stent.
- Uso incorrecto o inadecuado del dispositivo:  
Manipulaciones incorrectas, como forzar el sistema durante la implantación, no utilizar hilos guía compatibles (0,035 pulgadas), insertar el stent en arterias con un diámetro no especificado o no seguir las instrucciones del fabricante, pueden causar fallos en el despliegue y funcionamiento del dispositivo.

## Productos:

- Stents coronarios y periféricos
- Stents cerebrales
- Stents para aneurisma cerebral
- Stents aórticos
- Stents carotídeos
- Catéteres balón
- Catéteres balón con liberación de droga
- Endoprotesis para aneurisma aórtico abdominal
- Dispositivos para cierre de Ductus, CIA, CIV y PFO
- Ocluidores Vasculares periféricos
- Prótesis de PTFE
- Prótesis de dakron woven y dakron knited
- Shunts carotídeos
- Filtros de vena cava
- Coils para aneurisma cerebral

En cualquiera de estas situaciones, se debe desechar el producto de forma segura y devolverlo al representante autorizado para su remisión al fabricante

## 9. Precauciones relacionadas con condiciones ambientales:

- El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco, con una temperatura máxima de 25 °C.
- Durante el procedimiento, se debe evitar que el stent entre en contacto con líquidos antes de su colocación.
- El dispositivo no debe exponerse a agentes o condiciones que puedan dañar su integridad, como contacto con objetos metálicos o abrasivos.
- Las pruebas de seguridad indican compatibilidad condicional con RM en campos magnéticos de 1,5T y 3T, bajo condiciones específicas de calentamiento y tasa de absorción específica.

## 10. Medicamento incluido en el producto médico como parte integrante del mismo o al que estuviera destinado a administrar:

El Sistema de Stent Periférico NiTiDES incluye un recubrimiento farmacológico como parte integrante del producto. Este recubrimiento está compuesto por Amphilimus™, una combinación de Sirolimus (Rapamicina) y ácidos grasos de cadena larga.

- Sirolimus: Es un agente antiproliferativo que inhibe la proliferación de células musculares lisas en la pared arterial, ayudando a prevenir la restenosis (reobstrucción).
- Ácidos grasos: Actúan como portadores y estabilizadores del Sirolimus, permitiendo una liberación controlada y sostenida en el sitio de implantación.

El medicamento es liberado localmente desde los reservorios del stent una vez implantado, con el objetivo de mantener la permeabilidad del vaso tratado

## 11. Precauciones que deben adoptarse relacionadas con la eliminación del producto médico:

El producto debe ser eliminado de acuerdo con las normativas locales y reglamentos para dispositivos médicos. Dado que el stent ha estado en contacto con fluidos corporales, debe considerarse material de riesgo biológico. Se recomienda desecharlo en contenedores de residuos peligrosos siguiendo los procedimientos específicos para materiales potencialmente contaminados.

Fom. Nataliahezcano.  
DNI: 26209569.

SEBASTIAN PISANO  
VICEPRESIDENTE  
ANGIOCOR S.A.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO ANGIOCOR S.A.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.