

GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO Y ACCESORIOS

Importado por: **MARIO MANUEL MARTINEZ**
SARGENTO CABRAL 228,
SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
República Argentina

Fabricado por: **RZ Medizintechnik GmbH**
Unter Hasslen 20/22, 78532 Tuttlingen,
Alemania.

IDENTIFICACIÓN: Generador Electroquirúrgico y Accesorios, MARCA RZ
Medizintechnik, MODELO (SEGÚN CORRESPONDA)

NÚMERO DE SERIE (de origen):

FECHA DE FABRICACIÓN (de origen)

Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto; Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos; Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse;


Las instrucciones especiales para operación, advertencias y precauciones se indican en el manual de instrucciones de uso adjunto.

Director Técnico: Bioingeniero Oscar Sabá Ferreira MN:6575

Producto Médico autorizado por la ANMAT PM-2293-7

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Mario M. Martínez
CUIT: 20-74904759-8
Mario Martínez
Propietario


Biding. Oscar S. Ferreira
M.N. 6575
Director Técnico

<i>Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo)</i>

GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO Y ACCESORIOS

Importado por: **MARIO MANUEL MARTINEZ**
SARGENTO CABRAL 228,
SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
República Argentina

Fabricado por: **RZ Medizintechnik GmbH**
Unter Hasslen 20/22, 78532 Tuttlingen,
Alemania.

IDENTIFICACIÓN: Generador Electroquirúrgico y Accesorios, MARCA RZ Medizintechnik, MODELO (SEGÚN CORRESPONDA)

Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto; Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos; Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse;

Las instrucciones especiales para operación, advertencias y precauciones se indican en el manual de instrucciones de uso adjunto.

Director Técnico: Bioingeniero Oscar Sabá Ferreira MN:6575

Producto Médico autorizado por la ANMAT PM-2293-7

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

La finalidad o uso que le haya atribuido el fabricante y los posibles efectos secundarios no deseados;

Los generadores electroquirúrgicos de alta frecuencia de RZ, han sido diseñados para utilizarse con accesorios monopolares y bipolares con el fin de cortar y coagular tejidos. Los electrobisturíes de RZ proporcionan potencia completa para resecciones en urología, histeroscopia, ginecología, procedimientos laparoscópicos y cualquier otra cirugía que requiera corte y coagulación.

POSIBLES COMPLICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS

En todos los casos de su uso, la decisión de aplicar electrocirugía debe ser tomada por la persona que realiza el procedimiento, teniendo en cuenta los posibles beneficios o efectos secundarios adversos.

La electrocirugía no se recomienda para mujeres embarazadas ni para personas con:

- marcapasos cardíaco,
- electrodos de estimulación,
- implantes metálicos,
- hipertensión arterial,
- trastornos mentales,
- insuficiencia renal,
- trastornos de la coagulación sanguínea.

La información suficientemente detallada sobre las características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de obtener una combinación segura en los casos en que un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista.

Los productos vienen diseñados para utilizarse con los siguientes accesorios. Los cuales son exclusivos para este equipamiento.

Accesorios:

Accesorios: 700-100-101 Cable for Bipolar Forceps 700-100-102 Cable for Bipolar Forceps 700-100-103 Cable for Bipolar Forceps 700-100-104 Cable for Bipolar Forceps 700-100-105 Cable for Bipolar Forceps 700-100-130 Cable for Bipolar Forceps 700-100-150 Cable for Bipolar Forceps 700-100-202 Cable for Bipolar Forceps 700-100-302 Cable for Bipolar Forceps 700-100-303 Cable for Bipolar Forceps 700-100-305 Cable for Bipolar Forceps 700-100-402 Cable for Bipolar Forceps 700-100-405 Cable for Bipolar Forceps 700-100-502 Cable for Bipolar Forceps 700-100-505 Cable for Bipolar Forceps 700-101-001 Connecting cable for bipolar forceps 700-101-130 Connecting cable for bipolar forceps 700-101-150 Connecting cable for bipolar forceps 700-101-230 Connecting cable for bipolar forceps 700-101-250 Connecting cable for bipolar forceps 700-200-030 Bipolar Cable f. Aesculap Forceps 700-200-050 Bipolar Cable f. Aesculap Forceps, 700-200-130 Cable for Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-132 Cable for Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-150 Cable for Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-152 Cable for Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-232 Cable Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-252 Kabel for Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-332 Cable for Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-352 Cable for Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-432 Cable for Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-452 Cable for Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-532 Cable for Martin, Aesculap, Berchtold 700-200-552 Cable for Martin, Aesculap, Berchtold 700-287-030 Connecting cable for bipolar forceps 700-287-050 Connecting cable for bipolar forceps 700-287-130 Connecting cable for bipol. forceps, 3m 700-287-150 Connecting cable for bipol. forceps, 5m 700-287-230 Connecting cable for bipol. forceps, 3 m 700-287-250 Connecting cable for bipol. forceps, 5 m 700-300-003 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-005 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-203 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-205 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-403 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-405 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-503 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-505 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-603 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-703 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-705 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-300-805 Cable for Valleylab, Lamidey, EMC 700-345-

003 Connecting cable for bipol. forceps, 3 m 700-345-005 Connecting cable for bipol. forceps, 5 m 700-345-403 Connecting cable for bipol. forceps, 3 m 700-345-405 Connecting cable for bipol. forceps, 5 m , 700-350-030 Bipolar Instrument Cabel 700-350-050 Bipolar Instrument Cabel 700-350-130 Connecting cable for bipolar forceps 700-350-150 Connecting cable for bipolar forceps 700-350-306 Footswitch 700-350-401 Footswitch 700-350-402 Footswitch 700-350-403 Footswitch 700-350-405 Footswitch 700-351-030 Bipolar Instrument Cable 700-351-031 Connecting cable for bipolar forceps 700-351-047 Bipolar cable for Storz bipolar fcps 700-351-048 Bipolar cable for Storz bipolar fcps 700-351-050 Bipolar Instrument Cable 700-351-051 Connecting cable for bipolar forceps 700-351-053 Connecting cable bipolar, 3 m 700-351-055 Connecting cable bipolar, 5 m 700-351-131 Connecting cable for bipol. forceps, 3m 700-351-151 Connecting cable for bipol. forceps, 5m 700-351-231 Connecting cable for bipol. forceps, 3 m 700-351-251 Connecting cable for bipol. forceps, 5 m 700-390-030 Bipolar cable for Wolf Bipolar Forceps 700-390-050 Bipolar cable for Wolf Bipolar Forceps 700-400-003 Cable for Erbe, EMC, Dolley 700-400-030 Bipolar Instrument Cable 700-400-050 Bipolar Instrument Cable 700-400-055 Bipolar Instrument Cable 700-400-103 Bipolar Instrument Cable 700-400-105 Bipolar Instrument Cable 700-400-130 Bipolar Instrument Cable 700-400-203 Cable for Erbe, EMC, Dolley 700-400-205 Cable for Erbe, EMC, Dolley 700-400-303 Cable for Erbe, EMC, Dolley 700-400-403 Bipolar Instrument Cable 700-400-503 Bipolar Instrument Cable 700-400-603 Bipolar Instrument Cable 700-420-001 Bipolar Electrode TONSILS 700-420-002 Bipolar Electrode NOSE 700-500-300 Bipolar Cable ARTHRO/HYS/URO/ENT/LAP 700-500-305 Bipolar Cable 700-500-453 Saline/Bipolar Resectoscope Cable 700-500-500 Bipolar Cable ARTHRO/HYS/URO/ENT/LAP 700-501-045 Resectoscope Cable 700-501-300 Monopolar Cable ENT/LAP/ARTHRO 700-501-303 Monopolar Cable 700-501-453 Monopolar Cable URO/HYS 700-501-500 Monopolar Cable ENT/LAP/ARTHRO 700-501-503 Monopolar Cable 700-503-003 Cable Disposable Neutral 700-630-003 Bipolar cables for Bipolar Lap Forceps 700-736-003 Bipolar cables for Bipolar scissors 700-736-005

Bipolar cables for Bipolar scissors 700-739-003 Bipolar cables for Bipolar scissors 700-739-005 Bipolar cables for Bipolar scissors

Todos estos accesorios han sido diseñados para conectar las unidades electroquirúrgicas al instrumental que necesite el profesional para realizar las cirugías

La información que permita comprobar si el producto médico está bien instalado y puede funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad del producto médico.

Para poner el sistema en funcionamiento, es necesario conectar el cable de alimentación y los accesorios.

El manual de instrucciones y las directrices de seguridad para equipos electroquirúrgicos constituyen la documentación completa del dispositivo, la cual debe leerse antes de manipularlo.

Conexión de los cables de alimentación

El cable de alimentación solo se puede conectar o desconectar con el sistema apagado.

La unidad cumple con la clase I de protección contra descargas eléctricas y requiere alimentación monofásica con tomas de corriente equipadas con toma de tierra. La toma de corriente se encuentra en el panel posterior de la carcasa.

El sistema solo puede conectarse a la red eléctrica con toma de tierra de protección, equipada con un interruptor diferencial (RCD).


El sistema no requiere la conexión de ningún cable de tierra adicional. Este se utiliza para la puesta a tierra si se utiliza alimentación sin toma de tierra o en lugares donde el sistema de protección contra descargas eléctricas lo requiera.

El interruptor de pedal se conecta a la toma universal ("Interruptor de pedal principal") en el panel posterior de la carcasa del dispositivo.

Permite controlar todas las salidas del sistema. El pedal alternativo para controlar una sola salida se conecta a la toma «Pedal alternativo». Por defecto, el pedal alternativo controla la salida III.

La conexión de los pedales y el cable de alimentación se muestra en la donde:

- Pedal principal que controla todas las salidas (1)
- Pedal alternativo (2)
- Cable de alimentación (3)



La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico.

No aplica. Producto no implantable.

La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;

PAUTAS Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE



Nunca retire las piezas o cubiertas porque esto puede comprometer la compatibilidad electromagnética del sistema.



PRECAUCIÓN: Inalámbricos y celulares puede afectar la eficacia del dispositivo.

EMISIONES ELECTROMAGNETICAS

Tabla 1

Declaración – emisiones electromagnéticas y las directrices del fabricante		
Según EN estándar 60601-1-2:2007, el sistema está diseñado para uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del sistema debe asegurar que se utiliza en dicho entorno.		
Pruebas de emisión	Cumplimiento	Guía – entornos electromagnéticos
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El sistema utiliza energía de RF sólo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones RF son muy bajas y no son susceptibles de causar cualquier interferencia en equipos electrónicos cercanos.
	Clase A	El sistema es adecuado para su uso en todos los establecimientos, excluidos los establecimientos domésticos y éstos conectados directamente a la red de suministro de energía de baja tensión pública que provee los edificios usados para los propósitos domésticos.
Emisiones armónicas EN 61000-3-2	No aplicable	
Fluctuaciones de tensión / emisiones intermitentes EN 61000-3-3	No aplicable	

INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA

Tabla 2

Declaración – emisiones electromagnéticas y las directrices del fabricante			
Según EN estándar 60601-1-2:2007, el sistema está diseñado para uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del sistema debe asegurar que se utiliza en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	Prueba de nivel EN 60601-1-2	Nivel de cumplimiento	Guía del entorno Electromagnético
Descarga electrostática (ESD) EN 61000-4-2	±6kV en contacto ±8kV en aire	±6kV en contacto ±8kV en aire	Entorno hospitalario: suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si pisos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser por lo menos 30%.
Eléctrica transitoria / ráfagas EN 61000-4-4	±2kV para líneas alimentación ±1kV para entradas/ salidas – líneas >3 m	±2kV para líneas alimentación ±1kV para entradas / salidas líneas >3 m	Calidad de la energía de la red debe ser la de un entorno hospitalario típico.

INSTRUCCIONES DE USO
Generador Electroquirúrgico y accesorios
PM-2293-7

sobrecarga EN 61000-4-5	±1kV modo diferencial ±2kV modo común	±1kV modo diferencial ±2kV modo común	Calidad de energía de la red debe ser la de un entorno hospitalario típico.
Huecos de tensión, interrupciones cortas y variaciones del voltaje en líneas de entrada de suministro de energía EN 61000-4-11	0% U_T para 0.5 ciclos 40% UT para 5 ciclos 70% UT para 25 ciclos 0% UT para 5 s	0% UT para 0.5 ciclos 40% UT para 5 ciclos 70% UT para 25 ciclos 0% UT para 5 s	Calidad de energía de la red debe ser la de un entorno hospitalario típico.
Campo magnético de energía frecuencia (50 / 60Hz) EN 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia de alimentación principal debe tener los niveles típicos de un entorno hospitalario.
Note: UT es la tensión de red antes de la aplicación de la prueba de nivel.			

Tabla 4

Prueba de inmunidad	Prueba de nivel EN 60601-1-2	Cumplimiento de nivel	Guía para entornos Electromagnéticos
RF conducida EN 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz - 80 MHz	3 Vrms	Dispositivos de comunicación inalámbricos y móviles del RF no puede usarse más cerca al sistema, incluyendo los cables, que la distancia de separación recomendada calculada usando la ecuación correcta para la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: $d = 1.2 \sqrt{P}$ 150 MHz - 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$ 80 MHz - 800 MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ 800 MHz - 2.5 GHz

RF irradiada EN 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2.5 GHz	3 V/m	Donde P es la frecuencia de salida nominal máxima del transmisor en vatios según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros. La intensidad del campo de transmisores fijos de RF, según lo medido durante una encuesta electromagnética de la zona, podría ser menor que el nivel de cumplimiento para cada intervalo de frecuencia. Interferencia puede ocurrir cerca de dispositivos marcados con el símbolo siguiente:
Nota 1: Estas pautas no podrían aplicarse a todas las situaciones. Propagación de ondas electromagnéticas es influenciada por las propiedades de absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. Nota 2: La intensidad de campo para las transmisores fijas, tales como estaciones de acoplamiento para radioteléfonos (celulares y teléfonos inalámbricos), transmisores de radio de dos vías, buscaperonas, dispositivos de radio aficionado, estoy y transmisores de radio FM y transmisores de TV, no se puede determinar en la teoría o en cualquier grado de exactitud. Es necesaria una exhaustiva encuesta electromagnética del sitio para evaluar el entorno electromagnético causado por los transmisores fijos de RF. Si la intensidad del campo medido en la sala donde se utiliza el sistema excede el nivel de cumplimiento aplicable indicado anteriormente, deberá supervisar el normal funcionamiento del sistema cuidadosamente. Pueden ser necesarias en caso de funcionamiento anormal, como una orientación distinta o posición para el sistema de medidas adicionales o uso en impulsar un RF blindado recinto del medio ambiente.			

DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS PARA APARATOS DE RADIO COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y MÓVIL

El sistema está diseñado para trabajar en un entorno electromagnético donde interferencia de RF irradiada se mantiene bajo control. El operador del sistema o cliente pueden ayudar a prevenir interferencias electromagnéticas garantizando una distancia mínima entre dispositivos de comunicación móviles/inalámbricos de RF (transmisores) y el sistema como se indica abajo (referencia a la potencia de salida máxima de los dispositivos de radiocomunicación).

Tabla 6

Potencia max. de salida nominal del transmisor W	Distancia de separación / frecuencia del transmisor Mts		
	50 kHz - 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz - 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz - 2.5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Nota 1: En el caso de los transmisores con una tasa de salida nominal máxima no indicado anteriormente, la distancia de separación recomendada d (en metros) se puede calcular utilizando la ecuación correcta para la frecuencia del transmisor, donde P es la tasa máxima potencia nominal del transmisor en vatios según el fabricante del transmisor

Nota 2 Estas pautas no podrían aplicarse a todas las situaciones. La propagación de ondas electromagnéticas es influenciado por las propiedades de absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de re esterilización;

No aplica. Producto no estéril.

Cuando un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones. En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que, si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo lo previsto por el fabricante en cuanto a los requisitos esenciales de seguridad y eficacia.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

No utilice productos de limpieza que tienen un alto contenido de alcohol para limpiar las superficies de los equipos. No use detergentes corrosivos, productos abrasivos o disolventes. Sólo utilice desinfectantes que cumplen plenamente con desinfección vigente y reglamentos y procedimientos de prevención de explosión.



Observe las siguientes precauciones durante la limpieza y desinfección:

- Apague el equipo y desconecte la red.
- Asegúrese de que ningún líquido puede infiltrarse en los equipos para evitar cortos circuitos y corrosión de los componentes eléctricos y electromecánicos.

- Limpiar los paneles con un paño húmedo y un poco de agua jabonoso.
- Espere a que los paneles se sequen completamente antes de usar el equipo nuevo.
- Al limpiar al monitor, siempre agregue agua jabonosa al paño primero antes de limpiar la pantalla.



Si se utiliza desinfectantes que forman vapores explosivos, asegúrese de que los vapores hayan tenido tiempo de dispersarse antes de usar el equipo nuevo.

CONTAMINACIÓN

Para evitar problemas con la contaminación sobre los pacientes y operadores, el usuario debe asegurarse que el equipo está protegido con sábanas estériles desechables, o con hojas que pueden ser esterilizadas. Para ello, los equipos pueden entregarse con una pequeña cantidad de hojas estériles desechables (opcionales): utilizar siempre métodos que cumplen con las normas vigentes de seguridad y salud para esterilizar estos.

Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros);

El equipo una vez instalado, y con el debido mantenimiento y limpieza, no requiere procedimientos adicionales previos a su funcionamiento.

Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta;

Las instrucciones de uso deberán incluir además información que permita al profesional de salud informar al paciente sobre las contraindicaciones y las precauciones que deban tomarse. ;

Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico.;

Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración, a fuentes térmicas de ignición, entre otras

FALLOS MECÁNICOS

En caso de daños en los enchufes, interruptores, carcasa o teclado, o si el dispositivo se cae, contacte con un servicio técnico autorizado antes de seguir utilizándolo.

El servicio técnico autorizado del fabricante puede realizar una inspección técnica más detallada.

SERVICIO

La unidad electroquirúrgica es un dispositivo clasificado en la clase de riesgo alta para dispositivos médicos, es decir, clase lib.

Esto significa que todas las empresas que realicen la instalación, inspección, calibración o reparación de estos dispositivos deben contar con la competencia requerida, confirmada mediante la autorización del fabricante del dispositivo médico.

Se requiere una inspección periódica anual. El fabricante solo autoriza el uso de sistemas que cuenten con una inspección actualizada realizada por un servicio técnico autorizado.

La Declaración de Conformidad suministrada por el fabricante no cubre los dispositivos cuyo mantenimiento, servicio o reparación haya sido realizado por servicios no autorizados.

Las unidades están equipadas con un sistema que indica la fecha de la próxima inspección técnica de la unidad electroquirúrgica. El mensaje se muestra en pantalla durante 30 días antes de que expire el plazo. Dentro de este tiempo, debe ponerse en contacto con el servicio técnico autorizado para programar la inspección técnica.

Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar.

No aplica

Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;

Directrices de protección ambiental

Desde la transposición de la Directiva 2012/19/UE a la legislación nacional, se han establecido las siguientes normas:

- Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica.
- El usuario está obligado a desechar un aparato eléctrico o electrónico averiado o inservible en un punto de recogida específico, depositarlo en un contenedor especial o, en su caso, devolverlo al vendedor. Los detalles se recogen en la legislación nacional correspondiente. Esta obligación se indica en el embalaje del producto o en el manual de instrucciones mediante un símbolo de contenedor de basura tachado. Al separar los residuos para su reciclaje, contribuyes a proteger el medio ambiente.


Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo.

No aplica

El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.

No corresponde. La función principal del producto médico no es la de medición.

Mario M. Martínez
CUIT: 20-74904759-8
Mario Martínez
Propietario


Biding. Oscar S. Ferreira
M.N. 6575
Director Técnico



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo y Manual de instrucciones 79128

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.