



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B PROYECTO DE ROTULO

Importador:

MED SRL.

Tucumán 2133 Piso 2. Ciudad de Buenos Aires.

Fabricante:

Norlase ApS

Brydehusvej 13. Ballerup, Hovedstaden. 2750.
Dinamarca.

FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Norlase

Modelo: ECHO

Ref #: _ _ _ _ _

S/N xxxxxxxx



Alimentación
100-240V~, 50/60Hz
Potencia nom:
NORMAL 12 watts,
MÁXIMO 60 watts



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Temperatura: -10 a + 55 °C

Humedad relativa: 85 % (sin condensación)

Presión atmosférica: 50 to 106 kPa

Director Técnico: Ing. Mario Roberto Bershadsky MN.11098

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Autorizado por la ANMAT PM-959-195

MED S.R.L.

Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE

MED S.R.L.

Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TECNICO



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

Importador:

MED SRL.

Tucumán 2133 Piso 2. Ciudad de Buenos Aires.

Fabricante:

Norlase ApS

Brydehusvej 13. Ballerup, Hovedstaden. 2750. Dinamarca.

FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Norlase

Modelo: ECHO



Alimentación
100-240V~, 50/60Hz
Potencia nom:
NORMAL 12 watts,
MÁXIMO 60 watts



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Temperatura: -10 a + 55 °C

Humedad relativa: 85 % (sin condensación)

Presión atmosférica: 50 to 106 kPa

Director Técnico: Ing. Mario Roberto Bershadsky MN.11098

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Autorizado por la ANMAT PM-959-195

PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS

El uso del dispositivo está limitado al tratamiento de enfermedades oculares por parte de médicos cualificados, de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual de usuario. Los médicos son responsables de cualquier uso distinto del especificado en este manual de usuario.

- Antes de usar el producto se debe leer este manual de usuario se deben comprender por completo todas las precauciones de seguridad y el uso del dispositivo. Si este manual no se lee y se comprende, se pueden producir acontecimientos adversos y efectos adversos del dispositivo.
- Solo el personal de servicio técnico certificado por Norlase puede ajustar o realizar el mantenimiento del dispositivo. Todas las garantías y responsabilidades del producto quedarán anuladas si otra persona distinta del personal certificado por Norlase realiza labores de mantenimiento en el dispositivo.
- No utilice nunca un accesorio que no esté certificado por Norlase.
- No modifique ni toque nunca los componentes internos ni los elementos ópticos del dispositivo. Puede producirse una descarga eléctrica o una avería del dispositivo.
- No opere el dispositivo donde se utilice un gas anestésico inflamable.
- Salvo el médico y el paciente, toda persona que se encuentre en el espacio donde se va a utilizar el dispositivo, deberá utilizar gafas de seguridad frente al láser clasificadas tal como se describe en "Protección ocular de seguridad frente al láser" en la sección de especificaciones del Norlase ECHO. También se deben proporcionar instrucciones para evitar la visualización directa de la emisión del láser, incluso llevando puestas las gafas de seguridad frente al láser.

MED S.R.L.

Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TÉCNICO

Página 1 de 17

MED S.R.L.

Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

- No deje nunca un dispositivo sin supervisión mientras esté listo para utilizarse. Puede retirar la llave para impedir el uso no autorizado del dispositivo.
- Asegúrese de utilizar una toma eléctrica con conexión a tierra y compruebe que el voltaje de la línea esté dentro del intervalo de 90 a 240 V de CA.
- Utilice solo este dispositivo si las condiciones medioambientales están dentro de las especificaciones que se enumeran en la sección de especificaciones del Norlase ECHO de este manual.
- Si el dispositivo se conserva a temperatura inferior a 15,6 °C o superior a 26,7 °C, se debe dejar que alcance la temperatura ambiente durante al menos las dos horas previas a utilizarse. De lo contrario se pueden provocar daños permanentes al dispositivo.
- Evite instalar el dispositivo bajo el flujo de aire directo de un aparato de aire acondicionado.
- Conecte correctamente todos los cables a sus conectores.
- No utilice nunca regletas ni cables de extensión para conectar el dispositivo.

Peligros eléctricos

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el Norlase ECHO solo se debe conectar a una toma de pared con toma de tierra protectora. La fiabilidad de la toma de tierra de un cable con calidad hospitalaria solo se puede lograr cuando el dispositivo se conecta a un receptáculo equivalente marcado como "Hospital Grade" (Calidad hospitalaria) o "Hospital only" (Solo hospitales).

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toque ningún conector externo y al paciente simultáneamente. No utilice cables de alimentación distintos del cable de alimentación que se suministra con el dispositivo. No utilice cables de extensión con el dispositivo.

Desconecte el dispositivo de la toma de pared cuando inspeccione los fusibles.

No abra nunca las cubiertas protectoras de la consola láser. Si lo hace se expondrá a componentes de alto voltaje y a una posible radiación de láser. Solo personal certificado por Norlase podrá reparar cualquier parte de la consola láser.

La zona alrededor de la consola láser y del pedal se deberá mantener seca. No trabaje con el láser si alguno de los cables está defectuoso o deshilachado. El láser se debe someter a una inspección y un mantenimiento periódicos conforme a la recomendación del fabricante Norlase y a los estándares del centro.

Aunque no es necesario para el funcionamiento del dispositivo, un miembro del personal adicional con formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) debe estar presente siempre que se utilice el equipo con alimentación de voltaje de red.

No tire de ningún cable ni lo tensione. No supere el radio de curvatura de 15 cm. No ponga nada encima ni debajo del conjunto de cables.

Peligro de incendio

No utilice el dispositivo en presencia de materiales inflamables o explosivos, como anestésicos volátiles, alcohol, ciertas soluciones de preparados quirúrgicos u otras sustancias similares. Podría producirse una explosión o un incendio.

El haz de tratamiento puede prender la mayor parte de los materiales no metálicos. Utilice batas y paños resistentes al fuego. La zona que rodea al punto de tratamiento se puede proteger con toallas o esponjas de



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

gasa empapadas en solución salina estéril o en agua estéril. Si se secan, las toallas y esponjas protectoras pueden aumentar el peligro de incendio potencial. Debe haber un extintor de incendios aprobados por UL y de fácil acceso.

Conforme a la norma IEC 60601-2-22, debe evitarse el uso de anestésicos inflamables o gases oxidantes, como el óxido nitroso (N₂O) y el oxígeno. Algunos materiales (p. ej., el algodón), cuando se saturan con oxígeno, pueden inflamarse con las altas temperaturas que se producen con el uso normal del Norlase ECHO. Se debe permitir que los disolventes de los adhesivos y de las soluciones inflamables utilizados para la limpieza y desinfección se evaporen antes de utilizar el dispositivo. También se debe prestar atención al peligro de ignición de los gases endógenos.

Protección de los tejidos (no objetivos)

No ponga nunca las manos ni objetos en la trayectoria del haz del láser. Pueden producirse quemaduras importantes.

Excepto durante el tratamiento real, el dispositivo debe estar siempre en el modo "STANDBY" (En espera). El mantenimiento del dispositivo en el modo "STANDBY" (En espera) evita una exposición accidental al láser si se presiona el pedal accidentalmente.

Solo tendrá acceso al pedal la persona que esté dirigiendo el haz del láser. Tenga precaución al presionar el pedal cuando esté cerca del pedal de otro equipo. Asegúrese de que el pedal presionado sea el correcto para evitar una exposición accidental al láser.

3.2 USO INDICADO

Está diseñado para usarse en procedimientos oftálmicos con láser, incluida la fotocoagulación retiniana y macular, la iridotomía y la trabeculoplastia.

CONTRAINDICACIONES

- Neovascularización coroidea foveal (NCV)
- NCV miope
- Enfermedad foveal
- Tratamiento en la zona del haz papilomacular que destruye la capa de fibras nerviosas de la retina
- Tratamiento del Disco Óptico
- Tratamiento del fondo de ojo o del segmento anterior en ojos donde las opacidades corneales, la formación de cataratas y la hemorragia vítrea afectan negativamente la visión del médico tratante del tejido objetivo y la colocación de efectos láser en este tejido.
- Ojos afáquicos con vítreo en la cámara anterior
- Glaucoma neovascular (sin incluir la fotocoagulación del fondo de ojo con el fin de limitar o eliminar indirectamente el glaucoma neovascular)
- Glaucoma causado por anomalías congénitas del ángulo
- Ángulos de la cámara anterior cerrados o ángulos de la cámara anterior casi cerrados donde menos de 90° de la circunferencia está abierta y ojos donde hay sinequias anteriores periféricas bajas.



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

- Pupila restringida que causa recorte del iris por el rayo láser
- Edema corneal significativo o disminución de la claridad del humor acuoso que oscurece la visualización del ángulo de la cámara anterior
- Glaucoma secundario a uveítis activa
- El paciente no puede fijar su ojo o quedarse quieto (por ejemplo, el paciente tiene nistagmo)
- Hay una visión inadecuada del fondo de ojo debido a la opacidad (los medios no son claros, por lo que el médico no puede ver el fondo de ojo)
- Presencia de líquido subretiniano en el ojo del paciente

Precauciones en la selección de pacientes

Se debe tener precaución al usar el dispositivo en pacientes con las siguientes condiciones:

- Enfermedad ocular progresiva
- Dificultad de fijación debido al nistagmo o tiene una condición que puede inducir el nistagmo
- Bebé, afaquia
- Baja transparencia intraocular
- Diabetes
- Cierre angular primario agudo (con edema corneal)
- Glaucoma en etapa tardía con pérdida progresiva del campo visual
- Pupila restringida

MED S.R.L.
Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE

Precauciones en la Fotocoagulación

Se debe tener precaución durante la fotocoagulación para asegurar que se obtenga el efecto deseado. Las siguientes son recomendaciones para este proceso:

- Visión clara del tejido objetivo:

Las opacidades de la córnea, los medios oculares opacos, el recorte del iris y la hemorragia vítrea pueden interferir con la visión de las estructuras objetivo y pueden provocar daños adyacentes al tejido objetivo. El tratamiento debe retrasarse o debe implementarse un método alternativo de tratamiento.

- Enfoque adecuado del eje visual y de iluminación del láser y la lámpara de hendidura

Consulte la sección "Alineación del láser con el eje visual y de iluminación de la lámpara de hendidura" de este manual para obtener información sobre el ajuste adecuado de la parafocalidad.

- Aumento de la densidad de energía debido a la reducción del tamaño del punto

Cuando la potencia del láser es constante, la relación entre el tamaño del punto (SS) y la densidad de potencia (PD) se puede expresar como: $PD = 1/SS^2$

Si el tamaño del punto se reduce a la mitad, la densidad de potencia aumenta 4 veces. Bajo esta condición puede ocurrir una fotocoagulación excesiva. El dispositivo advierte automáticamente al usuario de una reducción en el tamaño del punto durante el tratamiento, pero depende del usuario ajustar la potencia adecuadamente

EFFECTOS SECUNDARIOS Y COMPLICACIONES

Procedimientos con láser del segmento posterior

MED S.R.L.
Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TECNICO



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

La complicación más común de la fotocoagulación panretiniana es el aumento del edema macular, por lo general con una disminución simultánea de la agudeza visual. Además, se han observado hemorragias en estallido de las áreas de neovascularización, particularmente en el nervio óptico, y pueden ser causadas por un aumento en la resistencia periférica secundario a la fotocoagulación o por una maniobra de Valsalva inadvertida por parte del paciente.

Las posibles complicaciones específicas de la fotocoagulación retiniana incluyen quemaduras foveales involuntarias, neovascularización coroidea, escotomas paracentrales, fibrosis subretiniana, expansión de la cicatriz de la fotocoagulación, ruptura de la membrana de Bruch, desprendimiento coroideo, desprendimiento exudativo de retina, anomalías pupilares por daño a los nervios ciliares y neuritis óptica por tratamiento directo o adyacente al disco.

Solo se debe utilizar una lente de contacto diseñada específicamente para su uso con energía láser. El uso de una lente de contacto de diagnóstico estándar puede provocar una pérdida de potencia debido al reflejo de la superficie de la lente. La energía reflejada puede suponer un peligro tanto para el paciente como para el médico.

Después de la fotocoagulación, se debe advertir a los pacientes que no realicen ninguna actividad que pueda aumentar la presión venosa en la cabeza, el cuello o los ojos, como hacer fuerza, levantar objetos o contener la respiración. Se debe recomendar a los pacientes que duerman con la cabecera de la cama elevada entre 15 y 20 grados.

Se debe advertir a los pacientes que no aguanten un estornudo, ya que esto eleva la presión arterial dentro de los ojos a un nivel alto. También se debe desalentar el sonarse la nariz enérgicamente. Frotar los ojos después de la fotocoagulación puede alterar los vasos sanguíneos dentro de los ojos. Los estornudos y la tos deben controlarse con jarabe para la tos u otros medicamentos.

Inmediatamente después del tratamiento, los pacientes deben evitar altitudes superiores a 2500 m (~8000 pies).

Procedimientos con láser del segmento anterior

La presión intraocular debe controlarse de cerca después de la iridotomía con láser o la trabeculoplastia.

La hemorragia de la red trabecular ocasionalmente ocurre como un exudado de sangre del canal de Schlemm al sitio del impacto del láser. Esto se detiene fácilmente aumentando la presión sobre la lente gonio sobre la córnea o coagulando el sitio de sangrado mediante la aplicación de una quemadura con láser.

Las posibles complicaciones específicas de la iridotomía con láser incluyen iritis, síntomas visuales y, en raras ocasiones, desprendimiento de retina.

Se puede encontrar distorsión pupilar si se ha tratado la raíz del iris o el iris periférico. Esta distorsión puede o no ser permanente, dependiendo de la gravedad del daño accidental.

Se ha informado que se producen elevaciones de la presión intraocular hasta en el 53 % de los ojos cuando se han tratado 360° de la malla trabecular con 100 puntos en la sesión inicial. Los aumentos de la presión intraocular ocurren con mayor frecuencia de 1 a 2 horas después del tratamiento con láser, aunque pueden ocurrir varias horas después. Por esta razón, es imperativo monitorear la presión intraocular del paciente después del tratamiento con láser hasta por 24 horas.

MED S.R.L.

Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE

MED S.R.L.

Ing. Mario R. Barshadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TÉCNICO



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

Las sinequias anteriores periféricas pueden ocurrir cuando se trata la porción posterior de la malla trabecular u otras estructuras posteriores a la malla. Estos se evitan mejor mediante la entrega meticulosa de un rayo láser bien enfocado.

Según los informes, las quemaduras epiteliales corneales transitorias se han resuelto en 1 semana sin dejar cicatrices. Rara vez se encuentran quemaduras endoteliales cuando se emplea un enfoque cuidadoso.

En raras ocasiones, puede ocurrir una iritis grave, relacionada con una respuesta inusual del paciente o con una ubicación incorrecta del punto.

Riesgo residual - Movimiento del paciente


El movimiento del paciente durante la fotocoagulación podría provocar la exposición de tejidos no deseados a la terapia con láser. Si el movimiento del paciente inhibe la visualización clara del tejido objetivo, considere las restricciones necesarias para garantizar el cumplimiento del paciente o interrumpa el tratamiento con láser. Si se utiliza el ajuste de intervalo del dispositivo, los ajustes de intervalo más largos ayudarán a orientar correctamente el tejido y permitirán un tiempo de respuesta adecuado del médico en caso de movimiento del paciente.

3.3 COMBINACIONES APROBADAS Y ACCESORIOS / CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Conexión del ECHO a una lámpara de hendidura

El ECHO está diseñado para acoplarse al soporte del tonómetro de las lámparas de hendidura estilo Haag Streit (iluminación superior). Consulte al soporte técnico de Norlase o a su distribuidor local de Norlase para obtener información sobre compatibilidad.

Intentar conectar el adaptador láser de lámpara de hendidura a una lámpara de hendidura no compatible puede comprometer el rendimiento del dispositivo y de la lámpara de hendidura y causar posibles daños mecánicos.



Adaptador láser para lámpara de hendidura montado en lámpara de hendidura estilo Haag-Streit

MED S.R.L.
Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE


MED S.R.L.
Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TÉCNICO



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO


1. Gire la torre de iluminación de la lámpara de hendidura hacia el lado izquierdo ~45 grados desde el centro.
2. Coloque con cuidado el adaptador de láser de lámpara de hendidura en el poste de montaje del tonómetro usando el orificio de montaje en la placa del adaptador. Si la torre de iluminación no despeja la consola láser, afloje el tornillo de ajuste y vuelva a colocar la consola láser. Luego apriete el tornillo de ajuste.



Tonometer post mounting hole= Orificio de montaje del poste del tonómetro

adjustment screw = Tornillo de ajuste

3. Asegúrese de que la placa esté completamente asentada en la montura del tonómetro y apriete el tornillo de bloqueo.
4. Vuelva a colocar la torre de iluminación detrás de la consola láser



3.4; 3.9; INSTALACIÓN USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Precauciones de utilización (durante el uso)

ADVERTENCIAS PRECAUCIONES

- Si el dispositivo se utiliza de forma distinta a la que se especifica en las instrucciones que se recogen en este manual de usuario se puede provocar una exposición peligrosa a la radiación láser.
- Para evitar una exposición accidental al láser, no mire nunca directamente al haz de referencia emitido desde la apertura del láser ni apunte el haz de referencia en dirección a otras personas.
- Cuando el haz de tratamiento (520 nm) se aplique al tejido, pueden producirse los siguientes síntomas:
 - Síntomas oculares: daño en la córnea, la esclerótica, el cristalino o las estructuras anteriores o posteriores, provocando ceguera permanente, parcial o temporal
 - Síntomas cutáneos: dolor, quemaduras
- Si se encuentra algún error del dispositivo, detenga el tratamiento y siga las instrucciones del dispositivo o llame al servicio de asistencia técnica de Norlase o a un distribuidor autorizado.

MED S.R.L.

Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE

Página 7 de 17

MED S.R.L.

Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TÉCNICO



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

- Si se observa algún acontecimiento adverso, se debe notificar a las autoridades sanitarias adecuadas.
- El usuario es responsable de asegurar que se establezcan las salvaguardas adecuadas para evitar el acceso no autorizado a la consola láser o al panel de control de la tableta.
- Confirme que no haya objetos reflectantes en la trayectoria del haz del láser.
- Si el usuario observa una luz de láser de color verde que sale por los oculares de la lámpara de hendidura, detenga el tratamiento y compruebe la integridad de los filtros de seguridad ocular frente al láser antes de proceder. Si hay alguna duda respecto a la integridad de los filtros de seguridad, no utilice el dispositivo y llame al servicio de asistencia técnica de Norlase o a un distribuidor autorizado.
- Es normal ver una fluorescencia de color naranja o amarillo procedente del sitio diana, especialmente cuando se utilizan niveles de potencia elevados.
- Cada procedimiento debe comenzar con un ajuste y un aumento lento del nivel de potencia hasta que se obtenga el efecto deseado.
- Al final de cada tratamiento, se debe pulsar el botón "END" (Finalizar) para devolver el dispositivo al modo "STANDBY" (En espera) y restablecer los parámetros predeterminados.
- Las lentes del láser tienen factores de ampliación que modifican el tamaño de haz del láser administrado, aumentando o reduciendo el diámetro del punto de ajuste de la interfaz de usuario. Tenga en cuenta la ampliación de las lentes del láser al ajustar los niveles de potencia.
- Precauciones de utilización (después del uso)
- Pulse el botón "END" (Finalizar) del panel de control de la tableta para poner el dispositivo automáticamente en el modo "STANDBY" (En espera) y devolver todos los parámetros a los ajustes predeterminados.
- Registre todos los parámetros de tratamiento necesarios antes de apagar el dispositivo.
- Apague el dispositivo, retire a llave y guárdela en un lugar seguro.
- Compruebe el nivel de batería en el panel de control de la tableta, enchufe el cargador, en caso necesario, y apague la tableta.
- Si coloca una cubierta antipolvo sobre el láser o sobre la lámpara de hendidura, asegúrese de que el interruptor de llave del láser esté en la posición de apagado. De lo contrario, se puede producir un sobrecalentamiento de la consola láser.
- Retire el cable eléctrico de la toma de corriente para desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.

Precauciones en la fotocoagulación

Debe tenerse precaución durante la fotocoagulación, para asegurar la obtención del efecto deseado. Las siguientes son recomendaciones para la fotocoagulación:

- Visualización clara del tejido diana:
- Las opacidades corneales, los medios oculares opacos y la hemorragia vítrea pueden interferir en la visualización de las estructuras diana y pueden provocar daños adyacentes al tejido diana. Se debe retrasar el tratamiento o aplicar otro distinto.
- Enfoque adecuado del eje visual y de iluminación del láser y de la lámpara de hendidura



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

- Aumento de la densidad de la energía debido a una reducción del tamaño de haz. Cuando la potencia del láser es constante, la relación entre el tamaño de haz (SS, por sus siglas en inglés) y la densidad de la potencia (PD, por sus siglas en inglés) se puede expresar como:

$$PD = 1/SS^2$$

Si el tamaño de haz se reduce a la mitad, la densidad de la potencia aumenta 4 veces. En tal caso la fotocoagulación puede ser excesiva. El dispositivo advierte automáticamente al usuario si el tamaño de haz disminuye durante el tratamiento, pero depende del usuario ajustar la potencia adecuadamente. Aparece una ADVERTENCIA al respecto.

Se recomienda reducir mucho la potencia y repetir el ajuste con el nuevo tamaño de haz para volver a determinar el criterio de evaluación deseado. Consulte la sección "Cambio del diámetro de haz" de este manual para obtener información adicional.

- Fotocoagulación de tejido pigmentado. La longitud de onda de 520 nm de Norlase ECHO es absorbida en gran medida por la melanina. El tejido pigmentado que contiene melanina se puede coagular a niveles de potencia inferiores que el tejido que no contiene melanina. Se recomienda que cada tratamiento comience con un ajuste para establecer el criterio de evaluación clínica deseado, empezando con un nivel de potencia bajo y aumentando gradualmente hasta el nivel deseado. Tenga en cuenta que la melanina no se distribuye de forma uniforme por el tejido diana y que se puede ver una absorción variable incluso en haces adyacentes.
- Fotocoagulación a través de un tejido opaco. Pueden producirse absorción del láser o difusión de la luz a través de opacidades como cataratas, cicatrices corneales, pigmento, sangre u otros residuos y provocar daños térmicos no deseados en el tejido opaco, o se puede provocar una difusión de la luz que puede causar daños en zonas que no estaban previstas. Tenga precaución al realizar tratamientos a través de opacidades, dado que la visualización y transmisión de la energía láser puede verse comprometida.
- Tratamiento de estructuras vasculares. El tratamiento directo de estructuras vasculares puede generar una hemorragia intraocular que puede afectar a la visión del paciente o impedir futuros tratamientos con láser. Las estructuras vasculares se deben tratar con cuidado, con parámetros adecuados al problema clínico individual.
- Movimiento del paciente. El movimiento del paciente durante la fotocoagulación puede provocar la exposición accidental de tejidos al tratamiento con láser. Si el movimiento del paciente impide ver con claridad el tejido diana, plantéese utilizar las restricciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento del paciente o interrumpa el tratamiento con láser. Si se utiliza el ajuste de intervalo del dispositivo, los ajustes de intervalo más largos ayudarán con la focalización del tejido adecuado y permitirán un tiempo de respuesta adecuado por parte del médico en caso de movimiento del paciente.

PREPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

La instalación y puesta a punto inicial se realizarán bajo la supervisión de personal certificado por Norlase. La instrucción del personal del usuario para configurar el dispositivo formará parte de la formación inicial incluida en el servicio.

MED S.R.L.
Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TÉCNICO

Página 9 de 17

MED S.R.L.
Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

El Norlase ECHO está indicado para ser utilizado por oftalmólogos con formación para el tratamiento de trastornos oculares en los segmentos posterior y anterior. El dispositivo está diseñado para la instalación en una lámpara de hendidura compatible y para su utilización en un quirófano o en un consultorio oscurecido. El rendimiento y la visualización óptimos del dispositivo se logran en condiciones de baja iluminación ambiental.

PRECAUCIONES

- Seleccione una ubicación adecuada que pueda albergar el tamaño del dispositivo y permitir un fácil sencillo al paciente y al médico. Compruebe que la ventilación, la temperatura y la humedad relativa sean adecuadas. Seleccione un espacio bien ventilado en un quirófano o en una consulta. El funcionamiento adecuado del dispositivo requiere una temperatura entre 15 °C y 35 °C, con una humedad relativa de entre el 20 % y el 85 % sin condensación a hasta 25 °C y entre el 20 % y el 60 % sin condensación a hasta 35 °C. Coloque el dispositivo de tal forma que el haz de tratamiento quede lejos de ventanas y puertas. Ponga una señal de seguridad láser a la entrada de la sala de tratamiento.
- No bloquee los orificios de ventilación ni el flujo de aire de ventilación de la consola láser. Deje, al menos, 5 cm de espacio libre alrededor de la consola láser, para proporcionar un flujo de aire de ventilación del dispositivo adecuado. Tenga cuidado al colocar los cables del dispositivo, para evitar tropiezos. Si los cables deben atravesar un suelo por el que pasan personas, se recomienda utilizar un cubrecables de suelo.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento Anual

El ECHO no requiere controles de mantenimiento preventivo, seguridad, alimentación y calibración por parte del usuario. El mantenimiento y el servicio solo deben ser realizados por personal certificado por Norlase para garantizar el rendimiento adecuado del dispositivo. Si tiene dudas sobre el rendimiento del dispositivo, comuníquese con el Soporte técnico de Norlase o con un distribuidor autorizado de Norlase.

Reparación del dispositivo

Todas las reparaciones de ECHO deben ser realizadas por personal certificado por Norlase para garantizar el funcionamiento adecuado del dispositivo.

ADVERTENCIA: Las reparaciones o modificaciones del dispositivo realizadas por personal no capacitado pueden causar daños tanto durante la reparación como en el funcionamiento futuro. La reparación no autorizada anula inmediatamente la garantía del dispositivo y puede afectar la seguridad y el rendimiento del dispositivo.

- Inspección de la fuente de alimentación - Inspeccione el cableado de la fuente de alimentación por si presentase algún corte o abrasión. Si encuentra algún problema reseñable, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Norlase o con su distribuidor autorizado para reemplazar la fuente de alimentación.
- La fuente de alimentación se debe sustituir por un elemento de reemplazo autorizado de fábrica o podrían producirse daños en el dispositivo. Si se utiliza una fuente de alimentación no autorizada la garantía quedará anulada inmediatamente.

MED S.R.L.
Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE

MED S.R.L.
Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TECNICO



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

3.6 INTERACCIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS O TRATAMIENTOS

SEGURIDAD



No instale y/u opere el dispositivo Láser en ambientes con mezclas gaseosas explosivas tales como las de gases anestésicos inflamables.

3.8.; LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpieza de las superficies externas de la consola

- Limpie las superficies externas de la consola láser a diario, después del uso. Utilice un paño humedecido con una solución de limpieza no cáustica (p. ej., jabón y agua) para limpiar las superficies no ópticas externas de la consola, según sea necesario. Seque con un paño limpio o deje secar al aire. No rocíe ni vierta agentes de limpieza directamente sobre la consola láser.
- No rocíe ni vierta líquidos en los orificios de ventilación de la parte superior e inferior de la consola láser.
- No limpie ninguna superficie óptica salvo que cuente con la formación adecuada. Utilizar algo distinto del papel especial para limpiar lentes puede arañar las superficies de revestimiento y afectar al rendimiento y a la protección de los revestimientos ópticos.
- Limpieza de la pantalla del panel de control de la tableta
- Utilice un paño seco y suave para aplicar un limpiador para cristales o plásticos antiestático a la pantalla del panel de control de la tableta.

3.10 RADIACIÓN LASER - SEGURIDAD

<i>Láser de tratamiento</i>	
Tipo	Laser Diodo Semiconductor
Longitud de onda	520 nm
Salida de potencia	0 – 1000 mW
Patrones disponibles	Punto único, cuadrícula (2x2, 3x3, 4x4, 5x5), círculo y triple arco
Duraciones de pulso	100 µSeg – 1000 ms
Intervalo de pulso	apagado, 50 ms to 3000 ms
Diámetro del rayo láser en el foco	50, 100, 200, 300 & 500 µm (en aire)
Patrón de diámetro del rayo láser en el foco	100, 200, 300 & 500 µm (en aire)
Ángulo de divergencia del rayo láser	1 a 200 mrad (según la configuración del tamaño del punto)
Ciclo de trabajo	CW: 100% µSeg: 5%, 10%, 15% y personalizado
Clasificación CDRH	Clase IV
Clasificación laser Europea	Clase 4
Precisión de los ajustes de pulso	± 20%



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

<i>Laser de Enfoque</i>	
Tipo	Diodo
Longitud de onda	635 nm \pm 5 nm
Salida de potencia	< 1 mW

Protección ocular de seguridad frente al láser

La protección ocular de seguridad frente al láser se necesita habitualmente con la mayor parte de los láseres. Al utilizar el Norlase ECHO, el responsable de seguridad del láser debe determinar la necesidad de una protección ocular de seguridad basándose en la exposición máxima permisible (MPE, por sus siglas en inglés), la zona de peligro nominal (NHZ, por sus siglas en inglés) y la distancia de peligro ocular nominal (NOHD, por sus siglas en inglés) para cada una de las longitudes de onda láser disponibles, así como la propia longitud de onda y la configuración de la sala de tratamiento (habitualmente dentro del área controlada).

En el estándar ANSI Z136.1-2007 se define la MPE como "el nivel de radiación al que una persona puede verse expuesta sin un efecto peligroso ni cambios biológicos adversos en el ojo ni en la piel"; la NHZ como "el espacio dentro del cual no se espera que el nivel de radiación directa, reflejada o dispersa durante el funcionamiento normal supere la MPE aplicable"; y la NOHD como "la distancia a lo largo del eje del haz sin obstrucciones que va del láser al ojo humano, más allá de la cual no se espera que la irradiación o la exposición radiante durante la operación supere la MPE adecuada".

- La NOHD se mide a partir desde la apertura del láser del sistema de administración y de la lámpara de hendidura. En el ANSI se definen las zonas controladas como "aquellas en las que la ocupación y la actividad de quienes se encuentran dentro están sujetas a control y supervisión para los fines de la protección frente a los peligros de la radiación láser".
- Se considera que todo el personal que esté dentro de la NOHD está en el área controlada y deberá llevar protección ocular con la densidad óptica apropiada. La protección ocular debe ser resistente al daño físico y al fotoblanqueo. La densidad óptica (DO) mínima es de 5 con una longitud de onda de 520 nm. En el caso de los países europeos que cumplan con la norma EN 207, la protección ocular debe tener una clase de protección D LB6 a 520 nm.

Advertencia por la emisión de iluminación de la lámpara de hendidura

La luz emitida desde este instrumento es potencialmente peligrosa. Cuanto más prolongada sea la exposición, mayor riesgo de daño ocular. La exposición a la luz de este instrumento cuando funciona a máxima intensidad superará la norma de seguridad después de 2 minutos.

Ver a través de la lámpara de hendidura, lo cual incluye a la cámara optativa, es seguro para el ojo observante debido a que el filtro integrado brinda protección.

Debe brindarse protección de al menos para el ojo que no está observando directamente a través de la lámpara de hendidura.

Dispositivo de administración	NOHD (520nm)
Lámpara de hendidura	62 m (204')



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: El tipo de protección ocular recomendada para el médico, el paciente o el personal de la sala de tratamiento que se encuentren dentro de la NHZ depende del procedimiento planificado y del equipo necesario para realizar el procedimiento.

Con el Norlase ECHO se proporciona un filtro de seguridad ocular, que es necesario para utilizarlo sin problemas. El médico que visualiza el procedimiento a través de los oculares de la lámpara de hendidura no necesita la protección ocular de seguridad frente al láser. Todo el resto del personal que se encuentre dentro de la NHZ debe utilizar una protección ocular de seguridad frente al láser con la densidad óptica y la longitud de onda de protección recomendada.

Además de proporcionar la protección ocular de seguridad adecuada, deben adoptarse las siguientes medidas para asegurar la zona controlada:

1. El tratamiento se debe llevar a cabo en una sala cerrada y especializada.
2. Debe colocarse una señal de advertencia por fuera de la puerta de la sala de tratamiento cuando se esté utilizando el láser. La señal sirve para avisar al personal antes de que entre en la zona controlada.
3. La puerta de la sala de tratamiento debe permanecer cerrada durante el tratamiento

3.11; RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Guía para la resolución de problemas

Si el dispositivo no funciona correctamente, esta guía de solución de problemas lo ayudará a localizar y corregir el mal funcionamiento. Si ocurriera un mal funcionamiento importante, comuníquese con el Soporte técnico de Norlase o con su distribuidor autorizado. Tenga en cuenta cualquier mensaje o código de error que pueda mostrar el dispositivo. Esto ayudará en el diagnóstico y mantenimiento del dispositivo.

Si el dispositivo no se enciende, verifique los siguientes elementos. Si ninguna de estas soluciones soluciona el problema, consulte la Guía de solución de problemas, llame al Soporte técnico de Norlase o a su distribuidor local autorizado:

1. Verifique que el disyuntor de pared esté en la posición ON.
2. Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la consola láser y al tomacorriente de pared.
3. Verifique que el interruptor de llave de la consola láser esté en la posición "I" (ENCENDIDO).
4. Verifique que el enchufe del enclavamiento de la puerta esté bien conectado y, si se está utilizando un enclavamiento de la puerta, que el interruptor de la puerta esté cerrado.
5. Verifique que el cable del pedal esté bien conectado.
6. Verifique que el panel de control de la tableta esté encendido y conectado con la consola láser.
7. Verifique que el botón de parada de emergencia del láser no esté activado.

El dispositivo no enciende

Causa probable:	El interruptor de alimentación principal del tomacorriente de pared, si está presente, está en la posición O (apagado)
Sugerencia:	Coloque el interruptor en la posición I (encendido).
Causa probable:	El dispositivo no está enchufado.

MED S.R.L.
Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE

Página 13 de 17

MED S.R.L.
Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TÉCNICO



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

Sugerencia	Conecta el dispositivo. Verifique que el cable de alimentación esté bien asentado en el tomacorriente de pared y en el receptáculo de alimentación principal.
Causa probable:	La llave está ausente o en la posición OFF.
Sugerencia	Inserte la llave y gírela a la posición ON.
Causa probable:	Error interno del dispositivo.
Sugerencia:	Gire el interruptor de llave a la posición de APAGADO, espere al menos un minuto y luego gírela a la posición de ENCENDIDO. Si el dispositivo no se inicia, comuníquese con el Soporte técnico de Norlase o con un distribuidor autorizado.

3.12.; CONDICIONES AMBIENTALES:

Requisitos medioambientales (Funcionamiento)	
Temperatura de funcionamiento	De 15 a 35 °C
Humedad máxima	De 15 a 25 °C: 85 % (sin condensación) De 25 a 35 °C: 60 % (sin condensación)
Requisitos medioambientales (Conservación y envío)	
Altitud máxima	Altitud de envío comercial estándar
Temperaturas a las que no funciona	De -10 a + 55 °C
Humedad máxima	85 % (sin condensación)

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

El Dispositivo Láser ha sido probado y se ha demostrado su cumplimiento con la norma IEC 60601- 1-2 en Compatibilidad electromagnética

Como otros dispositivos médicos eléctricos, el Norlase ECHO requiere precauciones especiales para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM) con otros dispositivos médicos eléctricos. Para ello dispositivo debe instalarse y operarse de acuerdo con la información de CEM proporcionada en este manual.

NOTA: Los dispositivos Norlase ECHO se han diseñado y comprobado para cumplir con los requisitos de la norma EN/IEC 60601-1-2:2015 sobre CEM con otros dispositivos.

Consulte las siguientes tablas como una guía a la hora de ubicar el dispositivo

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas		
Norlase ECHO está indicado para utilizarse en el siguiente entorno electromagnético concreto. El cliente o el usuario del dispositivo deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno.		
Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético: guía
Emisiones conducidas EN 55011:2009+A1:2010, CISPR 11:2009+A1:2016, FCC Parte 15 Subparte B: 2011.	Clase B Grupo 1 De 150 kHz a 30 MHz	Norlase ECHO utiliza energía de RF solo para una red inalámbrica de 2,4 GHz; por tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que provoque ninguna interferencia en equipos electrónicos cercanos.

MED S.R.L.
Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE

MED S.R.L.
Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TÉCNICO



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO


Emisiones radiadas EN 55011:2009+A1:2010, CISPR 11:2009+A1:2010, FCC Parte 15 Subparte B: 2011.	Clase B Grupo 1 De 30 MHz a 1 GHz	
--	---	--

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética			
Norlase ECHO está indicado para utilizarse en el siguiente entorno electromagnético concreto. El cliente o el usuario del dispositivo deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	Nivel de la prueba de IEC60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético: guía
Descarga electrostática (DES) IEC61000-4-2:2009	± 8 kV contacto ± 2, 4, 8, 15 kV aire	± 8 kV contacto ± 2, 4, 8, 15 kV aire	Los suelos deben ser de madera, de cemento o de baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos con un material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos un 30 %.
Pulsos eléctricos rápidos y transitorios IEC61000-4-4:2012	±2 kV para líneas de fuente de alimentación ±1 kV para líneas de entrada/salida	±2 kV línea a tierra ±1 kV línea a línea	La calidad de la alimentación principal debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensión de línea a línea (Potencia de CA) IEC/EN 61000-4-5:2014	± 1 kV Línea a línea	± 1 kV Línea a línea	La calidad de la alimentación principal debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Interrupciones y caídas de voltaje IEC/EN 61000-4-5:2014	0 % Ut 0,5 ciclo a: 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 grados 0 % Ut 1 ciclo a: 0 grados 70 % Ut 25 ciclos a: 0 grados 0 % Ut 250 ciclos a: 0 grados	0 % Ut 0,5 ciclo a: 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 grados 0 % Ut 1 ciclo a: 0 grados 70 % Ut 25 ciclos a: 0 grados 0 % Ut 250 ciclos a: 0 grados	Si el usuario del equipo bajo prueba (EUT, por sus siglas en inglés) necesita que siga funcionando aunque se interrumpa la corriente, se recomienda que el Norlase ECHO se alimente con una batería o con una fuente de alimentación ininterrumpible.
Inmunidad magnética IEC/EN-61000-4-8:2009	30 A/m 50/60 Hz	30 A/m 50/60 Hz	Los terminales de visualización en vídeo y de otros dispositivos de haz de electrones (p. ej., intensificadores de imágenes de rayos X) pueden utilizar una justificación para reducir los NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE INMUNIDAD tal y como permite la norma 6.2.1.10).
NOTA: Ut es el voltaje de CA previo a la aplicación del nivel de prueba.			



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética			
Norlase ECHO está indicado para utilizarse en el siguiente entorno electromagnético concreto. El cliente o el usuario del dispositivo deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	Nivel de la prueba de IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético: guía
Inmunidad radiada IEC/EN 61000-4-3:2006 + A1 + A2	80 MHz - 2,7 GHz 3 V/m 80 % a 1 kHz	80 MHz - 2.7 GHz 3 V/m 80 % a 1 kHz	<p>Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles no se deben utilizar más próximos a ninguna parte del sistema láser, incluidos sus cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada</p> $d = 1,17 / P$ $d = 1,17 / P \text{ de } 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 / P \text{ de } 800 \text{ MHz a } 2,5 \text{ GHz}$ <p>Donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>Las intensidades de campo procedentes de transmisores de RF fijos, según se determinen mediante un estudio electromagnético del centro (a), deben ser inferiores al nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencia (b).</p> <p>Pueden producirse interferencias en las inmediaciones de los equipos marcados con el siguiente símbolo:</p> <div></div>
Inmunidad conducida (Potencia de CA) (Líneas I/O) IEC/EN 61000-4-6:2014	0,15 - 80 MHz 3 Vrms (6 Vrms en bandas ISM) 80 % a 1 kHz Red de CA	0,15 - 80 MHz 3 Vrms (6 Vrms en bandas ISM) 1 kHz Red de CA	
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia superior.			
NOTA 2: Es posible que estas directrices no sean válidas en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de las estructuras, los objetos y las personas.			
<p>(a) No es posible predecir teóricamente y de forma precisa las intensidades de campo procedentes de transmisores fijos como las estaciones base de radiotelefonos (móviles o inalámbricos) y las radios móviles terrestres, los radioaficionados, las emisoras de radio de AM y FM y las emisoras de televisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe plantearse la posibilidad de llevar a cabo un estudio electromagnético del centro. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el sistema láser supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, se debe observar el sistema láser para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede que sea necesario tomar medidas adicionales, como la reorientación o la reubicación del sistema láser.</p> <p>(b) En el intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.</p>			

MED S.R.L.
Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR TÉCNICO

MED S.R.L.
Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE



FOTOCOAGULADOR LÁSER OFTÁLMICO

Anexo III-B INSTRUCCIONES DE USO

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el Norlase ECHO

Norlase ECHO está indicado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF radiadas estén controladas. El usuario de dispositivo puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas mediante el mantenimiento de una distancia mínima entre los equipos (transmisores) de comunicaciones de RF portátiles y móviles y el dispositivo, según se recomienda a continuación, en función de la potencia de salida máxima de los equipos de comunicaciones.

Potencia de salida máxima nominal (W) del transmisor	Distancia de separación (m) en función de la frecuencia del transmisor		
	De 150 kHz a 80 MHz $d = 1,17 P$	De 80 MHz a 800 MHz $d = 1,17 P$	De 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,33 P$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

En el caso de los transmisores con una potencia de salida nominal máxima que no conste en la tabla, la distancia de separación recomendada (d) en metros (m) puede calcularse con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencias superior.

NOTA 2: Es posible que estas directrices no sean válidas en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de las estructuras, los objetos y las personas.

ADVERTENCIAS

Las ondas electromagnéticas imprevistas u otras interferencias electrónicas pueden ocasionar una respuesta imprevista del dispositivo que provoque una condición potencialmente peligrosa. No utilice el dispositivo si se observa un funcionamiento anómalo en presencia de otros equipos.

3.14.; DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO



Al alcanzar el fin de su vida útil, el DISPOSITIVO LÁSER se considera un residuo de metal y electrónico y debe desecharse adecuadamente de acuerdo con la Directiva europea 2012/19/EEC (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE, Reglamento válido para los países de la CEE; tenga en cuenta las disposiciones nacionales vigentes).

El dispositivo láser deberá desecharse por separado de otros residuos domésticos.

Contacte con su autoridad local o con su servicio de desechamiento de residuos para la devolución y el reciclaje de este producto. ¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales de desechamiento de residuos!

MED S.R.L.
Ing. MARIO BERSHADSKY
SOCIO GERENTE

MED S.R.L.
Ing. Mario R. Bershadsky
Mat. Prof. 011098
DIRECTOR



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: MED S.R.L. ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.