

Vitassay qPCR

Sexually Transmitted Infections

PCR en tiempo real para la detección cualitativa y diferenciación de *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Trichomonas vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* y/o *Mycoplasma hominis* en muestras urogenitales, endocervicales y de orina.

Real-time PCR kit for the qualitative detection and differentiation of *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Trichomonas vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* and/or *Mycoplasma hominis* in urogenital, endocervical and urine samples.



0318*



*El Organismo Notificado 0318 solo interviene en la identificación de *Chlamydia Trachomatis* incluida en 7041S035A/7042S035A.

*The Notified Body 0318 is only involved in the identification of *Chlamydia Trachomatis* included in 7041S035A/7042S035A.

Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA M.N. 7440

MEDICA - IEC S.R.L.

MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE

Uso previsto

Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections, permite la detección y diferenciación específica de *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* y/o *Mycoplasma hominis* en muestras urogenitales, endocervicales y de orina procedentes de pacientes con signos y síntomas de enfermedad de transmisión sexual. Este producto está destinado para facilitar el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual.

Referencias

Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections 8x8-well strip, low profile	7041035
Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections 8x8-well strip, high profile	7042035
Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections 16x8-well strip, low profile	7081035
Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections 16x8-well strip, high profile	7082035

Materiales/Reactivos suministrados

Código	Reactivo/Material	Color	Cantidad
7041S035A/ 7042S035A	<i>Chlamydia trachomatis</i> <i>Mycoplasma genitalium</i> & <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , strips low/high profile	-	4/8 tiras de 8 pocillos
7041S035B/ 7042S035B	<i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> & <i>Mycoplasma hominis</i> strips low/high profile	-	4/8 tiras de 8 pocillos
7C035	Sexually Transmitted Infections Positive Control	rojo	1 vial
7001A	PCR grade water	blanco	1 vial x 1 mL
7002B	Resuspension buffer	verde	1 vial x 1,8 mL
7003N	Negative control	amarillo	1 vial x 1 mL
7004O	Tapas ópticas	-	8/16 tiras de 8 tapones

Condiciones de Transporte y conservación

- El transporte y almacenaje de los kits puede realizarse de 2-40°C hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

- El control positivo resuspendido debe ser almacenado a -20°C. Para evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación, se recomienda distribuir en alícuotas.
- Conservar los reactivos en oscuridad.

Material y equipamiento necesario, pero no proporcionado

- Kit de extracción de DNA
- Equipo de PCR a tiempo real (ver Adjunto I)
- Centrífuga para tubos de 1,5 mL
- Vórtex
- Micropipetas (1-20 µL, 20-200 µL)
- Puntas con filtro
- Guantes desechables sin polvo


Resumen

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son muy comunes y se transmiten de una persona a otra a través del contacto físico íntimo y de la actividad sexual que incluye el sexo vaginal, oral y anal. Las ETS en su mayoría pueden prevenirse al no tener relaciones sexuales. Las ETS no siempre causan síntomas, por lo que es posible tener una infección y no saberlo.

La clamidia es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*. La mayoría de las infecciones genitales por clamidia tanto en hombres como en mujeres son asintomáticas. Cuando se presentan síntomas, la infección del tracto urogenital inferior puede manifestarse como cervicitis en las mujeres y uretritis en los hombres y las mujeres. Ya sea sintomática o asintomática, la clamidia no tratada puede ascender al tracto genital superior. En los hombres, esto puede causar epididimitis, aunque no se cree que sea una causa importante de secuelas a largo plazo. Sin embargo, en las mujeres, la infección del tracto superior puede causar enfermedad pélvica inflamatoria (EIP), un espectro de trastornos clínicos que involucran infección e inflamación del útero, las trompas de Falopio, los ovarios o el peritoneo adyacente.

Mycoplasma genitalium es un patógeno de transmisión sexual que causa uretritis no gonocócica. La evidencia reciente indica que este tipo de infecciones aumenta el riesgo de cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, parto prematuro y aborto espontáneo.

Neisseria gonorrhoeae es un patógeno de transmisión sexual que causa infecciones en el sitio anatómico de exposición (por ejemplo, uretra, cuello uterino, faringe y recto). Las infecciones uretrales a menudo causan secreción y dolor al orinar; las infecciones cervicales, faríngeas y rectales son frecuentemente asintomáticas. En las mujeres, la gonorrea es una causa importante de enfermedad inflamatoria pélvica, que puede provocar complicaciones graves de salud reproductiva (por ejemplo, infertilidad,


Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TÉCNICA
BIOQUÍMICA M.N. 7440


MEDICA - TEC S.R.L.
MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE

embarazo ectópico y dolor pélvico crónico). Con poca frecuencia, la infección gonocócica diseminada puede causar artritis séptica localizada, endocarditis y meningitis. Las infecciones gonocócicas pueden aumentar el riesgo de transmisión sexual del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

La infección por *Trichomonas vaginalis* es una de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más comunes en el mundo. En las mujeres afecta a la vagina y la uretra, mientras que en los hombres puede afectar a la uretra, la próstata y el epidídimo. La infección por *Trichomonas vaginalis* se ha asociado con vaginitis, cervicitis y uretritis, rotura prematura de membranas y parto prematuro en mujeres embarazadas. La infección por *Trichomonas vaginalis* también se ha asociado con un mayor riesgo de adquisición y transmisión del VIH en mujeres.

Ureaplasma parvum y *Ureaplasma urealyticum* forman parte de la flora genital de hombres y mujeres y están presentes en casi el 70% de la población sexualmente activa. Estas bacterias causan inflamación y conducen a corioamnionitis, partos prematuros, y ruptura prematura de membranas.

Mycoplasma hominis coloniza el tracto urogenital inferior y se asocia con infecciones urogenitales, particularmente vaginosis bacteriana y uretritis no gonocócica. En adultos, se han descrito bacteriemia, artritis séptica, osteítis, endocarditis, mediastinitis, abscesos cerebrales e infecciones respiratorias. También está involucrado en infecciones genitales extra, como la fiebre posparto o posaborto, en infecciones posteriores a la cesárea o después de una histerectomía. En los recién nacidos, puede causar meningitis, abscesos cerebrales e infecciones oculares.

Principio del test

Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections se basa en la amplificación a tiempo real de una región conservada del gen *T. vaginalis-specific 2-kb repeated sequence* (*Trichomonas vaginalis*), del gen *ureasa* (*Ureaplasma urealyticum* y *Ureaplasma parvum*), gen *yidC* (*Mycoplasma hominis*), de los genes *porA* y *Opa* (*Neisseria gonorrhoeae*), una región dentro del ORF2 del plásmido clamidial (*Chlamydia trachomatis*) y del gen *MgPa adhesin* (*Mycoplasma genitalium*). Tras la extracción de DNA, la presencia de *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* y/o *Mycoplasma hominis* se detecta mediante un aumento de fluorescencia durante la reacción, tras la hidrólisis de la sonda fluorescente.

El ensayo está basado en la actividad 5' nucleasa que utiliza dos *primers* y una sonda de hidrólisis fluorogénica para detectar la acumulación de la secuencia diana amplificada durante la reacción de PCR. Cuando la polimerasa comienza a extender los *primers*, la sonda es hidrolizada mediante su actividad exonucleasa 5'-3' produciendo la separación



Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA M.N. 7440



MEDICA - TEC S.R.L.

MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE

espacial del fluoróforo y el *quencher*. El aumento de la señal fluorescente resultante es proporcional a la cantidad de producto amplificado en la muestra y es detectado mediante un equipo de PCR en tiempo real.

Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections, se trata de un test listo para usar que contiene en cada pocillo todos los reactivos necesarios en formato estabilizado para llevar a cabo la PCR a tiempo real. Además, un control interno permite la detección de una posible reacción de inhibición. Cada kit incluye dos tipos de tiras y cada una de ellas corresponde a un ensayo diferente. La primera tira (*C. trachomatis*, *M. genitalium* & *N. gonorrhoeae* ref #7041S035A/7042S035A) contiene la mezcla de reacción multiplex para la detección de *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium* y *Neisseria gonorrhoeae*, así como el control interno (CI). La segunda tira (*T. vaginalis*, *U. urealyticum*, *U. parvum* & *M. hominis* ref #7041S035B/7042S035B) contiene la mezcla de reacción multiplex para la detección de *Trichomonas vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* y *Mycoplasma hominis*. Tras la reacción de amplificación *Chlamydia trachomatis* y *Trichomonas vaginalis* se detectan en el canal FAM, *Neisseria gonorrhoeae* y *Ureaplasma parvum* se detectan en el canal ROX, *Mycoplasma genitalium* y *Ureaplasma urealyticum* se detectan en el canal HEX, VIC o JOE (según el equipo utilizado) y *Mycoplasma hominis* y el control interno (CI) se detectan en el canal Cy5.

Precauciones

- Diseñado para uso profesional de diagnóstico *in vitro*.
- No utilizar el kit después de la fecha de caducidad.
- No mezclar reactivos de otros kits y/o diferentes lotes.
- No utilizar si el kit tiene signos de haber sido abierto o manipulado.
- No utilizar el kit si el material desecante de los diferentes sobres de aluminio está dañado o no está.
- Se recomienda proteger los tubos de la humedad ya que una exposición prolongada puede afectar al rendimiento del producto.
- Trabajar siguiendo las Buenas Prácticas de Laboratorio. Use ropa protectora, guantes desechables, gafas y mascarilla.
- No comer, beber o fumar en la zona de trabajo.
- Es importante seguir un flujo de trabajo en el laboratorio unidireccional: Área de Extracción, Área de Amplificación y Detección. No retornar muestras, equipos ni reactivos a un área anterior.
- Las muestras y todo material en contacto con ellas se deben tratar como potencialmente infecciosos y se deben gestionar según la legislación sobre residuos sanitarios nacional. Tome las precauciones necesarias durante la recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de muestras.
- Se recomienda la descontaminación periódica de los equipos usados habitualmente, especialmente micropipetas, y de las superficies de trabajo.

- Asegurarse de utilizar un pocillo para la determinación de *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis* y *Mycoplasma genitalium* y otro para la determinación de *Trichomonas vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* y *Mycoplasma hominis*. Tener cuidado de no mezclarlos durante todo el proceso.
- Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections solamente se ha validado con los equipos mencionados en el Apartado Termocicladores compatibles de estas Instrucciones de uso. El resto de los equipos de PCR a tiempo real compatibles indicados en el Anexo 1 se basan en datos bibliográficos.

Procedimiento

Toma de muestra, preparación y extracción de DNA

Los especímenes clínicos (muestras urogenitales, de orina, rectales y endocervicales) se deben recoger en recipientes limpios y deben ser procesadas con la mayor brevedad posible para garantizar la calidad de la prueba. Se recomienda el uso de muestras frescas.

Para conservar durante un tiempo prolongado, las muestras pueden congelarse a -20°C. En este caso, la muestra debe descongelarse totalmente y alcanzar la temperatura ambiente para poder utilizarla en la prueba. No se recomiendan ciclos de congelación y descongelación. Homogenizar la muestra vigorosamente antes de su preparación.

Realizar la preparación de la muestra de acuerdo con las recomendaciones que aparecen en las instrucciones de uso del kit de extracción utilizado. Realizar el pretratamiento y el aislamiento de los ácidos nucleicos utilizando un sistema manual o automático compatible con ensayos de PCR en tiempo real. Seguir las instrucciones de uso del fabricante. Los siguientes kits de extracción han sido validados:

Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Purification Kit, utilizando Maxwell® 16 instrument (Promega).

ZP02006 MagPurix Bacterial DNA Extraction Kit, utilizando MagPurix 12A instrument (Zinexts Life Science Corp.).

US121 NX-48 Urine/Swab DNA Kit utilizando Nextractor® NX-48 (Genolution Inc.).

MagDEA® Dx SV, utilizando magLEAD® 6gC (Precision System Science)).

NucleoSpin® RNA Virus (MACHEREY-NAGEL).

NucleoMag® Pathogen (MACHEREY-NAGEL).

STARMag 96x4 Universal Cartridge Kit (Seegene, Korea)

7

IUo_035 Ed00 May21

MEDICA - TEC S.R.L.

MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE

Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA M.N. 7440

Microlab STAR Let automatic extraction system (Hamilton, Switzerland)
Invisorb® Spin Universal Kit (Invitek).

Preparación del control positivo

Reconstituir el contenido liofilizado del Sexually Transmitted Infections Positive Control (tubo rojo) con 200 µL de agua ultrapura (PCR grade water, tubo blanco). Mezclar hasta conseguir una suspensión homogénea con ayuda del vórtex. Después del primer uso, dispensar en alícuotas para evitar repetidos ciclos de congelación-descongelación y almacenarlo a -20°C.

El control positivo contiene una gran cantidad de copias molde y el riesgo de contaminación es elevado. Por lo tanto, se recomienda abrir y manipular en un área del laboratorio separada de los otros componentes del kit y de las muestras a analizar.

Preparación de la reacción

- Preparar el número de pocillos necesarios incluyendo muestras y controles (un control positivo y uno negativo).
- Retirar el sello de aluminio que protege las tiras.
- Pipetear 15 µL de la solución de resuspensión (tubo verde) y añadirlos en cada pocillo.
- Pipetear 5 µL de DNA extraído, Control Negativo (tubo amarillo) o Control positivo (tubo rojo) y añadirlos en los pocillos correspondientes.
- Cerrar los pocillos con los tapones suministrados. Centrifugar brevemente (opcional).
- Colocar las tiras en el equipo de PCR a tiempo real.

Programación del termociclador

Configurar el termociclador siguiendo las siguientes instrucciones:

Etapa	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Activación de la polimerasa	95°C	2 min	1
Desnaturalización	95°C	10 seg	45
Hibridación/Elongación (Recogida de datos*)	60°C	50 seg	

Los datos de fluorescencia deben recogerse durante la etapa de hibridación (*) a través de los canales FAM (*Chlamydia trachomatis* y *Trichomonas vaginalis*), HEX, JOE o VIC (*Mycoplasma genitalium* y *Ureaplasma urealyticum*), ROX (*Neisseria gonorrhoeae* y

Ureaplasma parvum) y Cy5 (Control Interno y *Mycoplasma hominis*). En los termocicladores Applied Biosystems 7500 Fast y Stratagene Mx3005P™ comprobar que la opción del control pasivo ROX está desactivada (ver Adjunto II).

Análisis e interpretación de resultados

El análisis de las muestras se realiza con el software propio del equipo de PCR a tiempo real de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante.

Antes de analizar el resultado de las muestras clínicas debe validarse el resultado de los controles:

Control positivo

El control positivo utilizado en cada serie debe mostrar una curva de amplificación en FAM (*Chlamydia trachomatis* y *Trichomonas vaginalis*), HEX, JOE o VIC (*Mycoplasma genitalium* y *Ureaplasma urealyticum*), ROX (*Neisseria gonorrhoeae* y *Ureaplasma parvum*) y Cy5 (Control Interno y *Mycoplasma hominis*).

Control negativo

El control negativo incluido en cada serie debe mostrar la ausencia de señal de FAM, ROX, HEX y Cy5.

El experimento es inválido si hay señal de amplificación en el control negativo o ausencia de la señal en el control positivo. El ensayo se debe de repetir.


Los resultados de la primera tira que contiene la mezcla de reacción multiplex para la detección de *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium* y *Neisseria gonorrhoeae* se interpretan de la siguiente manera:

- *Chlamydia trachomatis*. Una muestra se considera positiva para este patógeno si muestra señal en el canal FAM y un Ct menor de 40, y el control interno muestra o no señal.
- *Mycoplasma genitalium*. Una muestra se considera positiva para este patógeno si muestra señal en el canal HEX, JOE o VIC y un Ct menor de 40, y el control interno muestra o no señal.
- *Neisseria gonorrhoeae*. Una muestra se considera positiva para este patógeno si muestra señal en el canal ROX y un Ct menor de 40, y el control interno muestra o no señal.
- Si no se detecta curva de amplificación por encima del valor umbral y el control interno si la presenta, la muestra se considera negativa.



MEDICA - TEC S.R.L.

MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE



Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA M.N. 7440

Los resultados de la segunda tira que contiene la mezcla de reacción multiplex para la detección de *Trichomonas vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* y *Mycoplasma hominis* se interpretan de la siguiente manera:

- *Trichomonas vaginalis*. Una muestra se considera positiva para este patógeno si muestra señal en el canal FAM y un Ct menor de 40.
- *Ureaplasma urealyticum*. Una muestra se considera positiva para este patógeno si muestra señal en el canal HEX, JOE o VIC y un Ct menor de 40.
- *Ureaplasma parvum*. Una muestra se considera positiva para este patógeno si muestra señal en el canal ROX y un Ct menor de 40.
- *Mycoplasma hominis*. Una muestra se considera positiva para este patógeno si muestra señal en el canal Cy5 y un Ct menor de 40.
- Si no se detecta curva de amplificación por encima del valor umbral, la muestra se considera negativa.

Si se detecta señal de amplificación en el control negativo y/o no presenta señal en el control positivo, el experimento se considera fallido.

Si las muestras negativas para todos los patógenos no muestran un resultado positivo para el control interno, se debe repetir el ensayo diluyendo la muestra original 1:10 o repetir la extracción de los ácidos nucleicos debido a posibles problemas causados por inhibidores de PCR.

Control de Calidad

Con el fin de confirmar el correcto funcionamiento de la técnica de diagnóstico molecular, se incluye un Control Interno (CI). Además, un control positivo y uno negativo se debe de incluir en cada ensayo para una correcta interpretación de los resultados.

Características técnicas

Sensibilidad y especificidad clínica

Un total de 948 muestras (orina de primera micción, frotis rectales, frotis uretrales, frotis endocervicales/exudados, frotis vaginales y frotis faríngeos) fueron analizadas mediante Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections y Allplex™ STI Essential Assay (Seegene).

La primera tira de Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections (*Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium* & *Neisseria gonorrhoeae*) detectó *Chlamydia trachomatis* en 68 muestras positivas, *Mycoplasma genitalium* en 28 muestras positivas y *Neisseria gonorrhoeae* en 19 muestras positivas.

La segunda tira de Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections (*Trichomonas vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* y *Mycoplasma hominis*) detectó

10

IUo_035 Ed00 May21



MEDICA - TEC S.R.L.

MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE



Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA M.N. 7440

Trichomonas vaginalis en 20 muestras positivas, *Ureaplasma urealyticum* en 166 muestras positivas, *Ureaplasma parvum* en 402 muestras positivas y *Mycoplasma hominis* en 183 muestras positivas.

Se obtuvieron 46 muestras discordantes (muestras cercanas al límite de detección). De las 46 muestras discordantes, 35 fueron confirmadas mediante otro kit de detección molecular FTD Urethritis plus (Fast Track Diagnostics). El resto de las muestras discrepantes no se pudo volver a analizar debido a la falta de muestra.

Los valores de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN para Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections en comparación con Allplex™ STI Essential Assay (Seegene) se muestran en la siguiente tabla:

Microorganismo	SE (%)	SP (%)	VPP (%)	VPN (%)
<i>C. trachomatis</i>	97.14	99.6	95.77	99.77
<i>M. genitalium</i>	93.33	99.89	96.55	99.78
<i>N. gonorrhoeae</i>	95	99.89	95	99.79
<i>T. vaginalis</i>	100	99.68	86.96	100
<i>U. urealyticum</i>	95.95	99.23	96.51	99.1
<i>U. parvum</i>	98.77	97.6	96.87	99.06
<i>M. hominis</i>	100	99.74	98.92	100

Estos resultados muestran la elevada sensibilidad y especificidad para detectar *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* y *Mycoplasma hominis* del test de diagnóstico molecular Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections.

Sensibilidad analítica

La sensibilidad analítica fue determinada a partir de diluciones seriadas (1:10) del DNA molde de los diferentes patógenos (10^7 - 10^1 copias/reacción). Este ensayo tiene un límite de detección de ≥ 10 copias de DNA por reacción.

Especificidad analítica

La especificidad analítica para la detección de las enfermedades de transmisión sexual fue confirmada probando un panel compuesto por los siguientes patógenos, no observándose reacciones cruzadas entre ninguna de las especies:

Sexually Transmitted Infections		
<i>Candida parapsilosis</i>	<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
<i>Candida tropicalis</i>	<i>Escherichia Coli</i>	<i>Serratia marcescens</i>
<i>Candida glabrata</i>	<i>Gardnerella vaginalis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Candida krusei</i>	<i>Haemophilus influenzae</i> MinnA	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>
<i>Candida dubliniensis</i>	<i>Haemophilus ducreyi</i> clase 1	<i>Streptococcus agalactiae</i>
<i>Candida albicans</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
<i>Aspergillus fumigatus</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Treponema pallidum</i>
<i>Bacteroides fragilis</i>	<i>Listeria Ivanovii</i>	Cytomegalovirus
<i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>	Virus del Herpes simple 1
<i>Enterobacter cloacae</i>	<i>Listeria Innocua</i>	Virus del Herpes simple 2
<i>Enterobacter aerogenes</i>	<i>Neisseria meningitidis</i>	Papillomavirus humano 16
<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Proteus mirabilis</i>	Papillomavirus humano 18

Reactividad analítica

La reactividad de Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections, para *Chlamydia trachomatis* fue confirmada por medio de la amplificación a tiempo real utilizando *Chlamydia trachomatis* (SW y LGV) cepas Swedish, Genovar F, y Serovares D, E, I, K y J, como molde.

La reactividad de Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections, para *Mycoplasma genitalium* fue confirmada por medio de la amplificación a tiempo real utilizando *Mycoplasma genitalium* como molde.

La reactividad de Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections, para *Neisseria gonorrhoeae* fue confirmada por medio de la amplificación a tiempo real utilizando *Neisseria gonorrhoeae* cepa St 49226 y Lvl Ng PorA como molde.

La reactividad de Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections, para *Trichomonas vaginalis* fue confirmada por medio de la amplificación a tiempo real utilizando *Trichomonas vaginalis* como molde.

La reactividad de Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections, para *Ureaplasma urealyticum* fue confirmada por medio de la amplificación a tiempo real utilizando *Ureaplasma urealyticum* como molde.

La reactividad de Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections, para *Ureaplasma parvum* fue confirmada por medio de la amplificación a tiempo real utilizando *Ureaplasma parvum* como molde.

La reactividad de Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections, para *Mycoplasma hominis* fue confirmada por medio de la amplificación a tiempo real utilizando *Mycoplasma hominis* como molde.




MEDICA TEC S.R.L.
MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE

Termocicladores compatibles

Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections, ha sido probado en los siguientes equipos:

- Cobas Z480 (Roche)
- 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems) ^{II}
- CFX96 TM Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)
- AriaMx Real-Time PCR System (Agilent Technologies)
- DTlite Real-Time PCR System (DNA-Technology)
- DTPRime Real Time Detection Thermal Cycler (DNA-Technology)
- Rotor-Gene® Q (Qiagen)^I
- SmartCycler® (Cepheid)^I

I: Para los equipos Rotor-Gene® Q y SmartCycler® el producto debe ser reconstituido y trasvasado a los tubos específicos de cada uno de los equipos.


II: En el caso de utilizar el equipo Applied Biosystems 7500 Fast con tiras, se recomienda colocar el soporte adecuado para los tubos (Ref. PN 4388506).

Limitaciones

- Este test proporciona un diagnóstico preliminar de las infecciones de transmisión sexual. Todos los resultados obtenidos deben ser interpretados por un especialista junto con la información clínica y los hallazgos de laboratorio disponibles.
- Este ensayo ha sido probado en muestras urogenitales y muestras endocervicales, para *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Trichomonas vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* y *Mycoplasma hominis*; muestras rectales (muestras rectales-vaginales y muestras rectales) para *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum* y *Mycoplasma hominis*; y muestras de orina para *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum* y *Mycoplasma hominis*. El uso de otras muestras no se ha establecido.
- El correcto funcionamiento de la prueba depende de la calidad de la muestra; el DNA deber ser extraído de forma adecuada de las muestras clínicas humanas. Una forma inadecuada de recolección, almacenaje y/o transporte de las muestras puede dar lugar a falsos negativos.
- Se puede detectar un bajo número de copias del DNA molde diana por debajo del límite de detección, pero los resultados pueden no ser reproducibles.
- Existe la posibilidad de falsos positivos debido a la contaminación cruzada con los diferentes patógenos, ya sea por muestras que contienen altas




Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA N.º 7440



MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE

concentraciones de DNA molde diana o por contaminación por arrastre a partir de productos de PCR de reacciones anteriores.

- El ON 0318 solo interviene en la evaluación de la conformidad del ensayo para *Chlamydia trachomatis*. El alcance de la certificación CE abarca la detección de *Chlamydia trachomatis* a partir de muestras de orina e hisopados urogenitales y endocervicales. La detección de *Chlamydia trachomatis* en muestras faríngeas, de semen, suero e hisopados rectales, uretrales y vaginales quedan fuera del alcance de la certificación por el ON 0318. El resto de los patógenos tienen marcado CE de autocertificación.



MEDICA - TEC S.R.L.

MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE



Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA M.N. 7440

Adjunto I: Compatibilidad de los termocicladores a tiempo real más usuales

Los termocicladores más usuales se enumeran en la siguiente tabla separados por tipo de tubo. Si no encuentra su termociclador, póngase en contacto con su proveedor:

Termocicladores con bloque de bajo perfil	Termocicladores con bloque de alto perfil
Agilent Technologies	Abbott
AriaMx Real-Time PCR System	Abbott m2000 RealTime System
Applied Biosystems	Applied Biosystems
7500 Fast Real-Time PCR System	7300 Real-Time PCR System
7500 Fast Dx Real-Time PCR System	7500 Real-Time PCR System
QuantStudio™ 12K Flex 96-well Fast	7900 HT Real-Time PCR System
QuantStudio™ 6 Flex 96-well Fast	ABI PRISM 7000
QuantStudio™ 7 Flex 96-well Fast	ABI PRISM 7700
QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System	QuantStudio™ 12K Flex 96-well
QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System	QuantStudio™ 6 Flex 96-well
StepOne Plus™ Real-Time PCR System	QuantStudio™ 7 Flex 96-well
StepOne™ Real-Time PCR System	QuantStudio™ 5 Real-Time PCR
ViiA™ 7 Fast Real-Time PCR System	QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System
BIONEER	ViiA™ 7 Real-Time PCR
Exicycler™ 96	Analytik Jena Biometra
Bio-Rad	TOptical
CFX96™ Real-Time PCR Detection System	qTOWER 2.0
Mini Opticon™ Real-Time PCR Detection System	BIONEER
Cepheid	Exicycler™ 96
SmartCycler®	Bio-Rad
Qiagen	CFX96™ Deep Well Real-Time PCR Detection
Rotor-Gene® Q	iCycler iQ™ Real-Time PCR
Roche	iCycler iQ™ 5 Real-Time PCR
LightCycler® 480 Real-Time PCR System	MyiQ™ Real-Time PCR Detection System
LightCycler® 96 Real-Time PCR System	MyiQ™ 2 Real-Time PCR Detection System
Cobas z480 Analyzer	Cepheid
	SmartCycler®
	DNA-Technology
	DTlite Real-Time PCR System*
	DTprime Real-time Detection Thermal Cycler*
	Eppendorf
	Mastercycler™ ep realplex
	Qiagen
	Rotor-Gene® Q
	Stratagene / Agilent Technologies
	Mx3000P™ Real Time PCR System
	Mx3005P™ Real Time PCR System

* Ver Adjunto III para configurar los valores de exposición


Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA M.N. 7440


MEDICA - TEC S.R.L.

MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE

Adjunto II: Canales de detección de los equipos a tiempo real


Los canales de fluorescencia de algunos de los termocicladores a tiempo real más comunes se especifican en la siguiente tabla:

Termociclador	Canal Vitassay	Canal de Detección	Observaciones
Bio-Rad CFX96™	FAM	FAM	
	HEX	HEX	
	ROX	ROX	
	Cy5	Cy5	
ABI 7500 Applied Biosystems	FAM	FAM	Opción del control pasivo ROX desactivada
	HEX	VIC	
	ROX	ROX	
	Cy5	Cy5	
Roche Lightcycler®480II	FAM	465/510	Se requiere compensación de color
	HEX	533/580	
	ROX	533/610	
	Cy5	618/660	
Smartcycler® Cepheid	FAM	Channel 1	
	HEX	Channel 2	
	ROX	Channel 3	
	Cy5	Channel 4	
Abbott m2000rt	FAM	FAM	
	HEX	VIC	
	ROX	ROX	
	Cy5	Cy5	
Mx3000P™ Mx 3005P™ Stratagene	FAM	FAM	Opción del control pasivo ROX desactivada
	HEX	VIC	
	ROX	ROX	
	Cy5	Cy5	
AriaMx Agilent	FAM	FAM	
	HEX	HEX	
	ROX	ROX	
	Cy5	Cy5	
Rotor-Gene® Q Qiagen	FAM	Green	Al configurar los canales, presione el botón "Gain Optimisation" y después vaya a "Optimise Acquiring". La fluorescencia del apartado Target Sample Range tiene que estar entre 5 y 10 FI para cada canal. Además, marque la opción "Perform Optimisation Before 1st Acquisition".
	HEX	Yellow	
	ROX	Orange	
	Cy5	Red	
Exicycler™ 96 BIONEER	FAM	FAM	
	HEX	JOE	
	ROX	ROX	
	Cy5	Cy5	

Adjunto III: Configuración valores de exposición

Los valores de exposición de algunos termocicladores se deben ajustar para su correcto funcionamiento. Establecer los valores de exposición de la siguiente manera:

Termociclador	Canal Vítassay	Valor de exposición
DTlite Real-Time PCR System (DNA-Technology)	FAM	500
	HEX	500
	ROX	500
	Cy5	500
DTprime Real-time Detection Thermal Cycler (DNA-Technology)	FAM	500
	HEX	1000
	ROX	1000
	Cy5	1000


MEDICA - TEC S.R.L.

MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE


Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA M.N. 7440

Trademarks

CFX™ and IQ5™ are registered trademarks of Bio-Rad Laboratories.

ABI®, QuantStudio™ and ViiA™ are registered trademarks of Thermo Fisher Scientific Inc.

LightCycler® is a registered trademark of Roche.











Mx3000P™ and Mx3005™ are registered trademarks of Agilent Technologies.

Mastercycler™ is a registered trademark of Eppendorf.

Rotor-Gene® Q is a registered trademark of Qiagen.

SmartCycler® is a registered trademark of Cepheid.

Symbols for IVD components and reagents/ Símbolos utilizados para componentes y reactivos IVD

	Producto para diagnóstico <i>in vitro</i> For <i>in vitro</i> diagnostic use only		Almacenar en lugar seco Keep dry
	Consultar las instrucciones de uso Consult instructions for use		Limitación de temperatura Temperature limitation
	Fecha de caducidad Use by		Fabricante Manufacturer
	Número de lote Lot number		Contiene <n> test Contains sufficient for <n> test
	Identificación única de dispositivo Unique Device Identification		Número de referencia Catalogue number



Vitassay Healthcare S.L.U. Parque Tecnológico Walqa
Ctra. N-330 Km. 566 • 22197 Huesca (Spain)
www.vitassay.com

36

IUo_035 Ed00 May21

MEDICA-TEC S.R.L.

MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE

Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA S.A.N. 7440

“ Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections “

PROYECTO DE RÓTULOS EXTERNOS

Kit para 32 determinaciones:

Vitassay

qPCR Sexually Transmitted Infections

Bajo / Alto perfil 8 tiras x 8 pocillos

Σ 32 IVD CE 0318° 2°C 40°C

REF 7041035 LOT 1035-XXX yyyy-mm-dd

*El O.N. 0318 solo interviene en la identificación de Chlamydia trachomatis incluida en 7041035A
The N.B. 0318 is only involved in the identification of Chlamydia trachomatis Included in 7041035A

4 x 8-well strips A
4 x 8-well strips B
1 x Positive Control
1 x PCR Grade Water (1mL)
1 x Resuspension buffer (1,8mL)
1 x Negative Control (1mL)
8 x 8 tapas ópticas

UDI (01)08436592681754 (17)991231 (10)1035000

Vitassay Healthcare S.L.
Parque Tecnológico WALQA
N-330 KM.566
22197-HESCA ESPAÑA

Importado por: MEDICA-TEC S.R.L. Triunvirato 2789-Capital Federal

Director Técnico: Sergio Rozenberg MN:10223 “ Autorizado por ANMAT PM-118-151”

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO. VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Kit para 64 determinaciones:

Vitassay

qPCR Sexually Transmitted Infections

Bajo/Alto perfil 16 tiras x 8 pocillos

2°C 40°C Σ 64 IVD CE 0318°

REF 7081035 LOT 1035-xxx vvvv-mm-dd

qPCR Sexually Transmitted Infections

8 x 8-well strips A
8 x 8-well strips B
1 x Positive Control
1 x PCR Grade Water (1mL)
1 x Resuspension buffer (1,8mL)
1 x Negative Control (1mL)
16 x 8 tapas ópticas

UDI (01)08436592681778 (17)991231 (10)1035000

Vitassay Healthcare S.L.
Parque Tecnológico WALQA
N-330 KM.566
22197-HESCA ESPAÑA

Importado por: MEDICA-TEC S.R.L. Triunvirato 2789-Capital Federal Director Técnico: Sergio Rozenberg MN:10223 “ Autorizado por ANMAT PM-118-151” **USO PROFESIONAL EXCLUSIVO . VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**

Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TECNICA
BIOQUIMICA 7440

MEDICA-TEC S.R.L.
MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE

PROYECTO DE RÓTULOS INTERNOS

qPCR Sexually Transmitted Infections

Bajo o Alto perfil - 4/8 stripA + 4/8 stripB x 8 pocillos

REF 7041035 LOT 1035-XXX yyyy-mm-dd
i umbrella IVD CE 0318* 2°C 40°C Σ 32



Vitassay Healthcare, S.L.U.
Parque Tecnológico WALQA
Ctra. N.330 Km.566
22197 Cuarte (Huesca, SPAIN)



UDI

(01)08436592681754
(17)991231
(10)1035000

RESUSPENSION BUFFER

REF 7002B VOL 1,8 mL
LOT 2B-xxx
yyyy-mm-dd 2°C 40°C IVD

NEGATIVE CONTROL

REF 7003N VOL 1 mL
LOT 3N-xxx
yyyy-mm-dd 2°C 40°C IVD

**Sexually Transmitted Infections
POSITIVE CONTROL**

REF 7C035 LOT C035-xxx
yyyy-mm-dd 2°C 40°C IVD

PCR GRADE WATER

REF 7001A VOL 1 mL
LOT 1A-xxx
yyyy-mm-dd 2°C 40°C IVD

Dra. ANDREA M. TOROS
CO-DIRECTORA TÉCNICA
BIOQUÍMICA 7440

MEDICA-TEC S.R.L.
MARCELO E. ZEGEN
SOCIO GERENTE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: MEDICA-TEC S.R.L

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.