ANEXO III.B PROYECTO DE RÓTULO

Fabricado por: Shanghai Puhui Medical Device Co., Ltd.,

- No. 925, Jinyuan YI Road 201803, Shanghai, Republica Popular China.
- No. 929, Jinyuan YI Road 201803, Shanghai, Republica Popular China.
- 5th Floor, Building 2, No. 929, Jinyuan YI Road, Jiading District, 201803, Shanghai, Republica Popular China.

Importado por: MTG GROUP S.R.L.


Av. Cramer 3226, piso 6, Dpto B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Micro Alambre Guìa

Marca: INT - Puhui

Modelo: "según corresponda"

REF:



Director Técnico: Farm. Germán Szmulewicz – Matricula Nacional: 6324 USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1991-252

APODERADO MTG GROUP S.R.L. Germán Szmuletvicz Farmacéulico Mat. 6,324

INSTRUCCIONES DE USO


3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítems 2.1, 2.4, 2.5, 2.11 y 2.12;

Micro Alambre Guía

Marca: INT - Puhui

Modelo: "según corresponda"

REF:











USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1991-252

APODERADO MTG GROUP 6.R.L.

3.2. La finalidad de uso que le haya atribuido el fabricante y los posibles efectos secundarios no deseados;

Aplicable a vasos sanguíneos neurovasculares y periféricos, ayudando a que el equipo de diagnóstico o tratamiento alcance el sitio de la lesión sin problemas.


Contraindicaciones

Este producto no presenta ninguna contraindicación.

3.3. La información suficiente detallada sobre las características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de obtener una combinación segura en los casos en que un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista;

Estructura del producto

El micro alambre guía (CG) consta de un alambre central, un espiral de alambre de platino radiopaco y un tubo ondulado. El micro alambre guía (TG/TF) consta de un alambre central, un alambre enrollado de acero inoxidable y un alambre enrollado de platino radiopaco. El micro alambre guía (MG) está formado por un alambre central, una vaina de TPU que contiene tungsteno y un espiral de alambre de platino-níquel. El extremo proximal del micro alambre guía está recubierto con un revestimiento de politetrafluoroetileno, y el extremo distal está recubierto con un recubrimiento hidrofílico de polivinilpirrolidona. Los accesorios del producto incluyen alambre guía de entensión, un tubo guía, un torcedor de alambre guía y una aguja de modelado. Las Figuras 1, 2 y 3 a continuación muestran diagramas de la estructura del producto.



APODERADO MTG GROUP S.R.L. Farmacéutico
Mat. 6/24

Figura 1 Diagrama ilustrativo del micro alambre guía (CG)




Figura 2 Diagrama ilustrativo del micro alambre guía (TG/TF)




Figura 2 Diagrama ilustrativo del micro alambre guía (MG)

MICOLAS JUANA APODERADO MTG GROUP S.R.L.

Especificaciones

Tabla 1 Lista de modelos de micro alambre guía

N° de ref.	D.E. máx. -0,05mm	Largo del tubo	Longitud de desarrollo	Longitud ±10%	Alamb exter	ore de nsión	Herram	ienta de in	enta de inserción		Aguja de modelado	
		ondulado	±2mm		D.E. máx.	Longitud	D.E.	D.I.	Longitud	D.E.	Longitud	
		±5%			-0.05 mm	±15%	±0.10mm	±0.10mm	del tubo	±0.05mm	de la	
									±5mm		aguja	
											±5mm	
PH-CG-01	0,30mm	55cm	10cm	205cm	-	-	0,90mm	0,60mm	100mm	0,51mm	37mm	
PH-CG-01E					0,30mm	115cm						
PH-TG-01		-	3cm		-	-						
PH-TG-01E					0,30mm	115cm						
PH-CG-02	0,36mm	35cm	15cm		-	-						
PH-CG-02E			100		0.36mm	115cm	18					
PH-TG-02					-	-						
PH-TG-02E			2	,	0,36mm	115cm						
PH-TF-02		-	3cm		-							
PH-TF-02E					0,36mm	115cm						

APODERADO MTG GROUP S.R.L.

Tabla 2 Lista de modelos de micro alambre guía

Especificaciones del modelo	D.E.	Longitud (cm)
PH-MG-01-001	0,010" (0,25mm)	200cm
PH-MG-01-002	0,010" (0,25mm)	300cm
PH-MG-02-001	0,014" (0,35mm)	200cm
PH-MG-02-002	0,014" (0,35mm)	300cm

3.4. La información que permita comprobar si el producto médico está bien instalado y puede funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad del producto médico.

Instrucciones de uso

- 1. Preparación previa a la operación
 - 1) Antes de usar, seleccione un micro alambre guía adecuado según el sitio de la lesión y verifique si el envase del producto está dañado; de ser así, no lo utilice.
 - 2) Retire el tubo de la vaina que contiene el micro alambre guía, la aguja de modelado, el torcedor de micro alambre guía, la cánula guía del micro alambre y otros accesorios del envase individual.
 - 3) Antes de sacar el micro alambre guía del tubo de la vaina, enjuague completamente el lumen del tubo con solución salina con heparina, de forma tal que se active el recubrimiento hidrofílico en la superficie del micro alambre guía y quede lubricado.
 - 4) Extraiga lentamente el micro alambre guía del tubo de la vaina por la parte distal. Después de retirarlo, verifique si el micro alambre guía está dañado; de ser así, no lo use.
 - 5) Si es necesario dar forma a la punta del micro alambre guía, debe conformarse de acuerdo con el sitio de la lesión utilizando la aguja de modelado incluida en el envase. Al modelar, trate de usar la menor fuerza posible para evitar daños al micro alambre

NICOLAS TUANA APODERADO MTG GROUPS.R.L.

guía.

2 Método de modelado

1) Coloque la parte moldeable de la punta del micro alambre guía sobre la aguja de

modelado, tire del cuerpo del micro alambre guía con una mano y sujete la aguja de

modelado con la otra mano.

2) Presione la punta del micro alambre guía contra la aguja de modelado con el pulgar,

tire del cuerpo del micro alambre guía y "raspe" suavemente la parte que se va a

moldear desde la aguja de modelado para completar el modelado.

3) Cuanto más presione con el pulgar, mayor será el grado de curvatura después del

modelado. Si el ángulo de curvatura después del modelado es demasiado pequeño,

puede realizar el modelado de nuevo; si el ángulo después del modelado es

demasiado grande, puede girar la guía y usar otra parte del micro alambre guía para

modelar el lado opuesto.

3. Instrucciones

1) Inserte cuidadosamente la punta del micro alambre guía en el catéter para hacer

avanzar la guía, o utilice la cánula guía del alambre guía incluida en el paquete para

facilitar la inserción en el catéter, teniendo cuidado de no dañar la punta del micro

alambre guía.

2) Sujete el torcedor del alambre guía (si es necesario) al micro alambre guía y

colóquelo en la posición deseada.

3) Empuje y gire cuidadosamente el micro alambre guía intravascular bajo fluoroscopia

para seleccionar el vaso apropiado.

3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación

del producto médico;

No aplica

3.6. La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con

la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;

APODERADO

Germán Szmulewicz Farmacéutico

Mat. 6324

CEM (Compatibilidad electromagnética)

No Aplica

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de

esterilidad y si corresponde la indicación de los metodos adecuados de

reesterilización;

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

3.8. Cuando un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los

procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el

acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser

reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de

reutilizaciones.

En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las

instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que, si

se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos por el

fabricante en cuanto a los requisitos esenciales de seguridad y eficacia.

No Aplica

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba

realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje

final, entre otros);

No aplica

3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información

relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser

descripta;

No aplica

3.11. Las instrucciones de uso deberán incluir, además, información que permita al

profesional de salud informar al paciente sobre las contraindicaciones y las

precauciones que deban tomarse.

APODERADO MTG GROUP S.R.L.

Advertencias/Precauciones

- Este producto es para usar en un solo paciente y no debe ser reesterilizado ni reutilizado.
- No utilizar si el envase está abierto o dañado.
- El uso de productos vencidos está estrictamente prohibido.
- · No utilizar si el producto está dañado o se ha desprendido el recubrimiento hidrofílico.
- Este producto debe ser utilizado bajo la supervisión de un equipo de angiografía médica de rayos X de alta resolución o un equipo con funciones equivalentes.
- Este producto debe ser utilizado por médicos capacitados en instituciones médicas pertinentes.
- Después de usarlo, desechar el producto como residuo médico.
- 3.12. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico;

No aplica

- 3.13. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras; No aplica
- 3.14. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar;

 No Aplica
- 3.15. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo inhabitual específico asociado a su eliminación;
 No aplica

APODERADO MTG GROUP S.R.L.

3.16. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo.

No Aplica

3.17. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.

No Aplica

APODERADO MTG GROUP S.R.L.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas Anexo

Número:		

Referencia: MTG GROUP S.R.L. ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.