

 NxtMedical Argentina	Proyecto de Rótulo (Apéndice IV) Sistema de espirales de embolización expansibles	PM 2685-1 V00-2025 Página 1 de 12
---	--	---

Fabricado por: Beijing Taijieweiye Technology Co., Ltd.

No.4 Plant, No.21 Panlong West Road, Mafang, Town, Pinggu, Beijing, China.

Importado por: NXT MEDICAL S.R.L.

Fragata Presidente Sarmiento 2278, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Sistema de espirales de embolización expansibles.

Marca: Perfiller®. Modelos: TJCHYL0101; TJCHYL0102; TJCHYL0103; TJCHYL0104; TJCHYL0105; TJCHYL1.501; TJCHYL1.502; TJCHYL1.503; TJCHYL1.504; TJCHYL1.505; TJCHYL0201; TJCHYL0202; TJCHYL0203; TJCHYL0204; TJCHYL0206; TJCHYL0208; TJCHYL2.502; TJCHYL2.504; TJCHYL2.506; TJCHYL0302; TJCHYL0303; TJCHYL0304; TJCHYL0306; TJCHYL0308; TJCHYL0310; TJCHYL0312; TJCHYL0404; TJCHYL0406; TJCHYL0408; TJCHYL0410; TJCHYL0415; TJCHYL0506; TJCHYL0508; TJCHYL0510; TJCHYL0515; TJCHYL0520; TJCHYL0606; TJCHYL0608; TJCHYL0610; TJCHYL0615; TJCHYL0620; TJCHYL0625; TJCHYL0710; TJCHYL0720; TJCHYL0730; TJCHYL0810; TJCHYL0820; TJCHYL0830; TJCHYL0930; TJCHYL0935; TJCHYL1030; TJCHYL1040; TJCHYF0102; TJCHYF1.502; TJCHYF1.503; TJCHYF0202; TJCHYF0204; TJCHYF0206; TJCHYF2.502; TJCHYF2.504; TJCHYF2.506; TJCHYF0304; TJCHYF0306; TJCHYF0308; TJCHYF0310; TJCHYF0405; TJCHYF0408; TJCHYF0410; TJCHYF0510; TJCHYF0515; TJCHYF0612; TJCHYF0620; TJCHYF0715; TJCHYF0720; TJCHYF0728; TJCHYF0817; TJCHYF0830; TJCHYF0920; TJCHYF0930; TJCHYF1020; TJCHYF1030; TJCHYF1120; TJCHYF1130; TJCHYF1140; TJCHYF1225; TJCHYF1325; TJCHYF1345; TJCHYF1430; TJCHYF1550; TJCHYF1630; TJCHYF1645; TJCHYF1840; TJCHYF1850; TJCHYF2040.

Producto estéril. Producto médico de un solo uso.

No reutilizar. No re-esterilizar.

Lote/Serie. Fecha de fabricación. Fecha de vencimiento.

Método de esterilización: Radiación.

Conservación: humedad relativa ≤80%, temperatura inferior a 40°C.


Lea atentamente el manual de instrucciones de uso.

Director Técnico: Mariela Szirko, Farmacéutica MN 13061

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.

Autorizado por la ANMAT PM 2685-1


Mariela Szirko
Farmacéutica M.N 13061
Directora técnica


Lorena A. Eschman
Socio Gerente NxtMedical
Argentina

3.1. Las indicaciones contempladas en el numeral 2 'Rótulos' de este Apéndice, salvo las que figuran en los numerales 2.1, 2.4, 2.5, 2.11 y 2.12.

Sistema de espirales de embolización expansibles.

Marca: Perfiller®. Modelos: TJCHYL0101; TJCHYL0102; TJCHYL0103; TJCHYL0104; TJCHYL0105; TJCHYL1.501; TJCHYL1.502; TJCHYL1.503; TJCHYL1.504; TJCHYL1.505; TJCHYL0201; TJCHYL0202; TJCHYL0203; TJCHYL0204; TJCHYL0206; TJCHYL0208; TJCHYL2.502; TJCHYL2.504; TJCHYL2.506; TJCHYL0302; TJCHYL0303; TJCHYL0304; TJCHYL0306; TJCHYL0308; TJCHYL0310; TJCHYL0312; TJCHYL0404; TJCHYL0406; TJCHYL0408; TJCHYL0410; TJCHYL0415; TJCHYL0506; TJCHYL0508; TJCHYL0510; TJCHYL0515; TJCHYL0520; TJCHYL0606; TJCHYL0608; TJCHYL0610; TJCHYL0615; TJCHYL0620; TJCHYL0625; TJCHYL0710; TJCHYL0720; TJCHYL0730; TJCHYL0810; TJCHYL0820; TJCHYL0830; TJCHYL0930; TJCHYL0935; TJCHYL1030; TJCHYL1040; TJCHYF0102; TJCHYF1.502; TJCHYF1.503; TJCHYF0202; TJCHYF0204; TJCHYF0206; TJCHYF2.502; TJCHYF2.504; TJCHYF2.506; TJCHYF0304; TJCHYF0306; TJCHYF0308; TJCHYF0310; TJCHYF0405; TJCHYF0408; TJCHYF0410; TJCHYF0510; TJCHYF0515; TJCHYF0612; TJCHYF0620; TJCHYF0715; TJCHYF0720; TJCHYF0728; TJCHYF0817; TJCHYF0830; TJCHYF0920; TJCHYF0930; TJCHYF1020; TJCHYF1030; TJCHYF1120; TJCHYF1130; TJCHYF1140; TJCHYF1225; TJCHYF1325; TJCHYF1345; TJCHYF1430; TJCHYF1550; TJCHYF1630; TJCHYF1645; TJCHYF1840; TJCHYF1850; TJCHYF2040.

Producto estéril. Producto médico de un solo uso.

No reutilizar. No re-esterilizar.

Método de esterilización: Radiación.

Conservación: humedad relativa ≤80%, temperatura inferior a 40°C.

Lea atentamente el manual de instrucciones de uso.

3.2. La finalidad de uso que le haya atribuido el fabricante y los posibles efectos secundarios no deseados.
3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico.
3.8. Cuando un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.
En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que, si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo lo previsto por el fabricante en cuanto a los requisitos esenciales de seguridad y eficacia.
3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros).
Los puntos 3.3.; 3.4.; 3.6.; 3.7.; 3.10.; 3.11.; 3.12.; 3.13.; 3.14.; 3.15.; 3.16.; 3.17.: no aplican.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente el manual de instrucciones de uso.

Guarde el manual como referencia.


Mariela Szirko
 Farmacéutica M.N 13061
 Directora técnica


Lorena A. Eschman
 Socio Gerente NxtMedical
 Argentina

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El sistema de espirales de embolización expansible (EEC) Perfiller® consiste de un espiral (espiral) implantable y sistema de entrega. El espiral EEC está hecho de aleación platino-tungsteno con un núcleo de polímero de hidrogel expandible. El espiral tiene una estructura anti desenrollamiento tridimensional, que incluye espiral tridimensional helicoidal y complejo.

La buena flexibilidad, adaptabilidad y diseño único pueden prevenir un desenrollamiento causado por un excesivo estiramiento durante el tratamiento.


Hay disponible una variedad de modelos estándar, de acuerdo con el diámetro diferente del bucle secundario y del espiral implante. Cada tipo de espiral debe ser entregado únicamente desde un microcatéter reforzado con alambre con diámetro interior mínimo especificado. El diámetro interno mínimo recomendado del microcatéter es 0.0165”.

Elementos necesarios:

- Catéter guía compatible con el microcatéter;
- Microcatéter reforzado con alambre con marcadores radiopacos de 2 puntas, del tamaño adecuado;
- Guía de alambre orientable compatible con microcatéter;
- 2 válvulas en Y hemostáticas giratorias (RHV);
- 1 llave de paso de 3 vías;
- 1 llave de paso de 1 vía;
- Controlador de desprendimiento para un solo paciente;
- Solución salina estéril y/o inyección de Ringer lactato;
- Goteo de solución salina estéril presurizada;

INDICACIONES DE USO

El sistema espiral expansible está destinado a la embolización endovascular de aneurismas intracraneales y otras anomalías neurovasculares como malformaciones arteriovenosas y fistula arteriovenosa. El EEC también está diseñado para oclusión vascular de vasos sanguíneos dentro del sistema neurovascular para obstruir permanente del flujo sanguíneo a un aneurisma u otra malformación


Mariela Szirko
 Farmacéutica M.N 13061
 Directora técnica


Lorena A. Eschman
 Socio Gerente NxtMedical
 Argentina

vascular y para embolizaciones arterial y venosa en la vasculatura periférica.

CONTRAINDICACIONES

No se conocen contraindicaciones especiales y las contraindicaciones clínicas son las mismas que con la operación intervencionista endovascular general.

No utilizar con pacientes en quienes está contraindicada la terapia anticoagulante y antiplaquetaria.

No utilizar en vasos con excesiva tortuosidad y calcificación grave.

No usar en pacientes con insuficiencia renal, quienes sean alérgicos al medio de contraste.

ADVERTENCIAS

- 1) Confirmar si el paciente tiene reacción alérgica al medio de contraste antes de la operación.
- 2) Solo los médicos con experiencia deberían usar el producto.
- 3) El espiral es estéril; asegurarse que el embalaje esté intacto antes de su uso.
- 4) Está prohibido utilizar el producto con embalaje abierto o dañado.
- 5) Antes del tratamiento, revisar el sistema de espiral para verificar que la funcionalidad, tamaño y forma, cumplen con los requisitos quirúrgicos.
- 6) Seguir de manera constante los requisitos técnicos generales del uso del microcatéter, incluida una heparinización sistemática y el lavado de todos los microcatéteres que deben insertarse en los vasos sanguíneos con solución salina heparinizada aséptica o solución isotónica similar.
- 7) Las aplicaciones del sistema espiral embólico y los métodos técnicos deben basarse en la condición del paciente y la experiencia del operador.
- 8) El producto está diseñado para un solo uso, y no puede ser re-esterilizado o re-utilizado, de lo contrario, puede dañar el rendimiento del instrumento y aumentar la desinfección incorrecta y el riesgo de infección cruzada.
- 9) El tratamiento debe ser monitoreado bajo rayos X.
- 10) La posición del espiral solo puede cambiarse mediante un alambre de

liberación y está prohibido mover el sistema de espiral en el proceso de transporte.

11) Si se percibe resistencia, determinar la causa antes de mover el espiral.

12) Utilizar el producto antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del producto.

POSIBLES COMPLICACIONES:

Las complicaciones irrelevantes con el dispositivo pueden ocurrir durante o después del procedimiento:

Complicaciones relacionadas con la punción:

- Hematoma en el sitio de punción
- Hemorragia en el sitio de punción
- Tromboembolismo local o distal
- Trombosis
- Fístula arteriovenosa
- Pseudoaneurisma
- Infección en el sitio de punción

Complicaciones relacionadas con la operación

- Disección arterial
- Perforación de la pared del vaso o ruptura de aneurisma
- Vasoespasmo prolongado
- Oclusión aguda que requiera intervención quirúrgica

Complicaciones relacionadas con el dispositivo

Las reacciones adversas anticipadas relacionadas con el dispositivo son mínimas (reacción pirógena, infección, etc.) pero no se puede excluir completamente la posibilidad de ocurrencia de reacciones adversas.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

PREPARACIÓN PARA EL USO

Es necesario mantener un lavado continuo con solución salina adecuada


Mariela Szirko
 Farmacéutica M.N 13061
 Directora técnica


Lorena A. Eschman
 Socio Gerente NxtMedical
 Argentina



entre los siguientes dispositivos, para asegurar el buen funcionamiento del espiral y minimizar el riesgo de trombos:

- Entre la vaina de la arteria femoral y el catéter guía.
- Entre el microcatéter de doble marcador y el catéter guía.
- Entre el microcatéter de doble marcador y guía de alambre; entre el microcatéter doble marcador y alambre espiral de liberación.

(1) Conectar una válvula hemostática giratoria (RHV) al conector del catéter guía.

Conectar una llave de paso de 3 vías al brazo lateral de la RHV y luego conectar una línea para infusión continua.

(2) Conectar una segunda RHV al conector del microcatéter. Conectar una llave de paso de 1 vía al brazo lateral de la segunda RHV y conectar una línea de solución de lavado a la llave de paso. Se recomienda inyectar una solución de la bolsa de presión cada 3-5 segundos.

(3) Verificar todos los dispositivos durante el proceso de inyección para asegurarse de que no entre aire en el catéter guía o el microcatéter.




Fig.1 Diagrama de conexión de lavado continuo

INSTRUCCIONES DE USO

El sistema de entrada comprende un catéter guía el cual puede acomodar completamente el microcatéter de doble marcador, lo que permite que el medio de contraste atraviese el microcatéter de doble marcador para que sea radiopaco. Elegir la especificación del espiral (espiral) adecuado estimando el tamaño del aneurisma.

(1) Desbloquear el tubo de bloqueo para que el sistema de liberación con el espiral pueda moverse libremente en el tubo interno.

(2) Verificar el sistema entero presionando lentamente el alambre de liberación. Si no es suave, reemplazarlo con uno nuevo.

(3) Presionar el espiral fuera del tubo interno lentamente y verificar con cuidado manualmente con un guante desechable. Si el sistema de entrega es anormal, como deformación o pérdida de memoria de bucle, reemplazarlo con uno nuevo.

(4) Sumergir cuidadosamente el implante y la zona de desprendimiento en solución salina estéril o inyección de Ringer lactato. Para garantizar una buena punta memoria del espiral implante, no tocar en medida de lo posible. Retirar todo el espiral lentamente hacia el interior del tubo y asegurarse de que el implante distal esté aproximadamente a 1-2cm del extremo distal del tubo interno.

(5) Fijar el tubo de bloqueo e insertar el tubo interno del EEC mediante la RHV. Ubicar la punta distal del tubo interno en el extremo distal del conector del microcatéter y cerrar la RHV ligeramente alrededor del tubo interno para asegurar la RHV al tubo interno. No apretar demasiado la RHV alrededor del tubo interno. Un apriete excesivo podría dañar el dispositivo.

(6) Desbloquear el tubo de bloqueo y presionar el espiral dentro del lumen del microcatéter.

Tener cuidado para evitar que el espiral se enganche en la unión entre el tubo interno y el conector del microcatéter. Este paso es mejor que lo realicen dos personas: una para mantener la estabilidad de la RHV y el tubo interno del conector del microcatéter, y la otra para mantener el tubo interno y empujar el espiral. Empujar el EEC a través del microcatéter hasta que el extremo proximal del sistema de entrega se encuentre con el extremo proximal del tubo interno. Aflojar la RHV y retraer la cámara de aire justo fuera de la RHV. Cerrar la RHV alrededor del sistema de entrega. Deslizar el tubo interno completamente fuera del sistema de entrega. Tener cuidado de no doblar el sistema de entrega.

Nota: el EEC no se puede volver a envainar después de introducirlo en el microcatéter.

(7) Verificar visualmente que la solución de lavado se esté infundiendo normalmente. Una vez confirmado, aflojar la RHV lo suficiente como para



avanzar el sistema de entrega, pero sin influir en el lavado continuo.

(8) Bajo guía fluoroscópica, avanzar lentamente el espiral EEC hacia afuera de la punta del microcatéter. Continuar avanzando el espiral EEC en la lesión hasta lograr un despliegue óptimo. Volver a colocar si es necesario. Si el tamaño del espiral no es el adecuado, retirarlo y reemplazarlo con otro dispositivo.

(9) Hacer avanzar el espiral en el sitio deseado hasta que el marcador proximal radiopaco del sistema de entrega quede junto al marcador proximal del microcatéter. El extremo proximal del espiral está dentro del microcatéter (consultar Fig. 2)




Fig.2 Posición de banda marcadora para desprendimiento

(10) Apretar la RHV para evitar el movimiento del espiral.

(11) Verificar repetidamente que la vaina distal del sistema de entrega no esté bajo tensión antes de separar el espiral. La compresión o tensión axial podría hacer que la punta del microcatéter se mueva durante la colocación del espiral. El movimiento de la punta del catéter podría causar la ruptura del aneurisma o del vaso.

(12) El controlador de desprendimiento está pre-cargado con baterías y se activará cuando se conecte a la parte proximal del sistema de entrega. No es necesario presionar el botón de desprendimiento del controlador lateral para activarlo.

(13) Verificar que la RHV está firmemente bloqueada alrededor del sistema de entrega y que la posición del implante espiral se haya fijado antes de conectar el controlador de desprendimiento con el sistema de entrega.

(14) Insertar la parte proximal del sistema de entrega en el controlador de desprendimiento y la luz se volverá verde para indicar que está listo para desprender el espiral. Si el botón de desprendimiento no se presiona por 30 segundos, las luces verdes fijas indican que el dispositivo está listo para

desconectarse. Si la luz verde no aparece, verificar para asegurar que la conexión se ha realizado. Si la conexión es correcta y la luz verde no aparece, reemplazar el controlador de desprendimiento.

(15) Verificar la posición del implante antes de presionar el botón de desprendimiento.

(16) Presionar el botón de desprendimiento. Al final del ciclo de desprendimiento, sonarán tonos audibles y la luz parpadeará en amarillo 3 veces. Verificar el desprendimiento del espiral para primero aflojar la RHV, luego tirar hacia atrás lentamente el sistema de entrega y verificar que el espiral no se haya movido, si el implante no se desprendió, no intentar desprenderlo más que dos veces más, si no se desprende después del tercer intento, retirar el sistema de entrega.

Nota: cuando la luz indicadora se vuelva roja, se debería reemplazar con un nuevo controlador de desprendimiento.

(17) Después que se haya confirmado el desprendimiento, avanzar lentamente el sistema de entrega hasta que el extremo proximal del espiral quede fuera del microcatéter.

Nota: avanzar el sistema de entrega más allá de la punta del microcatéter una vez que el espiral ha sido desprendido, involucraría riesgo de ruptura de aneurisma o del vaso.

(18) Después que el espiral esté fuera del microcatéter, extraer todo el sistema de entrega del microcatéter.

(19) Verificar la posición del espiral angiográficamente a través del catéter guía.

(20) Antes de retirar el microcatéter del sitio de tratamiento, colocar una guía de alambre de tamaño adecuado a través del lumen del microcatéter para asegurarse que una parte del espiral no permanece dentro del microcatéter.

El médico tiene la discreción para modificar la técnica de despliegue del espiral para adaptarse a la complejidad y variación de los procedimientos de embolización.

Cualquier modificación en la técnica debe ser consistente con los procedimientos, advertencias, precauciones e información de seguridad de los pacientes previamente descriptos.







ALMACENAMIENTO

Perfiller® debe almacenarse en un lugar fresco, seco, limpio y bien ventilado, con una humedad relativa no superior al 80%, temperatura inferior a 40°C, sin gases tóxicos y corrosivos.

PERÍODO VÁLIDO DE ESTERILIZACIÓN

El sistema de espirales de embolización expansible Perfiller® es aséptico y libre de pirógenos, y la validez de la esterilización es de ***tres años***.

SIMBOLOGÍA



SELECCIÓN APROPIADA DE TAMAÑO

La selección del tamaño apropiado debe estar de acuerdo con el diámetro del vaso. La longitud del cable de entrega es elegida por el médico de acuerdo con la longitud desde el sitio de punción hasta el sitio de la lesión.




Tabla 1 Especificaciones del EEC



Modelo	Diámetro del bucle (mm)	Longitud (cm)	Tipo
TJCHYL0101	1	1	2D
TJCHYL0102	1	2	2D
TJCHYL0103	1	3	2D
TJCHYL0104	1	4	2D
TJCHYL0105	1	5	2D
TJCHYL1. 501	1.5	1	2D
TJCHYL1. 502	1.5	2	2D
TJCHYL1. 503	1.5	3	2D
TJCHYL1. 504	1.5	4	2D
TJCHYL1. 505	1.5	5	2D
TJCHYL0201	2	1	2D
TJCHYL0202	2	2	2D
TJCHYL0203	2	3	2D
TJCHYL0204	2	4	2D
TJCHYL0206	2	6	2D
TJCHYL0208	2	8	2D
TJCHYL2. 502	2.5	2	2D
TJCHYL2. 504	2.5	4	2D
TJCHYL2. 506	2.5	6	2D
TJCHYL0302	3	2	2D
TJCHYL0303	3	3	2D
TJCHYL0304	3	4	2D
TJCHYL0306	3	6	2D
TJCHYL0308	3	8	2D
TJCHYL0310	3	10	2D
TJCHYL0312	3	12	2D
TJCHYL0404	4	4	2D
TJCHYL0406	4	6	2D
TJCHYL0408	4	8	2D
TJCHYL0410	4	10	2D
TJCHYL0415	4	15	2D
TJCHYL0506	5	6	2D
TJCHYL0508	5	8	2D
TJCHYL0510	5	10	2D
TJCHYL0515	5	15	2D
TJCHYL0520	5	20	2D
TJCHYL0606	6	6	2D
TJCHYL0608	6	8	2D
TJCHYL0610	6	10	2D
TJCHYL0615	6	15	2D
TJCHYL0620	6	20	2D
TJCHYL0625	6	25	2D
TJCHYL0710	7	10	2D
TJCHYL0720	7	20	2D
TJCHYL0730	7	30	2D
TJCHYL0810	8	10	2D
TJCHYL0820	8	20	2D
TJCHYL0830	8	30	2D
TJCHYL0930	9	30	2D
TJCHYL0935	9	35	2D
TJCHYL1030	10	30	2D
TJCHYL1040	10	40	2D
TJCHYF0102	1	2	3D



Modelo	Diámetro del bucle (mm)	Longitud (cm)	Tipo
TJCHYF1. 502	1. 5	2	3D
TJCHYF1. 503	1. 5	3	3D
TJCHYF0202	2	2	3D
TJCHYF0204	2	4	3D
TJCHYF0206	2	6	3D
TJCHYF2. 502	2. 5	2	3D
TJCHYF2. 504	2. 5	4	3D
TJCHYF2. 506	2. 5	6	3D
TJCHYF0304	3	4	3D
TJCHYF0306	3	6	3D
TJCHYF0308	3	8	3D
TJCHYF0310	3	10	3D
TJCHYF0405	4	5	3D
TJCHYF0408	4	8	3D
TJCHYF0410	4	10	3D
TJCHYF0510	5	10	3D
TJCHYF0515	5	15	3D
TJCHYF0612	6	12	3D
TJCHYF0620	6	20	3D
TJCHYF0715	7	15	3D
TJCHYF0720	7	20	3D
TJCHYF0728	7	28	3D
TJCHYF0817	8	17	3D
TJCHYF0830	8	30	3D
TJCHYF0920	9	20	3D
TJCHYF0930	9	30	3D
TJCHYF1020	10	20	3D
TJCHYF1030	10	30	3D
TJCHYF1120	11	20	3D
TJCHYF1130	11	30	3D
TJCHYF1140	11	40	3D
TJCHYF1225	12	25	3D
TJCHYF1325	13	25	3D
TJCHYF1345	13	45	3D
TJCHYF1430	14	30	3D
TJCHYF1550	15	50	3D
TJCHYF1630	16	30	3D
TJCHYF1645	16	45	3D
TJCHYF1840	18	40	3D
TJCHYF1850	18	50	3D
TJCHYF2040	20	40	3D

Mariela Szirko
Farmacéutica M.N 13061
Directora técnica

Lorena A. Eschman
Socio Gerente NxtMedical
Argentina



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo y Manual de instrucciones - 72688

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.