

ANEXO III.B INFORMACIONES DE LOS ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO DE PRODUCTOS MEDICOS

Modelo de Rótulo

Importador:

Puerto Rico 1597, Martínez, Buenos Aires

Fabricante:

POSKOM CO., LTD

#701, B101, B102, B103, Poskom Tower, 227, Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do, República de Corea

Marca: POSKOM

Modelo: PXP-100CA

Número de Serie: XXXX

Potencia de entrada: 100-240~, 50/60 Hz, 2kVA


Rango Salida: 40~110kV / 20~ 100mA



Director Técnico: Ing. Kruchowsky Eduardo León M.N. 35380

Autorizado por la ANMAT PM-1258-54

Condición de uso: "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"



DIAGNOSTIC X-RAY UNIT (MODEL : PXP- 100CA)

SN 

Input Power : 100-240~, 50/60Hz, 2kVA
Output Range : 40~110kV / 20~100mA
Total Filtration : Min. 3.0mmAl
X-ray Tube Model : OX-110(C.E.I)
Focal Spot : 1.8mm x 1.8mm

CE₀₁₂₃   
IPX0

 Poskom Co., Ltd. Room 262, 404-406, 415 Unitech Ville Bldg. 142, Ilsan-ro Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 410-722, REPUBLIC OF KOREA
EC REP Medical Econet GmbH Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen GERMANY


 Take adequate precautions to prevent the possibility of any persons carelessly exposing themselves or others to radiation.

HIGH VOLTAGE TANK

MODEL : HV-100CA SN 

Tube Model : OX-110, C.E.I TUBE NO.: 
Focal Spot : 1.8mm x 1.8mm
Inherent filtration : 0.5mmAl Eq. @ 110
Rating : Max. 110kV, 40mA, 50kV, 100mA, Max output : 5.0kVA
Poskom Co., Ltd. Room 262, 404-406, 415 Unitech Ville Bldg. 142, Ilsan-ro Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 410-722, REPUBLIC OF KOREA

 **Warning: dangerous voltage.**
Do not remove cover. Reserve servicing to qualified personnel.



BEAM LIMITING DEVICE


MODEL : PCMAX-100H(LED) SN 

Input voltage : 3.3VDC, 2A
Min. X-ray field size : Below 5cm x 5cm at SID 100cm
Max. X-ray field size : Below 47cm x 47cm at SID 100cm
Max. Tube Voltage : 110kV, Inherent filtration : 0.5mmAl Eq. @ 110 kV
Poskom Co., Ltd. Room 262, 404-406, 415 Unitech Ville Bldg. 142, Ilsan-ro Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 410-722, REPUBLIC OF KOREA

BEAM LIMITING DEVICE

MODEL : PCMAX-100H SN 

Input voltage : 24VDC, 150W
Min. X-ray field size : Below 5cm x 5cm at SID 100cm
Max. X-ray field size : Below 47cm x 47cm at SID 100cm
Max. Tube Voltage : 110kV, Inherent filtration : 0.5mmAl Eq. @ 110 kV
Poskom Co., Ltd. Room 262, 404-406, 415 Unitech Ville Bldg. 142, Ilsan-ro Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 410-722, REPUBLIC OF KOREA



3. INSTRUCCIONES DE USO

Modelo de Rótulo

Fabricante:

POSKOM CO., LTD
#701, B101, B102, B103, Poskom Tower, 227, Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do, República de Corea

Sistema radiográfico portátil


Marca: POSKOM

Modelo: PXP-100CA

Potencia de entrada: 100-240~, 50/60 Hz, 2kVA

Rango Salida: 40~110kV / 20~ 100mA

IPX0



Condición de uso: “Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias”

2. La finalidad de uso que le haya atribuido el fabricante y los posibles efectos secundarios no deseados.

Sistema de rayos X móvil para uso general.

3. La información suficientemente detallada sobre las características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de obtener una combinación segura en los casos en que un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista.

No aplica.

4. La información que permita comprobar si el producto médico está bien instalado y puede funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad del producto médico.

Comprobación antes de la puesta en marcha

Asegúrese de que esta unidad esté conectada a una toma de corriente con buena conexión a tierra.

Precalentamiento

De acuerdo con los artículos técnicos y manuales de operación de equipos radiológicos, el procedimiento de precalentamiento es vital para la integridad del ánodo y el filamento. A continuación, presento la traducción solicitada:

Descripción general

Todas las unidades de Rayos X portátiles requieren un procedimiento de precalentamiento para proteger el tubo de Rayos X de una sobrecarga instantánea de corriente y para garantizar un funcionamiento prolongado y seguro del sistema. El precalentamiento del tubo de rayos X es necesario en las siguientes situaciones:

- a) Uso inicial o instalación.
- b) Falta de uso del equipo por más de 1 mes a bajas temperaturas.
- c) La temperatura del tubo de rayos X es inferior a 0 °C (32 °F) (Tubo frío).

Método de precalentamiento

Se recomienda el siguiente procedimiento de precalentamiento:

- a) Instale el equipo en un lugar seguro contra la radiación.
- b) En caso de que la temperatura exterior sea inferior a 0 °C (32 °F), traslade el equipo al interior y permita que se caliente.
- c) Para precalentar el filamento del tubo de rayos X, realice disparos de rayos X en intervalos de 15 segundos:

Primero: 3 exposiciones a 50 kV @ 0.2 mAs.

Segundo: 3 exposiciones a 80 kV @ 5.0 mAs.

Tercero: 3 exposiciones a 110 kV @ 5.0 mAs.

Mantenimiento

Mantenimiento Regular

El equipo de rayos X portátil debe inspeccionarse regularmente de acuerdo con las siguientes instrucciones.

Inspección periódica

1) Cada 6 meses

- Verificar todos los indicadores visuales: ventanas de lectura de pantalla (FND), LEDs y otras señalizaciones.
- Verificar todas las funciones: interruptores de operación, colimador y programas.
- Verificar el estado de la calibración de acuerdo con la sección 4 del manual de servicio.
- Probar el interruptor térmico del tubo de rayos X dentro del equipo. Desconecte el interruptor térmico del tubo y verifique que aparezca el mensaje de error en pantalla. Pruebe también el funcionamiento normal de la exposición de rayos X.
- Ejecutar las pruebas adicionales requeridas por las leyes y regulaciones oficiales.

2) Cada 12 meses

- Revisar daños en la carcasa exterior: consola de operación, incluyendo los botones.
- Revisar las conexiones de los cables al cuerpo principal: cable del interruptor de mano (*hand switch*), cable del colimador y otras conexiones.
- Abrir la cubierta superior del equipo y verificar daños visibles: conexiones a tierra faltantes o flojas.
- Abrir la cubierta del sistema y verificar daños visibles: conexiones a tierra faltantes o sueltas, fugas de aceite, cables dañados, etc.

3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico.

No aplica.

3.6. La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos.

Compatibilidad Electromagnética (EMC) - Información

Esta unidad ha sido probada y se ha determinado que cumple con los límites de compatibilidad electromagnética (EMC) para dispositivos médicos según la norma EN 60601-1-2:2007 (IEC 601-1-2). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación médica típica.

El equipo médico eléctrico requiere precauciones especiales con respecto a la EMC y debe instalarse y operarse de acuerdo con estas instrucciones. Es posible que niveles elevados de interferencia electromagnética de radiofrecuencia (EMI) radiada o conducida, provenientes de equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles u otras fuentes de radiofrecuencia fuertes o cercanas, puedan provocar una interrupción en el rendimiento de este sistema.

Regulación general de seguridad según IEC 60601-1-2

Guía y Declaración del Fabricante – Emisiones Electromagnéticas		
El PXP-100CA está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del PXP-100CA debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno		
Prueba de emisión	Cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
Emisiones de RF	Grupo 1	El PXP-100CA utiliza energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF	Clase A	El PXP-100CA es adecuado para su uso en todos los establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos distintos a los domésticos y aquellos

		conectados directamente a la red pública de suministro de energía de bajo voltaje que abastece a edificios utilizados para fines domésticos.
Emisiones armónicas según IEC 61000-3-2	No aplicable	
Fluctuaciones de voltaje / Emisiones de parpadeo (Flicker) según IEC 61000-3-3	Cumple con fluctuaciones de voltaje. Parpadeo no aplicable.	

Guía y Declaración del Fabricante – Inmunidad Electromagnética			
El PXP-100CA está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del PXP-100CA debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
Descarga electrostática (ESD) según IEC 61000-4-2	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas cerámicas. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 30%.
Transitorios eléctricos rápidos / ráfagas según IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para líneas de E/S (entrada/salida)	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para líneas de E/S	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensiones (Surges) según IEC 61000-4-5	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la fuente de alimentación según IEC 61000-4-11	< 5% Ut (>95% de hueco en Ut) por 0,5 ciclos 40% Ut (60% de hueco en Ut) por 5 ciclos 70% Ut (30% de hueco en Ut) por 25 ciclos < 5% Ut (>95% de hueco en Ut) por 5 s	< 5% Ut (>95% de hueco en Ut) por 0,5 ciclos 40% Ut (60% de hueco en Ut) por 5 ciclos 70% Ut (30% de hueco en Ut) por 25 ciclos < 5% Ut (>95% de hueco en Ut) por 5 s	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario del PXP-100CA requiere un funcionamiento continuo durante las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda alimentar el equipo desde una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.
Campo magnético de frecuencia industrial (50/60 Hz) según IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia industrial deben tener niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario típico.
NOTA: Ut es el voltaje de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Guía y Declaración del Fabricante – Inmunidad Electromagnética
El PXP-100CA está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del PXP-100CA debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético – guía
			Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no deben usarse más cerca de ninguna parte del PXP-100CA, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada
RF Conducida según IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	$\$d = 1,2 \sqrt{P}$
RF Radiada según IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	$\$d = 1,2 \sqrt{P}$ (80 MHz a 800 MHz)
			$\$d = 2,3 \sqrt{P}$ (800 MHz a 2,5 GHz)
			Donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, según lo determinado por un estudio electromagnético del sitio (a), deben ser menores que el nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia (b). Pueden producirse interferencias en las proximidades de los equipos marcados con el siguiente símbolo: (Símbolo  de Radiación No Ionizante)
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto. NOTA 2: Estas pautas pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.			
(a): Las intensidades de campo de los transmisores fijos, tales como estaciones base para radioteléfonos (celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, radiodifusión de AM y FM y radiodifusión de TV, no pueden predecirse teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, se debe considerar un estudio electromagnético del sitio. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se utiliza el PXP-100CA excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, se debe observar el PXP-100CA para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como reorientar o reubicar el PXP-100CA.			
(b): En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.			

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y, si corresponde, la indicación de los métodos adecuados de reesterilización.

No aplica.

8. Cuando un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones. En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que, si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo lo previsto por el fabricante en cuanto a los requisitos esenciales de seguridad y eficacia.

Limpieza

- Advertencia: Antes de limpiar la unidad, desenchúfela y apague la alimentación. Para limpiar la unidad, utilice únicamente agua destilada y un paño suave.
- No utilice paños ásperos, productos químicos fuertes ni soluciones orgánicas.
- No utilice agua (en abundancia), benceno, diluyente de pintura (thinner) ni ningún producto de limpieza a base de alcohol. Esto podría causar decoloración, deformaciones y/o cortocircuitos eléctricos en la unidad.
- No vierta agua directamente en la unidad. Esto causará daños eléctricos internos y anulará la garantía.

Método de limpieza del exterior y del panel de control

- Limpie el exterior utilizando un detergente neutro y un paño suave.
- No limpie el panel de control con brusquedad, ya que el teclado de control podría dañarse durante la limpieza.
- Limpie la unidad con suavidad. El recubrimiento y la pintura podrían dañarse debido a una manipulación brusca del equipo.

Método de limpieza de las piezas

- Limpie el exterior utilizando un detergente neutro y un paño suave.
- No limpie el panel de control con brusquedad, ya que el teclado de control podría dañarse durante la limpieza.
- Limpie la unidad con suavidad. El recubrimiento y la pintura podrían dañarse debido a una manipulación brusca del equipo.

9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros).

El montaje final del producto debe ser realizado por personal autorizado por el fabricante.

10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta.

Puede producirse una dispersión menor de radiación durante la exposición a los rayos X. Los operadores y los pacientes deben usar siempre un delantal de plomo y cualquier otro equipo de protección según lo exija la ley.

Recomendación segura

Parte	Dirección	kV	DR	FILM	Dirección	kV	DR	FILM
			mAs				mAs	
Distancia	75 cm				100 cm			
Cráneo	Ap	76	6.0	5.0	Ap	80	20	16.0
Cráneo	Lat	70	3.2	2.5	Lat	80	12	10.0
Tórax	Ap	90	2.0	1.8	Ap	90	3	2.5
Tórax	Lat	100	2.2	2.0	Lat	110	5	4.5
Hombro	Ap	70	2.2	2.0	Ap	70	4	3.2
Codo	Ap	64	1.4	1.2	Ap	64	2	1.8
Mano	Ap	56	1.0	0.8	Ap	56	1	0.8
Mano	Lat	56	1.0	0.8	Lat	56	1	0.8
Columna cervical	Ap	70	2.9	2.5	Ap	80	6	5.0
Columna dorsal	Ap	90	3.2	2.9	Ap	90	12	10.0
Columna dorsal	Lat	96	4.5	4.0	Lat	96	15	12.0
Columna lumbar	Ap	96	4.5	3.6	Ap	96	18	16.0
Columna lumbar	Lat	96	9.0	8.0	Lat	96	22	1.8
Abdomen ap	Ap	80	8.0	6.4	Ap	80	12	10.0
Pelvis ap	Ap	96	4.5	3.6	Ap	96	18	15.0
Cadera lat	Ap	90	4.0	3.2	Ap	90	12	10.0
Fémur	Ap	80	3.0	2.5	Ap	80	10	8.0
Rodilla	Ap	70	2.2	1.8	Ap	70	3	2.5
Tobillo	Ap	60	1.0	0.8	Ap	60	1.5	1.2
Pie	Ap	60	1.0	0.8	Ap	60	1	0.8
Pie	Lat	64	1.4	1.2	Lat	64	1.35	1.2

3.11. Las instrucciones de uso deberán incluir además información que permita al profesional de salud informar al paciente sobre las contraindicaciones y las precauciones que deban tomarse.

Contraindicaciones

Ninguna

Precauciones y advertencias

Seguridad operacional

- El producto debe ser operado únicamente por un profesional debidamente capacitado y cualificado, o bajo su supervisión.
- El PXP-100CA está diseñado exclusivamente para uso radiográfico y no para fluoroscopia ni otras aplicaciones relacionadas.
- El PXP-100CA debe utilizarse con fines diagnósticos y no para ningún tipo de terapia.
- El PXP-100CA está clasificado como equipo de Clase 1, tipo B e IPX0 según la norma EN 60601-1.
- No realice ninguna modificación a este equipo. Cualquier modificación realizada a esta unidad sin la autorización expresa de POSKOM o de un distribuidor autorizado anulará la garantía. Si necesita realizar alguna modificación, póngase en contacto con POSKOM o con un distribuidor autorizado de inmediato para obtener asistencia técnica.
- Este sistema ha sido calibrado para un funcionamiento óptimo.
- Si experimenta algún problema con este equipo, apáguelo inmediatamente y notifique a POSKOM o a un distribuidor autorizado para obtener asistencia o servicio técnico.
- Antes de conectar este dispositivo a cualquier otro dispositivo de otros fabricantes, póngase en contacto con POSKOM o un distribuidor autorizado para obtener instrucciones de compatibilidad.

Puerto Rico 1597, Martínez, Buenos Aires Teléfono: +54-11-4717-1111

E-mail: exp@gba-rayosx.com.ar

- Para un funcionamiento adecuado y una mayor vida útil de su sistema, evite exponer este equipo a las siguientes condiciones:
 - Exposición al vapor de agua.
 - Exposición directa a la luz solar durante periodos prolongados.
 - Exposición a contaminantes atmosféricos o polvo.
 - Exposición a condiciones de alta humedad.
 - Áreas con poca circulación de aire o ventilación deficiente.
 - Exposición a atmósferas salinas.
 - Exposición a gases corrosivos o productos químicos agresivos.
- Manténgase a una distancia segura de vibraciones intensas. Opere y almacene el equipo en un ambiente fresco y seco.

Seguridad radiológica

PRECAUCIÓN

La radiación ionizante producida por el aparato puede ser peligrosa para los pacientes y los operadores si no se cumplen estrictamente las siguientes normas de seguridad.

- Se exige que los usuarios y operadores utilicen ropa y equipo de protección adecuados.
- Se exige que los usuarios y operadores mantengan una distancia mínima de seguridad respecto de cualquier fuente radiante y de las zonas de radiación secundaria.
- Se exige que los usuarios y operadores eliminen todos los objetos innecesarios que se encuentren cerca de las áreas de exposición.
- Se exige que los usuarios y operadores mantengan una distancia mínima de seguridad de 20 cm respecto del objetivo (target).
- Se solicita a los usuarios y operadores utilizar los valores mínimos de kV y mAs para uso experimental.
- Se solicita a los usuarios y operadores actuar con precaución y no exceder las radiografías apropiadas en el área de exposición.

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico.

Ante mal funcionamiento del dispositivo se debe parar su uso. Posteriormente comunicarse con el distribuidor/representante autorizado.

3.13. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a Influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración, a fuentes térmicas de ignición, entre otras.

Entorno Operativo

Rango de temperatura: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)

Rango de humedad: 30 % ~ 75 % HR

Rango de presión atmosférica: 700 ~ 1060 hPa

Entorno de Trabajo Óptimo

Rango de temperatura: 17 °C ~ 23 °C (63 °F ~ 73 °F)

Rango de humedad: 40 % ~ 60 % HR

Rango de presión atmosférica: 700 ~ 1060 hPa

14. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar.

No aplica

15. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo inhabitual específico asociado a su eliminación.

Este equipo y sus accesorios deben desecharse de forma segura. Por favor, cumpla con todas las regulaciones locales, regionales y federales al momento de eliminar esta unidad.

Este equipo y sus accesorios deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones establecidas en su área; en su defecto, consulte a una empresa especializada en servicios de gestión de residuos para su correcta eliminación.

16. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo.

No aplica

17. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.

No aplica



KRUCHOWSKI Eduardo León
CUIL 20085952669



TOMMEI Bruno
CUIL 20082683004

Puerto Rico 1597, Martínez, Buenos Aires Teléfono: +34-11-4717-1111

E-mail: exp@gba-rayosx.com.ar



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO (77701)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.