

## Ministerio de Salud Secretaria de Calidad en Salud A.N.M.A.T.

### CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 2142-136#0003

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Covidien Argentina S.A., se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 2142-136 aprobado según:

Disposición autorizante N° 1050-2009 de fecha 09 marzo 2009

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 4756/2012, 2739/2014, 1073/2017, 9207/2019,

N°rev: 2142-136#0001, N°rev: 2142-136#0002

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATOR IO A MODIFICAR	DATO AUTORIZAD O HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Indicación/es autorizada/s	Las suturas SOFSILK están indicadas para la ligadura y/o aproximación general de tejido blando (tejidos corporales no óseos, como los músculos, la grasa, el tejido fibroso, los vasos sanguíneos o	Las suturas Sofsilk están indicadas para su uso en la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos. La finalidad del producto es la aproximación y/o ligadura de los tejidos blandos.



lavalavias ct	
cualquier otro	
tejido	
conjuntivo del	
cuerpo).	
Rótulos y/o instrucciones de uso  Rótulos y/o instrucciones de uso  Autorizado en Modificatoria N°rev: 2142-136#0001  Autorizado en Modificatoria N°rev: 2142-136#0001  Grand de di completa di comple	Se modifica en:  DESCRIPCIÓN: Se modifica en:  Las suturas con seda trenzada revestida Sofsilk son suturas quirúrgicas irreabsorbibles, estériles y no mutágenas compuestas de fibras proteináceas naturales de la seda lamadas fibroínas. Esta proteína procede del gusano de seda doméstico Bombyx mori, de la familia de los bombycidae. Las fibras de seda se tratan para eliminar la goma de sericina natural y se trenzan para producir suturas quirúrgicas de seda Sofsilk. Las suturas trenzadas están disponibles recubiertas uniformemente con silicona o con cera 100 % de abeja. Las suturas Sofsilk están disponibles en blanco o teñidas de negro con extracto de palo de Campeche. Las suturas Sofsilk cumplen todos los requisitos establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) y la Farmacopea Europea (EP) para las suturas quirúrgicas irreabsorbibles. La población objetivo es la población general de candidatos a la cirugía. No se han establecido indicios clínicos que respalden la seguridad y las prestaciones de este dispositivo en poblaciones geriátricas, pediátricas, en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Los cirujanos deben tener en cuenta los factores del paciente antes de decidir si es adecuado utilizar el dispositivo. Los usuarios previstos son profesionales sanitarios con formación previa en las intervenciones quirúrgicas aplicables y en las estrategias con suturas.  CONTRAINDICACIONES: Se modifica en:  1. El uso de esta sutura está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas a la seda.  2. Debido a la pérdida gradual de resistencia a la tracción que puede producirse durante periodos prolongados in vivo, las suturas Sofsilk no deben utilizarse cuando se requiera una retención permanente de la resistencia a la tracción.
I I	1. El contacto prolongado de una sutura con soluciones salinas, gual que sucede con cualquier cuerpo extraño, puede provocar

la formación de cálculos.

- 2. Este producto se suministra ESTÉRIL para un solo uso. Estéril a menos que el sistema (o sistemas) de barrera estéril se haya(n) abierto o dañado. Inspeccione visualmente el envase y el sistema de barrera estéril antes de su uso. No reutilice, reprocese ni reesterilice este producto. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización de este producto podrían comprometer la integridad estructural del mismo o podrían crear riesgo de contaminación, infecciones en el paciente, discapacidad permanente o lesiones potencialmente mortales.
- Debe seguirse una práctica quirúrgica adecuada en cuanto al drenaje y cierre de heridas contaminadas o infectadas.
- 4. Durante el empleo del dispositivo, se debe tener cuidado para evitar dañar las agujas quirúrgicas por manipulación. Sujete la aguja en una zona comprendida entre un tercio y la mitad de la distancia desde el extremo del accesorio hasta la punta de la aguja. Agarrar la aguja cerca de la punta podría dañar la integridad funcional de esta o fracturarla. Agarrar la aguja en la zona de fijación podría causar la rotura del cuerpo de la aguja o de la sutura irreabsorbible en la zona de fijación. La remodelación de las agujas puede provocar una disminución de la resistencia a la flexión y su rotura. Para evitar lesiones por pinchazo involuntario con la aguja, que pueden dar lugar a la transmisión de patógenos por la sangre, el usuario debe tener precaución durante la manipulación de agujas quirúrgicas y considerar el uso de agujas cónicas modificadas Protect Point cuando proceda.
- 5.El dispositivo contiene níquel, que puede provocar una reacción alérgica.

### MEDIDAS PREVENTIVAS:

Se modifica en:

- 1. El manejo de este o de cualquier otro material de sutura requiere extremar las precauciones para evitar que se dañe al manipularlo. Deberán evitarse aplastamientos o abrasiones del hilo provocados por instrumentos quirúrgicos, tales como pinzas o portaagujas.
- 2. La seguridad adecuada de los nudos requiere la técnica quirúrgica aceptada de ataduras planas y cuadradas, con lazadas adicionales según lo justifiquen las circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano.
- 3. Deshágase de los instrumentos utilizados de acuerdo con las normas de eliminación de residuos biológicos y médicos del usuario final. Los «objetos filopunzantes» se deben desechar de acuerdo con los procedimientos de contención, manipulación y eliminación de objetos filopunzantes del usuario final. Tenga cuidado durante la manipulación y la eliminación para evitar lesiones.



NOTA: Solo se han establecido datos clínicos en cirugía oral y abdominal.

lSe adiciona en:

BENEFICIOS CLÍNICOS:

Se adiciona en:

Las suturas irreabsorbibles de seda trenzada Sofsilk proporcionan el beneficio clínico de la aproximación y/o ligadura de tejidos y tienen un índice de dehiscencia de la herida comparable al de las suturas irreabsorbibles, las absorbibles y las tecnologías alternativas.

RESUMEN SOBRE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO CLÍNICO (SSCP):

Se adiciona en:

El Resumen sobre seguridad y funcionamiento clínico (SSCP) de este producto está disponible en https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Busque el SSCP utilizando el nombre del fabricante y del producto, así como los elementos siguientes que procedan: modelo del producto, número de referencia y número de catálogo.

ACCIONES:

Se modifica en:

Las suturas Sofsilk provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en el tejido, la cual va seguida de la encapsulación gradual de la sutura por el tejido conjuntivo fibroso. Las suturas Sofsilk sufren una degradación progresiva de la fibra de seda proteinácea in vivo, lo que se traduce en una pérdida gradual de la resistencia a la tracción de la sutura con el paso del tiempo. Se puede afirmar que la vida útil de estos dispositivos es de 6 a 12 meses, con un índice de dehiscencia bajo, inferior al 1 %, y que son compatibles con una cicatrización prolongada.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN RM Se adiciona en:

Las pruebas preclínicas han demostrado que esta sutura es segura en las RM. Un paciente con estas suturas puede someterse a una RM de forma segura inmediatamente después de la colocación de las mismas. En las pruebas preclínicas no se ha detectado ningún artefacto visual que estuviera causado por las suturas.



REACCIONES ADVERSAS:

Se modifica en:

Aunque se ha intentado reducir los riesgos para el paciente y el usuario en la medida de lo posible, todas las intervenciones quirúrgicas con este producto comportan un riesgo residual, incluso en caso de uso por parte de médicos capacitados. Las posibles reacciones adversas asociadas al uso de este dispositivo incluyen: exposición a fluidos corporales, fístula, cuerpo extraño en el paciente, reacción a cuerpo extraño, hemorragia/sangrado, hipersensibilidad/reacción alérgica, isquemia, peritonitis, infección no especificada, lesión tisular no especificada, pérdida de visión y dehiscencia de la herida. En el caso de producirse un incidente grave relacionado con el uso del dispositivo, notifique el acontecimiento de inmediato a Covidien, a las autoridades competentes y a cualquier otro organismo regulador aplicable.

PROYECTO DE ROTULADO Se adiciona pictogramas.

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Sutura de Seda

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

13-910 Suturas de Seda

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Sofsilk

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: Las suturas Sofsilk están indicadas para su uso en la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos.

La finalidad del producto es la aproximación y/o ligadura de los tejidos blandos.

Modelos: CS100

CS10M

CS16M

CS17M

CS210

CS211

CS390

CS423

CS424

CS425

CS434

CS482

CS490

CS562

CS575

CS744

CS745

CS746

CS791

CS792

CS793

CS794

CS85M

CS92M

CS9M

GS30M

GS33M

GS34M

GS43M

GS44M

**GS451** 

**GS452** 

**GS453** 

GS45M

GS46M

GS47M

GS61M

GS62M

GS63M

GS64M

GS65M

GS66M

GS67M

GS68M

**GS822** 

**GS823** 

**GS824** 

**GS831** 

**GS832** 

**GS833** 

**GS834** 

**GS835** 

GSJ33M

GSJ34M

GSJ36M

GSJ37M

GSJ46M

GSJ47M

GSJ63M

GSJ64M

LS636

LS637

LS638

LS639

LS640 S1172

S1173

S1174

S1272

S1274

S1373

S1732K

S1733K

S1734K

S1735

S1746K

S1750K

S176

S1765K

S1768K

S1769K

S1780K

S1783K

S1789K

S182

S183

S184

S185

S187

S193

S194

S195

S196

S197

S199

S204

S205

S206

S2176K

S243

S244

S245

S246

S254

S255

S2752K

S2767K

S2780K

S282

S303

S304

S305

S316

S317

S318

S346

S403

S404

S405

SS1639G

SS523

SS525

SS5639

SS5640

333040

SS5640G

SS5641

SS5641G

SS5649G

SS5676

SS5677

SS5677G

SS5678

SS5679

SS5679G

SS5684

SS5684G

SS5684GE

SS5685G

SS621

SS622

SS623

SS623G

SS624

SS629

SS631

SS632

SS633

SS633G

SS645

SS646

**SS647** 

SS648

SS649

SS651

SS653

---

SS654

SS655

SS656

SS673

SS675

SS677

SS677G

**SS678** 

SS678G

SS679

SS680

SS681

SS682

SS682G

SS683

SS683G

SS684

SS684G

SS685

SS685G

SS686

SS689

SS694

SS695

SS722

SS723

SS732

SS733

SS734

SS745

SS746

SS783

SS784

VS671

VS706M

VS709

**VS766G** 

VS802

VS806

VS809

VS810

VS823

VS842

VS843

VS844

VS845

VS846

VS863

VS870

VS871

VS872

VS873

VS880

VS881

VS882

VS889

VS890

VS891

GS451-2

GS452-2

GS453-2

GS46M-2

GS47M-2

GSJ36M-2

GSJ37M-2

GSJ46M-2

GSJ47M-2

VS581-2

VS706M-2

VS709-2

VS802-2

VS806-2

VS809-2

VS870-2

VS871-2

VS872-2

VS873-2

VS880-2

VS881-2

VS882-2

VS889-2

VS890-2

VS891-2

VS89G-2

VS823-2

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Caja por 12, 24 o 36 unidades

Método de esterilización: Óxido de etileno

Radiación Gamma

Nombre del fabricante: 1. Covidien Ilc

Covidien
 Covidien

Lugar de elaboración: 1. 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, Estados Unidos

- 2. 60 Middletown Ave, North Haven CT 06473, Estados Unidos
- 3. Zona Franca de San Isidro, Carretera San Isidro Km 17, Santo Domingo, República Dominicana

#### **AUTORIZADO**

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT Nº 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 27 junio 2025.



# Dirección Evaluación y Registro de Productos Médicos Firma y Sello

# Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 27 junio 2025



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 68699

