



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN**N° rev: 1006-15#0001**

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 1006-15 aprobado según:

Disposición autorizante N° 5217/2020 de fecha 17 julio 2020

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: N/A

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	9-135 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 5mm 9-136 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 6mm 9-137 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 7mm 9-138 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 8mm 9-139 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 9mm 9-155 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 5mm 9-156 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 6mm 9-157 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 7mm 9-158 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 8mm 9-159 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 9mm 9-135-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 5mm 9-136-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 6mm 9-137-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 7mm 9-138-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 8mm	9-135 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 5mm 9-136 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 6mm 9-137 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 7mm 9-138 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 8mm 9-139 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 9mm 9-155 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 5mm 9-156 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 6mm 9-157 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 7mm 9-158 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 8mm

9-139-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 9mm	9-159 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 9mm
9-1310-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 10mm	9-135-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 5mm
9-1311-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 11mm	9-136-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 6mm
9-1312-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 12mm	9-137-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 7mm
9-155-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 5mm	9-138-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 8mm
9-156-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 6mm	9-139-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 9mm
9-157-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 7mm	9-1310-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 10mm
9-158-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 8mm	9-1311-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 11mm
9-159-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 9mm	9-1312-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 12mm
9-1510-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 10mm	9-155-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 5mm
9-1511-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 11mm	9-156-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 6mm
9-1512-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 12mm	9-157-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 7mm
9-08200 CUBO LUMBAR 8x20x0°	9-158-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 8mm
9-08250 CUBO LUMBAR 8x25x0°	9-159-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 9mm
9-09200 CUBO LUMBAR 9x20x0°	9-1510-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 10mm
9-09250 CUBO LUMBAR 9x25x0°	9-1511-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 11mm
9-10200 CUBO LUMBAR 10x20x0°	9-1512-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 12mm
9-10250 CUBO LUMBAR 10x25x0°	9-08200 CUBO LUMBAR 8x20x0°
9-11200 CUBO LUMBAR 11x20x0°	9-08250 CUBO LUMBAR 8x25x0°
9-11250 CUBO LUMBAR 11x25x0°	9-09200 CUBO LUMBAR 9x20x0°
9-12200 CUBO LUMBAR 12x20x0°	9-09250 CUBO LUMBAR 9x25x0°
9-12250 CUBO LUMBAR 12x25x0°	9-10200 CUBO LUMBAR 10x20x0°
9-08204 CUBO LUMBAR 8x20x4°	9-10250 CUBO LUMBAR 10x25x0°
9-08254 CUBO LUMBAR 8x25x4°	9-11200 CUBO LUMBAR 11x20x0°
9-09204 CUBO LUMBAR 9x20x4°	9-11250 CUBO LUMBAR 11x25x0°
9-09254 CUBO LUMBAR 9x25x4°	
9-10204 CUBO LUMBAR 10x20x4°	
9-10254 CUBO LUMBAR 10x25x4°	
9-11204 CUBO LUMBAR 11x20x4°	
9-11254 CUBO LUMBAR 11x25x4°	
9-12204 CUBO LUMBAR 12x20x4°	
9-12254 CUBO LUMBAR 12x25x4°	
9-13204 CUBO LUMBAR 13x20x4°	
9-13254 CUBO LUMBAR 13x25x4°	
9-14204 CUBO LUMBAR 14x20x4°	
9-14254 CUBO LUMBAR 14x25x4°	
9-15204 CUBO LUMBAR 15x20x4°	
9-15254 CUBO LUMBAR 15x25x4°	

9-16204 CUBO LUMBAR 16x20x4°	9-12200 CUBO LUMBAR 12x20x0°
9-16254 CUBO LUMBAR 16x25x4°	9-12250 CUBO LUMBAR 12x25x0°
9-17204 CUBO LUMBAR 17x20x4°	9-08204 CUBO LUMBAR 8x20x4°
9-17254 CUBO LUMBAR 17x25x4°	9-08254 CUBO LUMBAR 8x25x4°
9-01065 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO OBLICUO 6,5mm	9-09204 CUBO LUMBAR 9x20x4°
9-01080 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO OBLICUO 8,0mm	9-09254 CUBO LUMBAR 9x25x4°
9-00080 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 8,0mm	9-10204 CUBO LUMBAR 10x20x4°
9-00095 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 9,5mm	9-10254 CUBO LUMBAR 10x25x4°
9-00110 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 11,0mm	9-11204 CUBO LUMBAR 11x20x4°
9-00125 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 12,5mm	9-11254 CUBO LUMBAR 11x25x4°
9-00140 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 14,0mm	9-12204 CUBO LUMBAR 12x20x4°
9-080807-30 CUBO TLIF T:8	9-12254 CUBO LUMBAR 12x25x4°
9-101009-30 CUBO TLIF T:10	9-13204 CUBO LUMBAR 13x20x4°
9-121211-30 CUBO TLIF T:12	9-13254 CUBO LUMBAR 13x25x4°
990-0102 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 2	9-14204 CUBO LUMBAR 14x20x4°
990-0104 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 4	9-14254 CUBO LUMBAR 14x25x4°
990-0106 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 6	9-15204 CUBO LUMBAR 15x20x4°
990-0108 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 8	9-15254 CUBO LUMBAR 15x25x4°
990-0110 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 10	9-16204 CUBO LUMBAR 16x20x4°
990-0112 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 12	9-16254 CUBO LUMBAR 16x25x4°
990-0114 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 14	9-17204 CUBO LUMBAR 17x20x4°
990-0116 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 16	9-17254 CUBO LUMBAR 17x25x4°
990-0118 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 18	9-01065 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO OBLICUO 6,5mm
990-0120 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 20	9-01080 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO OBLICUO 8,0mm
990-0122 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 22	
990-0124 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 24	
990-0126 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 26	
990-0128 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 28	
990-0130 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR	

N° 30	9-00080 CUBO LUMBAR
990-0132 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR	ATRAUMATICO RECTO 8,0mm
N° 32	9-00095 CUBO LUMBAR
990-0134 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR	ATRAUMATICO RECTO 9,5mm
N° 34	9-00110 CUBO LUMBAR
990-0136 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR	ATRAUMATICO RECTO
N° 36	11,0mm
990-0138 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR	9-00125 CUBO LUMBAR
N° 38	ATRAUMATICO RECTO
990-0140 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR	12,5mm
N° 40	9-00140 CUBO LUMBAR
990-0202 CAGE LUMBOSACRO	ATRAUMATICO RECTO
POSTERIOR N° 2	14,0mm
990-0204 CAGE LUMBOSACRO	9-080807-30 CUBO TLIF T:8
POSTERIOR N° 4	9-101009-30 CUBO TLIF T:10
990-0206 CAGE LUMBOSACRO	9-121211-30 CUBO TLIF T:12
POSTERIOR N° 6	9-0705-B CUBO CERVICAL
990-0208 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 14 x 5mm
POSTERIOR N° 8	9-0706-B CUBO CERVICAL
990-0210 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 14 x 6mm
POSTERIOR N° 10	9-0707-B CUBO CERVICAL
990-0212 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 14 x 7mm
POSTERIOR N° 12	9-0708-B CUBO CERVICAL
990-0214 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 14 x 8mm
POSTERIOR N° 14	9-0709-B CUBO CERVICAL
990-0216 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 14 x 9mm
POSTERIOR N° 16	9-0710-B CUBO CERVICAL
990-0218 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 14 x 10mm
POSTERIOR N° 18	9-0805-B CUBO CERVICAL
990-0220 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 16 x 5mm
POSTERIOR N° 20	9-0806-B CUBO CERVICAL
990-0222 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 16 x 6mm
POSTERIOR N° 22	9-0807-B CUBO CERVICAL
990-0224 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 16 x 7mm
POSTERIOR N° 24	9-0808-B CUBO CERVICAL
990-0226 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 16 x 8mm
POSTERIOR N° 26	9-0809-B CUBO CERVICAL
990-0228 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 16 x 9mm
POSTERIOR N° 28	9-0810-B CUBO CERVICAL
990-0230 CAGE LUMBOSACRO	BLOQUEADO 16 x 10mm
POSTERIOR N° 30	TORNILLOS BLOQUEADOS
990-0232 CAGE LUMBOSACRO	DE TITANIO
POSTERIOR N° 32	729-30012-LT/CC TORNILLO
990-0234 CAGE LUMBOSACRO	BLOQ. TIT. CUBO CERV.
POSTERIOR N° 34	Ø3,0mm x 12mm
990-0236 CAGE LUMBOSACRO	729-30014-LT/CC TORNILLO
POSTERIOR N° 36	BLOQ. TIT. CUBO CERV.
990-0238 CAGE LUMBOSACRO	Ø3,0mm x 14mm
POSTERIOR N° 38	729-30016-LT/CC TORNILLO
990-0240 CAGE LUMBOSACRO	BLOQ. TIT. CUBO CERV.

POSTERIOR N° 40	Ø3,0mm x 16mm
990-0302 CAGE BLOQUEADO	729-30018-LT/CC TORNILLO
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 2	BLOQ. TIT. CUBO CERV.
990-0304 CAGE BLOQUEADO	Ø3,0mm x 18mm
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 4	729-35012-LT/CC TORNILLO
990-0306 CAGE BLOQUEADO	BLOQ. TIT. CUBO CERV.
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 6	Ø3,5mm x 12mm
990-0308 CAGE BLOQUEADO	729-35014-LT/CC TORNILLO
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 8	BLOQ. TIT. CUBO CERV.
990-0310 CAGE BLOQUEADO	Ø3,5mm x 14mm
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 10	729-35016-LT/CC TORNILLO
990-0312 CAGE BLOQUEADO	BLOQ. TIT. CUBO CERV.
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 12	Ø3,5mm x 16mm
990-0314 CAGE BLOQUEADO	729-35018-LT/CC TORNILLO
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 14	BLOQ. TIT. CUBO CERV.
990-0316 CAGE BLOQUEADO	Ø3,5mm x 18mm
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 16	729-357012-LT/CC TORNILLO
990-0318 CAGE BLOQUEADO	BLOQUEO TIT. CUBO CERV.
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 18	Ø3,5mm x 12mm
990-0320 CAGE BLOQUEADO	729-357014-LT/CC TORNILLO
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 20	BLOQUEO TIT. CUBO CERV.
990-0322 CAGE BLOQUEADO	Ø3,5mm x 14mm
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 22	729-357016-LT/CC TORNILLO
990-0324 CAGE BLOQUEADO	BLOQUEO TIT. CUBO CERV.
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 24	Ø3,5mm x 16mm
990-0326 CAGE BLOQUEADO	729-357018-LT/CC TORNILLO
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 26	BLOQUEO TIT. CUBO CERV.
990-0328 CAGE BLOQUEADO	Ø3,5mm x 18mm
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 28	729-407012-LT/CC TORNILLO
990-0330 CAGE BLOQUEADO	BLOQUEO TIT. CUBO CERV.
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 30	Ø4,0mm x 12mm
990-0332 CAGE BLOQUEADO	729-407014-LT/CC TORNILLO
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 32	BLOQUEO TIT. CUBO CERV.
990-0334 CAGE BLOQUEADO	Ø4,0mm x 14mm
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 34	729-407016-LT/CC TORNILLO
990-0336 CAGE BLOQUEADO	BLOQUEO TIT. CUBO CERV.
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 36	Ø4,0mm x 16mm
990-0338 CAGE BLOQUEADO	729-407018-LT/CC TORNILLO
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 38	BLOQUEO TIT. CUBO CERV.
990-0340 CAGE BLOQUEADO	Ø4,0mm x 18mm
LUMBOSACRO ANTERIOR N° 40	INSTRUMENTAL ASOCIADO
990-0402 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6208 CURETA
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 2	INTERSOMATICA 8mm
990-0404 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6209 CURETA
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 4	INTERSOMATICA 9mm
990-0406 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6210 CURETA
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 6	INTERSOMATICA 10mm
990-0408 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6211 CURETA
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 8	INTERSOMATICA 11mm
990-0410 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6212 CURETA

LUMBOSACRO POSTERIOR N° 10	INTERSOMATICA 12mm
990-0412 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6213 CURETA
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 12	INTERSOMATICA 13mm
990-0414 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6214 CURETA
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 14	INTERSOMATICA 14mm
990-0416 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6215 CURETA
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 16	INTERSOMATICA 15mm
990-0418 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6108 SEPARADOR
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 18	INTERSOMATICO 8mm
990-0420 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6110 SEPARADOR
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 20	INTERSOMATICO 10mm
990-0422 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6112 SEPARADOR
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 22	INTERSOMATICO 12mm
990-0424 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6114 SEPARADOR
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 24	INTERSOMATICO 14mm
990-0426 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6301 DISPOSITIVO
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 26	SUJECION CUBO LUMBAR
990-0428 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6302 IMPACTOR
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 28	INJERTO CUBO LUMBAR
990-0430 CAGE BLOQUEADO	20mm
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 30	CDH-I-6303 IMPACTOR
990-0432 CAGE BLOQUEADO	INJERTO CUBO LUMBAR
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 32	25mm
990-0434 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6304 BASE DE
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 34	MONTAJE CUBO LUMBAR
990-0436 CAGE BLOQUEADO	CDH-I-6000 LLAVE ACOPLE
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 36	UNIVERSAL PARA HUDSON
990-0438 CAGE BLOQUEADO	DRIVE
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 38	CDH-I-6308/200 PROBADOR
990-0440 CAGE BLOQUEADO	CUBO LUMBAR 8 x 20 x 0°
LUMBOSACRO POSTERIOR N° 40	CDH-I-6308/250 PROBADOR
906-0402 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO LUMBAR 8 x 25 x 0°
CARILLA CEFALICA N° 2	CDH-I-6309/200 PROBADOR
906-0404 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO LUMBAR 9 x 20 x 0°
CARILLA CEFALICA N° 4	CDH-I-6309/250 PROBADOR
906-0406 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO LUMBAR 9 x 25 x 0°
CARILLA CEFALICA N° 6	CDH-I-6310/200 PROBADOR
906-0408 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO LUMBAR 10 x 20 x 0°
CARILLA CEFALICA N° 8	CDH-I-6310/250 PROBADOR
906-0410 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO LUMBAR 10 x 25 x 0°
CARILLA CEFALICA N° 10	CDH-I-6311/200 PROBADOR
906-0412 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO LUMBAR 11 x 20 x 0°
CARILLA CEFALICA N° 12	CDH-I-6311/250 PROBADOR
906-0414 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO LUMBAR 11 x 25 x 0°
CARILLA CEFALICA N° 14	CDH-I-6314 CURETA
906-0416 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	POSTERIOR LUMBAR N° 1
CARILLA CEFALICA N° 16	CDH-I-6315 CURETA
906-0418 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	RECAMIER N°1
CARILLA CEFALICA N° 18	CDH-I-6504/080 PROBADOR
906-0420 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO LUMBAR

CARILLA CEFALICA N° 20	ATRAUMATICO 8mm
906-0422 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6504/095 PROBADOR
CARILLA CEFALICA N° 22	CUBO LUMBAR
906-0424 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	ATRAUMATICO 9,5mm
CARILLA CEFALICA N° 24	CDH-I-6504/110 PROBADOR
906-0426 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO LUMBAR
CARILLA CEFALICA N° 26	ATRAUMATICO 11mm
906-0428 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6504/125 PROBADOR
CARILLA CEFALICA N° 28	CUBO LUMBAR
906-0430 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	ATRAUMATICO 12,5mm
CARILLA CEFALICA N° 30	CDH-I-6504 BASE DE
906-0432 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	MONTAJE CUBO LUMBAR
CARILLA CEFALICA N° 32	ATRAUMATICO
906-0434 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6505 VALVA
CARILLA CEFALICA N° 34	SEPARADORA DE RAIZ
906-0436 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	PLANA
CARILLA CEFALICA N° 36	CDH-I-6506 VALVA
906-0438 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	SEPARADORA DE RAIZ
CARILLA CEFALICA N° 38	ACANALADA
906-0440 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6305 IMPACTOR
CARILLA CEFALICA N° 40	INJERTO CUBO LUMBAR
906-0502 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	ATRAUMATICO
DISCO ARTICULAR N° 2	CDH-I-6420 DISPOSITIVO
906-0504 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	SUJECION CUBO CERVICAL
DISCO ARTICULAR N° 4	CDH-I-6402 IMPACTOR
906-0506 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	INJERTO CUBO CERVICAL
DISCO ARTICULAR N° 6	N°13
906-0508 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6403 IMPACTOR
DISCO ARTICULAR N° 8	INJERTO CUBO CERVICAL N°
906-0510 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	15
DISCO ARTICULAR N° 10	CDH-I-6404 BASE DE
906-0512 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	MONTAJE CUBO CERVICAL
DISCO ARTICULAR N° 12	CDH-I-6405 CURETA DOBLE
906-0514 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL
DISCO ARTICULAR N° 14	CDH-I-6413/5 PROBADOR
906-0516 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL 13 x 5mm
DISCO ARTICULAR N° 16	CDH-I-6413/6 PROBADOR
906-0518 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL 13 x 6mm
DISCO ARTICULAR N° 18	CDH-I-6413/7 PROBADOR
906-0520 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL 13 x 7mm
DISCO ARTICULAR N° 20	CDH-I-6413/8 PROBADOR
906-0522 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL 13 x 8mm
DISCO ARTICULAR N° 22	CDH-I-6413/9 PROBADOR
906-0524 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL 13 x 9mm
DISCO ARTICULAR N° 24	CDH-I-6415/6 PROBADOR
906-0526 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL 15 x 6mm
DISCO ARTICULAR N° 26	CDH-I-6415/7 PROBADOR
906-0528 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL 15 x 7mm
DISCO ARTICULAR N° 28	CDH-I-6415/8 PROBADOR
906-0530 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL 15 x 8mm

DISCO ARTICULAR N° 30	CDH-I-6415/9 PROBADOR
906-0532 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL 15 x 9mm
DISCO ARTICULAR N° 32	CDH-I-1214 MARTILLO 250 gr.
906-0534 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6421 MANGO
DISCO ARTICULAR N° 34	ATORNILLADOR ACOPLE
906-0536 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	HUD.
DISCO ARTICULAR N° 36	CDH-I-6422 PROBADOR
906-0538 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x
DISCO ARTICULAR N° 38	5mm
906-0540 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6423 PROBADOR
DISCO ARTICULAR N° 40	CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x
906-0602 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	6mm
CARILLA CAUDAL N° 2	CDH-I-6424 PROBADOR
906-0604 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x
CARILLA CAUDAL N° 4	7mm
906-0606 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6425 PROBADOR
CARILLA CAUDAL N° 6	CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x
906-0608 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	8mm
CARILLA CAUDAL N° 8	CDH-I-6426 PROBADOR
906-0610 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x
CARILLA CAUDAL N° 10	5mm
906-0612 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6427 PROBADOR
CARILLA CAUDAL N° 12	CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x
906-0614 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	6mm
CARILLA CAUDAL N° 14	CDH-I-6428 PROBADOR
906-0616 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x
CARILLA CAUDAL N° 16	7mm
906-0618 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6429 PROBADOR
CARILLA CAUDAL N° 18	CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x
906-0620 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	8mm
CARILLA CAUDAL N° 20	CDH-I-6431 MECHA C/TOPE Y
906-0622 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	AH Ø2,5 mm PROF.12mm CCB
CARILLA CAUDAL N° 22	CDH-I-6432 MECHA C/TOPE Y
906-0624 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	AH Ø2,5 mm PROF.14mm CCB
CARILLA CAUDAL N° 24	CDH-I-6433 MECHA C/TOPE Y
906-0626 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	AH Ø2,5 mm PROF.16mm CCB
CARILLA CAUDAL N° 26	CDH-I-6434 MECHA C/TOPE Y
906-0628 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	AH Ø2,5 mm PROF.18mm CCB
CARILLA CAUDAL N° 28	CDH-I-6435 ATORNILLADOR
906-0630 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	HEXAG. AH CCB (HEX.
CARILLA CAUDAL N° 30	2,0mm)
906-0632 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6436 ATORNILLADOR
CARILLA CAUDAL N° 32	CARDANICO AH HEX. MAC.
906-0634 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	2,0mm CCB
CARILLA CAUDAL N° 34	CDH-I-6437 DISPOSITIVO
906-0636 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	SUJECION CUBO CERVICAL
CARILLA CAUDAL N° 36	BLOQUEADO
906-0638 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	CDH-I-6439 CURETA EN
CARILLA CAUDAL N° 38	GOTA RECTA P/ CUBO CERV.
906-0640 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL	BLOQ.

CARILLA CAUDAL N° 40	CDH-I-6440 CURETA EN
906-0702 REEMPLAZO VERTEBRAL	GOTA OBLICUA P/ CUBO
UNIVERSAL N° 2	CERV. BLOQ.
906-0704 REEMPLAZO VERTEBRAL	CDH-I-6441 IMPACTOR
UNIVERSAL N° 4	INJERTO CUBO CERV.
906-0706 REEMPLAZO VERTEBRAL	BLOQUEADO N°13
UNIVERSAL N° 6	CDH-I-6442 IMPACTOR
906-0708 REEMPLAZO VERTEBRAL	INJERTO CUBO CERV.
UNIVERSAL N° 8	BLOQUEADO N°15
906-0710 REEMPLAZO VERTEBRAL	CDH-I-6443 BASE DE
UNIVERSAL N° 10	MONTAJE CUBO CERV.
906-0712 REEMPLAZO VERTEBRAL	BLOQUEADO
UNIVERSAL N° 12	CDH-I-1184.12010
906-0714 REEMPLAZO VERTEBRAL	ATORNILLADOR HEX.
UNIVERSAL N° 14	P/TORN. DE CASPAR (C)
906-0716 REEMPLAZO VERTEBRAL	CDH-I-1181.17010
UNIVERSAL N° 16	DISTRACTOR DE CASPAR
906-0718 REEMPLAZO VERTEBRAL	PCA (C)
UNIVERSAL N° 18	CDH-I-17010-01 TORNILLO
906-0720 REEMPLAZO VERTEBRAL	DISTRACTOR (C)
UNIVERSAL N° 20	CDH-I-18062 ACOPLA PORTA
906-0722 REEMPLAZO VERTEBRAL	CAPTURADOR TORNILLOS P/
UNIVERSAL N° 22	VASTAGO Ø4,5 mm
906-0724 REEMPLAZO VERTEBRAL	CDH-I-6438 DISPOSITIVO
UNIVERSAL N° 24	SUJECION RECTO CUBO
906-0726 REEMPLAZO VERTEBRAL	CERVICAL BLOQUEADO
UNIVERSAL N° 26	CDH-I-6220/R] RASPA
906-0728 REEMPLAZO VERTEBRAL	DERECHA
UNIVERSAL N° 28	CDH-I-6220/L RASPA
906-0730 REEMPLAZO VERTEBRAL	IZQUIERDA
UNIVERSAL N° 30	CDH-I-6221/7 ESCOPLA 7mm
906-0732 REEMPLAZO VERTEBRAL	CDH-I-6221/10 ESCOPLA
UNIVERSAL N° 32	10mm
906-0734 REEMPLAZO VERTEBRAL	CDH-I-6222/08 PROBADOR
UNIVERSAL N° 34	CUBO TLIF N° 8
906-0736 REEMPLAZO VERTEBRAL	CDH-I-6222/10 PROBADOR
UNIVERSAL N° 36	CUBO TLIF N° 10
906-0738 REEMPLAZO VERTEBRAL	CDH-I-6222/12 PROBADOR
UNIVERSAL N° 38	CUBO TLIF N° 12
906-0740 REEMPLAZO VERTEBRAL	CDH-I-6223 DISPOSITIVO
UNIVERSAL N° 40	SUJECIÓN CUBO TLIF
9-0304 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CURVO CON TOPE
DE PEEK 3° x 4mm	CDH-I-6224 DISPOSITIVO
9-0305 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	SUJECIÓN CUBO TLIF RECTO
DE PEEK 3° x 5mm	CON TOPE
9-0306 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-6201 DISPOSITIVO
DE PEEK 3° x 6mm	SUJECIÓN CUBO TLIF
9-0307 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-6226/R CURETA DE
DE PEEK 3° x 7mm	VOLKMAN DERECHA
9-0308 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-6226/L CURETA DE

DE PEEK 3° x 8mm	VOLKMAN IZQUIERDA
9-0309 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-6226/T CURETA DE
DE PEEK 3° x 9mm	VOLKMAN INCLINADA
9-0310 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-6227/R CURETA
DE PEEK 3° x 10mm	RECAMIER N°1 - DERECHA
9-0311 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-6227/L CURETA
DE PEEK 3° x 11mm	RECAMIER N°1 - IZQUIERDA
9-0312 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-6228 BASE DE
DE PEEK 3° x 12mm	MONTAJE CUBO TLIF
9-0404 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-6202 IMPACTOR
DE PEEK 4° x 4mm	INJERTO CUBO TLIF
9-0405 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-BZ-CC001 PINZA DE
DE PEEK 4° x 5mm	SUJECION CUBO CERVICAL
9-0406 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-BZ-CC002 BASE DE
DE PEEK 4° x 6mm	MONTAJE CUBO CERVICAL
9-0407 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	BLOQ.
DE PEEK 4° x 7mm	CDH-I-BZ-CC003 PROBADOR
9-0408 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CUBO CERVICAL BLOQ. 14 x
DE PEEK 4° x 8mm	5mm
9-0409 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-BZ-CC004 PROBADOR
DE PEEK 4° x 9mm	CUBO CERVICAL BLOQ. 14 x
9-0410 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	6mm
DE PEEK 4° x 10mm	CDH-I-BZ-CC005 PROBADOR
9-0411 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CUBO CERVICAL BLOQ. 14 x
DE PEEK 4° x 11mm	7mm
9-0412 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-BZ-CC006 PROBADOR
DE PEEK 4° x 12mm	CUBO CERVICAL BLOQ. 14 x
9-0504 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	8mm
DE PEEK 5° x 4mm	CDH-I-BZ-CC007 PROBADOR
9-0505 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CUBO CERVICAL BLOQ. 16 x
DE PEEK 5° x 5mm	5mm
9-0506 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-BZ-CC008 PROBADOR
DE PEEK 5° x 6mm	CUBO CERVICAL BLOQ. 16 x
9-0507 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	6mm
DE PEEK 5° x 7mm	CDH-I-BZ-CC009 PROBADOR
9-0508 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CUBO CERVICAL BLOQ. 16 x
DE PEEK 5° x 8mm	7mm
9-0509 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-BZ-CC010 PROBADOR
DE PEEK 5° x 9mm	CUBO CERVICAL BLOQ. 16 x
9-0510 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	8mm
DE PEEK 5° x 10mm	CDH-I-BZ-CC011
9-0511 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	COMPACTADOR DE INJERTO
DE PEEK 5° x 11mm	CDH-I-BZ-CC012 MARTILLO
9-0512 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	DESLIZANTE
DE PEEK 5° x 12mm	CDH-I-BZ-CC013
9-0604 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	IMPACTADOR
DE PEEK 6° x 4mm	CDH-I-BZ-CC014 MANGO DE
9-0605 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CONTRA TORQUE
DE PEEK 6° x 5mm	CDH-I-BZ-CC015
9-0606 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	ATORNILLADOR ANGULADO

DE PEEK 6° x 6mm	
9-0607 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 6° x 7mm	
9-0608 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 6° x 8mm	
9-0609 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 6° x 9mm	
9-0610 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 6° x 10mm	
9-0611 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 6° x 11mm	
9-0612 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 6° x 12mm	
9-0704 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CDH-I-BZ-CC016
DE PEEK 7° x 4mm	ATORNILLADOR P/TORN. DE
9-0705 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CASPAR
DE PEEK 7° x 5mm	CDH-I-BZ-CC017 TORNILLO
9-0706 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	DE CASPAR
DE PEEK 7° x 6mm	CDH-I-BZ-CC018
9-0707 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	DISTRACTOR
DE PEEK 7° x 7mm	CDH-I-BZ-CC019 GUIA DE
9-0708 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	PERFORADO
DE PEEK 7° x 8mm	CDH-I-BZ-CC020 MECHA
9-0709 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	GRADUADA Ø2,2 mm
DE PEEK 7° x 9mm	CDH-I-BZ-CC021 MANGO DE
9-0710 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	ACOPLE RAPIDO
DE PEEK 7° x 10mm	CDH-I-BZ-CC022
9-0711 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	ATORNILLADOR TORX T8
DE PEEK 7° x 11mm	CDH-I-BZ-CC023
9-0712 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CAPTURADOR DE TORNILLO
DE PEEK 7° x 12mm	CDH-I-BZ-CC024 INICIADOR
9-0804 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	RECTO
DE PEEK 8° x 4mm	CDH-I-BZ-CC025 INICIADOR
9-0805 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	CURVO
DE PEEK 8° x 5mm	CDH-I-BZ-CC026 PINZA DE
9-0806 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	SUJECION CUBO CERVICAL
DE PEEK 8° x 6mm	CON CREMALLERA
9-0807 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 8° x 7mm	
9-0808 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 8° x 8mm	
9-0809 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 8° x 9mm	
9-0810 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 8° x 10mm	
9-0811 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 8° x 11mm	
9-0812 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	
DE PEEK 8° x 12mm	
9-0904 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL	

DE PEEK 9° x 4mm 9-0905 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 5mm 9-0906 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 6mm 9-0907 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 7mm 9-0908 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 8mm 9-0909 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 9mm 9-0910 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 10mm 9-0911 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 11mm 9-0912 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 12mm 9-1004 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 4mm 9-1005 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 5mm 9-1006 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 6mm 9-1007 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 7mm 9-1008 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 8mm 9-1009 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 9mm 9-1010 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 10mm 9-1011 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 11mm 9-1012 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 12mm 9-0304-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 4mm 9-0305-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 5mm 9-0306-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 6mm 9-0307-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 7mm 9-0308-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 8mm 9-0309-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 9mm 9-0310-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 10mm 9-0311-B CUBO INTERSOMATICO	
---	--

	CERVICAL BLOQUEADO 3° x 11mm 9-0312-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 12mm 9-0404-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 4mm 9-0405-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 5mm 9-0406-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 6mm 9-0407-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 7mm 9-0408-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 8mm 9-0409-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 9mm 9-0410-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 10mm 9-0411-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 11mm 9-0412-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 12mm 9-0504-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 4mm 9-0505-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 5mm 9-0506-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 6mm 9-0507-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 7mm 9-0508-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 8mm 9-0509-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 9mm 9-0510-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 10mm 9-0511-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 11mm 9-0512-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 12mm 9-0604-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 4mm 9-0605-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 5mm 9-0606-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 6mm 9-0607-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 7mm 9-0608-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 8mm 9-0609-B CUBO INTERSOMATICO	
--	--	--

	CERVICAL BLOQUEADO 6° x 9mm 9-0610-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 10mm 9-0611-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 11mm 9-0612-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 12mm 9-0704-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 4mm 9-0705-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 5mm 9-0706-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 6mm 9-0707-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 7mm 9-0708-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 8mm 9-0709-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 9mm 9-0710-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 10mm 9-0711-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 11mm 9-0712-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 12mm 9-0804-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 4mm 9-0805-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 5mm 9-0806-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 6mm 9-0807-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 7mm 9-0808-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 8mm 9-0809-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 9mm 9-0810-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 10mm 9-0811-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 11mm 9-0812-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 12mm 9-0904-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 4mm 9-0905-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 5mm 9-0906-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 6mm 9-0907-B CUBO INTERSOMATICO	
--	---	--

	CERVICAL BLOQUEADO 9° x 7mm 9-0908-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 8mm 9-0909-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 9mm 9-0910-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 10mm 9-0911-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 11mm 9-0912-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 12mm 9-01004-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 4mm 9-01005-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 5mm 9-01006-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 6mm 9-01007-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 7mm 9-01008-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 8mm 9-01009-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 9mm 9-01010-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 10mm 9-01011-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 11mm 9-01012-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 12mm Tornillos Bloqueados de Titanio 729-30012-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 12mm 729-30014-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 14mm 729-30016-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 16mm 729-30018-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 18mm 729-35012-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 12mm 729-35014-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 14mm 729-35016-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x	
--	--	--

16mm	
729-35018-LT/CC TONILLO BLOQUEADO	
TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 18mm	
729-25012-LT TONILLO BLOQUEADO	
TITANIO DIAM 2,5mm x 12mm	
729-25014-LT TONILLO BLOQUEADO	
TITANIO DIAM 2,5mm x 14mm	
729-25016-LT TONILLO BLOQUEADO	
TITANIO DIAM 2,5mm x 16mm	
729-25018-LT TONILLO BLOQUEADO	
TITANIO DIAM 2,5mm x 18mm	
729-25020-LT TONILLO BLOQUEADO	
TITANIO DIAM 2,5mm x 20mm	
729-25022-LT TONILLO BLOQUEADO	
TITANIO DIAM 2,5mm x 22mm	
729-25024-LT TONILLO BLOQUEADO	
TITANIO DIAM 2,5mm x 24mm	
729-25026-LT TONILLO BLOQUEADO	
TITANIO DIAM 2,5mm x 26mm	
729-25028-LT TONILLO BLOQUEADO	
TITANIO DIAM 2,5mm x 28mm	
Dispositivos Interespinosos	
906-08036 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
TITANIO 8mm	
906-10038 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
TITANIO 10mm	
906-12040 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
TITANIO 12mm	
906-14042 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
TITANIO 14mm	
906-16044 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
TITANIO 16mm	
906-0102 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 2	
906-0104 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 4	
906-0106 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 6	
906-0108 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 8	
906-0110 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 10	
906-0112 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 12	
906-0114 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 14	
906-0116 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 16	
906-0118 ESPACIADOR INTERESPINOSO	

DE PEEK N° 18	
906-0120 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 20	
906-0122 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 22	
906-0124 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 24	
906-0126 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 26	
906-0128 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 28	
906-0130 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 30	
906-0132 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 32	
906-0134 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 34	
906-0136 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 36	
906-0138 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 38	
906-0140 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK N° 40	
906-0202 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 2	
906-0204 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 4	
906-0206 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 6	
906-0208 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 8	
906-0210 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 10	
906-0212 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 12	
906-0214 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 14	
906-0216 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 16	
906-0218 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 18	
906-0220 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 20	
906-0222 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 22	
906-0224 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 24	
906-0226 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
DE PEEK BLOQUEADO N° 26	
906-0228 ESPACIADOR INTERESPINOSO	

DE PEEK BLOQUEADO N° 28 906-0230 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 30 906-0232 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 32 906-0234 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 34 906-0236 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 36 906-0238 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 38 906-0240 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 40 906-0302 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 2 906-0304 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 4 906-0306 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 6 906-0308 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 8 906-0310 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 10 906-0312 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 12 906-0314 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 14 906-0316 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 16 906-0318 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 18 906-0320 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 20 906-0322 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 22 906-0324 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 24 906-0326 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 26 906-0328 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 28 906-0330 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 30 906-0332 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 32 906-0334 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 34 906-0336 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 36 906-0338 ESPACIADOR INTERESPINOSO	
--	--

DE TITANIO BLOQUEADO N° 38 906-0340 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 40 INSTRUMENTAL ASOCIADO CDH-I-0881.05050 PINZA TOMA BARRA COLUMNA FUTURE SC CDH-I-0881.13060 ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO 12 Nm SC CDH-I-0881.15014 PALPADOR DE PEDICULO RECTO COLUMNA FUTURES SC CDH-I-0881.15033 PINES MARCADORES 1 SC CDH-I-0881.15034 PINES MARCADORES 2 SC CDH-I-0881.15035 DISPOSITIVO PORTA PINES MARCADORES SC CDH-I-0881.16020 PINZA ROTADORA DE BARRA SC CDH-I-0881.16095 PERSUADER DE SISTEMA SC CDH-I-Y-08D-26 BARRA DE PRUEBA MALEABLE SC CDH-I-A20.030050 MANGO ACOPL RAPIDO MULTIPLE CDH-I-A20.0881 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 5,0 SC CDH-I-A20.0890 ATORNILLADOR EN T HEX. 5,0 SC CDH-I-A20.101113 PUNTA INICIADORA CORTA SC CDH-I-A20.101123 STEFFE RECTO COLUMNA FUTURE SC CDH-I-A20.101124 STEFFE CURVO COLUMNA FUTURE SC CDH-I-A20.101203 ATORNILLADOR HEX. 3,5 SC CDH-I-A20.101213 EMPUJADOR DE BARRA CANULADO CDH-I-A20.101250 DOBLADORA DE BARRA 3 PUNTOS SC CDH-I-A20.101262 PINZA DE COMPRESION COLUMNA FUTURE SC CDH-I-A20.101272 PINZA DISTRACCION COLUMNA FUTURE SC CDH-I-A20.101280 PINZA BAJA BARRA SC CDH-I-A20.101312 ATORNILLADOR P/TORNILLOS MONOAXIALES SC CDH-I-A20.101322 ATORNILLADOR P/TORNILLOS POLIAXIALES SC	
--	--

CDH-I-A20.96843 LLAVE DE CONTRATORQUE SC CDH-I-A20.96844 PROTECTOR RUPTURA DE TULIPA SC CDH-I-A20.96845 PINZA RUPTURA DE TULIPA SC CDH-I-A20.999997 LLAVE BAJA BARRA EN L CDH-I-A20.999998 MANGO ACOPLE RAPIDO DIRECTO CDH-I-A20.999999 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 3,5 SC CDH-I-101222 LLAVE ROTADORA DE BARRA SC CDH-I-101280 PINZA BAJA BARRA SC CDH-I-18030 MACHO 6,5 ACOPLE RAPIDO CDH-I-18031 MACHO 5,5 ACOPLE RAPIDO CDH-I-18033 PUNTA CUADRADA LARGA CON TOPE CDH-I-18040 PALPADOR DE PEDICULO ANGULADO COLUMNA FUTURE CDH-I-6001 ATORNILLADOR MONOAXIAL CDH-I-6002 ATORNILLADOR POLIAXIAL CDH-I-6003 ROTADOR DE BARRA CDH-I-6004 ATORNILLADOR CROSS-LINK CDH-I-6005 LLAVE POSICIONADORA CDH-I-6006 EMPUJADOR DE BARRA CDH-I-6007 MACHO INSTRUMENTAL COLUMNA Ø5,5mm CDH-I-6008 MACHO INSTRUMENTAL COLUMNA Ø6,5mm CDH-I-6009/U ATORNILLADOR EN T BLOQUEADOR TORN. MONO/POLIAXIAL CDH-I-6010 PINZA DE COMPRESION PEDICULARES CDH-I-6011 PINZA DISTRACCION PEDICULARES CDH-I-6012 GRIFA DOBLADORA BARRAS DE COLUMNA CDH-I-6013 PINZA TOMA BARRA COLUMNA CDH-I-6014 PINZA TRASBALADORA PARA BARRA Ø6mm CDH-I-6015 LLAVE DE CONTRATORQUE CDH-I-6016/U PALPADOR MEDIDOR DE STEFFE UR CDH-I-6017/U PALPADOR DE PEDICULO RECTO UR CDH-I-6019 PUNTA INICIADORA PEDICULO CON TOPE	
--	--

	CDH-I-6020 PALANCA BAJA BARRA COCF/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/3 BAND. COLUMNA INST. COCFSC/INST-E CONJ. CAJA MOD. ESP. INSTR. COLUMNA FUTURE SC COM2/3B CONJUNTO CAJA MOD.2 C/3 BAND. COCF/IMPL-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. COLUMNA FUT.IMPL. CDH-I-6402 IMPACTOR INJERTO CUBO CERVICAL N°13 CDH-I-6403 IMPACTOR INJERTO CUBO CERVICAL N°15 CDH-I-6404 BASE DE MONTAJE CUBO CERVICAL CDH-I-6405 CURETA DOBLE CUBO CERVICAL CDH-I-6413/5 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 5mm CDH-I-6413/6 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 6mm CDH-I-6413/7 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 7mm CDH-I-6413/8 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 8mm CDH-I-6413/9 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 9mm CDH-I-6415/6 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 6mm CDH-I-6415/7 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 7mm CDH-I-6415/8 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 8mm CDH-I-6415/9 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 9mm COIC/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. INTER. CERVICAL INST. CDH-I-6420 DISPOSITIVO SUJECION CUBO CERVICAL CDH-I-6421 MANGO ATORNILLADOR ACOPLE HUDSON CDH-I-6422 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 5mm CDH-I-6423 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 6mm CDH-I-6424 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 7mm CDH-I-6425 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 8mm CDH-I-6426 PROBADOR CUBO CERVICAL	
--	---	--

	BLOQ. 15 x 5mm CDH-I-6427 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 6mm CDH-I-6428 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 7mm CDH-I-6429 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 8mm CDH-I-6430 GUIA DE MECHA ROSCADA P CUBO CERV. BLOQ. Ø2,5mm CDH-I-6431 MECHA C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 12mm CCB CDH-I-6432 MECHA C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 14mm CCB CDH-I-6433 MECHA C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 16mm CCB CDH-I-6434 MECHA C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 18mm CCB CDH-I-6435 CUERPO ATORNILLADOR ACOPLE HUDSON HEX. 2,0mm CDH-I-6436 ATORNILLADOR CARDANICO HEX. MAC. 2,0mm CCB CDH-I-6437 DISPOSITIVO SUJECION C/GUIA CUBO CERV. BLOQ. CDH-I-6438 DISPOSITIVO SUJECION DIRECTO CUBO CERV. BLOQ. CDH-I-6439 CURETA EN GOTA RECTA P/ GUIA CUBO CERV. BLOQ. CDH-I-6440 CURETA EN GOTA OBLICUA P/ GUIA CUBO CERV. BLOQ. CDH-I-6441 IMPACTOR INJERTO CUBO CERV. BLOQUEADO Nº13 CDH-I-6442 IMPACTOR INJERTO CUBO CERV. BLOQUEADO Nº15 CDH-I-6443 BASE DE MONTAJE CUBO CERV. BLOQUEADO CDH-I-6444 GUIA DE MECHA ROSCADA P CUBO CERV. BLOQ. Ø2,5mm CDH-I-6445 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 9mm CDH-I-6446 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 10mm CDH-I-6447 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 11mm CDH-I-6448 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 12mm CDH-I-6449 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 9mm CDH-I-6450 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 10mm CDH-I-6451 PROBADOR CUBO CERVICAL	
--	--	--

	BLOQ. 15 x 11mm CDH-I-6452 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 12mm CDH-I-1214 MARTILLO 250gr. CDH-I-1184.12010 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. DE CASPAR C/ TORN. CASPAR PCA CDH-I-1184.17010 DISTRACTOR DE CASPAR PCA COICB-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. INT. CERVICAL BLOQ. IMPL. + INS. CDH-I-0182.07032 ATORNILLADOR HEXAGONAL C/ACOPLE 2,5 PCA CDH-I-0182.11014 ACOPLERAPIDO PARA PLACAS CERVICALES PCA CDH-I-1184.04010 MACHO TORNILLO 3,5 CERVICALES PCA CDH-I-9999.99998 MECHA Ø2,4mm SIN TOPE CDH-I-9999.99997 MECHA Ø2,4 x 15mm CON TOPE REGULABLE CDH-I-1184.01031 INICIADOR COLUMNA CERVICAL PCA CDH-I-1184.15010 DISPOSITIVO PORTA PINES MARCADORES PCA CDH-I-1184.02030 GUIA DE MECHA ANGULADA 1 PCA CDH-I-0181.05020 ACOPLERPORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS PCA CDH-I-1181.06010 DOBLADORA DE PLACA TRES PUNTOS PCA CDH-I-1181.05030 FORCEPS SOSTENEDOR PCA CDH-I-9999.99999 CURETA DELICADA BALLONETA COPBC-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. PL. CERV. IMPL. + INST. COPBCA-E CONJ. CAJA MOD. ESP. PLACAS BLOQ. CERV. ANT. TIT. CDH-I-1300 IMPACTOR DE GANCHOS PEDICULARES CDH-I-1301 INICIADOR DE GANCHOS PEDICULARES CDH-I-1302 INICIADOR DE GANCHOS ANGULADOS Y DESPLAZADOS CDH-I-1303 INICIADOR DE GANCHOS CON RAMPA COGPLTR-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. GAN. PyL IMPL. + INST. CDH-I-18062 ACOPLERPORTA	
--	--	--

	CAPTURADOR TORNILLOS P/VASTAGO Ø4,5mm CDH-I-6208 CURETA INTERSOMATICA 8mm CDH-I-6209 CURETA INTERSOMATICA 9mm CDH-I-6210 CURETA INTERSOMATICA 10mm CDH-I-6211 CURETA INTERSOMATICA 11mm CDH-I-6212 CURETA INTERSOMATICA 12mm CDH-I-6213 CURETA INTERSOMATICA 13mm CDH-I-6214 CURETA INTERSOMATICA 14mm CDH-I-6215 CURETA INTERSOMATICA 15mm CDH-I-6108 SEPARADOR INTERSOMATICO 8mm CDH-I-6110 SEPARADOR INTERSOMATICO 10mm CDH-I-6112 SEPARADOR INTERSOMATICO 12mm CDH-I-6114 SEPARADOR INTERSOMATICO 14mm CDH-I-6301 DISPOSITIVO SUJECION CUBO LUMBAR CDH-I-6302 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR 20mm CDH-I-6303 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR 25mm CDH-I-6304 BASE DE MONTAJE CUBO LUMBAR CDH-I-6000 LLAVE ACOUPLE UNIVERSAL PARA HUDSON DRIVE CDH-I-6305 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR ATRAUMATICO CDH-I-6308/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 8x20x0° CDH-I-6308/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 8x25x0° CDH-I-6309/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 9x20x0° CDH-I-6306/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 9x25x0° CDH-I-6310/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 10x20x0° CDH-I-6310/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 10x25x0°	
--	---	--

CDH-I-6311/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 11x20x0° CDH-I-6311/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 11x25x0° CDH-I-6315 CURETA RECAMIER N°1 COIL/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. PLIF INST. CDH-I-6314 CURETA POSTERIOR LUMBAR N°1 CDH-I-6504/080 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 8mm CDH-I-6504/095 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 9,5mm CDH-I-6504/110 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 11mm CDH-I-6504/125 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 12,5mm CDH-I-6504 BASE DE MONTAJE CUBO LUMBAR ATRAUMATICO CDH-I-6505 VALVA SEPARADORA DE RAIZ PLANA CDH-I-6506 VALVA SEPARADORA DE RAIZ ACANALADA COILA/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND.PLIF ATRAUMATICO INST. CDH-I-6220/R RASPA DERECHA CDH-I-6220/L RASPA IZQUIERDA CDH-I-6221/7 ESCOPLO 7mm CDH-I-6221/10 ESCOPLO 10mm CDH-I-6222/08 PROBADOR CUBO TLIF N°8 CDH-I-6222/10 PROBADOR CUBO TLIF N°10 CDH-I-6222/12 PROBADOR CUBO TLIF N°12 CDH-I-6223 DISPOSITIVO SUJECION CUBO TLIF CURVO CON TOPE CDH-I-6224 DISPOSITIVO SUJECION CUBO TLIF RECTO CON TOPE CDH-I-6201 DISPOSITIVO SUJECION CUBO TLIF CDH-I-6226/R CURETA DE VOLKMAN DERECHA CDH-I-6226/L CURETA DE VOLKMAN IZQUIERDA CDH-I-6226/T CURETA DE VOLKMAN INCLINADA CDH-I-6227/R CURETA RECAMIER N°1 – DERECHA CDH-I-6227/L CURETA RECAMIER N°1 – IZQUIERDA	
--	--

	CDH-I-6228 BASE DE MONTAJE CUBO TLIF CDH-I-6202 IMPACTOR INJERTO TLIF COIT/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. TLIF INST. CDH-I-1184.07011 ATORNILLADOR HEXAGONAL 2,5 PCA CDH-I-0182.11020 ADAPTADOR P/ACOPLE RAPIDO PCA CDH-I-1182.01050 MECHA AJUSTABLE PCA CDH-I-1182.01051 MECHA Ø2,4 x 13mm PCA CDH-I-1182.01052 MECHA Ø2,4 x 15mm PCA CDH-I-1182.01053 MECHA Ø2,4 x 17mm PCA CDH-I-1181.02030 GUIA DE MECHA ANGULADA 2 PCA CDH-I-69006/8 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 8mm CDH-I-69006/10 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 10mm CDH-I-69006/12 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 12mm CDH-I-69006/14 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 14mm CDH-I-69006/16 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 16mm CDH-I-9007 MARTILLO IMPACTOR INTERESINOSOS COI-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/1 BAND. INTERESP. IMPL. + INST.	
Método de Esterilización	Óxido de etileno. Radiación gamma.	Para cubos: Oxido de etileno. Radiación gamma. Para tornillos e instrumental asociado: N/A
Rótulos y/o instrucciones de uso	Fabricado por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L Juan Canals 2225 – S2004BYA – Rosario – República Argentina Telefax 54-341- 5684513 – 5682038 - 5682039 www.cdh-protesis.com.ar – info@cdh- protesis.com.ar “VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS” INFORMACION MÉDICA IMPORTANTE - DIRIGIDA A LOS CIRUJANOS Y PERSONAL AUTORIZADO. SISTEMA DE SEPARADORES	Fabricado por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L Juan Canals 2225 – S2004BYA – Rosario – República Argentina Telefax 54-341- 5684513 – 5682038 - 5682039 www.cdh-protesis.com.ar – info@cdh-protesis.com.ar “USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS” INFORMACION MÉDICA IMPORTANTE - DIRIGIDA A LOS CIRUJANOS Y

	INTERVERTEBRALES PM 1006-15 INSTRUCCIONES DE USO Contenido del sistema: • Implantes óseos, estériles y limpio estéril – De un solo uso Antes de utilizar el dispositivo, lea detenidamente todas las instrucciones y familiarícese con las técnicas quirúrgicas. DESCRIPCION DEL SISTEMA: El sistema de separadores intervertebrales CDH, está compuesto por tornillos, cubos intersomáticos cervicales y lumbares, separadores interespinosos. Elaborados con aleación de titanio grado médico y PEEK OPTIMA®. INFORMACIÓN MÉDICA IMPORTANTE Nota Especial Los sistemas de separadores intervertebrales, como cualquier otro dispositivo de fijación interna temporal, tienen una duración limitada. El nivel de actividad del paciente repercute en forma significativa en la duración del implante. Debe informarse al paciente que cualquier actividad aumenta el riesgo de aflojamiento, doblado o rotura de los componentes del implante. Es importante explicar a los pacientes de qué manera deben restringir sus actividades durante el período postoperatorio y realizar un seguimiento de los mismos durante dicho período para evaluar el desarrollo de la masa de fusión y el estado de los componentes del implante. Aunque se produzca una fusión ósea sólida, los componentes del implante igualmente pueden doblarse, romperse o aflojarse. Debe informarse al paciente de dicha posibilidad. La finalidad de los implantes es la de proporcionar apoyo interno temporal mientras se consolida la masa de fusión. Los implantes de columna tienen gran posibilidad de falla si no se utiliza ningún injerto óseo o si el paciente desarrolla una pseudoartrosis, o en pacientes con curvaturas preoperatorias severas o múltiples. El cirujano será quien determine la extracción de estos implantes una vez finalizada la fusión ósea. Deberá considerar con el paciente la posibilidad de una segunda cirugía y los riesgos que esto implica. Ante un	PERSONAL AUTORIZADO. SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES PM 1006-15 INSTRUCCIONES DE USO Antes de utilizar el dispositivo, lea detenidamente todas las instrucciones y familiarícese con las técnicas quirúrgicas. DESCRIPCION DEL SISTEMA: El sistema de separadores intervertebrales CDH, está compuesto por cubos intersomáticos cervicales y lumbares, tornillos e instrumental asociado al mismo. Elaborados con aleación de titanio grado médico y PEEK OPTIMA®. INFORMACIÓN MÉDICA IMPORTANTE Nota Especial Los sistemas de separadores intervertebrales, como cualquier otro dispositivo de fijación interna temporal, tienen una duración limitada. El nivel de actividad del paciente repercute en forma significativa en la duración del implante. Debe informarse al paciente que cualquier actividad aumenta el riesgo de aflojamiento, doblado o rotura de los componentes del implante. Es importante explicar a los pacientes de qué manera deben restringir sus actividades durante el período postoperatorio y realizar un seguimiento de los mismos durante dicho período para evaluar el desarrollo de la masa de fusión y el estado de los componentes del implante. Aunque se produzca una fusión ósea sólida, los componentes del implante igualmente pueden doblarse, romperse o aflojarse. Debe informarse al paciente de dicha posibilidad.
--	--	--

	implante roto, es el cirujano quien evaluará la extracción o no del implante y evaluará los riesgos que conlleva dicha cirugía. Los dispositivos de fijación están disponibles en muchos estilos y tamaños y están fabricados de diversos tipos de materiales, metálicos (titanio) y no metálicos (Polyether ether ketone –PEEK-). El material componente se indica en el ROTULO (etiqueta exterior de la caja de cartón). Usar solamente los componentes metálicos fabricados del mismo material. Nunca mezclar metales diferentes (acero inoxidable con titanio). Los componentes de diferentes fabricantes no deberían ser mezclados, excepto cuando lo indique el fabricante. Todos los componentes implantables son para un solo uso. INDICACIONES El Sistema de Separadores Intervertebrales CDH es un producto médico diseñado para proveer inmovilidad y estabilidad a los segmentos espinales en pacientes con madurez esquelética, para favorecer la fusión en el tratamiento de las inestabilidades agudas o crónicas de toda la columna (occipitocervical, torácica y lumbosacra), o deformidades de la columna torácica y lumbo sacra, afectadas por distintas patologías a través de una vía quirúrgica anterior o posterior. CUBOS INTERSOMÁTICOS Colocados por vía anterior en columna cervical en pacientes adultos en • Enfermedad degenerativa del disco (DDD - degenerative disc disease) en pacientes maduros, entre C3 y T1, entendida esta patología como el dolor discogénico confirmado por historia clínica y estudios radiográficos de más de seis meses de evolución y no tratados aún con cirugía. Utilizados con relleno de hueso autólogo o sustituto óseo. EL ESPACIO DEBE SER ESTABILIZADO CON UN MEDIO DE FIJACIÓN ADICIONAL –placas con tornillos- PARA EVITAR LA MIGRACIÓN DEL CUBO. Los cubos cervicales bloqueados están diseñados para utilizar solos, pero es la decisión del cirujano en función del stock óseo del paciente la utilización adicional de un sistema de fijación tipo placa con tornillos.	La finalidad de los implantes es la de proporcionar apoyo interno temporal mientras se consolida la masa de fusión. Los implantes de columna tienen gran posibilidad de falla si no se utiliza ningún injerto óseo o si el paciente desarrolla una pseudoartrosis, o en pacientes con curvaturas preoperatorias severas o múltiples. El cirujano será quien determine la extracción de estos implantes una vez finalizada la fusión ósea. Deberá considerar con el paciente la posibilidad de una segunda cirugía y los riesgos que esto implica. Ante un implante roto, es el cirujano quien evaluará la extracción o no del implante y evaluará los riesgos que conlleva dicha cirugía. Los dispositivos de fijación están disponibles en muchos estilos y tamaños y están fabricados de diversos tipos de materiales, metálicos (titanio) y no metálicos (Polyether ether ketone –PEEK-). El material componente se indica en el ROTULO (etiqueta exterior de la caja de cartón). Usar solamente los componentes metálicos fabricados del mismo material. Nunca mezclar metales diferentes (acero inoxidable con titanio). Los componentes de diferentes fabricantes no deberían ser mezclados, excepto cuando lo indique el fabricante. Todos los componentes implantables son para un solo uso. INDICACIONES El Sistema de Separadores Intervertebrales CDH es un producto médico diseñado para proveer inmovilidad y estabilidad a los segmentos
--	--	--

	Colocados por vía anterior, posterior o posterolateral en columna lumbosacra en pacientes adultos en • Enfermedad degenerativa del disco (DDD - degenerative disc disease) en pacientes maduros, entre L2 y S1, entendida esta patología como el dolor discogénico lumbar acompañado de síntomas radiculares, confirmado por historia clínica y estudios radiográficos de más de seis meses de evolución y no tratados aún con cirugía. Utilizados con relleno de hueso autólogo o sustituto óseo. EL ESPACIO DEBE SER ESTABILIZADO CON UN MEDIO DE FIJACIÓN ADICIONAL –tornillos mono o poliaxiales más barra lateral- PARA EVITAR LA MIGRACIÓN DEL CUBO. DISPOSITIVOS INTERESPINOSOS Colocados por vía posterior proveen estabilización a los segmentos esqueléticos de una columna en pacientes adultos, sin necesidad de realizar fijación, en • Hernia discal lumbar • Estenosis lumbares con claudicación neurógena sin o con espondilolistesis grado 1 en 1 o 2 niveles de L1 a L5 • Discectomías tras recidivas discal • Degeneración discal en el nivel adyacente a una fusión previa y cambios que producen dolor lumbar crónico CONTRAINDICACIONES Toda enfermedad de la espina, que pueda tratarse en forma segura y predecible sin el uso de dispositivos de fijación interna es contraindicación relativa para el uso de dichos dispositivos. La infección sistémica activa o infección localizada en el sitio de la implantación son contraindicación. También la osteoporosis severa porque puede impedir la fijación adecuada de los anclajes espinales (contraindicación relativa). Otras contraindicaciones relativas son las afecciones que eliminan la posibilidad de fusión como el cáncer, diálisis renal u osteopenia, obesidad, enfermedades degenerativas y sensibilidad a cuerpos extraños. Ocupación, nivel de actividad, capacidad mental y entendimiento del paciente, pueden	espinales en pacientes con madurez esquelética, para favorecer la fusión en el tratamiento de las inestabilidades agudas o crónicas de toda la columna (occipitocervical, torácica y lumbosacra), o deformidades de la columna torácica y lumbosacra, afectadas por distintas patologías a través de una vía quirúrgica anterior o posterior. CUBOS INTERSOMÁTICOS Colocados por vía anterior en columna cervical en pacientes adultos en: • Enfermedad degenerativa del disco (DDD - degenerative disc disease) en pacientes maduros, entre C3 y T1, entendida esta patología como el dolor discogénico confirmado por historia clínica y estudios radiográficos de más de seis meses de evolución y no tratados aún con cirugía. Utilizados con relleno de hueso autólogo o sustituto óseo. EL ESPACIO DEBE SER ESTABILIZADO CON UN MEDIO DE FIJACIÓN ADICIONAL –placas con tornillos- PARA EVITAR LA MIGRACIÓN DEL CUBO. Los cubos cervicales bloqueados están diseñados para utilizar solos, pero es la decisión del cirujano en función del stock óseo del paciente la utilización adicional de un sistema de fijación tipo placa con tornillos. Colocados por vía anterior, posterior o posterolateral en columna lumbosacra en pacientes adultos en: • Enfermedad degenerativa del disco (DDD - degenerative disc disease) en pacientes maduros, entre L2 y S1, entendida esta
--	---	---

	ser contraindicaciones relativas. Enfermedad mental, alcoholismo o consumo de drogas pueden ser condiciones de mayor riesgo de falla de los implantes. ADVERTENCIAS La seguridad y eficacia de los sistemas espinales de cubos intersomáticos fueron establecidas para patología espinal de la columna cervical o dorso lumbosacra, con enfermedad degenerativa del disco, con sintomatología radicular asociada y fenómenos degenerativos del espacio discal comprobables por historia clínica y estudios radiográficos. Para utilizar rellenos con injerto óseo autólogo o sustitutos óseos, para lograr la fusión del espacio y siempre combinados con la utilización de una fijación adicional (placa cervical en columna cervical, tornillos y barras en columna dorso lumbosacra) La seguridad y eficacia de los sistemas espinales de los dispositivos interespinosos, fueron establecidos para patologías de hernia discal lumbar, estenosis lumbar con claudicación neurógena con o sin espondilolistesis grado 1 en 1 o 2 niveles, en discectomías tras recidiva discal y en degeneración discal en un nivel adyacente a una fusión previa y con producción de dolor lumbar crónico. El cirujano debe utilizar una técnica aséptica adecuada durante todas las fases de manipulación del producto a partir del momento que el mismo fuera esterilizado por el hospital, o abierto el envase provisto ya estéril por CDH PROTESIS E IMPLANTES. El implante de sistemas espinales SOLO DEBERÁ SER EFECTUADA POR CIRUJANOS CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE LA COLUMNA, y conocedores de la técnica ya que, dado la complejidad del procedimiento, se pueden provocar lesiones graves en el paciente. Los cuidados en el postoperatorio son fundamentales para el éxito de la cirugía. El paciente debe ser instruido sobre las limitaciones del implante y advertido sobre el soporte del peso y movimientos que ejercen tensiones sobre el implante, antes que se establezca la curación con fusión ósea	patología como el dolor discogénico lumbar acompañado de síntomas radiculares, confirmado por historia clínica y estudios radiográficos de más de seis meses de evolución y no tratados aún con cirugía. Utilizados con relleno de hueso autólogo o sustituto óseo. EL ESPACIO DEBE SER ESTABILIZADO CON UN MEDIO DE FIJACIÓN ADICIONAL –tornillos mono o poliaxiales más barra lateral- PARA EVITAR LA MIGRACIÓN DEL CUBO. CONTRAINDICACIONES Toda enfermedad de la espina, que pueda tratarse en forma segura y predecible sin el uso de dispositivos de fijación interna es contraindicación relativa para el uso de dichos dispositivos. La infección sistémica activa o infección localizada en el sitio de la implantación. La osteoporosis severa, ya que puede impedir la fijación adecuada de los anclajes espinales (contraindicación relativa). Otras contraindicaciones relativas son las afecciones que eliminan la posibilidad de fusión como el cáncer, diálisis renal u osteopenia, obesidad, enfermedades degenerativas y sensibilidad a cuerpos extraños. Ocupación, nivel de actividad, capacidad mental y entendimiento del paciente, pueden ser también contraindicaciones relativas. Enfermedad mental, alcoholismo o consumo de drogas pueden ser condiciones de mayor riesgo de falla de los implantes.
--	---	--

	adecuada. El paciente deberá ser advertido que el no cumplimiento de las instrucciones en el post operatorio pueden dar origen a fracasos del implante y posibilidad de realizar cirugía adicional para recambio o retiro del mismo. Cuando se utilicen placas utilice la placa más corta posible para dicho procedimiento, para que no interfiera con otras estructuras óseas. Durante el procedimiento las placas cervicales pueden ser moldeadas de forma de reflejar o crear las curvaturas anatómicas deseadas. En el caso de las barras, estas pueden ser cortadas y moldeadas de modo de proporcionar corrección y mantener las curvas cifóticas y lordóticas anatómicas. Luego de comprobada la fusión sólida, los dispositivos pueden ser retirados, pero será el médico y el paciente quienes deberán decidir dicha cirugía, teniendo en cuenta el estado clínico del paciente y el riesgo de un segundo procedimiento quirúrgico. Todos los implantes del Sistema de Separadores Intervertebrales CDH fueron diseñados para ser utilizados en pacientes adultos con madurez esquelética, estando contraindicado su uso en niños. PRECAUCIONES 1. Ejercer muchísimo cuidado al manejar y almacenar elementos implantables. Los cortes, torceduras, quebradura o rayones en la superficie de los componentes metálicos pueden ocasionar tensiones internas que reducen significativamente la resistencia al esfuerzo y a la fatiga. 2. Cualquier implante que haya caído o sido mal manipulado y con la sospecha de haber sufrido daño, NO PUEDE SER UTILIZADO y deberá ser devuelto al proveedor. 3. Las instrucciones postoperatorias a pacientes y el cuidado apropiado de enfermería son críticos. El soporte prematuro del peso aumenta sustancialmente la carga y aumenta el riesgo de aflojamiento, flexión o ruptura del dispositivo. El soporte prematuro de peso debe ser considerado sólo cuando hayan fracturas estables con buen contacto de hueso con hueso. 4. Aunque el cirujano tiene que tomar la decisión definitiva respecto a la remoción del	ADVERTENCIAS La seguridad y eficacia de los sistemas espinales de cubos intersomáticos fueron establecidas para patología espinal de la columna cervical o dorso lumbosacra, con enfermedad degenerativa del disco, con sintomatología radicular asociada y fenómenos degenerativos del espacio discal comprobables por historia clínica y estudios radiográficos. Para utilizar rellenos con injerto óseo autólogo o sustitutos óseos, para lograr la fusión del espacio y siempre combinados con la utilización de una fijación adicional (placa cervical en columna cervical, tornillos y barras en columna dorso lumbosacra) El cirujano debe utilizar una técnica aséptica adecuada durante todas las fases de manipulación del producto a partir del momento que el mismo fuera esterilizado por el hospital, o abierto el envase provisto ya estéril por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. El implante de sistemas espinales SOLO DEBE SER EFECTUADO POR CIRUJANOS CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE LA COLUMNA, y conocedores de la técnica ya que, dado la complejidad del procedimiento, se pueden provocar lesiones graves en el paciente. Los cuidados en el postoperatorio son fundamentales para el éxito de la cirugía. El paciente debe ser instruido sobre las limitaciones del implante y advertido sobre el
--	--	---

	implante, siempre que sea posible y práctico para el paciente individual, los dispositivos de fijación deben ser extraídos una vez que se logre el servicio de éstos como ayuda en la curación. 5. La información de técnica quirúrgica está disponible mediante solicitud. El cirujano debe estar familiarizado con los dispositivos, instrumentos y técnica quirúrgica antes de la cirugía. MOVILIZACION POSTOPERATORIA Recomendamos la inmovilización externa postoperatoria mediante aparatos ortopédicos o enyesado hasta la confirmación radiográfica de la maduración de la masa de fusión. Es también importante dar instrucciones claras al paciente para que reduzca la tensión sobre los implantes para intentar evitar la ocurrencia de problemas clínicos que pueden producir fallo de la fijación. EFFECTOS ADVERSOS 1. Aflojamiento, flexión, agrietamiento o fractura de componentes de implante. 2. Puede ocurrir pérdida de posición anatómica con mala unión. 3. Se han reportado infecciones, tanto profundas como superficiales. 4. La cirugía y el uso concomitante de dispositivos de fijación interna podrían producir trastornos vasculares, incluyendo tromboflebitis, embolia pulmonar y hematomas de heridas. 5. Aunque raras, se han reportado reacciones de sensibilidad a metal y/o reacciones alérgicas a materiales extraños. 6. Puede presentarse dolor, malestar o sensaciones anormales debido a la presencia del dispositivo 7. Pueden ocurrir reacciones de los tejidos que incluyen reacciones a cuerpos extraños y macrófagas adyacentes a implantes. Bursitis 8. Lesiones nerviosas debidas a traumatismos quirúrgicos o a la presencia del dispositivo. Dificultades neurológicas incluidas disfunción del intestino y/o vejiga, impotencia, parestesias. 9. Lesiones vasculares, de los vasos linfáticos y/o exudado de fluido linfático. 10. Lesiones o daño de la médula espinal. 11. Fracturas de estructuras óseas	soporte del peso y movimientos que ejercen tensiones sobre el implante, antes que se establezca la curación con fusión ósea adecuada. El paciente deberá ser advertido que el no cumplimiento de las instrucciones en el post operatorio pueden dar origen a fracasos del implante y posibilidad de realizar cirugía adicional para recambio o retiro del mismo. Cuando se utilicen placas utilice la placa más corta posible para dicho procedimiento, para que no interfiera con otras estructuras óseas. Durante el procedimiento las placas cervicales pueden ser moldeadas de forma de reflejar o crear las curvaturas anatómicas deseadas. En el caso de las barras, estas pueden ser cortadas y moldeadas de modo de proporcionar corrección y mantener las curvas cifóticas y lordóticas anatómicas. Luego de comprobada la fusión sólida, los dispositivos pueden ser retirados, pero será el médico y el paciente quienes deberán decidir dicha cirugía, teniendo en cuenta el estado clínico del paciente y el riesgo de un segundo procedimiento quirúrgico. Todos los implantes del Sistema de Separadores Intervertebrales CDH fueron diseñados para ser utilizados en pacientes adultos con madurez esquelética, estando contraindicado su uso en niños. PRECAUCIONES 1. Ejercer muchísimo cuidado al manejar y almacenar elementos implantables. Los cortes, torceduras, quebradura o
--	---	--

	12. Cambios degenerativos o inestabilidad en segmentos adyacentes a los niveles vertebrales fusionados. ENVASE Y ROTULADO Los componentes sólo deben ser aceptados si son recibidos por el hospital o el cirujano con el envase y el ROTULO de fábrica intactos. ESTERILIZACIÓN Algunos de los componentes son comercializados con el rótulo de ESTERIL. En ese caso dicho elemento fue envasado en doble pouch o doble blíster sellado con papel grado médico y sometido a una dosis de 25 kGy de radiación Gamma o por Óxido de Etileno. Sólo utilice el implante si el envase está intacto. Asegúrese que la manipulación y apertura del envase sea producido por personal de quirófano entrenado. Otros implantes se suministran no estériles y con un empaquetado de protección. El método de esterilización está notado en la etiqueta del envase. Si la etiqueta no indica específicamente que los productos han sido esterilizados, los componentes y los instrumentos son suministrados en estado no estéril y deben ser esterilizados antes de su uso. Examinar los envases para detectar cualquier perforación u otro daño antes de la operación. Los componentes pueden ser esterilizados en autoclave a vapor a alta presión en una envoltura de protección apropiada, después de retirar todo el envase y etiquetado original. Proteger los envases, en particular las superficies de acoplamiento, contra el contacto con objetos metálicos u otros objetos duros que pueden dañar al producto. Se recomiendan los siguientes parámetros de proceso para estos dispositivos: • Ciclo de vapor dinámico para eliminación de aire (Prevacío): 4 impulsos a 132 °C (270 °F) o 3 impulsos a 135 °C (275 °F) con un tiempo de exposición mínimo de 3 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos. • Ciclo de vapor de la Organización Mundial de la Salud: 4 impulsos a 134 °C durante 18 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos.	rayones en la superficie de los componentes metálicos pueden ocasionar tensiones internas que reducen significativamente la resistencia al esfuerzo y a la fatiga. 2. Cualquier implante que haya caído o sido mal manipulado y con la sospecha de haber sufrido daño, NO PUEDE SER UTILIZADO y deberá ser devuelto al proveedor. 3. Las instrucciones postoperatorias a pacientes y el cuidado apropiado de enfermería son críticos. El soporte prematuro del peso aumenta sustancialmente la carga y aumenta el riesgo de aflojamiento, flexión o ruptura del dispositivo. El soporte prematuro de peso debe ser considerado sólo cuando haya fracturas estables con buen contacto de hueso con hueso. 4. Aunque el cirujano tiene que tomar la decisión definitiva respecto a la remoción del implante, siempre que sea posible y práctico para el paciente individual, los dispositivos de fijación deben ser extraídos una vez que se logre el servicio de éstos como ayuda en la curación. 5. La información de técnica quirúrgica está disponible mediante solicitud. El cirujano debe estar familiarizado con los dispositivos, instrumentos y técnica quirúrgica antes de la cirugía. MOVILIZACION POSTOPERATORIA Recomendamos la inmovilización externa postoperatoria mediante aparatos ortopédicos o enyesado hasta la confirmación radiográfica de la maduración
--	--	--

	• Ciclo de vapor con desplazamiento por gravedad (envueltos): de 132 °C a 135 °C (de 270 °F a 275 °F) con un tiempo mínimo de exposición de 15 minutos y un tiempo de secado al vacío mínimo de 30 minutos. CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. NO RECOMIENDA EL USO DE CICLOS DE GRAVEDAD O ESTERILIZACIÓN INSTANTÁNEA NI LA REESTERILIZACIÓN DE LOS IMPLANTES. LOS IMPLANTES PREVIAMENTE IMPLANTADOS NO DEBEN SER REUTILIZADOS MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO Todo implante quirúrgico debe ser tratado durante su traslado y almacenamiento de acuerdo con normas establecidas que indican: • Manipular con cuidado • No golpear • No rayar • Almacenar en lugar seco y libre de polvo El personal de enfermería que auxilia en la cirugía (instrumentistas, enfermeras, etc.) deberá estar familiarizado con el procedimiento de apertura del embalaje y con su manipulación. LOS IMPLANTES PREVIAMENTE IMPLANTADOS NO DEBEN SER REUTILIZADOS INSTRUMENTAL ASOCIADO Los implantes son acompañados de cajas quirúrgicas con instrumental fabricado o provisto por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. EI INSTRUMENTAL QUIRURGICO es REUTILIZABLE, por lo tanto, debe ser LAVADO, ENJUAGADO, SECADO y ESTERILIZADO por AUTOCLAVE A VAPOR antes de cada uso, con las especificaciones recomendadas en este documento. INDICACIONES Los Instrumentos Quirúrgicos reutilizables traumatológicos CDH están diseñados para realizar una función específica como cortar, agarrar, pinzar, retraer, separar, moldear, medir, guiar, atornillar, perforar, fresar, fijar, impactar, etc. Para ser utilizados por un cirujano o bajo su prescripción facultativa. LOS INSTRUMENTOS QUIRURGICOS SOLO DEBEN SER UTILIZADOS PARA CUMPLIR	de la masa de fusión. Es también importante dar instrucciones claras al paciente para que reduzca la tensión sobre los implantes para intentar evitar la ocurrencia de problemas clínicos que pueden producir fallo de la fijación. EFFECTOS ADVERSOS 1. Aflojamiento, flexión, agrietamiento o fractura de componentes de implante. 2. Puede ocurrir pérdida de posición anatómica con mala unión. 3. Se han reportado infecciones, tanto profundas como superficiales. 4. La cirugía y el uso concomitante de dispositivos de fijación interna podrían producir trastornos vasculares, incluyendo tromboflebitis, embolia pulmonar y hematomas de heridas. 5. Aunque raras, se han reportado reacciones de sensibilidad a metal y/o reacciones alérgicas a materiales extraños. 6. Puede presentarse dolor, malestar o sensaciones anormales debido a la presencia del dispositivo 7. Pueden ocurrir reacciones de los tejidos que incluyen reacciones a cuerpos extraños y macrófagas adyacentes a implantes. Bursitis 8. Lesiones nerviosas debidas a traumatismos quirúrgicos o a la presencia del dispositivo. Dificultades neurológicas incluidas disfunción del intestino y/o vejiga, impotencia, parestesias. 9. Lesiones vasculares, de los vasos linfáticos y/o exudado de fluido linfático. 10. Lesiones o daño de la
--	---	---

	CON EL PROPOSITO PARA EL CUAL FUERON DISEÑADOS. El Responsable de que se realice la técnica quirúrgica apropiada para la utilización de los instrumentos es el Cirujano. CONTRAINDICACIONES El producto está contraindicado para ser utilizado en pacientes con enfermedades agudas o crónicas sin tratamiento, con estado general comprometido, o si le ocasionara algún riesgo de vida al someterse a un procedimiento quirúrgico. ADVERTENCIA Es extremadamente importante que la manipulación del instrumental sea correcta, asegurando así óptimos resultados. Para ello se deben evitar golpes rayado y doblado. PRECAUCIONES Los elementos quirúrgicos deben ser manipulados solamente por un PROFESIONAL MÉDICO TRAUMATÓLOGO y el EQUIPO DE AUXILIARES, DEBIDAMENTE ENTRENADO EN LA TÉCNICA QUIRÚRGICA, que le permita resolver la patología en forma rápida y efectiva. Para el uso de este tipo de INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE PARA TRAUMATOLOGIA se deben tomar medidas estrictas de asepsia y antisepsia. Todo INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE PARA TRAUMATOLOGIA fabricado por CDH PROTESIS E IMPLANTES se entrega LIMPIO, pero NO ESTERILIZADO, debiendo esterilizarse antes de su uso, mediante el método indicado el rótulo y en este instructivo de uso. Realizar la limpieza del instrumental utilizado con guantes protectores, luego de cada uso utilizando detergentes trienzimáticos desinfectantes, los cuales eliminan impurezas a concentraciones adecuadas indicadas por el fabricante, asegurándose así un correcto enjuague de los mismos para eliminar excedentes del detergente y secar cuidadosamente el instrumental con materiales que no desprendan fibras. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS El uso inadecuado de los instrumentales quirúrgicos podría comprometer el resultado	médula espinal. 11. Fracturas de estructuras óseas 12. Cambios degenerativos o inestabilidad en segmentos adyacentes a los niveles vertebrales fusionados. ENVASE Y ROTULADO Los componentes sólo deben ser aceptados si son recibidos por el hospital o el cirujano con el envase y el ROTULO de fábrica intactos. ESTERILIZACIÓN Los componentes comercializados con el rótulo ESTERIL, son productos envasados en doble pouch o doble blíster sellado con papel grado médico y sometido a una dosis de 25 kGy de radiación Gamma o por Óxido de Etileno. Sólo utilice el implante si el envase está intacto. Asegúrese que la manipulación y apertura del envase sea producido por personal de quirófano entrenado. Otros productos como los tornillos, se suministran no estériles y con un empaquetado de protección. El método de esterilización está notado en la etiqueta del envase. Si la etiqueta no indica específicamente que los productos han sido esterilizados, los componentes y los instrumentos son suministrados en estado no estéril y deben ser esterilizados antes de su uso. Examinar los envases para detectar cualquier perforación u otro daño antes de la operación. Los componentes pueden ser esterilizados en autoclave a vapor a alta presión en una envoltura de protección apropiada, después de retirar
--	---	--

	final y generar graves consecuencias para el paciente. CONDICIONES DE LIMPIEZA Prelimpieza Eliminar los residuos visibles del instrumental quirúrgico con una gasa compresada y agua estéril como rutina durante la intervención para prevenir que la sangre y los líquidos corporales, etc. se sequen. La sangre, así como los líquidos corporales y las soluciones salinas son altamente corrosivas. La Sangre además puede manchar el instrumental difícil de quitar. Limpieza Para prevenir la firme adhesión de bacterias y sustancias extracelulares a las superficies de los materiales se recomienda limpiar los instrumentos tan pronto como sea posible después de la utilización del mismo. Si se produce la adhesión bacteriana la misma protege a los microorganismos de ser fácilmente eliminados mediante métodos habituales de limpieza/descontaminación usado en hospitales. La utilización de detergente con pH neutro es vital para el mantenimiento del instrumento quirúrgico. El contacto con soluciones ácidas o alcalinas eliminará la barrera protectora de óxido de cromo de los instrumentos, lo cual a menudo deriva en la corrosión, picaduras y roturas. Eliminar la suciedad de todas las superficies del instrumento con un cepillo de mano pequeño, manteniendo el instrumento sumergido en la solución. Al hacer limpieza manual, no utilizar nunca lana de acero, cepillos de alambre, ni detergentes abrasivos. Utilizar un cepillo de cerdas suaves para limpiar los instrumentos con un canal accesible. Debe limpiarse minuciosamente la parte del mecanismo de bloqueo y articulado de un instrumento después de cada uso. Mediante la limpieza manual deben eliminarse todos los residuos visibles. ENJUAGUE Este procedimiento debe hacerse con agua ablandada o desionizada, a fin de eliminar mejor los detergentes. La desionización elimina sales y partículas ionizadas presentes en el agua. El agua excesivamente dura puede marcar o manchar los instrumentos,	todo el envase y etiquetado original. Proteger los envases, en particular las superficies de acoplamiento, contra el contacto con objetos metálicos u otros objetos duros que pueden dañar al producto. Se recomiendan los siguientes parámetros de proceso para estos dispositivos: • Ciclo de vapor dinámico para eliminación de aire (Prevacío): 4 impulsos a 132 °C (270 °F) o 3 impulsos a 135 °C (275 °F) con un tiempo de exposición mínimo de 3 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos. • Ciclo de vapor de la Organización Mundial de la Salud: 4 impulsos a 134 °C durante 18 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos. • Ciclo de vapor con desplazamiento por gravedad (envueltos): de 132 °C a 135 °C (de 270 °F a 275 °F) con un tiempo mínimo de exposición de 15 minutos y un tiempo de secado al vacío mínimo de 30 minutos. CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. NO RECOMIENDA EL USO DE CICLOS DE GRAVEDAD O ESTERILIZACIÓN INSTANTÁNEA NI LA REESTERILIZACIÓN DE LOS IMPLANTES. LOS IMPLANTES PREVIAMENTE IMPLANTADOS NO DEBEN SER REUTILIZADOS MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO Todo implante quirúrgico debe ser tratado durante su traslado y almacenamiento de acuerdo con normas establecidas que indican: • Manipular con cuidado
--	--	---

	así como el exceso de cloro puede producir picaduras en los mismos. Se RECOMIENDA y SUGIERE el uso de AGUA DESIONIZADA, para el lavado y enjuague del instrumental. SECADO Antes de que los instrumentos sean envueltos para esterilización o almacenamiento, los mismos deben secarse minuciosamente. Si un hueco de instrumentos está mojado al envolverse para esterilización es probable que salgan mojado del esterilizador. Los paquetes húmedos no son adecuados para usarse después de la esterilización porque pueden contaminarse rápidamente al ser manipulados. Además, la humedad restante puede derivar en corrosión, particularmente en mecanismos de bloqueo y articulados, deteriorando el instrumento y produciendo la ruptura del mismo durante su uso. ESTERILIZACIÓN Si no están específicamente etiquetados como estériles, los instrumentos son suministrados sin esterilizar y deben ser esterilizados antes de su uso. Los componentes de metal deben ser esterilizados inicialmente, en el autoclave con vapor. Se recomiendan los siguientes parámetros de proceso de esterilización para estos instrumentales: Ciclo de prevacío: 4 pulsaciones (Máximo= 26.0 psig (2.8 bares) y mínimo= 10.0 inHg (339milibares) con un tiempo mínimo de permanencia de 4 minutos a 132°C a 135°C, seguidos de 1 minuto de purga y por lo menos de 15 minutos de secamiento al vacío a 339 milibares, como mínimo. Ciclo de gravedad: 132° C a 135° C con un mínimo de tiempo de permanencia a la temperatura, de 15 minutos, seguidos por 1 minuto de purga y por lo menos 15 minutos de secado al vacío a 339 milibares como mínimo. CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. No recomienda el uso de ciclos de gravedad a bajas temperaturas o esterilización rápida en sus productos. INFORMACIÓN Para obtener mayor información, comuníquese con el Servicio de Atención al	• No golpear • No rayar • Almacenar en lugar seco y libre de polvo El personal de enfermería que auxilia en la cirugía (instrumentistas, enfermeras, etc.) deberá estar familiarizado con el procedimiento de apertura del embalaje y con su manipulación. LOS IMPLANTES PREVIAMENTE IMPLANTADOS NO DEBEN SER REUTILIZADOS INSTRUMENTAL ASOCIADO Los implantes son acompañados de cajas quirúrgicas con instrumental fabricado o provisto por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. EI INSTRUMENTAL QUIRURGICO es REUTILIZABLE, por lo tanto, debe ser LAVADO, ENJUAGADO, SECADO y ESTERILIZADO por AUTOCLAVE A VAPOR antes de cada uso, con las especificaciones recomendadas en este documento. INDICACIONES Los Instrumentos Quirúrgicos reutilizables traumatológicos CDH están diseñados para realizar una función específica como cortar, agarrar, pinzar, retraer, separar, moldear, medir, guiar, atornillar, perforar, fresar, fijar, impactar, etc. Para ser utilizados por un cirujano o bajo su prescripción facultativa. LOS INSTRUMENTOS QUIRURGICOS SOLO DEBEN SER UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON EL PROPOSITO PARA EL CUAL FUERON DISEÑADOS. El Responsable de que se realice
--	---	---

	la técnica quirúrgica apropiada para la utilización de los instrumentos es el Cirujano. CONTRAINDICACIONES El producto está contraindicado para ser utilizado en pacientes con enfermedades agudas o crónicas sin tratamiento, con estado general comprometido, o si le ocasionara algún riesgo de vida al someterse a un procedimiento quirúrgico. ADVERTENCIA Es extremadamente importante que la manipulación del instrumental sea correcta, asegurando así óptimos resultados. Para ello se deben evitar golpes rayado y doblado. PRECAUCIONES Los elementos quirúrgicos deben ser manipulados solamente por un PROFESIONAL MÉDICO TRAUMATÓLOGO y el EQUIPO DE AUXILIARES, DEBIDAMENTE ENTRENADO EN LA TÉCNICA QUIRÚRGICA, que le permita resolver la patología en forma rápida y efectiva. Para el uso de este tipo de INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE PARA TRAUMATOLOGIA se deben tomar medidas estrictas de asepsia y antisepsia. Todo INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE PARA TRAUMATOLOGIA fabricado por CDH PROTESIS E IMPLANTES se entrega LIMPIO, pero NO ESTERILIZADO, debiendo esterilizarse antes de su uso, mediante el método indicado el rótulo y en este instructivo de uso. Realizar la limpieza del instrumental utilizado con
--	---

Cliente al teléfono 0341-568.2038/2039 desde Argentina o desde el exterior al #54-341-568.2038/2039
 También puede solicitar información a través del correo electrónico:
info@cdh-protesis.com.ar
 Bioing. CECILIA N. ZULIANI – Mat. Prof. 2-3785-0 – DIRECTOR TÉCNICO

		guantes protectores, luego de cada uso utilizando detergentes trienzimáticos desinfectantes, los cuales eliminan impurezas a concentraciones adecuadas indicadas por el fabricante, asegurándose así un correcto enjuague de los mismos para eliminar excedentes del detergente y secar cuidadosamente el instrumental con materiales que no desprendan fibras. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS El uso inadecuado de los instrumentales quirúrgicos podría comprometer el resultado final y generar graves consecuencias para el paciente. CONDICIONES DE LIMPIEZA Prelimpieza Eliminar los residuos visibles del instrumental quirúrgico con una gasa compresada y agua estéril como rutina durante la intervención para prevenir que la sangre y los líquidos corporales, etc. se sequen. La sangre, así como los líquidos corporales y las soluciones salinas son altamente corrosivas. La Sangre además puede manchar el instrumental difícil de quitar. Limpieza Para prevenir la firme adhesión de bacterias y sustancias extracelulares a las superficies de los materiales se recomienda limpiar los instrumentos tan pronto como sea posible después de la utilización del mismo. Si se produce la adhesión bacteriana la misma protege a los microorganismos de ser fácilmente eliminados mediante métodos habituales de limpieza/descontaminación usado en hospitales. La
--	--	---

		utilización de detergente con pH neutro es vital para el mantenimiento del instrumento quirúrgico. El contacto con soluciones ácidas o alcalinas eliminará la barrera protectora de óxido de cromo de los instrumentos, lo cual a menudo deriva en la corrosión, picaduras y roturas. Eliminar la suciedad de todas las superficies del instrumento con un cepillo de mano pequeño, manteniendo el instrumento sumergido en la solución. Al hacer limpieza manual, no utilizar nunca lana de acero, cepillos de alambre, ni detergentes abrasivos. Utilizar un cepillo de cerdas suaves para limpiar los instrumentos con un canal accesible. Debe limpiarse minuciosamente la parte del mecanismo de bloqueo y articulado de un instrumento después de cada uso. Mediante la limpieza manual deben eliminarse todos los residuos visibles. ENJUAGUE Este procedimiento debe hacerse con agua ablandada o desionizada, a fin de eliminar mejor los detergentes. La desionización elimina sales y partículas ionizadas presentes en el agua. El agua excesivamente dura puede marcar o manchar los instrumentos, así como el exceso de cloro puede producir picaduras en los mismos. Se RECOMIENDA y SUGIERE el uso de AGUA DESIONIZADA, para el lavado y enjuague del instrumental. SECADO Antes de que los instrumentos sean envueltos para esterilización o
--	--	---

		almacenamiento, los mismos deben secarse minuciosamente. Si un juego de instrumentos está mojado al envolverse para esterilización es probable que salgan mojado del esterilizador. Los paquetes húmedos no son adecuados para usarse después de la esterilización porque pueden contaminarse rápidamente al ser manipulados. Además, la humedad restante puede derivar en corrosión, particularmente en mecanismos de bloqueo y articulados, deteriorando el instrumento y produciendo la ruptura del mismo durante su uso. ESTERILIZACIÓN Si no están específicamente etiquetados como estériles, los instrumentos son suministrados sin esterilizar y deben ser esterilizados antes de su uso. Los componentes de metal deben ser esterilizados inicialmente, en el autoclave con vapor. Se recomiendan los siguientes parámetros de proceso de esterilización para estos instrumentales: Ciclo de prevacío: 4 pulsaciones (Máximo= 26.0 psig (2.8 bares) y mínimo= 10.0 inHg (339milibares) con un tiempo mínimo de permanencia de 4 minutos a 132°C a 135°C, seguidos de 1 minuto de purga y por lo menos de 15 minutos de secamiento al vacío a 339 milibares, como mínimo. Ciclo de gravedad: 132° C a 135° C con un mínimo de tiempo de permanencia a la temperatura, de 15 minutos, seguidos por 1 minuto de purga y por lo menos 15 minutos de secado al vacío a 339 milibares como mínimo.
--	--	---

		CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. No recomienda el uso de ciclos de gravedad a bajas temperaturas o esterilización rápida en sus productos. INFORMACIÓN Para obtener mayor información, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al teléfono 0341-568.2038/2039 desde Argentina o desde el exterior al #54-341-568.2038/2039 También puede solicitar información a través del correo electrónico: info@cdh-protesis.com.ar Bioing. CECILIA N. ZULIANI – Mat. Prof. 2-3785-0 – DIRECTOR TÉCNICO
--	--	---

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-766-Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CDH

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: El Sistema de Separadores Intervertebrales está indicado para proveer inmovilidad y estabilidad a los segmentos espinales en pacientes con madurez esquelética, para favorecer la fusión en el tratamiento de las inestabilidades agudas o crónicas de toda la columna (occipitocervical, torácica y lumbosacra), o deformidades de la columna torácica y lumbo sacra, afectadas por distintas patologías a través de una vía quirúrgica anterior o posterior.

Modelos: 9-135 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 5mm
9-136 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 6mm
9-137 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 7mm
9-138 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 8mm
9-139 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 9mm
9-155 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 5mm
9-156 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 6mm
9-157 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 7mm
9-158 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 8mm
9-159 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 9mm
9-135-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 5mm

9-136-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 6mm
9-137-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 7mm
9-138-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 8mm
9-139-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 9mm
9-1310-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 10mm
9-1311-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 11mm
9-1312-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 12mm
9-155-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 5mm
9-156-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 6mm
9-157-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 7mm
9-158-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 8mm
9-159-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 9mm
9-1510-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 10mm
9-1511-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 11mm
9-1512-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 12mm
9-08200 CUBO LUMBAR 8x20x0°
9-08250 CUBO LUMBAR 8x25x0°
9-09200 CUBO LUMBAR 9x20x0°
9-09250 CUBO LUMBAR 9x25x0°
9-10200 CUBO LUMBAR 10x20x0°
9-10250 CUBO LUMBAR 10x25x0°
9-11200 CUBO LUMBAR 11x20x0°
9-11250 CUBO LUMBAR 11x25x0°
9-12200 CUBO LUMBAR 12x20x0°
9-12250 CUBO LUMBAR 12x25x0°
9-08204 CUBO LUMBAR 8x20x4°
9-08254 CUBO LUMBAR 8x25x4°
9-09204 CUBO LUMBAR 9x20x4°
9-09254 CUBO LUMBAR 9x25x4°
9-10204 CUBO LUMBAR 10x20x4°
9-10254 CUBO LUMBAR 10x25x4°
9-11204 CUBO LUMBAR 11x20x4°
9-11254 CUBO LUMBAR 11x25x4°
9-12204 CUBO LUMBAR 12x20x4°
9-12254 CUBO LUMBAR 12x25x4°
9-13204 CUBO LUMBAR 13x20x4°
9-13254 CUBO LUMBAR 13x25x4°
9-14204 CUBO LUMBAR 14x20x4°
9-14254 CUBO LUMBAR 14x25x4°
9-15204 CUBO LUMBAR 15x20x4°
9-15254 CUBO LUMBAR 15x25x4°
9-16204 CUBO LUMBAR 16x20x4°
9-16254 CUBO LUMBAR 16x25x4°
9-17204 CUBO LUMBAR 17x20x4°
9-17254 CUBO LUMBAR 17x25x4°
9-01065 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO OBLICUO 6,5mm
9-01080 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO OBLICUO 8,0mm
9-00080 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 8,0mm
9-00095 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 9,5mm
9-00110 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 11,0mm
9-00125 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 12,5mm

9-00140 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 14,0mm
 9-080807-30 CUBO TLIF T:8
 9-101009-30 CUBO TLIF T:10
 9-121211-30 CUBO TLIF T:12
 9-0705-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 14 x 5mm
 9-0706-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 14 x 6mm
 9-0707-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 14 x 7mm
 9-0708-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 14 x 8mm
 9-0709-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 14 x 9mm
 9-0710-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 14 x 10mm
 9-0805-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 16 x 5mm
 9-0806-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 16 x 6mm
 9-0807-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 16 x 7mm
 9-0808-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 16 x 8mm
 9-0809-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 16 x 9mm
 9-0810-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 16 x 10mm
 TORNILLOS BLOQUEADOS DE TITANIO
 729-30012-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0mm x 12mm
 729-30014-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0mm x 14mm
 729-30016-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0mm x 16mm
 729-30018-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0mm x 18mm
 729-35012-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5mm x 12mm
 729-35014-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5mm x 14mm
 729-35016-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5mm x 16mm
 729-35018-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5mm x 18mm
 729-357012-LT/CC TORNILLO BLOQUEO TIT. CUBO CERV. Ø3,5mm x 12mm
 729-357014-LT/CC TORNILLO BLOQUEO TIT. CUBO CERV. Ø3,5mm x 14mm
 729-357016-LT/CC TORNILLO BLOQUEO TIT. CUBO CERV. Ø3,5mm x 16mm
 729-357018-LT/CC TORNILLO BLOQUEO TIT. CUBO CERV. Ø3,5mm x 18mm
 729-407012-LT/CC TORNILLO BLOQUEO TIT. CUBO CERV. Ø4,0mm x 12mm
 729-407014-LT/CC TORNILLO BLOQUEO TIT. CUBO CERV. Ø4,0mm x 14mm
 729-407016-LT/CC TORNILLO BLOQUEO TIT. CUBO CERV. Ø4,0mm x 16mm
 729-407018-LT/CC TORNILLO BLOQUEO TIT. CUBO CERV. Ø4,0mm x 18mm
 INSTRUMENTAL ASOCIADO
 CDH-I-6208 CURETA INTERSOMATICA 8mm
 CDH-I-6209 CURETA INTERSOMATICA 9mm
 CDH-I-6210 CURETA INTERSOMATICA 10mm
 CDH-I-6211 CURETA INTERSOMATICA 11mm
 CDH-I-6212 CURETA INTERSOMATICA 12mm
 CDH-I-6213 CURETA INTERSOMATICA 13mm
 CDH-I-6214 CURETA INTERSOMATICA 14mm
 CDH-I-6215 CURETA INTERSOMATICA 15mm
 CDH-I-6108 SEPARADOR INTERSOMATICO 8mm
 CDH-I-6110 SEPARADOR INTERSOMATICO 10mm
 CDH-I-6112 SEPARADOR INTERSOMATICO 12mm
 CDH-I-6114 SEPARADOR INTERSOMATICO 14mm
 CDH-I-6301 DISPOSITIVO SUJECION CUBO LUMBAR
 CDH-I-6302 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR 20mm
 CDH-I-6303 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR 25mm
 CDH-I-6304 BASE DE MONTAJE CUBO LUMBAR
 CDH-I-6000 LLAVE ACOUPLE UNIVERSAL PARA HUDSON DRIVE

CDH-I-6308/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 8 x 20 x 0°
 CDH-I-6308/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 8 x 25 x 0°
 CDH-I-6309/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 9 x 20 x 0°
 CDH-I-6309/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 9 x 25 x 0°
 CDH-I-6310/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 10 x 20 x 0°
 CDH-I-6310/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 10 x 25 x 0°
 CDH-I-6311/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 11 x 20 x 0°
 CDH-I-6311/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 11 x 25 x 0°
 CDH-I-6314 CURETA POSTERIOR LUMBAR N° 1
 CDH-I-6315 CURETA RECAMIER N°1
 CDH-I-6504/080 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 8mm
 CDH-I-6504/095 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 9,5mm
 CDH-I-6504/110 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 11mm
 CDH-I-6504/125 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 12,5mm
 CDH-I-6504 BASE DE MONTAJE CUBO LUMBAR ATRAUMATICO
 CDH-I-6505 VALVA SEPARADORA DE RAIZ PLANA
 CDH-I-6506 VALVA SEPARADORA DE RAIZ ACANALADA
 CDH-I-6305 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR ATRAUMATICO
 CDH-I-6420 DISPOSITIVO SUJECION CUBO CERVICAL
 CDH-I-6402 IMPACTOR INJERTO CUBO CERVICAL N°13
 CDH-I-6403 IMPACTOR INJERTO CUBO CERVICAL N° 15
 CDH-I-6404 BASE DE MONTAJE CUBO CERVICAL
 CDH-I-6405 CURETA DOBLE CUBO CERVICAL
 CDH-I-6413/5 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 5mm
 CDH-I-6413/6 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 6mm
 CDH-I-6413/7 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 7mm
 CDH-I-6413/8 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 8mm
 CDH-I-6413/9 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 9mm
 CDH-I-6415/6 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 6mm
 CDH-I-6415/7 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 7mm
 CDH-I-6415/8 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 8mm
 CDH-I-6415/9 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 9mm
 CDH-I-1214 MARTILLO 250 gr.
 CDH-I-6421 MANGO ATORNILLADOR ACOPLE HUD.
 CDH-I-6422 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 5mm
 CDH-I-6423 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 6mm
 CDH-I-6424 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 7mm
 CDH-I-6425 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 8mm
 CDH-I-6426 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 5mm
 CDH-I-6427 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 6mm
 CDH-I-6428 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 7mm
 CDH-I-6429 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 8mm
 CDH-I-6431 MECHA C/TOPE Y AH Ø2,5 mm PROF.12mm CCB
 CDH-I-6432 MECHA C/TOPE Y AH Ø2,5 mm PROF.14mm CCB
 CDH-I-6433 MECHA C/TOPE Y AH Ø2,5 mm PROF.16mm CCB
 CDH-I-6434 MECHA C/TOPE Y AH Ø2,5 mm PROF.18mm CCB
 CDH-I-6435 ATORNILLADOR HEXAG. AH CCB (HEX. 2,0mm)
 CDH-I-6436 ATORNILLADOR CARDANICO AH HEX. MAC. 2,0mm CCB
 CDH-I-6437 DISPOSITIVO SUJECION CUBO CERVICAL BLOQUEADO
 CDH-I-6439 CURETA EN GOTA RECTA P/ CUBO CERV. BLOQ.
 CDH-I-6440 CURETA EN GOTA OBLICUA P/ CUBO CERV. BLOQ.

CDH-I-6441 IMPACTOR INJERTO CUBO CERV. BLOQUEADO N°13
 CDH-I-6442 IMPACTOR INJERTO CUBO CERV. BLOQUEADO N°15
 CDH-I-6443 BASE DE MONTAJE CUBO CERV. BLOQUEADO
 CDH-I-1184.12010 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. DE CASPAR (C)
 CDH-I-1181.17010 DISTRACTOR DE CASPAR PCA (C)
 CDH-I-17010-01 TORNILLO DISTRACTOR (C)
 CDH-I-18062 ACOPLA PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø4,5 mm
 CDH-I-6438 DISPOSITIVO SUJECION RECTO CUBO CERVICAL BLOQUEADO
 CDH-I-6220/RJ RASPA DERECHA
 CDH-I-6220/L RASPA IZQUIERDA
 CDH-I-6221/7 ESCOPLA 7mm
 CDH-I-6221/10 ESCOPLA 10mm
 CDH-I-6222/08 PROBADOR CUBO TLIF N° 8
 CDH-I-6222/10 PROBADOR CUBO TLIF N° 10
 CDH-I-6222/12 PROBADOR CUBO TLIF N° 12
 CDH-I-6223 DISPOSITIVO SUJECIÓN CUBO TLIF CURVO CON TOPE
 CDH-I-6224 DISPOSITIVO SUJECIÓN CUBO TLIF RECTO CON TOPE
 CDH-I-6201 DISPOSITIVO SUJECIÓN CUBO TLIF
 CDH-I-6226/R CURETA DE VOLKMAN DERECHA
 CDH-I-6226/L CURETA DE VOLKMAN IZQUIERDA
 CDH-I-6226/T CURETA DE VOLKMAN INCLINADA
 CDH-I-6227/R CURETA RECAMIER N°1 - DERECHA
 CDH-I-6227/L CURETA RECAMIER N°1 - IZQUIERDA
 CDH-I-6228 BASE DE MONTAJE CUBO TLIF
 CDH-I-6202 IMPACTOR INJERTO CUBO TLIF
 CDH-I-BZ-CC001 PINZA DE SUJECION CUBO CERVICAL
 CDH-I-BZ-CC002 BASE DE MONTAJE CUBO CERVICAL BLOQ.
 CDH-I-BZ-CC003 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 14 x 5mm
 CDH-I-BZ-CC004 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 14 x 6mm
 CDH-I-BZ-CC005 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 14 x 7mm
 CDH-I-BZ-CC006 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 14 x 8mm
 CDH-I-BZ-CC007 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 16 x 5mm
 CDH-I-BZ-CC008 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 16 x 6mm
 CDH-I-BZ-CC009 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 16 x 7mm
 CDH-I-BZ-CC010 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 16 x 8mm
 CDH-I-BZ-CC011 COMPACTADOR DE INJERTO
 CDH-I-BZ-CC012 MARTILLO DESLIZANTE
 CDH-I-BZ-CC013 IMPACTADOR
 CDH-I-BZ-CC014 MANGO DE CONTRA TORQUE
 CDH-I-BZ-CC015 ATORNILLADOR ANGULADO
 CDH-I-BZ-CC016 ATORNILLADOR P/TORN. DE CASPAR
 CDH-I-BZ-CC017 TORNILLO DE CASPAR
 CDH-I-BZ-CC018 DISTRACTOR
 CDH-I-BZ-CC019 GUIA DE PERFORADO
 CDH-I-BZ-CC020 MECHA GRADUADA Ø2,2 mm
 CDH-I-BZ-CC021 MANGO DE ACOPLA RAPIDO
 CDH-I-BZ-CC022 ATORNILLADOR TORX T8
 CDH-I-BZ-CC023 CAPTURADOR DE TORNILLO
 CDH-I-BZ-CC024 INICIADOR RECTO
 CDH-I-BZ-CC025 INICIADOR CURVO
 CDH-I-BZ-CC026 PINZA DE SUJECION CUBO CERVICAL CON CREMALLERA

Período de vida útil: 5 años para los productos médicos estériles.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Envase unitario.

Método de esterilización: Para cubos: Óxido de etileno. Radiación gamma.
Para tornillos e instrumental asociado: N/A

Nombre del fabricante: CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Lugar de elaboración: JUAN CANALS 2235 - ROSARIO - SANTA FE
ARGENTINA

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 02 septiembre 2026.



BODNAR Andrea Veronica
Dirección Evaluación y Registro de Productos
Médicos
Firma y Sello

Firmado digitalmente por:
TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 21.09.2026 16:14:54

Instituto Nacional de Productos Médicos
ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 02 septiembre 2026



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 66207