

	Convafiber	PM 2391-37
		Legajo N° 2391

Rótulo

Convafiber Apósito de Hydrofiber con fibras de refuerzo integradas Modelo: según corresponda (código, descripción y presentación) Fabricado por: ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside, Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NU, Reino Unido. Importado por: Convatec Argentina S.R.L., Descartes 3520, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires. Producto médico de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado. Estéril. Esterilizado mediante radiación. Directora Técnica: Jimena Molfesa M.N. 17638/ M.P. 21674 Condición de uso: Uso bajo prescripción de profesional de la salud Autorizado por ANMAT PM 2391-37          Lote: XXX Vencimiento: XX/XX/XXXX


 Farm. Jimena Molfesa
 Directora Técnica
 MN 17.638 MP 21.674
 CONVATEC ARGENTINA SRL


 Santiago M. Tomás
 CONVATEC Arg. S.R.L.
 APODERADO

	Convafiber	PM 2391-37
		Legajo Nº 2391

Instrucciones de Uso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS CLÍNICOS

Los apósitos Aquacel ConvaFiber™ son apósitos estériles suaves hechos de carboximetilcelulosa sódica combinada con fibras de celulosa de refuerzo. El apósito

absorbe grandes cantidades de líquido y bacterias de la herida, crea un gel suave y cohesivo que se adapta íntimamente a la superficie de la herida, controla los niveles excesivos de exudado, proporciona una barrera para proteger el lecho de la herida de la contaminación, mantiene un entorno húmedo que favorece el proceso de cicatrización de la herida y facilita la eliminación de tejido inviable de la herida (desbridamiento autolítico).

USO PREVISTO, INDICACIONES Y USUARIOS PREVISTOS

Los apósitos Aquacel ConvaFiber™ han sido diseñados para ser utilizados como apósitos primarios por profesionales de la salud, cuidadores y pacientes bajo la dirección de un profesional de la salud, según las indicaciones siguientes.

- Úlceras de pierna, tales como:
- Úlceras venosas
- Úlceras arteriales
- Úlceras diabéticas, incluidas las úlceras del pie diabético
- Úlceras/lesiones por presión
- Heridas quirúrgicas
- Heridas traumáticas
- Heridas malignas/oncológicas
- Quemaduras de espesor parcial

CONTRAINDICACIONES

Los apósitos Aquacel ConvaFiber™ no deben usarse en personas que sean sensibles o que hayan tenido una reacción alérgica al apósito o a cualquiera de sus componentes enumerados en la descripción del producto.


 Farina Jimena Molfesa
 Directora Técnica
 MN 17.638 MP 21.674
 CONVATEC ARGENTINA SRL


 Santiago J. Gómez
 CONVATEC Arg. S.R.L.
 APODERADO

	Convafiber	PM 2391-37
		Legajo Nº 2391

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

- Los apósitos Aquacel ConvaFiber™:
- son para un solo uso y no deben reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección, contaminación cruzada y cicatrización tardía.
- no son compatibles con productos derivados del petróleo.
- están diseñados para ser seguros en un entorno de RM.
- La esterilidad está garantizada a menos que la bolsa esté dañada o se abra antes de su uso. No utilice el dispositivo si el empaque está dañado o abierto antes de su uso y deseche el dispositivo de acuerdo a las reglamentaciones locales. Debido al proceso de esterilización, es posible que se perciba un leve olor al abrir el empaque primario.
- Durante el proceso de cicatrización normal del cuerpo, el tejido inviable es retirado de la herida (desbridamiento autolítico), lo que inicialmente podría hacer que la herida parezca más grande.
- Los vasos sanguíneos recién formados pueden producir ocasionalmente que el líquido de la herida se manche de sangre después de retirar el apósito.
- Después de su uso, este producto puede presentar un riesgo biológico potencial.

PRODUCTOS Y TERAPIAS ASOCIADOS

Los apósitos Aquacel ConvaFiber™ pueden ser utilizados solos o en combinación con otros productos para el cuidado de heridas tales como: apósitos primarios, apósitos secundarios, vendajes de sujeción, dispositivos de terapia de compresión o tratamientos tópicos medicinales. El uso de productos y terapias adicionales debe realizarse bajo la dirección de un profesional de la salud.

CONTACTO Y DURACIÓN DE USO

Los apósitos Aquacel ConvaFiber™ pueden ser utilizados durante un máximo de 7 días, y deben cambiarse antes si está clínicamente indicado.


 Farm. Jimena Molfesa
 Directora Técnica
 MN 17.638 MP 21.674
 CONVATEC ARGENTINA SRL


 Santiago M. Tomás
 CONVATEC Arg. S.R.L.
 APODERADO

 convatec -- forever caring --	Convafiber	PM 2391-37
		Legajo N° 2391

INSTRUCCIONES DE USO


- Antes de aplicar el apósito, limpie el área de la herida con un limpiador para heridas adecuado.
- Los apósitos deben extenderse al menos 1 cm sobre la piel que rodea la herida. Los apósitos pueden cortarse según el tamaño adecuado. Para las heridas cavitadas, debe utilizarse Aquacel™ Ribbon.
- Deseche cualquier parte no utilizada del apósito.
- Para mantener el apósito en su lugar, es necesario un apósito secundario, tal como:
 - un apósito que retenga la humedad, como DuoDerm™ Extra Thin, en heridas con ligero exudado;
 - un apósito de cobertura secundario como ConvaFoam™, Aquacel™ Foam o ConvaMax™ en heridas con exudado moderado a abundante.
- Consulte los prospectos individuales en los empaques del apósito de cobertura para ver las instrucciones de uso completas.
- Todas las heridas deben ser inspeccionadas con regularidad. Retire el apósito cuando esté clínicamente indicado (es decir, si hay filtraciones, sangrado excesivo, aumento del dolor) o después de un máximo de siete días.

PARA HERIDAS SECAS

- Humedezca previamente los apósitos con solución salina estéril antes de cubrir la herida.
- Cubra el apósito por completo con un apósito oclusivo como DuoDerm™ Extra Thin para evitar que el apósito se seque y su posterior adherencia a la herida.
- Si el apósito está seco en el momento de ser retirado, hidrátelo con solución salina estéril antes de retirarlo para reducir el riesgo de traumatismo.

Almacenar en lugar fresco y seco.

Si necesita más información u orientación, comuníquese con ConvaTec Professional Services.


Farmilina Molfesa
Directora Técnica
MIN 17.638 MP 21.674
CONVATEC ARGENTINA SRL


Carlos A. Tomás
CONVATEC Arg. S.R.L.
APODERADO

	Convafiber	PM 2391-37
		Legajo N° 2391


Fabricado en el Reino Unido.

 Convatec Limited First Avenue, Deeside Industrial Park Deeside,
Flintshire, CH5 2NU, UK

Símbolo	Definición	Símbolo	Definición
	No reutilizar		Fabricante
	Dispositivo médico		Esterilizado mediante radiación
	Consultar las instrucciones de uso		Número de lote
	Mantener alejado de la luz solar		Mantener seco
	Fecha de caducidad		No contiene Latex
	Sistema de barrera estéril única con empaque protector exterior		No utilizar si en envase se encuentra dañado y consultar las Instrucciones de uso
	Número de referencia/catálogo		Sistema de barrera estéril única

Farm. Jimena Molfesa
Directora Técnica
MN 17.638 MP 21.674
CONVATEC ARGENTINA SRL

Responsable Legal
Firma y Sello



Santiago M. Tomás
CONVATEC Arg. S.R.L.
APODERADO

Responsable Técnico
Firma y Sello



MOLFESA Jimena
CUIL 27323623622



TOMAS Santiago Miguel
CUIL 20218283676

Aquacel™

ConvaFiber™

Hydrofiber™ dressing with integrated strengthening fibers / Apósito Hydrofiber™ con fibras de refuerzo integradas / Pansement Hydrofiber^{MC} avec fibres de renfort intégrées / 강화 섬유가 혼합된 Hydrofiber™ 드레싱

INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUCCIONES DE USO / MODE D'EMPLOI / 사용 설명서



www.convatec.com

PRODUCT DESCRIPTION & CLINICAL BENEFITS

Aquacel ConvaFiber™ Dressings are soft, sterile, dressings made from sodium carboxymethylcellulose blended with strengthening cellulose fibres. This dressing absorbs high amounts of wound fluid and bacteria, creates a soft, cohesive gel that intimately conforms to the wound surface, manages excess exudate levels, provides a barrier to protect the wound bed from contamination, maintains a moist wound healing environment to support the body's healing process and aids in the removal of non-viable tissue from the wound (autolytic debridement)

INTENDED USE, INDICATIONS & INTENDED USERS

Aquacel ConvaFiber™ Dressings have been designed to be used as a primary dressing by Healthcare Professionals, carers and patients under the direction of a Healthcare Professional as per the indications below.

- Leg ulcers, including:
 - Venous ulcers
 - Arterial ulcers
- Diabetic ulcers including diabetic foot ulcers
- Pressure ulcers/injuries
- Surgical wounds
- Traumatic wounds
- Malignant wounds
- Partial thickness burns

CONTRAINDICATIONS

Aquacel ConvaFiber™ Dressings should not be used on individuals who are sensitive to or who had an allergic reaction to the dressing or any of its components listed in the Product Description.

PRECAUTIONS AND OBSERVATIONS

- Aquacel ConvaFiber™ Dressings
 - are for single-use only and should not be re-used. Reuse may lead to increased risk of infection, cross-contamination and delayed healing.
 - are not compatible with petroleum-based products.
 - are designed to be MRI safe
- Sterility is guaranteed unless the pouch is damaged or opened prior to use. Do not use the device if the packaging is damaged or open prior to use and dispose of the device according to local regulations.
- Due to the sterilisation process, there may be a slight odour on opening the primary packaging.
- During the body's normal healing process, non-viable tissue is removed from the wound (autolytic debridement), which could initially make the wound appear larger.
- Newly formed blood vessels may occasionally produce bloodstained wound fluid following removal of the dressing.
- After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local state and

federal laws and regulations.

- If during the use of this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to the Competent Authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

ASSOCIATED PRODUCT & THERAPIES

Aquacel ConvaFiber™ Dressings may be used alone or in combination with other wound care products such as; primary dressings, secondary dressings, securement bandages, compression therapy devices or medicated topical treatments. Use of additional products and therapies should be undertaken with the direction of a Healthcare Professional.

CONTACT AND DURATION OF USE

Aquacel ConvaFiber™ Dressings can be worn for up to 7 days, dressings should be changed earlier if clinically indicated.

DIRECTIONS FOR USE

- Before applying the dressing, cleanse the wound area with an appropriate wound cleanser.
- Dressings should overlap at least 1 cm onto the skin surrounding the wound. Dressings can be cut to size. Aquacel™ Ribbon should be used for cavity wounds
- Discard any unused portion of the dressing.
- A secondary dressing is required to hold the dressing in place, such as:
 - a moisture retentive cover dressing such as DuoDerm™ Extra Thin in lightly exuding wounds;
 - a secondary cover dressing such as ConvaFoam™ or Aquacel™ Foam or ConvaMax™, in moderate to heavily exuding wounds;
- See individual cover dressing package inserts for complete instruction for use.
- All wounds should be inspected regularly. Remove the dressing when clinically indicated (i.e., leakage, excessive bleeding, increased pain) or after a maximum of seven days.

FOR DRY WOUNDS

- Pre-moisten the dressings with sterile saline prior to dressing the wound.
- Fully cover the dressing with an occlusive dressing such as DuoDerm™ Extra Thin to avoid drying out of the dressing and subsequent dressing adherence to the wound.
- If on removal, the dressing is dry, hydrate with sterile saline prior to removal to reduce risk of trauma.

Store in cool dry place.

If further information or guidance is needed, please contact Convatec Professional Services.

Made in UK

© 2024 Convatec

™/® indicates a trademark of the Convatec Group

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS CLÍNICOS

Los apósitos Aquacel ConvaFiber™ son apósitos estériles suaves hechos de carboximetilcelulosa sódica combinada con fibras de celulosa de refuerzo. El apósito absorbe grandes cantidades de líquido y bacterias de la herida, crea un gel suave y cohesivo que se adapta íntimamente a la superficie de la herida, controla los niveles excesivos de exudado, proporciona una barrera para proteger el lecho de la herida de la contaminación, mantiene un entorno húmedo que favorece el proceso de cicatrización de la herida y facilita la eliminación de tejido inviable de la herida (desbridamiento autolítico).

USO PREVISTO, INDICACIONES Y USUARIOS PREVISTOS

Los apósitos Aquacel ConvaFiber™ han sido diseñados para ser utilizados como apósitos primarios por profesionales de la salud, cuidadores y pacientes bajo la dirección de un profesional de la salud, según las indicaciones siguientes.

- Úlceras de pierna, tales como:
 - Úlceras venosas
 - Úlceras arteriales
- Úlceras diabéticas, incluidas las úlceras del pie diabético
- Úlceras/lesiones por presión
- Heridas quirúrgicas
- Heridas traumáticas
- Heridas malignas
- Quemaduras de espesor parcial

CONTRAINDICACIONES

Los apósitos Aquacel ConvaFiber™ no deben usarse en personas que sean sensibles o que hayan tenido una reacción alérgica al apósito o a cualquiera de sus componentes enumerados en la descripción del producto.

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

- Los apósitos Aquacel ConvaFiber™
 - son para un solo uso y no deben reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección, contaminación cruzada y cicatrización tardía.
 - no son compatibles con productos derivados del petróleo.
 - están diseñados para ser seguros en un entorno de RM.
- La esterilidad está garantizada a menos que la bolsa esté dañada o se abra antes de su uso. No utilice el dispositivo si el empaque está dañado o abierto antes de su uso y deseche el dispositivo de acuerdo a las reglamentaciones locales. Debido al proceso de esterilización, es posible que se perciba un leve olor al abrir el empaque primario.
- Durante el proceso de cicatrización normal del cuerpo, el tejido inviable es retirado de la herida (desbridamiento autolítico), lo que inicialmente podría hacer que la herida parezca más grande.
- Los vasos sanguíneos recién formados pueden producir ocasionalmente que el líquido de la herida se manche de sangre después de retirar el apósito.
- Después de su uso, este producto puede presentar un riesgo biológico potencial.

Manipule y deseche el producto de acuerdo con la práctica médica aceptada y con las leyes y reglamentaciones locales y federales aplicables.

PRODUCTOS Y TERAPIAS ASOCIADOS

Los apósitos Aquacel ConvaFiber™ pueden ser utilizados solos o en combinación con otros productos para el cuidado de heridas tales como: apósitos primarios, apósitos secundarios, vendajes de sujeción, dispositivos de terapia de compresión o tratamientos tópicos medicinales. El uso de productos y terapias adicionales debe realizarse bajo la dirección de un profesional de la salud.

CONTACTO Y DURACIÓN DE USO

Los apósitos Aquacel ConvaFiber™ pueden ser utilizados durante un máximo de 7 días, y deben cambiarse antes si está clínicamente indicado.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de aplicar el apósito, limpie el área de la herida con un limpiador para heridas adecuado.
- Los apósitos deben extenderse al menos 1 cm sobre la piel que rodea la herida. Los apósitos pueden cortarse según el tamaño adecuado. Para las heridas cavitadas, debe utilizarse Aquacel™ Ribbon.
- Deseche cualquier parte no utilizada del apósito.
- Para mantener el apósito en su lugar, es necesario un apósito secundario, tal como:
 - un apósito que retenga la humedad, como DuoDerm™ Extra Thin, en heridas con ligero exudado;
 - un apósito de cobertura secundario como ConvaFoam™, Aquacel™ Foam o ConvaMax™ en heridas con exudado moderado a abundante.
- Consulte los prospectos individuales en los empaques del apósito de cobertura para ver las instrucciones de uso completas.
- Todas las heridas deben ser inspeccionadas con regularidad. Retire el apósito cuando esté clínicamente indicado (es decir, si hay filtraciones, sangrado excesivo, aumento del dolor) o después de un máximo de siete días.

PARA HERIDAS SECAS

- Humedezca previamente los apósitos con solución salina estéril antes de cubrir la herida.
- Cubra el apósito por completo con un apósito oclusivo como DuoDerm™ Extra Thin para evitar que el apósito se seque y su posterior adherencia a la herida.
- Si el apósito está seco en el momento de ser retirado, hidrátelo con solución salina estéril antes de retirarlo para reducir el riesgo de traumatismo.

Almacenar en lugar fresco y seco.


Si necesita más información u orientación, comuníquese con ConvaTec Professional Services.

Fabricado en el Reino Unido.

© 2024 Convatec

™/® indica una marca comercial del grupo Convatec


Sanjogo A. Tomás
CONVATEC Arg. S.R.L.
APODERADO


Farm. Jimena Molfesa
Directora Técnica
MN 17.638 MP 21.674
CONVATEC ARGENTINA SRL

Effective

ARTWORK SPECIFICATION	
Artcode	1749828
Artwork Description	INS AQUACEL CONVAFIBER NAI
ICC*	423989, 423992, 423993, 423996
SAP*	1749830, 1749831, 1749832, 1749833
KOM/REF*	N/A
IS Code*	N/A
Component Type	Insert
LR#	LR-005151
Existing Art Code being Revised	N/A
REQUIREMENT	SPECIFICATION
Bucket	NAI
Local Code(s)	N/A
Size Code / Dieline	N/A
Dimensions	Flat: 270x450mm; Folded 90x90mm
Color(s) / Colour(s)	Black
Specification Reference(s)	MT56-001
Bar Code: UPC (A) or GTIN**	N/A
Bar Code: PZN – Code 39**	N/A
Bar Code: JAN-13**	N/A
* NOTE: Bar Code: See artwork for positioning, magnification and truncation. Scanability verified to ANSI grade “C” or better.	
HISTORY	
07-Nov-2024 /1749828: New artwork created.	

WI-0010, Ver. 7.0



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rotulo e instrucciones de uso- CONVATEC ARGENTINA S.R.L.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.