Rótulo

Paño quirúrgico estéril iodado

LOT **XXXXXX**

Marca: SURGICAL DRAPE

Modelo: 6640 SD☐ 6650 SD☐ 6651 SD☐



STERILE | R

Autorizado por la ANMAT PM 1883-55

Fabricado por:

SURGICAL SUPPLY S.R.L.

Pasteur 3489 - Ciudadela - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Modo de uso, Advertencias y Precauciones: Ver Instrucciones de Uso.

Directora Técnica: Farm. Rosana Calandriello M.P 20933 M.N. 16479

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Figura 1. Proyecto de Rótulo.

Rosana M. Calandriello
Farmacéutica
M.N. 16479

SURGICAL SUPPLY S.R.L.
ALEJANDRA PATRICIA ROLDAN
SOCIO GERENTE

Instrucciones de uso

Indicaciones del Rótulo

Nombre descriptivo: Paño quirúrgico estéril iodado

Marca: Surgical Drape

Modelo: 6640 SD, 6650 SD, 6651 SD

Condiciones de Almacenamiento, Conservación y/o Manipulación del producto:

- Mantener alejado de la luz y el calor.
- Conservar por debajo de 30 °C.

Producto esterilizado por Radiación gamma

Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y manipulación del producto; Tres años de duración a temperatura menor de 30°C, 60 ± 5 % de humedad relativa, cubierta de luz solar en el embalaje original a partir de la fecha de esterilización.

Directora Técnica: Farm. Rosana Calandriello M.P 20933 M.N. 16479

Autorizado por la ANMAT PM 1883-55

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.

Indicaciones autorizadas

Son utilizados en cirugía como parte del sistema de campos quirúrgicos para cubrir la piel ya preparada para a operación

Instrucciones de Uso

1- Asegúrese de que la zona donde se va a colocar el paño quirúrgico se encuentre limpia. seca y libre de grasitud.

Rosana M. Calandriello
Farmacéutica
M.N. 16479

SURGICAL SUPPLY S.R.L.
ALEJANDRA PATRICIA ROLDAN
SOCIO GERENTE

2- Coloque el paño en el área deseada sujetándolo en un primer momento sobre los bordes sin adhesivo.

3- Cuando aparezca el símbolo PARE deje despegar el papel.

4- Presione con una gasa estéril sobre la superficie del paño que quedará en contacto con la zona de incisión para lograr una mejor adherencia con la piel.

5- Despegue el resto del paño y concluya la aplicación.

6- Después de utilizar el paño despéguelo tirando el mismo hacia atrás formando un ángulo de 180°. De esta manera se evita el estiramiento excesivo de la piel.



Rosana M. Calandriello
Farmacéutica
M.N. 16479

SURGICAL SUPPLY S.R.L.
ALEJANDRA PATRICIA ROLDAN
SOCIO GERENTE

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-91756421-APN-INPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 21 de Septiembre de 2026

Referencia: Rótulo y manual de instrucciones 71588

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.21 11:12:46 -03:00

Lorena Terrizzano
Director Nacional
Instituto Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.21 11:12:46 -03:00