



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-002074-25-2

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº 1-0047-3110-002074-25-2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por BIOMED S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 501-17

Nombre descriptivo: Sistema de Prótesis de Cadera

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
18166 Prótesis, de Articulación, para Cadera

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): XNOV

Modelos:
PH06-0001 TAPONES Ø8 – L14 CAJA DE 2 TAPONES

PH06-0044 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 44
PH06-0046 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 46
PH06-0048 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 48
PH06-0050 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 50
PH06-0052 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 52
PH06-0054 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 54
PH06-0056 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 56
PH06-0058 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 58
PH06-0060 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 60
PH06-0062 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 62
PH06-0064 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 64
PH06-0066 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 66
PH06-0144 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 44 CABEZA Ø22,2
PH06-0146 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 46 CABEZA Ø22,2
PH06-0148 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 48 CABEZA Ø22,2
PH06-0150 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 50 CABEZA Ø28
PH06-0152 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 52 CABEZA Ø28
PH06-0154 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 54 CABEZA Ø28
PH06-0156 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 56 CABEZA Ø28
PH06-0158 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 58 CABEZA Ø28
PH06-0160 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 60 CABEZA Ø28
PH06-0162 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 62 CABEZA Ø28
PH06-0164 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 64 CABEZA Ø28
PH06-0166 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 66 CABEZA Ø28
PH06-0925 TORNILLO CORTICAL Ø5 L25 – CHC 3.5
PH06-0935 TORNILLO CORTICAL Ø5 L35 – CHC 3.5
PH06-0940 TORNILLO CORTICAL Ø5 L40 – CHC 3.5
PH06-0945 TORNILLO CORTICAL Ø5 L45 – CHC 3.5
PH06-0950 TORNILLO CORTICAL Ø5 L50 – CHC 3.5
PH06-0955 TORNILLO CORTICAL Ø5 L55 – CHC 3.5
PH06-0960 TORNILLO CORTICAL Ø5 L60 – CHC 3.5
PH06-1044 COTILO 44 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1046 COTILO 46 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1048 COTILO 48 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1050 COTILO 50 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1052 COTILO 52 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1054 COTILO 54 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1056 COTILO 56 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1058 COTILO 58 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1060 COTILO 60 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1062 COTILO 62 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1064 COTILO 64 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1066 COTILO 66 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1144 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 44
PH06-1146 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 46
PH06-1148 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 48

PH06-1150 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 50
PH06-1152 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 52
PH06-1154 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 54
PH06-1156 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 56
PH06-1158 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 58
PH06-1160 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 60
PH06-1162 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 62
PH06-1164 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 64
PH06-1166 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 66
PH06-2050 COTILO 50 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2052 COTILO 52 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2054 COTILO 54 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2056 COTILO 56 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2058 COTILO 58 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2060 COTILO 60 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2062 COTILO 62 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2064 COTILO 64 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2066 COTILO 66 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH07-0046 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 46
PH07-0048 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 48
PH07-0050 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 50
PH07-0052 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 52
PH07-0054 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 54
PH07-0056 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 56
PH07-0058 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 58
PH07-0060 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 60
PH07-0062 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 62
PH07-0064 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 64
PH07-0139 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 46-48 CABEZA 32
PH07-0144 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 50-52 CABEZA 36
PH07-0148 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 54-56 CABEZA 40
PH07-0152 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 58-60 - 62-64
PH07-0239 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 46-48
PH07-0244 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 50-52
PH07-0248 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 54-56
PH07-0252 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 58-60-62-64
PH07-0548 INTERNO CERAMICO PARA COTILO 54-56 CABEZA 36
PH07-0552 INTERNO CERAMICO PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA 36
PH07-0920 TORNILLO ESPONJOSO 6 L20-CHC 3.5
PH07-0925 TORNILLO ESPONJOSO 6 L25-CHC 3.5
PH07-0930 TORNILLO ESPONJOSO 6 L30-CHC 3.5
PH07-0935 TORNILLO ESPONJOSO 6 L35-CHC 3.5
PH07-0940 TORNILLO ESPONJOSO 6 L40-CHC 3.5
PH07-0945 TORNILLO ESPONJOSO 6 L45-CHC 3.5
PH07-9990 TAPON CENTRAL M10x1.5
PH07-0991 3 TAPONES PARA TORNILLOS M7x0.75

PH07-0448 INTERNO DE CERÁMICA PARA COTILO 54-56
PH07-0452 INTERNO DE CERÁMICA PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA 40
PH14-0046 COTILO NO CEMENTADO 46 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0048 COTILO NO CEMENTADO 48 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0050 COTILO NO CEMENTADO 50 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0052 COTILO NO CEMENTADO 52 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0054 COTILO NO CEMENTADO 54 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0056 COTILO NO CEMENTADO 56 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0058 COTILO NO CEMENTADO 58 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0060 COTILO NO CEMENTADO 60 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0062 COTILO NO CEMENTADO 62 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0064 COTILO NO CEMENTADO 64 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0146 COTILO NO CEMENTADO 46 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0148 COTILO NO CEMENTADO 48 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0150 COTILO NO CEMENTADO 50 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0152 COTILO NO CEMENTADO 52 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0154 COTILO NO CEMENTADO 54 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0156 COTILO NO CEMENTADO 56 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0158 COTILO NO CEMENTADO 58 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0160 COTILO NO CEMENTADO 60 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0162 COTILO NO CEMENTADO 62 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0164 COTILO NO CEMENTADO 64 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0244 COTILO NO CEMENTADO 44 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0246 COTILO NO CEMENTADO 46 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0248 COTILO NO CEMENTADO 48 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0250 COTILO NO CEMENTADO 50 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0252 COTILO NO CEMENTADO 52 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0254 COTILO NO CEMENTADO 54 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0256 COTILO NO CEMENTADO 56 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0258 COTILO NO CEMENTADO 58 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0260 COTILO NO CEMENTADO 60 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0262 COTILO NO CEMENTADO 62 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0264 COTILO NO CEMENTADO 64 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0266 COTILO NO CEMENTADO 66 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0644 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 50-52 CABEZA 36
PH14-0639 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 46-48 CABEZA 32
PH14-0648 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 54-56 CABEZA 36
PH14-0652 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA 36
PH14-0748 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 54-56 CABEZA 40
PH14-0539 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 46-48 CABEZA 28
PH14-0544 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 50-52 CABEZA 28
PH14-0548 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 54-56 CABEZA 28
PH14-0552 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA 28
PH14-0839 INTERNO UHMWPE PARA COTILO 46-48 CABEZA Ø28
PH14-0844 INTERNO UHMWPE PARA COTILO 50-52 CABEZA Ø28
PH14-0848 INTERNO UHMWPE PARA COTILO 54-56 CABEZA Ø28

PH14-0852 INTERNO UHMWPE PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA Ø28
PH06-0920 TORNILLO CORTICAL Ø5 L20- CHC 3.5
PH06-0930 TORNILLO CORTICAL Ø5 L30- CHC 3.5
PH37-2836 INTERNO HXLPE PARA COTILO 42-44 CABEZA Ø28
PH37-3239 INTERNO HXLPE PARA COTILO 46-48 CABEZA Ø32
PH37-3644 INTERNO HXLPE PARA COTILO 50-52 CABEZA Ø36
PH37-3648 INTERNO HXLPE PARA COTILO 54-56 CABEZA Ø36
PH37-3652 INTERNO HXLPE PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA Ø36
PH37-4048 INTERNO HXLPE PARA COTILO 54-56 CABEZA Ø40
PH37-4052 INTERNO HXLPE PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA Ø40
PH14-0752 INTERNO DE CERAMICA PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA Ø40
PH37-0142 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø42 CABEZA Ø22,2
PH37-0144 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø44 CABEZA Ø22,2
PH37-0146 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø46 CABEZA Ø28
PH37-0148 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø48 CABEZA Ø28
PH37-0150 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø50 CABEZA Ø28
PH37-0152 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø52 CABEZA Ø28
PH37-0154 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø54 CABEZA Ø28
PH37-0156 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø56 CABEZA Ø28
PH37-0158 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø58 CABEZA Ø28
PH37-0160 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø60 CABEZA Ø28
PH37-0162 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø62 CABEZA Ø28
PH37-0164 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø64 CABEZA Ø28
PH37-0166 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø66 CABEZA Ø28
PH06-0142 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø42 CABEZA Ø22,2
PH06-0246 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø46 CABEZA Ø28
PH06-0248 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø48 CABEZA Ø28
PH11-1018 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 CEMENTADO
PH11-0009 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 NO CEMENTADO
PH11-0010 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 NO CEMENTADO
PH11-0011 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 NO CEMENTADO
PH11-0012 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 NO CEMENTADO
PH11-0013 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 NO CEMENTADO
PH11-0014 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 NO CEMENTADO
PH11-0015 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 NO CEMENTADO
PH11-0016 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 NO CEMENTADO
PH11-0018 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 NO CEMENTADO
PH11-0020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 20 NO CEMENTADO
PH11-0281 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 –CERÁMICA CORTA
PH11-0282 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 - CERÁMICA MEDIA
PH11-0283 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 – CERÁMICA LARGA
PH11-0321 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 - CERÁMICA CORTA
PH11-0322 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD12/14 – CERÁMICA MEDIA
PH11-0323 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 – CERÁMICA LARGA
PH11-1009 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 CEMENTADO
PH11-1010 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 CEMENTADO

PH11-1011 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 CEMENTADO
PH11-1012 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 CEMENTADO
PH11-1013 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 CEMENTADO
PH11-1014 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 CEMENTADO
PH11-1015 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 CEMENTADO
PH11-1016 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 CEMENTADO
PH15-0009 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0010 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0011 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0012 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0013 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0014 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0015 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0016 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0018 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 20 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH16-0009 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0010 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0011 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0012 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0013 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0014 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0015 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0016 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0018 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 NO CEMENTADO DESPLAZAM. ALTO
PH16-0020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 20 NO CEMENTADO DESPLAZAM. ALTO
PH11-2009 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2010 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2011 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2012 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2013 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2014 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2015 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2016 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2018 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 20 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2321 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 S – CERÁMICA CORTA
PH11-2322 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 M - CERÁMICA MEDIA
PH11-2323 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 L - CERÁMICA LARGA
PH11-2361 CABEZA FEMORAL 36 CONICIDAD 12/14 S - CERÁMICA CORTA
PH11-2362 CABEZA FEMORAL 36 CONICIDAD 12/14 M - CERÁMICA MEDIA
PH11-2363 CABEZA FEMORAL 36 CONICIDAD 12/14 L - CERÁMICA LARGA
PH11-2364 CABEZA FEMORAL 36 CONICIDAD 12/14 XL - CERÁMICA EXTRA LARGA
PH11-2401 CABEZA FEMORAL 40 CONICIDAD 12/14 S - CERÁMICA CORTA
PH11-2402 CABEZA FEMORAL 40 CONICIDAD 12/14 M - CERÁMICA MEDIA
PH11-2403 CABEZA FEMORAL 40 CONICIDAD 12/14 L - CERÁMICA LARGA

PH11-1221 CABEZA FEMORAL 22,2 CONICIDAD 12/14 - S- ACERO INOX STANDARD CORTA
PH11-1222 CABEZA FEMORAL 22,2 CONICIDAD 12/14 M - ACERO INOX STANDARD. MEDIA
PH11-1223 CABEZA FEMORAL 22,2 CONICIDAD 12/14 L - ACERO INOX. STANDARD LARGO
PH11-1281 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 S - ACERO INOX. STANDARD CORTO
PH11-1282 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 M - ACERO INOX. STANDARD MEDIO
PH11-1283 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 L - ACERO INOX. STANDARD LARGO
PH11-1284 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 XL - ACERO INOX. STANDARD EXTRA LARGO
PH11-2281 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 S - CERÁMICA CORTA
PH11-2282 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 M - CERÁMICA MEDIA
PH11-2283 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 L - CERÁMICA LARGA
PH37-1321 CABEZA FEMORAL 32 S. CUELLO CORTO DE ACERO INOX
PH37-1322 CABEZA FEMORAL 32 M. CUELLO MEDIO DE ACERO INOX
PH37-1323 CABEZA FEMORAL 32 L. CUELLO GRANDE DE ACERO INOX
PH37-1361 CABEZA FEMORAL 36 S CUELLO PEQUEÑO DE ACERO INOX.
PH37-1362 CABEZA FEMORAL 36 M CUELLO MEDIO DE ACERO INOX.
PH37-1363 CABEZA FEMORAL 36 L CUELLO GRANDE DE ACERO INOX.
PH47-1020 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO XS CEMENTADO
PH47-0020 VASTAGO FEMORAL XS NO CEMENTADO
PH47-2020 VASTAGO FEMORAL XS NO CEMENTADO CON CUELLO
PH16-2009 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2010 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2011 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2012 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2013 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2014 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 NO CEMENTADO CON CUELLO DE ALTO
PH16-2015 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2016 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2018 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 NO CEMENTADO CON CUELLO DE ALTO
PH16-2020 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 20 NO CEMENTADO CON CUELLO DE ALTO
PH12-0001 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 01 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0002 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 02 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0003 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 03 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0004 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 04 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0005 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 05 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0006 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 06 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0007 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 07 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0008 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 08 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0101 CUELLO MODULAR STANDARD 130° CORTO
PH12-0102 CUELLO MODULAR STANDARD 130° LARGO
PH12-0111 CUELLO MODULAR ANTE/RETRO 8° STANDARD 130° LARGO
PH12-0112 CUELLO MODULAR ANTE/RETRO 8° STANDARD 130° CORTO
PH12-0201 CUELLO MODULAR VARO/VALGO 122°/138° CORTO
PH12-0202 CUELLO MODULAR VARO/VALGO 122°/138° LARGO
PH12-0020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 00 NO CEMENTADO
PH12-0021 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 01 NO CEMENTADO
PH12-0022 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 02 NO CEMENTADO

PH12-0023 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 03 NO CEMENTADO
PH12-0024 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 04 NO CEMENTADO
PH12-0025 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 05 NO CEMENTADO
PH12-0026 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 06 NO CEMENTADO
PH12-0027 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 07 NO CEMENTADO
PH12-0028 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 08 NO CEMENTADO
PH12-0030 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 00 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0031 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 01 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0032 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 02 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0033 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 03 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0034 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 04 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0035 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 05 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0036 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 06 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0037 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 07 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0038 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 08 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1021 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 01 CEMENTADO
PH12-1022 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 02 CEMENTADO
PH12-1023 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 03 CEMENTADO
PH12-1024 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 04 CEMENTADO
PH12-1025 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 05 CEMENTADO
PH12-1026 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 06 CEMENTADO
PH12-1027 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 07 CEMENTADO
PH12-1028 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 08 CEMENTADO
PH12-1020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 00 CEMENTADO
PH12-1030 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 00 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1031 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 01 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1032 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 02 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1033 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 03 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1034 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 04 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1035 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 05 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1036 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 06 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1037 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 07 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1038 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 08 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO

E INSTRUMENTAL ASOCIADO

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Reemplazo de la articulación de la cadera en casos de:

- Destrucción de la articulación de la cadera como resultado de una afección degenerativa o inflamatoria
- Necrosis avascular de la cabeza del fémur
- Fractura de la cadera
- Fallos o secuelas de operaciones anteriores: prótesis total, osteotomía, etc.

Período de vida útil: 10 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: no corresponde

Forma de presentación: Envase individual

Método de esterilización: Los insertos de polietileno altamente reticulado están esterilizados con óxido de etileno. Todos los demás implantes están esterilizados con radiación gamma.

El instrumental se presenta no estéril.

Nombre del fabricante:

XNOV Medical Technology

Lugar de elaboración:

Rue d' Airmont 7, 2900 Porrentruy, Suiza

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 501-17 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-002074-25-2

Nº Identificadorio Trámite: 66615

AM