



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Año de la Grandeza Argentina

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-000844-26-1

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N° 1-0047-3110-000844-26-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por MED BAY S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

**DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 2383-8

Nombre descriptivo: Malla quirúrgica estéril parcialmente absorbible de polipropileno/polilactida-caprolactona (PLCL)

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
12-510 Redes, Poliméricas

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MERINEUM™; Meril; Meril Endo Surgery

Modelos:

MERINEUM™ MESH

TSM1015OV (PP+PLCL TSM (10cm x 15cm ovalada))

TSM1515SQ (PP+PLCL TSM (15cm x 15cm cuadrada))

TSM1520OV (PP+PLCL TSM (15cm x 20cm ovalada))

TSM1520RE (PP+PLCL TSM (15cm x 20cm rectangular))

TSM2025OV (PP+PLCL TSM (20cm x 25cm ovalada))

TSM715RE (PP+PLCL TSM (7,6cm x 15cm rectangular))

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

MERINEUM™ MESH está diseñada para usarse en la reparación ventral de hernia laparoscópica y otros procedimientos de intervención fascial.

Período de vida útil: 4 (cuatro) años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No Corresponde

Forma de presentación: Por Unidad

Caja por 6 unidades

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante:

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.

Lugar de elaboración:

Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No. 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi-396 191, Gujarat, India

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 2383-8 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-000844-26-1

Nº Identificador Trámite: 75418

AM