



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**

Año de la Grandeza Argentina

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-000413-26-2

---

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N° 1-0047-3110-000413-26-2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CROSMED S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

### **DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 1552-231

Nombre descriptivo: Sistema acetabular e instrumental

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
16-084 Prótesis, de Articulación, para Cadera, con Componente Acetabular

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Microport Orthopedics Inc

Modelos:

Implantes

PPAMQ042 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A

PPAMQ044 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A

PPAMQ046 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C  
PPAMQ048 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C  
PPAMQ050 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E  
PPAMQ052 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E  
PPAMQ054 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E  
PPAMQ056 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F  
PPAMQ058 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F  
PPAMQ060 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G  
PPAMQ062 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G  
PPAMQ064 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G  
PPAMQ066 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G  
PPAMQ068 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G  
PPAMS042 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A  
PPAMS044 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A  
PPAMS046 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C  
PPAMS048 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C  
PPAMS050 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E  
PPAMS052 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E  
PPAMS054 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E  
PPAMS056 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F  
PPAMS058 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F  
PPAMS060 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G  
PPAMS062 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G  
PPAMS064 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G  
PPAMS066 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G  
PPAMS068 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G  
PPAMQC42 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+CaP)  
PPAMQC44 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+CaP)  
PPAMQC46 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+CaP)  
PPAMQC48 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+CaP)  
PPAMQC50 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+CaP)  
PPAMQC52 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+CaP)  
PPAMQC54 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+CaP)  
PPAMQC56 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+CaP)  
PPAMQC58 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+CaP)  
PPAMQC60 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC62 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC64 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC66 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC68 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC42 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+CaP)  
PPAMSC44 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+CaP)  
PPAMSC46 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+CaP)  
PPAMSC48 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+CaP)  
PPAMSC50 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+CaP)  
PPAMSC52 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+CaP)

PPAMSC54 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+CaP)  
PPAMSC56 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+CaP)  
PPAMSC58 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+CaP)  
PPAMSC60 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC62 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC64 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC66 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC68 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+CaP)  
PPPSQH42 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+HA)  
PPPSQH44 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+HA)  
PPPSQH46 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+HA)  
PPPSQH48 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+HA)  
PPPSQH50 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+HA)  
PPPSQH52 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+HA)  
PPPSQH54 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+HA)  
PPPSQH56 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+HA)  
PPPSQH58 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+HA)  
PPPSQH60 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+HA)  
PPPSQH62 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+HA)  
PPPSQH64 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+HA)  
PPPSQH66 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+HA)  
PPPSQH68 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+HA)  
PPSSH42 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+HA)  
PPSSH44 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+HA)  
PPSSH46 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+HA)  
PPSSH48 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+HA)  
PPSSH50 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+HA)  
PPSSH52 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+HA)  
PPSSH54 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+HA)  
PPSSH56 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+HA)  
PPSSH58 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+HA)  
PPSSH60 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+HA)  
PPSSH62 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+HA)  
PPSSH64 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+HA)  
PPSSH66 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+HA)  
PPSSH68 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+HA)  
PPPSQ042 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+Ti)  
PPPSQ044 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+Ti)  
PPPSQ046 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 46 GROU P C (+Ti)  
PPPSQ048 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+Ti)  
PPPSQ050 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+Ti)  
PPPSQ052 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+Ti)  
PPPSQ054 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+Ti)  
PPPSQ056 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+Ti)  
PPPSQ058 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+Ti)  
PPPSQ060 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+Ti)

PPPSQ062 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+Ti)  
PPPSQ064 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+Ti)  
PPPSQ066 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+Ti)  
PPPSQ068 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+Ti)  
PPPSS042 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+Ti)  
PPPSS044 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+Ti)  
PPPSS046 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+Ti)  
PPPSS048 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+Ti)  
PPPSS050 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+Ti)  
PPPSS052 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+Ti)  
PPPSS054 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+Ti)  
PPPSS056 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+Ti)  
PPPSS058 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+Ti)  
PPPSS060 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+Ti)  
PPPSS062 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+Ti)  
PPPSS064 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+Ti)  
PPPSS066 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+Ti)  
PPPSS068 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+Ti)  
PPAC0S28 RECUBRIMIENTO P STD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 28 GRUPO C  
PPAE0S32 RECUBRIMIENTO P STD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 32 GRUPO E  
PPAF0S36 RECUBRIMIENTO P STD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO F  
PPAG0S36 RECUBRIMIENTO P STD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO G  
PPAC0L28 RECUBRIMIENTO P LPD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 28 GRUPO C  
PPAE0L32 RECUBRIMIENTO P LPD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 32 GRUPO E  
PPAF0L36 RECUBRIMIENTO P LPD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO F  
PPAG0L36 RECUBRIMIENTO P LPD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO G  
PPEA0S28 RECUBRIMIENTO P STD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 28 GRUPO A  
PPEC0S32 RECUBRIMIENTO P STD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 32 GRUPO C  
PPEE0S36 RECUBRIMIENTO P STD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO E  
PPEF0S36 RECUBRIMIENTO P STD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO F  
PPEG0S36 RECUBRIMIENTO P STD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO G  
PPEA0L28 RECUBRIMIENTO P LPD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 28 GRUPO A  
PPEC0L32 RECUBRIMIENTO P LPD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 32 GRUPO C  
PPEE0L36 RECUBRIMIENTO P LPD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO E  
PPEF0L36 RECUBRIMIENTO P LPD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO F  
PPEG0L36 RECUBRIMIENTO P LPD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO G  
PHA04502 [INSERTO DE] CERÁMICA RIM-LOCK BIOLOX DELTA RECUBRIMIENTO 28 GRUPO A  
PHA04506 [INSERTO DE] CERÁMICA RIM-LOCK BIOLOX DELTA RECUBRIMIENTO 32 GRUPO C  
PHA04510 [INSERTO DE] CERÁMICA RIM-LOCK BIOLOX DELTA RECUBRIMIENTO 36 GRUPO E  
PHA04512 [INSERTO DE] CERÁMICA RIM-LOCK BIOLOX DELTA RECUBRIMIENTO 36 GRUPO F  
PHA04514 [INSERTO DE] CERÁMICA RIM-LOCK BIOLOX DELTA RECUBRIMIENTO 36 GRUPO G  
PPAP0000 PROCOTYL® P Tapón Apical de Copa  
18080300 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 1.5 CM  
18080301 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 2 CM  
18080302 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 2.5 CM  
18080303 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 3 CM

18080304 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 3.5 CM  
18080305 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 4 CM  
18080306 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 4.5 CM  
18080307 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 5 CM

Revisión

PPAMM046 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 10 ORIFICIOS, MEDIDA, 46  
GRUPO C

PPAMM048 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 10 ORIFICIOS, MEDIDA, 48  
GRUPO C

PPAMM050 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 50  
GRUPO E

PPAMM052 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 52  
GRUPO E

PPAMM054 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 54  
GRUPO E

PPAMM056 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 56  
GRUPO F

PPAMM058 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 58  
GRUPO F

PPAMM060 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 60  
GRUPO G

PPAMM062 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 62  
GRUPO G

PPAMM064 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 64  
GRUPO G

PPAMM066 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 66  
GRUPO G

PPAMM068 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 68  
GRUPO G

PPAMM070 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 70  
GRUPO G

PPAMM072 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 72  
GRUPO H

PPAMM074 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 74  
GRUPO H

PPAMM076 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 76  
GRUPO H

PPAH0S36 PROCOTYL® P STD A-CLASS® REVESTIMIENTO, MEDIDA 36, GRUPO H

PPAE0L32 PROCOTYL® P LPD A-CLASS® REVESTIMIENTO, MEDIDA 32, GRUPO E

PPAH0L36 PROCOTYL® P LPD A-CLASS® REVESTIMIENTO, MEDIDA 36, GRUPO H

PPEE0S36 PROCOTYL® P STD E-CLASS® REVESTIMIENTO,

PPEH0L36 PROCOTYL® P LPD E-CLASS® REVESTIMIENTO, MEDIDA 36, GRUPO H

PPEE0S36 PROCOTYL® P STD E-CLASS® REVESTIMIENTO, MEDIDA 36, GRUPO E

PPAU4612 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 46, ESPESOR 12

PPAU4618 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 46, ESPESOR 18

PPAU5012 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 50, ESPESOR 12

PPAU5018 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 50, ESPESOR 18  
PPAU5412 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 54, ESPESOR 12  
PPAU5418 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 54, ESPESOR 18  
PPAU5812 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 58, ESPESOR 12  
PPAU5818 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 58, ESPESOR 18  
PPAU6212 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 62, ESPESOR 12  
PPAU6218 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 62, ESPESOR 18  
PPAU6612 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 66, ESPESOR 12  
PPAU6618 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 66, ESPESOR 18  
PPAU7012 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 70, ESPESOR 12  
PPAU7018 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 70, ESPESOR 18  
PPAU7412 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 74, ESPESOR 12  
PPAU7418 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 74, ESPESOR 18  
18030308 PROCOTYL® P TORNILLO Ø 6.5MM, LONGITUD: 55MM  
18030309 PROCOTYL® P TORNILLO Ø 6.5MM, LONGITUD: 60MM  
18030310 PROCOTYL® P TORNILLO Ø 6.5MM, LONGITUD: 65MM  
18030311 PROCOTYL® P TORNILLO Ø 6.5MM, LONGITUD: 70MM  
PPARS015 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 15MM  
PPARS020 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 20MM  
PPARS025 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 25MM  
PPARS030 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 30MM  
PPARS035 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 35MM  
PPARS040 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 40MM  
PPARS045 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 45MM  
PPARS050 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 50MM  
PPARS055 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 55MM  
PPARS060 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 60MM  
PPARS065 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 65MM  
PPARS070 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 70MM

#### Instrumental

PPPLTRA1 KIT DE CONVERSIÓN PROCOTYL • P

PPA09301 IMPACTOR DE COPA PROCOTYL® L / O

PPA09302 VÁSTAGO DE ORIENTACIÓN PROCOTYL® L / O

APA09310 ADAPTADOR DE IMPACTOR DE COPA DE PRUEBA PROCOTYL® L / O

PPA09301 PROCOTYL® P IMPACTOR ADAPTOR FOR APA09301

APA09322 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 42 GR A

APA09324 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 44 GR B

APA09326 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 46 GR C

APA09328 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 48 GR C

APA09330 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 50 GR D

APA09332 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 52 GR E

APA09334 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 54 GR E

APA09336 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 56 GR F

APA09338 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 58 GR F

APA09340 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 60 GR G

APA09342 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 62 GR G

APA09344 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 64 GR G  
APA09346 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 66 GR G  
APA09348 PRUEBA COPA ACETABULAR PROCOTYL® L / O TAMAÑO: 68 GR G  
PPB31902 BARRA TOMMY  
PPR68030 MANGO UNIVERSAL "ANCA-FITTM"  
PPR68038 POSICIONADOR DE REVESTIMIENTO METÁLICO/CERÁMICO PROCOTYL® L / O DIÁ. 28  
APA04565 POSICIONADOR DE REVESTIMIENTO METÁLICO/CERÁMICO PROCOTYL® L / O DIÁ. 32  
APA09313 POSICIONADOR DE REVESTIMIENTO METÁLICO/CERÁMICO PROCOTYL® L / O DIÁ. 36  
APA09482 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK ESTÁNDAR PROCOTYL® L / O" 28 GRUPO A  
APA09462 PROCOTYL® P ADD-ON TRIAL LINER 15DG LIP 28 GROUP A  
APA09486 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK ESTÁNDAR PROCOTYL® L / O" 28 GRUPO C  
APA09488 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK ESTÁNDAR PROCOTYL® L / O" 32 GRUPO C  
APA09492 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK ESTÁNDAR PROCOTYL® L / O" 32 GRUPO E  
APA09494 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK ESTÁNDAR PROCOTYL® L / O" 36 GRUPO E  
APA09496 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK ESTÁNDAR PROCOTYL® L / O" 36 GRUPO F  
APA09498 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK ESTÁNDAR PROCOTYL® L / O" 36 GRUPO G  
APA09466 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK, BORDE 15 GRADOS PROCOTYL® L / O" 28 GRUPO C  
APA09469 PROCOTYL® P ADD-ON TRIAL LINER 15DG LIP 32 GROUP C  
APA09470 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK, BORDE 15 GRADOS PROCOTYL® L / O" 32 GRUPO E  
APA09471 PROCOTYL® P ADD-ON TRIAL LINER 15DG LIP 36 GROUP E  
APA09472 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK, BORDE 15 GRADOS PROCOTYL® L / O" 36 GRUPO F  
APA09474 REVESTIMIENTO DE PRUEBA C/RIM-LOCK, BORDE 15 GRADOS PROCOTYL® L / O" 36 GRUPO G  
APA09314 POSICIONADOR DE REVESTIMIENTO METÁLICO/CERÁMICO PROCOTYL® L / O  
PPPLTRA2 BANDEJA DE KIT DE TORNILLOS PROCOTYL o P  
4820SH0000 SOPORTE DE TORNILLO INTERSEAL®  
8400DG01 TALADRO ANGULAR FIJO LINEAGE® GUÍA 3,2 MM/ 4,5 MM  
8400FD12 TORNILLO PARA TALADRO FLEXIBLE II EJE, MODULAR  
8400SD11 MANGO DE TRINQUETE CON CONEXIÓN RÁPIDA AZUL  
8400SD06 EJE DE LLAVE HEX. C/STRYKR RECTA, SÓLIDA 3,5 MM  
8400SG02 TORNILLO AJUSTABLE, PROFUND. II CALIBRE  
8400UD03 DESTORNILLADOR 3,5 MM DYNASTY JUNTA UNIVERSAL  
PPPLTRA3 BANDEJA DE KIT PROCOTYL o P  
PPPFLIMP IMPACTOR DE REVESTIMIENTO PROCOTYL® P  
PPP35HSC DESTORNILLADOR HEX PROCOTYL® P  
PPPSTA42 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 42 MM GRUPO A  
PPPSTA44 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 44 MM GRUPO A  
PPPSTC46 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 46 MM GRUPO C  
PPPSTC48 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 48 MM GRUPO C  
PPPSTE50 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 50 MM GRUPO E  
PPPSTE52 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 52 MM GRUPO E  
PPPSTE54 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 54 MM GRUPO E  
PPPSTE56 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 56 MM GRUPO F

PPPSTE58 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 58 MM GRUPO F  
PPPSTG60 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 60 MM GRUPO G  
PPPSTG64 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 64 MM GRUPO G  
PPPSTG66 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 66 MM GRUPO G  
PPPSTG68 CARCASA DE PRUEBA PROCOTYL® P 68 MM GRUPO G  
PPPLPM28 CABEZAL DE REVESTIMIENTO PROCOTYL® P IMPACTOR 28 MM  
PPPLPM32 CABEZAL DE REVESTIMIENTO PROCOTYL® P IMPACTOR 32 MM  
PPPLPM36 CABEZAL DE REVESTIMIENTO PROCOTYL® P IMPACTOR 36 MM  
PPP28ALS REVESTIMIENTO DE PRUEBA ESTÁNDAR PROCOTYL® P GRUPO A 28 MM  
PPP28ALL REVESTIMIENTO DE PRUEBA CON BORDE PROCOTYL® P GRUPO A 28 MM  
PPP28CLS REVESTIMIENTO DE PRUEBA ESTÁNDAR PROCOTYL® P GRUPO C 28 MM  
PPP28CLL REVESTIMIENTO DE PRUEBA CON BORDE PROCOTYL® P GRUPO C 28 MM  
PPP32CLS REVESTIMIENTO DE PRUEBA ESTÁNDAR PROCOTYL® P GRUPO C 32 MM  
PPP32CLL REVESTIMIENTO DE PRUEBA CON BORDE PROCOTYL® P GRUPO C 32 MM  
PPP32ELS REVESTIMIENTO DE PRUEBA ESTÁNDAR PROCOTYL® P GRUPO E 32 MM  
PPP32ELL REVESTIMIENTO DE PRUEBA CON BORDE PROCOTYL® P GRUPO E 32 MM  
PPP36ELS REVESTIMIENTO DE PRUEBA ESTÁNDAR PROCOTYL® P GRUPO E 36 MM  
PPP36ELL REVESTIMIENTO DE PRUEBA CON BORDE PROCOTYL® P GRUPO E 36 MM  
PPP36FLS REVESTIMIENTO DE PRUEBA ESTÁNDAR PROCOTYL® P GRUPO F 36 MM  
PPP36FLL REVESTIMIENTO DE PRUEBA CON BORDE PROCOTYL® P GRUPO F 36 MM  
PPP36GLS REVESTIMIENTO DE PRUEBA ESTÁNDAR PROCOTYL® P GRUPO G 36 MM  
PPP36GLL REVESTIMIENTO DE PRUEBA CON BORDE PROCOTYL® P GRUPO G 36 MM  
PPPSTG62 CARCASA DE PRUEBA 62 MM PROCOTYL® P GRUPO G  
PPPSTIMP IMPACTOR RECTO PROCOTYL® P  
PPPSTG70 CARCASA DE PRUEBA 70 MM PROCOTYL® P GRUPO G  
PPPSTG72 CARCASA DE PRUEBA 72 MM PROCOTYL® P GRUPO H  
PPPSTG74 CARCASA DE PRUEBA 74 MM PROCOTYL® P GRUPO H  
PPPSTG76 CARCASA DE PRUEBA 76 MM PROCOTYL® P GRUPO H  
PPTA4612 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 46 ESPESOR: 12  
PPTA4618 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 46 ESPESOR: 18  
PPTA5012 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 50 ESPESOR: 12  
PPTA5018 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 50 ESPESOR: 18  
PPTA5412 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 54 ESPESOR: 12  
PPTA5418 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 54 ESPESOR: 18  
PPTA5812 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 58 ESPESOR: 12  
PPTA5818 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 58 ESPESOR: 18  
PPTA6212 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 62 ESPESOR: 12  
PPTA6218 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 62 ESPESOR: 18  
PPTA6612 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 66 ESPESOR: 12  
PPTA6618 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 66 ESPESOR: 18  
PPTA7012 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 70 ESPESOR: 12  
PPTA7018 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 70 ESPESOR: 18  
PPTA7412 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 74 ESPESOR: 12  
PPTA7418 AUMENTO DE PRUEBA PROCOTYL® P TAMAÑO: 74 ESPESOR: 18  
PPP36HLL REVESTIMIENTO DE PRUEBA CON BORDE PROCOTYL® P GRUPO H 36 MM  
PPP36HLS REVESTIMIENTO DE PRUEBA ESTÁNDAR PROCOTYL® P GRUPO H 36 MM

PPKW1600 ALAMBRE K 1,6 MM PROCOTYL® P LONGITUD: 150 MM  
PPAUF00 FÓRCEPS PROCOTYL®  
PPDB3290 BROCA PROCOTYL® P Ø 3,2 MM, L 90 MM  
PPDB4590 BROCA PROCOTYL® P Ø 4,5 MM, L 90 MM  
PPPLTRA4 BANDEJA DE KIT DE REVISIÓN PROCOTYL® P  
PPSP0110 PROCOTYL® P SUPERPATH® ADAPTADOR DE IMPACTOR  
PPAA2011 ESPACIADOR DE IMPACTOR PROCOTYL® P PARA 20162011  
PPPSTIMK IMPACTOR RECTO PROCOTYL® P C/PERILLA TRASERA  
PPPSCRIMP IMPACTOR CURVO PROCOTYL® P  
PPPSTIVD PROCOTYL® P VERSION GUIDE  
PPP68070 PUNTA DE IMPACTO PROCOTYL® P  
PPAURG00 GUÍA DE ESCARIADOR PROCOTYL® P  
PPLEHAN0 [DISPOSITIVO DE] EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTO PROCOTYL® P MANGO DE GUÍA  
PPLEGU28 [DISPOSITIVO DE] EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTO PROCOTYL® P GUÍA 28 MM  
PPLEGU32 [DISPOSITIVO DE] EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTO PROCOTYL® P GUÍA 32 MM  
PPLEGU36 [DISPOSITIVO DE] EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTO PROCOTYL® P GUÍA 36 MM  
PPLEDR00 [DISPOSITIVO DE] EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTO PROCOTYL® P TALADRO  
PPLESW00 [DISPOSITIVO DE] EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTO PROCOTYL® P TORNILLO

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

- 1) Enfermedad articular degenerativa no inflamatoria como osteoartritis, necrosis avascular, anquilosis, protrusión acetabular y displasia de cadera dolorosa;
- 2) Enfermedad articular degenerativa inflamatoria como artritis reumatoide;
- 3) Corrección de deformidad funcional; y
- 4) Procedimientos de revisión donde otros tratamientos o dispositivos han fallado.

Período de vida útil: 8 años

PPAMQ042 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A  
PPAMQ044 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A  
PPAMQ046 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C  
PPAMQ048 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C  
PPAMQ050 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E  
PPAMQ052 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E  
PPAMQ054 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E  
PPAMQ056 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F  
PPAMQ058 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F  
PPAMQ060 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G  
PPAMQ062 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G  
PPAMQ064 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G  
PPAMQ066 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G  
PPAMQ068 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G  
PPAMS042 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A  
PPAMS044 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A  
PPAMS046 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C

PPAMS048 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C  
PPAMS050 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E  
PPAMS052 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E  
PPAMS054 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E  
PPAMS056 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F  
PPAMS058 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F  
PPAMS060 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G  
PPAMS062 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G  
PPAMS064 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G  
PPAMS066 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G  
PPAMS068 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G  
PPAMQC42 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+CaP)  
PPAMQC44 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+CaP)  
PPAMQC46 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+CaP)  
PPAMQC48 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+CaP)  
PPAMQC50 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+CaP)  
PPAMQC52 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+CaP)  
PPAMQC54 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+CaP)  
PPAMQC56 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+CaP)  
PPAMQC58 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+CaP)  
PPAMQC60 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC62 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC64 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC66 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC68 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC42 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+CaP)  
PPAMSC44 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+CaP)  
PPAMSC46 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+CaP)  
PPAMSC48 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+CaP)  
PPAMSC50 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+CaP)  
PPAMSC52 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+CaP)  
PPAMSC54 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+CaP)  
PPAMSC56 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+CaP)  
PPAMSC58 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+CaP)  
PPAMSC60 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC62 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC64 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC66 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC68 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+CaP)  
PPPSQH42 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+HA)  
PPPSQH44 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+HA)  
PPPSQH46 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+HA)  
PPPSQH48 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® T

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: Los implantes metálicos con y sin HA son esterilizados por radiación y tienen un periodo de vida útil de 8 años, los implantes de UHMWPE son esterilizados por EO tienen una vida útil de 5 años mientras que el instrumental asociado se libera no estéril sin periodo de vida útil.

Radiación

PPAMQ042 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A  
PPAMQ044 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A  
PPAMQ046 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C  
PPAMQ048 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C  
PPAMQ050 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E  
PPAMQ052 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E  
PPAMQ054 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E  
PPAMQ056 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F  
PPAMQ058 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F  
PPAMQ060 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G  
PPAMQ062 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G  
PPAMQ064 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G  
PPAMQ066 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G  
PPAMQ068 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G  
PPAMS042 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A  
PPAMS044 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A  
PPAMS046 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C  
PPAMS048 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C  
PPAMS050 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E  
PPAMS052 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E  
PPAMS054 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E  
PPAMS056 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F  
PPAMS058 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F  
PPAMS060 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G  
PPAMS062 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G  
PPAMS064 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G  
PPAMS066 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G  
PPAMS068 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G  
PPAMQC42 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+CaP)  
PPAMQC44 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+CaP)  
PPAMQC46 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+CaP)  
PPAMQC48 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+CaP)  
PPAMQC50 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+CaP)  
PPAMQC52 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+CaP)  
PPAMQC54 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+CaP)  
PPAMQC56 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+CaP)  
PPAMQC58 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+CaP)  
PPAMQC60 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+CaP)

PPAMQC62 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC64 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC66 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+CaP)  
PPAMQC68 COTILO DE 3 ORIFICIOS P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC42 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+CaP)  
PPAMSC44 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+CaP)  
PPAMSC46 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+CaP)  
PPAMSC48 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+CaP)  
PPAMSC50 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+CaP)  
PPAMSC52 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+CaP)  
PPAMSC54 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+CaP)  
PPAMSC56 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+CaP)  
PPAMSC58 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+CaP)  
PPAMSC60 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC62 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC64 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC66 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+CaP)  
PPAMSC68 COTILO SÓLIDO P AM PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+CaP)  
PPPSQH42 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+HA)  
PPPSQH44 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+HA)  
PPPSQH46 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+HA)  
PPPSQH48 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+HA)  
PPPSQH50 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+HA)  
PPPSQH52 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+HA)  
PPPSQH54 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+HA)  
PPPSQH56 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+HA)  
PPPSQH58 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+HA)  
PPPSQH60 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+HA)  
PPPSQH62 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+HA)  
PPPSQH64 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+HA)  
PPPSQH66 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+HA)  
PPPSQH68 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+HA)  
PPSSH42 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+HA)  
PPSSH44 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+HA)  
PPSSH46 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+HA)  
PPSSH48 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+HA)  
PPSSH50 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+HA)  
PPSSH52 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+HA)  
PPSSH54 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+HA)  
PPSSH56 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+HA)  
PPSSH58 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+HA)  
PPSSH60 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+HA)  
PPSSH62 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+HA)  
PPSSH64 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+HA)  
PPSSH66 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+HA)  
PPSSH68 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+HA)

PPPSQ042 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+Ti)  
PPPSQ044 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+Ti)  
PPPSQ046 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+Ti)  
PPPSQ048 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+Ti)  
PPPSQ050 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+Ti)  
PPPSQ052 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+Ti)  
PPPSQ054 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+Ti)  
PPPSQ056 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+Ti)  
PPPSQ058 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+Ti)  
PPPSQ060 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+Ti)  
PPPSQ062 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+Ti)  
PPPSQ064 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+Ti)  
PPPSQ066 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+Ti)  
PPPSQ068 COTILO DE 3 ORIFICIOS P PS PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+Ti)  
PPSS042 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 42 GRUPO A (+Ti)  
PPSS044 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 44 GRUPO A (+Ti)  
PPSS046 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 46 GRUPO C (+Ti)  
PPSS048 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 48 GRUPO C (+Ti)  
PPSS050 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 50 GRUPO E (+Ti)  
PPSS052 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 52 GRUPO E (+Ti)  
PPSS054 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 54 GRUPO E (+Ti)  
PPSS056 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 56 GRUPO F (+Ti)  
PPSS058 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 58 GRUPO F (+Ti)  
PPSS060 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 60 GRUPO G (+Ti)  
PPSS062 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 62 GRUPO G (+Ti)  
PPSS064 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 64 GRUPO G (+Ti)  
PPSS066 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 66 GRUPO G (+Ti)  
PPSS068 COTILO SÓLIDO P PS PROCOTYL® TAMAÑO 68 GRUPO G (+Ti)  
PHA04502 [INSERTO DE] CERÁMICA RIM-LOCK BIOLOX DELTA RECUBRIMIENTO 28 GRUPO A  
PHA04506 [INSERTO DE] CERÁMICA RIM-LOCK BIOLOX DELTA RECUBRIMIENTO 32 GRUPO C  
PHA04510 [INSERTO DE] CERÁMICA RIM-LOCK BIOLOX DELTA RECUBRIMIENTO 36 GRUPO E  
PHA04512 [INSERTO DE] CERÁMICA RIM-LOCK BIOLOX DELTA RECUBRIMIENTO 36 GRUPO F  
PHA04514 [INSERTO DE] CERÁMICA RIM-LOCK BIOLOX DELTA RECUBRIMIENTO 36 GRUPO G  
PPAP0000 PROCOTYL® P Tapón Apical de Copa  
18080300 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 1.5 CM  
18080301 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 2 CM  
18080302 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 2.5 CM  
18080303 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 3 CM  
18080304 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 3.5 CM  
18080305 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 4 CM  
18080306 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 4.5 CM  
18080307 TORNILLO DE ESPONJOSA AUTORROSCANTE 6.5MM X 5 CM  
PPAMM046 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 10 ORIFICIOS, MEDIDA, 46 GRUPO C  
PPAMM048 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 10 ORIFICIOS, MEDIDA, 48 GRUPO C

PPAMM050 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 50 GRUPO E

PPAMM052 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 52 GRUPO E

PPAMM054 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 54 GRUPO E

PPAMM056 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 56 GRUPO F

PPAMM058 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 58 GRUPO F

PPAMM060 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 12 ORIFICIOS, MEDIDA, 60 GRUPO G

PPAMM062 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 62 GRUPO G

PPAMM064 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 64 GRUPO G

PPAMM066 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 66 GRUPO G

PPAMM068 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 68 GRUPO G

PPAMM070 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 70 GRUPO G

PPAMM072 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 72 GRUPO H

PPAMM074 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 74 GRUPO H

PPAMM076 PROCOTYL® P COTILO DE FABRICACIÓN ADITIVA [AM], 14 ORIFICIOS, MEDIDA, 76 GRUPO H

PPAU4612 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 46, ESPESOR 12

PPAU4618 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 46, ESPESOR 18

PPAU5012 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 50, ESPESOR 12

PPAU5018 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 50, ESPESOR 18

PPAU5412 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 54, ESPESOR 12

PPAU5418 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 54, ESPESOR 18

PPAU5812 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 58, ESPESOR 12

PPAU5818 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 58, ESPESOR 18

PPAU6212 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 62, ESPESOR 12

PPAU6218 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 62, ESPESOR 18

PPAU6612 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 66, ESPESOR 12

PPAU6618 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 66, ESPESOR 18

PPAU7012 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 70, ESPESOR 12

PPAU7018 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 70, ESPESOR 18

PPAU7412 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 74, ESPESOR 12

PPAU7418 PROCOTYL® P AUMENTO, MEDIDA 74, ESPESOR 18

18030308 PROCOTYL® P TORNILLO Ø 6.5MM, LONGITUD: 55MM

18030309 PROCOTYL® P TORNILLO Ø 6.5MM, LONGITUD: 60MM

18030310 PROCOTYL® P TORNILLO Ø 6.5MM, LONGITUD: 65MM  
18030311 PROCOTYL® P TORNILLO Ø 6.5MM, LONGITUD: 70MM  
PPARS015 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 15MM  
PPARS020 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 20MM  
PPARS025 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 25MM  
PPARS030 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 30MM  
PPARS035 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 35MM  
PPARS040 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 40MM  
PPARS045 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 45MM  
PPARS050 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 50MM  
PPARS055 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 55MM  
PPARS060 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 60MM  
PPARS065 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 65MM  
PPARS070 PROCOTYL® P TORNILLO ANTIGIRATORIO, Ø 6.5MM, LONGITUD: 70MM

Oxido de Etileno

PPAC0S28 RECUBRIMIENTO P STD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 28 GRUPO C  
PPAE0S32 RECUBRIMIENTO P STD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 32 GRUPO E  
PPAF0S36 RECUBRIMIENTO P STD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO F  
PPAG0S36 RECUBRIMIENTO P STD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO G  
PPAC0L28 RECUBRIMIENTO P LPD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 28 GRUPO C  
PPAE0L32 RECUBRIMIENTO P LPD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 32 GRUPO E  
PPAF0L36 RECUBRIMIENTO P LPD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO F  
PPAG0L36 RECUBRIMIENTO P LPD A-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO G  
PPEA0S28 RECUBRIMIENTO P STD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 28 GRUPO A  
PPEC0S32 RECUBRIMIENTO P STD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 32 GRUPO C  
PPEE0S36 RECUBRIMIENTO P STD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO E  
PPEF0S36 RECUBRIMIENTO P STD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO F  
PPEG0S36 RECUBRIMIENTO P STD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO G  
PPEA0L28 RECUBRIMIENTO P LPD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 28 GRUPO A  
PPEC0L32 RECUBRIMIENTO P LPD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 32 GRUPO C  
PPEE0L36 RECUBRIMIENTO P LPD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO E  
PPEF0L36 RECUBRIMIENTO P LPD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO F  
PPEG0L36 RECUBRIMIENTO P LPD E-CLASS® PROCOTYL® TAMAÑO 36 GRUPO G  
PPAH0S36 PROCOTYL® P STD A-CLASS® REVESTIMIENTO, MEDIDA 36, GRUPO H  
PPAE0L32 PROCOTYL® P LPD A-CLASS® REVESTIMIENTO, MEDIDA 32, GRUPO E  
PPAH0L36 PROCOTYL® P LPD A-CLASS® REVESTIMIENTO, MEDIDA 36, GRUPO H  
PPEE0S36 PROCOTYL® P STD E-CLASS® REVESTIMIENTO,  
PPEH0L36 PROCOTYL® P LPD E-CLASS® REVESTIMIENTO, MEDIDA 36, GRUPO H  
PPEE0S36 PROCOTYL® P STD E-CLASS® REVESTIMIENTO, MEDIDA 36, GRUPO E

Nombre del fabricante:

MICROPORT ORTHOPEDICS INC.

Lugar de elaboración:

5677 AIRLINE RD. Arlington, TN ESTADOS UNIDOS 38002

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1552-231 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-000413-26-2

N° Identificador Trámite: 74991

AM