



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-004514-25-5

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-004514-25-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones IMATIONTY S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 64/25, y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca HIGHRIDGE nombre descriptivo Sistema de Fijación Vertebral Vitality® y Vital™ y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral , de acuerdo con lo solicitado por IMATIONTY S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento GEDO N° IF-2025-117859949-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 2100-2 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2100-2

Nombre descriptivo: Sistema de Fijación Vertebral Vitality® y Vital™

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-766 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): HIGHRIDGE

Modelos:

07.02010.001 TAPA DE CIERRE

07.02011.001 TAPA DE CIERRE FRANGIBLE Ø5,5 - 6,0 MM
07.02013.001 BARRA RECTA DE TITANIO 5,5 MM X 300 MM
07.02013.002 BARRA RECTA DE TITANIO 5,5 MM X 450 MM
07.02013.003 BARRA RECTA DE TITANIO 5,5 MM X 510 MM
07.02013.004 BARRA RECTA DE TITANIO 5,5 MM X 600 MM
07.02014.001 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 20 MM
07.02014.002 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 25 MM
07.02014.003 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 30 MM
07.02014.004 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 35 MM
07.02014.005 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 40 MM
07.02014.006 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 45 MM
07.02014.007 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 50 MM
07.02014.008 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 55 MM
07.02014.009 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 60 MM
07.02014.010 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 65 MM
07.02014.011 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 70 MM
07.02014.012 BARRA RECTA DE TITANIO 5,5 X 75 MM
07.02014.013 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 80 MM
07.02014.014 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 85 MM
07.02014.015 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 90 MM
07.02014.016 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 95 MM
07.02014.017 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 100 MM
07.02014.018 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 105 MM
07.02014.019 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 110 MM
07.02014.020 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 115 MM
07.02014.021 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 120 MM
07.02014.022 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 125 MM
07.02014.023 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 130 MM
07.02014.024 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 135 MM
07.02014.025 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 140 MM
07.02014.026 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 145 MM
07.02014.027 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 150 MM
07.02014.028 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 155 MM
07.02014.029 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 160 MM
07.02014.030 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 165 MM
07.02014.031 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 170 MM
07.02014.032 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 175 MM
07.02014.033 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 180 MM
07.02014.034 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 185 MM
07.02014.035 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 190 MM
07.02014.036 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 195 MM
07.02014.037 BARRA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 200 MM
07.02015.001 BARRA CURVA Ø5,5 X 20 MM
07.02015.002 BARRA CURVA Ø5,5 X 25 MM
07.02015.003 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 30 MM
07.02015.004 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 35 MM

07.02015.005 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 40 MM
07.02015.006 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 45 MM
07.02015.007 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 50 MM
07.02015.008 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 55 MM
07.02015.009 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 60 MM
07.02015.010 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 65 MM
07.02015.011 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 70 MM
07.02015.012 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 75 MM
07.02015.013 BARRAS CURVAS PRECORTADAS DE ALEACIÓN DE TITANIO Ø5,5 - 80 MM
07.02015.014 BARRA CURVA Ø5,5 X 85 MM
07.02015.015 BARRA CURVA Ø5,5 X 90 MM
07.02015.016 BARRA CURVA Ø5,5 X 95 MM
07.02015.017 BARRA CURVA Ø5,5 X 100 MM
07.02015.018 BARRA CURVA Ø5,5 X 105 MM
07.02015.019 BARRA CURVA Ø5,5 X 110 MM
07.02015.020 BARRA CURVA Ø5,5 X 115 MM
07.02015.021 BARRA CURVA Ø5,5 X 120 MM
07.02015.022 BARRA CURVA Ø5,5 X 125 MM
07.02015.023 BARRA CURVA Ø5,5 X 130 MM
07.02015.024 BARRA CURVA Ø5,5 X 135 MM
07.02015.025 BARRA CURVA Ø5,5 X 140 MM
07.02015.026 BARRA CURVA Ø5,5 X 145 MM
07.02015.027 BARRA CURVA Ø5,5 X 150 MM
07.02015.028 BARRA CURVA Ø5,5 X 155 MM
07.02015.029 BARRA CURVA Ø5,5 X 160 MM
07.02015.030 BARRA CURVA Ø5,5 X 165 MM
07.02015.031 BARRA CURVA Ø5,5 X 170 MM
07.02015.032 BARRA CURVA Ø5,5 X 175 MM
07.02015.033 BARRA CURVA Ø5,5 X 180 MM
07.02015.034 BARRA CURVA Ø5,5 X 185 MM
07.02015.035 BARRA CURVA Ø5,5 X 190 MM
07.02015.036 BARRA CURVA Ø5,5 X 195 MM
07.02015.037 BARRA CURVA Ø5,5 X 200 MM
07.02016.001 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 5,5 MM X 300 MM
07.02016.002 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 5,5 MM X 450 MM
07.02016.003 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 5,5 MM X 510 MM
07.02016.004 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 5,5 MM X 600 MM
07.02017.001 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 20 MM
07.02017.002 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 25 MM
07.02017.003 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 30 MM
07.02017.004 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 35 MM
07.02017.005 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 40 MM
07.02017.006 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 45 MM
07.02017.007 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 50 MM
07.02017.008 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 55 MM
07.02017.009 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 60 MM

07.02017.010 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 65 MM
07.02017.011 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 70 MM
07.02017.012 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 75 MM
07.02017.013 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 80 MM
07.02017.014 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 85 MM
07.02017.015 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 90 MM
07.02017.016 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 95 MM
07.02017.017 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 100 MM
07.02017.018 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 105 MM
07.02017.019 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 110 MM
07.02017.020 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 115 MM
07.02017.021 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 5,5 MM X 120 MM
07.02017.022 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 5,5 MM X 125 MM
07.02017.023 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 5,5 MM X 130 MM
07.02017.024 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 5,5 MM X 135 MM
07.02017.025 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 5,5 MM X 140 MM
07.02017.026 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 145 MM
07.02017.027 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 150 MM
07.02017.028 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 155 MM
07.02017.029 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 160 MM
07.02017.030 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 165 MM
07.02017.031 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 170 MM
07.02017.032 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 175 MM
07.02017.033 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 180 MM
07.02017.034 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 185 MM
07.02017.035 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 190 MM
07.02017.036 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 195 MM
07.02017.037 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 200 MM
07.02018.001 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 20 MM
07.02018.002 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 25 MM
07.02018.003 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 30 MM
07.02018.004 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 35 MM
07.02018.005 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 40 MM
07.02018.006 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 45 MM
07.02018.007 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 50 MM
07.02018.008 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 55 MM
07.02018.009 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 60 MM
07.02018.010 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 65 MM
07.02018.011 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 70 MM
07.02018.012 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 75 MM
07.02018.013 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 80 MM
07.02018.014 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 85 MM
07.02018.015 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 90 MM
07.02018.016 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 95 MM
07.02018.017 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 100 MM
07.02018.018 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 105 MM

07.02018.019 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 110 MM
07.02018.020 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 115 MM
07.02018.021 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 120 MM
07.02018.022 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 125 MM
07.02018.023 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 130 MM
07.02018.024 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 135 MM
07.02018.025 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 140 MM
07.02018.026 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 145 MM
07.02018.027 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 150 MM
07.02018.028 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 155 MM
07.02018.029 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 160 MM
07.02018.030 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 165 MM
07.02018.031 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 170 MM
07.02018.032 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 175 MM
07.02018.033 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 180 MM
07.02018.034 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 185 MM
07.02018.035 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 190 MM
07.02018.036 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 195 MM
07.02018.037 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø5,5 X 200 MM
07.02019.001 BARRA RECTA DE TITANIO 6,0 MM X 300 MM
07.02019.002 BARRA RECTA DE TITANIO 6,0 MM X 450 MM
07.02019.003 BARRA RECTA DE TITANIO 6,0 MM X 510 MM
07.02019.004 BARRA RECTA DE TITANIO 6,0 MM X 600 MM
07.02020.001 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 20 MM
07.02020.002 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 25 MM
07.02020.003 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 30 MM
07.02020.004 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 35 MM
07.02020.005 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 40 MM
07.02020.006 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 45 MM
07.02020.007 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 50 MM
07.02020.008 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 55 MM
07.02020.009 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 60 MM
07.02020.010 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 65 MM
07.02020.011 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 70 MM
07.02020.012 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 75 MM
07.02020.013 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 80 MM
07.02020.014 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 85 MM
07.02020.015 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 90 MM
07.02020.016 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 95 MM
07.02020.017 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 100 MM
07.02020.018 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 105 MM
07.02020.019 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 110 MM
07.02020.020 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 115 MM
07.02020.021 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 120 MM
07.02020.022 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 125 MM
07.02020.023 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 130 MM

07.02020.024 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 135 MM
07.02020.025 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 140 MM
07.02020.026 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 145 MM
07.02020.027 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 150 MM
07.02020.028 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 155 MM
07.02020.029 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 160 MM
07.02020.030 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 165 MM
07.02020.031 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 170 MM
07.02020.032 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 175 MM
07.02020.033 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 180 MM
07.02020.034 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 185 MM
07.02020.035 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 190 MM
07.02020.036 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 195 MM
07.02020.037 BARRA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 200 MM
07.02021.001 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 20 MM
07.02021.002 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 25 MM
07.02021.003 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 30 MM
07.02021.004 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 35 MM
07.02021.005 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 40 MM
07.02021.006 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 45 MM
07.02021.007 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 50 MM
07.02021.008 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 55 MM
07.02021.009 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 60 MM
07.02021.010 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 65 MM
07.02021.011 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 70 MM
07.02021.012 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 75 MM
07.02021.013 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 80 MM
07.02021.014 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 85 MM
07.02021.015 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 90 MM
07.02021.016 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 95 MM
07.02021.017 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 100 MM
07.02021.018 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 105 MM
07.02021.019 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 110 MM
07.02021.020 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 115 MM
07.02021.021 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 120 MM
07.02021.022 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 125 MM
07.02021.023 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 130 MM
07.02021.024 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 135 MM
07.02021.025 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 140 MM
07.02021.026 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 145 MM
07.02021.027 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 150 MM
07.02021.028 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 155 MM
07.02021.029 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 160 MM
07.02021.030 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 165 MM
07.02021.031 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 170 MM
07.02021.032 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 175 MM

07.02021.033 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 180 MM
07.02021.034 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 185 MM
07.02021.035 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 190 MM
07.02021.036 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 195 MM
07.02021.037 BARRA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 200 MM
07.02022.001 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 6,0 MM X 300 MM
07.02022.002 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 6,0 MM X 450 MM
07.02022.003 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 6,0 MM X 510 MM
07.02022.004 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO 6,0 MM X 600 MM
07.02023.001 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 20 MM
07.02023.002 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 25 MM
07.02023.003 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 30 MM
07.02023.004 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 35 MM
07.02023.005 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 40 MM
07.02023.006 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 45 MM
07.02023.007 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 50 MM
07.02023.008 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 55 MM
07.02023.009 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 60 MM
07.02023.010 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 65 MM
07.02023.011 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 70 MM
07.02023.012 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 75 MM
07.02023.013 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 80 MM
07.02023.014 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 85 MM
07.02023.015 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 90 MM
07.02023.016 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 95 MM
07.02023.017 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 100 MM
07.02023.018 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 105 MM
07.02023.019 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 110 MM
07.02023.020 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 115 MM
07.02023.021 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 120 MM
07.02023.022 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 125 MM
07.02023.023 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 130 MM
07.02023.024 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 135 MM
07.02023.025 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 140 MM
07.02023.026 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 145 MM
07.02023.027 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 150 MM
07.02023.028 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 155 MM
07.02023.029 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 160 MM
07.02023.030 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 165 MM
07.02023.031 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 170 MM
07.02023.032 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 175 MM
07.02023.033 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 180 MM
07.02023.034 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 185 MM
07.02023.035 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 190 MM
07.02023.036 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 195 MM
07.02023.037 BARRA RECTA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 200 MM

07.02024.001 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 20 MM
07.02024.002 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 25 MM
07.02024.003 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 30 MM
07.02024.004 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 35 MM
07.02024.005 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 40 MM
07.02024.006 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 45 MM
07.02024.007 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 50 MM
07.02024.008 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 55 MM
07.02024.009 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 60 MM
07.02024.010 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 65 MM
07.02024.011 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 70 MM
07.02024.012 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 75 MM
07.02024.013 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 80 MM
07.02024.014 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 85 MM
07.02024.015 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 90 MM
07.02024.016 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 95 MM
07.02024.017 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 100 MM
07.02024.018 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 105 MM
07.02024.019 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 110 MM
07.02024.020 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 115 MM
07.02024.021 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 120 MM
07.02024.022 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 125 MM
07.02024.023 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 130 MM
07.02024.024 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 135 MM
07.02024.025 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 140 MM
07.02024.026 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 145 MM
07.02024.027 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 150 MM
07.02024.028 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 155 MM
07.02024.029 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 160 MM
07.02024.030 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 165 MM
07.02024.031 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 170 MM
07.02024.032 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 175 MM
07.02024.033 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 180 MM
07.02024.034 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 185 MM
07.02024.035 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 190 MM
07.02024.036 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 195 MM
07.02024.037 BARRA CURVA DE CROMO COBALTO Ø6,0 X 200 MM
07.02025.001 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 10 MM
07.02025.002 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 15 MM
07.02025.003 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 20 MM
07.02025.005 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 30 MM
07.02025.007 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN

RECTA 00°, 40 MM

07.02025.009 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 50 MM

07.02025.017 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 100 MM

07.02025.022 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 150 MM

07.02025.023 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 10 MM

07.02025.024 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 15 MM

07.02025.025 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 20 MM

07.02025.027 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 30 MM

07.02025.029 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 40 MM

07.02025.031 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 50 MM

07.02025.039 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 100 MM

07.02025.044 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 150 MM

07.02025.045 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 10 MM

07.02025.046 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 15 MM

07.02025.047 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 20 MM

07.02025.049 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 30 MM

07.02025.051 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 40 MM

07.02025.053 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 50 MM

07.02025.061 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 100 MM

07.02025.066 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 150 MM

07.02025.067 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 10 MM

07.02025.068 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 15 MM

07.02025.069 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 20 MM

07.02025.071 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA

IZQUIERDA 25°, 30 MM

07.02025.073 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 40 MM

07.02025.075 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 50 MM

07.02025.083 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 100 MM

07.02025.088 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 150 MM

07.02025.089 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 10 MM

07.02025.090 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 15 MM

07.02025.091 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 20 MM

07.02025.093 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 30 MM

07.02025.095 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 40 MM

07.02025.097 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 50 MM

07.02025.105 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 100 MM

07.02025.110 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - ABIERTO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 150 MM

07.02026.001 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 10 MM

07.02026.002 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 15 MM

07.02026.003 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 20 MM

07.02026.005 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 30 MM

07.02026.007 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 40 MM

07.02026.009 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 50 MM

07.02026.017 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 100 MM

07.02026.022 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN RECTA 00°, 150 MM

07.02026.023 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 10 MM

07.02026.024 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 15 MM

07.02026.025 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA

IZQUIERDA 15°, 20 MM

07.02026.027 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 30 MM

07.02026.029 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 40 MM

07.02026.031 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 50 MM

07.02026.039 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 100 MM

07.02026.044 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 15°, 150 MM

07.02026.045 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 10 MM

07.02026.046 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 15 MM

07.02026.047 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 20 MM

07.02026.049 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 30 MM

07.02026.051 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 40 MM

07.02026.053 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 50 MM

07.02026.061 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 100 MM

07.02026.066 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 15°, 150 MM

07.02026.067 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 10 MM

07.02026.068 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 15 MM

07.02026.069 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 20 MM

07.02026.071 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 30 MM

07.02026.073 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 40 MM

07.02026.075 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 50 MM

07.02026.083 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 100 MM

07.02026.088 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA IZQUIERDA 25°, 150 MM

07.02026.089 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 10 MM

07.02026.090 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA

DERECHA 25°, 15 MM

07.02026.091 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 20 MM

07.02026.093 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 30 MM

07.02026.095 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 40 MM

07.02026.097 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 50 MM

07.02026.105 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 100 MM

07.02026.110 CONECTOR CON DESPLAZAMIENTO LATERAL - CERRADO, CON ORIENTACIÓN A LA DERECHA 25°, 150 MM

07.02027.001 CONECTOR DE BARRA - LATERAL, ABIERTO, CON 2 TORNILLOS, 5,5/6,0 MM

07.02027.002 CONECTOR DE BARRA - LATERAL, ABIERTO, CON 2 TORNILLOS, 3,5 MM

07.02028.001 CONECTOR DE BARRA - LATERAL, CERRADO, CON 4 TORNILLOS, 5,5/6,0 MM

07.02028.002 CONECTOR DE BARRA - LATERAL, CERRADO, CON 4 TORNILLOS, 3,5 MM

07.02029.001 CONECTOR DE BARRA - AXIAL, CERRADO, 5,5/6,0 MM

07.02029.002 CONECTOR DE BARRA - AXIAL, CERRADO, 3,5 MM

07.02030.001 CONJUNTOS DE CONECTORES TRANSVERSALES AJUSTABLES, ANCHO DE 33-36 X BARRA DE 5,5 MM

07.02030.002 CONJUNTOS DE CONECTORES TRANSVERSALES AJUSTABLES, ANCHO DE 36-41 X BARRA DE 5,5 MM

07.02030.003 CONJUNTOS DE CONECTORES TRANSVERSALES AJUSTABLES, ANCHO DE 41-51 X BARRA DE 5,5 MM

07.02030.004 CONJUNTOS DE CONECTORES TRANSVERSALES AJUSTABLES, ANCHO DE 51-70 X BARRA DE 5,5 MM

07.02030.005 CONJUNTOS DE CONECTORES TRANSVERSALES AJUSTABLES, ANCHO DE 70-90 X BARRA DE 5,5 MM

07.02030.006 CONECTOR TRANSVERSAL AJUSTABLE, ANCHO DE 33-36 MM X 6,0 MM

07.02030.007 CONECTOR TRANSVERSAL AJUSTABLE, ANCHO DE 36-41 MM X 6,0 MM

07.02030.008 CONECTOR TRANSVERSAL AJUSTABLE, ANCHO DE 41-51 MM X 6,0 MM

07.02030.009 CONECTOR TRANSVERSAL AJUSTABLE, ANCHO DE 51-70 MM X 6,0 MM

07.02030.010 CONECTOR TRANSVERSAL AJUSTABLE, ANCHO DE 70-90 MM X 6,0 MM

07.02032.001 CONECTOR DE BARRA, LATERAL, CERRADO, CON 2 TORNILLOS, 5,5/6,0 MM X 5,5/6,0 MM

07.02032.002 CONECTOR DE BARRA, LATERAL, CERRADO, CON 2 TORNILLOS, 5,5/6,0 MM X 3,5 MM

07.02033.001 CONECTOR DE BARRA, LATERAL, HÍBRIDO, CON 2 TORNILLOS, 5,5/6,0 MM X 5,5/6,0 MM

07.02033.002 CONECTOR DE BARRA, LATERAL, HÍBRIDO, CON 2 TORNILLOS, 5,5/6,0 MM X 3,5 MM

07.02034.001 CONECTOR DE BARRA, LADO-LADO, HÍBRIDO, CON 4 TORNILLOS, 5,5/6,0 MM X 5,5/6,0 MM

07.02034.002 CONECTOR DE BARRA, LADO-LADO, HÍBRIDO, CON 4 TORNILLOS, 3,5 MM

07.02035.001 CONECTOR DE BARRA, LATERAL, CON CANAL

07.02048.001 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, 21 MM X 5,5 MM

07.02048.002 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, 23 MM X 5,5 MM

07.02048.003 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, 25 MM X 5,5 MM
07.02048.004 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, 27 MM X 5,5 MM
07.02048.005 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, 29 MM X 5,5 MM
07.02048.006 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, 31 MM X 5,5 MM
07.02048.007 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 33 MM X 5,5 MM
07.02048.008 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 35 MM X 5,5 MM
07.02048.009 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 37 MM X 5,5 MM
07.02048.010 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 39 MM X 5,5 MM
07.02048.011 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 41 MM X 5,5 MM
07.02048.012 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 43 MM X 5,5 MM
07.02048.013 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 45 MM X 5,5 MM
07.02048.014 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 47 MM X 5,5 MM
07.02048.015 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 49 MM X 5,5 MM
07.02048.016 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 51 MM X 5,5 MM
07.02048.017 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 21 MM X 6,0 MM
07.02048.018 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 23 MM X 6,0 MM
07.02048.019 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 25 MM X 6,0 MM
07.02048.020 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 27 MM X 6,0 MM
07.02048.021 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 29 MM X 6,0 MM
07.02048.022 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 31 MM X 6,0 MM
07.02048.023 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 33 MM X 6,0 MM
07.02048.024 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 35 MM X 6,0 MM
07.02048.025 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 37 MM X 6,0 MM
07.02048.026 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 39 MM X 6,0 MM
07.02048.027 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 41 MM X 6,0 MM
07.02048.028 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 43 MM X 6,0 MM
07.02048.029 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 45 MM X 6,0 MM
07.02048.030 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 47 MM X 6,0 MM
07.02048.031 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 49 MM X 6,0 MM
07.02048.032 CONECTOR TRANSVERSAL FIJO, ANCHO DE 51 MM X 6,0 MM
701M4020 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,0 X 20 MM
701M4025 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,0 X 25 MM
701M4030 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,0 X 30 MM
701M4035 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,0 X 35 MM
701M4040 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,0 X 40 MM
701M4045 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,0 X 45 MM
701M4050 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,0 X 50 MM
701M4055 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,0 X 55 MM
701M4060 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,0 X 60 MM
701M4520 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,5 X 20 MM
701M4525 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,5 X 25 MM
701M4530 TORNILLO POLIAXIAL, Ø4,5 MM X 30 MM
701M4535 TORNILLO POLIAXIAL, Ø4,5 MM X 35 MM
701M4540 TORNILLO POLIAXIAL, Ø4,5 MM X 40 MM
701M4545 TORNILLO POLIAXIAL, Ø4,5 MM X 45 MM
701M4550 TORNILLO POLIAXIAL, Ø4,5 MM X 50 MM

701M4555 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,5 X 55 MM
701M4560 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 4,5 X 60 MM
701M5020 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 5,0 X 20 MM
701M5025 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 5,0 X 25 MM
701M5030 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 5,0 X 30 MM
701M5035 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 5,0 X 35 MM
701M5040 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 5,0 X 40 MM
701M5045 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 5,0 X 45 MM
701M5050 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 5,0 X 50 MM
701M5055 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 5,0 X 55 MM
701M5060 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 5,0 X 60 MM
701M5500 TORNILLO POLIAXIAL DE TITANIO VITALITY 5,5 X 100 MM
702M1000 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 100 MM
702M1005 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 105 MM
702M1010 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 110 MM
702M1015 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 115 MM
702M1020 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 20 MM
702M1021 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 120 MM
702M1025 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 25 MM
702M1030 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 30 MM
702M1035 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 35 MM
702M1040 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 40 MM
702M1045 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 45 MM
702M1050 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 50 MM
702M1055 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 55 MM
702M1060 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 60 MM
702M1065 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 65 MM
702M1070 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 70 MM
702M1075 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 75 MM
702M1080 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 80 MM
702M1085 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 85 MM
702M1090 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 90 MM
702M1095 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,0 X 95 MM
702M1500 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 100 MM
702M1505 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 105 MM
702M1510 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 110 MM
702M1515 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 115 MM
702M1520 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 20 MM
702M1521 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 120 MM
702M1525 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 25 MM
702M1530 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 30 MM
702M1535 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 35 MM
702M1540 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 40 MM
702M1545 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 45 MM
702M1550 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 50 MM
702M1555 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 55 MM

702M1560 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 60 MM
702M1565 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 65 MM
702M1570 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 70 MM
702M1575 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 75 MM
702M1580 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 80 MM
702M1585 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 85 MM
702M1590 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 90 MM
702M1595 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 10,5 X 95 MM
702M8000 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 100 MM
702M8005 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 105 MM
702M8010 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 110 MM
702M8015 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 115 MM
702M8020 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 20 MM
702M8021 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 120 MM
702M8025 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 25 MM
702M8030 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 30 MM
702M8035 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 35 MM
702M8040 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 40 MM
702M8045 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 45 MM
702M8050 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 50 MM
702M8055 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 55 MM
702M8060 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 60 MM
702M8065 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 65 MM
702M8070 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 70 MM
702M8075 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 75 MM
702M8080 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 80 MM
702M8085 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 85 MM
702M8090 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 90 MM
702M8095 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,0 X 95 MM
702M8500 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 100 MM
702M8505 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 105 MM
702M8510 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 110 MM
702M8515 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 115 MM
702M8520 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 20 MM
702M8521 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 120 MM
702M8525 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 25 MM
702M8530 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 30 MM
702M8535 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 35 MM
702M8540 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 40 MM
702M8545 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 45 MM
702M8550 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 50 MM
702M8555 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 55 MM
702M8560 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 60 MM
702M8565 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 65 MM
702M8570 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 70 MM
702M8575 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 75 MM

702M8580 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 80 MM
702M8585 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 85 MM
702M8590 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 90 MM
702M8595 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 8,5 X 95 MM
702M9000 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 100 MM
702M9005 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 105 MM
702M9010 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 110 MM
702M9015 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 115 MM
702M9020 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 20 MM
702M9021 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 120 MM
702M9025 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 25 MM
702M9030 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 30 MM
702M9035 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 35 MM
702M9040 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 40 MM
702M9045 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 45 MM
702M9050 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 50 MM
702M9055 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 55 MM
702M9060 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 60 MM
702M9065 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 65 MM
702M9070 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 70 MM
702M9075 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 75 MM
702M9080 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 80 MM
702M9085 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 85 MM
702M9090 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 90 MM
702M9095 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,0 X 95 MM
702M9500 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 100 MM
702M9505 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 105 MM
702M9510 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 110 MM
702M9515 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 115 MM
702M9520 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 20 MM
702M9521 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 120 MM
702M9525 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 25 MM
702M9530 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 30 MM
702M9535 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 35 MM
702M9540 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 40 MM
702M9545 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 45 MM
702M9550 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 50 MM
702M9555 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 55 MM
702M9560 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 60 MM
702M9565 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 65 MM
702M9570 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 70 MM
702M9575 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 75 MM
702M9580 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 80 MM
702M9585 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 85 MM
702M9590 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 90 MM
702M9595 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL BL 9,5 X 95 MM

703M4020 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,0 X 20 MM
703M4025 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,0 X 25 MM
703M4030 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,0 X 30 MM
703M4035 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,0 X 35 MM
703M4040 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,0 X 40 MM
703M4045 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,0 X 45 MM
703M4050 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,0 X 50 MM
703M4055 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,0 X 55 MM
703M4060 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,0 X 60 MM
703M4520 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,5 X 20 MM
703M4525 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,5 X 25 MM
703M4530 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,5 X 30 MM
703M4535 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,5 X 35 MM
703M4540 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,5 X 40 MM
703M4545 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,5 X 45 MM
703M4550 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,5 X 50 MM
703M4555 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,5 X 55 MM
703M4560 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 4,5 X 60 MM
703M5020 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,0 X 20 MM
703M5025 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,0 X 25 MM
703M5030 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,0 X 30 MM
703M5035 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,0 X 35 MM
703M5040 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,0 X 40 MM
703M5045 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,0 X 45 MM
703M5050 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,0 X 50 MM
703M5055 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,0 X 55 MM
703M5060 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,0 X 60 MM
703M5500 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 100 MM
703M5505 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 105 MM
703M5510 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 110 MM
703M5515 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 115 MM
703M5520 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 20 MM
703M5521 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 120 MM
703M5525 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 25 MM
703M5530 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 30 MM
703M5535 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 35 MM
703M5540 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 40 MM
703M5545 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 45 MM
703M5550 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 50 MM
703M5555 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 55 MM
703M5560 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 60 MM
703M5565 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 65 MM
703M5570 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 70 MM
703M5575 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 75 MM
703M5580 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 80 MM
703M5585 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 85 MM

703M5590 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 90 MM
703M5595 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 5,5 X 95 MM
703M6000 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 100 MM
703M6005 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 105 MM
703M6010 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 110 MM
703M6015 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 115 MM
703M6020 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 20 MM
703M6021 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 120 MM
703M6025 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 25 MM
703M6030 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 30 MM
703M6035 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 35 MM
703M6040 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 40 MM
703M6045 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 45 MM
703M6050 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 50 MM
703M6055 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 55 MM
703M6060 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 60 MM
703M6065 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 65 MM
703M6070 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 70 MM
703M6075 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 75 MM
703M6080 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 80 MM
703M6085 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 85 MM
703M6090 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 90 MM
703M6095 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,0 X 95 MM
703M6500 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 100 MM
703M6505 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 105 MM
703M6510 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 110 MM
703M6515 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 115 MM
703M6520 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 20 MM
703M6521 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 120 MM
703M6525 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 25 MM
703M6530 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 30 MM
703M6535 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 35 MM
703M6540 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 40 MM
703M6545 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 45 MM
703M6550 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 50 MM
703M6555 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 55 MM
703M6560 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 60 MM
703M6565 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 65 MM
703M6570 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 70 MM
703M6575 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 75 MM
703M6580 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 80 MM
703M6585 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 85 MM
703M6590 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 90 MM
703M6595 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 6,5 X 95 MM
703M7000 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 100 MM
703M7005 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 105 MM

703M7010 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 110 MM
703M7015 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 115 MM
703M7020 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 20 MM
703M7021 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 120 MM
703M7025 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 25 MM
703M7030 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 30 MM
703M7035 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 35 MM
703M7040 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 40 MM
703M7045 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 45 MM
703M7050 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 50 MM
703M7055 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 55 MM
703M7060 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 60 MM
703M7065 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 65 MM
703M7070 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 70 MM
703M7075 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 75 MM
703M7080 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 80 MM
703M7085 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 85 MM
703M7090 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 90 MM
703M7095 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,0 X 95 MM
703M7500 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 100 MM
703M7505 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 105 MM
703M7510 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 110 MM
703M7515 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 115 MM
703M7520 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 20 MM
703M7521 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 120 MM
703M7525 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 25 MM
703M7530 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 30 MM
703M7535 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 35 MM
703M7540 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 40 MM
703M7545 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 45 MM
703M7550 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 50 MM
703M7555 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 55 MM
703M7560 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 60 MM
703M7565 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 65 MM
703M7570 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 70 MM
703M7575 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 75 MM
703M7580 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 80 MM
703M7585 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 85 MM
703M7590 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 90 MM
703M7595 TORNILLO REDUCTOR POLIAXIAL TL 7,5 X 95 MM
710M1156 CONECTOR LATERAL VITAL, ABIERTO, CON 2 TORNILLOS, 5,5/6 GRANDE
710M1256 CONECTOR LATERAL VITAL, CERRADO, CON 2 TORNILLOS, 5,5/6 GRANDE
710M1356 CONECTOR LATERAL VITAL, CERRADO, CON 4 TORNILLOS, 5,5/6 GRANDE
710M1456 CONECTOR LATERAL VITAL, HÍBRIDO, CON 2 TORNILLOS, 5,5/6 GRANDE
710M1556 CONECTOR LATERAL VITAL, HÍBRIDO, CON 4 TORNILLOS, 5,5/6 GRANDE
710M1756 CONECTOR LATERAL VITAL, CON CANAL, 5,5/6 GRANDE

710M1856 CONECTOR AXIAL VITAL, HÍBRIDO, 5,5/6

727M1300 BARRA PRECONTORNEADA EN Z DE ALEACIÓN DE TITANIO 5,5 X 300 MM

727M1450 BARRA PRECONTORNEADA EN Z DE ALEACIÓN DE TITANIO 5,5 X 450 MM

727M2300 BARRA PRECONTORNEADA EN Z DE CROMO COBALTO 5,5 X 300 MM

727M2450 BARRA PRECONTORNEADA EN Z DE CROMO COBALTO 5,5 X 450 MM

727M3300 BARRA PRECONTORNEADA EN Z DE ALEACIÓN DE TITANIO 6,0 X 300 MM

727M3450 BARRA PRECONTORNEADA EN Z DE ALEACIÓN DE TITANIO 6,0 X 450 MM

727M4300 BARRA PRECONTORNEADA EN Z DE CROMO COBALTO 6,0 X 300 MM

727M4450 BARRA PRECONTORNEADA EN Z DE CROMO COBALTO 6,0 X 450 MM

727M5400 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA ESTÁNDAR, 5,5 X 400 MM

727M5401 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA BAJA, 5,5 X 400 MM

727M5402 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA ALTA, 5,5 X 400 MM

727M5510 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA ESTÁNDAR, 5,5 X 510 MM

727M5511 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA BAJA, 5,5 X 510 MM

727M5512 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA ALTA, 5,5 X 510 MM

727M6400 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA ESTÁNDAR, 5,5 X 400 MM

727M6401 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA BAJA, 5,5 X 400 MM

727M6402 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA ALTA, 5,5 X 400 MM

727M6510 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA ESTÁNDAR, 5,5 X 510 MM

727M6511 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA BAJA, 5,5 X 510 MM

727M6512 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA ALTA, 5,5 X 510 MM

727M7400 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA ESTÁNDAR, 6,0 X 400 MM

727M7401 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA BAJA, 6,0 X 400 MM

727M7402 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA ALTA, 6,0 X 400 MM

727M7510 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA ESTÁNDAR, 6,0 X 510 MM

727M7511 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA BAJA, 6,0 X 510 MM

727M7512 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA ALTA, 6,0 X 510 MM

727M8400 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA ESTÁNDAR, 6,0 X

400 MM

727M8401 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA BAJA, 6,0 X 400 MM

727M8402 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA ALTA, 6,0 X 400 MM

727M8510 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA ESTÁNDAR, 6,0 X 510 MM

727M8511 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO, CURVATURA BAJA, 6,0 X 510 MM

727M8512 BARRA PRECONTORNEADA EN S DE CROMO COBALTO, CURVATURA ALTA, 6,0 510 MM

801M4520 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 4,5 X 20 MM

801M4525 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 4,5 X 25 MM

801M4530 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 4,5 X 30 MM

801M4535 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 4,5 X 35 MM

801M4540 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 4,5 X 40 MM

801M4545 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 4,5 X 45 MM

801M5030 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,0 X 30 MM

801M5035 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,0 X 35 MM

801M5040 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,0 X 40 MM

801M5045 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,0 X 45 MM

801M5050 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,0 X 50 MM

801M5530 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,5 X 30 MM

801M5535 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,5 X 35 MM

801M5540 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,5 X 40 MM

801M5545 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,5 X 45 MM

801M5550 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,5 X 50 MM

801M5555 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 5,5 X 55 MM

801M6030 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,0 X 30 MM

801M6035 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,0 X 35 MM

801M6040 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,0 X 40 MM

801M6045 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,0 X 45 MM

801M6050 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,0 X 50 MM

801M6530 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,5 X 30 MM

801M6535 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,5 X 35 MM

801M6540 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,5 X 40 MM

801M6545 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,5 X 45 MM

801M6550 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,5 X 50 MM

801M6555 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 6,5 X 55 MM

801M7030 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,0 X 30 MM

801M7035 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,0 X 35 MM

801M7040 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,0 X 40 MM

801M7045 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,0 X 45 MM

801M7050 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,0 X 50 MM

801M7530 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,5 X 30 MM

801M7535 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,5 X 35 MM

801M7540 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,5 X 40 MM
801M7545 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,5 X 45 MM
801M7550 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,5 X 50 MM
801M7555 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 7,5 X 55 MM
802M8530 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 8,5 X 30 MM
802M8535 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 8,5 X 35 MM
802M8540 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 8,5 X 40 MM
802M8545 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 8,5 X 45 MM
802M8550 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 8,5 X 50 MM
802M9530 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 9,5 X 30 MM
802M9535 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 9,5 X 35 MM
802M9540 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 9,5 X 40 MM
802M9545 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 9,5 X 45 MM
802M9550 TORNILLO POLIAXIAL CANULADO 9,5 X 50 MM
805M1000 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 100 MM
805M1005 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 105 MM
805M1010 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 110 MM
805M1015 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 115 MM
805M1020 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 20 MM
805M1021 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 120 MM
805M1025 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 25 MM
805M1030 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 30 MM
805M1035 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 35 MM
805M1040 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 40 MM
805M1045 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 45 MM
805M1050 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 50 MM
805M1055 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 55 MM
805M1060 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 60 MM
805M1065 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 65 MM
805M1070 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 70 MM
805M1075 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 75 MM
805M1080 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 80 MM
805M1085 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 85 MM
805M1090 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 90 MM
805M1095 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,0 X 95 MM
805M1100 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 100 MM
805M1105 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 105 MM
805M1110 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 110 MM
805M1115 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 115 MM
805M1121 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 120 MM
805M1150 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 50 MM
805M1155 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 55 MM
805M1160 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 60 MM
805M1165 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 65 MM
805M1170 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 70 MM
805M1175 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 75 MM

805M1180 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 80 MM
805M1185 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 85 MM
805M1190 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 90 MM
805M1195 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,0 X 95 MM
805M1200 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 100 MM
805M1205 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 105 MM
805M1210 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 110 MM
805M1215 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 115 MM
805M1221 TORNILLO ILÍACO, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 120 MM
805M1250 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 50 MM
805M1255 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 55 MM
805M1260 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 60 MM
805M1265 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 65 MM
805M1270 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 70 MM
805M1275 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 75 MM
805M1280 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 80 MM
805M1285 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 85 MM
805M1290 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 90 MM
805M1295 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 11,5 X 95 MM
805M1500 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 100 MM
805M1505 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 105 MM
805M1510 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 110 MM
805M1515 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 115 MM
805M1520 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 20 MM
805M1521 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 120 MM
805M1525 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 25 MM
805M1530 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 30 MM
805M1535 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 35 MM
805M1540 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 40 MM
805M1545 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 45 MM
805M1550 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 50 MM
805M1555 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 55 MM
805M1560 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 60 MM
805M1565 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 65 MM
805M1570 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 70 MM
805M1575 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 75 MM
805M1580 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 80 MM
805M1585 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 85 MM
805M1590 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 90 MM
805M1595 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 10,5 X 95 MM
805M6500 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 6,5 X 100 MM
805M6505 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 6,5 X 105 MM
805M6510 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 6,5 X 110 MM
805M6515 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 6,5 X 115 MM
805M6520 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 6,5 X 20 MM
805M6521 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 6,5 X 120 MM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

805M9585 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 9,5 X 85 MM
805M9590 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 9,5 X 90 MM
805M9595 TORNILLO ILÍACO, POLIAXIAL, ABIERTO, CANULADO 9,5 X 95 MM
807M4525 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 4,5 X 25 MM
807M4530 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 4,5 X 30 MM
807M4535 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 4,5 X 35 MM
807M4540 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 4,5 X 40 MM
807M4545 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 4,5 X 45 MM
807M5030 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 5,0 X 30 MM
807M5035 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 5,0 X 35 MM
807M5040 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 5,0 X 40 MM
807M5045 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 5,0 X 45 MM
807M5050 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 5,0 X 50 MM
807M5530 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 5,5 X 30 MM
807M5535 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 5,5 X 35 MM
807M5540 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 5,5 X 40 MM
807M5545 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 5,5 X 45 MM
807M5550 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 5,5 X 50 MM
807M6030 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 6,0 X 30 MM
807M6035 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 6,0 X 35 MM
807M6040 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 6,0 X 40 MM
807M6045 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 6,0 X 45 MM
807M6050 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 6,0 X 50 MM
807M6530 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 6,5 X 30 MM
807M6535 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 6,5 X 35 MM
807M6540 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 6,5 X 40 MM
807M6545 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 6,5 X 45 MM
807M6550 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 6,5 X 50 MM
807M7530 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 7,5 X 30 MM
807M7535 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 7,5 X 35 MM
807M7540 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 7,5 X 40 MM
807M7545 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 7,5 X 45 MM
807M7550 TORNILLO UNIPLANAR CANULADO 7,5 X 50 MM
809M4520 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 4,5 X 20 MM
809M4525 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 4,5 X 25 MM
809M4530 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 4,5 X 30 MM
809M4535 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 4,5 X 35 MM
809M4540 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 4,5 X 40 MM
809M4545 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 4,5 X 45 MM
809M5520 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 5,5 X 20 MM
809M5525 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 5,5 X 25 MM
809M5530 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 5,5 X 30 MM
809M5535 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 5,5 X 35 MM
809M5540 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 5,5 X 40 MM
809M5545 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 5,5 X 45 MM
809M6535 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 6,5 X 35 MM

809M6540 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 6,5 X 40 MM
809M6545 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 6,5 X 45 MM
809M6550 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 6,5 X 50 MM
809M6555 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 6,5 X 55 MM
809M7530 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 7,5 X 30 MM
809M7535 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 7,5 X 35 MM
809M7540 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 7,5 X 40 MM
809M7545 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 7,5 X 45 MM
809M7550 TORNILLO MONOAXIAL CANULADO 7,5 X 50 MM
815M1020 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 20 MM
815M1025 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 25 MM
815M1030 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 30 MM
815M1035 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 35 MM
815M1040 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 40 MM
815M1045 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 45 MM
815M1050 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 50 MM
815M1055 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 55 MM
815M1060 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 60 MM
815M1065 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 65 MM
815M1070 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 70 MM
815M1075 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 75 MM
815M1080 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 80 MM
815M1085 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 85 MM
815M1090 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 90 MM
815M1095 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 95 MM
815M1100 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 100 MM
815M1105 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 105 MM
815M1110 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 110 MM
815M1115 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 115 MM
815M1120 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 120 MM
815M1125 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 125 MM
815M1130 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 130 MM
815M1135 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 135 MM
815M1140 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 140 MM
815M1145 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 145 MM
815M1150 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 150 MM
815M1155 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 155 MM
815M1160 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 160 MM
815M1165 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 165 MM
815M1170 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 170 MM
815M1175 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 175 MM
815M1180 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 180 MM
815M1185 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 185 MM
815M1190 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 190 MM
815M1195 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 195 MM
815M1200 BARRA PERCUTÁNEA CURVA Ø5,5 X 200 MM

815M2020 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 20 MM
815M2025 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 25 MM
815M2030 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 30 MM
815M2035 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 35 MM
815M2040 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 40 MM
815M2045 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 45 MM
815M2050 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 50 MM
815M2055 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 55 MM
815M2060 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 60 MM
815M2065 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 65 MM
815M2070 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 70 MM
815M2075 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 75 MM
815M2080 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 80 MM
815M2085 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 85 MM
815M2090 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 90 MM
815M2095 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 95 MM
815M2100 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 100 MM
815M2105 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 105 MM
815M2110 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 110 MM
815M2115 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 115 MM
815M2120 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 120 MM
815M2125 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 125 MM
815M2130 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 130 MM
815M2135 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 135 MM
815M2140 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 140 MM
815M2145 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 145 MM
815M2150 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 150 MM
815M2155 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 155 MM
815M2160 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 160 MM
815M2165 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 165 MM
815M2170 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 170 MM
815M2175 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 175 MM
815M2180 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 180 MM
815M2185 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 185 MM
815M2190 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 190 MM
815M2195 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 195 MM
815M2200 BARRA PERCUTÁNEA CURVA DE TITANIO Ø6,0 X 200 MM
815M3020 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 20 MM
815M3025 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 25 MM
815M3030 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 30 MM
815M3035 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 35 MM
815M3040 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 40 MM
815M3045 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 45 MM
815M3050 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 50 MM
815M3055 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 55 MM
815M3060 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 60 MM

815M3065 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 65 MM
815M3070 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 70 MM
815M3075 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 75 MM
815M3080 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 80 MM
815M3085 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 85 MM
815M3090 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 90 MM
815M3095 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 95 MM
815M3100 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 100 MM
815M3105 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 105 MM
815M3110 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 110 MM
815M3115 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 115 MM
815M3120 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 120 MM
815M3125 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 125 MM
815M3130 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 130 MM
815M3135 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 135 MM
815M3140 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 140 MM
815M3145 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 145 MM
815M3150 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 150 MM
815M3155 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 155 MM
815M3160 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 160 MM
815M3165 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 165 MM
815M3170 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 170 MM
815M3175 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 175 MM
815M3180 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 180 MM
815M3185 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 185 MM
815M3190 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 190 MM
815M3195 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 195 MM
815M3200 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø5,5 X 200 MM
815M4020 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 20 MM
815M4025 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 25 MM
815M4030 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 30 MM
815M4035 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 35 MM
815M4040 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 40 MM
815M4045 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 45 MM
815M4050 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 50 MM
815M4055 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 55 MM
815M4060 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 60 MM
815M4065 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 65 MM
815M4070 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 70 MM
815M4075 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 75 MM
815M4080 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 80 MM
815M4085 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 85 MM
815M4090 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 90 MM
815M4095 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 95 MM
815M4100 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 100 MM
815M4105 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 105 MM

815M4110 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 110 MM
815M4115 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 115 MM
815M4120 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 120 MM
815M4125 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 125 MM
815M4130 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 130 MM
815M4135 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 135 MM
815M4140 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 140 MM
815M4145 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 145 MM
815M4150 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 150 MM
815M4155 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 155 MM
815M4160 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 160 MM
815M4165 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 165 MM
815M4170 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 170 MM
815M4175 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 175 MM
815M4180 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 180 MM
815M4185 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 185 MM
815M4190 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 190 MM
815M4195 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 195 MM
815M4200 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO Ø6,0 X 200 MM
815M5300 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO 5,5 MM X 300 MM
815M5450 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO 5,5 MM X 450 MM
815M5510 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO 5,5 MM X 510 MM
815M5600 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO 5,5 MM X 600 MM
815M6300 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO 6,0 MM X 300 MM
815M6450 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO 6,0 MM X 450 MM
815M6510 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO 6,0 MM X 510 MM
815M6600 BARRA PERCUTÁNEA RECTA DE TITANIO 6,0 MM X 600 MM
701M5505 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 105 MM
701M5510 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 110 MM
701M5515 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 115 MM
701M5520 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 20 MM
701M5521 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 120 MM
701M5525 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 25 MM
701M5530 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 30 MM
701M5535 POLIAXIAL TL VITAL 5,5 X 35 MM
701M5540 POLIAXIAL TL VITAL 5,5 X 40 MM
701M5545 POLIAXIAL TL VITAL 5,5 X 45 MM
701M5550 POLIAXIAL TL VITAL 5,5 X 50 MM
701M5555 POLIAXIAL TL VITAL 5,5 X 55 MM
701M5560 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 60 MM
701M5565 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 65 MM
701M5570 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 70 MM
701M5575 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 75 MM
701M5580 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 80 MM
701M5585 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 85 MM
701M5590 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 90 MM

701M5595 POLIAXIAL TL VITALITY 5,5 X 95 MM
701M6000 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 100 MM
701M6005 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 105 MM
701M6010 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 110 MM
701M6015 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 115 MM
701M6020 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 20 MM
701M6021 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 120 MM
701M6025 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 25 MM
701M6030 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 30 MM
701M6035 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 35 MM
701M6040 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 40 MM
701M6045 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 45 MM
701M6050 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 50 MM
701M6055 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 55 MM
701M6060 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 60 MM
701M6065 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 65 MM
701M6070 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 70 MM
701M6075 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 75 MM
701M6080 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 80 MM
701M6085 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 85 MM
701M6090 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 90 MM
701M6095 POLIAXIAL TL VITALITY 6,0 X 95 MM
701M6500 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 100 MM
701M6505 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 105 MM
701M6510 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 110 MM
701M6515 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 115 MM
701M6520 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 20 MM
701M6521 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 120 MM
701M6525 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 25 MM
701M6530 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 30 MM
701M6535 POLIAXIAL TL VITAL 6,5 X 35 MM
701M6540 POLIAXIAL TL VITAL 6,5 X 40 MM
701M6545 POLIAXIAL TL VITAL 6,5 X 45 MM
701M6550 POLIAXIAL TL VITAL 6,5 X 50 MM
701M6555 POLIAXIAL TL VITAL 6,5 X 55 MM
701M6560 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 60 MM
701M6565 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 65 MM
701M6570 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 70 MM
701M6575 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 75 MM
701M6580 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 80 MM
701M6585 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 85 MM
701M6590 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 90 MM
701M6595 POLIAXIAL TL VITALITY 6,5 X 95 MM
701M7000 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 100 MM
701M7005 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 105 MM
701M7010 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 110 MM

701M7015 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 115 MM
701M7020 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 20 MM
701M7021 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 120 MM
701M7025 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 25 MM
701M7030 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 30 MM
701M7035 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 35 MM
701M7040 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 40 MM
701M7045 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 45 MM
701M7050 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 50 MM
701M7055 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 55 MM
701M7060 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 60 MM
701M7065 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 65 MM
701M7070 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 70 MM
701M7075 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 75 MM
701M7080 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 80 MM
701M7085 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 85 MM
701M7090 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 90 MM
701M7095 POLIAXIAL TL VITALITY 7,0 X 95 MM
701M7500 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 100 MM
701M7505 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 105 MM
701M7510 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 110 MM
701M7515 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 115 MM
701M7520 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 20 MM
701M7521 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 120 MM
701M7525 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 25 MM
701M7530 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 30 MM
701M7535 POLIAXIAL TL VITAL 7,5 X 35 MM
701M7540 POLIAXIAL TL VITAL 7,5 X 40 MM
701M7545 POLIAXIAL TL VITAL 7,5 X 45 MM
701M7550 POLIAXIAL TL VITAL 7,5 X 50 MM
701M7555 TORNILLO POLIAXIAL, Ø 7,5 MM X 55 MM
701M7560 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 60 MM
701M7565 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 65 MM
701M7570 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 70 MM
701M7575 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 75 MM
701M7580 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 80 MM
701M7585 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 85 MM
701M7590 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 90 MM
701M7595 POLIAXIAL TL VITALITY 7,5 X 95 MM
704M1000 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 100 MM
704M1005 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 105 MM
704M1010 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 110 MM
704M1015 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 115 MM
704M1020 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 20 MM
704M1021 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 120 MM
704M1025 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 25 MM

704M1030 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 30 MM
704M1035 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 35 MM
704M1040 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 40 MM
704M1045 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 45 MM
704M1050 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 50 MM
704M1055 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 55 MM
704M1060 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 60 MM
704M1065 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 65 MM
704M1070 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 70 MM
704M1075 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 75 MM
704M1080 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 80 MM
704M1085 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 85 MM
704M1090 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 90 MM
704M1095 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,0 X 95 MM
704M1100 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 100 MM
704M1105 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 105 MM
704M1110 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 110 MM
704M1115 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 115 MM
704M1121 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 120 MM
704M1150 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 50 MM
704M1155 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 55 MM
704M1160 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 60 MM
704M1165 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 65 MM
704M1170 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 70 MM
704M1175 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 75 MM
704M1180 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 80 MM
704M1185 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 85 MM
704M1190 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 90 MM
704M1195 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,0 X 95 MM
704M1200 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 100 MM
704M1205 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 105 MM
704M1210 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 110 MM
704M1215 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 115 MM
704M1221 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 120 MM
704M1250 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 50 MM
704M1255 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 55 MM
704M1260 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 60 MM
704M1265 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 65 MM
704M1270 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 70 MM
704M1275 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 75 MM
704M1280 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 80 MM
704M1285 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 85 MM
704M1290 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 90 MM
704M1295 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 11,5 X 95 MM
704M1500 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 100 MM
704M1505 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 105 MM

704M1510 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 110 MM
704M1515 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 115 MM
704M1520 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 20 MM
704M1521 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 120 MM
704M1525 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 25 MM
704M1530 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 30 MM
704M1535 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 35 MM
704M1540 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 40 MM
704M1545 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 45 MM
704M1550 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 50 MM
704M1555 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 55 MM
704M1560 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 60 MM
704M1565 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 65 MM
704M1570 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 70 MM
704M1575 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 75 MM
704M1580 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 80 MM
704M1585 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 85 MM
704M1590 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 90 MM
704M1595 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 10,5 X 95 MM
704M6500 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 100 MM
704M6505 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 105 MM
704M6510 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 110 MM
704M6515 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 115 MM
704M6520 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 20 MM
704M6521 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 120 MM
704M6525 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 25 MM
704M6530 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 30 MM
704M6535 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 35 MM
704M6540 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 40 MM
704M6545 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 45 MM
704M6550 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 50 MM
704M6555 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 55 MM
704M6560 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 60 MM
704M6565 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 65 MM
704M6570 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 70 MM
704M6575 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 75 MM
704M6580 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 80 MM
704M6585 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 85 MM
704M6590 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 90 MM
704M6595 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 6,5 X 95 MM
704M7000 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 100 MM
704M7005 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 105 MM
704M7010 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 110 MM
704M7015 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 115 MM
704M7020 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 20 MM
704M7021 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 120 MM

704M7025 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 25 MM
704M7030 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 30 MM
704M7035 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 35 MM
704M7040 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 40 MM
704M7045 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 45 MM
704M7050 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 50 MM
704M7055 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 55 MM
704M7060 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 60 MM
704M7065 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 65 MM
704M7070 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 70 MM
704M7075 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 75 MM
704M7080 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 80 MM
704M7085 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 85 MM
704M7090 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 90 MM
704M7095 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,0 X 95 MM
704M7500 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 100 MM
704M7505 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 105 MM
704M7510 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 110 MM
704M7515 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 115 MM
704M7520 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 20 MM
704M7521 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 120 MM
704M7525 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 25 MM
704M7530 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 30 MM
704M7535 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 35 MM
704M7540 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 40 MM
704M7545 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 45 MM
704M7550 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 50 MM
704M7555 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 55 MM
704M7560 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 60 MM
704M7565 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 65 MM
704M7570 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 70 MM
704M7575 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 75 MM
704M7580 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 80 MM
704M7585 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 85 MM
704M7590 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 90 MM
704M7595 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 7,5 X 95 MM
704M8000 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 100 MM
704M8005 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 105 MM
704M8010 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 110 MM
704M8015 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 115 MM
704M8020 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 20 MM
704M8021 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 120 MM
704M8025 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 25 MM
704M8030 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 30 MM
704M8035 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 35 MM
704M8040 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 40 MM

704M8045 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 45 MM
704M8050 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 50 MM
704M8055 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 55 MM
704M8060 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 60 MM
704M8065 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 65 MM
704M8070 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 70 MM
704M8075 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 75 MM
704M8080 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 80 MM
704M8085 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 85 MM
704M8090 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 90 MM
704M8095 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,0 X 95 MM
704M8500 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 100 MM
704M8505 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 105 MM
704M8510 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 110 MM
704M8515 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 115 MM
704M8520 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 20 MM
704M8521 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 120 MM
704M8525 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 25 MM
704M8530 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 30 MM
704M8535 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 35 MM
704M8540 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 40 MM
704M8545 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 45 MM
704M8550 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 50 MM
704M8555 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 55 MM
704M8560 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 60 MM
704M8565 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 65 MM
704M8570 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 70 MM
704M8575 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 75 MM
704M8580 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 80 MM
704M8585 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 85 MM
704M8590 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 90 MM
704M8595 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 8,5 X 95 MM
704M9000 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 100 MM
704M9005 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 105 MM
704M9010 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 110 MM
704M9015 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 115 MM
704M9020 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 20 MM
704M9021 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 120 MM
704M9025 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 25 MM
704M9030 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 30 MM
704M9035 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 35 MM
704M9040 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 40 MM
704M9045 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 45 MM
704M9050 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 50 MM
704M9055 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 55 MM
704M9060 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 60 MM

704M9065 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 65 MM
704M9070 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 70 MM
704M9075 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 75 MM
704M9080 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 80 MM
704M9085 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 85 MM
704M9090 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 90 MM
704M9095 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,0 X 95 MM
704M9500 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 100 MM
704M9505 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 105 MM
704M9510 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 110 MM
704M9515 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 115 MM
704M9520 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 20 MM
704M9521 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 120 MM
704M9525 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 25 MM
704M9530 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 30 MM
704M9535 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 35 MM
704M9540 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 40 MM
704M9545 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 45 MM
704M9550 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 50 MM
704M9555 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 55 MM
704M9560 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 60 MM
704M9565 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 65 MM
704M9570 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 70 MM
704M9575 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 75 MM
704M9580 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 80 MM
704M9585 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 85 MM
704M9590 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 90 MM
704M9595 POLIAXIAL ILÍACO ABIERTO 9,5 X 95 MM
705M1000 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 100 MM
705M1005 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 105 MM
705M1010 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 110 MM
705M1015 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 115 MM
705M1020 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 20 MM
705M1021 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 120 MM
705M1025 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 25 MM
705M1030 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 30 MM
705M1035 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 35 MM
705M1040 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 40 MM
705M1045 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 45 MM
705M1050 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 50 MM
705M1055 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 55 MM
705M1060 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 60 MM
705M1065 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 65 MM
705M1070 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 70 MM
705M1075 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 75 MM
705M1080 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 80 MM

705M1085 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 85 MM
705M1090 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 90 MM
705M1095 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,0 X 95 MM
705M1100 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 100 MM
705M1105 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 105 MM
705M1110 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 110 MM
705M1115 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 115 MM
705M1121 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 120 MM
705M1150 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 50 MM
705M1155 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 55 MM
705M1160 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 60 MM
705M1165 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 65 MM
705M1170 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 70 MM
705M1175 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 75 MM
705M1180 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 80 MM
705M1185 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 85 MM
705M1190 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 90 MM
705M1195 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,0 X 95 MM
705M1200 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 100 MM
705M1205 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 105 MM
705M1210 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 110 MM
705M1215 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 115 MM
705M1221 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 120 MM
705M1250 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 50 MM
705M1255 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 55 MM
705M1260 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 60 MM
705M1265 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 65 MM
705M1270 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 70 MM
705M1275 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 75 MM
705M1280 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 80 MM
705M1285 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 85 MM
705M1290 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 90 MM
705M1295 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 11,5 X 95 MM
705M1500 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 100 MM
705M1505 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 105 MM
705M1510 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 110 MM
705M1515 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 115 MM
705M1520 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 20 MM
705M1521 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 120 MM
705M1525 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 25 MM
705M1530 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 30 MM
705M1535 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 35 MM
705M1540 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 40 MM
705M1545 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 45 MM
705M1550 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 50 MM
705M1555 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 55 MM

705M1560 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 60 MM
705M1565 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 65 MM
705M1570 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 70 MM
705M1575 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 75 MM
705M1580 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 80 MM
705M1585 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 85 MM
705M1590 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 90 MM
705M1595 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 10,5 X 95 MM
705M6500 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 100 MM
705M6505 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 105 MM
705M6510 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 110 MM
705M6515 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 115 MM
705M6520 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 20 MM
705M6521 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 120 MM
705M6525 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 25 MM
705M6530 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 30 MM
705M6535 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 35 MM
705M6540 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 40 MM
705M6545 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 45 MM
705M6550 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 50 MM
705M6555 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 55 MM
705M6560 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 60 MM
705M6565 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 65 MM
705M6570 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 70 MM
705M6575 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 75 MM
705M6580 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 80 MM
705M6585 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 85 MM
705M6590 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 90 MM
705M6595 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 6,5 X 95 MM
705M7000 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 100 MM
705M7005 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 105 MM
705M7010 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 110 MM
705M7015 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 115 MM
705M7020 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 20 MM
705M7021 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 120 MM
705M7025 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 25 MM
705M7030 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 30 MM
705M7035 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 35 MM
705M7040 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 40 MM
705M7045 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 45 MM
705M7050 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 50 MM
705M7055 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 55 MM
705M7060 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 60 MM
705M7065 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 65 MM
705M7070 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 70 MM
705M7075 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 75 MM

705M7080 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 80 MM
705M7085 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 85 MM
705M7090 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 90 MM
705M7095 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,0 X 95 MM
705M7500 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 100 MM
705M7505 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 105 MM
705M7510 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 110 MM
705M7515 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 115 MM
705M7520 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 20 MM
705M7521 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 120 MM
705M7525 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 25 MM
705M7530 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 30 MM
705M7535 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 35 MM
705M7540 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 40 MM
705M7545 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 45 MM
705M7550 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 50 MM
705M7555 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 55 MM
705M7560 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 60 MM
705M7565 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 65 MM
705M7570 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 70 MM
705M7575 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 75 MM
705M7580 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 80 MM
705M7585 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 85 MM
705M7590 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 90 MM
705M7595 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 7,5 X 95 MM
705M8000 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 100 MM
705M8005 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 105 MM
705M8010 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 110 MM
705M8015 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 115 MM
705M8020 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 20 MM
705M8021 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 120 MM
705M8025 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 25 MM
705M8030 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 30 MM
705M8035 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 35 MM
705M8040 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 40 MM
705M8045 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 45 MM
705M8050 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 50 MM
705M8055 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 55 MM
705M8060 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 60 MM
705M8065 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 65 MM
705M8070 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 70 MM
705M8075 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 75 MM
705M8080 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 80 MM
705M8085 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 85 MM
705M8090 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 90 MM
705M8095 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,0 X 95 MM

705M8500 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 100 MM
705M8505 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 105 MM
705M8510 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 110 MM
705M8515 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 115 MM
705M8520 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 20 MM
705M8521 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 120 MM
705M8525 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 25 MM
705M8530 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 30 MM
705M8535 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 35 MM
705M8540 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 40 MM
705M8545 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 45 MM
705M8550 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 50 MM
705M8555 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 55 MM
705M8560 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 60 MM
705M8565 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 65 MM
705M8570 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 70 MM
705M8575 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 75 MM
705M8580 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 80 MM
705M8585 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 85 MM
705M8590 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 90 MM
705M8595 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 8,5 X 95 MM
705M9000 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 100 MM
705M9005 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 105 MM
705M9010 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 110 MM
705M9015 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 115 MM
705M9020 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 20 MM
705M9021 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 120 MM
705M9025 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 25 MM
705M9030 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 30 MM
705M9035 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 35 MM
705M9040 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 40 MM
705M9045 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 45 MM
705M9050 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 50 MM
705M9055 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 55 MM
705M9060 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 60 MM
705M9065 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 65 MM
705M9070 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 70 MM
705M9075 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 75 MM
705M9080 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 80 MM
705M9085 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 85 MM
705M9090 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 90 MM
705M9095 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,0 X 95 MM
705M9500 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 100 MM
705M9505 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 105 MM
705M9510 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 110 MM
705M9515 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 115 MM

705M9520 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 20 MM
705M9521 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 120 MM
705M9525 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 25 MM
705M9530 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 30 MM
705M9535 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 35 MM
705M9540 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 40 MM
705M9545 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 45 MM
705M9550 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 50 MM
705M9555 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 55 MM
705M9560 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 60 MM
705M9565 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 65 MM
705M9570 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 70 MM
705M9575 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 75 MM
705M9580 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 80 MM
705M9585 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 85 MM
705M9590 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 90 MM
705M9595 POLIAXIAL ILÍACO CERRADO 9,5 X 95 MM
706M4020 UNIPLANAR 4,0 X 20 MM
706M4025 UNIPLANAR 4,0 X 25 MM
706M4030 UNIPLANAR 4,0 X 30 MM
706M4035 UNIPLANAR 4,0 X 35 MM
706M4040 UNIPLANAR 4,0 X 40 MM
706M4045 UNIPLANAR 4,0 X 45 MM
706M4050 UNIPLANAR 4,0 X 50 MM
706M4055 UNIPLANAR 4,0 X 55 MM
706M4060 UNIPLANAR 4,0 X 60 MM
706M4520 UNIPLANAR 4,5 X 20 MM
706M4525 UNIPLANAR 4,5 X 25 MM
706M4530 UNIPLANAR 4,5 X 30 MM
706M4535 UNIPLANAR 4,5 X 35 MM
706M4540 UNIPLANAR 4,5 X 40 MM
706M4545 UNIPLANAR 4,5 X 45 MM
706M4550 UNIPLANAR 4,5 X 50 MM
706M4555 UNIPLANAR 4,5 X 55 MM
706M4560 UNIPLANAR 4,5 X 60 MM
706M5020 UNIPLANAR 5,0 X 20 MM
706M5025 UNIPLANAR 5,0 X 25 MM
706M5030 UNIPLANAR 5,0 X 30 MM
706M5035 UNIPLANAR 5,0 X 35 MM
706M5040 UNIPLANAR 5,0 X 40 MM
706M5045 UNIPLANAR 5,0 X 45 MM
706M5050 UNIPLANAR 5,0 X 50 MM
706M5055 UNIPLANAR 5,0 X 55 MM
706M5060 UNIPLANAR 5,0 X 60 MM
706M5500 UNIPLANAR 5,5 X 100 MM
706M5505 UNIPLANAR 5,5 X 105 MM

706M5510 UNIPLANAR 5,5 X 110 MM
706M5515 UNIPLANAR 5,5 X 115 MM
706M5520 UNIPLANAR 5,5 X 20 MM
706M5521 UNIPLANAR 5,5 X 120 MM
706M5525 UNIPLANAR 5,5 X 25 MM
706M5530 UNIPLANAR 5,5 X 30 MM
706M5535 UNIPLANAR 5,5 X 35 MM
706M5540 UNIPLANAR 5,5 X 40 MM
706M5545 UNIPLANAR 5,5 X 45 MM
706M5550 UNIPLANAR 5,5 X 50 MM
706M5555 UNIPLANAR 5,5 X 55 MM
706M5560 UNIPLANAR 5,5 X 60 MM
706M5565 UNIPLANAR 5,5 X 65 MM
706M5570 UNIPLANAR 5,5 X 70 MM
706M5575 UNIPLANAR 5,5 X 75 MM
706M5580 UNIPLANAR 5,5 X 80 MM
706M5585 UNIPLANAR 5,5 X 85 MM
706M5590 UNIPLANAR 5,5 X 90 MM
706M5595 UNIPLANAR 5,5 X 95 MM
706M6000 UNIPLANAR 6,0 X 100 MM
706M6005 UNIPLANAR 6,0 X 105 MM
706M6010 UNIPLANAR 6,0 X 110 MM
706M6015 UNIPLANAR 6,0 X 115 MM
706M6020 UNIPLANAR 6,0 X 20 MM
706M6021 UNIPLANAR 6,0 X 120 MM
706M6025 UNIPLANAR 6,0 X 25 MM
706M6030 UNIPLANAR 6,0 X 30 MM
706M6035 UNIPLANAR 6,0 X 35 MM
706M6040 UNIPLANAR 6,0 X 40 MM
706M6045 UNIPLANAR 6,0 X 45 MM
706M6050 UNIPLANAR 6,0 X 50 MM
706M6055 UNIPLANAR 6,0 X 55 MM
706M6060 UNIPLANAR 6,0 X 60 MM
706M6065 UNIPLANAR 6,0 X 65 MM
706M6070 UNIPLANAR 6,0 X 70 MM
706M6075 UNIPLANAR 6,0 X 75 MM
706M6080 UNIPLANAR 6,0 X 80 MM
706M6085 UNIPLANAR 6,0 X 85 MM
706M6090 UNIPLANAR 6,0 X 90 MM
706M6095 UNIPLANAR 6,0 X 95 MM
706M6500 UNIPLANAR 6,5 X 100 MM
706M6505 UNIPLANAR 6,5 X 105 MM
706M6510 UNIPLANAR 6,5 X 110 MM
706M6515 UNIPLANAR 6,5 X 115 MM
706M6520 UNIPLANAR 6,5 X 20 MM
706M6521 UNIPLANAR 6,5 X 120 MM

706M6525 UNIPLANAR 6,5 X 25 MM
706M6530 UNIPLANAR 6,5 X 30 MM
706M6535 UNIPLANAR 6,5 X 35 MM
706M6540 UNIPLANAR 6,5 X 40 MM
706M6545 UNIPLANAR 6,5 X 45 MM
706M6550 UNIPLANAR 6,5 X 50 MM
706M6555 UNIPLANAR 6,5 X 55 MM
706M6560 UNIPLANAR 6,5 X 60 MM
706M6565 UNIPLANAR 6,5 X 65 MM
706M6570 UNIPLANAR 6,5 X 70 MM
706M6575 UNIPLANAR 6,5 X 75 MM
706M6580 UNIPLANAR 6,5 X 80 MM
706M6585 UNIPLANAR 6,5 X 85 MM
706M6590 UNIPLANAR 6,5 X 90 MM
706M6595 UNIPLANAR 6,5 X 95 MM
706M7000 UNIPLANAR 7,0 X 100 MM
706M7005 UNIPLANAR 7,0 X 105 MM
706M7010 UNIPLANAR 7,0 X 110 MM
706M7015 UNIPLANAR 7,0 X 115 MM
706M7020 UNIPLANAR 7,0 X 20 MM
706M7021 UNIPLANAR 7,0 X 120 MM
706M7025 UNIPLANAR 7,0 X 25 MM
706M7030 UNIPLANAR 7,0 X 30 MM
706M7035 UNIPLANAR 7,0 X 35 MM
706M7040 UNIPLANAR 7,0 X 40 MM
706M7045 UNIPLANAR 7,0 X 45 MM
706M7050 UNIPLANAR 7,0 X 50 MM
706M7055 UNIPLANAR 7,0 X 55 MM
706M7060 UNIPLANAR 7,0 X 60 MM
706M7065 UNIPLANAR 7,0 X 65 MM
706M7070 UNIPLANAR 7,0 X 70 MM
706M7075 UNIPLANAR 7,0 X 75 MM
706M7080 UNIPLANAR 7,0 X 80 MM
706M7085 UNIPLANAR 7,0 X 85 MM
706M7090 UNIPLANAR 7,0 X 90 MM
706M7095 UNIPLANAR 7,0 X 95 MM
706M7500 UNIPLANAR 7,5 X 100 MM
706M7505 UNIPLANAR 7,5 X 105 MM
706M7510 UNIPLANAR 7,5 X 110 MM
706M7515 UNIPLANAR 7,5 X 115 MM
706M7520 UNIPLANAR 7,5 X 20 MM
706M7521 UNIPLANAR 7,5 X 120 MM
706M7525 UNIPLANAR 7,5 X 25 MM
706M7530 UNIPLANAR 7,5 X 30 MM
706M7535 UNIPLANAR 7,5 X 35 MM
706M7540 UNIPLANAR 7,5 X 40 MM

706M7545 UNIPLANAR 7,5 X 45 MM
706M7550 UNIPLANAR 7,5 X 50 MM
706M7555 UNIPLANAR 7,5 X 55 MM
706M7560 UNIPLANAR 7,5 X 60 MM
706M7565 UNIPLANAR 7,5 X 65 MM
706M7570 UNIPLANAR 7,5 X 70 MM
706M7575 UNIPLANAR 7,5 X 75 MM
706M7580 UNIPLANAR 7,5 X 80 MM
706M7585 UNIPLANAR 7,5 X 85 MM
706M7590 UNIPLANAR 7,5 X 90 MM
706M7595 UNIPLANAR 7,5 X 95 MM
707M4020 REDUCTOR UNIPLANAR 4,0 X 20 MM
707M4025 REDUCTOR UNIPLANAR 4,0 X 25 MM
707M4030 REDUCTOR UNIPLANAR 4,0 X 30 MM
707M4035 REDUCTOR UNIPLANAR 4,0 X 35 MM
707M4040 REDUCTOR UNIPLANAR 4,0 X 40 MM
707M4045 REDUCTOR UNIPLANAR 4,0 X 45 MM
707M4050 REDUCTOR UNIPLANAR 4,0 X 50 MM
707M4055 REDUCTOR UNIPLANAR 4,0 X 55 MM
707M4060 REDUCTOR UNIPLANAR 4,0 X 60 MM
707M4520 REDUCTOR UNIPLANAR 4,5 X 20 MM
707M4525 REDUCTOR UNIPLANAR 4,5 X 25 MM
707M4530 REDUCTOR UNIPLANAR 4,5 X 30 MM
707M4535 REDUCTOR UNIPLANAR 4,5 X 35 MM
707M4540 REDUCTOR UNIPLANAR 4,5 X 40 MM
707M4545 REDUCTOR UNIPLANAR 4,5 X 45 MM
707M4550 REDUCTOR UNIPLANAR 4,5 X 50 MM
707M4555 REDUCTOR UNIPLANAR 4,5 X 55 MM
707M4560 REDUCTOR UNIPLANAR 4,5 X 60 MM
707M5020 REDUCTOR UNIPLANAR 5,0 X 20 MM
707M5025 REDUCTOR UNIPLANAR 5,0 X 25 MM
707M5030 REDUCTOR UNIPLANAR 5,0 X 30 MM
707M5035 REDUCTOR UNIPLANAR 5,0 X 35 MM
707M5040 REDUCTOR UNIPLANAR 5,0 X 40 MM
707M5045 REDUCTOR UNIPLANAR 5,0 X 45 MM
707M5050 REDUCTOR UNIPLANAR 5,0 X 50 MM
707M5055 REDUCTOR UNIPLANAR 5,0 X 55 MM
707M5060 REDUCTOR UNIPLANAR 5,0 X 60 MM
707M5500 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 100 MM
707M5505 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 105 MM
707M5510 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 110 MM
707M5515 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 115 MM
707M5520 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 120 MM
707M5521 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 120 MM
707M5525 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 25 MM
707M5530 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 30 MM

707M5535 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 35 MM
707M5540 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 40 MM
707M5545 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 45 MM
707M5550 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 50 MM
707M5555 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 55 MM
707M5560 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 60 MM
707M5565 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 65 MM
707M5570 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 70 MM
707M5575 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 75 MM
707M5580 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 80 MM
707M5585 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 85 MM
707M5590 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 90 MM
707M5595 REDUCTOR UNIPLANAR 5,5 X 95 MM
707M6000 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 100 MM
707M6005 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 105 MM
707M6010 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 110 MM
707M6015 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 115 MM
707M6020 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 20 MM
707M6021 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 120 MM
707M6025 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 25 MM
707M6030 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 30 MM
707M6035 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 35 MM
707M6040 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 40 MM
707M6045 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 45 MM
707M6050 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 50 MM
707M6055 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 55 MM
707M6060 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 60 MM
707M6065 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 65 MM
707M6070 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 70 MM
707M6075 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 75 MM
707M6080 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 80 MM
707M6085 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 85 MM
707M6090 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 90 MM
707M6095 REDUCTOR UNIPLANAR 6,0 X 95 MM
707M6500 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 100 MM
707M6505 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 105 MM
707M6510 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 110 MM
707M6515 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 115 MM
707M6520 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 20 MM
707M6521 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 120 MM
707M6525 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 25 MM
707M6530 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 30 MM
707M6535 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 35 MM
707M6540 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 40 MM
707M6545 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 45 MM
707M6550 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 50 MM

707M6555 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 55 MM
707M6560 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 60 MM
707M6565 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 65 MM
707M6570 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 70 MM
707M6575 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 75 MM
707M6580 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 80 MM
707M6585 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 85 MM
707M6590 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 90 MM
707M6595 REDUCTOR UNIPLANAR 6,5 X 95 MM
707M7000 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 100 MM
707M7005 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 105 MM
707M7010 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 110 MM
707M7015 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 115 MM
707M7020 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 20 MM
707M7021 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 120 MM
707M7025 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 25 MM
707M7030 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 30 MM
707M7035 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 35 MM
707M7040 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 40 MM
707M7045 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 45 MM
707M7050 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 50 MM
707M7055 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 55 MM
707M7060 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 60 MM
707M7065 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 65 MM
707M7070 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 70 MM
707M7075 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 75 MM
707M7080 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 80 MM
707M7085 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 85 MM
707M7090 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 90 MM
707M7095 REDUCTOR UNIPLANAR 7,0 X 95 MM
707M7500 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 100 MM
707M7505 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 105 MM
707M7510 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 110 MM
707M7515 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 115 MM
707M7520 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 20 MM
707M7521 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 120 MM
707M7525 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 25 MM
707M7530 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 30 MM
707M7535 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 35 MM
707M7540 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 40 MM
707M7545 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 45 MM
707M7550 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 50 MM
707M7555 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 55 MM
707M7560 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 60 MM
707M7565 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 65 MM
707M7570 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 70 MM

707M7575 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 75 MM
707M7580 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 80 MM
707M7585 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 85 MM
707M7590 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 90 MM
707M7595 REDUCTOR UNIPLANAR 7,5 X 95 MM
708M1000 MONOAXIAL 10,0 X 100 MM
708M1005 MONOAXIAL 10,0 X 105 MM
708M1010 MONOAXIAL 10,0 X 110 MM
708M1015 MONOAXIAL 10,0 X 115 MM
708M1020 MONOAXIAL 10,0 X 20 MM
708M1021 MONOAXIAL 10,0 X 120 MM
708M1025 MONOAXIAL 10,0 X 25 MM
708M1030 MONOAXIAL 10,0 X 30 MM
708M1035 MONOAXIAL 10,0 X 35 MM
708M1040 MONOAXIAL 10,0 X 40 MM
708M1045 MONOAXIAL 10,0 X 45 MM
708M1050 MONOAXIAL 10,0 X 50 MM
708M1055 MONOAXIAL 10,0 X 55 MM
708M1060 MONOAXIAL 10,0 X 60 MM
708M1065 MONOAXIAL 10,0 X 65 MM
708M1070 MONOAXIAL 10,0 X 70 MM
708M1075 MONOAXIAL 10,0 X 75 MM
708M1080 MONOAXIAL 10,0 X 80 MM
708M1085 MONOAXIAL 10,0 X 85 MM
708M1090 MONOAXIAL 10,0 X 90 MM
708M1095 MONOAXIAL 10,0 X 95 MM
708M1500 MONOAXIAL 10,5 X 100 MM
708M1505 MONOAXIAL 10,5 X 105 MM
708M1510 MONOAXIAL 10,5 X 110 MM
708M1515 MONOAXIAL 10,5 X 115 MM
708M1520 MONOAXIAL 10,5 X 20 MM
708M1521 MONOAXIAL 10,5 X 120 MM
708M1525 MONOAXIAL 10,5 X 25 MM
708M1530 MONOAXIAL 10,5 X 30 MM
708M1535 MONOAXIAL 10,5 X 35 MM
708M1540 MONOAXIAL 10,5 X 40 MM
708M1545 MONOAXIAL 10,5 X 45 MM
708M1550 MONOAXIAL 10,5 X 50 MM
708M1555 MONOAXIAL 10,5 X 55 MM
708M1560 MONOAXIAL 10,5 X 60 MM
708M1565 MONOAXIAL 10,5 X 65 MM
708M1570 MONOAXIAL 10,5 X 70 MM
708M1575 MONOAXIAL 10,5 X 75 MM
708M1580 MONOAXIAL 10,5 X 80 MM
708M1585 MONOAXIAL 10,5 X 85 MM
708M1590 MONOAXIAL 10,5 X 90 MM

708M1595 MONOAXIAL 10,5 X 95 MM
708M4020 MONOAXIAL 4,0 X 20 MM
708M4025 MONOAXIAL 4,0 X 25 MM
708M4030 MONOAXIAL 4,0 X 30 MM
708M4035 MONOAXIAL 4,0 X 35 MM
708M4040 MONOAXIAL 4,0 X 40 MM
708M4045 MONOAXIAL 4,0 X 45 MM
708M4050 MONOAXIAL 4,0 X 50 MM
708M4055 MONOAXIAL 4,0 X 55 MM
708M4060 MONOAXIAL 4,0 X 60 MM
708M4520 MONOAXIAL 4,5 X 20 MM
708M4525 MONOAXIAL 4,5 X 25 MM
708M4530 MONOAXIAL 4,5 X 30 MM
708M4535 MONOAXIAL 4,5 X 35 MM
708M4540 MONOAXIAL 4,5 X 40 MM
708M4545 MONOAXIAL 4,5 X 45 MM
708M4550 MONOAXIAL 4,5 X 50 MM
708M4555 MONOAXIAL 4,5 X 55 MM
708M4560 MONOAXIAL 4,5 X 60 MM
708M5020 MONOAXIAL 5,0 X 20 MM
708M5025 MONOAXIAL 5,0 X 25 MM
708M5030 MONOAXIAL 5,0 X 30 MM
708M5035 MONOAXIAL 5,0 X 35 MM
708M5040 MONOAXIAL 5,0 X 40 MM
708M5045 MONOAXIAL 5,0 X 45 MM
708M5050 MONOAXIAL 5,0 X 50 MM
708M5055 MONOAXIAL 5,0 X 55 MM
708M5060 MONOAXIAL 5,0 X 60 MM
708M5500 MONOAXIAL 5,5 X 100 MM
708M5505 MONOAXIAL 5,5 X 105 MM
708M5510 MONOAXIAL 5,5 X 110 MM
708M5515 MONOAXIAL 5,5 X 115 MM
708M5520 MONOAXIAL 5,5 X 20 MM
708M5521 MONOAXIAL 5,5 X 120 MM
708M5525 MONOAXIAL 5,5 X 25 MM
708M5530 MONOAXIAL 5,5 X 30 MM
708M5535 MONOAXIAL 5,5 X 35 MM
708M5540 MONOAXIAL 5,5 X 40 MM
708M5545 MONOAXIAL 5,5 X 45 MM
708M5550 MONOAXIAL 5,5 X 50 MM
708M5555 MONOAXIAL 5,5 X 55 MM
708M5560 MONOAXIAL 5,5 X 60 MM
708M5565 MONOAXIAL 5,5 X 65 MM
708M5570 MONOAXIAL 5,5 X 70 MM
708M5575 MONOAXIAL 5,5 X 75 MM
708M5580 MONOAXIAL 5,5 X 80 MM

708M5585 MONOAXIAL 5,5 X 85 MM
708M5590 MONOAXIAL 5,5 X 90MM
708M5595 MONOAXIAL 5,5 X 95 MM
708M6000 MONOAXIAL 6,0 X 100 MM
708M6005 MONOAXIAL 6,0 X 105 MM
708M6010 MONOAXIAL 6,0 X 110 MM
708M6015 MONOAXIAL 6,0 X 115 MM
708M6020 MONOAXIAL 6,0 X 20 MM
708M6021 MONOAXIAL 6,0 X 120 MM
708M6025 MONOAXIAL 6,0 X 25 MM
708M6030 MONOAXIAL 6,0 X 30 MM
708M6035 MONOAXIAL 6,0 X 35 MM
708M6040 MONOAXIAL 6,0 X 40 MM
708M6045 MONOAXIAL 6,0 X 45 MM
708M6050 MONOAXIAL 6,0 X 50 MM
708M6055 MONOAXIAL 6,0 X 55 MM
708M6060 MONOAXIAL 6,0 X 60 MM
708M6065 MONOAXIAL 6,0 X 65 MM
708M6070 MONOAXIAL 6,0 X 70 MM
708M6075 MONOAXIAL 6,0 X 75 MM
708M6080 MONOAXIAL 6,0 X 80 MM
708M6085 MONOAXIAL 6,0 X 85 MM
708M6090 MONOAXIAL 6,0 X 90 MM
708M6095 MONOAXIAL 6,0 X 95 MM
708M6500 MONOAXIAL 6,5 X 100 MM
708M6505 MONOAXIAL 6,5 X 105 MM
708M6510 MONOAXIAL 6,5 X 110 MM
708M6515 MONOAXIAL 6,5 X 115 MM
708M6520 MONOAXIAL 6,5 X 20 MM
708M6521 MONOAXIAL 6,5 X 120 MM
708M6525 MONOAXIAL 6,5 X 25 MM
708M6530 MONOAXIAL 6,5 X 30 MM
708M6535 MONOAXIAL 6,5 X 35 MM
708M6540 MONOAXIAL 6,5 X 40 MM
708M6545 MONOAXIAL 6,5 X 45 MM
708M6550 MONOAXIAL 6,5 X 50 MM
708M6555 MONOAXIAL 6,5 X 55 MM
708M6560 MONOAXIAL 6,5 X 60 MM
708M6565 MONOAXIAL 6,5 X 65 MM
708M6570 MONOAXIAL 6,5 X 70 MM
708M6575 MONOAXIAL 6,5 X 75 MM
708M6580 MONOAXIAL 6,5 X 80 MM
708M6585 MONOAXIAL 6,5 X 85 MM
708M6590 MONOAXIAL 6,5 X 90 MM
708M6595 MONOAXIAL 6,5 X 95 MM
708M7000 MONOAXIAL 7,0 X 100 MM

708M7005 MONOAXIAL 7,0 X 105 MM
708M7010 MONOAXIAL 7,0 X 110 MM
708M7015 MONOAXIAL 7,0 X 115 MM
708M7020 MONOAXIAL 7,0 X 20 MM
708M7021 MONOAXIAL 7,0 X 120 MM
708M7025 MONOAXIAL 7,0 X 25 MM
708M7030 MONOAXIAL 7,0 X 30 MM
708M7035 MONOAXIAL 7,0 X 35 MM
708M7040 MONOAXIAL 7,0 X 40 MM
708M7045 MONOAXIAL 7,0 X 45 MM
708M7050 MONOAXIAL 7,0 X 50 MM
708M7055 MONOAXIAL 7,0 X 55 MM
708M7060 MONOAXIAL 7,0 X 60 MM
708M7065 MONOAXIAL 7,0 X 65 MM
708M7070 MONOAXIAL 7,0 X 70 MM
708M7075 MONOAXIAL 7,0 X 75 MM
708M7080 MONOAXIAL 7,0 X 80 MM
708M7085 MONOAXIAL 7,0 X 85 MM
708M7090 MONOAXIAL 7,0 X 90 MM
708M7095 MONOAXIAL 7,0 X 95 MM
708M7500 MONOAXIAL 7,5 X 100 MM
708M7505 MONOAXIAL 7,5 X 105 MM
708M7510 MONOAXIAL 7,5 X 110 MM
708M7515 MONOAXIAL 7,5 X 115 MM
708M7520 MONOAXIAL 7,5 X 20 MM
708M7521 MONOAXIAL 7,5 X 120 MM
708M7525 MONOAXIAL 7,5 X 25 MM
708M7530 MONOAXIAL 7,5 X 30 MM
708M7535 MONOAXIAL 7,5 X 35 MM
708M7540 MONOAXIAL 7,5 X 40 MM
708M7545 MONOAXIAL 7,5 X 45 MM
708M7550 MONOAXIAL 7,5 X 50 MM
708M7555 MONOAXIAL 7,5 X 55 MM
708M7560 MONOAXIAL 7,5 X 60 MM
708M7565 MONOAXIAL 7,5 X 65 MM
708M7570 MONOAXIAL 7,5 X 70 MM
708M7575 MONOAXIAL 7,5 X 75 MM
708M7580 MONOAXIAL 7,5 X 80 MM
708M7585 MONOAXIAL 7,5 X 85 MM
708M7590 MONOAXIAL 7,5 X 90 MM
708M7595 MONOAXIAL 7,5 X 95 MM
708M8000 MONOAXIAL 8,0 X 100 MM
708M8005 MONOAXIAL 8,0 X 105 MM
708M8010 MONOAXIAL 8,0 X 110 MM
708M8015 MONOAXIAL 8,0 X 115 MM
708M8020 MONOAXIAL 8,0 X 20 MM

708M8021 MONOAXIAL 8,0 X 120 MM
708M8025 MONOAXIAL 8,0 X 25 MM
708M8030 MONOAXIAL 8,0 X 30 MM
708M8035 MONOAXIAL 8,0 X 35 MM
708M8040 MONOAXIAL 8,0 X 40 MM
708M8045 MONOAXIAL 8,0 X 45 MM
708M8050 MONOAXIAL 8,0 X 50 MM
708M8055 MONOAXIAL 8,0 X 55 MM
708M8060 MONOAXIAL 8,0 X 60 MM
708M8065 MONOAXIAL 8,0 X 65 MM
708M8070 MONOAXIAL 8,0 X 70 MM
708M8075 MONOAXIAL 8,0 X 75 MM
708M8080 MONOAXIAL 8,0 X 80 MM
708M8085 MONOAXIAL 8,0 X 85 MM
708M8090 MONOAXIAL 8,0 X 90 MM
708M8095 MONOAXIAL 8,0 X 95 MM
708M8500 MONOAXIAL 8,5 X 100 MM
708M8505 MONOAXIAL 8,5 X 105 MM
708M8510 MONOAXIAL 8,5 X 110 MM
708M8515 MONOAXIAL 8,5 X 115 MM
708M8520 MONOAXIAL 8,5 X 20 MM
708M8521 MONOAXIAL 8,5 X 120 MM
708M8525 MONOAXIAL 8,5 X 25 MM
708M8530 MONOAXIAL 8,5 X 30 MM
708M8535 MONOAXIAL 8,5 X 35 MM
708M8540 MONOAXIAL 8,5 X 40 MM
708M8545 MONOAXIAL 8,5 X 45 MM
708M8550 MONOAXIAL 8,5 X 50 MM
708M8555 MONOAXIAL 8,5 X 55 MM
708M8560 MONOAXIAL 8,5 X 60 MM
708M8565 MONOAXIAL 8,5 X 65 MM
708M8570 MONOAXIAL 8,5 X 70 MM
708M8575 MONOAXIAL 8,5 X 75 MM
708M8580 MONOAXIAL 8,5 X 80 MM
708M8585 MONOAXIAL 8,5 X 85 MM
708M8590 MONOAXIAL 8,5 X 90 MM
708M8595 MONOAXIAL 8,5 X 95 MM
708M9000 MONOAXIAL 9,0 X 100 MM
708M9005 MONOAXIAL 9,0 X 105 MM
708M9010 MONOAXIAL 9,0 X 110 MM
708M9015 MONOAXIAL 9,0 X 115 MM
708M9020 MONOAXIAL 9,0 X 20 MM
708M9021 MONOAXIAL 9,0 X 120 MM
708M9025 MONOAXIAL 9,0 X 25 MM
708M9030 MONOAXIAL 9,0 X 30 MM
708M9035 MONOAXIAL 9,0 X 35 MM

708M9040 MONOAXIAL 9,0 X 40 MM
708M9045 MONOAXIAL 9,0 X 45 MM
708M9050 MONOAXIAL 9,0 X 50 MM
708M9055 MONOAXIAL 9,0 X 55 MM
708M9060 MONOAXIAL 9,0 X 60 MM
708M9065 MONOAXIAL 9,0 X 65 MM
708M9070 MONOAXIAL 9,0 X 70 MM
708M9075 MONOAXIAL 9,0 X 75 MM
708M9080 MONOAXIAL 9,0 X 80 MM
708M9085 MONOAXIAL 9,0 X 85 MM
708M9090 MONOAXIAL 9,0 X 90 MM
708M9095 MONOAXIAL 9,0 X 95 MM
708M9500 MONOAXIAL 9,5 X 100 MM
708M9505 MONOAXIAL 9,5 X 105 MM
708M9510 MONOAXIAL 9,5 X 110 MM
708M9515 MONOAXIAL 9,5 X 115 MM
708M9520 MONOAXIAL 9,5 X 20 MM
708M9521 MONOAXIAL 9,5 X 120 MM
708M9525 MONOAXIAL 9,5 X 25 MM
708M9530 MONOAXIAL 9,5 X 30 MM
708M9535 MONOAXIAL 9,5 X 35 MM
708M9540 MONOAXIAL 9,5 X 40 MM
708M9545 MONOAXIAL 9,5 X 45 MM
708M9550 MONOAXIAL 9,5 X 50 MM
708M9555 MONOAXIAL 9,5 X 55 MM
708M9560 MONOAXIAL 9,5 X 60 MM
708M9565 MONOAXIAL 9,5 X 65 MM
708M9570 MONOAXIAL 9,5 X 70 MM
708M9575 MONOAXIAL 9,5 X 75 MM
708M9580 MONOAXIAL 9,5 X 80 MM
708M9585 MONOAXIAL 9,5 X 85 MM
708M9590 MONOAXIAL 9,5 X 90 MM
708M9595 MONOAXIAL 9,5 X 95 MM
709M1000 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 100 MM
709M1005 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 105 MM
709M1010 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 110 MM
709M1015 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 115 MM
709M1020 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 20 MM
709M1021 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 120 MM
709M1025 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 25 MM
709M1030 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 30 MM
709M1035 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 35 MM
709M1040 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 40 MM
709M1045 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 45 MM
709M1050 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 50 MM
709M1055 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 55 MM

709M1060 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 60 MM
709M1065 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 65 MM
709M1070 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 70 MM
709M1075 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 75 MM
709M1080 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 80 MM
709M1085 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 85 MM
709M1090 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 90 MM
709M1095 POLIAXIAL BL VITALITY 10,0 X 95 MM
709M1500 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 100 MM
709M1505 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 105 MM
709M1510 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 110 MM
709M1515 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 115 MM
709M1520 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 20 MM
709M1521 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 120 MM
709M1525 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 25 MM
709M1530 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 30 MM
709M1535 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 35 MM
709M1540 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 40 MM
709M1545 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 45 MM
709M1550 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 50 MM
709M1555 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 55 MM
709M1560 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 60 MM
709M1565 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 65 MM
709M1570 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 70 MM
709M1575 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 75 MM
709M1580 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 80 MM
709M1585 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 85 MM
709M1590 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 90 MM
709M1595 POLIAXIAL BL VITALITY 10,5 X 95 MM
709M8000 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 100 MM
709M8005 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 105 MM
709M8010 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 110 MM
709M8015 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 115 MM
709M8020 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 20 MM
709M8021 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 120 MM
709M8025 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 25 MM
709M8030 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 30 MM
709M8035 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 35 MM
709M8040 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 40 MM
709M8045 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 45 MM
709M8050 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 50 MM
709M8055 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 55 MM
709M8060 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 60 MM
709M8065 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 65 MM
709M8070 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 70 MM
709M8075 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 75 MM

709M8080 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 80 MM
709M8085 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 85 MM
709M8090 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 90 MM
709M8095 POLIAXIAL BL VITALITY 8,0 X 95 MM
709M8500 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 100 MM
709M8505 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 105 MM
709M8510 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 110 MM
709M8515 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 115 MM
709M8520 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 20 MM
709M8521 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 120 MM
709M8525 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 25 MM
709M8530 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 30 MM
709M8535 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 35 MM
709M8540 TORNILLO POLIAXIAL, Ø 8,5 MM X 40 MM
709M8545 TORNILLO POLIAXIAL, Ø 8,5 MM X 45 MM
709M8550 TORNILLO POLIAXIAL, Ø 8,5 MM X 50 MM
709M8555 TORNILLO POLIAXIAL, Ø 8,5 MM X 55 MM
709M8560 TORNILLO POLIAXIAL, Ø 8,5 MM X 60 MM
709M8565 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 65 MM
709M8570 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 70 MM
709M8575 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 75 MM
709M8580 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 80 MM
709M8585 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 85 MM
709M8590 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 90 MM
709M8595 POLIAXIAL BL VITALITY 8,5 X 95 MM
709M9000 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 100 MM
709M9005 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 105 MM
709M9010 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 110 MM
709M9015 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 115 MM
709M9020 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 20 MM
709M9021 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 120 MM
709M9025 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 25 MM
709M9030 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 30 MM
709M9035 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 35 MM
709M9040 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 40 MM
709M9045 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 45 MM
709M9050 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 50 MM
709M9055 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 55 MM
709M9060 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 60 MM
709M9065 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 65 MM
709M9070 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 70 MM
709M9075 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 75 MM
709M9080 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 80 MM
709M9085 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 85 MM
709M9090 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 90 MM
709M9095 POLIAXIAL BL VITALITY 9,0 X 95 MM

709M9500 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 100 MM
709M9505 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 105 MM
709M9510 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 110 MM
709M9515 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 115 MM
709M9520 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 20 MM
709M9521 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 120 MM
709M9525 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 25 MM
709M9530 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 30 MM
709M9535 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 35 MM
709M9540 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 40 MM
709M9545 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 45 MM
709M9550 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 50 MM
709M9555 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 55 MM
709M9560 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 60 MM
709M9565 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 65 MM
709M9570 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 70 MM
709M9575 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 75 MM
709M9580 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 80 MM
709M9585 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 85 MM
709M9590 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 90 MM
709M9595 POLIAXIAL BL VITALITY 9,5 X 95 MM
720M0140 GANCHO PEDICULAR, XXS, 4 MM
720M0150 GANCHO PEDICULAR, XS, 5 MM
720M0160 GANCHO PEDICULAR, S, 6 MM
720M0175 GANCHO PEDICULAR, M, 7,5 MM
720M0190 GANCHO PEDICULAR, L, 9 MM
720M0460 GANCHO LAMINAR ANCHO, S, 6 MM
720M0475 GANCHO LAMINAR ANCHO, M, 7,5 MM
720M0490 GANCHO LAMINAR ANCHO, L, 9 MM
720M0560 GANCHO LAMINAR ANGOSTO, S, 6 MM
720M0575 GANCHO LAMINAR ANGOSTO, M, 7,5 MM
720M0590 GANCHO LAMINAR ANGOSTO, L, 9 MM
720M0660 GANCHO LAMINAR REDUCTOR ANGOSTO, S, 6 MM
720M0675 GANCHO LAMINAR REDUCTOR ANGOSTO, M, 7,5 MM
720M0690 GANCHO LAMINAR REDUCTOR ANGOSTO, L, 9 MM
720M0960 GANCHO DE HOJA ANGULADA, S, 6 MM
720M0975 GANCHO DE HOJA ANGULADA, M, 7,5 MM
720M0990 GANCHO DE HOJA ANGULADA, L, 9 MM
720M1060 GANCHO LAMINAR EXTENDIDO, S, 6 MM
720M1075 GANCHO LAMINAR EXTENDIDO, M, 7,5 MM
720M1090 GANCHO LAMINAR EXTENDIDO, L, 9 MM
720M2060 GANCHO CON DESPLAZAMIENTO IZQUIERDO, S, 6 MM
720M2075 GANCHO CON DESPLAZAMIENTO IZQUIERDO, M, 7,5 MM
720M2090 GANCHO CON DESPLAZAMIENTO IZQUIERDO, L, 9 MM
720M2160 GANCHO CON DESPLAZAMIENTO DERECHO, S, 6 MM
720M2175 GANCHO CON DESPLAZAMIENTO DERECHO, M, 7,5 MM

720M2190 GANCHO CON DESPLAZAMIENTO DERECHO, L, 9 MM
720M3060 GANCHO ANGULADO IZQUIERDO, S, 6 MM
720M3075 GANCHO ANGULADO IZQUIERDO, M, 7,5 MM
720M3090 GANCHO ANGULADO IZQUIERDO, L, 9 MM
720M3160 GANCHO ANGULADO DERECHO, S, 6 MM
720M3175 GANCHO ANGULADO DERECHO, M, 7,5 MM
720M3190 GANCHO ANGULADO DERECHO, L, 9 MM
720M7060 GANCHO PARA APÓFISIS TRANSVERSA, IZQUIERDO, PEQUEÑO, 6,0 MM
720M7075 GANCHO PARA APÓFISIS TRANSVERSA, IZQUIERDO, MEDIANO, 7,5 MM
720M7090 GANCHO PARA APÓFISIS TRANSVERSA, IZQUIERDO, GRANDE, 9,0 MM
720M7160 GANCHO PARA APÓFISIS TRANSVERSA, DERECHO, PEQUEÑO, 6,0 MM
720M7175 GANCHO PARA APÓFISIS TRANSVERSA, DERECHO, MEDIANO, 7,5 MM
720M7190 GANCHO PARA APÓFISIS TRANSVERSA, DERECHO, GRANDE, 9,0 MM
726M1300 BARRA, CROMO COBALTO, Ø 3,5 MM A Ø 5,5 MM, X 300 MM, TRANSICIÓN
726M1450 BARRA, CROMO COBALTO, Ø 3,5 MM A Ø 5,5 MM, X 450 MM, TRANSICIÓN
726M1510 BARRA, CROMO COBALTO, Ø 3,5 MM A Ø 5,5 MM, X 510 MM, TRANSICIÓN
726M1600 BARRA, CROMO COBALTO, Ø 3,5 MM A Ø 5,5 MM, X 600 MM, TRANSICIÓN
726M2300 BARRA, TITANIO, Ø 3,5 MM A Ø 5,5 MM, X 300 MM, TRANSICIÓN
726M2450 BARRA, TITANIO, Ø 3,5 MM A Ø 5,5 MM, X 450 MM, TRANSICIÓN
726M2510 BARRA, TITANIO, Ø 3,5 MM A Ø 5,5 MM, X 510 MM, TRANSICIÓN
726M2600 BARRA, TITANIO, Ø 3,5 MM A Ø 5,5 MM, X 600 MM, TRANSICIÓN
726M5300 BARRA, CROMO COBALTO, Ø 3,5 MM A Ø 6,0 MM, X 300 MM, TRANSICIÓN
726M5450 BARRA, CROMO COBALTO, Ø 3,5 MM A Ø 6,0 MM, X 450 MM, TRANSICIÓN
726M5510 BARRA, CROMO COBALTO, Ø 3,5 MM A Ø 6,0 MM, X 510 MM, TRANSICIÓN
726M5600 BARRA, CROMO COBALTO, Ø 3,5 MM A Ø 6,0 MM, X 600 MM, TRANSICIÓN
726M6300 BARRA, TITANIO, Ø 3,5 MM A Ø 6,0 MM, X 300 MM, TRANSICIÓN
726M6450 BARRA, TITANIO, Ø 3,5 MM A Ø 6,0 MM, X 450 MM, TRANSICIÓN
726M6510 BARRA, TITANIO, Ø 3,5 MM A Ø 6,0 MM, X 510 MM, TRANSICIÓN
726M6600 BARRA, TITANIO, Ø 3,5 MM A Ø 6,0 MM, X 600 MM, TRANSICIÓN
07.02051.001 MANGO CON TRINQUETE, RECTO
07.02052.001 MANGO CON TRINQUETE, MANGO EN T
07.02053.001 MANGO LIMITADOR DE PAR DE TORSIÓN
07.02054.001 DESTORNILLADOR, ESTÁNDAR
07.02055.001 DESTORNILLADOR, CORTO
07.02058.001 DESTORNILLADOR REDUCTOR, ESTÁNDAR
07.02060.001 REGULADOR DE ALTURA DE CABEZA
07.02061.001 DESTORNILLADOR DE EXTRACCIÓN
07.02063.001 DESTORNILLADOR DE AJUSTE FINAL
07.02064.001 SUJETADOR DE BARRAS
07.02065.001 EXTRACTOR EASY OUT
07.02067.001 Sonda PEDICULAR - RECTA, LUMBAR
07.02069.001 INICIADOR DE TAPA DE CIERRE PROVISIONAL - LARGO
07.02072.001 Sonda PEDICULAR - CURVA, LUMBAR, TIPO LENKE
07.02073.001 DESTORNILLADOR DE AJUSTE FINAL PARA FRANGIBLES
07.02074.001 HERRAMIENTA PARA EXTRACCIÓN DE LENGÜETA DE REDUCCIÓN
07.02076.001 PUNZÓN ÓSEO VITAL

07.02076.002 PUNZÓN ÓSEO PEQUEÑO VITALITY
07.02077.001 Sonda pedicular - recta, lumbar, tipo Lenke
07.02078.001 Sonda pedicular - curva, torácica
07.02079.001 Sonda pedicular - curva, lumbar
07.02080.001 Sonda pedicular - recta, torácica
07.02082.001 Sonda con punta esférica – extremo único rígido – pequeña
07.02083.001 Sonda con punta esférica – extremo único flexible – pequeña
07.02084.001 Sonda con punta esférica – doble extremo rígido/flexible – pequeña
07.02085.001 Marcador pedicular, bulbo único
07.02086.001 Marcador pedicular, bulbo doble
07.02087.001 Destornillador modular de múltiples piezas
07.02088.001 Machuelo Vitality de 3,5 mm
07.02088.002 Machuelo Vitality de 4,0 mm
07.02088.003 Machuelo Vitality de 4,5 mm
07.02088.004 Machuelo Vitality de 5,0 mm
07.02088.005 Machuelo Vitality de 5,5 mm
07.02088.006 Machuelo Vitality de 6,0 mm
07.02088.007 Machuelo Vitality de 6,5 mm
07.02088.008 Machuelo Vitality de 7,0 mm
07.02088.009 Machuelo Vitality de 7,5 mm
07.02088.010 Machuelo Vitality de 8,0 mm
07.02088.011 Machuelo Vitality de 8,5 mm
07.02088.012 Machuelo Vitality de 9,0 mm
07.02088.013 Machuelo Vitality de 9,5 mm
07.02088.014 Machuelo Vitality de 10,0 mm
07.02088.015 Machuelo Vitality de 10,5 mm
07.02089.001 Compresor
07.02090.001 Compresor - multinivel
07.02091.001 Moldeador sagital – izquierdo
07.02091.002 Moldeador sagital – derecho
07.02092.001 Moldeador tipo francés
07.02093.001 Instrumento basculante para barras
07.02094.001 Herramienta de alineación del cabezal
07.02099.001 Plantilla de barra de 100 mm Vitality
07.02099.002 Plantilla de barra de 250 mm Vitality
07.02099.003 Plantilla de barra de 470 mm Vitality
07.02099.004 Plantilla de barra de 510 mm
07.02100.001 Pinza para barras
07.02101.001 Empujador de barras
07.02102.001 Moldeador sagital – izquierdo
07.02102.002 Moldeador sagital – derecho
07.02104.001 Pinzas de bloqueo
07.02105.001 Mango de palma con trinquete
07.02106.001 Quick Connect - mango fijo - recto
07.02107.001 Quick Connect - mango fijo en T
07.02108.001 Quick Connect - mango fijo - palma

07.02109.001 DISTRACTOR
07.02110.001 DISTRACTOR - MULTINIVEL
07.02111.001 CALIBRADOR - CONECTOR TRANSVERSAL
07.02112.001 Sonda PEDICULAR - ILÍACA
07.02113.001 MOLDEADOR DE BARRAS PARA ESCOLIOSIS – PLANO – IZQUIERDO
07.02113.002 MOLDEADOR DE BARRAS PARA ESCOLIOSIS – PLANO – DERECHO
07.02114.006 MACHUELO PARA ILÍACO VITALITY DE 6,0 MM
07.02114.007 MACHUELO PARA ILÍACO VITALITY DE 6,5 MM
07.02114.008 MACHUELO PARA ILÍACO VITALITY DE 7,0 MM
07.02114.009 MACHUELO PARA ILÍACO VITALITY DE 7,4 MM
07.02114.010 MACHUELO PARA ILÍACO VITALITY DE 8,0 MM
07.02114.011 MACHUELO PARA ILÍACO VITALITY DE 8,5 MM
07.02114.012 MACHUELO PARA ILÍACO VITALITY DE 9,0 MM
07.02114.013 MACHUELO PARA ILÍACO VITALITY DE 9,5 MM
07.02114.014 MACHUELO PARA ILÍACO VITALITY DE 10,0 MM
07.02114.015 MACHUELO PARA ILÍACO VITALITY DE 10,5 MM
07.02115.001 Sonda CON PUNTA ESFÉRICA – EXTREMO ÚNICO RÍGIDO – ESTÁNDAR
07.02116.001 Sonda CON PUNTA ESFÉRICA – EXTREMO ÚNICO FLEXIBLE – ESTÁNDAR
07.02117.001 Sonda CON PUNTA ESFÉRICA – DOBLE EXTREMO RÍGIDO/FLEXIBLE – ESTÁNDAR
07.02118.001 MANGO LIMITADOR DE PAR DE TORSIÓN
07.02119.001 INICIADOR DE TORNILLO DE FIJACIÓN
07.02121.001 CONTRAPAR TORSIONAL - CONECTOR TRANSVERSAL
07.02123.001 PINZA PARA CONECTOR DE BARRA A BARRA
07.02124.001 MOLDEADOR CORONAL - IZQUIERDO
07.02124.002 MOLDEADOR CORONAL - DERECHO
07.02127.001 ROTADOR DE BARRAS CON EXTREMO HEXAGONAL
07.02128.001 DESTORNILLADOR REDUCTOR - CORTO
07.02130.001 MANGO AXIAL PIVOTANTE
07.02131.001 CAMISA DE DESTORNILLADOR - ESTÁNDAR
07.02131.002 CAMISA DE DESTORNILLADOR – REDUCTOR
07.02131.003 CAMISA DE DESTORNILLADOR - CORTO
07.02138.001 REDUCTOR ROSCADO CORTO VITALITY
07.02143.001 DESROTADOR VITALITY
100M1102 TAPA ZIMMER GENÉRICA
14-500121 HORIZONTALIZADOR 5,5, PEQUEÑO
14-500122 HORIZONTALIZADOR 5,5, GRANDE
14-503204 DERODUCER 5,5 (POLARIS 5,5)
14-500206 ENLACE SEGMENTARIO
14-500207 ENLACE MULTINIVEL
14-500360 ALAMBRE DE KIRSCHNER (K-WIRE) DE PUNTA ROMA, ROSCADO
14-500361 ALAMBRE DE KIRSCHNER (K-WIRE) DE PUNTA TROCAR, ROSCADO
14-501003 BARRA DE ENLACE PARA MANGO, TAMAÑO 2-3
14-501004 BARRA DE ENLACE PARA MANGO, TAMAÑO 3-4
14-501005 BARRA DE ENLACE PARA MANGO, TAMAÑO 4-5
14-501006 BARRA DE ALINEACIÓN EN GRUPO, 25 CM
14-501007 BARRA DE ALINEACIÓN EN GRUPO, 38 CM

14-501008 COMB. 30 CM
14-501009 COMB. 36 CM
700M0115 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø10,5 MM
700M0140 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø4,0 MM
700M0145 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø4,5 MM
700M0150 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø5,0 MM
700M0155 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø5,5 MM
700M0160 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø6,0 MM
700M0165 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø6,5 MM
700M0170 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø7,0 MM
700M0175 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø7,5 MM
700M0185 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø8,5 MM
700M0195 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES Ø9,5 MM
700M0245 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES REDUCTORES Ø4,5 MM
700M0250 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES REDUCTORES Ø5,0 MM
700M0255 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES REDUCTORES Ø5,5 MM
700M0260 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES REDUCTORES Ø6,0 MM
700M0265 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES REDUCTORES Ø6,5 MM
700M0270 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES REDUCTORES Ø7,0 MM
700M0275 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES REDUCTORES Ø7,5 MM
700M0285 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES REDUCTORES 38,5 MM
700M0345 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES 34,5 MM
700M0350 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES Ø5,0 MM
700M0355 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES Ø5,5 MM
700M0360 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES Ø6,0 MM
703M0365 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES Ø6,5 MM
700M0375 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES Ø7,5 MM
700M0445 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES REDUCTORES Ø4,5 MM
700M0450 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES REDUCTORES Ø5,0 MM
700M0455 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES REDUCTORES Ø5,5 MM
700M0460 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES REDUCTORES Ø6,0 MM
700M0465 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES REDUCTORES Ø6,5 MM
700M0540 CONTENEDOR PARA TORNILLOS MONOAXIALES Ø4,0 MM
700M0545 CONTENEDOR PARA TORNILLOS MONOAXIALES Ø4,5 MM
700M0555 CONTENEDOR PARA TORNILLOS MONOAXIALES Ø5,5 MM
700M0565 CONTENEDOR PARA TORNILLOS MONOAXIALES Ø6,5 MM
700M0575 CONTENEDOR PARA TORNILLOS MONOAXIALES Ø7,5 MM
700M0601 CONTENEDOR PARA TORNILLOS ILÍACOS ABIERTOS
700M0602 CONTENEDOR PARA TORNILLOS ILÍACOS CERRADOS
700M1115 CONTENEDOR PARA BARRAS RECTAS Ø5,5 MM
700M1116 CONTENEDOR PARA BARRAS RECTAS Ø6,0 MM
700M1216 CONTENEDOR PARA BARRAS CURVAS Ø6,0 MM
700M1225 CONTENEDOR PARA BARRAS CURVAS INTERMEDIAS Ø5,5 MM
700M1226 CONTENEDOR PARA BARRAS CURVAS INTERMEDIAS Ø6,0 MM
700M2001 CONTENEDOR PARA TAPAS DE CIERRE
700M2002 CONTENEDOR PARA TAPAS DE CIERRE FRANGIBLES

700M3001 CONTENEDOR PARA CONECTORES RECTOS, CON DESPLAZAMIENTO LATERAL, ABIERTOS

700M3002 CONTENEDOR PARA CONECTORES RECTOS, CON DESPLAZAMIENTO LATERAL, CERRADOS

700M3151 CONTENEDOR PARA CONECTORES CON DESPLAZAMIENTO LATERAL, DE 15°, ABIERTOS

700M3152 CONTENEDOR PARA CONECTORES CON DESPLAZAMIENTO LATERAL, DE 15°, CERRADOS

700M3251 CONTENEDOR PARA CONECTORES CON DESPLAZAMIENTO LATERAL, DE 25°, ABIERTOS

700M3252 CONTENEDOR PARA CONECTORES CON DESPLAZAMIENTO LATERAL, DE 25°, CERRADOS

700M4100 ESTUCHE DE INSTRUMENTAL VITAL

700M4105 CONTENEDOR PARA CONECTORES TRANSVERSALES FIJOS DE Ø5,5 MM

700M4106 CONTENEDOR PARA CONECTORES TRANSVERSALES FIJOS DE Ø6,0 MM

700M4110 ESTUCHE DE IMPLANTES VITAL

700M4200 ESTUCHE DE IMPLANTES VITAL

700M4206 CONTENEDOR PARA CONECTORES TRANSVERSALES AJUSTABLES DE Ø6,0 MM

700M4991 CONTENEDOR PARA TORNILLOS VITAL

700M4992 CONTENEDOR PARA BARRAS VITAL

700M4993 CONTENEDOR PARA TAPAS DE CIERRE VITAL

700M4994 CONTENEDOR PARA CONECTORES TRANSVERSALES VITAL

700M4995 CONTENEDOR PARA TORNILLOS AUXILIARES VITAL

700M5000 ESTUCHE UNIVERSAL PARA IMPLANTES

700M5010 ESTUCHE DE BARRAS COMPLEJAS

700M5020 ESTUCHE DE INSTRUMENTOS COMPLEJOS 1

700M5030 ESTUCHE DE INSTRUMENTOS COMPLEJOS 2

700M5035 CONTENEDOR PARA CONECTORES DE BARRAS DE Ø3,5 MM X Ø5,5/6,0 MM

700M5040 ESTUCHE DE INSTRUMENTAL DE DESROTACIÓN

700M5050 ESTUCHE DE ROCKETS

700M5056 CONTENEDOR PARA CONECTORES DE BARRAS DE Ø5,5/6,0 MM

700M5060 ESTUCHE DE INSTRUMENTAL ILÍACO

700M5070 ESTUCHE DE INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN

700M5080 ESTUCHE DE REDUCTORES DE ACCIÓN SIMPLE

700M5090 ESTUCHE DE TAPAS DE CIERRE FRANGIBLES

700M5100 ESTUCHE DE MANGOS

700M5110 ESTUCHE DE INSTRUMENTAL PARA GANCHOS

700M5200 ESTUCHE DE GANCHOS

700M5202 CONTENEDOR DE GANCHOS

700M5203 CONTENEDOR DE GANCHOS ADICIONAL

700M5300-01 BASE DE ESTUCHE DEL SISTEMA DE REVISIÓN

700M5300-02 BANDEJA DEL ESTUCHE DEL SISTEMA REVISION

700M5310 ESTUCHE DE BARRAS EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO DE Ø5,5

700M5320 ESTUCHE DE BARRAS EN S DE ALEACIÓN DE CROMO-COBALTO DE Ø5,5

700M5330 ESTUCHE DE BARRAS EN S DE ALEACIÓN DE TITANIO DE Ø6,0

700M5340 ESTUCHE DE BARRAS EN S DE ALEACIÓN DE CROMO-COBALTO DE Ø6,0

700M5560 CONTENEDOR PARA CONECTORES DE BARRAS "L" 5,5/6,0
700M6001 CONTENEDOR PARA GANCHOS PEDICULARES
700M6002 CONTENEDOR PARA GANCHOS ANGULADOS
700M6003 CONTENEDOR PARA GANCHOS LAMINARES
700M6004 CONTENEDOR PARA GANCHOS LAMINARES ANGOSTOS
700M6005 CONTENEDOR PARA GANCHOS LAMINARES ANGOSTOS REDUCIDOS
700M6006 CONTENEDOR PARA GANCHOS CON DESPLAZAMIENTO
700M6007 CONTENEDOR PARA GANCHOS DE HOJA ANGULADOS
700M6008 CONTENEDOR PARA GANCHO LAMINAR EXTENDIDO
700M6009 CONTENEDOR DE GANCHOS PARA APÓFISIS TRANSVERSA
730M0000 DESROTADOR
730M0002 DESTORNILLADOR DE AJUSTE FINAL PARA FRANGIBLES
730M0003 AJUSTADOR DE CABEZA FIJA
730M0004 APLANADOR ÓSEO
730M0005 ADAPTADOR QUICK CONNECT (DE CONEXIÓN RÁPIDA), LARGO
730M0011 MOLDEADOR CORONAL, IZQUIERDO
730M0012 MOLDEADOR CORONAL, DERECHO
730M0013 PIVOTE PARA MOLDEADOR CORONAL
730M0014 EMPUJADOR DE BARRAS EN TUBO
730M0015 MANIPULADOR DE BARRAS
730M0016 CONTRATORQUE
730M0017 DESTORNILLADOR DE AJUSTE FINAL T27
730M0018 INICIADOR PARA TAPAS DE CIERRE, DE DOBLE EXTREMO
730M0019 INICIADOR PARA TAPAS DE CIERRE T27
730M0021 REDUCTOR EN TORRE II
730M0022 REDUCTOR CON MANGO EN T
730M0023 ADAPTADOR QUICK CONNECT, CORTO
730M0024 REDUCTOR ROCKET CORTO
730M0026 REDUCTOR DE ACCIÓN SIMPLE, LARGO
730M0027 SUJETADOR PARA GANCHOS VERTICAL
730M0028 SUJETADOR PARA GANCHOS ANGULADO
730M0029 SUJETADOR PARA GANCHOS LATERAL
730M0030 IMPACTADOR DE GANCHOS
730M0031 INICIADOR DE GANCHOS PEDICULARES
730M0032 INICIADOR DE GANCHOS LAMINARES ANCHOS
730M0033 INICIADOR DE GANCHOS DE ANCHO MEDIO
730M0034 INICIADOR DE GANCHOS LAMINARES ANGOSTOS
730M0035 INICIADOR DE GANCHOS TORÁCICOS
730M0037 INSTRUMENTO BASCULANTE PARA BARRAS, LARGO
730M0038 CAMISA PARA LENGÜETAS DE REDUCCIÓN
730M0039 DISTRACTOR DE UN SOLO PIVOTE
730M0040 BARRA DE ENLACE PARA MANGO, TAMAÑO 2-3
730M0041 BARRA DE ENLACE PARA MANGO, TAMAÑO 3-4
730M0042 BARRA DE ENLACE PARA MANGO, TAMAÑO 4-5
730M0043 BARRA DE ENLACE PARA MANGO, TAMAÑO 5-6
730M0050 HERRAMIENTA DE INICIO PARA TAPAS DE CIERRE FRANGIBLES

730M0052 HERRAMIENTA DE INICIO PARA GANCHOS DE APÓFISIS TRANSVERSA
730M0053 ENLACE MULTINIVEL
730M0054 ENLACE SEGMENTARIO
730M0056 MANGO DE PAR DE TORSIÓN EXTENDIDO
730M0060 DESTORNILLADOR CANULADO, ESTÁNDAR
730M0061 DESTORNILLADOR CANULADO, CORTO
730M0064 ENLACE SEGMENTARIO, ROSCADO
730M0071 CINCEL ÓSEO
730M0072 PINZA GUBIA PARA CORTE INFERIOR
730M1001 Sonda, LUMBAR, RECTA
730M1002 Sonda, LUMBAR, CURVA
730M1003 Sonda, LUMBAR, RECTA, TIPO LENKE
730M1004 Sonda, LUMBAR, CURVA, TIPO LENKE
730M1005 Sonda, TORÁCICA, RECTA
730M1006 Sonda, TORÁCICA, CURVA
730M1007 Sonda, ILÍACA
730M1008 Sonda, TORÁCICA, RECTA, PEQUEÑA
730M1009 Sonda, TORÁCICA, CURVA, PEQUEÑA
730M3035 MACHUELO, Ø3,5 MM
730M3040 MACHUELO, Ø4,0 MM
730M3045 MACHUELO, Ø4,5 MM
730M3050 MACHUELO, Ø5,0 MM
730M3055 MACHUELO, Ø5,5 MM
730M3060 MACHUELO, Ø6,0 MM
730M3065 MACHUELO, Ø6,5 MM
730M3070 MACHUELO, Ø7,0 MM
730M3075 MACHUELO, Ø7,5 MM
730M3080 MACHUELO, Ø8,0 MM
730M3085 MACHUELO, Ø8,5 MM
730M3090 MACHUELO, Ø9,0 MM
730M3095 MACHUELO, Ø9,5 MM
730M3100 MACHUELO, Ø10,0 MM
730M3105 MACHUELO, Ø10,5 MM
730M5060 MACHUELO CANULADO, ILÍACO, Ø6,0 MM
730M5065 MACHUELO CANULADO, ILÍACO, Ø6,5 MM
730M5070 MACHUELO CANULADO, ILÍACO, Ø7,0 MM
730M5075 MACHUELO CANULADO, ILÍACO, Ø7,5 MM
730M5080 MACHUELO CANULADO, ILÍACO, Ø8,0 MM
730M5085 MACHUELO CANULADO, ILÍACO, Ø8,5 MM
730M5090 MACHUELO CANULADO, ILÍACO, Ø9,0 MM
730M5095 MACHUELO CANULADO, ILÍACO, Ø9,5 MM
730M5100 MACHUELO CANULADO, ILÍACO, Ø10,0 MM
730M5105 MACHUELO CANULADO, ILÍACO, Ø10,5 MM
735M0145 MACHUELO CANULADO VITAL Ø4,5 MM
735M0150 MACHUELO CANULADO VITAL Ø5,0 MM
735M0155 MACHUELO CANULADO VITAL Ø5,5 MM

735M0160 MACHUELO CANULADO VITAL Ø6,0 MM
735M0165 MACHUELO CANULADO VITAL Ø6,5 MM
735M0170 MACHUELO CANULADO VITAL Ø7,0 MM
735M0175 MACHUELO CANULADO 7,5 MM
735M0180 MACHUELO CANULADO VITAL Ø8,0 MM
735M0185 MACHUELO CANULADO 8,5 MM
800M0115 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø10,5 MM
800M0145 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø4,5 MM
800M0150 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø5,0 MM
800M0155 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø5,5 MM
800M0160 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø6,0 MM
800M0165 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø6,5 MM
800M0170 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø7,0 MM
800M0175 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø7,5 MM
800M0185 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø8,5 MM
800M0195 CONTENEDOR PARA TORNILLOS POLIAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø9,5 MM
800M0345 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES CANULADOS VITAL DE Ø4,5 MM
800M0350 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES CANULADOS VITAL DE Ø5,0 MM
800M0355 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES CANULADOS VITAL DE Ø5,5 MM
800M0360 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES CANULADOS VITAL DE Ø6,0 MM
800M0365 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES CANULADOS VITAL DE Ø6,5 MM
800M0375 CONTENEDOR PARA TORNILLOS UNIPLANARES CANULADOS VITAL DE Ø7,5 MM
800M0545 CONTENEDOR PARA TORNILLOS MONOAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø4,5 MM
800M0555 CONTENEDOR PARA TORNILLOS MONOAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø5,5 MM
800M0565 CONTENEDOR PARA TORNILLOS MONOAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø6,5 MM
800M0575 CONTENEDOR PARA TORNILLOS MONOAXIALES CANULADOS VITAL DE Ø7,5 MM
800M0601 CONTENEDOR PARA TORNILLOS ILÍACOS ABIERTOS CANULADOS VITAL
800M0602 CONTENEDOR PARA TORNILLOS ILÍACOS CERRADOS CANULADOS VITAL
800M1021 CONTENEDOR PARA BARRAS
800M1022 CONTENEDOR PARA BARRAS
800M1500 ESTUCHE DE INSTRUMENTOS CANULADOS VITAL
800M1900-01 BASE DE KIT 1
800M1900-02 BANDEJA DE KIT 1
800M1901-01 BANDEJA DE KIT 2
800M1901-02 BASE DE KIT 2
800M1902-01 BANDEJA PARA KIT DE IMPLANTES
800M1902-02 BASE PARA KIT DE IMPLANTES
850M0016 DILATADOR INICIAL
850M0017 DILATADOR PARA MACHUELOS
850M0018 DILATADOR PARA TORNILLOS
850M0019 DILATADOR EXTRA GRANDE
850M0020 DESTORNILLADOR CANULADO PARA TORNILLOS ÓSEOS T27, ROSCA CORTA
850M0021 DESTORNILLADOR CANULADO PARA TORNILLOS ÓSEOS T27
850M0022 DESTORNILLADOR DE AJUSTE FINAL T27
850M0023 INICIADOR DE DOBLE EXTREMO T27
850M0024 INICIADOR PARA TAPAS DE CIERRE T27

850M0025 DESTORNILLADOR DE AJUSTE FINAL T27, LARGO
850M0026 INICIADOR T27, LARGO
850M0028 LLAVE DE CONTRATORSIÓN PARA CAMISA DE REFUERZO
850M0029 CAMISA DE REFUERZO
850M0030 REDUCTOR EN TORRE CANULADO
850M0031 MANGO DE PALMA PARA TORRE CANULADA
850M0032 HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN T27 PARA TORRE CANULADA
850M0033 TORRE CANULADA
850M0034 DILATADOR EXTRA GRANDE PARA TORRE CANULADA
850M0035 MINI INICIADOR T27 PARA TORRE CANULADA
850M0041 INSERTADOR DE BARRAS - A TRAVÉS
850M0042 INSERTADOR DE BARRAS - CON TOPE
S50M0043 PISTÓN DE BLOQUEO PARA INSERTADOR DE BARRAS
850M0046 EMPUJADOR DE BARRAS
850M0049 CONTRATORQUE, CAPTURA DE BARRAS
850M0050 CONTRATORQUE
850M0051 CONTRATORQUE LARGO
850M0052 HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CON MANGO EN T
850M0053 MANGO DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CON MECANISMO DE TRINQUETE
850M0054 CONTRATORQUE, CORTO, RANURADO
850M0056 MARTILLO DE IMPACTO PARA ALAMBRE K
850M0057 CALIBRADOR PARA BARRAS
850M0058 COMPRESOR
850M0059 PUNZÓN QUICK CONNECT (DE CONEXIÓN RÁPIDA)
850M0060 PINZAS PARA BARRAS
850M0061 CAMISA PARA LENGÜETAS
850M0066 APLANADOR ÓSEO
850M0068 DISTRACTOR
850M0076 ADAPTADOR DE ASPIRACIÓN PARA MACHUELO
850M0078 INSERTADOR DE TAPAS DE CIERRE
850M0081 CALIBRADOR PARA BARRAS, LARGO
850M0085 GIRADOR DE CABEZAL PARA HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE TORRE CANULADA
850M4000 HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR, ESTILETE DE MACHUELO, CORTO
850M4010 ESTILETE SIN TRINQUETE DE MACHUELO DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR
CORTA PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL
850M4030 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 30 MM
850M4035 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 35 MM
850M4040 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 40 MM
850M4045 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 45 MM
850M4050 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 50 MM
850M4055 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA

MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 55 MM

850M4060 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 60 MM

850M4065 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 65 MM

850M4070 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 70 MM

850M4075 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 75 MM

850M4080 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 80 MM

850M4085 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 85 MM

850M4090 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 90 MM

850M4095 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 95 MM

850M4100 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 100 MM

850M4105 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 105 MM

850M4110 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 110 MM

850M4115 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 115 MM

850M4120 ESTILETE DE HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR CORTA PARA CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA VITAL DE 120 MM

850M5040 MACHUELO CANULADO CORTO 4,0 MM

850M5045 MACHUELO CANULADO CORTO VITAL PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA – 4,5
MM

850M5050 MACHUELO CANULADO CORTO 5,0 MM

850M5055 MACHUELO CANULADO CORTO VITAL PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA – 5,5
MM

850M5060 MACHUELO CANULADO CORTO 6,0 MM

850M5065 MACHUELO CANULADO CORTO VITAL PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA – 6,5
MM

850M5070 MACHUELO CANULADO CORTO 7,0 MM

850M5075 MACHUELO CANULADO CORTO VITAL PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA – 7,5
MM

850M5080 MACHUELO CANULADO CORTO 8,0 MM

850M5085 MACHUELO CANULADO CORTO 8,5 MM

850M5090 MACHUELO CANULADO CORTO 9,0 MM

850M5095 MACHUELO CANULADO CORTO 9,5 MM

850M5100 MACHUELO CANULADO CORTO 10,0 MM

850M5105 MACHUELO CANULADO CORTO 10,5 MM

850M6045 HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR, MACHUELO, Ø4,5 MM, CORTO

850M6055 HERRAMIENTA DE ACCESO PEDICULAR, MACHUELO, Ø5,5 MM, CORTO
854M0017 DILATADOR MEDIANO
854M0018 DILATADOR GRANDE

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Los implantes del sistema de fijación vertebral Vitality son dispositivos de fijación vertebral no cervical indicados para la fijación posterior mediante tornillos pediculares (T1 S2/ilion), fijación posterior mediante gancho (T1 L5) o fijación anterolateral (T8 L5). La fijación mediante tornillos pediculares está indicada para pacientes con madurez esquelética y adolescentes.

Estos dispositivos están diseñados como complemento de la artrodesis para todas estas indicaciones: discopatía degenerativa (definida como dolor de espalda discógeno con degeneración del disco confirmada por la historia clínica y por estudios radiográficos); espondilolistesis; traumatismo (es decir, fractura o luxación); deformidades o curvaturas (es decir, escoliosis, hipercifosis o lordosis, enfermedad de Scheuermann); tumor; estenosis; pseudoartrosis o fracaso de una artrodesis previa. Si se usa como complemento de la artrodesis, el sistema de fijación vertebral Vitality está indicado para usarse con autoinjertos o aloinjertos.

Además, el sistema de fijación de la columna vertebral Vitality es un sistema de fijación mediante tornillos pediculares y está indicado para el tratamiento de espondilolistesis agudas (grados 3 y 4) de la vértebra L5-S1 en pacientes con madurez esquelética a los que se les practique la artrodesis mediante injertos óseos autógenos, conectando implantes a la columna lumbosacral o el ilion, y quitándolos una vez que se consigue una artrodesis sólida. Los niveles de fijación mediante tornillos pediculares para estos pacientes son L3 sacro/ilion.

Si se usa para la fijación posterior mediante tornillos pediculares no cervicales en pacientes pediátricos, los implantes del sistema Vitality están indicados como complemento de la artrodesis para el tratamiento de escoliosis idiopática en adolescentes. El sistema Vitality está indicado para usarse con autoinjertos o aloinjertos. La fijación mediante tornillos pediculares en pacientes pediátricos se limita a un abordaje posterior.

El uso del sistema de fijación vertebral Vitality en pacientes con madurez esquelética puede incluir la fijación de los ganchos del sistema de fijación vertebral Instinct® Java™*, los ganchos del APEX Spinal System™* o la fijación del sistema de fijación vertebral Universal Clamp®* a las varillas del sistema de fijación vertebral Vitality. El sistema de fijación vertebral Vitality también se puede usar en pacientes que no han alcanzado la madurez esquelética si se conecta al sistema de fijación vertebral Universal Clamp.

Con el fin de lograr un mayor nivel de fijación en pacientes con madurez esquelética, el sistema de fijación vertebral Vitality puede conectarse al sistema de fijación vertebral Virage® OCT* y al sistema de fijación vertebral Instinct Java ofrecidos por Zimmer Biomet Spine, usando conectores de varillas.

Período de vida útil: N/A

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Unitario

Método de esterilización: N/A

Nombre del fabricante:

- 1) Highridge Medical, LLC
- 2) Zimmer Biomet Spine Inc.

Lugar de elaboración:

- 1) 10225 Westmoor Dr. Westminster, CO 80021 - Estados Unidos de America.
- 2) 10225 Westmoor Dr. Westminster, CO 80021 – Estados Unidos de America.

1-0047-3110-004514-25-5

Nº Identificador Trámite: 69056

AM