



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
**AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA**

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-005488-24-0

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-005488-24-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones BIOADVANCE S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 64/25, y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

**LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL**

## DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

### DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Delta, Overfix nombre descriptivo Arpones para reconstrucción ligamentaria en PEEK y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna , de acuerdo con lo solicitado por BIOADVANCE S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2025-71417468-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 2479-20 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

### DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2479-20

Nombre descriptivo: Arpones para reconstrucción ligamentaria en PEEK

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
16-027 - Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Delta, Overfix

Modelos:

CODIGO DESCRIPCIÓN

91-7906-000-30 Sutura de anclaje X-Lock™ de PEEK, roscado, 3,0x11 con sutura UHS #2, blanca y azul

91-7906-000-31 Sutura de anclaje X-Lock™ de PEEK, roscado, 3,0x11 con sutura UHS #2, blanca y negra

91-7906-000-32 Sutura de anclaje X-Lock™ de PEEK, roscado, 3,0x11 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul

91-7906-000-33 Sutura de anclaje X-Lock™ de PEEK, roscado, 3,0x11, blanca y blanco-negra

91-7906-000-00 Sutura de anclaje RebonFix™ de PEEK, 4,5x19,5 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul

91-7906-000-01 Sutura de anclaje RebonFix™ de PEEK, 4,5x19,5 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-negra

91-7906-000-02 Sutura de anclaje RebonFix™ de PEEK, 5,5x19,5 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul

91-7906-000-03 Sutura de anclaje RebonFix™ de PEEK, 5,5x19,5 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-negra

91-7906-000-04 Sutura de anclaje RebonFix™ de PEEK, 5,5x19,5 con 3 suturas UHS #2, blanca y blanca- azul; y blanca y blanca-negra

91-7906-000-40 Sutura de anclaje DualFix™ de PEEK, 3,4x14 con 1 sutura UHS #2, blanca y azul

91-7906-000-41 Sutura de anclaje DualFix™ de PEEK, 3,4x14 con 1 sutura UHS #2, blanca y negra

91-7906-000-42 Sutura de anclaje DualFix™ de PEEK, 3,4x14 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul

91-7906-000-43 Sutura de anclaje DualFix™ de PEEK, 3,4x14 con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-negra

91-7903-003-45 Sutura de anclaje X-Lock de PEEK, 4,5x17mm con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul

91-7902-001-02 Sutura de anclaje X-Lock de PEEK, 4,5x17mm con 3 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul y blanca

91-7903-003-55 Sutura de anclaje X-Lock de PEEK, 5,5x17mm con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul

91-7903-003-65 Sutura de anclaje X-Lock de PEEK, 6,5x17mm con 2 suturas UHS #2, blanca y blanca-azul

91-7903-001-30 Sutura de anclaje i-Lock sin nudo de PEEK, roscado, 3,0x16mm

91-7903-001-35 Sutura de anclaje i-Lock sin nudo de PEEK, roscado, 3,5x19mm

91-7903-001-45 Sutura de anclaje i-Lock sin nudo de PEEK, roscado, 4,5x24mm

91-7903-002-47 Sutura de anclaje i-Lock sin nudo de PEEK, con torsión, 4,75x19mm con sutura UHS #2, blanca y azul

91-7903-002-55 Sutura de anclaje i-Lock sin nudo de PEEK, con torsión, 5,5x19mm con sutura UHS #2, blanca y azul

#### INSTRUMENTAL ASOCIADO

91-5802-049-25 Radio completo agresivo Ø 2,5mm, Tipo D

91-5804-036-25 Radio completo agresivo Ø 2,5mm, Tipo S

91-5803-055-25 Radio completo agresivo Ø 2,5mm, Tipo C

91-5803-062-25 Radio completo agresivo Ø 2,5mm, Tipo A

91-5804-026-35 Radio completo Ø 3,5mm, Tipo S

91-5803-033-35 Radio completo Ø 3,5mm, Tipo C

91-5803-045-35 Radio completo Ø 3,5mm, Tipo A  
91-5804-027-40 Radio completo Ø 4,0mm, Tipo S  
91-5803-034-40 Radio completo Ø 4,0mm, Tipo C  
91-5803-046-40 Radio completo Ø 4,0mm, Tipo A  
91-5804-028-55 Radio completo Ø 5,5mm, Tipo S  
91-5803-035-55 Radio completo Ø 5,5mm, Tipo C  
91-5803-047-55 Radio completo Ø 5,5mm, Tipo A  
91-5802-071-40 Radio completo Plus, Ø4,0mm, Tipo D  
91-5804-056-40 Radio completo Plus Ø4,0mm, Tipo S  
91-5804-023-35 Radio completo agresivo Ø 3,5mm Tipo S  
91-5803-057-35 Radio completo agresivo Ø 3,5mm Tipo C  
91-5803-064-35 Radio completo agresivo Ø 3,5mm Tipo A  
91-5804-024-40 Radio completo agresivo Ø 4,0mm Tipo S  
91-5803-031-40 Radio completo agresivo Ø 4,0mm Tipo C  
91-5803-043-40 Radio completo agresivo Ø 4,0mm Tipo A  
91-5804-025-55 Radio completo agresivo Ø 5,5mm Tipo S  
91-5803-032-55 Radio completo agresivo Ø 5,5mm Tipo C  
91-5803-044-55 Radio completo agresivo Ø 5,5mm Tipo A  
91-5802-070-40 Radio completo Doblemente agresivo Ø 4,0mm Tipo D  
91-5804-053-40 Radio completo Doblemente agresivo Ø 4,0mm Tipo S  
91-5802-072-40 Radio completo agresivo Plus Ø4,0mm Tipo D  
91-5804-052-40 Radio completo agresivo Plus Ø4,0mm Tipo S  
91-5804-029-35 Incisivo Ø 3,5mm Tipo S  
91-5803-036-35 Incisivo Ø 3,5mm Tipo C  
91-5803-048-35 Incisivo Ø 3,5mm Tipo A  
91-5804-030-40 Incisivo Ø 4,0mm Tipo S  
91-5803-037-40 Incisivo Ø 4,0mm Tipo C  
91-5803-049-40 Incisivo Ø 4,0mm Tipo A  
91-5804-031-55 Incisivo Ø 5,5mm Tipo S  
91-5803-038-55 Incisivo Ø 5,5mm Tipo C  
91-5803-050-55 Incisivo Ø 5,5mm Tipo A  
91-5802-069-40 Incisivo Plus Ø 4,0mm Tipo D  
91-5804-051-40 Incisivo Plus Ø 4,0mm Tipo S  
91-5803-095-40 Incisivo Plus Ø 4,0mm Tipo C  
91-5803-096-40 Incisivo Plus Ø 4,0mm Tipo A  
91-5801-001-40 Incisivo Plus Ø 4,0mm Tipo DM  
91-5802-074-55 Fresa Ovalada Ø 5,5mm Tipo D  
91-5804-055-55 Fresa Ovalada Ø 5,5mm Tipo S  
91-5801-003-55 Fresa Ovalada Ø 5,5mm Tipo DM  
91-5804-049-40 Fresa Ovalada Ø 4,0mm Tipo S  
91-5803-080-40 Fresa Ovalada Ø 4,0mm Tipo C  
91-5803-078-40 Fresa Ovalada Ø 4,0mm Tipo A  
91-5804-050-55 Fresa Ovalada Ø 5,5mm Tipo S  
91-5803-081-55 Fresa Ovalada Ø 5,5mm Tipo C  
91-5803-079-55 Fresa Ovalada Ø 5,5mm Tipo A  
91-5802-073-55 Fresa Redonda Ø 5,5mm Tipo D

91-5804-054-55 Fresa Redonda Ø 5,5mm Tipo S  
91-5801-002-55 Fresa Redonda Ø 5,5mm Tipo DM  
91-5804-034-40 Fresa Redonda Ø 4,0mm Tipo S  
91-5803-041-40 Fresa Redonda Ø 4,0mm Tipo e  
91-5803-053-40 Fresa Redonda Ø 4,0mm Tipo A  
91-5804-035-55 Fresa Redonda Ø 5,5mm Tipo S  
91-5803-042-55 Fresa Redonda Ø 5,5mm Tipo C  
91-5803-054-55 Fresa Redonda Ø 5,5mm Tipo A  
91-7801-000-22 Punzón para X-Lock, 4,5/5,5mm  
91-7805-000-81 Punzón para X-Lock, 6,5mm  
91-7805-000-80 Punzón para i-Lock, roscado 4,75/5,5mm  
91-7805-000-64 Broca para i-Lock, con rosca 3,0mm  
91-7805-000-57 Guía de broca para i-Lock, con rosca 3,0mm  
91-7805-000-65 Broca para i-Lock, con rosca 3,5mm  
91-7805-000-58 Guía de broca para i-Lock, con rosca 3,5mm  
91-7805-000-79 Punzón para i-Lock, con rosca 4,5mm  
91-7805-000-69 Broca flexible de 1,3mm  
91-7805-000-74 Obturador afilado de 1,3mm  
91-7805-000-71 Obturador romo de 1,3mm  
91-7805-000-59 Guía de broca de 1,3mm, Corolla  
91-7805-000-54 Guía de broca de 1,3mm, Fishmouth  
91-7805-000-62 Guía de broca de 1,3mm, curva 15°  
91-7805-000-70 Broca flexible de 1,8mm  
91-9802-001-03 Obturador afilado de 1,3mm  
91-7805-000-72 Obturador romo de 1,8mm  
91-7805-000-60 Guía de broca de 1,8mm, Corolla  
91-7805-000-55 Guía de broca de 1,8mm, Fishmouth  
91-7805-000-63 Guía de broca de 1,8mm, curva 15°  
91-7805-000-66 Broca de 2,5mm  
91-7805-000-67 Broca de 3,0mm  
91-7805-000-75 Obturador afilado de 2,5mm  
91-7805-000-76 Obturador romo de 3,0mm  
91-7805-000-73 Obturador romo de 2,5/3,0mm  
91-7805-000-61 Guía de broca de 2,5/3,0mm, Corolla  
91-7805-000-56 Guía de broca de 2,5/3,0mm, Fishmouth  
91-9802-001-90 Cánula ranurada  
91-9802-001-53 Cortador de sutura para sutura #2-0  
91-7801-000-34 Cortador de sutura cerrado para sutura #2-0  
91-9800 Set de instrumentos para reconstrucción universal de LCA/LCP  
91-9805 Set de instrumentos All-Inside LCA/LCP  
91-9805-000-22 Brazo de guía de perforación All-Inside  
91-9805-000-32 Brazo de guía de perforación All-Inside desmontaje rápido  
91-9805-000-48 Broca giratoria para metal, 5mm  
91-9805-000-49 Broca giratoria para metal, 6mm  
91-9805-000-50 Broca giratoria para metal, 7mm  
91-9805-000-51 Broca giratoria para metal, 8mm

91-9805-000-52 Broca giratoria para metal, 9mm  
91-9805-000-53 Broca giratoria para metal, 10mm  
91-9805-000-57 Broca giratoria para metal, 5mm, corta  
91-9805-000-58 Broca giratoria para metal, 6mm, corta  
91-9805-000-59 Broca giratoria para metal, 7mm, corta  
91-9805-000-60 Broca giratoria para metal, 8mm, corta  
91-9805-000-61 Broca giratoria para metal, 9mm, corta  
91-9805-000-62 Broca giratoria para metal, 10mm, corta  
91-9805-000-23 Vaina de guía de broca, 2.5mm  
91-9805-000-24 Vaina de guía de broca, 3.5mm  
91-9805-000-10 Vaina de guía de broca, 3.5mm  
91-9805-000-28 Guía de colocación femoral LCA  
91-9805-000-25 Guía de pin tibial LCA  
91-9805-000-31 Marcador tibial de LCA  
91-9805-000-26 Guía de colocación Tibial LCP  
91-9805-000-27 Guía de colocación Femoral LCP  
91-9805-000-29 Guía AC, izquierda  
91-9805-000-30 Guía AC, derecha  
91-9805-001-54 Empujador de sutura  
91-9805-001-32 Martillo  
91-9802-001-61 Estuche de instrumentos All-Inside LCA/LCP  
91-7800 Set de Instrumentos Universales para Artroscopia de Hombro  
91-7805-000-36 Receptor de sutura  
91-7805-000-37 Receptor de sutura y tejido  
91-7805-000-44 Cortador de sutura #2, cerrado  
91-7805-000-43 Cortador de sutura #2, abierto  
91-7805-000-50 Penetrador, recto  
91-7805-000-52 Penetrador, 45° izquierda  
91-7805-000-53 Penetrador, 45° derecha  
91-7805-000-51 Penetrador, 20° hacia arriba  
91-7805-000-13 Gancho de sutura RC  
91-7805-000-09 Gancho de sutura, 45°, derecha  
91-7805-000-11 Gancho de sutura, 45°, izquierda  
91-7805-000-12 Gancho de sutura, 90°, recto  
91-7805-000-03 Gancho de Crochet  
91-9805-001-27 Sonda, 5mm  
91-7805-000-15 Escofina glenoide, 20° hacia arriba  
91-7805-000-16 Escofina glenoide, 20° hacia abajo  
91-7805-000-17 Escofina glenoide, doble cara  
91-7805-000-19 Elevador de tejidos, 30° hacia arriba  
91-9805-000-18 Elevador de tejidos, 15° hacia arriba  
91-9805-000-20 Elevador de tejidos, 15° hacia abajo  
91-7805-000-21 Elevador de tejidos, 30° hacia abajo  
91-7806-000-01 Pasador de sutura Rhino™ III  
91-7806-000-02 Aguja pasadora de sutura Rhino™ III  
91-7806-000-03 Manguito guía, 2,9mm

91-7805-000-68 Broca escalonada, 2,9mm  
91-7805-000-14 Empujador de nudos, hombro  
91-7805-000-05 Palanca de conmutación de 3,5mm  
91-7806-000-20 Alambre de bucle de Nitinol  
91-7801-001-01 Estuche de instrumentos para hombro  
91-7806 Conjunto de ganchos Fantastic™  
91-7806-000-04 Gancho y mango Fantastic™  
91-7806-000-05 Gancho Fantastic™, 90° recto  
91-7806-000-06 Gancho Fantastic™, recto de 90°, largo  
91-7806-000-07 Gancho Fantastic™, 25° a la derecha  
91-7806-000-08 Gancho Fantastic™, 25° a la izquierda  
91-7806-000-09 Gancho Fantastic™, 45° a la derecha  
91-7806-000-10 Gancho Fantastic™, 45° a la izquierda  
91-7806-000-11 Gancho Fantastic™, 60° a la derecha  
91-7806-000-12 Gancho Fantastic™, 60° a la izquierda  
91-7806-000-13 Gancho Fantastic™, 90° a la derecha  
91-7806-000-14 Gancho Fan Fantastic™, 90° a la izquierda  
91-7806-000-15 Gancho Fantastic™, sacacorcho, derecho  
91-7806-000-16 Gancho Fantastic™, sacacorcho, izquierdo  
91-7806-000-17 Gancho Fantastic™, media luna, pequeño, 3x15mm  
91-7806-000-19 Gancho Fantastic™, media luna, mediano, 4x20mm  
91-7806-000-18 Gancho Fantastic™, media luna, grande, 6x25mm  
91-9807 Set Maestro de Instrumentos para Artroscopia de Mano  
91-9807-000-03 Punzón angosto, 10° hacia arriba  
91-9807-000-04 Punzón angosto, recto  
91-9807-000-05 Punzón angosto, 10° hacia arriba, 20° curvado hacia la izquierda  
91-9807-000-06 Punzón angosto, 10° hacia arriba, 20° curvado hacia la derecha  
91-9807-000-07 Punzón angosto, 20° curvado hacia arriba  
91-9807-000-08 Punzón L-Duck, recto  
91-9807-000-09 Punzón L-Duck, 10° hacia arriba  
91-9807-000-10 Punzón L-Duck, 10° hacia arriba, 20° curvado hacia la izquierda  
91-9807-000-11 Punzón L-Duck, 10° hacia arriba, 20° curvado hacia la derecha  
91-9807-000-12 Punzón S-Duck, recto  
91-9807-000-13 Punzón S-Duck, 10° hacia arriba  
91-9807-000-14 Punzón S-Duck, 10° hacia arriba, 20° curvado hacia la izquierda  
91-9807-000-15 Punzón S-Duck, 10° hacia arriba, 20° curvado hacia la derecha  
91-9807-000-27 Punzón de tijera, recta  
91-9807-000-28 Punzón de tijera, 10° hacia arriba  
91-9807-000-29 Punzón de tijera, 10° hacia arriba, 20° curvado hacia la izquierda  
91-9807-000-30 Punzón de tijera 110° hacia arriba, 20° curvado hacia la derecha  
91-9807-000-32 Pinza para cuerpos sueltos  
91-9807-000-16 Punzón S-Duck, 20° curvado hacia arriba  
91-9807-000-17 Punzón posterior, 15° curvado hacia arriba  
91-9807-000-18 Punzón posterior, 20° curvado hacia arriba  
91-9807-000-19 Punzón posterior, recto  
91-9807-000-20 Punzón posterior, curvado hacia la izquierda

91-9807-000-21 Punzón posterior, curvado hacia la derecha  
 91-9807-000-24 Punzón de cuchara, recto  
 91-9807-000-22 Pinza Bakcbiter, derecha  
 91-9807-000-23 Pinza Bakcbiter, izquierda  
 91-9807-000-25 Punzón, 90° a la izquierda  
 91-9807-000-26 Punzón, 90° a la derecha  
 91-9807-000-33 Punzón ovalado, recto  
 91-9807-000-31 Pinza agarre cocodrilo de 2,7mm  
 91-7805-000-22 Púas de Condro, recta  
 91-7805-000-23 Púas de Condro, 25°  
 91-7805-000-24 Púas de Condro, 40°  
 91-7805-000-25 Púas de Condro, 60°  
 91-7805-000-26 Púas de Condro, 90°  
 91-9807SMJ Microinstrumento manual Hummingbird™  
 91-9807-000-72 Micropunzón en forma de lágrima, recto  
 91-9807-000-73 Micropunzón de agarre  
 91-9807-000-74 Micropunzón de agarre Duck, recto  
 91-9807-000-75 Micropunzón posterior, 15° ascendente  
 91-9807-000-76 Micropunzón en forma de lágrima, curvado hacia la derecha  
 91-9807-000-77 Micropunzón en forma de lágrima, curvado hacia la izquierda  
 91-9807-000-80 Micropinza para cuerpos sueltos  
 91-9807-000-78 Micropunzón con tijeras, recto  
 91-9807-000-79 Micropinzas con agarre cocodrilo  
 MRT01 Conjunto de instrumentos para reparación de la raíz meniscal  
 91-9806-000-24 Apuntador de la raíz meniscal  
 91-9806-000-25 Brazo de ajuste del apuntador de la raíz meniscal, 2 partes  
 91-9806-000-26 Broca canulada 3,0mm con pasador, para la raíz meniscal  
 91-9806-000-27 Vaina de guía de broca para la raíz meniscal

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El arpón para reconstrucción ligamentaria de PEEK está diseñado para fijar suturas (tejidos blandos) al hueso del pie, tobillo, rodilla, mano, muñeca, codo, hombro y cadera.

Los cirujanos deben aplicar su criterio profesional al determinar el tamaño apropiado del arpón según la indicación específica, la técnica quirúrgica preferida y el historial del paciente.

Hombro: reparación de desgarramiento del manguito rotador, reparación de lesión de Bankart, reparación de lesión SLAP, tenodesis del bíceps, reparación de la separación acromioclavicular, reparación del deltoides, desplazamiento capsular o reconstrucción capsulolabral.

Pie/tobillo: estabilización lateral, estabilización medial, reparación del tendón de Aquiles, reconstrucción de la parte media del pie, reconstrucción del hallux valgus, reparación del ligamento/tendón metatarsiano.

Rodilla: reparación del ligamento colateral medial, reparación del ligamento colateral lateral, reparación del ligamento oblicuo posterior, tenodesis de la banda iliotibial, avance oblicuo del vasto medial, reparación del ligamento cruzado anterior, fijación secundaria o adjunta para reconstrucción o reparación del LCA/LCP

Mano/Muñeca: Reconstrucción del Ligamento Escafolunar, Reconstrucción del Ligamento Colateral cubital o radial.

Codo: reinserción del tendón del bíceps, reconstrucción del ligamento colateral cubital o radial, reparación de epicondilitis lateral

Cadera: reparación del labrum acetabular, reparación del tendón de la corva proximal

Período de vida útil: 5 años para productos estériles

No aplica para productos no estériles

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: Oxido de etileno

Nombre del fabricante:

Beijing Delta Medical Science & Technology Corp. Ltd.

Lugar de elaboración:

Nº101, PISO 1- PISO 4, EDIFICIO 14, Nº25 CALLE JINGSHENG NAN Nº2, DISTRITO TONGZHOU, 101102 Beijing, República Popular China

Nº 1-0047-3110-005488-24-0

Nº Identificador Trámite: 60967

AM