



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN**N° rev: 1594-37#0002**

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por KFF S.A. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 1594-37 aprobado según:

Disposición autorizante N° 1917 de fecha 01 marzo 2018

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: N° Rev.:1594-37#0001

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	CONFIANCE DAB-XXYY DCHB-XXYY DABS-XXYY DABH-XXYY DCHBH-XXYY DABTS-XXYY DABT-XXYY DCHBT-XXYY DABLS-XXYY DABHT-XXYY DCHBHT-XXYY DABTLS-XXYY DABL-XXYY DCHBL-XXYY DAHBS-XXYY DABHL-XXYY DCHBHL-XXYY DAHBTs-XXYY DABTL-XXYY DCHBTL-XXYY DAHBLs-XXYY	CONFIANCE DAB-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, posicionador de stent, guía teflonada, clamp DABH-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílica, posicionador de stent, guía teflonada, clamp DABT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp DABHT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílica, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp DABL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, guía teflonada, clamp DABHL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílica, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp DABTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota

DABHTL-XXYY	punta abierta, hilo de remoción, posicionador de
DCHBHTL-XXYY	stent, guía de acero inoxidable, clamp
DAHBTLS-XXYY	DCHB-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
DAHB-XXYY SCML-	hidrofílico punta cerrada, posicionador de stent, guía
XXYYZZ DCBS-	teflonada, clamp
XXYY	DCHBH-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
DAHBH-XXYY	hidrofílico punta cerrada, posicionador de stent, guía
SCMLH-XXYYZZ	Hidrofílica, clamp
DCBTS-XXYY	DCHBT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
DAHBT-XXYY	hidrofílico punta cerrada, posicionador de stent , guía
SCMLT-XXYYZZ	de acero inoxidable, clamp
DCBLS-XXYY	DCHBHT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
DAHBHT-XXYY	hidrofílico punta cerrada, posicionador de stent, guía
SCMLHT-XXYYZZ	hidrofílica, clamp
DCBTLS-XXYY	DCHBL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
	hidrofílico punta cerrada, hilo de remoción,
DAHBL-XXYY	posicionador de stent, guía teflonada, clamp
SCMLL-XXYYZZ	DCHBHL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
DCHBS-XXYY	hidrofílico punta cerrada, hilo de remoción,
DAHBHL-XXYY	posicionador de stent, guía Hidrofílica, clamp
SCMLHL-XXYYZZ	DCHBTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
DCHBTS-XXYY	hidrofílico punta cerrada, hilo de remoción,
DAHBTL-XXYY	posicionador de stent, guía de acero inoxidable,
SCMLTL-XXYYZZ	clamp
DCHBLS-XXYY	DABS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta
DAHBHTL-XXYY	abierta, posicionador de stent, clamp
SCMLHTL-XXYYZZ	DABTS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
DCHBTLS-XXYY	punta abierta, posicionador de stent, clamp
DCB-XXYY SCHML-	DABLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
XXYYZZ SCMLS-	punta abierta, hilo de remoción, posicionador de
XXYYZZ	stent, clamp
DCBH-XXYY	DABTLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
SCHMLH-XXYYZZ	punta abierta, hilo de remoción, posicionador de
SCMLTS-XXYYZZ	stent, clamp
DCBT-XXYY	DAHBS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
SCHMLT-XXYYZZ	hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, clamp
SCMLLS-XXYYZZ	DAHBTs-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
DCBHT-XXYY	hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, clamp
SCHMLHT-XXYYZZ	DAHBLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
SCMLTLS-XXYYZZ	hidrofílico punta abierta, hilo de remoción,
DCBL-XXYY	posicionador de stent, clamp
SCHMLL-XXYYZZ	DABHTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
SCHMLS-XXYYZZ	hidrofílico punta abierta, hilo de remoción,
DCBHL-XXYY	posicionador de stent, guía de acero inoxidable,
SCHMLHL-XXYYZZ	clamp
SCHMLTS-XXYYZZ	DAHB-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
DCBTL-XXYY	hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, guía
SCHMLTL-XXYYZZ	teflonada, clamp
SCHMLLS-XXYYZZ	DAHBH-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
DCBHTL-XXYY	hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, guía

		Hidrofílica, clamp DAHBT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp DAHBHT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp SCML-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", posicionador de stent, guía teflonada, clamp SCHMLHTL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, guía teflonada, clamp SCHMLTLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp SCMLT-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílica, posicionador de stent, clamp DCBS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, posicionador de stent, clamp DCBTS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, posicionador de stent, clamp DCBLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp DCBTLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp DAHBL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía teflonada, clamp DAHBHL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía Hidrofílica, clamp DAHBTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp DAHBHTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp DCB-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, posicionador de stent, guía teflonada, clamp DCBH-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta cerrada, posicionador de stent, guía teflonada, clamp DCBT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp DCBHT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota
--	--	---

SCHMLHTL-XXYYZZ
SCHMLTLS-XXYYZZ

Donde:

xx: diámetro en Fr:
3Fr, 4Fr, 4.5Fr, 4.7Fr,
4.8Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr,
8Fr (según
corresponda).

yy: longitud cm ó in:
8cm/3.15in,
12cm/4.72in,
14cm/5.51in,
16cm/6.30in,
20cm/7.87in,
22cm/8.66in,
24cm/9.45cm,
26cm/10.46cm,
28cm/11.02in (según
corresponda).

zz: longitud cm ó in:
12cm/4.72in,
14cm/5.51in,
16cm/6.30in,
20cm/7.87in,
22cm/8.66in,
24cm/9.45cm,
26cm/10.46cm,
28cm/11.02in,
32cm/12.60in (según
corresponda).

		punta cerrada hidrofílica, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp DCBL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, hilo de remoción, posicionador de stent, guía teflonada, clamp DCBHL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílica, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp DCBTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp DCBHTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp DCHBHTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp SCMLL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", hilo de remoción, posicionador de stent, guía teflonada, clamp SCMLHL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp SCMLTL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp SCMLHTL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp SCHML-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, guía teflonada, clamp SCHMLH-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, guía Hidrofílica, clamp SCHMLT-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp SCHMLHT-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp SCHMLL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía teflonada, clamp SCHMLHL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía Hidrofílica, clamp SCHMLTL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción,
--	--	--

		posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp SCHMLHTL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp DAHBTLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp DCHBS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, posicionador de stent, clamp DCHBTS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, posicionador de stent, clamp DCHBLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp DCHBTLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp SCMLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", posicionador de stent, clamp SCMLTS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", posicionador de stent, clamp SCMLLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", hilo de remoción, posicionador de stent, clamp SCMLTLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", hilo de remoción, posicionador de stent, clamp SCHMLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, clamp SCHMLTS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, clamp SCHMLLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp SCHMLTLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp Donde: xx: diámetro en Fr: 3Fr, 4Fr, 4.5Fr, 4.7Fr, 4.8Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr (según corresponda) yy: logintud cm ó in: 8cm/3.15in, 12cm/4.72in, 14cm/5.51in, 16cm/6.30in, 20cm/7.87in, 22cm/8.66in, 24cm/9.45cm, 26cm/10.46cm, 28cm/11.02in (según corresponda) zz: longitud cm ó in: 12cm/4.72in, 14cm/5.51in,
--	--	---

		16cm/6.30in, 20cm/7.87in, 22cm/8.66in, 24cm/9.45cm, 26cm/10.46cm, 28cm/11.02in, 32cm/12.60in (según corresponda)
Forma de presentación	envasado individualmente	Cada caja contiene 10 unidades estériles envasadas individualmente. • Envase primario: blíster de PVC sellado con Tyvek. • Envase secundario: caja de cartón color blanco que agrupa 10 unidades. Los Stents Ureterales CONFIANCE fabricados por KFF S.A. contienen: • Un stent ureteral doble J radiopaco. • Con o sin guía. • Un posicionador de stent radiopaco. • Un clamp.

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Stent Ureteral

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
17-693 Kits de Endoprótesis (Stent) Ureterales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): KFF

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: facilitar el drenaje de orina desde los riñones a la vejiga en caso de obstrucción del uréter o para ayudar a la cicatrización del uréter luego de la cirugía.

Modelos: CONFIANCE

DAB-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, posicionador de stent, guía teflonada, clamp

DABH-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílica, posicionador de stent, guía teflonada, clamp

DABT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

DABHT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílica, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

DABL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, guía teflonada, clamp

DABHL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílica, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp

DABTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

DCHB-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta cerrada, posicionador de stent, guía teflonada, clamp

DCHBH-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta cerrada, posicionador de stent, guía Hidrofílica, clamp

DCHBT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta cerrada, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

DCHBHT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta cerrada, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp

DCHBL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta cerrada, hilo de remoción,

posicionador de stent, guía teflonada, clamp
 DCHBHL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta cerrada, hilo de remoción, posicionador de stent, guía Hidrofílica, clamp
 DCHBTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta cerrada, hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp
 DABS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, posicionador de stent, clamp
 DABTS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, posicionador de stent, clamp
 DABLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp
 DABTLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp
 DAHBS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, clamp
 DAHBTS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, clamp
 DAHBLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp
 DABHTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp
 DAHB-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, guía teflonada, clamp
 DAHBH-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, guía Hidrofílica, clamp
 DAHBT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp
 DAHBHT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp
 SCML-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", posicionador de stent, guía teflonada, clamp
 SCMLH-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, guía teflonada, clamp
 SCMLT-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp
 SCMLHT-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílica, posicionador de stent, clamp
 DCBS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, posicionador de stent, clamp
 DCBTS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, posicionador de stent, clamp
 DCBLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp
 DCBTLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp
 DAHBL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía teflonada, clamp
 DAHBHL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía Hidrofílica, clamp
 DAHBTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp
 DAHBHTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta abierta, hilo de remoción, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp
 DCB-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, posicionador de stent, guía teflonada, clamp

DCBH-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota hidrofílico punta cerrada, posicionador de stent, guía teflonada, clamp

DCBT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

DCBHT-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílica, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

DCBL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, hilo de remoción, posicionador de stent, guía teflonada, clamp

DCBHL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílica, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp

DCBTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada, hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

DCBHTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

DCHBHTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp

SCMLL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", hilo de remoción, posicionador de stent, guía teflonada, clamp

SCMLHL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp

SCMLTL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

SCMLHTL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp

SCHML-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, guía teflonada, clamp

SCHMLH-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, guía Hidrofílica, clamp

SCHMLT-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

SCHMLHT-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp

SCHMLL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía teflonada, clamp

SCHMLHL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía Hidrofílica, clamp

SCHMLTL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía de acero inoxidable, clamp

SCHMLHTL-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, guía hidrofílica, clamp

DAHBTL-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta abierta hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp

DCHBS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, posicionador de stent, clamp

DCHBTS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, posicionador de stent, clamp

DCHBLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp

DCHBTLS-XXYY Set de catéter ureteral doble Jota punta cerrada hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp

SCMLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", posicionador de stent, clamp

SCMLTS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", posicionador de stent, clamp
SCMLLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", hilo de remoción, posicionador de stent, clamp
SCMLTLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength", hilo de remoción, posicionador de stent, clamp
SCHMLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent. clamp
SCHMLTS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, posicionador de stent, clamp
SCHMLLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp
SCHMLTLS-XXYYZZ Set de catéter ureteral doble Jota "Multilength" hidrofílico, hilo de remoción, posicionador de stent, clamp

Donde:

xx: diámetro en Fr: 3Fr, 4Fr, 4.5Fr, 4.7Fr, 4.8Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr (según corresponda)

yy: logintud cm ó in: 8cm/3.15in, 12cm/4.72in, 14cm/5.51in, 16cm/6.30in, 20cm/7.87in, 22cm/8.66in, 24cm/9.45cm, 26cm/10.46cm, 28cm/11.02in (según corresponda)

zz: longitud cm ó in: 12cm/4.72in, 14cm/5.51in, 16cm/6.30in, 20cm/7.87in, 22cm/8.66in, 24cm/9.45cm, 26cm/10.46cm, 28cm/11.02in, 32cm/12.60in (según corresponda)

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Cada caja contiene 10 unidades estériles envasadas individualmente.

- Envase primario: blíster de PVC sellado con Tyvek.
- Envase secundario: caja de cartón color blanco que agrupa 10 unidades.

Los Stents Ureterales CONFiance fabricados por KFF S.A. contienen:

- Un stent ureteral doble J radiopaco.
- Con o sin guía.
- Un posicionador de stent radiopaco.
- Un clamp.

Método de esterilización: ETO

Nombre del fabricante: KFF S.A.

Lugar de elaboración: Espora 41/49/51 - (1872) Sarandí - Buenos Aires - Argentina.

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 08 octubre 2026.

BODNAR Andrea Veronica Firmado digitalmente por BODNAR Andrea Veronica Fecha: 2026.10.13 16:35:36 -03'00' Dirección Evaluación y Registro de Productos Médicos Firma y Sello	Firmado digitalmente por: TERRIZZANO Maria Lorena Fecha y hora: 14.10.2026 09:43:06 Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello
El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.	
Fecha de emisión: 08 octubre 2026	
	
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.	
N° Identificadorio Trámite: 71953	



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494