



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN**N° rev: 2025-5#0005**

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por FORUM TECHNOLOGIES SRL, se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 2025-5 aprobado según:

Disposición autorizante N° 5776/16 de fecha 30 mayo 2016

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: N° rev: 2025-5#1

N° rev: 2025-5#2

N° rev: 2025-5#3

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	BNBA53 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 24 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA54 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA55 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA56 Stent ureteral de doble	ACB162 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 20 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB163 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB164 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB165 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA63 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA64 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA65 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA66 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA73 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 24 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA74 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA75 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA76 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA84 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 08 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA85 Stent ureteral de doble	ACB166 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB167 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 22 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB172 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 20 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB173 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB174 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB175 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB176 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB177 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 22 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB183 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB184 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB185 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB186 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C0 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud
---	--

curvatura en PU abierto/abierto CH FR 08 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA86 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 08 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBB63 Stent ureteral de doble curvatura en PU cerrado/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con empujador no dirigible, pinza y alambre guía de núcleo fijo BNBB64 Stent ureteral de doble curvatura en PU cerrado/abierto CH FR 06 longitud 26 cm con empujador no dirigible, pinza y alambre guía de núcleo fijo BNBJ53 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 24 cm con empujador no dirigible BNBJ54 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 26 cm con empujador no dirigible BNBJ55 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 28 cm con empujador no dirigible BNBJ63 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 6 longitud 24 cm con empujador no dirigible BNBJ64 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 6 longitud 26 cm con empujador no dirigible BNBJ65 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 6 longitud 28 cm con empujador no dirigible BNBJ73 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 7 longitud 24 cm con empujador no dirigible BNBJ74 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 7 longitud 26 cm con	12 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C1 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 16 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C2 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 20 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C3 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C4 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C5 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C7 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 22 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo AJ4261 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 16 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4262 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 20 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4263 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4264 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 26 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4265 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 28 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4266 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 30 cm con alambre guía y empujador orientable
---	---

empujador no dirigitale BNBJ75 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 7 longitud 28 cm con empujador no dirigitale BNBJ84 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 8 longitud 26 cm con empujador no dirigitale BNBJ85 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 8 longitud 28 cm con empujador no dirigitale AJ4261 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona cerrado/cerrado CH FR 06 longitud 16 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4262 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 20 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4263 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4264 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 26 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4265 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 28 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4266 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 30 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4271 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 16 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4272 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona	AJ4271 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 16 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4272 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 20 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4273 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 24 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4274 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 26 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4275 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 28 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4276 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 30 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4281 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 16 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4282 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 20 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4283 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 24 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4284 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 26 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4285 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 28 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4286 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 30 cm con alambre guía y empujador orientable BCCG74 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta
---	---

abierto/abierto CH FR 07 longitud 20 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4273 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 24 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4274 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 26 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4275 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 28 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4276 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 30 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4281 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 16 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4282 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 20 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4283 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 24 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4284 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 26 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4285 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 28 cm con alambre guía y empujador orientable AJ4286 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona	abierto/abierto Ch Fr 07, longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofilico rígida BCCG75 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 07, longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofilico rígida BCCG76 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 07, longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofilico rígida BCCG84 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 08, longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofilico rígida BCCG85 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 08, longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofilico rígida BCCG86 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 08, longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofilico rígida BNBA53 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 24 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA54 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA55 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA56 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA63 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA64 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 26 cm
--	--

abierto/abierto CH FR 08 longitud 30 cm con alambre guía y empujador orientable ACB150 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 12 cm con empujador no orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB151 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 16 cm con empujador no orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB152 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 20 cm con empujador no orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB153 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 24 cm con empujador no orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB154 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 26 cm con empujador no orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB155 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 28 cm con empujador no orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB156 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 30 cm con empujador no orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB157 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 22 cm con empujador no orientable y alambre guía de	con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA65 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA66 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA73 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 24 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA74 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA75 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA76 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA84 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 08 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA85 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 08 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBA86 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 08 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo BNBB63 Stent ureteral de doble curvatura en PU cerrado/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con empujador no dirigible, pinza y alambre guía de núcleo fijo BNBB64 Stent ureteral de doble curvatura en PU cerrado/abierto CH FR 06 longitud 26 cm con empujador no dirigible, pinza y alambre guía de núcleo fijo BNBJ53 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 24 cm con empujador no dirigible BNBJ54 Stent ureteral de doble curvatura en
---	--

núcleo fijo ACB162 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abiertoabierto CH FR 06 longitud 20 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB163 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abiertoabierto CH FR 06 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB164 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abiertoabierto CH FR 06 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB165 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abiertoabierto CH FR 06 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB166 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abiertoabierto CH FR 06 longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB167 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abiertoabierto CH FR 06 longitud 22 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB172 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abiertoabierto CH FR 07 longitud 20 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB173 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abiertoabierto CH FR 07 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB174 VORTEK® Stent	PA abiertoabierto CH FR 4,8 longitud 26 cm con empujador no dirigible BNBJ55 Stent ureteral de doble curvatura en PA abiertoabierto CH FR 4,8 longitud 28 cm con empujador no dirigible BNBJ63 Stent ureteral de doble curvatura en PU abiertoabierto CH FR 6 longitud 24 cm con empujador no dirigible BNBJ64 Stent ureteral de doble curvatura en PU abiertoabierto CH FR 6 longitud 26 cm con empujador no dirigible BNBJ65 Stent ureteral de doble curvatura en PU abiertoabierto CH FR 6 longitud 28 cm con empujador no dirigible BNBJ73 Stent ureteral de doble curvatura en PU abiertoabierto CH FR 7 longitud 24 cm con empujador no dirigible BNBJ74 Stent ureteral de doble curvatura en PU abiertoabierto CH FR 7 longitud 26 cm con empujador no dirigible BNBJ75 Stent ureteral de doble curvatura en PU abiertoabierto CH FR 7 longitud 28 cm con empujador no dirigible BNBJ84 Stent ureteral de doble curvatura en PU abiertoabierto CH FR 8 longitud 26 cm con empujador no dirigible BNBJ85 Stent ureteral de doble curvatura en PU abiertoabierto CH FR 8 longitud 28 cm con empujador no dirigible
---	--

	ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB175 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB176 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB177 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 22 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB183 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB184 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB185 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB186 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C0 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8	
--	--	--

	longitud 12 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C1 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 16 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C2 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 20 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C3 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C4 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C5 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo ACB1C7 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 22 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo BCCG74 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 07, longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida BCCG75 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 07, longitud 28 cm con empujador orientable	
--	--	--

	y alambre guía hidrofílico rígida BCCG76 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 07, longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida BCCG84 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 08, longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida BCCG85 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 08, longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida BCCG86 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 08, longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida	
--	---	--

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Kit de endoprótesis ureteral de doble bucle

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
17-693 Kits de Endoprótesis (Stents) Ureterales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Coloplast

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Las endoprótesis o stent ureterales están diseñados para el drenaje de las vías urinarias altas a través de fistulas u obstáculos ureterales (p. ej., tumor periureteral) y/o para cicatrización ureteral

Modelos: ACB162 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 20 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo
ACB163 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo
ACB164 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo
ACB165 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo
ACB166 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo
ACB167 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 06 longitud 22 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB172 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 20 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB173 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB174 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB175 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB176 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB177 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 07 longitud 22 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB183 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB184 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB185 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB186 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 08 longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB1C0 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 12 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB1C1 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 16 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB1C2 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 20 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB1C3 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 24 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB1C4 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB1C5 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

ACB1C7 VORTEK® Stent ureteral de doble curvatura abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 22 cm con empujador orientable y alambre guía de núcleo fijo

AJ4261 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 16 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4262 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 20 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4263 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4264 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 26 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4265 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 28 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4266 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 06 longitud 30 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4271 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 16 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4272 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 20 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4273 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 24 cm con alambre guía y empujador orientable

cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4274 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 26 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4275 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 28 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4276 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 07 longitud 30 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4281 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 16 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4282 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 20 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4283 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 24 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4284 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 26 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4285 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 28 cm con alambre guía y empujador orientable

AJ4286 IMAJIN Stent ureteral de doble curvatura de silicona abierto/abierto CH FR 08 longitud 30 cm con alambre guía y empujador orientable

BCCG74 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 07, longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida

BCCG75 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 07, longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida

BCCG76 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 07, longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida

BCCG84 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 08, longitud 26 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida

BCCG85 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 08, longitud 28 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida

BCCG86 VORTEK® TUMOR stent ureteral de doble curvatura sin ojo en la sección recta abierto/abierto Ch Fr 08, longitud 30 cm con empujador orientable y alambre guía hidrofílico rígida

BNBA53 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 24 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo

BNBA54 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo

BNBA55 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo

BNBA56 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4.8 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo

BNBA63 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo

BNBA64 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo

BNBA65 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo

BNBA66 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 06 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo
BNBA73 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 24 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo
BNBA74 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo
BNBA75 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo
BNBA76 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 07 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo
BNBA84 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 08 longitud 26 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo
BNBA85 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 08 longitud 28 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo
BNBA86 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 08 longitud 30 cm con empujador no dirigible y alambre guía de núcleo fijo
BNBB63 Stent ureteral de doble curvatura en PU cerrado/abierto CH FR 06 longitud 24 cm con empujador no dirigible, pinza y alambre guía de núcleo fijo
BNBB64 Stent ureteral de doble curvatura en PU cerrado/abierto CH FR 06 longitud 26 cm con empujador no dirigible, pinza y alambre guía de núcleo fijo
BNBJ53 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 24 cm con empujador no dirigible
BNBJ54 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 26 cm con empujador no dirigible
BNBJ55 Stent ureteral de doble curvatura en PA abierto/abierto CH FR 4,8 longitud 28 cm con empujador no dirigible
BNBJ63 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 6 longitud 24 cm con empujador no dirigible
BNBJ64 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 6 longitud 26 cm con empujador no dirigible
BNBJ65 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 6 longitud 28 cm con empujador no dirigible
BNBJ73 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 7 longitud 24 cm con empujador no dirigible
BNBJ74 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 7 longitud 26 cm con empujador no dirigible
BNBJ75 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 7 longitud 28 cm con empujador no dirigible
BNBJ84 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 8 longitud 26 cm con empujador no dirigible
BNBJ85 Stent ureteral de doble curvatura en PU abierto/abierto CH FR 8 longitud 28 cm con empujador no dirigible

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No Aplica

Forma de presentación: Cada caja contiene Stent ureteral doble j: pouch sellado individual

Método de esterilización: Oxido Etileno

Nombre del fabricante: 1. Coloplast A/S
2. Coloplast Manufacturing France SAS
3. Coloplast Manufacturing France SAS
4. EPFLEX Feinwerktechnik GmbH
5. Terumo Europe N.V.
6. SP Medical Sp z.o.o.

Lugar de elaboración: 1. Holtedam 1 - 3050 Humlebaek, Dinamarca
2. 9 Avenue Edmond Rostand. CS70218. 24206 Sarlat-la-Canéda Cedex – Francia
3. 2, Rue Jacqueline Auriol 91220 Le Plessis Paté Francia
4. Im Schwallbogen 24 D-72581 Dettingen/Erms, Alemania
5. Interleuvenlaan 40 3001 Leuven, Belgica
6. Ul. Ceramiczna 2J PL-98 220 Zdunska Wola, Polonia



AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 11 mayo 2026.



BODNAR Andrea Veronica
CUIL 27254978472
Dirección Evaluación y Registro de Productos
Médicos
Firma y Sello

Firmado digitalmente por:
TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 17.07.2026 11:53:54

Instituto Nacional de Productos Médicos
ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 11 mayo 2026



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 77916