



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
NACIÓN ARGENTINA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

En nombre y representación de la firma GBO ARGENTINA S.A., declaramos bajo juramento, en los términos previstos por la Disposición ANMAT N° 2198/22, que los Productos Médicos para Diagnóstico de Uso In-Vitro cuyos datos identificatorios y demás características se detallan a continuación, CUMPLEN los requisitos técnicos previstos en el Anexo I de la Disposición ANMAT N° 2674/99 , conservándose la documentación respaldatoria a disposición de las autoridades en el domicilio de la empresa.

Número de PM:

2559-4

Nombre técnico del producto:

14-183 Tubos, para Recolección de Sangre

Nombre comercial:

BLOOD COLLECTION VACUUM TUBES

Modelos:

BLOOD COLLECTION TUBES COAGULANT [Clot Activator -Tubo para recolección de sangre al vacío, con acelerador de coagulación, tapa color ROJO, material: PET, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES COAGULANT [Clot Activator -Tubo para recolección de sangre al vacío, con acelerador de coagulación, tapa color ROJO, material: VIDRIO, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES HEPARIN LITHIUM [Lithium Heparin -Tubo para recolección de sangre al vacío, con heparina de litio, tapa color VERDE, material: PET, capacidad: 1ml, 2ml,

3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES HEPARIN LITHIUM [Lithium Heparin -Tubo para recolección de sangre al vacío, con heparina de litio, tapa color VERDE, material: VIDRIO, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES HEPARIN SODIUM [Sodium Heparin -Tubo para recolección de sangre al vacío, con heparina de sodio, tapa color VERDE, material: PET, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES HEPARIN SODIUM [Sodium Heparin -Tubo para recolección de sangre al vacío, con heparina de sodio, tapa color VERDE, material: VIDRIO, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES K2-EDTA [EDTA K2 -Tubo para recolección de sangre al vacío, con EDTA K2, tapa color VIOLETA, material: PET, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES K2-EDTA [EDTA K2 -Tubo para recolección de sangre al vacío, con EDTA K2, tapa color VIOLETA, material: VIDRIO, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES K3-EDTA [EDTA K3 -Tubo para recolección de sangre al vacío, con EDTA K3, tapa color VIOLETA, material: PET, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES K3-EDTA [EDTA K3 -Tubo para recolección de sangre al vacío, con EDTA K3, tapa color VIOLETA, material: VIDRIO, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES NO ADDITIVE [No additive -Tubo para recolección de sangre al vacío, sin aditivo, tapa color ROJO, material: PET, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES NO ADDITIVE [No additive -Tubo para recolección de sangre al vacío, sin aditivo, tapa color ROJO, material: VIDRIO, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES POTASSIUM OXALATE/SODIUM FLUORIDE [Glucose -Tubo para recolección de sangre al vacío, con oxalato de potasio/fluoruro de sodio, tapa color GRIS, material: PET, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES POTASSIUM OXALATE/SODIUM FLUORIDE [Glucose -Tubo para recolección de sangre al vacío, con oxalato de potasio/fluoruro de sodio, tapa color GRIS, material: VIDRIO, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES SEPARATION GEL [Gel & Cloth Activator -Tubo para recolección de sangre al vacío, con gel y acelerador de coagulación, tapa color AMARILLO, material: PET, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES SEPARATION GEL [Gel & Cloth Activator -Tubo para recolección

de sangre al vacío, con gel y acelerador de coagulación, tapa color AMARILLO, material: VIDRIO, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES TRISODIUM CITRATE (4:1) [Sodium Citrate/4NC - Tubo para recolección de sangre al vacío, con citrato de sodio, 4NC, tapa color NEGRO, material: PET, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES TRISODIUM CITRATE (4:1) [Sodium Citrate/4NC -Tubo para recolección de sangre al vacío, con citrato de sodio, 4NC, tapa color NEGRO, material: VIDRIO, capacidad: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES TRISODIUM CITRATE (9:1) [Sodium Citrate/9NC -Tubo para recolección de sangre al vacío, con citrato de sodio, 9NC, tapa color CELESTE, material: PET, capacidad: 1ml, 1.8ml, 2ml, 2.7ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

BLOOD COLLECTION TUBES TRISODIUM CITRATE (9:1) [Sodium Citrate/9NC -Tubo para recolección de sangre al vacío, con citrato de sodio, 9NC, tapa color CELESTE, material: VIDRIO, capacidad: 1ml, 1.8ml, 2ml, 2.7ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml]

Presentaciones:

1un* - 100un - 1200un - 1800un

*Contiene: tubo con tapa, con/sin aditivo. (aplica a todos los modelos)

Uso previsto:

Los tubos para recolección de sangre al vacío están diseñados para utilizarse con agujas de recolección de sangre u otros instrumentos para la recolección de muestras de sangre venosa clínica.

Período de vida útil:

VIDA UTIL: 24 MESES.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: El producto debe almacenarse a temperatura ambiente

Nombre y domicilio del fabricante:

Jiangsu Rongye Technology Co.,Ltd Touqiao Town, Yangzhou City, 225109, Jiangsu, P.R.China, REPÚBLICA POPULAR CHINA

Categoría:

Uso profesional exclusivo

LUGAR Y FECHA: Argentina, 17 marzo 2025

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 2198/22, quedando autorizada la comercialización del/los producto/s identificados en la misma.

Inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) bajo el número PM **2559-4**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 17 marzo 2025 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-000751-25-8