



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

ANEXO II

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN – PM CLASE I- II

Número de revisión: 1151-5#0002

Fecha de Emisión de la Declaración revisión 00-Disposición Autorizante o su reválida:
07/08/2024

Número de PM:

1151-5

Nombre Descriptivo del producto:

Prolongador de catéter

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

14-188 Tubos de conexión

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

ADYC / GOTHMAN

Modelos (en caso de clase II y equipos):

PROLONGADORES CON CONECTORES MACHO/HEMBRA

PR: PROLONGADOR LUER MACHO/HEMBRA DE 3.1 MM DIÁMETRO

- PR005: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 5 cm y 3.1 mm de diámetro.
- PR010: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 10 cm y 3.1 mm de diámetro.
- PR015: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 15 cm y 3.1 mm de diámetro.
- PR020: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 20 cm y 3.1 mm de diámetro.
- PR025: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 25 cm y 3.1 mm de diámetro.
- PR030: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 30 cm y 3.1 mm de diámetro.

PR035: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 35 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR050: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 50 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR075: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 75 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR100: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 100 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR120: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 120 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR150: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 150 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR200: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 200 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR220: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 220 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR250: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 250 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR300: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 300 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR350: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 350 cm y 3.1 mm de diámetro.
PRA: PROLONGADOR LUER MACHO/HEMBRA DE 4.1 MM DIÁMETRO

PR005A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 5 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR010A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 10 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR015A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 15 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR020A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 20 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR025A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 25 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR030A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 30 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR035A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 35 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR050A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 50 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR075A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 75 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR100A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 100 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR120A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 120 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR150A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 150 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR200A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 200 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR220A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 220 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR250A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 250 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR300A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 300 cm y 4.1 mm de diámetro.
PR350A: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra, largo 350 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRM: PROLONGADOR LUER MACHO/MACHO DE 3,1 MM DIÁMETRO

PR005 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 5 cm y 3,1 mm de diámetro.
PR010 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 10 cm y 3,1 mm de diámetro.
PR015 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 15 cm y 3,1 mm de diámetro.
PR020 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 20 cm y 3,1 mm de diámetro.
PR025 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 25 cm y 3,1 mm de diámetro.
PR030 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 30 cm y 3,1 mm de diámetro.
PR035 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 35 cm y 3,1 mm de diámetro.
PR050 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 50 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR075 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 75 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR100 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 100 cm y 3.1 mm de diámetro.
PR150 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 150 cm y 3.1 mm de diámetro.

PR200 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 200 cm y 3.1 mm de diámetro.

PR220 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 220 cm y 3.1 mm de diámetro.

PR250 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 250 cm y 3.1 mm de diámetro.

PR300 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 300 cm y 3.1 mm de diámetro.

PR350 M: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 350 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRMA: PROLONGADOR LUER MACHO/MACHO DE 4,1 MM DIÁMETRO

PR005 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 5 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR010 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 10 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR015 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 15 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR020 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 20 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR025 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 25 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR030 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 30 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR035 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 35 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR050 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 50 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR075 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 75 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR100 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 100 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR150 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 150 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR200 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 200 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR220 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 220 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR250 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 250 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR300 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 300 cm y 4,1 mm de diámetro.

PR350 MA: Prolongador con distales Luer lock Macho / Macho, largo 350 cm y 4,1 mm de diámetro.

PRY1: PROLONGADOR MACHO/HEMBRA CON 1 PUNTO DE INYECCIÓN DE 4.1 MM DIÁMETRO

PR010 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 10 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR015 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 15 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR020 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 20 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR025 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo

25 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR030 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 30 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR035 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 35 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR050 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 50 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR075 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 75 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR100 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 100 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR120 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 120 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR150 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 150 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR200 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 200 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR220 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 220 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR250 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 250 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR300 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 300 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR350 Y1: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 1 punto de inyección, largo 350 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRY2: PROLONGADOR MACHO/HEMBRA CON 2 PUNTOS DE INYECCIÓN DE 4.1 MM DE DIÁMETRO

PR015 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 15 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR020 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 20 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR025 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 25 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR030 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 20 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR035 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 35 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR050 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 50 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR075 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 75 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR100 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 100 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR120 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 120 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR150 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 150 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR200 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 200 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR220 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 220 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR250 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 250 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR300 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 300 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR350 Y2: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 2 puntos de inyección, largo 350 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRY3: PROLONGADOR MACHO/HEMBRA CON 3 PUNTOS DE INYECCIÓN DE 4.1 MM DE DIÁMETRO

PR015 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 15 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR020 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 20 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR025 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 25 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR030 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 30 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR035 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 35 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR050 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 50 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR075 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 75 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR100 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 100 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR120 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 120 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR150 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 150 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR200 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 200 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR220 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 220 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR250 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 250 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR300 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 300 cm y 4.1 mm de diámetro.

PR350 Y3: Prolongador con distales Luer lock Macho / Hembra con 3 puntos de inyección, largo 350 cm y 4.1 mm de diámetro.

PROLONGADORES CON CONECTORES SIN AGUJA

PRNDT: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO Y CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL, DE 4.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT-05: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 5 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-10: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 10 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-15: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 15 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-20: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 20 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-25: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 25 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-35: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 35 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-50: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 50 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-75: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 75 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-100: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 100 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-125: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 125 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-150: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 150 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-175: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 175 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-200: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 200 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-225: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 225 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-250: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 250 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-275: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 275 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-300: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 300 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT-350: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 350 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT C: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO Y CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL, DE 4.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMP.

PRNDT-05C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 5 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-10C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 10 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-15C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 15 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-20C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 20 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-25C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 25 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-35C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 35 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-50C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 50 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-75C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 75 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-100C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 100 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-125C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 125 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-150C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 150 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-175C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 175 cm, de

4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-200C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 200 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-225C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 225 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-250C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 250 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-275C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 275 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-300C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 300 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-350C: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 350 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT P: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO Y CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y 3.1 MM DIÁMETRO DE TUBULADURA.

PRNDT-05P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 5 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-10P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 10 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-15P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 15 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-20P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 20 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-25P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 25 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-35P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 35 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-50P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 50 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-75P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 75 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-100P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 100 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-125P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 125 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-150P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 150 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-175P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 175 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-200P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 200 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-225P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 225 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-250P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 250 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-275P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 275 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-300P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 300 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT-350P: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 350 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT PC: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO Y CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL, 3.1 MM DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMP.

PRNDT-05PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 5 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-10PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 10 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-15PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 15 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-20PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 20 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-25PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 25 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-35PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 35 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-50PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 50 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-75PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 75 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-100PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 100 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-125PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 125 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-150PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 150 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-175PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 175 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-200PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 200 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-225PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 225 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-250PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 250 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-275PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 275 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-300PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 300 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT-350PC: Prolongador con luer lock macho y conector sin aguja terminal, largo 350 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y UN PUNTO DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 4.1 MM DIÁMETRO DE TUBULADURA.

PRNDT1Y-15: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 15 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-25: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 25 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-35: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 35 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-50: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 50 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-75: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 75 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-100: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de

inyección sin aguja, largo 100 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-125: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 125 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-150: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 150 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-175: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 175 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-200: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 200 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-225: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 225 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-250: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 250 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-275: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 275 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-300: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 300 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-350: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 350 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y C: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y UN PUNTO DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 4.1 MM DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMP.

PRNDT1Y-15C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 15 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-25C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 25 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-35C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 35 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-50C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 50 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-75C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 75 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-100C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 100 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-125C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 125 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-150C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 150 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-175C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 175 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-200C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 200 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-225C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 225 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-250C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 250 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-275C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 275 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-300C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 300 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-350C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de

inyección sin aguja, largo 350 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y P: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y UN PUNTO DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 3.1 MM DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT1Y-10P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 10 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-15P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 15 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-25P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 25 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-35P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 35 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-50P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 50 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-75P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 75 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-100P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 100 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-125P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja termina y un punto de inyección sin aguja, largo 125 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-150P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 150 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-175P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 175 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-200P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 200 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-225P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 225 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-250P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 250 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-275P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 275 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-300P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 300 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y-350P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 350 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT1Y PC: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y UN PUNTO DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 3.1 MM DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMP

PRNDT1Y-10PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 10 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-15PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 15 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-25PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 25 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-35PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 35 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-50PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 50 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-75PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 75 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-100PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 100 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-125PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 125 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-150PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 150 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-175PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 175 cm, de 3.1 mm de diámetro. y clamp

PRNDT1Y-200PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 200 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-225PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 225 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-250PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 250 cm, de 3.1 mm de diámetro. y clamp.

PRNDT1Y-275PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 275 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-300PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 300 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT1Y-350PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y un punto de inyección sin aguja, largo 350 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamp.

PRNDT2Y: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y DOS PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 4.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT2Y-15: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 15 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-25: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-35: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-50: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-75: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-100: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-125: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-150: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-175: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-200: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-225: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-250: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-275: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-300: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-350: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 350 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja en Y, de 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamps

PRNDT2Y-15C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 15 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-25C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-35C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-50C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-75C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-100C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm, de 4.1 mm de diámetro. y clamps

PRNDT2Y-125C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-150C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-175C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-200C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-225C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-250C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-275C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-300C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-350C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 350 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y P: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y DOS PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 3,1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT2Y-15P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 15 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-25P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-35P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-50P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-75P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-100P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-125P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-150P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-175P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-200P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-225P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-250P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-275P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-300P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y-350P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 350 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT2Y PC: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL, DOS PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 3,1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMPS

PRNDT2Y-15PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 15 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-25PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-35PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-50PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-75PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-100PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-125PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-150PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-175PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-200PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-225PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-250PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-275PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-300PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT2Y-350PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y dos puntos de inyección sin aguja, largo 350 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y TRES PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 4.1 MM DE DIÁMETRO DE

TUBULADURA

PRNDT3Y-25: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-35: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-50: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-75: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-100: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-125: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-150: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-175: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-200: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-225: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-250: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-275: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-300: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-350: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 350 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y C: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL, TRES PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 4.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMPS

PRNDT3Y-25C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-35C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-50C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-75C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-100C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-125C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-150C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-175C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-200C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-225C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de

inyección sin aguja, largo 225 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-250C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-275C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-300C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-350C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 350 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y P: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y TRES PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 3.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT3Y-25P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-35P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-50P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-75P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-100P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-125P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-150P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-175P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-200P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-225P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-250P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-275P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-300P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y-350P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT3Y PC: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y TRES PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 3.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMPS

PRNDT3Y-25PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-35PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-50PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-75PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-100PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-125PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-150PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-175PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-200PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-225PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-250PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-275PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-300PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT3Y-350PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y tres puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y CUATRO PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 4.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT4Y-25: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-35: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-50: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNdt4Y-75: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-100: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-125: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-150: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro tres puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-175: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-200: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-225: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-250: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-275: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-300: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-350: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 350 cm y 4.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y C: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL, CUATRO PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 4.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMPS

PRNDT4Y-25C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-35C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-50C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-75C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-100C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-125C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-150C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-175C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-200C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-225C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-250C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-275C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-300C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-350C: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 350 cm, de 4.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y P: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y CUATRO PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 3.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT4Y-25P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-35P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-50P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-75P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-100P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-125P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-150P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-175P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-200P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos

de inyección sin aguja, largo 200 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-225P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-250P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-275P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-300P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y-350P: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm y 3.1 mm de diámetro.

PRNDT4Y PC: PROLONGADOR CON LUER LOCK MACHO, CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y CUATRO PUNTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA EN Y, DE 3.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMPS

PRNDT4Y-25PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-35PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 35 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-50PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 50 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-75PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 75 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-100PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 100 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-125PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 125 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-150PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 150 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-175PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 175 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-200PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 200 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-225PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 225 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-250PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 250 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-275PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 275 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-300PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 300 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT4Y-350PC: Prolongador con luer lock macho, conector sin aguja terminal y cuatro puntos de inyección sin aguja, largo 25 cm, de 3.1 mm de diámetro y clamps.

PRNDT-ES: PROLONGADOR SIMPLE CON CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y ESPIGA, DE 4.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT-ES 15: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 15 cm de largo y 4.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-ES 25: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 25 cm de largo y 4.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-ES 35: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 35 cm de largo y 4.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-ES 50: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 50 cm de largo y 4.1

mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-ESC: PROLONGADOR SIMPLE CON CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y ESPIGA, DE 4.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMP

PRNDT-ES 15C: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 15 cm de largo, 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-ES 25C: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 25 cm de largo, 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-ES 35C: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 35 cm de largo, 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-ES 50C: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 50 cm de largo, 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-ES P: PROLONGADOR SIMPLE CON CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y ESPIGA, DE 3.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT-ES 15P: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 15 cm de largo y 3.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-ES 25P: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 25 cm de largo y 3.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-ES 35P: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 35 cm de largo y 3.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-ES 50P: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 50 cm de largo y 3.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-ES PC: PROLONGADOR SIMPLE CON CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y ESPIGA, DE 3.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMP

PRNDT-ES 15PC: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 15 cm de largo, 3.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-ES 25PC: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 25 cm de largo, 3.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-ES 35PC: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 35 cm de largo, 3.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-ES 50PC: Prolongador con conector sin aguja terminal y espiga, de 50 cm de largo, 3.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-EE: PROLONGADOR SIMPLE CON DOBLE ESPIGA, 4.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT-EE 15: Prolongador simple con doble espiga, de 15 cm largo y 4.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-EE 25: Prolongador simple con doble espiga, de 25 cm largo y 4.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-EE 35: Prolongador simple con doble espiga, de 35 cm largo y 4.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-EE 50: Prolongador simple con doble espiga, de 50 cm largo y 4.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-EEC: PROLONGADOR SIMPLE CON DOBLE ESPIGA, 4.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT-EE 15C: Prolongador simple con doble espiga, de 15 cm largo, 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-EE 25C: Prolongador simple con doble espiga, de 25 cm largo, 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-EE 35C: Prolongador simple con doble espiga, de 35 cm largo, 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-EE 50C: Prolongador simple con doble espiga, de 50 cm largo, 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-EE P: PROLONGADOR SIMPLE CON DOBLE ESPIGA, 3.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA

PRNDT-EE 15P: Prolongador simple con doble espiga, de 15 cm largo y 3,1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-EE 25P: Prolongador simple con doble espiga, de 25 cm largo y 3,1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-EE 35P: Prolongador simple con doble espiga, de 35 cm largo y 3,1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-EE 50P: Prolongador simple con doble espiga, de 50 cm largo y 3,1 mm de diámetro de tubuladura.

PRNDT-EE PC: PROLONGADOR SIMPLE CON DOBLE ESPIGA, 3.1 MM DE DIÁMETRO DE TUBULADURA Y CLAMP

PRNDT-EE 15PC: Prolongador simple con doble espiga, de 15 cm largo, 3,1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-EE 25PC: Prolongador simple con doble espiga, de 25 cm largo, 3,1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-EE 35PC: Prolongador simple con doble espiga, de 35 cm largo, 3,1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRNDT-EE 50PC: Prolongador simple con doble espiga, de 50 cm largo, 3,1 mm de diámetro de tubuladura y clamp.

PRB-NL: PROLONGADORES BIFURCADOS CON CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL

PRB-NL: Prolongador bifurcado con conector sin aguja terminal y 4.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRB-NLP: Prolongador bifurcado con conector sin aguja terminal y 3.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRB-NLC: PROLONGADORES BIFURCADOS CON CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y CLAMPS

PRB-NLC: Prolongador bifurcado con conector sin aguja terminal, 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamps.

PRB-NLPC: Prolongador bifurcado con conector sin aguja terminal, 3.1 mm de diámetro de tubuladura y clamps.

PRT-NL: PROLONGADORES TRIFURCADOS CON CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL

PRT-NL: Prolongador trifurcado con conector sin aguja terminal y 4.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRT-NLP: Prolongador trifurcado con conector sin aguja terminal y 3.1 mm de diámetro de tubuladura.

PRT-NLC: PROLONGADORES TRIFURCADOS CON CONECTOR SIN AGUJA TERMINAL Y CLAMPS

PRT-NLC: Prolongador trifurcado con conector sin aguja terminal, 4.1 mm de diámetro de tubuladura y clamps.

PRT-NLPC: Prolongador trifurcado con conector sin aguja terminal, 3.1 mm de diámetro de tubuladura y clamps.

NL: CONECTOR DE INYECCIÓN LUER LOCK SIN AGUJA SIMPLES

NL01: Conector de inyección luer lock sin aguja, con tapa.

NL02E: Conector de inyección sin aguja luer lock con espiga para multidosis y tapas.

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

Aumentar la longitud de las tuberías de guías, cánulas u otro producto médico con la finalidad de suministrar diferentes drogas y soluciones al paciente sin tomar contacto directo con el. Apto para el uso de bombas de infusión hasta 2 Bar de presión. No está indicado para ser usado con bomba de infusión de suministro de medios de contraste.

Período de vida útil (si corresponde):

36 meses

Método de Esterilización (si corresponde):

Óxido de etileno

Forma de presentación:

5 unidades

10 unidades

50 unidades

100 unidades

200 unidades

300 unidades

400 unidades

500 unidades

600 unidades

700 unidades

800 unidades

900 unidades

1000 unidades

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

Adyc SRL

Lugar/es de elaboración:

Diego Pombo N° 4565/67, Partido de Gral. San Martin, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

En nombre y representación de la firma ADYC S.R.L. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.
DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N ° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
Normas ISO 11607-2: EN 868-5 apéndice D	Validación del proceso de sellado: Cumplimiento de propiedades de calidad, Resistencia optima de la unión del sellado, Capacidad de despegado de la unión del sellado. Realizado por Adyc. PR-001-18	Febrero 2018
Norma ISO 14971	Análisis de Riesgo. Realizado por Adyc	Diciembre 2018
Norma ISO 11135:2014	Validación de esterilización de la empresa que realiza la esterilización del dispositivo médico con oxido de etileno. Realizada por Sterilox : PRV-01-2019. Adyc PR-001-19	Enero 2019
IRAM 9026: Equipo de material plástico para uso medicinal: métodos de ensayo fisicomecánicos y químicos, 1991	Resistencia a la tracción en tubuladura y uniones. Protocolo PR-002-19. INTI Plasticos 271/2019	Junio 2019
ISO 13.485: Sistemas de gestión de calidad aplicados a productos médicos, 2003 ISO 14.971: Aplicación de la gestión de riesgo aplicado a productos médicos, 2007.	Ensayo de estabilidad. Realizado por Adyc. N° Protocolo	Febrero 2015

<p>IEC/FDIS 26.366: Aplicación de la ingeniería a la usabilidad en productos médicos, 2007.</p> <p>IRAM 9023: Equipos estériles plásticos para la administración de soluciones parenterales, para usar por una única vez, 1993.</p> <p>ISO 10993-7: Evaluación biológica de productos médicos, parte 7 residuales de esterilización por óxido de etileno, 1995.</p> <p>IRAM 9026: Equipo de material plástico para uso medicinal: métodos de ensayo físicomecánicos y químicos, 1991.</p> <p>IRAM 9022 parte II: Equipos estériles plásticos para la transfusión de sangre o hemoderivados para usar una única vez, 1993.</p> <p>IRAM 7797-2: Materiales textiles para uso medicinal: métodos de ensayo, 1996.</p> <p>IRAM 9028-2: Bolsas plásticas estériles, para sangre y hemocomponentes: métodos de ensayo, 1998.</p>	PR-002- 15	
<p>Ensayo: "Prueba de fugas" según Norma ISO 8536-9 "Equipo de infusión para uso médico. Circuitos de fluido de un solo uso para el equipo de infusión a presión"</p>	<p>Protocolo ADyCLABTESA: PR- 001-20</p>	<p>Marzo 2020</p>
<p>Ensayo de Citotoxicidad MTT según ISO 10993-5:2009</p>	<p>BIOAPLICADA Protocolo N° 3209-25 PROLONGADOR</p>	<p>Junio 2025</p>
<p>Ensayos químicos ISO 8536-9 // 8536-4</p> <p>Prueba de transparencia ISO 8536-9</p> <p>Prueba de contaminación por partículas ISO 8536-9 // 8536-4</p> <p>Ensayo de fugas ISO 8536-9 // 8536-4</p> <p>Ensayo de resistencia a la tracción ISO 8536-9 // 8536-4</p> <p>Ensayo de llenado ISO 8536-9</p>	<p>LABTESA Protocolo OT: 522611</p>	<p>Mayo 2025</p>

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 27 mayo 2026

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **ADYC S.R.L.** bajo el número PM **1151-5** en la Ciudad de Buenos Aires a los días 27 mayo 2026

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad, la cual mantendrá la vigencia que consta en la Declaración inicial revisión 00 o Disposición Autorizante o su reválida.

Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-007453-25-3