



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 1006-5#0002

En nombre y representación de la firma CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 I Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 1006-5

Disposición autorizante N° 0644 de fecha 20 enero 2015
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 0197/17

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA MODULAR

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-150 PRÓTESIS DE ARTICULACIÓN PARA CADERA, TOTAL

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CDH

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Reemplazo en casos de dolor intenso y crónico que no cede ante tratamientos habituales, acompañado de fracaso funcional de la articulación en diversas patologías (ver instructivo de uso)

Modelos: 581-3513-03-09 TALLO FEMORAL CEMENTADO PULIDO ESPEJO #9

581-3513-03-10 TALLO FEMORAL CEMENTADO PULIDO ESPEJO #10

581-3513-03-11 TALLO FEMORAL CEMENTADO PULIDO ESPEJO #11

581-3513-03-12 TALLO FEMORAL CEMENTADO PULIDO ESPEJO #12

581-3513-03-13 TALLO FEMORAL CEMENTADO PULIDO ESPEJO #13

581-3513-03-14 TALLO FEMORAL CEMENTADO PULIDO ESPEJO #14

581-3513-03-15 TALLO FEMORAL CEMENTADO PULIDO ESPEJO #15

581-3513-03-16 TALLO FEMORAL CEMENTADO PULIDO ESPEJO #16

581-3310-03-09 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #9 x 185mm

581-3310-03-10 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #10 x 185mm

581-3310-03-11 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #11 x 185mm
581-3310-03-12 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #12 x 185mm
581-3310-03-13 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #13 x 185mm
581-3310-03-14 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #14 x 185mm
581-3310-03-15 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #15 x 185mm
581-3310-03-16 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #16 x 185mm
581-3310-03-101 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #10 x 225mm
581-3310-03-111 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #11 x 225mm
581-3310-03-121 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #12 x 225mm
581-3310-03-131 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #13 x 225mm
581-3310-03-141 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #14 x 225mm
581-3310-03-151 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #15 x 225mm
581-3310-03-161 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #16 x 225mm
581-3310-03-171 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #17 x 225mm
581-3310-03-181 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #18 x 225mm
581-3310-03-102 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #10 x 265mm
581-3310-03-112 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #11 x 265mm
581-3310-03-122 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #12 x 265mm
581-3310-03-132 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #13 x 265mm
581-3310-03-142 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #14 x 265mm
581-3310-03-152 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #15 x 265mm
581-3310-03-162 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #16 x 265mm
581-3310-03-172 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #17 x 265mm
581-3310-03-182 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #18 x 265mm
581-3310-03-192 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #19 x 265mm
581-3310-03-202 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO REV. #20 x 265mm
581-3310-03-09C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #9 x 185mm
581-3310-03-10C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #10 x 185mm
581-3310-03-11C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #11 x 185mm
581-3310-03-12C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #12 x 185mm
581-3310-03-13C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #13 x 185mm
581-3310-03-14C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #14 x 185mm
581-3310-03-15C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #15 x 185mm
581-3310-03-16C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #16 x 185mm
581-3310-03-101C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #10 x 225mm
581-3310-03-111C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #11 x 225mm
581-3310-03-121C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #12 x 225mm
581-3310-03-131C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #13 x 225mm
581-3310-03-141C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #14 x 225mm
581-3310-03-151C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #15 x 225mm
581-3310-03-161C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #16 x 225mm
581-3310-03-171C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #17 x 225mm
581-3310-03-181C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #18 x 225mm
581-3310-03-102C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #10 x 265mm
581-3310-03-112C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #11 x 265mm
581-3310-03-122C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #12 x 265mm
581-3310-03-132C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #13 x 265mm
581-3310-03-142C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #14 x 265mm
581-3310-03-152C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #15 x 265mm
581-3310-03-162C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #16 x 265mm
581-3310-03-172C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #17 x 265mm

581-3310-03-182C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #18 x 265mm
 581-3310-03-192C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #19 x 265mm
 581-3310-03-202C TALLO FEMORAL CEMENTADO REV. #20 x 265mm
 581-3323-03-09 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO #9
 581-3323-03-10 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO #10
 581-3323-03-11 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO #11
 581-3323-03-12 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO #12
 581-3323-03-13 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO #13
 581-3323-03-14 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO #14
 581-3323-03-15 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO #15
 581-3323-03-16 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO #16
 581-3110-03-42 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø42mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-03-44 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø44mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-03-46 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø46mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-03-48 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø48mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-03-50 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø50mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-03-52 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø52mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-03-54 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø54mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-03-56 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø56mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-03-58 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø58mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-03-60 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø60mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-03-62 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø62mm (INT. Ø28mm)
 581-3110-01-42 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø42 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-01-44 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø44 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-01-46 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø46 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-01-48 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø48 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-01-50 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø50 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-01-52 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø52 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-01-54 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø54 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-01-56 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø56 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-01-58 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø58 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-01-60 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø60 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-01-62 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø62 (ACET. + LINNER 22)
 581-3110-02-42 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø42 (ACET. + LINNER 26)
 581-3110-02-44 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø44 (ACET. + LINNER 26)
 581-3110-02-46 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø46 (ACET. + LINNER 26)
 581-3110-02-48 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø48 (ACET. + LINNER 26)
 581-3110-02-50 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø50 (ACET. + LINNER 26)
 581-3110-02-52 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø52 (ACET. + LINNER 26)
 581-3110-02-54 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø54 (ACET. + LINNER 26)
 581-3110-02-56 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø56 (ACET. + LINNER 26)
 581-3110-02-58 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø58 (ACET. + LINNER 26)
 581-3110-02-60 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø60 (ACET. + LINNER 26)
 581-3110-02-62 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø62 (ACET. + LINNER 26)
 581-3113-03-42 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø42 (ACET. + LINNER 28)
 581-3113-03-44 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø44 (ACET. + LINNER 28)
 581-3113-03-46 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø46 (ACET. + LINNER 28)
 581-3113-03-48 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø48 (ACET. + LINNER 28)
 581-3113-03-50 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø50 (ACET. + LINNER 28)
 581-3113-03-52 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø52 (ACET. + LINNER 28)
 581-3113-03-54 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø54 (ACET. + LINNER 28)

581-3113-03-56 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø56 (ACET. + LINER 28)
 581-3113-03-58 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø58 (ACET. + LINER 28)
 581-3113-03-60 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø60 (ACET. + LINER 28)
 581-3113-03-62 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø62 (ACET. + LINER 28)
 581-3113-04-54 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø54 (ACET. + LINER 32)
 581-3113-04-56 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø56 (ACET. + LINER 32)
 581-3113-04-58 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø58 (ACET. + LINER 32)
 581-3113-04-60 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø60 (ACET. + LINER 32)
 581-3113-04-62 COMP. ACETABULAR NO CEMENT. Ti Ø62 (ACET. + LINER 32)
 728-3146-60-20-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 20mm
 728-3146-60-22-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 22mm
 728-3146-60-24-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 24mm
 728-3146-60-26-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 26mm
 728-3146-60-28-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 28mm
 728-3146-60-30-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 30mm
 728-3146-60-32-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 32mm
 728-3146-60-34-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 34mm
 728-3146-60-36-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 36mm
 728-3146-60-38-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 38mm
 728-3146-60-40-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 40mm
 728-3146-60-42-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 42mm
 728-3146-60-44-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 44mm
 728-3146-60-46-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 46mm
 728-3146-60-48-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 48mm
 728-3146-60-50-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR Ti x 50mm
 581-3210-0022/+3 CABEZA MODULAR Ø22 / 3 mm
 581-3210-0022/+6 CABEZA MODULAR Ø22 / 6 mm
 581-3210-0022/-3 CABEZA MODULAR Ø22 / -3 mm
 581-3210-0022/-6 CABEZA MODULAR Ø22 / -6 mm
 581-3210-0022/0 CABEZA MODULAR Ø22 / 0 mm
 581-3210-0026/+3 CABEZA MODULAR Ø26 / 3 mm
 581-3210-0026/+6 CABEZA MODULAR Ø26 / 6 mm
 581-3210-0026/-3 CABEZA MODULAR Ø26 / -3 mm
 581-3210-0026/-6 CABEZA MODULAR Ø26 / -6 mm
 581-3210-0026/0 CABEZA MODULAR Ø26 / 0 mm
 581-3210-0028/+3 CABEZA MODULAR Ø28 / 3 mm
 581-3210-0028/+6 CABEZA MODULAR Ø28 / 6 mm
 581-3210-0028/-3 CABEZA MODULAR Ø28 / -3 mm
 581-3210-0028/-6 CABEZA MODULAR Ø28 / -6 mm
 581-3210-0028/0 CABEZA MODULAR Ø28 / 0 mm
 581-3210-0032/+6 CABEZA MODULAR Ø32 / 6 mm
 581-3210-0032/-6 CABEZA MODULAR Ø32 / -6 mm
 581-3210-0032/0 CABEZA MODULAR Ø32 / 0 mm
 581-3210-0032/+3 CABEZA MODULAR Ø32 / 3 mm
 581-3210-0032/-3 CABEZA MODULAR Ø32 / -3 mm
 581-3210-0036/+6 CABEZA MODULAR Ø36 / 6 mm
 581-3210-0036/-6 CABEZA MODULAR Ø36 / -6 mm
 581-3210-0036/0 CABEZA MODULAR Ø36 / 0 mm
 581-3210-0036/+3 CABEZA MODULAR Ø36 / 3 mm
 581-3210-0036/-3 CABEZA MODULAR Ø36 / -3 mm
 581-3110-05-48 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø48mm (INT. Ø32mm)

581-3110-05-50 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø50mm (INT. Ø32mm)
 581-3110-05-52 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø52mm (INT. Ø32mm)
 581-3110-05-54 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø54mm (INT. Ø32mm)
 581-3110-05-56 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø56mm (INT. Ø32mm)
 581-3110-05-58 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø58mm (INT. Ø32mm)
 581-3110-05-60 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø60mm (INT. Ø32mm)
 581-3110-05-62 COMP. ACETABULAR CEMENTADO Ø62mm (INT. Ø32mm)
 581-4110-01-38 CUPULA BIPOLAR Ø38 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-40 CUPULA BIPOLAR Ø40 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-42 CUPULA BIPOLAR Ø42 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-44 CUPULA BIPOLAR Ø44 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-46 CUPULA BIPOLAR Ø46 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-48 CUPULA BIPOLAR Ø48 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-50 CUPULA BIPOLAR Ø50 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-52 CUPULA BIPOLAR Ø52 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-54 CUPULA BIPOLAR Ø54 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-56 CUPULA BIPOLAR Ø56 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-58 CUPULA BIPOLAR Ø58 mm - int. 22 mm
 581-4110-01-60 CUPULA BIPOLAR Ø60 mm - int. 22 mm
 581-4110-02-38 CUPULA BIPOLAR Ø38 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-40 CUPULA BIPOLAR Ø40 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-42 CUPULA BIPOLAR Ø42 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-44 CUPULA BIPOLAR Ø44 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-46 CUPULA BIPOLAR Ø46 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-48 CUPULA BIPOLAR Ø48 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-50 CUPULA BIPOLAR Ø50 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-52 CUPULA BIPOLAR Ø52 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-54 CUPULA BIPOLAR Ø54 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-56 CUPULA BIPOLAR Ø56 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-58 CUPULA BIPOLAR Ø58 mm - int. 28 mm
 581-4110-02-60 CUPULA BIPOLAR Ø60 mm - int. 28 mm
 581-3113-05-42-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 42 MM
 INT 22 MM
 581-3113-05-44-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 44 MM
 INT 22 MM
 581-3113-06-46-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 46 MM
 INT 28 MM
 581-3113-06-48-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 48 MM
 INT 28 MM
 581-3113-06-50-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 50 MM
 INT 28 MM
 581-3113-06-52-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 52 MM
 INT 28 MM
 581-3113-06-54-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 54 MM
 INT 28 MM
 581-3113-06-56-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 56 MM
 INT 28 MM
 581-3113-06-58-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 58 MM
 INT 28 MM
 581-3113-06-60-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 60 MM
 INT 28 MM

581-3113-06-62-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 62 MM
INT 28 MM

581-3113-06-64-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 64 MM
INT 28 MM

581-3113-06-66-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 66 MM
INT 28 MM

581-3113-06-68-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 68 MM
INT 28 MM

581-3113-06-70-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 70 MM
INT 28 MM

581-3113-06-72-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 72 MM
INT 28 MM

581-3113-07-52-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 52 MM
INT 32 MM

581-3113-07-54-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 54 MM
INT 32 MM

581-3113-07-56-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 56 MM
INT 32 MM

581-3113-07-58-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 58 MM
INT 32 MM

581-3113-07-60-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 60 MM
INT 32 MM

581-3113-07-62-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 62 MM
INT 32 MM

581-3113-07-64-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 64 MM
INT 32 MM

581-3113-07-66-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 66 MM
INT 32 MM

581-3113-07-68-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 68 MM
INT 32 MM

581-3113-07-70-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 70 MM
INT 32 MM

581-3113-07-72-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 72 MM
INT 32 MM

581-3113-08-52-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 52 MM
INT 36 MM

581-3113-08-54-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 54 MM
INT 36 MM

581-3113-08-56-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 56 MM
INT 36 MM

581-3113-08-58-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 58 MM
INT 36 MM

581-3113-08-60-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 60 MM
INT 36 MM

581-3113-08-62-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 62 MM
INT 36 MM

581-3113-08-64-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 64 MM
INT 36 MM

581-3113-08-66-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 66 MM
INT 36 MM

581-3113-08-68-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 68 MM

INT 36 MM

581-3113-08-70-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 70 MM
INT 36 MM

581-3113-08-72-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA DIAM. 72 MM
INT 36 MM

581-3110-04-44-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 44 MM INT
22 MM

581-3110-04-46-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 46 MM INT
22 MM

581-3110-05-48-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 48 MM INT
28 MM

581-3110-05-50-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 50 MM INT
28 MM

581-3110-05-52-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 52 MM INT
28 MM

581-3110-05-54-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 54 MM INT
28 MM

581-3110-05-56-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 56 MM INT
28 MM

581-3110-05-58-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 58 MM INT
28 MM

581-3110-05-60-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 60 MM INT
28 MM

581-3110-05-62-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 62 MM INT
28 MM

581-3110-05-64-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 64 MM INT
28 MM

581-3110-05-66-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 66 MM INT
28 MM

581-3110-05-68-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 68 MM INT
28 MM

581-3110-05-70-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 70 MM INT
28 MM

581-3110-05-72-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 72 MM INT
28 MM

581-3110-06-52-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 52 MM INT
32 MM

581-3110-06-54-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 54 MM INT
32 MM

581-3110-06-56-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 56 MM INT
32 MM

581-3110-06-58-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 58 MM INT
32 MM

581-3110-06-60-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 60 MM INT
32 MM

581-3110-06-62-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 62 MM INT
32 MM

581-3110-06-64-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 64 MM INT
32 MM

581-3110-06-66-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 66 MM INT
32 MM

581-3110-06-68-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 68 MM INT
32 MM
581-3110-06-70-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 70 MM INT
32 MM
581-3110-06-72-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 72 MM INT
32 MM
581-3110-07-52-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 52 MM INT
36 MM
581-3110-07-54-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 54 MM INT
36 MM
581-3110-07-56-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 56 MM INT
36 MM
581-3110-07-58-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 58 MM INT
36 MM
581-3110-07-60-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 60 MM INT
36 MM
581-3110-07-62-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 62 MM INT
36 MM
581-3110-07-64-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 64 MM INT
36 MM
581-3110-07-66-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 66 MM INT
36 MM
581-3110-07-68-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 68 MM INT
36 MM
581-3110-07-70-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 70 MM INT
36 MM
581-3110-07-72-DM CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DIAM. 72 MM INT
36 MM
581-3601-01-01 CUELLO DE ACOPLA / PTC NO CONVENCIONAL # 1
581-3601-01-02 CUELLO DE ACOPLA / PTC NO CONVENCIONAL # 2
581-3601-01-03 CUELLO DE ACOPLA / PTC NO CONVENCIONAL # 3
581-3601-01-04 CUELLO DE ACOPLA / PTC NO CONVENCIONAL # 4
581-3601-01-05 CUELLO DE ACOPLA / PTC NO CONVENCIONAL # 5
581-3601-01-06 CUELLO DE ACOPLA / PTC NO CONVENCIONAL # 6
581-3601-01-07 CUELLO DE ACOPLA / PTC NO CONVENCIONAL # 7
581-3601-01-08 CUELLO DE ACOPLA / PTC NO CONVENCIONAL # 8
581-3601-01-09 CUELLO DE ACOPLA / PTC NO CONVENCIONAL # 9
581-3601-01-10 CUELLO DE ACOPLA / PTC NO CONVENCIONAL # 10
581-3602-01-02 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 2
581-3602-01-03 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 3
581-3602-01-04 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 4
581-3602-01-05 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 5
581-3602-01-06 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 6
581-3602-01-07 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 7
581-3602-01-08 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 8
581-3602-01-09 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 9
581-3602-01-10 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 10
581-3602-01-11 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 11
581-3602-01-12 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 12
581-3602-01-13 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 13
581-3602-01-14 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 14

581-3602-01-15 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 15
581-3602-01-16 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 16
581-3602-01-17 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 17
581-3602-01-18 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 18
581-3602-01-19 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 19
581-3602-01-20 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 20
581-3602-01-21 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 21
581-3602-01-22 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 22
581-3602-01-23 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 23
581-3602-01-24 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 24
581-3602-01-25 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 25
581-3602-01-26 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 26
581-3602-01-27 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 27
581-3602-01-28 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 28
581-3602-01-29 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 29
581-3602-01-30 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 30
581-3602-01-31 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 31
581-3602-01-32 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 32
581-3602-01-33 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 33
581-3602-01-34 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 34
581-3602-01-35 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 35
581-3602-01-36 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 36
581-3602-01-37 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 37
581-3602-01-38 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 38
581-3602-01-39 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 39
581-3602-01-40 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 40
581-3602-01-41 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 41
581-3602-01-42 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 42
581-3602-01-43 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 43
581-3602-01-44 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 44
581-3602-01-45 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 45
581-3602-01-46 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 46
581-3602-01-47 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 47
581-3602-01-48 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 48
581-3602-01-49 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 49
581-3602-01-50 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 50
581-3602-01-51 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 51
581-3602-01-52 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 52
581-3602-01-53 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 53
581-3602-01-54 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 54
581-3602-01-55 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 55
581-3602-01-56 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 56
581-3602-01-57 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 57
581-3602-01-58 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 58
581-3602-01-59 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 59
581-3602-01-60 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 60
581-3602-01-61 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 61
581-3602-01-62 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 62
581-3602-01-63 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 63
581-3602-01-64 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 64
581-3602-01-65 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 65

581-3602-01-66 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 66
581-3602-01-67 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 67
581-3602-01-68 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 68
581-3602-01-69 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 69
581-3602-01-70 MODULO DE RESECCION DIAFISARIA # 70
581-3603-01-04 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 4
581-3603-01-05 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 5
581-3603-01-06 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 6
581-3603-01-07 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 7
581-3603-01-08 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 8
581-3603-01-09 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 9
581-3603-01-10 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 10
581-3603-01-11 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 11
581-3603-01-12 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 12
581-3603-01-13 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 13
581-3603-01-14 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 14
581-3603-01-15 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 15
581-3603-01-16 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 16
581-3603-01-17 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 17
581-3603-01-18 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 18
581-3603-01-19 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 19
581-3603-01-20 VASTAGO MODULAR ENDOMEDULAR P/ PTC NO CONVENCIONAL # 20
581-3604-01-04 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO # 4
581-3604-01-05 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO # 5
581-3604-01-06 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO # 6
581-3604-01-07 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO # 7
581-3604-01-08 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO # 8
581-3604-01-09 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO # 9
581-3604-01-10 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
10
581-3604-01-11 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
11
581-3604-01-12 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
12
581-3604-01-13 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
13
581-3604-01-14 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
14
581-3604-01-15 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
15
581-3604-01-16 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
16
581-3604-01-17 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
17
581-3604-01-18 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
18
581-3604-01-19 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
19
581-3604-01-20 VASTAGO MOD. ENDOM. P/ PTC NO CONVENCIONAL NO CEMENTADO #
20

Instrumental Asociado:

CDH-I-17000 FRESA ACETABULAR 42mm
CDH-I-17001 FRESA ACETABULAR 44mm
CDH-I-17002 FRESA ACETABULAR 46mm
CDH-I-17003 FRESA ACETABULAR 48mm
CDH-I-17004 FRESA ACETABULAR 50mm
CDH-I-17005 FRESA ACETABULAR 52mm
CDH-I-17006 FRESA ACETABULAR 54mm
CDH-I-17007 FRESA ACETABULAR 56mm
CDH-I-17008 FRESA ACETABULAR 58mm
CDH-I-17009 FRESA ACETABULAR 60mm
CDH-I-17010 FRESA ACETABULAR 62mm
CDH-I-17011 MANGO PORTA FRESA ACETABULAR
CDH-I-17012 CUPULA DE PRUEBA 42mm
CDH-I-17013 CUPULA DE PRUEBA 44mm
CDH-I-17014 CUPULA DE PRUEBA 46mm
CDH-I-17015 CUPULA DE PRUEBA 48mm
CDH-I-17016 CUPULA DE PRUEBA 50mm
CDH-I-17017 CUPULA DE PRUEBA 52mm
CDH-I-17018 CUPULA DE PRUEBA 54mm
CDH-I-17019 CUPULA DE PRUEBA 56mm
CDH-I-17020 CUPULA DE PRUEBA 58mm
CDH-I-17021 CUPULA DE PRUEBA 60mm
CDH-I-17022 CUPULA DE PRUEBA 62mm
CDH-I-17023 IMPACTOR DE CUPULA
CDH-I-17024 LINNER DE PRUEBA 42mm
CDH-I-17025 LINNER DE PRUEBA 44mm
CDH-I-17026 LINNER DE PRUEBA 46mm
CDH-I-17027 LINNER DE PRUEBA 48mm
CDH-I-17028 LINNER DE PRUEBA 50mm
CDH-I-17029 LINNER DE PRUEBA 52mm
CDH-I-17030 LINNER DE PRUEBA 54mm
CDH-I-17031 LINNER DE PRUEBA 56mm
CDH-I-17032 LINNER DE PRUEBA 58mm
CDH-I-17033 LINNER DE PRUEBA 60mm
CDH-I-17034 LINNER DE PRUEBA 62mm
CDH-I-17035 IMPACTOR DE LINNER DE PRUEBA
CDH-I-17036 MANGO IMPACTOR LINNER DEFINITIVO
CDH-I-17037 MEDIDOR DE ANGULACION
CDH-I-17038 BARRA DE ANGULACION
CDH-I-17039 MECHA FLEXIBLE
CDH-I-17040 GUIA DE MECHA PROT. CADERA
CDH-I-17041 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DE ACETABULO
CDH-I-17042 ATORNILLADOR CARDANICO G3
CDH-I-17043 PINZA PORTA TORNILLOS DE COTILO
CDH-I-17044 PINZA ROTADORA DE INSERTO
CDH-I-17045 IMPACTOR ESFERICO 28mm
CDH-I-17046 ACOUPLE RAPIDO PARA DRILL
CDH-I-17047 ACOUPLE IMPACTOR LINNER AC
CDH-I-17048 ACOUPLE IMPACTOR LINNER AD
CDH-I-17049 GUIA DE CORTE FEMORAL CEFALICA
CDH-I-17050 MANGO EN T EXTRACTOR CABEZA FEMORAL

CDH-I-17051 MEDIDOR DE CABEZA FEMORAL 38-44
 CDH-I-17052 MEDIDOR DE CABEZA FEMORAL 44-56
 CDH-I-17053 ESCOPLO CAJON
 CDH-I-17054 CALISUAR PTC
 CDH-I-17055 MANGO PORTA RASPA FEMORAL
 CDH-I-17056 RASPA FEMORAL 8mm
 CDH-I-17057 RASPA FEMORAL 9mm
 CDH-I-17058 RASPA FEMORAL 10mm
 CDH-I-17059 RASPA FEMORAL 11mm
 CDH-I-17060 RASPA FEMORAL 12mm
 CDH-I-17061 RASPA FEMORAL 13mm
 CDH-I-17062 RASPA FEMORAL 14mm
 CDH-I-17063 RASPA FEMORAL 15mm
 CDH-I-17064 RASPA FEMORAL 16mm
 CDH-I-17065 FRESA DE CALCAR
 CDH-I-17066 CUELLO DE PRUEBA
 CDH-I-17067 CABEZAS DE PRUEBA 28mm 6
 CDH-I-17068 CABEZAS DE PRUEBA 28mm 3
 CDH-I-17069 CABEZAS DE PRUEBA 28mm 0
 CDH-I-17070 CABEZAS DE PRUEBA 28mm -3
 CDH-I-17071 CABEZAS DE PRUEBA 28mm -6
 CDH-I-17072 IMPACTOR DE CABEZA FEMORAL
 CDH-I-17073 IMPACTOR DE TALLO ROSCADO
 CDH-I-17074 IMPACTOR DE TALLO SIN ROSCAR
 CDH-I-17075 MARTILLO P/ PROT. CADERA
 CDH-I-17076 MANGO EN T ACOUPLE RAPIDO P/ PROT CADERA
 CDH-I-17077 MANGO ROSCADO
 CDH-I-17078 MANGO IMPACTORRESTRICTOR DE CEMENTO
 CDH-I-17079 CABEZAS DE PRUEBA 32mm 6
 CDH-I-17080 CABEZAS DE PRUEBA 32mm 3
 CDH-I-17081 CABEZAS DE PRUEBA 32mm 0
 CDH-I-17082 CABEZAS DE PRUEBA 32mm -3
 CDH-I-17083 CABEZAS DE PRUEBA 32mm -6
 CDH-I-17084 IMPACTOR ESFERICO 32mm
 CDH-I-17085 LINNER DE PRUEBA 54mm p/ cabeza 32mm
 CDH-I-17086 LINNER DE PRUEBA 56mm p/ cabeza 32mm
 CDH-I-17087 LINNER DE PRUEBA 58mm p/ cabeza 32mm
 CDH-I-17088 LINNER DE PRUEBA 60mm p/ cabeza 32mm
 CDH-I-17089 LINNER DE PRUEBA 62mm p/ cabeza 32mm
 CDH-I-RH01-1 PLATILLO PROXIMAL (10-11) CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH01-2 PLATILLO PROXIMAL (12-13) CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH01-3 PLATILLO PROXIMAL (14-16) CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH02-1 PRUEBA DISTAL #10 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH02-2 PRUEBA DISTAL #11 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH02-3 PRUEBA DISTAL #12 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH02-4 PRUEBA DISTAL #13 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH02-5 PRUEBA DISTAL #14 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH02-6 PRUEBA DISTAL #15 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH02-7 PRUEBA DISTAL #16 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH03 IMPACTOR DE PRUEBA CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH04-1 TORN. EXTRACTOR DE PRUEBA DISTAL (10-11) CAD. REV. (C).

CDH-I-RH04-2 TORN. EXTRACTOR DE PRUEBA DISTAL (12-13) CAD. REV. (C).
 CDH-I-RH04-3 TORN. EXTRACTOR DE PRUEBA DISTAL (14-16) CAD. REV. (C).
 CDH-I-RH05 MARTILLO DESLIZANTE CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH06 ATORN. HEX. 3.5mm C/ACOPLE RAPIDO CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH07 FRESA DIAFISARIA #9 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH08-1 FRESA DIAFISARIA #10 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH08-2 FRESA DIAFISARIA #11 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH08-3 FRESA DIAFISARIA #12 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH08-4 FRESA DIAFISARIA #13 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH08-5 FRESA DIAFISARIA #14 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH08-6 FRESA DIAFISARIA #15 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH08-7 FRESA DIAFISARIA #16 CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH09 IMPACTOR DE TALLO DE REV. ROSCADO CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH10 IMPACTOR DE TALLO DE REV. CAD. REV. (C)
 CDH-I-RH11 MANGO EN T ACOPLE RAPIDO PTCR CAD. REV. (C)
 CDH-I-17100 CABEZAS DE PRUEBA 36mm 6
 CDH-I-17101 CABEZAS DE PRUEBA 36mm 3
 CDH-I-17102 CABEZAS DE PRUEBA 36mm 0
 CDH-I-17103 CABEZAS DE PRUEBA 36mm -3
 CDH-I-17104 CABEZAS DE PRUEBA 36mm -6
 CDH-I-17105 ORIENTADOR DE COTILO CEMENTADO 28 mm
 CDH-I-17106 ORIENTADOR DE COTILO CEMENTADO 32 mm
 CDH-I-17107 ACOPLE ORIENTADOR COTILO CEMENTADO DIAM 28 MM
 CDH-I-17108 ACOPLE ORIENTADOR COTILO CEMENTADO DIAM 32 MM
 CDH-I-17109 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø38 mm
 CDH-I-17110 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø40 mm
 CDH-I-17111 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø42 mm
 CDH-I-17112 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø44 mm
 CDH-I-17113 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø46 mm
 CDH-I-17114 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø48 mm
 CDH-I-17115 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø50 mm
 CDH-I-17116 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø52 mm
 CDH-I-17117 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø54 mm
 CDH-I-17118 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø56 mm
 CDH-I-17119 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø58 mm
 CDH-I-17120 PRUEBA CUPULA BIPOLAR Ø60 mm
 CDH-I-17121 MANGO PARA PRUEBA DE CUPULA BIPOLAR
 CDH-I-17122 IMPACTOR DE CUPULA BIPOLAR
 CDH-I-17123 MEDIDOR DE CABEZA FEMORAL 58-60 mm
 CDH-I-QXH04-1 FRESA ACETABULAR 42mm (C)
 CDH-I-QXH04-2 FRESA ACETABULAR 44mm (C)
 CDH-I-QXH04-3 FRESA ACETABULAR 46mm (C)
 CDH-I-QXH04-4 FRESA ACETABULAR 48mm (C)
 CDH-I-QXH04-5 FRESA ACETABULAR 50mm (C)
 CDH-I-QXH04-6 FRESA ACETABULAR 52mm (C)
 CDH-I-QXH04-7 FRESA ACETABULAR 54mm (C)
 CDH-I-QXH04-8 FRESA ACETABULAR 56mm (C)
 CDH-I-QXH04-9 FRESA ACETABULAR 58mm (C)
 CDH-I-QXH04-10 FRESA ACETABULAR 60mm (C)
 CDH-I-QXH04-11 FRESA ACETABULAR 62mm (C)
 CDH-I-QXH05 MANGO PORTA FRESA ACETABULAR (C)

CDH-I-QXH06-1 CUPULA DE PRUEBA 46mm 2G (C)
 CDH-I-QXH06-2 CUPULA DE PRUEBA 48mm 2G (C)
 CDH-I-QXH06-3 CUPULA DE PRUEBA 50mm 2G (C)
 CDH-I-QXH06-4 CUPULA DE PRUEBA 52mm 2G (C)
 CDH-I-QXH06-5 CUPULA DE PRUEBA 54mm 2G (C)
 CDH-I-QXH06-6 CUPULA DE PRUEBA 56mm 2G (C)
 CDH-I-QXH06-7 CUPULA DE PRUEBA 58mm 2G (C)
 CDH-I-QXH06-8 CUPULA DE PRUEBA 60mm 2G (C)
 CDH-I-QXH06-9 CUPULA DE PRUEBA 62mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-1 LINNER DE PRUEBA 46mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-2 LINNER DE PRUEBA 48mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-3 LINNER DE PRUEBA 50mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-4 LINNER DE PRUEBA 52mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-5 LINNER DE PRUEBA 54mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-6 LINNER DE PRUEBA 56mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-7 LINNER DE PRUEBA 58mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-8 LINNER DE PRUEBA 60mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-9 LINNER DE PRUEBA 62mm 2G (C)
 CDH-I-QXH07 IMPACTOR CUPULA / LINNER DE PRUEBA 2G (C)
 CDH-I-QXH12 MEDIDOR DE ANGULACION (C)
 CDH-I-QXH13 BARRA DE ANGULACION (C)
 CDH-I-QXH14 MECHA FLEXIBLE (C)
 CDH-I-QXH15 GUIA DE MECHA PROT. CADERA (C)
 CDH-I-QXH16 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DE ACETABULO (C)
 CDH-I-QXH17 ATORNILLADOR CARDANICO G3 (C)
 CDH-I-QXH18 PINZA PORTA TORNILLOS DE COTILO (C)
 CDH-I-QXH28-28 IMPACTOR ESFERICO 28mm (C)
 CDH-I-QXH30 ACOUPLE RAPIDO PARA DRILL (C)
 CDH-I-QXH36-1 ACOUPLE IMPACTOR LINNER AC (C)
 CDH-I-QXH36-2 ACOUPLE IMPACTOR LINNER AD (C)
 CDH-I-QXH28-32 IMPACTOR ESFERICO 32mm (C)
 CDH-I-QXH08-10 LINNER DE PRUEBA 54mm p/cabeza 32mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-11 LINNER DE PRUEBA 56mm p/cabeza 32mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-12 LINNER DE PRUEBA 58mm p/cabeza 32mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-13 LINNER DE PRUEBA 60mm p/cabeza 32mm 2G (C)
 CDH-I-QXH08-14 LINNER DE PRUEBA 62mm p/cabeza 32mm 2G (C)
 CDH-I-17023-1 IMPACTOR DE CUPULA 1° GEN.
 CDH-I-QXH01 GUIA DE CORTE FEMORAL CEFALICA (C)
 CDH-I-QXH02 MANGO EN T EXTRACTOR CABEZA FEMORAL (C)
 CDH-I-QXH03-1 MEDIDOR DE CABEZA FEMORAL 38-44 (C)
 CDH-I-QXH03-2 MEDIDOR DE CABEZA FEMORAL 44-56 (C)
 CDH-I-QXH19 ESCOPIO CAJON (C)
 CDH-I-QXH20 CALISUAR PTC (C)
 CDH-I-QXH21 MANGO PORTA RASPA FEMORAL (C)
 CDH-I-QXH22-1 RASPA FEMORAL 8mm (C)
 CDH-I-QXH22-2 RASPA FEMORAL 9mm (C)
 CDH-I-QXH22-3 RASPA FEMORAL 10mm (C)
 CDH-I-QXH22-4 RASPA FEMORAL 11mm (C)
 CDH-I-QXH22-5 RASPA FEMORAL 12mm (C)
 CDH-I-QXH22-6 RASPA FEMORAL 13mm (C)
 CDH-I-QXH22-7 RASPA FEMORAL 14mm (C)

CDH-I-QXH22-8 RASPA FEMORAL 15mm (C)
CDH-I-QXH22-9 RASPA FEMORAL 16mm (C)
CDH-I-QXH23 FRESA DE CALCAR (C)
CDH-I-QXH24 CUELLO DE PRUEBA (C)
CDH-I-QXH25-1 CABEZAS DE PRUEBA 28mm +6 (C)
CDH-I-QXH25-2 CABEZAS DE PRUEBA 28mm +3 (C)
CDH-I-QXH25-3 CABEZAS DE PRUEBA 28mm 0 (C)
CDH-I-QXH25-4 CABEZAS DE PRUEBA 28mm -3 (C)
CDH-I-QXH25-5 CABEZAS DE PRUEBA 28mm -6 (C)
CDH-I-QXH25-6 CABEZAS DE PRUEBA 32mm +6 (C)
CDH-I-QXH25-7 CABEZAS DE PRUEBA 32mm +3 (C)
CDH-I-QXH25-8 CABEZAS DE PRUEBA 32mm 0 (C)
CDH-I-QXH25-9 CABEZAS DE PRUEBA 32mm -3 (C)
CDH-I-QXH25-10 CABEZAS DE PRUEBA 32mm -6 (C)
CDH-I-QXH26 IMPACTOR DE CABEZA FEMORAL (C)
CDH-I-QXH29 IMPACTOR DE TALLO ROSCADO (C)
CDH-I-QXH31 MARTILLO P/PROT. CADERA (C)
CDH-I-QXH32 MANGO EN T ACOPLA RAPIDO P/PROT. CADERA (C)
CDH-I-QXH34 MANGO IMPACTOR RESTRICTOR DE CEMENTO (C)
CDH-I-QXH35 IMPACTOR DE TALLO SIN ROSCAR (C)

Período de vida útil: 5 años.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Por unidad.

Método de esterilización: Radiación gamma.

Nombre del fabricante: CDH PRÓTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Lugar de elaboración: JUAN CANALS 2235, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA.

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 11467/24.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19

Responsable Legal Firma y Sello	Responsable Técnico Firma y Sello
La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. bajo el número PM 1006-5 siendo su nueva vigencia hasta el 20 enero 2030	
Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello	
El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.	
Fecha de emisión: 23 abril 2025	
	
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.	
N° Identificadorio Trámite: 41924	
Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-006184-22-2	