



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Calidad en Salud  
A.N.M.A.T.

## **DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA**

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

**N° rev: 2125-2#0007**

En nombre y representación de la firma American Implant S.A , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 I Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 2125-2

Disposición autorizante N° 7393 de fecha 14 septiembre 2015  
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: DC Modificación 6785/18  
CRT Modificación 21747/20  
CRT Modificación 29063/21  
DJ Reválida 22044/21  
DC Modificación Expediente N°: 1232-23  
CRT Modificación Expediente N°:1-0047-3110-000871-24-0

### **Datos Característicos del Producto Médico:**

Nombre descriptivo: SISTEMA DE FIJACION INTERNA PARA LA COLUMNA VERTEBRAL: compuesto por tornillos, ganchos, barras, bloqueadores , conectores e instrumental

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
15-766 SISTEMA ORTOPEDICO DE FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AMERICAN IMPLANT-AI-AI MIS-GRIAL-SCA III-SCA IV-XSPINOUS-TRAZOSEPTIMUS RAZZOR-TAMMUZ-CADIZ-KORAL-ONIX-URANO-URANO MIS-BTR2-BRAVA-SNASNA CERVICAL-SNA DEFORMITY-MILO II-MILO MIS-ROS M2- AXION-AXION MIS-DAVANTECRONO- CRONO MIS-ORION-ORION MIS

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: El sistema de fijación interna para la columna vertebral está indicado para fijaciones anteriores/anterolaterales y posteriores, pediculares y no pediculares en los siguientes casos: Enfermedad discal degenerativa (definida como dolor de espalda de origen disco génico con degeneración de disco confirmado por la historia y estudios radiográficos),

espondilolistesis, trauma (por ejemplo fractura o dislocación), estenosis vertebral, curvaturas (por ejemplo escoliosis, lordosis y/o cifosis), tumor, pseudoartrosis y fusión previa fallida. Cuando se utiliza como sistema de fijación anterior/anterolateral y posterior, pedicular y no pedicular, este sistema vertebral está indicado para proporcionar soporte adicional durante la fusión utilizando autotrasplante o autotrasplante en pacientes con un esqueleto maduro en el tratamiento de las siguientes inestabilidades o deformidades agudas o crónicas: enfermedad discal degenerativa (definida como dolor de espalda de origen disco génico con degeneración de disco confirmado por la historia y por estudios radiográficos), espondilolistesis, trauma (por ejemplo, fractura o dislocación), estenosis vertebral, curvaturas (por ejemplo, escoliosis, lordosis y/o cifosis), tumor, pseudoartrosis y fusión previa fallida.

Indicaciones:

- Enfermedades degenerativas de columna
- Espondilolistesis
- Fusiones anteriores sin éxito
- Trauma espinal
- Tumores
- Espondilitis anquilosante
- Soporte para cualquier forma de artrodesis
- Fracturas
- Escoliosis
- Cifosis

Modelos: Tornillos Poliaxiales Titanio

- 0140201 (4x20 mm)
- 0145201 (4,5x20 mm)
- 0140251 (4x25 mm)
- 0145251 (4,5x25 mm)
- 0155251 (5,5x25 mm)
- 0140301 (4x30 mm)
- 0145301 (4,5x30 mm)
- 0155301 (5,5x30 mm)
- 0165301 (6,5x30 mm)
- 0175301 (7,5x30 mm)
- 0140351 (4x35 mm)
- 0145351 (4,5x35 mm)
- 0155351 (5,5x35 mm)
- 0165351 (6,5x35 mm)
- 0175351 (7,5x35 mm)
- 0140401 (4x40 mm)
- 0145401 (4,5x40 mm)
- 0155401 (5,5x40 mm)
- 0165401 (6,5x40 mm)
- 0175401 (7,5x40 mm)
- 0185401 (8,5x40 mm)
- 0195401 (9,5x40 mm)
- 0140451 (4x45 mm)
- 0145451 (4,5x45 mm)
- 0155451 (5,5x45 mm)
- 0165451 (6,5x45 mm)
- 0175451 (7,5x45 mm)
- 0185451 (8,5x45 mm)

0195451 (9,5x45 mm)  
0165501 (6,5x50 mm)  
0175501 (7,5x50 mm)  
0185501 (8,5x50 mm)  
0195501 (9,5x50 mm)  
0165551 (6,5x55 mm)  
0175551 (7,5x55 mm)  
0165601 (6,5x60 mm)  
0175601 (7,5x60 mm)  
0185601 (8,5x60 mm)  
0195601 (9,5x60 mm)  
0165701 (6,5x70 mm)  
0175701 (7,5x70 mm)  
0185701 (8,5x70 mm)  
0195701 (9,5x70 mm)  
0165801 (6,5x80 mm)  
0175801 (7,5x80 mm)  
0185801 (8,5x80 mm)  
0195801 (9,5x80 mm)  
0175901 (7,5x90 mm)  
0185901 (8,5x90 mm)  
0195901 (9,5x90 mm)  
01751001 (7,5x100 mm)  
01851001 (8,5x100 mm)  
01751101 (7,5x110 mm)  
01851101 (8,5x110 mm)

Tornillos Monoaxiales Titanio

0245251 (4,5x25 mm)  
0240301 (4x30 mm)  
0245301 (4,5x30 mm)  
0255301 (5,5x30 mm)  
0265301 (6,5x30 mm)  
0275301 (7,5x30 mm)  
0240351 (4x35 mm)  
0245351 (4,5x35 mm)  
0255351 (5,5x35 mm)  
0265351 (6,5x35 mm)  
0275351 (7,5x35 mm)  
0240401 (4x40 mm)  
0245401 (4,5x40 mm)  
0255401 (5,5x40 mm)  
0265401 (6,5x40 mm)  
0275401 (7,5x40 mm)  
0240451 (4x45 mm)  
0245451 (4,5x45 mm)  
0255451 (5,5x45 mm)  
0265451 (6,5x45 mm)  
0275451 (7,5x45 mm)  
0265501 (6,5x50 mm)  
0275501 (7,5x50 mm)  
0265551 (6,5x55 mm)

0275551 (7,5x55 mm)

Tornillos Poliaxiales de Reducción Titanio

0355301 (5,5x30 mm)

0355351 (5,5x35 mm)

0365301 (6,5x30 mm)

0365351 (6,5x35 mm)

0355401 (5,5x40 mm)

0365401 (6,5x40 mm)

0355451 (5,5x45 mm)

0365451 (6,5x45 mm)

0355501 (5,5x50 mm)

0365501 (6,5x50 mm)

0355601 (5,5x60 mm)

0365601 (6,5x60 mm)

0375601 (7,5x60 mm)

0365701 (6,5x70 mm)

0375701 (7,5x70 mm)

0365801 (6,5x80 mm)

0375801 (7,5x80 mm)

Barras punta Hexagonal Titanio

0655040T5H1 (Ø5,5x40 mm)

0655045T5H1 (Ø5,5x45 mm)

0655050T5H1 (Ø5,5x50 mm)

0655055T5H1 (Ø5,5x55 mm)

0655060T5H1 (Ø5,5x60 mm)

0655065T5H1 (Ø5,5x65 mm)

0655070T5H1 (Ø5,5x70 mm)

0655075T5H1 (Ø5,5x75 mm)

0655080T5H1 (Ø5,5x80 mm)

0655085T5H1 (Ø5,5x85 mm)

0655090T5H1 (Ø5,5x90 mm)

0655095T5H1 (Ø5,5x95 mm)

0655100T5H1 (Ø5,5x100 mm)

0655110T5H1 (Ø5,5x110 mm)

0655120T5H1 (Ø5,5x120 mm)

0655130T5H1 (Ø5,5x130 mm)

0655140T5H1 (Ø5,5x140 mm)

0655150T5H1 (Ø5,5x150 mm)

0655160T5H1 (Ø5,5x160 mm)

0655170T5H1 (Ø5,5x170 mm)

0655180T5H1 (Ø5,5x180 mm)

0655190T5H1 (Ø5,5x190 mm)

0655200T5H1 (Ø5,5x200 mm)

0655400T5H1 (Ø5,5x400 mm)

0655500T5H1 (Ø5,5x500 mm)

0655600T5H1 (Ø5,5x600 mm)

0660040T5H1 (Ø6x40 mm)

0660045T5H1 (Ø6x45 mm)

0660050T5H1 (Ø6x50 mm)

0660055T5H1 (Ø6x55 mm)

0660060T5H1 (Ø6x60 mm)

0660065T5H1 (Ø6x65 mm)  
0660070T5H1 (Ø6x70 mm)  
0660075T5H1 (Ø6x75 mm)  
0660080T5H1 (Ø6x80 mm)  
0660085T5H1 (Ø6x85 mm)  
0660090T5H1 (Ø6x90 mm)  
0660095T5H1 (Ø6x95 mm)  
0660100T5H1 (Ø6x100 mm)  
0660110T5H1 (Ø6x110 mm)  
0660120T5H1 (Ø6x120 mm)  
0660130T5H1 (Ø6x130 mm)  
0660140T5H1 (Ø6x140 mm)  
0660150T5H1 (Ø6x150 mm)  
0660160T5H1 (Ø6x160 mm)  
0660170T5H1 (Ø6x170 mm)  
0660180T5H1 (Ø6x180 mm)  
0660190T5H1 (Ø6x190 mm)  
0660200T5H1 (Ø6x200 mm)  
0660400T5H1 (Ø6x400 mm)  
0660500T5H1 (Ø6x500 mm)  
0660600T5H1 (Ø6x600 mm)  
Barras punta Redonda Titanio  
0655030T51 (Ø5,5x30 mm)  
0655035T51 (Ø5,5x35 mm)  
0655040T51 (Ø5,5x40 mm)  
0655045T51 (Ø5,5x45 mm)  
0655050T51 (Ø5,5x50 mm)  
0655055T51 (Ø5,5x55 mm)  
0655060T51 (Ø5,5x60 mm)  
0655065T51 (Ø5,5x65 mm)  
0655070T51 (Ø5,5x70 mm)  
0655075T51 (Ø5,5x75 mm)  
0655080T51 (Ø5,5x80 mm)  
0655085T51 (Ø5,5x85 mm)  
0655090T51 (Ø5,5x90 mm)  
0655095T51 (Ø5,5x95 mm)  
0655100T51 (Ø5,5x100 mm)  
0655110T51 (Ø5,5x110 mm)  
0655120T51 (Ø5,5x120 mm)  
0655130T51 (Ø5,5x130 mm)  
0655140T51 (Ø5,5x140 mm)  
0655150T51 (Ø5,5x150 mm)  
0655160T51 (Ø5,5x160 mm)  
0655170T51 (Ø5,5x170 mm)  
0655180T51 (Ø5,5x180 mm)  
0655190T51 (Ø5,5x190 mm)  
0655200T51 (Ø5,5x200 mm)  
0655400T51 (Ø5,5x400 mm)  
0655500T51 (Ø5,5x500 mm)  
0655600T51 (Ø5,5x600 mm)  
0660030T51 (Ø6x30 mm)

0660035T51 (Ø6x35 mm)  
0660040T51 (Ø6x40 mm)  
0660045T51 (Ø6x45 mm)  
0660050T51 (Ø6x50 mm)  
0660055T51 (Ø6x55 mm)  
0660060T51 (Ø6x60 mm)  
0660065T51 (Ø6x65 mm)  
0660070T51 (Ø6x70 mm)  
0660075T51 (Ø6x75 mm)  
0660080T51 (Ø6x80 mm)  
0660085T51 (Ø6x85 mm)  
0660090T51 (Ø6x90 mm)  
0660095T51 (Ø6x95 mm)  
0660100T51 (Ø6x100 mm)  
0660110T51 (Ø6x110 mm)  
0660120T51 (Ø6x120 mm)  
0660130T51 (Ø6x130 mm)  
0660140T51 (Ø6x140 mm)  
0660150T51 (Ø6x150 mm)  
0660160T51 (Ø6x160 mm)  
0660170T51 (Ø6x170 mm)  
0660180T51 (Ø6x180 mm)  
0660190T51 (Ø6x190 mm)  
0660200T51 (Ø6x200 mm)  
0660400T51 (Ø6x400 mm)  
0660500T51 (Ø6x500 mm)  
0660600T51 (Ø6x600 mm)  
Barras punta Hexagonal Cr-Co  
0655040CCH1 (Ø5,5x40 mm)  
0655050CCH1 (Ø5,5x50 mm)  
0655060CCH1 (Ø5,5x60 mm)  
0655070CCH1 (Ø5,5x70 mm)  
0655080CCH1 (Ø5,5x80 mm)  
0655090CCH1 (Ø5,5x90 mm)  
0655100CCH1 (Ø5,5x100 mm)  
0655110CCH1 (Ø5,5x110 mm)  
0655120CCH1 (Ø5,5x120 mm)  
0655150CCH1 (Ø5,5x150 mm)  
0655200CCH1 (Ø5,5x200 mm)  
0655400CCH1 (Ø5,5x400 mm)  
0655500CCH1 (Ø5,5x500 mm)  
0655600CCH1 (Ø5,5x600 mm)  
0660040CCH1 (Ø6x40 mm)  
0660050CCH1 (Ø6x50 mm)  
0660060CCH1 (Ø6x60 mm)  
0660070CCH1 (Ø6x70 mm)  
0660080CCH1 (Ø6x80 mm)  
0660090CCH1 (Ø6x90 mm)  
0660100CCH1 (Ø6x100 mm)  
0660110CCH1 (Ø6x110 mm)  
0660120CCH1 (Ø6x120 mm)

0660150CCH1 (Ø6x150 mm)  
0660200CCH1 (Ø6x200 mm)  
0660400CCH1 (Ø6x400 mm)  
0660500CCH1 (Ø6x500 mm)  
0660600CCH1 (Ø6x600 mm)

Barras punta Redonda Cr-Co

0655040CC1 (Ø5,5x40 mm)  
0655050CC1 (Ø5,5x50 mm)  
0655060CC1 (Ø5,5x60 mm)  
0655070CC1 (Ø5,5x70 mm)  
0655080CC1 (Ø5,5x80 mm)  
0655090CC1 (Ø5,5x90 mm)  
0655100CC1 (Ø5,5x100 mm)  
0655110CC1 (Ø5,5x110 mm)  
0655120CC1 (Ø5,5x120 mm)  
0655150CC1 (Ø5,5x150 mm)  
0655200CC1 (Ø5,5x200 mm)  
0655400CC1 (Ø5,5x400 mm)  
0655500CC1 (Ø5,5x500 mm)  
0655600CC1 (Ø5,5x600 mm)  
0660040CC1 (Ø6x40 mm)  
0660050CC1 (Ø6x50 mm)  
0660060CC1 (Ø6x60 mm)  
0660070CC1 (Ø6x70 mm)  
0660080CC1 (Ø6x80 mm)  
0660090CC1 (Ø6x90 mm)  
0660100CC1 (Ø6x100 mm)  
0660110CC1 (Ø6x110 mm)  
0660120CC1 (Ø6x120 mm)  
0660150CC1 (Ø6x150 mm)  
0660200CC1 (Ø6x200 mm)  
0660400CC1 (Ø6x400 mm)  
0660500CC1 (Ø6x500 mm)  
0660600CC1 (Ø6x600 mm)

Bloqueadores Titanio

07101 Bloqueador (Ø10)

Ganchos Titanio

08GLN250011 (Gancho Laminar Neutro , chico)  
08GLN250021 (Gancho Laminar Neutro , mediano)  
08GLN250031 (Gancho Laminar Neutro , grande)  
08GP210011 (Gancho Pedicular , chico)  
08GP210021 (Gancho Pedicular , mediano)  
08GP210031 (Gancho Pedicular , grande)  
08GT250011 (Gancho Transverso , chico)  
08GT250021 (Gancho Transverso , chico)  
08GT250031 (Gancho Transverso , grande)  
08GLI251111 (Gancho Laminar Izquierdo, chico)  
08GLI251121 (Gancho Laminar Izquierdo, mediano)  
08GLI251131 (Gancho Laminar Izquierdo, grande)  
08GLD251111 (Gancho Laminar Derecho, chico)  
08GLD251121 (Gancho Laminar Derecho, mediano)

08GLD251131 (Gancho Laminar Derecho, grande)

Conectores Titanio

- 09CB66A0011 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Chico )
- 09CB66A0031 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Grande)
- 09CB66A0111 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Chico)
- 09CB66A0131 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Grande)
- 09CB66A0211 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Chico)
- 09CB66A0231 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Grande)
- 09CB66CA11 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Simple)
- 09CB66CA31 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Doble)
- 09CB66CP11 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Simple)
- 09CB66CP31 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Doble)
- 09CB63CA11 (Conector Barra 6-3 Cerrado Axial Simple)
- 09CB63CA31 (Conector Barra 6-3 Cerrado Axial Doble)
- 09CB63CP11 (Conector Barra 6-3 Cerrado Paralelo Simple)
- 09CB63CP31 (Conector Barra 6-3 Cerrado Paralelo Doble)
- 09CB33CA11 (Conector Barra 3-3 Cerrado Axial Simple)
- 09CB33CA31 (Conector Barra 3-3 Cerrado Axial Doble)
- 09CB33CP11 (Conector Barra 3-3 Cerrado Paralelo Simple)
- 09CB33CP31 (Conector Barra 3-3 Cerrado Paralelo Doble)
- 09CI800901 (Conector Iliaco 90° 80 mm)
- 09CI500901 (Conector Iliaco 90° 50 mm)
- 09CI350901 (Conector Iliaco 90° 35 mm)
- 09CI801051 (Conector Iliaco 105° 80 mm)
- 09CI501051 (Conector Iliaco 105° 50 mm)
- 09CI351051 (Conector Iliaco 105° 35 mm)
- 09CI800751 (Conector Iliaco 75° 80 mm)
- 09CI500751 (Conector Iliaco 75° 50 mm)
- 09CI350751 (Conector Iliaco 75° 35 mm)
- 090011 (Conector Cruzado Chico)
- 090021 (Conector Cruzado Mediano)
- 090031 (Conector Cruzado Grande)

Tornillos Poliaxiales Titanio

- 0140202 (4x20 mm)
- 0145202 (4,5x20 mm)
- 0140252 (4x25 mm)
- 0145252 (4,5x25 mm)
- 0155252 (5,5x25 mm)
- 0140302 (4x30 mm)
- 0145302 (4,5x30 mm)
- 0155302 (5,5x30 mm)
- 0165302 (6,5x30 mm)
- 0175302 (7,5x30 mm)
- 0140352 (4x35 mm)
- 0145352 (4,5x35 mm)
- 0155352 (5,5x35 mm)
- 0165352 (6,5x35 mm)
- 0175352 (7,5x35 mm)
- 0140402 (4x40 mm)
- 0145402 (4,5x40 mm)
- 0155402 (5,5x40 mm)

0165402 (6,5x40 mm)  
0175402 (7,5x40 mm)  
0185402 (8,5x40 mm)  
0195402 (9,5x40 mm)  
0140452 (4x45 mm)  
0145452 (4,5x45 mm)  
0155452 (5,5x45 mm)  
0165452 (6,5x45 mm)  
0175452 (7,5x45 mm)  
0185452 (8,5x45 mm)  
0195452 (9,5x45 mm)  
0155502 (5,5x50 mm)  
0165502 (6,5x50 mm)  
0175502 (7,5x50 mm)  
0185502 (8,5x50 mm)  
0195502 (9,5x50 mm)  
0165552 (6,5x55 mm)  
0175552 (7,5x55 mm)  
0165602 (6,5x60 mm)  
0175602 (7,5x60 mm)  
0185602 (8,5x60 mm)  
0195602 (9,5x60 mm)  
0165702 (6,5x70 mm)  
0175702 (7,5x70 mm)  
0185702 (8,5x70 mm)  
0195702 (9,5x70 mm)  
0165802 (6,5x80 mm)  
0175802 (7,5x80 mm)  
0185802 (8,5x80 mm)  
0195802 (9,5x80 mm)  
0175902 (7,5x90 mm)  
0185902 (8,5x90 mm)  
0195902 (9,5x90 mm)  
01751002 (7,5x100 mm)  
01851002 (8,5x100 mm)  
01751102 (7,5x110 mm)  
01851102 (8,5x110 mm)  
0140204 (4x20 mm)  
0145204 (4,5x20 mm)  
0140254 (4x25 mm)  
0145254 (4,5x25 mm)  
0140304 (4x30 mm)  
0145304 (4,5x30 mm)  
0155304 (5,5x30 mm)  
0165304 (6,5x30 mm)  
0175304 (7,5x30 mm)  
0140354 (4x35 mm)  
0145354 (4,5x35 mm)  
0155354 (5,5x35 mm)  
0165354 (6,5x35 mm)  
0175354 (7,5x35 mm)

0140404 (4x40 mm)  
0145404 (4,5x40 mm)  
0155404 (5,5x40 mm)  
0165404 (6,5x40 mm)  
0175404 (7,5x40 mm)  
0185404 (8,5x40 mm)  
0195404 (9,5x40 mm)  
0140454 (4x45 mm)  
0145454 (4,5x45 mm)  
0155454 (5,5x45 mm)  
0165454 (6,5x45 mm)  
0175454 (7,5x45 mm)  
0185454 (8,5x45 mm)  
0195454 (9,5x45 mm)  
0155504 (5,5x50 mm)  
0165504 (6,5x50 mm)  
0175504 (7,5x50 mm)  
0185504 (8,5x50 mm)  
0195504 (9,5x50 mm)  
0165554 (6,5x55 mm)  
0175554 (7,5x55 mm)  
0165604 (6,5x60 mm)  
0175604 (7,5x60 mm)  
0185604 (8,5x60 mm)  
0195604 (9,5x60 mm)  
0165704 (6,5x70 mm)  
0175704 (7,5x70 mm)  
0185704 (8,5x70 mm)  
0195704 (9,5x70 mm)  
0165804 (6,5x80 mm)  
0175804 (7,5x80 mm)  
0185804 (8,5x80 mm)  
0195804 (9,5x80 mm)  
0175904 (7,5x90 mm)  
0185904 (8,5x90 mm)  
0195904 (9,5x90 mm)  
01751004 (7,5x100 mm)  
01851004 (8,5x100 mm)  
01751104 (7,5x110 mm)  
01851104 (8,5x110 mm)  
Tornillos Monoaxiales Titanio  
0245252 (4,5x25 mm)  
0240302 (4x30 mm)  
0245302 (4,5x30 mm)  
0255302 (5,5x30 mm)  
0265302 (6,5x30 mm)  
0275302 (7,5x30 mm)  
0240352 (4x35 mm)  
0245352 (4,5x35 mm)  
0255352 (5,5x35 mm)  
0265352 (6,5x35 mm)

0275352 (7,5x35 mm)  
0240402 (4x40 mm)  
0245402 (4,5x40 mm)  
0255402 (5,5x40 mm)  
0265402 (6,5x40 mm)  
0275402 (7,5x40 mm)  
0240452 (4x45 mm)  
0245452 (4,5x45 mm)  
0255452 (5,5x45 mm)  
0265452 (6,5x45 mm)  
0275452 (7,5x45 mm)  
0265502 (6,5x50 mm)  
0275502 (7,5x50 mm)  
0265552 (6,5x55 mm)  
0275552 (7,5x55 mm)  
0245254 (4,5x25 mm)  
0240304 (4x30 mm)  
0245304 (4,5x30 mm)  
0255304 (5,5x30 mm)  
0265304 (6,5x30 mm)  
0275304 (7,5x30 mm)  
0240354 (4x35 mm)  
0245354 (4,5x35 mm)  
0255354 (5,5x35 mm)  
0265354 (6,5x35 mm)  
0275354 (7,5x35 mm)  
0240404 (4x40 mm)  
0245404 (4,5x40 mm)  
0255404 (5,5x40 mm)  
0265404 (6,5x40 mm)  
0275404 (7,5x40 mm)  
0240454 (4x45 mm)  
0245454 (4,5x45 mm)  
0255454 (5,5x45 mm)  
0265454 (6,5x45 mm)  
0275454 (7,5x45 mm)  
0265504 (6,5x50 mm)  
0275504 (7,5x50 mm)  
0265554 (6,5x55 mm)  
0275554 (7,5x55 mm)  
Tornillos Poliaxiales de Reducción Titanio  
0355302 (5,5x30 mm)  
0355352 (5,5x35 mm)  
0365302 (6,5x30 mm)  
0365352 (6,5x35 mm)  
0355402 (5,5x40 mm)  
0365402 (6,5x40 mm)  
0355452 (5,5x45 mm)  
0365452 (6,5x45 mm)  
0355502 (5,5x50 mm)  
0365502(6,5x50 mm)

0355602(5,5x60 mm)  
0365602(6,5x60 mm)  
0375602(7,5x60 mm)  
0365702(6,5x70 mm)  
0375702(7,5x70 mm)  
0365802(6,5x80 mm)  
0375802(7,5x80 mm)  
0355304 (5,5x30 mm)  
0355354 (5,5x35 mm)  
0365304 (6,5x30 mm)  
0365354 (6,5x35 mm)  
0355404 (5,5x40 mm)  
0365404 (6,5x40 mm)  
0355454 (5,5x45 mm)  
0365454 (6,5x45 mm)  
0355504 (5,5x50 mm)  
0365504(6,5x50 mm)  
0355604(5,5x60 mm)  
0365604(6,5x60 mm)  
0375604(7,5x60 mm)  
0365704(6,5x70 mm)  
0375704(7,5x70 mm)  
0365804(6,5x80 mm)  
0375804(7,5x80 mm)

Tornillos MIS Canulado Titanio

2340202 (4,0x20 mm)  
2345202 (4,5x20 mm)  
2340252 (4x25 mm)  
2345252 (4,5x25 mm)  
2340302 (4x30 mm)  
2345302 (4,5x30 mm)  
2350302 (5,0x30 mm)  
2355302 (5,5x30 mm)  
2360302 (6,0x30 mm)  
2365302 (6,5x30 mm)  
2370302 (7,0x30 mm)  
2375302 (7,5x30 mm)  
2340352 (4x35 mm)  
2345352 (4,5x35 mm)  
2350352 (5,0x35 mm)  
2355352 (5,5x35 mm)  
2360352 (6,0x35 mm)  
2365352 (6,5x35 mm)  
2370352 (7,0x35 mm)  
2375352 (7,5x35 mm)  
2340402 (4x40 mm)  
2345402 (4,5x40 mm)  
2350402 (5,0x40 mm)  
2355402 (5,5x40 mm)  
2360402 (6,0x40 mm)  
2365402 (6,5x40 mm)

2370402 (7,0x40 mm)  
2375402 (7,5x40 mm)  
2340452 (4x45 mm)  
2345452 (4,5x45 mm)  
2350452 (5,0x45 mm)  
2355452 (5,5x45 mm)  
2360452 (6,0x45 mm)  
2365452 (6,5x45 mm)  
2370452 (7,0x45 mm)  
2375452 (7,5x45 mm)  
2360502 (6,0x50 mm)  
2365502 (6,5x50 mm)  
2370502 (7,0x50 mm)  
2375502 (7,5x50 mm)  
2360552 (6,0x55 mm)  
2365552 (6,5x55 mm)  
2370552 (7,0x55 mm)  
2375552 (7,5x55 mm)  
2360602 (6,0x60 mm)  
2365602 (6,5x60 mm)  
2370602 (7,0x60 mm)  
2375602 (7,5x60 mm)  
2380602 (8,0x60 mm)  
2385602 (8,5x60 mm)  
2360702 (6,0x70 mm)  
2365702 (6,5x70 mm)  
2370702 (7,0x70 mm)  
2375702 (7,5x70 mm)  
2380702 (8,0x70 mm)  
2385702 (8,5x70 mm)  
2360802 (6,0x80 mm)  
2365802 (6,5x80 mm)  
2370802 (7,0x80 mm)  
2375802 (7,5x80 mm)  
2380802 (8,0x80 mm)  
2385802 (8,5x80 mm)  
2370902 (7,0x90 mm)  
2375902 (7,5x90 mm)  
2380902 (8,0x90 mm)  
2385902 (8,5x90 mm)  
23701002 (7,0x100 mm)  
23751002 (7,5x100 mm)  
23801002 (8,0x100 mm)  
23851002 (8,5x100 mm)  
23701102 (7,0x110 mm)  
23751102 (7,5x110 mm)  
23801102 (8,0x110 mm)  
23851102 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Fenestrados Titanio  
2440202 (4,0x20 mm)  
2445202 (4,5x20 mm)

2440252 (4x25 mm)  
2445252 (4,5x25 mm)  
2440302 (4x30 mm)  
2445302 (4,5x30 mm)  
2450302 (5,0x30 mm)  
2455302 (5,5x30 mm)  
2460302 (6,0x30 mm)  
2465302 (6,5x30 mm)  
2470302 (7,0x30 mm)  
2475302 (7,5x30 mm)  
2440352 (4x35 mm)  
2445352 (4,5x35 mm)  
2450352 (5,0x35 mm)  
2455352 (5,5x35 mm)  
2460352 (6,0x35 mm)  
2465352 (6,5x35 mm)  
2470352 (7,0x35 mm)  
2475352 (7,5x35 mm)  
2440402 (4x40 mm)  
2445402 (4,5x40 mm)  
2450402 (5,0x40 mm)  
2455402 (5,5x40 mm)  
2460402 (6,0x40 mm)  
2465402 (6,5x40 mm)  
2470402 (7,0x40 mm)  
2475402 (7,5x40 mm)  
2440452 (4x45 mm)  
2445452 (4,5x45 mm)  
2450452 (5,0x45 mm)  
2455452 (5,5x45 mm)  
2460452 (6,0x45 mm)  
2465452 (6,5x45 mm)  
2470452 (7,0x45 mm)  
2475452 (7,5x45 mm)  
2460502 (6,0x50 mm)  
2465502 (6,5x50 mm)  
2470502 (7,0x50 mm)  
2475502 (7,5x50 mm)  
2460552 (6,0x55 mm)  
2465552 (6,5x55 mm)  
2470552 (7,0x55 mm)  
2475552 (7,5x55 mm)  
2460602 (6,0x60 mm)  
2465602 (6,5x60 mm)  
2470602 (7,0x60 mm)  
2475602 (7,5x60 mm)  
2480602 (8,0x60 mm)  
2485602 (8,5x60 mm)  
2460702 (6,0x70 mm)  
2465702 (6,5x70 mm)  
2470702 (7,0x70 mm)

2475702 (7,5x70 mm)  
2480702 (8,0x70 mm)  
2485702 (8,5x70 mm)  
2460802 (6,0x80 mm)  
2465802 (6,5x80 mm)  
2470802 (7,0x80 mm)  
2475802 (7,5x80 mm)  
2480802 (8,0x80 mm)  
2485802 (8,5x80 mm)  
2470902 (7,0x90 mm)  
2475902 (7,5x90 mm)  
2480902 (8,0x90 mm)  
2485902 (8,5x90 mm)  
24701002 (7,0x100 mm)  
24751002 (7,5x100 mm)  
24801002 (8,0x100 mm)  
24851002 (8,5x100 mm)  
24701102 (7,0x110 mm)  
24751102 (7,5x110 mm)  
24801102 (8,0x110 mm)  
24851102 (8,5x110 mm)

Barras punta Hexagonal Titanio

0655040T5H2 (Ø5,5x40 mm)  
0655045T5H2 (Ø5,5x45 mm)  
0655050T5H2 (Ø5,5x50 mm)  
0655055T5H2 (Ø5,5x55 mm)  
0655060T5H2 (Ø5,5x60 mm)  
0655065T5H2 (Ø5,5x65 mm)  
0655070T5H2 (Ø5,5x70 mm)  
0655075T5H2 (Ø5,5x75 mm)  
0655080T5H2 (Ø5,5x80 mm)  
0655085T5H2 (Ø5,5x85 mm)  
0655090T5H2 (Ø5,5x90 mm)  
0655095T5H2 (Ø5,5x95 mm)  
0655100T5H2 (Ø5,5x100 mm)  
0655110T5H2 (Ø5,5x110 mm)  
0655120T5H2 (Ø5,5x120 mm)  
0655130T5H2 (Ø5,5x130 mm)  
0655140T5H2 (Ø5,5x140 mm)  
0655150T5H2 (Ø5,5x150 mm)  
0655160T5H2 (Ø5,5x160 mm)  
0655170T5H2 (Ø5,5x170 mm)  
0655180T5H2 (Ø5,5x180 mm)  
0655190T5H2 (Ø5,5x190 mm)  
0655200T5H2 (Ø5,5x200 mm)  
0655400T5H2 (Ø5,5x400 mm)  
0655500T5H2 (Ø5,5x500 mm)  
0655600T5H2 (Ø5,5x600 mm)

Barras punta Redonda Cr-Co

0655040CCH2 (Ø5,5x40 mm)  
0655050CCH2 (Ø5,5x50 mm)

0655060CCH2 (Ø5,5x60 mm)  
0655070CCH2 (Ø5,5x70 mm)  
0655080CCH2 (Ø5,5x80 mm)  
0655090CCH2 (Ø5,5x90 mm)  
0655100CCH2 (Ø5,5x100 mm)  
0655110CCH2 (Ø5,5x110 mm)  
0655120CCH2 (Ø5,5x120 mm)  
0655150CCH2 (Ø5,5x150 mm)  
0655200CCH2 (Ø5,5x200 mm)  
0655400CCH2 (Ø5,5x400 mm)  
0655500CCH2 (Ø5,5x500 mm)  
0655600CCH2 (Ø5,5x600 mm)  
Barras punta Redonda Titanio  
0655040T52 (Ø5,5x40 mm)  
0655045T52 (Ø5,5x45 mm)  
0655050T52 (Ø5,5x50 mm)  
0655055T52 (Ø5,5x55 mm)  
0655060T52 (Ø5,5x60 mm)  
0655065T52 (Ø5,5x65 mm)  
0655070T52 (Ø5,5x70 mm)  
0655075T52 (Ø5,5x75 mm)  
0655080T52 (Ø5,5x80 mm)  
0655085T52 (Ø5,5x85 mm)  
0655090T52 (Ø5,5x90 mm)  
0655095T52 (Ø5,5x95 mm)  
0655100T52 (Ø5,5x100 mm)  
0655110T52 (Ø5,5x110 mm)  
0655120T52 (Ø5,5x120 mm)  
0655130T52 (Ø5,5x130 mm)  
0655140T52 (Ø5,5x140 mm)  
0655150T52 (Ø5,5x150 mm)  
0655160T52 (Ø5,5x160 mm)  
0655170T52 (Ø5,5x170 mm)  
0655180T52 (Ø5,5x180 mm)  
0655190T52 (Ø5,5x190 mm)  
0655200T52 (Ø5,5x200 mm)  
0655400T52 (Ø5,5x400 mm)  
0655500T52 (Ø5,5x500 mm)  
0655600T52 (Ø5,5x600 mm)  
Barra Punta Redonda Cr-Co  
0655040CC2 (Ø5,5x40 mm)  
0655050CC2 (Ø5,5x50 mm)  
0655060CC2 (Ø5,5x60 mm)  
0655070CC2 (Ø5,5x70 mm)  
0655080CC2 (Ø5,5x80 mm)  
0655090CC2 (Ø5,5x90 mm)  
0655100CC2 (Ø5,5x100 mm)  
0655110CC2 (Ø5,5x110 mm)  
0655120CC2 (Ø5,5x120 mm)  
0655150CC2 (Ø5,5x150 mm)  
0655200CC2 (Ø5,5x200 mm)

0655400CC2 (Ø5,5x400 mm)  
0655500CC2 (Ø5,5x500 mm)  
0655600CC2 (Ø5,5x600 mm)  
Bloqueadores Titanio  
07102 (Bloqueador , (Ø10)  
07104 (Bloqueador, (Ø10)  
Ganchos Titanio  
08GLN250012 (Gancho Laminar Neutro , chico)  
08GLN250022 (Gancho Laminar Neutro , mediano)  
08GLN250032 (Gancho Laminar Neutro , grande)  
08GP210012 (Gancho Pedicular , chico)  
08GP210022 (Gancho Pedicular , mediano)  
08GP210032 (Gancho Pedicular , grande)  
08GT250012 (Gancho Transverso , chico)  
08GT250022 (Gancho Transverso , mediano)  
08GT250032 (Gancho Transverso , grande)  
08GLI251112 (Gancho Laminar Izquierdo, chico)  
08GLI251122 (Gancho Laminar Izquierdo, mediano)  
08GLI251132 (Gancho Laminar Izquierdo, grande)  
08GLD251112 (Gancho Laminar Derecho, chico)  
08GLD251122 (Gancho Laminar Derecho, mediano)  
08GLD251132 (Gancho Laminar Derecho, grande)  
08GLN250014 (Gancho Laminar Neutro , chico)  
08GLN250024 (Gancho Laminar Neutro , mediano)  
08GLN250034 (Gancho Laminar Neutro , grande)  
08GP210014 (Gancho Pedicular , chico)  
08GP210024 (Gancho Pedicular , mediano)  
08GP210034 (Gancho Pedicular , grande)  
08GT250014 (Gancho Transverso , chico)  
08GT250024 (Gancho Transverso , mediano)  
08GT250034 (Gancho Transverso , grande)  
08GLI251114 (Gancho Laminar Izquierdo, chico)  
08GLI251124 (Gancho Laminar Izquierdo, mediano)  
08GLI251134 (Gancho Laminar Izquierdo, grande)  
08GLD251114 (Gancho Laminar Derecho, chico)  
08GLD251124 (Gancho Laminar Derecho, mediano)  
08GLD251134 (Gancho Laminar Derecho, grande)  
Conectores Titanio  
09CB66A0012 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB66A0032 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Grande)  
09CB66A0112 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Chico)  
09CB66A0132 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Grande)  
09CB66A0212 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Chico)  
09CB66A0232 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Grande)  
09CB66CA12 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Simple)  
09CB66CA32 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Doble)  
09CB66CP12 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB66CP32 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB63CP12 (Conector Barra 6-3 Cerrado Paralelo Simple)  
09CI800902 (Conector Iliaco 90° 80 mm)  
09CI500902 (Conector Iliaco 90° 50 mm)

09CI350902 (Conector Iliaco 90° 35 mm)  
09CI801052 (Conector Iliaco 105° 80 mm)  
09CI501052 (Conector Iliaco 105° 50 mm)  
09CI351052 (Conector Iliaco 105° 35 mm)  
09CI800752 (Conector Iliaco 75° 80 mm)  
09CI500752 (Conector Iliaco 75° 50 mm)  
09CI350752 (Conector Iliaco 75° 35 mm)  
090012 (Conector Cruzado Chico)  
090022 (Conector Cruzado Mediano)  
090032 (Conector Cruzado Grande)  
09CB66A0014 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB66A0034 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Grande )  
09CB66A0114 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Chico)  
09CB66A0134 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Grande)  
09CB66A0214 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Chico)  
09CB66A0234 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Grande)  
09CB66CA14 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Simple)  
09CB66CA34 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Doble)  
09CB66CP14 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB66CP34 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB63CP14 (Conector Barra 6-3 Cerrado Paralelo Simple)  
09CI800904 (Conector Iliaco 90° 80 mm)  
09CI500904 (Conector Iliaco 90° 50 mm)  
09CI350904 (Conector Iliaco 90° 35 mm)  
09CI801054 (Conector Iliaco 105° 80 mm)  
09CI501054 (Conector Iliaco 105° 50 mm)  
09CI351054 (Conector Iliaco 105° 35 mm)  
09CI800754 (Conector Iliaco 75° 80 mm)  
09CI500754 (Conector Iliaco 75° 50 mm)  
09CI350754 (Conector Iliaco 75° 35 mm)  
090014 (Conector Cruzado Chico)  
090024 (Conector Cruzado Mediano)  
090034 (Conector Cruzado Grande)  
Tornillos Poliaxiales Cervical Titanio  
0435103 (3,5x10 mm)  
0435123 (3,5x12 mm)  
0435143 (3,5x14 mm)  
0435163 (3,5x16 mm)  
0435183 (3,5x18 mm)  
0435203 (3,5x20 mm)  
0435223 (3,5x22 mm)  
0435243 (3,5x24 mm)  
0435263 (3,5x26 mm)  
0435283 (3,5x28 mm)  
0435303 (3,5x30 mm)  
0435323 (3,5x32 mm)  
0435343 (3,5x34 mm)  
0435363 (3,5x36 mm)  
0435383 (3,5x38 mm)  
0435403 (3,5x40 mm)  
0435423 (3,5x42 mm)

0435443 (3,5x44 mm)  
0435463 (3,5x46 mm)  
0435483 (3,5x48 mm)  
0435503 (3,5x50 mm)  
0435523 (3,5x52 mm)  
0435543 (3,5x54 mm)  
0440103 (4x10 mm)  
0440123 (4x12 mm)  
0440143 (4x14 mm)  
0440163 (4x16 mm)  
0440183 (4x18 mm)  
0440203 (4x20 mm)  
0440223 (4x22 mm)  
0440223 (4x24 mm)  
0440263 (4x26 mm)  
0440283 (4x28 mm)  
0440303 (4x30 mm)  
0440323 (4x32 mm)  
0440343 (4x34 mm)  
0440363 (4x36 mm)  
0440383 (4x38 mm)  
0440403 (4x40 mm)  
0440423 (4x42 mm)  
0440443 (4x44 mm)  
0440463 (4x46 mm)  
0440483 (4x48 mm)  
0440503 (4x50 mm)  
0440523 (4x52 mm)  
0440543 (4x54 mm)  
0445123 (4,5x12 mm)  
0445143 (4,5x14 mm)  
0445163 (4,5x16 mm)  
0445183 (4,5x18 mm)  
Tornillos Poliaxiales Titanio  
0145203 (4,5x20 mm)  
0140253 (4x25 mm)  
0145253 (4,5x25 mm)  
0155253 (5,5x25 mm)  
0140303 (4x30 mm)  
0145303 (4,5x30 mm)  
0155303 (5,5x30 mm)  
0165303 (6,5x30 mm)  
0175303 (7,5x30 mm)  
0140353 (4x35 mm)  
0145353 (4,5x35 mm)  
0155353 (5,5x35 mm)  
0165353 (6,5x35 mm)  
0175353 (7,5x35 mm)  
0140403 (4x40 mm)  
0145403 (4,5x40 mm)  
0155403 (5,5x40 mm)

0165403 (6,5x40 mm)  
0175403 (7,5x40 mm)  
0185403 (8,5x40 mm)  
0195403 (9,5x40 mm)  
0140453 (4x45 mm)  
0145453 (4,5x45 mm)  
0155453 (5,5x45 mm)  
0165453 (6,5x45 mm)  
0175453 (7,5x45 mm)  
0185453 (8,5x45 mm)  
0195453 (9,5x45 mm)  
0155503 (5,5x50 mm)  
0165503 (6,5x50 mm)  
0175503 (7,5x50 mm)  
0185503 (8,5x50 mm)  
0195503 (9,5x50 mm)  
0155553 (5,5x55 mm)  
0165553 (6,5x55 mm)  
0175553 (7,5x55 mm)  
0165603 (6,5x60 mm)  
0175603 (7,5x60 mm)  
0185603 (8,5x60 mm)  
0195603 (9,5x60 mm)  
0165703 (6,5x70 mm)  
0175703 (7,5x70 mm)  
0185703 (8,5x70 mm)  
0195703 (9,5x70 mm)  
0165803 (6,5x80 mm)  
0175803 (7,5x80 mm)  
0185803 (8,5x80 mm)  
0195803 (9,5x80 mm)  
0175903 (7,5x90 mm)  
0185903 (8,5x90 mm)  
0195903 (9,5x90 mm)  
01751003 (7,5x100 mm)  
01851003 (8,5x100 mm)  
01751103 (7,5x110 mm)  
01851103 (8,5x110 mm)  
**Tornillo Monoplanar Titanio**  
1940253 (4x25 mm)  
1945253 (4,5x25 mm)  
1940303 (4x30 mm)  
1945303 (4,5x30 mm)  
1955303 (5,5x30 mm)  
1965303 (6,5x30 mm)  
1975303 (7,5x30 mm)  
1940353 (4x35 mm)  
1945353 (4,5x35 mm)  
1955353 (5,5x35 mm)  
1965353 (6,5x35 mm)  
1975353 (7,5x35 mm)

1940403 (4x40 mm)  
1945403 (4,5x40 mm)  
1955403 (5,5x40 mm)  
1965403 (6,5x40 mm)  
1975403 (7,5x40 mm)  
1945453 (4,5x45 mm)  
1955453 (5,5x45 mm)  
1965453 (6,5x45 mm)  
1975453 (7,5x45 mm)  
1945503 (4,5x50 mm)  
1955503 (5,5x50 mm)  
1965503 (6,5x50 mm)  
1975503 (7,5x50 mm)  
1955553 (5,5x55 mm)  
1965553 (6,5x55 mm)  
1975553 (7,5x55 mm)

#### Tornillos Uniaxiales Medial Lateral Titanio

2140253 (4x25 mm)  
2145253 (4,5x25 mm)  
2140303 (4x30 mm)  
2145303 (4,5x30 mm)  
2155303 (5,5x30 mm)  
2165303 (6,5x30 mm)  
2175303 (7,5x30 mm)  
2140353 (4x35 mm)  
2145353 (4,5x35 mm)  
2155353 (5,5x35 mm)  
2165353 (6,5x35 mm)  
2175353 (7,5x35 mm)  
2140403 (4x40 mm)  
2145403 (4,5x40 mm)  
2155403 (5,5x40 mm)  
2165403 (6,5x40 mm)  
2175403 (7,5x40 mm)  
2145453 (4,5x45 mm)  
2155453 (5,5x45 mm)  
2165453 (6,5x45 mm)  
2175453 (7,5x45 mm)  
2145503 (4,5x50 mm)  
2155503 (5,5x50 mm)  
2165503 (6,5x50 mm)  
2175503 (7,5x50 mm)  
2155553 (5,5x55 mm)  
2165553 (6,5x55 mm)  
2175553 (7,5x55 mm)

#### Tornillos Uniaxiales CraneoCaudal Titanio

2240253 (4x25 mm)  
2245253 (4,5x25 mm)  
2240303 (4x30 mm)  
2245303 (4,5x30 mm)  
2255303 (5,5x30 mm)

2265303 (6,5x30 mm)  
2275303 (7,5x30 mm)  
2240353 (4x35 mm)  
2245353 (4,5x35 mm)  
2255353 (5,5x35 mm)  
2265353 (6,5x35 mm)  
2275353 (7,5x35 mm)  
2240403 (4x40 mm)  
2245403 (4,5x40 mm)  
2255403 (5,5x40 mm)  
2265403 (6,5x40 mm)  
2275403 (7,5x40 mm)  
2245453 (4,5x45 mm)  
2255453 (5,5x45 mm)  
2265453 (6,5x45 mm)  
2275453 (7,5x45 mm)  
2245503 (4,5x50 mm)  
2255503 (5,5x50 mm)  
2265503 (6,5x50 mm)  
2275503 (7,5x50 mm)  
2255553 (5,5x55 mm)  
2265553 (6,5x55 mm)  
2275553 (7,5x55 mm)  
Tornillos MIS Canulado Titanio  
2340203 (4,0x20 mm)  
2345203 (4,5x20 mm)  
2340253 (4x25 mm)  
2345253 (4,5x25 mm)  
2340303 (4x30 mm)  
2345303 (4,5x30 mm)  
2350303 (5,0x30 mm)  
2355303 (5,5x30 mm)  
2360303 (6,0x30 mm)  
2365303 (6,5x30 mm)  
2370303 (7,0x30 mm)  
2375303 (7,5x30 mm)  
2340353 (4x35 mm)  
2345353 (4,5x35 mm)  
2350353 (5,0x35 mm)  
2355353 (5,5x35 mm)  
2360353 (6,0x35 mm)  
2365353 (6,5x35 mm)  
2370353 (7,0x35 mm)  
2375353 (7,5x35 mm)  
2340403 (4x40 mm)  
2345403 (4,5x40 mm)  
2350403 (5,0x40 mm)  
2355403 (5,5x40 mm)  
2360403 (6,0x40 mm)  
2365403 (6,5x40 mm)  
2370403 (7,0x40 mm)

2375403 (7,5x40 mm)  
2340453 (4x45 mm)  
2345453 (4,5x45 mm)  
2350453 (5,0x45 mm)  
2355453 (5,5x45 mm)  
2360453 (6,0x45 mm)  
2365453 (6,5x45 mm)  
2370453 (7,0x45 mm)  
2375453 (7,5x45 mm)  
2360503 (6,0x50 mm)  
2365503 (6,5x50 mm)  
2370503 (7,0x50 mm)  
2375503 (7,5x50 mm)  
2360553 (6,0x55 mm)  
2365553 (6,5x55 mm)  
2370553 (7,0x55 mm)  
2375553 (7,5x55 mm)  
2360603 (6,0x60 mm)  
2365603 (6,5x60 mm)  
2370603 (7,0x60 mm)  
2375603 (7,5x60 mm)  
2380603 (8,0x60 mm)  
2385603 (8,5x60 mm)  
2360703 (6,0x70 mm)  
2365703 (6,5x70 mm)  
2370703 (7,0x70 mm)  
2375703 (7,5x70 mm)  
2380703 (8,0x70 mm)  
2385703 (8,5x70 mm)  
2360803 (6,0x80 mm)  
2365803 (6,5x80 mm)  
2370803 (7,0x80 mm)  
2375803 (7,5x80 mm)  
2380803 (8,0x80 mm)  
2385803 (8,5x80 mm)  
2370903 (7,0x90 mm)  
2375903 (7,5x90 mm)  
2380903 (8,0x90 mm)  
2385903 (8,5x90 mm)  
23701003 (7,0x100 mm)  
23751003 (7,5x100 mm)  
23801003 (8,0x100 mm)  
23851003 (8,5x100 mm)  
23701103 (7,0x110 mm)  
23751103 (7,5x110 mm)  
23801103 (8,0x110 mm)  
23851103 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Fenestrados Titanio  
2440203 (4,0x20 mm)  
2445203 (4,5x20 mm)  
2440253 (4x25 mm)

2445253 (4,5x25 mm)  
2440303 (4x30 mm)  
2445303 (4,5x30 mm)  
2450303 (5,0x30 mm)  
2455303 (5,5x30 mm)  
2460303 (6,0x30 mm)  
2465303 (6,5x30 mm)  
2470303 (7,0x30 mm)  
2475303 (7,5x30 mm)  
2440353 (4x35 mm)  
2445353 (4,5x35 mm)  
2450353 (5,0x35 mm)  
2455353 (5,5x35 mm)  
2460353 (6,0x35 mm)  
2465353 (6,5x35 mm)  
2470353 (7,0x35 mm)  
2475353 (7,5x35 mm)  
2440403 (4x40 mm)  
2445403 (4,5x40 mm)  
2450403 (5,0x40 mm)  
2455403 (5,5x40 mm)  
2460403 (6,0x40 mm)  
2465403 (6,5x40 mm)  
2470403 (7,0x40 mm)  
2475403 (7,5x40 mm)  
2440453 (4x45 mm)  
2445453 (4,5x45 mm)  
2450453 (5,0x45 mm)  
2455453 (5,5x45 mm)  
2460453 (6,0x45 mm)  
2465453 (6,5x45 mm)  
2470453 (7,0x45 mm)  
2475453 (7,5x45 mm)  
2460503 (6,0x50 mm)  
2465503 (6,5x50 mm)  
2470503 (7,0x50 mm)  
2475503 (7,5x50 mm)  
2460553 (6,0x55 mm)  
2465553 (6,5x55 mm)  
2470553 (7,0x55 mm)  
24755523 (7,5x55 mm)  
24606023 (6,0x60 mm)  
2465603 (6,5x60 mm)  
24706023 (7,0x60 mm)  
2475603 (7,5x60 mm)  
2480603 (8,0x60 mm)  
2485603 (8,5x60 mm)  
2460703 (6,0x70 mm)  
2465703 (6,5x70 mm)  
2470703 (7,0x70 mm)  
2475703 (7,5x70 mm)

2480703 (8,0x70 mm)  
2485703 (8,5x70 mm)  
2460803 (6,0x80 mm)  
2465803 (6,5x80 mm)  
2470803 (7,0x80 mm)  
2475803 (7,5x80 mm)  
2480803 (8,0x80 mm)  
2485803 (8,5x80 mm)  
2470903 (7,0x90 mm)  
2475903 (7,5x90 mm)  
2480903 (8,0x90 mm)  
2485903 (8,5x90 mm)  
24701003 (7,0x100 mm)  
24751003 (7,5x100 mm)  
24801003 (8,0x100 mm)  
24851003 (8,5x100 mm)  
24701103 (7,0x110 mm)  
24751103 (7,5x110 mm)  
24801103 (8,0x110 mm)  
24851103 (8,5x110 mm)

#### Tornillos Uniaxiales Reduccion Craneo Caudal

2645253 (4,5x25 mm)  
2645303 (4,5x30 mm)  
2645353 (4,5x35 mm)  
2645403 (4,5x40 mm)  
2645453 (4,5x45 mm)  
2655303 (5,5x30 mm)  
2655353 (5,5x35 mm)  
2655403 (5,5x40 mm)  
2655453 (5,5x45 mm)  
2665303 (6,5x30 mm)  
2665353 (6,5x35 mm)  
2665403 (6,5x40 mm)  
2665453 (6,5x45 mm)

#### Tornillo Poliaxial Cervical Titanio

0435105 (3,5x10 mm)  
0435125 (3,5x12 mm)  
0435145 (3,5x14 mm)  
0435165 (3,5x16 mm)  
0435185 (3,5x18 mm)  
0435205 (3,5x20 mm)  
0435225 (3,5x22 mm)  
0435245 (3,5x24 mm)  
0435265 (3,5x26 mm)  
0435285 (3,5x28 mm)  
0435305 (3,5x30 mm)  
0435325 (3,5x32 mm)  
0435345 (3,5x34 mm)  
0435365 (3,5x36 mm)  
0435385 (3,5x38 mm)  
0435405 (3,5x40 mm)

0435425 (3,5x42 mm)  
0435445 (3,5x44 mm)  
0435465 (3,5x46 mm)  
0435485 (3,5x48 mm)  
0435505 (3,5x50 mm)  
0435525 (3,5x52 mm)  
0435545 (3,5x54 mm)  
0440105 (4x10 mm)  
0440125 (4x12 mm)  
0440145 (4x14 mm)  
0440165 (4x16 mm)  
0440185 (4x18 mm)  
0440205 (4x20 mm)  
0440225 (4x22 mm)  
0440225 (4x24 mm)  
0440265 (4x26 mm)  
0440285 (4x28 mm)  
0440305 (4x30 mm)  
0440325 (4x32 mm)  
0440345 (4x34 mm)  
0440365 (4x36 mm)  
0440385 (4x38 mm)  
0440405 (4x40 mm)  
0440425 (4x42 mm)  
0440445 (4x44 mm)  
0440465 (4x46 mm)  
0440485 (4x48 mm)  
0440505 (4x50 mm)  
0440525 (4x52 mm)  
0440545 (4x54 mm)  
0445125 (4,5x12 mm)  
0445145 (4,5x14 mm)  
0445165 (4,5x16 mm)  
0445185 (4,5x18 mm)  
Cervicales Rosca Parcial Titanio  
0535225 (3,5x22 mm)  
0535245 (3,5x24 mm)  
0535265 (3,5x26 mm)  
0535285 (3,5x28 mm)  
0535305 (3,5x30 mm)  
0535325 (3,5x32 mm)  
0535345 (3,5x34 mm)  
0535365 (3,5x36 mm)  
0535385 (3,5x38 mm)  
0535405 (3,5x40 mm)  
0535425 (3,5x42 mm)  
0535445 (3,5x44 mm)  
0535465 (3,5x46 mm)  
0535485 (3,5x48 mm)  
0535505 (3,5x50 mm)  
0535525 (3,5x52 mm)

0535545 (3,5x54 mm)  
0540265 (4x26 mm)  
0540285 (4x28 mm)  
0540305 (4x30 mm)  
0540325 (4x32 mm)  
0540345 (4x34 mm)  
0540365 (4x36 mm)  
0540385 (4x38 mm)  
0540405 (4x40 mm)  
0540425 (4x42 mm)  
0540445 (4x44 mm)  
0540465 (4x46 mm)  
0540485 (4x48 mm)  
0540505 (4x50 mm)  
0540525 (4x52 mm)  
0540545 (4x54 mm)  
Tornillo Poliaxial Titanio  
0145205 (4,5x20 mm)  
0140255 (4x25 mm)  
0145255 (4,5x25 mm)  
0155255 (5,5x25 mm)  
0140305 (4x30 mm)  
0145305 (4,5x30 mm)  
0155305 (5,5x30 mm)  
0165305 (6,5x30 mm)  
0175305 (7,5x30 mm)  
0140355 (4x35 mm)  
0145355 (4,5x35 mm)  
0155355 (5,5x35 mm)  
0165355 (6,5x35 mm)  
0175355 (7,5x35 mm)  
0140405 (4x40 mm)  
0145405 (4,5x40 mm)  
0155405 (5,5x40 mm)  
0165405 (6,5x40 mm)  
0175405 (7,5x40 mm)  
0185405 (8,5x40 mm)  
0195405 (9,5x40 mm)  
0140455 (4x45 mm)  
0145455 (4,5x45 mm)  
0155455 (5,5x45 mm)  
0165455 (6,5x45 mm)  
0175455 (7,5x45 mm)  
0185455 (8,5x45 mm)  
0195455 (9,5x45 mm)  
0155505 (5,5x50 mm)  
0165505 (6,5x50 mm)  
0175505 (7,5x50 mm)  
0185505 (8,5x50 mm)  
0195505 (9,5x50 mm)  
0155555 (5,5x55 mm)

0165555 (6,5x55 mm)  
0175555 (7,5x55 mm)  
0165605 (6,5x60 mm)  
0175605 (7,5x60 mm)  
0185605 (8,5x60 mm)  
0195605 (9,5x60 mm)  
0165705 (6,5x70 mm)  
0175705 (7,5x70 mm)  
0185705 (8,5x70 mm)  
0195705 (9,5x70 mm)  
0165805 (6,5x80 mm)  
0175805 (7,5x80 mm)  
0185805 (8,5x80 mm)  
0195805 (9,5x80 mm)  
0175905 (7,5x90 mm)  
0185905 (8,5x90 mm)  
0195905 (9,5x90 mm)  
01751005 (7,5x100 mm)  
01851005 (8,5x100 mm)  
01751105 (7,5x110 mm)  
01851105 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Fenestrados Titanio  
2445205 (4,5x20 mm)  
2440255 (4x25 mm)  
2445255 (4,5x25 mm)  
2440305 (4x30 mm)  
2445305 (4,5x30 mm)  
2455305 (5,5x30 mm)  
2465305 (6,5x30 mm)  
2475305 (7,5x30 mm)  
2440355 (4x35 mm)  
2445355 (4,5x35 mm)  
2455355 (5,5x35 mm)  
2465355 (6,5x35 mm)  
2475355 (7,5x35 mm)  
2440405 (4x40 mm)  
2445405 (4,5x40 mm)  
2455405 (5,5x40 mm)  
2465405 (6,5x40 mm)  
2475405 (7,5x40 mm)  
2440455 (4x45 mm)  
2445455 (4,5x45 mm)  
2455455 (5,5x45 mm)  
2465455 (6,5x45 mm)  
2475455 (7,5x45 mm)  
2465505 (6,5x50 mm)  
2475505 (7,5x50 mm)  
2465555 (6,5x55 mm)  
2475555 (7,5x55 mm)  
2465605 (6,5x60 mm)  
2475605 (7,5x60 mm)

2485605 (8,5x60 mm)  
2465705 (6,5x70 mm)  
2475705 (7,5x70 mm)  
2485705 (8,5x70 mm)  
2465805 (6,5x80 mm)  
2475805 (7,5x80 mm)  
2485805 (8,5x80 mm)  
2475905 (7,5x90 mm)  
2485905 (8,5x90 mm)  
24751005 (7,5x100 mm)  
24851005 (8,5x100 mm)  
24751105 (7,5x110 mm)  
24851105 (8,5x110 mm)

#### Tornillos Poliaxiales Pediatricos

2540207 (4x20 mm)  
2545207 (4,5x20 mm)  
2550207 (5x20 mm)  
2555207 (5,5x20 mm)  
2540257 (4x25 mm)  
2545257 (4,5x25 mm)  
2550257 (5x25 mm)  
2555257 (5,5x25 mm)  
2540307 (4x30 mm)  
2545307 (4,5x30 mm)  
2550307 (5x30 mm)  
2555307 (5,5x30 mm)  
2540357 (4x35 mm)  
2545357 (4,5x35 mm)  
2550357 (5x35 mm)  
2555357 (5,5x35 mm)  
2540407 (4x40 mm)  
2545407 (4,5x40 mm)  
2550407 (5x40 mm)  
2555407 (5,5x40 mm)  
2540457 (4x45 mm)  
2545457 (4,5x45 mm)  
2550457 (5x45 mm)  
2555457 (5,5x45 mm)  
2540507 (4x50 mm)  
2545507 (4,5x50 mm)  
2550507 (5x50 mm)  
2555507 (5,5x50 mm)  
2540203 (4x20 mm)  
2545203 (4,5x20 mm)  
2550203 (5x20 mm)  
2555203 (5,5x20 mm)  
2540253 (4x25 mm)  
2545253 (4,5x25 mm)  
2550253 (5x25 mm)  
2555253 (5,5x25 mm)  
2540303 (4x30 mm)

2545303 (4,5x30 mm)  
2550303 (5x30 mm)  
2555303 (5,5x30 mm)  
2540353 (4x35 mm)  
2545353 (4,5x35 mm)  
2550353 (5x35 mm)  
2555353 (5,5x35 mm)  
2540403 (4x40 mm)  
2545403 (4,5x40 mm)  
2550403 (5x40 mm)  
2555403(5,5x40 mm)  
2540453 (4x45 mm)  
2545453 (4,5x45 mm)  
2550453 (5x45 mm)  
2555453 (5,5x45 mm)  
2540503 (4x50 mm)  
2545503 (4,5x50 mm)  
2550503 (5x50 mm)  
2555503 (5,5x50 mm)

Tornillos Monoaxiales Pediatricos

2740207 (4x20 mm)  
2745207 (4,5x20 mm)  
2750207 (5x20 mm)  
2755207 (5,5x20 mm)  
2740257 (4x25 mm)  
2745257 (4,5x25 mm)  
2750257 (5x25 mm)  
2755257 (5,5x25 mm)  
2740307 (4x30 mm)  
2745307 (4,5x30 mm)  
2750307 (5x30 mm)  
2755307 (5,5x30 mm)  
2740357 (4x35 mm)  
2745357 (4,5x35 mm)  
2750357 (5x35 mm)  
2755357 (5,5x35 mm)  
2740407 (4x40 mm)  
2745407 (4,5x40 mm)  
2750407 (5x40 mm)  
2755407 (5,5x40 mm)  
2740457 (4x45 mm)  
2745457 (4,5x45 mm)  
2750457 (5x45 mm)  
2755457 (5,5x45 mm)  
2740507 (4x50 mm)  
2745507 (4,5x50 mm)  
2750507 (5x50 mm)  
2755507 (5,5x50 mm)  
2740203 (4x20 mm)  
2745203 (4,5x20 mm)  
2750203 (5x20 mm)

2755203 (5,5x20 mm)  
2740253 (4x25 mm)  
2745253 (4,5x25 mm)  
2750253 (5x25 mm)  
2755253 (5,5x25 mm)  
2740303 (4x30 mm)  
2745303 (4,5x30 mm)  
2750303 (5x30 mm)  
2755303 (5,5x30 mm)  
2740353 (4x35 mm)  
2745353 (4,5x35 mm)  
2750353 (5x35 mm)  
2755353 (5,5x35 mm)  
2740403 (4x40 mm)  
2745403 (4,5x40 mm)  
2750403 (5x40 mm)  
2755403(5,5x40 mm)  
2740453 (4x45 mm)  
2745453 (4,5x45 mm)  
2750453 (5x45 mm)  
2755453 (5,5x45 mm)  
2740503 (4x50 mm)  
2745503 (4,5x50 mm)  
2750503 (5x50 mm)  
2755503 (5,5x50 mm)

Tornillos Poliaxiales Cervicales Titanio

0435106 (3,5x10 mm)  
0435126 (3,5x12 mm)  
0435146 (3,5x14 mm)  
0435166 (3,5x16 mm)  
0435186 (3,5x18 mm)  
0435206 (3,5x20 mm)  
0435226 (3,5x22 mm)  
0435246 (3,5x24 mm)  
0435266 (3,5x26 mm)  
0435286 (3,5x28 mm)  
0435306 (3,5x30 mm)  
0435326 (3,5x32 mm)  
0435346 (3,5x34 mm)  
0435366 (3,5x36 mm)  
0435386 (3,5x38 mm)  
0435406 (3,5x40 mm)  
0435426 (3,5x42 mm)  
0435446 (3,5x44 mm)  
0435466 (3,5x46 mm)  
0435486 (3,5x48 mm)  
0435506 (3,5x50 mm)  
0435526 (3,5x52 mm)  
0435546 (3,5x54 mm)  
0440106 (4x10 mm)  
0440126 (4x12 mm)

0440146 (4x14 mm)  
0440166 (4x16 mm)  
0440186 (4x18 mm)  
0440206 (4x20 mm)  
0440226 (4x22 mm)  
0440226 (4x24 mm)  
0440266 (4x26 mm)  
0440286 (4x28 mm)  
0440306 (4x30 mm)  
0440326 (4x32 mm)  
0440346 (4x34 mm)  
0440366 (4x36 mm)  
0440386 (4x38 mm)  
0440406 (4x40 mm)  
0440426 (4x42 mm)  
0440446 (4x44 mm)  
0440466 (4x46 mm)  
0440486 (4x48 mm)  
0440506 (4x50 mm)  
0440526 (4x52 mm)  
0440546 (4x54 mm)  
0445126 (4,5x12 mm)  
0445146 (4,5x14 mm)  
0445166 (4,5x16 mm)  
0445186 (4,5x18 mm)

#### Cervicales Rosca Parcial Titanio

0535226 (3,5x22 mm)  
0535246 (3,5x24 mm)  
0535266 (3,5x26 mm)  
0535286 (3,5x28 mm)  
0535306 (3,5x30 mm)  
0535326 (3,5x32 mm)  
0535346 (3,5x34 mm)  
0535366 (3,5x36 mm)  
0535386 (3,5x38 mm)  
0535406 (3,5x40 mm)  
0535426 (3,5x42 mm)  
0535446 (3,5x44 mm)  
0535466 (3,5x46 mm)  
0535486 (3,5x48 mm)  
0535506 (3,5x50 mm)  
0535526 (3,5x52 mm)  
0535546 (3,5x54 mm)  
0540266 (4x26 mm)  
0540286 (4x28 mm)  
0540306 (4x30 mm)  
0540326 (4x32 mm)  
0540346 (4x34 mm)  
0540366 (4x36 mm)  
0540386 (4x38 mm)  
0540406 (4x40 mm)

0540426 (4x42 mm)  
0540446 (4x44 mm)  
0540466 (4x46 mm)  
0540486 (4x48 mm)  
0540506 (4x50 mm)  
0540526 (4x52 mm)  
0540546 (4x54 mm)  
Tornillo Poliaxial Titanio  
0145206 (4,5x20 mm)  
0140256 (4x25 mm)  
0145256 (4,5x25 mm)  
0155256 (5,5x25 mm)  
0140306 (4x30 mm)  
0145306 (4,5x30 mm)  
0155306 (5,5x30 mm)  
0165306 (6,5x30 mm)  
0175306 (7,5x30 mm)  
0140356 (4x35 mm)  
0145356 (4,5x35 mm)  
0155356 (5,5x35 mm)  
0165356 (6,5x35 mm)  
0175356 (7,5x35 mm)  
0140406 (4x40 mm)  
0145406 (4,5x40 mm)  
0155406 (5,5x40 mm)  
0165406 (6,5x40 mm)  
0175406 (7,5x40 mm)  
0185406 (8,5x40 mm)  
0195406 (9,5x40 mm)  
0140456 (4x45 mm)  
0145456 (4,5x45 mm)  
0155456 (5,5x45 mm)  
0165456 (6,5x45 mm)  
0175456 (7,5x45 mm)  
0185456 (8,5x45 mm)  
0195456 (9,5x45 mm)  
0155506 (5,5x50 mm)  
0165506 (6,5x50 mm)  
0175506 (7,5x50 mm)  
0185506 (8,5x50 mm)  
0195506 (9,5x50 mm)  
0155556 (5,5x55 mm)  
0165556 (6,5x55 mm)  
0175556 (7,5x55 mm)  
0165606 (6,5x60 mm)  
0175606 (7,5x60 mm)  
0185606 (8,5x60 mm)  
0195606 (9,5x60 mm)  
0165706 (6,5x70 mm)  
0175706 (7,5x70 mm)  
0185706 (8,5x70 mm)

0195706 (9,5x70 mm)  
0165806 (6,5x80 mm)  
0175806 (7,5x80 mm)  
0185806 (8,5x80 mm)  
0195806 (9,5x80 mm)  
0175906 (7,5x90 mm)  
0185906 (8,5x90 mm)  
0195906 (9,5x90 mm)  
01751006 (7,5x100 mm)  
01851006 (8,5x100 mm)  
01751106 (7,5x110 mm)  
01851106 (8,5x110 mm)

Tornillos Poliaxiales Cervicales Titanio

0435107 (3,5x10 mm)  
0435127 (3,5x12 mm)  
0435147 (3,5x14 mm)  
0435167 (3,5x16 mm)  
0435187 (3,5x18 mm)  
0435207 (3,5x20 mm)  
0435227 (3,5x22 mm)  
0435247 (3,5x24 mm)  
0435267 (3,5x26 mm)  
0435287 (3,5x28 mm)  
0435307 (3,5x30 mm)  
0435327 (3,5x32 mm)  
0435347 (3,5x34 mm)  
0435367 (3,5x36 mm)  
0435387 (3,5x38 mm)  
0435407 (3,5x40 mm)  
0435427 (3,5x42 mm)  
0435447 (3,5x44 mm)  
0435467 (3,5x46 mm)  
0435487 (3,5x48 mm)  
0435507 (3,5x50 mm)  
0435527 (3,5x52 mm)  
0435547 (3,5x54 mm)  
0440107 (4x10 mm)  
0440127 (4x12 mm)  
0440147 (4x14 mm)  
0440167 (4x16 mm)  
0440187 (4x18 mm)  
0440207 (4x20 mm)  
0440227 (4x22 mm)  
0440227 (4x24 mm)  
0440267 (4x26 mm)  
0440287 (4x28 mm)  
0440307 (4x30 mm)  
0440327 (4x32 mm)  
0440347 (4x34 mm)  
0440367 (4x36 mm)  
0440387 (4x38 mm)

0440407 (4x40 mm)  
0440427 (4x42 mm)  
0440447 (4x44 mm)  
0440467 (4x46 mm)  
0440487 (4x48 mm)  
0440507 (4x50 mm)  
0440527 (4x52 mm)  
0440547 (4x54 mm)  
0445107 (4,5x10 mm)  
0445127 (4,5x12 mm)  
0445147 (4,5x14 mm)  
0445167 (4,5x16 mm)  
0445187 (4,5x18 mm)  
0445207 (4,5x20 mm)  
0445227 (4,5x22 mm)  
0445227 (4,5x24 mm)  
0445267 (4,5x26 mm)  
0445287 (4,5x28 mm)  
0445307 (4,5x30 mm)  
0445327 (4,5x32 mm)  
0445347 (4,5x34 mm)  
0445367 (4,5x36 mm)  
0445387 (4,5x38 mm)  
0445407 (4,5x40 mm)  
0445427 (4,5x42 mm)  
0445447 (4,5x44 mm)  
04405467 (4,5x46 mm)  
0445487 (4,5x48 mm)  
0445507 (4,5x50 mm)  
0445527 (4,5x52 mm)  
0445547 (4,5x54 mm)

Cervicales Rosca Parcial Titanio

0535227 (3,5x22 mm)  
0535247 (3,5x24 mm)  
0535267 (3,5x26 mm)  
0535287 (3,5x28 mm)  
0535307 (3,5x30 mm)  
0535327 (3,5x32 mm)  
0535347 (3,5x34 mm)  
0535367 (3,5x36 mm)  
0535387 (3,5x38 mm)  
0535407 (3,5x40 mm)  
0535427 (3,5x42 mm)  
0535447 (3,5x44 mm)  
0535467 (3,5x46 mm)  
0535487 (3,5x48 mm)  
0535507 (3,5x50 mm)  
0535527 (3,5x52 mm)  
0535547 (3,5x54 mm)  
0540267 (4x26 mm)  
0540287 (4x28 mm)

0540307 (4x30 mm)  
0540327 (4x32 mm)  
0540347 (4x34 mm)  
0540367 (4x36 mm)  
0540387 (4x38 mm)  
0540407 (4x40 mm)  
0540427 (4x42 mm)  
0540447 (4x44 mm)  
0540467 (4x46 mm)  
0540487 (4x48 mm)  
0540507 (4x50 mm)  
0540527 (4x52 mm)  
0540547 (4x54 mm)  
Tornillo Poliaxial Titanio  
0145207 (4,5x20 mm)  
0140257 (4x25 mm)  
0145257 (4,5x25 mm)  
0155257 (5,5x25 mm)  
0140307 (4x30 mm)  
0145307 (4,5x30 mm)  
0155307 (5,5x30 mm)  
0165307 (6,5x30 mm)  
0175307 (7,5x30 mm)  
0140357 (4x35 mm)  
0145357 (4,5x35 mm)  
0155357 (5,5x35 mm)  
0165357 (6,5x35 mm)  
0175357 (7,5x35 mm)  
0140407 (4x40 mm)  
0145407 (4,5x40 mm)  
0155407 (5,5x40 mm)  
0165407 (6,5x40 mm)  
0175407 (7,5x40 mm)  
0185407 (8,5x40 mm)  
0195407 (9,5x40 mm)  
0140457 (4x45 mm)  
0145457 (4,5x45 mm)  
0155457 (5,5x45 mm)  
0165457 (6,5x45 mm)  
0175457 (7,5x45 mm)  
0185457 (8,5x45 mm)  
0195457 (9,5x45 mm)  
0155507 (5,5x50 mm)  
0165507 (6,5x50 mm)  
0175507 (7,5x50 mm)  
0185507 (8,5x50 mm)  
0195507 (9,5x50 mm)  
0155557 (5,5x55 mm)  
0165557 (6,5x55 mm)  
0175557 (7,5x55 mm)  
0165607 (6,5x60 mm)

0175607 (7,5x60 mm)  
0185607 (8,5x60 mm)  
0195607 (9,5x60 mm)  
0165707 (6,5x70 mm)  
0175707 (7,5x70 mm)  
0185707 (8,5x70 mm)  
0195707 (9,5x70 mm)  
0165807 (6,5x80 mm)  
0175807 (7,5x80 mm)  
0185807 (8,5x80 mm)  
0195807 (9,5x80 mm)  
0175907 (7,5x90 mm)  
0185907 (8,5x90 mm)  
0195907 (9,5x90 mm)  
01751007 (7,5x100 mm)  
01851007 (8,5x100 mm)  
01751107 (7,5x110 mm)  
01851107 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Titanio  
2345207 (4,5x20 mm)  
2340257 (4x25 mm)  
2345257 (4,5x25 mm)  
2340307 (4x30 mm)  
2345307 (4,5x30 mm)  
2355307 (5,5x30 mm)  
2365307 (6,5x30 mm)  
2375307 (7,5x30 mm)  
2340357 (4x35 mm)  
2345357 (4,5x35 mm)  
2355357 (5,5x35 mm)  
2365357 (6,5x35 mm)  
2375357 (7,5x35 mm)  
2340407 (4x40 mm)  
2345407 (4,5x40 mm)  
2355407 (5,5x40 mm)  
2365407 (6,5x40 mm)  
2375407 (7,5x40 mm)  
2340457 (4x45 mm)  
2345457 (4,5x45 mm)  
2355457 (5,5x45 mm)  
2365457 (6,5x45 mm)  
2375457 (7,5x45 mm)  
2365507 (6,5x50 mm)  
2375507 (7,5x50 mm)  
2365557 (6,5x55 mm)  
2375557 (7,5x55 mm)  
2365607 (6,5x60 mm)  
2375607 (7,5x60 mm)  
2385607 (8,5x60 mm)  
2365707 (6,5x70 mm)  
2375707 (7,5x70 mm)

2385707 (8,5x70 mm)  
2365807 (6,5x80 mm)  
2375807 (7,5x80 mm)  
2385807 (8,5x80 mm)  
2375907 (7,5x90 mm)  
2385907 (8,5x90 mm)  
23751007 (7,5x100 mm)  
23851007 (8,5x100 mm)  
23751107 (7,5x110 mm)  
23851107 (8,5x110 mm)  
Tornillo MIS Fenestrado Titanio  
2445207 (4,5x20 mm)  
2440257 (4x25 mm)  
2445257 (4,5x25 mm)  
2440307 (4x30 mm)  
2445307 (4,5x30 mm)  
2455307 (5,5x30 mm)  
2465307 (6,5x30 mm)  
2475307 (7,5x30 mm)  
2440357 (4x35 mm)  
2445357 (4,5x35 mm)  
2455357 (5,5x35 mm)  
2465357 (6,5x35 mm)  
2475357 (7,5x35 mm)  
2440407 (4x40 mm)  
2445407 (4,5x40 mm)  
2455407 (5,5x40 mm)  
2465407 (6,5x40 mm)  
2475407 (7,5x40 mm)  
2440457 (4x45 mm)  
2445457 (4,5x45 mm)  
2455457 (5,5x45 mm)  
2465457 (6,5x45 mm)  
2475457 (7,5x45 mm)  
2465507 (6,5x50 mm)  
2475507 (7,5x50 mm)  
2465557 (6,5x55 mm)  
2475557 (7,5x55 mm)  
2465607 (6,5x60 mm)  
2475607 (7,5x60 mm)  
2485607 (8,5x60 mm)  
2465707 (6,5x70 mm)  
2475707 (7,5x70 mm)  
2485707 (8,5x70 mm)  
2465807 (6,5x80 mm)  
2475807 (7,5x80 mm)  
2485807 (8,5x80 mm)  
2475907 (7,5x90 mm)  
2485907 (8,5x90 mm)  
24751007 (7,5x100 mm)  
24851007 (8,5x100 mm)

24751107 (7,5x110 mm)

24851107 (8,5x110 mm)

#### Tornillos Uniaxiales Reduccion Craneo Caudal

2645257 (4,5x25 mm)

2645307 (4,5x30 mm)

2645357 (4,5x35 mm)

2645407 (4,5x40 mm)

2645457 (4,5x45 mm)

2655307 (5,5x30 mm)

2655357 (5,5x35 mm)

2655407 (5,5x40 mm)

2655457 (5,5x45 mm)

2665307 (6,5x30 mm)

2665357 (6,5x35 mm)

2665407 (6,5x40 mm)

2665457 (6,5x45 mm)

#### Tornillos Poliaxiales Cervicales Titanio

0435108 (3,5x10 mm)

0435128 (3,5x12 mm)

0435148 (3,5x14 mm)

0435168 (3,5x16 mm)

0435188 (3,5x18 mm)

0435208 (3,5x20 mm)

0435228 (3,5x22 mm)

0435248 (3,5x24 mm)

0435268 (3,5x26 mm)

0435288 (3,5x28 mm)

0435308 (3,5x30 mm)

0435328 (3,5x32 mm)

0435348 (3,5x34 mm)

0435368 (3,5x36 mm)

0435388 (3,5x38 mm)

0435408 (3,5x40 mm)

0435428 (3,5x42 mm)

0435448 (3,5x44 mm)

0435468 (3,5x46 mm)

0435488 (3,5x48 mm)

0435508 (3,5x50 mm)

0435528 (3,5x52 mm)

0435548 (3,5x54 mm)

0440108 (4x10 mm)

0440128 (4x12 mm)

0440148 (4x14 mm)

0440168 (4x16 mm)

0440188 (4x18 mm)

0440208 (4x20 mm)

0440228 (4x22 mm)

0440228 (4x24 mm)

0440268 (4x26 mm)

0440288 (4x28 mm)

0440308 (4x30 mm)

0440328 (4x32 mm)  
0440348 (4x34 mm)  
0440368 (4x36 mm)  
0440388 (4x38 mm)  
0440408 (4x40 mm)  
0440428 (4x42 mm)  
0440448 (4x44 mm)  
0440468 (4x46 mm)  
0440488 (4x48 mm)  
0440508 (4x50 mm)  
0440528 (4x52 mm)  
0440548 (4x54 mm)

Cervicales Rosca Parcial Titanio

0535228 (3,5x22 mm)  
0535248 (3,5x24 mm)  
0535268 (3,5x26 mm)  
0535288 (3,5x28 mm)  
0535308 (3,5x30 mm)  
0535328 (3,5x32 mm)  
0535348 (3,5x34 mm)  
0535368 (3,5x36 mm)  
0535388 (3,5x38 mm)  
0535408 (3,5x40 mm)  
0535428 (3,5x42 mm)  
0535448 (3,5x44 mm)  
0535468 (3,5x46 mm)  
0535488 (3,5x48 mm)  
0535508 (3,5x50 mm)  
0535528 (3,5x52 mm)  
0535548 (3,5x54 mm)

0540268 (4x26 mm)  
0540288 (4x28 mm)  
0540308 (4x30 mm)  
0540328 (4x32 mm)  
0540348 (4x34 mm)  
0540368 (4x36 mm)  
0540388 (4x38 mm)  
0540408 (4x40 mm)  
0540428 (4x42 mm)  
0540448 (4x44 mm)  
0540468 (4x46 mm)  
0540488 (4x48 mm)  
0540508 (4x50 mm)  
0540528 (4x52 mm)  
0540548 (4x54 mm)

Tornillo Poliaxial Titanio

0140208 (4,0x20 mm)  
0145208 (4,5x20 mm)  
0140258 (4x25 mm)  
0145258 (4,5x25 mm)  
0155258 (5,5x25 mm)

0140308 (4x30 mm)  
0145308 (4,5x30 mm)  
0150308 (5,0x30 mm)  
0155308 (5,5x30 mm)  
0160308 (6,0x30 mm)  
0165308 (6,5x30 mm)  
0170308 (7,0x30 mm)  
0175308 (7,5x30 mm)  
0140358 (4x35 mm)  
0145358 (4,5x35 mm)  
0150358 (5,0x35 mm)  
0155358 (5,5x35 mm)  
0160358 (6,0x35 mm)  
0165358 (6,5x35 mm)  
0170358 (7,0x35 mm)  
0175358 (7,5x35 mm)  
0140408 (4x40 mm)  
0145408 (4,5x40 mm)  
0150408 (5,0x40 mm)  
0155408 (5,5x40 mm)  
0160408 (6,0x40 mm)  
0165408 (6,5x40 mm)  
0170408 (7,0x40 mm)  
0175408 (7,5x40 mm)  
0180408 (8,0x40 mm)  
0185408 (8,5x40 mm)  
0190408 (9,0x40 mm)  
0195408 (9,5x40 mm)  
0140458 (4x45 mm)  
0145458 (4,5x45 mm)  
0150458 (5,0x45 mm)  
0155458 (5,5x45 mm)  
0160458 (6,0x45 mm)  
0165458 (6,5x45 mm)  
0170458 (7,0x45 mm)  
0175458 (7,5x45 mm)  
0180458 (8,0x45 mm)  
0185458 (8,5x45 mm)  
0190458 (9,0x45 mm)  
0195458 (9,5x45 mm)  
0150508 (5,0x50 mm)  
0155508 (5,5x50 mm)  
0160508 (6,0x50 mm)  
0165508 (6,5x50 mm)  
0170508 (7,0x50 mm)  
0175508 (7,5x50 mm)  
0180508 (8,0x50 mm)  
0185508 (8,5x50 mm)  
0190508 (9,0x50 mm)  
0195508 (9,5x50 mm)  
0150558 (5,0x55 mm)

0155558 (5,5x55 mm)  
0160558 (6,0x55 mm)  
0165558 (6,5x55 mm)  
0170558 (7,0x55 mm)  
0175558 (7,5x55 mm)  
0160608 (6,0x60 mm)  
0165608 (6,5x60 mm)  
0170608 (7,0x60 mm)  
0175608 (7,5x60 mm)  
0180608 (8,0x60 mm)  
0185608 (8,5x60 mm)  
0190608 (9,0x60 mm)  
0195608 (9,5x60 mm)  
0160708 (6,0x70 mm)  
0165708 (6,5x70 mm)  
0170708 (7,0x70 mm)  
0175708 (7,5x70 mm)  
0180708 (8,0x70 mm)  
0185708 (8,5x70 mm)  
0190708 (9,0x70 mm)  
0195708 (9,5x70 mm)  
0160808 (6,0x80 mm)  
0165808 (6,5x80 mm)  
0170808 (7,0x80 mm)  
0175808 (7,5x80 mm)  
0180808 (8,0x80 mm)  
0185808 (8,5x80 mm)  
0190808 (9,0x80 mm)  
0195808 (9,5x80 mm)  
0170908 (7,0x90 mm)  
0175908 (7,5x90 mm)  
0180908 (8,0x90 mm)  
0185908 (8,5x90 mm)  
0190908 (9,0x90 mm)  
0195908 (9,5x90 mm)  
01701008 (7,0x100 mm)  
01751008 (7,5x100 mm)  
01801008 (8,0x100 mm)  
01851008 (8,5x100 mm)  
01701108 (7,0x110 mm)  
01751108 (7,5x110 mm)  
01801108 (8,0x110 mm)  
01851108 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Titanio  
2340208 (4,0x20 mm)  
2345208 (4,5x20 mm)  
2340258 (4x25 mm)  
2345258 (4,5x25 mm)  
2340308 (4x30 mm)  
2345308 (4,5x30 mm)  
2350308 (5,0x30 mm)

2355308 (5,5x30 mm)  
2360308 (6,0x30 mm)  
2365308 (6,5x30 mm)  
2370308 (7,0x30 mm)  
2375308 (7,5x30 mm)  
2340358 (4x35 mm)  
2345358 (4,5x35 mm)  
2350358 (5,0x35 mm)  
2355358 (5,5x35 mm)  
2360358 (6,0x35 mm)  
2365358 (6,5x35 mm)  
2370358 (7,0x35 mm)  
2375358 (7,5x35 mm)  
2340408 (4x40 mm)  
2345408 (4,5x40 mm)  
2350408 (5,0x40 mm)  
2355408 (5,5x40 mm)  
2360408 (6,0x40 mm)  
2365408 (6,5x40 mm)  
2370408 (7,0x40 mm)  
2375408 (7,5x40 mm)  
2340458 (4x45 mm)  
2345458 (4,5x45 mm)  
2350458 (5,0x45 mm)  
2355458 (5,5x45 mm)  
2360458 (6,0x45 mm)  
2365458 (6,5x45 mm)  
2370458 (7,0x45 mm)  
2375458 (7,5x45 mm)  
2360508 (6,0x50 mm)  
2365508 (6,5x50 mm)  
2370508 (7,0x50 mm)  
2375508 (7,5x50 mm)  
2360558 (6,0x55 mm)  
2365558 (6,5x55 mm)  
2370558 (7,0x55 mm)  
2375558 (7,5x55 mm)  
2360608 (6,0x60 mm)  
2365608 (6,5x60 mm)  
2370608 (7,0x60 mm)  
2375608 (7,5x60 mm)  
2380608 (8,0x60 mm)  
2385608 (8,5x60 mm)  
2360708 (6,0x70 mm)  
2365708 (6,5x70 mm)  
2370708 (7,0x70 mm)  
2375708 (7,5x70 mm)  
2380708 (8,0x70 mm)  
2385708 (8,5x70 mm)  
2360808 (6,0x80 mm)  
2365808 (6,5x80 mm)

2370808 (7,0x80 mm)  
2375808 (7,5x80 mm)  
2380808 (8,0x80 mm)  
2385808 (8,5x80 mm)  
2370908 (7,0x90 mm)  
2375908 (7,5x90 mm)  
2380908 (8,0x90 mm)  
2385908 (8,5x90 mm)  
23701008 (7,0x100 mm)  
23751008 (7,5x100 mm)  
23801008 (8,0x100 mm)  
23851008 (8,5x100 mm)  
23701108 (7,0x110 mm)  
23751108 (7,5x110 mm)  
23801108 (8,0x110 mm)  
23851108 (8,5x110 mm)

Tornillo MIS Fenestrado Titanio

2440208 (4,0x20 mm)  
2445208 (4,5x20 mm)  
2440258 (4x25 mm)  
2445258 (4,5x25 mm)  
2440308 (4x30 mm)  
2445308 (4,5x30 mm)  
2450308 (5,0x30 mm)  
2455308 (5,5x30 mm)  
2460308 (6,0x30 mm)  
2465308 (6,5x30 mm)  
2470308 (7,0x30 mm)  
2475308 (7,5x30 mm)  
2440358 (4x35 mm)  
2445358 (4,5x35 mm)  
2450358 (5,0x35 mm)  
2455358 (5,5x35 mm)  
2460358 (6,0x35 mm)  
2465358 (6,5x35 mm)  
2470358 (7,0x35 mm)  
2475358 (7,5x35 mm)  
2440408 (4x40 mm)  
2445408 (4,5x40 mm)  
2450408 (5,0x40 mm)  
2455408 (5,5x40 mm)  
2460408 (6,0x40 mm)  
2465408 (6,5x40 mm)  
2470408 (7,0x40 mm)  
2475408 (7,5x40 mm)  
2440458 (4x45 mm)  
2445458 (4,5x45 mm)  
2450458 (5,0x45 mm)  
2455458 (5,5x45 mm)  
2460458 (6,0x45 mm)  
2465458 (6,5x45 mm)

2470458 (7,0x45 mm)  
2475458 (7,5x45 mm)  
2460508 (6,0x50 mm)  
2465508 (6,5x50 mm)  
2470508 (7,0x50 mm)  
2475508 (7,5x50 mm)  
2460558 (6,0x55 mm)  
2465558 (6,5x55 mm)  
2470558 (7,0x55 mm)  
2475558 (7,5x55 mm)  
2460608 (6,0x60 mm)  
2465608 (6,5x60 mm)  
2470608 (7,0x60 mm)  
2475608 (7,5x60 mm)  
2480608 (8,0x60 mm)  
2485608 (8,5x60 mm)  
2460708 (6,0x70 mm)  
2465708 (6,5x70 mm)  
2470708 (7,0x70 mm)  
2475708 (7,5x70 mm)  
2480708 (8,0x70 mm)  
2485708 (8,5x70 mm)  
2460808 (6,0x80 mm)  
2465808 (6,5x80 mm)  
2470808 (7,0x80 mm)  
2475808 (7,5x80 mm)  
2480808 (8,0x80 mm)  
2485808 (8,5x80 mm)  
2470908 (7,0x90 mm)  
2475908 (7,5x90 mm)  
2480908 (8,0x90 mm)  
2485908 (8,5x90 mm)  
24701008 (7,0x100 mm)  
24751008 (7,5x100 mm)  
24801008 (8,0x100 mm)  
24851008 (8,5x100 mm)  
24701108 (7,0x110 mm)  
24751108 (7,5x110 mm)  
24801108 (8,0x110 mm)  
24851108 (8,5x110 mm)

#### Tornillos Poliaxiales Cervicales Titanio

0435109 (3,5x10 mm)  
0435129 (3,5x12 mm)  
0435149 (3,5x14 mm)  
0435169 (3,5x16 mm)  
0435189 (3,5x18 mm)  
0435209 (3,5x20 mm)  
0435229 (3,5x22 mm)  
0435249 (3,5x24 mm)  
0435269 (3,5x26 mm)  
0435289 (3,5x28 mm)

0435309 (3,5x30 mm)  
0435329 (3,5x32 mm)  
0435349 (3,5x34 mm)  
0435369 (3,5x36 mm)  
0435389 (3,5x38 mm)  
0435409 (3,5x40 mm)  
0435429 (3,5x42 mm)  
0435449 (3,5x44 mm)  
0435469 (3,5x46 mm)  
0435489 (3,5x48 mm)  
0435509 (3,5x50 mm)  
0435529 (3,5x52 mm)  
0435549 (3,5x54 mm)  
0440109 (4x10 mm)  
0440129 (4x12 mm)  
0440149 (4x14 mm)  
0440169 (4x16 mm)  
0440189 (4x18 mm)  
0440209 (4x20 mm)  
0440229 (4x22 mm)  
0440229 (4x24 mm)  
0440269 (4x26 mm)  
0440289 (4x28 mm)  
0440309 (4x30 mm)  
0440329 (4x32 mm)  
0440349 (4x34 mm)  
0440369 (4x36 mm)  
0440389 (4x38 mm)  
0440409 (4x40 mm)  
0440429 (4x42 mm)  
0440449 (4x44 mm)  
0440469 (4x46 mm)  
0440489 (4x48 mm)  
0440509 (4x50 mm)  
0440529 (4x52 mm)  
0440549 (4x54 mm)

**Cervicales Rosca Parcial Titanio**

0535229 (3,5x22 mm)  
0535249 (3,5x24 mm)  
0535269 (3,5x26 mm)  
0535289 (3,5x28 mm)  
0535309 (3,5x30 mm)  
0535329 (3,5x32 mm)  
0535349 (3,5x34 mm)  
0535369 (3,5x36 mm)  
0535389 (3,5x38 mm)  
0535409 (3,5x40 mm)  
0535429 (3,5x42 mm)  
0535449 (3,5x44 mm)  
0535469 (3,5x46 mm)  
0535489 (3,5x48 mm)

0535509 (3,5x50 mm)  
0535529 (3,5x52 mm)  
0535549 (3,5x54 mm)  
0540269 (4x26 mm)  
0540289 (4x28 mm)  
0540309 (4x30 mm)  
0540329 (4x32 mm)  
0540349 (4x34 mm)  
0540369 (4x36 mm)  
0540389 (4x38 mm)  
0540409 (4x40 mm)  
0540429 (4x42 mm)  
0540449 (4x44 mm)  
0540469 (4x46 mm)  
0540489 (4x48 mm)  
0540509 (4x50 mm)  
0540529 (4x52 mm)  
0540549 (4x54 mm)  
Tornillo Poliaxial Titanio  
0145209 (4,5x20 mm)  
0140259 (4x25 mm)  
0145259 (4,5x25 mm)  
0155259 (5,5x25 mm)  
0140309 (4x30 mm)  
0145309 (4,5x30 mm)  
0155309 (5,5x30 mm)  
0165309 (6,5x30 mm)  
0175309 (7,5x30 mm)  
0140359 (4x35 mm)  
0145359 (4,5x35 mm)  
0155359 (5,5x35 mm)  
0165359 (6,5x35 mm)  
0175359 (7,5x35 mm)  
0140409 (4x40 mm)  
0145409 (4,5x40 mm)  
0155409 (5,5x40 mm)  
0165409 (6,5x40 mm)  
0175409 (7,5x40 mm)  
0185409 (8,5x40 mm)  
0195409 (9,5x40 mm)  
0140459 (4x45 mm)  
0145459 (4,5x45 mm)  
0155459 (5,5x45 mm)  
0165459 (6,5x45 mm)  
0175459 (7,5x45 mm)  
0185459 (8,5x45 mm)  
0195459 (9,5x45 mm)  
0155509 (5,5x50 mm)  
0165509 (6,5x50 mm)  
0175509 (7,5x50 mm)  
0185509 (8,5x50 mm)

0195509 (9,5x50 mm)  
0155559 (5,5x55 mm)  
0165559 (6,5x55 mm)  
0175559 (7,5x55 mm)  
0165609 (6,5x60 mm)  
0175609 (7,5x60 mm)  
0185609 (8,5x60 mm)  
0195609 (9,5x60 mm)  
0165709 (6,5x70 mm)  
0175709 (7,5x70 mm)  
0185709 (8,5x70 mm)  
0195709 (9,5x70 mm)  
0165809 (6,5x80 mm)  
0175809 (7,5x80 mm)  
0185809 (8,5x80 mm)  
0195809 (9,5x80 mm)  
0175909 (7,5x90 mm)  
0185909 (8,5x90 mm)  
0195909 (9,5x90 mm)  
01751009 (7,5x100 mm)  
01851009 (8,5x100 mm)  
01751109 (7,5x110 mm)  
01851109 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Titanio  
2340209 (4,0x20 mm)  
2345209 (4,5x20 mm)  
2340259 (4x25 mm)  
2345259 (4,5x25 mm)  
2340309 (4x30 mm)  
2345309 (4,5x30 mm)  
2350309 (5,0x30 mm)  
2355309 (5,5x30 mm)  
2360309 (6,0x30 mm)  
2365309 (6,5x30 mm)  
2370309 (7,0x30 mm)  
2375309 (7,5x30 mm)  
2340359 (4x35 mm)  
2345359 (4,5x35 mm)  
2350359 (5,0x35 mm)  
2355359 (5,5x35 mm)  
2360359 (6,0x35 mm)  
2365359 (6,5x35 mm)  
2370359 (7,0x35 mm)  
2375359 (7,5x35 mm)  
2340409 (4x40 mm)  
2345409 (4,5x40 mm)  
2350409 (5,0x40 mm)  
2355409 (5,5x40 mm)  
2360409 (6,0x40 mm)  
2365409 (6,5x40 mm)  
2370409 (7,0x40 mm)

2375409 (7,5x40 mm)  
2340459 (4x45 mm)  
2345459 (4,5x45 mm)  
2350459 (5,0x45 mm)  
2355459 (5,5x45 mm)  
2360459 (6,0x45 mm)  
2365459 (6,5x45 mm)  
2370459 (7,0x45 mm)  
2375459 (7,5x45 mm)  
2360509 (6,0x50 mm)  
2365509 (6,5x50 mm)  
2370509 (7,0x50 mm)  
2375509 (7,5x50 mm)  
2360559 (6,0x55 mm)  
2365559 (6,5x55 mm)  
2370559 (7,0x55 mm)  
2375559 (7,5x55 mm)  
2360609 (6,0x60 mm)  
2365609 (6,5x60 mm)  
2370609 (7,0x60 mm)  
2375609 (7,5x60 mm)  
2380609 (8,0x60 mm)  
2385609 (8,5x60 mm)  
2360709 (6,0x70 mm)  
2365709 (6,5x70 mm)  
2370709 (7,0x70 mm)  
2375709 (7,5x70 mm)  
2380709 (8,0x70 mm)  
2385709 (8,5x70 mm)  
2360809 (6,0x80 mm)  
2365809 (6,5x80 mm)  
2370809 (7,0x80 mm)  
2375809 (7,5x80 mm)  
2380809 (8,0x80 mm)  
2385809 (8,5x80 mm)  
2370909 (7,0x90 mm)  
2375909 (7,5x90 mm)  
2380909 (8,0x90 mm)  
2385909 (8,5x90 mm)  
23701009 (7,0x100 mm)  
23751009 (7,5x100 mm)  
23801009 (8,0x100 mm)  
23851009 (8,5x100 mm)  
23701109 (7,0x110 mm)  
23751109 (7,5x110 mm)  
23801109 (8,0x110 mm)  
23851109 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Fenestrados Titanio  
2440209 (4,0x20 mm)  
2445209 (4,5x20 mm)  
2440259 (4x25 mm)

2445259 (4,5x25 mm)  
2440309 (4x30 mm)  
2445309 (4,5x30 mm)  
2450309 (5,0x30 mm)  
2455309 (5,5x30 mm)  
2460309 (6,0x30 mm)  
2465309 (6,5x30 mm)  
2470309 (7,0x30 mm)  
2475309 (7,5x30 mm)  
2440359 (4x35 mm)  
2445359 (4,5x35 mm)  
2450359 (5,0x35 mm)  
2455359 (5,5x35 mm)  
2460359 (6,0x35 mm)  
2465359 (6,5x35 mm)  
2470359 (7,0x35 mm)  
2475359 (7,5x35 mm)  
2440409 (4x40 mm)  
2445409 (4,5x40 mm)  
2450409 (5,0x40 mm)  
2455409 (5,5x40 mm)  
2460409 (6,0x40 mm)  
2465409 (6,5x40 mm)  
2470409 (7,0x40 mm)  
2475409 (7,5x40 mm)  
2440459 (4x45 mm)  
2445459 (4,5x45 mm)  
2450459 (5,0x45 mm)  
2455459 (5,5x45 mm)  
2460459 (6,0x45 mm)  
2465459 (6,5x45 mm)  
2470459 (7,0x45 mm)  
2475459 (7,5x45 mm)  
2460509 (6,0x50 mm)  
2465509 (6,5x50 mm)  
2470509 (7,0x50 mm)  
2475509 (7,5x50 mm)  
2460559 (6,0x55 mm)  
2465559 (6,5x55 mm)  
2470559 (7,0x55 mm)  
2475559 (7,5x55 mm)  
2460609 (6,0x60 mm)  
2465609 (6,5x60 mm)  
2470609 (7,0x60 mm)  
2475609 (7,5x60 mm)  
2480609 (8,0x60 mm)  
2485609 (8,5x60 mm)  
2460709 (6,0x70 mm)  
2465709 (6,5x70 mm)  
2470709 (7,0x70 mm)  
2475709 (7,5x70 mm)

2480709 (8,0x70 mm)  
2485709 (8,5x70 mm)  
2460809 (6,0x80 mm)  
2465809 (6,5x80 mm)  
2470809 (7,0x80 mm)  
2475809 (7,5x80 mm)  
2480809 (8,0x80 mm)  
2485809 (8,5x80 mm)  
2470909 (7,0x90 mm)  
2475909 (7,5x90 mm)  
2480909 (8,0x90 mm)  
2485909 (8,5x90 mm)  
24701009 (7,0x100 mm)  
24751009 (7,5x100 mm)  
24801009 (8,0x100 mm)  
24851009 (8,5x100 mm)  
24701109 (7,0x110 mm)  
24751109 (7,5x110 mm)  
24801109 (8,0x110 mm)  
24851109 (8,5x110 mm)

#### Tornillos Poliaxiales Cervicales Titanio

04351010 (3,5x10 mm)  
04351210 (3,5x12 mm)  
04351410 (3,5x14 mm)  
04351610 (3,5x16 mm)  
04351810 (3,5x18 mm)  
04352010 (3,5x20 mm)  
04352210 (3,5x22 mm)  
04352410 (3,5x24 mm)  
04352610 (3,5x26 mm)  
04352810 (3,5x28 mm)  
04353010 (3,5x30 mm)  
04353210 (3,5x32 mm)  
04353410 (3,5x34 mm)  
04353610 (3,5x36 mm)  
04353810 (3,5x38 mm)  
04354010 (3,5x40 mm)  
04354210 (3,5x42 mm)  
04354410 (3,5x44 mm)  
04354610 (3,5x46 mm)  
04354810 (3,5x48 mm)  
04355010 (3,5x50 mm)  
04355210 (3,5x52 mm)  
04355410 (3,5x54 mm)  
04401010 (4x10 mm)  
04401210 (4x12 mm)  
04401410 (4x14 mm)  
04401610 (4x16 mm)  
04401810 (4x18 mm)  
04402010 (4x20 mm)  
04402210 (4x22 mm)

04402210 (4x24 mm)  
04402610 (4x26 mm)  
04402810 (4x28 mm)  
04403010 (4x30 mm)  
04403210 (4x32 mm)  
04403410 (4x34 mm)  
04403610 (4x36 mm)  
04403810 (4x38 mm)  
04404010 (4x40 mm)  
04404210 (4x42 mm)  
04404410 (4x44 mm)  
04404610 (4x46 mm)  
04404810 (4x48 mm)  
04405010 (4x50 mm)  
04405210 (4x52 mm)  
04405410 (4x54 mm)

Cervicales Rosca Parcial Titanio

05352210 (3,5x22 mm)  
05352410 (3,5x24 mm)  
05352610 (3,5x26 mm)  
05352810 (3,5x28 mm)  
05353010 (3,5x30 mm)  
05353210 (3,5x32 mm)  
05353410 (3,5x34 mm)  
05353610 (3,5x36 mm)  
05353810 (3,5x38 mm)  
05354010 (3,5x40 mm)  
05354210 (3,5x42 mm)  
05354410 (3,5x44 mm)  
05354610 (3,5x46 mm)  
05354810 (3,5x48 mm)  
05355010 (3,5x50 mm)  
05355210 (3,5x52 mm)  
05355410 (3,5x54 mm)

05402610 (4x26 mm)  
05402810 (4x28 mm)  
05403010 (4x30 mm)  
05403210 (4x32 mm)  
05403410 (4x34 mm)  
05403610 (4x36 mm)  
05403810 (4x38 mm)  
05404010 (4x40 mm)  
05404210 (4x42 mm)  
05404410 (4x44 mm)  
05404610 (4x46 mm)  
05404810 (4x48 mm)  
05405010 (4x50 mm)  
05405210 (4x52 mm)  
05405410 (4x54 mm)

Tornillo Poliaxial Titanio

01452010 (4,5x20 mm)

01402510 (4x25 mm)  
01452510 (4,5x25 mm)  
01552510 (5,5x25 mm)  
01403010 (4x30 mm)  
01453010 (4,5x30 mm)  
01553010 (5,5x30 mm)  
01653010 (6,5x30 mm)  
01753010 (7,5x30 mm)  
01403510 (4x35 mm)  
01453510 (4,5x35 mm)  
01553510 (5,5x35 mm)  
01653510 (6,5x35 mm)  
01753510 (7,5x35 mm)  
01404010 (4x40 mm)  
01454010 (4,5x40 mm)  
01554010 (5,5x40 mm)  
01654010 (6,5x40 mm)  
01754010 (7,5x40 mm)  
01854010 (8,5x40 mm)  
01954010 (9,5x40 mm)  
01404510 (4x45 mm)  
01454510 (4,5x45 mm)  
01554510 (5,5x45 mm)  
01654510 (6,5x45 mm)  
01754510 (7,5x45 mm)  
01854510 (8,5x45 mm)  
01954510 (9,5x45 mm)  
01555010 (5,5x50 mm)  
01655010 (6,5x50 mm)  
01755010 (7,5x50 mm)  
01855010 (8,5x50 mm)  
01955010 (9,5x50 mm)  
01555510 (5,5x55 mm)  
01655510 (6,5x55 mm)  
01755510 (7,5x55 mm)  
01656010 (6,5x60 mm)  
01756010 (7,5x60 mm)  
01856010 (8,5x60 mm)  
01956010 (9,5x60 mm)  
01657010 (6,5x70 mm)  
01757010 (7,5x70 mm)  
01857010 (8,5x70 mm)  
01957010 (9,5x70 mm)  
01658010 (6,5x80 mm)  
01758010 (7,5x80 mm)  
01858010 (8,5x80 mm)  
01958010 (9,5x80 mm)  
01759010 (7,5x90 mm)  
01859010 (8,5x90 mm)  
01959010 (9,5x90 mm)  
017510010 (7,5x100 mm)

018510010 (8,5x100 mm)  
017511010 (7,5x110 mm)  
01851110 (8,5x110 mm)  
Tornillos Monoplanares Titanio

19402510 (4x25 mm)  
19452510 (4,5x25 mm)  
19403010 (4x30 mm)  
19453010 (4,5x30 mm)  
19553010 (5,5x30 mm)  
19653010 (6,5x30 mm)  
19753010 (7,5x30 mm)  
19403510 (4x35 mm)  
19453510 (4,5x35 mm)  
19553510 (5,5x35 mm)  
19653510 (6,5x35 mm)  
19753510 (7,5x35 mm)  
19404010 (4x40 mm)  
19454010 (4,5x40 mm)  
19554010 (5,5x40 mm)  
19654010 (6,5x40 mm)  
19754010 (7,5x40 mm)  
19454510 (4,5x45 mm)  
19554510 (5,5x45 mm)  
19654510 (6,5x45 mm)  
19754510 (7,5x45 mm)  
19455010 (4,5x50 mm)  
19555010 (5,5x50 mm)  
19655010 (6,5x50 mm)  
19755010 (7,5x50 mm)  
19555510 (5,5x55 mm)  
19655510 (6,5x55 mm)  
19755510 (7,5x55 mm)

Tornillos Uniaxiales Medial Lateral Titanio

21402510 (4x25 mm)  
21452510 (4,5x25 mm)  
21403010 (4x30 mm)  
21453010 (4,5x30 mm)  
21553010 (5,5x30 mm)  
21653010 (6,5x30 mm)  
21753010 (7,5x30 mm)  
21403510 (4x35 mm)  
21453510 (4,5x35 mm)  
21553510 (5,5x35 mm)  
21653510 (6,5x35 mm)  
21753510 (7,5x35 mm)  
21404010 (4x40 mm)  
21454010 (4,5x40 mm)  
21554010 (5,5x40 mm)  
21654010 (6,5x40 mm)  
21754010 (7,5x40 mm)  
21454510 (4,5x45 mm)

21554510 (5,5x45 mm)  
21654510 (6,5x45 mm)  
21754510 (7,5x45 mm)  
21455010 (4,5x50 mm)  
21555010 (5,5x50 mm)  
21655010 (6,5x50 mm)  
21755010 (7,5x50 mm)  
21555510 (5,5x55 mm)  
21655510 (6,5x55 mm)  
21755510 (7,5x55 mm)

Tornillos Uniaxiales CraneoCaudal Titanio

22402510 (4x25 mm)  
22452510 (4,5x25 mm)  
22403010 (4x30 mm)  
22453010 (4,5x30 mm)  
22553010 (5,5x30 mm)  
22653010 (6,5x30 mm)  
22753010 (7,5x30 mm)  
22403510 (4x35 mm)  
22453510 (4,5x35 mm)  
22553510 (5,5x35 mm)  
22653510 (6,5x35 mm)  
22753510 (7,5x35 mm)  
22404010 (4x40 mm)  
22454010 (4,5x40 mm)  
22554010 (5,5x40 mm)  
22654010 (6,5x40 mm)  
22754010 (7,5x40 mm)  
22454510 (4,5x45 mm)  
22554510 (5,5x45 mm)  
22654510 (6,5x45 mm)  
22754510 (7,5x45 mm)  
22455010 (4,5x50 mm)  
22555010 (5,5x50 mm)  
22655010 (6,5x50 mm)  
22755010 (7,5x50 mm)  
22555510 (5,5x55 mm)  
22655510 (6,5x55 mm)  
22755510 (7,5x55 mm)

Tornillos MIS Titanio

23402010 (4,0x20 mm)  
23452010 (4,5x20 mm)  
23402510 (4x25 mm)  
23452510 (4,5x25 mm)  
23403010 (4x30 mm)  
23453010 (4,5x30 mm)  
23503010 (5,0x30 mm)  
23553010 (5,5x30 mm)  
23603010 (6,0x30 mm)  
23653010 (6,5x30 mm)  
23703010 (7,0x30 mm)

23753010 (7,5x30 mm)  
23403510 (4x35 mm)  
23453510 (4,5x35 mm)  
23503510 (5,0x35 mm)  
23553510 (5,5x35 mm)  
23603510 (6,0x35 mm)  
23653510 (6,5x35 mm)  
23703510 (7,0x35 mm)  
23753510 (7,5x35 mm)  
23404010 (4x40 mm)  
23454010 (4,5x40 mm)  
23504010 (5,0x40 mm)  
23554010 (5,5x40 mm)  
23604010 (6,0x40 mm)  
23654010 (6,5x40 mm)  
23704010 (7,0x40 mm)  
23754010 (7,5x40 mm)  
23404510 (4x45 mm)  
23454510 (4,5x45 mm)  
23504510 (5,0x45 mm)  
23554510 (5,5x45 mm)  
23604510 (6,0x45 mm)  
23654510 (6,5x45 mm)  
23704510 (7,0x45 mm)  
23754510 (7,5x45 mm)  
23605010 (6,0x50 mm)  
23655010 (6,5x50 mm)  
23705010 (7,0x50 mm)  
23755010 (7,5x50 mm)  
23605510 (6,0x55 mm)  
23655510 (6,5x55 mm)  
23705510 (7,0x55 mm)  
23755510 (7,5x55 mm)  
23606010 (6,0x60 mm)  
23656010 (6,5x60 mm)  
23706010 (7,0x60 mm)  
23756010 (7,5x60 mm)  
23806010 (8,0x60 mm)  
23856010 (8,5x60 mm)  
23607010 (6,0x70 mm)  
23657010 (6,5x70 mm)  
23707010 (7,0x70 mm)  
23757010 (7,5x70 mm)  
23807010 (8,0x70 mm)  
23857010 (8,5x70 mm)  
23608010 (6,0x80 mm)  
23658010 (6,5x80 mm)  
23708010 (7,0x80 mm)  
23758010 (7,5x80 mm)  
23808010 (8,0x80 mm)  
23858010 (8,5x80 mm)

23709010 (7,0x90 mm)  
23759010 (7,5x90 mm)  
23809010 (8,0x90 mm)  
23859010 (8,5x90 mm)  
237010010 (7,0x100 mm)  
237510010 (7,5x100 mm)  
238010010 (8,0x100 mm)  
238510010 (8,5x100 mm)  
237011010 (7,0x110 mm)  
237511010 (7,5x110 mm)  
238011010 (8,0x110 mm)  
238511010 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Fenestrados Titanio  
24402010 (4,0x20 mm)  
24452010 (4,5x20 mm)  
24402510 (4x25 mm)  
24452510 (4,5x25 mm)  
24403010 (4x30 mm)  
24453010 (4,5x30 mm)  
24503010 (5,0x30 mm)  
24553010 (5,5x30 mm)  
24603010 (6,0x30 mm)  
24653010 (6,5x30 mm)  
24703010 (7,0x30 mm)  
24753010 (7,5x30 mm)  
24403510 (4x35 mm)  
24453510 (4,5x35 mm)  
24503510 (5,0x35 mm)  
24553510 (5,5x35 mm)  
24603510 (6,0x35 mm)  
24653510 (6,5x35 mm)  
24703510 (7,0x35 mm)  
24753510 (7,5x35 mm)  
24404010 (4x40 mm)  
24454010 (4,5x40 mm)  
24504010 (5,0x40 mm)  
24554010 (5,5x40 mm)  
24604010 (6,0x40 mm)  
24654010 (6,5x40 mm)  
24704010 (7,0x40 mm)  
24754010 (7,5x40 mm)  
24404510 (4x45 mm)  
24454510 (4,5x45 mm)  
24504510 (5,0x45 mm)  
24554510 (5,5x45 mm)  
24604510 (6,0x45 mm)  
24654510 (6,5x45 mm)  
24704510 (7,0x45 mm)  
24754510 (7,5x45 mm)  
24605010 (6,0x50 mm)  
24655010 (6,5x50 mm)

24705010 (7,0x50 mm)  
24755010 (7,5x50 mm)  
24605510 (6,0x55 mm)  
24655510 (6,5x55 mm)  
24705510 (7,0x55 mm)  
24755510 (7,5x55 mm)  
24606010 (6,0x60 mm)  
24656010 (6,5x60 mm)  
24706010 (7,0x60 mm)  
24756010 (7,5x60 mm)  
24806010 (8,0x60 mm)  
24856010 (8,5x60 mm)  
24607010 (6,0x70 mm)  
24657010 (6,5x70 mm)  
24707010 (7,0x70 mm)  
24757010 (7,5x70 mm)  
24807010 (8,0x70 mm)  
24857010 (8,5x70 mm)  
24608010 (6,0x80 mm)  
24658010 (6,5x80 mm)  
24708010 (7,0x80 mm)  
24758010 (7,5x80 mm)  
24808010 (8,0x80 mm)  
24858010 (8,5x80 mm)  
24709010 (7,0x90 mm)  
24759010 (7,5x90 mm)  
24809010 (8,0x90 mm)  
24859010 (8,5x90 mm)  
247010010 (7,0x100 mm)  
247510010 (7,5x100 mm)  
248010010 (8,0x100 mm)  
248510010 (8,5x100 mm)  
247011010 (7,0x110 mm)  
247511010 (7,5x110 mm)  
248011010 (8,0x110 mm)  
248511010 (8,5x110 mm)

#### Tornillos Poliaxiales Cervicales Titanio

04351011 (3,5x10 mm)  
04351211 (3,5x12 mm)  
04351411 (3,5x14 mm)  
04351611 (3,5x16 mm)  
04351811 (3,5x18 mm)  
04352011 (3,5x20 mm)  
04352211 (3,5x22 mm)  
04352411 (3,5x24 mm)  
04352611 (3,5x26 mm)  
04352811 (3,5x28 mm)  
04353011 (3,5x30 mm)  
04353211 (3,5x32 mm)  
04353411 (3,5x34 mm)  
04353611 (3,5x36 mm)

04353811 (3,5x38 mm)  
04354011 (3,5x40 mm)  
04354211 (3,5x42 mm)  
04354411 (3,5x44 mm)  
04354611 (3,5x46 mm)  
04354811 (3,5x48 mm)  
04355011 (3,5x50 mm)  
04355211 (3,5x52 mm)  
04355411 (3,5x54 mm)  
04401011 (4x10 mm)  
04401211 (4x12 mm)  
04401411 (4x14 mm)  
04401611 (4x16 mm)  
04401811 (4x18 mm)  
04402011 (4x20 mm)  
04402211 (4x22 mm)  
04402211 (4x24 mm)  
04402611 (4x26 mm)  
04402811 (4x28 mm)  
04403011 (4x30 mm)  
04403211 (4x32 mm)  
04403411 (4x34 mm)  
04403611 (4x36 mm)  
04403811 (4x38 mm)  
04404011 (4x40 mm)  
04404211 (4x42 mm)  
04404411 (4x44 mm)  
04404611 (4x46 mm)  
04404811 (4x48 mm)  
04405011 (4x50 mm)  
04405211 (4x52 mm)  
04405411 (4x54 mm)

Cervicales Rosca Parcial Titanio

05352211 (3,5x22 mm)  
05352411 (3,5x24 mm)  
05352611 (3,5x26 mm)  
05352811 (3,5x28 mm)  
05353011 (3,5x30 mm)  
05353211 (3,5x32 mm)  
05353411 (3,5x34 mm)  
05353611 (3,5x36 mm)  
05353811 (3,5x38 mm)  
05354011 (3,5x40 mm)  
05354211 (3,5x42 mm)  
05354411 (3,5x44 mm)  
05354611 (3,5x46 mm)  
05354811 (3,5x48 mm)  
05355011 (3,5x50 mm)  
05355211 (3,5x52 mm)  
05355411 (3,5x54 mm)  
05402611 (4x26 mm)

05402811 (4x28 mm)  
05403011 (4x30 mm)  
05403211 (4x32 mm)  
05403411 (4x34 mm)  
05403611 (4x36 mm)  
05403811 (4x38 mm)  
05404011 (4x40 mm)  
05404211 (4x42 mm)  
05404411 (4x44 mm)  
05404611 (4x46 mm)  
05404811 (4x48 mm)  
05405011 (4x50 mm)  
05405211 (4x52 mm)  
05405411 (4x54 mm)  
Tornillo Poliaxial Titanio  
01452011 (4,5x20 mm)  
01402511 (4x25 mm)  
01452511 (4,5x25 mm)  
01552511 (5,5x25 mm)  
01403011 (4x30 mm)  
01453011 (4,5x30 mm)  
01553011 (5,5x30 mm)  
01653011 (6,5x30 mm)  
01753011 (7,5x30 mm)  
01403511 (4x35 mm)  
01453511 (4,5x35 mm)  
01553511 (5,5x35 mm)  
01653511 (6,5x35 mm)  
01753511 (7,5x35 mm)  
01404011 (4x40 mm)  
01454011 (4,5x40 mm)  
01554011 (5,5x40 mm)  
01654011 (6,5x40 mm)  
01754011 (7,5x40 mm)  
01854011 (8,5x40 mm)  
01954011 (9,5x40 mm)  
01404511 (4x45 mm)  
01454511 (4,5x45 mm)  
01554511 (5,5x45 mm)  
01654511 (6,5x45 mm)  
01754511 (7,5x45 mm)  
01854511 (8,5x45 mm)  
01954511 (9,5x45 mm)  
01555011 (5,5x50 mm)  
01655011 (6,5x50 mm)  
01755011 (7,5x50 mm)  
01855011 (8,5x50 mm)  
01955011 (9,5x50 mm)  
01555511 (5,5x55 mm)  
01655511 (6,5x55 mm)  
01755511 (7,5x55 mm)

01656011 (6,5x60 mm)  
01756011 (7,5x60 mm)  
01856011 (8,5x60 mm)  
01956011 (9,5x60 mm)  
01657011 (6,5x70 mm)  
01757011 (7,5x70 mm)  
01857011 (8,5x70 mm)  
01957011 (9,5x70 mm)  
01658011 (6,5x80 mm)  
01758011 (7,5x80 mm)  
01858011 (8,5x80 mm)  
01958011 (9,5x80 mm)  
01759011 (7,5x90 mm)  
01859011 (8,5x90 mm)  
01959011 (9,5x90 mm)  
017510011 (7,5x100 mm)  
018510011 (8,5x100 mm)  
017511011 (7,5x110 mm)  
01851111 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Titanio  
23402011 (4,0x20 mm)  
23452011 (4,5x20 mm)  
23402511 (4x25 mm)  
23452511 (4,5x25 mm)  
23403011 (4x30 mm)  
23453011 (4,5x30 mm)  
23503011 (5,0x30 mm)  
23553011 (5,5x30 mm)  
23603011 (6,0x30 mm)  
23653011 (6,5x30 mm)  
23703011 (7,0x30 mm)  
23753011 (7,5x30 mm)  
23403511 (4x35 mm)  
23453511 (4,5x35 mm)  
23503511 (5,0x35 mm)  
23553511 (5,5x35 mm)  
23603511 (6,0x35 mm)  
23653511 (6,5x35 mm)  
23703511 (7,0x35 mm)  
23753511 (7,5x35 mm)  
23404011 (4x40 mm)  
23454011 (4,5x40 mm)  
23504011 (5,0x40 mm)  
23554011 (5,5x40 mm)  
23604011 (6,0x40 mm)  
23654011 (6,5x40 mm)  
23704011 (7,0x40 mm)  
23754011 (7,5x40 mm)  
23404511 (4x45 mm)  
23454511 (4,5x45 mm)  
23504511 (5,0x45 mm)

23554511 (5,5x45 mm)  
23604511 (6,0x45 mm)  
23654511 (6,5x45 mm)  
23704511 (7,0x45 mm)  
23754511 (7,5x45 mm)  
23605011 (6,0x50 mm)  
23655011 (6,5x50 mm)  
23705011 (7,0x50 mm)  
23755011 (7,5x50 mm)  
23605511 (6,0x55 mm)  
23655511 (6,5x55 mm)  
23705511 (7,0x55 mm)  
23755511 (7,5x55 mm)  
23606011 (6,0x60 mm)  
23656011 (6,5x60 mm)  
23706011 (7,0x60 mm)  
23756011 (7,5x60 mm)  
23806011 (8,0x60 mm)  
23856011 (8,5x60 mm)  
23607011 (6,0x70 mm)  
23657011 (6,5x70 mm)  
23707011 (7,0x70 mm)  
23757011 (7,5x70 mm)  
23807011 (8,0x70 mm)  
23857011 (8,5x70 mm)  
23608011 (6,0x80 mm)  
23658011 (6,5x80 mm)  
23708011 (7,0x80 mm)  
23758011 (7,5x80 mm)  
23808011 (8,0x80 mm)  
23858011 (8,5x80 mm)  
23709011 (7,0x90 mm)  
23759011 (7,5x90 mm)  
23809011 (8,0x90 mm)  
23859011 (8,5x90 mm)  
237010011 (7,0x100 mm)  
237510011 (7,5x100 mm)  
238010011 (8,0x100 mm)  
238510011 (8,5x100 mm)  
237011011 (7,0x110 mm)  
237511011 (7,5x110 mm)  
238011011 (8,0x110 mm)  
238511011 (8,5x110 mm)  
**Tornillos MIS Fenestrados Titanio**  
24402011 (4,0x20 mm)  
24452011 (4,5x20 mm)  
24402511 (4x25 mm)  
24452511 (4,5x25 mm)  
24403011 (4x30 mm)  
24453011 (4,5x30 mm)  
24503011 (5,0x30 mm)

24553011 (5,5x30 mm)  
24603011 (6,0x30 mm)  
24653011 (6,5x30 mm)  
24703011 (7,0x30 mm)  
24753011 (7,5x30 mm)  
24403511 (4x35 mm)  
24453511 (4,5x35 mm)  
24503511 (5,0x35 mm)  
24553511 (5,5x35 mm)  
24603511 (6,0x35 mm)  
24653511 (6,5x35 mm)  
24703511 (7,0x35 mm)  
24753511 (7,5x35 mm)  
24404011 (4x40 mm)  
24454011 (4,5x40 mm)  
24504011 (5,0x40 mm)  
24554011 (5,5x40 mm)  
24604011 (6,0x40 mm)  
24654011 (6,5x40 mm)  
24704011 (7,0x40 mm)  
24754011 (7,5x40 mm)  
24404511 (4x45 mm)  
24454511 (4,5x45 mm)  
24504511 (5,0x45 mm)  
24554511 (5,5x45 mm)  
24604511 (6,0x45 mm)  
24654511 (6,5x45 mm)  
24704511 (7,0x45 mm)  
24754511 (7,5x45 mm)  
24605011 (6,0x50 mm)  
24655011 (6,5x50 mm)  
24705011 (7,0x50 mm)  
24755011 (7,5x50 mm)  
24605511 (6,0x55 mm)  
24655511 (6,5x55 mm)  
24705511 (7,0x55 mm)  
24755511 (7,5x55 mm)  
24606011 (6,0x60 mm)  
24656011 (6,5x60 mm)  
24706011 (7,0x60 mm)  
24756011 (7,5x60 mm)  
24806011 (8,0x60 mm)  
24856011 (8,5x60 mm)  
24607011 (6,0x70 mm)  
24657011 (6,5x70 mm)  
24707011 (7,0x70 mm)  
24757011 (7,5x70 mm)  
24807011 (8,0x70 mm)  
24857011 (8,5x70 mm)  
24608011 (6,0x80 mm)  
24658011 (6,5x80 mm)

24708011 (7,0x80 mm)  
24758011 (7,5x80 mm)  
24808011 (8,0x80 mm)  
24858011 (8,5x80 mm)  
24709011 (7,0x90 mm)  
24759011 (7,5x90 mm)  
24809011 (8,0x90 mm)  
24859011 (8,5x90 mm)  
247010011 (7,0x100 mm)  
247510011 (7,5x100 mm)  
248010011 (8,0x100 mm)  
248510011 (8,5x100 mm)  
247011011 (7,0x110 mm)  
247511011 (7,5x110 mm)  
248011011 (8,0x110 mm)  
248511011 (8,5x110 mm)

Tornillo Poliaxial Cervical Titanio

04351012 (3,5x10 mm)  
04351212 (3,5x12 mm)  
04351412 (3,5x14 mm)  
04351612 (3,5x16 mm)  
04351812 (3,5x18 mm)  
04352012 (3,5x20 mm)  
04352212 (3,5x22 mm)  
04352412 (3,5x24 mm)  
04352612 (3,5x26 mm)  
04352812 (3,5x28 mm)  
04353012 (3,5x30 mm)  
04353212 (3,5x32 mm)  
04353412 (3,5x34 mm)  
04353612 (3,5x36 mm)  
04353812 (3,5x38 mm)  
04354012 (3,5x40 mm)  
04354212 (3,5x42 mm)  
04354412 (3,5x44 mm)  
04354612 (3,5x46 mm)  
04354812 (3,5x48 mm)  
04355012 (3,5x50 mm)  
04355212 (3,5x52 mm)  
04355412 (3,5x54 mm)  
04401012 (4x10 mm)  
04401212 (4x12 mm)  
04401412 (4x14 mm)  
04401612 (4x16 mm)  
04401812 (4x18 mm)  
04402012 (4x20 mm)  
04402212 (4x22 mm)  
04402212 (4x24 mm)  
04402612 (4x26 mm)  
04402812 (4x28 mm)  
04403012 (4x30 mm)

04403212 (4x32 mm)  
04403412 (4x34 mm)  
04403612 (4x36 mm)  
04403812 (4x38 mm)  
04404012 (4x40 mm)  
04404212 (4x42 mm)  
04404412 (4x44 mm)  
04404612 (4x46 mm)  
04404812 (4x48 mm)  
04405012 (4x50 mm)  
04405212 (4x52 mm)  
04405412 (4x54 mm)

Cervicales Rosca Parcial Titanio

05352212 (3,5x22 mm)  
05352412 (3,5x24 mm)  
05352612 (3,5x26 mm)  
05352812 (3,5x28 mm)  
05353012 (3,5x30 mm)  
05353212 (3,5x32 mm)  
05353412 (3,5x34 mm)  
05353612 (3,5x36 mm)  
05353812 (3,5x38 mm)  
05354012 (3,5x40 mm)  
05354212 (3,5x42 mm)  
05354412 (3,5x44 mm)  
05354612 (3,5x46 mm)  
05354812 (3,5x48 mm)  
05355012 (3,5x50 mm)  
05355212 (3,5x52 mm)  
05355412 (3,5x54 mm)

05402612 (4x26 mm)  
05402812 (4x28 mm)  
05403012 (4x30 mm)  
05403212 (4x32 mm)  
05403412 (4x34 mm)  
05403612 (4x36 mm)  
05403812 (4x38 mm)  
05404012 (4x40 mm)  
05404212 (4x42 mm)  
05404412 (4x44 mm)  
05404612 (4x46 mm)  
05404812 (4x48 mm)  
05405012 (4x50 mm)  
05405212 (4x52 mm)  
05405412 (4x54 mm)

Tornillo Poliaxial Titanio

01452012 (4,5x20 mm)  
01402512 (4x25 mm)  
01452512 (4,5x25 mm)  
01403012 (4x30 mm)  
01453012 (4,5x30 mm)

01553012 (5,5x30 mm)  
01653012 (6,5x30 mm)  
01753012 (7,5x30 mm)  
01403512 (4x35 mm)  
01453512 (4,5x35 mm)  
01553512 (5,5x35 mm)  
01653512 (6,5x35 mm)  
01753512 (7,5x35 mm)  
01404012 (4x40 mm)  
01454012 (4,5x40 mm)  
01554012 (5,5x40 mm)  
01654012 (6,5x40 mm)  
01754012 (7,5x40 mm)  
01854012 (8,5x40 mm)  
01954012 (9,5x40 mm)  
01404512 (4x45 mm)  
01454512 (4,5x45 mm)  
01554512 (5,5x45 mm)  
01654512 (6,5x45 mm)  
01754512 (7,5x45 mm)  
01854512 (8,5x45 mm)  
01954512 (9,5x45 mm)  
01555012 (5,5x50 mm)  
01655012 (6,5x50 mm)  
01755012 (7,5x50 mm)  
01855012 (8,5x50 mm)  
01955012 (9,5x50 mm)  
01555512 (5,5x55 mm)  
01655512 (6,5x55 mm)  
01755512 (7,5x55 mm)  
01656012 (6,5x60 mm)  
01756012 (7,5x60 mm)  
01856012 (8,5x60 mm)  
01956012 (9,5x60 mm)  
01657012 (6,5x70 mm)  
01757012 (7,5x70 mm)  
01857012 (8,5x70 mm)  
01957012 (9,5x70 mm)  
01658012 (6,5x80 mm)  
01758012 (7,5x80 mm)  
01858012 (8,5x80 mm)  
01958012 (9,5x80 mm)  
01759012 (7,5x90 mm)  
01859012 (8,5x90 mm)  
01959012 (9,5x90 mm)  
017510012 (7,5x100 mm)  
018510012 (8,5x100 mm)  
017511012 (7,5x110 mm)  
01851112 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Titanio  
23402012 (4,0x20 mm)

23452012 (4,5x20 mm)  
23402512 (4x25 mm)  
23452512 (4,5x25 mm)  
23403012 (4x30 mm)  
23453012 (4,5x30 mm)  
23503012 (5,0x30 mm)  
23553012 (5,5x30 mm)  
23603012 (6,0x30 mm)  
23653012 (6,5x30 mm)  
23703012 (7,0x30 mm)  
23753012 (7,5x30 mm)  
23403512 (4x35 mm)  
23453512 (4,5x35 mm)  
23503512 (5,0x35 mm)  
23553512 (5,5x35 mm)  
23603512 (6,0x35 mm)  
23653512 (6,5x35 mm)  
23703512 (7,0x35 mm)  
23753512 (7,5x35 mm)  
23404012 (4x40 mm)  
23454012 (4,5x40 mm)  
23504012 (5,0x40 mm)  
23554012 (5,5x40 mm)  
23604012 (6,0x40 mm)  
23654012 (6,5x40 mm)  
23704012 (7,0x40 mm)  
23754012 (7,5x40 mm)  
23404512 (4x45 mm)  
23454512 (4,5x45 mm)  
23504512 (5,0x45 mm)  
23554512 (5,5x45 mm)  
23604512 (6,0x45 mm)  
23654512 (6,5x45 mm)  
23704512 (7,0x45 mm)  
23754512 (7,5x45 mm)  
23505012 (5,0x50 mm)  
23555012 (5,5x50 mm)  
23605012 (6,0x50 mm)  
23655012 (6,5x50 mm)  
23705012 (7,0x50 mm)  
23755012 (7,5x50 mm)  
23605512 (6,0x55 mm)  
23655512 (6,5x55 mm)  
23705512 (7,0x55 mm)  
23755512 (7,5x55 mm)  
23606012 (6,0x60 mm)  
23656012 (6,5x60 mm)  
23706012 (7,0x60 mm)  
23756012 (7,5x60 mm)  
23806012 (8,0x60 mm)  
23856012 (8,5x60 mm)

23607012 (6,0x70 mm)  
23657012 (6,5x70 mm)  
23707012 (7,0x70 mm)  
23757012 (7,5x70 mm)  
23807012 (8,0x70 mm)  
23857012 (8,5x70 mm)  
23608012 (6,0x80 mm)  
23658012 (6,5x80 mm)  
23708012 (7,0x80 mm)  
23758012 (7,5x80 mm)  
23808012 (8,0x80 mm)  
23858012 (8,5x80 mm)  
23709012 (7,0x90 mm)  
23759012 (7,5x90 mm)  
23809012 (8,0x90 mm)  
23859012 (8,5x90 mm)  
237010012 (7,0x100 mm)  
237510012 (7,5x100 mm)  
238010012 (8,0x100 mm)  
238510012 (8,5x100 mm)  
237011012 (7,0x110 mm)  
237511012 (7,5x110 mm)  
238011012 (8,0x110 mm)  
238511012 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Fenestrados Titanio  
24402012 (4,0x20 mm)  
24452012 (4,5x20 mm)  
24402512 (4x25 mm)  
24452512 (4,5x25 mm)  
24403012 (4x30 mm)  
24453012 (4,5x30 mm)  
24503012 (5,0x30 mm)  
24553012 (5,5x30 mm)  
24603012 (6,0x30 mm)  
24653012 (6,5x30 mm)  
24703012 (7,0x30 mm)  
24753012 (7,5x30 mm)  
24403512 (4x35 mm)  
24453512 (4,5x35 mm)  
24503512 (5,0x35 mm)  
24553512 (5,5x35 mm)  
24603512 (6,0x35 mm)  
24653512 (6,5x35 mm)  
24703512 (7,0x35 mm)  
24753512 (7,5x35 mm)  
24404012 (4x40 mm)  
24454012 (4,5x40 mm)  
24504012 (5,0x40 mm)  
24554012 (5,5x40 mm)  
24604012 (6,0x40 mm)  
24654012 (6,5x40 mm)

24704012 (7,0x40 mm)  
24754012 (7,5x40 mm)  
24404512 (4x45 mm)  
24454512 (4,5x45 mm)  
24504512 (5,0x45 mm)  
24554512 (5,5x45 mm)  
24604512 (6,0x45 mm)  
24654512 (6,5x45 mm)  
24704512 (7,0x45 mm)  
24754512 (7,5x45 mm)  
24605012 (6,0x50 mm)  
24655012 (6,5x50 mm)  
24705012 (7,0x50 mm)  
24755012 (7,5x50 mm)  
24605512 (6,0x55 mm)  
24655512 (6,5x55 mm)  
24705512 (7,0x55 mm)  
24755512 (7,5x55 mm)  
24606012 (6,0x60 mm)  
24656012 (6,5x60 mm)  
24706012 (7,0x60 mm)  
24756012 (7,5x60 mm)  
24806012 (8,0x60 mm)  
24856012 (8,5x60 mm)  
24607012 (6,0x70 mm)  
24657012 (6,5x70 mm)  
24707012 (7,0x70 mm)  
24757012 (7,5x70 mm)  
24807012 (8,0x70 mm)  
24857012 (8,5x70 mm)  
24608012 (6,0x80 mm)  
24658012 (6,5x80 mm)  
24708012 (7,0x80 mm)  
24758012 (7,5x80 mm)  
24808012 (8,0x80 mm)  
24858012 (8,5x80 mm)  
24709012 (7,0x90 mm)  
24759012 (7,5x90 mm)  
24809012 (8,0x90 mm)  
24859012 (8,5x90 mm)  
247010012 (7,0x100 mm)  
247510012 (7,5x100 mm)  
248010012 (8,0x100 mm)  
248510012 (8,5x100 mm)  
247011012 (7,0x110 mm)  
247511012 (7,5x110 mm)  
248011012 (8,0x110 mm)  
248511012 (8,5x110 mm)  
**Tornillos Poliaxiales Cervicales Titanio**  
04351013 (3,5x10 mm)  
04351213 (3,5x12 mm)

04351413 (3,5x14 mm)  
04351613 (3,5x16 mm)  
04351813 (3,5x18 mm)  
04352013 (3,5x20 mm)  
04352213 (3,5x22 mm)  
04352413 (3,5x24 mm)  
04352613 (3,5x26 mm)  
04352813 (3,5x28 mm)  
04353013 (3,5x30 mm)  
04353213 (3,5x32 mm)  
04353413 (3,5x34 mm)  
04353613 (3,5x36 mm)  
04353813 (3,5x38 mm)  
04354013 (3,5x40 mm)  
04354213 (3,5x42 mm)  
04354413 (3,5x44 mm)  
04354613 (3,5x46 mm)  
04354813 (3,5x48 mm)  
04355013 (3,5x50 mm)  
04355213 (3,5x52 mm)  
04355413 (3,5x54 mm)  
04401013 (4x10 mm)  
04401213 (4x12 mm)  
04401413 (4x14 mm)  
04401613 (4x16 mm)  
04401813 (4x18 mm)  
04402013 (4x20 mm)  
04402213 (4x22 mm)  
04402213 (4x24 mm)  
04402613 (4x26 mm)  
04402813 (4x28 mm)  
04403013 (4x30 mm)  
04403213 (4x32 mm)  
04403413 (4x34 mm)  
04403613 (4x36 mm)  
04403813 (4x38 mm)  
04404013 (4x40 mm)  
04404213 (4x42 mm)  
04404413 (4x44 mm)  
04404613 (4x46 mm)  
04404813 (4x48 mm)  
04405013 (4x50 mm)  
04405213 (4x52 mm)  
04405413 (4x54 mm)  
Cervicales Rosca Parcial Titanio  
05352213 (3,5x22 mm)  
05352413 (3,5x24 mm)  
05352613 (3,5x26 mm)  
05352813 (3,5x28 mm)  
05353013 (3,5x30 mm)  
05353213 (3,5x32 mm)

05353413 (3,5x34 mm)  
05353613 (3,5x36 mm)  
05353813 (3,5x38 mm)  
05354013 (3,5x40 mm)  
05354213 (3,5x42 mm)  
05354413 (3,5x44 mm)  
05354613 (3,5x46 mm)  
05354813 (3,5x48 mm)  
05355013 (3,5x50 mm)  
05355213 (3,5x52 mm)  
05355413 (3,5x54 mm)  
05402613 (4x26 mm)  
05402813 (4x28 mm)  
05403013 (4x30 mm)  
05403213 (4x32 mm)  
05403413 (4x34 mm)  
05403613 (4x36 mm)  
05403813 (4x38 mm)  
05404013 (4x40 mm)  
05404213 (4x42 mm)  
05404413 (4x44 mm)  
05404613 (4x46 mm)  
05404813 (4x48 mm)  
05405013 (4x50 mm)  
05405213 (4x52 mm)  
05405413 (4x54 mm)  
Tornillo Poliaxial Titanio  
01402013 (4x20 mm)  
01452013 (4,5x20 mm)  
01402513 (4x25 mm)  
01452513 (4,5x25 mm)  
01552513 (5,5x25 mm)  
01403013 (4x30 mm)  
01453013 (4,5x30 mm)  
01553013 (5,5x30 mm)  
01653013 (6,5x30 mm)  
01753013 (7,5x30 mm)  
01403513 (4x35 mm)  
01453513 (4,5x35 mm)  
01553513 (5,5x35 mm)  
01653513 (6,5x35 mm)  
01753513 (7,5x35 mm)  
01404013 (4x40 mm)  
01454013 (4,5x40 mm)  
01554013 (5,5x40 mm)  
01654013 (6,5x40 mm)  
01754013 (7,5x40 mm)  
01854013 (8,5x40 mm)  
01954013 (9,5x40 mm)  
01404513 (4x45 mm)  
01454513 (4,5x45 mm)

01554513 (5,5x45 mm)  
01654513 (6,5x45 mm)  
01754513 (7,5x45 mm)  
01854513 (8,5x45 mm)  
01954513 (9,5x45 mm)  
01555013 (5,5x50 mm)  
01655013 (6,5x50 mm)  
01755013 (7,5x50 mm)  
01855013 (8,5x50 mm)  
01955013 (9,5x50 mm)  
01555513 (5,5x55 mm)  
01655513 (6,5x55 mm)  
01755513 (7,5x55 mm)  
01656013 (6,5x60 mm)  
01756013 (7,5x60 mm)  
01856013 (8,5x60 mm)  
01956013 (9,5x60 mm)  
01657013 (6,5x70 mm)  
01757013 (7,5x70 mm)  
01857013 (8,5x70 mm)  
01957013 (9,5x70 mm)  
01658013 (6,5x80 mm)  
01758013 (7,5x80 mm)  
01858013 (8,5x80 mm)  
01958013 (9,5x80 mm)  
01759013 (7,5x90 mm)  
01859013 (8,5x90 mm)  
01959013 (9,5x90 mm)  
017510013 (7,5x100 mm)  
018510013 (8,5x100 mm)  
017511013 (7,5x110 mm)  
01851113 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Titanio  
23402013 (4,0x20 mm)  
23452013 (4,5x20 mm)  
23402513 (4x25 mm)  
23452513 (4,5x25 mm)  
23403013 (4x30 mm)  
23453013 (4,5x30 mm)  
23503013 (5,0x30 mm)  
23553013 (5,5x30 mm)  
23603013 (6,0x30 mm)  
23653013 (6,5x30 mm)  
23703013 (7,0x30 mm)  
23753013 (7,5x30 mm)  
23403513 (4x35 mm)  
23453513 (4,5x35 mm)  
23503513 (5,0x35 mm)  
23553513 (5,5x35 mm)  
23603513 (6,0x35 mm)  
23653513 (6,5x35 mm)

23703513 (7,0x35 mm)  
23753513 (7,5x35 mm)  
23404013 (4x40 mm)  
23454013 (4,5x40 mm)  
23504013 (5,0x40 mm)  
23554013 (5,5x40 mm)  
23604013 (6,0x40 mm)  
23654013 (6,5x40 mm)  
23704013 (7,0x40 mm)  
23754013 (7,5x40 mm)  
23404513 (4x45 mm)  
23454513 (4,5x45 mm)  
23504513 (5,0x45 mm)  
23554513 (5,5x45 mm)  
23604513 (6,0x45 mm)  
23654513 (6,5x45 mm)  
23704513 (7,0x45 mm)  
23754513 (7,5x45 mm)  
23605013 (6,0x50 mm)  
23655013 (6,5x50 mm)  
23705013 (7,0x50 mm)  
23755013 (7,5x50 mm)  
23605513 (6,0x55 mm)  
23655513 (6,5x55 mm)  
23705513 (7,0x55 mm)  
23755513 (7,5x55 mm)  
23606013 (6,0x60 mm)  
23656013 (6,5x60 mm)  
23706013 (7,0x60 mm)  
23756013 (7,5x60 mm)  
23806013 (8,0x60 mm)  
23856013 (8,5x60 mm)  
23607013 (6,0x70 mm)  
23657013 (6,5x70 mm)  
23707013 (7,0x70 mm)  
23757013 (7,5x70 mm)  
23807013 (8,0x70 mm)  
23857013 (8,5x70 mm)  
23608013 (6,0x80 mm)  
23658013 (6,5x80 mm)  
23708013 (7,0x80 mm)  
23758013 (7,5x80 mm)  
23808013 (8,0x80 mm)  
23858013 (8,5x80 mm)  
23709013 (7,0x90 mm)  
23759013 (7,5x90 mm)  
23809013 (8,0x90 mm)  
23859013 (8,5x90 mm)  
237010013 (7,0x100 mm)  
237510013 (7,5x100 mm)  
238010013 (8,0x100 mm)

238510013 (8,5x100 mm)  
237011013 (7,0x110 mm)  
237511013 (7,5x110 mm)  
238011013 (8,0x110 mm)  
238511013 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Fenestrados Titanio  
24402013 (4,0x20 mm)  
24452013 (4,5x20 mm)  
24402513 (4x25 mm)  
24452513 (4,5x25 mm)  
24403013 (4x30 mm)  
24453013 (4,5x30 mm)  
24503013 (5,0x30 mm)  
24553013 (5,5x30 mm)  
24603013 (6,0x30 mm)  
24653013 (6,5x30 mm)  
24703013 (7,0x30 mm)  
24753013 (7,5x30 mm)  
24403513 (4x35 mm)  
24453513 (4,5x35 mm)  
24503513 (5,0x35 mm)  
24553513 (5,5x35 mm)  
24603513 (6,0x35 mm)  
24653513 (6,5x35 mm)  
24703513 (7,0x35 mm)  
24753513 (7,5x35 mm)  
24404013 (4x40 mm)  
24454013 (4,5x40 mm)  
24504013 (5,0x40 mm)  
24554013 (5,5x40 mm)  
24604013 (6,0x40 mm)  
24654013 (6,5x40 mm)  
24704013 (7,0x40 mm)  
24754013 (7,5x40 mm)  
24404513 (4x45 mm)  
24454513 (4,5x45 mm)  
24504513 (5,0x45 mm)  
24554513 (5,5x45 mm)  
24604513 (6,0x45 mm)  
24654513 (6,5x45 mm)  
24704513 (7,0x45 mm)  
24754513 (7,5x45 mm)  
24605013 (6,0x50 mm)  
24655013 (6,5x50 mm)  
24705013 (7,0x50 mm)  
24755013 (7,5x50 mm)  
24605513 (6,0x55 mm)  
24655513 (6,5x55 mm)  
24705513 (7,0x55 mm)  
24755513 (7,5x55 mm)  
24606013 (6,0x60 mm)

24656013 (6,5x60 mm)  
24706013 (7,0x60 mm)  
24756013 (7,5x60 mm)  
24806013 (8,0x60 mm)  
24856013 (8,5x60 mm)  
24607013 (6,0x70 mm)  
24657013 (6,5x70 mm)  
24707013 (7,0x70 mm)  
24757013 (7,5x70 mm)  
24807013 (8,0x70 mm)  
24857013 (8,5x70 mm)  
24608013 (6,0x80 mm)  
24658013 (6,5x80 mm)  
24708013 (7,0x80 mm)  
24758013 (7,5x80 mm)  
24808013 (8,0x80 mm)  
24858013 (8,5x80 mm)  
24709013 (7,0x90 mm)  
24759013 (7,5x90 mm)  
24809013 (8,0x90 mm)  
24859013 (8,5x90 mm)  
247010013 (7,0x100 mm)  
247510013 (7,5x100 mm)  
248010013 (8,0x100 mm)  
248510013 (8,5x100 mm)  
247011013 (7,0x110 mm)  
247511013 (7,5x110 mm)  
248011013 (8,0x110 mm)  
248511013 (8,5x110 mm)

Tornillo Poliaxial Cervical Titanio

04351014 (3,5x10 mm)  
04351214 (3,5x12 mm)  
04351414 (3,5x14 mm)  
04351614 (3,5x16 mm)  
04351814 (3,5x18 mm)  
04352014 (3,5x20 mm)  
04352214 (3,5x22 mm)  
04352414 (3,5x24 mm)  
04352614 (3,5x26 mm)  
04352814 (3,5x28 mm)  
04353014 (3,5x30 mm)  
04353214 (3,5x32 mm)  
04353414 (3,5x34 mm)  
04353614 (3,5x36 mm)  
04353814 (3,5x38 mm)  
04354014 (3,5x40 mm)  
04354214 (3,5x42 mm)  
04354414 (3,5x44 mm)  
04354614 (3,5x46 mm)  
04354814 (3,5x48 mm)  
04355014 (3,5x50 mm)

04355214 (3,5x52 mm)  
04355414 (3,5x54 mm)  
04401014 (4x10 mm)  
04401214 (4x12 mm)  
04401414 (4x14 mm)  
04401614 (4x16 mm)  
04401814 (4x18 mm)  
04402014 (4x20 mm)  
04402214 (4x22 mm)  
04402214 (4x24 mm)  
04402614 (4x26 mm)  
04402814 (4x28 mm)  
04403014 (4x30 mm)  
04403214 (4x32 mm)  
04403414 (4x34 mm)  
04403614 (4x36 mm)  
04403814 (4x38 mm)  
04404014 (4x40 mm)  
04404214 (4x42 mm)  
04404414 (4x44 mm)  
04404614 (4x46 mm)  
04404814 (4x48 mm)  
04405014 (4x50 mm)  
04405214 (4x52 mm)  
04405414 (4x54 mm)

Cervicales Rosca Parcial Titanio

05352214 (3,5x22 mm)  
05352414 (3,5x24 mm)  
05352614 (3,5x26 mm)  
05352814 (3,5x28 mm)  
05353014 (3,5x30 mm)  
05353214 (3,5x32 mm)  
05353414 (3,5x34 mm)  
05353614 (3,5x36 mm)  
05353814 (3,5x38 mm)  
05354014 (3,5x40 mm)  
05354214 (3,5x42 mm)  
05354414 (3,5x44 mm)  
05354614 (3,5x46 mm)  
05354814 (3,5x48 mm)  
05355014 (3,5x50 mm)  
05355214 (3,5x52 mm)  
05355414 (3,5x54 mm)  
05402614 (4x26 mm)  
05402814 (4x28 mm)  
05403014 (4x30 mm)  
05403214 (4x32 mm)  
05403414 (4x34 mm)  
05403614 (4x36 mm)  
05403814 (4x38 mm)  
05404014 (4x40 mm)

05404214 (4x42 mm)  
05404414 (4x44 mm)  
05404614 (4x46 mm)  
05404814 (4x48 mm)  
05405014 (4x50 mm)  
05405214 (4x52 mm)  
05405414 (4x54 mm)  
Tornillo Poliaxial Cervical Titanio  
01452014 (4,5x20 mm)  
01402514 (4x25 mm)  
01452514 (4,5x25 mm)  
01403014 (4x30 mm)  
01453014 (4,5x30 mm)  
01553014 (5,5x30 mm)  
01653014 (6,5x30 mm)  
01753014 (7,5x30 mm)  
01403514 (4x35 mm)  
01453514 (4,5x35 mm)  
01553514 (5,5x35 mm)  
01653514 (6,5x35 mm)  
01753514 (7,5x35 mm)  
01404014 (4x40 mm)  
01454014 (4,5x40 mm)  
01554014 (5,5x40 mm)  
01654014 (6,5x40 mm)  
01754014 (7,5x40 mm)  
01854014 (8,5x40 mm)  
01954014 (9,5x40 mm)  
01404514 (4x45 mm)  
01454514 (4,5x45 mm)  
01554514 (5,5x45 mm)  
01654514 (6,5x45 mm)  
01754514 (7,5x45 mm)  
01854514 (8,5x45 mm)  
01954514 (9,5x45 mm)  
01555014 (5,5x50 mm)  
01655014 (6,5x50 mm)  
01755014 (7,5x50 mm)  
01855014 (8,5x50 mm)  
01955014 (9,5x50 mm)  
01555514 (5,5x55 mm)  
01655514 (6,5x55 mm)  
01755514 (7,5x55 mm)  
01656014 (6,5x60 mm)  
01756014 (7,5x60 mm)  
01856014 (8,5x60 mm)  
01956014 (9,5x60 mm)  
01657014 (6,5x70 mm)  
01757014 (7,5x70 mm)  
01857014 (8,5x70 mm)  
01957014 (9,5x70 mm)

01658014 (6,5x80 mm)  
01758014 (7,5x80 mm)  
01858014 (8,5x80 mm)  
01958014 (9,5x80 mm)  
01759014 (7,5x90 mm)  
01859014 (8,5x90 mm)  
01959014 (9,5x90 mm)  
017510014 (7,5x100 mm)  
018510014 (8,5x100 mm)  
017511014 (7,5x110 mm)  
01851114 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Titanio  
23402014 (4,0x20 mm)  
23452014 (4,5x20 mm)  
23402514 (4x25 mm)  
23452514 (4,5x25 mm)  
23403014 (4x30 mm)  
23453014 (4,5x30 mm)  
23503014 (5,0x30 mm)  
23553014 (5,5x30 mm)  
23603014 (6,0x30 mm)  
23653014 (6,5x30 mm)  
23703014 (7,0x30 mm)  
23753014 (7,5x30 mm)  
23403514 (4x35 mm)  
23453514 (4,5x35 mm)  
23503514 (5,0x35 mm)  
23553514 (5,5x35 mm)  
23603514 (6,0x35 mm)  
23653514 (6,5x35 mm)  
23703514 (7,0x35 mm)  
23753514 (7,5x35 mm)  
23404014 (4x40 mm)  
23454014 (4,5x40 mm)  
23504014 (5,0x40 mm)  
23554014 (5,5x40 mm)  
23604014 (6,0x40 mm)  
23654014 (6,5x40 mm)  
23704014 (7,0x40 mm)  
23754014 (7,5x40 mm)  
23404514 (4x45 mm)  
23454514 (4,5x45 mm)  
23504514 (5,0x45 mm)  
23554514 (5,5x45 mm)  
23604514 (6,0x45 mm)  
23654514 (6,5x45 mm)  
23704514 (7,0x45 mm)  
23754514 (7,5x45 mm)  
23605014 (6,0x50 mm)  
23655014 (6,5x50 mm)  
23705014 (7,0x50 mm)

23755014 (7,5x50 mm)  
23605514 (6,0x55 mm)  
23655514 (6,5x55 mm)  
23705514 (7,0x55 mm)  
23755514 (7,5x55 mm)  
23606014 (6,0x60 mm)  
23656014 (6,5x60 mm)  
23706014 (7,0x60 mm)  
23756014 (7,5x60 mm)  
23806014 (8,0x60 mm)  
23856014 (8,5x60 mm)  
23607014 (6,0x70 mm)  
23657014 (6,5x70 mm)  
23707014 (7,0x70 mm)  
23757014 (7,5x70 mm)  
23807014 (8,0x70 mm)  
23857014 (8,5x70 mm)  
23608014 (6,0x80 mm)  
23658014 (6,5x80 mm)  
23708014 (7,0x80 mm)  
23758014 (7,5x80 mm)  
23808014 (8,0x80 mm)  
23858014 (8,5x80 mm)  
23709014 (7,0x90 mm)  
23759014 (7,5x90 mm)  
23809014 (8,0x90 mm)  
23859014 (8,5x90 mm)  
237010014 (7,0x100 mm)  
237510014 (7,5x100 mm)  
238010014 (8,0x100 mm)  
238510014 (8,5x100 mm)  
237011014 (7,0x110 mm)  
237511014 (7,5x110 mm)  
238011014 (8,0x110 mm)  
238511014 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Fenestrados Titanio  
24402014 (4,0x20 mm)  
24452014 (4,5x20 mm)  
244025124 (4x25 mm)  
24452514 (4,5x25 mm)  
24403014 (4x30 mm)  
24453014 (4,5x30 mm)  
24503014 (5,0x30 mm)  
24553014 (5,5x30 mm)  
24603014 (6,0x30 mm)  
24653014 (6,5x30 mm)  
24703014 (7,0x30 mm)  
24753014 (7,5x30 mm)  
24403514 (4x35 mm)  
24453514 (4,5x35 mm)  
24503514 (5,0x35 mm)

24553514 (5,5x35 mm)  
24603514 (6,0x35 mm)  
24653514 (6,5x35 mm)  
24703514 (7,0x35 mm)  
24753514 (7,5x35 mm)  
24404014 (4x40 mm)  
24454014 (4,5x40 mm)  
24504014 (5,0x40 mm)  
24554014 (5,5x40 mm)  
24604014 (6,0x40 mm)  
24654014 (6,5x40 mm)  
24704014 (7,0x40 mm)  
24754014 (7,5x40 mm)  
24404514 (4x45 mm)  
24454514 (4,5x45 mm)  
24504514 (5,0x45 mm)  
24554514 (5,5x45 mm)  
24604514 (6,0x45 mm)  
24654514 (6,5x45 mm)  
24704514 (7,0x45 mm)  
24754514 (7,5x45 mm)  
24605014 (6,0x50 mm)  
24655014 (6,5x50 mm)  
24705014 (7,0x50 mm)  
24755014 (7,5x50 mm)  
24605514 (6,0x55 mm)  
24655514 (6,5x55 mm)  
24705514 (7,0x55 mm)  
24755514 (7,5x55 mm)  
24606014 (6,0x60 mm)  
24656014 (6,5x60 mm)  
24706014 (7,0x60 mm)  
24756014 (7,5x60 mm)  
24806014 (8,0x60 mm)  
24856014 (8,5x60 mm)  
24607014 (6,0x70 mm)  
24657014 (6,5x70 mm)  
24707014 (7,0x70 mm)  
24757014 (7,5x70 mm)  
24807014 (8,0x70 mm)  
24857014 (8,5x70 mm)  
24608014 (6,0x80 mm)  
24658014 (6,5x80 mm)  
24708014 (7,0x80 mm)  
24758014 (7,5x80 mm)  
24808014 (8,0x80 mm)  
24858014 (8,5x80 mm)  
24709014 (7,0x90 mm)  
24759014 (7,5x90 mm)  
24809014 (8,0x90 mm)  
24859014 (8,5x90 mm)

247010014 (7,0x100 mm)  
247510014 (7,5x100 mm)  
248010014 (8,0x100 mm)  
248510014 (8,5x100 mm)  
247011014 (7,0x110 mm)  
247511014 (7,5x110 mm)  
248011014 (8,0x110 mm)  
248511014 (8,5x110 mm)  
Tornillo Poliaxial Cervical Titanio  
04351015 (3,5x10 mm)  
04351215 (3,5x12 mm)  
04351415 (3,5x14 mm)  
04351615 (3,5x16 mm)  
04351815 (3,5x18 mm)  
04352015 (3,5x20 mm)  
04352215 (3,5x22 mm)  
04352415 (3,5x24 mm)  
04352615 (3,5x26 mm)  
04352815 (3,5x28 mm)  
04353015 (3,5x30 mm)  
04353215 (3,5x32 mm)  
04353415 (3,5x34 mm)  
04353615 (3,5x36 mm)  
04353815 (3,5x38 mm)  
04354015 (3,5x40 mm)  
04354215 (3,5x42 mm)  
04354415 (3,5x44 mm)  
04354615 (3,5x46 mm)  
04354815 (3,5x48 mm)  
04355015 (3,5x50 mm)  
04355215 (3,5x52 mm)  
04355415 (3,5x54 mm)  
04401015 (4x10 mm)  
04401215 (4x12 mm)  
04401415 (4x14 mm)  
04401615 (4x16 mm)  
04401815 (4x18 mm)  
04402015 (4x20 mm)  
04402215 (4x22 mm)  
04402215 (4x24 mm)  
04402615 (4x26 mm)  
04402815 (4x28 mm)  
04403015 (4x30 mm)  
04403215 (4x32 mm)  
04403415 (4x34 mm)  
04403615 (4x36 mm)  
04403815 (4x38 mm)  
04404015 (4x40 mm)  
04404215 (4x42 mm)  
04404415 (4x44 mm)  
04404615 (4x46 mm)

04404815 (4x48 mm)  
04405015 (4x50 mm)  
04405215 (4x52 mm)  
04405415 (4x54 mm)  
Cervicales Rosca Parcial Titanio  
05352215 (3,5x22 mm)  
05352415 (3,5x24 mm)  
05352615 (3,5x26 mm)  
05352815 (3,5x28 mm)  
05353015 (3,5x30 mm)  
05353215 (3,5x32 mm)  
05353415 (3,5x34 mm)  
05353615 (3,5x36 mm)  
05353815 (3,5x38 mm)  
05354015 (3,5x40 mm)  
05354215 (3,5x42 mm)  
05354415 (3,5x44 mm)  
05354615 (3,5x46 mm)  
05354815 (3,5x48 mm)  
05355015 (3,5x50 mm)  
05355215 (3,5x52 mm)  
05355415 (3,5x54 mm)  
05402615 (4x26 mm)  
05402815 (4x28 mm)  
05403015 (4x30 mm)  
05403215 (4x32 mm)  
05403415 (4x34 mm)  
05403615 (4x36 mm)  
05403815 (4x38 mm)  
05404015 (4x40 mm)  
05404215 (4x42 mm)  
05404415 (4x44 mm)  
05404615 (4x46 mm)  
05404815 (4x48 mm)  
05405015 (4x50 mm)  
05405215 (4x52 mm)  
05405415 (4x54 mm)  
Tornillo Poliaxial Titanio  
01402015 (4,0x20 mm)  
01452015 (4,5x20 mm)  
01402515 (4x25 mm)  
01452515 (4,5x25 mm)  
01552515 (5,5x25 mm)  
01403015 (4x30 mm)  
01453015 (4,5x30 mm)  
01503015 (5,0x30 mm)  
01553015 (5,5x30 mm)  
01603015 (6,0x30 mm)  
01653015 (6,5x30 mm)  
01703015 (7,0x30 mm)  
01753015 (7,5x30 mm)

01403515 (4x35 mm)  
01453515 (4,5x35 mm)  
01503515 (5,0x35 mm)  
01553515 (5,5x35 mm)  
01603515 (6,0x35 mm)  
01653515 (6,5x35 mm)  
01703515 (7,0x35 mm)  
01753515 (7,5x35 mm)  
01404015 (4x40 mm)  
01454015 (4,5x40 mm)  
01504015 (5,0x40 mm)  
01554015 (5,5x40 mm)  
01604015 (6,0x40 mm)  
01654015 (6,5x40 mm)  
01704015 (7,0x40 mm)  
01754015 (7,5x40 mm)  
01804015 (8,0x40 mm)  
01854015 (8,5x40 mm)  
01904015 (9,0x40 mm)  
01954015 (9,5x40 mm)  
01404515 (4x45 mm)  
01454515 (4,5x45 mm)  
01504515 (5,0x45 mm)  
01554515 (5,5x45 mm)  
01604515 (6,0x45 mm)  
01654515 (6,5x45 mm)  
01704515 (7,0x45 mm)  
01754515 (7,5x45 mm)  
01804515 (8,0x45 mm)  
01854515 (8,5x45 mm)  
01904515 (9,0x45 mm)  
01954515 (9,5x45 mm)  
01505015 (5,0x50 mm)  
01555015 (5,5x50 mm)  
01605015 (6,0x50 mm)  
01655015 (6,5x50 mm)  
01705015 (7,0x50 mm)  
01755015 (7,5x50 mm)  
01805015 (8,0x50 mm)  
01855015 (8,5x50 mm)  
01905015 (9,0x50 mm)  
01955015 (9,5x50 mm)  
01505515 (5,0x55 mm)  
01555515 (5,5x55 mm)  
01605515 (6,0x55 mm)  
01655515 (6,5x55 mm)  
01705515 (7,0x55 mm)  
01755515 (7,5x55 mm)  
01606015 (6,0x60 mm)  
01656015 (6,5x60 mm)  
01706015 (7,0x60 mm)

01756015 (7,5x60 mm)  
01806015 (8,0x60 mm)  
01856015 (8,5x60 mm)  
01906015 (9,0x60 mm)  
01956015 (9,5x60 mm)  
01607015 (6,0x70 mm)  
01657015 (6,5x70 mm)  
01707015 (7,0x70 mm)  
01757015 (7,5x70 mm)  
01807015 (8,0x70 mm)  
01857015 (8,5x70 mm)  
01907015 (9,0x70 mm)  
01957015 (9,5x70 mm)  
01608015 (6,0x80 mm)  
01658015 (6,5x80 mm)  
01708015 (7,0x80 mm)  
01758015 (7,5x80 mm)  
01808015 (8,0x80 mm)  
01858015 (8,5x80 mm)  
01908015 (9,0x80 mm)  
01958015 (9,5x80 mm)  
01709015 (7,0x90 mm)  
01759015 (7,5x90 mm)  
01809015 (8,0x90 mm)  
01859015 (8,5x90 mm)  
0195901 (9,5x90 mm)  
017010015 (7,0x100 mm)  
017510015 (7,5x100 mm)  
018010015 (8,0x100 mm)  
018510015 (8,5x100 mm)  
017011015 (7,0x110 mm)  
017511015 (7,5x110 mm)  
01801115 (8,0x110 mm)  
01851115 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Titanio  
23402015 (4,0x20 mm)  
23452015 (4,5x20 mm)  
23402515 (4x25 mm)  
23452515 (4,5x25 mm)  
23403015 (4x30 mm)  
23453015 (4,5x30 mm)  
23503015 (5,0x30 mm)  
23553015 (5,5x30 mm)  
23603015 (6,0x30 mm)  
23653015 (6,5x30 mm)  
23703015 (7,0x30 mm)  
23753015 (7,5x30 mm)  
23403515 (4x35 mm)  
23453515 (4,5x35 mm)  
23503515 (5,0x35 mm)  
23553515 (5,5x35 mm)

23603515 (6,0x35 mm)  
23653515 (6,5x35 mm)  
23703515 (7,0x35 mm)  
23753515 (7,5x35 mm)  
23404015 (4x40 mm)  
23454015 (4,5x40 mm)  
23504015 (5,0x40 mm)  
23554015 (5,5x40 mm)  
23604015 (6,0x40 mm)  
23654015 (6,5x40 mm)  
23704015 (7,0x40 mm)  
23754015 (7,5x40 mm)  
23404515 (4x45 mm)  
23454515 (4,5x45 mm)  
23504515 (5,0x45 mm)  
23554515 (5,5x45 mm)  
23604515 (6,0x45 mm)  
23654515 (6,5x45 mm)  
23704515 (7,0x45 mm)  
23754515 (7,5x45 mm)  
23605015 (6,0x50 mm)  
23655015 (6,5x50 mm)  
23705015 (7,0x50 mm)  
23755015 (7,5x50 mm)  
23605515 (6,0x55 mm)  
23655515 (6,5x55 mm)  
23705515 (7,0x55 mm)  
23755515 (7,5x55 mm)  
23606015 (6,0x60 mm)  
23656015 (6,5x60 mm)  
23706015 (7,0x60 mm)  
23756015 (7,5x60 mm)  
23806015 (8,0x60 mm)  
23856015 (8,5x60 mm)  
23607015 (6,0x70 mm)  
23657015 (6,5x70 mm)  
23707015 (7,0x70 mm)  
23757015 (7,5x70 mm)  
23807015 (8,0x70 mm)  
23857015 (8,5x70 mm)  
23608015 (6,0x80 mm)  
23658015 (6,5x80 mm)  
23708015 (7,0x80 mm)  
23758015 (7,5x80 mm)  
23808015 (8,0x80 mm)  
23858015 (8,5x80 mm)  
23709015 (7,0x90 mm)  
23759015 (7,5x90 mm)  
23809015 (8,0x90 mm)  
23859015 (8,5x90 mm)  
237010015 (7,0x100 mm)

237510015 (7,5x100 mm)  
238010015 (8,0x100 mm)  
238510015 (8,5x100 mm)  
237011015 (7,0x110 mm)  
237511015 (7,5x110 mm)  
238011015 (8,0x110 mm)  
238511015 (8,5x110 mm)  
Tornillos MIS Fenestrados Titanio  
24402015 (4,0x20 mm)  
24452015 (4,5x20 mm)  
24402515 (4x25 mm)  
24452515 (4,5x25 mm)  
24403015 (4x30 mm)  
24453015 (4,5x30 mm)  
24503015 (5,0x30 mm)  
24553015 (5,5x30 mm)  
24603015 (6,0x30 mm)  
24653015 (6,5x30 mm)  
24703015 (7,0x30 mm)  
24753015 (7,5x30 mm)  
24403515 (4x35 mm)  
24453515 (4,5x35 mm)  
24503515 (5,0x35 mm)  
24553515 (5,5x35 mm)  
24603515 (6,0x35 mm)  
24653515 (6,5x35 mm)  
24703515 (7,0x35 mm)  
24753515 (7,5x35 mm)  
24404015 (4x40 mm)  
24454015 (4,5x40 mm)  
24504015 (5,0x40 mm)  
24554015 (5,5x40 mm)  
24604015 (6,0x40 mm)  
24654015 (6,5x40 mm)  
24704015 (7,0x40 mm)  
24754015 (7,5x40 mm)  
24404515 (4x45 mm)  
24454515 (4,5x45 mm)  
24504515 (5,0x45 mm)  
24554515 (5,5x45 mm)  
24604515 (6,0x45 mm)  
24654515 (6,5x45 mm)  
24704515 (7,0x45 mm)  
24754515 (7,5x45 mm)  
24605015 (6,0x50 mm)  
24655015 (6,5x50 mm)  
24705015 (7,0x50 mm)  
24755015 (7,5x50 mm)  
24605515 (6,0x55 mm)  
24655515 (6,5x55 mm)  
24705515 (7,0x55 mm)

24755515 (7,5x55 mm)  
24606015 (6,0x60 mm)  
24656015 (6,5x60 mm)  
24706015 (7,0x60 mm)  
24756015 (7,5x60 mm)  
24806015 (8,0x60 mm)  
24856015 (8,5x60 mm)  
24607015 (6,0x70 mm)  
24657015 (6,5x70 mm)  
24707015 (7,0x70 mm)  
24757015 (7,5x70 mm)  
24807015 (8,0x70 mm)  
24857015 (8,5x70 mm)  
24608015 (6,0x80 mm)  
24658015 (6,5x80 mm)  
24708015 (7,0x80 mm)  
24758015 (7,5x80 mm)  
24808015 (8,0x80 mm)  
24858015 (8,5x80 mm)  
24709015 (7,0x90 mm)  
24759015 (7,5x90 mm)  
24809015 (8,0x90 mm)  
24859015 (8,5x90 mm)  
247010015 (7,0x100 mm)  
247510015 (7,5x100 mm)  
248010015 (8,0x100 mm)  
248510015 (8,5x100 mm)  
247011015 (7,0x110 mm)  
247511015 (7,5x110 mm)  
248011015 (8,0x110 mm)  
248511015 (8,5x110 mm)  
Tornillos Monoaxiales Titanio  
0245253 (4,5x25 mm)  
0240303 (4x30 mm)  
0245303 (4,5x30 mm)  
0255303 (5,5x30 mm)  
0265303 (6,5x30 mm)  
0275303 (7,5x30 mm)  
0240353 (4x35 mm)  
0245353 (4,5x35 mm)  
0255353 (5,5x35 mm)  
0265353 (6,5x35 mm)  
0275353 (7,5x35 mm)  
0240403 (4x40 mm)  
0245403 (4,5x40 mm)  
0255403 (5,5x40 mm)  
0265403 (6,5x40 mm)  
0275403 (7,5x40 mm)  
0240453 (4x45 mm)  
0245453 (4,5x45 mm)  
0255453 (5,5x45 mm)

0265453 (6,5x45 mm)  
0275453 (7,5x45 mm)  
0265503 (6,5x50 mm)  
0275503 (7,5x50 mm)  
0265553 (6,5x55 mm)  
0275553 (7,5x55 mm)  
2740203 (4x20 mm)  
2740253 (4x25 mm)  
2740303 (4x30 mm)  
2740353 (4x35 mm)  
2745253 (4,5x25 mm)  
2745303 (4,5x30 mm)  
2745353 (4,5x35 mm)  
2745403 (4,5x40 mm)  
2745453 (4,5x45 mm)  
2750253 (5x25 mm)  
2750303 (5x30 mm)  
2750353 (5x35 mm)  
2750403 (5x40 mm)  
2750453 (5x45 mm)  
2755253 (5,5x25 mm)  
2755303 (5,5x30 mm)  
2755353 (5,5x35 mm)  
2755403 (5,5x40 mm)  
2755453 (5,5x45 mm)  
0245255 (4,5x25 mm)  
0240305 (4x30 mm)  
0245305 (4,5x30 mm)  
0255305 (5,5x30 mm)  
0265305 (6,5x30 mm)  
0275305 (7,5x30 mm)  
0240355 (4x35 mm)  
0245355 (4,5x35 mm)  
0255355 (5,5x35 mm)  
0265355 (6,5x35 mm)  
0275355 (7,5x35 mm)  
0240405 (4x40 mm)  
0245405 (4,5x40 mm)  
0255405 (5,5x40 mm)  
0265405 (6,5x40 mm)  
0275405 (7,5x40 mm)  
0240455 (4x45 mm)  
0245455 (4,5x45 mm)  
0255455 (5,5x45 mm)  
0265455 (6,5x45 mm)  
0275455 (7,5x45 mm)  
0265505 (6,5x50 mm)  
0275505 (7,5x50 mm)  
0265555 (6,5x55 mm)  
0275555 (7,5x55 mm)  
0245256 (4,5x25 mm)

0240306 (4x30 mm)  
0245306 (4,5x30 mm)  
0255306 (5,5x30 mm)  
0265306 (6,5x30 mm)  
0275306 (7,5x30 mm)  
0240356 (4x35 mm)  
0245356 (4,5x35 mm)  
0255356 (5,5x35 mm)  
0265356 (6,5x35 mm)  
0275356 (7,5x35 mm)  
0240406 (4x40 mm)  
0245406 (4,5x40 mm)  
0255406 (5,5x40 mm)  
0265406 (6,5x40 mm)  
0275406 (7,5x40 mm)  
0240456 (4x45 mm)  
0245456 (4,5x45 mm)  
0255456 (5,5x45 mm)  
0265456 (6,5x45 mm)  
0275456 (7,5x45 mm)  
0265506 (6,5x50 mm)  
0275506 (7,5x50 mm)  
0265556 (6,5x55 mm)  
0275556 (7,5x55 mm)  
0245257 (4,5x25 mm)  
0240307 (4x30 mm)  
0245307 (4,5x30 mm)  
0255307 (5,5x30 mm)  
0265307 (6,5x30 mm)  
0275307 (7,5x30 mm)  
0240357 (4x35 mm)  
0245357 (4,5x35 mm)  
0255357 (5,5x35 mm)  
0265357 (6,5x35 mm)  
0275357 (7,5x35 mm)  
0240407 (4x40 mm)  
0245407 (4,5x40 mm)  
0255407 (5,5x40 mm)  
0265407 (6,5x40 mm)  
0275407 (7,5x40 mm)  
0240457 (4x45 mm)  
0245457 (4,5x45 mm)  
0255457 (5,5x45 mm)  
0265457 (6,5x45 mm)  
0275457 (7,5x45 mm)  
0265507 (6,5x50 mm)  
0275507 (7,5x50 mm)  
0265557 (6,5x55 mm)  
0275557 (7,5x55 mm)  
2740207 (4x20 mm)  
2740257 (4x25 mm)

2740307 (4x30 mm)  
2740357 (4x35 mm)  
2745257 (4,5x25 mm)  
2745307 (4,5x30 mm)  
2745357 (4,5x35 mm)  
2745407 (4,5x40 mm)  
2745457 (4,5x45 mm)  
2750257 (5x25 mm)  
2750307 (5x30 mm)  
2750357 (5x35 mm)  
2750407 (5x40 mm)  
2750457 (5x45 mm)  
2755257 (5,5x25 mm)  
2755307 (5,5x30 mm)  
2755357 (5,5x35 mm)  
2755407 (5,5x40 mm)  
2755457 (5,5x45 mm)  
0245258 (4,5x25 mm)  
0240308 (4x30 mm)  
0245308 (4,5x30 mm)  
0255308 (5,5x30 mm)  
0265308 (6,5x30 mm)  
0275308 (7,5x30 mm)  
0240358 (4x35 mm)  
0245358 (4,5x35 mm)  
0255358 (5,5x35 mm)  
0265358 (6,5x35 mm)  
0275358 (7,5x35 mm)  
0240408 (4x40 mm)  
0245408 (4,5x40 mm)  
0255408 (5,5x40 mm)  
0265408 (6,5x40 mm)  
0275408 (7,5x40 mm)  
0240458 (4x45 mm)  
0245458 (4,5x45 mm)  
0255458 (5,5x45 mm)  
0265458 (6,5x45 mm)  
0275458 (7,5x45 mm)  
0265508 (6,5x50 mm)  
0275508 (7,5x50 mm)  
0265558 (6,5x55 mm)  
0275558 (7,5x55 mm)  
0245259 (4,5x25 mm)  
0240309 (4x30 mm)  
0245309 (4,5x30 mm)  
0255309 (5,5x30 mm)  
0265309 (6,5x30 mm)  
0275309 (7,5x30 mm)  
0240359 (4x35 mm)  
0245359 (4,5x35 mm)  
0255359 (5,5x35 mm)

0265359 (6,5x35 mm)  
0275359 (7,5x35 mm)  
0240409 (4x40 mm)  
0245409 (4,5x40 mm)  
0255409 (5,5x40 mm)  
0265409 (6,5x40 mm)  
0275409 (7,5x40 mm)  
0240459 (4x45 mm)  
0245459 (4,5x45 mm)  
0255459 (5,5x45 mm)  
0265459 (6,5x45 mm)  
0275459 (7,5x45 mm)  
0265509 (6,5x50 mm)  
0275509 (7,5x50 mm)  
0265559 (6,5x55 mm)  
0275559 (7,5x55 mm)  
02452513 (4,5x25 mm)  
02403013 (4x30 mm)  
02453013 (4,5x30 mm)  
02553013 (5,5x30 mm)  
02653013 (6,5x30 mm)  
02753013 (7,5x30 mm)  
02403513 (4x35 mm)  
02453513 (4,5x35 mm)  
02553513 (5,5x35 mm)  
02653513 (6,5x35 mm)  
02753513 (7,5x35 mm)  
02404013 (4x40 mm)  
02454013 (4,5x40 mm)  
02554013 (5,5x40 mm)  
02654013 (6,5x40 mm)  
02754013 (7,5x40 mm)  
02404513 (4x45 mm)  
02454513 (4,5x45 mm)  
02554513 (5,5x45 mm)  
02654513 (6,5x45 mm)  
02754513 (7,5x45 mm)  
02655013 (6,5x50 mm)  
02755013 (7,5x50 mm)  
02655513 (6,5x55 mm)  
02755513 (7,5x55 mm)

#### Tornillos Poliaxiales de Reducción Titanio

0345253 (4,5x25 mm)  
0345303 (4,5x30 mm)  
0345353 (4,5x35 mm)  
0345403 (4,5x40 mm)  
0345453 (4,5x45 mm)  
0355303 (5,5x30 mm)  
0355353 (5,5x35 mm)  
0365303 (6,5x30 mm)  
0365353 (6,5x35 mm)

0355403 (5,5x40 mm)  
0365403 (6,5x40 mm)  
0355453 (5,5x45 mm)  
0365453 (6,5x45 mm)  
0355503 (5,5x50 mm)  
0365503 (6,5x50 mm)  
0355603 (5,5x60 mm)  
0365603 (6,5x60 mm)  
0375603 (7,5x60 mm)  
0365703 (6,5x70 mm)  
0375703 (7,5x70 mm)  
0365803 (6,5x80 mm)  
0375803 (7,5x80 mm)  
0355305 (5,5x30 mm)  
0355355 (5,5x35 mm)  
0365305 (6,5x30 mm)  
0365355 (6,5x35 mm)  
0355405 (5,5x40 mm)  
0365405 (6,5x40 mm)  
0355455 (5,5x45 mm)  
0365455 (6,5x45 mm)  
0355505 (5,5x50 mm)  
0365505 (6,5x50 mm)  
0355605 (5,5x60 mm)  
0365605 (6,5x60 mm)  
0375605 (7,5x60 mm)  
0365705 (6,5x70 mm)  
0375705 (7,5x70 mm)  
0365805 (6,5x80 mm)  
0375805 (7,5x80 mm)  
0355306 (5,5x30 mm)  
0355356 (5,5x35 mm)  
0365306 (6,5x30 mm)  
0365356 (6,5x35 mm)  
0355406 (5,5x40 mm)  
0365406 (6,5x40 mm)  
0355456 (5,5x45 mm)  
0365456 (6,5x45 mm)  
0355506 (5,5x50 mm)  
0365506 (6,5x50 mm)  
0355606 (5,5x60 mm)  
0365606 (6,5x60 mm)  
0375606 (7,5x60 mm)  
0365706 (6,5x70 mm)  
0375706 (7,5x70 mm)  
0365806 (6,5x80 mm)  
0375806 (7,5x80 mm)  
0345257 (4,5x25 mm)  
0345307 (4,5x30 mm)  
0345357 (4,5x35 mm)  
0345407 (4,5x40 mm)

0345457 (4,5x45 mm)  
0355307 (5,5x30 mm)  
0355357 (5,5x35 mm)  
0365307 (6,5x30 mm)  
0365357 (6,5x35 mm)  
0355407 (5,5x40 mm)  
0365407 (6,5x40 mm)  
0355457 (5,5x45 mm)  
0365457 (6,5x45 mm)  
0355507 (5,5x50 mm)  
0365507 (6,5x50 mm)  
0355607 (5,5x60 mm)  
0365607 (6,5x60 mm)  
0375607 (7,5x60 mm)  
0365707 (6,5x70 mm)  
0375707 (7,5x70 mm)  
0365807 (6,5x80 mm)  
0375807 (7,5x80 mm)  
0350308 (5,0x30 mm)  
0350358 (5,0x35 mm)  
0355308 (5,5x30 mm)  
0355358 (5,5x35 mm)  
0360308 (6,0x30 mm)  
0360358 (6,0x35 mm)  
0365308 (6,5x30 mm)  
0365358 (6,5x35 mm)  
0350408 (5,0x40 mm)  
0355408 (5,5x40 mm)  
0360408 (6,0x40 mm)  
0365408 (6,5x40 mm)  
0350458 (5,0x45 mm)  
0355458 (5,5x45 mm)  
0360458 (6,0x45 mm)  
0365458 (6,5x45 mm)  
0350508 (5,0x50 mm)  
0355508 (5,5x50 mm)  
0360508 (6,0x50 mm)  
0365508 (6,5x50 mm)  
0350608 (5,0x60 mm)  
0355608 (5,5x60 mm)  
0360608 (6,0x60 mm)  
0365608 (6,5x60 mm)  
0370608 (7,0x60 mm)  
0375608 (7,5x60 mm)  
0360708 (6,0x70 mm)  
0365708 (6,5x70 mm)  
0370708 (7,0x70 mm)  
0375708 (7,5x70 mm)  
0360808 (6,0x80 mm)  
0365808 (6,5x80 mm)  
0370808 (7,0x80 mm)

0375808 (7,5x80 mm)  
0355309 (5,5x30 mm)  
0355359 (5,5x35 mm)  
0365309 (6,5x30 mm)  
0365359 (6,5x35 mm)  
0355409 (5,5x40 mm)  
0365409 (6,5x40 mm)  
0355459 (5,5x45 mm)  
0365459 (6,5x45 mm)  
0355509 (5,5x50 mm)  
0365509 (6,5x50 mm)  
0355609 (5,5x60 mm)  
0365609 (6,5x60 mm)  
0375609 (7,5x60 mm)  
0365709 (6,5x70 mm)  
0375709 (7,5x70 mm)  
0365809 (6,5x80 mm)  
0375809 (7,5x80 mm)  
03553010 (5,5x30 mm)  
03553510 (5,5x35 mm)  
03653010 (6,5x30 mm)  
03653510 (6,5x35 mm)  
03554010 (5,5x40 mm)  
03654010 (6,5x40 mm)  
03554510 (5,5x45 mm)  
03654510 (6,5x45 mm)  
03555010 (5,5x50 mm)  
03655010 (6,5x50 mm)  
03556010 (5,5x60 mm)  
03656010 (6,5x60 mm)  
03756010 (7,5x60 mm)  
03657010 (6,5x70 mm)  
03757010 (7,5x70 mm)  
03658010 (6,5x80 mm)  
03758010 (7,5x80 mm)  
03553011 (5,5x30 mm)  
03553511 (5,5x35 mm)  
03653011 (6,5x30 mm)  
03653511 (6,5x35 mm)  
03554011 (5,5x40 mm)  
03654011 (6,5x40 mm)  
03554511 (5,5x45 mm)  
03654511 (6,5x45 mm)  
03555011 (5,5x50 mm)  
03655011 (6,5x50 mm)  
03556011 (5,5x60 mm)  
03656011 (6,5x60 mm)  
03756011 (7,5x60 mm)  
03657011 (6,5x70 mm)  
03757011 (7,5x70 mm)  
03658011 (6,5x80 mm)

03758011 (7,5x80 mm)  
03553012 (5,5x30 mm)  
03553512 (5,5x35 mm)  
03653012 (6,5x30 mm)  
03653512 (6,5x35 mm)  
03554012 (5,5x40 mm)  
03654012 (6,5x40 mm)  
03554512 (5,5x45 mm)  
03654512 (6,5x45 mm)  
03555012 (5,5x50 mm)  
03655012 (6,5x50 mm)  
03556012 (5,5x60 mm)  
03656012 (6,5x60 mm)  
03756012 (7,5x60 mm)  
03657012 (6,5x70 mm)  
03757012 (7,5x70 mm)  
03658012 (6,5x80 mm)  
03758012 (7,5x80 mm)  
03452513 (4,5x25 mm)  
03453013 (4,5x30 mm)  
03453513 (4,5x35 mm)  
03454013 (4,5x40 mm)  
03454513 (4,5x45 mm)  
03553013 (5,5x30 mm)  
03553513 (5,5x35 mm)  
03653013 (6,5x30 mm)  
03653513 (6,5x35 mm)  
03554013 (5,5x40 mm)  
03654013 (6,5x40 mm)  
03554513 (5,5x45 mm)  
03654513 (6,5x45 mm)  
03555013 (5,5x50 mm)  
03655013 (6,5x50 mm)  
03556013 (5,5x60 mm)  
03656013 (6,5x60 mm)  
03756013 (7,5x60 mm)  
03657013 (6,5x70 mm)  
03757013 (7,5x70 mm)  
03658013 (6,5x80 mm)  
03758013 (7,5x80 mm)  
03553014 (5,5x30 mm)  
03553514 (5,5x35 mm)  
03653014 (6,5x30 mm)  
03653514 (6,5x35 mm)  
03554014 (5,5x40 mm)  
03654014 (6,5x40 mm)  
03554514 (5,5x45 mm)  
03654514 (6,5x45 mm)  
03555014 (5,5x50 mm)  
03655014 (6,5x50 mm)  
03556014 (5,5x60 mm)

03656014 (6,5x60 mm)  
03756014 (7,5x60 mm)  
03657014 (6,5x70 mm)  
03757014 (7,5x70 mm)  
03658014 (6,5x80 mm)  
03758014 (7,5x80 mm)  
03503015 (5,0x30 mm)  
03553015 (5,5x30 mm)  
03603015 (6,0x30 mm)  
03653015 (6,5x30 mm)  
03503515 (5,0x35 mm)  
03553515 (5,5x35 mm)  
03603515 (6,0x35 mm)  
03653515 (6,5x35 mm)  
03504015 (5,0x40 mm)  
03554015 (5,5x40 mm)  
03604015 (6,0x40 mm)  
03654015 (6,5x40 mm)  
03504515 (5,0x45 mm)  
03554515 (5,5x45 mm)  
03604515 (6,0x45 mm)  
03654515 (6,5x45 mm)  
03550015 (5,0x50 mm)  
03555015 (5,5x50 mm)  
03605015 (6,0x50 mm)  
03655015 (6,5x50 mm)  
03506015 (5,0x60 mm)  
03556015 (5,5x60 mm)  
03606015 (6,0x60 mm)  
03656015 (6,5x60 mm)  
03706015 (7,0x60 mm)  
03756015 (7,5x60 mm)  
03607015 (6,0x70 mm)  
03657015 (6,5x70 mm)  
03707015 (7,0x70 mm)  
03757015 (7,5x70 mm)  
03608015 (6,0x80 mm)  
03658015 (6,5x80 mm)  
03708015 (7,0x80 mm)  
03758015 (7,5x80 mm)

#### Tornillos Uniplanares Craneocaudales Titanio

2240255 (4x25 mm)  
2245255 (4,5x25 mm)  
2240305 (4x30 mm)  
2245305 (4,5x30 mm)  
2255305 (5,5x30 mm)  
2265305 (6,5x30 mm)  
2275305 (7,5x30 mm)  
2240355 (4x35 mm)  
2245355 (4,5x35 mm)  
2255355 (5,5x35 mm)

2265355 (6,5x35 mm)  
2275355 (7,5x35 mm)  
2240405 (4x40 mm)  
2245405 (4,5x40 mm)  
2255405(5,5x40 mm)  
2265405 (6,5x40 mm)  
2275405 (7,5x40 mm)  
2245455 (4,5x45 mm)  
2255455 (5,5x45 mm)  
2265455 (6,5x45 mm)  
2275455 (7,5x45 mm)  
2245505 (4,5x50 mm)  
2255505 (5,5x50 mm)  
2265505 (6,5x50 mm)  
2275505 (7,5x50 mm)  
2255555 (5,5x55 mm)  
2265555 (6,5x55 mm)  
2275555 (7,5x55 mm)  
2240257 (4x25 mm)  
2245257 (4,5x25 mm)  
2240307 (4x30 mm)  
2245307 (4,5x30 mm)  
2255307 (5,5x30 mm)  
2265307 (6,5x30 mm)  
2275307 (7,5x30 mm)  
2240357 (4x35 mm)  
2245357 (4,5x35 mm)  
2255357 (5,5x35 mm)  
2265357 (6,5x35 mm)  
2275357 (7,5x35 mm)  
2240407 (4x40 mm)  
2245407 (4,5x40 mm)  
2255407 (5,5x40 mm)  
2265407 (6,5x40 mm)  
2275407 (7,5x40 mm)  
2245457 (4,5x45 mm)  
2255457 (5,5x45 mm)  
2265457 (6,5x45 mm)  
2275457 (7,5x45 mm)  
2245507 (4,5x50 mm)  
2255507 (5,5x50 mm)  
2265507 (6,5x50 mm)  
2275507 (7,5x50 mm)  
2255557 (5,5x55 mm)  
2265557 (6,5x55 mm)  
2275557 (7,5x55 mm)  
22402513 (4x25 mm)  
22452513 (4,5x25 mm)  
22403013 (4x30 mm)  
22453013 (4,5x30 mm)  
22553013 (5,5x30 mm)

22653013 (6,5x30 mm)  
22753013 (7,5x30 mm)  
22403513 (4x35 mm)  
22453513 (4,5x35 mm)  
22553513 (5,5x35 mm)  
22653513 (6,5x35 mm)  
22753513 (7,5x35 mm)  
22404013 (4x40 mm)  
22454013 (4,5x40 mm)  
22554013 (5,5x40 mm)  
22654013 (6,5x40 mm)  
22754013 (7,5x40 mm)  
22454513 (4,5x45 mm)  
22554513 (5,5x45 mm)  
22654513 (6,5x45 mm)  
22754513 (7,5x45 mm)  
22455013 (4,5x50 mm)  
22555013 (5,5x50 mm)  
22655013 (6,5x50 mm)  
22755013 (7,5x50 mm)  
22555513 (5,5x55 mm)  
22655513 (6,5x55 mm)  
22755513 (7,5x55 mm)

#### Tornillos Uniplanares Mediales Laterales Titanio

2140255 (4x25 mm)  
2145255 (4,5x25 mm)  
2140305 (4x30 mm)  
2145305 (4,5x30 mm)  
2155305 (5,5x30 mm)  
2165305 (6,5x30 mm)  
2175305 (7,5x30 mm)  
2140355 (4x35 mm)  
2145355 (4,5x35 mm)  
2155355 (5,5x35 mm)  
2165355 (6,5x35 mm)  
2175355 (7,5x35 mm)  
2140405 (4x40 mm)  
2145405 (4,5x40 mm)  
2155405 (5,5x40 mm)  
2165405 (6,5x40 mm)  
2175405 (7,5x40 mm)  
2145455 (4,5x45 mm)  
2155455 (5,5x45 mm)  
2165455 (6,5x45 mm)  
2175455 (7,5x45 mm)  
2145505 (4,5x50 mm)  
2155505 (5,5x50 mm)  
2165505 (6,5x50 mm)  
2175505 (7,5x50 mm)  
2155555 (5,5x55 mm)  
2165555 (6,5x55 mm)

2175555 (7,5x55 mm)  
2140257 (4x25 mm)  
2145257 (4,5x25 mm)  
2140307 (4x30 mm)  
2145307 (4,5x30 mm)  
2155307 (5,5x30 mm)  
2165307 (6,5x30 mm)  
2175307 (7,5x30 mm)  
2140357 (4x35 mm)  
2145357 (4,5x35 mm)  
2155357 (5,5x35 mm)  
2165357 (6,5x35 mm)  
2175357 (7,5x35 mm)  
2140407 (4x40 mm)  
2145407 (4,5x40 mm)  
2155407 (5,5x40 mm)  
2165407 (6,5x40 mm)  
2175407 (7,5x40 mm)  
2145457 (4,5x45 mm)  
2155457 (5,5x45 mm)  
2165457 (6,5x45 mm)  
2175457 (7,5x45 mm)  
2145507 (4,5x50 mm)  
2155507 (5,5x50 mm)  
2165507 (6,5x50 mm)  
2175507 (7,5x50 mm)  
2155557 (5,5x55 mm)  
2165557 (6,5x55 mm)  
2175557 (7,5x55 mm)  
21402513 (4x25 mm)  
21452513 (4,5x25 mm)  
21403013 (4x30 mm)  
21453013 (4,5x30 mm)  
21553013 (5,5x30 mm)  
21653013 (6,5x30 mm)  
21753013 (7,5x30 mm)  
21403513 (4x35 mm)  
21453513 (4,5x35 mm)  
21553513 (5,5x35 mm)  
21653513 (6,5x35 mm)  
21753513 (7,5x35 mm)  
21404013 (4x40 mm)  
21454013 (4,5x40 mm)  
21554013 (5,5x40 mm)  
21654013 (6,5x40 mm)  
21754013 (7,5x40 mm)  
21454513 (4,5x45 mm)  
21554513 (5,5x45 mm)  
21654513 (6,5x45 mm)  
21754513 (7,5x45 mm)  
21455013 (4,5x50 mm)

21555013 (5,5x50 mm)  
21655013 (6,5x50 mm)  
21755013 (7,5x50 mm)  
21555513 (5,5x55 mm)  
21655513 (6,5x55 mm)  
21755513 (7,5x55 mm)

Tornillos Monoplanares Titanio

1940255 (4x25 mm)  
1945255 (4,5x25 mm)  
1940305 (4x30 mm)  
1945305 (4,5x30 mm)  
1955305 (5,5x30 mm)  
1965305 (6,5x30 mm)  
1975305 (7,5x30 mm)  
1940355 (4x35 mm)  
1945355 (4,5x35 mm)  
1955355 (5,5x35 mm)  
1965355 (6,5x35 mm)  
1975355 (7,5x35 mm)  
1940405 (4x40 mm)  
1945405 (4,5x40 mm)  
1955405 (5,5x40 mm)  
1965405 (6,5x40 mm)  
1975405 (7,5x40 mm)  
1945455 (4,5x45 mm)  
1955455 (5,5x45 mm)  
1965455 (6,5x45 mm)  
1975455 (7,5x45 mm)  
1945505 (4,5x50 mm)  
1955505 (5,5x50 mm)  
1965505 (6,5x50 mm)  
1975505 (7,5x50 mm)  
1955555 (5,5x55 mm)  
1965555 (6,5x55 mm)  
1975555 (7,5x55 mm)  
1940257 (4x25 mm)  
1945257 (4,5x25 mm)  
1940307 (4x30 mm)  
1945307 (4,5x30 mm)  
1955307 (5,5x30 mm)  
1965307 (6,5x30 mm)  
1975307 (7,5x30 mm)  
1940357 (4x35 mm)  
1945357 (4,5x35 mm)  
1955357 (5,5x35 mm)  
1965357 (6,5x35 mm)  
1975357 (7,5x35 mm)  
1940407 (4x40 mm)  
1945407 (4,5x40 mm)  
1955407 (5,5x40 mm)  
1965407 (6,5x40 mm)

1975407 (7,5x40 mm)  
1945457 (4,5x45 mm)  
1955457 (5,5x45 mm)  
1965457 (6,5x45 mm)  
1975457 (7,5x45 mm)  
1945507 (4,5x50 mm)  
1955507 (5,5x50 mm)  
1965507 (6,5x50 mm)  
1975507 (7,5x50 mm)  
1955557 (5,5x55 mm)  
1965557 (6,5x55 mm)  
1975557 (7,5x55 mm)  
19402513 (4x25 mm)  
19452513 (4,5x25 mm)  
19403013 (4x30 mm)  
19453013 (4,5x30 mm)  
19553013 (5,5x30 mm)  
19653013 (6,5x30 mm)  
19753013 (7,5x30 mm)  
19403513 (4x35 mm)  
19453513 (4,5x35 mm)  
19553513 (5,5x35 mm)  
19653513 (6,5x35 mm)  
19753513 (7,5x35 mm)  
19404013 (4x40 mm)  
19454013 (4,5x40 mm)  
19554013 (5,5x40 mm)  
19654013 (6,5x40 mm)  
19754013 (7,5x40 mm)  
19454513 (4,5x45 mm)  
19554513 (5,5x45 mm)  
19654513 (6,5x45 mm)  
19754513 (7,5x45 mm)  
19455013 (4,5x50 mm)  
19555013 (5,5x50 mm)  
19655013 (6,5x50 mm)  
19755013 (7,5x50 mm)  
19555513 (5,5x55 mm)  
19655513 (6,5x55 mm)  
19755513 (7,5x55 mm)  
Tornillos Fijacion Titanio  
200135067 (3,5x6 mm)  
200135087 (3,5x8 mm)  
200135107 (3,5x10 mm)  
200135127 (3,5x12 mm)  
200135147 (3,5x14 mm)  
200135167 (3,5x16 mm)  
200140067 (4x6 mm)  
200140087 (4x8 mm)  
200140107 (4x10 mm)  
200140127 (4x12 mm)

200140147 (4x14 mm)  
200140167 (4x16 mm)  
200145067 (4,5x6 mm)  
200145087 (4,5x8 mm)  
200145107 (4,5x10 mm)  
200145127 (4,5x12 mm)  
200145147 (4,5x14 mm)  
200145167 (4,5x16 mm)  
200265207 (6,5x20 mm)  
200265257 (6,5x25 mm)  
200265307 (6,5x30 mm)  
200265357 (6,5x35 mm)  
200265407 (6,5x40 mm)  
200265457 (6,5x45 mm)  
200265507 (6,5x50 mm)  
200265557 (6,5x55 mm)  
200265607 (6,5x60 mm)  
200265657 (6,5x65 mm)  
200265707 (6,5x70 mm)  
200340157 (4x15 mm)  
200340207 (4x20 mm)  
200340257 (4x25 mm)  
200340307 (4x30 mm)  
200340357 (4x35 mm)  
200340407 (4x40 mm)  
200340457 (4x45 mm)  
200345157 (4,5x15 mm)  
200345207 (4,5x20 mm)  
200345257 (4,5x25 mm)  
200345307 (4,5x30 mm)  
200345357 (4,5x35 mm)  
200345407 (4,5x40 mm)  
200345457 (4,5x45 mm)  
200355207 (5,5x20 mm)  
200355257 (5,5x25 mm)  
200355307 (5,5x30 mm)  
200355357 (5,5x35 mm)  
200355407 (5,5x40 mm)  
200355457 (5,5x45 mm)  
200355507 (5,5x50 mm)  
200355557 (5,5x55 mm)  
**Barras punta Hexagonal Titanio**  
0630030T5H3 (Ø3,0x30 mm)  
0630040T5H3 (Ø3,0x40 mm)  
0630050T5H3 (Ø3,0x50 mm)  
0630060T5H3 (Ø3,0x60 mm)  
0630070T5H3 (Ø3,0x70 mm)  
0630080T5H3 (Ø3,0x80 mm)  
0630090T5H3 (Ø3,0x90 mm)  
0630100T5H3 (Ø3,0x100 mm)  
0630110T5H3 (Ø3,0x110 mm)

0630120T5H3 (Ø3,0x120 mm)  
0630150T5H3 (Ø3,0x150 mm)  
0635030T5H3 (Ø3,5x30 mm)  
0635040T5H3 (Ø3,5x40 mm)  
0635050T5H3 (Ø3,5x50 mm)  
0635060T5H3 (Ø3,5x60 mm)  
0635070T5H3 (Ø3,5x70 mm)  
0635080T5H3 (Ø3,5x80 mm)  
0635090T5H3 (Ø3,5x90 mm)  
0635100T5H3 (Ø3,5x100 mm)  
0635110T5H3 (Ø3,5x110 mm)  
0635120T5H3 (Ø3,5x120 mm)  
0635150T5H3 (Ø3,5x150 mm)  
0655040T5H3 (Ø5,5x40 mm)  
0655050T5H3 (Ø5,5x50 mm)  
0655060T5H3 (Ø5,5x60 mm)  
0655070T5H3 (Ø5,5x70 mm)  
0655080T5H3 (Ø5,5x80 mm)  
0655090T5H3 (Ø5,5x90 mm)  
0655100T5H3 (Ø5,5x100 mm)  
0655110T5H3 (Ø5,5x110 mm)  
0655120T5H3 (Ø5,5x120 mm)  
0655150T5H3 (Ø5,5x150 mm)  
0655200T5H3 (Ø5,5x200 mm)  
0655400T5H3 (Ø5,5x400 mm)  
0655500T5H3 (Ø5,5x500 mm)  
0655600T5H3 (Ø5,5x600 mm)  
Barras punta Hexagonal Cromo Cobalto  
0630030CCH3 (Ø3,0x30 mm)  
0630040CCH3 (Ø3,0x40 mm)  
0630050CCH3 (Ø3,0x50 mm)  
0630060CCH3 (Ø3,0x60 mm)  
0630070CCH3 (Ø3,0x70 mm)  
0630080CCH3 (Ø3,0x80 mm)  
0630090CCH3 (Ø3,0x90 mm)  
0630100CCH3 (Ø3,0x100 mm)  
0630110CCH3 (Ø3,0x110 mm)  
0630120CCH3 (Ø3,0x120 mm)  
0630150CCH3 (Ø3,0x150 mm)  
0635030CCH3 (Ø3,5x30 mm)  
0635040CCH3 (Ø3,5x40 mm)  
0635050CCH3 (Ø3,5x50 mm)  
0635060CCH3 (Ø3,5x60 mm)  
0635070CCH3 (Ø3,5x70 mm)  
0635080CCH3 (Ø3,5x80 mm)  
0635090CCH3 (Ø3,5x90 mm)  
0635100CCH3 (Ø3,5x100 mm)  
0635110CCH3 (Ø3,5x110 mm)  
0635120CCH3 (Ø3,5x120 mm)  
0635150CCH3 (Ø3,5x150 mm)  
0655040CCH3 (Ø5,5x40 mm)

0655050CCH3 (Ø5,5x50 mm)  
0655060CCH3 (Ø5,5x60 mm)  
0655070CCH3 (Ø5,5x70 mm)  
0655080CCH3 (Ø5,5x80 mm)  
0655090CCH3 (Ø5,5x90 mm)  
0655100CCH3 (Ø5,5x100 mm)  
0655110CCH3 (Ø5,5x110 mm)  
0655120CCH3 (Ø5,5x120 mm)  
0655150CCH3 (Ø5,5x150 mm)  
0655200CCH3 (Ø5,5x200 mm)  
0655400CCH3 (Ø5,5x400 mm)  
0655500CCH3 (Ø5,5x500 mm)  
0655600CCH3 (Ø5,5x600 mm)  
Barras punta Hexagonal Titanio  
0630025T5H7 (Ø3,0x25 mm)  
0630030T5H7 (Ø3,0x30 mm)  
0630040T5H7 (Ø3,0x40 mm)  
0630050T5H7 (Ø3,0x50 mm)  
0630060T5H7 (Ø3,0x60 mm)  
0630070T5H7 (Ø3,0x70 mm)  
0630080T5H7 (Ø3,0x80 mm)  
0630090T5H7 (Ø3,0x90 mm)  
0630100T5H7 (Ø3,0x100 mm)  
0630110T5H7 (Ø3,0x110 mm)  
0630120T5H7 (Ø3,0x120 mm)  
0630150T5H7 (Ø3,0x150 mm)  
0630200T5H7 (Ø3,0x200 mm)  
0630240T5H7 (Ø3,0x240 mm)  
0630350T5H7 (Ø3,0x350 mm)  
0635025T5H7 (Ø3,5x25 mm)  
0635030T5H7 (Ø3,5x30 mm)  
0635040T5H7 (Ø3,5x40 mm)  
0635050T5H7 (Ø3,5x50 mm)  
0635060T5H7 (Ø3,5x60 mm)  
0635070T5H7 (Ø3,5x70 mm)  
0635080T5H7 (Ø3,5x80 mm)  
0635090T5H7 (Ø3,5x90 mm)  
0635100T5H7 (Ø3,5x100 mm)  
0635110T5H7 (Ø3,5x110 mm)  
0635120T5H7 (Ø3,5x120 mm)  
0635150T5H7 (Ø3,5x150 mm)  
0635200T5H7 (Ø3,5x200 mm)  
0635240T5H7 (Ø3,5x240 mm)  
0635350T5H7 (Ø3,5x350 mm)  
0645100T5H7 (Ø4,5x100 mm)  
0645200T5H7 (Ø4,5x200 mm)  
0645300T5H7 (Ø4,5x300 mm)  
0645400T5H7 (Ø4,5x400 mm)  
0645500T5H7 (Ø4,5x500 mm)  
0647100T5H7 (Ø4,75x100 mm)  
0647200T5H7 (Ø4,75x200 mm)

0647300T5H7 (Ø4,75x300 mm)  
0647400T5H7 (Ø4,75x400 mm)  
0647500T5H7 (Ø4,75x500 mm)  
0655030T5H7 (Ø5,5x30 mm)  
0655035T5H7 (Ø5,5x35 mm)  
0655040T5H7 (Ø5,5x40 mm)  
0655045T5H7 (Ø5,5x45 mm)  
0655050T5H7 (Ø5,5x50 mm)  
0655052T5H7 (Ø5,5x55 mm)  
0655060T5H7 (Ø5,5x60 mm)  
0655065T5H7 (Ø5,5x65 mm)  
0655070T5H7 (Ø5,5x70 mm)  
0655075T5H7 (Ø5,5x75 mm)  
0655080T5H7 (Ø5,5x80 mm)  
0655085T5H7 (Ø5,5x85 mm)  
0655090T5H7 (Ø5,5x90 mm)  
0655095T5H7 (Ø5,5x95 mm)  
0655100T5H7 (Ø5,5x100 mm)  
0655110T5H7 (Ø5,5x110 mm)  
0655120T5H7 (Ø5,5x120 mm)  
0655130T5H7 (Ø5,5x130 mm)  
0655140T5H7 (Ø5,5x140 mm)  
0655150T5H7 (Ø5,5x150 mm)  
0655160T5H7 (Ø5,5x160 mm)  
0655170T5H7 (Ø5,5x170 mm)  
0655180T5H7 (Ø5,5x180 mm)  
0655190T5H7 (Ø5,5x190 mm)  
0655200T5H7 (Ø5,5x200 mm)  
0655400T5H7 (Ø5,5x400 mm)  
0655500T5H7 (Ø5,5x500 mm)  
0655600T5H7 (Ø5,5x600 mm)  
**Barra Punta Hexagonal Cromo Cobalto**  
0630030CCH7 (Ø3,0x30 mm)  
0630040CCH7 (Ø3,0x40 mm)  
0630050CCH7 (Ø3,0x50 mm)  
0630060CCH7 (Ø3,0x60 mm)  
0630070CCH7 (Ø3,0x70 mm)  
0630080CCH7 (Ø3,0x80 mm)  
0630090CCH7 (Ø3,0x90 mm)  
0630100CCH7 (Ø3,0x100 mm)  
0630110CCH7 (Ø3,0x110 mm)  
0630120CCH7 (Ø3,0x120 mm)  
0630150CCH7 (Ø3,0x150 mm)  
0630200CCH7 (Ø3,0x200 mm)  
0630240CCH7 (Ø3,0x240 mm)  
0630350CCH7 (Ø3,0x350 mm)  
0635030CCH7 (Ø3,5x30 mm)  
0635040CCH7 (Ø3,5x40 mm)  
0635050CCH7 (Ø3,5x50 mm)  
0635060CCH7 (Ø3,5x60 mm)  
0635070CCH7 (Ø3,5x70 mm)

0635080CCH7 (Ø3,5x80 mm)  
0635090CCH7 (Ø3,5x90 mm)  
0635100CCH7 (Ø3,5x100 mm)  
0635110CCH7 (Ø3,5x110 mm)  
0635120CCH7 (Ø3,5x120 mm)  
0635150CCH7 (Ø3,5x150 mm)  
0635200CCH7 (Ø3,5x200 mm)  
0635240CCH7 (Ø3,5x240 mm)  
0635350CCH7 (Ø3,5x350 mm)  
0645200CCH7 (Ø4,5x200 mm)  
0645300CCH7 (Ø4,5x300 mm)  
0645400CCH7 (Ø4,5x400 mm)  
0645500CCH7 (Ø4,5x500 mm)  
0647200CCH7 (Ø4,75x200 mm)  
0647300CCH7 (Ø4,75x300 mm)  
0647400CCH7 (Ø4,75x400 mm)  
0647500CCH7 (Ø4,75x500 mm)  
0655040CCH7 (Ø5,5x40 mm)  
0655050CCH7 (Ø5,5x50 mm)  
0655060CCH7 (Ø5,5x60 mm)  
0655070CCH7 (Ø5,5x70 mm)  
0655080CCH7 (Ø5,5x80 mm)  
0655090CCH7 (Ø5,5x90 mm)  
0655100CCH7 (Ø5,5x100 mm)  
0655110CCH7 (Ø5,5x110 mm)  
0655120CCH7 (Ø5,5x120 mm)  
0655150CCH7 (Ø5,5x150 mm)  
0655200CCH7 (Ø5,5x200 mm)  
0655400CCH7 (Ø5,5x400 mm)  
0655500CCH7 (Ø5,5x500 mm)  
0655600CCH7 (Ø5,5x600 mm)  
**Barras punta Redonda Titanio**  
0630030T53 (Ø3,0x30 mm)  
0630040T53 (Ø3,0x40 mm)  
0630050T53 (Ø3,0x50 mm)  
0630060T53 (Ø3,0x60 mm)  
0630070T53 (Ø3,0x70 mm)  
0630080T53 (Ø3,0x80 mm)  
0630090T53 (Ø3,0x90 mm)  
0630100T53 (Ø3,0x100 mm)  
0630110T53 (Ø3,0x110 mm)  
0630120T53 (Ø3,0x120 mm)  
0630150T53 (Ø3,0x150 mm)  
0635030T53 (Ø3,5x30 mm)  
0635040T53 (Ø3,5x40 mm)  
0635050T53 (Ø3,5x50 mm)  
0635060T53 (Ø3,5x60 mm)  
0635070T53 (Ø3,5x70 mm)  
0635080T53 (Ø3,5x80 mm)  
0635090T53 (Ø3,5x90 mm)  
0635100T53 (Ø3,5x100 mm)

0635110T53 (Ø3,5x110 mm)  
0635120T53 (Ø3,5x120 mm)  
0635150T53 (Ø3,5x150 mm)  
0655030T53 (Ø5,5x30 mm)  
0655035T53 (Ø5,5x35 mm)  
0655040T53 (Ø5,5x40 mm)  
0655045T53 (Ø5,5x45 mm)  
0655050T53 (Ø5,5x50 mm)  
0655055T53 (Ø5,5x55 mm)  
0655060T53 (Ø5,5x60 mm)  
0655065T53 (Ø5,5x65 mm)  
0655070T53 (Ø5,5x70 mm)  
0655075T53 (Ø5,5x75 mm)  
0655080T53 (Ø5,5x80 mm)  
0655085T53 (Ø5,5x85 mm)  
0655090T53 (Ø5,5x90 mm)  
0655095T53 (Ø5,5x95 mm)  
0655100T53 (Ø5,5x100 mm)  
0655110T53 (Ø5,5x110 mm)  
0655120T53 (Ø5,5x120 mm)  
0655130T53 (Ø5,5x130 mm)  
0655140T53 (Ø5,5x140 mm)  
0655150T53 (Ø5,5x150 mm)  
0655160T53 (Ø5,5x160 mm)  
0655170T53 (Ø5,5x170 mm)  
0655180T53 (Ø5,5x180 mm)  
0655190T53 (Ø5,5x190 mm)  
0655200T53 (Ø5,5x200 mm)  
0655250T53 (Ø5,5x250 mm)  
0655300T53 (Ø5,5x300 mm)  
0655350T53 (Ø5,5x350 mm)  
0655400T53 (Ø5,5x400 mm)  
0655500T53 (Ø5,5x500 mm)  
0655600T53 (Ø5,5x600 mm)

**Barra Punta Redonda Cromo Cobalto**

0630030CC3 (Ø3,0x30 mm)  
0630040CC3 (Ø3,0x40 mm)  
0630050CC3 (Ø3,0x50 mm)  
0630060CC3 (Ø3,0x60 mm)  
0630070CC3 (Ø3,0x70 mm)  
0630080CC3 (Ø3,0x80 mm)  
0630090CC3 (Ø3,0x90 mm)  
0630100CC3 (Ø3,0x100 mm)  
0630110CC3 (Ø3,0x110 mm)  
0630120CC3 (Ø3,0x120 mm)  
0630150CC3 (Ø3,0x150 mm)  
0635030CC3 (Ø3,5x30 mm)  
0635040CC3 (Ø3,5x40 mm)  
0635050CC3 (Ø3,5x50 mm)  
0635060CC3 (Ø3,5x60 mm)  
0635070CC3 (Ø3,5x70 mm)

0635080CC3 (Ø3,5x80 mm)  
0635090CC3 (Ø3,5x90 mm)  
0635100CC3 (Ø3,5x100 mm)  
0635110CC3 (Ø3,5x110 mm)  
0635120CC3 (Ø3,5x120 mm)  
0635150CC3 (Ø3,5x150 mm)  
0655040CC3 (Ø5,5x40 mm)  
0655050CC3 (Ø5,5x50 mm)  
0655060CC3 (Ø5,5x60 mm)  
0655070CC3 (Ø5,5x70 mm)  
0655080CC3 (Ø5,5x80 mm)  
0655090CC3 (Ø5,5x90 mm)  
0655100CC3 (Ø5,5x100 mm)  
0655110CC3 (Ø5,5x110 mm)  
0655120CC3 (Ø5,5x120 mm)  
0655150CC3 (Ø5,5x150 mm)  
0655200CC3 (Ø5,5x200 mm)  
0655400CC3 (Ø5,5x400 mm)  
0655500CC3 (Ø5,5x500 mm)  
0655600CC3 (Ø5,5x600 mm)  
**Barra punta Redonda Titanio**  
0630025T57 (Ø3,0x25 mm)  
0630030T57 (Ø3,0x30 mm)  
0630040T57 (Ø3,0x40 mm)  
0630050T57 (Ø3,0x50 mm)  
0630060T57 (Ø3,0x60 mm)  
0630070T57 (Ø3,0x70 mm)  
0630080T57 (Ø3,0x80 mm)  
0630090T57 (Ø3,0x90 mm)  
0630100T57 (Ø3,0x100 mm)  
0630110T57 (Ø3,0x110 mm)  
0630120T57 (Ø3,0x120 mm)  
0630150T57 (Ø3,0x150 mm)  
0630200T57 (Ø3,0x200 mm)  
0630240T57 (Ø3,0x240 mm)  
0630350T57 (Ø3,0x350 mm)  
0635025T57 (Ø3,5x25 mm)  
0635030T57 (Ø3,5x30 mm)  
0635040T57 (Ø3,5x40 mm)  
0635050T57 (Ø3,5x50 mm)  
0635060T57 (Ø3,5x60 mm)  
0635070T57 (Ø3,5x70 mm)  
0635080T57 (Ø3,5x80 mm)  
0635090T57 (Ø3,5x90 mm)  
0635100T57 (Ø3,5x100 mm)  
0635110T57 (Ø3,5x110 mm)  
0635120T57 (Ø3,5x120 mm)  
0635150T57 (Ø3,5x150 mm)  
0635200T57 (Ø3,5x200 mm)  
0635240T57 (Ø3,5x240 mm)  
0635350T57 (Ø3,5x350 mm)

0645030T57 (Ø4,5x30 mm)  
0645035T57 (Ø4,5x35 mm)  
0645040T57 (Ø4,5x40 mm)  
0645045T57 (Ø4,5x45 mm)  
0645050T57 (Ø4,5x50 mm)  
0645055T57 (Ø4,5x55 mm)  
0645060T57 (Ø4,5x60 mm)  
0645065T57 (Ø4,5x65 mm)  
0645070T57 (Ø4,5x70 mm)  
0645075T57 (Ø4,5x75 mm)  
0645080T57 (Ø4,5x80 mm)  
0645085T57 (Ø4,5x85 mm)  
0645090T57 (Ø4,5x90 mm)  
0645095T57 (Ø4,5x95 mm)  
0645100T57 (Ø4,5x100 mm)  
0645110T57 (Ø4,5x110 mm)  
0645120T57 (Ø4,5x120 mm)  
0645130T57 (Ø4,5x130 mm)  
0645140T57 (Ø4,5x140 mm)  
0645150T57 (Ø4,5x150 mm)  
0645160T57 (Ø4,5x160 mm)  
0645170T57 (Ø4,5x170 mm)  
0645180T57 (Ø4,5x180 mm)  
0645190T57 (Ø4,5x190 mm)  
0645200T57 (Ø4,5x200 mm)  
0645250T57 (Ø4,5x250 mm)  
0645300T57 (Ø4,5x300 mm)  
0645350T57 (Ø4,5x350 mm)  
0645400T57 (Ø4,5x400 mm)  
0645500T57 (Ø4,5x500 mm)  
0645600T57 (Ø4,5x600 mm)  
0647030T57 (Ø4,75x30 mm)  
0647035T57 (Ø4,75x35 mm)  
0647040T57 (Ø4,75x40 mm)  
0647045T57 (Ø4,75x45 mm)  
0647050T57 (Ø4,75x50 mm)  
0647055T57 (Ø4,75x55 mm)  
0647060T57 (Ø4,75x60 mm)  
0647065T57 (Ø4,75x65 mm)  
0647070T57 (Ø4,75x70 mm)  
0647075T57 (Ø4,75x75 mm)  
0647080T57 (Ø4,75x80 mm)  
0647085T57 (Ø4,75x85 mm)  
0647090T57 (Ø4,75x90 mm)  
0647095T57 (Ø4,75x95 mm)  
0647100T57 (Ø4,75x100 mm)  
0647110T57 (Ø4,75x110 mm)  
0647120T57 (Ø4,75x120 mm)  
0647130T57 (Ø4,75x130 mm)  
0647140T57 (Ø4,75x140 mm)  
0647150T57 (Ø4,75x150 mm)

0647160T57 (Ø4,75x160 mm)  
0647170T57 (Ø4,75x170 mm)  
0647180T57 (Ø4,75x180 mm)  
0647190T57 (Ø4,75x190 mm)  
0647200T57 (Ø4,75x200 mm)  
0647250T57 (Ø4,75x250 mm)  
0647300T57 (Ø4,75x300 mm)  
0647350T57 (Ø4,75x350 mm)  
0647400T57 (Ø4,75x400 mm)  
0647500T57 (Ø4,75x500 mm)  
0647600T57 (Ø4,75x600 mm)  
0655030T57 (Ø5,5x30 mm)  
0655035T57 (Ø5,5x35 mm)  
0655040T57 (Ø5,5x40 mm)  
0655045T57 (Ø5,5x45 mm)  
0655050T57 (Ø5,5x50 mm)  
0655055T57 (Ø5,5x55 mm)  
0655060T57 (Ø5,5x60 mm)  
0655065T57 (Ø5,5x65 mm)  
0655070T57 (Ø5,5x70 mm)  
0655075T57 (Ø5,5x75 mm)  
0655080T57 (Ø5,5x80 mm)  
0655085T57 (Ø5,5x85 mm)  
0655090T57 (Ø5,5x90 mm)  
0655095T57 (Ø5,5x95 mm)  
0655100T57 (Ø5,5x100 mm)  
0655110T57 (Ø5,5x110 mm)  
0655120T57 (Ø5,5x120 mm)  
0655130T57 (Ø5,5x130 mm)  
0655140T57 (Ø5,5x140 mm)  
0655150T57 (Ø5,5x150 mm)  
0655160T57 (Ø5,5x160 mm)  
0655170T57 (Ø5,5x170 mm)  
0655180T57 (Ø5,5x180 mm)  
0655190T57 (Ø5,5x190 mm)  
0655200T57 (Ø5,5x200 mm)  
0655400T57 (Ø5,5x400 mm)  
0655500T57 (Ø5,5x500 mm)  
0655600T57 (Ø5,5x600 mm)

**Barra Punta Redonda Cromo Cobalto**

0630025CC7 (Ø3,0x25 mm)  
0630030CC7 (Ø3,0x30 mm)  
0630040CC7 (Ø3,0x40 mm)  
0630050CC7 (Ø3,0x50 mm)  
0630060CC7 (Ø3,0x60 mm)  
0630070CC7 (Ø3,0x70 mm)  
0630080CC7 (Ø3,0x80 mm)  
0630090CC7 (Ø3,0x90 mm)  
0630100CC7 (Ø3,0x100 mm)  
0630110CC7 (Ø3,0x110 mm)  
0630120CC7 (Ø3,0x120 mm)

0630150CC7 (Ø3,0x150 mm)  
0630200CC7 (Ø3,0x200 mm)  
0630240CC7 (Ø3,0x240 mm)  
0630350CC7 (Ø3,0x350 mm)  
0635025CC7 (Ø3,5x25 mm)  
0635030CC7 (Ø3,5x30 mm)  
0635040CC7 (Ø3,5x40 mm)  
0635050CC7 (Ø3,5x50 mm)  
0635060CC7 (Ø3,5x60 mm)  
0635070CC7 (Ø3,5x70 mm)  
0635080CC7 (Ø3,5x80 mm)  
0635090CC7 (Ø3,5x90 mm)  
0635100CC7 (Ø3,5x100 mm)  
0635110CC7 (Ø3,5x110 mm)  
0635120CC7 (Ø3,5x120 mm)  
0635150CC7 (Ø3,5x150 mm)  
0635200CC7 (Ø3,5x200 mm)  
0635240CC7 (Ø3,5x240 mm)  
0635350CC7 (Ø3,5x350 mm)  
0645200CC7 (Ø4,5x200 mm)  
0645300CC7 (Ø4,5x300 mm)  
0645400CC7 (Ø4,5x400 mm)  
0645500CC7 (Ø4,5x500 mm)  
0647200CC7 (Ø4,75x200 mm)  
0647300CC7 (Ø4,75x300 mm)  
0647400CC7 (Ø4,75x400 mm)  
0647500CC7 (Ø4,75x500 mm)  
0655040CC7 (Ø5,5x40 mm)  
0655050CC7 (Ø5,5x50 mm)  
0655060CC7 (Ø5,5x60 mm)  
0655070CC7 (Ø5,5x70 mm)  
0655080CC7 (Ø5,5x80 mm)  
0655090CC7 (Ø5,5x90 mm)  
0655100CC7 (Ø5,5x100 mm)  
0655110CC7 (Ø5,5x110 mm)  
0655120CC7 (Ø5,5x120 mm)  
0655150CC7 (Ø5,5x150 mm)  
0655200CC7 (Ø5,5x200 mm)  
0655400CC7 (Ø5,5x400 mm)  
0655500CC7 (Ø5,5x500 mm)  
0655600CC7 (Ø5,5x600 mm)

**Barras Doble Diámetro Punta Redonda Titanio**

063008055150T57 (Ø3,0 L80,Ø5,5 L150 mm)  
063008055180T57 (Ø3,0 L80,Ø5,5 L180 mm)  
063008055200T57 (Ø3,0 L80,Ø5,5 L200 mm)  
063008055250T57 (Ø3,0 L80,Ø5,5 L250 mm)  
063012055150T57 (Ø3,0 L120,Ø5,5 L150 mm)  
063012055180T57 (Ø3,0 L120,Ø5,5 L180 mm)  
063012055200T57 (Ø3,0 L120,Ø5,5 L200 mm)  
063012055250T57 (Ø3,0 L120,Ø5,5 L250 mm)  
063015055150T57 (Ø3,0 L150,Ø5,5 L150 mm)

063015055180T57 (Ø3,0 L150,Ø5,5 L180 mm)  
063015055200T57 (Ø3,0 L150,Ø5,5 L200 mm)  
063015055250T57 (Ø3,0 L150,Ø5,5 L250 mm)  
063508055150T57 (Ø3,5 L80,Ø5,5 L150 mm)  
063508055180T57 (Ø3,5 L80,Ø5,5 L180 mm)  
063508055200T57 (Ø3,5 L80,Ø5,5 L200 mm)  
063508055250T57 (Ø3,5 L80,Ø5,5 L250 mm)  
063512055150T57 (Ø3,5 L120,Ø5,5 L150 mm)  
063512055180T57 (Ø3,5 L120,Ø5,5 L180 mm)  
063512055200T57 (Ø3,5 L120,Ø5,5 L200 mm)  
063512055250T57 (Ø3,5 L120,Ø5,5 L250 mm)  
063515055150T57 (Ø3,5 L150,Ø5,5 L150 mm)  
063515055180T57 (Ø3,5 L150,Ø5,5 L180 mm)  
063515055200T57 (Ø3,5 L150,Ø5,5 L200 mm)  
063515055250T57 (Ø3,5 L150,Ø5,5 L250 mm)  
063008060150T57 (Ø3,0 L80,Ø6 L150 mm)  
063008060180T57 (Ø3,0 L80,Ø6 L180 mm)  
063008060200T57 (Ø3,0 L80,Ø6 L200 mm)  
063008060250T57 (Ø3,0 L80,Ø6 L250 mm)  
063012060150T57 (Ø3,0 L120,Ø6 L150 mm)  
063012060180T57 (Ø3,0 L120,Ø6 L180 mm)  
063012060200T57 (Ø3,0 L120,Ø6 L200 mm)  
063012060250T57 (Ø3,0 L120,Ø6 L250 mm)  
063015060150T57 (Ø3,0 L150,Ø6 L150 mm)  
063015060180T57 (Ø3,0 L150,Ø6 L180 mm)  
063015060200T57 (Ø3,0 L150,Ø6 L200 mm)  
063015060250T57 (Ø3,0 L150,Ø6 L250 mm)  
063508060150T57 (Ø3,5 L80,Ø6 L150 mm)  
063508060180T57 (Ø3,5 L80,Ø6 L180 mm)  
063508060200T57 (Ø3,5 L80,Ø6 L200 mm)  
063508060250T57 (Ø3,5 L80,Ø6 L250 mm)  
063512060150T57 (Ø3,5 L120,Ø6 L150 mm)  
063512060180T57 (Ø3,5 L120,Ø6 L180 mm)  
063512060200T57 (Ø3,5 L120,Ø6 L200 mm)  
063512060250T57 (Ø3,5 L120,Ø6 L250 mm)  
063515060150T57 (Ø3,5 L150,Ø6 L150 mm)  
063515060180T57 (Ø3,5 L150,Ø6 L180 mm)  
063515060200T57 (Ø3,5 L150,Ø6 L200 mm)  
063515060250T57 (Ø3,5 L150,Ø6 L250 mm)  
0635000T57 (Ø3,5)  
0635001T57 (Ø3,5)  
0635002T57 (Ø3,5)  
0635003T57 (Ø3,5)  
0635004T57 (Ø3,5)  
0635005T57 (Ø3,5)  
0635006T57 (Ø3,5)  
0635007T57 (Ø3,5)  
0635008T57 (Ø3,5)  
0635009T57 (Ø3,5)  
Bloqueadores Titanio  
07103 (Bloqueador Ø10)

07063 (Bloqueador Ø06)  
07073 (Bloqueador Ø7)  
07105 (Bloqueador Ø10)  
07065 (Bloqueador Ø06)  
07106 (Bloqueador Ø06)  
07066 (Bloqueador Ø06)  
07107 (Bloqueador Ø10)  
07077 (Bloqueador Ø7)  
07067 (Bloqueador Ø06)  
07108 (Bloqueador Ø10)  
07068 (Bloqueador Ø06)  
07109 (Bloqueador Ø10)  
07069 (Bloqueador Ø06)  
071010 (Bloqueador Ø10)  
070610 (Bloqueador Ø06)  
071011 (Bloqueador Ø10)  
070611 (Bloqueador Ø06)  
071012 (Bloqueador Ø10)  
070612 (Bloqueador Ø06)  
071013 (Bloqueador Ø10)  
070613 (Bloqueador Ø06)  
071014 (Bloqueador Ø10)  
070614 (Bloqueador Ø06)  
071015 (Bloqueador Ø10)  
070615 (Bloqueador Ø06)

#### Ganchos Titanio

08GLN250013 (Gancho Laminar Neutro , chico)  
08GLN250023 (Gancho Laminar Neutro , mediano)  
08GLN250033 (Gancho Laminar Neutro , grande)  
08GP210013 (Gancho Pedicular , chico)  
08GP210023 (Gancho Pedicular , mediano)  
08GP210033 (Gancho Pedicular , grande)  
08GT250013 (Gancho Transverso , chico)  
08GT250023 (Gancho Transverso , mediano)  
08GT250033 (Gancho Transverso , Grande)  
08GLI251113 (Gancho Laminar Izquierda , chico)  
08GLI251123 (Gancho Laminar Izquierda , mediano)  
08GLI251133 (Gancho Laminar Izquierda , grande)  
08GLD251113 (Gancho Laminar Derecho , chico)  
08GLD251123 (Gancho Laminar Derecho , mediano)  
08GLD251133 (Gancho Laminar Derecho , grande)  
08GLN250017 (Gancho Laminar Neutro , chico)  
08GLN250027 (Gancho Laminar Neutro , mediano)  
08GLN250037 (Gancho Laminar Derecho , grande)  
08GP210017 (Gancho Pedicular , chico)  
08GP210027 (Gancho Pedicular , mediano)  
08GP210037 (Gancho Pedicular , grande)  
08GT250017 (Gancho Transverso , chico)  
08GT250027 (Gancho Transverso , mediano)  
08GT250037 (Gancho Transverso , grande)  
08GLI251117 (Gancho Laminar Izquierda , chico)

08GLI251127 (Gancho Laminar Izquierda , mediano)  
08GLI251137 (Gancho Laminar Izquierda , grande)  
08GLD251117 (Gancho Laminar Derecho , chico)  
08GLD251127 (Gancho Laminar Derecho , mediano)  
08GLD251137 (Gancho Laminar Derecho , grande)  
08GHP020227 (Gancho Offset Pediatrico Izquierdo Mediano)  
08GHP020127 (Gancho Offset Pediatrico Derecho Mediano)  
08GHP010227 (Gancho Offset Pediatrico Izquierdo Mediano)  
08GHP010127 (Gancho Offset Pediatrico Derecho Mediano)  
08GRP180017 (Gancho Costal Pediatrico Chico)  
08GPP180017 (Gancho Pedicular Pediatrico Chico)  
08GPP180037 (Gancho Pedicular Pediatrico Grande)  
08GLP180027 (Gancho Laminar Pediatrico Mediano)  
08GHP030027 (Gancho Hamulo Pediatrico Mediano)  
08GLN250018 (Gancho Laminar Neutro , chico)  
08GLN250028 (Gancho Laminar Neutro , mediano)  
08GLN250038 (Gancho Laminar Neutro , grande)  
08GP210018 (Gancho Pedicular , chico)  
08GP210028 (Gancho Pedicular , mediano)  
08GP210038 (Gancho Pedicular , chico)  
08GT250018 (Gancho Transverso , chico)  
08GT250028 (Gancho Transverso , mediano)  
08GT250038 (Gancho Transverso , grande)  
08GLI251118 (Gancho Laminar Izquierda , chico)  
08GLI251128 (Gancho Laminar Izquierda , mediano)  
08GLI251138 (Gancho Laminar Izquierda , grande)  
08GLD251118 (Gancho Laminar Derecho , chico)  
08GLD251128 (Gancho Laminar Derecho , mediano)  
08GLD251138 (Gancho Laminar Derecho , grande)  
08GLN250019 (Gancho Laminar Neutro , chico)  
08GLN250029 (Gancho Laminar Neutro , mediano)  
08GLN250039 (Gancho Laminar Neutro , grande)  
08GP210019 (Gancho Pedicular , chico)  
08GP210029 (Gancho Pedicular , mediano)  
08GP210039 (Gancho Pedicular , grande)  
08GT250019 (Gancho Transverso , chico)  
08GT250029 (Gancho Transverso , mediano)  
08GT250039 (Gancho Transverso , grande)  
08GLI251119 (Gancho Laminar Izquierda , chico)  
08GLI251129 (Gancho Laminar Izquierda , mediano)  
08GLI251139 (Gancho Laminar Izquierda , grande)  
08GLD251119 (Gancho Laminar Derecho , chico)  
08GLD251129 (Gancho Laminar Derecho , mediano)  
08GLD251139 (Gancho Laminar Derecho , grande)  
Conectores Titanio  
09CB66A0013 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB66A0033 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Grande )  
09CB66A0113 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Chico)  
09CB66A0133 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Grande)  
09CB66A0213 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Chico)  
09CB66A0233 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Grande)

09CB66CA13 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Simple)  
09CB66CA33 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Doble)  
09CB66CP13 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB66CP33 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Doble)  
09CI800903 (Conector Iliaco 90° 80 mm)  
09CI500903 (Conector Iliaco 90° 50 mm)  
09CI350903 (Conector Iliaco 90° 35 mm)  
09CI801053 (Conector Iliaco 105° 80 mm)  
09CI50105 (Conector Iliaco 105° 50 mm)  
09CI351053 (Conector Iliaco 105° 35 mm)  
09CI800753 (Conector Iliaco 75° 80 mm)  
09CI500753 (Conector Iliaco 75° 50 mm)  
09CI350753 (Conector Iliaco 75° 35 mm)  
09CIP800903 (Conector Iliaco Pediatrico 90° 80 mm)  
09CIP500903 (Conector Iliaco Pediatrico 90° 50 mm)  
09CIP350903 (Conector Iliaco Pediatrico 90° 35 mm)  
09CIP801053 (Conector Iliaco Pediatrico 105° 80 mm)  
09CIP501053 (Conector Iliaco Pediatrico 105° 50 mm)  
09CIP351053 (Conector Iliaco Pediatrico 105° 35 mm)  
09CIP800753 (Conector Iliaco Pediatrico 75° 80 mm)  
09CIP500753 (Conector Iliaco Pediatrico 75° 50 mm)  
09CIP350753 (Conector Iliaco Pediatrico 75° 35 mm)  
09CIP800907 (Conector Iliaco Pediatrico 90° 80 mm)  
09CIP500907 (Conector Iliaco Pediatrico 90° 50 mm)  
09CIP350907 (Conector Iliaco Pediatrico 90° 35 mm)  
09CIP801057 (Conector Iliaco Pediatrico 105° 80 mm)  
09CIP501057 (Conector Iliaco Pediatrico 105° 50 mm)  
09CIP351057 (Conector Iliaco Pediatrico 105° 35 mm)  
09CIP800757 (Conector Iliaco Pediatrico 75° 80 mm)  
09CIP500757 (Conector Iliaco Pediatrico 75° 50 mm)  
09CIP350757 (Conector Iliaco Pediatrico 75° 35 mm)  
09CC4545503 (Conector Crecimiento 4,5-4,5 50 mm)  
09CC4545703 (Conector Crecimiento 4,5-4,5 70 mm)  
090013 (Conector Cruzado Chico)  
090023 (Conector Cruzado Mediano)  
090033 (Conector Cruzado Grande)  
09CB66A0017 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB66A0037 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Grande )  
09CB66A0117 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Chico)  
09CB66A0137 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Grande)  
09CB66A0217 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Chico)  
09CB66A0237 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Grande)  
09CB66CA17 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Simple)  
09CB66CA37 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Doble)  
09CB66CP17 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB66CP37 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB66A0018 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB66A0038 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Grande )  
09CB66A0118 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Chico)  
09CB66A0138 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Grande)  
09CB66A0218 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Chico)

09CB66A0238 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Grande)  
09CB66CA18 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Simple)  
09CB66CA38 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Doble)  
09CB66CP18 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB66CP38 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB66A0019 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB66A0039 (Conector Barra 6-6 Abierto Paralelo 0° Grande )  
09CB66A0119 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Chico)  
09CB66A0139 (Conector Barra 6-6 Abierto 0° Lateral Grande)  
09CB66A0219 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Chico)  
09CB66A0239 (Conector Barra 6-6 Abierto 10° Lateral Grande)  
09CB66CA19 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Simple)  
09CB66CA39 (Conector Barra 6-6 Cerrado Axial Doble)  
09CB66CP19 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB66CP39 (Conector Barra 6-6 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB33A0017 (Conector Barra 3-3 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB33A0037 (Conector Barra 3-3 Abierto Paralelo 0° Grande )  
09CB33A0117 (Conector Barra 3-3 Abierto Lateral 0° Chico )  
09CB33A0137 (Conector Barra 3-3 Abierto Lateral 0° Grande )  
09CB33A0217 (Conector Barra 3-3 Abierto 10° Lateral Chico)  
09CB33A0237 (Conector Barra 3-3 Abierto 10° Lateral Grande)  
09CB63CA17 (Conector Barra 6-3 Cerrado Axial Simple)  
09CB63CA37 (Conector Barra 6-3 Cerrado Axial Doble)  
09CB63CP17 (Conector Barra 6-3 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB63CP37 (Conector Barra 6-3 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB33CA17 (Conector Barra 3-3 Cerrado Axial Simple)  
09CB33CA37 (Conector Barra 3-3 Cerrado Axial Doble)  
09CB33CP17 (Conector Barra 3-3 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB33CP37 (Conector Barra 3-3 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB44CP0017 (Conector Barra 4-4 Cerrado Paralelo)  
09CB44CP0027(Conector Barra 4-4 Cerrado Paralelo)  
09CB44A00017 (Conector Barra 4-4 Abierto Paralelo)  
09CB44A00027(Conector Barra 4-4 Abierto Paralelo)  
09CB33A0018 (Conector Barra 3-3 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB33A0038 (Conector Barra 3-3 Abierto Paralelo 0° Grande )  
09CB33A0118 (Conector Barra 3-3 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB33A0138 (Conector Barra 3-3 Abierto Paralelo 0° Grande )  
09CB33A0218 (Conector Barra 3-3 Abierto 10° Lateral Chico)  
09CB33A0238 (Conector Barra 3-3 Abierto 10° Lateral Grande)  
09CB63CA18 (Conector Barra 6-3 Cerrado Axial Simple)  
09CB63CA38 (Conector Barra 6-3 Cerrado Axial Doble)  
09CB63CP18 (Conector Barra 6-3 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB63CP38 (Conector Barra 6-3 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB33CA18 (Conector Barra 3-3 Cerrado Axial Simple)  
09CB33CA38 (Conector Barra 3-3 Cerrado Axial Doble)  
09CB33CP18 (Conector Barra 3-3 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB33CP38 (Conector Barra 3-3 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB33A0019 (Conector Barra 3-3 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB33A0039 (Conector Barra 3-3 Abierto Paralelo 0° Grande )  
09CB33A0119 (Conector Barra 3-3 Abierto Paralelo 0° Chico )  
09CB33A0139 (Conector Barra 3-3 Abierto Paralelo 0° Grande )

09CB33A0219 (Conector Barra 3-3 Abierto 10° Lateral Chico)  
09CB33A0239 (Conector Barra 3-3 Abierto 10° Lateral Grande)  
09CB63CA19 (Conector Barra 6-3 Cerrado Axial Simple)  
09CB63CA39 (Conector Barra 6-3 Cerrado Axial Doble)  
09CB63CP19 (Conector Barra 6-3 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB63CP39 (Conector Barra 6-3 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB33CA19 (Conector Barra 3-3 Cerrado Axial Simple)  
09CB33CA39 (Conector Barra 3-3 Cerrado Axial Doble)  
09CB33CP19 (Conector Barra 3-3 Cerrado Paralelo Simple)  
09CB33CP39 (Conector Barra 3-3 Cerrado Paralelo Doble)  
09CB300017 (Conector Occipital Chico)  
09CB300027 (Conector Occipital Mediano)  
09CB300037 (Conector Occipital Grande)  
09CB300047 (Conector)  
09CB300057 (Conector)  
09CB300067 (Conector)  
09CB300077 (Conector)  
09CB300087 (Conector)  
09CB300097 (Conector)  
09CB300107 (Conector)  
09CB300117 (Conector)  
09CB300127 (Conector)  
09CB300137 (Conector)  
09CB300147 (Conector)  
09CB300157 (Conector)  
09CI800907 (Conector Iliaco 90° 80 mm)  
09CI500907 (Conector Iliaco 90° 50 mm)  
09CI350907 (Conector Iliaco 90° 35 mm)  
09CI801057 (Conector Iliaco 105° 80 mm)  
09CI501057 (Conector Iliaco 105° 50 mm)  
09CI351057 (Conector Iliaco 105° 35 mm)  
09CI800757 (Conector Iliaco 75° 80 mm)  
09CI500757 (Conector Iliaco 75° 50 mm)  
09CI350757 (Conector Iliaco 75° 35 mm)  
09CI800908 (Conector Iliaco 90° 80 mm)  
09CI500908 (Conector Iliaco 90° 50 mm)  
09CI350908 (Conector Iliaco 90° 35 mm)  
09CI801058 (Conector Iliaco 105° 80 mm)  
09CI501058 (Conector Iliaco 105° 50 mm)  
09CI351058 (Conector Iliaco 105° 35 mm)  
09CI800758 (Conector Iliaco 75° 80 mm)  
09CI500758 (Conector Iliaco 75° 50 mm)  
09CI350758 (Conector Iliaco 75° 35 mm)  
09CI800909 (Conector Iliaco 90° 80 mm)  
09CI500909 (Conector Iliaco 90° 50 mm)  
09CI350909 (Conector Iliaco 90° 35 mm)  
09CI801059 (Conector Iliaco 105° 80 mm)  
09CI501059 (Conector Iliaco 105° 50 mm)  
09CI351059 (Conector Iliaco 105° 35 mm)  
09CI800753 (Conector Iliaco 75° 80 mm)  
09CI500759 (Conector Iliaco 75° 50 mm)

09CI350759 (Conector Iliaco 75° 35 mm)  
090017 (Conector Cruzado Chico)  
090027 (Conector Cruzado Mediano)  
090037 (Conector Cruzado Grande)  
090047 (Conector Especial Chico)  
090057 (Conector Especial Mediano)  
090067 (Conector Especial Grande)  
090077 (Conector Pediatrico Chico)  
090087 (Conector Pediatrico Mediano)  
090097 (Conector Pediatrico Grande)  
09CC4545507 (Conector Crecimiento 4,5-4,5 50 mm)  
09CC4545707 (Conector Crecimiento 4,5-4,5 70 mm)

#### INSTRUMENTAL

Caja Poliaxial  
Caja Monoaxial  
Caja corta  
Caja instrumental 1  
Caja instrumental 2  
Caja instrumental 3  
Baja barra  
Pusher barra  
Impactor gancho  
Punta cuadrada  
Probador pedicular recto  
Probador pedicular curvo  
Grifa izquierda  
Grifa derecha  
Elevador laminar angosto  
Iniciador gancho pedicular  
Grifa frontal derecha  
Grifa frontal izquierda  
Doblador de barra  
Persuader  
Anti torque  
Atornillador Poliaxial  
Torquimetro (2 piezas)  
Atornillador bloqueador  
Atornillador 3.5  
Atornillador 8.0  
Compresor  
Distractor  
Pinza porta gancho  
Pinza porta gancho lateral  
Pinza de fuerza  
Cizalla (corta barra)  
Palpador pedicular  
Pinza porta barra  
Tubo  
Mango destornillador  
Atornillador Monoaxial

Período de vida útil: No Aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No Aplica.

Forma de presentación: Por unidad barras, tornillos, ganchos, conectores y por los bloqueadores 1, 5, 10 o 100 unidades.

Método de esterilización: No Aplica.

Nombre del fabricante: American Implant S.A

Lugar de elaboración: Cerrito 1079, Itzaingó. Provincia de Buenos Aires, Argentina

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 11467/24.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19

Responsable Legal  
Firma y Sello

Responsable Técnico  
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de American Implant S.A bajo el número PM 2125-2 siendo su nueva vigencia hasta el 14 septiembre 2030

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT  
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 28 abril 2026



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificador Trámite: 69539

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-004990-25-9