



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-002743-22-8

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N° 1-0047-3110-002743-22-8

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

**DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 594-653

Nombre descriptivo: Catéter de Aspiración

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
10-749 Catéteres, de Succión

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Stryker

Modelos:

INC-11988-115 Catéter de Aspiración AXS Vecta 71- 115 cm

INC-11988-125 Catéter de Aspiración AXS Vecta 71- 125 cm  
INC-11988-132 Catéter de Aspiración AXS Vecta 71- 132 cm  
INC-11989-115 Catéter de Aspiración AXS Vecta 74- 115 cm  
INC-11989-125 Catéter de Aspiración AXS Vecta 74- 125 cm  
INC-11989-132 Catéter de Aspiración AXS Vecta 74- 132 cm

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

está indicado para facilitar la inserción y conducción de dispositivos quirúrgicos del tamaño apropiado en un vaso sanguíneo seleccionado de los sistemas neurovascular y periférico.

También está indicado para extraer/aspirar émbolos blandos y trombos presentes en vasos de los sistemas neurovascular y periférico.

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: 1 unidad

Método de esterilización: esterilizado por óxido de etileno

Nombre del fabricante:

1. Stryker Neurovascular
2. InNeuroCo, Inc.

Lugar de elaboración:

1. 4790 Bayside Parkway, Fremont, California 94538, Estados Unidos
2. 19700 Stirling Road Suite I, Pembroke Pines, Florida 33332, Estados Unidos

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 594-653 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-002743-22-8

N° Identificatorio Trámite: 38875

AM

