



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Año de la Grandeza Argentina

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-003567-25-2

---

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Nº 1-0047-3110-003567-25-2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por MEDIMPO S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

### **DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 3001-5

Nombre descriptivo: Relleno dérmico inyectable de Ácido Hialurónico

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
17-875 - Materiales para reconstruir tejidos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): INFINI PREMIUM FILLER

Modelos:

Tipo y Nro. de modelo

S + lidocaína/ labios suaves (soft lips) + lidocaína\*

MPF03S

MPF05S

MPF10S

M + lidocaína

MPF03M

MPF05M

MPF10M

L + lidocaína

MPF03H

MPF05H

MPF10H

XL + lidocaína

MPF03U

MPF05U

MPF10U

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

- Se recomienda que la cantidad del producto utilizada en cada sitio de tratamiento por procedimiento sea menor o igual a 2 ml.
- La cantidad máxima a aplicar en el rostro es 6 ml, y se aplica en la dermis en las siguientes zonas:  
Soft Lips+ indicado para volumen suave para labios.  
S+ indicado para corrección de líneas poco profundas.  
M+ indicado para modelado de labios y corrección de arrugas medias.  
L+ indicado para el contorno y volumen de labios, surcos nasoheneanos, líneas de marioneta.  
XL+ indicado para nariz o rinomodelación, mentón, zona media de la mejilla, pómulos, arcos, cigomático, rama y ángulo mandibular.
- El intervalo recomendado de re-aplicación es de 2 a 4 semanas.
- La cantidad máxima de aplicación al año es de 20 ml.

Período de vida útil: 2 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A.

Forma de presentación: INFINI L+ Lidocaína

Contiene una jeringa estéril de un solo uso con gel de ácido hialurónico reticulado 24 mg/ml tamaño de partícula 600 µm con lidocaína 3 mg/ml y dos agujas 25G, 27G.

INFINI M+ Lidocaína

Contiene una jeringa estéril de un solo uso con gel de ácido hialurónico reticulado 24 mg/ml tamaño de partícula 400 µm con lidocaína 3 mg/ml y dos agujas 27G.

INFINI S+ Lidocaína

Contiene una jeringa estéril de un solo uso con gel de ácido hialurónico reticulado 24 mg/ml tamaño de partícula

200 µm con lidocaína 3 mg/ml y dos agujas 30G.

INFINI SOFT LIPS+ Lidocaína

Contiene una jeringa estéril de un solo uso con gel de ácido hialurónico reticulado 24 mg/ml tamaño de partícula 200 µm con lidocaína 3 mg/ml y dos agujas 30G.

INFINI XL+ Lidocaína

Contiene una jeringa estéril de un solo uso con gel de ácido hialurónico reticulado 24 mg/ml tamaño de partícula 900 µm con lidocaína 3 mg/ml y dos agujas 25G, 27G.

Método de esterilización: Producto esterilizado por vapor.

Nombre del fabricante:

Genoss Co., Ltd

Lugar de elaboración:

Part of the 13F, 76, Changnyong-daero, 256beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16229 Korea.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 3001-5 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-003567-25-2

Nº Identificador Trámite: 68120

AM