



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**

Año de la Grandeza Argentina

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-005462-25-1

---

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N° 1-0047-3110-005462-25-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por SWISS PROTECH S.A ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

## **DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 1020-82

Nombre descriptivo: Sistema de prótesis de rodilla modular, bisagra rotatoria, Endo-Model EVO y su instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

16-096 Prótesis, de Articulación, para Rodilla, Total

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Link

Modelos:

15-0037/06 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, UHMWPE, CoCrMo izquierdo, XS, para LINK Sistema Endo-Model EVO, Bisagra rotatoria

15-0037/07 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, UHMWPE, CoCrMo izquierdo, S, para LINK Sistema Endo-Model EVO, Bisagra rotatoria

15-0037/08 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, UHMWPE, CoCrMo izquierdo, M, para LINK Sistema Endo-Model EVO, Bisagra rotatoria

15-0037/09 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, UHMWPE, CoCrMo izquierdo, L, para LINK Sistema Endo-Model EVO, Bisagra rotatoria

15-0037/10 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, UHMWPE, CoCrMo derecho, XS, para LINK Sistema Endo-Model EVO, Bisagra rotatoria

15-0037/11 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, UHMWPE, CoCrMo derecho, S, para LINK Sistema Endo-Model EVO, Bisagra rotatoria

15-0037/12 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, UHMWPE, CoCrMo derecho, M, para LINK Sistema Endo-Model EVO, Bisagra rotatoria

15-0037/13 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, UHMWPE, CoCrMo derecho, L, para LINK Sistema Endo-Model EVO, Bisagra rotatoria

15-0037/18 LINK Endo-Model EVO, platillo tibial con tornillo de platillo, XS, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, para LINK Endo-Model EVO Bisagra rotatoria

15-0037/19 LINK Endo-Model EVO, platillo tibial con tornillo de platillo, S, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, para LINK Endo-Model EVO Bisagra rotatoria

15-0037/20 LINK Endo-Model EVO, platillo tibial con tornillo de platillo, M, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, para LINK Endo-Model EVO Bisagra rotatoria

15-0037/21 LINK Endo-Model EVO, platillo tibial con tornillo de platillo, L, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, para LINK Endo-Model EVO Bisagra rotatoria

15-0037/30 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, tornillo de platillo, CoCrMo

15-0037/31 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, tornillo de platillo, CoCrMo, TiNbN

15-2710/18 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, S, Ti6Al4V, en forma de L, medial, Alt= 15/5 mm

15-2710/19 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, S, Ti6Al4V, en forma de L, medial, Alt= 15/5 mm

15-2710/20 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, M, Ti6Al4V, en forma de L, medial, Alt= 15/5 mm

15-2710/21 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, M, Ti6Al4V, en forma de L, medial, Alt= 15/5 mm

15-2710/22 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, L, Ti6Al4V, en forma de L, medial, Alt= 15/5 mm

15-2710/23 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, L, Ti6Al4V, en forma de L, medial, Alt= 15/5 mm

15-2710/26 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, S, Ti6Al4V, en forma de L, lateral, Alt= 15/5 mm

15-2710/27 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, S, Ti6Al4V, en forma de L, lateral, Alt= 15/5 mm

15-2710/28 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, M, Ti6Al4V, en forma de L, lateral, Alt= 15/5 mm

15-2710/29 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, M, Ti6Al4V, en forma de L, lateral, Alt= 15/5 mm

15-2710/30 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, L, Ti6Al4V, en forma de L, lateral, Alt= 15/5 mm

15-2710/31 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, L, Ti6Al4V, en forma de L, lateral, Alt= 15/5 mm

15-2715/05 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, XS, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=5 mm, ancho= 55 mm

15-2715/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, XS, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=10 mm, ancho= 55 mm

15-2715/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, XS, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=15 mm, ancho= 55 mm

15-2716/05 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, S, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=5 mm, ancho= 60 mm

15-2716/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, S, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=10 mm, ancho= 60 mm

15-2716/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, S, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=15 mm, ancho= 60 mm

15-2717/05 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, M, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=5 mm, ancho= 65 mm

15-2717/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, M, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=10 mm, ancho= 65 mm

15-2717/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, M, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=15 mm, ancho= 65 mm

15-2718/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, L, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=10 mm, ancho= 75 mm

15-2718/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, L, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=15 mm, ancho= 75 mm

15-2719/05 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, L, Ti6Al4V, completo, anatómico, Alt=5 mm, ancho= 75 mm

15-2950/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 80 mm, Ø10 mm

15-2950/13 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 95 mm, Ø10 mm

15-2950/14 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 120 mm, Ø10 mm

15-2950/15 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 135 mm, Ø10 mm

15-2950/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 160 mm, Ø10 mm

15-2950/17 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 50 mm, Ø11 mm

15-2950/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 80 mm, Ø11 mm

15-2950/19 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 95 mm, Ø11 mm

15-2950/20 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 120 mm, Ø11 mm

15-2950/21 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 135 mm, Ø11 mm

15-2950/22 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 160 mm, Ø11 mm

15-2950/23 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 200 mm, Ø11 mm

15-2950/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 240 mm, Ø11 mm

15-2950/25 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 280 mm, Ø11 mm

15-2950/27 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 80 mm, Ø13 mm

15-2950/28 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 95 mm, Ø13 mm

15-2950/29 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 120 mm, Ø13 mm

15-2950/30 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 135 mm, Ø13 mm

15-2950/31 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 160 mm, Ø13 mm

15-2950/32 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 200 mm, Ø13 mm

15-2950/33 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 240 mm, Ø13 mm  
15-2950/34 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 280 mm, Ø13 mm  
15-2950/36 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 80 mm, Ø15 mm  
15-2950/37 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 95 mm, Ø15 mm  
15-2950/38 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 120 mm, Ø15 mm  
15-2950/39 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 135 mm, Ø15 mm  
15-2950/40 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 160 mm, Ø15 mm  
15-2950/41 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 200 mm, Ø15 mm  
15-2950/42 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 240 mm, Ø15 mm  
15-2950/43 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 280 mm, Ø15 mm  
15-2950/44 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 180 mm, Ø11 mm  
15-2950/45 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 180 mm, Ø13 mm  
15-2950/46 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, cónico, L= 180 mm, Ø15 mm  
15-2951/37 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø11 mm  
15-2951/38 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø13 mm  
15-2951/39 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø15 mm  
15-2951/40 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø17 mm  
15-2951/41 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø19 mm  
15-2951/42 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø20 mm  
15-2951/43 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø10 mm  
15-2951/44 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø11 mm  
15-2951/45 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø12 mm  
15-2951/46 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø13 mm  
15-2951/47 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø14 mm  
15-2951/48 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø15 mm  
15-2951/49 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø16 mm  
15-2951/50 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø17 mm  
15-2951/51 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø18 mm  
15-2951/52 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø19 mm  
15-2951/53 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 80 mm, Ø20 mm

mm

15-2951/54 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø10 mm

15-2951/55 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø11 mm

15-2951/56 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø13 mm

15-2951/57 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø15 mm

15-2951/58 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø17 mm

15-2951/59 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø19 mm

15-2951/60 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø20 mm

15-2951/61 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø22 mm

15-2951/62 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø10 mm

15-2951/63 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø11 mm

15-2951/64 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø13 mm

15-2951/65 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø15 mm

15-2951/66 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø17 mm

15-2951/67 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø19 mm

15-2951/68 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø20 mm

15-2951/69 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø22 mm

15-2951/70 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø10 mm

15-2951/71 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø12 mm

15-2951/72 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø12 mm

15-2951/73 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø12 mm

15-2951/74 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 200 mm, Ø12 mm

15-2951/75 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 240 mm, Ø12 mm

15-2951/76 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 280 mm,

Ø12 mm

15-2951/77 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø14 mm

15-2951/78 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø14 mm

15-2951/79 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø14 mm

15-2951/80 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 200 mm, Ø14 mm

15-2951/81 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 240 mm, Ø14 mm

15-2951/82 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 280 mm, Ø14 mm

15-2951/83 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø16 mm

15-2951/84 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø16 mm

15-2951/85 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø16 mm

15-2951/86 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 200 mm, Ø16 mm

15-2951/87 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 240 mm, Ø16 mm

15-2951/88 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 280 mm, Ø16 mm

15-2951/89 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 60 mm, Ø18 mm

15-2951/90 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 120 mm, Ø18 mm

15-2951/91 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 160 mm, Ø18 mm

15-2951/92 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 200 mm, Ø18 mm

15-2951/93 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 240 mm, Ø18 mm

15-2951/94 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 280 mm, Ø18 mm

15-2951/95 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 180 mm, Ø12 mm

15-2951/96 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 180 mm, Ø14 mm

15-2951/97 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 180 mm, Ø16 mm

15-2951/98 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, L= 180 mm, Ø18 mm

15-2953/00 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø12

mm

15-2953/01 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø13 mm

15-2953/02 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø14 mm

15-2953/03 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø15 mm

15-2953/04 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø16 mm

15-2953/05 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø17 mm

15-2953/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø18 mm

15-2953/07 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø19 mm

15-2953/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø20 mm

15-2953/09 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø21 mm

15-2953/10 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø22 mm

15-2953/11 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø23 mm

15-2953/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 128 mm, Ø24 mm

15-2954/00 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø12 mm

15-2954/01 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø13 mm

15-2954/02 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø14 mm

15-2954/03 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø15 mm

15-2954/04 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø16 mm

15-2954/05 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø17 mm

15-2954/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø18 mm

15-2954/07 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø19 mm

15-2954/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø20 mm

15-2954/09 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø21 mm

15-2954/10 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø22 mm

mm

15-2954/11 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø23 mm

15-2954/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 158 mm, Ø24 mm

15-2958/00 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø12 mm

15-2958/01 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø13 mm

15-2958/02 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø14 mm

15-2958/03 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø15 mm

15-2958/04 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø16 mm

15-2958/05 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø17 mm

15-2958/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø18 mm

15-2958/07 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø19 mm

15-2958/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø20 mm

15-2958/09 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø21 mm

15-2958/10 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø22 mm

15-2958/11 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø23 mm

15-2958/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, no cementado, Ti6Al4V, cónico, L= 188 mm, Ø24 mm

15-2975/18 Endo-Model, Centralizador, cementado, UHMWPE, Ø18 mm

15-2975/20 Endo-Model, Centralizador, cementado, UHMWPE, Ø20 mm

15-2975/22 Endo-Model, Centralizador, cementado, UHMWPE, Ø22 mm

15-2975/24 Endo-Model, Centralizador, cementado, UHMWPE, Ø24 mm

15-3615/05 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, neutro, XS, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=5 mm

15-3615/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para lateral derecho y medial izquierdo, XS, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=10 mm

15-3615/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para lateral derecho y medial izquierdo, XS, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=15 mm

15-3616/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para medial derecho y lateral izquierdo, XS, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=10 mm

15-3616/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para medial derecho y lateral izquierdo, XS, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=15 mm

15-3617/05 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, neutro, S, Ti6Al4V, mitad,



anatómico, Alt=5 mm

15-3617/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para lateral derecho y medial izquierdo, S, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=10 mm

15-3617/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para lateral derecho y medial izquierdo, S, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=15 mm

15-3618/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para medial derecho y lateral izquierdo, S, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=10 mm

15-3618/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para medial derecho y lateral izquierdo, S, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=15 mm

15-3619/05 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, neutro, M, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=5 mm

15-3619/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para lateral derecho y medial izquierdo, M, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=10 mm

15-3619/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para lateral derecho y medial izquierdo, M, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=15 mm

15-3620/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para medial derecho y lateral izquierdo, M, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=10 mm

15-3620/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para medial derecho y lateral izquierdo, M, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=15 mm

15-3621/05 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, neutro, S, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=5 mm

15-3621/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para lateral derecho y medial izquierdo, L, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=10 mm

15-3621/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para lateral derecho y medial izquierdo, L, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=15 mm

15-3622/10 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para medial derecho y lateral izquierdo, L, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=10 mm

15-3622/15 LINK Endo-Model EVO -M, Espaciador tibial proximal, no cementado, para medial derecho y lateral izquierdo, L, Ti6Al4V, mitad, anatómico, Alt=15 mm

15-3900/01 LINK Endo-Model EVO -W, Set de reemplazo, CoCrMo, Ti6V4Al, para cono adaptador

15-3900/02 LINK Endo-Model EVO -W, Set de reemplazo, CoCrMo, TiNbN, Ti6V4Al, para cono adaptador

15-3950/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 80 mm, Ø10 mm

15-3950/13 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 95 mm, Ø10 mm

15-3950/14 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 120 mm, Ø10 mm

15-3950/15 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 135 mm, Ø10 mm

15-3950/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 160 mm, Ø10 mm

15-3950/17 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 50 mm, Ø11 mm

15-3950/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 80 mm, Ø11 mm

15-3950/19 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 95 mm,

Ø11 mm

15-3950/20 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 120 mm, Ø11 mm

15-3950/21 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 135 mm, Ø11 mm

15-3950/22 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 160 mm, Ø11 mm

15-3950/23 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 200 mm, Ø11 mm

15-3950/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 240 mm, Ø11 mm

15-3950/25 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 280 mm, Ø11 mm

15-3950/27 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 80 mm, Ø13 mm

15-3950/28 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 95 mm, Ø13 mm

15-3950/29 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 120 mm, Ø13 mm

15-3950/30 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 135 mm, Ø13 mm

15-3950/31 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 160 mm, Ø13 mm

15-3950/32 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 200 mm, Ø13 mm

15-3950/33 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 240 mm, Ø13 mm

15-3950/34 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 280 mm, Ø13 mm

15-3950/36 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 80 mm, Ø15 mm

15-3950/37 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 95 mm, Ø15 mm

15-3950/38 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 120 mm, Ø15 mm

15-3950/39 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 135 mm, Ø15 mm

15-3950/40 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 160 mm, Ø15 mm

15-3950/41 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 200 mm, Ø15 mm

15-3950/42 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 240 mm, Ø15 mm

15-3950/43 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 280 mm, Ø15 mm

15-3950/44 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 180 mm,

Ø11 mm

15-3950/45 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 180 mm, Ø13 mm

15-3950/46 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular, cementado CoCrMo, TiNbN, cónico, L= 180 mm, Ø15 mm

15-3966/02 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, XS, Ti6Al4V, medial, Alt=15 mm

15-3966/03 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, XS, Ti6Al4V, lateral, Alt=15 mm

15-3966/04 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, S, Ti6Al4V, medial, Alt=15 mm

15-3966/05 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, S, Ti6Al4V, lateral, Alt=15 mm

15-3966/06 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, M, Ti6Al4V, medial, Alt=15 mm

15-3966/07 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, M, Ti6Al4V, lateral, Alt=15 mm

15-3966/08 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, L, Ti6Al4V, medial, Alt=15 mm

15-3966/09 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, L, Ti6Al4V, lateral, Alt=15 mm

15-3966/12 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, XS, Ti6Al4V, medial, Alt=15 mm

15-3966/13 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, XS, Ti6Al4V, lateral, Alt=15 mm

15-3966/14 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, S, Ti6Al4V, medial, Alt=15 mm

15-3966/15 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, S, Ti6Al4V, lateral, Alt=15 mm

15-3966/16 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, M, Ti6Al4V, medial, Alt=15 mm

15-3966/17 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, M, Ti6Al4V, lateral, Alt=15 mm

15-3966/18 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, L, Ti6Al4V, medial, Alt=15 mm

15-3966/19 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, L, Ti6Al4V, lateral, Alt=15 mm

15-3967/02 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, XS, Ti6Al4V, medial, Alt=20 mm

15-3967/03 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, XS, Ti6Al4V, lateral, Alt=20 mm

15-3967/04 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, S, Ti6Al4V, medial, Alt=20 mm

15-3967/05 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, S, Ti6Al4V, lateral, Alt=20 mm

15-3967/06 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, M, Ti6Al4V, medial,

Alt=20 mm

15-3967/07 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, M, Ti6Al4V, lateral,

Alt=20 mm

15-3967/08 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, L, Ti6Al4V, medial, Alt=20 mm

15-3967/09 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, L, Ti6Al4V, lateral, Alt=20 mm

15-3967/12 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, XS, Ti6Al4V, medial, Alt=20 mm

15-3967/13 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, XS, Ti6Al4V, lateral, Alt=20 mm

15-3967/14 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, S, Ti6Al4V, medial, Alt=20 mm

15-3967/15 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, S, Ti6Al4V, lateral, Alt=20 mm

15-3967/16 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, M, Ti6Al4V, medial, Alt=20 mm

15-3967/17 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, M, Ti6Al4V, lateral, Alt=20 mm

15-3967/18 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, L, Ti6Al4V, medial, Alt=20 mm

15-3967/19 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, L, Ti6Al4V, lateral, Alt=20 mm

15-3968/02 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, XS, Ti6Al4V, medial, Alt=25 mm

15-3968/03 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, XS, Ti6Al4V, lateral, Alt=25 mm

15-3968/04 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, S, Ti6Al4V, medial, Alt=25 mm

15-3968/05 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, S, Ti6Al4V, lateral, Alt=25 mm

15-3968/06 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, M, Ti6Al4V, medial, Alt=25 mm

15-3968/07 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, M, Ti6Al4V, lateral, Alt=25 mm

15-3968/08 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, L, Ti6Al4V, medial, Alt=25 mm

15-3968/09 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, derecho, L, Ti6Al4V, lateral, Alt=25 mm

15-3968/12 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, XS, Ti6Al4V, medial, Alt=25 mm

15-3968/13 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, XS, Ti6Al4V, lateral, Alt=25 mm

15-3968/14 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, S, Ti6Al4V, medial, Alt=25 mm

15-3968/15 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, S, Ti6Al4V, lateral,

Alt=25 mm

15-3968/16 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, M, Ti6Al4V, medial, Alt=25 mm

15-3968/17 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, M, Ti6Al4V, lateral, Alt=25 mm

15-3968/18 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, L, Ti6Al4V, medial, Alt=25 mm

15-3968/19 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, no cementado, izquierdo, L, Ti6Al4V, lateral, Alt=25 mm

15-3971/02 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, derecho, XS, Ti6Al4V, Alt=50 mm, Ancho= 55 mm

15-3971/03 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, derecho, S, Ti6Al4V, Alt=50 mm, Ancho= 60 mm

15-3971/04 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, derecho, M, Ti6Al4V, Alt=50 mm, Ancho= 65 mm

15-3971/05 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, derecho, L, Ti6Al4V, Alt=50 mm, Ancho= 75 mm

15-3971/12 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, izquierdo, XS, Ti6Al4V, Alt=50 mm, Ancho= 55 mm

15-3971/13 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, izquierdo, S, Ti6Al4V, Alt=50 mm, Ancho= 60 mm

15-3971/14 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, izquierdo, M, Ti6Al4V, Alt=50 mm, Ancho= 65 mm

15-3971/15 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, izquierdo, L, Ti6Al4V, Alt=50 mm, Ancho= 75 mm

15-3972/02 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, derecho, XS, Ti6Al4V, Alt=80 mm, Ancho= 55 mm

15-3972/03 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, derecho, S, Ti6Al4V, Alt=80 mm, Ancho= 60 mm

15-3972/04 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, derecho, M, Ti6Al4V, Alt=80 mm, Ancho= 65 mm

15-3972/05 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, derecho, L, Ti6Al4V, Alt=80 mm, Ancho= 75 mm

15-3972/12 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, izquierdo, XS, Ti6Al4V, Alt=80 mm, Ancho= 55 mm

15-3972/13 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, izquierdo, S, Ti6Al4V, Alt=80 mm, Ancho= 60 mm

15-3972/14 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, izquierdo, M, Ti6Al4V, Alt=80 mm, Ancho= 65 mm

15-3972/15 LINK Endo-Model EVO -M, Segmento femoral, cementado, izquierdo, L, Ti6Al4V, Alt=80 mm, Ancho= 75 mm

15-4302/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 80 mm, Ø10 mm

15-4302/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 120 mm, Ø10 mm

15-4302/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset,

L= 160 mm, Ø10 mm

15-4304/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 80 mm, Ø11 mm

15-4304/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 120 mm, Ø11 mm

15-4304/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 160 mm, Ø11 mm

15-4304/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 180 mm, Ø11 mm

15-4304/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 240 mm, Ø11 mm

15-4305/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 80 mm, Ø13 mm

15-4305/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 120 mm, Ø13 mm

15-4305/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 160 mm, Ø13 mm

15-4305/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 180 mm, Ø13 mm

15-4305/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 240 mm, Ø13 mm

15-4306/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 80 mm, Ø13 mm

15-4306/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 120 mm, Ø15 mm

15-4306/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 160 mm, Ø15 mm

15-4306/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 180 mm, Ø15 mm

15-4306/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 3 mm Offset, L= 240 mm, Ø15 mm

15-4310/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 60 mm, Ø10 mm

15-4310/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 80 mm, Ø10 mm

15-4310/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 120 mm, Ø10 mm

15-4310/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 160 mm, Ø10 mm

15-4311/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 60 mm, Ø11 mm

15-4311/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 80 mm, Ø11 mm

15-4311/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 120 mm, Ø11 mm

15-4311/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm



Offset, L= 120 mm, Ø17 mm

15-4317/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 160 mm, Ø17 mm

15-4318/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 60 mm, Ø18 mm

15-4318/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 80 mm, Ø18 mm

15-4318/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 120 mm, Ø18 mm

15-4318/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 160 mm, Ø18 mm

15-4319/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 60 mm, Ø19 mm

15-4319/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 80 mm, Ø19 mm

15-4319/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 120 mm, Ø19 mm

15-4319/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 160 mm, Ø19 mm

15-4320/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 60 mm, Ø20 mm

15-4320/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 80 mm, Ø20 mm

15-4320/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 120 mm, Ø20 mm

15-4320/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 160 mm, Ø20 mm

15-4322/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 120 mm, Ø22 mm

15-4322/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 3 mm Offset, L= 160 mm, Ø22 mm

15-4602/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 80 mm, Ø10 mm

15-4602/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 120 mm, Ø10 mm

15-4602/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 160 mm, Ø10 mm

15-4604/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 80 mm, Ø11 mm

15-4604/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 120 mm, Ø11 mm

15-4604/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 160 mm, Ø11 mm

15-4604/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 180 mm, Ø11 mm

15-4604/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset,



L= 240 mm, Ø11 mm

15-4605/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 80 mm, Ø13 mm

15-4605/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 120 mm, Ø13 mm

15-4605/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 160 mm, Ø13 mm

15-4605/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 180 mm, Ø13 mm

15-4605/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 240 mm, Ø13 mm

15-4606/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 80 mm, Ø15 mm

15-4606/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 120 mm, Ø15 mm

15-4606/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 160 mm, Ø15 mm

15-4606/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 180 mm, Ø15 mm

15-4606/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, cónico, 6 mm Offset, L= 240 mm, Ø15 mm

15-4610/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 60 mm, Ø10 mm

15-4610/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 80 mm, Ø10 mm

15-4610/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 120 mm, Ø10 mm

15-4610/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 160 mm, Ø10 mm

15-4611/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 60 mm, Ø11 mm

15-4611/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 80 mm, Ø11 mm

15-4611/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 120 mm, Ø11 mm

15-4611/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 160 mm, Ø11 mm

15-4612/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 60 mm, Ø12 mm

15-4612/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 80 mm, Ø12 mm

15-4612/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 120 mm, Ø12 mm

15-4612/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm Offset, L= 160 mm, Ø12 mm

15-4613/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm



Offset, L= 160 mm, Ø18 mm

15-4619/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm  
Offset, L= 60 mm, Ø19 mm

15-4619/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm  
Offset, L= 80 mm, Ø19 mm

15-4619/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm  
Offset, L= 120 mm, Ø19 mm

15-4619/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm  
Offset, L= 160 mm, Ø19 mm

15-4620/06 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm  
Offset, L= 60 mm, Ø20 mm

15-4620/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm  
Offset, L= 80 mm, Ø20 mm

15-4620/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm  
Offset, L= 120 mm, Ø20 mm

15-4620/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm  
Offset, L= 160 mm, Ø20 mm

15-4622/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm  
Offset, L= 120 mm, Ø22 mm

15-4622/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, no cementado, Ti6Al4V, cilíndrico, 6 mm  
Offset, L= 160 mm, Ø22 mm

15-4809/01 LINK Endo-Model EVO -M, Componente tibial, cementado, XS, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 55 mm

15-4809/02 LINK Endo-Model EVO -M, Componente tibial, cementado, S, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 60 mm

15-4809/03 LINK Endo-Model EVO -M, Componente tibial, cementado, M, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 65 mm

15-4809/04 LINK Endo-Model EVO -M, Componente tibial, cementado, S, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 75 mm

15-4810/11 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, derecho, XS, CoCrMo, Bisagra rotatoria, Ancho= 55 mm

15-4810/12 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, izquierdo, XS, CoCrMo, Bisagra rotatoria, Ancho= 55 mm

15-4811/11 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, derecho, S, CoCrMo, Bisagra rotatoria, Ancho= 60 mm

15-4811/12 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, izquierdo, S, CoCrMo, Bisagra rotatoria, Ancho= 60 mm

15-4812/11 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, derecho, M, CoCrMo, Bisagra rotatoria, Ancho= 65 mm

15-4812/12 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, izquierdo, M, CoCrMo, Bisagra rotatoria, Ancho= 65 mm

15-4813/11 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, derecho, L, CoCrMo, Bisagra rotatoria, Ancho= 75 mm

15-4813/12 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, izquierdo, L, CoCrMo, Bisagra rotatoria, Ancho= 75 mm

15-5302/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 3 mm



Offset, L= 160 mm, Ø11 mm

15-5604/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 180 mm, Ø11 mm

15-5604/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 240 mm, Ø11 mm

15-5605/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 80 mm, Ø13 mm

15-5605/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 120 mm, Ø13 mm

15-5605/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 160 mm, Ø13 mm

15-5605/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 180 mm, Ø13 mm

15-5605/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 240 mm, Ø13 mm

15-5606/08 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 80 mm, Ø15 mm

15-5606/12 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 120 mm, Ø15 mm

15-5606/16 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 160 mm, Ø15 mm

15-5606/18 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 180 mm, Ø15 mm

15-5606/24 LINK Endo-Model EVO -M, Vástago Modular Offset, cementado, CoCrMo, TiNbN, cónico, 6 mm  
Offset, L= 240 mm, Ø15 mm

15-6118/29 LINK Endo-Model EVO -M, Set de reemplazo, Ti6Al4V, CoCrMo, para adaptador de cono

15-6118/30 LINK Endo-Model EVO -M, Set de reemplazo, Ti6Al4V, CoCrMo, TiNbN, para adaptador de cono

15-8541/06 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no  
cementado, Reemplazo condilar, derecho, S, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 60 mm

15-8541/08 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no  
cementado, Reemplazo condilar, izquierdo, S, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 60 mm

15-8541/10 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no  
cementado, Reemplazo condilar, derecho, M, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 65 mm

15-8541/12 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no  
cementado, Reemplazo condilar, izquierdo, M, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 65 mm

15-8541/14 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no  
cementado, Reemplazo condilar, derecho, L, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 75 mm

15-8541/16 LINK Endo-Model EVO -W, Componente /de articulación modular, Componente femoral, no  
cementado, Reemplazo condilar, izquierdo, L, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 75 mm

15-8542/02 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no  
cementado, Reemplazo condilar, derecho, XS, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 55 mm

15-8542/04 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no  
cementado, Reemplazo condilar, izquierdo, XS, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria, ancho= 55 mm

15-8542/22 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral,  
cementado, Reemplazo intracondilar, derecho, XS, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria

15-8542/24 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral,

cementado, Reemplazo intracondilar, izquierdo, XS, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria  
15-8542/26 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, cementado, Reemplazo intracondilar, derecho, S, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria  
15-8542/28 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, cementado, Reemplazo intracondilar, izquierdo, S, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria  
15-8542/30 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, cementado, Reemplazo intracondilar, derecho, M, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria  
15-8542/32 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, cementado, Reemplazo intracondilar, izquierdo, M, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria  
15-8542/34 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, cementado, Reemplazo intracondilar, derecho, L, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria  
15-8542/36 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, cementado, Reemplazo intracondilar, izquierdo, L, UHMWPE, CoCrMo, Bisagra rotatoria  
15-9537/06 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, CoCrMo, TiNbN, izquierdo, XS, Bisagra rotatoria  
15-9537/07 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, CoCrMo, TiNbN, izquierdo, S, Bisagra rotatoria  
15-9537/08 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, CoCrMo, TiNbN, izquierdo, M, Bisagra rotatoria  
15-9537/09 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, CoCrMo, TiNbN, izquierdo, L, Bisagra rotatoria  
15-9537/10 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, derecho/izquierdo, XS, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9537/11 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, derecho/izquierdo, S, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9537/12 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, derecho/izquierdo, M, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9537/13 LINK Endo-Model EVO, Set de reemplazo, derecho/izquierdo, L, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9537/14 LINK Endo-Model EVO, platillo tibial con tornillo de platillo, XS, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, para LINK Endo-Model EVO Bisagra rotatoria  
15-9537/15 LINK Endo-Model EVO, platillo tibial con tornillo de platillo, S, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, para LINK Endo-Model EVO Bisagra rotatoria  
15-9537/16 LINK Endo-Model EVO, platillo tibial con tornillo de platillo, M, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, para LINK Endo-Model EVO Bisagra rotatoria  
15-9537/17 LINK Endo-Model EVO, platillo tibial con tornillo de platillo, L, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, para LINK Endo-Model EVO Bisagra rotatoria  
15-9542/02 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no cementado, Reemplazo condilar, derecho, XS, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, ancho= 55 mm  
15-9542/04 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no cementado, Reemplazo condilar, izquierdo, XS, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, ancho= 55 mm  
15-9542/06 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no cementado, Reemplazo condilar, derecho, S, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, ancho= 60 mm  
15-9542/08 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no cementado, Reemplazo condilar, izquierdo, S, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, ancho= 60 mm  
15-9542/10 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no cementado, Reemplazo condilar, derecho, M, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, ancho= 65 mm  
15-9542/12 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no cementado, Reemplazo condilar, izquierdo, M, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, ancho= 65 mm  
15-9542/14 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no

cementado, Reemplazo condilar, derecho, L, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, ancho= 75 mm  
15-9542/16 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral, no  
cementado, Reemplazo condilar, izquierdo, L, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria, ancho= 75 mm  
15-9542/22 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral,  
cementado, Reemplazo intracondilar, derecho, XS, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9542/24 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral,  
cementado, Reemplazo intracondilar, izquierdo, XS, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9542/26 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral,  
cementado, Reemplazo intracondilar, derecho, S, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9542/28 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral,  
cementado, Reemplazo intracondilar, izquierdo, S, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9542/30 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral,  
cementado, Reemplazo intracondilar, derecho, M, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9542/32 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral,  
cementado, Reemplazo intracondilar, izquierdo, M, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9542/34 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral,  
cementado, Reemplazo intracondilar, derecho, L, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9542/36 LINK Endo-Model EVO -W, Componente de articulación modular, Componente femoral,  
cementado, Reemplazo intracondilar, izquierdo, L, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, Bisagra rotatoria  
15-9809/01 LINK Endo-Model EVO -M, Componente tibial, cementado, XS, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, ancho= 55 mm  
15-9809/02 LINK Endo-Model EVO -M, Componente tibial, cementado, S, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, ancho= 60 mm  
15-9809/03 LINK Endo-Model EVO -M, Componente tibial, cementado, M, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, ancho= 65 mm  
15-9809/04 LINK Endo-Model EVO -M, Componente tibial, cementado, S, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, ancho= 75 mm  
15-9810/11 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, derecho, XS, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, Ancho= 55 mm  
15-9810/12 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, izquierdo, XS, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, Ancho= 55 mm  
15-9811/11 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, derecho, S, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, Ancho= 60 mm  
15-9811/12 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, izquierdo, S, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, Ancho= 60 mm  
15-9812/11 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, derecho, M, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, Ancho= 65 mm  
15-9812/12 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, izquierdo, M, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, Ancho= 65 mm  
15-9813/11 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, derecho, L, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, Ancho= 75 mm  
15-9813/12 LINK Endo-Model EVO -M, Componente femoral, cementado, izquierdo, L, CoCrMo, TiNbN,  
Bisagra rotatoria, Ancho= 75 mm  
Instrumental asociado.

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

El Sistema se indica para enfermedades que limitan la movilidad, fracturas o defectos de la articulación de la rodilla, del fémur distal o de la tibia proximal que no pueden tratarse mediante procedimientos conservadores u osteosintéticos (por ejemplo; artrosis primaria y secundaria; artritis reumatoide; revisión tras artroplastia total de rodilla primaria o de revisión, necrosis óseas que no comprometan el éxito de la implantación de una endoprótesis total de rodilla con bisagra; deformidades en varo o valgo, cirugía oncológica y de revisión en miembros inferiores.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Implantes: unidad estéril

Instrumentales: unidad no estéril

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante:

Waldemar Link GmbH & Co. KG

Lugar de elaboración:

Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1020-82 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-005462-25-1

Nº Identificador Trámite: 70021

AM