



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Año de la Grandeza Argentina

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-000869-26-9

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Nº 1-0047-3110-000869-26-9

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por MED BAY S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

**DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 2383-9

Nombre descriptivo: Sutura absorbible de Polidioxanona sin nudos

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
16-584 Suturas, Sintéticas, Absorbibles, de Polidioxanona

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Pinion™; Meril; Meril Endo Surgery

Modelos:

Pinion™ PDO

PNDS010201 (SP BARB PDO VIO 1 X 45-36MM HC RC UD)  
PNDS010201H (SP BARB PDO VIO 1 X 45-36MM HC RC UD (6X1))  
PNDS010201XL (SP BARB PDO VIO 1 X 60-36MM HC RC UD)  
PNDS010307 (SP BARB PDO VIO 1 X 15-37MM HC RB UD)  
PNDS010317 (SP BARB PDO VIO 1 X 30-37MM HC RB UD)  
PNDS010400 (SP BARB PDO VIO 1 X 45-48MM HC RB UD)  
PNDS100306 (SP BARB PDO VIO 0 X 15-37MM HC RB UD)  
PNDS100306H (SP BARB PDO VIO 0 X 15-37MM HC RB UD (6X1))  
PNDS100316 (SP BARB PDO VIO 0 X 30-37MM HC RB UD)

PNDS100316H (SP BARB PDO VIO 0 X 30-37MM HC RB UD (6X1))  
PNDS100326 (SP BARB PDO VIO 0 X 45-37MM HC RB UD)  
PNDS100326H (SP BARB PDO VIO 0 X 45-37MM HC RB UD (6X1))  
PNDS100336 (SP BARB PDO VIO 0 X 60-37MM HC RB UD)  
PNDS10411BD (SP BARB PDO VIO 0 X 30X30-36MM HC RB DN BD)  
PNDS200315 (SP BARB PDO VIO 2-0 X 30-37MM HC RB UD)  
PNDS200403 (SP BARB PDO VIO 2-0 X 45-36MM HC RB UD)  
PNDS200403H (SP BARB PDO VIO 2-0 X 45-36MM HC RB UD (6X1))  
PNDS200408 (SP BARB PDO VIO 2-0 X 45-26MM HC RB UD)  
PNDS200415 (SP BARB PDO VIO 2-0 X 15-36MM HC RB UD)  
PNDS200615 (SP BARB PDO VIO 2-0 X 30-26MM HC RB UD)  
PNDS202145 (SP BARB PDO VIO 2-0 X 25-27MM HC RB UD)  
PNDS202145H (SP BARB PDO VIO 2-0 X 25-27MM HC RBUD (6X1))  
PNDS300024 (SP BARB PDO VIO 3-0 X 45-19MM CU RC UD)  
PNDS300604 (SP BARB PDO VIO 3-0 X 15-26MM HC RB UD)  
PNDS300604H (SP BARB PDO VIO 3-0 X 15-26MM HC RB UD (6X1))  
PNDS300644 (SP BARB PDO VIO 3-0 X 23-26MM HC RB UD)  
PNDS300804 (SP BARB PDO VIO 3-0 X 15-17MM HC RB UD)  
PNDS300814 (SP BARB PDO VIO 3-0 X 30-17MM HC RB UD)  
PNDS400803 (SP BARB PDO VIO 4-0 X 15-17MM HC RB UD)

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

La sutura sin nudos Pinion™ PDO está indicada para su uso en la aproximación de tejidos blandos donde el uso de suturas absorbibles es apropiado.

Período de vida útil: 5 (cinco) años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No Corresponde

Forma de presentación: Caja por 6 unidades  
Caja por 12 unidades

Método de esterilización: Óxido de Etileno

Nombre del fabricante:  
Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.

Lugar de elaboración:  
Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No. 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi-396 191, Gujarat, India

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 2383-9 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-000869-26-9

Nº Identificadorio Trámite: 75443

AM

