



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**

Año de la Grandeza Argentina

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-008935-25-5

---

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N° 1-0047-3110-008935-25-5

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Unifarma S.A ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

## **DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 954-277

Nombre descriptivo: Sistema de Endoprótesis Aórtico tipo Chimenea

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
17-461 - Endoprótesis (Stents), vasculares

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Ankura™

Modelos:

Sistema de Endoprótesis Aórtico Ankura™ Pro

TAA2020040LP-18, TAA2020060LP-18, TAA2020080LP-18, TAA2020100LP-18, TAA2020120LP-18,  
TAA2022040LP-18, TAA2022060LP-18, TAA2022080LP-18, TAA2022100LP-18, TAA2022120LP-18,

















TAA4543140LP-22, TAA4543160LP-22, TAA4543180LP-22, TAA4543200LP-22, TAA4545040LP-22, TAA4545060LP-22, TAA4545080LP-22, TAA4545100LP-22, TAA4545120LP-22, TAA4545140LP-22, TAA4545160LP-22, TAA4545180LP-22, TAA4545200LP-22, TAA4636040LP-22, TAA4636060LP-22, TAA4636080LP-22, TAA4636100LP-22, TAA4636120LP-22, TAA4636140LP-22, TAA4636160LP-22, TAA4636180LP-22, TAA4636200LP-22, TAA4638040LP-22, TAA4638060LP-22, TAA4638080LP-22, TAA4638100LP-22, TAA4638120LP-22, TAA4638140LP-22, TAA4638160LP-22, TAA4638180LP-22, TAA4638200LP-22, TAA4640040LP-22, TAA4640060LP-22, TAA4640080LP-22, TAA4640100LP-22, TAA4640120LP-22, TAA4640140LP-22, TAA4640160LP-22, TAA4640180LP-22, TAA4640200LP-22, TAA4642040LP-22, TAA4642060LP-22, TAA4642080LP-22, TAA4642100LP-22, TAA4642120LP-22, TAA4642140LP-22, TAA4642160LP-22, TAA4642180LP-22, TAA4642200LP-22, TAA4644040LP-22, TAA4644060LP-22, TAA4644080LP-22, TAA4644100LP-22, TAA4644120LP-22, TAA4644140LP-22, TAA4644160LP-22, TAA4644180LP-22, TAA4644200LP-22, TAA4646040LP-22, TAA4646060LP-22, TAA4646080LP-22, TAA4646100LP-22, TAA4646120LP-22, TAA4646140LP-22, TAA4646160LP-22, TAA4646180LP-22, TAA4646200LP-22.

#### Sistema de Endoprótesis de Rama Aórtico Longuette™

CV-06050S-10, CV-06050M-10, CV-06050L-10, CV-06060S-10, CV-06060M-10, CV-06060L-10, CV-06070S-10, CV-06070M-10, CV-06070L-10, CV-06080S-10, CV-06080M-10, CV-06080L-10, CV-06090S-10, CV-06090M-10, CV-06090L-10, CV-06100S-10, CV-06100M-10, CV-06100L-10, CV-06110S-10, CV-06110M-10, CV-06110L-10, CV-07050S-10, CV-07050M-10, CV-07050L-10, CV-07060S-10, CV-07060M-10, CV-07060L-10, CV-07070S-10, CV-07070M-10, CV-07070L-10, CV-07080S-10, CV-07080M-10, CV-07080L-10, CV-07090S-10, CV-07090M-10, CV-07090L-10, CV-07100S-10, CV-07100M-10, CV-07100L-10, CV-07110S-10, CV-07110M-10, CV-07110L-10, CV-08050S-10, CV-08050M-10, CV-08050L-10, CV-08060S-10, CV-08060M-10, CV-08060L-10, CV-08070S-10, CV-08070M-10, CV-08070L-10, CV-08080S-10, CV-08080M-10, CV-08080L-10, CV-08090S-10, CV-08090M-10, CV-08090L-10, CV-08100S-10, CV-08100M-10, CV-08100L-10, CV-08110S-10, CV-08110M-10, CV-08110L-10, CV-09050S-10, CV-09050M-10, CV-09050L-10, CV-09060S-10, CV-09060M-10, CV-09060L-10, CV-09070S-10, CV-09070M-10, CV-09070L-10, CV-09080S-10, CV-09080M-10, CV-09080L-10, CV-09090S-10, CV-09090M-10, CV-09090L-10, CV-09100S-10, CV-09100M-10, CV-09100L-10, CV-09110S-10, CV-09110M-10, CV-09110L-10, CV-10050S-10, CV-10050M-10, CV-10050L-10, CV-10060S-10, CV-10060M-10, CV-10060L-10, CV-10070S-10, CV-10070M-10, CV-10070L-10, CV-10080S-10, CV-10080M-10, CV-10080L-10, CV-10090S-10, CV-10090M-10, CV-10090L-10, CV-10100S-10, CV-10100M-10, CV-10100L-10, CV-10110S-10, CV-10110M-10, CV-10110L-10, CV-11050S-10, CV-11050M-10, CV-11050L-10, CV-11060S-10, CV-11060M-10, CV-11060L-10, CV-11070S-10, CV-11070M-10, CV-11070L-10, CV-11080S-10, CV-11080M-10, CV-11080L-10, CV-11090S-10, CV-11090M-10, CV-11090L-10, CV-11100S-10, CV-11100M-10, CV-11100L-10, CV-11110S-10, CV-11110M-10, CV-11110L-10, CV-12050S-10, CV-12050M-10, CV-12050L-10, CV-12060S-10, CV-12060M-10, CV-12060L-10, CV-12070S-10, CV-12070M-10, CV-12070L-10, CV-12080S-10, CV-12080M-10, CV-12080L-10, CV-12090S-10, CV-12090M-10, CV-12090L-10, CV-12100S-10, CV-12100M-10, CV-12100L-10, CV-12110S-10, CV-12110M-10, CV-12110L-10, CV-13050S-10, CV-13050M-10, CV-13050L-10, CV-13060S-10, CV-13060M-10, CV-13060L-10, CV-13070S-10, CV-13070M-10, CV-13070L-10, CV-13080S-10, CV-13080M-10, CV-13080L-10, CV-13090S-10, CV-13090M-10, CV-13090L-10, CV-13100S-10, CV-13100M-10, CV-13100L-10, CV-13110S-10, CV-13110M-10, CV-13110L-10, CV-14050S-10, CV-14050M-10, CV-14050L-10, CV-14060S-10, CV-14060M-10, CV-14060L-10, CV-14070S-10, CV-14070M-10, CV-14070L-10, CV-14080S-10, CV-14080M-10, CV-14080L-10, CV-14090S-10, CV-14090M-10, CV-14090L-10, CV-14100S-10, CV-14100M-10, CV-14100L-10, CV-14110S-10, CV-14110M-10, CV-14110L-10, CV-15050S-12, CV-15050M-12, CV-15050L-12, CV-15060S-12, CV-15060M-12, CV-15060L-12, CV-15070S-12, CV-15070M-12, CV-15070L-12, CV-

15080S-12, CV-15080M-12, CV-15080L-12, CV-15090S-12, CV-15090M-12, CV-15090L-12, CV-15100S-12, CV-15100M-12, CV-15100L-12, CV-15110S-12, CV-15110M-12, CV-15110L-12, CV-16050S-12, CV-16050M-12, CV-16050L-12, CV-16060S-12, CV-16060M-12, CV-16060L-12, CV-16070S-12, CV-16070M-12, CV-16070L-12, CV-16080S-12, CV-16080M-12, CV-16080L-12, CV-16090S-12, CV-16090M-12, CV-16090L-12, CV-16100S-12, CV-16100M-12, CV-16100L-12, CV-16110S-12, CV-16110M-12, CV-16110L-12, CV-17050S-12, CV-17050M-12, CV-17050L-12, CV-17060S-12, CV-17060M-12, CV-17060L-12, CV-17070S-12, CV-17070M-12, CV-17070L-12, CV-17080S-12, CV-17080M-12, CV-17080L-12, CV-17090S-12, CV-17090M-12, CV-17090L-12, CV-17100S-12, CV-17100M-12, CV-17100L-12, CV-17110S-12, CV-17110M-12, CV-17110L-12, CV-18050S-12, CV-18050M-12, CV-18050L-12, CV-18060S-12, CV-18060M-12, CV-18060L-12, CV-18070S-12, CV-18070M-12, CV-18070L-12, CV-18080S-12, CV-18080M-12, CV-18080L-12, CV-18090S-12, CV-18090M-12, CV-18090L-12, CV-18100S-12, CV-18100M-12, CV-18100L-12, CV-18110S-12, CV-18110M-12, CV-18110L-12, CV-19050S-12, CV-19050M-12, CV-19050L-12, CV-19060S-12, CV-19060M-12, CV-19060L-12, CV-19070S-12, CV-19070M-12, CV-19070L-12, CV-19080S-12, CV-19080M-12, CV-19080L-12, CV-19090S-12, CV-19090M-12, CV-19090L-12, CV-19100S-12, CV-19100M-12, CV-19100L-12, CV-19110S-12, CV-19110M-12, CV-19110L-12, CV-20050S-12, CV-20050M-12, CV-20050L-12, CV-20060S-12, CV-20060M-12, CV-20060L-12, CV-20070S-12, CV-20070M-12, CV-20070L-12, CV-20080S-12, CV-20080M-12, CV-20080L-12, CV-20090S-12, CV-20090M-12, CV-20090L-12, CV-20100S-12, CV-20100M-12, CV-20100L-12, CV-20110S-12, CV-20110M-12, CV-20110L-12.

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

El Sistema de Endoprótesis Aórtico tipo Chimenea Ankura™ está indicado para el tratamiento endovascular de la disección aórtica que involucra el arco aórtico mediante una técnica de intervención endovascular. La aorta proximal tiene una zona de aterrizaje saludable de más de 15 mm. El diámetro de la zona de aterrizaje de la aorta proximal varía entre 25 y 44 mm.

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: Óxido de etileno

Nombre del fabricante:

Lifotech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Lugar de elaboración:

8F, Lifotech Scientific Building, No. 22, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen 518063, China

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 954-277 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-008935-25-5

Nº Identificador Trámite: 73584

AM