



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-002020-26-7

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-002020-26-7

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por ARTRO S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1479-6

Nombre descriptivo: Sistema De Reemplazo De Articulación De Rodilla e Instrumental Asociado.

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-096 Prótesis, de articulación , para rodilla, total.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): KAPS®, T.KAPS®, TRIUM®

Modelos:

MARCA:KAPS®

MODELOS

COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO

PG01-0001 COMPONENTE FEMORAL UNI F1 CEMENTADO DERECHO MED/IZQUIERDO LAT

PG01-0002 COMPONENTE FEMORAL UNI F2 CEMENTADO DERECHO MED/IZQUIERDO LAT

PG01-0003 COMPONENTE FEMORAL UNI F3 CEMENTADO DERECHO MED/IZQUIERDO LAT

PG01-0004 COMPONENTE FEMORAL UNI F4 CEMENTADO DERECHO MED/IZQUIERDO LAT

PG01-0011 COMPONENTE FEMORAL UNI F1 CEMENTADO IZQUIERDO MED/DERECHO LAT

PG01-0012 COMPONENTE FEMORAL UNI F2 CEMENTADO IZQUIERDO MED/DERECHO LAT

PG01-0013 COMPONENTE FEMORAL UNI F3 CEMENTADO IZQUIERDO MED/DERECHO LAT

PG01-0014 COMPONENTE FEMORAL UNI F4 CEMENTADO IZQUIERDO MED/DERECHO LAT
COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO
PG01-3001 COMPONENTE FEMORAL UNI F1 NO CEMENTADO DERECHO MED/IZQUIERDO LAT
PG01-3002 COMPONENTE FEMORAL UNI F2 NO CEMENTADO DERECHO MED/IZQUIERDO LAT
PG01-3003 COMPONENTE FEMORAL UNI F3 NO CEMENTADO DERECHO MED/IZQUIERDO LAT
PG01-3004 COMPONENTE FEMORAL UNI F4 NO CEMENTADO DERECHO MED/IZQUIERDO LAT
PG01-3011 COMPONENTE FEMORAL UNI F1 NO CEMENTADO IZQUIERDO MED/DERECHO LAT
PG01-3012 COMPONENTE FEMORAL UNI F2 NO CEMENTADO IZQUIERDO MED/DERECHO LAT
PG01-3013 COMPONENTE FEMORAL UNI F3 NO CEMENTADO IZQUIERDO MED/DERECHO LAT
PG01-3014 COMPONENTE FEMORAL UNI F4 NO CEMENTADO IZQUIERDO MED/DERECHO LAT
BASE TIBIAL CEMENTADA FULL PE
PG01-1108 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T1 H8 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1110 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T1 H10 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1112 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T1 H12 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1114 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T1 H14 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1208 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T2 H8 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1210 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T2 H10 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1212 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T2 H12 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1214 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T2 H14 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1308 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T3 H8 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1310 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T3 H10 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1312 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T3 H12 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1314 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T3 H14 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1408 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T4 H8 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1410 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T4 H10 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1412 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T4 H12 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1414 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T4 H14 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1508 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T5 H8 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1510 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T5 H10 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1512 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T5 H12 CEMENTADA UHMWPE
PG01-1514 BANDEJA TIBIAL COMPLETA PE UNI T5 H14 CEMENTADA UHMWPE
BASE TIBIAL MOVIL CEMENTADA
PG01-2601 BANDEJA TIBIAL MÓVIL UNI T1 CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-2602 BANDEJA TIBIAL MÓVIL UNI T2 CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-2603 BANDEJA TIBIAL MÓVIL UNI T3 CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-2604 BANDEJA TIBIAL MÓVIL UNI T4 CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-2605 BANDEJA TIBIAL MÓVIL UNI T5 CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-2611 BANDEJA TIBIAL MÓVIL UNI T1 CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
PG01-2612 BANDEJA TIBIAL MÓVIL UNI T2 CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
PG01-2613 BANDEJA TIBIAL MÓVIL UNI T3 CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
PG01-2614 BANDEJA TIBIAL MÓVIL UNI T4 CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
PG01-2615 BANDEJA TIBIAL MÓVIL UNI T5 CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
BASE TIBIAL FIJA CEMENTADA FIJA
PG01-3601 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T1 CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3602 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T2 CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3603 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T3 CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3604 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T4 CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3605 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T5 CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3611 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T1 CEMENTADA IZQUIERDA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3612 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T2 CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
PG01-3613 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T3 CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
PG01-3614 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T4 CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
PG01-3615 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T5 CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
BASE TIBIAL FIJA NO CEMENTADA
PG01-3701 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T1 NO CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3702 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T2 NO CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3703 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T3 NO CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3704 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T4 NO CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3705 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T5 NO CEMENTADA DERECHA MED/IZQUIERDA LAT
PG01-3711 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T1 NO CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
PG01-3712 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T2 NO CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
PG01-3713 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T3 NO CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT

PG01-3714 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T4 NO CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
PG01-3715 BANDEJA TIBIAL FIJA UNI T5 NO CEMENTADA IZQUIERDA MED/DERECHA LAT
INSERTO MOVIL

PG01-0108 INSERTO MÓVIL UNI F1 H8 UHMWPE
PG01-0109 INSERTO MÓVIL UNI F1 H9 UHMWPE
PG01-0110 INSERTO MÓVIL UNI F1 H10 UHMWPE
PG01-0111 INSERTO MÓVIL UNI F1 H11 UHMWPE
PG01-0112 INSERTO MÓVIL UNI F1 H12 UHMWPE
PG01-0208 INSERTO MÓVIL UNI F2 H8 UHMWPE
PG01-0209 INSERTO MÓVIL UNI F2 H9 UHMWPE
PG01-0210 INSERTO MÓVIL UNI F2 H10 UHMWPE
PG01-0211 INSERTO MÓVIL UNI F2 H11 UHMWPE
PG01-0212 INSERTO MÓVIL UNI F2 H12 UHMWPE
PG01-0308 INSERTO MÓVIL UNI F3 H8 UHMWPE
PG01-0309 INSERTO MÓVIL UNI F3 H9 UHMWPE
PG01-0310 INSERTO MÓVIL UNI F3 H10 UHMWPE
PG01-0311 INSERTO MÓVIL UNI F3 H11 UHMWPE
PG01-0312 INSERTO MÓVIL UNI F3 H12 UHMWPE
PG01-0408 INSERTO MÓVIL UNI F4 H8 UHMWPE
PG01-0409 INSERTO MÓVIL UNI F4 H9 UHMWPE
PG01-0410 INSERTO MÓVIL UNI F4 H10 UHMWPE
PG01-0411 INSERTO MÓVIL UNI F4 H11 UHMWPE
PG01-0412 INSERTO MÓVIL UNI F4 H12 UHMWPE
INSERTO FIJO

PG01-3109 INSERTO FIJO UNI T1 H9 UHMWPE
PG01-3110 INSERTO FIJO UNI T1 H10 UHMWPE
PG01-3111 INSERTO FIJO UNI T1 H11 UHMWPE
PG01-3112 INSERTO FIJO UNI T1 H12 UHMWPE
PG01-3114 INSERTO FIJO UNI T1 H14 UHMWPE
PG01-3209 INSERTO FIJO UNI T2 H9 UHMWPE
PG01-3210 INSERTO FIJO UNI T2 H10 UHMWPE
PG01-3111 INSERTO FIJO UNI T1 H11 UHMWPE
PG01-3212 INSERTO FIJO UNI T2 H12 UHMWPE
PG01-3214 INSERTO FIJO UNI T2 H14 UHMWPE
PG01-3309 INSERTO FIJO UNI T3 H9 UHMWPE
PG01-3310 INSERTO FIJO UNI T3 H10 UHMWPE
PG01-3311 INSERTO FIJO UNI T3 H11 UHMWPE
PG01-3312 INSERTO FIJO UNI T3 H12 UHMWPE
PG01-3314 INSERTO FIJO UNI T3 H14 UHMWPE
PG01-3409 INSERTO FIJO UNI T4 H9 UHMWPE
PG01-3410 INSERTO FIJO UNI T4 H10 UHMWPE
PG01-3411 INSERTO FIJO UNI T4 H11 UHMWPE
PG01-3412 INSERTO FIJO UNI T4 H12 UHMWPE
PG01-3414 INSERTO FIJO UNI T4 H14 UHMWPE
PG01-3509 INSERTO FIJO UNI T5 H9 UHMWPE
PG01-3510 INSERTO FIJO UNI T5 H10 UHMWPE
PG01-3511 INSERTO FIJO UNI T5 H11 UHMWPE
PG01-3512 INSERTO FIJO UNI T5 H12 UHMWPE
PG01-3514 INSERTO FIJO UNI T5 H14 UHMWPE

TORNILLOS

PG01-0920 TORNILLO ESPONJOSO Ø6 L20 CHC 3.5
PG01-0925 TORNILLO ESPONJOSO Ø6 L25 CHC 3.5
PG01-0930 TORNILLO ESPONJOSO Ø6 L30 CHC 3.5
PG01-0935 TORNILLO ESPONJOSO Ø6 L35 CHC 3.5
PG01-0940 TORNILLO ESPONJOSO Ø6 L40 CHC 3.5
PG01-0945 TORNILLO ESPONJOSO Ø6 L45 CHC 3.5
PG01-0950 TORNILLO ESPONJOSO Ø6 L50 CHC 3.5

MARCA:T.KAPS®

MODELOS

COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO

PG03-3000 COMPONENTE FEMORAL TRI F0 - NO CEMENTADO DERECHO
PG03-3001 COMPONENTE FEMORAL TRI F1 - NO CEMENTADO DERECHO

PG03-3002 COMPONENTE FEMORAL TRI F2 - NO CEMENTADO DERECHO
PG03-3003 COMPONENTE FEMORAL TRI F3 - NO CEMENTADO DERECHO
PG03-3004 COMPONENTE FEMORAL TRI F4 - NO CEMENTADO DERECHO
PG03-3005 COMPONENTE FEMORAL TRI F5 - NO CEMENTADO DERECHO
PG03-3006 COMPONENTE FEMORAL TRI F6 - NO CEMENTADO DERECHO
PG03-3007 COMPONENTE FEMORAL TRI F7 - NO CEMENTADO DERECHO
PG03-3010 COMPONENTE FEMORAL TRI F0 - NO CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-3011 COMPONENTE FEMORAL TRI F1 - NO CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-3012 COMPONENTE FEMORAL TRI F2 - NO CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-3013 COMPONENTE FEMORAL TRI F3 - NO CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-3014 COMPONENTE FEMORAL TRI F4 - NO CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-3015 COMPONENTE FEMORAL TRI F5 - NO CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-3016 COMPONENTE FEMORAL TRI F6 - NO CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-3017 COMPONENTE FEMORAL TRI F7 - NO CEMENTADO IZQUIERDO
COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO
PG03-0000 COMPONENTE FEMORAL TRI F0 - CEMENTADO DERECHO
PG03-0001 COMPONENTE FEMORAL TRI F1 - CEMENTADO DERECHO
PG03-0002 COMPONENTE FEMORAL TRI F2 - CEMENTADO DERECHO
PG03-0003 COMPONENTE FEMORAL TRI F3 - CEMENTADO DERECHO
PG03-0004 COMPONENTE FEMORAL TRI F4 - CEMENTADO DERECHO
PG03-0005 COMPONENTE FEMORAL TRI F5 - CEMENTADO DERECHO
PG03-0006 COMPONENTE FEMORAL TRI F6 - CEMENTADO DERECHO
PG03-0007 COMPONENTE FEMORAL TRI F7 - CEMENTADO DERECHO
PG03-0010 COMPONENTE FEMORAL TRI F0 - CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-0011 COMPONENTE FEMORAL TRI F1 - CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-0012 COMPONENTE FEMORAL TRI F2 - CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-0013 COMPONENTE FEMORAL TRI F3 - CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-0014 COMPONENTE FEMORAL TRI F4 - CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-0015 COMPONENTE FEMORAL TRI F5 - CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-0016 COMPONENTE FEMORAL TRI F6 - CEMENTADO IZQUIERDO
PG03-0017 COMPONENTE FEMORAL TRI F7 - CEMENTADO IZQUIERDO
BASE TIBIAL QUILLA CORTA NO CEMENTADA
PG03-3620 BANDEJA TIBIAL RP T00 - NO CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-3600 BANDEJA TIBIAL RP T0 -NO CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-3601 BANDEJA TIBIAL RP T1 -NO CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-3602 BANDEJA TIBIAL RP T2 NO -CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-3603 BANDEJA TIBIAL RP T3 -NO CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-3604 BANDEJA TIBIAL RP T4 -NO CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-3605 BANDEJA TIBIAL RP T5 NO -CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-3606 BANDEJA TIBIAL RP T6 NO -CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-3607 BANDEJA TIBIAL RP T7 NO -CEMENTADA QUILLA CORTA
BASE TIBIAL QUILLA CORTA CEMENTADA
PG03-0620 BANDEJA TIBIAL RP T00 - CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-0601 BANDEJA TIBIAL RP T1 - CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-0602 BANDEJA TIBIAL RP T2 - CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-0603 BANDEJA TIBIAL RP T3 - CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-0604 BANDEJA TIBIAL RP T4 - CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-0605 BANDEJA TIBIAL RP T5 - CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-0606 BANDEJA TIBIAL RP T6 - CEMENTADA QUILLA CORTA
PG03-0607 BANDEJA TIBIAL RP T7 - CEMENTADA QUILLA CORTA
BASE TIBIAL QUILLA LQRG NO CEMENTADA
PG03-3720 BANDEJA TIBIAL RP T00 - NO CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-3700 BANDEJA TIBIAL RP T0 - NO CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-3701 BANDEJA TIBIAL RP T1 - NO CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-3702 BANDEJA TIBIAL RP T2 - NO CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-3703 BANDEJA TIBIAL RP T3 - NO CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-3704 BANDEJA TIBIAL RP T4 - NO CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-3705 BANDEJA TIBIAL RP T5 - NO CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-3706 BANDEJA TIBIAL RP T6 - NO CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-3707 BANDEJA TIBIAL RP T7 - NO CEMENTADA QUILLA LARGA
BASE TIBIAL QUILLA LARGA CEMENTADA
PG03-0720 BANDEJA TIBIAL RP T00 - CEMENTADA QUILLA LARGA

PG03-0700 BANDEJA TIBIAL RP T0 - CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-0701 BANDEJA TIBIAL RP T1 - CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-0702 BANDEJA TIBIAL RP T2 - CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-0703 BANDEJA TIBIAL RP T3 - CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-0704 BANDEJA TIBIAL RP T4 - CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-0705 BANDEJA TIBIAL RP T5 - CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-0706 BANDEJA TIBIAL RP T6 - CEMENTADA QUILLA LARGA
PG03-0707 BANDEJA TIBIAL RP T7 - CEMENTADA QUILLA LARGA
INSERTO

PG03-1010 INSERTO RP FO H10 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-1012 INSERTO RP FO H12 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-1014 INSERTO RP FO H14 DE UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-1016 INSERTO RP FO H16 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0110 INSERTO RP F1 H10 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0112 INSERTO RP F1 H12 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0114 INSERTO RP F1 H14 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0116 INSERTO RP F1 H16 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0210 INSERTO RP F2 H10 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0212 INSERTO RP F2 H12 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0214 INSERTO RP F2 H14 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0216 INSERTO RP F2 H16 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0310 INSERTO RP F3 H10 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0312 INSERTO RP F3 H12 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0314 INSERTO RP F3 H14 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0316 INSERTO RP F3 H16 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0410 INSERTO RP F4 H10 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0412 INSERTO RP F4 H12 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0414 INSERTO RP F4 H14 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0416 INSERTO RP F4 H16 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0610 INSERTO RP F6 H10 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0612 INSERTO RP F6 H12 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0614 INSERTO RP F6 H14 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0616 INSERTO RP F6 H16 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0710 INSERTO RP F7 H10 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0712 INSERTO RP F7 H12 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0714 INSERTO RP F7 H14 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0716 INSERTO RP F7 H16 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
SUPERFICIE ARTICULAR

PG03-0510 SUPERFICIE ARTICULAR RP F5 H10 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0512 SUPERFICIE ARTICULAR RP F5 H12 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0514 SUPERFICIE ARTICULAR RP F5 H14 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
PG03-0516 SUPERFICIE ARTICULAR RP F5 H16 - UHMWPE ULTRACONGRUENTE
ROTULA

PG03-2332 COMPONENTE ROTULIANO Ø32 - UHMWPE CEMENTADO 3 PIVOTES
PG03-2335 COMPONENTE ROTULIANO Ø35 - UHMWPE CEMENTADO 3 PIVOTES
PG03-2338 COMPONENTE ROTULIANO Ø38 - UHMWPE CEMENTADO 3 PIVOTES
PG03-2341 COMPONENTE ROTULIANO Ø41 - UHMWPE CEMENTADO 3 PIVOTES
PG03-2425 COMPONENTE ROTULIANO Ø25 - UHMWPE CEMENTADO OCULTO
PG03-2428 COMPONENTE ROTULIANO Ø28 - UHMWPE CEMENTADO OCULTO
PG03-2432 COMPONENTE ROTULIANO Ø32 - UHMWPE CEMENTADO OCULTO
PG03-2326 COMPONENTE ROTULIANO Ø26 - UHMWPE CEMENTADO 3 PINES
PG03-2329 COMPONENTE ROTULIANO Ø29 - UHMWPE CEMENTADO 3 PINES
MARCA:TRIUM®

MODELOS

COMPONENTES FEMORAL CEMENTADOS

PG04-0000 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO DERECHO TALLE 0
PG04-0001 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO DERECHO TALLE 1
PG04-0002 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO DERECHO TALLE 2
PG04-0003 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO DERECHO TALLE 3
PG04-0004 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO DERECHO TALLE 4
PG04-0005 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO DERECHO TALLE 5
PG04-0006 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO DERECHO TALLE 6

PG04-0007 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO DERECHO TALLE 7
PG04-0008 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO DERECHO TALLE 8
PG04-0010 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 0
PG04-0011 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 1
PG04-0012 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 2
PG04-0013 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 3
PG04-0014 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 4
PG04-0015 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 5
PG04-0016 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 6
PG04-0017 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 7
PG04-0018 COMPONENTE FEMORAL PS CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 8
COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO
PG04-3000 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO DERECHO TALLE 0
PG04-3001 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO DERECHO TALLE 1
PG04-3002 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO DERECHO TALLE 2
PG04-3003 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO DERECHO TALLE 3
PG04-3004 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO DERECHO TALLE 4
PG04-3005 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO DERECHO TALLE 5
PG04-3006 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO DERECHO TALLE 6
PG04-3007 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO DERECHO TALLE 7
PG04-3008 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO DERECHO TALLE 8
PG04-3010 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 0
PG04-3011 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 1
PG04-3012 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 2
PG04-3013 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 3
PG04-3014 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 4
PG04-3015 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 5
PG04-3016 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 6
PG04-3017 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 7
PG04-3018 COMPONENTE FEMORAL PS NO CEMENTADO IZQUIERDO TALLE 8
BASE TIBIAL MOVIL CEMENTADA
PG04-0800 BANDEJA TIBIAL MÓVIL CEMENTADA TALLE XSA
PG04-0801 BANDEJA TIBIAL MÓVIL CEMENTADA TALLE B
PG04-0802 BANDEJA TIBIAL MÓVIL CEMENTADA TALLE C
PG04-0803 BANDEJA TIBIAL MÓVIL CEMENTADA TALLE D
PG04-0804 BANDEJA TIBIAL MÓVIL CEMENTADA TALLE E
PG04-0805 BANDEJA TIBIAL MÓVIL CEMENTADA TALLE F
PG04-0806 BANDEJA TIBIAL MÓVIL CEMENTADA TALLE G
PG04-0807 BANDEJA TIBIAL MÓVIL CEMENTADA TALLE H
PG04-0808 BANDEJA TIBIAL MÓVIL CEMENTADA TALLE J
PG04-0809 BANDEJA TIBIAL MÓVIL CEMENTADA TALLE K
BASE TIBIAL MOVIL NO CEMENTADA
PG04-3800 BANDEJA TIBIAL MÓVIL NO CEMENTADA TALLE XSA
PG04-3801 BANDEJA TIBIAL MÓVIL NO CEMENTADA TALLE B
PG04-3802 BANDEJA TIBIAL MÓVIL NO CEMENTADA TALLE C
PG04-3803 BANDEJA TIBIAL MÓVIL NO CEMENTADA TALLE D
PG04-3804 BANDEJA TIBIAL MÓVIL NO CEMENTADA TALLE E
PG04-3805 BANDEJA TIBIAL MÓVIL NO CEMENTADA TALLE F
PG04-3806 BANDEJA TIBIAL MÓVIL NO CEMENTADA TALLE G
PG04-3807 BANDEJA TIBIAL MÓVIL NO CEMENTADA TALLE H
PG04-3808 BANDEJA TIBIAL MÓVIL NO CEMENTADA TALLE J
PG04-3809 BANDEJA TIBIAL MÓVIL NO CEMENTADA TALLE K

BASE TIBIAL FIJA CEMENTADA
PG08-0800 BANDEJA TIBIAL FIJA CEMENTADA TALLE A
PG08-0801 BANDEJA TIBIAL FIJA CEMENTADA TALLE B
PG08-0802 BANDEJA TIBIAL FIJA CEMENTADA TALLE C
PG08-0803 BANDEJA TIBIAL FIJA CEMENTADA TALLE D
PG08-0804 BANDEJA TIBIAL FIJA CEMENTADA TALLE E
PG08-0805 BANDEJA TIBIAL FIJA CEMENTADA TALLE F
PG08-0806 BANDEJA TIBIAL FIJA CEMENTADA TALLE G
PG08-0807 BANDEJA TIBIAL FIJA CEMENTADA TALLE H

PG08-0808 BANDEJA TIBIAL FIJA CEMENTADA TALLE J
PG08-0809 BANDEJA TIBIAL FIJA CEMENTADA TALLE K
BASE TIBIA FIJA NO CEMENTADA
PG08-3800 BANDEJA TIBIAL FIJA NO CEMENTADA TALLE A
PG08-3801 BANDEJA TIBIAL FIJA NO CEMENTADA TALLE B
PG08-3802 BANDEJA TIBIAL FIJA NO CEMENTADA TALLE C
PG08-3803 BANDEJA TIBIAL FIJA NO CEMENTADA TALLE D
PG08-3804 BANDEJA TIBIAL FIJA NO CEMENTADA TALLE E
PG08-3805 BANDEJA TIBIAL FIJA NO CEMENTADA TALLE F
PG08-3806 BANDEJA TIBIAL FIJA NO CEMENTADA TALLE G
PG08-3807 BANDEJA TIBIAL FIJA NO CEMENTADA TALLE H
PG08-3808 BANDEJA TIBIAL FIJA NO CEMENTADA TALLE J
PG08-3809 BANDEJA TIBIAL FIJA NO CEMENTADA TALLE K
BASE TIBIAL MODULAR
PG08-0900 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE A CEMENTADA
PG08-0901 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE B CEMENTADA
PG08-0902 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE C CEMENTADA
PG08-0903 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE D CEMENTADA
PG08-0904 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE E CEMENTADA
PG08-0905 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE F CEMENTADA
PG08-0906 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE G CEMENTADA
PG08-0907 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE H CEMENTADA
PG08-0908 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE J CEMENTADA
PG08-0909 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE K CEMENTADA
ROTULA SIMETRICA
PG04-2326 RÓTULA SIMÉTRICA 3 PINES TODO-PE CEMENTADA Ø26
PG04-2329 RÓTULA SIMÉTRICA 3 PINES TODO-PE CEMENTADA Ø29
PG04-2332 RÓTULA SIMÉTRICA 3 PINES TODO-PE CEMENTADA Ø32
PG04-2335 RÓTULA SIMÉTRICA 3 PINES TODO-PE CEMENTADA Ø35
PG04-2338 RÓTULA SIMÉTRICA 3 PINES TODO-PE CEMENTADA Ø38
ROTULA ASIMETRICA
PG04-3329 RÓTULA ASIMÉTRICA 3 PINES TODO-PE CEMENTADA M/L 29
PG04-3332 RÓTULA ASIMÉTRICA 3 PINES TODO-PE CEMENTADA M/L 32
PG04-3335 RÓTULA ASIMÉTRICA 3 PINES TODO-PE CEMENTADA M/L 35
PG04-3338 RÓTULA ASIMÉTRICA 3 PINES TODO-PE CEMENTADA M/L 38
PG04-3341 RÓTULA ASIMÉTRICA 3 PINES TODO-PE CEMENTADA M/L 41
INSERTO MOVIL
PG04-1010 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 0 10 MM
PG04-1011 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 0 11MM
PG04-1012 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 0 12 MM
PG04-1014 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 0 14 MM
PG04-1016 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 0 16 MM
PG04-0110 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 1 10 MM
PG04-0111 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 1 11MM
PG04-0112 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 1 12 MM
PG04-0114 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 1 14 MM
PG04-0116 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 1 16 MM
PG04-0210 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 2 10 MM
PG04-0211 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 2 11 MM
PG04-0212 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 2 12 MM
PG04-0214 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 2 14 MM
PG04-0216 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 2 16 MM
PG04-0310 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 3 10 MM
PG04-0311 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 3 11 MM
PG04-0312 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 3 12 MM
PG04-0314 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 3 14 MM
PG04-0316 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 3 16 MM
PG04-0410 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 4 10 MM
PG04-0411 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 4 11MM
PG04-0412 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 4 12 MM
PG04-0414 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 4 14 MM
PG04-0416 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 4 16 MM

PG04-0510 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 5 10 MM
PG04-0511 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 5 11MM
PG04-0512 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 5 12 MM
PG04-0514 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 5 14 MM
PG04-0516 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 5 16MM
PG04-0610 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 6 10MM
PG04-0611 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 6 11MM
PG04-0612 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 6 12MM
PG04-0614 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 6 14MM
PG04-0616 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 6 16MM
PG04-0710 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 7 10MM
PG04-0711 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 7 11MM
PG04-0712 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 7 12MM
PG04-0714 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 7 14MM
PG04-0716 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 7 16MM
PG04-0810 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 8 10MM
PG04-0811 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 8 11MM
PG04-0812 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 8 12MM
PG04-0814 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 8 14MM
PG04-0816 INSERTO TIBIAL MÓVIL UHMWPE PS TALLE 8 16MM
INSERTO TIBIAL FIJO
PG08-2010 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 0-1 TIB A 10 MM UHMWPE
PG08-2011 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 0-1 TIB A 11 MM UHMWPE
PG08-2012 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 0-1 TIB A 12 MM UHMWPE
PG08-2014 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 0-1 TIB A 14 MM UHMWPE
PG08-2016 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 0-1 TIB A 16 MM UHMWPE
PG08-2110 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 0-1-2 TIB B-C-D 10 MM UHMWPE
PG08-2111 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 0-1-2 TIB B-C-D 11 MM UHMWPE
PG08-2112 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 0-1-2 TIB B-C-D 12 MM UHMWPE
PG08-2114 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 0-1-2 TIB B-C-D 14 MM UHMWPE
PG08-2116 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 0-1-2 TIB B-C-D 16 MM UHMWPE
PG08-2210 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 1-2 TIB E-F 10 MM UHMWPE
PG08-2211 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 1-2 TIB E-F 11MM UHMWPE
PG08-2212 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 1-2 TIB E-F 12 MM UHMWPE
PG08-2214 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 1-2 TIB E-F 14 MM UHMWPE
PG08-2216 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 1-2 TIB E-F 16 MM UHMWPE
PG08-3110 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 3-4 TIB C-D 10 MM UHMWPE
PG08-3111 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 3-4 TIB C-D 11 MM UHMWPE
PG08-3112 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 3-4 TIB C-D 12 MM UHMWPE
PG08-3114 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 3-4 TIB C-D 14 MM UHMWPE
PG08-3116 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 3-4 TIB C-D 16 MM UHMWPE
PG08-3210 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 3-4-5 TIB E-F-G 10MM UHMWPE
PG08-3211 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 3-4-5 TIB E-F-G 11MM UHMWPE
PG08-3212 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 3-4-5 TIB E-F-G 12MM UHMWPE
PG08-3214 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 3-4-5 TIB E-F-G 14MM UHMWPE
PG08-3216 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 3-4-5 TIB E-F-G 16MM UHMWPE
PG08-3310 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 4-5 TIB H-J 10MM UHMWPE
PG08-3311 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 4-5 TIB H-J 11MM UHMWPE
PG08-3312 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 4-5 TIB H-J 12MM UHMWPE
PG08-3314 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 4-5 TIB H-J 14MM UHMWPE
PG08-3316 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 4-5 TIB H-J 16MM UHMWPE
PG08-4210 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 6-7 TIB F-G 10MM UHMWPE
PG08-4211 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 6-7 TIB F-G 11MM UHMWPE
PG08-4212 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 6-7 TIB F-G 12MM UHMWPE
PG08-4214 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 6-7 TIB F-G 14MM UHMWPE
PG08-4216 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 6-7 TIB F-G 16MM UHMWPE
PG08-4310 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 6-7-8 TIB H-J-K 10MM UHMWPE
PG08-4311 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 6-7-8 TIB H-J-K 11MM UHMWPE
PG08-4312 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 6-7-8 TIB H-J-K 12MM UHMWPE
PG08-4314 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 6-7-8 TIB H-J-K 14MM UHMWPE
PG08-4316 INSERTO TIBIAL FIJO FEM 6-7-8 TIB H-J-K 16MM UHMWPE
BASE TIBIAL MODULAR

PG08-0900 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE A CEMENTADA
PG08-0901 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE B CEMENTADA
PG08-0902 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE C CEMENTADA
PG08-0903 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE D CEMENTADA
PG08-0904 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE E CEMENTADA
PG08-0905 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE F CEMENTADA
PG08-0906 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE G CEMENTADA
PG08-0907 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE H CEMENTADA
PG08-0908 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE J CEMENTADA
PG08-0909 BANDEJA TIBIAL FIJA MODULAR TALLE K CEMENTADA
VASTAGOS TIBIAL

PG08-1005 VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø10X50
PG08-1008 VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø10X75
PG08-1013 VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø10X125
PG08-1205 VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø12X50
PG08-1208 VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø12X75
PG08-1213 VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø12X125
PG08-1403 VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø14X25
PG08-1405 VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø14X50
PG08-1408 VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø14X75
PG08-1413 VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø14X125

AUMENTO TIBIAL

PG08-5000 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE A 5 MM + TORNILLO
PG08-5001 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE B 5 MM + TORNILLO
PG08-5002 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE C 5 MM + TORNILLO
PG08-5003 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE D 5 MM + TORNILLO
PG08-5004 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE E 5 MM + TORNILLO
PG08-5005 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE F 5 MM + TORNILLO
PG08-5006 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE G 5 MM + TORNILLO
PG08-5007 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE H 5 MM + TORNILLO
PG08-5008 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE J 5 MM + TORNILLO
PG08-5009 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE K 5 MM + TORNILLO
PG08-5010 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE A 10 MM + TORNILLO
PG08-5011 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE B 10MM + TORNILLO
PG08-5012 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE C 10MM + TORNILLO
PG08-5013 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE D 10MM + TORNILLO
PG08-5014 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE E 10MM + TORNILLO
PG08-5015 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE F 10MM + TORNILLO
PG08-5016 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE G 10MM + TORNILLO
PG08-5017 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE H 10MM + TORNILLO
PG08-5018 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE J 10MM + TORNILLO
PG08-5019 AUMENTO TIBIAL MEDIO BLOQUE TALLE K 10MM + TORNILLO

,TORNILLOS

PG08-5050 TORNILLO PARA AUMENTO TIBIAL 5MM
PG08-5051 TORNILLO PARA AUMENTO TIBIAL 10MM

ADAPTADOR

PG08-6025 ADAPTADOR DE OFFSET 2,5MM
PG08-6050 ADAPTADOR DE OFFSET 5MM
PG08-6075 ADAPTADOR DE OFFSET 7,5MM

INSTRUMENTAL KAPS

AG02-0001 PRUEBA FEMORAL F1 RM-LL
AG02-0002 PRUEBA FEMORAL F2 RM-LL
AG02-0003 PRUEBA FEMORAL F3 RM-LL
AG02-0004 PRUEBA FEMORAL F4 RM-LL
AG02-0011 PRUEBA FEMORAL F1 LM-RL
AG02-0012 PRUEBA FEMORAL F2 LM-RL
AG02-0013 PRUEBA FEMORAL F3 LM-RL
AG02-0014 PRUEBA FEMORAL F4 LM-RL
AG02-0601 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T1
AG02-0602 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T2
AG02-0603 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T3
AG02-0604 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T4

AG02-0605 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T5
AG02-1008 INSERTO DE PRUEBA TIBIAL H8/9
AG02-1010 INSERTO DE PRUEBA TIBIAL H10/11
AG02-1012 INSERTO DE PRUEBA TIBIAL H12
AG02-1018 SEPARADOR FEMORAL KAPS
AG02-1019 SEPARADOR FEMORAL KAPS
AG02-1020 SEPARADOR FEMORAL KAPS
AG02-1021 SEPARADOR FEMORAL KAPS
AG02-1022 SEPARADOR FEMORAL KAPS
AG02-1024 SEPARADOR FEMORAL KAPS
AG02-1038 CUÑA FEMORAL KAPS
AG02-1039 CUÑA FEMORAL KAPS
AG02-1040 CUÑA FEMORAL KAPS
AG02-1041 CUÑA FEMORAL KAPS
AG02-1042 CUÑA FEMORAL KAPS
AG02-1044 CUÑA FEMORAL KAPS
AG02-2001 PRUEBA FEMORAL F1 RM-LL
AG02-2002 PRUEBA FEMORAL F2 RM-LL
AG02-2003 PRUEBA FEMORAL F3 RM-LL
AG02-2004 PRUEBA FEMORAL F4 RM-LL
AG02-2011 PRUEBA FEMORAL F1 LM-RL
AG02-2012 PRUEBA FEMORAL F2 LM-RL
AG02-2013 PRUEBA FEMORAL F3 LM-RL
AG02-2014 PRUEBA FEMORAL F4 LM-RL
AG02-0808 SEPARADOR FEMORAL-TIBIAL H8/H10
AG02-0810 SEPARADOR FEMORAL-TIBIAL H10/H12
AG02-0812 SEPARADOR FEMORAL-TIBIAL H12/H15
AG02-1030 PASADOR PARA GUÍA DE CORTE FEMORAL (CH)
AG02-1031 GUÍA DE CORTE DISTAL FEMORAL
AG02-1032 GUÍA DE PERFORACIÓN FEMORAL
AG02-1033 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA PINES
AG02-1034 CALIBRADOR FEMORAL F1-F2
AG02-1035 CALIBRADOR FEMORAL F3-F4
AG02-1037 PROTECCIÓN TIBIAL
AG02-1045 PINES DE PERFORACIÓN
AG02-1050 IMPACTOR DE COMPONENTE FEMORAL
AG02-1055 IMPACTOR DE BANDEJA TIBIAL
AG02-1060 COMPACTADOR DE ALA TIBIAL
AG02-1141 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T1
AG02-1142 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T2
AG02-1143 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T3
AG02-1144 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T4
AG02-1145 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T5
AG02-1300 GUÍA DE CORTE TIBIAL
AG02-1301 GUÍA DE CORTE TIBIAL
AG02-1302 GONIÓMETRO TIBIAL
AG02-1303 GUÍA DE ALINEACIÓN TIBIAL
AG02-1304 ABRAZADERA DE TOBILLO
AG02-1305 PALPADOR TIBIAL
AG02-2006 EXTRACTOR DE CÓNDILO
AG02-2008 ESPACIADOR DE DESGASTE 1MM
AG02-2010 ESPACIADOR DE DESGASTE 2MM
AG02-2018 BLOQUE ESPACIADOR FEMORAL H8
AG02-2019 BLOQUE ESPACIADOR FEMORAL H9
AG02-2020 BLOQUE ESPACIADOR FEMORAL H10
AG02-2021 BLOQUE ESPACIADOR FEMORAL H11
AG02-2022 BLOQUE ESPACIADOR FEMORAL H12
AG02-2024 BLOQUE ESPACIADOR FEMORAL H14
AG02-2031 GUÍA DE CORTE DISTAL FEMORAL
AG02-2033 GUÍA DE PERFORACIÓN DE PINES FEMORALES
AG02-2141 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T1
AG02-2142 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T2

AG02-2143 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T3
AG02-2144 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T4
AG02-2145 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T5
AG02-2300 GUÍA DE CORTE TIBIAL
AG02-2302 GONIÓMETRO TIBIAL
AG02-2303 GUÍA DE ALINEACIÓN TIBIAL
AG02-2305 PALPADOR TIBIAL 2-4 MM
AG02-2306 PALPADOR TIBIAL 6-8 MM
AG02-2307 GUÍA DE CORTE TIBIAL SAGITAL
AG03-2001 GUÍA DE BROCA Ø7
AG03-2002 GUÍA DE BROCA Ø3.25
AG02-3010 PALPADOR TIBIAL DESCHAMPS
AG02-3027 FÓRCEPS PARA PLACA BASE
AG02-3031 GUÍA DE CORTE DISTAL FEMORAL
AG02-3032 GUÍA DE PERFORACIÓN FEMORAL
AG02-3055 IMPACTOR TIBIAL UNI
AG02-3056 SOPORTE ENSAMBLAJE PE
AG02-3060 PUNZÓN DE QUILLA TIBIAL LAT-IZQ/MED-DER
AG02-3061 PUNZÓN DE QUILLA TIBIAL MED-IZQ/LAT-DER
AG02-3141 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T1
AG02-3142 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T2
AG02-3143 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T3
AG02-3144 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T4
AG02-3145 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T5
AG02-3302 GONIÓMETRO TIBIAL
AG02-3303 GUÍA EXTRA-MEDULAR
AG02-3816 ESPACIADOR FÉMORO-TIBIAL H15/H16
AG02-5001 GUÍA DE ALINEACIÓN TIBIAL
AG02-5006 VÁSTAGO DE ALINEACIÓN TIBIAL
AG02-5009 GUÍA DE CORTE TIBIAL
AG02-5010 SOPORTE PALPADOR
AG02-5013 PALPADOR TIBIAL
AG02-5016 ABRAZADERA DE TOBILLO
AG02-5019 CUERPO RÍGIDO DE GUÍA DE CORTE TIBIAL
AG02-5020 CUERPO RÍGIDO DE GUÍA DE CORTE TIBIAL
AG02-5021 GUÍA DE CORTE FEMORAL
AG02-5022 CUERPO DE PALPADOR MARTILLO
AG02-5023 VÁSTAGO FEMORAL
CLQ-G01-001 PLANTILLAS RAYOS X KAPS CORTE TIBIAL ESCALA 1,15:1
CLQ-G01-002 PLANTILLAS RAYOS X KAPS COMPONENTE FEMORAL ESCALA 1,15:1
CLQ-G01-003 PLANTILLAS RAYOS X KAPS
CLQ-G01-S PLANTILLAS RAYOS X KAPS ESTÁNDAR
CLQG01 PLANTILLAS RAYOS X KAPS
VIS-0025 TORNILLO M6
AG02-2101 PRUEBA FEMORAL CON PINES PEQUEÑAS F1 ID-EG
AG02-2102 PRUEBA FEMORAL CON PINES PEQUEÑAS F2 ID-EG
AG02-2103 PRUEBA FEMORAL CON PINES PEQUEÑAS F3 ID-EG
AG02-2104 PRUEBA FEMORAL CON PINES PEQUEÑAS F4 ID-EG
AG02-2111 PRUEBA FEMORAL CON PINES PEQUEÑAS F1 IG-ED
AG02-2112 PRUEBA FEMORAL CON PINES PEQUEÑAS F2 IG-ED
AG02-2113 PRUEBA FEMORAL CON PINES PEQUEÑAS F3 IG-ED
AG02-2114 PRUEBA FEMORAL CON PINES PEQUEÑAS F4 IG-ED
PG01-0955 TORNILLO ESPONJOSO Ø6 L55 CHC 3.5
PG01-0960 TORNILLO ESPONJOSO Ø6 L60 CHC 3.5
PG01-0965 TORNILLO ESPONJOSO Ø6 L65 CHC 3.5
AG02-4001 PRUEBA FEMORAL F1 RM-LL
AG02-4002 PRUEBA FEMORAL F2 RM-LL
AG02-4003 PRUEBA FEMORAL F3 RM-LL
AG02-4004 PRUEBA FEMORAL F4 RM-LL
AG02-4008 ESPACIADOR DE DESGASTE 1 MM
AG02-4010 ESPACIADOR ARTICULAR 2 MM
AG02-4011 PRUEBA FEMORAL F1 LM-RL

AG02-4012 PRUEBA FEMORAL F2 LM-RL
AG02-4013 PRUEBA FEMORAL F3 LM-RL
AG02-4014 PRUEBA FEMORAL F4 LM-RL
AG02-4030 GUÍA DE CORTE FEMORAL 2 EN 1
AG02-4033 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA PINES RM-LL / LM-RL
AG02-4060 COMPACTADOR DE ALETA TIBIAL RM-LL
AG02-4061 COMPACTADOR DE ALETA TIBIAL LM-RL
AG02-4101 BUJE DE BROCA Ø7-8
AG02-4102 BUJE DE BROCA Ø3,2
AG02-4141 GUÍA TIBIAL T1 RM-LL / LM-RL
AG02-4142 GUÍA TIBIAL T2 RM-LL / LM-RL
AG02-4143 GUÍA TIBIAL T3 RM-LL / LM-RL
AG02-4144 CALIBRADOR TIBIAL T4 RM-LL / LM-RL
AG02-4145 CALIBRADOR TIBIAL T5 RM-LL / LM-RL
AG02-4816 ESPACIADOR PROSTÉTICO
STD-0086 CINTURÓN ELÁSTICO
STD-0093 FRESA AO CON TOPE Ø8 x 145 x 9
STD-0112 DESTORNILLADOR 3.5
STD-0121 FRESA CON TOPE Ø7x20.5 SIN CEMENTO
STD-0032 ADAPTADOR AO
STD-0054 RETRACTOR 2
STD-0231 DESTORNILLADOR CON MANGO EN T
STD-0232 ELEVADOR FEMORAL
STD-0233 SEPARADOR TIPO HOHMANN N.º 7
STD-0234 ESPACIADOR/FORAMEN OBTURADOR
STD-0235 SEPARADOR RETROTRCANTÉREO
STD-0236 ELEVADOR DEL CUELLO FEMORAL
STD-0237 SEPARADOR FEMORAL ANTERIOR
ANC01020 PIN CON CABEZA Ø3,2x35
ANC01021 PIN Ø3,2x90
RGT-0201 TAPA DE BANDEJA ANCILARES KAPS
RGT-0202 BANDEJA+SOPORTES ANCILARES KAPS
RGT-0203 BANDEJA+SOPORTES ANCILARES KAPS
RGT-0204 TAPA DE BANDEJA ANCILARES KAPS
10-001-000 CINCEL PLANO
10-002-000 CINCEL EN "V"
10-005-000 GUBIA DERECHA
10-006-000 CURETA INVERTIDA 7 MM
10-020-000 MANGO DE ACOPLÉ RÁPIDO
10-059-000 GUBIA PARA COTILO ACETABULAR 56 MM
11-007-000 HOJA DE OSTEÓTOMO CURVA 20 MM
11-008-000 HOJA DE OSTEÓTOMO GRUESA 10 MM
11-009-000 HOJA DE OSTEÓTOMO GRUESA 8 MM
12-007-000 MARTILLO PEQUEÑO
1205 IMPULSOR DE PIN
1290 PIN ÓSEO ROSCADO 65 MM - PAQUETE DE 10
1790-02 GUBIA PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO
3430-01 PESO MODULAR 0,68 KG
3430-02 PESO MODULAR 0,91 KG
3430-03 PESO MODULAR 1,13 KG CON GANCHO DE FIJACIÓN
3925 MASA EXTRACTORA DE VÁSTAGO
3925-A EJE EXTRACTOR DE VÁSTAGO
4175-00 EXTRACTOR DE VÁSTAGO
4175-01 CABEZA PARA EXTRACTOR DE VÁSTAGO
4175-03 TORNILLO PARA EXTRACTOR DE VÁSTAGO
4175-W LLAVE PARA EXTRACTOR DE VÁSTAGO
5240-52 OSTEÓTOMO ACETABULAR 52 MM
71.02.1005 BANDA DE CAUCHO LG 3 x 25 x 300 MM
713510.08 CINCEL CURVO 130 MM LG 9 MM
740818.22 GUBIA CONTRA-ACODADA SMITH PETERSON 22 MM
740818.25 GUBIA CONTRA-ACODADA SMITH PETERSON 25 MM
7425-01 MARCO ESTILO CHARNLEY CORTO

7425-02 VALVA 2
7425-03 VALVA 3
7425-04 VALVA 4
7450-01A MARCO ESTÁNDAR
903000.00 EXTRACTOR CON MASA DESLIZANTE
903000.01 MASA PARA EXTRACTOR
90810000230 DESTORNILLADOR FLEXIBLE 3.5 MM
A5YW CINCEL OSTEÓTOMO CAUCHOIX 18x250 MM
A6DK CINCEL MURPHY LEXER TRILLAT ACODADO HACIA ADELANTE / CÓNCALO
A6DL CINCEL MURPHY LEXER TRILLAT ACODADO HACIA ADELANTE / CÓNCALO
ANC022423 CINCEL CURVO PARA OSTEOFITOS
ANC071205 SEPARADOR DE RODILLA LARGO CONTRA-ACODADO
D11167 INSTRUMENTO ÓSEO - BURIN LETOURNEL – 37 CM LG, 6MM
D11196 INSTRUMENTO ÓSEO - GUBIA LETOURNEL 37 CM
D11338M PINZA CAPSULAR LERAT 80 MM
F10400 PINZA MUSEUX
FK166R PALANCA ÓSEA 17 MM PUNTA RECTA LARGA
FK187R PALANCA ÓSEA 22MM DE ANCHO, 300 MM DE LARGO
FR166R-01 PALANCA LANGE HOHMANN 240x18 MM CURVA X.NOV
HC00042 SEPARADOR BECKMANN 30 CM, PINZAS 52 MM PARA ABORDAJE ANTERIOR
J644850 PINZA CURVA
J80150 PINZAS BIRCHER-GANSKE
L11800M SEPARADOR BECKMANN
L11896 SEPARADOR CHANDLER CON VALVAS
LAS850601.00 RASPADOR ÓSEO
M502283 EXTRACTOR DE VÁSTAGO UNIVERSAL
M502298 MASA DE EXTRACCIÓN LONGITUD 34.4 CM
M502420 CABEZA Ø33 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502422 CABEZA Ø35 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502424 CABEZA Ø37 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502426 CABEZA Ø39 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502428 CABEZA Ø41 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502430 CABEZA Ø43 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502432 CABEZA Ø45 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502434 CABEZA Ø47 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502436 CABEZA Ø49 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502460 CESTA EXTRACTORA DE COTILO
M502466 HOJA CORTA Ø44 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502467 HOJA LARGA Ø44 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502468 HOJA CORTA Ø46 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502469 HOJA LARGA Ø46 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502470 HOJA CORTA Ø48 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502471 HOJA LARGA Ø48 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502472 HOJA CORTA Ø50 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502473 HOJA LARGA Ø50 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502474 HOJA CORTA Ø52 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502475 HOJA LARGA Ø52 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502476 HOJA CORTA Ø54 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502477 HOJA LARGA Ø54 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502478 HOJA CORTA Ø56 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502479 HOJA LARGA Ø56 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502480 HOJA CORTA Ø58 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502481 HOJA LARGA Ø58 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502482 HOJA CORTA Ø60 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502483 HOJA LARGA Ø60 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502500 DISPOSITIVO DE MEDICIÓN ACETABULAR 40-70 MM
M502502 MANGO DE EXTRACTOR ACETABULAR
M503008 OSTEÓTOMO RECTO ANCHO 8 MM
M503010 OSTEÓTOMO TIPO BANDERA ANCHO 10 MM
M503029 ESCARIADOR PARA CEMENTO
M503031 GANCHO PARA EXTRACCIÓN DE TAPÓN DE CEMENTO
M503041 FRESA Ø8 MM PUNTA AO, LARGO 37CM

M503042 FRESA Ø9 MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503043 FRESA Ø10 MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503044 FRESA Ø11 MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503046 FRESA Ø12 MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503048 FRESA Ø13 MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503050 FRESA Ø14 MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503052 FRESA Ø15 MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503054 FRESA Ø16 MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503056 FRESA Ø17 MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503058 FRESA Ø18 MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503066 GUBIA PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO 7 MM ANCHO
M503096 MANGO EXTRACTOR DE VÁSTAGO
M507072 HOJA DE OSTEÓTOMO 8 MM
M507074 HOJA DE OSTEÓTOMO 12 MM
M507077 MANGO DE CONEXIÓN RÁPIDA
NP585R PIN DE FIJACIÓN CON CABEZA Ø3,2 MM LG 30 MM
NP587R PIN DE FIJACIÓN CON CABEZA Ø3,2 MM LG 75 MM
NP630R TORNILLO DE SUJECCIÓN ORTHOPILOT 35 MM RB
NP631R TORNILLO DE SUJECCIÓN ORTHOPILOT 40 MM RB
NP632R TORNILLO DE SUJECCIÓN ORTHOPILOT 45 MM RB
NS366R OSTEÓTOMO CURVO 20X205 MM
S1008 HOJAS DE OSTEÓTOMO DELGADAS 10 MM × 5
S1009 HOJAS DE OSTEÓTOMO DELGADAS 8 MM × 5
S1020 MANGO PARA OSTEÓTOMO CON LIBERACIÓN RÁPIDA
S1123 HOJA DE OSTEÓTOMO EXTRA LARGA
S7510 GUBIA RECTA Y OFFSET PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO
S7515 CINCEL PARA ACETÁBULO
S7535 OSTEÓTOMO BISELADO TIPO SEPARADOR EN V
S7540 VÁSTAGO Ø4,4 MM
S7545 GUÍA PARA BROCA Ø4,4 MM
S7550 VÁSTAGO Ø6,4 MM
S7555 GUÍA PARA BROCA Ø6,4 MM
S7560 GANCHO DE EXTRACCIÓN DE CEMENTO
S7590 OSTEÓTOMO SEPARADOR DE CEMENTO 240 MM
ZZ504729 MARCO CHARNLEY CORTO CON 3 VALVAS
M503022 CURETA DENTADA
M506016 MANGO DE CONEXIÓN RÁPIDA AO
M507078 ADAPTADOR DE ROSCA
INSTRUMENTO T-KAPS
AG03-0424 ESPACIADOR DE EXTENSIÓN MEDIANO H14
AG03-0840 PRUEBA DE SUPERFICIE ARTICULAR F0
AG03-0841 PRUEBA DE SUPERFICIE ARTICULAR F1
AG03-0842 PRUEBA DE SUPERFICIE ARTICULAR F2
AG03-0843 PRUEBA DE SUPERFICIE ARTICULAR F3
AG03-0844 PRUEBA DE SUPERFICIE ARTICULAR F4
AG03-0845 PRUEBA DE SUPERFICIE ARTICULAR F5
AG03-0846 PRUEBA DE SUPERFICIE ARTICULAR F6
AG03-0847 PRUEBA DE SUPERFICIE ARTICULAR F7
AG03-0850 PRUEBA FEMORAL F0
AG03-0851 PRUEBA FEMORAL F1
AG03-0852 PRUEBA FEMORAL F2
AG03-0853 PRUEBA FEMORAL F3
AG03-0854 PRUEBA FEMORAL F4
AG03-0855 PRUEBA FEMORAL F5
AG03-0856 PRUEBA FEMORAL F6
AG03-0857 PRUEBA FEMORAL F7
AG03-0870 PRUEBA FEMORAL F0 IZQUIERDO
AG03-0871 PRUEBA FEMORAL F1 IZQUIERDO
AG03-0872 PRUEBA FEMORAL F2 IZQUIERDO
AG03-0873 PRUEBA FEMORAL F3 IZQUIERDO
AG03-0874 PRUEBA FEMORAL F4 IZQUIERDO
AG03-0875 PRUEBA FEMORAL F5 IZQUIERDO

AG03-0876 PRUEBA FEMORAL F6 IZQUIERDO
AG03-0877 PRUEBA FEMORAL F7 IZQUIERDO
AG03-0880 PRUEBA FEMORAL F0 DERECHO
AG03-0881 PRUEBA FEMORAL F1 DERECHO
AG03-0882 PRUEBA FEMORAL F2 DERECHO
AG03-0883 PRUEBA FEMORAL F3 DERECHO
AG03-0884 PRUEBA FEMORAL F4 DERECHO
AG03-0885 PRUEBA FEMORAL F5 DERECHO
AG03-0886 PRUEBA FEMORAL F6 DERECHO
AG03-0887 PRUEBA FEMORAL F7 DERECHO
AG03-0889 ESCARIADOR PARA COTILO DE PRUEBA
AG03-0912 BROCA TIBIAL Ø11 PEQUEÑA
AG03-0922 BROCA TIBIAL Ø13 MEDIANA
AG03-0932 BROCA TIBIAL Ø15 GRANDE
AG03-1121 ESCARIADOR DE RÓTULA OCULTA Ø23
AG03-1122 ESCARIADOR DE RÓTULA OCULTA Ø25
AG03-1123 ESCARIADOR DE RÓTULA OCULTA Ø28
AG03-1124 ESCARIADOR DE RÓTULA OCULTA Ø32
AG03-1125 PROVISIONAL DE RÓTULA OCULTA Ø25
AG03-1128 PROVISIONAL DE RÓTULA OCULTA Ø28
AG03-1132 PROVISIONAL DE RÓTULA OCULTA Ø32
AG03-1202 FRESA PARA PINES PATELARES Ø5 x 145 x 9
AG03-1225 PROVISIONAL DE RÓTULA OCULTA Ø25
AG03-1226 PRUEBA DE RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø26
AG03-1228 PROVISIONAL DE RÓTULA OCULTA Ø28
AG03-1229 PRUEBA DE RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø29
AG03-1231 PROVISIONAL DE RÓTULA OCULTA Ø31
AG03-1232 PRUEBA DE RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø32
AG03-1235 PRUEBA DE RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø35
AG03-1238 PRUEBA DE RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø38
AG03-1241 PRUEBA DE RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø41
STD-0040 BROCA AO Ø3,2x145
STD-0115 BROCA ESCALONADA Ø7 x 30
AG03-0001 VÁSTAGO DE ALINEACIÓN
AG03-0002 MANGO EN T PEQUEÑO CON CONEXIÓN AO
AG03-0003 MANGO DE PLACA TIBIAL
AG03-0004 MANGO UNIVERSAL
AG03-0005 INTRODUTOR FEMORAL
AG03-0006 VÁSTAGO DE ALINEACIÓN CON ACOPLADOR Ø6
AG03-0007 VÁSTAGO DE ALINEACIÓN Ø6
AG03-0008 ABRAZADERA DE CEMENTACIÓN RÓTULA
AG03-0009 GUÍA DE ALINEACIÓN
AG03-0010 EXTRACTOR DE PRUEBA FEMORAL
AG03-0101 GUÍA DE CALIBRACIÓN FEMORAL A/P
AG03-0102 CALIBRADOR FEMORAL A/P
AG03-0110 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T0
AG03-0111 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T1
AG03-0112 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T2
AG03-0113 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T3
AG03-0114 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T4
AG03-0115 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T5
AG03-0116 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T6
AG03-0117 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T7
AG03-0120 PLACA DE CALIBRACIÓN TIBIAL T00
AG03-0201 GUÍA DE CORTE DISTAL
AG03-0202 POSICIONADOR DE GUÍA DE CORTE DISTAL
AG03-0203 GUÍA DE COLOCACIÓN DISTAL
AG03-0204 BLOQUE DE CONEXIÓN DISTAL
AG03-0210 GUÍA DE CORTE DISTAL FEMORAL PEQUEÑA
AG03-0213 PLACA DISTAL DE VALGO PEQUEÑA 3°
AG03-0215 PLACA DISTAL DE VALGO PEQUEÑA 5°
AG03-0217 PLACA DISTAL DE VALGO PEQUEÑA 9°

AG03-0219 PLACA DISTAL DE VALGO PEQUEÑA 3°
AG03-0220 GUÍA DE CORTE DISTAL FEMORAL MEDIANA
AG03-0223 PLACA DISTAL DE VALGO MEDIANA 3°
AG03-0225 PLACA DISTAL DE VALGO MEDIANA 5°
AG03-0227 PLACA DISTAL DE VALGO MEDIANA 9°
AG03-0229 PLACA DISTAL DE VALGO MEDIANA 3°
AG03-0230 GUÍA DE CORTE DISTAL FEMORAL GRANDE
AG03-0233 PLACA DISTAL DE VALGO GRANDE 3°
AG03-0235 PLACA DISTAL DE VALGO GRANDE 5°
AG03-0237 PLACA DISTAL DE VALGO GRANDE 9°
AG03-0239 PLACA DISTAL DE VALGO GRANDE 3°
AG03-0301 ABRAZADERA PARA TOBILLO
AG03-0302 BLOQUE DE CONEXIÓN DE ABRAZADERA
AG03-0303 VÁSTAGO DE ALINEACIÓN TIBIAL INTRA/EXTRA MEDULAR
AG03-0304 VÁSTAGO TELESCÓPICO TIBIAL
AG03-0305 GUÍA DE CORTE TIBIAL IZQUIERDA
AG03-0306 GUÍA DE CORTE TIBIAL DERECHA
AG03-0307 PALPADOR TIBIAL AJUSTABLE
AG03-0310 GUÍA DE ALINEAMIENTO TIBIAL
AG03-0311 PALPADOR TIBIAL 0-10 MM
AG03-0312 VÁSTAGO TELESCÓPICO TIBIAL ESPECIAL
AG03-0412 BLOQUE ESPACIADOR FEMORAL PEQUEÑO
AG03-0420 ESPACIADOR DE EXTENSIÓN H10 KAPS
AG03-0422 BLOQUE ESPACIADOR FEMORAL MEDIANO
AG03-0432 BLOQUE ESPACIADOR FEMORAL GRANDE
AG03-0510 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL PEQUEÑO H.10
AG03-0512 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL PEQUEÑO H.12
AG03-0514 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL PEQUEÑO H.14
AG03-0516 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL PEQUEÑO H.16
AG03-0520 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL MEDIANO H.10
AG03-0522 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL MEDIANO H.12
AG03-0524 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL MEDIANO H.14
AG03-0526 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL MEDIANO H.16
AG03-0530 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL GRANDE H.10
AG03-0532 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL GRANDE H.12
AG03-0534 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL GRANDE H.14
AG03-0536 BLOQUE ESPACIADOR TIBIAL GRANDE H.16
AG03-0541 HEMIESPACIADOR PEQUEÑO 1mm
AG03-0542 HEMIESPACIADOR PEQUEÑO 2mm
AG03-0543 HEMIESPACIADOR PEQUEÑO 3mm
AG03-0544 HEMIESPACIADOR PEQUEÑO 4mm
AG03-0545 HEMIESPACIADOR PEQUEÑO 5mm
AG03-0546 HEMIESPACIADOR PEQUEÑO 6mm
AG03-0551 HEMIESPACIADOR MEDIANO 1mm
AG03-0552 HEMIESPACIADOR MEDIANO 2mm
AG03-0553 HEMIESPACIADOR MEDIANO 3mm
AG03-0554 HEMIESPACIADOR MEDIANO 4mm
AG03-0555 HEMIESPACIADOR MEDIANO 5mm
AG03-0556 HEMIESPACIADOR MEDIANO 6mm
AG03-0561 HEMIESPACIADOR GRANDE 1mm
AG03-0562 HEMIESPACIADOR GRANDE 2mm
AG03-0563 HEMIESPACIADOR GRANDE 3mm
AG03-0564 HEMIESPACIADOR GRANDE 4mm
AG03-0565 HEMIESPACIADOR GRANDE 5mm
AG03-0566 HEMIESPACIADOR GRANDE 6mm
AG03-0610 GUÍA DE PERFORACIÓN FEMORAL PEQUEÑA
AG03-0611 PALPADOR ANTERIOR FEMORAL PEQUEÑO
AG03-0620 GUÍA DE PERFORACIÓN FEMORAL MEDIANA
AG03-0621 PALPADOR ANTERIOR FEMORAL MEDIANO
AG03-0630 GUÍA DE PERFORACIÓN FEMORAL GRANDE
AG03-0631 PALPADOR ANTERIOR FEMORAL GRANDE
AG03-0700 GUÍA DE CORTE FEMORAL A/P F0

AG03-0701 GUÍA DE CORTE FEMORAL A/P F1
AG03-0702 GUÍA DE CORTE FEMORAL A/P F2
AG03-0703 GUÍA DE CORTE FEMORAL A/P F3
AG03-0704 GUÍA DE CORTE FEMORAL A/P F4
AG03-0705 GUÍA DE CORTE FEMORAL A/P F5
AG03-0706 GUÍA DE CORTE FEMORAL A/P F6
AG03-0707 GUÍA DE CORTE FEMORAL A/P F7
AG03-0800 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T0
AG03-0801 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T1
AG03-0802 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T2
AG03-0803 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T3
AG03-0804 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T4
AG03-0805 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T5
AG03-0806 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T6
AG03-0807 PRUEBA DE BANDEJA TIBIAL T7
AG03-0810 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR PEQUEÑO H.10
AG03-0812 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR PEQUEÑO H.12
AG03-0814 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR PEQUEÑO H.14
AG03-0816 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR PEQUEÑO H.16
AG03-0820 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR MEDIANO H.10
AG03-0822 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR MEDIANO H.12
AG03-0824 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR MEDIANO H.14
AG03-0826 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR MEDIANO H.16
AG03-0830 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR GRANDE H.10
AG03-0832 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR GRANDE H.12
AG03-0834 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR GRANDE H.14
AG03-0836 ESPACIADOR DE PRUEBA DE SUPERF. ARTICULAR GRANDE H.16
AG03-0860 BANDEJA TIBIAL DE PRUEBA T00
AG03-0891 CALIBRE DE PERFORACIÓN Ø7
AG03-0911 BUJE DE BROCA TIBIAL PEQUEÑO
AG03-0914 PUNZÓN DE QUILLA TIBIAL PEQUEÑO
AG03-0921 BUJE DE BROCA TIBIAL MEDIANO
AG03-0924 PUNZÓN DE QUILLA TIBIAL MEDIANO
AG03-0931 BUJE DE BROCA TIBIAL GRANDE
AG03-0934 PUNZÓN DE QUILLA TIBIAL GRANDE
AG03-1011 IMPACTOR DE BANDEJA FEMORAL PEQUEÑO
AG03-1012 IMPACTOR DE BANDEJA TIBIAL PEQUEÑO
AG03-1021 IMPACTOR DE BANDEJA FEMORAL MEDIANO
AG03-1022 IMPACTOR DE BANDEJA TIBIAL MEDIANO
AG03-1031 IMPACTOR DE BANDEJA FEMORAL GRANDE
AG03-1032 IMPACTOR DE BANDEJA TIBIAL GRANDE
AG03-1101 ABRAZADERA PARALELA
AG03-1111 GUÍA DE RÓTULA OCULTA Ø25
AG03-1112 GUÍA DE RÓTULA OCULTA Ø28
AG03-1113 GUÍA DE RÓTULA OCULTA Ø32
AG03-1114 GUÍA DE RÓTULA OCULTA Ø31
AG03-1201 GUÍA DE SIERRA ROTULIANA
AG03-1204 GANCHO DE SUJECCIÓN PARA RÓTULA
AG03-1209 PALPADOR ROTULIANO
AG03-1212 PLANTILLA DE PERFORACIÓN RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø26
AG03-1213 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø29
AG03-1214 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø32
AG03-1215 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø35
AG03-1216 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø38
AG03-1217 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE RÓTULA Ø41
AG03-1218 MORDAZA DE PALPADOR ROTULIANO
AG03-3013 VÁSTAGO EXTRACTOR DE ALINEACIÓN TIBIAL
AG03-3014 MORDAZA DESLIZANTE PARA EXTRACCIÓN DE MÉDULA TIBIAL
AG03-3016 MARTILLO DESLIZANTE DE EXTRACCIÓN
AG03-5002 GUÍA DE PERFORACIÓN FEMORAL MEDIANA
AG03-5003 GUÍA DE PERFORACIÓN FEMORAL GRANDE
AG03-5006 GUÍA DE PERFORACIÓN FEMORAL PEQUEÑA A+/- 3°

AG03-5007 GUÍA DE PERFORACIÓN FEMORAL MEDIANA A+/- 3°
AG03-5008 GUÍA DE PERFORACIÓN FEMORAL GRANDE A+/- 3°
AG03-5009 GUÍA DE CORTE TIBIAL 2°
AG03-5013 ESPACIADOR -2 PEQUEÑO
AG03-5014 ESPACIADOR -2 MEDIANO
AG03-5015 ESPACIADOR -2 GRANDE
CLQ-G03-001 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA PEQUEÑA TALLE T0, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-002 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA PEQUEÑA TALLE T1, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-003 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA MEDIANA TALLE T2, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-004 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA MEDIANA TALLE T3, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-005 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA MEDIANA TALLE T4, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-006 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA GRANDE TALLE T5, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-007 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA GRANDE TALLE T6, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-008 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA OPCIONAL TALLE T00-T7, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-009 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL PEQUEÑA TALLE F1, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-010 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL MEDIANA TALLE F2 F3 F4, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-011 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL GRANDE TALLE F5 F6, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-012 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL OPCIONAL TALLE F0-F7, ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-101 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA PEQUEÑA TALLE T0, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-102 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA PEQUEÑA TALLE T1, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-103 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA MEDIANA TALLE T2, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-104 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA MEDIANA TALLE T3, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-105 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA MEDIANA TALLE T4, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-106 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA GRANDE TALLE T5, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-107 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA GRANDE TALLE T6, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-108 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA OPCIONAL TALLE T00-T7, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-109 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL PEQUEÑA TALLE F1, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-110 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL MEDIANA TALLE F2 F3 F4, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-111 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL GRANDE TALLE F5 F6, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-112 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL OPCIONAL TALLE F0-F7, ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-F15 PLANTILLA RAYOS X T-KAPS FEMORAL 6 TALLES - ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-F27 PLANTILLA RAYOS X T-KAPS FEMORAL 6 TALLES - ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-T15 PLANTILLA RAYOS X T-KAPS TIBIA 7 TALLES - ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-T27 PLANTILLA RAYOS X T-KAPS TIBIA 7 TALLES - ESCALA 1,27:1
CLQ-G03-201 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA PEQUEÑA TALLE T0, ESCALA 1:1
CLQ-G03-202 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA PEQUEÑA TALLE T1, ESCALA 1:1
CLQ-G03-203 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA MEDIANA TALLE T2, ESCALA 1:1
CLQ-G03-204 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA MEDIANA TALLE T3, ESCALA 1:1
CLQ-G03-205 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA MEDIANA TALLE T4, ESCALA 1:1
CLQ-G03-206 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA GRANDE TALLE T5, ESCALA 1:1
CLQ-G03-207 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA GRANDE TALLE T6, ESCALA 1:1
CLQ-G03-208 PLANTILLA RAYOS X TKAPS TIBIA OPCIONAL TALLE T00-T7, ESCALA 1:1
CLQ-G03-209 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL PEQUEÑA TALLE F1, ESCALA 1:1
CLQ-G03-210 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL MEDIANA TALLE F2 F3 F4, ESCALA 1:1
CLQ-G03-211 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL GRANDE TALLE F5 F6, ESCALA 1:1
CLQ-G03-212 PLANTILLA RAYOS X TKAPS FEMORAL OPCIONAL TALLE F0 F7, ESCALA 1:1
STD-0032 ADAPTADOR AO
STD-0054 RETRACTOR 2
STD-0231 MANGO EN T
STD-0232 ELEVADOR FEMORAL
STD-0233 SEPARADOR TIPO HOHMANN N.º 7
STD-0234 ESPACIADOR/ FORAMEN OBTURADOR
STD-0235 SEPARADOR RETROCTANTÉREO
STD-0236 ELEVADOR DE CUELLO FEMORAL
STD-0237 SEPARADOR FEMORAL ANTERIOR
ANC01020 CLAVIJA CON CABEZA Ø3,2x35
ANC01021 CLAVIJA Ø3,2x90
CLQ-G03-O15 PLANTILLA RAYOS X T-KAPS OPCIONAL 4 TALLES - ESCALA 1,15:1
CLQ-G03-O27 PLANTILLA RAYOS X T-KAPS OPCIONAL 4 TALLES - ESCALA 1,27:1
RGT-0300 BANDEJA + SOPORTES ANCILARES TKAPS
RGT-0301 TAPA BÁSICA DE BANDEJA ANCILARES TKAPS
RGT-0302 TAPA METÁLICA DE BANDEJA 2:3 ANCILARES TKAPS

RGT-0303 TAPA METÁLICA DE BANDEJA 1:3 ANCILARES TKAPS
RGT-0310 BANDEJA + SOPORTES TIBIALES PEQUEÑOS ANCILARES TKAPS
RGT-0311 BANDEJA + SOPORTES FEMORALES PEQUEÑOS ANCILARES TKAPS
RGT-0312 BANDEJA + SOPORTES PEQUEÑOS ANCILARES TKAPS
RGT-0313 TAPA DE BANDEJA PEQUEÑA ANCILARES TKAPS
RGT-0320 BANDEJA + SOPORTES TIBIALES MEDIANOS ANCILARES TKAPS
RGT-0321 BANDEJA + SOPORTES FEMORALES MEDIANOS ANCILARES TKAPS
RGT-0322 BANDEJA + SOPORTES MEDIANOS ANCILARES TKAPS
RGT-0323 TAPA DE BANDEJA MEDIANA ANCILARES TKAPS
RGT-0330 BANDEJA + SOPORTES TIBIALES GRANDES ANCILARES TKAPS
RGT-0331 BANDEJA + SOPORTES FEMORALES GRANDES ANCILARES TKAPS
RGT-0332 BANDEJA + SOPORTES GRANDES ANCILARES TKAPS
RGT-0333 TAPA DE BANDEJA GRANDE ANCILARES TKAPS
RGT-0340 BANDEJA + SOPORTES 3 RÓTULAS ANCILARES TKAPS
RGT-0341 BANDEJA + SOPORTES 1 RÓTULA ANCILARES TKAPS
RGT-0342 BANDEJA + SOPORTES RÓTULA ANCILARES TKAPS
RGT-0343 TAPA DE BANDEJA RÓTULA ANCILARES TKAPS
RGT-0350 BANDEJA + SOPORTES TALLES XTREM ANCILARES TKAPS
RGT-0351 TAPA DE BANDEJA TALLES XTREM ANCILARES TKAPS
10-001-000 CINCEL PLANO
10-002-000 CINCEL EN "V"
10-005-000 GUBIA DERECHA
10-006-000 CURETA INVERTIDA 7 MM
10-020-000 MANGO DE ACOPLE RÁPIDO
10-059-000 GUBIA PARA COTILO ACETABULAR 56 MM
11-007-000 HOJA DE OSTEÓTOMO CURVA 20 MM
11-008-000 HOJA DE OSTEÓTOMO GRUESA 10 MM
11-009-000 HOJA DE OSTEÓTOMO GRUESA 8 MM
12-007-000 MARTILLO PEQUEÑO
1205 IMPULSOR DE PIN
1290 PIN ÓSEO ROSCADO 65 MM - PAQUETE DE 10
1790-02 INSTRUMENTO PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO
3430-01 PESO MODULAR 0,68 KG
3430-02 PESO MODULAR 0,91 KG
3430-03 PESO MODULAR 1,13 KG CON GANCHO DE FIJACIÓN
3925 PINES DE REPUESTO PARA EXTRACTOR DE VÁSTAGO WHELAN
3925-A PINES DE REPUESTO-EXTRACCIÓN DE VÁSTAGO WHELAN
4175-00 CONJUNTO COMPLETO DE EXTRACTOR DE VÁSTAGO COXAL WHELAN
4175-01 PINES DE REPUESTO PARA EXTRACTOR DE VÁSTAGO WHELAN
4175-03 PINES DE REPUESTO PARA EXTRACTOR DE VÁSTAGO WHELAN
4175-W LLAVE EXTRACTOR DE VÁSTAGO WHELAN
5240-52 OSTEÓTOMO ACETABULAR 52 MM
713510.08 CINCEL CURVO 130 MM DE LONGITUD, 9 MM
740818.22 GUBIA CONTRA-ACODADA SMITH-PETERSON 22 MM
740818.25 GUBIA CONTRA-ACODADA SMITH-PETERSON 25 MM
7425-01 MARCO DE FIJACIÓN PEQUEÑO ESTILO CHARNLEY
7425-02 HOJA CÓNICA 2
7425-03 HOJA CÓNICA 3
7425-04 HOJA CÓNICA 4
7450-01A MARCO ESTÁNDAR
850601.00 RASPADOR DENTADO 20MM
903000.00 EXTRACTOR CON MASA DESLIZANTE
903000.01 MASA PARA EXTRACTOR
90810000230 DESTORNILLADOR FLEXIBLE 3,5MM
A5YW CINCEL OSTEÓTOMO CAUCHOIX 18x250MM
A6DK PALANCA MURPHY LEXER TRILLAT CINCEL ACODADO HACIA ADELANTE / CÓNCALO
A6DL PALANCA MURPHY LEXER TRILLAT CINCEL ACODADO HACIA ADELANTE / CÓNCALO
ANC022423 CINCEL CURVO PARA OSTEOFITOS
ANC071205 SEPARADOR LARGO CONTRA CODO PARA RODILLA
D11167 INSTRUMENTOS ÓSEOS - BURIN LETOURNEL - 37CM LG6MM
D11196 INSTRUMENTOS ÓSEOS - GUBIA 37CM LETOURNEL
D11338M PINZA CAPSULAR LERAT 80MM

F10400 PINZA MUSEUX
FK166R PALANCA ÓSEA 17MM PUNTA RECTA LARGA
FK187R PALANCA ÓSEA 22MM DE ANCHO, 300MM
FR166R-01 PALANCA LANGE HOHMANN 240 x 18 MM CURVA X.NOV
HC00042 SEPARADOR BECKMANN 30CM PINZAS 52MM PARA ABORDAJE ANTERIOR
J644850 PINZA CURVA
J80150 PINZAS BIRCHER GANSKE
L11800M SEPARADOR BECKMANN
L11896 SEPARADOR CHANDLER CON VALVAS
LAS850601.00 RASPADOR ÓSEO
M502283 EXTRACTOR DE VÁSTAGO UNIVERSAL
M502298 MASA DE EXTRACCIÓN LONGITUD 34,4CM
M502420 CABEZA Ø33 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502422 CABEZA Ø35 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502424 CABEZA Ø37 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502426 CABEZA Ø39 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502428 CABEZA Ø41 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502430 CABEZA Ø43 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502432 CABEZA Ø45 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502434 CABEZA Ø47 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502436 CABEZA Ø49 PARA EXTRACTOR DE COTILO NO CEMENTADO
M502460 CESTA EXTRACTORA DE COTILO
M502466 HOJA CORTA Ø44 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502467 HOJA LARGA Ø44 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502468 HOJA CORTA Ø46 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502469 HOJA LARGA Ø46 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502470 HOJA CORTA Ø48 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502471 HOJA LARGA Ø48 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502472 HOJA CORTA Ø50 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502473 HOJA LARGA Ø50 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502474 HOJA CORTA Ø52 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502475 HOJA LARGA Ø52 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502476 HOJA CORTA Ø54 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502477 HOJA LARGA Ø54 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502478 HOJA CORTA Ø56 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502479 HOJA LARGA Ø56 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502480 HOJA CORTA Ø58 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502481 HOJA LARGA Ø58 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502482 HOJA CORTA Ø60 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502483 HOJA LARGA Ø60 PARA EXTRACTOR DE COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO
M502500 DISPOSITIVO DE MEDICIÓN ACETABULAR 40-70MM
M502502 MANGO DE EXTRACTOR ACETABULAR
M503008 OSTEÓTOMO RECTO ANCHO 8MM
M503010 OSTEÓTOMO TIPO BANDERA ANCHO 10MM
M503029 ESCARIADOR PARA CEMENTO
M503031 GANCHO PARA EXTRACCIÓN DE TAPÓN DE CEMENTO
M503041 FRESA Ø8 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503042 FRESA Ø9 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503043 FRESA Ø10 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503044 FRESA Ø11 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503046 FRESA Ø12 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503048 FRESA Ø13 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503050 FRESA Ø14 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503052 FRESA Ø15 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503054 FRESA Ø16 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503056 FRESA Ø17 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503058 FRESA Ø18 MM PUNTA AO, LARGO 37 CM
M503066 GUBIA DE EXTRACCIÓN DE CEMENTO 7MM ANCHO
M503096 MANGO EXTRACTOR DE VÁSTAGO
M507072 HOJA DE OSTEÓTOMO 8MM
M507074 HOJA DE OSTEÓTOMO 12MM
M507077 MANGO DE CONEXIÓN RÁPIDA

NP584R PIN DE FIJACIÓN SIN CABEZA Ø3,2 MM LG 88MM
NP585R PIN DE FIJACIÓN CON CABEZA Ø3,2 MM, LARGO 30 MM
NP586R PIN DE FIJACIÓN CON CABEZA Ø3,2 MM, LARGO 50 MM
NP587R PIN DE FIJACIÓN CON CABEZA Ø3,2 MM, LARGO 75 MM
NP613R CABEZA PARA PIN -MANDRIL JACOB
NP630R TORNILLO DE SUJECCIÓN ORTHOPILOT 35 MM RB
NP631R TORNILLO DE SUJECCIÓN ORTHOPILOT 40 MM RB
NP632R TORNILLO DE SUJECCIÓN ORTHOPILOT 45 MM RB
NS366R OSTEÓTOMO CURVO 20X205MM
S1008 HOJAS DE OSTEÓTOMO DELGADAS 10 MM × 5
S1009 HOJAS DE OSTEÓTOMO DELGADAS 8 MM × 5
S1020 MANGO PARA OSTEÓTOMO CON LIBERACIÓN RÁPIDA
S1123 HOJA EXTRA LARGA DE OSTEÓTOMO
S7510 GUBIA RECTA Y OFFSET PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO
S7515 CINCEL PARA ACETÁBULO
S7535 OSTEÓTOMO BISELADO TIPO SEPARADOR EN V
S7540 VÁSTAGO Ø4,4MM
S7545 GUÍA PARA BROCA Ø4,4MM
S7550 VÁSTAGO Ø6,4MM
S7555 GUÍA PARA BROCA Ø6,4MM
S7560 GANCHO RECTO DE EXTRACCIÓN DE CEMENTO
S7590 OSTEÓTOMO SEPARADOR DE CEMENTO 240MM
ZZ504729 MARCO CHARNLEY CORTO CON 3 VALVAS
M503022 CURETA DENTADA
M506016 MANGO DE CONEXIÓN RÁPIDA AO
M507078 ADAPTADOR DE ROSCA
INSTRUMENTAL TRIUM
STD-0013 BROCA CON PUNTA AO 6,5 × 145 × 35 MM
STD-0037 BROCA DE TOPE AO 06.5 × 145 × 35 MM
STD-0080 BROCA Ø8 PARA CANAL FEMORAL
STD-0091 FRESA AO CON TOPE Ø6.5X135X21
STD-0092 BROCA AO CON TOPE Ø8X135X21
STD-0097 BROCA CON TOPE Ø7 X 26 PARA QUILLA FEMORAL
STD-0121 BROCA FINAL AO Ø7
STD-037 FRESA AO 06,5 × 145 × 9 DE 2 LABIOS
STD-0140 RASPA DE HUESO TIBIAL DE 3 CARAS KAPS
AG03-0006 VÁSTAGO DE ALINEACIÓN CON ACOPLADOR Ø6
AG03-0007 VÁSTAGO DE ALINEACIÓN Ø6
STD-0001 PIN CON TOPE Ø3.2X80 - ELEMENTOS ESTÁNDAR
STD-0012 IMPACTOR DE PIN Ø3.2 - ELEMENTOS ESTÁNDAR
STD-0014 CALIBRADOR DE CORTE - ELEMENTOS ESTÁNDAR
STD-0021 BANDA ELÁSTICA - ELEMENTOS ESTÁNDAR
STD-0038 EXTRACTOR DE PIN
STD-0057 IMPACTOR DE FÉMUR DE PRUEBA - ELEMENTOS ESTÁNDAR
STD-0059 OSTEÓTOMO - ELEMENTOS ESTÁNDAR
STD-0081 CLAVO Ø3.2 X 30
STD-0082 EXTRACTOR DE CLAVOS/PINES
STD-0086 CINTURÓN ELÁSTICO DE SILICONA LG 3 X 25 X 340 MM
STD-0105 RETRACTOR LCP
STD-0106 RETRACTOR LL
STD-0112 DESTORNILLADOR HEXAGONAL 6 - ELEMENTOS ESTÁNDAR
STD-0120 RASPA DE HUESO TIBIAL KAPS
STD-0122 SEPARADOR LLE GROSOR 3 MM ANCHO Y LARGO
STD-0143 CLAVO Ø3.2 X 20
AG05-0010 IMPACTOR TIBIAL
AG05-0011 IMPACTOR FEMORAL
AG05-0020 MANGO DE BANDEJA TIBIAL
AG05-0040 IMPACTOR DE BLOQUE BISELADO A/P
AG05-0050 IMPACTOR DE BANDEJA TIBIAL MÓVIL
AG05-0101 ABRAZADERA TIBIAL EXTRA-MEDULAR
AG05-0102 SOPORTE DISTAL EXTRA-MEDULAR TIBIAL
AG05-0103 SOPORTE PROXIMAL EXTRA-MEDULAR TIBIAL

AG05-0106 PALPADOR TIBIAL
AG05-0110 BLOQUE DE CORTE TIBIAL 0 GRADOS DERECHO
AG05-0111 BLOQUE DE CORTE TIBIAL 0 GRADOS IZQUIERDO
AG05-0201 GUÍA FEMORAL DISTAL
AG05-0202 BLOQUE DE CORTE FEMORAL DISTAL
AG05-0203 GUÍA FEMORAL V/V
AG05-0204 VÁSTAGO FEMORAL INTRAMEDULAR
AG05-0205 BROCA INTRAMEDULAR 9,5
AG05-0401 PIN ROSCADO CON CABEZA 25MM
AG05-0402 PIN ROSCADO CON CABEZA 50MM
AG05-0411 PIN ROSCADO SIN CABEZA 39MM
AG05-0412 PIN ROSCADO SIN CABEZA 64MM
AG05-0421 IMPULSOR DE PIN RÁPIDO
AG05-0422 IMPULSOR DE PIN RÁPIDO MAGNÉTICO 2.5MM HEX.
AG05-0423 EXTRACTOR DE PIN
AG05-0425 IMPACTOR CON PUNTA MAGNÉTICA
AG05-0426 EXTRACTOR CON MAZO DESLIZANTE
AG05-0427 EXTRACTOR CON PUNTA PARA PRUEBA FEMORAL TALLE F0-F1-F2
AG05-0428 EXTRACTOR CON PUNTA PARA PRUEBA FEMORAL TALLE F3-F4-F5
AG05-0429 EXTRACTOR CON PUNTA PARA PRUEBA FEMORAL TALLE F6-F7-F8
AG05-0431 CLAVO Ø3.2 X25
AG05-0432 TORNILLO Ø3.2X25MM
AG05-0441 PIN UNIVERSAL Ø3.2X56
AG05-0500 MANGO EXTRAÍBLE DEL CALIBRADOR DE ESPACIO
AG05-0510 SEPARADOR PEQUEÑO 10 MM
AG05-0511 SEPARADOR PEQUEÑO 11 MM
AG05-0512 SEPARADOR PEQUEÑO 12 MM
AG05-0514 SEPARADOR PEQUEÑO 14 MM
AG05-0516 SEPARADOR PEQUEÑO 16 MM
AG05-0520 SEPARADOR GRANDE 10 MM
AG05-0521 SEPARADOR GRANDE 11 MM
AG05-0522 SEPARADOR GRANDE 12 MM
AG05-0524 SEPARADOR GRANDE 14 MM
AG05-0526 SEPARADOR GRANDE 16 MM
AG05-0530 CUÑA FEMORAL-TIBIAL GRANDE
AG05-0540 CUÑA FEMORAL-TIBIAL PEQUEÑA
AG05-0551 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 1MM
AG05-0552 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 2 MM
AG05-0553 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 3 MM
AG05-0554 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 4 MM
AG05-0555 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 5 MM
AG05-0556 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 6 MM
AG05-0600 GUÍA DE MUESCA FEMORAL TALLE 0
AG05-0601 CALIBRADOR DE ESPACIO PEQUEÑO 10 MM
AG05-0602 CALIBRADOR DE ESPACIO PEQUEÑO 11 MM
AG05-0603 CALIBRADOR DE ESPACIO PEQUEÑO 12 MM
AG05-0604 CALIBRADOR DE ESPACIO PEQUEÑO 14 MM
AG05-0605 CALIBRADOR DE ESPACIO PEQUEÑO 16 MM
AG05-0606 CALIBRADOR DE ESPACIO GRANDE 10 MM
AG05-0607 CALIBRADOR DE ESPACIO GRANDE 11 MM
AG05-0608 GUÍA DE MUESCA FEMORAL TALLE 8
AG05-0611 CINCEL DE ESCOTADURA FEMORAL TALLE F0-1-2
AG05-0612 CINCEL DE MUESCA FEMORAL TALLE F0-1-2
AG05-0613 CINCEL DE MUESCA FEMORAL TALLE F6-7-8
AG05-0620 BROCA FEMORAL CON TOPE
AG05-0700 BLOQUE BISELADO A/P TALLE 0
AG05-0701 BLOQUE BISELADO A/P TALLE 1
AG05-0702 BLOQUE BISELADO A/P TALLE 2
AG05-0703 BLOQUE BISELADO A/P TALLE 3
AG05-0704 BLOQUE BISELADO A/P TALLE 4
AG05-0705 BLOQUE BISELADO A/P TALLE 5
AG05-0706 BLOQUE BISELADO A/P TALLE 6

AG05-0707 BLOQUE BISELADO A/P TALLE 7
AG05-0708 BLOQUE BISELADO A/P TALLE 8
AG05-0710 GUÍA DE TALLE Y ROTACIÓN FEMORAL DERECHA
AG05-0711 GUÍA DE TALLE Y ROTACIÓN FEMORAL IZQUIERDA
AG05-0712 CALIBRADOR FEMORAL PARA CÓNDILOS
AG05-0713 CONECTOR CALIBRADOR FEMORAL / DIMENSIONES TOTALES
AG05-0714 CALIBRADOR FEMORAL
AG05-0800 BANDEJA TIBIAL TALLE A
AG05-0801 BANDEJA TIBIAL TALLE B
AG05-0802 BANDEJA TIBIAL TALLE C
AG05-0803 BANDEJA TIBIAL TALLE D
AG05-0810 BANDEJA TIBIAL TALLE E
AG05-0811 BANDEJA TIBIAL TALLE F
AG05-0812 BANDEJA TIBIAL TALLE G
AG05-0820 BANDEJA TIBIAL TALLE H
AG05-0821 BANDEJA TIBIAL TALLE J
AG05-0822 BANDEJA TIBIAL TALLE K
AG05-0901 PUNZÓN DE QUILLA TIBIAL TALLE A-B-C-D
AG05-0902 PUNZÓN DE QUILLA TIBIAL TALLE E-F-G
AG05-0903 PUNZÓN DE QUILLA TIBIAL TALLE H-J-K
AG05-0911 TORRE COMPACTADORA TIBIAL TALLE A-B-C-D
AG05-0912 TORRE COMPACTADORA TIBIAL TALLE E-F-G
AG05-0913 TORRE COMPACTADORA TIBIAL TALLE H-J-K
AG05-1001 ALMOHADILLA DE COMPRESIÓN PARA ARTICULACIÓN ESFÉRICA CEMENTADA
AG05-1002 CONECTOR ESFÉRICO PARA RÓTULA
AG05-1003 FRESA PARA TETONES DE RÓTULA
AG05-1004 PINZAS DE MORDAZAS PARALELAS
AG05-1005 CALIBRADOR DE CORTE PATELAR 9.5MM
AG05-1006 PINZAS DE MEDICIÓN ROTULIANA
AG05-1010 MORDAZAS DE RESECCIÓN ROTULIANA 90° INF
AG05-1011 MORDAZAS DE RESECCIÓN ROTULIANA 90° SUP
AG05-1026 COMPONENTE PATELAR DE PRUEBA Ø26
AG05-1029 COMPONENTE PATELAR DE PRUEBA Ø29
AG05-1032 COMPONENTE PATELAR DE PRUEBA Ø32
AG05-1035 COMPONENTE PATELAR DE PRUEBA Ø35
AG05-1038 COMPONENTE PATELAR DE PRUEBA Ø38
AG05-1051 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA RÓTULA OVAL
AG05-1052 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA RÓTULA OVAL
AG05-1053 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA RÓTULA OVAL
AG05-1054 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA RÓTULA OVAL
AG05-1055 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA RÓTULA OVAL
AG05-1061 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA RÓTULA
AG05-1062 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA RÓTULA
AG05-1063 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA RÓTULA
AG05-1064 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA RÓTULA
AG05-1065 GUÍA DE PERFORACIÓN PARA RÓTULA
AG05-1129 COMPONENTE PATELAR OVAL DE PRUEBA ML29
AG05-1132 COMPONENTE PATELAR OVAL DE PRUEBA ML32
AG05-1135 COMPONENTE PATELAR OVAL DE PRUEBA ML35
AG05-1138 COMPONENTE PATELAR OVAL DE PRUEBA ML38
AG05-1141 COMPONENTE PATELAR OVAL DE PRUEBA ML41
AG05-1201 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 1 DERECHO
AG05-1202 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 2 DERECHO
AG05-1203 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 3 DERECHO
AG05-1204 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 4 DERECHO
AG05-1205 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 5 DERECHO
AG05-1206 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 6 DERECHO
AG05-1207 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 7 DERECHO
AG05-1211 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 1 IZQUIERDO
AG05-1212 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 2 IZQUIERDO
AG05-1213 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 3 IZQUIERDO
AG05-1214 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 4 IZQUIERDO

AG05-1215 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 5 IZQUIERDO
AG05-1216 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 6 IZQUIERDO
AG05-1217 COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA TALLE 7 IZQUIERDO
AG05-1310 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 0-1 TIB A 10MM
AG05-1311 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 0-1 TIB A 11MM
AG05-1312 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 0-1 TIB A 12MM
AG05-1314 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 0-1 TIB A 14MM
AG05-1316 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 0-1 TIB A 16MM
AG05-1320 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 0-1-2 TIB B-C-D 10MM
AG05-1321 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 0-1-2 TIB B-C-D 11MM
AG05-1322 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 0-1-2 TIB B-C-D 12MM
AG05-1324 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 0-1-2 TIB B-C-D 14MM
AG05-1326 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 0-1-2 TIB B-C-D 16MM
AG05-1330 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 1-2 TIB E-F 10MM
AG05-1331 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 1-2 TIB E-F 11MM
AG05-1332 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 1-2 TIB E-F 12MM
AG05-1334 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 1-2 TIB E-F 14MM
AG05-1336 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 1-2 TIB E-F 16MM
AG05-1340 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 3-4 TIB C-D 10MM
AG05-1341 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 3-4 TIB C-D 11MM
AG05-1342 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 3-4 TIB C-D 12MM
AG05-1344 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 3-4 TIB C-D 14MM
AG05-1346 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 3-4 TIB C-D 16MM
AG05-1350 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 3-4-5 TIB E-F-G 10MM
AG05-1351 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 3-4-5 TIB E-F-G 11MM
AG05-1352 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 3-4-5 TIB E-F-G 12MM
AG05-1354 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 3-4-5 TIB E-F-G 14MM
AG05-1356 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 3-4-5 TIB E-F-G 16MM
AG05-1360 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 4-5 TIB H-J 10MM
AG05-1361 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 4-5 TIB H-J 11MM
AG05-1362 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 4-5 TIB H-J 12MM
AG05-1364 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 4-5 TIB H-J 14MM
AG05-1366 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 4-5 TIB H-J 16MM
AG05-1370 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 6-7 TIB F-G 10MM
AG05-1371 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 6-7 TIB F-G 11MM
AG05-1372 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 6-7 TIB F-G 12MM
AG05-1374 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 6-7 TIB F-G 14MM
AG05-1376 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 6-7 TIB F-G 16MM
AG05-1380 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 6-7-8 TIB H-J-K 10MM
AG05-1381 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 6-7-8 TIB H-J-K 11MM
AG05-1382 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 6-7-8 TIB H-J-K 12MM
AG05-1384 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 6-7-8 TIB H-J-K 14MM
AG05-1386 SUPERFICIE DE ARTICULACIÓN PS FEM 6-7-8 TIB H-J-K 16MM
STD-0212 MANGO DE IMPACTOR CON TAPA
AG05-0060 IMPACTOR DE COMPONENTE FEMORAL
AG05-0070 SOPORTE FEMORAL
AG05-0080 EXTRACTOR
AG05-0206 GUÍA FEMORAL DISTAL
AG05-0208 GUÍA FEMORAL V/V
AG05-0450 EXTRACTOR CON PUNTA PARA COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA
AG05-0455 EXTRACTOR DE MARTILLO PERCUTOR
AG05-0724 PALPADOR FEMORAL
AG05-0009 SOPORTE DE VÁSTAGO DE ALINEACIÓN
AG05-0012 CALIBRADOR DE CORTE
AG05-0104 VÁSTAGO TIBIAL EXTRA-MEDULAR
AG05-0105 TIBIAL
AG05-0108 CUERPO DE GUÍA TIBIAL INTRAMEDULAR
AG05-0121 ABRAZADERA DE TOBILLO TIBIAL EXTRA-MEDULAR
AG05-0122 SOPORTE DISTAL EXTRA-MEDULAR TIBIAL
AG05-0123 SOPORTE PROXIMAL EXTRA-MEDULAR TIBIAL
AG05-0130 BLOQUE DE CORTE TIBIAL DERECHO 0 GRADOS
AG05-0131 BLOQUE DE CORTE TIBIAL IZQUIERDO 0 GRADOS

AG05-0207 BLOQUE DE CORTE FEMORAL DISTAL
AG05-0560 CALIBRADOR DE ESPACIO PEQUEÑO 10MM
AG05-0561 CALIBRADOR DE ESPACIO PEQUEÑO 11MM
AG05-0562 CALIBRADOR DE ESPACIO PEQUEÑO 12MM
AG05-0564 CALIBRADOR DE ESPACIO PEQUEÑO 14MM
AG05-0566 CALIBRADOR DE ESPACIO PEQUEÑO 16MM
AG05-0570 CALIBRADOR DE ESPACIO GRANDE 10MM
AG05-0571 CALIBRADOR DE ESPACIO GRANDE 11MM
AG05-0572 CALIBRADOR DE ESPACIO GRANDE 12MM
AG05-0574 CALIBRADOR DE ESPACIO GRANDE 14MM
AG05-0576 CALIBRADOR DE ESPACIO GRANDE 16MM
AG05-0580 CALIBRADOR DE ESPACIO FÉMORAL-TIBIAL GRANDE
AG05-0585 CALIBRADOR DE ESPACIO FÉMORAL-TIBIAL PEQUEÑO
AG05-0591 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 1MM
AG05-0592 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 2MM
AG05-0593 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 3MM
AG05-0594 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 4MM
AG05-0595 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 5MM
AG05-0596 CUÑA DE ROTACIÓN FEMORAL 6MM
AG05-0630 CUERPO DEL CINCEL DE CAJA FEMORAL
AG05-0631 CINCEL DE CAJA FEMORAL TALLE F0-1-2
AG05-0632 CINCEL DE CAJA FEMORAL TALLE F3-4-5
AG05-0633 CINCEL DE CAJA FEMORAL TALLE F6-7-8
AG05-0720 GUÍA DE TALLE Y ROTACIÓN FEMORAL MEDIDA DERECHA
AG05-0721 GUÍA DE TALLE Y ROTACIÓN FEMORAL MEDIDA IZQUIERDA
AG05-0722 PIES DEL CALIBRADOR FEMORAL
AG05-0723 CONECTOR CALIBRADOR FEMORAL / CALIBRADOR DE ESPACIO
AG05-1090 CALIBRADOR DE CORTE PATELAR 8MM
AG05-1091 CALIBRADOR DE CORTE PATELAR 8,5MM
AG05-1092 CALIBRADOR DE CORTE PATELAR 9MM
AG05-1093 CALIBRADOR DE CORTE PATELAR 9,5MM
AG05-1094 CALIBRADOR DE CORTE PATELAR 10MM
AG05-1095 CALIBRADOR DE CORTE PATELAR 10,5MM
AG05-1500 PINZAS DE MORDAZA PARALELA
AG05-1502 CONTACTO ÓSEO PATELAR
AG05-1510 GUÍA DE CORTE PATELAR INF
AG05-1511 GUÍA DE CORTE PATELAR SUP
AG05-1551 PRUEBA DE PERFORACIÓN PATELAR OVAL ML29
AG05-1552 PRUEBA DE PERFORACIÓN PATELAR OVAL ML32
AG05-1553 PRUEBA DE PERFORACIÓN PATELAR OVAL ML35
AG05-1554 PRUEBA DE PERFORACIÓN PATELAR OVAL ML38
AG05-1555 PRUEBA DE PERFORACIÓN PATELAR OVAL ML41
AG05-1561 PRUEBA DE PERFORACIÓN PATELAR Ø26
AG05-1562 PRUEBA DE PERFORACIÓN PATELAR Ø29
AG05-1563 PRUEBA DE PERFORACIÓN PATELAR Ø32
AG05-1564 PRUEBA DE PERFORACIÓN PATELAR Ø35
AG05-1565 PRUEBA DE PERFORACIÓN PATELAR Ø38
AG05-0013 IMPACTOR TIBIAL GRANDE
AG05-0014 IMPACTOR FEMORAL GRANDE
AG05-0021 SOPORTE DE VÁSTAGO DE ALINEACIÓN
STD-0221 PIN ROSCADO SIN CABEZA Ø3,2X48
STD-0222 PIN CON CABEZA ROSCADO Ø3,2 X47
STD-0223 PIN CON CABEZA ROSCADO Ø3,2 X25
AG05-0071 CONECTOR DEL SOPORTE FEMORAL F0-1-2
AG05-0072 CONECTOR DEL SOPORTE FEMORAL F3-4-5
AG05-0073 CONECTOR DEL SOPORTE FEMORAL F6-7-8
AG05-0109 ALINEADOR TIBIAL DE REFERENCIA IM
AG05-0442 PIN UNIVERSAL 3,2 X 75
AG05-0641 CINCEL PARA CAJA FEMORAL TAMAÑO F0-1-2
AG05-0642 CINCEL PARA CAJA FEMORAL TAMAÑO F3-4-5
AG05-0643 CINCEL PARA CAJA FEMORAL TAMAÑO F6-7-8
AG05-1501 TAPÓN DE PRESURIZACIÓN PARA CEMENTO PATELAR

AG05-1520 ESTILETE PATELAR
AG05-1521 ESTILETE PARA HUESO PATELAR RESIDUAL
AG05-1522 ESTILETE PATELAR
CLQ-G04-100 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE A, B 1,15:1
CLQ-G04-101 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE C, D 1,15:1
CLQ-G04-102 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE E, F 1,15:1
CLQ-G04-103 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE G, H 1,15:1
CLQ-G04-104 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE J, K 1,15:1
CLQ-G04-105 PLANTILLA RAYOS X TRIUM FEMORAL TALLE 1,2,3 - 1,15:1
CLQ-G04-106 PLANTILLA RAYOS X TRIUM FEMORAL TALLE 4,5 - 1,15:1
CLQ-G04-107 PLANTILLA RAYOS X TRIUM FEMORAL TALLE 6,7 - 1,15:1
CLQ-G04-200 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE A, B - 1:1
CLQ-G04-201 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE C, D - 1:1
CLQ-G04-202 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE E, F - 1:1
CLQ-G04-203 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE G, H - 1:1
CLQ-G04-204 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE J, K - 1:1
CLQ-G04-205 PLANTILLA RAYOS X TRIUM FEMORAL TALLE 1,2,3 - 1:1
CLQ-G04-206 PLANTILLA RAYOS X TRIUM FEMORAL TALLE 4,5 - 1:1
CLQ-G04-207 PLANTILLA RAYOS X TRIUM FEMORAL TALLE 6,7 - 1:1
CLQ-G04-300 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE A, B - 1,27:1
CLQ-G04-301 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE C, D - 1,27:1
CLQ-G04-302 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE E, F - 1,27:1
CLQ-G04-303 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE G, H - 1,27:1
CLQ-G04-304 PLANTILLA RAYOS X TRIUM TIBIAL TALLE J, K - 1,27:1
CLQ-G04-305 PLANTILLA RAYOS X TRIUM FEMORAL TALLE 1,2,3 - 1,27:1
CLQ-G04-306 PLANTILLA RAYOS X TRIUM FEMORAL TALLE 4,5 - 1,27:1
CLQ-G04-307 PLANTILLA RAYOS X TRIUM FEMORAL TALLE 6,7 - 1,27:1
STD-0210 MANGO DE IMPACTOR CON TAPA
STD-0211 MANGO DE SILICONA CON YUNQUE CIRCULAR
STD-0214 MANGO DE SILICONA SOBREMOLDEADO
STD-0224 BROCA AO CON TOPE Ø8X132
STD-0225 BROCA AO CON TOPE Ø7X135
STD-0226 CALIBRADOR DE CORTE
AG10-0001 TENSOR DE LIGAMENTO DERECHO
AG10-0002 TENSOR DE LIGAMENTO IZQUIERDO
AG10-0003 SEPARADOR DE ESPACIO DE EXTENSIÓN
AG10-0004 PLANTILLA DE PERFORACIÓN ANATÓMICA TRIUM
AG10-0005 DESTORNILLADOR ESFÉRICO HEX 3.5
AG13-0001 INSERTADOR DE PLACA BASE TIBIAL FIJA
AG13-0002 IMPACTOR DE INSERTO TIBIAL FIJO
AG14-0207 BLOQUE DE CORTE DISTAL
AG14-0208 GUÍA DE ALINEACIÓN FEMORAL
AG14-0429 EXTRACTOR DE IMPACTOR
AG14-0560 SEPARADOR TIBIAL DE ESPACIO EN FLEXIÓN 10MM
AG14-0561 SEPARADOR TIBIAL DE ESPACIO EN FLEXIÓN 11MM
AG14-0562 SEPARADOR TIBIAL DE ESPACIO EN FLEXIÓN 12MM
AG14-0564 SEPARADOR TIBIAL DE ESPACIO EN FLEXIÓN 14MM
AG14-0566 SEPARADOR TIBIAL DE ESPACIO EN FLEXIÓN 16 M
AG14-0580 SEPARADOR FEM+TIB EN EXTENSIÓN 10MM
AG14-0581 SEPARADOR FEM+TIB EN EXTENSIÓN 11MM
AG14-0582 SEPARADOR FEM+TIB EN EXTENSIÓN 12MM
AG14-0584 SEPARADOR FEM+TIB EN EXTENSIÓN 14MM
AG14-0586 SEPARADOR FEM+TIB EN EXTENSIÓN 16MM
AG14-0599 CALCE 4 MM
AG14-0600 MANGO EXTRAÍBLE DEL CALIBRADOR DE ESPACIO
AG14-0601 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS 1
AG14-0602 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS 2
AG14-0603 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS 3
AG14-0604 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS 4
AG14-0605 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS 5
AG14-0606 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS 6
AG14-0607 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS 7

AG14-1501 TAPA DE CEMENTO PARA RÓTULA
AG14-1502 BASE DE ABRAZADERA PATELAR
AG14-1551 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PATELAR OVAL ML29
AG14-1552 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PATELAR OVAL ML32
AG14-1553 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PATELAR OVAL ML35
AG14-1554 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PATELAR OVAL ML38
AG14-1555 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PATELAR OVAL ML41
AG14-1561 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PATELAR Ø26
AG14-1562 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PATELAR Ø29
AG14-1563 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PATELAR Ø32
AG14-1564 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PATELAR Ø35
AG14-1565 PLANTILLA DE PERFORACIÓN PATELAR Ø38
AG16-0010 MANGO UNIVERSAL DE ALINEACIÓN
AG16-0020 PALPADOR TIBIAL
AG16-0104 VÁSTAGO TIBIAL IM LARGO
AG16-0120 BRAZO DE PUNTA TIBIAL
AG16-0121 ABRAZADERA DE TOBILLO PARA ALINEACIÓN TIBIAL
AG16-0122 VÁSTAGO PROXIMAL PARA ALINEACIÓN TIBIAL EM
AG16-0123 ENSAMBLAJE DISTAL PARA ALINEACIÓN TIBIAL
AG16-0124 VÁSTAGO PROXIMAL ALINEACIÓN TIBIAL
AG16-0125 CARCASA DE AJUSTE TIBIAL
AG16-0126 GUÍA DE ALINEACIÓN TIBIAL
AG16-0130 GUÍA DE RESECCIÓN TIBIAL DERECHA
AG16-0131 GUÍA DE RESECCIÓN TIBIAL IZQUIERDA
AG16-0150 BROCA IM TIBIAL Ø8 MM
STD-0032 ADAPTADOR AO
STD-0054 RETRACTOR 2
STD-0231 MANGO EN T
STD-0232 ELEVADOR FEMORAL
STD-0233 SEPARADOR TIPO HOHMANN N.º 7
STD-0234 ESPACIADOR PARA FORAMEN OBTURADOR
STD-0235 SEPARADOR RETROTCANTÉREO
STD-0236 ELEVADOR DE CUELLO FEMORAL
STD-0237 SEPARADOR FEMORAL ANTERIOR
AG15-0001 GUÍA DE PUNZÓN DE QUILLA TALLE A-B-C-D
AG15-0002 GUÍA DE PUNZÓN DE QUILLA TALLE E-F-G
AG15-0003 LLAVE PLANA
AG15-0004 FRESA PARA QUILLA
AG15-0005 MONTAJE DE PLACA BASE TIBIAL MODULAR
AG15-0006 GUÍA DE PUNZÓN DE QUILLA TALLE H-J-K
STD-0238 ADAPTADOR AO 1/4"
AG28-0001 BUJE DE PERFORACIÓN 10 MM
AG28-0002 BUJE DE PERFORACIÓN 12 MM
AG28-0003 BUJE DE PERFORACIÓN 14 MM
AG15-0011 FRESA DE VÁSTAGO CEMENTADO 10 MM
AG15-0012 FRESA DE VÁSTAGO CEMENTADO 12 MM
AG15-0013 FRESA DE VÁSTAGO CEMENTADO 14 MM
AG30-0001 BROCA IM 9,5 MM
AG30-0002 CARCASA DE AJUSTE TIBIAL 3°
AG34-0901 PUNZÓN DE QUILLA # A-B-C-D
AG34-0902 PUNZÓN DE QUILLA # E-F-G
AG34-0903 PUNZÓN DE QUILLA # H-J-K
AG34-0641 CINCEL DE CAJA # 0-1-2
AG34-0642 CINCEL DE CAJA # 3-4-5
AG34-0643 CINCEL DE CAJA # 6-7-8
AG34-0601 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS # 1
AG34-0602 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS # 2
AG34-0603 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS # 3
AG34-0604 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS # 4
AG34-0605 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS # 5
AG34-0606 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS # 6
AG34-0607 GUÍA DE CORTE DE CAJA PS # 7

AG34-0002 IMPACTOR DE INSERTO TIBIAL FIJO
AG34-0431 PIN CON CABEZA Ø3,2X28
AG34-0432 PIN CON CABEZA Ø3,2X38
AG34-0620 BROCA FEMORAL Ø6 PARA QUILLA
AG34-0003 SOPORTE DE IMPLANTE TIBIAL FIJO
AG34-0010 IMPACTOR TIBIAL
AG34-0011 IMPACTOR FEMORAL
AG34-0724 PALPADOR FEMORAL
AG34-0722 BLOQUE DE POSICIÓN DE CORTE ANTERIOR
AG34-0723 CALIBRADOR DE CORTE
AG34-0720 GUÍA DE TALLE Y ROTACIÓN PARA CORTE FEMORAL INDEPENDIENTE
AG34-0721 GUÍA DE TALLE Y ROTACIÓN PARA CORTE FEMORAL DEPENDIENTE
AG34-0599 CALCE PARA BLOQUE SEPARADOR
AG34-0911 GUÍA DE PUNZÓN DE QUILLA # A-B-C-D
AG34-0912 GUÍA DE PUNZÓN DE QUILLA # E-F-G
AG34-0913 GUÍA DE PUNZÓN DE QUILLA # H-J-K
AG34-1310 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 0-1 / A 10MM
AG34-1311 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 0-1 / A 11MM
AG34-1312 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 0-1 / A 12MM
AG34-1314 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 0-1 / A 14MM
AG34-1316 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 0-1 / A 16MM
AG34-1320 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 0-1-2 / B-C-D 10MM
AG34-1321 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 0-1-2 / B-C-D 11MM
AG34-1322 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 0-1-2 / B-C-D 12MM
AG34-1324 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 0-1-2 / B-C-D 14MM
AG34-1326 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 0-1-2 / B-C-D 16MM
AG34-1330 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 1-2 / E-F 10MM
AG34-1331 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 1-2 / E-F 11MM
AG34-1332 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 1-2 / E-F 12MM
AG34-1334 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 1-2 / E-F 14MM
AG34-1336 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 1-2 / E-F 16MM
AG34-1340 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 3-4 / C-D 10MM
AG34-1341 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 3-4 / C-D 11MM
AG34-1342 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 3-4 / C-D 12MM
AG34-1344 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 3-4 / C-D 14MM
AG34-1346 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 3-4 / C-D 16MM
AG34-1350 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 3-4-5 / E-F-G 10MM
AG34-1351 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 3-4-5 / E-F-G 11MM
AG34-1352 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 3-4-5 / E-F-G 12MM
AG34-1354 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 3-4-5 / E-F-G 14MM
AG34-1356 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 3-4-5 / E-F-G 16MM
AG34-1360 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 4-5 / H-J 10MM
AG34-1361 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 4-5 / H-J 11MM
AG34-1362 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 4-5 / H-J 12MM
AG34-1364 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 4-5 / H-J 14MM
AG34-1366 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 4-5 / H-J 16MM
AG34-1370 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 6-7 / F-G 10MM
AG34-1371 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 6-7 / F-G 11MM
AG34-1372 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 6-7 / F-G 12MM
AG34-1374 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 6-7 / F-G 14MM
AG34-1376 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 6-7 / F-G 16mm
AG34-1380 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 6-7-8 / H-J-K 10mm
AG34-1381 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 6-7-8 / H-J-K 11mm
AG34-1382 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 6-7-8 / H-J-K 12mm
AG34-1384 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 6-7-8 / H-J-K 14mm
AG34-1386 PRUEBA DE INSERTO TIBIAL # 6-7-8 / H-J-K 16mm
AG30-0809 CALCE PARA SUPERFICIE ARTICULAR TIBIAL # A-B-C-D
AG30-0819 CALCE PARA SUPERFICIE ARTICULAR TIBIAL # E-F-G
AG30-0829 CALCE PARA SUPERFICIE ARTICULAR TIBIAL # H-J-K
AG34-0800 PLANTILLA DE TALLE TIBIAL # A
AG34-0801 PLANTILLA DE TALLE TIBIAL # B
AG34-0802 PLANTILLA DE TALLE TIBIAL # C

AG34-0803 PLANTILLA DE TALLE TIBIAL # D
AG34-0810 PLANTILLA DE TALLE TIBIAL # E
AG34-0811 PLANTILLA DE TALLE TIBIAL # F
AG34-0812 PLANTILLA DE TALLE TIBIAL # G
AG34-0820 PLANTILLA DE TALLE TIBIAL # H
AG34-0821 PLANTILLA DE TALLE TIBIAL # J
AG34-0822 PLANTILLA DE TALLE TIBIAL # K
AG34-0600 MANGO MULTIFUNCIONAL
AG34-0040 IMPACTOR MULTIFUNCIONAL
AG28-0020 PRUEBA DE QUILLA MODULAR #A-B-C-D
AG28-0021 PRUEBA DE QUILLA MODULAR #E-F-G
AG28-0022 PRUEBA DE QUILLA MODULAR #H-J-K
AG28-1050 PRUEBA DE VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø10x50mm
AG28-1075 PRUEBA DE VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø10x75mm
AG28-1250 PRUEBA DE VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø12x50mm
AG28-1275 PRUEBA DE VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø12x75mm
AG28-1450 PRUEBA DE VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø14x50mm
AG28-1475 PRUEBA DE VÁSTAGO TIBIAL CEMENTADO Ø14x75mm
AG28-0300 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL LM-RL #A-B - 5MM
AG28-0305 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL LM-RL #A-B - 10MM
AG28-0310 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL RM-LL #A-B - 5MM
AG28-0315 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL RM-LL #A-B - 10MM
AG28-0320 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL LM-RL #C-D - 5MM
AG28-0325 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL LM-RL #C-D - 10MM
AG28-0330 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL RM-LL #C-D - 5MM
AG28-0335 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL RM-LL #C-D - 10MM
AG28-0340 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL LM-RL #E-F - 5MM
AG28-0345 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL LM-RL #E-F - 10MM
AG28-0350 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL RM-LL #E-F - 5MM
AG28-0355 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL RM-LL #E-F - 10MM
AG28-0360 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL LM-RL #G-H - 5MM
AG28-0365 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL LM-RL #G-H - 10MM
AG28-0370 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL RM-LL #G-H - 5MM
AG28-0375 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL RM-LL #G-H - 10MM
AG28-0380 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL LM-RL #J-K - 5MM
AG28-0385 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL LM-RL #J-K - 10MM
AG28-0390 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL RM-LL #J-K - 5MM
AG28-0395 PRUEBA DE AUMENTO TIBIAL RM-LL #J-K 10MM
AG28-0005 FRESA DE QUILLA TIBIAL
AG28-0010 FRESA DE VÁSTAGO CEMENTADO Ø10
AG28-0012 FRESA DE VÁSTAGO CEMENTADO Ø12
AG28-0014 FRESA DE VÁSTAGO CEMENTADO Ø14
AG28-0130 GUÍA DE RESECCIÓN TIBIAL DERECHA
AG28-0131 GUÍA DE RESECCIÓN TIBIAL IZQUIERDA
AG28-0140 GUÍA DE RESECCIÓN IM
AG28-0141 MONTURA DE BLOQUE DE CORTE 3°
AG28-0132 GUÍA DE RESECCIÓN TIBIAL SIMÉTRICA
STD-0241 EXTRACTOR-IMPACTOR DE CLAVOS CON CABEZA
AG28-0007 LLAVE PLANA
AG28-0006 MONTAJE DE PLACA BASE TIBIAL MODULAR
AG28-0009 BUJE DE PERFORACIÓN 14mm
STD-0242 OSTEÓTOMO 1,27mm
RGT-0700 BANDEJA RESECCIÓN TIBIAL + FEMORAL
RGT-0701 TAPA RESECCIÓN TIBIAL + FEMORAL
RGT-0710 BANDEJA PREPARACIÓN TIBIAL + FEMORAL
RGT-0711 TAPA PREPARACIÓN TIBIAL + FEMORAL
RGT-0720 BANDEJA HERRAMIENTA COMÚN + EQUILIBRADO DE ESPACIO
RGT-0721 TAPA HERRAMIENTA COMÚN + EQUILIBRADO DE ESPACIO
RGT-0730 BANDEJA PRUEBA DE INSERTO TIBIAL
RGT-0731 TAPA PRUEBA DE INSERTO TIBIAL
RGT-0740 BANDEJA COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA
RGT-0741 TAPA COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA

RGT-0750 BANDEJA RÓTULA
RGT-0751 TAPA RÓTULA
RGT-0760 BANDEJA TIBIAL MODULAR
RGT-0761 TAPA BANDEJA TIBIAL MODULAR
AG28-0030 BUJE DE PERFORACIÓN 10mm
AG28-0031 BUJE DE PERFORACIÓN 12mm
AG28-0032 BUJE DE PERFORACIÓN 14mm
AG34-0425 IMPACTOR DE PIN MAGNÉTICO
ANC01020 CLAVO CON CABEZA Ø3,2x35
ANC01021 PIN Ø3,2x90
RGT-0670 GUÍA TIBIAL IM MODULAR
RGT-0671 TAPA GUÍA TIBIAL IM
AG14-0421 IMPULSOR DE PIN ELÉCTRICO
AG14-0620 ESCARIADOR Ø6 PARA IMPLANTE FEMORAL
AG14-1003 BROCA PATELAR CON TOPE Ø6.5x115
CLQ-G08-001 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE A - ESCALA 1:1
CLQ-G08-002 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE B - ESCALA 1:1
CLQ-G08-003 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE C - ESCALA 1:1
CLQ-G08-004 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE D - ESCALA 1:1
CLQ-G08-005 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE E - ESCALA 1:1
CLQ-G08-006 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE F - ESCALA 1:1
CLQ-G08-007 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE G - ESCALA 1:1
CLQ-G08-008 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE H - ESCALA 1:1
CLQ-G08-009 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE J - ESCALA 1:1
CLQ-G08-010 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE K - ESCALA 1:1
CLQ-G08-011 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE A - ESCALA 1,15:1
CLQ-G08-012 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE B - ESCALA 1,15:1
CLQ-G08-013 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE C - ESCALA 1,15:1
CLQ-G08-014 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE D - ESCALA 1,15:1
CLQ-G08-015 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE E - ESCALA 1,15:1
CLQ-G08-016 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE F - ESCALA 1,15:1
CLQ-G08-017 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE G - ESCALA 1,15:1
CLQ-G08-018 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE H - ESCALA 1,15:1
CLQ-G08-019 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE J - ESCALA 1,15:1
CLQ-G08-020 PLANTILLA RAYOS X TRIUM BANDEJA TIBIAL MODULAR TALLE K - ESCALA 1,15:1
RGT-0600 BANDEJA RESECCIÓN TIBIAL + FEMORAL
RGT-0601 TAPA RESECCIÓN TIBIAL + FEMORAL
RGT-0610 BANDEJA PREPARACIÓN TIBIAL + FEMORAL
RGT-0611 TAPA PREPARACIÓN TIBIAL + FEMORAL
RGT-0620 BANDEJA HERRAMIENTA COMÚN + EQUILIBRADO DE ESPACIO
RGT-0621 TAPA HERRAMIENTA COMÚN + EQUILIBRADO DE ESPACIO
RGT-0630 BANDEJA PRUEBA DE INSERTO TIBIAL
RGT-0631 TAPA PRUEBA DE INSERTO TIBIAL
RGT-0640 BANDEJA COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA
RGT-0641 TAPA COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA
RGT-0650 BANDEJA RÓTULA
RGT-0651 TAPA RÓTULA
RGT-0660 BANDEJA VÁSTAGO TIBIAL TRIUM PS
RGT-0661 TAPA VÁSTAGO TIBIAL TRIUM PS
AG14-0441 PIN ACANALADO UNIVERSAL Ø3.2x75
AG14-0205 BROCA FEMORAL IM Ø9x114
10-001-000 CINCEL PLANO
10-002-000 CINCEL EN "V"
10-005-000 GUBIA DERECHA
10-006-000 CURETA INVERTIDA 7 MM
10-020-000 MANGO DE ACOPLE RÁPIDO
11-007-000 HOJA DE OSTEÓTOMO CURVA 20 MM
11-008-000 HOJA DE OSTEÓTOMO GRUESA 10 MM
11-009-000 HOJA DE OSTEÓTOMO GRUESA 8 MM
12-007-000 MARTILLO PEQUEÑO
1290 PIN ÓSEO ROSCADO 65MM - PAQUETE DE 10
14-016-000 BROCA Ø6 LG25 MM CON PIN DE SEGURIDAD

1790-02 GUBIA PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO
3430-01 PESO MODULAR 0,68KG
3430-02 PESO MODULAR 0,91KG
3430-03 PESO MODULAR 1,13KG CON GANCHO DE FIJACIÓN
4175-W LLAVE PARA EXTRACTOR DE VÁSTAGO
713510.08 CINCEL CURVO 130 MM DE LONGITUD, 9 MM
740818.22 GUBIA CONTRA-ACODADA SMITH PETERSON 22 MM
740818.25 GUBIA CONTRA-ACODADA SMITH PETERSON 25 MM
7425-02 HOJA CÓNICA 2
7425-03 HOJA CÓNICA 3
7425-04 HOJA CÓNICA 4
903000.00 EXTRACTOR CON MASA DESLIZANTE
903000.01 MASA PARA EXTRACTOR
90810000230 DESTORNILLADOR FLEXIBLE 3.5 MM
A5YW CINCEL OSTEÓTOMO CAUCHOIX 18x250 MM
A6DK CINCEL MURPHY LEXER TRILLAT ACODADO HACIA ADELANTE / CÓNCALO
A6DL CINCEL MURPHY LEXER TRILLAT CINCEL ACODADO HACIA ADELANTE / CÓNCALO
AA847R CALIBRADOR GRADUADO 100 MM
ANC022423 CINCEL CURVO PARA OSTEÓFITOS
ANC071205 SEPARADOR LARGO CONTRA-ACODADO PARA RODILLA
D11167 INSTRUMENTO ÓSEO - BURIN LETOURNEL - 37CM LG, 6MM
D11196 INSTRUMENTO ÓSEO - GUBIA LETOURNEL 37CM
D11338M PINZA CAPSULAR LERAT 80 MM
F10400 PINZA MUSEUX
FK166R PALANCA ÓSEA 17MM PUNTA RECTA LARGA
FK187R PALANCA ÓSEA 22MM DE ANCHO, 300MM
FR166R-01 PALANCA LANGE HOHMANN 240 x 18 MM CURVA X.NOV
J644850 PINZA CURVA
J80150 PINZAS BIRCHER GANSKE
L11800M SEPARADOR BECKMANN
L11896 SEPARADOR CHANDLER CON VALVAS
LAS850601.00. RASPA DE HUESO
M502298 MASA DE EXTRACCIÓN LONGITUD 34.4CM
M503008 OSTEÓTOMO RECTO ANCHO 8MM
M503010 OSTEÓTOMO TIPO BANDERA ANCHO 10MM
M503029 ESCARIADOR PARA CEMENTO
M503041 FRESA Ø8MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503042 FRESA Ø9MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503043 FRESA Ø10MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503044 FRESA Ø11MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503046 FRESA Ø12MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503048 FRESA Ø13MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503050 FRESA Ø14MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503052 FRESA Ø15MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503054 FRESA Ø16MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503056 FRESA Ø17MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503058 FRESA Ø18MM PUNTA AO, LARGO 37CM
M503066 GUBIA DE EXTRACCIÓN DE CEMENTO 7MM ANCHO
M507072 HOJA DE OSTEÓTOMO 8MM
M507074 HOJA DE OSTEÓTOMO 12MM
M507077 MANGO DE CONEXIÓN RÁPIDA
NM350R PLACA DE VERIFICACIÓN DE CORTE
NP585R PIN DE FIJACIÓN CON CABEZA Ø3,2 MM LG 30MM
NP587R PIN DE FIJACIÓN CON CABEZA Ø3,2 MM LG 75MM
NP630R TORNILLO DE SUJECIÓN ORTHOPILOT 35MM RB
NP631R TORNILLO DE SUJECIÓN ORTHOPILOT 40MM RB
NP632R TORNILLO DE SUJECIÓN ORTHOPILOT 45MM RB
NS366R OSTEÓTOMO CURVO 20X205MM
S1008 HOJAS DE OSTEÓTOMO DELGADAS 10MM x 5
S1009 HOJAS DE OSTEÓTOMO DELGADAS 8MMx5
S1020 MANGO PARA OSTEÓTOMO CON LIBERACIÓN RÁPIDA
S1123 HOJA EXTRA LARGA DE OSTEÓTOMO

S7510 GUBIA RECTA Y OFFSET PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO
S7535 OSTEÓTOMO BISELADO TIPO SEPARADOR EN V
S7540 VÁSTAGO Ø4.4MM
S7545 GUÍA PARA BROCA Ø4.4MM
S7550 VÁSTAGO Ø6.4MM
S7555 GUÍA PARA BROCA Ø6.4MM
S7590 OSTEÓTOMO SEPARADOR DE CEMENTO 240MM
M503022 CURETA DENTADA
M506016 MANGO DE CONEXIÓN RÁPIDA AO
M507078 ADAPTADOR DE ROSCA

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

La prótesis de rodilla están prevista para utilizarse en artroplastias de rodilla destinadas a recuperar la movilidad de la articulación y reducir el dolor.

Este tipo de dispositivos está indicado en las siguientes patologías:

-Destrucción articular avanzada resultante de patologías degenerativas (artrosis, poli-artritis reumatoidea) inflamatoria, o traumática

-Secuelas traumáticas

-Fracasos de cirugías anteriores (osteosíntesis, reconstrucción articular, semi-artroplastía)

-Tumor del fémur distal o de la tibia proximal.

-El reemplazo de rodilla primaria unicompartmental se utiliza en caso de enfermedad degenerativa de la articulación tibiofemoral medial o lateral de la rodilla. (KAPS®)

Período de vida útil: 10 años de los implante.

Período de vida útil: de Instrumental, se libera estéril para cada cirugía, el período de vida útil (estantería) no aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Envasada por unida, estéril, para los implantes.

Método de esterilización: Esterilización por radiación Gamma, para los implantes.

El instrumental se esteriliza antes cada cirugía:

El agente de esterilización es el vapor.

Autoclave prevacío - 134 °C durante 18 minutos. Tiempo de secado = 20 minutos.

Nombre del fabricante:

XNOV MEDICAL TECHNOLOGY

Lugar de elaboración:

RUE D`AIRMONT, 7 - 2900 PORRENTROY- SUIZA

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1479-6 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-002020-26-7

Nº Identificadorio Trámite: 76581

AM

