



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-007488-22-1

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-007488-22-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones VSA Alta Complejidad S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca SURGICRYL PGA nombre descriptivo Suturas Absorbibles, ACIDO POLIGLICÓLICO multifilamento y nombre técnico suturas, de ácido poliglicólico , de acuerdo con lo solicitado por VSA Alta Complejidad S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2023-40845057-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1033-144 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscribáse en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1033-144

Nombre descriptivo: Suturas Absorbibles, ACIDO POLIGLICÓLICO multifilamento

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
13-908 - suturas, de ácido poliglicólico

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): SURGICRYL PGA

Modelos:

Sin agujas:

-EP 2, USP 3/0, Longitud 150 cm, Color Violeta, N° de orden 11200015.

- EP 3, USP 2/0, Longitud 150 cm, Color Violeta, N° de orden 11300015.
- EP 3.5, USP 0, Longitud 150 cm, Color Violeta, N° de orden 11350015.
- EP 4, USP 1, Longitud 150 cm, Color Violeta, N° de orden 11400015.
- EP 5, USP 2, Longitud 150 cm, Color Violeta, N° de orden 11500015.
- EP 6, USP 3 & 4, Longitud 150 cm, Color Violeta, N° de orden 11600015.
- EP 7, USP 5, Longitud 150 cm, Color Violeta, N° de orden 11700015.
- EP 8, USP 6, Longitud 150 cm, Color Violeta, N° de orden 11800015.
- EP 1.5, USP 4/0, Longitud 3x50 cm, Color Violeta, N° de orden 11150050.
- EP 2, USP 3/0, Longitud 3x50 cm, Color Violeta, N° de orden 11200050.
- EP 3, USP 2/0, Longitud 3x50 cm, Color Violeta, N° de orden 11300050.
- EP 3.5, USP 0, Longitud 3x50 cm, Color Violeta, N° de orden 11350050.
- EP 4, USP 1, Longitud 3x50 cm, Color Violeta, N° de orden 11400050.
- EP 5, USP 2, Longitud 3x50 cm, Color Violeta, N° de orden 11500050.
- EP 2, USP 3/0, Longitud 12x45 cm, Color Violeta, N° de orden 11200045.
- EP 3, USP 2/0, Longitud 12x45 cm, Color Violeta, N° de orden 11300045.
- EP 3.5, USP 0, Longitud 12x45 cm, Color Violeta, N° de orden 11350045.
- EP 4, USP 1, Longitud 12x45 cm, Color Violeta, N° de orden, 11400045.
- EP 5, USP 2, Longitud 12x45 cm, Color Violeta, N° de orden 11500045.
- EP 1.5, USP 4/0, Longitud 6x45 cm, Color Violeta, N° de orden 11150045-6.
- EP 2, USP 3/0, Longitud 6x45 cm, Color Violeta, N° de orden 11200045-6.
- EP 3, USP 2/0, Longitud 6x45 cm, Color Violeta, N° de orden 11300045-6.
- EP 3.5, USP 0, Longitud 6x45 cm, Color Violeta, N° de orden 11350045-6.
- EP 4, USP 1, Longitud 6x45 cm, Color Violeta, N° de orden 1400045-6.
- EP 5, USP 2, Longitud 6x45 cm, Color Violeta, N° de orden 11500045-6.
- EP 2, USP 3/0, Longitud 10x60 cm, Color Violeta, N° de orden 11200060.
- EP 3, USP 2/0, Longitud 10x60 cm, Color Violeta, N° de orden 11300060.
- EP 2, USP 3/0, Longitud 5x70 cm, Color Violeta, N° de orden 11200070.
- EP 3, USP 2/0, Longitud 5x70 cm, Color Violeta, N° de orden 11300070.
- EP 3.5, USP 0, Longitud 5x70 cm, Color Violeta, N° de orden 11350070.
- EP 4, USP 1, Longitud 5x70 cm, Color Violeta, N° de orden 11400070.
- EP 5, USP 2, Longitud 5x70 cm, Color Violeta, N° de orden 11500070.
- EP 1.5, USP 4/0, Longitud 250 cm, Color Violeta, N° de orden 11150025.
- EP 2, USP 3/0, Longitud 250 cm, Color Violeta, N° de orden 11200025.
- EP 3, USP 2/0, Longitud 250 cm, Color Violeta, N° de orden 11300025.
- EP 3.5, USP 0, Longitud 250 cm, Color Violeta, N° de orden 11350025.
- EP 4, USP 1, Longitud 250 cm, Color Violeta, N° de orden 11400025.
- EP 5, USP 2, Longitud 250 cm, Color Violeta, N° de orden 11500025.
- EP 6, USP 3 & 4, Longitud 250 cm, Color Violeta, N° de orden 11600025.
- EP 7, USP 5, Longitud 250 cm, Color Violeta, N° de orden 11700025.
- EP 8, USP 6, Longitud 250 cm, Color Violeta, N° de orden 11800025

Con Agujas

Cuerpo redondeado, punta afilada, círculo de ½ :

- HR 13 13 mm, EP 0.7, USP 6/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11070113.
- HR 13 13 mm, EP 1, USP 5/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11100113.
- HR 13 13 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11150113.
- HR 17 17 mm, EP 0.7, USP 6/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11070117.

- HR 17 17 mm, EP 1, USP 5/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11100117.
- HR 17 17 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11150117.
- HR 17 17 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11200117.
- HR 17 17 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden, 11300117.
- HR 22 22 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden, 11150122.
- HR 22 22 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden, 11200122.
- HR 22 22 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11200122U.
- HR 22 22 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11300122.
- HR 26 26 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11150126.
- HR 26 26 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11200126.
- HR 26 26 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75 cm, Sin color, N° de orden 11200126U.
- HR 26 26 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11300126.
- HR 26 26 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Sin color, N° de orden 11300126U.
- HR 26 26 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11350126.
- HR 26 26 mm, EP 4, USP 1, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11400126.
- HR 30 30 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11200130.
- HR 30 30 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11300130.
- HR 30 30 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Sin color, N° de orden 11300130U.
- HR 30 30 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11350130.
- HR 30 30 mm, EP 4, USP 1, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11400130.
- HR 36 36 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11200136.
- HR 36 36 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11300136.
- HR 36 36 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11350136.
- HR 36 36 mm, EP 4, USP 1, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11400136.
- HR 40 40 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11300140.
- HR 40 40 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11350140.
- HR 40 40 mm, EP 4, USP 1/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11400140-75.
- HR 40 40 mm, EP 4, USP 1, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11400140.
- HR 40 40 mm, EP 5, USP 2, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11500140-75.
- HR 40 40 mm, EP 5, USP 2/0, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11500140.
- HR 48 48 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11300148.
- HR 48 48 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11350148.
- HR 48 48 mm, EP 4, USP 1/0, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden, 11400148.
- HR 48 48 mm, EP 5, USP 2/0, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11500148.
- HR 48 48 mm, EP 6, USP 3 & 4, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden, 11600148.

Cuerpo redondeado, punta afilada, círculo de 3/8:

- DR 17 17 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11150217.
- DR 17 17 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11200217.
- DR 25 25 mm, EP 4, USP 1, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11400225.

Cuerpo redondeado, punta afilada, círculo de 5/8:

- FR 27 27 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11300327.

Cuerpo redondeado, punta afilada, aguja J:

- JR 36 36 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11303036.
- JR 36 36 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11353036.

Cuerpo redondeado, punta afilada, aguja J - brazo doble con dos agujas diferentes (5/8 + aguja J):

- 1 x JR 36 1 x FR 27, EP 3.5, USP 0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11353036-0327.

Cuerpo redondeado, punta afilada, círculo de $\frac{1}{2}$ + bucle:

-HR 50 50 mm, EP 4.0, USP 1, Longitud 150 cm, Color Violeta, N° de orden 11400950.

Cuerpo redondeado, punta cónica de cuerpo redondo, círculo de $\frac{1}{2}$:

-HR 26 26 mm, EP 3.0, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11300526.

-HR 30 30 mm, EP 3.0, USP 2/0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11300530.

-HR 30 30 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11350530.

-HR 30 30 mm, EP 4, USP 1, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11400530.

-HR 36 36 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11300536.

-HR 36 36 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11350536.

-HR 36 36 mm, EP 4, USP 1, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11400536.

-HR 40 40 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11350540.

-HR 40 40 mm, EP 4, USP 1, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11400540.

-HR 40 40 mm, EP 5, USP 2, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11500540.

-HR 40 40 mm, EP 4, USP 1, Longitud 90 cm, Color Violeta, N° de orden 11400548.

Aguja J:

-JRT 31 31 mm, EP 4, USP10, Longitud 75 cm, Color Violeta, N° de orden 11403131.

Corte reversa, círculo de $\frac{3}{8}$:

-DS 12 12 mm, EP 0.7, USP 6/0, Longitud 45cm, Color Violeta, N° de orden 11071512.

-DS 12 12 mm, EP 0.7, USP 6/0, Longitud 45cm, Sin Color, N° de orden 11071512U.

-DS 12 12 mm, EP 1, USP 5/0, Longitud 45cm, Color Violeta, N° de orden 11101512.

-DS 12 12 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11151512,

-DS 12 12 mm, EP 0.7, USP 6/0, Longitud 50cm, Sin Color, N° de orden 11071512UP,

-DS 12 12 mm, EP 1, USP 5/0, Longitud 50cm, Sin Color, N° de orden 11101512UP.

-DS 16 16 mm, EP 0.7, USP 6/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11071516.

-DS 16 16 mm, EP 1, USP 6/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11101516.

-DS 16 16 mm, EP 1, USP 5/0, Longitud 75cm, Sin Color, N° de orden 11101516U.

-DS 16 16 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11151516.

-DS 16 16 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75cm, Sin Color, N° de orden 11151516U.

-DS 16 16 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11201516.

-DS 16 16 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 50cm, Sin Color, N° de orden 11151516UP.

-DS 19 19 mm, EP 1, USP 5/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11101519.

-DS 19 19 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11151519.

-DS 19 19 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11151519-90.

-DS 19 19 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11151519U.

-DS 19 19 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11201519.

-DS 19 19 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11201519-90.

-DS 19 19 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Sin Color, N° de orden 11201519U.

-DS 19 19 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11301519.

-DS 19 19 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 50cm, Sin Color, N° de orden 11151519UP.

-DS 19 19 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 50cm, Sin Color, N° de orden 11201519UP.

-DS 24 24 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11201524.

-DS 24 24 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Sin Color, N° de orden 11201524U.

-DS 24 24 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11301524.

-DS 24 24 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Sin Color, N° de orden 11301524U.

-DS 24 24 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11351524.

-DS 24 24 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 50cm, Sin color, N° de orden 11201524UP.

- DS 24 24 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 50cm, Sin Color, N° de orden 11301524UP.
- DS 30 30 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11151530.
- DS 30 30 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11201530.
- DS 30 30 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11301530.
- DS 30 30 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Sin Color, N° de orden 11301530U.
- DS 30 30 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11351530.
- DS 30 30 mm, EP 4, USP 1, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11401530.
- DS 30 30 mm, EP 5, USP 2, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11501530.
- DS 36 36mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11301536.
- DS 36 36 mm, EP 3.5, USP 3/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11351536.
- DS 36 36 mm, EP 4, USP 1, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11401536.
- DS 36 36 mm, EP 4, USP 1, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11401536
- DS 36 36 mm, EP 5, USP 2, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11501536.
- DS 40 40 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11301540.
- DS 40 40 mm, EP 4, USP 1, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11401540.
- DS 40 40 mm, EP 5, USP 2, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11501540.

Corte reversa, círculo de ½:

- HS 22 22 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11201422.
- HS 22 22 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Sin Color, N° de orden 11201422U.
- HS 22 22 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11301422.
- HS 22 22 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Sin Color, N° de orden 11301422U.
- HS 26 26 mm, EP 1.5, USP 4/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11151426.
- HS 26 26 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11201426.
- HS 26 26 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11301426.
- HS 26 26 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11351426.
- HS 30 30 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11201430.
- HS 30 30 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11301430.
- HS 30 30 mm, EP 5, USP 2, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11501430.
- HS 36 36 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11301436
- HS 36 36 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11351436.
- HS 36 36 mm, EP 4, USP 1, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11401436.
- HS 36 36 mm, EP 5, USP 2, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11501436.
- HS 40 40 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11301440.
- HS 40 40 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11351440.
- HS 40 40 mm, EP 4, USP 1, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11401440.
- HS 40 40 mm, EP 5, USP 2, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11501440.
- HS 48 48 mm, EP 3.5, USP 0, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11351448.
- HS 48 48 mm, EP 4, USP 1, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11401448.
- HS 48 48 mm, EP 5, USP 2, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11501448.
- HS 48 48 mm, EP 6, USP 3 & 4, Longitud 90cm, Color Violeta, N° de orden 11601448.

Corte recto:

- GS 60 60 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11202160.
- GS 60 60 mm, EP 2, USP 3/0, Longitud 75cm, Sin Color, N° de orden 11202160U.
- GS 60 60 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Color Violeta, N° de orden 11302160.
- GS 60 60 mm, EP 3, USP 2/0, Longitud 75cm, Sin Color, N° de orden 11302160U.

Círculo de 3/8:

-NS 16 16 mm, EP 1, USP 5/0, Longitud 45cm, Color Violeta, N° de orden 11101716.

Espátula de corte lateral, círculo de 1/2:

-2 x 8 mm - 200µm, EP 0.5, USP 7/0, Longitud 45cm, Color Violeta, N° de orden OSU07.

-2 x 8 mm - 300µm, EP 0.7, USP 6/0, Longitud 45cm, Color Violeta, N° de orden OSU061.

Círculo de 3/8, de un brazo:

-1 x 6.2 mm - 150µm, EP 0.2, USP 10/0, Longitud 10cm, Color Violeta, N° de orden OSU101.

-2 x 6.2 mm - 150µm, EP 0.2, USP 10/0, Longitud 30cm, Color Violeta, N° de orden OSU10.

-2 x 6.4 mm - 200µm, EP 0.3, USP 9/0, Longitud 30cm, Color Violeta, N° de orden OSU09.

De un brazo

-1 x 6.4 mm - 200µm, EP 0.3, USP 9/0, Longitud 30cm, Color Violeta, N° de orden OSU09-1.

-2 x 6 mm - 200µm, EP 0.4, USP 8/0, Longitud 45cm, Color Violeta, N° de orden OSU08.

-2 x 6 mm - 200µm, EP 0.4, USP 8/0, Longitud 30cm, Color Violeta, N° de orden, OSU08-30.

-2 x 6.4 mm - 200µm, EP 0.5, USP 7/0, Longitud 45cm, Color Violeta, N° de orden OSU072.

-2 x 8 mm - 200µm, EP 0.5, USP 7/0, Longitud 45cm, Color Violeta, N° de orden OSU071.

Círculo de ¼ :

-2 x 8 mm - 300µm, EP 0.7, USP 6/0, Longitud 45cm, Color Violeta, N° de orden OSU06.

-2 x 8 mm - 350µm, EP 1, USP 5/0, Longitud 45cm, Color Violeta, N° de orden OSU05.

Cuerpo redondeado, punta afilada, círculo de 3/8, de un brazo:

-1 x 6,4 mm - 150µm, EP 0.3, USP 9/0, Longitud 30cm, Color Violeta, N° de orden OSU095.

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

SURGICRYL® PGA está indicada para su uso en la aproximación y/o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en cirugía oftálmica.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: n/a

Forma de presentación: Cajas x 12 unidades

Método de esterilización: Óxido de etileno

Nombre del fabricante:

SMI AG

Lugar de elaboración:

Steinerberg 8, 4780 St. Vith - Bélgica

Expediente N° 1-0047-3110-007488-22-1

N° Identificador Trámite: 44001

AM

