



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-002074-25-2

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-002074-25-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones BIOMED S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 64/25, y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca XNOV nombre descriptivo Sistema de Prótesis de Cadera y nombre técnico Prótesis, de Articulación, para Cadera , de acuerdo con lo solicitado por BIOMED S.R.L. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2025-119515671-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 501-17 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 501-17

Nombre descriptivo: Sistema de Prótesis de Cadera

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
18166 Prótesis, de Articulación, para Cadera

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): XNOV

Modelos:

PH06-0001 TAPONES Ø8 – L14 CAJA DE 2 TAPONES

PH06-0044 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 44

PH06-0046 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 46

PH06-0048 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 48
PH06-0050 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 50
PH06-0052 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 52
PH06-0054 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 54
PH06-0056 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 56
PH06-0058 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 58
PH06-0060 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 60
PH06-0062 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 62
PH06-0064 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 64
PH06-0066 COTILO DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO 66
PH06-0144 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 44 CABEZA Ø22,2
PH06-0146 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 46 CABEZA Ø22,2
PH06-0148 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 48 CABEZA Ø22,2
PH06-0150 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 50 CABEZA Ø28
PH06-0152 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 52 CABEZA Ø28
PH06-0154 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 54 CABEZA Ø28
PH06-0156 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 56 CABEZA Ø28
PH06-0158 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 58 CABEZA Ø28
PH06-0160 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 60 CABEZA Ø28
PH06-0162 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 62 CABEZA Ø28
PH06-0164 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 64 CABEZA Ø28
PH06-0166 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO 66 CABEZA Ø28
PH06-0925 TORNILLO CORTICAL Ø5 L25 – CHC 3.5
PH06-0935 TORNILLO CORTICAL Ø5 L35 – CHC 3.5
PH06-0940 TORNILLO CORTICAL Ø5 L40 – CHC 3.5
PH06-0945 TORNILLO CORTICAL Ø5 L45 – CHC 3.5
PH06-0950 TORNILLO CORTICAL Ø5 L50 – CHC 3.5
PH06-0955 TORNILLO CORTICAL Ø5 L55 – CHC 3.5
PH06-0960 TORNILLO CORTICAL Ø5 L60 – CHC 3.5
PH06-1044 COTILO 44 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1046 COTILO 46 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1048 COTILO 48 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1050 COTILO 50 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1052 COTILO 52 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1054 COTILO 54 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1056 COTILO 56 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1058 COTILO 58 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1060 COTILO 60 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1062 COTILO 62 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1064 COTILO 64 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1066 COTILO 66 NO CEMENTADO, DE DOBLE MOVILIDAD Y ANCLAJE PLUS
PH06-1144 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 44
PH06-1146 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 46
PH06-1148 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 48
PH06-1150 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 50
PH06-1152 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 52

PH06-1154 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 54
PH06-1156 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 56
PH06-1158 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 58
PH06-1160 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 60
PH06-1162 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 62
PH06-1164 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 64
PH06-1166 COTILO DOBLE MOVILIDAD CEMENTADO 66
PH06-2050 COTILO 50 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2052 COTILO 52 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2054 COTILO 54 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2056 COTILO 56 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2058 COTILO 58 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2060 COTILO 60 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2062 COTILO 62 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2064 COTILO 64 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH06-2066 COTILO 66 DE REVISION NO CEMENTADO CON DOBLE MOVILIDAD
PH07-0046 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 46
PH07-0048 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 48
PH07-0050 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 50
PH07-0052 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 52
PH07-0054 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 54
PH07-0056 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 56
PH07-0058 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 58
PH07-0060 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 60
PH07-0062 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 62
PH07-0064 COTILO NO CEMENTADO PARA INTERNO CERÁMICO 64
PH07-0139 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 46-48 CABEZA 32
PH07-0144 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 50-52 CABEZA 36
PH07-0148 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 54-56 CABEZA 40
PH07-0152 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 58-60 - 62-64
PH07-0239 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 46-48
PH07-0244 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 50-52
PH07-0248 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 54-56
PH07-0252 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 58-60-62-64
PH07-0548 INTERNO CERAMICO PARA COTILO 54-56 CABEZA 36
PH07-0552 INTERNO CERAMICO PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA 36
PH07-0920 TORNILLO ESPONJOSO 6 L20-CHC 3.5
PH07-0925 TORNILLO ESPONJOSO 6 L25-CHC 3.5
PH07-0930 TORNILLO ESPONJOSO 6 L30-CHC 3.5
PH07-0935 TORNILLO ESPONJOSO 6 L35-CHC 3.5
PH07-0940 TORNILLO ESPONJOSO 6 L40-CHC 3.5
PH07-0945 TORNILLO ESPONJOSO 6 L45-CHC 3.5
PH07-9990 TAPON CENTRAL M10x1.5
PH07-0991 3 TAPONES PARA TORNILLOS M7x0.75
PH07-0448 INTERNO DE CERÁMICA PARA COTILO 54-56
PH07-0452 INTERNO DE CERÁMICA PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA 40

PH14-0046 COTILO NO CEMENTADO 46 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0048 COTILO NO CEMENTADO 48 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0050 COTILO NO CEMENTADO 50 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0052 COTILO NO CEMENTADO 52 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0054 COTILO NO CEMENTADO 54 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0056 COTILO NO CEMENTADO 56 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0058 COTILO NO CEMENTADO 58 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0060 COTILO NO CEMENTADO 60 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0062 COTILO NO CEMENTADO 62 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0064 COTILO NO CEMENTADO 64 PARA INTERNOS CERÁMICOS
PH14-0146 COTILO NO CEMENTADO 46 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0148 COTILO NO CEMENTADO 48 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0150 COTILO NO CEMENTADO 50 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0152 COTILO NO CEMENTADO 52 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0154 COTILO NO CEMENTADO 54 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0156 COTILO NO CEMENTADO 56 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0158 COTILO NO CEMENTADO 58 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0160 COTILO NO CEMENTADO 60 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0162 COTILO NO CEMENTADO 62 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0164 COTILO NO CEMENTADO 64 PARA INTERNO DE CERÁMICA O UHMWPE
PH14-0244 COTILO NO CEMENTADO 44 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0246 COTILO NO CEMENTADO 46 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0248 COTILO NO CEMENTADO 48 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0250 COTILO NO CEMENTADO 50 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0252 COTILO NO CEMENTADO 52 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0254 COTILO NO CEMENTADO 54 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0256 COTILO NO CEMENTADO 56 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0258 COTILO NO CEMENTADO 58 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0260 COTILO NO CEMENTADO 60 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0262 COTILO NO CEMENTADO 62 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0264 COTILO NO CEMENTADO 64 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0266 COTILO NO CEMENTADO 66 DE DOBLE MOVILIDAD
PH14-0644 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 50-52 CABEZA 36
PH14-0639 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 46-48 CABEZA 32
PH14-0648 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 54-56 CABEZA 36
PH14-0652 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA 36
PH14-0748 INTERNO CERÁMICO PARA COTILO 54-56 CABEZA 40
PH14-0539 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 46-48 CABEZA 28
PH14-0544 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 50-52 CABEZA 28
PH14-0548 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 54-56 CABEZA 28
PH14-0552 INTERNO CON PARED POSTERIOR UHMWPE PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA 28
PH14-0839 INTERNO UHMWPE PARA COTILO 46-48 CABEZA Ø28
PH14-0844 INTERNO UHMWPE PARA COTILO 50-52 CABEZA Ø28
PH14-0848 INTERNO UHMWPE PARA COTILO 54-56 CABEZA Ø28
PH14-0852 INTERNO UHMWPE PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA Ø28
PH06-0920 TORNILLO CORTICAL Ø5 L20- CHC 3.5

PH06-0930 TORNILLO CORTICAL Ø5 L30- CHC 3.5
PH37-2836 INTERNO HXLPE PARA COTILO 42-44 CABEZA Ø28
PH37-3239 INTERNO HXLPE PARA COTILO 46-48 CABEZA Ø32
PH37-3644 INTERNO HXLPE PARA COTILO 50-52 CABEZA Ø36
PH37-3648 INTERNO HXLPE PARA COTILO 54-56 CABEZA Ø36
PH37-3652 INTERNO HXLPE PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA Ø36
PH37-4048 INTERNO HXLPE PARA COTILO 54-56 CABEZA Ø40
PH37-4052 INTERNO HXLPE PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA Ø40
PH14-0752 INTERNO DE CERAMICA PARA COTILO 58-60-62-64 CABEZA Ø40
PH37-0142 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø42 CABEZA Ø22,2
PH37-0144 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø44 CABEZA Ø22,2
PH37-0146 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø46 CABEZA Ø28
PH37-0148 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø48 CABEZA Ø28
PH37-0150 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø50 CABEZA Ø28
PH37-0152 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø52 CABEZA Ø28
PH37-0154 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø54 CABEZA Ø28
PH37-0156 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø56 CABEZA Ø28
PH37-0158 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø58 CABEZA Ø28
PH37-0160 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø60 CABEZA Ø28
PH37-0162 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø62 CABEZA Ø28
PH37-0164 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø64 CABEZA Ø28
PH37-0166 INTERNO HXLPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø66 CABEZA Ø28
PH06-0142 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø42 CABEZA Ø22,2
PH06-0246 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø46 CABEZA Ø28
PH06-0248 INTERNO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD PARA COTILO Ø48 CABEZA Ø28
PH11-1018 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 CEMENTADO
PH11-0009 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 NO CEMENTADO
PH11-0010 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 NO CEMENTADO
PH11-0011 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 NO CEMENTADO
PH11-0012 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 NO CEMENTADO
PH11-0013 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 NO CEMENTADO
PH11-0014 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 NO CEMENTADO
PH11-0015 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 NO CEMENTADO
PH11-0016 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 NO CEMENTADO
PH11-0018 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 NO CEMENTADO
PH11-0020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 20 NO CEMENTADO
PH11-0281 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 –CERÁMICA CORTA
PH11-0282 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 - CERÁMICA MEDIA
PH11-0283 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 – CERÁMICA LARGA
PH11-0321 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 - CERÁMICA CORTA
PH11-0322 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 – CERÁMICA MEDIA
PH11-0323 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 – CERÁMICA LARGA
PH11-1009 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 CEMENTADO
PH11-1010 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 CEMENTADO
PH11-1011 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 CEMENTADO
PH11-1012 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 CEMENTADO

PH11-1013 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 CEMENTADO
PH11-1014 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 CEMENTADO
PH11-1015 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 CEMENTADO
PH11-1016 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 CEMENTADO
PH15-0009 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0010 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0011 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0012 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0013 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0014 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0015 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0016 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0018 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH15-0020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 20 NO CEMENTADO CON CUELLO VARO
PH16-0009 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0010 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 NO CEMENTADO/ DESPLAZAM. ALTO
PH16-0011 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0012 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0013 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0014 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0015 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0016 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH16-0018 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 NO CEMENTADO DESPLAZAM. ALTO
PH16-0020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 20 NO CEMENTADO DESPLAZAM. ALTO
PH11-2009 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2010 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2011 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2012 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2013 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2014 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2015 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2016 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2018 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 20 NO CEMENTADO CON CUELLO
PH11-2321 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 S – CERÁMICA CORTA
PH11-2322 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 M - CERÁMICA MEDIA
PH11-2323 CABEZA FEMORAL 32 CONICIDAD 12/14 L - CERÁMICA LARGA
PH11-2361 CABEZA FEMORAL 36 CONICIDAD 12/14 S - CERÁMICA CORTA
PH11-2362 CABEZA FEMORAL 36 CONICIDAD 12/14 M - CERÁMICA MEDIA
PH11-2363 CABEZA FEMORAL 36 CONICIDAD 12/14 L - CERÁMICA LARGA
PH11-2364 CABEZA FEMORAL 36 CONICIDAD 12/14 XL - CERÁMICA EXTRA LARGA
PH11-2401 CABEZA FEMORAL 40 CONICIDAD 12/14 S - CERÁMICA CORTA
PH11-2402 CABEZA FEMORAL 40 CONICIDAD 12/14 M - CERÁMICA MEDIA
PH11-2403 CABEZA FEMORAL 40 CONICIDAD 12/14 L- CERÁMICA LARGA
PH11-1221 CABEZA FEMORAL 22,2 CONICIDAD 12/14 - S- ACERO INOX STANDARD CORTA
PH11-1222 CABEZA FEMORAL 22,2 CONICIDAD 12/14 M - ACERO INOX STANDARD. MEDIA

PH11-1223 CABEZA FEMORAL 22,2 CONICIDAD 12/14 L - ACERO INOX.STANDARD LARGO
PH11-1281 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 S - ACERO INOX. STANDARD CORTO
PH11-1282 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 M - ACERO INOX. STANDARD MEDIO
PH11-1283 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 L - ACERO INOX. STANDARD LARGO
PH11-1284 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 XL - ACERO INOX. STANDARD EXTRA LARGO
PH11-2281 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 S - CERÁMICA CORTA
PH11-2282 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 M - CERÁMICA MEDIA
PH11-2283 CABEZA FEMORAL 28 CONICIDAD 12/14 L - CERÁMICA LARGA
PH37-1321 CABEZA FEMORAL 32 S. CUELLO CORTO DE ACERO INOX
PH37-1322 CABEZA FEMORAL 32 M. CUELLO MEDIO DE ACERO INOX
PH37-1323 CABEZA FEMORAL 32 L. CUELLO GRANDE DE ACERO INOX
PH37-1361 CABEZA FEMORAL 36 S CUELLO PEQUEÑO DE ACERO INOX.
PH37-1362 CABEZA FEMORAL 36 M CUELLO MEDIO DE ACERO INOX.
PH37-1363 CABEZA FEMORAL 36 L CUELLO GRANDE DE ACERO INOX.
PH47-1020 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO XS CEMENTADO
PH47-0020 VASTAGO FEMORAL XS NO CEMENTADO
PH47-2020 VASTAGO FEMORAL XS NO CEMENTADO CON CUELLO
PH16-2009 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 09 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2010 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 10 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2011 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 11 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2012 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 12 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2013 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 13 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2014 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 14 NO CEMENTADO CON CUELLO DE ALTO
PH16-2015 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 15 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2016 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 16 NO CEMENTADO CON CUELLO ALTO
PH16-2018 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 18 NO CEMENTADO CON CUELLO DE ALTO
PH16-2020 VASTAGO FEMORAL TAMAÑO 20 NO CEMENTADO CON CUELLO DE ALTO
PH12-0001 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 01 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0002 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 02 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0003 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 03 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0004 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 04 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0005 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 05 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0006 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 06 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0007 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 07 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0008 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 08 CON CUELLO MODULAR NO CEMENTADO
PH12-0101 CUELLO MODULAR STANDARD 130° CORTO
PH12-0102 CUELLO MODULAR STANDARD 130° LARGO
PH12-0111 CUELLO MODULAR ANTE/RETRO 8° STANDARD 130° LARGO
PH12-0112 CUELLO MODULAR ANTE/RETRO 8° STANDARD 130° CORTO
PH12-0201 CUELLO MODULAR VARO/VALGO 122°/138° CORTO
PH12-0202 CUELLO MODULAR VARO/VALGO 122°/138° LARGO
PH12-0020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 00 NO CEMENTADO
PH12-0021 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 01 NO CEMENTADO
PH12-0022 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 02 NO CEMENTADO
PH12-0023 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 03 NO CEMENTADO
PH12-0024 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 04 NO CEMENTADO

PH12-0025 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 05 NO CEMENTADO
PH12-0026 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 06 NO CEMENTADO
PH12-0027 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 07 NO CEMENTADO
PH12-0028 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 08 NO CEMENTADO
PH12-0030 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 00 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0031 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 01 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0032 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 02 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0033 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 03 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0034 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 04 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0035 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 05 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0036 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 06 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0037 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 07 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-0038 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 08 NO CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1021 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 01 CEMENTADO
PH12-1022 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 02 CEMENTADO
PH12-1023 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 03 CEMENTADO
PH12-1024 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 04 CEMENTADO
PH12-1025 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 05 CEMENTADO
PH12-1026 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 06 CEMENTADO
PH12-1027 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 07 CEMENTADO
PH12-1028 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 08 CEMENTADO
PH12-1020 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 00 CEMENTADO
PH12-1030 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 00 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1031 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 01 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1032 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 02 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1033 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 03 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1034 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 04 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1035 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 05 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1036 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 06 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1037 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 07 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO
PH12-1038 VÁSTAGO FEMORAL TAMAÑO 08 CEMENTADO / DESPLAZAM. ALTO

E INSTRUMENTAL ASOCIADO

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Reemplazo de la articulación de la cadera en casos de:

- Destrucción de la articulación de la cadera como resultado de una afección degenerativa o inflamatoria
- Necrosis avascular de la cabeza del fémur
- Fractura de la cadera
- Fallos o secuelas de operaciones anteriores: prótesis total, osteotomía, etc.

Período de vida útil: 10 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: no corresponde

Forma de presentación: Envase individual

Método de esterilización: Los insertos de polietileno altamente reticulado están esterilizados con óxido de etileno.

Todos los demás implantes están esterilizados con radiación gamma.

El instrumental se presenta no estéril.

Nombre del fabricante:

XNOV Medical Technology

Lugar de elaboración:

Rue d'Airmont 7, 2900 Porrentruy, Suiza

1-0047-3110-002074-25-2

Nº Identificador Trámite: 66615

am