



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-003603-24-4

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-003603-24-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones MECANIZADOS GABRIEL S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 64/25, y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca MATRITEC - CENTER PROT - BIOTRAUMA INNOVATIONS nombre descriptivo CLAVOS INTRAMEDULARES DE TITANIO CON ANTIBIOTICO y nombre técnico CLAVOS, PARA HUESOS , de acuerdo con lo solicitado por MECANIZADOS GABRIEL S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento GEDO N° IF-2025-134033261-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1486-48 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1486-48

Nombre descriptivo: CLAVOS INTRAMEDULARES DE TITANIO CON ANTIBIOTICO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-078 CLAVOS, PARA HUESOS

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MATRITEC - CENTER PROT - BIOTRAUMA INNOVATIONS

Modelos:

61619320 61619320C 61619320B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 320 mm

61619325 61619325C 61619325B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 325 mm
61619330 61619330C 61619330B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 330 mm
61619335 61619335C 61619335B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 335 mm
61619340 61619340C 61619340B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 340 mm
61619345 61619345C 61619345B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 345 mm
61619350 61619350C 61619350B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 350 mm
61619355 61619355C 61619355B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 355 mm
61619360 61619360C 61619360B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 360 mm
61619365 61619365C 61619365B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 365 mm
61619370 61619370C 61619370B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 370 mm
61619375 61619375C 61619375B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 375 mm
61619380 61619380C 61619380B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 380 mm
61619385 61619385C 61619385B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 385 mm
61619390 61619390C 61619390B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 390 mm
61619395 61619395C 61619395B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 395 mm
61619400 61619400C 61619400B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 400 mm
61619405 61619405C 61619405B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 405 mm
61619410 61619410C 61619410B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 410 mm
61619415 61619415C 61619415B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 415 mm
61619420 61619420C 61619420B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 420 mm
61619425 61619425C 61619425B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 425 mm
61619430 61619430C 61619430B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 430 mm
61619435 61619435C 61619435B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 435 mm
61619440 61619440C 61619440B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 440 mm
61619445 61619445C 61619445B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 445 mm
61619450 61619450C 61619450B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 450 mm
61619455 61619455C 61619455B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 455 mm
61619460 61619460C 61619460B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 460 mm
61619465 61619465C 61619465B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 465 mm
61619470 61619470C 61619470B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 470 mm
61619475 61619475C 61619475B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 475 mm
61619480 61619480C 61619480B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 480 mm
61719320 61719320C 61719320B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 320 mm
61719325 61719325C 61719325B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 325 mm
61719330 61719330C 61719330B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 330 mm
61719335 61719335C 61719335B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 335 mm
61719340 61719340C 61719340B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 340 mm
61719345 61719345C 61719345B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 345 mm
61719350 61719350C 61719350B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 350 mm
61719355 61719355C 61719355B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 355 mm
61719360 61719360C 61719360B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 360 mm
61719365 61719365C 61719365B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 365 mm
61719370 61719370C 61719370B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 370 mm
61719375 61719375C 61719375B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 375 mm
61719380 61719380C 61719380B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 380 mm
61719385 61719385C 61719385B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 385 mm

61719390 61719390C 61719390B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 390 mm
61719395 61719395C 61719395B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 395 mm
61719400 61719400C 61719400B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 400 mm
61719405 61719405C 61719405B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 405 mm
61719410 61719410C 61719410B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 410 mm
61719415 61719415C 61719415B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 415 mm
61719420 61719420C 61719420B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 420 mm
61719425 61719425C 61719425B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 425 mm
61719430 61719430C 61719430B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 430 mm
61719435 61719435C 61719435B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 435 mm
61719440 61719440C 61719440B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 440 mm
61719445 61719445C 61719445B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 445 mm
61719450 61719450C 61719450B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 450 mm
61719455 61719455C 61719455B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 455 mm
61719460 61719460C 61719460B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 460 mm
61719465 61719465C 61719465B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 465 mm
61719470 61719470C 61719470B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 470 mm
61719475 61719475C 61719475B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 475 mm
61719480 61719480C 61719480B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 480 mm
61819320 61819320C 61819320B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 320 mm
61819325 61819325C 61819325B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 325 mm
61819330 61819330C 61819330B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 330 mm
61819335 61819335C 61819335B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 335 mm
61819340 61819340C 61819340B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 340 mm
61819345 61819345C 61819345B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 345 mm
61819350 61819350C 61819350B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 350 mm
61819355 61819355C 61819355B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 355 mm
61819360 61819360C 61819360B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 360 mm
61819365 61819365C 61819365B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 365 mm
61819370 61819370C 61819370B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 370 mm
61819375 61819375C 61819375B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 375 mm
61819380 61819380C 61819380B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 380 mm
61819385 61819385C 61819385B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 385 mm
61819390 61819390C 61819390B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 390 mm
61819395 61819395C 61819395B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 395 mm
61819400 61819400C 61819400B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 400 mm
61819405 61819405C 61819405B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 405 mm
61819410 61819410C 61819410B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 410 mm
61819415 61819415C 61819415B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 415 mm
61819420 61819420C 61819420B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 420 mm
61819425 61819425C 61819425B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 425 mm
61819430 61819430C 61819430B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 430 mm
61819435 61819435C 61819435B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 435 mm
61819440 61819440C 61819440B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 440 mm
61819445 61819445C 61819445B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 445 mm
61819450 61819450C 61819450B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 450 mm

61819455 61819455C 61819455B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 455 mm
61819460 61819460C 61819460B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 460 mm
61819465 61819465C 61819465B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 465 mm
61819470 61819470C 61819470B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 470 mm
61819475 61819475C 61819475B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 475 mm
61819480 61819480C 61819480B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 480 mm
61919320 61919320C 61919320B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 320 mm
61919325 61919325C 61919325B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 325 mm
61919330 61919330C 61919330B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 330 mm
61919335 61919335C 61919335B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 335 mm
61919340 61919340C 61919340B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 340 mm
61919345 61919345C 61919345B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 345 mm
61919350 61919350C 61919350B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 350 mm
61919360 61919360C 61919360B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 360 mm
61919365 61919365C 61919365B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 365 mm
61919370 61919370C 61919370B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 370 mm
61919375 61919375C 61919375B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 375 mm
61919380 61919380C 61919380B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 380 mm
61919385 61919385C 61919385B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 385 mm
61919390 61919390C 61919390B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 390 mm
61919395 61919395C 61919395B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 395 mm
61919400 61919400C 61919400B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 400 mm
61919405 61919405C 61919405B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 405 mm
61919410 61919410C 61919410B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 410 mm
61919415 61919415C 61919415B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 415 mm
61919420 61919420C 61919420B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 420 mm
61919425 61919425C 61919425B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 425 mm
61919430 61919430C 61919430B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 430 mm
61919435 61919435C 61919435B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 435 mm
61919440 61919440C 61919440B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 440 mm
61919445 61919445C 61919445B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 445 mm
61919450 61919450C 61919450B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 450 mm
61919455 61919455C 61919455B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 455 mm
61919460 61919460C 61919460B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 460 mm
61919465 61919465C 61919465B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 465 mm
61919470 61919470C 61919470B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 470 mm
61919475 61919475C 61919475B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 475 mm
61919480 61919480C 61919480B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 480 mm
62019320 62019320C 62019320B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 320 mm
62019325 62019325C 62019325B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 325 mm
62019330 62019330C 62019330B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 330 mm
62019335 62019335C 62019335B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 335 mm
62019340 62019340C 62019340B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 340 mm
62019345 62019345C 62019345B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 345 mm
62019350 62019350C 62019350B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 350 mm
62019355 62019355C 62019355B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 355 mm

62019360 62019360C 62019360B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 360 mm
62019365 62019365C 62019365B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 365 mm
62019370 62019370C 62019370B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 370 mm
62019375 62019375C 62019375B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 375 mm
62019380 62019380C 62019380B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 380 mm
62019385 62019385C 62019385B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 385 mm
62019390 62019390C 62019390B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 390 mm
62019395 62019395C 62019395B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 395 mm
62019400 62019400C 62019400B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 400 mm
62019405 62019405C 62019405B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 405 mm
62019410 62019410C 62019410B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 410 mm
62019415 62019415C 62019415B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 415 mm
62019420 62019420C 62019420B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 420 mm
62019425 62019425C 62019425B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 425 mm
62019430 62019430C 62019430B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 430 mm
62019435 62019435C 62019435B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 435 mm
62019440 62019440C 62019440B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 440 mm
62019445 62019445C 62019445B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 445 mm
62019450 62019450C 62019450B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 450 mm
62019455 62019455C 62019455B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 455 mm
62019460 62019460C 62019460B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 460 mm
62019465 62019465C 62019465B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 465 mm
62019470 62019470C 62019470B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 470 mm
62019475 62019475C 62019475B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 475 mm
62019480 62019480C 62019480B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 480 mm
62119260 62119260C 62119260B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 260 mm
62119265 62119265C 62119265B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 265 mm
62119270 62119270C 62119270B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 270 mm
62119275 62119275C 62119275B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 275 mm
62119280 62119280C 62119280B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 280 mm
62119285 62119285C 62119285B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 285 mm
62119290 62119290C 62119290B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 290 mm
62119295 62119295C 62119295B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 295 mm
62119300 62119300C 62119300B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 300 mm
62119305 62119305C 62119305B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 305 mm
62119310 62119310C 62119310B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 310 mm
62119315 62119315C 62119315B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 315 mm
62119320 62119320C 62119320B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 320 mm
62119325 62119325C 62119325B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 325 mm
62119330 62119330C 62119330B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 330 mm
62119335 62119335C 62119335B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 335 mm
62119340 62119340C 62119340B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 340 mm
62119345 62119345C 62119345B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 345 mm
62119350 62119350C 62119350B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 350 mm
62119355 62119355C 62119355B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 355 mm
62119360 62119360C 62119360B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 360 mm

62119365 62119365C 62119365B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 365 mm
62119370 62119370C 62119370B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 370 mm
62119375 62119375C 62119375B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 375 mm
62119380 62119380C 62119380B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 380 mm
62119385 62119385C 62119385B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 385 mm
62119390 62119390C 62119390B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 390 mm
62119395 62119395C 62119395B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 395 mm
62119400 62119400C 62119400B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 400 mm
62219260 62219260C 62219260B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 260 mm
62219265 62219265C 62219265B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 265 mm
62219270 62219270C 62219270B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 270 mm
62219275 62219275C 62219275B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 275 mm
62219280 62219280C 62219280B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 280 mm
62219285 62219285C 62219285B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 285 mm
62219290 62219290C 62219290B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 290 mm
62219295 62219295C 62219295B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 295 mm
62219300 62219300C 62219300B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 300 mm
62219305 62219305C 62219305B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 305 mm
62219310 62219310C 62219310B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 310 mm
62219315 62219315C 62219315B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 315 mm
62219320 62219320C 62219320B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 320 mm
62219325 62219325C 62219325B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 325 mm
62219330 62219330C 62219330B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 330 mm
62219335 62219335C 62219335B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 335 mm
62219340 62219340C 62219340B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 340 mm
62219345 62219345C 62219345B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 345 mm
62219350 62219350C 62219350B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 350 mm
62219355 62219355C 62219355B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 355 mm
62219360 62219360C 62219360B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 360 mm
62219365 62219365C 62219365B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 365 mm
62219370 62219370C 62219370B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 370 mm
62219375 62219375C 62219375B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 375 mm
62219380 62219380C 62219380B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 380 mm
62219385 62219385C 62219385B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 385 mm
62219390 62219390C 62219390B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 390 mm
62219395 62219395C 62219395B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 395 mm
62219400 62219400C 62219400B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 400 mm
62319260 62319260C 62319260B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 260 mm
62319265 62319265C 62319265B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 265 mm
62319270 62319270C 62319270B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 270 mm
62319275 62319275C 62319275B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 275 mm
62319280 62319280C 62319280B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 280 mm
62319285 62319285C 62319285B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 285 mm
62319290 62319290C 62319290B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 290 mm
62319295 62319295C 62319295B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 295 mm
62319300 62319300C 62319300B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 300 mm

62319305 62319305C 62319305B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 305 mm
62319310 62319310C 62319310B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 310 mm
62319315 62319315C 62319315B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 315 mm
62319320 62319320C 62319320B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 320 mm
62319325 62319325C 62319325B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 325 mm
62319330 62319330C 62319330B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 330 mm
62319335 62319335C 62319335B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 335 mm
62319340 62319340C 62319340B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 340 mm
62319345 62319345C 62319345B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 345 mm
62319350 62319350C 62319350B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 350 mm
62319355 62319355C 62319355B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 355 mm
62319360 62319360C 62319360B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 360 mm
62319365 62319365C 62319365B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 365 mm
62319370 62319370C 62319370B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 370 mm
62319375 62319375C 62319375B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 375 mm
62319380 62319380C 62319380B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 380 mm
62319385 62319385C 62319385B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 385 mm
62319390 62319390C 62319390B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 390 mm
62319395 62319395C 62319395B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 395 mm
62319400 62319400C 62319400B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 12 X 400 mm
62419260 62419260C 62419260B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 260 mm
62419265 62419265C 62419265B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 265 mm
62419270 62419270C 62419270B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 270 mm
62419275 62419275C 62419275B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 275 mm
62419280 62419280C 62419280B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 280 mm
62419285 62419285C 62419285B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 285 mm
62419290 62419290C 62419290B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 290 mm
62419295 62419295C 62419295B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 295 mm
62419300 62419300C 62419300B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 300 mm
62419305 62419305C 62419305B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 305 mm
62419310 62419310C 62419310B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 310 mm
62419315 62419315C 62419315B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 315 mm
62419320 62419320C 62419320B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 320 mm
62419325 62419325C 62419325B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 325 mm
62419330 62419330C 62419330B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 330 mm
62419335 62419335C 62419335B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 335 mm
62419340 62419340C 62419340B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 340 mm
62419345 62419345C 62419345B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 345 mm
62419350 62419350C 62419350B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 350 mm
62419355 62419355C 62419355B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 355 mm
62419360 62419360C 62419360B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 360 mm
62419365 62419365C 62419365B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 365 mm
62419370 62419370C 62419370B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 370 mm
62419375 62419375C 62419375B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 375 mm
62419380 62419380C 62419380B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 380 mm
62419385 62419385C 62419385B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 385 mm

62419390 62419390C 62419390B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 390 mm
62419395 62419395C 62419395B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 395 mm
62419400 62419400C 62419400B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 400 mm
73419450 73419450C 73419450B CLAVO BHL NACIONAL C/ ATB. GENTA. Ø 2.5 x 450 mm de largo
73519450 73519450C 73519450B CLAVO BHL NACIONAL C/ ATB. GENTA. Ø 3 x 450mm de Largo
73619450 73619450C 73619450B CLAVO BHL NACIONAL C/ ATB. GENTA. Ø 3.5 x 450mm de Largo -
68219450 68219450C 68219450B CLAVO BHL NACIONAL C/ ATB. GENTA. Ø 4 X 450 mm DE LARGO
76419740 76419740C 76419740B CLAVO CANULADO P/ARTRODESIS FEMORAL-TIBIAL C/ ATB.
GENTA. Ø 12/11mm x 740 mm
30119240 30119240C 30119240B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 240 MM
30119260 30119260C 30119260B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 260 MM
30119280 30119280C 30119280B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 280 MM
30119300 30119300C 30119300B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 300 MM
30119320 30119320C 30119320B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 320 MM
30119340 30119340C 30119340B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 340 MM
30119360 30119360C 30119360B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 360 MM
30119380 30119380C 30119380B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 380 MM
30119400 30119400C 30119400B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 400 MM
30119420 30119420C 30119420B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 420 MM
30119440 30119440C 30119440B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 440 MM
30119460 30119460C 30119460B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 460 MM
30119480 30119480C 30119480B CLAVO ENDER C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 480 MM
02319300 02319300C 02319300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 300 MM DE
LARGO
02319305 02319305C 02319305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 305 MM DE
LARGO
02319310 02319310C 02319310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 310 MM DE
LARGO
02319315 02319315C 02319315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 315 MM DE
LARGO
02319320 02319320C 02319320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 320 MM DE
LARGO
02319325 02319325C 02319325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 325 MM DE
LARGO
02319330 02319330C 02319330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 330 MM DE
LARGO
02319335 02319335C 02319335B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 335 MM DE
LARGO
02319340 02319340C 02319340B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 340 MM DE
LARGO
02319345 02319345C 02319345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 345 MM DE
LARGO
02319350 02319350C 02319350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 350 MM DE
LARGO
02319355 02319355C 02319355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 355 MM DE
LARGO

02319360 02319360C 02319360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 360 MM DE LARGO

02319365 02319365C 02319365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 365 MM DE LARGO

02319370 02319370C 02319370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 370 MM DE LARGO

02319375 02319375C 02319375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 375 MM DE LARGO

02319380 02319380C 02319380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 380 MM DE LARGO

02319385 02319385C 02319385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 385 MM DE LARGO

02319390 02319390C 02319390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 390 MM DE LARGO

02319395 02319395C 02319395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 395 MM DE LARGO

02319400 02319400C 02319400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 400 MM DE LARGO

02319405 02319405C 02319405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 405 MM DE LARGO

02319410 02319410C 02319410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 410 MM DE LARGO

02319415 02319415C 02319415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 415 MM DE LARGO

02319420 02319420C 02319420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 420 MM DE LARGO

02319425 02319425C 02319425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 425 MM DE LARGO

02319430 02319430C 02319430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 430 MM DE LARGO

02319435 02319435C 02319435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 435 MM DE LARGO

02319440 02319440C 02319440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 440 MM DE LARGO

02319445 02319445C 02319445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 445 MM DE LARGO

02319450 02319450C 02319450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 450 MM DE LARGO

02319455 02319455C 02319455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 455 MM DE LARGO

02319460 02319460C 02319460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 465 MM DE LARGO

02319470 02319470C 02319470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 470 MM DE LARGO

02319475 02319475C 02319475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 475 MM DE LARGO

02319480 02319480C 02319480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 480 MM DE LARGO

02419300 02419300C 02419300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 300 MM DE LARGO

02419305 02419305C 02419305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 305 MM DE LARGO

02419310 02419310C 02419310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 310 MM DE LARGO

02419315 02419315C 02419315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 315 MM DE LARGO

02419320 02419320C 02419320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 320 MM DE LARGO

02419325 02419325C 02419325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 325 MM DE LARGO

02419330 02419330C 02419330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 330 MM DE LARGO

02419335 02419335C 02419335B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 335 MM DE LARGO

02419340 02419340C 02419340B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 340 MM DE LARGO

02419345 02419345C 02419345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 345 MM DE LARGO

02419350 02419350C 02419350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 350 MM DE LARGO

02419355 02419355C 02419355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 355 MM DE LARGO

02419360 02419360C 02419360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 360 MM DE LARGO

02419365 02419365C 02419365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 365 MM DE LARGO

02419370 02419370C 02419370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 370 MM DE LARGO

02419375 02419375C 02419375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 375 MM DE LARGO

02419380 02419380C 02419380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 380 MM DE LARGO

02419385 02419385C 02419385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 385 MM DE LARGO

02419390 02419390C 02419390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 390 MM DE LARGO

02419395 02419395C 02419395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 395 MM DE LARGO

02419400 02419400C 02419400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 400 MM DE LARGO

02419405 02419405C 02419405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 405 MM DE LARGO

02419410 02419410C 02419410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 410 MM DE LARGO

02419415 02419415C 02419415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 415 MM DE LARGO

02419420 02419420C 02419420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 420 MM DE LARGO

02419425 02419425C 02419425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 425 MM DE LARGO

02419430 02419430C 02419430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 430 MM DE LARGO

02419435 02419435C 02419435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 435 MM DE LARGO

02419440 02419440C 02419440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 440 MM DE LARGO

02419445 02419445C 02419445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 445 MM DE LARGO

02419450 02419450C 02419450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 450 MM DE LARGO

02419455 02419455C 02419455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 455 MM DE LARGO

02419460 02419460C 02419460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 465 MM DE LARGO

02419470 02419470C 02419470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 470 MM DE LARGO

02419475 02419475C 02419475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 475 MM DE LARGO

02419480 02419480C 02419480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 480 MM DE LARGO

02519300 02519300C 02519300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 300 MM DE LARGO

02519305 02519305C 02519305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 305 MM DE LARGO

02519310 02519310C 02519310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 310 MM DE LARGO

02519315 02519315C 02519315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 315 MM DE LARGO

02519320 02519320C 02519320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 320 MM DE LARGO

02519325 02519325C 02519325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 325 MM DE LARGO

02519330 02519330C 02519330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 330 MM DE LARGO

02519335 02519335C 02519335B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 335 MM DE LARGO

02519340 02519340C 02519340B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 340 MM DE LARGO

02519345 02519345C 02519345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 345 MM DE LARGO

02519350 02519350C 02519350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 350 MM DE LARGO

02519355 02519355C 02519355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 355 MM DE LARGO

02519360 02519360C 02519360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 360 MM DE LARGO

02519365 02519365C 02519365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 365 MM DE LARGO

02519370 02519370C 02519370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 370 MM DE LARGO

02519375 02519375C 02519375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 375 MM DE LARGO

02519380 02519380C 02519380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 380 MM DE LARGO

02519385 02519385C 02519385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 385 MM DE LARGO

02519390 02519390C 02519390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 390 MM DE LARGO

02519395 02519395C 02519395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 395 MM DE LARGO

02519400 02519400C 02519400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 400 MM DE LARGO

02519405 02519405C 02519405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 405 MM DE LARGO

02519410 02519410C 02519410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 410 MM DE LARGO

02519415 02519415C 02519415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 415 MM DE LARGO

02519420 02519420C 02519420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 420 MM DE LARGO

02519425 02519425C 02519425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 425 MM DE LARGO

02519430 02519430C 02519430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 430 MM DE LARGO

02519435 02519435C 02519435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 435 MM DE LARGO

02519440 02519440C 02519440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 440 MM DE LARGO

02519445 02519445C 02519445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 445 MM DE LARGO

02519450 02519450C 02519450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 450 MM DE LARGO

02519455 02519455C 02519455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 455 MM DE LARGO

02519460 02519460C 02519460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 460 MM DE LARGO

02519465 02519465C 02519465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 465 MM DE LARGO

02519470 02519470C 02519470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 470 MM DE LARGO

02519475 02519475C 02519475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 475 MM DE LARGO

02519480 02519480C 02519480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 480 MM DE LARGO

02619300 02619300C 02619300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 300 MM DE LARGO

02619305 02619305C 02619305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 305 MM DE LARGO

02619310 02619310C 02619310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 310 MM DE LARGO

02619315 02619315C 02619315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 315 MM DE LARGO

02619320 02619320C 02619320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 320 MM DE LARGO

02619325 02619325C 02619325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 325 MM DE LARGO

02619330 02619330C 02619330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 330 MM DE LARGO

02619335 02619335C 02619335B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 335 MM DE LARGO

02619340 02619340C 02619340B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 340 MM DE LARGO

02619345 02619345C 02619345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 345 MM DE LARGO

02619350 02619350C 02619350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 350 MM DE LARGO

02619355 02619355C 02619355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 355 MM DE LARGO

02619360 02619360C 02619360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 360 MM DE LARGO

02619365 02619365C 02619365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 365 MM DE LARGO

02619370 02619370C 02619370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 370 MM DE LARGO

02619375 02619375C 02619375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 375 MM DE LARGO

02619380 02619380C 02619380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 380 MM DE LARGO

02619385 02619385C 02619385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 385 MM DE LARGO

02619390 02619390C 02619390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 390 MM DE LARGO

02619395 02619395C 02619395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 395 MM DE LARGO

02619400 02619400C 02619400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 400 MM DE LARGO

02619405 02619405C 02619405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 405 MM DE LARGO

02619410 02619410C 02619410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 410 MM DE LARGO

02619415 02619415C 02619415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 415 MM DE LARGO

02619420 02619420C 02619420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 420 MM DE LARGO

02619425 02619425C 02619425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 425 MM DE LARGO

02619430 02619430C 02619430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 430 MM DE LARGO

02619435 02619435C 02619435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 435 MM DE LARGO

02619440 02619440C 02619440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 440 MM DE LARGO

02619445 02619445C 02619445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 445 MM DE LARGO

02619450 02619450C 02619450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 450 MM DE LARGO

02619455 02619455C 02619455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 455 MM DE LARGO

02619460 02619460C 02619460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 460 MM DE LARGO

02619465 02619465C 02619465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 465 MM DE LARGO

02619470 02619470C 02619470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 470 MM DE LARGO

02619475 02619475C 02619475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 475 MM DE LARGO

02619480 02619480C 02619480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 480 MM DE LARGO

02719300 02719300C 02719300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 300 MM DE LARGO

02719305 02719305C 02719305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 305 MM DE LARGO

02719310 02719310C 02719310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 310 MM DE LARGO

02719315 02719315C 02719315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 315 MM DE LARGO

02719320 02719320C 02719320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 320 MM DE LARGO

02719325 02719325C 02719325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 325 MM DE LARGO

02719330 02719330C 02719330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 330 MM DE LARGO

02719335 02719335C 02719335B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 335 MM DE LARGO

02719340 02719340C 02719340B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 340 MM DE LARGO

02719345 02719345C 02719345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 345 MM DE LARGO

02719350 02719350C 02719350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 350 MM DE LARGO

02719355 02719355C 02719355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 355 MM DE LARGO

02719360 02719360C 02719360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 360 MM DE LARGO

02719365 02719365C 02719365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 365 MM DE LARGO

02719370 02719370C 02719370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 370 MM DE LARGO

02719375 02719375C 02719375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 375 MM DE LARGO

02719380 02719380C 02719380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 380 MM DE LARGO

02719385 02719385C 02719385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 385 MM DE LARGO

02719390 02719390C 02719390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 390 MM DE LARGO

02719395 02719395C 02719395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 395 MM DE LARGO

02719400 02719400C 02719400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 400 MM DE LARGO

02719405 02719405C 02719405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 405 MM DE LARGO

02719410 02719410C 02719410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 410 MM DE LARGO

02719415 02719415C 02719415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 415 MM DE LARGO

02719420 02719420C 02719420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 420 MM DE LARGO

02719425 02719425C 02719425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 425 MM DE LARGO

02719430 02719430C 02719430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 430 MM DE LARGO

02719435 02719435C 02719435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 435 MM DE LARGO

02719440 02719440C 02719440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 440 MM DE LARGO

02719445 02719445C 02719445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 445 MM DE LARGO

02719450 02719450C 02719450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 450 MM DE LARGO

02719455 02719455C 02719455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 455 MM DE LARGO

02719460 02719460C 02719460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 460 MM DE LARGO

02719465 02719465C 02719465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 465 MM DE LARGO

02719470 02719470C 02719470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 470 MM DE LARGO

02719475 02719475C 02719475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 475 MM DE LARGO

02719480 02719480C 02719480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 480 MM DE LARGO

52019300 52019300C 52019300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 300 mm DE LARGO

52019305 52019305C 52019305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 305 mm DE LARGO

52019310 52019310C 52019310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 310 mm DE LARGO

52019315 52019315C 52019315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 315 mm DE LARGO

52019320 52019320C 52019320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 320 mm DE LARGO

52019325 52019325C 52019325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 325 mm DE LARGO

52019330 52019330C 52019330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 330 mm DE LARGO

52019345 52019345C 52019345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 345 mm DE LARGO

52019350 52019350C 52019350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 350 mm DE LARGO

52019355 52019355C 52019355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 355 mm DE LARGO

52019360 52019360C 52019360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 360 mm DE LARGO

52019365 52019365C 52019365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 365 mm DE LARGO

52019370 52019370C 52019370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 370 mm DE LARGO

52019375 52019375C 52019375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 375 mm DE LARGO

52019380 52019380C 52019380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 380 mm DE LARGO

52019385 52019385C 52019385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 385 mm DE LARGO

52019390 52019390C 52019390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 390 mm DE LARGO

52019395 52019395C 52019395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 395 mm DE LARGO

52019400 52019400C 52019400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 400 mm DE LARGO

52019405 52019405C 52019405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 405 mm de LARGO

52019410 52019410C 52019410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 410 mm DE LARGO

52019415 52019415C 52019415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 415 mm DE LARGO

52019420 52019420C 52019420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 420 mm DE LARGO

52019425 52019425C 52019425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 425 mm DE LARGO

52019430 52019430C 52019430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 430 mm DE LARGO

52019435 52019435C 52019435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 435 mm DE LARGO

52019440 52019440C 52019440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 440 mm DE LARGO

52019445 52019445C 52019445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 445 mm DE LARGO

52019450 52019450C 52019450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 450 mm DE LARGO

52019455 52019455C 52019455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 455 mm DE LARGO

52019460 52019460C 52019460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 460 mm DE LARGO

52019465 52019465C 52019465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 465 mm DE LARGO

52019470 52019470C 52019470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 470 mm DE LARGO

52019475 52019475C 52019475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 475 mm DE LARGO

52019480 52019480C 52019480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14,3 X 480 mm DE LARGO

74919300 74919300C 74919300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 300 mm DE LARGO

74919305 74919305C 74919305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 305 mm DE LARGO

74919310 74919310C 74919310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 310 mm DE LARGO

74919315 74919315C 74919315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 315 mm DE LARGO

74919320 74919320C 74919320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 320 mm DE LARGO

74919325 74919325C 74919325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 325 mm DE LARGO

74919330 74919330C 74919330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 330 mm DE LARGO

74919345 74919345C 74919345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 345 mm DE LARGO

74919350 74919350C 74919350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 350 mm DE LARGO

74919355 74919355C 74919355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 355 mm DE LARGO

74919360 74919360C 74919360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 360 mm DE LARGO

74919365 74919365C 74919365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 365 mm DE LARGO

74919370 74919370C 74919370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 370 mm DE LARGO

74919375 74919375C 74919375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 375 mm DE LARGO

74919380 74919380C 74919380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 380 mm DE LARGO

74919385 74919385C 74919385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 385 mm DE LARGO

74919390 74919390C 74919390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 390 mm DE LARGO

74919395 74919395C 74919395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 395 mm DE LARGO

74919400 74919400C 74919400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 400 mm DE LARGO

74919405 74919405C 74919405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 405 mm de LARGO

74919410 74919410C 74919410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 410 mm DE LARGO

74919415 74919415C 74919415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 415 mm DE LARGO

74919420 74919420C 74919420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 420 mm DE LARGO

74919425 74919425C 74919425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 425 mm DE LARGO

74919430 74919430C 74919430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 430 mm DE LARGO

74919435 74919435C 74919435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 435 mm DE LARGO

74919440 74919440C 74919440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 440 mm DE LARGO

74919445 74919445C 74919445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 445 mm DE LARGO

74919450 74919450C 74919450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 450 mm DE LARGO

74919455 74919455C 74919455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 455 mm DE LARGO

74919460 74919460C 74919460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 460 mm DE LARGO

74919465 74919465C 74919465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 465 mm DE LARGO

74919470 74919470C 74919470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 470 mm DE LARGO

74919475 74919475C 74919475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 475 mm DE LARGO

74919480 74919480C 74919480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 15 X 480 mm DE LARGO

75019300 75019300C 75019300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 300 mm DE LARGO

75019305 75019305C 75019305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 305 mm DE LARGO

75019310 75019310C 75019310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 310 mm DE LARGO

75019315 75019315C 75019315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 315 mm DE LARGO

75019320 75019320C 75019320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 320 mm DE LARGO

75019325 75019325C 75019325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 325 mm DE LARGO

75019330 75019330C 75019330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 330 mm DE LARGO

75019345 75019345C 75019345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 345 mm DE LARGO

75019350 75019350C 75019350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 350 mm DE LARGO

75019355 75019355C 75019355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 355 mm DE LARGO

75019360 75019360C 75019360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 360 mm DE LARGO

75019365 75019365C 75019365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 365 mm DE LARGO

75019370 75019370C 75019370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 370 mm DE LARGO

75019375 75019375C 75019375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 375 mm DE LARGO

75019380 75019380C 75019380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 380 mm DE LARGO

75019385 75019385C 75019385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 385 mm DE LARGO

75019390 75019390C 75019390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 390 mm DE LARGO

75019395 75019395C 75019395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 395 mm DE LARGO

75019400 75019400C 75019400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 400 mm DE LARGO

75019405 75019405C 75019405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 405 mm de LARGO

75019410 75019410C 75019410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 410 mm DE LARGO

75019415 75019415C 75019415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 415 mm DE LARGO

75019420 75019420C 75019420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 420 mm DE LARGO

75019425 75019425C 75019425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 425 mm DE LARGO

75019430 75019430C 75019430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 430 mm DE LARGO

75019435 75019435C 75019435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 435 mm DE LARGO

75019440 75019440C 75019440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 440 mm DE LARGO

75019445 75019445C 75019445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 445 mm DE LARGO

75019450 75019450C 75019450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 450 mm DE LARGO

75019455 75019455C 75019455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 455 mm DE LARGO

75019460 75019460C 75019460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 460 mm DE LARGO

75019465 75019465C 75019465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 465 mm DE LARGO

75019470 75019470C 75019470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 470 mm DE LARGO

75019475 75019475C 75019475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 475 mm DE LARGO

75019480 75019480C 75019480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 16 X 480 mm DE LARGO

19919300 19919300C 19919300B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 300 MM DE LARGO
 19919320 19919320C 19919320B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 320 MM DE LARGO
 19919340 19919340C 19919340B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 340 MM DE LARGO
 19919360 19919360C 19919360B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 360 MM DE LARGO
 19919380 19919380C 19919380B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 380 MM DE LARGO
 19919400 19919400C 19919400B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 400 MM DE LARGO
 19919420 19919420C 19919420B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 420 MM DE LARGO
 19919440 19919440C 19919440B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 440 MM DE LARGO
 03019300 03019300C 03019300B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 300 MM DE LARGO
 03019320 03019320C 03019320B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 320 MM DE LARGO
 03019340 03019340C 03019340B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 340 MM DE LARGO
 03019360 03019360C 03019360B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 360 MM DE LARGO
 03019380 03019380C 03019380B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 380 MM DE LARGO
 03019400 03019400C 03019400B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 400 MM DE LARGO
 03019420 03019420C 03019420B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 420 MM DE LARGO
 03019440 03019440C 03019440B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 440 MM DE LARGO
 03119300 03119300C 03119300B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 300 MM DE LARGO
 03119320 03119320C 03119320B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 320 MM DE LARGO
 03119340 03119340C 03119340B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 340 MM DE LARGO
 03119360 03119360C 03119360B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 360 MM DE LARGO
 03119380 03119380C 03119380B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 380 MM DE LARGO
 03119400 03119400C 03119400B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 400 MM DE LARGO
 03119420 03119420C 03119420B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 420 MM DE LARGO
 03119440 03119440C 03119440B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 440 MM DE LARGO
 03219300 03219300C 03219300B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 300 MM DE LARGO
 03219320 03219320C 03219320B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 320 MM DE LARGO
 03219340 03219340C 03219340B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 340 MM DE LARGO
 03219360 03219360C 03219360B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 360 MM DE LARGO
 03219380 03219380C 03219380B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 380 MM DE LARGO
 03219400 03219400C 03219400B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 400 MM DE LARGO
 03219420 03219420C 03219420B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 420 MM DE LARGO
 03219440 03219440C 03219440B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 440 MM DE LARGO
 19819300 19819300C 19819300B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 300 MM DE LARGO
 19819320 19819320C 19819320B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 320 MM DE LARGO
 19819340 19819340C 19819340B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 340 MM DE LARGO
 19819360 19819360C 19819360B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 360 MM DE LARGO
 19819380 19819380C 19819380B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 380 MM DE LARGO
 19819400 19819400C 19819400B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 400 MM DE LARGO
 19819420 19819420C 19819420B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 420 MM DE LARGO
 19819440 19819440C 19819440B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 440 MM DE LARGO
 03619220 03619220C 03619220B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 220 MM DE LARGO
 68319150 68319150C 68319150B CLAVO HUMERO CANULADO PROXIMAL CONICO TIPO POLARIUS
 C/ ATB. GENTA. Ø 11,5 X 150 mm
 50619150 50619150C 50619150B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11,5 X 150 mm DE
 LARGO
 03319180 03319180C 03319180B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 180 MM DE

LARGO

03319185 03319185C 03319185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 185 MM DE LARGO

03319190 03319190C 03319190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 190 MM DE LARGO

03319195 03319195C 03319195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 195 MM DE LARGO

03319200 03319200C 03319200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 200 MM DE LARGO

03319205 03319205C 03319205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 205 MM DE LARGO

03319210 03319210C 03319210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 210 MM DE LARGO

03319215 03319215C 03319215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 215 MM DE LARGO

03319220 03319220C 03319220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 220 MM DE LARGO

03319225 03319225C 03319225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 225 MM DE LARGO

03319230 03319230C 03319230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 230 MM DE LARGO

03319235 03319235C 03319235B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 235 MM DE LARGO

03319240 03319240C 03319240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 240 MM DE LARGO

03319245 03319245C 03319245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 245 MM DE LARGO

03319250 03319250C 03319250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 250 MM DE LARGO

03319255 03319255C 03319255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 255 MM DE LARGO

03319260 03319260C 03319260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 260 MM DE LARGO

03319265 03319265C 03319265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 265 MM DE LARGO

03319270 03319270C 03319270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 270 MM DE LARGO

03319275 03319275C 03319275B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 275 MM DE LARGO

03319280 03319280C 03319280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 280 MM DE LARGO

03319285 03319285C 03319285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 285 MM DE LARGO

03319290 03319290C 03319290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 290 MM DE LARGO

03319295 03319295C 03319295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 295 MM DE

LARGO

03319300 03319300C 03319300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 300 MM DE LARGO

03319305 03319305C 03319305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 305 MM DE LARGO

03319310 03319310C 03319310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 310 MM DE LARGO

03319315 03319315C 03319315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 315 MM DE LARGO

03319320 03319320C 03319320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 320 MM DE LARGO

03319325 03319325C 03319325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 325 MM DE LARGO

03319330 03319330C 03319330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 330 MM DE LARGO

03319335 03319335C 03319335B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 335 MM DE LARGO

03319340 03319340C 03319340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 340 MM DE LARGO

03319345 03319345C 03319345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 345 MM DE LARGO

03319350 03319350C 03319350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 350 MM DE LARGO

03319360 03319360C 03319360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 360 MM DE LARGO

03319365 03319365C 03319365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 365 MM DE LARGO

03319370 03319370C 03319370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 370 MM DE LARGO

03319375 03319375C 03319375B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 375 MM DE LARGO

03319380 03319380C 03319380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 380 MM DE LARGO

03319385 03319385C 03319385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 385 MM DE LARGO

03319390 03319390C 03319390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 390 MM DE LARGO

03319395 03319395C 03319395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 395 MM DE LARGO

03319400 03319400C 03319400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 400 MM DE LARGO

03319405 03319405C 03319405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 405 MM DE LARGO

03319410 03319410C 03319410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 410 MM DE LARGO

03319415 03319415C 03319415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 415 MM DE

LARGO

03319420 03319420C 03319420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 420 MM DE LARGO

03419180 03419180C 03419180B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 180 MM DE LARGO

03419185 03419185C 03419185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 185 MM DE LARGO

03419190 03419190C 03419190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 190 MM DE LARGO

03419195 03419195C 03419195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 195 MM DE LARGO

03419200 03419200C 03419200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 200 MM DE LARGO

03419205 03419205C 03419205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 205 MM DE LARGO

03419210 03419210C 03419210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 210 MM DE LARGO

03419215 03419215C 03419215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 215 MM DE LARGO

03419220 03419220C 03419220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 220 MM DE LARGO

03419225 03419225C 03419225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 225 MM DE LARGO

03419230 03419230C 03419230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 230 MM DE LARGO

03419235 03419235C 03419235B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 235 MM DE LARGO

03419240 03419240C 03419240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 240 MM DE LARGO

03419245 03419245C 03419245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 245 MM DE LARGO

03419250 03419250C 03419250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 250 MM DE LARGO

03419255 03419255C 03419255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 255 MM DE LARGO

03419260 03419260C 03419260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 260 MM DE LARGO

03419265 03419265C 03419265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 265 MM DE LARGO

03419270 03419270C 03419270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 270 MM DE LARGO

03419280 03419280C 03419280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 280 MM DE LARGO

03419285 03419285C 03419285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 285 MM DE LARGO

03419290 03419290C 03419290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 290 MM DE

LARGO

03419295 03419295C 03419295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 295 MM DE LARGO

03419300 03419300C 03419300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 300 MM DE LARGO

03419305 03419305C 03419305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 305 MM DE LARGO

03419310 03419310C 03419310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 310 MM DE LARGO

03419315 03419315C 03419315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 315 MM DE LARGO

03419320 03419320C 03419320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 320 MM DE LARGO

03419325 03419325C 03419325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 325 MM DE LARGO

03419330 03419330C 03419330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 330 MM DE LARGO

03419335 03419335C 03419335B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 335 MM DE LARGO

03419340 03419340C 03419340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 340 MM DE LARGO

03419345 03419345C 03419345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 345 MM DE LARGO

03419350 03419350C 03419350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 350 MM DE LARGO

03419355 03419355C 03419355B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 355 MM DE LARGO

03419360 03419360C 03419360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 360 MM DE LARGO

03419365 03419365C 03419365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 365 MM DE LARGO

03419370 03419370C 03419370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 370 MM DE LARGO

03419380 03419380C 03419380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 380 MM DE LARGO

03419385 03419385C 03419385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 385 MM DE LARGO

03419390 03419390C 03419390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 390 MM DE LARGO

03419395 03419395C 03419395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 395 MM DE LARGO

03419400 03419400C 03419400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 400 MM DE LARGO

03419405 03419405C 03419405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 405 MM DE LARGO

03419410 03419410C 03419410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 410 MM DE

LARGO

03419415 03419415C 03419415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 415 MM DE LARGO

03419420 03419420C 03419420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 420 MM DE LARGO

03519185 03519185C 03519185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 185 MM DE LARGO

03519190 03519190C 03519190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 190 MM DE LARGO

03519195 03519195C 03519195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 195 MM DE LARGO

03519200 03519200C 03519200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 200 MM DE LARGO

03519205 03519205C 03519205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 205 MM DE LARGO

03519210 03519210C 03519210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 210 MM DE LARGO

03519215 03519215C 03519215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 215 MM DE LARGO

03519220 03519220C 03519220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 220 MM DE LARGO

03519225 03519225C 03519225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 225 MM DE LARGO

03519230 03519230C 03519230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 230 MM DE LARGO

03519235 03519235C 03519235B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 235 MM DE LARGO

03519240 03519240C 03519240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 240 MM DE LARGO

03519245 03519245C 03519245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 245 MM DE LARGO

03519250 03519250C 03519250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 250 MM DE LARGO

03519255 03519255C 03519255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 255 MM DE LARGO

03519260 03519260C 03519260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 260 MM DE LARGO

03519265 03519265C 03519265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 265 MM DE LARGO

03519270 03519270C 03519270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 270 MM DE LARGO

03519275 03519275C 03519275B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 275 MM DE LARGO

03519280 03519280C 03519280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 280 MM DE LARGO

03519285 03519285C 03519285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 285 MM DE

LARGO

03519290 03519290C 03519290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 290 MM DE LARGO

03519295 03519295C 03519295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 295 MM DE LARGO

03519300 03519300C 03519300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 300 MM DE LARGO

03519305 03519305C 03519305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 305 MM DE LARGO

03519310 03519310C 03519310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 310 MM DE LARGO

03519315 03519315C 03519315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 315 MM DE LARGO

03519320 03519320C 03519320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 320 MM DE LARGO

03519325 03519325C 03519325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 325 MM DE LARGO

03519330 03519330C 03519330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 330 MM DE LARGO

03519335 03519335C 03519335B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 335 MM DE LARGO

03519340 03519340C 03519340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 340 MM DE LARGO

03519345 03519345C 03519345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 345 MM DE LARGO

03519350 03519350C 03519350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 350 MM DE LARGO

03519355 03519355C 03519355B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 355 MM DE LARGO

03519360 03519360C 03519360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 360 MM DE LARGO

03519365 03519365C 03519365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 365 MM DE LARGO

03519370 03519370C 03519370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 370 MM DE LARGO

03519375 03519375C 03519375B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 375 MM DE LARGO

03519380 03519380C 03519380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 380 MM DE LARGO

03519385 03519385C 03519385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 385 MM DE LARGO

03519390 03519390C 03519390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 390 MM DE LARGO

03519395 03519395C 03519395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 395 MM DE LARGO

03519400 03519400C 03519400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 400 MM DE

LARGO

03519405 03519405C 03519405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 405 MM DE LARGO

03519410 03519410C 03519410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 410 MM DE LARGO

03519415 03519415C 03519415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 415 MM DE LARGO

03519420 03519420C 03519420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 420 MM DE LARGO

113419180 113419180C 113419180B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 180 MM DE LARGO

113419185 113419185C 113419185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 185 MM DE LARGO

113419190 113419190C 113419190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 190 MM DE LARGO

113419195 113419195C 113419195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 195 MM DE LARGO

113419200 113419200C 113419200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 200 MM DE LARGO

113419205 113419205C 113419205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 205 MM DE LARGO

113419210 113419210C 113419210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 210 MM DE LARGO

113419215 113419215C 113419215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 215 MM DE LARGO

113419220 113419220C 113419220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 220 MM DE LARGO

113419225 113419225C 113419225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 225 MM DE LARGO

113419230 113419230C 113419230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 230 MM DE LARGO

113419240 113419240C 113419240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 240 MM DE LARGO

113419245 113419245C 113419245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 245 MM DE LARGO

113419250 113419250C 113419250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 250 MM DE LARGO

113419255 113419255C 113419255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 255 MM DE LARGO

113419260 113419260C 113419260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 260 MM DE LARGO

113419265 113419265C 113419265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 265 MM DE LARGO

113419270 113419270C 113419270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 270 MM DE LARGO

113419275 113419275C 113419275B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 275 MM DE

LARGO

113419280 113419280C 113419280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 280 MM DE LARGO

113419285 113419285C 113419285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 285 MM DE LARGO

113419290 113419290C 113419290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 290 MM DE LARGO

113419295 113419295C 113419295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 295 MM DE LARGO

113419300 113419300C 113419300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 300 MM DE LARGO

113419305 113419305C 113419305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 305 MM DE LARGO

113419310 113419310C 113419310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 310 MM DE LARGO

113419315 113419315C 113419315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 315 MM DE LARGO

113419320 113419320C 113419320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 320 MM DE LARGO

113419325 113419325C 113419325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 325 MM DE LARGO

113419330 113419330C 113419330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 330 MM DE LARGO

113419340 113419340C 113419340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 340 MM DE LARGO

113419345 113419345C 113419345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 345 MM DE LARGO

113419350 113419350C 113419350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 350 MM DE LARGO

113419355 113419355C 113419355B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 355 MM DE LARGO

113419360 113419360C 113419360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 360 MM DE LARGO

113419365 113419365C 113419365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 365 MM DE LARGO

113419370 113419370C 113419370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 370 MM DE LARGO

113419375 113419375C 113419375B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 375 MM DE LARGO

113419380 113419380C 113419380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 380 MM DE LARGO

113419385 113419385C 113419385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 385 MM DE LARGO

113419390 113419390C 113419390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 390 MM DE LARGO

113419395 113419395C 113419395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 395 MM DE

LARGO

113419400 113419400C 113419400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 400 MM DE LARGO

113419405 113419405C 113419405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 405 MM DE LARGO

113419410 113419410C 113419410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 410 MM DE LARGO

113419415 113419415C 113419415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 415 MM DE LARGO

113419420 113419420C 113419420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 420 MM DE LARGO

113519180 113519180C 113519180B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 180 MM DE LARGO

113519185 113519185C 113519185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 185 MM DE LARGO

113519190 113519190C 113519190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 190 MM DE LARGO

113519195 113519195C 113519195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 195 MM DE LARGO

113519200 113519200C 113519200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 200 MM DE LARGO

113519205 113519205C 113519205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 205 MM DE LARGO

113519210 113519210C 113519210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 210 MM DE LARGO

113519215 113519215C 113519215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 215 MM DE LARGO

113519220 113519220C 113519220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 220 MM DE LARGO

113519225 113519225C 113519225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 225 MM DE LARGO

113519230 113519230C 113519230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 230 MM DE LARGO

113519240 113519240C 113519240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 240 MM DE LARGO

113519245 113519245C 113519245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 245 MM DE LARGO

113519250 113519250C 113519250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 250 MM DE LARGO

113519255 113519255C 113519255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 255 MM DE LARGO

113519260 113519260C 113519260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 260 MM DE LARGO

113519265 113519265C 113519265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 265 MM DE LARGO

113519270 113519270C 113519270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 270 MM DE

LARGO

113519275 113519275C 113519275B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 275 MM DE LARGO

113519280 113519280C 113519280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 280 MM DE LARGO

113519285 113519285C 113519285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 285 MM DE LARGO

113519290 113519290C 113519290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 290 MM DE LARGO

113519295 113519295C 113519295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 295 MM DE LARGO

113519300 113519300C 113519300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 300 MM DE LARGO

113519305 113519305C 113519305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 305 MM DE LARGO

113519310 113519310C 113519310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 310 MM DE LARGO

113519315 113519315C 113519315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 315 MM DE LARGO

113519320 113519320C 113519320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 320 MM DE LARGO

113519325 113519325C 113519325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 325 MM DE LARGO

113519330 113519330C 113519330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 330 MM DE LARGO

113519340 113519340C 113519340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 340 MM DE LARGO

113519345 113519345C 113519345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 345 MM DE LARGO

113519350 113519350C 113519350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 350 MM DE LARGO

113519355 113519355C 113519355B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 355 MM DE LARGO

113519360 113519360C 113519360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 360 MM DE LARGO

113519365 113519365C 113519365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 365 MM DE LARGO

113519370 113519370C 113519370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 370 MM DE LARGO

113519375 113519375C 113519375B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 375 MM DE LARGO

113519380 113519380C 113519380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 380 MM DE LARGO

113519385 113519385C 113519385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 385 MM DE LARGO

113519390 113519390C 113519390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 390 MM DE

LARGO

113519395 113519395C 113519395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 395 MM DE LARGO

113519400 113519400C 113519400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 400 MM DE LARGO

113519405 113519405C 113519405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 405 MM DE LARGO

113519410 113519410C 113519410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 410 MM DE LARGO

113519415 113519415C 113519415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 415 MM DE LARGO

113519420 113519420C 113519420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 420 MM DE LARGO

118019180 118019180C 118019180B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 180 MM DE LARGO

118019185 118019185C 118019185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 185 MM DE LARGO

118019190 118019190C 118019190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 190 MM DE LARGO

118019195 118019195C 118019195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 195 MM DE LARGO

118019200 118019200C 118019200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 200 MM DE LARGO

118019205 118019205C 118019205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 205 MM DE LARGO

118019210 118019210C 118019210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 210 MM DE LARGO

118019215 118019215C 118019215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 215 MM DE LARGO

118019220 118019220C 118019220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 220 MM DE LARGO

118019225 118019225C 118019225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 225 MM DE LARGO

118019230 118019230C 118019230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 230 MM DE LARGO

118019240 118019240C 118019240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 240 MM DE LARGO

118019245 118019245C 118019245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 245 MM DE LARGO

118019250 118019250C 118019250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 250 MM DE LARGO

118019255 118019255C 118019255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 255 MM DE LARGO

118019260 118019260C 118019260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 260 MM DE LARGO

118019265 118019265C 118019265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 265 MM DE

LARGO

118019270 118019270C 118019270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 270 MM DE LARGO

118019275 118019275C 118019275B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 275 MM DE LARGO

118019280 118019280C 118019280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 280 MM DE LARGO

118019285 118019285C 118019285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 285 MM DE LARGO

118019290 118019290C 118019290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 290 MM DE LARGO

118019295 118019295C 118019295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 295 MM DE LARGO

118019300 118019300C 118019300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 300 MM DE LARGO

118019305 118019305C 118019305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 305 MM DE LARGO

118019310 118019310C 118019310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 310 MM DE LARGO

118019315 118019315C 118019315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 315 MM DE LARGO

118019320 118019320C 118019320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 320 MM DE LARGO

118019325 118019325C 118019325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 325 MM DE LARGO

118019330 118019330C 118019330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 330 MM DE LARGO

118019340 118019340C 118019340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 340 MM DE LARGO

118019345 118019345C 118019345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 345 MM DE LARGO

118019350 118019350C 118019350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 350 MM DE LARGO

118019355 118019355C 118019355B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 355 MM DE LARGO

118019360 118019360C 118019360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 360 MM DE LARGO

118019365 118019365C 118019365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 365 MM DE LARGO

118019370 118019370C 118019370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 370 MM DE LARGO

118019375 118019375C 118019375B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 375 MM DE LARGO

118019380 118019380C 118019380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 380 MM DE LARGO

118019385 118019385C 118019385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 385 MM DE

LARGO

118019390 118019390C 118019390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 390 MM DE LARGO

118019395 118019395C 118019395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 395 MM DE LARGO

118019400 118019400C 118019400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 400 MM DE LARGO

118019405 118019405C 118019405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 405 MM DE LARGO

118019410 118019410C 118019410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 410 MM DE LARGO

118019415 118019415C 118019415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 415 MM DE LARGO

118019420 118019420C 118019420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 420 MM DE LARGO

39019200 39019200C 39019200B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 200 mm DE LARGO

39019225 39019225C 39019225B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 225 mm DE LARGO

39019250 39019250C 39019250B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 250 mm DE LARGO

39019275 39019275C 39019275B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 275 mm DE LARGO

39019300 39019300C 39019300B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 300 mm DE LARGO

67919180 67919180C 67919180B CLAVO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 180 mm DE LARGO

67919200 67919200C 67919200B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 200 mm DE LARGO

67919220 67919220C 67919220B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 220 mm DE LARGO

67919240 67919240C 67919240B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 240 mm DE LARGO

67919260 67919260C 67919260B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 260 mm DE LARGO

67919280 67919280C 67919280B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 280 mm DE LARGO

67919300 67919300C 67919300B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 8 X 300 mm DE LARGO

68019180 68019180C 68019180B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 9 X 190 mm DE LARGO

68019200 68019200C 68019200B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 9 X 200 mm DE LARGO

68019220 68019220C 68019220B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 9 X 220 mm DE LARGO

68019240 68019240C 68019240B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 9 X 240 mm DE LARGO

68019260 68019260C 68019260B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 9 X 260 mm DE LARGO

68019290 68019290C 68019290B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 9 X 290 mm DE LARGO

68019300 68019300C 68019300B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 9 X 300 mm DE LARGO

03619180 03619180C 03619180B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 180 MM DE LARGO

03619200 03619200C 03619200B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 200 MM DE LARGO

03619240 03619240C 03619240B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 240 MM DE LARGO

03619260 03619260C 03619260B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 260 MM DE LARGO

03619280 03619280C 03619280B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 280 MM DE LARGO

03619300 03619300C 03619300B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 7 Y 300 MM DE LARGO

03719180 03719180C 03719180B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 180 MM DE LARGO

03719200 03719200C 03719200B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 200 MM DE LARGO

03719220 03719220C 03719220B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 220 MM DE LARGO

03719240 03719240C 03719240B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 240 MM DE LARGO

03719260 03719260C 03719260B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 260 MM DE LARGO

03719280 03719280C 03719280B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 280 MM DE LARGO

03719300 03719300C 03719300B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 300 MM DE LARGO

03819180 03819180C 03819180B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 180 MM DE LARGO

03819200 03819200C 03819200B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 200 MM DE LARGO

03819220 03819220C 03819220B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 220 MM DE LARGO

03819240 03819240C 03819240B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 240 MM DE LARGO

03819260 03819260C 03819260B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 260 MM DE LARGO

03819280 03819280C 03819280B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 280 MM DE LARGO

03819300 03819300C 03819300B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 300 MM DE LARGO

38919200 38919200C 38919200B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 200 mm DE LARGO

38919225 38919225C 38919225B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 225 mm DE LARGO

38919250 38919250C 38919250B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 250 mm DE LARGO

38919275 38919275C 38919275B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 275 mm DE LARGO

38919300 38919300C 38919300B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 300 mm DE LARGO

67819180 67819180C 67819180B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 180 mm DE LARGO

67819200 67819200C 67819200B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 200 mm DE LARGO

67819220 67819220C 67819220B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 220 mm DE LARGO

67819240 67819240C 67819240B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 240 mm DE LARGO

67819260 67819260C 67819260B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 260 mm DE LARGO

67819280 67819280C 67819280B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 280 mm
DE LARGO

67819300 67819300C 67819300B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. GENTA. Ø 7 X 300 mm
DE LARGO

50519200 50519200C 50519200B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 1,5 X 200 mm DE LARGO

50519400 50519400C 50519400B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 1,5 x 400 mm DE LARGO

03919250 03919250C 03919250B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 2 Y 250 MM DE LARGO

03919300 03919300C 03919300B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 2 Y 300 MM DE LARGO

03919350 03919350C 03919350B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 2 Y 350 MM DE LARGO

03919400 03919400C 03919400B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 2 Y 400 MM DE LARGO

04019250 04019250C 04019250B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 Y 250 MM DE LARGO

04019300 04019300C 04019300B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 Y MM DE LARGO

04019350 04019350C 04019350B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 Y 350 MM DE LARGO

04019400 04019400C 04019400B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 Y 400 MM DE LARGO

04119250 04119250C 04119250B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 3 Y 250 MM DE LARGO

04119300 04119300C 04119300B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 3 Y 300 MM DE LARGO

04119350 04119350C 04119350B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 3 Y 350 MM DE LARGO

04119400 04119400C 04119400B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 3 Y 400 MM DE LARGO

04219250 04219250C 04219250B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 3,5 Y 250 MM DE LARGO
TITANIO

04219300 04219300C 04219300B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 3,5 Y 300 MM DE LARGO

04219350 04219350C 04219350B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 3,5 Y 300 MM DE LARGO

04219400 04219400C 04219400B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 3,5 Y 400 MM DE LARGO

04319250 04319250C 04319250B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 4 Y 250 MM DE LARGO

04319300 04319300C 04319300B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 4 Y 300 MM DE LARGO

04319350 04319350C 04319350B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 4 Y 350 MM DE LARGO

04319400 04319400C 04319400B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 4 Y 400 MM DE LARGO

54419400 54419400C 54419400B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 4,5 X 400 mm DE LARGO

54419450 54419450C 54419450B CLAVO NANCY C/ ATB. GENTA. Ø 4,5 X 450 mm DE LARGO

31619065 31619065C 31619065B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA C/ ATB. GENTA. 65 CM

31619650 31619650C 31619650B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA C/ ATB. GENTA. 650 MM

31619750 31619750C 31619750B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA C/ ATB. GENTA. 750 MM

31919160 31919160C 31919160B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2 X 160 MM

31919180 31919180C 31919180B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2 X 180 MM

31919200 31919200C 31919200B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2 X 200 MM

31919220 31919220C 31919220B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2 X 220 MM

31919240 31919240C 31919240B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2 X 240 MM

05419150 05419150C 05419150B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 X 150 MM

30319160 30319160C 30319160B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 X 160 MM

30319180 30319180C 30319180B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 X 180 MM

30319200 30319200C 30319200B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 X 200 MM

05419210 05419210C 05419210B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 X 210 MM

30319220 30319220C 30319220B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 X 220 MM

30319240 30319240C 30319240B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 2,5 X 240 MM

30419160 30419160C 30419160B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 3 X 160 MM

30419180 30419180C 30419180B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 3 X 180 MM

30419200 30419200C 30419200B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 3 X 200 MM
30419220 30419220C 30419220B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 3 X 220 MM
30419240 30419240C 30419240B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 3 X 240 MM
43919180 43919180C 43919180B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 3,5 X 180 mm
43919200 43919200C 43919200B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 3,5 X 200 mm
43919220 43919220C 43919220B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 3,5 X 220 mm
43919300 43919300C 43919300B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 3,5 X 300 mm
43919330 43919330C 43919330B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 3,5 X 330 mm
44019180 44019180C 44019180B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 4 X 180 mm
44019200 44019200C 44019200B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 4 X 200 mm
44019220 44019220C 44019220B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 4 X 220 mm
44019300 44019300C 44019300B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 4 X 300 mm
44019330 44019330C 44019330B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 4 X 330 mm
67419180 67419180C 67419180B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 180 mm
67419200 67419200C 67419200B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 200 mm
67419220 67419220C 67419220B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 220 mm
67419300 67419300C 67419300B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 300 mm
67419330 67419330C 67419330B CLAVO RUSH C/ ATB. GENTA. Ø 5 X 330 mm
60819220 60819220C 60819220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 220 MM DE LARGO
60819225 60819225C 60819225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 225 MM DE LARGO
60819230 60819230C 60819230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 230 MM DE LARGO
60819235 60819235C 60819235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 235 MM DE LARGO
60819240 60819240C 60819240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 240 MM DE LARGO
60819245 60819245C 60819245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 245 MM DE LARGO
60819250 60819250C 60819250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 250 MM DE LARGO
60819255 60819255C 60819255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 255 MM DE LARGO
60819260 60819260C 60819260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 260 MM DE LARGO
60819270 60819270C 60819270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 270 MM DE LARGO
60819275 60819275C 60819275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 275 MM DE LARGO
60819280 60819280C 60819280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 280 MM DE LARGO
60819285 60819285C 60819285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 285 MM DE LARGO
60819290 60819290C 60819290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 290 MM DE LARGO

60819295 60819295C 60819295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 295 MM DE LARGO

60819300 60819300C 60819300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 300 MM DE LARGO

60819305 60819305C 60819305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 305 MM DE LARGO

60819310 60819310C 60819310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 310 MM DE LARGO

60819315 60819315C 60819315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 315 MM DE LARGO

60819320 60819320C 60819320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 320 MM DE LARGO

60819325 60819325C 60819325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 325 MM DE LARGO

60819335 60819335C 60819335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 335 MM DE LARGO

60819340 60819340C 60819340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 340 MM DE LARGO

60819345 60819345C 60819345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 345 MM DE LARGO

60819350 60819350C 60819350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 350 MM DE LARGO

60819355 60819355C 60819355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 355 MM DE LARGO

60819360 60819360C 60819360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 360 MM DE LARGO

60819365 60819365C 60819365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 365 MM DE LARGO

60819370 60819370C 60819370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 370 MM DE LARGO

60819375 60819375C 60819375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 375 MM DE LARGO

60819380 60819380C 60819380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 380 MM DE LARGO

60819390 60819390C 60819390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 390 MM DE LARGO

60819395 60819395C 60819395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 395 MM DE LARGO

60819400 60819400C 60819400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 400 MM DE LARGO

60819405 60819405C 60819405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 405 MM DE LARGO

60819410 60819410C 60819410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 410 MM DE LARGO

60819415 60819415C 60819415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 415 MM DE LARGO

60819420 60819420C 60819420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 420 MM DE LARGO

60819425 60819425C 60819425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 425 MM DE LARGO

60819430 60819430C 60819430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 430 MM DE LARGO

60819435 60819435C 60819435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 435 MM DE LARGO

60819440 60819440C 60819440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 440 MM DE LARGO

60819445 60819445C 60819445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 445 MM DE LARGO

60819450 60819450C 60819450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 450 MM DE LARGO

60819455 60819455C 60819455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 455 MM DE LARGO

60819460 60819460C 60819460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 460 MM DE LARGO

60819465 60819465C 60819465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 465 MM DE LARGO

60819470 60819470C 60819470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 470 MM DE LARGO

60819475 60819475C 60819475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 475 MM DE LARGO

60819480 60819480C 60819480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 480 MM DE LARGO

60819485 60819485C 60819485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
8,4 X 485 MM DE LARGO

60919220 60919220C 60919220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 220 MM DE LARGO

60919225 60919225C 60919225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 225 MM DE LARGO

60919230 60919230C 60919230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 230 MM DE LARGO

60919235 60919235C 60919235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 235 MM DE LARGO

60919240 60919240C 60919240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 240 MM DE LARGO

60919245 60919245C 60919245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 245 MM DE LARGO

60919250 60919250C 60919250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 250 MM DE LARGO

60919255 60919255C 60919255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 255 MM DE LARGO

60919260 60919260C 60919260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 260 MM DE LARGO

60919270 60919270C 60919270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 270 MM DE LARGO

60919275 60919275C 60919275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 275 MM DE LARGO

60919280 60919280C 60919280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 280 MM DE LARGO

60919285 60919285C 60919285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 285 MM DE LARGO

60919290 60919290C 60919290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 290MM DE LARGO

60919295 60919295C 60919295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 295 MM DE LARGO

60919300 60919300C 60919300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 300 MM DE LARGO

60919305 60919305C 60919305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 305 MM DE LARGO

60919310 60919310C 60919310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 310 MM DE LARGO

60919315 60919315C 60919315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 315 MM DE LARGO

60919320 60919320C 60919320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 320 MM DE LARGO

60919325 60919325C 60919325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 325 MM DE LARGO

60919330 60919330C 60919330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 330 MM DE LARGO

60919335 60919335C 60919335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 335 MM DE LARGO

60919340 60919340C 60919340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 340 MM DE LARGO

60919345 60919345C 60919345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 345 MM DE LARGO

60919350 60919350C 60919350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 350 MM DE LARGO

60919355 60919355C 60919355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 355 MM DE LARGO

60919360 60919360C 60919360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 360 MM DE LARGO

60919365 60919365C 60919365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 365 MM DE LARGO

60919370 60919370C 60919370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 370 MM DE LARGO

60919375 60919375C 60919375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 375 MM DE LARGO

60919380 60919380C 60919380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 380 MM DE LARGO

60919385 60919385C 60919385B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 385 MM DE LARGO

60919390 60919390C 60919390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 390 MM DE LARGO

60919395 60919395C 60919395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 395 MM DE LARGO

60919400 60919400C 60919400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 400 MM DE LARGO

60919405 60919405C 60919405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 405 MM DE LARGO

60919410 60919410C 60919410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 410 MM DE LARGO

60919415 60919415C 60919415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 415MM DE LARGO

60919420 60919420C 60919420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 420 MM DE LARGO

60919425 60919425C 60919425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 425 MM DE LARGO

60919430 60919430C 60919430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 430 MM DE LARGO

60919435 60919435C 60919435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 435 MM DE LARGO

60919440 60919440C 60919440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 440 MM DE LARGO

60919445 60919445C 60919445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 445 MM DE LARGO

60919450 60919450C 60919450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 450 MM DE LARGO

60919455 60919455C 60919455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 455 MM DE LARGO

60919460 60919460C 60919460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 460 MM DE LARGO

60919465 60919465C 60919465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 465 MM DE LARGO

60919470 60919470C 60919470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 470 MM DE LARGO

60919475 60919475C 60919475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 475 MM DE LARGO

60919480 60919480C 60919480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 480 MM DE LARGO

60919485 60919485C 60919485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 9
X 485 MM DE LARGO

61019220 61019220C 61019220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 220 MM DE LARGO

61019225 61019225C 61019225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 225 MM DE LARGO

61019230 61019230C 61019230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 230 MM DE LARGO

61019235 61019235C 61019235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 235 MM DE LARGO

61019240 61019240C 61019240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 240 MM DE LARGO

61019245 61019245C 61019245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 245 MM DE LARGO

61019250 61019250C 61019250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 250 MM DE LARGO

61019255 61019255C 61019255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 255 MM DE LARGO

61019260 61019260C 61019260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 260 MM DE LARGO

61019270 61019270C 61019270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 270 MM DE LARGO

61019275 61019275C 61019275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 275 MM DE LARGO

61019280 61019280C 61019280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 280 MM DE LARGO

61019285 61019285C 61019285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 285 MM DE LARGO

61019290 61019290C 61019290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 290 MM DE LARGO

61019295 61019295C 61019295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 295 MM DE LARGO

61019300 61019300C 61019300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 300 MM DE LARGO

61019305 61019305C 61019305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 305 MM DE LARGO

61019310 61019310C 61019310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 310 MM DE LARGO

61019315 61019315C 61019315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 315 MM DE LARGO

61019320 61019320C 61019320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 320 MM DE LARGO

61019325 61019325C 61019325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 325 MM DE LARGO

61019330 61019330C 61019330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 330 MM DE LARGO

61019335 61019335C 61019335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 335 MM DE LARGO

61019340 61019340C 61019340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 340 MM DE LARGO

61019345 61019345C 61019345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 345 MM DE LARGO

61019350 61019350C 61019350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 350 MM DE LARGO

61019355 61019355C 61019355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 355 MM DE LARGO

61019360 61019360C 61019360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 360 MM DE LARGO

61019365 61019365C 61019365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 365 MM DE LARGO

61019370 61019370C 61019370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 370 MM DE LARGO

61019375 61019375C 61019375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 375 MM DE LARGO

61019380 61019380C 61019380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 380 MM DE LARGO

61019385 61019385C 61019385B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 385 MM DE LARGO

61019390 61019390C 61019390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 390 MM DE LARGO

61019395 61019395C 61019395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 395 MM DE LARGO

61019400 61019400C 61019400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 400 MM DE LARGO

61019405 61019405C 61019405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 405 MM DE LARGO

61019410 61019410C 61019410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 410 MM DE LARGO

61019415 61019415C 61019415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 415 MM DE LARGO

61019420 61019420C 61019420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 420 MM DE LARGO

61019425 61019425C 61019425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 425 MM DE LARGO

61019430 61019430C 61019430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 430 MM DE LARGO

61019435 61019435C 61019435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 435 MM DE LARGO

61019440 61019440C 61019440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 440 MM DE LARGO

61019445 61019445C 61019445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 445 MM DE LARGO

61019450 61019450C 61019450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 450 MM DE LARGO

61019455 61019455C 61019455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 455 MM DE LARGO

61019460 61019460C 61019460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 460 MM DE LARGO

61019465 61019465C 61019465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 465 MM DE LARGO
61019470 61019470C 61019470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 470 MM DE LARGO
61019475 61019475C 61019475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 475 MM DE LARGO
61019480 61019480C 61019480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 480 MM DE LARGO
61019485 61019485C 61019485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 485 MM DE LARGO
61119220 61119220C 61119220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 220 MM DE LARGO
61119225 61119225C 61119225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 225 MM DE LARGO
61119230 61119230C 61119230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 230 MM DE LARGO
61119235 61119235C 61119235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 235 MM DE LARGO
61119240 61119240C 61119240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 240 MM DE LARGO
61119245 61119245C 61119245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 245 MM DE LARGO
61119250 61119250C 61119250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 250 MM DE LARGO
61119255 61119255C 61119255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 255 MM DE LARGO
61119260 61119260C 61119260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 260 MM DE LARGO
61119270 61119270C 61119270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 270 MM DE LARGO
61119275 61119275C 61119275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 275 MM DE LARGO
61119280 61119280C 61119280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 280 MM DE LARGO
61119285 61119285C 61119285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 285 MM DE LARGO
61119290 61119290C 61119290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 290 MM DE LARGO
61119295 61119295C 61119295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 295 MM DE LARGO
61119300 61119300C 61119300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 300 MM DE LARGO
61119305 61119305C 61119305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 305 MM DE LARGO
61119310 61119310C 61119310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 310 MM DE LARGO

61119315 61119315C 61119315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 315 MM DE LARGO

61119320 61119320C 61119320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 320 MM DE LARGO

61119325 61119325C 61119325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 325 MM DE LARGO

61119330 61119330C 61119330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 330 MM DE LARGO

61119335 61119335C 61119335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 335 MM DE LARGO

61119340 61119340C 61119340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 340 MM DE LARGO

61119345 61119345C 61119345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 345 MM DE LARGO

61119350 61119350C 61119350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 350 MM DE LARGO

61119355 61119355C 61119355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 355 MM DE LARGO

61119360 61119360C 61119360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 360 MM DE LARGO

61119365 61119365C 61119365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 365 MM DE LARGO

61119370 61119370C 61119370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 370 MM DE LARGO

61119375 61119375C 61119375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 375 MM DE LARGO

61119380 61119380C 61119380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 380 MM DE LARGO

61119385 61119385C 61119385B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 385 MM DE LARGO

61119390 61119390C 61119390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 390 MM DE LARGO

61119395 61119395C 61119395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 395 MM DE LARGO

61119400 61119400C 61119400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 400 MM DE LARGO

61119405 61119405C 61119405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 405 MM DE LARGO

61119410 61119410C 61119410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 410 MM DE LARGO

61119415 61119415C 61119415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 415 MM DE LARGO

61119420 61119420C 61119420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 420 MM DE LARGO

61119425 61119425C 61119425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 425 MM DE LARGO

61119430 61119430C 61119430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 430 MM DE LARGO

61119435 61119435C 61119435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 435 MM DE LARGO

61119440 61119440C 61119440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 440 MM DE LARGO

61119445 61119445C 61119445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 445 MM DE LARGO

61119450 61119450C 61119450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 450 MM DE LARGO

61119455 61119455C 61119455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 455 MM DE LARGO

61119460 61119460C 61119460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 460 MM DE LARGO

61119465 61119465C 61119465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 465 MM DE LARGO

61119470 61119470C 61119470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 470 MM DE LARGO

61119475 61119475C 61119475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 475 MM DE LARGO

61119480 61119480C 61119480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 480 MM DE LARGO

61119485 61119485C 61119485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
11 X 485 MM DE LARGO

61219220 61219220C 61219220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 220 MM DE LARGO

61219225 61219225C 61219225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 225 MM DE LARGO

61219230 61219230C 61219230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 230 MM DE LARGO

61219235 61219235C 61219235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 235 MM DE LARGO

61219240 61219240C 61219240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 240 MM DE LARGO

61219245 61219245C 61219245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 245 MM DE LARGO

61219250 61219250C 61219250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 250 MM DE LARGO

61219255 61219255C 61219255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 255 MM DE LARGO

61219260 61219260C 61219260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 260 MM DE LARGO

61219270 61219270C 61219270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 270 MM DE LARGO

61219275 61219275C 61219275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 275 MM DE LARGO

61219280 61219280C 61219280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 280 MM DE LARGO

61219285 61219285C 61219285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 285 MM DE LARGO

61219290 61219290C 61219290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 290MM DE LARGO

61219295 61219295C 61219295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 295 MM DE LARGO

61219305 61219305C 61219305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 305 MM DE LARGO

61219310 61219310C 61219310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 310 MM DE LARGO

61219315 61219315C 61219315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 315 MM DE LARGO

61219320 61219320C 61219320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 320 MM DE LARGO

61219325 61219325C 61219325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 325 MM DE LARGO

61219330 61219330C 61219330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 330 MM DE LARGO

61219335 61219335C 61219335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 335 MM DE LARGO

61219340 61219340C 61219340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 340 MM DE LARGO

61219345 61219345C 61219345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 345 MM DE LARGO

61219350 61219350C 61219350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 350 MM DE LARGO

61219355 61219355C 61219355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 355 MM DE LARGO

61219360 61219360C 61219360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 360 MM DE LARGO

61219365 61219365C 61219365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 365 MM DE LARGO

61219370 61219370C 61219370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 370 MM DE LARGO

61219375 61219375C 61219375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 375 MM DE LARGO

61219380 61219380C 61219380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 380 MM DE LARGO

61219385 61219385C 61219385B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 385 MM DE LARGO

61219390 61219390C 61219390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 390 MM DE LARGO

61219395 61219395C 61219395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 395 MM DE LARGO

61219400 61219400C 61219400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 400 MM DE LARGO

61219405 61219405C 61219405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 405 MM DE LARGO

61219410 61219410C 61219410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 410 MM DE LARGO

61219415 61219415C 61219415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 415 MM DE LARGO

61219420 61219420C 61219420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 420 MM DE LARGO

61219425 61219425C 61219425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 425 MM DE LARGO

61219430 61219430C 61219430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 430 MM DE LARGO

61219435 61219435C 61219435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 435 MM DE LARGO

61219440 61219440C 61219440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 440 MM DE LARGO

61219445 61219445C 61219445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 445 MM DE LARGO

61219450 61219450C 61219450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 450 MM DE LARGO

61219455 61219455C 61219455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 455 MM DE LARGO

61219460 61219460C 61219460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 460 MM DE LARGO

61219465 61219465C 61219465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 465 MM DE LARGO

61219470 61219470C 61219470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 470 MM DE LARGO

61219475 61219475C 61219475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 475 MM DE LARGO

61219480 61219480C 61219480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 480 MM DE LARGO

61219485 61219485C 61219485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø
12 X 485 MM DE LARGO

106319220 106319220C 106319220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 220 MM DE LARGO

106319225 106319225C 106319225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 225 MM DE LARGO

106319230 106319230C 106319230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 230 MM DE LARGO

106319235 106319235C 106319235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 235 MM DE LARGO

106319240 106319240C 106319240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 240 MM DE LARGO

106319245 106319245C 106319245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 245 MM DE LARGO

106319250 106319250C 106319250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 250 MM DE LARGO

106319255 106319255C 106319255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 255 MM DE LARGO

106319260 106319260C 106319260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 260 MM DE LARGO

106319270 106319270C 106319270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 270 MM DE LARGO

106319275 106319275C 106319275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 275 MM DE LARGO

106319280 106319280C 106319280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 280 MM DE LARGO

106319285 106319285C 106319285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 285 MM DE LARGO

106319290 106319290C 106319290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 290 MM DE LARGO

106319295 106319295C 106319295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 295 MM DE LARGO

106319300 106319300C 106319300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 300 MM DE LARGO

106319305 106319305C 106319305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 305 MM DE LARGO

106319310 106319310C 106319310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 310 MM DE LARGO

106319315 106319315C 106319315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 315 MM DE LARGO

106319320 106319320C 106319320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 320 MM DE LARGO

106319325 106319325C 106319325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 325 MM DE LARGO

106319330 106319330C 106319330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 330 MM DE LARGO

106319335 106319335C 106319335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 335 MM DE LARGO

106319340 106319340C 106319340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 340 MM DE LARGO

106319345 106319345C 106319345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 345 MM DE LARGO

106319350 106319350C 106319350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 350 MM DE LARGO

106319355 106319355C 106319355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 355 MM DE LARGO

106319360 106319360C 106319360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 360 MM DE LARGO

106319365 106319365C 106319365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 365 MM DE LARGO

106319370 106319370C 106319370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 370 MM DE LARGO

106319375 106319375C 106319375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 375 MM DE LARGO

106319380 106319380C 106319380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 380 MM DE LARGO

106319385 106319385C 106319385B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 385 MM DE LARGO

106319390 106319390C 106319390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 390 MM DE LARGO

106319395 106319395C 106319395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 395 MM DE LARGO

106319400 106319400C 106319400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 400 MM DE LARGO

106319405 106319405C 106319405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 405 MM DE LARGO

106319410 106319410C 106319410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 410 MM DE LARGO

106319415 106319415C 106319415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 415 MM DE LARGO

106319420 106319420C 106319420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 420 MM DE LARGO

106319425 106319425C 106319425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 425 MM DE LARGO

106319430 106319430C 106319430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 430 MM DE LARGO

106319435 106319435C 106319435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 435 MM DE LARGO

106319440 106319440C 106319440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 440 MM DE LARGO

106319445 106319445C 106319445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 445 MM DE LARGO

106319450 106319450C 106319450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 450 MM DE LARGO

106319455 106319455C 106319455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 455 MM DE LARGO

106319460 106319460C 106319460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 460 MM DE LARGO

106319465 106319465C 106319465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 465 MM DE LARGO

106319470 106319470C 106319470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 470 MM DE LARGO

106319475 106319475C 106319475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 475 MM DE LARGO

106319480 106319480C 106319480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 480 MM DE LARGO

106319485 106319485C 106319485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 13 X 485 MM DE LARGO

106519220 106519220C 106519220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 220 MM DE LARGO

106519225 106519225C 106519225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 225 MM DE LARGO

106519230 106519230C 106519230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 230 MM DE LARGO

106519235 106519235C 106519235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 235 MM DE LARGO

106519240 106519240C 106519240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 240 MM DE LARGO

106519245 106519245C 106519245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 245 MM DE LARGO

106519250 106519250C 106519250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 250 MM DE LARGO

106519255 106519255C 106519255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 255 MM DE LARGO

106519260 106519260C 106519260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 260 MM DE LARGO

106519270 106519270C 106519270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 270 MM DE LARGO

106519275 106519275C 106519275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 275 MM DE LARGO

106519280 106519280C 106519280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 280 MM DE LARGO

106519285 106519285C 106519285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 285 MM DE LARGO

106519290 106519290C 106519290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 290 MM DE LARGO

106519295 106519295C 106519295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 295 MM DE LARGO

106519300 106519300C 106519300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 300 MM DE LARGO

106519305 106519305C 106519305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 305 MM DE LARGO

106519310 106519310C 106519310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 310 MM DE LARGO

106519315 106519315C 106519315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 315 MM DE LARGO

106519320 106519320C 106519320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 320 MM DE LARGO

106519325 106519325C 106519325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 325 MM DE LARGO

106519330 106519330C 106519330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 330 MM DE LARGO

106519335 106519335C 106519335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 335 MM DE LARGO

106519340 106519340C 106519340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 340 MM DE LARGO

106519345 106519345C 106519345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 345 MM DE LARGO

106519350 106519350C 106519350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 350 MM DE LARGO

106519355 106519355C 106519355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 355 MM DE LARGO

106519360 106519360C 106519360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 360 MM DE LARGO

106519365 106519365C 106519365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 365 MM DE LARGO

106519370 106519370C 106519370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 370 MM DE LARGO

106519375 106519375C 106519375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 375 MM DE LARGO

106519380 106519380C 106519380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 380 MM DE LARGO

106519390 106519390C 106519390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 390 MM DE LARGO

106519405 106519405C 106519405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 405 MM DE LARGO

106519410 106519410C 106519410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 410 MM DE LARGO

106519415 106519415C 106519415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 415MM DE LARGO

106519420 106519420C 106519420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 420 MM DE LARGO

106519425 106519425C 106519425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 425 MM DE LARGO

106519430 106519430C 106519430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 430 MM DE LARGO

106519435 106519435C 106519435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 435 MM DE LARGO

106519440 106519440C 106519440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 440 MM DE LARGO

106519445 106519445C 106519445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 445 MM DE LARGO

106519450 106519450C 106519450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 450 MM DE LARGO

106519455 106519455C 106519455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA.
Ø 14 X 455 MM DE LARGO

106519460 106519460C 106519460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 460 MM DE LARGO

106519465 106519465C 106519465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 465 MM DE LARGO

106519470 106519470C 106519470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 470 MM DE LARGO

106519475 106519475C 106519475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 475 MM DE LARGO

106519480 106519480C 106519480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 480 MM DE LARGO

106519485 106519485C 106519485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 X 485 MM DE LARGO

04619220 04619220C 04619220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 220 MM DE LARGO

04619225 04619225C 04619225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 225 MM DE LARGO

04619230 04619230C 04619230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 230 MM DE LARGO

04619235 04619235C 04619235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 235 MM DE LARGO

04619240 04619240C 04619240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 240 MM DE LARGO

04619245 04619245C 04619245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 245 MM DE LARGO

04619250 04619250C 04619250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 250 MM DE LARGO

04619255 04619255C 04619255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 255 MM DE LARGO

04619260 04619260C 04619260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 260 MM DE LARGO

04619270 04619270C 04619270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 270 MM DE LARGO

04619275 04619275C 04619275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 275 MM DE LARGO

04619280 04619280C 04619280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 280 MM DE LARGO

04619285 04619285C 04619285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 285 MM DE LARGO

04619290 04619290C 04619290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 290 MM DE LARGO

04619295 04619295C 04619295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 295 MM DE LARGO

04619300 04619300C 04619300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 300 MM DE LARGO

04619305 04619305C 04619305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 305 MM DE LARGO

04619310 04619310C 04619310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 310 MM DE LARGO

04619315 04619315C 04619315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 315 MM DE LARGO

04619320 04619320C 04619320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 320 MM DE LARGO

04619325 04619325C 04619325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 325 MM DE LARGO

04619330 04619330C 04619330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 330 MM DE LARGO

04619335 04619335C 04619335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 335 MM DE LARGO

04619340 04619340C 04619340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 340 MM DE LARGO

04619345 04619345C 04619345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 345 MM DE LARGO

04619350 04619350C 04619350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 350 MM DE LARGO

04619355 04619355C 04619355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 355 MM DE LARGO

04619360 04619360C 04619360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 360 MM DE LARGO

04619365 04619365C 04619365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 365 MM DE LARGO

04619370 04619370C 04619370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 370 MM DE LARGO

04619375 04619375C 04619375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 375 MM DE LARGO

04619380 04619380C 04619380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 380 MM DE LARGO

04619385 04619385C 04619385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 385 MM DE LARGO

04619390 04619390C 04619390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 390 MM DE LARGO

04619395 04619395C 04619395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 395 MM DE LARGO

04619400 04619400C 04619400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 400 MM DE LARGO

04619405 04619405C 04619405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 405 MM DE LARGO

04619410 04619410C 04619410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 410 MM DE LARGO

04619415 04619415C 04619415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 415 MM DE LARGO

04619420 04619420C 04619420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 420 MM DE LARGO

04619425 04619425C 04619425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 425 MM DE LARGO

04619430 04619430C 04619430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 430 MM DE LARGO

04619435 04619435C 04619435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 435 MM DE LARGO

04619440 04619440C 04619440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 440 MM DE LARGO

04619445 04619445C 04619445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 445 MM DE LARGO

04619450 04619450C 04619450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 450 MM DE LARGO

04619455 04619455C 04619455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 455 MM DE LARGO

04619460 04619460C 04619460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 460 MM DE LARGO

04619465 04619465C 04619465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 465 MM DE LARGO

04619470 04619470C 04619470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 470 MM DE LARGO

04619475 04619475C 04619475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 475 MM DE LARGO

04619480 04619480C 04619480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 480 MM DE LARGO

04619485 04619485C 04619485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 485 MM DE LARGO

04719220 04719220C 04719220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 220 MM DE LARGO

04719225 04719225C 04719225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 225 MM DE LARGO

04719230 04719230C 04719230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 230 MM DE LARGO

04719235 04719235C 04719235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 235 MM DE LARGO

04719240 04719240C 04719240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 240 MM DE LARGO

04719245 04719245C 04719245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 245 MM DE LARGO

04719250 04719250C 04719250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 250 MM DE LARGO

04719255 04719255C 04719255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 255 MM DE LARGO

04719260 04719260C 04719260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 260 MM DE LARGO

04719270 04719270C 04719270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 270 MM DE LARGO

04719275 04719275C 04719275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 275 MM DE LARGO

04719280 04719280C 04719280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 280 MM DE LARGO

04719285 04719285C 04719285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 285 MM DE LARGO

04719290 04719290C 04719290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 290MM DE LARGO

04719295 04719295C 04719295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 295 MM DE LARGO

04719300 04719300C 04719300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 300 MM DE LARGO

04719305 04719305C 04719305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 305 MM DE LARGO

04719310 04719310C 04719310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 310 MM DE LARGO

04719315 04719315C 04719315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 315 MM DE LARGO

04719320 04719320C 04719320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 320 MM DE LARGO

04719325 04719325C 04719325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 325 MM DE LARGO

04719330 04719330C 04719330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 330 MM DE LARGO

04719335 04719335C 04719335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 335 MM DE LARGO

04719340 04719340C 04719340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 340 MM DE LARGO

04719345 04719345C 04719345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 345 MM DE LARGO

04719350 04719350C 04719350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 350 MM DE LARGO

04719355 04719355C 04719355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 355 MM DE LARGO

04719360 04719360C 04719360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 360 MM DE LARGO

04719365 04719365C 04719365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 365 MM DE LARGO

04719370 04719370C 04719370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 370 MM DE LARGO

04719375 04719375C 04719375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 375 MM DE LARGO

04719380 04719380C 04719380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 380 MM DE LARGO

04719385 04719385C 04719385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 385 MM DE LARGO

04719390 04719390C 04719390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 390 MM DE LARGO

04719395 04719395C 04719395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 395 MM DE LARGO

04719400 04719400C 04719400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 400 MM DE LARGO

04719405 04719405C 04719405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 405 MM DE LARGO

04719410 04719410C 04719410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 410 MM DE LARGO

04719415 04719415C 04719415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 415 MM DE LARGO

04719420 04719420C 04719420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 420 MM DE LARGO

04719425 04719425C 04719425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 425 MM DE LARGO

04719430 04719430C 04719430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 430 MM DE LARGO

04719435 04719435C 04719435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 435 MM DE LARGO

04719440 04719440C 04719440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 440 MM DE LARGO

04719445 04719445C 04719445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 445 MM DE LARGO

04719450 04719450C 04719450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 450 MM DE LARGO

04719455 04719455C 04719455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 455 MM DE LARGO

04719460 04719460C 04719460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 460 MM DE LARGO

04719465 04719465C 04719465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 465 MM DE LARGO

04719470 04719470C 04719470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 470 MM DE LARGO

04719475 04719475C 04719475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 475 MM DE LARGO

04719480 04719480C 04719480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 480 MM DE LARGO

04719485 04719485C 04719485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 485 MM DE LARGO

04819220 04819220C 04819220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 220 MM DE LARGO

04819225 04819225C 04819225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 225 MM DE LARGO

04819230 04819230C 04819230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 230 MM DE LARGO

04819235 04819235C 04819235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 235 MM DE LARGO

04819240 04819240C 04819240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 240 MM DE LARGO

04819245 04819245C 04819245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 245 MM DE LARGO

04819250 04819250C 04819250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 250 MM DE LARGO

04819255 04819255C 04819255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 255 MM DE LARGO

04819260 04819260C 04819260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 260 MM DE LARGO

04819270 04819270C 04819270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 270 MM DE LARGO

04819275 04819275C 04819275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 275 MM DE LARGO

04819280 04819280C 04819280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 280 MM DE LARGO

04819285 04819285C 04819285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 285 MM DE LARGO

04819290 04819290C 04819290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 290MM DE LARGO

04819295 04819295C 04819295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 295 MM DE LARGO

04819300 04819300C 04819300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 300 MM DE LARGO

04819305 04819305C 04819305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 305 MM DE LARGO

04819310 04819310C 04819310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 310 MM DE LARGO

04819315 04819315C 04819315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 315 MM DE LARGO

04819320 04819320C 04819320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 320 MM DE LARGO

04819325 04819325C 04819325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 325 MM DE LARGO

04819330 04819330C 04819330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 330 MM DE LARGO

04819335 04819335C 04819335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 335 MM DE LARGO

04819340 04819340C 04819340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 340 MM DE LARGO

04819345 04819345C 04819345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 345 MM DE LARGO

04819350 04819350C 04819350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 350 MM DE LARGO

04819355 04819355C 04819355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 355 MM DE LARGO

04819360 04819360C 04819360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 360 MM DE LARGO

04819365 04819365C 04819365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 365 MM DE LARGO

04819370 04819370C 04819370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 370 MM DE LARGO

04819375 04819375C 04819375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 375 MM DE LARGO

04819380 04819380C 04819380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 380 MM DE LARGO

04819385 04819385C 04819385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 385 MM DE LARGO

04819390 04819390C 04819390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 390 MM DE LARGO

04819395 04819395C 04819395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 395 MM DE LARGO

04819400 04819400C 04819400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 400 MM DE LARGO

04819405 04819405C 04819405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 405 MM DE LARGO

04819410 04819410C 04819410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 410 MM DE LARGO

04819415 04819415C 04819415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 415 MM DE LARGO

04819420 04819420C 04819420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 420 MM DE LARGO

04819425 04819425C 04819425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 425 MM DE LARGO

04819430 04819430C 04819430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 430 MM DE LARGO

04819435 04819435C 04819435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 435 MM DE LARGO

04819440 04819440C 04819440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 440 MM DE LARGO

04819445 04819445C 04819445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 445 MM DE LARGO

04819450 04819450C 04819450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 450 MM DE LARGO

04819455 04819455C 04819455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 455 MM DE LARGO

04819460 04819460C 04819460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 460 MM DE LARGO

04819465 04819465C 04819465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 465 MM DE LARGO

04819470 04819470C 04819470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 470 MM DE LARGO

04819475 04819475C 04819475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 475 MM DE LARGO

04819480 04819480C 04819480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 480 MM DE LARGO

04819485 04819485C 04819485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 485 MM DE LARGO

51919220 51919220C 51919220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 220 MM DE LARGO

51919225 51919225C 51919225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 225 MM DE LARGO

51919230 51919230C 51919230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 230 MM DE LARGO

51919235 51919235C 51919235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 235 MM DE LARGO

51919240 51919240C 51919240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 240 MM DE LARGO

51919245 51919245C 51919245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 245 MM DE LARGO

51919250 51919250C 51919250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 250 MM DE LARGO

51919255 51919255C 51919255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 255 MM DE LARGO

51919260 51919260C 51919260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 260 MM DE LARGO

51919270 51919270C 51919270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 270 MM DE LARGO

51919275 51919275C 51919275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 275 MM DE LARGO

51919280 51919280C 51919280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 280 MM DE LARGO

51919285 51919285C 51919285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 285 MM DE LARGO

51919290 51919290C 51919290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 290MM DE LARGO

51919295 51919295C 51919295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 295 MM DE LARGO

51919300 51919300C 51919300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 300 MM DE LARGO

51919305 51919305C 51919305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 305 MM DE LARGO

51919310 51919310C 51919310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 310 MM DE LARGO

51919315 51919315C 51919315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 315 MM DE LARGO

51919320 51919320C 51919320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 320 MM DE LARGO

51919325 51919325C 51919325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 325 MM DE LARGO

51919330 51919330C 51919330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 330 MM DE LARGO

51919335 51919335C 51919335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 335 MM DE LARGO

51919340 51919340C 51919340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 340 MM DE LARGO

51919345 51919345C 51919345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 345 MM DE LARGO

51919350 51919350C 51919350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 350 MM DE LARGO

51919355 51919355C 51919355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 355 MM DE LARGO

51919360 51919360C 51919360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 360 MM DE LARGO

51919365 51919365C 51919365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 365 MM DE LARGO

51919370 51919370C 51919370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 370 MM DE LARGO

51919375 51919375C 51919375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 375 MM DE LARGO

51919380 51919380C 51919380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 380 MM DE LARGO

51919385 51919385C 51919385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 385 MM DE LARGO

51919390 51919390C 51919390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 390 MM DE LARGO

51919395 51919395C 51919395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 395 MM DE LARGO

51919400 51919400C 51919400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 400 MM DE LARGO

51919405 51919405C 51919405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 405 MM DE LARGO

51919410 51919410C 51919410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 410 MM DE LARGO

51919415 51919415C 51919415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 415MM DE LARGO

51919420 51919420C 51919420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 420 MM DE LARGO

51919425 51919425C 51919425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 425 MM DE LARGO

51919430 51919430C 51919430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 430 MM DE LARGO

51919435 51919435C 51919435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 435 MM DE LARGO

51919440 51919440C 51919440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 440 MM DE LARGO

51919445 51919445C 51919445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 445 MM DE LARGO

51919450 51919450C 51919450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 450 MM DE LARGO

51919455 51919455C 51919455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 455 MM DE LARGO

51919460 51919460C 51919460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 460 MM DE LARGO

51919465 51919465C 51919465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 465 MM DE LARGO

51919470 51919470C 51919470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 470 MM DE LARGO

51919475 51919475C 51919475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 475 MM DE LARGO

51919480 51919480C 51919480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 480 MM DE LARGO

51919485 51919485C 51919485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 12,7 Y 485 MM DE LARGO

113219220 113219220C 113219220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 220 MM DE LARGO

113219230 113219230C 113219230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 230 MM DE LARGO

113219235 113219235C 113219235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 235 MM DE LARGO

113219240 113219240C 113219240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 240 MM DE LARGO

113219245 113219245C 113219245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 245 MM DE LARGO

113219250 113219250C 113219250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 250 MM DE LARGO

113219255 113219255C 113219255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 255 MM DE LARGO

113219260 113219260C 113219260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 260 MM DE LARGO

113219265 113219265C 113219265B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 265 MM DE LARGO

113219270 113219270C 113219270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 270 MM DE LARGO

113219275 113219275C 113219275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 275 MM DE LARGO

113219280 113219280C 113219280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 280 MM DE LARGO

113219285 113219285C 113219285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 285 MM DE LARGO

113219290 113219290C 113219290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 290MM DE LARGO

113219295 113219295C 113219295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 295 MM DE LARGO

113219300 113219300C 113219300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 300 MM DE LARGO

113219305 113219305C 113219305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 305 MM DE LARGO

113219310 113219310C 113219310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 310 MM DE LARGO

113219315 113219315C 113219315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 315 MM DE LARGO

113219320 113219320C 113219320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 320 MM DE LARGO

113219325 113219325C 113219325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 325 MM DE LARGO

113219330 113219330C 113219330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 330 MM DE LARGO

113219335 113219335C 113219335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 335 MM DE LARGO

113219340 113219340C 113219340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 340 MM DE LARGO

113219345 113219345C 113219345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 345 MM DE LARGO

113219350 113219350C 113219350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 350 MM DE LARGO

113219355 113219355C 113219355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 355 MM DE LARGO

113219360 113219360C 113219360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 360 MM DE LARGO

113219365 113219365C 113219365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 365 MM DE LARGO

113219370 113219370C 113219370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 370 MM DE LARGO

113219375 113219375C 113219375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 375 MM DE LARGO

113219380 113219380C 113219380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 380 MM DE LARGO

113219385 113219385C 113219385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 385 MM DE LARGO

113219390 113219390C 113219390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 390 MM DE LARGO

113219395 113219395C 113219395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 395 MM DE LARGO

113219400 113219400C 113219400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 400 MM DE LARGO

113219405 113219405C 113219405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 405 MM DE LARGO

113219410 113219410C 113219410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 410 MM DE LARGO

113219415 113219415C 113219415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 415MM DE LARGO

113219420 113219420C 113219420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 420 MM DE LARGO

113219425 113219425C 113219425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 425 MM DE LARGO

113219430 113219430C 113219430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 430 MM DE LARGO

113219435 113219435C 113219435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 435 MM DE LARGO

113219440 113219440C 113219440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 440 MM DE LARGO

113219445 113219445C 113219445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 445 MM DE LARGO

113219450 113219450C 113219450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 450 MM DE LARGO

113219455 113219455C 113219455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 455 MM DE LARGO

113219460 113219460C 113219460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 460 MM DE LARGO

113219465 113219465C 113219465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 465 MM DE LARGO

113219470 113219470C 113219470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 470 MM DE LARGO

113219475 113219475C 113219475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 475 MM DE LARGO

113219480 113219480C 113219480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 480 MM DE LARGO

113219485 113219485C 113219485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 13 Y 485 MM DE LARGO

113319220 113319220C 113319220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 220 MM DE LARGO

113319225 113319225C 113319225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 225 MM DE LARGO

113319230 113319230C 113319230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 230 MM DE LARGO

113319235 113319235C 113319235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 235 MM DE LARGO

113319240 113319240C 113319240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 240 MM DE LARGO

113319245 113319245C 113319245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 245 MM DE LARGO

113319250 113319250C 113319250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 250 MM DE LARGO

113319255 113319255C 113319255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 255 MM DE LARGO

113319260 113319260C 113319260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 260 MM DE LARGO

113319270 113319270C 113319270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 270 MM DE LARGO

113319275 113319275C 113319275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 275 MM DE LARGO

113319280 113319280C 113319280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 280 MM DE LARGO

113319285 113319285C 113319285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 285 MM DE LARGO

113319290 113319290C 113319290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 290MM DE LARGO

113319295 113319295C 113319295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 295 MM DE LARGO

113319300 113319300C 113319300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 300 MM DE LARGO

113319305 113319305C 113319305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 305 MM DE LARGO

113319310 113319310C 113319310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 310 MM DE LARGO

113319315 113319315C 113319315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 315 MM DE LARGO

113319320 113319320C 113319320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 320 MM DE LARGO

113319325 113319325C 113319325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 325 MM DE LARGO

113319330 113319330C 113319330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 330 MM DE LARGO

113319335 113319335C 113319335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 335 MM DE LARGO

113319340 113319340C 113319340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 340 MM DE LARGO

113319345 113319345C 113319345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 345 MM DE LARGO

113319350 113319350C 113319350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 350 MM DE LARGO

113319355 113319355C 113319355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 355 MM DE LARGO

113319360 113319360C 113319360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 360 MM DE LARGO

113319365 113319365C 113319365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 365 MM DE LARGO

113319370 113319370C 113319370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 370 MM DE LARGO

113319375 113319375C 113319375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 375 MM DE LARGO

113319380 113319380C 113319380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 380 MM DE LARGO

113319385 113319385C 113319385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 385 MM DE LARGO

113319390 113319390C 113319390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 390 MM DE LARGO

113319395 113319395C 113319395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 395 MM DE LARGO

113319400 113319400C 113319400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 400 MM DE LARGO

113319405 113319405C 113319405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 405 MM DE LARGO

113319410 113319410C 113319410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 410 MM DE LARGO

113319415 113319415C 113319415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 415MM DE LARGO

113319420 113319420C 113319420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 420 MM DE LARGO

113319425 113319425C 113319425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 425 MM DE LARGO

113319430 113319430C 113319430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 430 MM DE LARGO

113319435 113319435C 113319435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 435 MM DE LARGO

113319440 113319440C 113319440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 440 MM DE LARGO

113319445 113319445C 113319445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 445 MM DE LARGO

113319450 113319450C 113319450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 450 MM DE LARGO

113319455 113319455C 113319455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 455 MM DE LARGO

113319460 113319460C 113319460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 460 MM DE LARGO

113319465 113319465C 113319465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 465 MM DE LARGO

113319470 113319470C 113319470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 470 MM DE LARGO

113319475 113319475C 113319475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 475 MM DE LARGO

113319480 113319480C 113319480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 480 MM DE LARGO

113319485 113319485C 113319485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 14 Y 485 MM DE LARGO

04419220 04419220C 04419220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 220 MM DE LARGO

04419225 04419225C 04419225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 225 MM DE LARGO

04419230 04419230C 04419230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 230 MM DE LARGO

04419235 04419235C 04419235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 235 MM DE LARGO

04419240 04419240C 04419240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 240 MM DE LARGO

04419245 04419245C 04419245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 245 MM DE LARGO

04419250 04419250C 04419250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 250 MM DE LARGO

04419255 04419255C 04419255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 255 MM DE LARGO

04419260 04419260C 04419260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 260 MM DE LARGO

04419270 04419270C 04419270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 270 MM DE LARGO

04419275 04419275C 04419275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 275 MM DE LARGO

04419280 04419280C 04419280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 280 MM DE LARGO

04419285 04419285C 04419285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 285 MM DE LARGO

04419290 04419290C 04419290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 290MM DE LARGO

04419295 04419295C 04419295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 295 MM DE LARGO

04419300 04419300C 04419300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 300 MM DE LARGO

04419305 04419305C 04419305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 305 MM DE LARGO

04419310 04419310C 04419310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 310 MM DE LARGO

04419315 04419315C 04419315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 315 MM DE LARGO

04419320 04419320C 04419320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 320 MM DE LARGO

04419325 04419325C 04419325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 325 MM DE LARGO

04419330 04419330C 04419330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 330 MM DE LARGO

04419335 04419335C 04419335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 335 MM DE LARGO

04419340 04419340C 04419340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 340 MM DE LARGO

04419345 04419345C 04419345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 345 MM DE LARGO

04419350 04419350C 04419350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 350 MM DE LARGO

04419355 04419355C 04419355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 355 MM DE LARGO

04419360 04419360C 04419360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 360 MM DE LARGO

04419365 04419365C 04419365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 365 MM DE LARGO

04419370 04419370C 04419370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 370 MM DE LARGO

04419375 04419375C 04419375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 375 MM DE LARGO

04419380 04419380C 04419380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 380 MM DE LARGO

04419385 04419385C 04419385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 385MM DE LARGO

04419390 04419390C 04419390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 390 MM DE LARGO

04419395 04419395C 04419395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 395 MM DE LARGO

04419400 04419400C 04419400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 400 MM DE LARGO

04419405 04419405C 04419405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 405 MM DE LARGO

04419410 04419410C 04419410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 410 MM DE LARGO

04419415 04419415C 04419415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 415MM DE LARGO

04419420 04419420C 04419420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 420 MM DE LARGO

04419425 04419425C 04419425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 425 MM DE LARGO

04419430 04419430C 04419430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 430 MM DE LARGO

04419435 04419435C 04419435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 435 MM DE LARGO
04419440 04419440C 04419440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 440 MM DE LARGO
04419445 04419445C 04419445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 445 MM DE LARGO
04419450 04419450C 04419450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 450 MM DE LARGO
04419455 04419455C 04419455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 455 MM DE LARGO
04419460 04419460C 04419460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 460 MM DE LARGO
04419465 04419465C 04419465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 465 MM DE LARGO
04419470 04419470C 04419470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 470 MM DE LARGO
04419475 04419475C 04419475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 475 MM DE LARGO
04419480 04419480C 04419480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 480 MM DE LARGO
04419485 04419485C 04419485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 485 MM DE LARGO
04519220 04519220C 04519220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 220 MM DE LARGO
04519225 04519225C 04519225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 225 MM DE LARGO
04519230 04519230C 04519230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 230 MM DE LARGO
04519235 04519235C 04519235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 235 MM DE LARGO
04519240 04519240C 04519240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 240 MM DE LARGO
04519245 04519245C 04519245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 245 MM DE LARGO
04519250 04519250C 04519250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 250 MM DE LARGO
04519255 04519255C 04519255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 255 MM DE LARGO
04519260 04519260C 04519260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 260 MM DE LARGO
04519270 04519270C 04519270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 270 MM DE LARGO
04519275 04519275C 04519275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 275 MM DE LARGO
04519280 04519280C 04519280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 280 MM DE LARGO
04519285 04519285C 04519285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 285 MM DE LARGO
04519290 04519290C 04519290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 290MM DE LARGO
04519295 04519295C 04519295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 295 MM DE LARGO
04519300 04519300C 04519300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 300 MM DE LARGO
04519305 04519305C 04519305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 305 MM DE LARGO
04519310 04519310C 04519310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 310 MM DE LARGO
04519315 04519315C 04519315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 315 MM DE LARGO
04519320 04519320C 04519320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 320 MM DE LARGO
04519325 04519325C 04519325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 325 MM DE LARGO
04519330 04519330C 04519330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 330 MM DE LARGO
04519335 04519335C 04519335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 335 MM DE LARGO
04519340 04519340C 04519340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 340 MM DE LARGO
04519345 04519345C 04519345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 345 MM DE LARGO
04519350 04519350C 04519350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 350 MM DE LARGO
04519355 04519355C 04519355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 355 MM DE LARGO
04519360 04519360C 04519360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 360 MM DE LARGO
04519365 04519365C 04519365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 365 MM DE LARGO
04519370 04519370C 04519370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 370 MM DE LARGO
04519375 04519375C 04519375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 375 MM DE LARGO
04519380 04519380C 04519380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 380 MM DE LARGO
04519385 04519385C 04519385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 385 MM DE LARGO
04519390 04519390C 04519390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 390 MM DE LARGO
04519395 04519395C 04519395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 395 MM DE LARGO

04519400 04519400C 04519400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 400 MM DE LARGO
 04519405 04519405C 04519405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 405 MM DE LARGO
 04519410 04519410C 04519410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 410 MM DE LARGO
 04519415 04519415C 04519415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 415 MM DE LARGO
 04519420 04519420C 04519420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 420 MM DE LARGO
 04519425 04519425C 04519425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 425 MM DE LARGO
 04519430 04519430C 04519430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 430 MM DE LARGO
 04519435 04519435C 04519435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 435 MM DE LARGO
 04519440 04519440C 04519440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 440 MM DE LARGO
 04519445 04519445C 04519445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 445 MM DE LARGO
 04519450 04519450C 04519450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 450 MM DE LARGO
 04519455 04519455C 04519455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 455 MM DE LARGO
 04519460 04519460C 04519460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 460 MM DE LARGO
 04519465 04519465C 04519465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 465 MM DE LARGO
 04519470 04519470C 04519470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 470 MM DE LARGO
 04519475 04519475C 04519475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 475 MM DE LARGO
 04519480 04519480C 04519480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 480 MM DE LARGO
 76819300 76819300C 76819300B CLAVO TIBIA MACIZO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 X
 300mm DE largo
 76819315 76819315C 76819315B CLAVO TIBIA MACIZO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 X
 315mm de largo
 76819330 76819330C 76819330B CLAVO TIBIAMACIZO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 X
 330mm de Largo
 76819345 76819345C 76819345B CLAVO TIBIA MACIZO MULTIACERROJADO C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x
 345mm
 05119270 05119270C 05119270B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 270 MM DE LARGO
 05119285 05119285C 05119285B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 285 MM DE LARGO
 05119300 05119300C 05119300B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 300 MM DE LARGO
 05119315 05119315C 05119315B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 315 MM DE LARGO
 05119330 05119330C 05119330B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 330 MM DE LARGO
 05119345 05119345C 05119345B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 345 MM DE LARGO
 05119360 05119360C 05119360B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 360 MM DE LARGO
 05119380 05119380C 05119380B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 10 Y 380 MM DE LARGO
 05219270 05219270C 05219270B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 270 MM DE LARGO
 05219285 05219285C 05219285B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 285 MM DE LARGO
 05219300 05219300C 05219300B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 300 MM DE LARGO
 05219315 05219315C 05219315B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 315 MM DE LARGO
 05219330 05219330C 05219330B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 330 MM DE LARGO
 05219345 05219345C 05219345B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 345 MM DE LARGO
 05219360 05219360C 05219360B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 360 MM DE LARGO
 05219380 05219380C 05219380B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 11 Y 380 MM DE LARGO
 05319270 05319270C 05319270B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 270 MM DE LARGO
 05319285 05319285C 05319285B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 285 MM DE LARGO
 05319300 05319300C 05319300B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 300 MM DE LARGO
 05319315 05319315C 05319315B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 315 MM DE LARGO
 05319330 05319330C 05319330B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 330 MM DE LARGO

05319345 05319345C 05319345B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 345 MM DE LARGO
05319360 05319360C 05319360B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 360 MM DE LARGO
05319380 05319380C 05319380B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 12 Y 380 MM DE LARGO
04919270 04919270C 04919270B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 270 MM DE LARGO
04919285 04919285C 04919285B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 285 MM DE LARGO
04919300 04919300C 04919300B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 300 MM DE LARGO
04919315 04919315C 04919315B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 315 MM DE LARGO
04919330 04919330C 04919330B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 330 MM DE LARGO
04919345 04919345C 04919345B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 345 MM DE LARGO
04919360 04919360C 04919360B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 360 MM DE LARGO
04919380 04919380C 04919380B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 8 Y 380 MM DE LARGO
05019270 05019270C 05019270B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 270 MM DE LARGO
05019285 05019285C 05019285B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 285 MM DE LARGO
05019300 05019300C 05019300B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 300 MM DE LARGO
05019315 05019315C 05019315B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 315 MM DE LARGO
05019330 05019330C 05019330B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 330 MM DE LARGO
05019345 05019345C 05019345B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 345 MM DE LARGO
05019360 05019360C 05019360B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 360 MM DE LARGO
05019380 05019380C 05019380B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. GENTA. Ø 9 Y 380 MM DE LARGO
79319195 79319195C 79319195B CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES C/ ATB. GENTA. Ø
10 X 195mm de Largo
79419195 79419195C 79419195B CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES C/ ATB. GENTA. Ø
11 x 195mm de Largo
79519195 79519195C 79519195B CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES C/ ATB. GENTA. Ø
12 x 195mm de Largo
59519200 59519200C 59519200B CLAVO TIPO GAMMA CORTO C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 200 mm DE
LARGO
59519240 59519240C 59519240B CLAVO TIPO GAMMA CORTO C/ ATB. GENTA. Ø 10 X 240 mm DE
LARGO
59619200 59619200C 59619200B CLAVO TIPO GAMMA CORTO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 200 mm DE
LARGO
59619240 59619240C 59619240B CLAVO TIPO GAMMA CORTO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 240 mm DE
LARGO
59719360 59719360C 59719360B CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 360
mm DE LARGO
59719380 59719380C 59719380B CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 380
mm DE LARGO
59719400 59719400C 59719400B CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 400
mm DE LARGO
59719420 59719420C 59719420B CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 420
mm DE LARGO
59819360 59819360C 59819360B CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X
360 mm DE LARGO
59819380 59819380C 59819380B CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X
380 mm DE LARGO
59819400 59819400C 59819400B CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X

400 mm DE LARGO

59819420 59819420C 59819420B CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 420 mm DE LARGO

75419670 75419670C 75419670B CLAVO TIPO GAMMA LARGO RECTO C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 670 mm de Largo

77619200 77619200C 77619200B CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 200mm de Largo

77619240 77619240C 77619240B CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 240 mm de Largo

77719200 77719200C 77719200B CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 200mm de Largo

77719240 77719240C 77719240B CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 240mm de Largo

76219300 76219300C 76219300B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11 X 300mm de Largo

76219330 76219330C 76219330B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 330mm de Largo

76219360 76219360C 76219360B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 360mm de Largo

76219390 76219390C 76219390B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 390mm de Largo

76219420 76219420C 76219420B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 420mm de Largo

76319300 76319300C 76319300B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 300mm de Largo

76319330 76319330C 76319330B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 330mm de Largo

76319360 76319360C 76319360B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 360mm de Largo

76319390 76319390C 76319390B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 390mm de Largo

76319420 76319420C 76319420B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 420mm de Largo

60019001 60019001C 60019001B PORNILLO PRISIONERO LARGO P/CLAVO TIPO GAMMA

71119001 71119001C 71119001B PRISIONERO EXTERNO PARA CLAVO GAMMA 001

71019001 71019001C 71019001B PRISIONERO INTERNO PARA CLAVO GAMMA 001

71019019 71019019C 71019019B PRISIONERO INTERNO PARA CLAVO GAMMA - MDT

57319019 57319019C 57319019B TAPON PARA CLAVO DE FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 9 X 19 mm DE LARGO

36619011 36619011C 36619011B TAPON PARA CLAVO DE HUMERO C/ ATB. GENTA. Ø 6 PASO 1mm

56219019 56219019C 56219019B TAPON PARA CLAVO DE TIBIA C/ ATB. GENTA. Ø 9 X 19 mm DE LARGO

33819008 33819008C 33819008B TAPON PARA CLAVO DE TIBIA O FEMUR C/ ATB. GENTA. Ø 8 PASO 1mm

85319005 85319005C 85319005B TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 5mm de Largo

84919540 84919540C 84919540B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 11.5 X 540mm de LARGO
 84919580 84919580C 84919580B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 11.5 X 580mm de LARGO
 84919620 84919620C 84919620B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 11.5 X 620mm de LARGO
 84919640 84919640C 84919640B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 11.5 X 640mm de LARGO
 84919700 84919700C 84919700B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 11.5 X 700mm de LARGO
 84919740 84919740C 84919740B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 11.5 X 740mm de LARGO
 84919780 84919780C 84919780B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 11.5 X 780mm de LARGO
 85019540 85019540C 85019540B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 540mm de LARGO
 85019580 85019580C 85019580B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 580mm de LARGO
 85019620 85019620C 85019620B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 620mm de LARGO
 85019640 85019640C 85019640B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 640mm de LARGO
 85019700 85019700C 85019700B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 700mm de LARGO
 85019740 85019740C 85019740B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 740mm de LARGO
 85019780 85019780C 85019780B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 780mm de LARGO
 85119540 85119540C 85119540B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. GENTA. Ø 11,5 X 540MM DE LARGO
 85119580 85119580C 85119580B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. GENTA. Ø 11,5 X 580MM DE LARGO
 85119620 85119620C 85119620B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. GENTA. Ø 11,5 X 620MM DE LARGO
 85119640 85119640C 85119640B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. GENTA. Ø 11,5 X 640MM DE LARGO
 85119700 85119700C 85119700B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. GENTA. Ø 11,5 X 700MM DE LARGO
 85119740 85119740C 85119740B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. GENTA. Ø 11,5 X 740MM DE LARGO
 85119780 85119780C 85119780B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. GENTA. Ø 11,5 X 780MM DE LARGO
 85219540 85219540C 85219540B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 540mm de LARGO
 85219580 85219580C 85219580B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 580mm de LARGO

85219620 85219620C 85219620B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 620mm de LARGO

85219640 85219640C 85219640B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 640mm de LARGO

85219700 85219700C 85219700B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 700mm de LARGO

85219740 85219740C 85219740B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 740mm de LARGO

85219780 85219780C 85219780B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 13 X 780mm de LARGO

85519150 85519150C 85519150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 150mm de Largo

85519200 85519200C 85519200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 200mm de Largo

85519300 85519300C 85519300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 300mm de Largo

85619150 85619150C 85619150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 150mm de Largo

85619200 85619200C 85619200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 200mm de Largo

85619300 85619300C 85619300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 300mm de Largo

85719150 85719150C 85719150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 150mm de Largo

85719200 85719200C 85719200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 200mm de Largo

85719300 85719300C 85719300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 300mm de Largo

85819150 85819150C 85819150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 150mm de Largo

85819200 85819200C 85819200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 200mm de Largo

85819300 85819300C 85819300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 300mm de Largo

85919150 85919150C 85919150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 150mm de Largo

85919200 85919200C 85919200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 200mm de Largo

85919300 85919300C 85919300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 300mm de Largo

86019150 86019150C 86019150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 150mm de Largo

86019200 86019200C 86019200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 200mm de Largo

86019300 86019300C 86019300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 300mm de Largo

86419160 86419160C 86419160B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 160mm
de Largo

86419180 86419180C 86419180B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 180mm
de Largo

86419200 86419200C 86419200B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 200mm
de Largo

86419220 86419220C 86419220B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 220mm
de Largo

86419240 86419240C 86419240B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 240mm
de Largo

86419260 86419260C 86419260B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 260mm
de Largo

86419280 86419280C 86419280B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 280mm
de Largo

86419300 86419300C 86419300B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 300mm
de Largo

86419320 86419320C 86419320B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 320mm
de Largo

86419340 86419340C 86419340B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 340mm
de Largo

86419360 86419360C 86419360B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 360mm
de Largo

86419380 86419380C 86419380B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 380mm
de Largo

86419400 86419400C 86419400B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 400mm
de Largo

86419420 86419420C 86419420B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 420mm
de Largo

86419440 86419440C 86419440B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 440mm
de Largo

86419460 86419460C 86419460B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 460mm
de Largo

86419480 86419480C 86419480B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 10mm x 480mm
de Largo

86519160 86519160C 86519160B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 160mm
de Largo

86519180 86519180C 86519180B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 180mm
de Largo

86519200 86519200C 86519200B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 200mm
de Largo

86519220 86519220C 86519220B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 220mm
de Largo

86519240 86519240C 86519240B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 240mm
de Largo

86519260 86519260C 86519260B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 260mm
de Largo

86519280 86519280C 86519280B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 280mm
de Largo

86519300 86519300C 86519300B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 300mm
de Largo

86519320 86519320C 86519320B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 320mm
de Largo

86519340 86519340C 86519340B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 340mm
de Largo

86519360 86519360C 86519360B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 360mm
de Largo

86519380 86519380C 86519380B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 380mm
de Largo

86519400 86519400C 86519400B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 400mm
de Largo

86519420 86519420C 86519420B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 420mm
de Largo

86519440 86519440C 86519440B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 440mm
de Largo

86519460 86519460C 86519460B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 460mm
de Largo

86519480 86519480C 86519480B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 11mm x 480mm
de Largo

86619160 86619160C 86619160B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 160mm
de Largo

86619180 86619180C 86619180B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 180mm
de Largo

86619200 86619200C 86619200B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 200mm
de Largo

86619220 86619220C 86619220B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 220mm
de Largo

86619240 86619240C 86619240B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 240mm
de Largo

86619260 86619260C 86619260B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 260mm
de Largo

86619280 86619280C 86619280B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 280mm
de Largo

86619300 86619300C 86619300B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 300mm
de Largo

86619320 86619320C 86619320B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 320mm
de Largo

86619340 86619340C 86619340B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 340mm
de Largo

86619360 86619360C 86619360B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 360mm
de Largo

86619380 86619380C 86619380B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 380mm
de Largo

86619400 86619400C 86619400B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 400mm
de Largo

86619420 86619420C 86619420B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 420mm
de Largo

86619440 86619440C 86619440B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 440mm
de Largo

86619460 86619460C 86619460B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 460mm
de Largo

86619480 86619480C 86619480B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 12mm x 480mm
de Largo

86719160 86719160C 86719160B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 160mm
de Largo

86719180 86719180C 86719180B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 180mm
de Largo

86719200 86719200C 86719200B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 200mm
de Largo

86719220 86719220C 86719220B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 220mm
de Largo

86719240 86719240C 86719240B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 240mm
de Largo

86719260 86719260C 86719260B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 260mm
de Largo

86719280 86719280C 86719280B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 280mm
de Largo

86719300 86719300C 86719300B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 300mm
de Largo

86719320 86719320C 86719320B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 320mm
de Largo

86719340 86719340C 86719340B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 340mm
de Largo

86719360 86719360C 86719360B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 360mm
de Largo

86719380 86719380C 86719380B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 380mm
de Largo

86719400 86719400C 86719400B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 400mm
de Largo

86719420 86719420C 86719420B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 420mm
de Largo

86719440 86719440C 86719440B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 440mm
de Largo

86719460 86719460C 86719460B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 460mm
de Largo

86719480 86719480C 86719480B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 13mm x 480mm
de Largo

86819140 86819140C 86819140B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 140mm
de Largo

86819160 86819160C 86819160B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 160mm
de Largo

86819180 86819180C 86819180B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 180mm
de Largo

86819190 86819190C 86819190B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 190mm
de Largo

86819200 86819200C 86819200B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 200mm
de Largo

86819210 86819210C 86819210B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 210mm
de Largo

86819220 86819220C 86819220B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 220mm
de Largo

86819230 86819230C 86819230B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 230mm
de Largo

86819240 86819240C 86819240B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 240mm
de Largo

86819250 86819250C 86819250B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 250mm
de Largo

86819260 86819260C 86819260B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 260mm
de Largo

86819280 86819280C 86819280B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 280mm
de Largo

86819290 86819290C 86819290B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 290mm
de Largo

86819300 86819300C 86819300B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 300mm
de Largo

86819310 86819310C 86819310B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 310mm
de Largo

86819320 86819320C 86819320B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 7mm x 320mm
de Largo

86919140 86919140C 86919140B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 140mm
de Largo

86919160 86919160C 86919160B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 160mm
de Largo

86919180 86919180C 86919180B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 180mm
de Largo

86919190 86919190C 86919190B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 190mm
de Largo

86919200 86919200C 86919200B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 200mm
de Largo

86919210 86919210C 86919210B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 210mm
de Largo

86919220 86919220C 86919220B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 220mm
de Largo

86919230 86919230C 86919230B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 230mm
de Largo

86919240 86919240C 86919240B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 240mm
de Largo

86919250 86919250C 86919250B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 250mm
de Largo

86919260 86919260C 86919260B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 260mm
de Largo

86919280 86919280C 86919280B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 280mm
de Largo

86919290 86919290C 86919290B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 290mm
de Largo

86919300 86919300C 86919300B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 300mm
de Largo

86919310 86919310C 86919310B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 310mm
de Largo

86919320 86919320C 86919320B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 8mm x 320mm
de Largo

87019140 87019140C 87019140B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 140mm
de Largo

87019160 87019160C 87019160B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 160mm
de Largo

87019180 87019180C 87019180B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 180mm
de Largo

87019190 87019190C 87019190B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 190mm
de Largo

87019200 87019200C 87019200B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 200mm
de Largo

87019210 87019210C 87019210B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 210mm
de Largo

87019220 87019220C 87019220B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 220mm
de Largo

87019230 87019230C 87019230B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 230mm
de Largo

87019240 87019240C 87019240B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 240mm
de Largo

87019250 87019250C 87019250B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 250mm
de Largo

87019260 87019260C 87019260B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 260mm
de Largo

87019280 87019280C 87019280B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 280mm
de Largo

87019290 87019290C 87019290B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 290mm
de Largo

87019300 87019300C 87019300B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 300mm
de Largo

87019310 87019310C 87019310B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 310mm
de Largo

87019320 87019320C 87019320B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. GENTA. Ø 9mm x 320mm
de Largo

116219320 116219320C 116219320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 8 x 320 MM

116219340 116219340C 116219340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 8 x 340 MM

116219360 116219360C 116219360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 8 x 360 MM

116219380 116219380C 116219380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 8 x 380 MM

116219400 116219400C 116219400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 8 x 400 MM

116219420 116219420C 116219420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 8 x 420 MM

116219440 116219440C 116219440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 8 x 440 MM

116219460 116219460C 116219460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 8 x 460 MM

116219480 116219480C 116219480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 8 x 480 MM

115219320 115219320C 115219320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 9 x 320 MM

115219340 115219340C 115219340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 9 x 340 MM

115219360 115219360C 115219360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 9 x 360 MM

115219380 115219380C 115219380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 9 x 380 MM

115219400 115219400C 115219400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 9 x 400 MM

115219420 115219420C 115219420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 9 x 420 MM

115219440 115219440C 115219440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 9 x 440 MM

115219460 115219460C 115219460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 9 x 460 MM

115219480 115219480C 115219480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 9 x 480 MM

115319320 115319320C 115319320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 10 x 320 MM

115319340 115319340C 115319340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 10 x 340 MM

115319360 115319360C 115319360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 10 x 360 MM

115319380 115319380C 115319380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 10 x 380 MM

115319400 115319400C 115319400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 10 x 400 MM

115319420 115319420C 115319420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 10 x 420 MM

115319440 115319440C 115319440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 10 x 440 MM

115319460 115319460C 115319460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 10 x 460 MM

115319480 115319480C 115319480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 10 x 480 MM

115419320 115419320C 115419320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 11 x 320 MM

115419340 115419340C 115419340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 11 x 340 MM

115419360 115419360C 115419360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 11 x 360 MM

115419380 115419380C 115419380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 11 x 380 MM

115419400 115419400C 115419400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 11 x 400 MM

115419420 115419420C 115419420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 11 x 420 MM

115419440 115419440C 115419440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 11 x 440 MM

115419460 115419460C 115419460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 11 x 460 MM

115419480 115419480C 115419480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 11 x 480 MM

115519320 115519320C 115519320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 12 x 320 MM

115519340 115519340C 115519340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 12 x 340 MM

115519360 115519360C 115519360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 12 x 360 MM

115519380 115519380C 115519380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 12 x 380 MM

115519400 115519400C 115519400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 12 x 400 MM

115519420 115519420C 115519420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 12 x 420 MM

115519440 115519440C 115519440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 12 x 440 MM

115519460 115519460C 115519460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 12 x 460 MM

115519480 115519480C 115519480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 12 x 480 MM

115619320 115619320C 115619320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 13 x 320 MM

115619340 115619340C 115619340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 13 x 340 MM

115619360 115619360C 115619360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 13 x 360 MM

115619380 115619380C 115619380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 13 x 380 MM

115619400 115619400C 115619400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 13 x 400 MM

115619420 115619420C 115619420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 13 x 420 MM

115619440 115619440C 115619440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 13 x 440 MM

115619460 115619460C 115619460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 13 x 460 MM

115619480 115619480C 115619480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 13 x 480 MM

116319320 116319320C 116319320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 14 x 320 MM

116319340 116319340C 116319340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 14 x 340 MM

116319360 116319360C 116319360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 14 x 360 MM

116319380 116319380C 116319380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 14 x 380 MM

116319400 116319400C 116319400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 14 x 400 MM

116319420 116319420C 116319420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 14 x 420 MM

116319440 116319440C 116319440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 14 x 440 MM

116319460 116319460C 116319460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 14 x 460 MM

116319480 116319480C 116319480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 14 x 480 MM

116419320 116419320C 116419320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 15 x 320 MM

116419340 116419340C 116419340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 15 x 340 MM

116419360 116419360C 116419360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 15 x 360 MM

116419380 116419380C 116419380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 15 x 380 MM

116419400 116419400C 116419400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 15 x 400 MM

116419420 116419420C 116419420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 15 x 420 MM

116419440 116419440C 116419440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 15 x 440 MM

116419460 116419460C 116419460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 15 x 460 MM

116419480 116419480C 116419480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. GENTA. Ø 15 x 480 MM

116519320 116519320C 116519320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 320 MM

116519340 116519340C 116519340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 340 MM

116519360 116519360C 116519360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 360 MM

116519380 116519380C 116519380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 380 MM

116519400 116519400C 116519400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 400 MM

116519420 116519420C 116519420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 420 MM

116519440 116519440C 116519440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 440 MM

116519460 116519460C 116519460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 460 MM

116519480 116519480C 116519480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 480 MM

115719320 115719320C 115719320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 320 MM

115719340 115719340C 115719340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 340 MM

115719360 115719360C 115719360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 360 MM

115719380 115719380C 115719380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 380 MM

115719400 115719400C 115719400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 400 MM

115719420 115719420C 115719420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 420 MM

115719440 115719440C 115719440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 440 MM

115719460 115719460C 115719460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 460 MM

115719480 115719480C 115719480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 480 MM

115819320 115819320C 115819320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 320 MM

115819340 115819340C 115819340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 340 MM

115819360 115819360C 115819360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 360 MM

115819380 115819380C 115819380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 380 MM

115819400 115819400C 115819400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 400 MM

115819420 115819420C 115819420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 420 MM

115819440 115819440C 115819440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 440 MM

115819460 115819460C 115819460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 460 MM

115819480 115819480C 115819480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 480 MM

115919320 115919320C 115919320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 320 MM

115919340 115919340C 115919340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 340 MM

115919360 115919360C 115919360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 360 MM

115919380 115919380C 115919380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 380 MM

115919400 115919400C 115919400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 400 MM

115919420 115919420C 115919420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 420 MM

115919440 115919440C 115919440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 440 MM

115919460 115919460C 115919460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 460 MM

115919480 115919480C 115919480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 480 MM

116019320 116019320C 116019320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 320 MM

116019340 116019340C 116019340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 340 MM

116019360 116019360C 116019360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 360 MM

116019380 116019380C 116019380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 380 MM

116019400 116019400C 116019400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 400 MM

116019420 116019420C 116019420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 420 MM

116019440 116019440C 116019440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 440 MM

116019460 116019460C 116019460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 460 MM

116019480 116019480C 116019480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 480 MM

116119320 116119320C 116119320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 320 MM

116119340 116119340C 116119340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 340 MM

116119360 116119360C 116119360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 360 MM

116119380 116119380C 116119380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 380 MM

116119400 116119400C 116119400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 400 MM

116119420 116119420C 116119420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 420 MM

116119440 116119440C 116119440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 440 MM

116119460 116119460C 116119460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 460 MM

116119480 116119480C 116119480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 480 MM

116619320 116619320C 116619320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 320 MM

116619340 116619340C 116619340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 340 MM

116619360 116619360C 116619360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 360 MM

116619380 116619380C 116619380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 380 MM

116619400 116619400C 116619400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 400 MM

116619420 116619420C 116619420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 420 MM

116619440 116619440C 116619440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 440 MM

116619460 116619460C 116619460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 460 MM

116619480 116619480C 116619480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 480 MM

116719320 116719320C 116719320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 15 x 320 MM

116719340 116719340C 116719340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. GENTA. Ø 15 x 340 MM

116719360 116719360C 116719360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 15 x 360 MM

116719380 116719380C 116719380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 15 x 380 MM

116719400 116719400C 116719400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 15 x 400 MM

116719420 116719420C 116719420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 15 x 420 MM

116719440 116719440C 116719440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 15 x 440 MM

116719460 116719460C 116719460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 15 x 460 MM

116719480 116719480C 116719480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 15 x 480 MM

118119240 118119240C 118119240B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 240 MM

118219240 118219240C 118219240B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 240 MM

116819160 116819160C 116819160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 160 MM

116819170 116819170C 116819170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 170 MM

116819180 116819180C 116819180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 180 MM

116819190 116819190C 116819190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 190 MM

116819200 116819200C 116819200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 200 MM

116819210 116819210C 116819210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 210 MM

116819220 116819220C 116819220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 220 MM

116819230 116819230C 116819230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 230 MM

116819240 116819240C 116819240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 240 MM

116819250 116819250C 116819250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 250 MM

116819260 116819260C 116819260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 260 MM

116819270 116819270C 116819270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 270 MM

116819280 116819280C 116819280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 280 MM

116819290 116819290C 116819290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 290 MM

116819300 116819300C 116819300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 300 MM

116819310 116819310C 116819310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 310 MM

116819320 116819320C 116819320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 320 MM

116819330 116819330C 116819330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 330 MM

116819340 116819340C 116819340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 340 MM

116819350 116819350C 116819350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 350 MM

116819360 116819360C 116819360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 360 MM

116819370 116819370C 116819370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 370 MM

116819380 116819380C 116819380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 8,4 x 380 MM

116919160 116919160C 116919160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 160 MM

116919170 116919170C 116919170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 170 MM

116919180 116919180C 116919180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 180 MM

116919190 116919190C 116919190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 190 MM

116919200 116919200C 116919200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 200 MM

116919210 116919210C 116919210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 210 MM

116919220 116919220C 116919220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 220 MM

116919230 116919230C 116919230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 230 MM

116919240 116919240C 116919240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 240 MM

116919250 116919250C 116919250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 250 MM

116919260 116919260C 116919260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 260 MM

116919270 116919270C 116919270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 270 MM

116919280 116919280C 116919280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 280 MM

116919290 116919290C 116919290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 290 MM

116919300 116919300C 116919300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 300 MM

116919310 116919310C 116919310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 310 MM

116919320 116919320C 116919320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 320 MM

116919330 116919330C 116919330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 330 MM

116919340 116919340C 116919340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 340 MM

116919350 116919350C 116919350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 350 MM

116919360 116919360C 116919360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 360 MM

116919370 116919370C 116919370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 370 MM

116919380 116919380C 116919380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 380 MM

117019160 117019160C 117019160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 160 MM

117019170 117019170C 117019170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 170 MM

117019180 117019180C 117019180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 180 MM

MM

117019190 117019190C 117019190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 190

MM

117019200 117019200C 117019200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 200

MM

117019210 117019210C 117019210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 210

MM

117019220 117019220C 117019220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 220

MM

117019230 117019230C 117019230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 230

MM

117019240 117019240C 117019240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 240

MM

117019250 117019250C 117019250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 250

MM

117019260 117019260C 117019260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 260

MM

117019270 117019270C 117019270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 270

MM

117019280 117019280C 117019280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 280

MM

117019290 117019290C 117019290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 290

MM

117019300 117019300C 117019300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 300

MM

117019310 117019310C 117019310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 310

MM

117019320 117019320C 117019320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 320

MM

117019330 117019330C 117019330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 330

MM

117019340 117019340C 117019340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 340

MM

117019350 117019350C 117019350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 350

MM

117019360 117019360C 117019360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 360

MM

117019370 117019370C 117019370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 370

MM

117019380 117019380C 117019380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 10 x 380

MM

117119160 117119160C 117119160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 160

MM

117119170 117119170C 117119170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 170

MM

117119180 117119180C 117119180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 180

MM

117119190 117119190C 117119190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 190

MM

117119200 117119200C 117119200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 200

MM

117119210 117119210C 117119210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 210

MM

117119220 117119220C 117119220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 220

MM

117119230 117119230C 117119230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 230

MM

117119240 117119240C 117119240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 240

MM

117119250 117119250C 117119250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 250

MM

117119260 117119260C 117119260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 260

MM

117119270 117119270C 117119270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 270

MM

117119280 117119280C 117119280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 280

MM

117119290 117119290C 117119290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 290

MM

117119300 117119300C 117119300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 300

MM

117119310 117119310C 117119310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 310

MM

117119320 117119320C 117119320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 320

MM

117119330 117119330C 117119330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 330

MM

117119340 117119340C 117119340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 340

MM

117119350 117119350C 117119350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 350

MM

117119360 117119360C 117119360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 360

MM

117119370 117119370C 117119370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 370

MM

117119380 117119380C 117119380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 11 x 380

MM

117219160 117219160C 117219160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 160

MM

117219170 117219170C 117219170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 170

MM

117219180 117219180C 117219180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 180

MM

117219190 117219190C 117219190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 190

MM

117219200 117219200C 117219200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 200

MM

117219210 117219210C 117219210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 210

MM

117219220 117219220C 117219220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 220

MM

117219230 117219230C 117219230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 230

MM

117219240 117219240C 117219240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 240

MM

117219250 117219250C 117219250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 250

MM

117219260 117219260C 117219260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 260

MM

117219270 117219270C 117219270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 270

MM

117219280 117219280C 117219280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 280

MM

117219290 117219290C 117219290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 290

MM

117219300 117219300C 117219300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 300

MM

117219310 117219310C 117219310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 310

MM

117219320 117219320C 117219320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 320

MM

117219330 117219330C 117219330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 330

MM

117219340 117219340C 117219340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 340

MM

117219350 117219350C 117219350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 350

MM

117219360 117219360C 117219360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 360

MM

117219370 117219370C 117219370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 370

MM

117219380 117219380C 117219380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 12 x 380

MM

117319160 117319160C 117319160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 160

MM

117319170 117319170C 117319170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 170

MM

117319180 117319180C 117319180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 180

MM

117319190 117319190C 117319190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 190

MM

117319200 117319200C 117319200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 200

MM

117319210 117319210C 117319210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 210

MM

117319220 117319220C 117319220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 220

MM

117319230 117319230C 117319230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 230

MM

117319240 117319240C 117319240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 240

MM

117319250 117319250C 117319250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 250

MM

117319260 117319260C 117319260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 260

MM

117319270 117319270C 117319270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 270

MM

117319280 117319280C 117319280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 280

MM

117319290 117319290C 117319290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 290

MM

117319300 117319300C 117319300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 300

MM

117319310 117319310C 117319310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 310

MM

117319320 117319320C 117319320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 320

MM

117319330 117319330C 117319330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 330

MM

117319340 117319340C 117319340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 340

MM

117319350 117319350C 117319350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 350

MM

117319360 117319360C 117319360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 360

MM

117319370 117319370C 117319370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 370

MM

117319380 117319380C 117319380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 13 x 380

MM

117419160 117419160C 117419160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 160

MM

117419170 117419170C 117419170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 170

MM

117419180 117419180C 117419180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 180

MM

117419190 117419190C 117419190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 190

MM

117419200 117419200C 117419200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 200

MM

117419210 117419210C 117419210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 210

MM

117419220 117419220C 117419220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 220

MM

117419230 117419230C 117419230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 230

MM

117419240 117419240C 117419240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 240

MM

117419250 117419250C 117419250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 250

MM

117419260 117419260C 117419260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 260

MM

117419270 117419270C 117419270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 270

MM

117419280 117419280C 117419280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 280

MM

117419290 117419290C 117419290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 290

MM

117419300 117419300C 117419300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 300

MM

117419310 117419310C 117419310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 310

MM

117419320 117419320C 117419320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 320

MM

117419330 117419330C 117419330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 330

MM

117419340 117419340C 117419340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 340

MM

117419350 117419350C 117419350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 350

MM

117419360 117419360C 117419360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 360

MM

117419370 117419370C 117419370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 370

MM

117419380 117419380C 117419380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. GENTA. Ø 14 x 380

MM

123119110 123119110C 123119110B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 110 MM

123119120 123119120C 123119120B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 120 MM

123119130 123119130C 123119130B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 130 MM

123119140 123119140C 123119140B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 140 MM

123119150 123119150C 123119150B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 150 MM

123119160 123119160C 123119160B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 160 MM
123219110 123219110C 123219110B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 110 MM
123219120 123219120C 123219120B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 120 MM
123219130 123219130C 123219130B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 130 MM
123219140 123219140C 123219140B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 140 MM
123219150 123219150C 123219150B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 150 MM
123219160 123219160C 123219160B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 160 MM
123319110 123319110C 123319110B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 110 MM
123319120 123319120C 123319120B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 120 MM
123319130 123319130C 123319130B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 130 MM
123319140 123319140C 123319140B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 140 MM
123319150 123319150C 123319150B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 150 MM
123319160 123319160C 123319160B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 7 x 160 MM
123419110 123419110C 123419110B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 110 MM
123419120 123419120C 123419120B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 120 MM
123419130 123419130C 123419130B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 130 MM
123419140 123419140C 123419140B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 140 MM
123419150 123419150C 123419150B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 150 MM
123419160 123419160C 123419160B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 8 x 160 MM
123519110 123519110C 123519110B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 110 MM
123519120 123519120C 123519120B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 120 MM
123519130 123519130C 123519130B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 130 MM
123519140 123519140C 123519140B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 140 MM
123519150 123519150C 123519150B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 150 MM
123519160 123519160C 123519160B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 160 MM
123619110 123619110C 123619110B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 110 MM
123619120 123619120C 123619120B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 120 MM
123619130 123619130C 123619130B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 130 MM
123619140 123619140C 123619140B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 140 MM
123619150 123619150C 123619150B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 150 MM
123619160 123619160C 123619160B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. GENTA. Ø 9 x 160 MM
127519130 127519130C 127519130B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 3.00 MM x
130MM
127519180 127519180C 127519180B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 3.00 MM x
180MM
127519230 127519230C 127519230B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 3.00 MM x
230MM
127619130 127619130C 127619130B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 3.00 MM x
130MM
127619180 127619180C 127619180B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 3.00 MM x
180MM
127619230 127619230C 127619230B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 3.00 MM x
230MM
127719130 127719130C 127719130B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 4.00 MM x
130MM
127719180 127719180C 127719180B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 4.00 MM x

180MM

127719230 127719230C 127719230B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. GENTA. Ø 4.00 MM x 230MM

127819130 127819130C 127819130B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 4.00 MM x 130MM

127819180 127819180C 127819180B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 4.00 MM x 180MM

127819230 127819230C 127819230B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. GENTA. Ø 4.00 MM x 230MM

61620320 61620320C 61620320B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 320 mm

61620325 61620325C 61620325B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 325 mm

61620330 61620330C 61620330B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 330 mm

61620335 61620335C 61620335B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 335 mm

61620340 61620340C 61620340B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 340 mm

61620345 61620345C 61620345B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 345 mm

61620350 61620350C 61620350B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 350 mm

61620355 61620355C 61620355B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 355 mm

61620360 61620360C 61620360B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 360 mm

61620365 61620365C 61620365B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 365 mm

61620370 61620370C 61620370B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 370 mm

61620375 61620375C 61620375B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 375 mm

61620380 61620380C 61620380B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 380 mm

61620385 61620385C 61620385B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 385 mm

61620390 61620390C 61620390B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 390 mm

61620395 61620395C 61620395B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 395 mm

61620400 61620400C 61620400B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 400 mm

61620405 61620405C 61620405B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 405 mm

61620410 61620410C 61620410B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 410 mm

61620415 61620415C 61620415B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 415 mm

61620420 61620420C 61620420B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 420 mm

61620425 61620425C 61620425B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 425 mm

61620430 61620430C 61620430B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 430 mm

61620435 61620435C 61620435B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 435 mm

61620440 61620440C 61620440B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 440 mm

61620445 61620445C 61620445B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 445 mm

61620450 61620450C 61620450B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 450 mm

61620455 61620455C 61620455B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 455 mm

61620460 61620460C 61620460B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 460 mm

61620465 61620465C 61620465B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 465 mm

61620470 61620470C 61620470B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 470 mm

61620475 61620475C 61620475B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 475 mm

61620480 61620480C 61620480B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 480 mm

61720320 61720320C 61720320B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 320 mm

61720325 61720325C 61720325B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 325 mm

61720330 61720330C 61720330B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 330 mm

61720335 61720335C 61720335B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 335 mm

61720340 61720340C 61720340B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 340 mm
61720345 61720345C 61720345B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 345 mm
61720350 61720350C 61720350B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 350 mm
61720355 61720355C 61720355B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 355 mm
61720360 61720360C 61720360B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 360 mm
61720365 61720365C 61720365B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 365 mm
61720370 61720370C 61720370B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 370 mm
61720375 61720375C 61720375B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 375 mm
61720380 61720380C 61720380B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 380 mm
61720385 61720385C 61720385B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 385 mm
61720390 61720390C 61720390B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 390 mm
61720395 61720395C 61720395B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 395 mm
61720400 61720400C 61720400B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 400 mm
61720405 61720405C 61720405B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 405 mm
61720410 61720410C 61720410B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 410 mm
61720415 61720415C 61720415B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 415 mm
61720420 61720420C 61720420B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 420 mm
61720425 61720425C 61720425B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 425 mm
61720430 61720430C 61720430B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 430 mm
61720435 61720435C 61720435B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 435 mm
61720440 61720440C 61720440B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 440 mm
61720445 61720445C 61720445B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 445 mm
61720450 61720450C 61720450B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 450 mm
61720455 61720455C 61720455B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 455 mm
61720460 61720460C 61720460B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 460 mm
61720465 61720465C 61720465B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 465 mm
61720470 61720470C 61720470B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 470 mm
61720475 61720475C 61720475B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 475 mm
61720480 61720480C 61720480B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 480 mm
61820320 61820320C 61820320B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 320 mm
61820325 61820325C 61820325B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 325 mm
61820330 61820330C 61820330B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 330 mm
61820335 61820335C 61820335B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 335 mm
61820340 61820340C 61820340B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 340 mm
61820345 61820345C 61820345B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 345 mm
61820350 61820350C 61820350B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 350 mm
61820355 61820355C 61820355B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 355 mm
61820360 61820360C 61820360B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 360 mm
61820365 61820365C 61820365B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 365 mm
61820370 61820370C 61820370B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 370 mm
61820375 61820375C 61820375B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 375 mm
61820380 61820380C 61820380B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 380 mm
61820385 61820385C 61820385B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 385 mm
61820390 61820390C 61820390B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 390 mm
61820395 61820395C 61820395B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 395 mm
61820400 61820400C 61820400B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 400 mm

61820405 61820405C 61820405B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 405 mm
61820410 61820410C 61820410B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 410 mm
61820415 61820415C 61820415B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 415 mm
61820420 61820420C 61820420B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 420 mm
61820425 61820425C 61820425B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 425 mm
61820430 61820430C 61820430B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 430 mm
61820435 61820435C 61820435B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 435 mm
61820440 61820440C 61820440B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 440 mm
61820445 61820445C 61820445B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 445 mm
61820450 61820450C 61820450B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 450 mm
61820455 61820455C 61820455B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 455 mm
61820460 61820460C 61820460B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 460 mm
61820465 61820465C 61820465B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 465 mm
61820470 61820470C 61820470B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 470 mm
61820475 61820475C 61820475B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 475 mm
61820480 61820480C 61820480B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 480 mm
61920320 61920320C 61920320B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 320 mm
61920325 61920325C 61920325B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 325 mm
61920330 61920330C 61920330B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 330 mm
61920335 61920335C 61920335B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 335 mm
61920340 61920340C 61920340B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 340 mm
61920345 61920345C 61920345B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 345 mm
61920350 61920350C 61920350B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 350 mm
61920360 61920360C 61920360B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 360 mm
61920365 61920365C 61920365B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 365 mm
61920370 61920370C 61920370B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 370 mm
61920375 61920375C 61920375B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 375 mm
61920380 61920380C 61920380B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 380 mm
61920385 61920385C 61920385B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 385 mm
61920390 61920390C 61920390B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 390 mm
61920395 61920395C 61920395B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 395 mm
61920400 61920400C 61920400B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 400 mm
61920405 61920405C 61920405B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 405 mm
61920410 61920410C 61920410B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 410 mm
61920415 61920415C 61920415B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 415 mm
61920420 61920420C 61920420B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 420 mm
61920425 61920425C 61920425B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 425 mm
61920430 61920430C 61920430B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 430 mm
61920435 61920435C 61920435B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 435 mm
61920440 61920440C 61920440B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 440 mm
61920445 61920445C 61920445B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 445 mm
61920450 61920450C 61920450B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 450 mm
61920455 61920455C 61920455B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 455 mm
61920460 61920460C 61920460B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 460 mm
61920465 61920465C 61920465B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 465 mm
61920470 61920470C 61920470B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 470 mm

61920475 61920475C 61920475B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 475 mm
61920480 61920480C 61920480B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 480 mm
62020320 62020320C 62020320B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 320 mm
62020325 62020325C 62020325B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 325 mm
62020330 62020330C 62020330B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 330 mm
62020335 62020335C 62020335B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 335 mm
62020340 62020340C 62020340B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 340 mm
62020345 62020345C 62020345B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 345 mm
62020350 62020350C 62020350B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 350 mm
62020355 62020355C 62020355B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 355 mm
62020360 62020360C 62020360B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 360 mm
62020365 62020365C 62020365B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 365 mm
62020370 62020370C 62020370B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 370 mm
62020375 62020375C 62020375B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 375 mm
62020380 62020380C 62020380B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 380 mm
62020385 62020385C 62020385B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 385 mm
62020390 62020390C 62020390B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 390 mm
62020395 62020395C 62020395B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 395 mm
62020400 62020400C 62020400B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 400 mm
62020405 62020405C 62020405B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 405 mm
62020410 62020410C 62020410B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 410 mm
62020415 62020415C 62020415B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 415 mm
62020420 62020420C 62020420B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 420 mm
62020425 62020425C 62020425B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 425 mm
62020430 62020430C 62020430B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 430 mm
62020435 62020435C 62020435B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 435 mm
62020440 62020440C 62020440B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 440 mm
62020445 62020445C 62020445B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 445 mm
62020450 62020450C 62020450B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 450 mm
62020455 62020455C 62020455B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 455 mm
62020460 62020460C 62020460B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 460 mm
62020465 62020465C 62020465B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 465 mm
62020470 62020470C 62020470B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 470 mm
62020475 62020475C 62020475B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 475 mm
62020480 62020480C 62020480B CLAVO ACERROJADO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 480 mm
62120260 62120260C 62120260B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 260 mm
62120265 62120265C 62120265B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 265 mm
62120270 62120270C 62120270B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 270 mm
62120275 62120275C 62120275B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 275 mm
62120280 62120280C 62120280B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 280 mm
62120285 62120285C 62120285B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 285 mm
62120290 62120290C 62120290B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 290 mm
62120295 62120295C 62120295B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 295 mm
62120300 62120300C 62120300B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 300 mm
62120305 62120305C 62120305B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 305 mm
62120310 62120310C 62120310B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 310 mm

62120315 62120315C 62120315B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 315 mm
62120320 62120320C 62120320B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 320 mm
62120325 62120325C 62120325B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 325 mm
62120330 62120330C 62120330B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 330 mm
62120335 62120335C 62120335B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 335 mm
62120340 62120340C 62120340B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 340 mm
62120345 62120345C 62120345B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 345 mm
62120350 62120350C 62120350B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 350 mm
62120355 62120355C 62120355B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 355 mm
62120360 62120360C 62120360B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 360 mm
62120365 62120365C 62120365B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 365 mm
62120370 62120370C 62120370B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 370 mm
62120375 62120375C 62120375B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 375 mm
62120380 62120380C 62120380B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 380 mm
62120385 62120385C 62120385B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 385 mm
62120390 62120390C 62120390B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 390 mm
62120395 62120395C 62120395B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 395 mm
62120400 62120400C 62120400B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 400 mm
62220260 62220260C 62220260B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 260 mm
62220265 62220265C 62220265B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 265 mm
62220270 62220270C 62220270B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 270 mm
62220275 62220275C 62220275B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 275 mm
62220280 62220280C 62220280B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 280 mm
62220285 62220285C 62220285B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 285 mm
62220290 62220290C 62220290B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 290 mm
62220295 62220295C 62220295B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 295 mm
62220300 62220300C 62220300B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 300 mm
62220305 62220305C 62220305B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 305 mm
62220310 62220310C 62220310B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 310 mm
62220315 62220315C 62220315B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 315 mm
62220320 62220320C 62220320B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 320 mm
62220325 62220325C 62220325B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 325 mm
62220330 62220330C 62220330B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 330 mm
62220335 62220335C 62220335B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 335 mm
62220340 62220340C 62220340B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 340 mm
62220345 62220345C 62220345B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 345 mm
62220350 62220350C 62220350B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 350 mm
62220355 62220355C 62220355B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 355 mm
62220360 62220360C 62220360B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 360 mm
62220365 62220365C 62220365B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 365 mm
62220370 62220370C 62220370B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 370 mm
62220375 62220375C 62220375B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 375 mm
62220380 62220380C 62220380B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 380 mm
62220385 62220385C 62220385B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 385 mm
62220390 62220390C 62220390B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 390 mm
62220395 62220395C 62220395B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 395 mm

62220400 62220400C 62220400B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 400 mm
62320260 62320260C 62320260B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 260 mm
62320265 62320265C 62320265B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 265 mm
62320270 62320270C 62320270B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 270 mm
62320275 62320275C 62320275B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 275 mm
62320280 62320280C 62320280B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 280 mm
62320285 62320285C 62320285B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 285 mm
62320290 62320290C 62320290B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 290 mm
62320295 62320295C 62320295B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 295 mm
62320300 62320300C 62320300B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 300 mm
62320305 62320305C 62320305B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 305 mm
62320310 62320310C 62320310B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 310 mm
62320315 62320315C 62320315B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 315 mm
62320320 62320320C 62320320B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 320 mm
62320325 62320325C 62320325B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 325 mm
62320330 62320330C 62320330B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 330 mm
62320335 62320335C 62320335B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 335 mm
62320340 62320340C 62320340B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 340 mm
62320345 62320345C 62320345B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 345 mm
62320350 62320350C 62320350B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 350 mm
62320355 62320355C 62320355B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 355 mm
62320360 62320360C 62320360B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 360 mm
62320365 62320365C 62320365B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 365 mm
62320370 62320370C 62320370B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 370 mm
62320375 62320375C 62320375B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 375 mm
62320380 62320380C 62320380B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 380 mm
62320385 62320385C 62320385B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 385 mm
62320390 62320390C 62320390B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 390 mm
62320395 62320395C 62320395B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 395 mm
62320400 62320400C 62320400B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 12 X 400 mm
62420260 62420260C 62420260B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 260 mm
62420265 62420265C 62420265B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 265 mm
62420270 62420270C 62420270B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 270 mm
62420275 62420275C 62420275B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 275 mm
62420280 62420280C 62420280B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 280 mm
62420285 62420285C 62420285B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 285 mm
62420290 62420290C 62420290B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 290 mm
62420295 62420295C 62420295B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 295 mm
62420300 62420300C 62420300B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 300 mm
62420305 62420305C 62420305B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 305 mm
62420310 62420310C 62420310B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 310 mm
62420315 62420315C 62420315B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 315 mm
62420320 62420320C 62420320B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 320 mm
62420325 62420325C 62420325B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 325 mm
62420330 62420330C 62420330B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 330 mm
62420335 62420335C 62420335B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 335 mm

62420340 62420340C 62420340B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 340 mm
 62420345 62420345C 62420345B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 345 mm
 62420350 62420350C 62420350B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 350 mm
 62420355 62420355C 62420355B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 355 mm
 62420360 62420360C 62420360B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 360 mm
 62420365 62420365C 62420365B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 365 mm
 62420370 62420370C 62420370B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 370 mm
 62420375 62420375C 62420375B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 375 mm
 62420380 62420380C 62420380B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 380 mm
 62420385 62420385C 62420385B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 385 mm
 62420390 62420390C 62420390B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 390 mm
 62420395 62420395C 62420395B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 395 mm
 62420400 62420400C 62420400B CLAVO ACERROJADO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 400 mm
 73420450 73420450C 73420450B CLAVO BHL NACIONAL C/ ATB. TOBRA. Ø 2.5 x 450 mm de largo
 73520450 73520450C 73520450B CLAVO BHL NACIONAL C/ ATB. TOBRA. Ø 3 x 450mm de Largo
 73620450 73620450C 73620450B CLAVO BHL NACIONAL C/ ATB. TOBRA. Ø 3.5 x 450mm de Largo
 68220450 68220450C 68220450B CLAVO BHL NACIONAL C/ ATB. TOBRA. Ø 4 X 450 mm DE LARGO
 76420740 76420740C 76420740B CLAVO CANULADO P/ARTRODESIS FEMORAL TIBIAL C/ ATB.
 TOBRA. Ø 12/11mm x 740 mm
 30120240 30120240C 30120240B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 240 MM
 30120260 30120260C 30120260B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 260 MM
 30120280 30120280C 30120280B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 280 MM
 30120300 30120300C 30120300B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 300 MM
 30120320 30120320C 30120320B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 320 MM
 30120340 30120340C 30120340B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 340 MM
 30120360 30120360C 30120360B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 360 MM
 30120380 30120380C 30120380B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 380 MM
 30120400 30120400C 30120400B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 400 MM
 30120420 30120420C 30120420B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 420 MM
 30120440 30120440C 30120440B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 440 MM
 30120460 30120460C 30120460B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 460 MM
 30120480 30120480C 30120480B CLAVO ENDER C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 480 MM
 02320300 02320300C 02320300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 300 MM DE
 LARGO
 02320305 02320305C 02320305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 305 MM DE
 LARGO
 02320310 02320310C 02320310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 310 MM DE
 LARGO
 02320315 02320315C 02320315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 315 MM DE
 LARGO
 02320320 02320320C 02320320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 320 MM DE
 LARGO
 02320325 02320325C 02320325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 325 MM DE
 LARGO
 02320330 02320330C 02320330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 330 MM DE
 LARGO

02320335 02320335C 02320335B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 335 MM DE LARGO

02320340 02320340C 02320340B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 340 MM DE LARGO

02320345 02320345C 02320345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 345 MM DE LARGO

02320350 02320350C 02320350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 350 MM DE LARGO

02320355 02320355C 02320355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 355 MM DE LARGO

02320360 02320360C 02320360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 360 MM DE LARGO

02320365 02320365C 02320365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 365 MM DE LARGO

02320370 02320370C 02320370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 370 MM DE LARGO

02320375 02320375C 02320375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 375 MM DE LARGO

02320380 02320380C 02320380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 380 MM DE LARGO

02320385 02320385C 02320385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 385 MM DE LARGO

02320390 02320390C 02320390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 390 MM DE LARGO

02320395 02320395C 02320395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 395 MM DE LARGO

02320400 02320400C 02320400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 400 MM DE LARGO

02320405 02320405C 02320405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 405 MM DE LARGO

02320410 02320410C 02320410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 410 MM DE LARGO

02320415 02320415C 02320415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 415 MM DE LARGO

02320420 02320420C 02320420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 420 MM DE LARGO

02320425 02320425C 02320425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 425 MM DE LARGO

02320430 02320430C 02320430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 430 MM DE LARGO

02320435 02320435C 02320435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 435 MM DE LARGO

02320440 02320440C 02320440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 440 MM DE LARGO

02320445 02320445C 02320445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 445 MM DE LARGO

02320450 02320450C 02320450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 450 MM DE LARGO

02320455 02320455C 02320455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 455 MM DE LARGO

02320460 02320460C 02320460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 465 MM DE LARGO

02320470 02320470C 02320470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 470 MM DE LARGO

02320475 02320475C 02320475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 475 MM DE LARGO

02320480 02320480C 02320480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 480 MM DE LARGO

02420300 02420300C 02420300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 300 MM DE LARGO

02420305 02420305C 02420305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 305 MM DE LARGO

02420310 02420310C 02420310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 310 MM DE LARGO

02420315 02420315C 02420315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 315 MM DE LARGO

02420320 02420320C 02420320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 320 MM DE LARGO

02420325 02420325C 02420325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 325 MM DE LARGO

02420330 02420330C 02420330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 330 MM DE LARGO

02420335 02420335C 02420335B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 335 MM DE LARGO

02420340 02420340C 02420340B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 340 MM DE LARGO

02420345 02420345C 02420345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 345 MM DE LARGO

02420350 02420350C 02420350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 350 MM DE LARGO

02420355 02420355C 02420355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 355 MM DE LARGO

02420360 02420360C 02420360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 360 MM DE LARGO

02420365 02420365C 02420365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 365 MM DE LARGO

02420370 02420370C 02420370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 370 MM DE LARGO

02420375 02420375C 02420375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 375 MM DE LARGO

02420380 02420380C 02420380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 380 MM DE LARGO

02420385 02420385C 02420385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 385 MM DE LARGO

02420390 02420390C 02420390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 390 MM DE LARGO

02420395 02420395C 02420395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 395 MM DE LARGO

02420400 02420400C 02420400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 400 MM DE LARGO

02420405 02420405C 02420405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 405 MM DE LARGO

02420410 02420410C 02420410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 410 MM DE LARGO

02420415 02420415C 02420415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 415 MM DE LARGO

02420420 02420420C 02420420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 420 MM DE LARGO

02420425 02420425C 02420425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 425 MM DE LARGO

02420430 02420430C 02420430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 430 MM DE LARGO

02420435 02420435C 02420435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 435 MM DE LARGO

02420440 02420440C 02420440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 440 MM DE LARGO

02420445 02420445C 02420445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 445 MM DE LARGO

02420450 02420450C 02420450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 450 MM DE LARGO

02420455 02420455C 02420455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 455 MM DE LARGO

02420460 02420460C 02420460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 465 MM DE LARGO

02420470 02420470C 02420470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 470 MM DE LARGO

02420475 02420475C 02420475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 475 MM DE LARGO

02420480 02420480C 02420480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 480 MM DE LARGO

02520300 02520300C 02520300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 300 MM DE LARGO

02520305 02520305C 02520305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 305 MM DE LARGO

02520310 02520310C 02520310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 310 MM DE LARGO

02520315 02520315C 02520315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 315 MM DE LARGO

02520320 02520320C 02520320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 320 MM DE LARGO

02520325 02520325C 02520325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 325 MM DE LARGO

02520330 02520330C 02520330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 330 MM DE LARGO

02520335 02520335C 02520335B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 335 MM DE LARGO

02520340 02520340C 02520340B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 340 MM DE LARGO

02520345 02520345C 02520345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 345 MM DE LARGO

02520350 02520350C 02520350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 350 MM DE LARGO

02520355 02520355C 02520355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 355 MM DE LARGO

02520360 02520360C 02520360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 360 MM DE LARGO

02520365 02520365C 02520365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 365 MM DE LARGO

02520370 02520370C 02520370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 370 MM DE LARGO

02520375 02520375C 02520375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 375 MM DE LARGO

02520380 02520380C 02520380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 380 MM DE LARGO

02520385 02520385C 02520385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 385 MM DE LARGO

02520390 02520390C 02520390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 390 MM DE LARGO

02520395 02520395C 02520395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 395 MM DE LARGO

02520400 02520400C 02520400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 400 MM DE LARGO

02520405 02520405C 02520405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 405 MM DE LARGO

02520410 02520410C 02520410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 410 MM DE LARGO

02520415 02520415C 02520415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 415 MM DE LARGO

02520420 02520420C 02520420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 420 MM DE LARGO

02520425 02520425C 02520425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 425 MM DE LARGO

02520430 02520430C 02520430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 430 MM DE LARGO

02520435 02520435C 02520435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 435 MM DE LARGO

02520440 02520440C 02520440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 440 MM DE LARGO

02520445 02520445C 02520445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 445 MM DE LARGO

02520450 02520450C 02520450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 450 MM DE LARGO

02520455 02520455C 02520455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 455 MM DE LARGO

02520460 02520460C 02520460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 460 MM DE LARGO

02520465 02520465C 02520465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 465 MM DE LARGO

02520470 02520470C 02520470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 470 MM DE LARGO

02520475 02520475C 02520475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 475 MM DE LARGO

02520480 02520480C 02520480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 480 MM DE LARGO

02620300 02620300C 02620300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 300 MM DE LARGO

02620305 02620305C 02620305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 305 MM DE LARGO

02620310 02620310C 02620310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 310 MM DE LARGO

02620315 02620315C 02620315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 315 MM DE LARGO

02620320 02620320C 02620320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 320 MM DE LARGO

02620325 02620325C 02620325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 325 MM DE LARGO

02620330 02620330C 02620330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 330 MM DE LARGO

02620335 02620335C 02620335B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 335 MM DE LARGO

02620340 02620340C 02620340B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 340 MM DE LARGO

02620345 02620345C 02620345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 345 MM DE LARGO

02620350 02620350C 02620350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 350 MM DE LARGO

02620355 02620355C 02620355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 355 MM DE LARGO

02620360 02620360C 02620360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 360 MM DE LARGO

02620365 02620365C 02620365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 365 MM DE LARGO

02620370 02620370C 02620370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 370 MM DE LARGO

02620375 02620375C 02620375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 375 MM DE LARGO

02620380 02620380C 02620380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 380 MM DE LARGO

02620385 02620385C 02620385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 385 MM DE LARGO

02620390 02620390C 02620390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 390 MM DE LARGO

02620395 02620395C 02620395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 395 MM DE LARGO

02620400 02620400C 02620400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 400 MM DE LARGO

02620405 02620405C 02620405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 405 MM DE LARGO

02620410 02620410C 02620410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 410 MM DE LARGO

02620415 02620415C 02620415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 415 MM DE LARGO

02620420 02620420C 02620420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 420 MM DE LARGO

02620425 02620425C 02620425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 425 MM DE LARGO

02620430 02620430C 02620430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 430 MM DE LARGO

02620435 02620435C 02620435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 435 MM DE LARGO

02620440 02620440C 02620440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 440 MM DE LARGO

02620445 02620445C 02620445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 445 MM DE LARGO

02620450 02620450C 02620450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 450 MM DE LARGO

02620455 02620455C 02620455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 455 MM DE LARGO

02620460 02620460C 02620460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 460 MM DE LARGO

02620465 02620465C 02620465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 465 MM DE LARGO

02620470 02620470C 02620470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 470 MM DE LARGO

02620475 02620475C 02620475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 475 MM DE LARGO

02620480 02620480C 02620480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 480 MM DE LARGO

02720300 02720300C 02720300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 300 MM DE LARGO

02720305 02720305C 02720305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 305 MM DE LARGO

02720310 02720310C 02720310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 310 MM DE LARGO

02720315 02720315C 02720315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 315 MM DE LARGO

02720320 02720320C 02720320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 320 MM DE LARGO

02720325 02720325C 02720325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 325 MM DE LARGO

02720330 02720330C 02720330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 330 MM DE LARGO

02720335 02720335C 02720335B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 335 MM DE LARGO

02720340 02720340C 02720340B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 340 MM DE LARGO

02720345 02720345C 02720345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 345 MM DE LARGO

02720350 02720350C 02720350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 350 MM DE LARGO

02720355 02720355C 02720355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 355 MM DE LARGO

02720360 02720360C 02720360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 360 MM DE LARGO

02720365 02720365C 02720365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 365 MM DE LARGO

02720370 02720370C 02720370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 370 MM DE LARGO

02720375 02720375C 02720375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 375 MM DE LARGO

02720380 02720380C 02720380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 380 MM DE LARGO

02720385 02720385C 02720385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 385 MM DE LARGO

02720390 02720390C 02720390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 390 MM DE LARGO

02720395 02720395C 02720395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 395 MM DE LARGO

02720400 02720400C 02720400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 400 MM DE LARGO

02720405 02720405C 02720405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 405 MM DE LARGO

02720410 02720410C 02720410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 410 MM DE LARGO

02720415 02720415C 02720415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 415 MM DE LARGO

02720420 02720420C 02720420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 420 MM DE LARGO

02720425 02720425C 02720425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 425 MM DE LARGO

02720430 02720430C 02720430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 430 MM DE LARGO

02720435 02720435C 02720435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 435 MM DE LARGO

02720440 02720440C 02720440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 440 MM DE LARGO

02720445 02720445C 02720445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 445 MM DE LARGO

02720450 02720450C 02720450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 450 MM DE LARGO

02720455 02720455C 02720455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 455 MM DE LARGO

02720460 02720460C 02720460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 460 MM DE LARGO

02720465 02720465C 02720465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 465 MM DE LARGO

02720470 02720470C 02720470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 470 MM DE LARGO

02720475 02720475C 02720475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 475 MM DE LARGO

02720480 02720480C 02720480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 480 MM DE LARGO

52020300 52020300C 52020300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 300 mm DE LARGO

52020305 52020305C 52020305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 305 mm DE LARGO

52020310 52020310C 52020310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 310 mm DE LARGO

52020315 52020315C 52020315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 315 mm DE LARGO

52020320 52020320C 52020320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 320 mm DE LARGO

52020325 52020325C 52020325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 325 mm DE LARGO

52020330 52020330C 52020330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 330 mm DE LARGO

52020345 52020345C 52020345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 345 mm DE LARGO

52020350 52020350C 52020350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 350 mm DE LARGO

52020355 52020355C 52020355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 355 mm DE LARGO

52020360 52020360C 52020360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 360 mm DE LARGO

52020365 52020365C 52020365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 365 mm DE LARGO

52020370 52020370C 52020370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 370 mm DE LARGO

52020375 52020375C 52020375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 375 mm DE LARGO

52020380 52020380C 52020380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 380 mm DE LARGO

52020385 52020385C 52020385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 385 mm DE LARGO

52020390 52020390C 52020390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 390 mm DE LARGO

52020395 52020395C 52020395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 395 mm DE LARGO

52020400 52020400C 52020400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 400 mm DE LARGO

52020405 52020405C 52020405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 405 mm de LARGO

52020410 52020410C 52020410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 410 mm DE LARGO

52020415 52020415C 52020415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 415 mm DE LARGO

52020420 52020420C 52020420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 420 mm DE LARGO

52020425 52020425C 52020425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 425 mm DE LARGO

52020430 52020430C 52020430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 430 mm DE LARGO

52020435 52020435C 52020435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 435 mm DE LARGO

52020440 52020440C 52020440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 440 mm DE LARGO

52020445 52020445C 52020445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 445 mm DE LARGO

52020450 52020450C 52020450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 450 mm DE LARGO

52020455 52020455C 52020455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 455 mm DE LARGO

52020460 52020460C 52020460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 460 mm DE LARGO

52020465 52020465C 52020465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 465 mm DE LARGO

52020470 52020470C 52020470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 470 mm DE LARGO

52020475 52020475C 52020475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 475 mm DE LARGO

52020480 52020480C 52020480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14,3 X 480 mm DE LARGO

74920300 74920300C 74920300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 300 mm DE LARGO

74920305 74920305C 74920305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 305 mm DE LARGO

74920310 74920310C 74920310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 310 mm DE LARGO

74920315 74920315C 74920315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 315 mm DE LARGO

74920320 74920320C 74920320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 320 mm DE LARGO

74920325 74920325C 74920325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 325 mm DE LARGO

74920330 74920330C 74920330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 330 mm DE LARGO

74920345 74920345C 74920345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 345 mm DE LARGO

74920350 74920350C 74920350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 350 mm DE LARGO

74920355 74920355C 74920355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 355 mm DE LARGO

74920360 74920360C 74920360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 360 mm DE LARGO

74920365 74920365C 74920365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 365 mm DE LARGO

74920370 74920370C 74920370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 370 mm DE LARGO

74920375 74920375C 74920375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 375 mm DE LARGO

74920380 74920380C 74920380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 380 mm DE LARGO

74920385 74920385C 74920385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 385 mm DE LARGO

74920390 74920390C 74920390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 390 mm DE LARGO

74920395 74920395C 74920395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 395 mm DE LARGO

74920400 74920400C 74920400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 400 mm DE LARGO

74920405 74920405C 74920405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 405 mm de LARGO

74920410 74920410C 74920410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 410 mm DE LARGO

74920415 74920415C 74920415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 415 mm DE LARGO

74920420 74920420C 74920420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 420 mm DE LARGO

74920425 74920425C 74920425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 425 mm DE LARGO

74920430 74920430C 74920430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 430 mm DE LARGO

74920435 74920435C 74920435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 435 mm DE LARGO

74920440 74920440C 74920440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 440 mm DE LARGO

74920445 74920445C 74920445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 445 mm DE LARGO

74920450 74920450C 74920450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 450 mm DE LARGO

74920455 74920455C 74920455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 455 mm DE LARGO

74920460 74920460C 74920460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 460 mm DE LARGO

74920465 74920465C 74920465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 465 mm DE LARGO

74920470 74920470C 74920470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 470 mm DE LARGO

74920475 74920475C 74920475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 475 mm DE LARGO

74920480 74920480C 74920480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 X 480 mm DE LARGO

75020300 75020300C 75020300B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 300 mm DE LARGO

75020305 75020305C 75020305B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 305 mm DE LARGO

75020310 75020310C 75020310B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 310 mm DE LARGO

75020315 75020315C 75020315B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 315 mm DE LARGO

75020320 75020320C 75020320B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 320 mm DE LARGO

75020325 75020325C 75020325B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 325 mm DE LARGO

75020330 75020330C 75020330B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 330 mm DE LARGO

75020345 75020345C 75020345B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 345 mm DE LARGO

75020350 75020350C 75020350B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 350 mm DE LARGO

75020355 75020355C 75020355B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 355 mm DE LARGO

75020360 75020360C 75020360B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 360 mm DE LARGO

75020365 75020365C 75020365B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 365 mm DE LARGO

75020370 75020370C 75020370B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 370 mm DE LARGO

75020375 75020375C 75020375B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 375 mm DE LARGO

75020380 75020380C 75020380B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 380 mm DE LARGO

75020385 75020385C 75020385B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 385 mm DE LARGO

75020390 75020390C 75020390B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 390 mm DE LARGO

75020395 75020395C 75020395B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 395 mm DE LARGO

75020400 75020400C 75020400B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 400 mm DE LARGO

75020405 75020405C 75020405B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 405 mm de LARGO

75020410 75020410C 75020410B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 410 mm DE LARGO

75020415 75020415C 75020415B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 415 mm DE LARGO

75020420 75020420C 75020420B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 420 mm DE LARGO

75020425 75020425C 75020425B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 425 mm DE LARGO

75020430 75020430C 75020430B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 430 mm DE LARGO

75020435 75020435C 75020435B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 435 mm DE LARGO

75020440 75020440C 75020440B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 440 mm DE LARGO

75020445 75020445C 75020445B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 445 mm DE LARGO

75020450 75020450C 75020450B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 450 mm DE LARGO

75020455 75020455C 75020455B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 455 mm DE LARGO

75020460 75020460C 75020460B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 460 mm DE LARGO

75020465 75020465C 75020465B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 465 mm DE LARGO

75020470 75020470C 75020470B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 470 mm DE LARGO

75020475 75020475C 75020475B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 475 mm DE LARGO

75020480 75020480C 75020480B CLAVO FEMUR CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 16 X 480 mm DE LARGO

19920300 19920300C 19920300B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 300 MM DE LARGO

19920320 19920320C 19920320B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 320 MM DE LARGO

19920340 19920340C 19920340B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 340 MM DE LARGO

19920360 19920360C 19920360B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 360 MM DE LARGO

19920380 19920380C 19920380B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 380 MM DE LARGO

19920400 19920400C 19920400B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 400 MM DE LARGO

19920420 19920420C 19920420B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 420 MM DE LARGO

19920440 19920440C 19920440B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 440 MM DE LARGO

03020300 03020300C 03020300B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 300 MM DE LARGO

03020320 03020320C 03020320B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 320 MM DE LARGO

03020340 03020340C 03020340B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 340 MM DE LARGO

03020360 03020360C 03020360B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 360 MM DE LARGO

03020380 03020380C 03020380B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 380 MM DE LARGO

03020400 03020400C 03020400B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 400 MM DE LARGO

03020420 03020420C 03020420B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 420 MM DE LARGO

03020440 03020440C 03020440B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 440 MM DE LARGO

03120300 03120300C 03120300B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 300 MM DE LARGO

03120320 03120320C 03120320B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 320 MM DE LARGO

03120340 03120340C 03120340B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 340 MM DE LARGO

03120360 03120360C 03120360B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 360 MM DE LARGO

03120380 03120380C 03120380B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 380 MM DE LARGO

03120400 03120400C 03120400B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 400 MM DE LARGO

03120420 03120420C 03120420B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 420 MM DE LARGO

03120440 03120440C 03120440B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 440 MM DE LARGO

03220300 03220300C 03220300B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 300 MM DE LARGO

03220320 03220320C 03220320B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 320 MM DE LARGO

03220340 03220340C 03220340B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 340 MM DE LARGO

03220360 03220360C 03220360B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 360 MM DE LARGO

03220380 03220380C 03220380B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 380 MM DE LARGO

03220400 03220400C 03220400B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 400 MM DE LARGO

03220420 03220420C 03220420B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 420 MM DE LARGO

03220440 03220440C 03220440B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 440 MM DE LARGO

19820300 19820300C 19820300B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 300 MM DE LARGO

19820320 19820320C 19820320B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 320 MM DE LARGO

19820340 19820340C 19820340B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 340 MM DE LARGO

19820360 19820360C 19820360B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 360 MM DE LARGO

19820380 19820380C 19820380B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 380 MM DE LARGO
19820400 19820400C 19820400B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 400 MM DE LARGO
19820420 19820420C 19820420B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 420 MM DE LARGO
19820440 19820440C 19820440B CLAVO FEMUR MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 440 MM DE LARGO
03620220 03620220C 03620220B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 220 MM DE LARGO
68320150 68320150C 68320150B CLAVO HUMERO CANULADO PROXIMAL CONICO TIPO POLARIUS
C/ ATB. TOBRA. Ø 11,5 X 150 mm
50620150 50620150C 50620150B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11,5 X 150 mm DE
LARGO
03320180 03320180C 03320180B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 180 MM DE
LARGO
03320185 03320185C 03320185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 185 MM DE
LARGO
03320190 03320190C 03320190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 190 MM DE
LARGO
03320195 03320195C 03320195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 195 MM DE
LARGO
03320200 03320200C 03320200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 200 MM DE
LARGO
03320205 03320205C 03320205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 205 MM DE
LARGO
03320210 03320210C 03320210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 210 MM DE
LARGO
03320215 03320215C 03320215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 215 MM DE
LARGO
03320220 03320220C 03320220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 220 MM DE
LARGO
03320225 03320225C 03320225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 225 MM DE
LARGO
03320230 03320230C 03320230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 230 MM DE
LARGO
03320235 03320235C 03320235B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 235 MM DE
LARGO
03320240 03320240C 03320240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 240 MM DE
LARGO
03320245 03320245C 03320245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 245 MM DE
LARGO
03320250 03320250C 03320250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 250 MM DE
LARGO
03320255 03320255C 03320255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 255 MM DE
LARGO
03320260 03320260C 03320260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 260 MM DE
LARGO
03320265 03320265C 03320265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 265 MM DE
LARGO
03320270 03320270C 03320270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 270 MM DE

LARGO

03320275 03320275C 03320275B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 275 MM DE LARGO

03320280 03320280C 03320280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 280 MM DE LARGO

03320285 03320285C 03320285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 285 MM DE LARGO

03320290 03320290C 03320290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 290 MM DE LARGO

03320295 03320295C 03320295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 295 MM DE LARGO

03320300 03320300C 03320300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 300 MM DE LARGO

03320305 03320305C 03320305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 305 MM DE LARGO

03320310 03320310C 03320310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 310 MM DE LARGO

03320315 03320315C 03320315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 315 MM DE LARGO

03320320 03320320C 03320320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 320 MM DE LARGO

03320325 03320325C 03320325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 325 MM DE LARGO

03320330 03320330C 03320330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 330 MM DE LARGO

03320335 03320335C 03320335B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 335 MM DE LARGO

03320340 03320340C 03320340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 340 MM DE LARGO

03320345 03320345C 03320345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 345 MM DE LARGO

03320350 03320350C 03320350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 350 MM DE LARGO

03320360 03320360C 03320360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 360 MM DE LARGO

03320365 03320365C 03320365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 365 MM DE LARGO

03320370 03320370C 03320370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 370 MM DE LARGO

03320375 03320375C 03320375B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 375 MM DE LARGO

03320380 03320380C 03320380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 380 MM DE LARGO

03320385 03320385C 03320385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 385 MM DE LARGO

03320390 03320390C 03320390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 390 MM DE

LARGO

03320395 03320395C 03320395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 395 MM DE LARGO

03320400 03320400C 03320400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 400 MM DE LARGO

03320405 03320405C 03320405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 405 MM DE LARGO

03320410 03320410C 03320410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 410 MM DE LARGO

03320415 03320415C 03320415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 415 MM DE LARGO

03320420 03320420C 03320420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 420 MM DE LARGO

03420180 03420180C 03420180B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 180 MM DE LARGO

03420185 03420185C 03420185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 185 MM DE LARGO

03420190 03420190C 03420190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 190 MM DE LARGO

03420195 03420195C 03420195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 195 MM DE LARGO

03420200 03420200C 03420200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 200 MM DE LARGO

03420205 03420205C 03420205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 205 MM DE LARGO

03420210 03420210C 03420210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 210 MM DE LARGO

03420215 03420215C 03420215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 215 MM DE LARGO

03420220 03420220C 03420220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 220 MM DE LARGO

03420225 03420225C 03420225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 225 MM DE LARGO

03420230 03420230C 03420230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 230 MM DE LARGO

03420235 03420235C 03420235B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 235 MM DE LARGO

03420240 03420240C 03420240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 240 MM DE LARGO

03420245 03420245C 03420245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 245 MM DE LARGO

03420250 03420250C 03420250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 250 MM DE LARGO

03420255 03420255C 03420255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 255 MM DE LARGO

03420260 03420260C 03420260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 260 MM DE

LARGO

03420265 03420265C 03420265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 265 MM DE LARGO

03420270 03420270C 03420270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 270 MM DE LARGO

03420280 03420280C 03420280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 280 MM DE LARGO

03420285 03420285C 03420285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 285 MM DE LARGO

03420290 03420290C 03420290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 290 MM DE LARGO

03420295 03420295C 03420295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 295 MM DE LARGO

03420300 03420300C 03420300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 300 MM DE LARGO

03420305 03420305C 03420305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 305 MM DE LARGO

03420310 03420310C 03420310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 310 MM DE LARGO

03420315 03420315C 03420315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 315 MM DE LARGO

03420320 03420320C 03420320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 320 MM DE LARGO

03420325 03420325C 03420325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 325 MM DE LARGO

03420330 03420330C 03420330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 330 MM DE LARGO

03420335 03420335C 03420335B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 335 MM DE LARGO

03420340 03420340C 03420340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 340 MM DE LARGO

03420345 03420345C 03420345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 345 MM DE LARGO

03420350 03420350C 03420350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 350 MM DE LARGO

03420355 03420355C 03420355B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 355 MM DE LARGO

03420360 03420360C 03420360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 360 MM DE LARGO

03420365 03420365C 03420365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 365 MM DE LARGO

03420370 03420370C 03420370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 370 MM DE LARGO

03420380 03420380C 03420380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 380 MM DE LARGO

03420385 03420385C 03420385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 385 MM DE

LARGO

03420390 03420390C 03420390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 390 MM DE LARGO

03420395 03420395C 03420395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 395 MM DE LARGO

03420400 03420400C 03420400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 400 MM DE LARGO

03420405 03420405C 03420405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 405 MM DE LARGO

03420410 03420410C 03420410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 410 MM DE LARGO

03420415 03420415C 03420415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 415 MM DE LARGO

03420420 03420420C 03420420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 420 MM DE LARGO

03520185 03520185C 03520185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 185 MM DE LARGO

03520190 03520190C 03520190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 190 MM DE LARGO

03520195 03520195C 03520195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 195 MM DE LARGO

03520200 03520200C 03520200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 200 MM DE LARGO

03520205 03520205C 03520205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 205 MM DE LARGO

03520210 03520210C 03520210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 210 MM DE LARGO

03520215 03520215C 03520215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 215 MM DE LARGO

03520220 03520220C 03520220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 220 MM DE LARGO

03520225 03520225C 03520225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 225 MM DE LARGO

03520230 03520230C 03520230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 230 MM DE LARGO

03520235 03520235C 03520235B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 235 MM DE LARGO

03520240 03520240C 03520240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 240 MM DE LARGO

03520245 03520245C 03520245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 245 MM DE LARGO

03520250 03520250C 03520250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 250 MM DE LARGO

03520255 03520255C 03520255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 255 MM DE LARGO

03520260 03520260C 03520260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 260 MM DE

LARGO

03520265 03520265C 03520265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 265 MM DE LARGO

03520270 03520270C 03520270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 270 MM DE LARGO

03520275 03520275C 03520275B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 275 MM DE LARGO

03520280 03520280C 03520280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 280 MM DE LARGO

03520285 03520285C 03520285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 285 MM DE LARGO

03520290 03520290C 03520290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 290 MM DE LARGO

03520295 03520295C 03520295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 295 MM DE LARGO

03520300 03520300C 03520300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 300 MM DE LARGO

03520305 03520305C 03520305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 305 MM DE LARGO

03520310 03520310C 03520310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 310 MM DE LARGO

03520315 03520315C 03520315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 315 MM DE LARGO

03520320 03520320C 03520320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 320 MM DE LARGO

03520325 03520325C 03520325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 325 MM DE LARGO

03520330 03520330C 03520330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 330 MM DE LARGO

03520335 03520335C 03520335B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 335 MM DE LARGO

03520340 03520340C 03520340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 340 MM DE LARGO

03520345 03520345C 03520345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 345 MM DE LARGO

03520350 03520350C 03520350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 350 MM DE LARGO

03520355 03520355C 03520355B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 355 MM DE LARGO

03520360 03520360C 03520360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 360 MM DE LARGO

03520365 03520365C 03520365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 365 MM DE LARGO

03520370 03520370C 03520370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 370 MM DE LARGO

03520375 03520375C 03520375B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 375 MM DE

LARGO

03520380 03520380C 03520380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 380 MM DE LARGO

03520385 03520385C 03520385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 385 MM DE LARGO

03520390 03520390C 03520390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 390 MM DE LARGO

03520395 03520395C 03520395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 395 MM DE LARGO

03520400 03520400C 03520400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 400 MM DE LARGO

03520405 03520405C 03520405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 405 MM DE LARGO

03520410 03520410C 03520410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 410 MM DE LARGO

03520415 03520415C 03520415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 415 MM DE LARGO

03520420 03520420C 03520420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 420 MM DE LARGO

113420180 113420180C 113420180B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 180 MM DE LARGO

113420185 113420185C 113420185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 185 MM DE LARGO

113420190 113420190C 113420190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 190 MM DE LARGO

113420195 113420195C 113420195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 195 MM DE LARGO

113420200 113420200C 113420200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 200 MM DE LARGO

113420205 113420205C 113420205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 205 MM DE LARGO

113420210 113420210C 113420210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 210 MM DE LARGO

113420215 113420215C 113420215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 215 MM DE LARGO

113420220 113420220C 113420220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 220 MM DE LARGO

113420225 113420225C 113420225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 225 MM DE LARGO

113420230 113420230C 113420230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 230 MM DE LARGO

113420240 113420240C 113420240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 240 MM DE LARGO

113420245 113420245C 113420245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 245 MM DE LARGO

113420250 113420250C 113420250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 250 MM DE

LARGO

113420255 113420255C 113420255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 255 MM DE LARGO

113420260 113420260C 113420260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 260 MM DE LARGO

113420265 113420265C 113420265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 265 MM DE LARGO

113420270 113420270C 113420270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 270 MM DE LARGO

113420275 113420275C 113420275B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 275 MM DE LARGO

113420280 113420280C 113420280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 280 MM DE LARGO

113420285 113420285C 113420285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 285 MM DE LARGO

113420290 113420290C 113420290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 290 MM DE LARGO

113420295 113420295C 113420295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 295 MM DE LARGO

113420300 113420300C 113420300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 300 MM DE LARGO

113420305 113420305C 113420305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 305 MM DE LARGO

113420310 113420310C 113420310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 310 MM DE LARGO

113420315 113420315C 113420315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 315 MM DE LARGO

113420320 113420320C 113420320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 320 MM DE LARGO

113420325 113420325C 113420325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 325 MM DE LARGO

113420330 113420330C 113420330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 330 MM DE LARGO

113420340 113420340C 113420340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 340 MM DE LARGO

113420345 113420345C 113420345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 345 MM DE LARGO

113420350 113420350C 113420350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 350 MM DE LARGO

113420355 113420355C 113420355B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 355 MM DE LARGO

113420360 113420360C 113420360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 360 MM DE LARGO

113420365 113420365C 113420365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 365 MM DE LARGO

113420370 113420370C 113420370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 370 MM DE

LARGO

113420375 113420375C 113420375B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 375 MM DE LARGO

113420380 113420380C 113420380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 380 MM DE LARGO

113420385 113420385C 113420385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 385 MM DE LARGO

113420390 113420390C 113420390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 390 MM DE LARGO

113420395 113420395C 113420395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 395 MM DE LARGO

113420400 113420400C 113420400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 400 MM DE LARGO

113420405 113420405C 113420405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 405 MM DE LARGO

113420410 113420410C 113420410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 410 MM DE LARGO

113420415 113420415C 113420415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 415 MM DE LARGO

113420420 113420420C 113420420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 420 MM DE LARGO

113520180 113520180C 113520180B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 180 MM DE LARGO

113520185 113520185C 113520185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 185 MM DE LARGO

113520190 113520190C 113520190B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 190 MM DE LARGO

113520195 113520195C 113520195B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 195 MM DE LARGO

113520200 113520200C 113520200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 200 MM DE LARGO

113520205 113520205C 113520205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 205 MM DE LARGO

113520210 113520210C 113520210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 210 MM DE LARGO

113520215 113520215C 113520215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 215 MM DE LARGO

113520220 113520220C 113520220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 220 MM DE LARGO

113520225 113520225C 113520225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 225 MM DE LARGO

113520230 113520230C 113520230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 230 MM DE LARGO

113520240 113520240C 113520240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 240 MM DE LARGO

113520245 113520245C 113520245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 245 MM DE

LARGO

113520250 113520250C 113520250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 250 MM DE LARGO

113520255 113520255C 113520255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 255 MM DE LARGO

113520260 113520260C 113520260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 260 MM DE LARGO

113520265 113520265C 113520265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 265 MM DE LARGO

113520270 113520270C 113520270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 270 MM DE LARGO

113520275 113520275C 113520275B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 275 MM DE LARGO

113520280 113520280C 113520280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 280 MM DE LARGO

113520285 113520285C 113520285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 285 MM DE LARGO

113520290 113520290C 113520290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 290 MM DE LARGO

113520295 113520295C 113520295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 295 MM DE LARGO

113520300 113520300C 113520300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 300 MM DE LARGO

113520305 113520305C 113520305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 305 MM DE LARGO

113520310 113520310C 113520310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 310 MM DE LARGO

113520315 113520315C 113520315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 315 MM DE LARGO

113520320 113520320C 113520320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 320 MM DE LARGO

113520325 113520325C 113520325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 325 MM DE LARGO

113520330 113520330C 113520330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 330 MM DE LARGO

113520340 113520340C 113520340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 340 MM DE LARGO

113520345 113520345C 113520345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 345 MM DE LARGO

113520350 113520350C 113520350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 350 MM DE LARGO

113520355 113520355C 113520355B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 355 MM DE LARGO

113520360 113520360C 113520360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 360 MM DE LARGO

113520365 113520365C 113520365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 365 MM DE

LARGO

113520370 113520370C 113520370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 370 MM DE LARGO

113520375 113520375C 113520375B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 375 MM DE LARGO

113520380 113520380C 113520380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 380 MM DE LARGO

113520385 113520385C 113520385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 385 MM DE LARGO

113520390 113520390C 113520390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 390 MM DE LARGO

113520395 113520395C 113520395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 395 MM DE LARGO

113520400 113520400C 113520400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 400 MM DE LARGO

113520405 113520405C 113520405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 405 MM DE LARGO

113520410 113520410C 113520410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 410 MM DE LARGO

113520415 113520415C 113520415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 415 MM DE LARGO

113520420 113520420C 113520420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 420 MM DE LARGO

118020180 118020180C 118020180B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 180 MM DE LARGO

118020185 118020185C 118020185B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 185 MM DE LARGO

118020200 118020200C 118020200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 200 MM DE LARGO

118020205 118020205C 118020205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 205 MM DE LARGO

118020200 118020200C 118020200B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 200 MM DE LARGO

118020205 118020205C 118020205B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 205 MM DE LARGO

118020210 118020210C 118020210B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 210 MM DE LARGO

118020215 118020215C 118020215B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 215 MM DE LARGO

118020220 118020220C 118020220B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 220 MM DE LARGO

118020225 118020225C 118020225B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 225 MM DE LARGO

118020230 118020230C 118020230B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 230 MM DE LARGO

118020240 118020240C 118020240B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 240 MM DE

LARGO

118020245 118020245C 118020245B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 245 MM DE LARGO

118020250 118020250C 118020250B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 250 MM DE LARGO

118020255 118020255C 118020255B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 255 MM DE LARGO

118020260 118020260C 118020260B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 260 MM DE LARGO

118020265 118020265C 118020265B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 265 MM DE LARGO

118020270 118020270C 118020270B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 270 MM DE LARGO

118020275 118020275C 118020275B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 275 MM DE LARGO

118020280 118020280C 118020280B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 280 MM DE LARGO

118020285 118020285C 118020285B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 285 MM DE LARGO

118020290 118020290C 118020290B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 290 MM DE LARGO

118020295 118020295C 118020295B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 295 MM DE LARGO

118020300 118020300C 118020300B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 300 MM DE LARGO

118020305 118020305C 118020305B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 305 MM DE LARGO

118020310 118020310C 118020310B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 310 MM DE LARGO

118020315 118020315C 118020315B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 315 MM DE LARGO

118020320 118020320C 118020320B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 320 MM DE LARGO

118020325 118020325C 118020325B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 325 MM DE LARGO

118020330 118020330C 118020330B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 330 MM DE LARGO

118020340 118020340C 118020340B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 340 MM DE LARGO

118020345 118020345C 118020345B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 345 MM DE LARGO

118020350 118020350C 118020350B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 350 MM DE LARGO

118020355 118020355C 118020355B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 355 MM DE LARGO

118020360 118020360C 118020360B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 360 MM DE

LARGO

118020365 118020365C 118020365B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 365 MM DE LARGO

118020370 118020370C 118020370B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 370 MM DE LARGO

118020375 118020375C 118020375B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 375 MM DE LARGO

118020380 118020380C 118020380B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 380 MM DE LARGO

118020385 118020385C 118020385B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 385 MM DE LARGO

118020390 118020390C 118020390B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 390 MM DE LARGO

118020395 118020395C 118020395B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 395 MM DE LARGO

118020400 118020400C 118020400B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 400 MM DE LARGO

118020405 118020405C 118020405B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 405 MM DE LARGO

118020410 118020410C 118020410B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 410 MM DE LARGO

118020415 118020415C 118020415B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 415 MM DE LARGO

118020420 118020420C 118020420B CLAVO HUMERO CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 420 MM DE LARGO

39020200 39020200C 39020200B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 200 mm DE LARGO

39020225 39020225C 39020225B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 225 mm DE LARGO

39020250 39020250C 39020250B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 250 mm DE LARGO

39020275 39020275C 39020275B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 275 mm DE LARGO

39020300 39020300C 39020300B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO MDT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 300 mm DE LARGO

67920180 67920180C 67920180B CLAVO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 180 mm DE LARGO

67920200 67920200C 67920200B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 200 mm DE LARGO

67920220 67920220C 67920220B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 220 mm DE LARGO

67920240 67920240C 67920240B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 240 mm DE LARGO

67920260 67920260C 67920260B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 260 mm DE LARGO

67920280 67920280C 67920280B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 280 mm DE LARGO

67920300 67920300C 67920300B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 8 X 300 mm DE LARGO

68020180 68020180C 68020180B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 9 X 200 mm DE LARGO

68020200 68020200C 68020200B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 9 X 200 mm DE LARGO

68020220 68020220C 68020220B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 9 X 220 mm DE LARGO

68020240 68020240C 68020240B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 9 X 240 mm DE LARGO

68020260 68020260C 68020260B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 9 X 260 mm DE LARGO

68020290 68020290C 68020290B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 9 X 290 mm DE LARGO

68020300 68020300C 68020300B CLAVO HUMERO CANULADO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 9 X 300 mm DE LARGO

03620180 03620180C 03620180B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 180 MM DE LARGO

03620200 03620200C 03620200B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 200 MM DE LARGO

03620240 03620240C 03620240B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 240 MM DE LARGO

03620260 03620260C 03620260B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 260 MM DE LARGO

03620280 03620280C 03620280B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 280 MM DE LARGO

03620300 03620300C 03620300B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 7 Y 300 MM DE LARGO

03720180 03720180C 03720180B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 180 MM DE LARGO

03720200 03720200C 03720200B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 200 MM DE LARGO

03720220 03720220C 03720220B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 220 MM DE LARGO

03720240 03720240C 03720240B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 240 MM DE LARGO

03720260 03720260C 03720260B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 260 MM DE LARGO

03720280 03720280C 03720280B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 280 MM DE LARGO

03720300 03720300C 03720300B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 300 MM DE LARGO

03820180 03820180C 03820180B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 180 MM DE LARGO

03820200 03820200C 03820200B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 200 MM DE LARGO

03820220 03820220C 03820220B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 220 MM DE LARGO

03820240 03820240C 03820240B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 240 MM DE LARGO

03820260 03820260C 03820260B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 260 MM DE LARGO

03820280 03820280C 03820280B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 280 MM DE LARGO

03820300 03820300C 03820300B CLAVO HUMERO MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 300 MM DE LARGO

38920200 38920200C 38920200B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 200 mm DE LARGO

38920225 38920225C 38920225B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 225 mm DE LARGO

38920250 38920250C 38920250B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 250 mm DE LARGO

38920275 38920275C 38920275B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 275 mm DE LARGO

38920300 38920300C 38920300B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO MDT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 300 mm DE LARGO

67820180 67820180C 67820180B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 180 mm DE LARGO
67820200 67820200C 67820200B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 200 mm DE LARGO
67820220 67820220C 67820220B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 220 mm DE LARGO
67820240 67820240C 67820240B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 240 mm DE LARGO
67820260 67820260C 67820260B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 260 mm DE LARGO
67820280 67820280C 67820280B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 280 mm DE LARGO
67820300 67820300C 67820300B CLAVO HUMERO MACIZO TIPO VRT C/ ATB. TOBRA. Ø 7 X 300 mm DE LARGO
50520200 50520200C 50520200B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 1,5 X 200 mm DE LARGO
50520400 50520400C 50520400B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 1,5 x 400 mm DE LARGO
03920250 03920250C 03920250B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 2 Y 250 MM DE LARGO
03920300 03920300C 03920300B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 2 Y 300 MM DE LARGO
03920350 03920350C 03920350B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 2 Y 350 MM DE LARGO
03920400 03920400C 03920400B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 2 Y 400 MM DE LARGO
04020250 04020250C 04020250B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 2,5 Y 250 MM DE LARGO
04020300 04020300C 04020300B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 2,5 Y MM DE LARGO
04020350 04020350C 04020350B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 2,5 Y 350 MM DE LARGO
04020400 04020400C 04020400B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 2,5 Y 400 MM DE LARGO
04120250 04120250C 04120250B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 3 Y 250 MM DE LARGO
04120300 04120300C 04120300B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 3 Y 300 MM DE LARGO
04120350 04120350C 04120350B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 3 Y 350 MM DE LARGO
04120400 04120400C 04120400B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 3 Y 400 MM DE LARGO
04220250 04220250C 04220250B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 3,5 Y 250 MM DE LARGO
TITIANIO
04220300 04220300C 04220300B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 3,5 Y 300 MM DE LARGO
04220350 04220350C 04220350B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 3,5 Y 300 MM DE LARGO
04220400 04220400C 04220400B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 3,5 Y 400 MM DE LARGO
04320250 04320250C 04320250B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 4 Y 250 MM DE LARGO
04320300 04320300C 04320300B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 4 Y 300 MM DE LARGO
04320350 04320350C 04320350B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 4 Y 350 MM DE LARGO
04320400 04320400C 04320400B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 4 Y 400 MM DE LARGO
54420400 54420400C 54420400B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 4,5 X 400 mm DE LARGO
54420450 54420450C 54420450B CLAVO NANCY C/ ATB. TOBRA. Ø 4,5 X 450 mm DE LARGO
31620065 31620065C 31620065B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA C/ ATB. TOBRA. 65 CM
31620650 31620650C 31620650B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA C/ ATB. TOBRA. 650 MM
31620750 31620750C 31620750B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA C/ ATB. TOBRA. 750 MM
31920160 31920160C 31920160B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2 X 160 MM
31920180 31920180C 31920180B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2 X 180 MM
31920200 31920200C 31920200B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2 X 200 MM
31920220 31920220C 31920220B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2 X 220 MM

31920240 31920240C 31920240B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2 X 240 MM
05420150 05420150C 05420150B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2.5 X 150 MM
30320160 30320160C 30320160B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2.5 X 160 MM
30320180 30320180C 30320180B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2.5 X 180 MM
30320200 30320200C 30320200B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2.5 X 200 MM
05420210 05420210C 05420210B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2.5 X 210 MM
30320220 30320220C 30320220B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2.5 X 220 MM
30320240 30320240C 30320240B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 2.5 X 240 MM
30420160 30420160C 30420160B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 3 X 160 MM
30420180 30420180C 30420180B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 3 X 180 MM
30420200 30420200C 30420200B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 3 X 200 MM
30420220 30420220C 30420220B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 3 X 220 MM
30420240 30420240C 30420240B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 3 X 240 MM
43920180 43920180C 43920180B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 3,5 X 180 mm
43920200 43920200C 43920200B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 3,5 X 200 mm
43920220 43920220C 43920220B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 3,5 X 220 mm
43920300 43920300C 43920300B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 3,5 X 300 mm
43920330 43920330C 43920330B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 3,5 X 330 mm
44020180 44020180C 44020180B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 4 X 180 mm
44020200 44020200C 44020200B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 4 X 200 mm
44020220 44020220C 44020220B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 4 X 220 mm
44020300 44020300C 44020300B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 4 X 300 mm
44020330 44020330C 44020330B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 4 X 330 mm
67420180 67420180C 67420180B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 180 mm
67420200 67420200C 67420200B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 200 mm
67420220 67420220C 67420220B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 220 mm
67420300 67420300C 67420300B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 300 mm
67420330 67420330C 67420330B CLAVO RUSH C/ ATB. TOBRA. Ø 5 X 330 mm
60820220 60820220C 60820220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 220 MM DE LARGO
60820225 60820225C 60820225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 225 MM DE LARGO
60820230 60820230C 60820230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 230 MM DE LARGO
60820235 60820235C 60820235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 235 MM DE LARGO
60820240 60820240C 60820240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 240 MM DE LARGO
60820245 60820245C 60820245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 245 MM DE LARGO
60820250 60820250C 60820250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 250 MM DE LARGO
60820255 60820255C 60820255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 255 MM DE LARGO
60820260 60820260C 60820260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 260 MM DE LARGO

60820270 60820270C 60820270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 270 MM DE LARGO

60820275 60820275C 60820275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 275 MM DE LARGO

60820280 60820280C 60820280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 280 MM DE LARGO

60820285 60820285C 60820285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 285 MM DE LARGO

60820290 60820290C 60820290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 290 MM DE LARGO

60820295 60820295C 60820295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 295 MM DE LARGO

60820300 60820300C 60820300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 300 MM DE LARGO

60820305 60820305C 60820305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 305 MM DE LARGO

60820310 60820310C 60820310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 310 MM DE LARGO

60820315 60820315C 60820315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 315 MM DE LARGO

60820320 60820320C 60820320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 320 MM DE LARGO

60820325 60820325C 60820325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 325 MM DE LARGO

60820335 60820335C 60820335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 335 MM DE LARGO

60820340 60820340C 60820340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 340 MM DE LARGO

60820345 60820345C 60820345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 345 MM DE LARGO

60820350 60820350C 60820350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 350 MM DE LARGO

60820355 60820355C 60820355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 355 MM DE LARGO

60820360 60820360C 60820360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 360 MM DE LARGO

60820365 60820365C 60820365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 365 MM DE LARGO

60820370 60820370C 60820370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 370 MM DE LARGO

60820375 60820375C 60820375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 375 MM DE LARGO

60820380 60820380C 60820380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 380 MM DE LARGO

60820390 60820390C 60820390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 390 MM DE LARGO

60820395 60820395C 60820395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 395 MM DE LARGO

60820400 60820400C 60820400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 400 MM DE LARGO

60820405 60820405C 60820405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 405 MM DE LARGO

60820410 60820410C 60820410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 410 MM DE LARGO

60820415 60820415C 60820415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 415 MM DE LARGO

60820420 60820420C 60820420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 420 MM DE LARGO

60820425 60820425C 60820425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 425 MM DE LARGO

60820430 60820430C 60820430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 430 MM DE LARGO

60820435 60820435C 60820435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 435 MM DE LARGO

60820440 60820440C 60820440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 440 MM DE LARGO

60820445 60820445C 60820445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 445 MM DE LARGO

60820450 60820450C 60820450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 450 MM DE LARGO

60820455 60820455C 60820455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 455 MM DE LARGO

60820460 60820460C 60820460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 460 MM DE LARGO

60820465 60820465C 60820465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 465 MM DE LARGO

60820470 60820470C 60820470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 470 MM DE LARGO

60820475 60820475C 60820475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 475 MM DE LARGO

60820480 60820480C 60820480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 480 MM DE LARGO

60820485 60820485C 60820485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
8,4 X 485 MM DE LARGO

60920220 60920220C 60920220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 220 MM DE LARGO

60920225 60920225C 60920225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 225 MM DE LARGO

60920230 60920230C 60920230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 230 MM DE LARGO

60920235 60920235C 60920235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 235 MM DE LARGO

60920240 60920240C 60920240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 240 MM DE LARGO

60920245 60920245C 60920245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 245 MM DE LARGO

60920250 60920250C 60920250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 250 MM DE LARGO

60920255 60920255C 60920255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 255 MM DE LARGO

60920260 60920260C 60920260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 260 MM DE LARGO

60920270 60920270C 60920270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 270 MM DE LARGO

60920275 60920275C 60920275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 275 MM DE LARGO

60920280 60920280C 60920280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 280 MM DE LARGO

60920285 60920285C 60920285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 285 MM DE LARGO

60920290 60920290C 60920290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 290MM DE LARGO

60920295 60920295C 60920295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 295 MM DE LARGO

60920300 60920300C 60920300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 300 MM DE LARGO

60920305 60920305C 60920305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 305 MM DE LARGO

60920310 60920310C 60920310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 310 MM DE LARGO

60920315 60920315C 60920315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 315 MM DE LARGO

60920320 60920320C 60920320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 320 MM DE LARGO

60920325 60920325C 60920325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 325 MM DE LARGO

60920330 60920330C 60920330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 330 MM DE LARGO

60920335 60920335C 60920335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 335 MM DE LARGO

60920340 60920340C 60920340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 340 MM DE LARGO

60920345 60920345C 60920345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 345 MM DE LARGO

60920350 60920350C 60920350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 350 MM DE LARGO

60920355 60920355C 60920355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 355 MM DE LARGO

60920360 60920360C 60920360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 360 MM DE LARGO

60920365 60920365C 60920365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 365 MM DE LARGO

60920370 60920370C 60920370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 370 MM DE LARGO

60920375 60920375C 60920375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 375 MM DE LARGO

60920380 60920380C 60920380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 380 MM DE LARGO

60920385 60920385C 60920385B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 385 MM DE LARGO

60920390 60920390C 60920390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 390 MM DE LARGO

60920395 60920395C 60920395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 395 MM DE LARGO

60920400 60920400C 60920400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 400 MM DE LARGO

60920405 60920405C 60920405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 405 MM DE LARGO

60920410 60920410C 60920410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 410 MM DE LARGO

60920415 60920415C 60920415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 415MM DE LARGO

60920420 60920420C 60920420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 420 MM DE LARGO

60920425 60920425C 60920425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 425 MM DE LARGO

60920430 60920430C 60920430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 430 MM DE LARGO

60920435 60920435C 60920435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 435 MM DE LARGO

60920440 60920440C 60920440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 440 MM DE LARGO

60920445 60920445C 60920445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 445 MM DE LARGO

60920450 60920450C 60920450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 450 MM DE LARGO

60920455 60920455C 60920455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 455 MM DE LARGO

60920460 60920460C 60920460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 460 MM DE LARGO

60920465 60920465C 60920465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 465 MM DE LARGO

60920470 60920470C 60920470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 470 MM DE LARGO

60920475 60920475C 60920475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 475 MM DE LARGO

60920480 60920480C 60920480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 480 MM DE LARGO

60920485 60920485C 60920485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9
X 485 MM DE LARGO

61020220 61020220C 61020220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 220 MM DE LARGO

61020225 61020225C 61020225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 225 MM DE LARGO

61020230 61020230C 61020230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 230 MM DE LARGO

61020235 61020235C 61020235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 235 MM DE LARGO

61020240 61020240C 61020240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 240 MM DE LARGO

61020245 61020245C 61020245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 245 MM DE LARGO

61020250 61020250C 61020250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 250 MM DE LARGO

61020255 61020255C 61020255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 255 MM DE LARGO

61020260 61020260C 61020260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 260 MM DE LARGO

61020270 61020270C 61020270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 270 MM DE LARGO

61020275 61020275C 61020275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 275 MM DE LARGO

61020280 61020280C 61020280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 280 MM DE LARGO

61020285 61020285C 61020285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 285 MM DE LARGO

61020290 61020290C 61020290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 290 MM DE LARGO

61020295 61020295C 61020295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 295 MM DE LARGO

61020300 61020300C 61020300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 300 MM DE LARGO

61020305 61020305C 61020305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 305 MM DE LARGO

61020310 61020310C 61020310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 310 MM DE LARGO

61020315 61020315C 61020315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 315 MM DE LARGO

61020320 61020320C 61020320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 320 MM DE LARGO

61020325 61020325C 61020325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 325 MM DE LARGO

61020330 61020330C 61020330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 330 MM DE LARGO

61020335 61020335C 61020335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 335 MM DE LARGO

61020340 61020340C 61020340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 340 MM DE LARGO

61020345 61020345C 61020345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 345 MM DE LARGO

61020350 61020350C 61020350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 350 MM DE LARGO

61020355 61020355C 61020355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 355 MM DE LARGO

61020360 61020360C 61020360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 360 MM DE LARGO

61020365 61020365C 61020365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 365 MM DE LARGO

61020370 61020370C 61020370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 370 MM DE LARGO

61020375 61020375C 61020375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 375 MM DE LARGO

61020380 61020380C 61020380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 380 MM DE LARGO

61020385 61020385C 61020385B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 385 MM DE LARGO

61020390 61020390C 61020390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 390 MM DE LARGO

61020395 61020395C 61020395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 395 MM DE LARGO

61020400 61020400C 61020400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 400 MM DE LARGO

61020405 61020405C 61020405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 405 MM DE LARGO

61020410 61020410C 61020410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 410 MM DE LARGO

61020415 61020415C 61020415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 415 MM DE LARGO

61020420 61020420C 61020420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 420 MM DE LARGO

61020425 61020425C 61020425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 425 MM DE LARGO

61020430 61020430C 61020430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 430 MM DE LARGO

61020435 61020435C 61020435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 435 MM DE LARGO

61020440 61020440C 61020440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 440 MM DE LARGO
61020445 61020445C 61020445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 445 MM DE LARGO
61020450 61020450C 61020450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 450 MM DE LARGO
61020455 61020455C 61020455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 455 MM DE LARGO
61020460 61020460C 61020460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 460 MM DE LARGO
61020465 61020465C 61020465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 465 MM DE LARGO
61020470 61020470C 61020470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 470 MM DE LARGO
61020475 61020475C 61020475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 475 MM DE LARGO
61020480 61020480C 61020480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 480 MM DE LARGO
61020485 61020485C 61020485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 485 MM DE LARGO
61120220 61120220C 61120220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 220 MM DE LARGO
61120225 61120225C 61120225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 225 MM DE LARGO
61120230 61120230C 61120230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 230 MM DE LARGO
61120235 61120235C 61120235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 235 MM DE LARGO
61120240 61120240C 61120240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 240 MM DE LARGO
61120245 61120245C 61120245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 245 MM DE LARGO
61120250 61120250C 61120250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 250 MM DE LARGO
61120255 61120255C 61120255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 255 MM DE LARGO
61120260 61120260C 61120260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 260 MM DE LARGO
61120270 61120270C 61120270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 270 MM DE LARGO
61120275 61120275C 61120275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 275 MM DE LARGO
61120280 61120280C 61120280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 280 MM DE LARGO
61120285 61120285C 61120285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 285 MM DE LARGO

61120290 61120290C 61120290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 290 MM DE LARGO

61120295 61120295C 61120295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 295 MM DE LARGO

61120300 61120300C 61120300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 300 MM DE LARGO

61120305 61120305C 61120305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 305 MM DE LARGO

61120310 61120310C 61120310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 310 MM DE LARGO

61120315 61120315C 61120315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 315 MM DE LARGO

61120320 61120320C 61120320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 320 MM DE LARGO

61120325 61120325C 61120325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 325 MM DE LARGO

61120330 61120330C 61120330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 330 MM DE LARGO

61120335 61120335C 61120335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 335 MM DE LARGO

61120340 61120340C 61120340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 340 MM DE LARGO

61120345 61120345C 61120345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 345 MM DE LARGO

61120350 61120350C 61120350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 350 MM DE LARGO

61120355 61120355C 61120355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 355 MM DE LARGO

61120360 61120360C 61120360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 360 MM DE LARGO

61120365 61120365C 61120365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 365 MM DE LARGO

61120370 61120370C 61120370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 370 MM DE LARGO

61120375 61120375C 61120375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 375 MM DE LARGO

61120380 61120380C 61120380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 380 MM DE LARGO

61120385 61120385C 61120385B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 385 MM DE LARGO

61120390 61120390C 61120390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 390 MM DE LARGO

61120395 61120395C 61120395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 395 MM DE LARGO

61120400 61120400C 61120400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 400 MM DE LARGO

61120405 61120405C 61120405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 405 MM DE LARGO

61120410 61120410C 61120410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 410 MM DE LARGO

61120415 61120415C 61120415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 415 MM DE LARGO

61120420 61120420C 61120420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 420 MM DE LARGO

61120425 61120425C 61120425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 425 MM DE LARGO

61120430 61120430C 61120430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 430 MM DE LARGO

61120435 61120435C 61120435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 435 MM DE LARGO

61120440 61120440C 61120440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 440 MM DE LARGO

61120445 61120445C 61120445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 445 MM DE LARGO

61120450 61120450C 61120450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 450 MM DE LARGO

61120455 61120455C 61120455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 455 MM DE LARGO

61120460 61120460C 61120460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 460 MM DE LARGO

61120465 61120465C 61120465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 465 MM DE LARGO

61120470 61120470C 61120470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 470 MM DE LARGO

61120475 61120475C 61120475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 475 MM DE LARGO

61120480 61120480C 61120480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 480 MM DE LARGO

61120485 61120485C 61120485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
11 X 485 MM DE LARGO

61220220 61220220C 61220220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 220 MM DE LARGO

61220225 61220225C 61220225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 225 MM DE LARGO

61220230 61220230C 61220230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 230 MM DE LARGO

61220235 61220235C 61220235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 235 MM DE LARGO

61220240 61220240C 61220240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 240 MM DE LARGO

61220245 61220245C 61220245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 245 MM DE LARGO

61220250 61220250C 61220250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 250 MM DE LARGO

61220255 61220255C 61220255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 255 MM DE LARGO

61220260 61220260C 61220260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 260 MM DE LARGO

61220270 61220270C 61220270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 270 MM DE LARGO

61220275 61220275C 61220275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 275 MM DE LARGO

61220280 61220280C 61220280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 280 MM DE LARGO

61220285 61220285C 61220285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 285 MM DE LARGO

61220290 61220290C 61220290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 290MM DE LARGO

61220295 61220295C 61220295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 295 MM DE LARGO

61220305 61220305C 61220305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 305 MM DE LARGO

61220310 61220310C 61220310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 310 MM DE LARGO

61220315 61220315C 61220315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 315 MM DE LARGO

61220320 61220320C 61220320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 320 MM DE LARGO

61220325 61220325C 61220325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 325 MM DE LARGO

61220330 61220330C 61220330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 330 MM DE LARGO

61220335 61220335C 61220335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 335 MM DE LARGO

61220340 61220340C 61220340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 340 MM DE LARGO

61220345 61220345C 61220345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 345 MM DE LARGO

61220350 61220350C 61220350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 350 MM DE LARGO

61220355 61220355C 61220355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 355 MM DE LARGO

61220360 61220360C 61220360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 360 MM DE LARGO

61220365 61220365C 61220365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 365 MM DE LARGO

61220370 61220370C 61220370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 370 MM DE LARGO

61220375 61220375C 61220375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 375 MM DE LARGO

61220380 61220380C 61220380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 380 MM DE LARGO

61220385 61220385C 61220385B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 385 MM DE LARGO

61220390 61220390C 61220390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 390 MM DE LARGO

61220395 61220395C 61220395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 395 MM DE LARGO

61220400 61220400C 61220400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 400 MM DE LARGO

61220405 61220405C 61220405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 405 MM DE LARGO

61220410 61220410C 61220410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 410 MM DE LARGO

61220415 61220415C 61220415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 415 MM DE LARGO

61220420 61220420C 61220420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 420 MM DE LARGO

61220425 61220425C 61220425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 425 MM DE LARGO

61220430 61220430C 61220430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 430 MM DE LARGO

61220435 61220435C 61220435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 435 MM DE LARGO

61220440 61220440C 61220440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 440 MM DE LARGO

61220445 61220445C 61220445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 445 MM DE LARGO

61220450 61220450C 61220450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 450 MM DE LARGO

61220455 61220455C 61220455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 455 MM DE LARGO

61220460 61220460C 61220460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 460 MM DE LARGO

61220465 61220465C 61220465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 465 MM DE LARGO

61220470 61220470C 61220470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 470 MM DE LARGO

61220475 61220475C 61220475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 475 MM DE LARGO

61220480 61220480C 61220480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 480 MM DE LARGO

61220485 61220485C 61220485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø
12 X 485 MM DE LARGO

106320220 106320220C 106320220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 220 MM DE LARGO

106320225 106320225C 106320225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 225 MM DE LARGO

106320230 106320230C 106320230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 230 MM DE LARGO

106320235 106320235C 106320235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 235 MM DE LARGO

106320240 106320240C 106320240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 240 MM DE LARGO

106320245 106320245C 106320245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 245 MM DE LARGO

106320250 106320250C 106320250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 250 MM DE LARGO

106320255 106320255C 106320255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 255 MM DE LARGO

106320260 106320260C 106320260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 260 MM DE LARGO

106320270 106320270C 106320270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 270 MM DE LARGO

106320275 106320275C 106320275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 275 MM DE LARGO

106320280 106320280C 106320280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 280 MM DE LARGO

106320285 106320285C 106320285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 285 MM DE LARGO

106320290 106320290C 106320290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 290 MM DE LARGO

106320295 106320295C 106320295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 295 MM DE LARGO

106320300 106320300C 106320300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 300 MM DE LARGO

106320305 106320305C 106320305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 305 MM DE LARGO

106320310 106320310C 106320310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 310 MM DE LARGO

106320315 106320315C 106320315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 315 MM DE LARGO

106320320 106320320C 106320320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 320 MM DE LARGO

106320325 106320325C 106320325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 325 MM DE LARGO

106320330 106320330C 106320330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 330 MM DE LARGO

106320335 106320335C 106320335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 335 MM DE LARGO

106320340 106320340C 106320340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 340 MM DE LARGO

106320345 106320345C 106320345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 345 MM DE LARGO

106320350 106320350C 106320350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 350 MM DE LARGO

106320355 106320355C 106320355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 355 MM DE LARGO

106320360 106320360C 106320360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 360 MM DE LARGO

106320365 106320365C 106320365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 365 MM DE LARGO

106320370 106320370C 106320370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 370 MM DE LARGO

106320375 106320375C 106320375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 375 MM DE LARGO

106320380 106320380C 106320380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 380 MM DE LARGO

106320385 106320385C 106320385B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 385 MM DE LARGO

106320390 106320390C 106320390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 390 MM DE LARGO

106320395 106320395C 106320395B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 395 MM DE LARGO

106320400 106320400C 106320400B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 400 MM DE LARGO

106320405 106320405C 106320405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 405 MM DE LARGO

106320410 106320410C 106320410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 410 MM DE LARGO

106320415 106320415C 106320415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 415 MM DE LARGO

106320420 106320420C 106320420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 420 MM DE LARGO

106320425 106320425C 106320425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 425 MM DE LARGO

106320430 106320430C 106320430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 430 MM DE LARGO

106320435 106320435C 106320435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 435 MM DE LARGO

106320440 106320440C 106320440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 440 MM DE LARGO

106320445 106320445C 106320445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 445 MM DE LARGO

106320450 106320450C 106320450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 450 MM DE LARGO

106320455 106320455C 106320455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 455 MM DE LARGO

106320460 106320460C 106320460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 460 MM DE LARGO

106320465 106320465C 106320465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 465 MM DE LARGO

106320470 106320470C 106320470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 470 MM DE LARGO

106320475 106320475C 106320475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 475 MM DE LARGO

106320480 106320480C 106320480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 480 MM DE LARGO

106320485 106320485C 106320485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 13 X 485 MM DE LARGO

106520220 106520220C 106520220B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 220 MM DE LARGO

106520225 106520225C 106520225B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 225 MM DE LARGO

106520230 106520230C 106520230B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 230 MM DE LARGO

106520235 106520235C 106520235B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 235 MM DE LARGO

106520240 106520240C 106520240B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 240 MM DE LARGO

106520245 106520245C 106520245B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 245 MM DE LARGO

106520250 106520250C 106520250B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 250 MM DE LARGO

106520255 106520255C 106520255B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 255 MM DE LARGO

106520260 106520260C 106520260B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 260 MM DE LARGO

106520270 106520270C 106520270B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 270 MM DE LARGO

106520275 106520275C 106520275B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 275 MM DE LARGO

106520280 106520280C 106520280B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 280 MM DE LARGO

106520285 106520285C 106520285B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 285 MM DE LARGO

106520290 106520290C 106520290B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 290 MM DE LARGO

106520295 106520295C 106520295B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 295 MM DE LARGO

106520300 106520300C 106520300B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 300 MM DE LARGO

106520305 106520305C 106520305B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 305 MM DE LARGO

106520310 106520310C 106520310B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 310 MM DE LARGO

106520315 106520315C 106520315B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 315 MM DE LARGO

106520320 106520320C 106520320B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 320 MM DE LARGO

106520325 106520325C 106520325B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 325 MM DE LARGO

106520330 106520330C 106520330B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 330 MM DE LARGO

106520335 106520335C 106520335B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 335 MM DE LARGO

106520340 106520340C 106520340B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 340 MM DE LARGO

106520345 106520345C 106520345B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 345 MM DE LARGO

106520350 106520350C 106520350B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 350 MM DE LARGO

106520355 106520355C 106520355B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 355 MM DE LARGO

106520360 106520360C 106520360B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 360 MM DE LARGO

106520365 106520365C 106520365B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 365 MM DE LARGO

106520370 106520370C 106520370B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 370 MM DE LARGO

106520375 106520375C 106520375B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 375 MM DE LARGO

106520380 106520380C 106520380B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 380 MM DE LARGO

106520390 106520390C 106520390B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 390 MM DE LARGO

106520405 106520405C 106520405B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 405 MM DE LARGO

106520410 106520410C 106520410B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 410 MM DE LARGO

106520415 106520415C 106520415B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 415MM DE LARGO

106520420 106520420C 106520420B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 420 MM DE LARGO

106520425 106520425C 106520425B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 425 MM DE LARGO

106520430 106520430C 106520430B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA.
Ø 14 X 430 MM DE LARGO

106520435 106520435C 106520435B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 435 MM DE LARGO

106520440 106520440C 106520440B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 440 MM DE LARGO

106520445 106520445C 106520445B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 445 MM DE LARGO

106520450 106520450C 106520450B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 450 MM DE LARGO

106520455 106520455C 106520455B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 455 MM DE LARGO

106520460 106520460C 106520460B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 460 MM DE LARGO

106520465 106520465C 106520465B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 465 MM DE LARGO

106520470 106520470C 106520470B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 470 MM DE LARGO

106520475 106520475C 106520475B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 475 MM DE LARGO

106520480 106520480C 106520480B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 480 MM DE LARGO

106520485 106520485C 106520485B CLAVO TIBIA CANULADO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 X 485 MM DE LARGO

04620220 04620220C 04620220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 220 MM DE LARGO

04620225 04620225C 04620225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 225 MM DE LARGO

04620230 04620230C 04620230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 230 MM DE LARGO

04620235 04620235C 04620235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 235 MM DE LARGO

04620240 04620240C 04620240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 240 MM DE LARGO

04620245 04620245C 04620245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 245 MM DE LARGO

04620250 04620250C 04620250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 250 MM DE LARGO

04620255 04620255C 04620255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 255 MM DE LARGO

04620260 04620260C 04620260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 260 MM DE LARGO

04620270 04620270C 04620270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 270 MM DE LARGO

04620275 04620275C 04620275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 275 MM DE LARGO

04620280 04620280C 04620280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 280 MM DE LARGO

04620285 04620285C 04620285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 285 MM DE LARGO

04620290 04620290C 04620290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 290 MM DE LARGO

04620295 04620295C 04620295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 295 MM DE LARGO

04620300 04620300C 04620300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 300 MM DE LARGO

04620305 04620305C 04620305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 305 MM DE LARGO

04620310 04620310C 04620310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 310 MM DE LARGO

04620315 04620315C 04620315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 315 MM DE LARGO

04620320 04620320C 04620320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 320 MM DE LARGO

04620325 04620325C 04620325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 325 MM DE LARGO

04620330 04620330C 04620330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 330 MM DE LARGO

04620335 04620335C 04620335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 335 MM DE LARGO

04620340 04620340C 04620340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 340 MM DE LARGO

04620345 04620345C 04620345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 345 MM DE LARGO

04620350 04620350C 04620350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 350 MM DE LARGO

04620355 04620355C 04620355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 355 MM DE LARGO

04620360 04620360C 04620360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 360 MM DE LARGO

04620365 04620365C 04620365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 365 MM DE LARGO

04620370 04620370C 04620370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 370 MM DE LARGO

04620375 04620375C 04620375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 375 MM DE LARGO

04620380 04620380C 04620380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 380 MM DE LARGO

04620385 04620385C 04620385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 385 MM DE LARGO

04620390 04620390C 04620390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 390 MM DE LARGO

04620395 04620395C 04620395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 395 MM DE LARGO

04620400 04620400C 04620400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 400 MM DE LARGO

04620405 04620405C 04620405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 405 MM DE LARGO

04620410 04620410C 04620410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 410 MM DE LARGO

04620415 04620415C 04620415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 415 MM DE LARGO

04620420 04620420C 04620420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 420 MM DE LARGO

04620425 04620425C 04620425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 425 MM DE LARGO

04620430 04620430C 04620430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 430 MM DE LARGO

04620435 04620435C 04620435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 435 MM DE LARGO

04620440 04620440C 04620440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 440 MM DE LARGO

04620445 04620445C 04620445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 445 MM DE LARGO

04620450 04620450C 04620450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 450 MM DE LARGO

04620455 04620455C 04620455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 455 MM DE LARGO

04620460 04620460C 04620460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 460 MM DE LARGO

04620465 04620465C 04620465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 465 MM DE LARGO

04620470 04620470C 04620470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 470 MM DE LARGO

04620475 04620475C 04620475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 475 MM DE LARGO

04620480 04620480C 04620480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 480 MM DE LARGO

04620485 04620485C 04620485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 485 MM DE LARGO

04720220 04720220C 04720220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 220 MM DE LARGO

04720225 04720225C 04720225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 225 MM DE LARGO

04720230 04720230C 04720230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 230 MM DE LARGO

04720235 04720235C 04720235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 235 MM DE LARGO

04720240 04720240C 04720240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 240 MM DE LARGO

04720245 04720245C 04720245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 245 MM DE LARGO

04720250 04720250C 04720250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 250 MM DE LARGO

04720255 04720255C 04720255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 255 MM DE LARGO

04720260 04720260C 04720260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 260 MM DE LARGO

04720270 04720270C 04720270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 270 MM DE LARGO

04720275 04720275C 04720275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 275 MM DE LARGO

04720280 04720280C 04720280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 280 MM DE LARGO

04720285 04720285C 04720285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 285 MM DE LARGO

04720290 04720290C 04720290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 290MM DE LARGO

04720295 04720295C 04720295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 295 MM DE LARGO

04720300 04720300C 04720300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 300 MM DE LARGO

04720305 04720305C 04720305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 305 MM DE LARGO

04720310 04720310C 04720310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 310 MM DE LARGO

04720315 04720315C 04720315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 315 MM DE LARGO

04720320 04720320C 04720320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 320 MM DE LARGO

04720325 04720325C 04720325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 325 MM DE LARGO

04720330 04720330C 04720330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 330 MM DE LARGO

04720335 04720335C 04720335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 335 MM DE LARGO

04720340 04720340C 04720340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 340 MM DE LARGO

04720345 04720345C 04720345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 345 MM DE LARGO

04720350 04720350C 04720350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 350 MM DE LARGO

04720355 04720355C 04720355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 355 MM DE LARGO

04720360 04720360C 04720360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 360 MM DE LARGO

04720365 04720365C 04720365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 365 MM DE LARGO

04720370 04720370C 04720370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 370 MM DE LARGO

04720375 04720375C 04720375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 375 MM DE LARGO

04720380 04720380C 04720380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 380 MM DE LARGO

04720385 04720385C 04720385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 385 MM DE LARGO

04720390 04720390C 04720390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 390 MM DE LARGO

04720395 04720395C 04720395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 395 MM DE LARGO

04720400 04720400C 04720400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 400 MM DE LARGO

04720405 04720405C 04720405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 405 MM DE LARGO

04720410 04720410C 04720410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 410 MM DE LARGO

04720415 04720415C 04720415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 415 MM DE LARGO

04720420 04720420C 04720420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 420 MM DE LARGO

04720425 04720425C 04720425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 425 MM DE LARGO

04720430 04720430C 04720430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 430 MM DE LARGO

04720435 04720435C 04720435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 435 MM DE LARGO

04720440 04720440C 04720440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 440 MM DE LARGO

04720445 04720445C 04720445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 445 MM DE LARGO

04720450 04720450C 04720450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 450 MM DE LARGO

04720455 04720455C 04720455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 455 MM DE LARGO

04720460 04720460C 04720460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 460 MM DE LARGO

04720465 04720465C 04720465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 465 MM DE LARGO

04720470 04720470C 04720470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 470 MM DE LARGO

04720475 04720475C 04720475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 475 MM DE LARGO

04720480 04720480C 04720480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 480 MM DE LARGO

04720485 04720485C 04720485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 485 MM DE LARGO

04820220 04820220C 04820220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 220 MM DE LARGO

04820225 04820225C 04820225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 225 MM DE LARGO

04820230 04820230C 04820230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 230 MM DE LARGO

04820235 04820235C 04820235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 235 MM DE LARGO

04820240 04820240C 04820240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 240 MM DE LARGO

04820245 04820245C 04820245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 245 MM DE LARGO

04820250 04820250C 04820250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 250 MM DE LARGO

04820255 04820255C 04820255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 255 MM DE LARGO

04820260 04820260C 04820260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 260 MM DE LARGO

04820270 04820270C 04820270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 270 MM DE LARGO

04820275 04820275C 04820275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 275 MM DE LARGO

04820280 04820280C 04820280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 280 MM DE LARGO

04820285 04820285C 04820285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 285 MM DE LARGO

04820290 04820290C 04820290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 290MM DE LARGO

04820295 04820295C 04820295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 295 MM DE LARGO

04820300 04820300C 04820300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 300 MM DE LARGO

04820305 04820305C 04820305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 305 MM DE LARGO

04820310 04820310C 04820310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 310 MM DE LARGO

04820315 04820315C 04820315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 315 MM DE LARGO

04820320 04820320C 04820320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 320 MM DE LARGO

04820325 04820325C 04820325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 325 MM DE LARGO

04820330 04820330C 04820330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 330 MM DE LARGO

04820335 04820335C 04820335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 335 MM DE LARGO

04820340 04820340C 04820340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 340 MM DE LARGO

04820345 04820345C 04820345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 345 MM DE LARGO

04820350 04820350C 04820350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 350 MM DE LARGO

04820355 04820355C 04820355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 355 MM DE LARGO

04820360 04820360C 04820360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 360 MM DE LARGO

04820365 04820365C 04820365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 365 MM DE LARGO

04820370 04820370C 04820370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 370 MM DE LARGO

04820375 04820375C 04820375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 375 MM DE LARGO

04820380 04820380C 04820380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 380 MM DE LARGO

04820385 04820385C 04820385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 385 MM DE LARGO

04820390 04820390C 04820390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 390 MM DE LARGO

04820395 04820395C 04820395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 395 MM DE LARGO

04820400 04820400C 04820400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 400 MM DE LARGO

04820405 04820405C 04820405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 405 MM DE LARGO

04820410 04820410C 04820410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 410 MM DE LARGO

04820415 04820415C 04820415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 415 MM DE LARGO

04820420 04820420C 04820420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 420 MM DE LARGO

04820425 04820425C 04820425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 425 MM DE LARGO

04820430 04820430C 04820430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 430 MM DE LARGO

04820435 04820435C 04820435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 435 MM DE LARGO

04820440 04820440C 04820440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 440 MM DE LARGO

04820445 04820445C 04820445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 445 MM DE LARGO

04820450 04820450C 04820450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 450 MM DE LARGO

04820455 04820455C 04820455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 455 MM DE LARGO

04820460 04820460C 04820460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 460 MM DE LARGO

04820465 04820465C 04820465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 465 MM DE LARGO

04820470 04820470C 04820470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 470 MM DE LARGO

04820475 04820475C 04820475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 475 MM DE LARGO

04820480 04820480C 04820480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 480 MM DE LARGO

04820485 04820485C 04820485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 485 MM DE LARGO

51920220 51920220C 51920220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 220 MM DE LARGO

51920225 51920225C 51920225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 225 MM DE LARGO

51920230 51920230C 51920230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 230 MM DE LARGO

51920235 51920235C 51920235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 235 MM DE LARGO

51920240 51920240C 51920240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 240 MM DE LARGO

51920245 51920245C 51920245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 245 MM DE LARGO

51920250 51920250C 51920250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 250 MM DE LARGO

51920255 51920255C 51920255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 255 MM DE LARGO

51920260 51920260C 51920260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 260 MM DE LARGO

51920270 51920270C 51920270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 270 MM DE LARGO

51920275 51920275C 51920275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 275 MM DE LARGO

51920280 51920280C 51920280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 280 MM DE LARGO

51920285 51920285C 51920285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 285 MM DE LARGO

51920290 51920290C 51920290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 290MM DE LARGO

51920295 51920295C 51920295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 295 MM DE LARGO

51920300 51920300C 51920300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 300 MM DE LARGO

51920305 51920305C 51920305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 305 MM DE LARGO

51920310 51920310C 51920310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 310 MM DE LARGO

51920315 51920315C 51920315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 315 MM DE LARGO

51920320 51920320C 51920320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 320 MM DE LARGO

51920325 51920325C 51920325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 325 MM DE LARGO

51920330 51920330C 51920330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 330 MM DE LARGO

51920335 51920335C 51920335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 335 MM DE LARGO

51920340 51920340C 51920340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 340 MM DE LARGO

51920345 51920345C 51920345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 345 MM DE LARGO

51920350 51920350C 51920350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 350 MM DE LARGO

51920355 51920355C 51920355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 355 MM DE LARGO

51920360 51920360C 51920360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 360 MM DE LARGO

51920365 51920365C 51920365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 365 MM DE LARGO

51920370 51920370C 51920370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 370 MM DE LARGO

51920375 51920375C 51920375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 375 MM DE LARGO

51920380 51920380C 51920380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 380 MM DE LARGO

51920385 51920385C 51920385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 385 MM DE LARGO

51920390 51920390C 51920390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 390 MM DE LARGO

51920395 51920395C 51920395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 395 MM DE LARGO

51920400 51920400C 51920400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 400 MM DE LARGO

51920405 51920405C 51920405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 405 MM DE LARGO

51920410 51920410C 51920410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 410 MM DE LARGO

51920415 51920415C 51920415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 415MM DE LARGO

51920420 51920420C 51920420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 420 MM DE LARGO

51920425 51920425C 51920425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 425 MM DE LARGO

51920430 51920430C 51920430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 430 MM DE LARGO

51920435 51920435C 51920435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 435 MM DE LARGO

51920440 51920440C 51920440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 440 MM DE LARGO

51920445 51920445C 51920445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 445 MM DE LARGO

51920450 51920450C 51920450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 450 MM DE LARGO

51920455 51920455C 51920455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 455 MM DE LARGO

51920460 51920460C 51920460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 460 MM DE LARGO

51920465 51920465C 51920465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 465 MM DE LARGO

51920470 51920470C 51920470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 470 MM DE LARGO

51920475 51920475C 51920475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 475 MM DE LARGO

51920480 51920480C 51920480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 480 MM DE LARGO

51920485 51920485C 51920485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12,7 Y 485 MM DE LARGO

113220220 113220220C 113220220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 220 MM DE LARGO

113220230 113220230C 113220230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 230 MM DE LARGO

113220235 113220235C 113220235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 235 MM DE LARGO

113220240 113220240C 113220240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 240 MM DE LARGO

113220245 113220245C 113220245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 245 MM DE LARGO

113220250 113220250C 113220250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 250 MM DE LARGO

113220255 113220255C 113220255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 255 MM DE LARGO

113220260 113220260C 113220260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 260 MM DE LARGO

113220265 113220265C 113220265B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 265 MM DE LARGO

113220270 113220270C 113220270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 270 MM DE LARGO

113220275 113220275C 113220275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 275 MM DE LARGO

113220280 113220280C 113220280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 280 MM DE LARGO

113220285 113220285C 113220285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 285 MM DE LARGO

113220290 113220290C 113220290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 290MM DE LARGO

113220295 113220295C 113220295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 295 MM DE LARGO

113220300 113220300C 113220300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 300 MM DE LARGO

113220305 113220305C 113220305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 305 MM DE LARGO

113220310 113220310C 113220310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 310 MM DE LARGO

113220315 113220315C 113220315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 315 MM DE LARGO

113220320 113220320C 113220320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 320 MM DE LARGO

113220325 113220325C 113220325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 325 MM DE LARGO

113220330 113220330C 113220330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 330 MM DE LARGO

113220335 113220335C 113220335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 335 MM DE LARGO

113220340 113220340C 113220340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 340 MM DE LARGO

113220345 113220345C 113220345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 345 MM DE LARGO

113220350 113220350C 113220350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 350 MM DE LARGO

113220355 113220355C 113220355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 355 MM DE LARGO

113220360 113220360C 113220360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 360 MM DE LARGO

113220365 113220365C 113220365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 365 MM DE LARGO

113220370 113220370C 113220370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 370 MM DE LARGO

113220375 113220375C 113220375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 375 MM DE LARGO

113220380 113220380C 113220380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 380 MM DE LARGO

113220385 113220385C 113220385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 385 MM DE LARGO

113220390 113220390C 113220390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 390 MM DE LARGO

113220395 113220395C 113220395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 395 MM DE LARGO

113220400 113220400C 113220400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 400 MM DE LARGO

113220405 113220405C 113220405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 405 MM DE LARGO

113220410 113220410C 113220410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 410 MM DE LARGO

113220415 113220415C 113220415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 415MM DE LARGO

113220420 113220420C 113220420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 420 MM DE LARGO

113220425 113220425C 113220425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 425 MM DE LARGO

113220430 113220430C 113220430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 430 MM DE LARGO

113220435 113220435C 113220435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 435 MM DE LARGO

113220440 113220440C 113220440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 440 MM DE LARGO

113220445 113220445C 113220445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 445 MM DE LARGO

113220450 113220450C 113220450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 450 MM DE LARGO

113220455 113220455C 113220455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 455 MM DE LARGO

113220460 113220460C 113220460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 460 MM DE LARGO

113220465 113220465C 113220465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 465 MM DE LARGO

113220470 113220470C 113220470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 470 MM DE LARGO

113220475 113220475C 113220475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 475 MM DE LARGO

113220480 113220480C 113220480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 480 MM DE LARGO

113220485 113220485C 113220485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 Y 485 MM DE LARGO

113320220 113320220C 113320220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 220 MM DE LARGO

113320225 113320225C 113320225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 225 MM DE LARGO

113320230 113320230C 113320230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 230 MM DE LARGO

113320235 113320235C 113320235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 235 MM DE LARGO

113320240 113320240C 113320240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 240 MM DE LARGO

113320245 113320245C 113320245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 245 MM DE LARGO

113320250 113320250C 113320250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 250 MM DE LARGO

113320255 113320255C 113320255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 255 MM DE LARGO

113320260 113320260C 113320260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 260 MM DE LARGO

113320270 113320270C 113320270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 270 MM DE LARGO

113320275 113320275C 113320275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 275 MM DE LARGO

113320280 113320280C 113320280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 280 MM DE LARGO

113320285 113320285C 113320285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 285 MM DE LARGO

113320290 113320290C 113320290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 290MM DE LARGO

113320295 113320295C 113320295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 295 MM DE LARGO

113320300 113320300C 113320300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 300 MM DE LARGO

113320305 113320305C 113320305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 305 MM DE LARGO

113320310 113320310C 113320310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 310 MM DE LARGO

113320315 113320315C 113320315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 315 MM DE LARGO

113320320 113320320C 113320320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 320 MM DE LARGO

113320325 113320325C 113320325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 325 MM DE LARGO

113320330 113320330C 113320330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 330 MM DE LARGO

113320335 113320335C 113320335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 335 MM DE LARGO

113320340 113320340C 113320340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 340 MM DE LARGO

113320345 113320345C 113320345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 345 MM DE LARGO

113320350 113320350C 113320350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 350 MM DE LARGO

113320355 113320355C 113320355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 355 MM DE LARGO

113320360 113320360C 113320360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 360 MM DE LARGO

113320365 113320365C 113320365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 365 MM DE LARGO

113320370 113320370C 113320370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 370 MM DE LARGO

113320375 113320375C 113320375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 375 MM DE LARGO

113320380 113320380C 113320380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 380 MM DE LARGO

113320385 113320385C 113320385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 385 MM DE LARGO

113320390 113320390C 113320390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 390 MM DE LARGO

113320395 113320395C 113320395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 395 MM DE LARGO

113320400 113320400C 113320400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 400 MM DE LARGO

113320405 113320405C 113320405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 405 MM DE LARGO

113320410 113320410C 113320410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 410 MM DE LARGO

113320415 113320415C 113320415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 415MM DE LARGO

113320420 113320420C 113320420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 420 MM DE LARGO

113320425 113320425C 113320425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 425 MM DE LARGO

113320430 113320430C 113320430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 430 MM DE LARGO

113320435 113320435C 113320435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 435 MM DE LARGO

113320440 113320440C 113320440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 440 MM DE LARGO

113320445 113320445C 113320445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 445 MM DE LARGO

113320450 113320450C 113320450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 450 MM DE LARGO

113320455 113320455C 113320455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 455 MM DE LARGO

113320460 113320460C 113320460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 460 MM DE LARGO

113320465 113320465C 113320465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 465 MM DE LARGO

113320470 113320470C 113320470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 470 MM DE LARGO

113320475 113320475C 113320475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 475 MM DE LARGO

113320480 113320480C 113320480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 480 MM DE LARGO

113320485 113320485C 113320485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 Y 485 MM DE LARGO

04420220 04420220C 04420220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 220 MM DE LARGO

04420225 04420225C 04420225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 225 MM DE LARGO

04420230 04420230C 04420230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 230 MM DE LARGO

04420235 04420235C 04420235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 235 MM DE LARGO

04420240 04420240C 04420240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 240 MM DE LARGO

04420245 04420245C 04420245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 245 MM DE LARGO

04420250 04420250C 04420250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 250 MM DE LARGO

04420255 04420255C 04420255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 255 MM DE LARGO

04420260 04420260C 04420260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 260 MM DE LARGO

04420270 04420270C 04420270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 270 MM DE LARGO

04420275 04420275C 04420275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 275 MM DE LARGO

04420280 04420280C 04420280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 280 MM DE LARGO

04420285 04420285C 04420285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 285 MM DE LARGO

04420290 04420290C 04420290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 290MM DE LARGO

04420295 04420295C 04420295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 295 MM DE LARGO

04420300 04420300C 04420300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 300 MM DE LARGO

04420305 04420305C 04420305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 305 MM DE LARGO

04420310 04420310C 04420310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 310 MM DE LARGO

04420315 04420315C 04420315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 315 MM DE LARGO

04420320 04420320C 04420320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 320 MM DE LARGO

04420325 04420325C 04420325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 325 MM DE LARGO

04420330 04420330C 04420330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 330 MM DE LARGO

04420335 04420335C 04420335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 335 MM DE LARGO

04420340 04420340C 04420340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 340 MM DE LARGO

04420345 04420345C 04420345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 345 MM DE LARGO

04420350 04420350C 04420350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 350 MM DE LARGO

04420355 04420355C 04420355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 355 MM DE LARGO

04420360 04420360C 04420360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 360 MM DE LARGO

04420365 04420365C 04420365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 365 MM DE LARGO

04420370 04420370C 04420370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 370 MM DE LARGO

04420375 04420375C 04420375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 375 MM DE LARGO

04420380 04420380C 04420380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 380 MM DE LARGO

04420385 04420385C 04420385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 385MM DE LARGO
04420390 04420390C 04420390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 390 MM DE LARGO
04420395 04420395C 04420395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 395 MM DE LARGO
04420400 04420400C 04420400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 400 MM DE LARGO
04420405 04420405C 04420405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 405 MM DE LARGO
04420410 04420410C 04420410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 410 MM DE LARGO
04420415 04420415C 04420415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 415MM DE LARGO
04420420 04420420C 04420420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 420 MM DE LARGO
04420425 04420425C 04420425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 425 MM DE LARGO
04420430 04420430C 04420430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 430 MM DE LARGO
04420435 04420435C 04420435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 435 MM DE LARGO
04420440 04420440C 04420440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 440 MM DE LARGO
04420445 04420445C 04420445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 445 MM DE LARGO
04420450 04420450C 04420450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 450 MM DE LARGO
04420455 04420455C 04420455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 455 MM DE LARGO
04420460 04420460C 04420460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 460 MM DE LARGO
04420465 04420465C 04420465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 465 MM DE LARGO
04420470 04420470C 04420470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 470 MM DE LARGO
04420475 04420475C 04420475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 475 MM DE LARGO
04420480 04420480C 04420480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 480 MM DE LARGO
04420485 04420485C 04420485B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 485 MM DE LARGO
04520220 04520220C 04520220B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 220 MM DE LARGO
04520225 04520225C 04520225B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 225 MM DE LARGO
04520230 04520230C 04520230B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 230 MM DE LARGO
04520235 04520235C 04520235B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 235 MM DE LARGO
04520240 04520240C 04520240B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 240 MM DE LARGO
04520245 04520245C 04520245B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 245 MM DE LARGO
04520250 04520250C 04520250B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 250 MM DE LARGO
04520255 04520255C 04520255B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 255 MM DE LARGO
04520260 04520260C 04520260B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 260 MM DE LARGO
04520270 04520270C 04520270B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 270 MM DE LARGO
04520275 04520275C 04520275B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 275 MM DE LARGO
04520280 04520280C 04520280B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 280 MM DE LARGO
04520285 04520285C 04520285B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 285 MM DE LARGO
04520290 04520290C 04520290B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 290MM DE LARGO
04520295 04520295C 04520295B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 295 MM DE LARGO
04520300 04520300C 04520300B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 300 MM DE LARGO
04520305 04520305C 04520305B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 305 MM DE LARGO
04520310 04520310C 04520310B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 310 MM DE LARGO
04520315 04520315C 04520315B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 315 MM DE LARGO
04520320 04520320C 04520320B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 320 MM DE LARGO
04520325 04520325C 04520325B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 325 MM DE LARGO
04520330 04520330C 04520330B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 330 MM DE LARGO
04520335 04520335C 04520335B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 335 MM DE LARGO
04520340 04520340C 04520340B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 340 MM DE LARGO
04520345 04520345C 04520345B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 345 MM DE LARGO

04520350 04520350C 04520350B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 350 MM DE LARGO
04520355 04520355C 04520355B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 355 MM DE LARGO
04520360 04520360C 04520360B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 360 MM DE LARGO
04520365 04520365C 04520365B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 365 MM DE LARGO
04520370 04520370C 04520370B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 370 MM DE LARGO
04520375 04520375C 04520375B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 375 MM DE LARGO
04520380 04520380C 04520380B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 380 MM DE LARGO
04520385 04520385C 04520385B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 385 MM DE LARGO
04520390 04520390C 04520390B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 390 MM DE LARGO
04520395 04520395C 04520395B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 395 MM DE LARGO
04520400 04520400C 04520400B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 400 MM DE LARGO
04520405 04520405C 04520405B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 405 MM DE LARGO
04520410 04520410C 04520410B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 410 MM DE LARGO
04520415 04520415C 04520415B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 415 MM DE LARGO
04520420 04520420C 04520420B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 420 MM DE LARGO
04520425 04520425C 04520425B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 425 MM DE LARGO
04520430 04520430C 04520430B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 430 MM DE LARGO
04520435 04520435C 04520435B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 435 MM DE LARGO
04520440 04520440C 04520440B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 440 MM DE LARGO
04520445 04520445C 04520445B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 445 MM DE LARGO
04520450 04520450C 04520450B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 450 MM DE LARGO
04520455 04520455C 04520455B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 455 MM DE LARGO
04520460 04520460C 04520460B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 460 MM DE LARGO
04520465 04520465C 04520465B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 465 MM DE LARGO
04520470 04520470C 04520470B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 470 MM DE LARGO
04520475 04520475C 04520475B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 475 MM DE LARGO
04520480 04520480C 04520480B CLAVO TIBIA CANULADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 480 MM DE LARGO
76820300 76820300C 76820300B CLAVO TIBIA MACIZO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 X
300mm DE largo
76820315 76820315C 76820315B CLAVO TIBIA MACIZO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 X
315mm de largo
76820330 76820330C 76820330B CLAVO TIBIAMACIZO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 X
330mm de Largo
76820345 76820345C 76820345B CLAVO TIBIA MACIZO MULTIACERROJADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x
345mm
05120270 05120270C 05120270B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 270 MM DE LARGO
05120285 05120285C 05120285B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 285 MM DE LARGO
05120300 05120300C 05120300B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 300 MM DE LARGO
05120315 05120315C 05120315B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 315 MM DE LARGO
05120330 05120330C 05120330B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 330 MM DE LARGO
05120345 05120345C 05120345B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 345 MM DE LARGO
05120360 05120360C 05120360B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 360 MM DE LARGO
05120380 05120380C 05120380B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 Y 380 MM DE LARGO
05220270 05220270C 05220270B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 270 MM DE LARGO
05220285 05220285C 05220285B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 285 MM DE LARGO
05220300 05220300C 05220300B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 300 MM DE LARGO

05220315 05220315C 05220315B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 315 MM DE LARGO
05220330 05220330C 05220330B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 330 MM DE LARGO
05220345 05220345C 05220345B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 345 MM DE LARGO
05220360 05220360C 05220360B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 360 MM DE LARGO
05220380 05220380C 05220380B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 Y 380 MM DE LARGO
05320270 05320270C 05320270B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 270 MM DE LARGO
05320285 05320285C 05320285B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 285 MM DE LARGO
05320300 05320300C 05320300B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 300 MM DE LARGO
05320315 05320315C 05320315B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 315 MM DE LARGO
05320330 05320330C 05320330B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 330 MM DE LARGO
05320345 05320345C 05320345B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 345 MM DE LARGO
05320360 05320360C 05320360B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 360 MM DE LARGO
05320380 05320380C 05320380B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 12 Y 380 MM DE LARGO
04920270 04920270C 04920270B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 270 MM DE LARGO
04920285 04920285C 04920285B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 285 MM DE LARGO
04920300 04920300C 04920300B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 300 MM DE LARGO
04920315 04920315C 04920315B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 315 MM DE LARGO
04920330 04920330C 04920330B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 330 MM DE LARGO
04920345 04920345C 04920345B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 345 MM DE LARGO
04920360 04920360C 04920360B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 360 MM DE LARGO
04920380 04920380C 04920380B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 Y 380 MM DE LARGO
05020270 05020270C 05020270B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 270 MM DE LARGO
05020285 05020285C 05020285B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 285 MM DE LARGO
05020300 05020300C 05020300B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 300 MM DE LARGO
05020315 05020315C 05020315B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 315 MM DE LARGO
05020330 05020330C 05020330B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 330 MM DE LARGO
05020345 05020345C 05020345B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 345 MM DE LARGO
05020360 05020360C 05020360B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 360 MM DE LARGO
05020380 05020380C 05020380B CLAVO TIBIA MACIZO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 Y 380 MM DE LARGO
79320195 79320195C 79320195B CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES C/ ATB. TOBRA. Ø
10 X 195mm de Largo
79420195 79420195C 79420195B CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES C/ ATB. TOBRA. Ø
11 x 195mm de Largo
79520195 79520195C 79520195B CLAVO TIPO GAMMA CORTO Modelo PROHUES C/ ATB. TOBRA. Ø
12 x 195mm de Largo
59520200 59520200C 59520200B CLAVO TIPO GAMMA CORTO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 200 mm DE
LARGO
59520240 59520240C 59520240B CLAVO TIPO GAMMA CORTO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 X 240 mm DE
LARGO
59620200 59620200C 59620200B CLAVO TIPO GAMMA CORTO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 200 mm DE
LARGO
59620240 59620240C 59620240B CLAVO TIPO GAMMA CORTO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 240 mm DE
LARGO
59720360 59720360C 59720360B CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 360
mm DE LARGO
59720380 59720380C 59720380B CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 380

mm DE LARGO

59720400 59720400C 59720400B CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 400 mm DE LARGO

59720420 59720420C 59720420B CLAVO TIPO GAMMA LARGO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 420 mm DE LARGO

59820360 59820360C 59820360B CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 360 mm DE LARGO

59820380 59820380C 59820380B CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 380 mm DE LARGO

59820400 59820400C 59820400B CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 400 mm DE LARGO

59820420 59820420C 59820420B CLAVO TIPO GAMMA LARGO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 420 mm DE LARGO

75420670 75420670C 75420670B CLAVO TIPO GAMMA LARGO RECTO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 670 mm de Largo

77620200 77620200C 77620200B CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 200mm de Largo

77620240 77620240C 77620240B CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 240 mm de Largo

77720200 77720200C 77720200B CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 200mm de Largo

77720240 77720240C 77720240B CLAVO TIPO GAMMA MDT CORTO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 240mm de Largo

76220300 76220300C 76220300B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 X 300mm de Largo

76220330 76220330C 76220330B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 330mm de Largo

76220360 76220360C 76220360B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 360mm de Largo

76220390 76220390C 76220390B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 390mm de Largo

76220420 76220420C 76220420B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 420mm de Largo

76320300 76320300C 76320300B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 300mm de Largo

76320330 76320330C 76320330B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 330mm de Largo

76320360 76320360C 76320360B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 360mm de Largo

76320390 76320390C 76320390B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 390mm de Largo

76320420 76320420C 76320420B CLAVO TIPO GAMMA MDT LARGO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 420mm de Largo

60020001 60020001C 60020001B PORNILLO PRISIONERO LARGO P/CLAVO TIPO GAMMA

71120001 71120001C 71120001B PRISIONERO EXTERNO PARA CLAVO GAMMA 001

71020001 71020001C 71020001B PRISIONERO INTERNO PARA CLAVO GAMMA 001

71020019 71020019C 71020019B PRISIONERO INTERNO PARA CLAVO GAMMA MDT
57320019 57320019C 57320019B TAPON PARA CLAVO DE FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 X 19 mm DE LARGO
36620011 36620011C 36620011B TAPON PARA CLAVO DE HUMERO C/ ATB. TOBRA. Ø 6 PASO 1mm
56220019 56220019C 56220019B TAPON PARA CLAVO DE TIBIA C/ ATB. TOBRA. Ø 9 X 19 mm DE LARGO
33820008 33820008C 33820008B TAPON PARA CLAVO DE TIBIA O FEMUR C/ ATB. TOBRA. Ø 8 PASO 1mm
85320005 85320005C 85320005B TAPON PARA CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 5mm de Largo
84920540 84920540C 84920540B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 11.5 X 540mm de LARGO
84920580 84920580C 84920580B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 11.5 X 580mm de LARGO
84920620 84920620C 84920620B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 11.5 X 620mm de LARGO
84920640 84920640C 84920640B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 11.5 X 640mm de LARGO
84920700 84920700C 84920700B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 11.5 X 700mm de LARGO
84920740 84920740C 84920740B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 11.5 X 740mm de LARGO
84920780 84920780C 84920780B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 11.5 X 780mm de LARGO
85020540 85020540C 85020540B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 540mm de LARGO
85020580 85020580C 85020580B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 580mm de LARGO
85020620 85020620C 85020620B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 620mm de LARGO
85020640 85020640C 85020640B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 640mm de LARGO
85020700 85020700C 85020700B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 700mm de LARGO
85020740 85020740C 85020740B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 740mm de LARGO
85020780 85020780C 85020780B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA IZQUIERDA C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 780mm de LARGO
85120540 85120540C 85120540B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. TOBRA. Ø 11,5 X 540MM DE LARGO
85120580 85120580C 85120580B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. TOBRA. Ø 11,5 X 580MM DE LARGO
85120620 85120620C 85120620B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. TOBRA. Ø 11,5 X 620MM DE LARGO
85120640 85120640C 85120640B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. TOBRA. Ø 11,5 X 640MM DE LARGO

85120700 85120700C 85120700B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. TOBRA. Ø 11,5 X 700MM DE LARGO
85120740 85120740C 85120740B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. TOBRA. Ø 11,5 X 740MM DE LARGO
85120780 85120780C 85120780B CLAVO P/ARTRODESIS DE RODILLA DERECHA C/ ATB. TOBRA. Ø 11,5 X 780MM DE LARGO
85220540 85220540C 85220540B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 540mm de LARGO
85220580 85220580C 85220580B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 580mm de LARGO
85220620 85220620C 85220620B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 620mm de LARGO
85220640 85220640C 85220640B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 640mm de LARGO
85220700 85220700C 85220700B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 700mm de LARGO
85220740 85220740C 85220740B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 740mm de LARGO
85220780 85220780C 85220780B CLAVO DE ARTRODESIS RODILLA DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 13 X 780mm de LARGO
85520150 85520150C 85520150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 150mm de Largo
85520200 85520200C 85520200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 200mm de Largo
85520300 85520300C 85520300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 300mm de Largo
85620150 85620150C 85620150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 150mm de Largo
85620200 85620200C 85620200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 200mm de Largo
85620300 85620300C 85620300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 300mm de Largo
85720150 85720150C 85720150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 150mm de Largo
85720200 85720200C 85720200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 200mm de Largo
85720300 85720300C 85720300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 300mm de Largo
85820150 85820150C 85820150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 150mm de Largo
85820200 85820200C 85820200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 200mm de Largo
85820300 85820300C 85820300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 300mm de Largo
85920150 85920150C 85920150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 150mm de Largo

85920200 85920200C 85920200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 200mm de Largo

85920300 85920300C 85920300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 300mm de Largo

86020150 86020150C 86020150B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 150mm de Largo

86020200 86020200C 86020200B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 200mm de Largo

86020300 86020300C 86020300B CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 300mm de Largo

86420160 86420160C 86420160B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 160mm de Largo

86420180 86420180C 86420180B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 180mm de Largo

86420200 86420200C 86420200B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 200mm de Largo

86420220 86420220C 86420220B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 220mm de Largo

86420240 86420240C 86420240B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 240mm de Largo

86420260 86420260C 86420260B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 260mm de Largo

86420280 86420280C 86420280B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 280mm de Largo

86420300 86420300C 86420300B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 300mm de Largo

86420320 86420320C 86420320B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 320mm de Largo

86420340 86420340C 86420340B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 340mm de Largo

86420360 86420360C 86420360B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 360mm de Largo

86420380 86420380C 86420380B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 380mm de Largo

86420400 86420400C 86420400B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 400mm de Largo

86420420 86420420C 86420420B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 420mm de Largo

86420440 86420440C 86420440B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 440mm de Largo

86420460 86420460C 86420460B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 460mm de Largo

86420480 86420480C 86420480B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 10mm x 480mm de Largo

86520160 86520160C 86520160B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 160mm de Largo

86520180 86520180C 86520180B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 180mm
de Largo

86520200 86520200C 86520200B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 200mm
de Largo

86520220 86520220C 86520220B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 220mm
de Largo

86520240 86520240C 86520240B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 240mm
de Largo

86520260 86520260C 86520260B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 260mm
de Largo

86520280 86520280C 86520280B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 280mm
de Largo

86520300 86520300C 86520300B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 300mm
de Largo

86520320 86520320C 86520320B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 320mm
de Largo

86520340 86520340C 86520340B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 340mm
de Largo

86520360 86520360C 86520360B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 360mm
de Largo

86520380 86520380C 86520380B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 380mm
de Largo

86520400 86520400C 86520400B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 400mm
de Largo

86520420 86520420C 86520420B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 420mm
de Largo

86520440 86520440C 86520440B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 440mm
de Largo

86520460 86520460C 86520460B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 460mm
de Largo

86520480 86520480C 86520480B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 11mm x 480mm
de Largo

86620160 86620160C 86620160B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 160mm
de Largo

86620180 86620180C 86620180B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 180mm
de Largo

86620200 86620200C 86620200B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 200mm
de Largo

86620220 86620220C 86620220B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 220mm
de Largo

86620240 86620240C 86620240B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 240mm
de Largo

86620260 86620260C 86620260B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 260mm
de Largo

86620280 86620280C 86620280B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 280mm
de Largo

86620300 86620300C 86620300B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 300mm
de Largo

86620320 86620320C 86620320B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 320mm
de Largo

86620340 86620340C 86620340B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 340mm
de Largo

86620360 86620360C 86620360B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 360mm
de Largo

86620380 86620380C 86620380B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 380mm
de Largo

86620400 86620400C 86620400B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 400mm
de Largo

86620420 86620420C 86620420B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 420mm
de Largo

86620440 86620440C 86620440B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 440mm
de Largo

86620460 86620460C 86620460B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 460mm
de Largo

86620480 86620480C 86620480B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 12mm x 480mm
de Largo

86720160 86720160C 86720160B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 160mm
de Largo

86720180 86720180C 86720180B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 180mm
de Largo

86720200 86720200C 86720200B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 200mm
de Largo

86720220 86720220C 86720220B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 220mm
de Largo

86720240 86720240C 86720240B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 240mm
de Largo

86720260 86720260C 86720260B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 260mm
de Largo

86720280 86720280C 86720280B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 280mm
de Largo

86720300 86720300C 86720300B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 300mm
de Largo

86720320 86720320C 86720320B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 320mm
de Largo

86720340 86720340C 86720340B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 340mm
de Largo

86720360 86720360C 86720360B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 360mm
de Largo

86720380 86720380C 86720380B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 380mm
de Largo

86720400 86720400C 86720400B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 400mm
de Largo

86720420 86720420C 86720420B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 420mm
de Largo

86720440 86720440C 86720440B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 440mm
de Largo

86720460 86720460C 86720460B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 460mm
de Largo

86720480 86720480C 86720480B CLAVO FEMORAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 13mm x 480mm
de Largo

86820140 86820140C 86820140B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 140mm
de Largo

86820160 86820160C 86820160B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 160mm
de Largo

86820180 86820180C 86820180B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 180mm
de Largo

86820190 86820190C 86820190B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 190mm
de Largo

86820200 86820200C 86820200B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 200mm
de Largo

86820210 86820210C 86820210B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 210mm
de Largo

86820220 86820220C 86820220B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 220mm
de Largo

86820230 86820230C 86820230B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 230mm
de Largo

86820240 86820240C 86820240B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 240mm
de Largo

86820250 86820250C 86820250B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 250mm
de Largo

86820260 86820260C 86820260B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 260mm
de Largo

86820280 86820280C 86820280B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 280mm
de Largo

86820290 86820290C 86820290B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 290mm
de Largo

86820300 86820300C 86820300B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 300mm
de Largo

86820310 86820310C 86820310B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 310mm
de Largo

86820320 86820320C 86820320B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 7mm x 320mm
de Largo

86920140 86920140C 86920140B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 140mm
de Largo

86920160 86920160C 86920160B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 160mm
de Largo

86920180 86920180C 86920180B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 180mm
de Largo

86920200 86920200C 86920200B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 200mm de Largo

86920200 86920200C 86920200B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 200mm de Largo

86920210 86920210C 86920210B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 210mm de Largo

86920220 86920220C 86920220B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 220mm de Largo

86920230 86920230C 86920230B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 230mm de Largo

86920240 86920240C 86920240B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 240mm de Largo

86920250 86920250C 86920250B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 250mm de Largo

86920260 86920260C 86920260B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 260mm de Largo

86920280 86920280C 86920280B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 280mm de Largo

86920290 86920290C 86920290B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 290mm de Largo

86920300 86920300C 86920300B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 300mm de Largo

86920310 86920310C 86920310B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 310mm de Largo

86920320 86920320C 86920320B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 8mm x 320mm de Largo

87020140 87020140C 87020140B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 140mm de Largo

87020160 87020160C 87020160B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 160mm de Largo

87020180 87020180C 87020180B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 180mm de Largo

87020190 87020190C 87020190B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 190mm de Largo

87020200 87020200C 87020200B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 200mm de Largo

87020210 87020210C 87020210B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 210mm de Largo

87020220 87020220C 87020220B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 220mm de Largo

87020230 87020230C 87020230B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 230mm de Largo

87020240 87020240C 87020240B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 240mm de Largo

87020250 87020250C 87020250B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 250mm de Largo

87020260 87020260C 87020260B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 260mm de Largo

87020280 87020280C 87020280B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 280mm de Largo

87020290 87020290C 87020290B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 290mm de Largo

87020300 87020300C 87020300B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 300mm de Largo

87020310 87020310C 87020310B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 310mm de Largo

87020320 87020320C 87020320B CLAVO HUMERAL RETROGRADO C/ ATB. TOBRA. Ø 9mm x 320mm de Largo

116220320 116220320C 116220320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 320 MM

116220340 116220340C 116220340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 340 MM

116220360 116220360C 116220360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 360 MM

116220380 116220380C 116220380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 380 MM

116220400 116220400C 116220400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 400 MM

116220420 116220420C 116220420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 420 MM

116220440 116220440C 116220440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 440 MM

116220460 116220460C 116220460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 460 MM

116220480 116220480C 116220480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 480 MM

115220320 115220320C 115220320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 320 MM

115220340 115220340C 115220340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 340 MM

115220360 115220360C 115220360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 360 MM

115220380 115220380C 115220380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 380 MM

115220400 115220400C 115220400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 400 MM

115220420 115220420C 115220420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 420 MM

115220440 115220440C 115220440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 440 MM

115220460 115220460C 115220460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 460 MM

115220480 115220480C 115220480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 9 x 480 MM

115320320 115320320C 115320320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 10 x 320 MM

115320340 115320340C 115320340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 10 x 340 MM

115320360 115320360C 115320360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 10 x 360 MM

115320380 115320380C 115320380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 10 x 380 MM

115320400 115320400C 115320400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 10 x 400 MM

115320420 115320420C 115320420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 10 x 420 MM

115320440 115320440C 115320440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 10 x 440 MM

115320460 115320460C 115320460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 10 x 460 MM

115320480 115320480C 115320480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 10 x 480 MM

115420320 115420320C 115420320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 11 x 320 MM

115420340 115420340C 115420340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 11 x 340 MM

115420360 115420360C 115420360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 11 x 360 MM

115420380 115420380C 115420380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 11 x 380 MM

115420400 115420400C 115420400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 11 x 400 MM

115420420 115420420C 115420420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 11 x 420 MM

115420440 115420440C 115420440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 11 x 440 MM

115420460 115420460C 115420460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 11 x 460 MM

115420480 115420480C 115420480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 11 x 480 MM

115520320 115520320C 115520320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 12 x 320 MM

115520340 115520340C 115520340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 12 x 340 MM

115520360 115520360C 115520360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 12 x 360 MM

115520380 115520380C 115520380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 12 x 380 MM

115520400 115520400C 115520400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 12 x 400 MM

115520420 115520420C 115520420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 12 x 420 MM

115520440 115520440C 115520440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 12 x 440 MM

115520460 115520460C 115520460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 12 x 460 MM

115520480 115520480C 115520480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 12 x 480 MM

115620320 115620320C 115620320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 13 x 320 MM

115620340 115620340C 115620340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 13 x 340 MM

115620360 115620360C 115620360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 13 x 360 MM

115620380 115620380C 115620380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 13 x 380 MM

115620400 115620400C 115620400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 13 x 400 MM

115620420 115620420C 115620420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 13 x 420 MM

115620440 115620440C 115620440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 13 x 440 MM

115620460 115620460C 115620460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 13 x 460 MM

115620480 115620480C 115620480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 13 x 480 MM

116320320 116320320C 116320320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 14 x 320 MM

116320340 116320340C 116320340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 14 x 340 MM

116320360 116320360C 116320360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 14 x 360 MM

116320380 116320380C 116320380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 14 x 380 MM

116320400 116320400C 116320400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 14 x 400 MM

116320420 116320420C 116320420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 14 x 420 MM

116320440 116320440C 116320440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 14 x 440 MM

116320460 116320460C 116320460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 14 x 460 MM

116320480 116320480C 116320480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 14 x 480 MM

116420320 116420320C 116420320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 15 x 320 MM

116420340 116420340C 116420340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 15 x 340 MM

116420360 116420360C 116420360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 15 x 360 MM

116420380 116420380C 116420380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 15 x 380 MM

116420400 116420400C 116420400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 15 x 400 MM

116420420 116420420C 116420420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 15 x 420 MM

116420440 116420440C 116420440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 15 x 440 MM

116420460 116420460C 116420460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 15 x 460 MM

116420480 116420480C 116420480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO DERECHO C/
ATB. TOBRA. Ø 15 x 480 MM

116520320 116520320C 116520320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 320 MM

116520340 116520340C 116520340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 340 MM

116520360 116520360C 116520360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 360 MM

116520380 116520380C 116520380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 380 MM

116520400 116520400C 116520400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 400 MM

116520420 116520420C 116520420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 420 MM

116520440 116520440C 116520440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 440 MM

116520460 116520460C 116520460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 460 MM

116520480 116520480C 116520480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 480 MM

115720320 115720320C 115720320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 320 MM

115720340 115720340C 115720340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 340 MM

115720360 115720360C 115720360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 360 MM

115720380 115720380C 115720380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 380 MM

115720400 115720400C 115720400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 400 MM

115720420 115720420C 115720420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 420 MM

115720440 115720440C 115720440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 440 MM

115720460 115720460C 115720460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 460 MM

115720480 115720480C 115720480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 480 MM

115820320 115820320C 115820320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 320 MM

115820340 115820340C 115820340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 340 MM

115820360 115820360C 115820360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 360 MM

115820380 115820380C 115820380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 380 MM

115820400 115820400C 115820400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 400 MM

115820420 115820420C 115820420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 420 MM

115820440 115820440C 115820440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 440 MM

115820460 115820460C 115820460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 460 MM

115820480 115820480C 115820480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 480 MM

115920320 115920320C 115920320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 320 MM

115920340 115920340C 115920340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 340 MM

115920360 115920360C 115920360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 360 MM

115920380 115920380C 115920380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 380 MM

115920400 115920400C 115920400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 400 MM

115920420 115920420C 115920420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 420 MM

115920440 115920440C 115920440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 440 MM

115920460 115920460C 115920460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 460 MM

115920480 115920480C 115920480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 480 MM

116020320 116020320C 116020320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 320 MM

116020340 116020340C 116020340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 340 MM

116020360 116020360C 116020360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 360 MM

116020380 116020380C 116020380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 380 MM

116020400 116020400C 116020400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 400 MM

116020420 116020420C 116020420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 420 MM

116020440 116020440C 116020440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 440 MM

116020460 116020460C 116020460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 460 MM

116020480 116020480C 116020480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 480 MM

116120320 116120320C 116120320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 320 MM

116120340 116120340C 116120340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 340 MM

116120360 116120360C 116120360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 360 MM

116120380 116120380C 116120380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 380 MM

116120400 116120400C 116120400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 400 MM

116120420 116120420C 116120420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 420 MM

116120440 116120440C 116120440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 440 MM

116120460 116120460C 116120460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 460 MM

116120480 116120480C 116120480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 480 MM

116620320 116620320C 116620320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 320 MM

116620340 116620340C 116620340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 340 MM

116620360 116620360C 116620360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 360 MM

116620380 116620380C 116620380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 380 MM

116620400 116620400C 116620400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 400 MM

116620420 116620420C 116620420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO
C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 420 MM

116620440 116620440C 116620440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 440 MM

116620460 116620460C 116620460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 460 MM

116620480 116620480C 116620480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 480 MM

116720320 116720320C 116720320B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 x 320 MM

116720340 116720340C 116720340B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 x 340 MM

116720360 116720360C 116720360B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 x 360 MM

116720380 116720380C 116720380B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 x 380 MM

116720400 116720400C 116720400B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 x 400 MM

116720420 116720420C 116720420B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 x 420 MM

116720440 116720440C 116720440B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 x 440 MM

116720460 116720460C 116720460B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 x 460 MM

116720480 116720480C 116720480B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 15 x 480 MM

118120240 118120240C 118120240B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 240 MM

118220240 118220240C 118220240B CLAVO DE FEMUR ANATOMICO DOBLE CERROJO C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 240 MM

116820160 116820160C 116820160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 160 MM

116820170 116820170C 116820170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 170 MM

116820180 116820180C 116820180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 180 MM

116820190 116820190C 116820190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 190 MM

116820200 116820200C 116820200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 200 MM

116820210 116820210C 116820210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 210 MM

116820220 116820220C 116820220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 220 MM

116820230 116820230C 116820230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 230 MM

116820240 116820240C 116820240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 240 MM

116820250 116820250C 116820250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 250 MM
116820260 116820260C 116820260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 260 MM
116820270 116820270C 116820270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 270 MM
116820280 116820280C 116820280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 280 MM
116820290 116820290C 116820290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 290 MM
116820300 116820300C 116820300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 300 MM
116820310 116820310C 116820310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 310 MM
116820320 116820320C 116820320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 320 MM
116820330 116820330C 116820330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 330 MM
116820340 116820340C 116820340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 340 MM
116820350 116820350C 116820350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 350 MM
116820360 116820360C 116820360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 360 MM
116820370 116820370C 116820370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 370 MM
116820380 116820380C 116820380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 8,4 x 380 MM
116920160 116920160C 116920160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 160 MM
116920170 116920170C 116920170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 170 MM
116920180 116920180C 116920180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 180 MM
116920190 116920190C 116920190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 190 MM
116920200 116920200C 116920200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 200 MM
116920210 116920210C 116920210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 210 MM
116920220 116920220C 116920220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 220 MM
116920230 116920230C 116920230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 230 MM
116920240 116920240C 116920240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 240 MM
116920250 116920250C 116920250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 250 MM
116920260 116920260C 116920260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 260 MM
116920270 116920270C 116920270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 270 MM
116920280 116920280C 116920280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 280 MM
116920290 116920290C 116920290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 290 MM
116920300 116920300C 116920300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 300 MM
116920310 116920310C 116920310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 310 MM
116920320 116920320C 116920320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 320 MM

116920330 116920330C 116920330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 330 MM
116920340 116920340C 116920340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 340 MM
116920350 116920350C 116920350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 350 MM
116920360 116920360C 116920360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 360 MM
116920370 116920370C 116920370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 370 MM
116920380 116920380C 116920380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 380 MM
117020160 117020160C 117020160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 160
MM
117020170 117020170C 117020170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 170
MM
117020180 117020180C 117020180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 180
MM
117020200 117020200C 117020200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 200
MM
117020200 117020200C 117020200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 200
MM
117020210 117020210C 117020210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 210
MM
117020220 117020220C 117020220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 220
MM
117020230 117020230C 117020230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 230
MM
117020240 117020240C 117020240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 240
MM
117020250 117020250C 117020250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 250
MM
117020260 117020260C 117020260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 260
MM
117020270 117020270C 117020270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 270
MM
117020280 117020280C 117020280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 280
MM
117020290 117020290C 117020290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 290
MM
117020300 117020300C 117020300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 300
MM
117020310 117020310C 117020310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 310
MM
117020320 117020320C 117020320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 320
MM
117020330 117020330C 117020330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 330
MM
117020340 117020340C 117020340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 340
MM
117020350 117020350C 117020350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 350
MM

117020360 117020360C 117020360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 360 MM

117020370 117020370C 117020370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 370 MM

117020380 117020380C 117020380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 10 x 380 MM

117120160 117120160C 117120160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 160 MM

117120170 117120170C 117120170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 170 MM

117120180 117120180C 117120180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 180 MM

117220190 117120190C 117120190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 190 MM

117120200 117120200C 117120200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 200 MM

117120210 117120210C 117120210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 210 MM

117120220 117120220C 117120220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 220 MM

117120230 117120230C 117120230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 230 MM

117120240 117120240C 117120240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 240 MM

117120250 117120250C 117120250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 250 MM

117120260 117120260C 117120260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 260 MM

117120270 117120270C 117120270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 270 MM

117120280 117120280C 117120280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 280 MM

117120290 117120290C 117120290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 290 MM

117120300 117120300C 117120300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 300 MM

117120310 117120310C 117120310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 310 MM

117120320 117120320C 117120320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 320 MM

117120330 117120330C 117120330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 330 MM

117120340 117120340C 117120340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 340 MM

117120350 117120350C 117120350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 350 MM

117120360 117120360C 117120360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 360
MM

117120370 117120370C 117120370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 370
MM

117120380 117120380C 117120380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 11 x 380
MM

117220160 117220160C 117220160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 160
MM

117220170 117220170C 117220170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 170
MM

117220180 117220180C 117220180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 180
MM

117220190 117220190C 117220190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 190
MM

117220200 117220200C 117220200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 200
MM

117220210 117220210C 117220210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 210
MM

117220220 117220220C 117220220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 220
MM

117220230 117220230C 117220230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 230
MM

117220240 117220240C 117220240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 240
MM

117220250 117220250C 117220250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 250
MM

117220260 117220260C 117220260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 260
MM

117220270 117220270C 117220270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 270
MM

117220280 117220280C 117220280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 280
MM

117220290 117220290C 117220290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 290
MM

117220300 117220300C 117220300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 300
MM

117220310 117220310C 117220310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 310
MM

117220320 117220320C 117220320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 320
MM

117220330 117220330C 117220330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 330
MM

117220340 117220340C 117220340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 340
MM

117220350 117220350C 117220350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 350
MM

117220360 117220360C 117220360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 360
MM

117220370 117220370C 117220370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 370
MM

117220380 117220380C 117220380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 12 x 380
MM

117320160 117320160C 117320160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 160
MM

117320170 117320170C 117320170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 170
MM

117320180 117320180C 117320180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 180
MM

117320190 117320190C 117320190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 190
MM

117320200 117320200C 117320200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 200
MM

117320210 117320210C 117320210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 210
MM

117320220 117320220C 117320220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 220
MM

117320230 117320230C 117320230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 230
MM

117320240 117320240C 117320240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 240
MM

117320250 117320250C 117320250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 250
MM

117320260 117320260C 117320260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 260
MM

117320270 117320270C 117320270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 270
MM

117320280 117320280C 117320280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 280
MM

117320290 117320290C 117320290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 290
MM

117320300 117320300C 117320300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 300
MM

117320310 117320310C 117320310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 310
MM

117320320 117320320C 117320320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 320
MM

117320330 117320330C 117320330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 330
MM

117320340 117320340C 117320340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 340
MM

117320350 117320350C 117320350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 350
MM

117320360 117320360C 117320360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 360 MM

117320370 117320370C 117320370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 370 MM

117320380 117320380C 117320380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 13 x 380 MM

117420160 117420160C 117420160B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 160 MM

117420170 117420170C 117420170B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 170 MM

117420180 117420180C 117420180B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 180 MM

117420190 117420190C 117420190B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 190 MM

117420200 117420200C 117420200B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 200 MM

117420210 117420210C 117420210B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 210 MM

117420220 117420220C 117420220B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 220 MM

117420230 117420230C 117420230B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 230 MM

117420240 117420240C 117420240B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 240 MM

117420250 117420250C 117420250B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 250 MM

117420260 117420260C 117420260B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 260 MM

117420270 117420270C 117420270B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 270 MM

117420280 117420280C 117420280B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 280 MM

117420290 117420290C 117420290B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 290 MM

117420300 117420300C 117420300B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 300 MM

117420310 117420310C 117420310B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 310 MM

117420320 117420320C 117420320B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 320 MM

117420330 117420330C 117420330B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 330 MM

117420340 117420340C 117420340B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 340 MM

117420350 117420350C 117420350B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 350 MM

117420360 117420360C 117420360B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 360 MM
 117420370 117420370C 117420370B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 370 MM
 117420380 117420380C 117420380B CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR C/ ATB. TOBRA. Ø 14 x 380 MM
 123120110 123120110C 123120110B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 110 MM
 123120120 123120120C 123120120B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 120 MM
 123120130 123120130C 123120130B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 130 MM
 123120140 123120140C 123120140B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 140 MM
 123120150 123120150C 123120150B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 150 MM
 123120160 123120160C 123120160B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 160 MM
 123220110 123220110C 123220110B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 110 MM
 123220120 123220120C 123220120B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 120 MM
 123220130 123220130C 123220130B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 130 MM
 123220140 123220140C 123220140B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 140 MM
 123220150 123220150C 123220150B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 150 MM
 123220160 123220160C 123220160B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 160 MM
 123320110 123320110C 123320110B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 110 MM
 123320120 123320120C 123320120B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 120 MM
 123320130 123320130C 123320130B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 130 MM
 123320140 123320140C 123320140B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 140 MM
 123320150 123320150C 123320150B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 150 MM
 123320160 123320160C 123320160B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 7 x 160 MM
 123420110 123420110C 123420110B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 110 MM
 123420120 123420120C 123420120B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 120 MM
 123420130 123420130C 123420130B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 130 MM
 123420140 123420140C 123420140B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 140 MM
 123420150 123420150C 123420150B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 150 MM
 123420160 123420160C 123420160B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 8 x 160 MM
 123520110 123520110C 123520110B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 110 MM
 123520120 123520120C 123520120B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 120 MM
 123520130 123520130C 123520130B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 130 MM
 123520140 123520140C 123520140B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 140 MM
 123520150 123520150C 123520150B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 150 MM
 123520160 123520160C 123520160B CLAVO P/TIBIA DISTAL IZQ. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 160 MM
 123620110 123620110C 123620110B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 110 MM
 123620120 123620120C 123620120B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 120 MM
 123620130 123620130C 123620130B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 130 MM
 123620140 123620140C 123620140B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 140 MM
 123620150 123620150C 123620150B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 150 MM
 123620160 123620160C 123620160B CLAVO P/TIBIA DISTAL DER. C/ ATB. TOBRA. Ø 9 x 160 MM
 127520130 127520130C 127520130B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 3.00 MM x 130MM
 127520180 127520180C 127520180B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 3.00 MM x 180MM

127520230 127520230C 127520230B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 3.00 MM x 230MM
127620130 127620130C 127620130B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 3.00 MM x 130MM
127620180 127620180C 127620180B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 3.00 MM x 180MM
127620230 127620230C 127620230B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 3.00 MM x 230MM
127720130 127720130C 127720130B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 4.00 MM x 130MM
127720180 127720180C 127720180B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 4.00 MM x 180MM
127720230 127720230C 127720230B CLAVO P/ PERONE DERECHO C/ ATB. TOBRA. Ø 4.00 MM x 230MM
127820130 127820130C 127820130B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 4.00 MM x 130MM
127820180 127820180C 127820180B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 4.00 MM x 180MM
127820230 127820230C 127820230B CLAVO P/ PERONE IZQUIERDO C/ ATB. TOBRA. Ø 4.00 MM x 230MM
INSTRUMENTAL ASOCIADO.

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

El clavo intramedular transitorio con antibiótico (gentamicina o tobramicina) está indicado para el tratamiento y profilaxis local de infecciones óseas en:

- Fracturas diafisarias infectadas previamente tratadas por métodos quirúrgicos o no quirúrgicos.
- Pseudoartrosis y osteomielitis diafisarias.
- Fracturas abiertas con alto riesgo de infección.
- Sustitución temporal de clavos endomedulares infectados o retirados.
- Procedimientos de revisión ortopédica en huesos con antecedentes de infección.
- Estabilización transitoria en pacientes con alto riesgo de infección por comorbilidades.

Nota: Uso transitorio, con un tiempo máximo de implantación de seis (6) meses.

Período de vida útil: 3 AÑOS.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: UNITARIA, ESTERIL.

Método de esterilización: ETO (OXIDO DE ETILENO)

Nombre del fabricante:

MECANIZADOS GABRIEL S.A.

Lugar de elaboración:

Intendente Alvear 2751 - San Andrés- Partido de San Martín- Pcia. de Bs. As.- Argentina

1-0047-3110-003603-24-4

Nº Identificador Trámite: 59116

AM