



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-001286-25-9

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-001286-25-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Latinmarket S.A solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 64/25, y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca S.I.N. nombre descriptivo Sistema de Implantes Dentales y nombre técnico prótesis, dentales, implantables , de acuerdo con lo solicitado por Latinmarket S.A , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2025-57961293-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 816-105 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 816-105

Nombre descriptivo: Sistema de Implantes Dentales

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-744 prótesis, dentales, implantables

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): S.I.N.

Modelos:

SA 307 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X7MM

SA 310 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X10MM

SA 310ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø3.75X10MM

SA 311 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X11.5MM

SA 311ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø3.75X11.5MM

SA 313 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X13MM
SA 313ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø3.75X13MM
SA 315 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X15MM)
SA 315ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø3.75X15MM
SA 3210 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.25X10MM
SA 3211 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.25X11.5MM
SA 3213 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.25X13MM
SA 3215 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.25X15MM
SA 3285 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.25X8.5MM
SA 3510ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø3.5X10MM
SA 3511ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø3.5X11.5MM
SA 3513ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø3.5X13MM
SA 3515ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø3.5X15MM
SA 3585ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø3.5X8.5MM
SA 385 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X8.5MM
SA 385ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø3.75X8.5MM
SA 407 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X7MM
SA 410 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X10MM
SA 410ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø4.0X10MM
SA 411 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X11.5MM
SA 411ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø4.0X11.5MM
SA 413 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X13MM
SA 413ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø4.0X13MM
SA 415 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X15MM
SA 415ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø4.0X15MM
SA 485 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X8.5MM
SA 485ST IMPLANTE TRYON CONO MORSE11.5° Ø4.0X8.5MM
SA 507 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X7MM
SA 510 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X10MM
SA 511 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X11.5MM
SA 513 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X13MM
SA 515 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X15MM
SA 585 IMPLANTE TRYON CY HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X8.5MM
SC 3510 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø3.5X10MM
SC 3511 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø3.5X11.5MM
SC 3513 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø3.5X13MM
SC 3515 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø3.5X15MM
SC 3585 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø3.5X8.5MM
SC 4010 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø4.0X10MM
SC 4011 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø4.0X11.5MM
SC 4013 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø4.0X13MM
SC 4015 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø4.0X15MM
SC 4085 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø4.0X8.5MM
SC 5010 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø5.0X10MM
SC 5011 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø5.0X11.5MM
SC 5013 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø5.0X13MM

SC 5015 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø5.0X15MM
SC 5085 IMPLANTE TRYON CO CONO MORSE11.5° Ø5.0X8.5MM
ST 3507 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.5X7MM
ST 3510 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.5X10MM
ST 3511 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.5X11.5MM
ST 3513 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.5X13MM
ST 3515 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.5X15MM
ST 3585 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.5X8.5MM
ST 3707 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.75X7MM
ST 3710 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.75X10MM
ST 3711 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.75X11.5MM
ST 3713 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.75X13MM
ST 3715 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.75X15MM
ST 3785 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø3.75X8.5MM
ST 4007 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø4.0X7MM
ST 4010 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø4.0X10MM
ST 4011 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø4.0X11.5MM
ST 4013 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø4.0X13MM
ST 4015 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø4.0X15MM
ST 4085 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø4.0X8.5MM
ST 5007 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø5.0X7MM
ST 5010 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø5.0X10MM
ST 5011 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø5.0X11.5MM
ST 5013 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø5.0X13MM
ST 5015 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø5.0X15MM
ST 5085 IMPLANTE TRYON CY CONO MORSE11.5° Ø5.0X8.5MM
SCPL 4010 IMPLANTE TRYON CO HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X10MM
SCPL 4011 IMPLANTE TRYON CO HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X11.5MM
SCPL 4013 IMPLANTE TRYON CO HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X13MM
SCPL 4015 IMPLANTE TRYON CO HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X15MM
SCPL 4085 IMPLANTE TRYON CO HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X8.5MM
SCPL 5010 IMPLANTE TRYON CO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X10MM
SCPL 5011 IMPLANTE TRYON CO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X11.5MM
SCPL 5013 IMPLANTE TRYON CO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X13MM
SCPL 5015 IMPLANTE TRYON CO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X15MM
SCPL 5085 IMPLANTE TRYON CO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X8.5MM
SCW 3707 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X7MM
SCW 3710 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X10MM
SCW 3711 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X11.5MM
SCW 3713 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X13MM
SCW 3715 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X15MM
SCW 3785 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X8.5MM
SCW 5007 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X7MM
SCW 5010 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X10MM
SCW 5011 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X11.5MM
SCW 5013 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X13MM

SCW 5015 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X15MM
SCW 5085 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X8.5MM
SCWE 4510 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X10MM
SCWE 4511 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X11.5MM
SCWE 4513 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X13MM
SCWE 4515 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X15MM
SCWE 4585 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X8.5MM
SW 3810 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø3.8X10MM
SW 3811 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø3.8X11.5MM
SW 3813 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø3.8X13MM
SW 3815 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø3.8X15MM
SW 3885 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø3.8X8.5MM
SW 4510 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø4.5X10MM
SW 4511 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø4.5X11.5MM
SW 4513 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø4.5X13MM
SW 4515 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø4.5X15MM
SW 4585 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø4.5X8.5MM
SW 5010 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø5.0X10MM
SW 5011 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø5.0X11.5MM
SW 5013 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø5.0X13MM
SW 5015 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø5.0X15MM
SW 5085 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO INTERNO Ø5.0X8.5MM
SWHEXAGONO EXTERNO 3507 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X7MM
SWHEXAGONO EXTERNO 3510 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X10MM
SWHEXAGONO EXTERNO 3511 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X11.5MM
SWHEXAGONO EXTERNO 3513 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X13MM
SWHEXAGONO EXTERNO 3515 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X15MM
SWHEXAGONO EXTERNO 3585 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X8.5MM
SWHEXAGONO EXTERNO 3718 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X18MM
SWHEXAGONO EXTERNO 3720 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X20MM
SWHEXAGONO EXTERNO 3722 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X22MM
SWHEXAGONO EXTERNO 3724 IMPLANTE STRONG SW HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X24MM
CONO MORSESW 3507 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.5X7MM
CONO MORSESW 3510 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.5X10MM
CONO MORSESW 3511 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.5X11.5MM
CONO MORSESW 3513 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.5X13MM
CONO MORSESW 3515 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.5X15MM
CONO MORSESW 3585 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.5X8.5MM
CONO MORSESW 3807 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.8X7MM
CONO MORSESW 3810 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.8X10MM
CONO MORSESW 3811 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.8X11.5MM
CONO MORSESW 3813 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.8X13MM
CONO MORSESW 3815 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.8X15MM
CONO MORSESW 3885 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø3.8X8.5MM
CONO MORSESW 4507 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø4.5X7MM
CONO MORSESW 4510 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø4.5X10MM

CONO MORSESW 4511 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø4.5X11.5MM
CONO MORSESW 4513 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø4.5X13MM
CONO MORSESW 4515 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø4.5X15MM
CONO MORSESW 4585 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø4.5X8.5MM
CONO MORSESW 5007 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø5.0X7MM
CONO MORSESW 5010 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø5.0X10MM
CONO MORSESW 5011 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø5.0X11.5MM
CONO MORSESW 5013 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø5.0X13MM
CONO MORSESW 5015 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø5.0X15MM
CONO MORSESW 5085 IMPLANTE STRONG SWC CONO MORSE11.5° Ø5.0X8.5MM
SWCONO MORSE 3510 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø3.5X10MM
SWCONO MORSE 3511 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø3.5X11.5MM
SWCONO MORSE 3513 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø3.5X13MM
SWCONO MORSE 3515 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø3.5X15MM
SWCONO MORSE 3585 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø3.5X8.5MM
SWCONO MORSE 3810 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø3.8X10MM
SWCONO MORSE 3811 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø3.8X11.5MM
SWCONO MORSE 3813 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø3.8X13MM
SWCONO MORSE 3815 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø3.8X15MM
SWCONO MORSE 3885 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø3.8X8.5MM
SWCONO MORSE 4510 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø4.5X10MM
SWCONO MORSE 4511 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø4.5X11.5MM
SWCONO MORSE 4513 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø4.5X13MM
SWCONO MORSE 4515 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø4.5X15MM
SWCONO MORSE 4585 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø4.5X8.5MM
SWCONO MORSE 5010 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø5.0X10MM
SWCONO MORSE 5011 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø5.0X11.5MM
SWCONO MORSE 5013 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø5.0X13MM
SWCONO MORSE 5015 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø5.0X15MM
SWCONO MORSE 5085 IMPLANTE STRONG SW CONO MORSE16° Ø5.0X8.5MM
CONO MORSESW 3507N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X7MM
CONO MORSESW 3510N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X10MM
CONO MORSESW 3511N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X11.5MM
CONO MORSESW 3513N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X13MM
CONO MORSESW 3515N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X15MM
CONO MORSESW 3585N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X8.5MM
CONO MORSESW 3807N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X7MM
CONO MORSESW 3810N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X10MM
CONO MORSESW 3811N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X11.5MM
CONO MORSESW 3813N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X13MM
CONO MORSESW 3815N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X15MM
CONO MORSESW 3885N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X8.5MM
CONO MORSESW 4507N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X7MM
CONO MORSESW 4510N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X10MM
CONO MORSESW 4511N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X11.5MM
CONO MORSESW 4513N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X13MM

CONO MORSESW 4515N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X15MM
 CONO MORSESW 4585N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X8.5MM
 CONO MORSESW 5007N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X7MM
 CONO MORSESW 5010N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X10MM
 CONO MORSESW 5011N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X11.5MM
 CONO MORSESW 5013N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X13MM
 CONO MORSESW 5015N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X15MM
 CONO MORSESW 5085N IMPLANTE STRONG SWC PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X8.5MM
 SWCONO MORSE 3510N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø3.5X10MM
 SWCONO MORSE 3511N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø3.5X11.5MM
 SWCONO MORSE 3513N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø3.5X13MM
 SWCONO MORSE 3515N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø3.5X15MM
 SWCONO MORSE 3585N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø3.5X8.5MM
 SWCONO MORSE 3810N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø3.8X10MM
 SWCONO MORSE 3811N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø3.8X11.5MM
 SWCONO MORSE 3813N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø3.8X13MM
 SWCONO MORSE 3815N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø3.8X15MM
 SWCONO MORSE 3885N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø3.8X8.5MM
 SWCONO MORSE 4510N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø4.5X10MM
 SWCONO MORSE 4511N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø4.5X11.5MM
 SWCONO MORSE 4513N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø4.5X13MM
 SWCONO MORSE 4515N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø4.5X15MM
 SWCONO MORSE 4585N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø4.5X8.5MM
 SWCONO MORSE 5010N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø5.0X10MM
 SWCONO MORSE 5011N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø5.0X11.5MM
 SWCONO MORSE 5013N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø5.0X13MM
 SWCONO MORSE 5015N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø5.0X15MM
 SWCONO MORSE 5085N IMPLANTE STRONG SW PLUS CONO MORSE16° Ø5.0X8.5MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3507N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X7MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3510N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X10MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3511N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
 Ø3.5X11.5MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3513N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X13MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3515N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X15MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3585N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
 Ø3.5X8.5MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3707N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X7MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3710N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
 Ø3.75X10MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3711N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
 Ø3.75X11.5MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3713N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
 Ø3.75X13MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3715N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
 Ø3.75X15MM
 SWHEXAGONO EXTERNO 3785N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO

Ø3.75X8.5MM

SWHEXAGONO EXTERNO 4007N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X7MM
SWHEXAGONO EXTERNO 4010N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X10MM
SWHEXAGONO EXTERNO 4011N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
Ø4.0X11.5MM

SWHEXAGONO EXTERNO 4013N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X13MM
SWHEXAGONO EXTERNO 4015N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X15MM
SWHEXAGONO EXTERNO 4085N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
Ø4.0X8.5MM

SWHEXAGONO EXTERNO 4507N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X7MM
SWHEXAGONO EXTERNO 4510N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X10MM
SWHEXAGONO EXTERNO 4511N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
Ø4.5X11.5MM

SWHEXAGONO EXTERNO 4513N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X13MM
SWHEXAGONO EXTERNO 4515N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X15MM
SWHEXAGONO EXTERNO 4585N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
Ø4.5X8.5MM

SWHEXAGONO EXTERNO 5007N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X7MM
SWHEXAGONO EXTERNO 5010N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X10MM
SWHEXAGONO EXTERNO 5011N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
Ø5.0X11.5MM

SWHEXAGONO EXTERNO 5013N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X13MM
SWHEXAGONO EXTERNO 5015N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X15MM
SWHEXAGONO EXTERNO 5085N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO EXTERNO
Ø5.0X8.5MM

SWHEXAGONO INTERNO 3810N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø3.8X10MM
SWHEXAGONO INTERNO 3811N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO
Ø3.8X11.5MM

SWHEXAGONO INTERNO 3813N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø3.8X13MM
SWHEXAGONO INTERNO 3815N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø3.8X15MM
SWHEXAGONO INTERNO 3885N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø3.8X8.5MM
SWHEXAGONO INTERNO 4510N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø4.5X10MM
SWHEXAGONO INTERNO 4511N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO
Ø4.5X11.5MM

SWHEXAGONO INTERNO 4513N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø4.5X13MM
SWHEXAGONO INTERNO 4515N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø4.5X15MM
SWHEXAGONO INTERNO 4585N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø4.5X8.5MM
SWHEXAGONO INTERNO 5010N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø5.0X10MM
SWHEXAGONO INTERNO 5011N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO
Ø5.0X11.5MM

SWHEXAGONO INTERNO 5013N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø5.0X13MM
SWHEXAGONO INTERNO 5015N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø5.0X15MM
SWHEXAGONO INTERNO 5085N IMPLANTE STRONG SW PLUS HEXAGONO INTERNO Ø5.0X8.5MM

IMZ 4132 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X32.5MM

IMZ 4135 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X35MM

IMZ 4137 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X37.5MM

IMZ 4140 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X40MM
IMZ 4142 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X42.5MM
IMZ 4145 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X45MM
IMZ 4147 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X47.5MM
IMZ 4150 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X50MM
IMZ 4152 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X52.5MM
IMZ 4155 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X55MM
IMZ 4157 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X57.5MM
IMZ 4160 IMPLANTE ZYGOMATIC HEXAGONO EXTERNO Ø4.5XØ3.85X60MM
UCONO MORSE 3510N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø3.5X10MM
UCONO MORSE 3511N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø3.5X11.5MM
UCONO MORSE 3513N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø3.5X13MM
UCONO MORSE 3515N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø3.5X15MM
UCONO MORSE 3585N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø3.5X8.5MM
UCONO MORSE 3810N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø3.8X10MM
UCONO MORSE 3811N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø3.8X11.5MM
UCONO MORSE 3813N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø3.8X13MM
UCONO MORSE 3815N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø3.8X15MM
UCONO MORSE 3885N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø3.8X8.5MM
UCONO MORSE 4310N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø4.3X10MM
UCONO MORSE 4311N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø4.3X11.5MM
UCONO MORSE 4313N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø4.3X13MM
UCONO MORSE 4315N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø4.3X15MM
UCONO MORSE 4385N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø4.3X8.5MM
UCONO MORSE 5010N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø5.0X10MM
UCONO MORSE 5011N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø5.0X11.5MM
UCONO MORSE 5013N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø5.0X13MM
UCONO MORSE 5015N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø5.0X15MM
UCONO MORSE 5085N IMPLANTE UNITITE PRIME CONO MORSE11.5° Ø5.0X8.5MM
UCONO MORSEC 4005N IMPLANTE UNITITE COMPACT CONO MORSE4° Ø4.0X5MM
UCONO MORSEC 4006N IMPLANTE UNITITE COMPACT CONO MORSE4° Ø4.0X6MM
UCONO MORSEC 4007N IMPLANTE UNITITE COMPACT CONO MORSE4° Ø4.0X7MM
UCONO MORSEC 5005N IMPLANTE UNITITE COMPACT CONO MORSE4° Ø5.0X5MM
UCONO MORSEC 5006N IMPLANTE UNITITE COMPACT CONO MORSE4° Ø5.0X6MM
UCONO MORSEC 5007N IMPLANTE UNITITE COMPACT CONO MORSE4° Ø5.0X7MM
UCONO MORSEC 6005N IMPLANTE UNITITE COMPACT CONO MORSE4° Ø6.0X5MM
UCONO MORSEC 6006N IMPLANTE UNITITE COMPACT CONO MORSE4° Ø6.0X6MM
UCONO MORSEC 6007N IMPLANTE UNITITE COMPACT CONO MORSE4° Ø6.0X7MM
UCONO MORSES 2910N IMPLANTE UNITITE SLIM CONO MORSE3° Ø2.9X10MM
UCONO MORSES 2911N IMPLANTE UNITITE SLIM CONO MORSE3° Ø2.9X11.5MM
UCONO MORSES 2913N IMPLANTE UNITITE SLIM CONO MORSE3° Ø2.9X13MM
UCONO MORSES 3310N IMPLANTE UNITITE SLIM CONO MORSE3° Ø3.3X10MM
UCONO MORSES 3311N IMPLANTE UNITITE SLIM CONO MORSE3° Ø3.3X11.5MM
UCONO MORSES 3313N IMPLANTE UNITITE SLIM CONO MORSE3° Ø3.3X13MM
ILCONO MORSE 3510 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø3.5X10MM
ILCONO MORSE 3511 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø3.5X11.5MM

ILCONO MORSE 3513 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø3.5X13MM
ILCONO MORSE 3515 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø3.5X15MM
ILCONO MORSE 3585 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø3.5X8.5MM
ILCONO MORSE 3810 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø3.8X10MM
ILCONO MORSE 3811 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø3.8X11.5MM
ILCONO MORSE 3813 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø3.8X13MM
ILCONO MORSE 3815 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø3.8X15MM
ILCONO MORSE 3885 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø3.8X8.5MM
ILCONO MORSE 4010 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø4.0X10MM
ILCONO MORSE 4011 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø4.0X11.5MM
ILCONO MORSE 4013 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø4.0X13MM
ILCONO MORSE 4015 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø4.0X15MM
ILCONO MORSE 4085 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø4.0X8.5MM
ILCONO MORSE 4510 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø4.5X10MM
ILCONO MORSE 4511 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø4.5X11.5MM
ILCONO MORSE 4513 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø4.5X13MM
ILCONO MORSE 4515 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø4.5X15MM
ILCONO MORSE 4585 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø4.5X8.5MM
ILCONO MORSE 5010 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø5.0X10MM
ILCONO MORSE 5011 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø5.0X11.5MM
ILCONO MORSE 5013 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø5.0X13MM
ILCONO MORSE 5015 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø5.0X15MM
ILCONO MORSE 5085 IMPLANTE EPIKUT CONO MORSE11.5° Ø5.0X8.5MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3507 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.5X7MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3510 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.5X10MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3511 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.5X11.5MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3513 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.5X13MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3515 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.5X15MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3585 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.5X8.5MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3707 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.75X7MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3785 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.75X8.5MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3710 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.75X10MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3711 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.75X11.5MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3713 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.75X13MM
ILHEXAGONO ESTERNO 3715 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø3.75X15MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4007 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.0X7MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4085 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.0X8.5MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4010 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.0X10MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4011 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.0X11.5MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4013 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.0X13MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4015 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.0X15MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4507 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.5X7MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4510 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.5X10MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4511 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.5X11.5MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4513 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.5X13MM
ILHEXAGONO ESTERNO 4515 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO ESTERNO Ø4.5X15MM

ILHEXAGONO EXTERNO 4585 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X8.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5007 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X7MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5010 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X10MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5011 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X11.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5013 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X13MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5015 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X15MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5085 IMPLANTE EPIKUT HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X8.5MM
ILM 3510 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø3.5X10MM
ILM 3511 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø3.5X11.5MM
ILM 3513 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø3.5X13MM
ILM 3515 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø3.5X15MM
ILM 3585 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø3.5X8.5MM
ILM 3810 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø3.8X10MM
ILM 3811 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø3.8X11.5MM
ILM 3813 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø3.8X13MM
ILM 3815 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø3.8X15MM
ILM 3885 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø3.8X8.5MM
ILM 4010 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø4.0X10MM
ILM 4011 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø4.0X11.5MM
ILM 4013 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø4.0X13MM
ILM 4015 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø4.0X15MM
ILM 4085 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø4.0X8.5MM
ILM 4510 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø4.5X10MM
ILM 4511 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø4.5X11.5MM
ILM 4513 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø4.5X13MM
ILM 4515 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø4.5X15MM
ILM 4585 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø4.5X8.5MM
ILM 5010 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø5.0X10MM
ILM 5011 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø5.0X11.5MM
ILM 5013 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø5.0X13MM
ILM 5015 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø5.0X15MM
ILM 5085 IMPLANTE EPIKUT S CONO MORSE16° Ø5.0X8.5MM
ILCONO MORSE 3510N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X10MM
ILCONO MORSE 3511N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X11.5MM
ILCONO MORSE 3513N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X13MM
ILCONO MORSE 3515N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X15MM
ILCONO MORSE 3585N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.5X8.5MM
ILCONO MORSE 3810N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X10MM
ILCONO MORSE 3811N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X11.5MM
ILCONO MORSE 3813N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X13MM
ILCONO MORSE 3815N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X15MM
ILCONO MORSE 3885N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø3.8X8.5MM
ILCONO MORSE 4010N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.0X10MM
ILCONO MORSE 4011N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.0X11.5MM
ILCONO MORSE 4013N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.0X13MM
ILCONO MORSE 4015N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.0X15MM

ILCONO MORSE 4085N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.0X8.5MM
ILCONO MORSE 4510N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X10MM
ILCONO MORSE 4511N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X11.5MM
ILCONO MORSE 4513N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X13MM
ILCONO MORSE 4515N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X15MM
ILCONO MORSE 4585N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø4.5X8.5MM
ILCONO MORSE 5010N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X10MM
ILCONO MORSE 5011N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X11.5MM
ILCONO MORSE 5013N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X13MM
ILCONO MORSE 5015N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X15MM
ILCONO MORSE 5085N IMPLANTE EPIKUT PLUS CONO MORSE11.5° Ø5.0X8.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3507N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X7MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3510N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X10MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3511N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X11.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3513N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X13MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3515N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X15MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3585N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X8.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3707N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X7MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3785N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X8.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3710N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X10MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3711N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X11.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3713N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X13MM
ILHEXAGONO EXTERNO 3715N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø3.75X15MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4007N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X7MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4085N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X8.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4010N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X10MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4011N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X11.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4013N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X13MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4015N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.0X15MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4507N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X7MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4510N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X10MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4511N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X11.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4513N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X13MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4515N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X15MM
ILHEXAGONO EXTERNO 4585N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X8.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5007N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X7MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5010N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X10MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5011N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X11.5MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5013N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X13MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5015N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X15MM
ILHEXAGONO EXTERNO 5085N IMPLANTE EPIKUT PLUS HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X8.5MM
ILM 3510N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø3.5X10MM
ILM 3511N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø3.5X11.5MM
ILM 3513N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø3.5X13MM
ILM 3515N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø3.5X15MM
ILM 3585N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø3.5X8.5MM

ILM 3810N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø3.8X10MM
ILM 3811N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø3.8X11.5MM
ILM 3813N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø3.8X13MM
ILM 3815N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø3.8X15MM
ILM 3885N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø3.8X8.5MM
ILM 4010N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø4.0X10MM
ILM 4011N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø4.0X11.5MM
ILM 4013N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø4.0X13MM
ILM 4015N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø4.0X15MM
ILM 4085N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø4.0X8.5MM
ILM 4510N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø4.5X10MM
ILM 4511N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø4.5X11.5MM
ILM 4513N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø4.5X13MM
ILM 4515N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø4.5X15MM
ILM 4585N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø4.5X8.5MM
ILM 5010N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø5.0X10MM
ILM 5011N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø5.0X11.5MM
ILM 5013N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø5.0X13MM
ILM 5015N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø5.0X15MM
ILM 5085N IMPLANTE EPIKUT S PLUS CONO MORSE16° Ø5.0X8.5MM
CI 3404 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø3.4XØ3.8X4MM
CI 3406 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø3.4XØ3.8X6MM
CI 3602 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ5.0X2MM
CI 3604 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ5.0X4MM
CI 3606 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ5.0X6MM
CI 4102 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø4.1XØ4.1X2MM
CI 4104 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø4.1XØ4.1X4MM
CI 4152 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø4.1XØ5.0X2MM
CI 4154 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø4.1XØ5.0X4MM
CI 4156 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø4.1XØ5.0X6MM
CI 4158 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø4.1XØ5.0X8MM
CI 5052 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø5.0XØ5.5X2MM
CI 5054 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø5.0XØ5.5X4MM
CI 5056 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø5.0XØ5.5X6MM
CI 5058 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø5.0XØ5.5X8MM
CIC 4002 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.0X2MM
CIC 4004 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.0X4MM
CIC 4006 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.0X6MM
CIC 4152 PILAR DE CICATRIZACION CORTA HEXAGONO EXTERNO Ø4.1XØ5.0X2MM
CIC 4154 PILAR DE CICATRIZACION CORTA HEXAGONO EXTERNO Ø4.1XØ5.0X4MM
CIC 4156 PILAR DE CICATRIZACION CORTA HEXAGONO EXTERNO Ø4.1XØ5.0X6MM
CIC 4501 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.5X1MM
CIC 4502 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.5X2MM
CIC 4503 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.5X3MM
CIC 4504 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.5X4MM
CIC 4505 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.5X5MM

CIC 4506 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.5X6MM
CIC 4801 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.8X1MM
CIC 4802 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.8X2MM
CIC 4803 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.8X3MM
CIC 4804 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.8X4MM
CIC 4805 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.8X5MM
CIC 4806 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE4° Ø4.8X6MM
CIHEXAGONO EXTERNO 3602 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ4.0X2MM
CIHEXAGONO EXTERNO 3604 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ4.0X4MM
CIHEXAGONO EXTERNO 3606 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ4.0X6MM
CIM 3502C PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE16° Ø3.5X2MM
CIM 3504C PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE16° Ø3.5X4MM
CIM 3506C PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE16° Ø3.5X6MM
CIM 4502C PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE16° Ø4.5X2MM
CIM 4504C PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE16° Ø4.5X4MM
CIM 4506C PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE16° Ø4.5X6MM
CIMU 3308 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø3.3X0.8MM
CIMU 3315 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø3.3X1.5MM
CIMU 3325 PILAR DE CIC. CONO MORSE11.5° Ø3.3X2.5MM
CIMU 3335 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø3.3X3.5MM
CIMU 3345 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø3.3X4.5MM
CIMU 3355 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø3.3X5.5MM
CIMU 3508 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø3.5X0.8MM
CIMU 3515 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø3.5X1.5MM
CIMU 3525 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø3.5X2.5MM
CIMU 3535 PILAR DE CICATRIZACION. CONO MORSE11.5° Ø3.5X3.5MM
CIMU 3545 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø3.5X4.5MM
CIMU 3555 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø3.5X5.5MM
CIMU 4508 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.5X0.8MM
CIMU 4515 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.5X1.5MM
CIMU 4525 PILAR DE CIC. CONO MORSE11.5° Ø4.5X2.5MM
CIMU 4535 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.5X3.5MM
CIMU 4545 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.5X4.5MM
CIMU 4555 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.5X5.5MM
CIMU 4808 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.8X0.8MM
CIMU 4815 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.8X1.5MM
CIMU 4825 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.8X2.5MM
CIMU 4835 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.8X3.5MM
CIMU 4845 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.8X4.5MM
CIMU 4855 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE11.5° Ø4.8X5.5MM
CIMUS 3315 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE3° Ø3.3X1.5MM
CIMUS 3325 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE3° Ø3.3X2.5MM
CIMUS 3335 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE3° Ø3.3X3.5MM
CIMUS 3345 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE3° Ø3.3X4.5MM
CIMUS 3508 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE3° Ø3.5X0.8MM
CIMUS 3515 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE3° Ø3.5X1.5MM

CIMUS 3525 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE3° Ø3.5X2.5MM
 CIMUS 3535 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE3° Ø3.5X3.5MM
 CIMUS 3545 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE3° Ø3.5X4.5MM
 CIMUS 3555 PILAR DE CICATRIZACION CONO MORSE3° Ø3.5X5.5MM
 CIS 3842 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO INTERNO Ø3.8XØ4.0X2MM
 CIS 3844 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO INTERNO Ø3.8XØ4.0X4MM
 CIS 3846 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO INTERNO Ø3.8XØ4.0X6MM
 CIS 4552 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO INTERNO Ø4.5XØ5.0X2MM
 CIS 4554 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO INTERNO Ø4.5XØ5.0X4MM
 CIS 4556 PILAR DE CICATRIZACION HEXAGONO INTERNO Ø4.5XØ5.0X6MM
 PA 4855 PROTECTOR PILAR CONICO
 PAM 48 PROTECTOR PILAR MULTIFUNCIONAL
 PAS PROTECTOR PILAR STANDARD
 PMA 4855 PROTECTOR MINI PILAR Ø5MM
 PMA 4865 PROTECTOR MINI PILAR Ø6MM
 PMM 33 PROTECTOR MICRO MINI PILAR
 CPCONO MORSE 3306 CILINDRO PROVISIONAL MICRO PILAR IND.
 CPT 360-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM ROT.
 CPT 366-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM IND.
 CPT 400-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM ROT.
 CPT 406-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM IND.
 CPT 500-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø5MM ROT.
 CPT 506-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø5MM IND.
 CPTC 400-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO EXTERNOØ4.1MM ROT.
 CPTC 406-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO EXTERNOØ4.1MM IND.
 CPTHEXAGONO EXTERNO 360-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM ROT.
 CPTHEXAGONO EXTERNO 366-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM IND.
 CPTM 3501-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE16° Ø3.5X1MM
 CPTM 3502-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE16° Ø3.5X2MM
 CPTM 3503-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE16° Ø3.5X3MM
 CPTM 3504-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE16° Ø3.5X4MM
 CPTM 4501-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE16° Ø4.5X1MM
 CPTM 4502-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE16° Ø4.5X2MM
 CPTM 4503-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE16° Ø4.5X3MM
 CPTM 4504-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE16° Ø4.5X4MM
 CPTMU 3501-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE11.5° Ø3.5X1MM
 CPTMU 3502-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE11.5° Ø3.5X2MM
 CPTMU 3503-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE11.5° Ø3.5X3MM
 CPTMU 3504-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE11.5° Ø3.5X4MM
 CPTMU 4501-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X1MM
 CPTMU 4502-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X2MM
 CPTMU 4503-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X3MM
 CPTMU 4504-H CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X4MM
 CPTS 386-Q CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
 CPTS 456-Q CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
 CPTU 35 CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE11.5° Ø3.5MM

CPTU 45 CILINDRO PROVISIONAL CONO MORSE 11.5° Ø4.5MM
PTA 4800-3 CILINDRO PROVISIONAL PILAR CONICO ROT.
PTA 4806-3 CILINDRO PROVISIONAL PILAR CONICO IND.
PTAM 00 CILINDRO PROVISIONAL PILAR MULT. ROT.
PTAM 06 CILINDRO PROVISIONAL PILAR MULT. IND.
PTM 4800-2 CILINDRO PROVISIONAL MINI PILAR C/ PRH20
PTM 4800-3 CILINDRO PROVISIONAL MINI PILAR C/ PRH30
PTMS 4800-3 CILINDRO PROVISIONAL MINI PILAR C/ PRH30
AAIM 331741C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X4X17° IND.
AAIM 331742C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X4X17° IND.
AAIM 331743C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X4X17° IND.
AAIM 331761C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X6X17° IND.
AAIM 331762C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X6X17° IND.
AAIM 331763C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X6X17° IND.
AAIM 333041C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X4X30° IND.
AAIM 333042C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X4X30° IND.
AAIM 333043C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X4X30° IND.
AAIM 333061C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X6X30° IND.
AAIM 333062C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X6X30° IND.
AAIM 333063C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X6X30° IND.
AAIM 451741C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X4X17° IND.
AAIM 451742C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X4X17° IND.
AAIM 451743C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X4X17° IND.
AAIM 451761C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X6X17° IND.
AAIM 451762C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X6X17° IND.
AAIM 451763C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X6X17° IND.
AAIM 453041C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X4X30° IND.
AAIM 453042C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X4X30° IND.
AAIM 453043C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X4X30° IND.
AAIM 453061C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X6X30° IND.
AAIM 453062C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X6X30° IND.
AAIM 453063C PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X6X30° IND.
AC 3601 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X1MM
AC 3602 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2MM
AC 3603 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X3MM
AC 3604 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X4MM
AC 4101 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X1MM
AC 4102 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2MM
AC 4103 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X3MM
AC 4104 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM
AC 5001 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X1MM
AC 5002 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X2MM
AC 5003 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X3MM
AC 5004 PILAR CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X4MM
ACC 4801 PILAR CONICO CONO MORSE 4° 1MM
ACC 4802 PILAR CONICO CONO MORSE 4° 2MM

ACC 4803 PILAR CONICO CONO MORSE4° 3MM
ACC 4804 PILAR CONICO CONO MORSE4° 4MM
ACC 4805 PILAR CONICO CONO MORSE4° 5MM
ACONO MORSE 4801C PILAR CONICO CONO MORSE16° 1MM
ACONO MORSE 4802C PILAR CONICO CONO MORSE16° 2MM
ACONO MORSE 4803C PILAR CONICO CONO MORSE16° 3MM
ACONO MORSE 4804C PILAR CONICO CONO MORSE16° 4MM
ACONO MORSEU 4808 PILAR CONICO CONO MORSE11.5° 0.8MM
ACONO MORSEU 4815 PILAR CONICO CONO MORSE11.5° 1.5MM
ACONO MORSEU 4825 PILAR CONICO CONO MORSE11.5° 2.5MM
ACONO MORSEU 4835 PILAR CONICO CONO MORSE11.5° 3.5MM
ACONO MORSEU 4845 PILAR CONICO CONO MORSE11.5° 4.5MM
ACONO MORSEU 4855 PILAR CONICO CONO MORSE11.5° 5.5MM
ACS 3801 PILAR CONICO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X1MM
ACS 3802 PILAR CONICO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X2MM
ACS 3803 PILAR CONICO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X3MM
ACS 3804 PILAR CONICO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X4MM
ACS 4501 PILAR CONICO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X1MM
ACS 4502 PILAR CONICO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X2MM
ACS 4503 PILAR CONICO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X3MM
ACS 4504 PILAR CONICO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X4MM
AI 3401-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X1MM
AI 3402-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X2MM
AI 3403-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X3MM
AI 3404-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X4MM
AI 3651-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X1MM
AI 3652-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2MM
AI 3653-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X3MM
AI 3654-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X4MM
AI 4151-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X1MM
AI 4152-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2MM
AI 4153-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X3MM
AI 4154-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM
AI 5051-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X1MM
AI 5052-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X2MM
AI 5053-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X3MM
AI 5054-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X4MM
AIA 3402-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X2X17°
AIA 3404-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X4X17°
AIA 3651-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X1X17°
AIA 3652-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2X17°
AIA 3653-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X3X17°
AIA 3654-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X4X17°
AIA 4151-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X1X17°
AIA 4152-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2X17°
AIA 4154-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4X17°

AIA 5052-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X2X17°
AIA 5054-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X4X17°
AIAC 4151-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X1X17°
AIAC 4152-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2X17°
AIAC 4154-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4X17°
AIAM 3501C-H PILAR CEMENTADO ANG. CONO MORSE16° Ø3.5X1X17°
AIAM 3502C-H PILAR CEMENTADO ANG. CONO MORSE16° Ø3.5X2X17°
AIAM 3503C-H PILAR CEMENTADO ANG. CONO MORSE16° Ø3.5X3X17°
AIAM 3504C-H PILAR CEMENTADO ANG. CONO MORSE16° Ø3.5X4X17°
AIAM 3505C-H PILAR CEMENTADO ANG. CONO MORSE16° Ø3.5X5X17°
AIAM 4501C-H PILAR CEMENTADO ANG. CONO MORSE16° Ø4.5X1X17°
AIAM 4502C-H PILAR CEMENTADO ANG. CONO MORSE16° Ø4.5X2X17°
AIAM 4503C-H PILAR CEMENTADO ANG. CONO MORSE16° Ø4.5X3X17°
AIAM 4504C-H PILAR CEMENTADO ANG. CONO MORSE16° Ø4.5X4X17°
AIAM 4505C-H PILAR CEMENTADO ANG. CONO MORSE16° Ø4.5X5X17°
AIAS 3842-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO INTERNO Ø3.8X2X17°
AIAS 3844-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO INTERNO Ø3.8X4X17°
AIAS 4562-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO INTERNO Ø4.5X2X17°
AIAS 4564-Q PILAR CEMENTADO ANG. HEXAGONO INTERNO Ø4.5X4X17°
AIASIT 341715 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X4X17°
AIASIT 341725 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X4X17°
AIASIT 341735 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X4X17°
AIASIT 343015 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X4X30°
AIASIT 343025 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X4X30°
AIASIT 343035 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X4X30°
AIASIT 361715 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X6X17°
AIASIT 361725 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X6X17°
AIASIT 361735 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X6X17°
AIASIT 363015 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X6X30°
AIASIT 363025 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X6X30°
AIASIT 363035 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X6X30°
AIASIT 441715 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X4X17°
AIASIT 441725 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X4X17°
AIASIT 441735 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X4X17°
AIASIT 443015 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X4X30°
AIASIT 443025 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X4X30°
AIASIT 443035 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X4X30°
AIASIT 461715 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X6X17°
AIASIT 461725 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X6X17°
AIASIT 461735 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X6X17°
AIASIT 463015 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X6X30°
AIASIT 463025 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X6X30°
AIASIT 463035 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X6X30°
AIC 4151-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X1MM
AIC 4152-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2MM
AIC 4153-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X3MM

AIC 4154-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM
AIM 33401C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø3.3X1X4MM
AIM 33402C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø3.3X2X4MM
AIM 33403C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø3.3X3X4MM
AIM 33404C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø3.3X4X4MM
AIM 33405C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø3.3X5X4MM
AIM 33601C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø3.3X1X6MM
AIM 33602C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø3.3X2X6MM
AIM 33603C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø3.3X3X6MM
AIM 33604C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø3.3X4X6MM
AIM 33605C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø3.3X5X6MM
AIM 45401C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø4.5X1X4MM
AIM 45402C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø4.5X2X4MM
AIM 45403C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø4.5X3X4MM
AIM 45404C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø4.5X4X4MM
AIM 45405C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø4.5X5X4MM
AIM 45601C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø4.5X1X6MM
AIM 45602C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø4.5X2X6MM
AIM 45603C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø4.5X3X6MM
AIM 45604C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø4.5X4X6MM
AIM 45605C PILAR UNIVERSAL CONO MORSE16° Ø4.5X5X6MM
AIMC 45401 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE4° Ø4.5X1X4MM
AIMC 45402 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE4° Ø4.5X2X4MM
AIMC 45403 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE4° Ø4.5X3X4MM
AIMC 45404 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE4° Ø4.5X4X4MM
AIMC 45405 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE4° Ø4.5X5X4MM
AIMC 45601 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE4° Ø4.5X1X6MM
AIMC 45602 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE4° Ø4.5X2X6MM
AIMC 45603 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE4° Ø4.5X3X6MM
AIMC 45604 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE4° Ø4.5X4X6MM
AIMC 45605 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE4° Ø4.5X5X6MM
AIMP 3501C-H PILAR CEMENTADO CONO MORSE16° Ø3.5X1MM
AIMP 3502C-H PILAR CEMENTADO CONO MORSE16° Ø3.5X2MM
AIMP 3503C-H PILAR CEMENTADO CONO MORSE16° Ø3.5X3MM
AIMP 3504C-H PILAR CEMENTADO CONO MORSE16° Ø3.5X4MM
AIMP 3505C-H PILAR CEMENTADO CONO MORSE16° Ø3.5X5MM
AIMP 4501C-H PILAR CEMENTADO CONO MORSE16° Ø4.5X1MM
AIMP 4502C-H PILAR CEMENTADO CONO MORSE16° Ø4.5X2MM
AIMP 4503C-H PILAR CEMENTADO CONO MORSE16° Ø4.5X3MM
AIMP 4504C-H PILAR CEMENTADO CONO MORSE16° Ø4.5X4MM
AIMP 4505C-H PILAR CEMENTADO CONO MORSE16° Ø4.5X5MM
AIPM 33401C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø3.3X1X4MM
AIPM 33402C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø3.3X2X4MM
AIPM 33403C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø3.3X3X4MM
AIPM 33404C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø3.3X4X4MM
AIPM 33405C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø3.3X5X4MM

AIPM 33601C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø3.3X1X6MM
AIPM 33602C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø3.3X2X6MM
AIPM 33603C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø3.3X3X6MM
AIPM 33604C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø3.3X4X6MM
AIPM 33605C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø3.3X5X6MM
AIPM 45401C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø4.5X1X4MM
AIPM 45402C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø4.5X2X4MM
AIPM 45403C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø4.5X3X4MM
AIPM 45404C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø4.5X4X4MM
AIPM 45405C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø4.5X5X4MM
AIPM 45601C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø4.5X1X6MM
AIPM 45602C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø4.5X2X6MM
AIPM 45603C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø4.5X3X6MM
AIPM 45604C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø4.5X4X6MM
AIPM 45605C PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE16° Ø4.5X5X6MM
AIS 3801-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X1MM
AIS 3802-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X2MM
AIS 3803-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X3MM
AIS 3804-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X4MM
AIS 4501-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X1MM
AIS 4502-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X2MM
AIS 4503-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X3MM
AIS 4504-Q PILAR CEMENTADO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X4MM
AISIT 334008 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X0.8X4MM
AISIT 334015 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X1.5X4MM
AISIT 334025 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X2.5X4MM
AISIT 334035 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X3.5X4MM
AISIT 334045 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X4.5X4MM
AISIT 334055 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X5.5X4MM
AISIT 336008 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X0.8X6MM
AISIT 336015 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X1.5X6MM
AISIT 336025 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X2.5X6MM
AISIT 336035 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X3.5X6MM
AISIT 336045 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X4.5X6MM
AISIT 336055 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø3.3X5.5X6MM
AISIT 454008 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X0.8X4MM
AISIT 454015 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X1.5X4MM
AISIT 454025 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X2.5X4MM
AISIT 454035 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X3.5X4MM
AISIT 454045 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X4.5X4MM
AISIT 454055 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X5.5X4MM
AISIT 456008 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X0.8X6MM
AISIT 456015 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X1.5X6MM
AISIT 456025 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X2.5X6MM
AISIT 456035 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X3.5X6MM
AISIT 456045 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X4.5X6MM

AISIT 456055 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE11.5° Ø4.5X5.5X6MM
AISITS 334008 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X0.8X4MM
AISITS 334015 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X1.5X4MM
AISITS 334025 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X2.5X4MM
AISITS 334035 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X3.5X4MM
AISITS 334045 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X4.5X4MM
AISITS 334055 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X5.5X4MM
AISITS 336008 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X0.8X6MM
AISITS 336015 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X1.5X6MM
AISITS 336025 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X2.5X6MM
AISITS 336035 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X3.5X6MM
AISITS 336045 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X4.5X6MM
AISITS 336055 PILAR UNIVERSAL CONO MORSE3° Ø3.3X5.5X6MM
AIUNHEXAGONO EXTERNO 334001 PILAR UNIVERSAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ3.3X1X4MM
AIUNHEXAGONO EXTERNO 334002 PILAR UNIVERSAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ3.3X2X4MM
AIUNHEXAGONO EXTERNO 334003 PILAR UNIVERSAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ3.3X3X4MM
AIUNHEXAGONO EXTERNO 334004 PILAR UNIVERSAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ3.3X4X4MM
AIUNHEXAGONO EXTERNO 336001 PILAR UNIVERSAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ3.3X1X6MM
AIUNHEXAGONO EXTERNO 336002 PILAR UNIVERSAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ3.3X2X6MM
AIUNHEXAGONO EXTERNO 336003 PILAR UNIVERSAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ3.3X3X6MM
AIUNHEXAGONO EXTERNO 336004 PILAR UNIVERSAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6XØ3.3X4X6MM
AMCONO MORSE 4801 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE16° 1MM
AMCONO MORSE 4802 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE16° 2MM
AMCONO MORSE 4803 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE16° 3MM
AMCONO MORSE 4804 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE16° 4MM
AMCONO MORSEC 4801 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE4° 1MM
AMCONO MORSEC 4802 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE4° 2MM
AMCONO MORSEC 4803 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE4° 3MM
AMCONO MORSEC 4804 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE4° 4MM
AMCONO MORSEC 4805 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE4° 5MM
AMCONO MORSEU 4808 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE11.5° 0.8MM
AMCONO MORSEU 4815 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE11.5° 1.5MM
AMCONO MORSEU 4825 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE11.5° 2.5MM
AMCONO MORSEU 4835 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE11.5° 3.5MM
AMCONO MORSEU 4845 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE11.5° 4.5MM
AMCONO MORSEU 4855 PILAR MULTIFUNCIONAL CONO MORSE11.5° 5.5MM
AMHEXAGONO EXTERNO 4101 PILAR MULTIFUNCIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X1MM
AMHEXAGONO EXTERNO 4102 PILAR MULTIFUNCIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2MM
AMHEXAGONO EXTERNO 4103 PILAR MULTIFUNCIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X3MM
AMHEXAGONO EXTERNO 4104 PILAR MULTIFUNCIONAL HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM
AMHEXAGONO INTERNO 3801 PILAR MULTIFUNCIONAL HEXAGONO INTERNO Ø3.8X1MM
AMHEXAGONO INTERNO 3802 PILAR MULTIFUNCIONAL HEXAGONO INTERNO Ø3.8X2MM
AMHEXAGONO INTERNO 3803 PILAR MULTIFUNCIONAL HEXAGONO INTERNO Ø3.8X3MM
AMHEXAGONO INTERNO 3804 PILAR MULTIFUNCIONAL HEXAGONO INTERNO Ø3.8X4MM
APASIT 341715 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X4X17° IND.
APASIT 341725 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X4X17° IND.

APASIT 341735 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X4X17° IND.
APASIT 343015 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X4X30° IND.
APASIT 343025 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X4X30° IND.
APASIT 343035 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X4X30° IND.
APASIT 361715 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X6X17° IND.
APASIT 361725 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X6X17° IND.
APASIT 361735 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X6X17° IND.
APASIT 363015 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X1.5X6X30° IND.
APASIT 363025 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X2.5X6X30° IND.
APASIT 363035 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø3.3X3.5X6X30° IND.
APASIT 441715 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X4X17° IND.
APASIT 441725 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X4X17° IND.
APASIT 441735 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X4X17° IND.
APASIT 443015 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X4X30° IND.
APASIT 443025 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X4X30° IND.
APASIT 443035 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X4X30° IND.
APASIT 461715 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X6X17° IND.
APASIT 461725 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X6X17° IND.
APASIT 461735 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X6X17° IND.
APASIT 463015 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X1.5X6X30° IND.
APASIT 463025 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X2.5X6X30° IND.
APASIT 463035 PILAR UNIV.ANG. CONO MORSE Ø4.5X3.5X6X30° IND.
APSIT 334008 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X0.8X4MM
APSIT 334015 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X1.5X4MM
APSIT 334025 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X2.5X4MM
APSIT 334035 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X3.5X4MM
APSIT 334045 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X4.5X4MM
APSIT 334055 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X5.5X4MM
APSIT 336008 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X0.8X6MM
APSIT 336015 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X1.5X6MM
APSIT 336025 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X2.5X6MM
APSIT 336035 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X3.5X6MM
APSIT 336045 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X4.5X6MM
APSIT 336055 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø3.3X5.5X6MM
APSIT 454008 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X0.8X4MM
APSIT 454015 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X1.5X4MM
APSIT 454025 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X2.5X4MM
APSIT 454035 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X3.5X4MM
APSIT 454045 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X4.5X4MM
APSIT 454055 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X5.5X4MM
APSIT 456008 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X0.8X6MM
APSIT 456015 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X1.5X6MM
APSIT 456025 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X2.5X6MM
APSIT 456035 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X3.5X6MM
APSIT 456045 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X4.5X6MM
APSIT 456055 PILAR UNIV. PASSANTE CONO MORSE11.5° Ø4.5X5.5X6MM

BCONO MORSE 42 PILAR INTERFACE CONO MORSE16°
BHEXAGONO EXTERNO 34 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
BHEXAGONO EXTERNO 36 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM
BHEXAGONO EXTERNO 41 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
BHEXAGONO EXTERNO 50 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0MM
BHEXAGONO INTERNO 38 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
BHEXAGONO INTERNO 45 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
BHEXAGONO INTERNO 55 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø5.5MM
IAC 0200 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 2.5MM ROT.
IAC 0206 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 2.5MM IND.
IAC 0400 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 4MM ROT.
IAC 0406 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 4MM IND.
IAC 0600 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 6MM ROT.
IAC 0606 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 6MM IND.
IAC 0200 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 2.5MM ROT.
IAC 0206 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 2.5MM IND.
IAC 0400 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 4MM ROT.
IAC 0406 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 4MM IND.
IAC 0600 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 6MM ROT.
IAC 0606 PILAR INTERFACE PILAR CONICO 6MM IND.
IACONO MORSE 0200 PILAR INTERFACE PILAR MULT. 2.5MM ROT.
IACONO MORSE 0206 PILAR INTERFACE PILAR MULT. 2.5MM IND.
IACONO MORSE 0400 PILAR INTERFACE PILAR MULT. 4MM ROT.
IACONO MORSE 0406 PILAR INTERFACE PILAR MULT. 4MM IND.
IACONO MORSE 0600 PILAR INTERFACE PILAR MULT. 6MM ROT.
IACONO MORSE 0606 PILAR INTERFACE PILAR MULT. 6MM IND.
ICONO MORSE 0502 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.5MM
ICONO MORSE 0504 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.5MM
ICONO MORSE 0506 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.5MM
ICONO MORSE 0802 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.8MM
ICONO MORSE 0804 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.8MM
ICONO MORSE 0806 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.8MM
ICONO MORSE 1502 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 1.5MM
ICONO MORSE 1504 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 1.5MM
ICONO MORSE 1506 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 1.5MM
ICONO MORSE 2002 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2MM
ICONO MORSE 2004 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2MM
ICONO MORSE 2006 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2MM
ICONO MORSE 2502 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2.5MM
ICONO MORSE 2504 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2.5MM
ICONO MORSE 2506 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2.5MM
ICONO MORSE 3002 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 3MM
ICONO MORSE 3004 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 3MM
ICONO MORSE 3006 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 3MM
ICONO MORSE 4002 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 4MM
ICONO MORSE 4004 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 4MM

ICONO MORSE 4006 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 4MM
ICONO MORSE 5002 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 5MM
ICONO MORSE 5004 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 5MM
ICONO MORSE 5006 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 5MM
ICONO MORSET 0502 PILARINTERFACE CONO MORSE16° 0.5X2.5MM IND.
ICONO MORSET 0504 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.5X4MM IND.
ICONO MORSET 0506 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.5X6MM IND.
ICONO MORSET 0802 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.8X2.5MM IND.
ICONO MORSET 0804 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.8X4MM IND.
ICONO MORSET 0806 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 0.8X6MM IND.
ICONO MORSET 1502 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 1.5X2.5MM IND.
ICONO MORSET 1504 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 1.5X4MM IND.
ICONO MORSET 1506 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 1.5X6MM IND.
ICONO MORSET 2002 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2.0X2.5MM IND.
ICONO MORSET 2004 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2.0X4MM IND.
ICONO MORSET 2006 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2.0X6MM IND.
ICONO MORSET 2502 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2.5X2.5MM IND.
ICONO MORSET 2504 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2.5X4MM IND.
ICONO MORSET 2506 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 2.5X6MM IND.
ICONO MORSET 3002 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 3.0X2.5MM IND.
ICONO MORSET 3004 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 3.0X4MM IND.
ICONO MORSET 3006 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 3.0X6MM IND.
ICONO MORSET 4002 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 4.0X2.5MM IND.
ICONO MORSET 4004 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 4.0X4MM IND.
ICONO MORSET 4006 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 4.0X6MM IND.
ICONO MORSET 5002 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 5.0X2.5MM IND.
ICONO MORSET 5004 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 5.0X4MM IND.
ICONO MORSET 5006 PILAR INTERFACE CONO MORSE16° 5.0X6MM IND.
ICONO MORSEU 0502 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.5MM
ICONO MORSEU 0504 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.5MM
ICONO MORSEU 0506 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.5MM
ICONO MORSEU 0802 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.8MM
ICONO MORSEU 0804 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.8MM
ICONO MORSEU 0806 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.8MM
ICONO MORSEU 1502 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 1.5MM
ICONO MORSEU 1504 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 1.5MM
ICONO MORSEU 1506 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 1.5MM
ICONO MORSEU 2002 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2MM
ICONO MORSEU 2004 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2MM
ICONO MORSEU 2006 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2MM
ICONO MORSEU 2502 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2.5MM
ICONO MORSEU 2504 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2.5MM
ICONO MORSEU 2506 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2.5MM
ICONO MORSEU 3002 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 3MM
ICONO MORSEU 3004 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 3MM
ICONO MORSEU 3006 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 3MM

ICONO MORSEU 4002 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 4MM
ICONO MORSEU 4004 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 4MM
ICONO MORSEU 4006 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 4MM
ICONO MORSEU 5002 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 5MM
ICONO MORSEU 5004 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 5MM
ICONO MORSEU 5006 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 5MM
ICONO MORSEUT 0502 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.5X2.5MM IND.
ICONO MORSEUT 0504 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.5X4MM IND.
ICONO MORSEUT 0506 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.5X6MM IND.
ICONO MORSEUT 0802 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.8X2.5MM IND.
ICONO MORSEUT 0804 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.8X4MM IND.
ICONO MORSEUT 0806 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 0.8X6MM IND.
ICONO MORSEUT 1502 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 1.5X2.5MM IND.
ICONO MORSEUT 1504 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 1.5X4MM IND.
ICONO MORSEUT 1506 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 1.5X6MM IND.
ICONO MORSEUT 2002 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2.0X2.5MM IND.
ICONO MORSEUT 2004 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2.0X4MM IND.
ICONO MORSEUT 2006 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2.0X6MM IND.
ICONO MORSEUT 2502 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2.5X2.5MM IND.
ICONO MORSEUT 2504 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2.5X4MM IND.
ICONO MORSEUT 2506 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 2.5X6MM IND.
ICONO MORSEUT 3002 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 3.0X2.5MM IND.
ICONO MORSEUT 3004 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 3.0X4MM IND.
ICONO MORSEUT 3006 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 3.0X6MM IND.
ICONO MORSEUT 4002 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 4.0X2.5MM IND.
ICONO MORSEUT 4004 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 4.0X4MM IND.
ICONO MORSEUT 4006 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 4.0X6MM IND.
ICONO MORSEUT 5002 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 5.0X2.5MM IND.
ICONO MORSEUT 5004 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 5.0X4MM IND.
ICONO MORSEUT 5006 PILAR INTERFACE CONO MORSE11.5° 5.0X6MM IND.
IHEXAGONO EXTERNO 3402 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
IHEXAGONO EXTERNO 3404 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
IHEXAGONO EXTERNO 3406 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
IHEXAGONO EXTERNO 4102 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
IHEXAGONO EXTERNO 4104 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
IHEXAGONO EXTERNO 4106 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
IHEXAGONO EXTERNO 4502 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5MM
IHEXAGONO EXTERNO 4504 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5MM
IHEXAGONO EXTERNO 4506 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5MM
IHEXAGONO EXTERNO 5002 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0MM
IHEXAGONO EXTERNO 5004 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0MM
IHEXAGONO EXTERNO 5006 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0MM
IHEXAGONO EXTERNOT 3402 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X2.5MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 3404 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X4MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 3406 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X6MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 3602 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2.5MM IND.

IHEXAGONO EXTERNOT 3604 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X4MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 3606 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X6MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 4102 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2.5MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 4104 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 4106 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X6MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 4502 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X2.5MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 4504 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X4MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 4506 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X6MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 5002 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X2.5MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 5004 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X4MM IND.
IHEXAGONO EXTERNOT 5006 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X6MM IND.
IHEXAGONO INTERNO 3802 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
IHEXAGONO INTERNO 3804 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
IHEXAGONO INTERNO 3806 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
IHEXAGONO INTERNO 4502 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
IHEXAGONO INTERNO 4504 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
IHEXAGONO INTERNO 4506 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
IHEXAGONO INTERNO 5002 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø5MM
IHEXAGONO INTERNO 5004 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø5MM
IHEXAGONO INTERNO 5006 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø5MM
IHEXAGONO INTERNOT 3802 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø3.8X2.5MM IND.
IHEXAGONO INTERNOT 3804 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø3.8X4MM IND.
IHEXAGONO INTERNOT 3806 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø3.8X6MM IND.
IHEXAGONO INTERNOT 4502 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø4.5X2.5MM IND.
IHEXAGONO INTERNOT 4504 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø4.5X4MM IND.
IHEXAGONO INTERNOT 4506 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø4.5X6MM IND.
IHEXAGONO INTERNOT 5002 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø5.0X2.5MM IND.
IHEXAGONO INTERNOT 5004 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø5.0X4MM IND.
IHEXAGONO INTERNOT 5006 PILAR INTERFACE HEXAGONO INTERNO Ø5.0X6MM IND.
IMA 02 PILAR INTERFACE MINI PILAR
IMA 04 PILAR INTERFACE MINI PILAR
IMA 06 PILAR INTERFACE MINI PILAR
IMAT 02 PILAR INTERFACE PILAR MINI 2.5MM
IMAT 04 PILAR INTERFACE PILAR MINI 4MM
IMAT 06 PILAR INTERFACE PILAR MINI 6MM
IMMA 02 PILAR INTERFACE MICRO MINI PILAR
IMMA 04 PILAR INTERFACE MICRO MINI PILAR
IMMA 06 PILAR INTERFACE MICRO MINI PILAR
IMMAT 02 PILAR INTERFACE MICRO PILAR 2.5MM ROT.
IMMAT 0206 PILAR INTERFACE MICRO PILAR 2.5MM IND.
IMMAT 04 PILAR INTERFACE MICRO PILAR 4MM ROT.
IMMAT 0406 PILAR INTERFACE MICRO PILAR 4MM IND.
IMMAT 06 PILAR INTERFACE MICRO PILAR 6MM ROT.
IMMAT 0606 PILAR INTERFACE MICRO PILAR 6MM IND.
IRHEXAGONO EXTERNO 3402 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
IRHEXAGONO EXTERNO 3404 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM

IRHEXAGONO EXTERNO 3406 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
IRHEXAGONO EXTERNO 4102 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
IRHEXAGONO EXTERNO 4104 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
IRHEXAGONO EXTERNO 4106 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
IRHEXAGONO EXTERNO 4502 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5MM
IRHEXAGONO EXTERNO 4504 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5MM
IRHEXAGONO EXTERNO 4506 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5MM
IRHEXAGONO EXTERNO 5002 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X2.5MM
IRHEXAGONO EXTERNO 5004 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X4MM
IRHEXAGONO EXTERNO 5006 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X6MM
IRHEXAGONO EXTERNOT 3402 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X2.5MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 3404 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X4MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 3406 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X6MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 3602 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2.5MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 3604 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X4MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 3606 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X6MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 4102 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2.5MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 4104 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 4106 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X6MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 4502 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X2.5MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 4504 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X4MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 4506 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X6MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 5002 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X2.5MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 5004 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X4MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOT 5006 PILAR INTERFACE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X6MM ROT.
MA 3601 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X1MM
MA 3602 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2MM
MA 3603 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X3MM
MA 3604 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X4MM
MA 4101 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X1MM
MA 4102 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2MM
MA 4103 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X3MM
MA 4104 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM
MA 5001 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X1MM
MA 5002 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X2MM
MA 5003 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X3MM
MA 5004 PILAR MINI HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X4MM
MAA 3602 PILAR MINI ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2X17°
MAA 3603 PILAR MINI ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X3X17°
MAA 3604 PILAR MINI ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X4X17°
MAA 3632 PILAR MINI ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2X30°
MAA 3634 PILAR MINI ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X4X30°
MAA 4102 PILAR MINI ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2X17°
MAA 4103 PILAR MINI ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X3X17°
MAA 4132 PILAR MINI ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2X30°
MAA 4134 PILAR MINI ANG. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4X30°

MAAHS 3802 PILAR MINI ANG. HEXAGONO INTERNO Ø3.8X2X17°
MAAHS 3803 PILAR MINI ANG. HEXAGONO INTERNO Ø3.8X3X17°
MAAHS 4502 PILAR MINI ANG. HEXAGONO INTERNO Ø4.5X2X17°
MAAHS 4503 PILAR MINI ANG. HEXAGONO INTERNO Ø4.5X3X17°
MAAM 4802 PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 2.0X17°
MAAM 4802I PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 2.0X17° INDEX
MAAM 4803 PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 3.0X17°
MAAM 4803I PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 3.0X17° INDEX
MAAM 4804 PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 4.0X17°
MAAM 4804I PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 4.0X17° INDEX
MAAM 4832 PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 2.0X30°
MAAM 4832I PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 2.0X30° INDEX
MAAM 4833 PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 3.0X30°
MAAM 4833I PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 3.0X30° INDEX
MAAM 4834 PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 4.0X30°
MAAM 4834I PILAR MINI ANG. CONO MORSE16° 4.0X30° INDEX
MAC 4801 PILAR MINI CONO MORSE4° 1MM
MAC 4802 PILAR MINI CONO MORSE4° 2MM
MAC 4803 PILAR MINI CONO MORSE4° 3MM
MAC 4804 PILAR MINI CONO MORSE4° 4MM
MAC 4805 PILAR MINI CONO MORSE4° 5MM
MAM 3301 PILAR MICRO MINI CONO MORSE16° 1MM
MAM 3302 PILAR MICRO MINI CONO MORSE16° 2MM
MAM 3303 PILAR MICRO MINI CONO MORSE16° 3MM
MAM 3304 PILAR MICRO MINI CONO MORSE16° 4MM
MAM 4801C PILAR MINI CONO MORSE16° 1MM
MAM 4802C PILAR MINI CONO MORSE16° 2MM
MAM 4803C PILAR MINI CONO MORSE16° 3MM
MAM 4804C PILAR MINI CONO MORSE16° 4MM
MAM 4805C PILAR MINI CONO MORSE16° 5MM
MAMA 1715 PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 1.5X17°
MAMA 1715I PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 1.5X17° IND.
MAMA 1725 PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 2.5X17°
MAMA 1725I PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 2.5X17° IND.
MAMA 1735 PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 3.5X17°
MAMA 1735I PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 3.5X17° IND.
MAMA 3015 PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 1.5X30°
MAMA 3015I PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 1.5X30° IND.
MAMA 3025 PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 2.5X30°
MAMA 3025I PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 2.5X30° IND.
MAMA 3035 PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 3.5X30°
MAMA 3035I PILAR MINI ANG. CONO MORSE11.5° 3.5X30° IND.
MAMU 4808 PILAR MINI CONO MORSE11.5° 0.8MM
MAMU 4815 PILAR MINI CONO MORSE11.5° 1.5MM
MAMU 4825 PILAR MINI CONO MORSE11.5° 2.5MM
MAMU 4835 PILAR MINI CONO MORSE11.5° 3.5MM

MAMU 4845 PILAR MINI CONO MORSE11.5° 4.5MM
MAMU 4855 PILAR MINI CONO MORSE11.5° 5.5MM
MAS 3801 PILAR MINI HEXAGONO INTERNO Ø3.8X1MM
MAS 3802 PILAR MINI HEXAGONO INTERNO Ø3.8X2MM
MAS 3803 PILAR MINI HEXAGONO INTERNO Ø3.8X3MM
MAS 3804 PILAR MINI HEXAGONO INTERNO Ø3.8X4MM
MAS 4501 PILAR MINI HEXAGONO INTERNO Ø4.5X1MM
MAS 4502 PILAR MINI HEXAGONO INTERNO Ø4.5X2MM
MAS 4503 PILAR MINI HEXAGONO INTERNO Ø4.5X3MM
MAS 4504 PILAR MINI HEXAGONO INTERNO Ø4.5X4MM
MMAHEXAGONO EXTERNO 3501 PILAR MICRO MINI HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X1MM
MMAHEXAGONO EXTERNO 3502 PILAR MICRO MINI HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X2MM
MMAHEXAGONO EXTERNO 3503 PILAR MICRO MINI HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X3MM
MMAHEXAGONO EXTERNO 3504 PILAR MICRO MINI HEXAGONO EXTERNO Ø3.5X4MM
MMAHEXAGONO INTERNO 3501 PILAR MICRO MINI HEXAGONO INTERNO Ø3.5X1MM
MMAHEXAGONO INTERNO 3502 PILAR MICRO MINI HEXAGONO INTERNO Ø3.5X2MM
MMAHEXAGONO INTERNO 3503 PILAR MICRO MINI HEXAGONO INTERNO Ø3.5X3MM
MMAHEXAGONO INTERNO 3504 PILAR MICRO MINI HEXAGONO INTERNO Ø3.5X4MM
MMAM 3308 PILAR MICRO MINI CONO MORSE11.5° 0.8MM
MMAM 3315 PILAR MICRO MINI CONO MORSE11.5° 1.5MM
MMAM 3325 PILAR MICRO MINI CONO MORSE11.5° 2.5MM
MMAM 3335 PILAR MICRO MINI CONO MORSE11.5° 3.5MM
MMAM 3345 PILAR MICRO MINI CONO MORSE11.5° 4.5MM
MMAMS 3315 PILAR MICRO MINI CONO MORSE3° 1.5MM
MMAMS 3325 PILAR MICRO MINI CONO MORSE3° 2.5MM
MMAMS 3335 PILAR MICRO MINI CONO MORSE3° 3.5MM
TCONO MORSE 01 TI FORM CONO MORSE SW 1MM
TCONO MORSE 02 TI FORM CONO MORSE SW 2MM
TCONO MORSE 03 TI FORM CONO MORSE SW 3MM
TCONO MORSE 04 TI FORM CONO MORSE SW 4MM
TCONO MORSES 01 TI FORM EST. CONO MORSE SW 1MM
TCONO MORSES 02 TI FORM EST. CONO MORSE SW 2MM
TCONO MORSES 03 TI FORM EST. CONO MORSE SW 3MM
TCONO MORSES 04 TI FORM EST. CONO MORSE SW 4MM
TCONO MORSEU 01 TI FORM CONO MORSE11.5° UNITITE 1MM
TCONO MORSEU 02 TI FORM CONO MORSE11.5° UNITITE 2MM
TCONO MORSEU 03 TI FORM CONO MORSE11.5° UNITITE 3MM
TCONO MORSEU 04 TI FORM CONO MORSE11.5° UNITITE 4MM
TCONO MORSEUS 01 TI FORM CONO MORSE11.5° UNITITE 1MM EST.
TCONO MORSEUS 02 TI FORM CONO MORSE11.5° UNITITE 2MM EST.
TCONO MORSEUS 03 TI FORM CONO MORSE11.5° UNITITE 3MM EST.
TCONO MORSEUS 04 TI FORM CONO MORSE11.5° UNITITE 4MM EST.
THEXAGONO EXTERNO 34 TI FORM HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
THEXAGONO EXTERNO 41 TI FORM HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
THEXAGONO EXTERNO 45 TI FORM HEXAGONO EXTERNO Ø4.5MM
THEXAGONO EXTERNO 50 TI FORM HEXAGONO EXTERNO Ø5MM

THEXAGONO EXTERNOS 34 TI FORM EST. HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
THEXAGONO EXTERNOS 41 TI FORM EST. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
THEXAGONO EXTERNOS 45 TI FORM EST. HEXAGONO EXTERNO Ø4.5MM
THEXAGONO EXTERNOS 50 TI FORM EST. HEXAGONO EXTERNO Ø5MM
THEXAGONO INTERNO 38 TI FORM HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
THEXAGONO INTERNO 45 TI FORM HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
THEXAGONO INTERNO 50 TI FORM HEXAGONO INTERNO Ø5MM
THEXAGONO INTERNOS 38 TI FORM EST. HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
THEXAGONO INTERNOS 45 TI FORM EST. HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
THEXAGONO INTERNOS 50 TI FORM EST. HEXAGONO INTERNO Ø5MM
ZC 4102 ZYBUTMENT CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2MM
ZC 4103 ZYBUTMENT CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X3MM
ZC 4104 ZYBUTMENT CONICO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM
ZS 4103 ZYBUTMENT STANDARD HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X3MM
ZS 4104 ZYBUTMENT STANDARD HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM
ZS 4155 ZYBUTMENT STANDARD HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X5.5MM
CALE 00-2 PILAR CRCO PILAR CONICO ROT. C/ PRH 20
CALE 00-3 PILAR CRCO PILAR CONICO ROT. C/ PRH 30
CALE 06-2 PILAR CRCO PILAR CONICO INDEX C/ PRH 20
CALE 06-3 PILAR CRCO PILAR CONICO INDEX C/ PRH 30
CCRAM 00 PILAR CRCO PILAR MULT. ROT.
CCRAM 06 PILAR CRCO PILAR MULT. INDEX
CLEM 4800-2 PILAR CRCO MINI PILAR C/ PRH 20
CLEM 4800-3 PILAR CRCO MINI PILAR C/ PRH 30
CPMM 33 PILAR CRCO MICRO MINI PILAR ROT.
CPMM 3306 PILAR CRCO MICRO MINI PILAR INDEX
EUCLA 340-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM ROT.
EUCLA 346-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM INDEX
EUCLA 360-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM ROT.
EUCLA 366-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM INDEX
EUCLA 400-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM ROT.
EUCLA 406-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM INDEX
EUCLA 500-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø5MM ROT.
EUCLA 506-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø5MM INDEX
EUCLAC 400-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM ROT. C/ PTQ 2006
EUCLAC 406-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM INDEX C/ PTQ 2006
EUCLAHEXAGONO EXTERNO 360-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM ROT.
EUCLAHEXAGONO EXTERNO 366-Q PILAR CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM INDEX
EUCLAM 35000C-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø3.5X0.8MM
EUCLAM 35012C-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø3.5X1.25MM
EUCLAM 3501-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø3.5X1MM
EUCLAM 3502-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø3.5X2MM
EUCLAM 3503-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø3.5X3MM
EUCLAM 3504-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø3.5X4MM
EUCLAM 35600C-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø3.5X0.8MM
EUCLAM 35612C-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø3.5X1.25MM

EUCLAM 35612C-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø4.5X0.8MM
EUCLAM 45012C-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø4.5X1.25MM
EUCLAM 4501-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø4.5X1MM
EUCLAM 4502-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø4.5X2MM
EUCLAM 4503-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø4.5X3MM
EUCLAM 4504-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø4.5X4MM
EUCLAM 45600C-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø4.5X0.8MM
EUCLAM 45612C-H PILAR CRCO CONO MORSE16° Ø4.5X1.25MM
EUCLAMU 3501-H PILAR CRCO CONO MORSE11.5° Ø3.5X1MM
EUCLAMU 3502-H PILAR CRCO CONO MORSE11.5° Ø3.5X2MM
EUCLAMU 3503-H PILAR CRCO CONO MORSE11.5° Ø3.5X3MM
EUCLAMU 3504-H PILAR CRCO CONO MORSE11.5° Ø3.5X4MM
EUCLAMU 4501-H PILAR CRCO CONO MORSE11.5° Ø4.5X1MM
EUCLAMU 4502-H PILAR CRCO CONO MORSE11.5° Ø4.5X2MM
EUCLAMU 4503-H PILAR CRCO CONO MORSE11.5° Ø4.5X3MM
EUCLAMU 4504-H PILAR CRCO CONO MORSE11.5° Ø4.5X4MM
EUCLAS 386-Q PILAR CRCO HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
EUCLAS 456-Q PILAR CRCO HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
IACC 0200 INTERFACE CRCO PILAR CONICO 2.5MM ROT.
IACC 0206 INTERFACE CRCO PILAR CONICO 2.5MM INDEX
IACC 0400 INTERFACE CRCO PILAR CONICO 4MM ROT.
IACC 0406 INTERFACE CRCO PILAR CONICO 4MM INDEX
IACC 0600 INTERFACE CRCO PILAR CONICO 6MM ROT.
IACC 0606 INTERFACE CRCO PILAR CONICO 6MM INDEX
IAMC 0200 INTERFACE CRCO PILAR MULT. 2.5MM ROT.
IAMC 0206 INTERFACE CRCO PILAR MULT. 2.5MM INDEX
IAMC 0400 INTERFACE CRCO PILAR MULT. 4MM ROT.
IAMC 0406 INTERFACE CRCO PILAR MULT. 4MM INDEX
IAMC 0600 INTERFACE CRCO PILAR MULT. 6MM ROT.
IAMC 0606 INTERFACE CRCO PILAR MULT. 6MM INDEX
IRHEXAGONO EXTERNOC 3402 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X2.5MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 3404 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X4MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 3406 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X6MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 3602 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2.5MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 3604 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X4MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 3606 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X6MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 4102 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2.5MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 4104 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 4106 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X6MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 4502 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X2.5MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 4504 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X4MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 4506 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X6MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 5002 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X2.5MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 5004 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X4MM ROT.
IRHEXAGONO EXTERNOC 5006 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X6MM ROT.
CPSIT 3340 CILINDRO PROV. PILAR UNIV. Ø3.3X4MM

CPSIT 3360 CILINDRO PROV. PILAR UNIV. Ø3.3X6MM
CPSIT 4540 CILINDRO PROV. PILAR UNIV. Ø4.5X4MM
CPSIT 4560 CILINDRO PROV. PILAR UNIV. Ø4.5X6MM
CP 3400-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO ESTERNO Ø3.4MM ROT.
CP 3406-H CILINDRO PROVISIONAL HEXAGONO ESTERNO Ø3.4MM IND.
CPCONO MORSE 33 CILINDRO PROVISIONAL MICRO PILAR ROT.
ICONO MORSEC 0502 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 0.5X2.5MM
ICONO MORSEC 0504 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 0.5X4MM
ICONO MORSEC 0506 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 0.5X6MM
ICONO MORSEC 0802 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 0.8X2.5MM
ICONO MORSEC 0804 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 0.8X4MM
ICONO MORSEC 0806 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 0.8X6MM
ICONO MORSEC 1502 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 1.5X2.5MM
ICONO MORSEC 1504 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 1.5X4MM
ICONO MORSEC 1506 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 1.5X6MM
ICONO MORSEC 2002 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 2.0X2.5MM
ICONO MORSEC 2004 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 2.0X4MM
ICONO MORSEC 2006 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 2.0X6MM
ICONO MORSEC 2502 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 2.5X2.5MM
ICONO MORSEC 2504 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 2.5X4MM
ICONO MORSEC 2506 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 2.5X6MM
ICONO MORSEC 3002 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 3.0X2.5MM
ICONO MORSEC 3004 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 3.0X4MM
ICONO MORSEC 3006 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 3.0X6MM
ICONO MORSEC 4002 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 4.0X2.5MM
ICONO MORSEC 4004 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 4.0X4MM
ICONO MORSEC 4006 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 4.0X6MM
ICONO MORSEC 5002 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 5.0X2.5MM
ICONO MORSEC 5004 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 5.0X4MM
ICONO MORSEC 5006 INTERFACE CRCO CONO MORSE16° 5.0X6MM
ICONO MORSEUC 0502 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 0.5X2.5MM
ICONO MORSEUC 0504 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 0.5X4MM
ICONO MORSEUC 0506 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 0.5X6MM
ICONO MORSEUC 0802 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 0.8X2.5MM
ICONO MORSEUC 0804 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 0.8X4MM
ICONO MORSEUC 0806 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 0.8X6MM
ICONO MORSEUC 1502 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 1.5X2.5MM
ICONO MORSEUC 1504 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 1.5X4MM
ICONO MORSEUC 1506 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 1.5X6MM
ICONO MORSEUC 2002 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 2.0X2.5MM
ICONO MORSEUC 2004 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 2.0X4MM
ICONO MORSEUC 2006 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 2.0X6MM
ICONO MORSEUC 2502 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 2.5X2.5MM
ICONO MORSEUC 2504 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 2.5X4MM
ICONO MORSEUC 2506 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 2.5X6MM
ICONO MORSEUC 3002 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 3.0X2.5MM

ICONO MORSEUC 3004 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 3.0X4MM
ICONO MORSEUC 3006 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 3.0X6MM
ICONO MORSEUC 4002 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 4.0X2.5MM
ICONO MORSEUC 4004 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 4.0X4MM
ICONO MORSEUC 4006 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 4.0X6MM
ICONO MORSEUC 5002 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 5.0X2.5MM
ICONO MORSEUC 5004 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 5.0X4MM
ICONO MORSEUC 5006 INTERFACE CRCO CONO MORSE11.5° 5.0X6MM
IHEXAGONO EXTERNOC 3402 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X2.5MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 3404 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X4MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 3406 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4X6MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 3602 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2.5MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 3604 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X4MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 3606 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X6MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 4102 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X2.5MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 4104 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X4MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 4106 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1X6MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 4502 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X2.5MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 4504 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X4MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 4506 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø4.5X6MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 5002 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X2.5MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 5004 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X4MM INDEX
IHEXAGONO EXTERNOC 5006 INTERFACE CRCO HEXAGONO EXTERNO Ø5.0X6MM INDEX
IHEXAGONO INTERNOC 3802 INTERFACE CRCO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X2.5MM
IHEXAGONO INTERNOC 3804 INTERFACE CRCO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X4MM
IHEXAGONO INTERNOC 3806 INTERFACE CRCO HEXAGONO INTERNO Ø3.8X6MM
IHEXAGONO INTERNOC 4502 INTERFACE CRCO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X2.5MM
IHEXAGONO INTERNOC 4504 INTERFACE CRCO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X4MM
IHEXAGONO INTERNOC 4506 INTERFACE CRCO HEXAGONO INTERNO Ø4.5X6MM
IHEXAGONO INTERNOC 5002 INTERFACE CRCO HEXAGONO INTERNO Ø5.0X2.5MM
IHEXAGONO INTERNOC 5004 INTERFACE CRCO HEXAGONO INTERNO Ø5.0X4MM
IHEXAGONO INTERNOC 5006 INTERFACE CRCO HEXAGONO INTERNO Ø5.0X6MM
IMAC 02 INTERFACE CRCO MINI PILAR 2.5MM
IMAC 04 INTERFACE CRCO MINI PILAR 4MM
IMAC 06 INTERFACE CRCO MINI PILAR 6MM
IMMAC 02 INTERFACE CRCO MICRO PILAR 2.5MM ROT.
IMMAC 0206 INTERFACE CRCO MICRO PILAR 2.5MM INDEX
IMMAC 04 INTERFACE CRCO MICRO PILAR 4MM ROT.
IMMAC 0406 INTERFACE CRCO MICRO PILAR 4MM INDEX
IMMAC 06 INTERFACE CRCO MICRO PILAR 6MM ROT.
IMMAC 0606 INTERFACE CRCO MICRO PILAR 6MM INDEX
TIHEXAGONO INTERNOS 38 TRANSFER MOLD. ABERTA HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
TMAA 4800 TRANSFER MOLD. ABERTA PILAR CONICO ROT.
TMAA 4806 TRANSFER MOLD. ABERTA PILAR CONICO IND.
TMAAM 00 TRANSFER MOLD. ABERTA PILAR MULT. ROT.
TMAAM 06 TRANSFER MOLD. ABERTA PILAR MULT. IND.

TMAHEXAGONO EXTERNO 36 TRANSFER MOLD. ABERTA HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM
TMAI 3605 TRANSFER MOLD. ABERTA HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM
TMAI 4105 TRANSFER MOLD. ABERTA HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
TMAI 5005 TRANSFER MOLD. ABERTA HEXAGONO EXTERNO Ø5.0MM
TMAIM 35C TRANSFER MOLD. ABERTA CONO MORSE16° Ø3.5MM
TMAIM 45C TRANSFER MOLD. ABERTA CONO MORSE16° Ø4.5MM
TMAIS 45 TRANSFER MOLD. ABERTA HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
TMAM 4800 TRANSFER MOLD. ABERTA MINI PILAR
TMAMU TRANSFER MOLD. ABERTA CONO MORSE11.5°
TMAS TRANSFER MOLD. ABERTA PILAR STANDARD
TMFA 4800 TRANSFER MOLD. FECHADA PILAR CONICO ROT.
TMFA 4806 TRANSFER MOLD. FECHADA PILAR CONICO IND.
TMFAM 00 TRANSFER MOLD. FECHADA PILAR MULT. ROT.
TMFAM 06 TRANSFER MOLD. FECHADA PILAR MULT. IND.
TMFHEXAGONO EXTERNO 36 TRANSFER MOLD. FECHADA HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM
TMFI 3438 TRANSFER MOLD. FECHADA HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
TMFI 3605 TRANSFER MOLD. FECHADA HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM
TMFI 4105 TRANSFER MOLD. FECHADA HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
TMFI 5005 TRANSFER MOLD. FECHADA HEXAGONO EXTERNO Ø5MM
TMFIM 35C TRANSFER MOLD. FECHADA CONO MORSE16° Ø3.5MM
TMFIM 45C TRANSFER MOLD. FECHADA CONO MORSE16° Ø4.5MM
TMFIS 38 TRANSFER MOLD. FECHADA HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
TMFIS 45 TRANSFER MOLD. FECHADA HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
TMFM 4800 TRANSFER MOLD. FECHADA MINI PILAR
TMFMU TRANSFER MOLD. FECHADA CONO MORSE11.5°
TMIM 06 TRANSFER MOLD. ABERTA HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
TMM 33 TRANSFER MOLD. ABERTA MICRO PILAR ROT.
TMM 3306 TRANSFER MOLD. ABERTA MICRO PILAR IND.
TMMF 33 TRANSFER MOLD. FECHADA MICRO PILAR ROT.
TMMF 3306 TRANSFER MOLD. FECHADA MICRO PILAR IND.
TSIT 3340 TRANSFER PILAR UNIVERSAL Ø3.3X4MM
TSIT 3360 TRANSFER PILAR UNIVERSAL Ø3.3X6MM
TSIT 4540 TRANSFER PILAR UNIVERSAL Ø4.5X4MM
TSIT 4560 TRANSFER PILAR UNIVERSAL Ø4.5X6MM
JBAC 00 JIG DE ESCAN. PILAR CONICO ROT.
JBAC 00C JIG DE ESCAN. PILAR CONICO ROT. CORTA
JBAC 06 JIG DE ESCAN. PILAR CONICO IND.
JBAC 06C JIG DE ESCAN. PILAR CONICO IND. CORTA
JBAM 00 JIG DE ESCAN. PILAR MULT. ROT.
JBAM 00C JIG DE ESCAN. PILAR MULT. ROT. CORTA
JBAM 06 JIG DE ESCAN. PILAR MULT. IND.
JBAM 06C JIG DE ESCAN. PILAR MULT. IND. CORTA
JBHEXAGONO EXTERNO 34 JIG DE ESCAN. HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
JBHEXAGONO EXTERNO 34C JIG DE ESCAN. HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM CORTA
JBHEXAGONO EXTERNO 36 JIG DE ESCAN. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM
JBHEXAGONO EXTERNO 36C JIG DE ESCAN. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM CORTA

JBHEXAGONO EXTERNO 41 JIG DE ESCAN. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
JBHEXAGONO EXTERNO 41C JIG DE ESCAN. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM CORTA
JBHEXAGONO EXTERNO 45 JIG DE ESCAN. HEXAGONO EXTERNO Ø4.5MM
JBHEXAGONO EXTERNO 50 JIG DE ESCAN. HEXAGONO EXTERNO Ø5MM
JBHEXAGONO INTERNO 38 JIG DE ESCAN. HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
JBHEXAGONO INTERNO 38C JIG DE ESCAN. HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM CORTA
JBHEXAGONO INTERNO 45 JIG DE ESCAN. HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
JBHEXAGONO INTERNO 50 JIG DE ESCAN. HEXAGONO INTERNO Ø5.0MM
JBMA JIG DE ESCAN. MINI PILAR
JBMAC JIG DE ESCAN. MINI PILAR CORTA
JBMMMA JIG DE ESCAN. MICRO MINI PILAR ROT.
JBMMMA 06 JIG DE ESCAN. MICRO MINI PILAR IND.
JBMMMA 06C JIG DE ESCAN. MICRO PILAR IND. CORTA
JBMMAC JIG DE ESCAN. MICRO PILAR ROT. CORTA
JBSWCONO MORSE JIG DE ESCAN. CONO MORSE16°
JBSWCONO MORSEC JIG DE ESCAN. CONO MORSE16° CORTA
JBUCONO MORSE JIG DE ESCAN. CONO MORSE11.5°
JBUCONO MORSEC JIG DE ESCAN. CONO MORSE11.5° CORTA
JBSIT 3340 JIG DE ESCAN. PILAR UNIVERSAL Ø3.3X4MM
JBSIT 3360 JIG DE ESCAN. PILAR UNIVERSAL Ø3.3X6MM
JBSIT 4540 JIG DE ESCAN. PILAR UNIVERSAL Ø4.5X4MM
JBSIT 4560 JIG DE ESCAN. PILAR UNIVERSAL Ø4.5X6MM
ADAC ANALOGO DIGITAL PILAR CONICO
ADAM ANALOGO DIGITAL PILAR MULTIFUNCIONAL
ADCONO MORSE ANALOGO DIGITAL CONO MORSE16°
ADCONO MORSEU ANALOGO DIGITAL CONO MORSE11.5°
ADHEXAGONO EXTERNO 34 ANALOGO DIGITAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
ADHEXAGONO EXTERNO 35 ANALOGO DIGITAL HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM
ADHEXAGONO EXTERNO 41 ANALOGO DIGITAL HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
ADHEXAGONO EXTERNO 50 ANALOGO DIGITAL HEXAGONO EXTERNO Ø5.0MM
ADHEXAGONO INTERNO 38 ANALOGO DIGITAL HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
ADHEXAGONO INTERNO 45 ANALOGO DIGITAL HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
ADMA ANALOGO DIGITAL MINI PILAR
ADMMA ANALOGO DIGITAL MICRO MINI PILAR
ADUA 3340 ANALOGO DIGITAL ABUT UNIVERSAL Ø3.3X4MM
ADUA 3360 ANALOGO DIGITAL ABUT UNIVERSAL Ø3.3X6MM
ADUA 4540 ANALOGO DIGITAL ABUT UNIVERSAL Ø4.5X4MM
ADUA 4560 ANALOGO DIGITAL ABUT UNIVERSAL Ø4.5X6MM
AMMA 33 ANALOGO MICRO MINI PILAR
AN 3400 ANALOGO HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
AN 4100 ANALOGO HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
AN 5000 ANALOGO HEXAGONO EXTERNO Ø5MM
ANAC ANALOGO PILAR CONICO
ANAM ANALOGO PILAR MULTIFUNCIONAL
ANC ANALOGO CONO MORSE4°
ANHEXAGONO EXTERNO 3600 ANALOGO HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM

ANIU 3400 ANALOGO HEXAGONO EXTERNO UNIDENT Ø3.4MM
ANMA 4800 ANALOGO MINI PILAR
ANMP 3800 ANALOGO CONO MORSE16°
ANMU ANALOGO CONO MORSE11.5°
ANS ANALOGO PILAR STANDARD
ANS 3800 ANALOGO HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
ANS 4500 ANALOGO HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
ASIT 3340 ANALOGO PILAR UNIVERSAL Ø3.3X4MM
ASIT 3360 ANALOGO PILAR UNIVERSAL Ø3.3X6MM
ASIT 4540 ANALOGO PILAR UNIVERSAL Ø4.5X4MM
ASIT 4560 ANALOGO PILAR UNIVERSAL Ø4.5X6MM
CCAM 00 CILINDRO CALC. PILAR MULT. ROT.
CCAM 06 CILINDRO CALC. PILAR MULT. INDEX
CCSIT 3340 CILINDRO CALC. PILAR UNIVERSAL Ø3.3X4MM
CCSIT 3360 CILINDRO CALC. PILAR UNIVERSAL Ø3.3X6MM
CCSIT 4540 CILINDRO CALC. PILAR UNIVERSAL Ø4.5X4MM
CCSIT 4560 CILINDRO CALC. PILAR UNIVERSAL Ø4.5X6MM
CPAC 00-3 CILINDRO CALC. PILAR CONICO ROT.
CPAC 06-3 CILINDRO CALC. PILAR CONICO INDEX
CPM 4800-2 CILINDRO CALC. MINI PILAR C/ PRH 20
CPM 4800-3 CILINDRO CALC. MINI PILAR C/ PRH 30
CPMC 33 CILINDRO CALC. MICRO PILAR ROT.
CPMC 3306 CILINDRO CALC. MICRO PILAR INDEX
PL 1405 TORN. LAB. M1.4MM
PLHEXAGONO INTERNOS 1 TORN. LAB. HEXAGONO INTERNO
PLPA 1 TORN. LAB. HEXAGONO EXTERNO
PLPAC 1 TORN. LAB. HEXAGONO EXTERNO CORTA
PPAC 01 PROTECTOR DE PULIDO PILAR CONICO
PPAM 01 PROTECTOR DE PULIDO PILAR MULT.
PPI 41 PROTECTOR DE PULIDO Ø4.1MM INDEX
PPI 4100 PROTECTOR DE PULIDO Ø4.1MM ROT.
PPM 01 PROTECTOR DE PULIDO MINI PILAR
PPMM 33 PROTECTOR DE PULIDO MICRO PILAR ROT.
PPMM 3306 PROTECTOR DE PULIDO MICRO PILAR INDEX
PTL 16 TORN. LAB. CONO MORSE16°
PTMA 12-1 TORN. LAB. PILARCO P/ TRANSFER. MOLD. AB.
PTMA 13-1 TORN. LAB. MINI PILAR P/ TRANSFER. MOLD. AB.
PTMA 21-1 TORN. LAB. HEXAGONO EXTERNO P/ TRANSFER. MOLD. AB.
PTMA 22-1 TORN. LAB. HEXAGONO EXTERNO P/ TRANSFER. MOLD. AB.
PTMA 25-1 TORN. LAB. HEXAGONO INTERNO P/ TRANSFER. MOLD. AB.
PTMA 26-1 TORN. LAB. CONO MORSE P/ TRANSFER. MOLD. AB.
PTMAL 01 TORN. LAB. PILAR MULT. P/ TRANSFER. MOLD. AB.
PTMAM 18 TORN. LAB. CONO MORSE11.5° P/ TRANSFER. MOLD. AB.
PTMAML 16 TORN. LAB. CONO MORSE16° P/ TRANSFER. MOLD. AB.
PTMAS 24-1 TORN. LAB. HEXAGONO INTERNO P/ TRANSFER. MOLD. AB.
UCLA 340-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM ROT.

UCLA 346-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM INDEX
 UCLA 360-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM ROT.
 UCLA 366-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM INDEX
 UCLA 400-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM ROT.
 UCLA 406-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM INDEX
 UCLA 500-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø5.0MM ROT.
 UCLA 506-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø5.0MM INDEX
 UCLAC 400-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM ROT. C/ PTQ2006
 UCLAC 406-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM IND. C/ PTQ2006
 UCLAHEXAGONO EXTERNO 360-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM ROT.
 UCLAHEXAGONO EXTERNO 366-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO EXTERNO Ø3.6MM INDEX
 UCLAS CILINDRO CALC. PILAR STANDARD
 UCLAS 380-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM ROT.
 UCLAS 386-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM INDEX
 UCLAS 450-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM ROT.
 UCLAS 456-Q CILINDRO CALC. HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM IND
 FC 100 FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM
 FH 1015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø1.0MM
 FH 1215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø1.2MM
 FH 1615 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø1.6MM
 FH 2010 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
 FH 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
 FH 2020 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
 FH 2715 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.75MM
 FH 3010 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.0MM
 FH 3015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.0MM
 FH 3020 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.0MM
 FH 3215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.25MM
 FH 4215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø4.25MM
 FH 5215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø5.25MM
 FHC 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM CORTA
 FHC 3015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.0MM CORTA
 FHC 3215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.25MM CORTA
 FHC 4215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø4.25MM CORTA
 FHC 5215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø5.25MM CORTA
 FHZ 295 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.95MM
 FHZ 355 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.55MM
 FP 2030 FRESA PILOTO Ø3.0MM
 FPC 2030 FRESA PILOTO Ø2.0XØ3.0MM CORTA
 FPC 3240 FRESA PILOTO Ø3.25XØ4.0MM CORTA
 FPC 4050 FRESA PILOTO Ø4.25XØ5.0MM CORTA
 FPC 4250 FRESA PILOTO COUNTERSINK Ø4.25X5.0MM
 FPZ 2533 FRESA PILOTO Ø2.5XØ3.3MM
 FREZ 03 FRESA ESFERICO Ø3.0MM
 FRL 2020 FRESA LANZA Ø2.0MM
 FRLC 2020 FRESA LANZA Ø2.0MM CORTA

FTC 40 FRESA CONICA Ø3.35MM
FTC 50 FRESA CONICA Ø4.25MM
FTCI FRESA CONICA Ø2.95MM
FTR 02 FRESA TREFINA Ø2.0MM
FTR 04 FRESA TREFINA Ø4.2MM
FTR 05 FRESA TREFINA Ø5.0MM
FTR 06 FRESA TREFINA Ø6.0MM
FTR 08 FRESA TREFINA Ø8.0MM
PO 4150 FRESA PERFILADOR HUESO Ø4.1MM
PO 5055 FRESA PERFILADOR HUESO Ø5.0MM
FCWD 41 FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM
FHD 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0X15MM
FRLD 2020 FRESA LANZA Ø2.0MM
FRWD 35 FRESA CONICA Ø3.05MM
FRWD 38 FRESA CONICA Ø3.3MM
FRWD 45 FRESA CONICA Ø4.0MM
FRWD 50 FRESA CONICA Ø4.25MM
FC 41 FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM
FCTD 35 FRESA COUNTERSINK Ø3.5MM
FCTD 37 FRESA COUNTERSINK Ø3.75MM
FCTD 40 FRESA COUNTERSINK Ø4.0MM
FCTD 41 FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM
FCTD 50 FRESA COUNTERSINK Ø5.0MM
FCWD 41 FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM
FCWD 41C FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM CORTA
FCWDG 41 FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM GUIADO
FHCD 2010C FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM CORTA
FHCD 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
FHCD 3215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.8MM
FHCD 4215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø4.8MM
FHCD 5215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø5.8MM
FHCDG 20 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM GUIADO
FHCDG 20C FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM CORTA GUI.
FHCDG 40 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.8MM GUI.
FHD 2010C FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM CORTA
FHD 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
FHD 2015M FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM MEDIA
FHDG 13 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø1.3MM
FHDG 20 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM GUIADO
FHDG 20C FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM GUIADO CORTA
FHEXAGONO EXTERNO 27 FRESA CONICA Ø2.7MM
FHEXAGONO EXTERNO 27M FRESA CONICA Ø2.7MM MEDIA
FHEXAGONO EXTERNO 30 FRESA CONICA Ø3.0MM
FHEXAGONO EXTERNO 30M FRESA CONICA Ø3.0MM MEDIA
FHEXAGONO EXTERNO 33 FRESA CONICA Ø3.3MM
FHEXAGONO EXTERNO 33M FRESA CONICA Ø3.3MM MEDIA

FHG 20 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM GUIADO
FHG 20C FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM GUIADO CORTA
FHEXAGONO INTERNO 27 FRESA CONICA Ø2.7MM
FHEXAGONO INTERNO 27M FRESA CONICA Ø2.7MM MEDIA
FHEXAGONO INTERNO 30 FRESA CONICA Ø3.0MM
FHEXAGONO INTERNO 30M FRESA CONICA Ø3.0MM MEDIA
FHEXAGONO INTERNO 33 FRESA CONICA Ø3.3MM
FHEXAGONO INTERNO 33M FRESA CONICA Ø3.3MM MEDIA
FHEXAGONO INTERNO 36 FRESA CONICA Ø3.6MM
FHEXAGONO INTERNO 36M FRESA CONICA Ø3.6MM MEDIA
FHEXAGONO INTERNO 38 FRESA CONICA Ø3.8MM
FHEXAGONO INTERNO 38M FRESA CONICA Ø3.8MM MEDIA
FHEXAGONO INTERNO 40 FRESA CONICA Ø4.0MM
FHEXAGONO INTERNO 40M FRESA CONICA Ø4.0MM MEDIA
FHEXAGONO INTERNO 43 FRESA CONICA Ø4.3MM
FHEXAGONO INTERNO 43M FRESA CONICA Ø4.3MM MEDIA
FHEXAGONO INTERNO 48 FRESA CONICA Ø4.8MM
FHEXAGONO INTERNO 48M FRESA CONICA Ø4.8MM MEDIA
FHEXAGONO INTERNOG 27 FRESA CONICA Ø2.7MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 27C FRESA CONICA Ø2.7MM CORTA GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 30 FRESA CONICA Ø3.0MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 30C FRESA CONICA Ø3.0MM CORTA GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 33 FRESA CONICA Ø3.3MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 33C FRESA CONICA Ø3.3MM CORTA GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 36 FRESA CONICA Ø3.6MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 36C FRESA CONICA Ø3.6MM CORTA GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 40 FRESA CONICA Ø4.0MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 40C FRESA CONICA Ø4.0MM CORTA GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 43 FRESA CONICA Ø4.3MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 43C FRESA CONICA Ø4.3MM CORTA GUIADO
FHSWL 2024 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
FHTD 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
FHTD 2715 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.7MM
FHTD 3015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.0MM
FHTD 3215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.25MM
FHTD 4215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø4.25MM
FL 20 FRESA LANZA Ø2.0MM
FL 20M FRESA LANZA Ø2.0MM MEDIA
FLI 20 FRESA LANZA Ø2.5MM
FLI 20M FRESA LANZA Ø2.5MM MEDIA
FLSWL 2024 FRESA LANZA Ø2.0MM LARGO
FPG 29 FRESA PLANA Ø2.9MM GUIADO
FPG 35 FRESA PLANA Ø3.65MM GUIADO
FPG 35E FRESA PLANA Ø3.65MM GUIADO
FPG 35U FRESA PLANA Ø3.5MM GUIADO
FPG 43 FRESA PLANA Ø4.3MM GUIADO

FPG 45 FRESA PLANA Ø4.5MM GUIADO
FPG 45E FRESA PLANA Ø4.5MM GUIADO
FPTD 2030 FRESA PILOTO Ø2.0XØ3.0MM
FPTD 3242 FRESA PILOTO Ø3.25XØ4.25MM
FPUC 3338 FRESA PILOTO Ø3.3XØ3.8MM
FPUC 3848 FRESA PILOTO Ø3.8XØ4.8MM
FRLD 2005 FRESA LANZA Ø2.0MM
FRLD 2005C FRESA LANZA Ø2.0MM CORTA
FRLD 2020 FRESA LANZA Ø2.0MM
FRLD 2020C FRESA LANZA Ø2.0MM CORTA
FRLTD 2020 FRESA LANZA Ø2.0MM
FRSWL 3524 FRESA CONICA Ø3.05MM LARGO
FRSWL 3824 FRESA CONICA Ø3.3MM LARGO
FRWD 35 FRESA CONICA Ø3.05MM
FRWD 35C FRESA CONICA Ø3.05MM CORTA
FRWD 35M FRESA CONICA Ø3.05MM MEDIA
FRWD 38 FRESA CONICA Ø3.3MM
FRWD 38C FRESA CONICA Ø3.3MM CORTA
FRWD 38M FRESA CONICA Ø3.3MM MEDIA
FRWD 45 FRESA CONICA Ø4.0MM
FRWD 45C FRESA CONICA Ø4.0MM CORTA
FRWD 45M FRESA CONICA Ø4.0MM MEDIA
FRWD 50 FRESA CONICA Ø4.25MM
FRWD 50C FRESA CONICA Ø4.25MM CORTA
FRWD 50M FRESA CONICA Ø4.25MM MEDIA
FRWDG 35 FRESA CONICA Ø3.05MM GUIADO
FRWDG 35C FRESA CONICA Ø3.05MM CORTA GUIADO
FRWDG 38 FRESA CONICA Ø3.3MM GUIADO
FRWDG 38C FRESA CONICA Ø3.3MM CORTA GUIADO
FRWDG 45 FRESA CONICA Ø4.0MM GUIADO
FRWDG 45C FRESA CONICA Ø4.0MM CORTA GUIADO
FTCD 35 FRESA CONICA Ø2.95MM
FTCD 40 FRESA CONICA Ø3.35MM
FTCD 50 FRESA CONICA Ø4.25MM
FUM 2910C FRESA CONICA Ø2.7MM CORTA
FUM 2915 FRESA CONICA Ø2.7MM
FUM 3510C FRESA CONICA Ø3.3MM CORTA
FUM 3515 FRESA CONICA Ø3.3MM
FUM 3810C FRESA CONICA Ø3.6MM CORTA
FUM 3815 FRESA CONICA Ø3.6MM
FUM 4310C FRESA CONICA Ø4.1MM CORTA
FUM 4315 FRESA CONICA Ø4.1MM
FUM 5010C FRESA CONICA Ø4.8MM CORTA
FUM 5015 FRESA CONICA Ø4.8MM
FUMG 29 FRESA CONICA Ø2.7MM GUIADO
FUMG 29C FRESA CONICA Ø2.7MM CORTA GUIADO

FUMG 35 FRESA CONICA Ø3.3MM GUIADO
FUMG 35C FRESA CONICA Ø3.3MM CORTA GUIADO
FUMG 43 FRESA CONICA Ø4.1MM GUIADO
FUMG 43C FRESA CONICA Ø4.1MM CORTA GUIADO
KER KIT EXPANSOR ROTATORIO
CQCA 27 LLAVE CONTRA-ANGULO CUADR. 4.0MM
FCWD 41C FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM CORTA
FHD 2010C FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM CORTA
FRLD 2020C FRESA LANZA Ø2.0MM CORTA
FRWD 35C FRESA CONICA Ø3.05MM CORTA
FRWD 38C FRESA CONICA Ø3.3MM CORTA
FRWD 45C FRESA CONICA Ø4.0MM CORTA
FRWD 50C FRESA CONICA Ø4.25MM CORTA
FHCD 2010C FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM CORTA
FRLD 2005C FRESA LANZA Ø2.0MM CORTA
FUM 2910C FRESA CONICA Ø2.7MM CORTA
FUM 3510C FRESA CONICA Ø3.3MM CORTA
FUM 4310C FRESA CONICA Ø4.1MM CORTA
FUM 5010C FRESA CONICA Ø4.8MM CORTA
FH 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
FH 2715 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.75MM
FH 3015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.0MM
FH 3215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.25MM
FHCD 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
FRLD 2005 FRESA LANZA Ø2.0MM
FUM 2915 FRESA CONICA Ø2.7MM
FUM 3515 FRESA CONICA Ø3.3MM
FUM 4315 FRESA CONICA Ø4.1MM
FUM 5015 FRESA CONICA Ø4.8MM
FCWD 41 FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM
FHD 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
FRLD 2020 FRESA LANZA Ø2.0MM
FRWD 35 FRESA CONICA Ø3.05MM
FRWD 38 FRESA CONICA Ø3.3MM
FRWD 45 FRESA CONICA Ø4.0MM
FRWD 50 FRESA CONICA Ø4.25MM
CONO MORSERUG 40 FRESA DE ROSCA COMPACT Ø4.0MM GUI
CONO MORSERUG 29 FRESA DE ROSCA Ø2.9MM GUIADO
CONO MORSERUG 35 FRESA DE ROSCA Ø3.5MM GUIADO
CONO MORSERUG 35E FRESA DE ROSCA Ø3.5MM EST. GUIADO
CONO MORSERUG 43 FRESA DE ROSCA Ø4.3MM GUIADO
FHCDG 20 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM GUIADO
FHCDG 20C FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM CORTA GUI.
FHCDG 40 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.8MM GUI.
FHDG 13 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø1.3MM
FPG 29 FRESA PLANA Ø2.9MM GUIADO

FPG 35U FRESA PLANA Ø3.5MM GUIADO
FPG 43 FRESA PLANA Ø4.3MM GUIADO
FUMG 29 FRESA CONICA Ø2.7MM GUIADO
FUMG 29C FRESA CONICA Ø2.7MM CORTA GUIADO
FUMG 35 FRESA CONICA Ø3.3MM GUIADO
FUMG 35C FRESA CONICA Ø3.3MM CORTA GUIADO
FUMG 43 FRESA CONICA Ø4.1MM GUIADO
FUMG 43C FRESA CONICA Ø4.1MM CORTA GUIADO
FCWDG 41 FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM GUIADO
FHDG 13 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø1.3MM
FHDG 20 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM GUIADO
FHDG 20C FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM GUIADO CORTA
FPG 35 FRESA PLANA Ø3.65MM GUIADO
FPG 45 FRESA PLANA Ø4.5MM GUIADO
FRWDG 35 FRESA CONICA Ø3.05MM GUIADO
FRWDG 35C FRESA CONICA Ø3.05MM CORTA GUIADO
FRWDG 38 FRESA CONICA Ø3.3MM GUIADO
FRWDG 38C FRESA CONICA Ø3.3MM CORTA GUIADO
FRWDG 45 FRESA CONICA Ø4.0MM GUIADO
FRWDG 45C FRESA CONICA Ø4.0MM CORTA GUIADO
FCTD 35 FRESA COUNTERSINK Ø3.5MM
FCTD 37 FRESA COUNTERSINK Ø3.75MM
FCTD 40 FRESA COUNTERSINK Ø4.0MM
FCTD 41 FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM
FCTD 50 FRESA COUNTERSINK Ø5.0MM
FHTD 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
FHTD 2715 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.7MM
FHTD 3015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.0MM
FHTD 3215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.25MM
FHTD 4215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø4.25MM
FPTD 2030 FRESA PILOTO Ø2.0XØ3.0MM
FPTD 3242 FRESA PILOTO Ø3.25XØ4.25MM
FRLTD 2020 FRESA LANZA Ø2.0MM
FTCD 35 FRESA CONICA Ø2.95MM
FTCD 40 FRESA CONICA Ø3.35MM
FTCD 50 FRESA CONICA Ø4.25MM
FHDG 13 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø1.3MM
FHG 20 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM GUIADO
FHG 20C FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM GUIADO CORTA
FHEXAGONO INTERNOG 27 FRESA CONICA Ø2.7MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 27C FRESA CONICA Ø2.7MM CORTA GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 30 FRESA CONICA Ø3.0MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 30C FRESA CONICA Ø3.0MM CORTA GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 33 FRESA CONICA Ø3.3MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 33C FRESA CONICA Ø3.3MM CORTA GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 36 FRESA CONICA Ø3.6MM GUIADO

FHEXAGONO INTERNOG 36C FRESA CONICA Ø3.6MM CORTA GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 40 FRESA CONICA Ø4.0MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 40C FRESA CONICA Ø4.0MM CORTA GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 43 FRESA CONICA Ø4.3MM GUIADO
FHEXAGONO INTERNOG 43C FRESA CONICA Ø4.3MM CORTA GUIADO
FPG 35E FRESA PLANA Ø3.65MM GUIADO
FPG 45E FRESA PLANA Ø4.5MM GUIADO
CONO MORSERU 29 FRESA DE ROSCA Ø2.9MM
CONO MORSERU 35 FRESA DE ROSCA Ø3.5MM
CONO MORSERU 38 FRESA DE ROSCA Ø3.8MM
CONO MORSERU 43 FRESA DE ROSCA Ø4.3MM
CONO MORSERU 50 FRESA DE ROSCA Ø5.0MM
CONO MORSERUC 40 FRESA DE ROSCA COMPACT Ø4.0MM
CONO MORSERUC 50 FRESA DE ROSCA COMPACT Ø5.0MM
CONO MORSERUC 60 FRESA DE ROSCA COMPACT Ø6.0MM
CTUC 20 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE COMPACT CORTA
CTUC 24 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE COMPACT LARGO
CTUM 20 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE CORTA
CTUM 24 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE LARGO
CTUS 20 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE SLIM CORTA
CTUS 24 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE SLIM LARGO
EXFN LLAVE EXTENSORA DE FRESA
FHCD 2015 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
FHCD 3215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø3.8MM
FHCD 4215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø4.8MM
FHCD 5215 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø5.8MM
FPUC 3338 FRESA PILOTO Ø3.3XØ3.8MM
FPUC 3848 FRESA PILOTO Ø3.8XØ4.8MM
FPUC 4858 FRESA PILOTO Ø4.8XØ5.8MM
FRLD 2005 FRESA LANZA Ø2.0MM
FUM 2915 FRESA CONICA Ø2.7MM
FUM 3515 FRESA CONICA Ø3.3MM
FUM 3815 FRESA CONICA Ø3.6MM
FUM 4315 FRESA CONICA Ø4.1MM
FUM 5015 FRESA CONICA Ø4.8MM
FC 41 FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM
FH 20 FRESA HEXAGONO EXTERNOLICOIDAL Ø2.0MM
FHEXAGONO EXTERNO 27 FRESA CONICA Ø2.7MM
FHEXAGONO EXTERNO 30 FRESA CONICA Ø3.0MM
FHEXAGONO EXTERNO 33 FRESA CONICA Ø3.3MM
FHEXAGONO INTERNO 36 FRESA CONICA Ø3.6MM
FHEXAGONO INTERNO 38 FRESA CONICA Ø3.8MM
FHEXAGONO INTERNO 40 FRESA CONICA Ø4.0MM
FHEXAGONO INTERNO 43 FRESA CONICA Ø4.3MM
FHEXAGONO INTERNO 48 FRESA CONICA Ø4.8MM
FL 20 FRESA LANZA Ø2.0MM

CONO MORSERU 29 FRESA DE ROSCA Ø2.9MM
CONO MORSERU 35 FRESA DE ROSCA Ø3.5MM
CONO MORSERU 38 FRESA DE ROSCA Ø3.8MM
CONO MORSERU 43 FRESA DE ROSCA Ø4.3MM
CONO MORSERU 50 FRESA DE ROSCA Ø5.0MM
CONO MORSERUC 40 FRESA DE ROSCA COMPACT Ø4.0MM
CONO MORSERUC 50 FRESA DE ROSCA COMPACT Ø5.0MM
CONO MORSERUC 60 FRESA DE ROSCA COMPACT Ø6.0MM
CONO MORSERUCG 40 FRESA DE ROSCA COMPACT Ø4.0MM GUI
CONO MORSERUG 29 FRESA DE ROSCA Ø2.9MM GUIADO
CONO MORSERUG 35 FRESA DE ROSCA Ø3.5MM GUIADO
CONO MORSERUG 35E FRESA DE ROSCA Ø3.5MM EST. GUIADO
CONO MORSERUG 43 FRESA DE ROSCA Ø4.3MM GUIADO
CONO MORSERIW 35 MACHO DE ROSCA Ø3.5MM
CONO MORSERIW 37 MACHO DE ROSCA Ø3.75MM
CONO MORSERIW 38 MACHO DE ROSCA Ø3.8MM
CONO MORSERIW 45 MACHO DE ROSCA Ø4.5MM
CONO MORSERIW 50 MACHO DE ROSCA Ø5.0MM
CONO MORSERIWG 35 MACHO DE ROSCA Ø3.5MM GUIADO
CONO MORSERIWG 35E MACHO DE ROSCA Ø3.5MM EST. GUIADO
CONO MORSERIWG 37 MACHO DE ROSCA Ø3.75MM GUIADO
CONO MORSERIWG 38 MACHO DE ROSCA Ø3.8MM GUIADO
CONO MORSERIWG 45 MACHO DE ROSCA Ø4.5MM GUIADO
KZ KIT QUIRURGICO
KCSW 02 KIT QUIRURGICO STRONG SW
CONO MORSERIW 35 MACHO DE ROSCA Ø3.5MM
CONO MORSERIW 37 MACHO DE ROSCA Ø3.75MM
CONO MORSERIW 38 MACHO DE ROSCA Ø3.8MM
CONO MORSERIW 45 MACHO DE ROSCA Ø4.5MM
CONO MORSERIW 50 MACHO DE ROSCA Ø5.0MM
KSDSW KIT SHORT DRILL STRONG SW
KSDU KIT SHORT DRILL UNITITE
KRFT KIT REPOSICION DE FRESAS TRYON
KRFU KIT REPOSICION DE FRESAS UNITITE
KRFSW KIT REPOSICION DE FRESAS STRONG SW
KRFTC KIT REPOSICION DE FRESAS TRYON CONICO
KCSUG 04 KIT CIRURGIA GUIADO UNITITE
CONO MORSERIWG 35 MACHO DE ROSCA Ø3.5MM GUIADO
CONO MORSERIWG 35E MACHO DE ROSCA Ø3.5MM EST. GUIADO
CONO MORSERIWG 37 MACHO DE ROSCA Ø3.75MM GUIADO
CONO MORSERIWG 38 MACHO DE ROSCA Ø3.8MM GUIADO
CONO MORSERIWG 45 MACHO DE ROSCA Ø4.5MM GUIADO
KCSU 05 KIT QUIRURGICO UNITITE
KCSE 02 KIT QUIRURGICO EPIKUT
CTMD 20 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE CONO MORSE CORTA
CTMD 24 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE CONO MORSE LARGO

CTWD 20 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO CORTA
CTWD 24 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO LARGO
EXFN LLAVE EXTENSORA DE FRESA
EMC 50 EXTRACTOR DE MUCOSA Ø4.2MM
CONO MORSEHEXAGONO INTERNO 01 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CORTA
CONO MORSEHEXAGONO INTERNO 02 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO LARGO
CTMD 20 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE CONO MORSE CORTA
CTMD 24 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE CONO MORSE LARGO
CTWD 20 LLAVE CONTRA ANGULO IMPLANTE
CTWD 24 LLAVE CONTRA ANGULO IMPLANTE LARGO
EXFN LLAVE EXTENSORA DE FRESA
CCA 10 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNOX. 3.2MM
CCPO 24 LLAVE ORTODONTICA
CONO MORSEHEXAGONO INTERNO 01 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO CORTA
CONO MORSEHEXAGONO INTERNO 02 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE HEXAGONO
INTERNO LARGO
CQCA 27 LLAVE CONTRA-ANGULO CUADR. 4.0MM
CTA 1224 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ PILAR MEDIA
CTA 1230 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ PILAR LARGO
CTA 1237 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ PILAR EXT. LARGO
CTH 0924 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.0.9MM MEDIA
CTH 1220 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.2MM CORTA
CTH 1224 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.2MM MEDIA
CTH 1224A LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.2MM MEDIA ANG.
CTH 1230 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.2MM LARGO
CTH 1230A LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.2MM LARGO ANG.
CTH 1237 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.2MM EXT. LARGO
CTH 1237A LLAVE CA HEXAGONO EXTERNOX.1.2MM EXT. LARGO ANG.
CTHA 1220 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.2MM EST.CORTA
CTHA 1224 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.2MM EST.MEDIA
CTIT 20 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO CORTA
CTIT 24 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO LARGO
CTMD 20 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE CONO MORSE CORTA
CTMD 24 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE CONO MORSE LARGO
CTQ 20 LLAVE CONTRA-ANGULO CUADR.1.3MM CORTA
CTQ 24 LLAVE CONTRA-ANGULO CUADR.1.3MM MEDIA
CTQ 30 LLAVE CONTRA-ANGULO CUADR.1.3MM LARGO
CTUC 20 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE COMPACT CORTA
CTUC 24 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE COMPACT LARGO
CTUCONO MORSE 50 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE H5.0
CTUCONO MORSE 50E LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE H5.0 EST.
CTUCONO MORSE 65 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE H6.5
CTUCONO MORSE 65E LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE H6.5 EST.

CTUCONO MORSEC 50 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE COMPACT H5.0
CTUCONO MORSES 50 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE SLIM H5.0
CTUCONO MORSES 65 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE SLIM H6.5
CTUM 20 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE CORTA
CTUM 24 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE LARGO
CTUS 20 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE SLIM CORTA
CTUS 24 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE SLIM LARGO
CTWCONO MORSE 50 LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H5.0
CTWCONO MORSE 50E LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H5.0 EST.
CTWCONO MORSE 504E LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H5.0XØ4MM EST.
CTWCONO MORSE 65 LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H6.5
CTWCONO MORSE 65E LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H6.5 EST.
CTWCONO MORSE 654E LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H6.5XØ4MM EST.
CTWD 20 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO CORTA
CTWD 24 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO LARGO
CTWHEXAGONO EXTERNO 50 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H5.0
CTWHEXAGONO EXTERNO 50E LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H5.0 EST.
CTWHEXAGONO EXTERNO 504E LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H5.0XØ4MM
CTWHEXAGONO EXTERNO 65 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H6.5
CTWHEXAGONO EXTERNO 65E LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H6.5 EST.
CTWHEXAGONO EXTERNO 654E LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H6.5XØ4MM
EST.
CTWHEXAGONO INTERNO 50 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO INTERNO H5.0
CTWHEXAGONO INTERNO 65 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO INTERNO H6.5
CTUCONO MORSE 50 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE H5.0
CTUCONO MORSE 50E LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE H5.0 EST.
CTUCONO MORSE 65 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE H6.5
CTUCONO MORSE 65E LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE H6.5 EST.
CTUCONO MORSEC 50 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE H5.0
CTUCONO MORSES 50 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE SLIM H5.0
CTUCONO MORSES 65 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE SLIM H6.5
EM 29 EXTRACTOR DE MUCOSA Ø2.9MM
EM 35U EXTRACTOR DE MUCOSA Ø3.5MM UNITITE
EM 45 EXTRACTOR DE MUCOSA Ø4.5MM
KCSWG 04 KIT CIRURGIA GUIADO STRONG SW
CTWCONO MORSE 50 LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H5.0
CTWCONO MORSE 50E LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H5.0 EST.
CTWCONO MORSE 65 LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H6.5
CTWCONO MORSE 65E LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H6.5 EST.
CTWHEXAGONO EXTERNO 50 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H5.0
CTWHEXAGONO EXTERNO 50E LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H5.0 EST.
CTWHEXAGONO EXTERNO 65 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H6.5
CTWHEXAGONO EXTERNO 65E LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H6.5 EST.
CTWHEXAGONO INTERNO 50 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H5.0
CTWHEXAGONO INTERNO 65 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H6.5
EM 35 EXTRACTOR DE MUCOSA Ø3.55MM

EM 45 EXTRACTOR DE MUCOSA Ø4.5MM
KCHEXAGONO EXTERNO 04 KIT QUIRURGICO TRYON
CCA 10 LLAVE CONTRA ANGULO HEXAGONO EXTERNOX. 3.2MM
CTIT 20 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO CORTA
CTIT 24 LLAVE CONTRA-ANGULO P/ IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO LARGO
CTUM 20 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE CORTA
CTUM 24 LLAVE CONTRA-ANGULO IMPLANTE CONO MORSE LARGO
EXFN LLAVE EXTENSORA DE FRESA
KCSEG 01 KIT CIRURGIA GUIADO EPIKUT
CTWCONO MORSE 50 LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H5.0
CTWCONO MORSE 504E LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H5.0XØ4MM EST.
CTWCONO MORSE 65 LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H6.5
CTWCONO MORSE 654E LLAVE CONTRA-ANGULO CONO MORSE H6.5XØ4MM EST.
CTWHEXAGONO EXTERNO 50 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H5.0
CTWHEXAGONO EXTERNO 504E LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H5.0XØ4MM
CTWHEXAGONO EXTERNO 65 LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H6.5
CTWHEXAGONO EXTERNO 654E LLAVE CONTRA-ANGULO HEXAGONO EXTERNO H6.5XØ4MM
EST.
EM 35E EXTRACTOR DE MUCOSA Ø3.5MM EPIKUT
EM 45 EXTRACTOR DE MUCOSA Ø4.5MM
CTH 1620 LLAVE CONTRA ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.6MM CORTA
CTH 1624 LLAVE CONTRA ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.6MM MEDIA
CTH 1630 LLAVE CONTRA ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.6MM LARGO
CTH 1637 LLAVE CONTRA ANGULO HEXAGONO EXTERNOX.1.6MM EXT. LARGO
COER CAJA ORGANIZADORA EXPANSOR ROTATIVO
CPQ 02 LLAVE DIGITAL CUADR. 4MM
EXR 01 EXPANSOR ROTATIVO N° 01
EXR 02 EXPANSOR ROTATIVO N° 02
EXR 03 EXPANSOR ROTATIVO N° 03
EXR 04 EXPANSOR ROTATIVO N° 04
GF 2027 GUIA DE FRESA Ø2.0/Ø2.7MM
GF 3341 GUIA DE FRESA Ø3.3/Ø4.1MM
GF 3538 GUIA DE FRESA Ø3.5/Ø3.8MM
GF 4043 GUIA DE FRESA Ø4.0/Ø4.3MM
GFU 2027E GUIA DE FRESA Ø2.0/Ø2.7MM EST.
GFU 2027S GUIA DE FRESA Ø2.0/Ø2.7MM SLIM
GFU 3335E GUIA DE FRESA Ø3.3/Ø3.5MM EST.
GF 2030 GUIA DE FRESA Ø2.0/Ø3.0MM
GF 2030E GUIA DE FRESA Ø2.0/Ø3.0MM EST.
GF 3340 GUIA DE FRESA Ø3.0/Ø4.0MM
GF 3641 GUIA DE FRESA Ø3.65/Ø4.1MM
GF 3845 GUIA DE FRESA Ø3.8/Ø4.5MM
MRI 35 FRESA DE ROSCA IMPLANTE Ø3.5MM
MRI 37 FRESA DE ROSCA IMPLANTE Ø3.75MM
MRI 40 FRESA DE ROSCA IMPLANTE Ø4.0MM
MRI 50 FRESA DE ROSCA IMPLANTE Ø5.0MM

GFE 2027 GUIA DE FRESA Ø2.0/Ø2.7MM
GFE 2027E GUIA DE FRESA Ø2.0/Ø2.7MM EST.
GFE 3033 GUIA DE FRESA Ø3.0/Ø3.3MM
GFE 3033E GUIA DE FRESA Ø3.0/Ø3.3MM EST.
GFE 3640 GUIA DE FRESA Ø3.6/Ø4MM
GFE 4345 GUIA DE FRESA Ø4.3/Ø4.5MM
COSU 05 CAJA ORGANIZADORA UNITITE
CBD 01 LLAVE BI-DIGITAL
CCUC 20 LLAVE CATRACA IMPLANTE COMPACT CORTA
CCUC 24 LLAVE CATRACA IMPLANTE COMPACT LARGO
CCUM 20 LLAVE CATRACA IMPLANTE CONO MORSE CORTA
CCUM 24 LLAVE CATRACA IMPLANTE CONO MORSE LARGO
CCUS 20 LLAVE CATRACA IMPLANTE SLIM CORTA
CCUS 24 LLAVE CATRACA IMPLANTE SLIM LARGO
CDH 1224 LLAVE DIGITAL HEXAGONO EXTERNOX.1.2 MEDIA
IDU 100 INDICADOR DE DIRECCION CORTA
IDU 200 CILINDRO DE DIRECCION LARGO
CONO MORSEM 02 MEDIDOR TRANSMUCOSO CONO MORSE11.5°
CONO MORSEMC 02 MEDIDOR TRANSMUCOSO CONO MORSE4°
CONO MORSEMS 02 MEDIDOR TRANSMUCOSO CONO MORSE3°
SOPU 20 SONDA DE PROFUNDIDAD
TMECC 03 LLAVE DE TORQUE HASTE QUIRURGICO
CBD 01 LLAVE BI-DIGITAL
CCONO MORSE 20 LLAVE CATRACA IMPLANTE CONO MORSE CORTA
CCONO MORSE 24 LLAVE CATRACA IMPLANTE CONO MORSE LARGO
CCW 20 LLAVE CATRACA IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO CORTA
CCW 24 LLAVE CATRACA IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO LARGO
CDH 1224 LLAVE DIGITAL HEXAGONO EXTERNOX.1.2 MEDIA
COSE 02 CAJA ORGANIZADORA EPIKUT
ID 2720L INDICADOR DE DIRECCION Ø2.7XØ2.0MM LARGO
ID 3020L INDICADOR DE DIRECCION Ø3.0XØ2.0MM LARGO
ID 3320L INDICADOR DE DIRECCION Ø3.3XØ2.0MM LARGO
ID 3620L INDICADOR DE DIRECCION Ø3.6XØ2.0MM LARGO
ID 3820L INDICADOR DE DIRECCION Ø3.8XØ2.0MM LARGO
ID 4020L INDICADOR DE DIRECCION Ø4.0XØ2.0MM LARGO
ID 4320L INDICADOR DE DIRECCION Ø4.3XØ2.0MM LARGO
ID 4820L INDICADOR DE DIRECCION Ø4.8XØ2.0MM LARGO
CONO MORSECONO MORSE 11 MEDIDOR TRANSMUCOSO CONO MORSE11.5°
CONO MORSECONO MORSE 16 MEDIDOR TRANSMUCOSO CONO MORSE16°
SOP 20 SONDA DE PROFUNDIDAD
TMECC 02 LLAVE DE TORQUE HASTE QUIRURGICO
CDH 0924 LLAVE DIGITAL HEXAGONO EXTERNOX.0.9 MEDIA
CDH 1224 LLAVE DIGITAL HEXAGONO EXTERNOX.1.2 MEDIA
CONO MORSEZ LLAVE P/ IMPLANTE ZYGOMATIC
COKZ CAJA ORGANIZADORA ZYGOMATIC
CQCA 27 LLAVE CONTRA-ANGULO CUADR. 4.0MM

PLABC PROTECTOR LABIAL CORTA
PLABL PROTECTOR LABIAL LARGO
SOPZA SONDA DE PROFUNDIDAD ANGULADA
SOPZR SONDA DE PROFUNDIDAD RETA
CBD 01 LLAVE BI-DIGITALE
CCIH 20 LLAVE CATRACA IMPLANTE HEXAGONO INTERNO CORTA
CCIH 24 LLAVE CATRACA IMPLANTE HEXAGONO INTERNO LARGO
CCONO MORSE 20 LLAVE CATRACA IMPLANTE CONO MORSE CORTA
CCONO MORSE 24 LLAVE CATRACA IMPLANTE CONO MORSE LARGO
CDH 1224 LLAVE DIGITAL HEXAGONO EXTERNOX.1.2 MEDIA
COSW 02 CAJA ORGANIZADORA STRONG SW
ID 100 CILINDRO DE DIRECCION CORTA
ID 200 CILINDRO DE DIRECCION LARGO
CONO MORSEM 01 MEDIDOR TRANSMUCOSO CONO MORSE11.5°
SOP 20 SONDA DE PROFUNDIDAD
TMECC 02 LLAVE DE TORQUE HASTE QUIRURGICO
CAT CONECTOR P/ LLAVE
CAT E CONECTOR P/ LLAVE EST.
CATL CONECTOR P/ LLAVE LARGO
CATL E CONECTOR P/ LLAVE EST. LARGO
CDH 1224 LLAVE DIGITAL HEXAGONO EXTERNOX.1.2 MEDIA
COSUG 02 CAJA ORGANIZADORA GUIADO UNITITE
FGC 14 FIJADOR GUIA QUIRURGICO Ø1.4MM
LSDGD 2005 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X5MM GUIADO
LSDGD 2006 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X6MM GUIADO
LSDGD 2007 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X7MM GUIADO
LSDGD 2010 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X10MM GUIADO
LSDGD 2011 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X11.5MM GUI.
LSDGD 2013 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X13MM GUIADO
LSDGD 2085 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X8.5MM GUIADO
LSDGD 3005 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X5MM GUIADO
LSDGD 3006 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X6MM GUIADO
LSDGD 3007 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X7MM GUIADO
LSDGD 3010 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X10MM GUIADO
LSDGD 3011 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X11.5MM GUI.
LSDGD 3013 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X13MM GUIADO
LSDGD 3085 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X8.5MM GUIADO
LSDGD 3805C LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X5MM GUIADO
LSDGD 3806C LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X6MM GUIADO
LSDGD 3807C LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X7MM GUIADO
LSDGD 3810 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X10MM GUIADO
LSDGD 3811 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X11.5MM GUI.
LSDGD 3885 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X8.5MM GUI.
SPGU SONDA DE PROFUNDIDADE GUIADO
TMECC 03 LLAVE DE TORQUE HASTE QUIRURGICO
CAT CONECTOR P/ LLAVE

CAT E CONECTOR P/ LLAVE EST.
CATL CONECTOR P/ LLAVE LARGO
CATL E CONECTOR P/ LLAVE EST. LARGO
COSWG 02 CAJA ORGANIZADORA GUIADO STRONG SW
FGC 14 FIJADOR GUIA QUIRURGICO Ø1.4MM
LSDGD 2007 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X7MM GUIADO
LSDGD 2010 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X10MM GUIADO
LSDGD 2011 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X11.5MM GUI.
LSDGD 2013 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X13MM GUIADO
LSDGD 2085 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X8.5MM GUIADO
LSDGD 3007 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X7MM GUIADO
LSDGD 3010 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X10MM GUIADO
LSDGD 3011 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X11.5MM GUI.
LSDGD 3013 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X13MM GUIADO
LSDGD 3085 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X8.5MM GUIADO
LSDGD 3807 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X7MM GUIADO
LSDGD 3810 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X10MM GUIADO
LSDGD 3811 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X11.5MM GUI.
LSDGD 3813 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X13MM GUIADO
LSDGD 3885 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X8.5MM GUI.
SPG SONDA DE PROFUNDIDADE GUIADO
TMECC 02 LLAVE DE TORQUE HASTE QUIRURGICO
CCIT 20 LLAVE CATRACA IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO CORTA
CCIT 24 LLAVE CATRACA IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO LARGO
CCONO MORSE 20 LLAVE CATRACA IMPLANTE CONO MORSE CORTA
CCONO MORSE 24 LLAVE CATRACA IMPLANTE CONO MORSE LARGO
CDH 0920 LLAVE DIGITAL HEXAGONO EXTERNOX.0.9 CORTA
CDH 1220 LLAVE DIGITAL HEXAGONO EXTERNOX.1.2 CORTA
CDTM LLAVE DIGITAL P/ IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO
COHEXAGONO EXTERNO 04 CAJA ORGANIZADORA TRYON
ECC 100 EXTENSOR P/ LLAVE
ECC 200 EXTENSOR P/ LLAVE LARGO
ID 100 CILINDRO DE DIRECCION CORTA
ID 200 CILINDRO DE DIRECCION LARGO
CONO MORSEM 02 MEDIDOR TRANSMUCOSO CONO MORSE11.5°
SOP 20 SONDA DE PROFUNDIDAD
TMECC LLAVE DE TORQUE QUIRURGICO
CAT CONECTOR P/ LLAVE
CAT E CONECTOR P/ LLAVE EST.
CATL CONECTOR P/ LLAVE LARGO
CATL E CONECTOR P/ LLAVE EST. LARGO
CDH 1224 LLAVE DIGITAL HEXAGONO EXTERNOX.1.2 MEDIA
COSEG 01 CAJA ORGANIZADORA GUIADO EPIKUT
FGC 14 FIJADOR GUIA QUIRURGICO Ø1.4MM
LSDGD 2005 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X5MM GUIADO
LSDGD 2006 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X6MM GUIADO

LSDGD 2007 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X7MM GUIADO
LSDGD 2010 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X10MM GUIADO
LSDGD 2011 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X11.5MM GUI.
LSDGD 2013 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X13MM GUIADO
LSDGD 2085 LIMIT. SAFE DRILL Ø2.0/Ø2.7X8.5MM GUIADO
LSDGD 3005 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X5MM GUIADO
LSDGD 3006 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X6MM GUIADO
LSDGD 3007 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X7MM GUIADO
LSDGD 3010 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X10MM GUIADO
LSDGD 3011 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X11.5MM GUI.
LSDGD 3013 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X13MM GUIADO
LSDGD 3085 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.0/Ø3.3X8.5MM GUIADO
LSDGD 3805 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X5MM GUIADO
LSDGD 3806 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X6MM GUIADO
LSDGD 3807 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X7MM GUIADO
LSDGD 3810 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X10MM GUIADO
LSDGD 3811 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X11.5MM GUI.
LSDGD 3813 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X13MM GUIADO
LSDGD 3885 LIMIT. SAFE DRILL Ø3.8/Ø4.3X8.5MM GUI.
SPG 01 SONDA DE PROFUNDIDADE GUIADO
TMECC 02 LLAVE DE TORQUE HASTE QUIRURGICO
MI 2703 MONTADOR HEXAGONO EXTERNOX.2.7MM CORTA
MI 3403 MONTADOR HEXAGONO EXTERNOX.2.55MM CORTA
PM 2703 TORNILLO PARA MONTADOR
TI 2741 TAPA IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
TI 2750 TAPA IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0MM
TI 34 TAPA IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO Ø3.4MM
TIMU 0212 TAPA IMPLANTE CONO MORSE11.5° LARGO
TI 3612 TAPA IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO Ø3.6X2MM
TI 4112 TAPA IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO Ø4.1MM
TI 5012 TAPA IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO Ø5.0MM
TIHS 3812 TAPA IMPLANTE HEXAGONO INTERNO Ø3.8MM
TIHS 4512 TAPA IMPLANTE HEXAGONO INTERNO Ø4.5MM
TIHS 5012 TAPA IMPLANTE HEXAGONO INTERNO Ø5.0MM
TIM 0212 TAPA IMPLANTE CONO MORSE16° LARGO
TIC 0012 TAPA IMPLANTE CONO MORSE4°
TIC 0212 TAPA IMPLANTE CONO MORSE4° LARGO
TIMC TAPA IMPLANTE CONO MORSE16°
TIMU 0012 TAPA IMPLANTE CONO MORSE11.5°
TIMUS 0012 TAPA IMPLANTE CONO MORSE3°
TIMUS 0212 TAPA IMPLANTE CONO MORSE3° LARGO
PFA 01 TORN. DE FIJACION PILAR
PFACC 01 TORNILLO DE FIJACION MINI PILAR
PFACC 02 TORNILLO DE FIJACION MINI PILAR
PFACC 03 TORNILLO DE FIJACION MINI PILAR
PFACC 04 TORNILLO DE FIJACION MINI PILAR

PFACC 05 TORNILLO DE FIJACION MINI PILAR
 PFMAAM 02 TORNILLO FIX. MINI ABUT ANG CONO MORSE16° MOD. A
 PFMAAM 0212 TORNILLO FIX. MINI PILARANG. CONO MORSE16° MOD.A
 PFMAAM 04 TORNILLO FIX. MINI ABUT ANG CONO MORSE16° MOD. B
 PFMAAM 16A TORNILLO FIX. MINI ABUT ANG CONO MORSE16° MOD. A
 PFMAAM 16B TORNILLO FIX. MINI ABUT ANG CONO MORSE16° MOD. B
 PFMAAM 16C TORNILLO FIX. MINI ABUT ANG CONO MORSE16° MOD. C
 PFMAAM 0412 TORNILLO FIX. MINI PILAR ANG. CONO MORSE16° MOD.B
 PFMAM 16 TORNILLO DE FIX. MINI PILAR CONO MORSE11.5°
 PFMAMA 18A TORNILLO DE FIX. MINI PILAR ANG CONO MORSE MOD.A
 PFMAMA 18B TORNILLO DE FIX. MINI PILAR ANG CONO MORSE MOD.B
 PFMAMA 18C TORNILLO DE FIX. MINI PILAR ANG CONO MORSE MOD.C
 PRA 01 TORNILLO DE RETENCION PILAR MULTIFUNCIONAL
 PRH 30 TORNILLO DE RETENCAO HEXAGONO EXTERNOXAGONAL 3MM
 PRH 3035 TORNILLO DE RETENCAO M1.4X0.3MM
 PT 16 TORNILLO DE FIJACION CONO MORSE16°
 PTM 18 TORNILLO DE FIJACION CONO MORSE11.5°
 PTQ 2006 TORNILLO DE FIJACION HEXAGONO EXTERNO CUADRADO CORTA
 PTQ 2008 TORNILLO DE FIJACION HEXAGONO EXTERNO CUADRADO
 PTQH 18 TORNILLO DE FIJACION HEXAGONO INTERNO 1.8
 PTQH 18A TORNILLO DE RETENCION SIT M1.8X0.35
 PTQH 18B TORNILLO DE RETENCION SIT M1.8X0.35
 PTSIT 18 TORNILLO DE RETENCION SIT M1.8X0.35MM
 PTSIT 1812 TORNILLO DE RETENCION M1.8X0.35MM
 PRH 20 TORNILLO DE RETENCION HEXAGONO EXTERNOXAGONAL 2MM
 PRH 30 TORNILLO DE RETENCION HEXAGONO EXTERNOXAGONAL 3MM
 PRH 3035 TORNILLO DE RETENCION M1.4X0.3MM
 PT 16 TORNILLO DE FIJACION CONO MORSE16°
 PT 2006 TORNILLO DE FIJACION HEXAGONO EXTERNO HEXAGONO EXTERNOXAGONAL CORTA
 PT 2008 TORNILLO DE FIJACION HEXAGONO EXTERNO HEXAGONO EXTERNOXAGONAL
 PTM 18 TORNILLO DE FIJACION CONO MORSE11.5°
 PTQ 2006 TORNILLO DE FIJACION HEXAGONO EXTERNO CUADRADO CORTA
 PTQ 2008 TORNILLO DE FIJACION HEXAGONO EXTERNO CUADRADO
 PTQH 18 TORNILLO DE FIJACION HEXAGONO INTERNO 1.8
 PTSIT 18 TORNILLO DE RETENCION SIT M1.8X0.35MM
 PTSIT 1812 TORNILLO DE RETENCION M1.8X0.35MM

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Están indicados para procedimientos quirúrgicos en huesos de maxilar o mandíbula generando una plataforma de apoyo para la instalación de componentes protéticos tales como dientes artificiales, restaurando la función masticatoria del paciente.

Período de vida útil: IMPLANTES:

Implante Tryon: 4 Años

Implante Strong SW: 4 Años

Implante Zygomatic: 4 Años

Implante Strong SW Plus: 4 Años

Implante Unitite: 4 Años

Implante Epikut: 4 Años

Implante Epikut Plus: 4 Años

INSTRUMENTAL QUIRURGICO:

Familia de fresas: No aplica

Macho a rosca: No aplica

Instrumentos no articulados, no cortante, con conexión a equipos: No aplica

Familia de Fresas con Recubrimiento: No aplica

Familia de Llave con Conexión y Recubrimiento: No aplica

COMPONENTES:

Componente S.I.N: No aplica

Componente Abutment Provisional: No aplica

Componentes estériles S.I.N : No aplica

Componente metálico S.I.N: No aplica

Transferente S.I.N. : No aplica

Transferente universal: No aplica

Cilindro Provisorio SIT: No aplica

Tornillo de Fijación S.I.N.: No aplica

Transferente CAD-CAM S.I.N.: No aplica

Transferente CAD-CAM / JIG de escaneo: No aplica.

KIT QUIRURGICO:

Kit quirúrgico Zygomatic -KZ: No aplica

Kit Quirúrgico Strong SW –KCSW 02: No aplica

Kit Expansor Rotatorio S.I.N.: No aplica

Kit Short Drill Strong SW -KSDSW: No aplica

Kit Short Drill Unitite -KSDU: No aplica

Kit de Reemplazo de Fresas Tryon -KRFT: No aplica

Kit de Reemplazo de Fresas Unitite-KRFU: No aplica

Kit de Reemplazo de Fresas Strong SW -KRFSW: No aplica

KRFTC – Conj. Rep. de Brocas Tryon Cónico : No aplica

Kit Quirúrgico Guide Unitite –KCSUG 04: No aplica

Kit Quirúrgico Guide Strong SW –KCSWG 04 : No aplica

Kit Quirúrgico Tryon–KCHE 04: No aplica

Kit Quirúrgico Guide Epikut –KCSEG 01: No aplica

Kit Quirúrgico Unitite –KCSU 05: No aplica

Kit Quirúrgico Epikut – KCSE 02 :No aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: n/a

Forma de presentación: Por unidad.

Método de esterilización: IMPLANTES:

Implante Tryon: Radiación gamma
Implante Strong SW: Radiación gamma
Implante Zygomatic: Radiación gamma
Implante Strong SW Plus: Radiación gamma
Implante Unitite: Radiación gamma
Implante Epikut: Radiación gamma
Implante Epikut Plus: Radiación gamma

INSTRUMENTAL QUIRURGICO:

Familia de fresas: No estéril
Macho a rosca: No estéril
Instrumentos no articulados, no cortante, con conexión a equipos: No estéril
Familia de Fresas con Recubrimiento: No estéril
Familia de Llave con Conexión y Recubrimiento: No estéril

COMPONENTES:

Componente S.I.N: Radiación gamma
Componente Abutment Provisional :No estéril
Componentes estériles S.I.N.: Radiación gamma
Componente metálico S.I.N.: No estéril
Transferente S.I.N.: No estéril
Transferente universal: No estéril
Cilindro Provisorio SIT: No estéril
Tornillo de Fijación S.I.N. : Radiación gamma
Transferente CAD-CAM S.I.N. : No estéril
Transferente CAD-CAM / JIG de escaneo: No estéril

KIT QUIRURGICO:

Kit quirúrgico Zygomatic -KZ: No estéril
Kit Quirúrgico Strong SW –KCSW 02: No estéril
Kit Expansor Rotatorio S.I.N. : No estéril
Kit Short Drill Strong SW -KSDSW: No estéril
Kit Short Drill Unitite -KSDU: No estéril
Kit de Reemplazo de Fresas Tryon -KRFT: No estéril
Kit de Reemplazo de Fresas Unitite-KRFU: No estéril
Kit de Reemplazo de Fresas Strong SW -KRFSW: No estéril
KRFTC – Conj. Rep. de Brocas Tryon Cónico: No estéril
Kit Quirúrgico Guide Unitite –KCSUG 04: No estéril
Kit Quirúrgico Guide Strong SW –KCSWG 04: No estéril
Kit Quirúrgico Tryon–KCHE 04: No estéril
Kit Quirúrgico Guide Epikut –KCSEG 01: No estéril
Kit Quirúrgico Unitite –KCSU 05: No estéril
Kit Quirúrgico Epikut – KCSE 02 : No estéril

Nombre del fabricante:

S.I.N. IMPLANT SYSTEM LTDA

Lugar de elaboración:

Rua Soldado Ocimar Guimarães da Silva, 421 - Vila Rio Branco CP: 03348-060 - São Paulo - SP – Brasil

1-0047-3110-001286-25-9

N° Identificador Trámite: 65817

AM