



"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE
MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 594-572#0001

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 594-572 aprobado según:

Disposición autorizante N° 8820/16 de fecha 08 agosto 2016
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: NO CORRESPONDE

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Lugar de elaboración	NO. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech Industrial Xone, 213164, Changzhou City, Jiangsu Province, China	NO. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech Industrial Xone, 213164, Changzhou City, Jiangsu Province, P.R. China
Rótulos y/o instrucciones de uso	Texto aprobado por disposición 8820/16	CONTRAINDICACIONES A la hora de elegir el dispositivo o el tratamiento más adecuado, es imprescindible tener en cuenta la formación y juicio profesional del médico especialista. Estas son las principales contraindicaciones, aunque puede haber otras: •Si hay una infección activa. •Pacientes discapacitados o que no puedan seguir los cuidados postoperatorios necesarios. •Fracturas que pueden curarse satisfactoriamente con un tratamiento

conservador.

- Sensibilidad y/o alergias conocidas a los materiales del modelo de dispositivo de fijación externa que se vaya a utilizar.
- Historial de infecciones frecuentes.
- Deficiencias neuromusculares.
- Deficiencias significativas en la cantidad y calidad de los huesos.
- Flujo sanguíneo inadecuado o deteriorado en la parte del cuerpo a tratar.
- Crecimiento de hueso maligno en el área de la fractura.
- Obesidad que puede provocar el fracaso del dispositivo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
ADVERTENCIAS

1. **PRODUCTOS NO ESTERILIZADOS:** Los pasadores de fijación y los instrumentos que se vayan a emplear deben limpiarse concienzudamente en una atmósfera limpia y esterilizada con unas condiciones de temperatura y presión apropiadas antes de su uso.
2. A menos que se indique lo contrario, este sistema no debe combinarse con los componentes de otro sistema.
3. Los métodos de utilización de los instrumentos dependen, en gran medida, de la experiencia del usuario y de su formación en procedimientos quirúrgicos.
4. Este producto sólo pueden manejarlo cirujanos con formación específica y perfectamente familiarizados con operaciones quirúrgicas similares. El hospital deberá proporcionar a los pacientes instrucciones médicas detalladas.
5. Antes de su utilización, se deben limpiar y esterilizar todas las piezas.
6. Los dispositivos de un solo uso no deben reutilizarse, pues no están diseñados para que puedan desempeñar su función después de haber sido utilizados. Nunca reutilice un pasador. Aunque el pasador pueda parecer que está intacto, es posible que cualquier tensión anterior haya producido daños no visibles que pueden deteriorar el pasador.
7. **EDUCACIÓN AL PACIENTE:** Es imprescindible que el paciente conozca las instrucciones preoperatorias. El paciente debe ser consciente de las limitaciones del implante

y de los riesgos de la cirugía. Debe indicarse al paciente que limite su actividad postoperatoria, ya que así se reduce el riesgo de curvatura, rotura o aflojamiento de los componentes del implante. El paciente debe ser consciente de que los componentes del implante pueden doblarse, romperse o aflojarse aunque se respeten las restricciones de actividad.

8. SEGURIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM): No se han evaluado las consecuencias en cuanto a seguridad y compatibilidad del producto en el entorno RM. No se ha comprobado si el producto se calienta o se desplaza en el entorno RM.

9. El dispositivo en cuestión está destinado únicamente para el uso indicado.

10. La correcta elección del implante es extremadamente importante. El potencial de éxito es mayor si se elige el tamaño apropiado del implante. Mientras que la elección adecuada puede minimizar los riesgos, el tamaño y la forma de los huesos humanos presentan limitaciones en el tamaño y la solidez de los implantes.

11. Durante la fase postoperatoria, además de la movilidad y de la ejercitación muscular, es de particular importancia que el médico mantenga bien informado al paciente sobre los requisitos conductuales postoperatorios.

12. Los proyectiles que se desprenden al cortar alambre o pasadores puede dañar al paciente o al personal médico durante la cirugía.

13. Se recomienda preparar bien el entorno preoperativo y contar con un adecuado suministro de componentes.

14. Podría ocasionar una fractura o la rotura de instrumentos durante la operación (por ej., por aplicar fuerza excesiva o por uso prolongado). Inspeccione todos los dispositivos y componentes de fijación externa antes de la cirugía. Sustituya cualquier elemento que sea necesario.

15. Para evitar dañar nervios, músculos, tendones y vasos sanguíneos, coloque los alambres y los pasadores con sumo cuidado.

16. Para evitar la necrosis por calor del tejido y huesos circundantes, taladre los orificios en el hueso lentamente.

		<p>17. Sostenga los extremos de los alambres mientras los recorta y use protección ocular. Sostenga los extremos afilados de los alambres con precaución.</p> <p>18. Mantenga los cuidados en el área quirúrgica para evitar infecciones.</p> <p>19. Haga seguimientos y realice radiografías postoperatorias con regularidad para controlar la fase de separación.</p> <p>20. Trauson no garantiza la utilización de los instrumentos, ni de ninguno de sus componentes, en el caso de que alguien ajeno a Trauson o a un representante de reparaciones autorizado de Trauson haya reparado o intentado reparar los mismos. El uso de un Instrumento para realizar tareas que no sean las propias para las que fue concebido puede dañar o romper el Instrumento y/o puede causar lesiones al paciente.</p> <p>21. Si surge cualquier duda relativa al uso correcto de los instrumentos, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Trauson. Se proporcionarán todos los manuales de instrucciones disponibles a quien lo solicite.</p> <p>ADVERTENCIAS PREOPERATORIAS</p> <p>1. Sólo son candidatos aquellos pacientes que cumplan los criterios descritos en las indicaciones.</p> <p>2. Deben evitarse los pacientes con condiciones y/o predisposiciones como las indicadas en las contraindicaciones anteriormente mencionadas.</p> <p>3. La manipulación y el almacenamiento del dispositivo debe realizarse con suma precaución. Los implantes no pueden rayarse ni dañarse. Los dispositivos y los instrumentos deben almacenarse bien protegidos y alejados de entornos corrosivos.</p> <p>4. A menos que se indique lo contrario, el dispositivo no debe combinarse con los componentes de otro sistema.</p> <p>5. Todas las partes deben limpiarse y esterilizarse antes de su uso.</p> <p>ADVERTENCIAS POSTOPERATORIAS</p> <p>1. Advierta al paciente sobre la importancia de cumplir lo siguiente:</p> <p>a) Las advertencias y recomendaciones del cirujano en cuanto al uso y cuidado diario de</p>
--	--	--

		<p>los dispositivos de fijación externa.</p> <p>b) La limpieza diaria de la superficie de contacto de la piel con los pasadores,</p> <p>c) Las limitaciones para soportar peso en comparación con las de un hueso sano y normal,</p> <p>d) Las limitaciones de los niveles de actividad y el seguimiento médico necesario.</p> <p>2. Advierta al paciente que debe comunicar sin demora cualquier problema o reacción no esperados.</p> <p>3. Visualice y reevalúe el progreso de curación del hueso y realice los ajustes necesarios, si procede.</p> <p>4. Después de la cirugía puede permitirse apoyar el pie en el suelo sin soportar peso, y aumentar la carga gradualmente a medida que el callo se engrosa y madura.</p> <p>5. Se recomienda realizar un seguimiento y radiografías cada semana o cada dos semanas durante la fase de separación.</p> <p>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</p> <p>La humedad relativa durante el transporte y almacenamiento no debe ser superior al 80%. Conserve los productos en un lugar seco y sin gases corrosivos.</p>
Modelos	<p>CLAVIJAS (NO ESTÉRILES)</p> <p>Clavijas</p> <p>Ø1.0/ Ø1.0 150/0</p> <p>27045150E</p> <p>Ø 1.0/ Ø 1.0 250/0</p> <p>27045250E</p> <p>Ø 1.2/ Ø 1.2 150/0</p> <p>27047150E</p> <p>Ø 1.2/ Ø 1.2 250/0</p> <p>27047250E</p> <p>Ø 1.4j /Ø 1.4 150/0</p> <p>27048150E</p> <p>Ø 1.4/ Ø 1.4 250/0</p> <p>27048250E</p> <p>Ø 1.6/ Ø 1.6 150/0</p> <p>27041150E</p> <p>Ø 1.6/ Ø 1.6 250/0</p> <p>27041250E</p> <p>Ø 2.0/ Ø 2.0 150/0</p> <p>27042150E</p> <p>Ø 2.0/g>2.0 250/0</p> <p>27042250E</p>	<p>27045150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,0/Ø1,0 150/0</p> <p>27045250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,0/Ø1,0 250/0</p> <p>27047150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,2/Ø1,2 150/0</p> <p>27047250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,2/Ø1,2 250/0</p> <p>27048150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,4/Ø1,4 150/0</p> <p>27048250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,4/Ø1,4 250/0</p> <p>27041150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,6/Ø1,6 150/0</p> <p>27041250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,6/Ø1,6 250/0</p> <p>27042150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø2,0/Ø2,0 150/0</p> <p>27042250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø2,0/Ø2,0 250/0</p> <p>27043250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø2,5/Ø2,5 250/0</p> <p>27050250E Clavijas (no estériles) - Clavijas</p>

Ø 2.5/ Ø 2.5 250/0 27043250E	Ø3,0/Ø3,0 250/0 27051250E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø 3.0/ Ø 3.0 250/0 27050250E	Ø4,0/Ø4,0 250/0 47045150E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø 4.0/ Ø 4.0 250/0 27051250E	Ø1,0/Ø1,0 150/0 47045250E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø1.0/Ø1.0 150/0 47045150E	Ø1,0/Ø1,0 250/0 47047150E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø1.0/Ø1.0 250/0 47045250E	Ø1,2/Ø1,2 150/0 47047250E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø1.2/Ø1.2 150/0 47047150E	Ø1,2/Ø1,2 250/0 47048150E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø1.2/Ø1.2 250/0 47047250E	Ø1 .4/Ø1,4 150/0 47048250E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø1.4/Ø1.4 150/0 47048150E	Ø1,4/Ø1,4 250/0 47041150E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø1.4/Ø1.4 250/0 47048250E	Ø1,6/Ø1,6 150/0 47041250E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø1.6/Ø1.6 150/0 47041150E	Ø1,6/Ø1,6 250/0 47042150E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø1.6/Ø1.6 250/0 47041250E	Ø2,0/Ø2,0 150/0 47042250E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø2.0/Ø2.0 150/0 47042150E	Ø2,0/Ø2,0 250/0 47043250E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø2.0/Ø2.0 250/0 47042250E	Ø2,5/Ø2,5 250/0 47050250E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø2.5/Ø2.5 250/0 47043250E	Ø3,0/Ø3,0 250/0 47051250E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø3.0/Ø3.0 250/0 47050250E	Ø4,0/Ø4,0 250/0 27033001E Clavijas (no estériles) - Clavijas
Ø4.0/Ø4.0 250/0 47051250E	HA3,3/Ø4,0 70/15 27033002E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA3.3/Ø4.0 70/15 27033001E	HA3,3/Ø4,0 80/20 27047001E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA3.3/Ø4.0 80/20 27033002E	HA2,5/Ø4,0 70/15 27047002E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA2.5/Ø4.0 70/15 27047001E	HA2,5/Ø4,0 80/20 27044070E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA2.5/ Ø4.0 80/20 27047002E	HA3,0/Ø4,0 70/15 27044080E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA3.0/Ø4.0 70/15 27044070E	HA3,0/Ø4,0 80/20 27036002E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA3.0/Ø4.0 80/20 27044080E	HA4,0/Ø4,0 120/30 27036003E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA3.0/Ø4.0 90/20 27044090E	HA4,0/Ø4,0 120/35 27036004E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 120/30 27036002E	HA4,0/Ø4,0 150/40 27036005E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 120/35 27036003E	HA4,0/Ø4,0 150/50 27036006E Clavijas (no estériles) - Clavijas

HA4.0/Ø4.0 150/40 27036004E	HA4,0/Ø4,0 180/40 27036007E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 150/50 27036005E	HA4,0/Ø4,0 180/50 27034090E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 180/40 27036006E	HA4,5/Ø6,0 90/30 27034120E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 180/50 27036007E	HA4,5/Ø6,0 120/30 27034121E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 90/30 27034090E	HA4,5/Ø6,0 120/35 27034150E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 120/30 27034120E	HA4,5/Ø6,0 150/40 27034151E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 120/35 27034121E	HA4,5/Ø6,0 150/50 27034180E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 150/40 27034150E	HA4,5/Ø6,0 180/40 27034181E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 150/50 27034151E	HA4,5/Ø6,0 180/50 27037001E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 180/40 27034180E	HA5,0/Ø6,0 120/30 27037002E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 180/50 27034181E	HA5,0/Ø6,0 120/35 27037003E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 120/30 27037001E	HA5,0/Ø6,0 150/40 27037004E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 120/35 27037002E	HA5,0/Ø6,0 150/50 27037005E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 150/40 27037003E	HA5,0/Ø6,0 180/50 27037006E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 150/50 27037004E	HA5,0/Ø6,0 180/60 27037007E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 180/50 27037005E	HA5,0/Ø6,0 200/50 27037008E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 180/60 27037006E	HA5,0/Ø6,0 200/60 27037009E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 200/50 27037007E	HA5,0/Ø6,0 250/50 27037010E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 200/60 27037008E	HA5,0/Ø6,0 250/70 27035110E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 250/50 27037009E	HA6,0/Ø6,0 110/30 27035001E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 250/70 27037010E	HA6,0/Ø6,0 150/50 27035002E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA6.0/Ø6.0 110/30 27035110E	HA6,0/Ø6,0 180/60 27035003E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA6.0/Ø6.0 150/50 27035001E	HA6,0/Ø6,0 200/70 27035004E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA6.0/Ø6.0 180/60 27035002E	HA6,0/Ø6,0 250/80 47033001E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA6.0/Ø6.0 200/70 27035003E	HA3,3/Ø4,0 70/15 47033002E Clavijas (no estériles) - Clavijas

HA6.0/Ø6.0 250/80 27035004E	HA3,3/Ø4,0 80/20 47047001E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA3.3/Ø4.0 70/15 47033001E	HA2,5/Ø4,0 70/15 47047002E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA3.3/Ø4.0 80/20 47033002E	HA2,5/Ø4,0 80/20 47044070E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA2.5/Ø4.0 70/15 47047001E	HA3,0/Ø4,0 70/15 47044080E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA2.5/Ø4.0 80/20 47047002E	HA3,0/Ø4,0 80/20 47036001E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA3.0/Ø4.0 70/15 47044070E	HA4,0/Ø4,0 90/30 47036002E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA3.0/Ø4.0 80/20 47044080E	HA4,0/Ø4,0 120/30 47036003E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 90/30 47036001E	HA4,0/Ø4,0 120/35 47036004E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 120/30 47036002E	HA4,0/Ø4,0 150/40 47036005E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 120/35 47036003E	HA4,0/Ø4,0 150/50 47036006E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 150/40 47036004E	HA4,0/Ø4,0 180/40 47036007E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 150/50 47036005E	HA4,0/Ø4,0 180/50 47034090E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4 0 180/40 47036006E	HA4,5/Ø6,0 90/30 47034120E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.0/Ø4.0 180/50 47036007E	HA4,5/Ø6,0 120/30 47034121E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 90/30 47034090E	HA4,5/Ø6,0 120/35 47034150E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 120/30 47034120E	HA4,5/Ø6,0 150/40 47034151E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 120/35 47034121E	HA4,5/Ø6,0 150/50 47034180E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6 150/40 47034150E	HA4,5/Ø6,0 180/40 47034181E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 150/50 47034151E	HA4,5/Ø6,0 180/50 47037001E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 180/40 47034180E	HA5,0/Ø6,0 120/30 47037002E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA4.5/Ø6.0 180/50 47034181E	HA5,0/Ø6,0 120/35 47037003E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 120/30 47037001E	HA5,0/Ø6,0 150/40 47037004E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 120/ 35 47037002E	HA5,0/Ø6,0 150/50 47037005E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 150/40 47037003E	HA5,0/Ø6,0 180/50 47037006E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 150/50 47037004E	HA5,0/Ø6,0 180/60 47037007E Clavijas (no estériles) - Clavijas

HA5.0/Ø6.0 180/50 47037005E	HA5,0/Ø6,0 200/50 47037008E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 180/60 47037006E	HA5,0/Ø6,0 200/60 47037009E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 200/50 47037007E	HA5,0/Ø6,0 250/50 47037010E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 200/60 47037008E	HA5,0/Ø6,0 250/70 47035110E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 250/50 47037009E	HA6,0/Ø6,0 110/30 47035001E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA5.0/Ø6.0 250/70 47037010E	HA6,0/Ø6,0 150/50 47035002E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA6.0/Ø6.0 110/30 47035110E	HA6,0/Ø6,0 180/60 47035003E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA6.0/Ø6.0 150/50 47035001E	HA6,0/Ø6,0 200/70 47035004E Clavijas (no estériles) - Clavijas
HA6.0/Ø6.0 180/60 47035002E	HA6,0/Ø6,0 250/80 17001011E Fijador externo - Eje roscado
HA6.0/Ø6.0 200/70 47035003E	Fijador externo enclavado I 17001012E Fijador externo - Eje roscado
HA6.0/Ø6.0 250/80 47035004E	Fijador externo enclavado I 17001013E Fijador externo - Eje roscado
FIJADOR EXTERNO	Fijador externo enclavado I 17001014E Fijador externo - Eje roscado
Eje roscado Fijador Externo enclavado I	Fijador externo enclavado I 17001020E Fijador externo - Bloque de
17001011E~17001014E	fijación Fijador externo enclavado I 17001031E Fijador externo - Deslizador,
Bloque de fijación Fijador Externo enclavado I	izquierdo Fijador externo enclavado I 17001032E Fijador externo - Deslizador,
17001020E	izquierdo Fijador externo enclavado I 17001033E Fijador externo - Deslizador,
Slider izquierda Fijador Externo enclavado I	izquierdo Fijador externo enclavado I 17001040E Fijador externo - Tuerca de
17001031E~17001033E	compresión Fijador externo enclavado I 17001051E Fijador externo - Placa de fijación
Tuerca compresión Fijador Externo enclavado I	Fijador externo enclavado I 17001052E Fijador externo - Placa de fijación
17001040E	Fijador externo enclavado I 17001053E Fijador externo - Placa de fijación
Placa fijación Fijador Externo enclavado I	Fijador externo enclavado I 17001060E Fijador externo - Perno hexagonal
17001051E~17001053E	M4 Fijador externo enclavado I 17001081E Fijador externo - Deslizador,
Perno Hexagonal M4 Fijador Externo enclavado I	derecho Fijador externo enclavado I 17001082E Fijador externo - Deslizador,
17001060E	derecho Fijador externo enclavado I 17001083E Fijador externo - Deslizador,
Slider, derecho Fijador Externo enclavado I	derecho Fijador externo enclavado I 17002011E~17002014E
17001081E~17001083E	Eje roscado Fijador externo enclavado II 17002021E~17002025E
Placa fijación Fijador externo enclavado I	17002011E Fijador externo - Placa de fijación
17002011E~17002014E	
Eje roscado Fijador externo enclavado II	
17002021E~17002025E	

Placa fijación izquierda Fijador externo enclavado II 17002031E~17002032E Perno Hexagonal M4 Fijador externo enclavado II 17002040E Tuerca compresión Fijador externo enclavado II 17002051E~17002052E Boque fijación, derecha Fijador externo enclavado II 17002061Ev17002062E Placa fijación Fijador externo enclavado III 17003011E~17003014E Eje roscado Fijador externo enclavado III 17003021E~17003026E Bloque fijación izquierda Fijador externo enclavado III 17003031E~17003033E Perno Hexagonal M4 Fijador externo enclavado III 17003040E Tuerca compresión Fijador externo enclavado III 17003051E~17003052E Bloque fijación, derecha Fijador externo enclavado III 17003061E~17003063E Placa fijación Fijador externo enclavado IV 17004011E~17004014E Eje roscado Fijador externo enclavado IV 17004021E~17004024E Bloque fijación Fijador externo enclavado IV 17004031E~17004032E Perno Hexagonal M4 Fijador externo enclavado IV 17004040E Tuerca compresión Fijador externo enclavado IV 17004051E~17004052E Tuerca Fijador externo enclavado IV 17004061E~17004062E Placa fijación 1 Fijador externo enclavado V	Fijador externo enclavado II 17002012E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado II 17002013E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado II 17002014E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado II 17002021E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado II 17002022E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado II 17002023E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado II 17002024E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado II 17002025E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado II 17002031E Fijador externo - Bloque de fijación, izquierdo Fijador externo enclavado II 17002032E Fijador externo - Bloque de fijación, izquierdo Fijador externo enclavado II 17002040E Fijador externo - Perno hexagonal M4 Fijador externo enclavado II 17002051E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado II 17002052E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado II 17002061E Fijador externo - Bloque de fijación, derecho Fijador externo enclavado II 17002062E Fijador externo - Bloque de fijación, derecho Fijador externo enclavado II 17003011E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado III 17003012E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado III 17003013E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado III 17003014E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado III 17003021E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III 17003022E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III 17003023E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III 17003024E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III 17003025E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III 17003026E Fijador externo - Eje roscado
---	---

17005001E Tuerca compresión 1 Fijador externo enclavado V	Fijador externo enclavado III 17003031E Fijador externo - Bloque de fijación, izq Fijador externo enclavado III
17005002E Eje roscado Fijador externo enclavado V	17003032E Fijador externo - Bloque de fijación, izq Fijador externo enclavado III
17005003E Perno Hexagonal M4 Fijador externo enclavado V	17003033E Fijador externo - Bloque de fijación, izq Fijador externo enclavado III
17005004E Bloque fijación Fijador externo enclavado V	17003040E Fijador externo - Perno hexagonal M4 Fijador externo enclavado III
17005005E Bloque fijación 2 Fijador externo enclavado V	17003051E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado III
17005006E Tuerca compresión 2 Fijador externo enclavado V	17003052E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado III
17005007E Perno hexagonal Fijador externo enclavado V	17003061E Fijador externo - Bloque de fijación, derecho Fijador externo enclavado III
17005008E Placa fijación Fijador externo enclavado VI	17003062E Fijador externo - Bloque de fijación, derecho Fijador externo enclavado III
17006011E~17006012E Eje roscado Fijador externo enclavado VI	17003063E Fijador externo - Bloque de fijación, derecho Fijador externo enclavado III
17006021E~17006022E Bloque fijación izquierdo Fijador externo enclavado VI	17004011E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado IV
17006030E Bloque hexagonal, M4 Fijador externo enclavado VI	17004012E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado IV
17006040E Tuerca compresión Fijador externo enclavado VI	17004013E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado IV
17006050E Bloque corredizo para fijación derecha Fijador externo enclavado VI	17004014E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado IV
17006060E Barra articulación metacarpo Fijador externo enclavado VII	17004021E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado IV
17007001E Plataforma corrediza Fijador externo enclavado VII	17004022E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado IV
17007002E Parte principal Fijador externo enclavado VII	17004023E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado IV
17007003E Tornillo hexagonal Fijador	17004024E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado IV
	17004040E Fijador externo - Perno hexagonal M4 Fijador externo enclavado IV
	17004051E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado IV
	17004052E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado IV
	17004061E Fijador externo - Tuerca Fijador externo enclavado IV
	17004062E Fijador externo - Tuerca Fijador externo enclavado IV
	17005001E Fijador externo - Placa de fijación I Fijador externo enclavado V
	17005002E Fijador externo - Tuerca de compresión I Fijador externo enclavado V
	17005003E Fijador externo - Eje roscado

externo enclavado VII 17007004E Ajustador/corrector de distancia Fijador externo enclavado VIII 17008001E Fija-cavijas Fijador externo enclavado VIII 17008002E Fijador de dirección Fijador externo enclavado VIII 17008003E Slider I Fijador externo enclavado VIII 17008004E Tornillo de ajuste hexagonal M6 Fijador externo enclavado VIII 17008005E Slide II Fijador externo enclavado VIII 17008006E Tornillo hexagonal M6 Fijador externo enclavado VIII 17008007E Compat base (sic) Fijador externo enclavado VIII 17008008E Tornillo hexagonal largo M6 Fijador externo enclavado VIII 17008009E Bloque compresión Fijador externo enclavado VIII 17008010E Fijador esférico de articulación izquierdo Fijador externo enclavado IX 17009001E Loop / Bucle Fijador externo enclavado IX 17009002E Spring pin I (Clavija con resorte) I Fijador externo enclavado IX 17009008E Varilla corrediza Fijador externo enclavado IX 17009003E Slide sleeve/Camisa corrediza Fijador externo enclavado IX 17009004E Fijador esférico de articulación derecho Fijador externo enclavado IX 17009005E Tornillo de bloqueo Fijador externo enclavado IX	Fijador externo enclavado V 17005004E Fijador externo - Perno hexagonal M4 Fijador externo enclavado V 17005005E Fijador externo - Bloque de fijación Fijador externo enclavado V 17005006E Fijador externo - Placa de fijación 2 Fijador externo enclavado V 17005007E Fijador externo - Tuerca de compresión 2 Fijador externo enclavado V 17005008E Fijador externo - Perno hexagonal Fijador externo enclavado V 17006011E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado VI 17006012E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado VI 17006021E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado VI 17006022E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado VI 17006030E Fijador externo - Bloque de fijación, izq Fijador externo enclavado VI 17006040E Fijador externo - Bloque hexagonal M4 Fijador externo enclavado VI 17006050E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado VI 17006060E Fijador externo - Bloque de fijación deslizante, derecho Fijador externo enclavado VI 17007001E Fijador externo - Barra de conexión metacarpo Fijador externo enclavado VII 17007002E Fijador externo - Plataforma deslizante Fijador externo enclavado VII 17007003E Fijador externo - Parte principal Fijador externo enclavado VII 17007004E Fijador externo - Tornillo hexagonal Fijador externo enclavado VII 17008001E Fijador externo - Ajustador de distancia Fijador externo enclavado VIII 17008002E Fijador externo - Clavija de fijación Fijador externo enclavado VIII 17008003E Fijador externo - Fijador ajuste dirección Fijador externo enclavado VIII 17008004E Fijador externo - Barra deslizante I Fijador externo enclavado VIII 17008005E Fijador externo - Tornillo hexagonal de ajuste M6 Fijador externo enclavado VIII 17008006E Fijador externo - Barra deslizante II Fijador externo enclavado VIII
--	---

<p>17009006E Ajustador/corrector de distancia Fijador externo enclavado IX 17009007E Spring pin II (Clavija resorte) Fijador externo enclavado IX 17009009E Grapa recta Fijador externo enclavado X 17010001E Eje excéntrico Fijador externo enclavado X 17010002E Varilla ajustable Fijador externo enclavado X 17010003E Ajustador/corrector de distancia Fijador externo enclavado X 17008001E T-shaped Grapa/Grapa en forma "T" Fijador externo enclavado XI 17011001E Eje excéntrico Fijador externo enclavado XI 17011003E Varilla ajustable Fijador externo enclavado XI 17011004E Ajustador/corrector de distancia Fijador externo enclavado XI 17008001E Grapa recta Fijador externo enclavado XI 17010001E Grapa en forma de "Y" Fijador externo enclavado XII 17012001E Eje excéntrico Fijador externo enclavado XII 17010003E Varilla ajustable Fijador externo enclavado XII 17010004E Ajustador/Corrector de distancia Fijador externo enclavado XII 17008001E Grapa recta Fijador externo enclavado XII 17010001E Grapa recta Fijador externo enclavado XIII 17010001E Espaciador Fijador externo enclavado XIII 17010002E</p>	<p>17008007E Fijador externo - Tornillo hexagonal M6 Fijador externo enclavado VIII 17008008E Fijador externo - Base compacta Fijador externo enclavado VIII 17008009E Fijador externo - Tornillo hexagonal largo M6 Fijador externo enclavado VIII 17008010E Fijador externo - Bloque de compresión Fijador externo enclavado VIII 17009001E Fijador externo - Fijador esférico de articulación, izq Fijador externo enclavado IX 17009002E Fijador externo - Bucle Fijador externo enclavado IX 17009008E Fijador externo - Espiga a resorte I Fijador externo enclavado IX 17009003E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo enclavado IX 17009004E Fijador externo - Manguito deslizante Fijador externo enclavado IX 17009005E Fijador externo - Fijador esférico de articulación, der Fijador externo enclavado IX 17009006E Fijador externo - Tornillo de bloqueo Fijador externo enclavado IX 17009007E Fijador externo - Ajustador de distancia Fijador externo enclavado IX 17009009E Fijador externo - Espiga a resorte Fijador externo enclavado IX 17010001E Fijador externo - Abrazadera recta Fijador externo enclavado X 17010002E Fijador externo - Eje excéntrico Fijador externo enclavado X 17010003E Fijador externo - Barra ajustable Fijador externo enclavado X 17011001E Fijador externo - Abrazadera en T Fijador externo enclavado XI 17011003E Fijador externo - Eje excéntrico Fijador externo enclavado XI 17011004E Fijador externo - Barra ajustable Fijador externo enclavado XI 17012001E Fijador externo - Abrazadera en Y Fijador externo enclavado XII 17010004E Fijador externo - Barra ajustable Fijador externo enclavado XII 17013001E Fijador externo - Barra 1 Fijador externo enclavado XIII 17013002E Fijador externo - Conector barra Fijador externo enclavado XIII 17013003E Fijador externo - Barra 2 Fijador</p>
---	---

Eje Excéntrico Fijador externo enclavado XIII 17010003E	externo enclavado XIII 17014008E Fijador externo - Tornillo de bloqueo M6 Fijador externo enclavado XIV
Varilla 1 Fijador externo enclavado XIII 17013001E	17014009E Fijador externo - Abrazadera base Fijador externo enclavado XIV
Conector varillas Fijador externo enclavado XIII 17013002E	17014010E Fijador externo - Base soporte Fijador externo enclavado XIV
Varilla 2 Fijador externo enclavado XIII 17013003E	17014006E Fijador externo - Localizador de articulación ajustable Fijador externo enclavado XIV
Tornillo de bloqueo M6 Fijador externo enclavado XIV 17014008E	17014005E Fijador externo - Perno de bloqueo M8 Fijador externo enclavado XIV
Grapa de base Fijador externo enclavado XIV 17014009E	17014003E Fijador externo - Perno de bloqueo M6 Fijador externo enclavado XIV
Base de soporte Fijador externo enclavado XIV 17014010E	17014002E Fijador externo - Abrazadera de articulación ajustable Fijador externo enclavado XIV
Ubicador ajustable de articulaciones Fijador externo enclavado XIV 17014006E	17014001E Fijador externo - Base articulación ajustable Fijador externo enclavado XIV
Perno de bloqueo M8 Fijador externo enclavado XIV 17014005E	17015001E Fijador externo - Abrazadera de múltiples clavijas Fijador externo enclavado XV
Perno de bloqueo M6 Fijador externo enclavado XIV 17014003E	17015002E Fijador externo - Clavija ángulo 30° Fijador externo enclavado XV
Grapa ajustable de articulaciones Fijador externo enclavado XIV 17014002E	17015003E Fijador externo - Abrazadera barra a barra Fijador externo enclavado XV
Base ajustable de articulaciones pequeña Fijador externo enclavado XIV 17014001E	17015004E Fijador externo - Barra curva semi circular Fijador externo enclavado XV
Grapa multi-clavija Fijador externo enclavado XV 17015001E	17015005E Fijador externo - Barra curva semicircular (M) Ø8
30 posiciones angulares Fijador externo enclavado XV 17015002E	17015007E Fijador externo - Abrazadera clavija a barra Fijador externo enclavado XV
Grapa varilla-a-varilla Fijador externo enclavado XV 17015003E	17015008E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Varilla curva semi-circular Fijador externo enclavado XV 17015004E~17015005E	17015009E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Grapa clavija a varilla	17015010E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015011E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015012E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015013E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015014E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015015E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015016E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV

Fijador externo enclavado XV 17015007E	17015017E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Varilla Fijador externo enclavado XV 17015008E~17015044E	17015018E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Posición recta Fijador externo enclavado XV 17015050E	17015019E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Grapa periarticular Fijador externo enclavado XV 17015091E	17015020E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Tractor de compresión Fijador externo enclavado XV 17015093E	17015021E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Varilla corrediza/deslizable Fijador externo enclavado XVI 17016001E~17016004E	17015022E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Ajustador/corrector de distancia Fijador externo enclavado XVI 17016005E~17016006E	17015023E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Grapa recta clavija media Fijador externo enclavado XVI 17016007E	17015024E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Grapa recta clavija lateral Fijador externo enclavado XVI 17016008E	17015025E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Grapa forma "t" Fijador externo enclavado XVI 17016009E	17015026E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Ajustador/corrector de altura Fijador externo enclavado XVI 17016010E~17016020E	17015027E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Grapa ajuste direccional Fijador externo enclavado XVI 17016021E	17015028E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo- Anillo 16006110E~16006150E	17015029E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Estructuras std. Anillo fijador externo- Anillo 16006260E~16006290E	17015030E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Estructuras ajustables Anillo fijador externo- Anillo 16006310E~16006330E	17015031E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
Perno de conexión SW10 Anillo fijador externo- Anillo	17015032E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015033E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015034E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015035E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015036E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015037E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015038E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015039E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015040E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
	17015041E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV

<p>16006160E Perno de fijación, cable ranurado Anillo fijador externo- Anillo 16006180E Tuerca para bloqueo SW10 Anillo fijador externo- Anillo 16006190E Perno de fijación, cable canulado Anillo fijador externo- Anillo 16006170E Marcador Anillo fijador externo- Anillo 16006301E~16006305E Marco circular, cuatro Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006390E~16006430E Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006440E~16006490E Marco circular Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006340E~16006380E Conector axial fijo Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006790E Posición en seis esquinas Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006820E Tuercas Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006850E Posiciones roscadas Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006840E~16006843E Conector múltí-axial Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006800E Camisa para el puesto de cuatro esquinas Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006871E~16006873E Puesto de cuatro esquinas Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006860E Puesto con tuercas Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006830E~16006833E Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo- Semi-Anillo</p>	<p>17015042E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV 17015043E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV 17015044E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV 17015050E Fijador externo - Clavija recta Fijador externo enclavado XV 17015091E Fijador externo - Abrazadera periarticular Fijador externo enclavado XV 17015093E Fijador externo - Tractor de compresión Fijador externo enclavado XV 17016001E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo enclavado XVI 17016002E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo enclavado XVI 17016003E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo enclavado XVI 17016004E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo enclavado XVI 17016005E Fijador externo - Ajustador de distancia Fijador externo enclavado XVI 17016006E Fijador externo - Ajustador de distancia Fijador externo enclavado XVI 17016007E Fijador externo - Abrazadera recta clavija media Fijador externo enclavado XVI 17016008E Fijador externo - Abrazadera recta clavija lateral Fijador externo enclavado XVI 17016009E Fijador externo - Abrazadera en T Fijador externo enclavado XVI 17016010E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI 17016011E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI 17016012E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI 17016013E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI 17016014E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI 17016015E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI 17016016E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI 17016017E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI 17016018E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI 17016019E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI</p>
---	---

<p>16006750E~16006760E Placa de conexión/articulación 90° Anillo fijador externo- Semi- Anillo 16006780E Bloque de articulación Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006770E Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo- Semi-Anillo 16006650E~16006740E Marco en forma "C", corto/largo Anillo fijador externo- Anillo pie 16006600E~16006640E Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo- Anillo pie 16006110E- 16006150E Eje totalmente roscado, M6 Anillo fijador externo- Anillo pie 16006650E~16006740E Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo- Anillo pie 16006750E~16006760E Tuerca para bloqueo SW10 Anillo fijador externo- Anillo pie 16006190E Espaciador Anillo fijador externo- Anillo pie 16006260E Placa de conexión/articular con orificios múltiples Anillo fijador externo- Anillo pie 16006810E Marco en "N" Anillo fijador externo- Anillo pie 16006500E~16006540E Perno de finación clavija ranurada Anillo fijador externo- Anillo pie 16006880E~16006882E Conector multi-axial Mini fijador externo I 18001001E~18001201E Tornillo de compresión M6 Mini fijador externo I 18001002E Grapa clavija Mini fijador</p>	<p>17016020E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI 17016021E Fijador externo - Abrazadera ajuste direccional Fijador externo enclavado XVI 16006110E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo 16006150E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo 16006260E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006261E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006262E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006263E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006264E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006265E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006266E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006267E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006268E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006269E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006270E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006271E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006272E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006273E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006274E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006275E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006276E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006277E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006278E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006279E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006280E Fijador externo - Estructuras</p>
---	--

externo I 18001003E Grapa en "L" Mini fijador externo I 18001004E~18001104E Varilla extendida Mini fijador externo I 1800100SE~18001205E Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo II 18002001E~18002201E Clavija fijadora q>2x8 Mini fijador externo II 18002002E Base Mini fijador externo II 18002003E Grapa corrediza Mini fijador externo II 18002004E Base compacta Mini fijador externo II 18002005E Tornillo de bloqueo Mini fijador externo II 18002006E Grapa recta Mini fijador externo II 18002007E Perno de bloqueo canulado Mini fijador externo III 18003001E Tuerca Mini fijador externo III 18003002E Tornillo ajustador de distancia Mini fijador externo III 18003003E Clavija fijadora q>2x8 Mini fijador externo III 18002001E Base Mini fijador externo III 18003004E Grap_a corrediza Mini fijador externo III 18003005E Base ajustable Mini fijador externo III 18003006E Perno de bloqueo canulado Mini fijador externo IV 18003001E Tornillo ajuste distancia Mini fijador externo IV 18003003E Clavija fijadora q>2x8 Mini fijador externo IV 18002001E Base Mini fijador externo IV	estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006281E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006282E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006283E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006284E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006285E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006286E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006287E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006288E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006289E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006290E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo 16006310E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006311E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006312E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006313E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006314E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006315E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006316E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006317E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006318E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006319E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006320E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006321E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006322E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006323E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006324E Fijador externo - Estructuras
--	--

18004001E Grapa corrediza Mini fijador externo IV 18003005E Base ajustable Mini fijador externo IV 18004002E Grapa p/ajuste de dirección Fijador Externo Codo I 19001001E Varilla corrediza Fijador Externo Codo I 19001005E Blo_gue conexión Fijador Externo Codo I 19001004E Bloque punta doble esfera Fijador Externo Codo I 19001002E Eje excéntrico Fijador Externo Codo I 19001003E Varilla corrediza Fijador Externo Codo I 19001006E Eje rotación ajustable Fijador Externo Codo II 19002001E Grapa ajustable Fijador Externo Codo II 19002002E Parte ajustable Fijador Externo Codo II 19002003E Eje excéntrico Fijador Externo Codo II 19001003E Bloque conexión Fijador Externo Codo II 19001004E Bloque punta doble esfera Fijador Externo Codo II 19001002E Varilla corrediza Fijador Externo Codo II 19001006E Grapa ajuste direccional Fijador Externo Codo II 19001001E Fijador clavija diam. 2 x 9 Fijador Externo Codo II 19002004E Grapa ajuste direccional Fijador Externo Codo III 19001001E Varilla corrediza Fijador Externo Codo III 1900100SE Bloque conexión/articulación Fijador Externo Codo III 19001004E	ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006325E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006326E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006327E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006328E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006329E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006330E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo 16006160E Fijador externo - Perno de conexión SW10 Anillo fijador externo-Anillo 16006180E Fijador externo - Perno de fijación-cable ranurado Anillo fijador externo-Anillo 16006190E Fijador externo - Tuerca de bloqueo SW10 Anillo fijador externo-Anillo 16006170E Fijador externo - Perno de fijación, cable ranurado Anillo fijador externo-Anillo 16006301E Fijador externo - Marcador Anillo fijador externo-Anillo 16006302E Fijador externo - Marcador Anillo fijador externo-Anillo 16006303E Fijador externo - Marcador Anillo fijador externo-Anillo 16006304E Fijador externo - Marcador Anillo fijador externo-Anillo 16006305E Fijador externo - Marcador Anillo fijador externo-Anillo 16006390E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006391E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006392E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006393E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006394E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006395E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
--	--

Bloque punta doble esfera Fijador Externo Codo III 19001002E	16006396E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Eje excéntrico Fijador Externo Codo III 19001003E	16006397E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Varilla corrediza Fijador Externo Codo III 19001006E	16006398E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Grapa rotación ajustable en "L" Fijador Externo Codo III 19003001E	16006399E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Eje rotación ajustable Fijador Externo Codo IV 19002001E	16006400E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Grapa ajustable Fijador Externo Codo IV 19002002E	16006401E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Parte ajustable Fijador Externo Codo IV 19002003E	16006402E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Eje excéntrico Fijador Externo Codo IV 19001003E	16006403E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Bloque conexión/articulación Fijador Externo Codo IV 19001004E	16006404E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Bloque punta doble esfera Fijador Externo Codo IV 19001002E	16006405E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Varilla corrediza (deslizable) Fijador Externo Codo IV 19001006E	16006406E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Grapa ajuste direccional Fijador Externo Codo IV 19001001E	16006407E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Fijador clavija diam. 2 x 9 Fijador Externo Codo IV 19002004E	16006408E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Grapa rotación ajustable en "L" Fijador Externo Codo IV 19003001E	16006409E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Grapa clavija 4 orificios 17015051E	16006410E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
5 orificios 17015001E	16006411E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
Varilla curva, semi-circular(L) Ø8 17015004E	16006412E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-
Varilla curva, semi-circular(M) Ø5 17015056E	
Varilla curva, semi-circular(M) Ø8 17015005E	

<p>Varilla curva, semi-circular(S) Ø5 17015057E</p> <p>Varilla curva, semi-circular(S) Ø8 17015006E</p> <p>Acople varilla a varilla Ø5/Ø5 17015054E</p> <p>Ø8/Ø8 17015003E</p> <p>Ø5/Ø8 17015092E</p> <p>Acople clavija a varilla Ø5 17015058E</p> <p>Ø8 17015007E</p> <p>Varilla articulación Aluminio Ø5x65 17015060E</p> <p>Ø5x100 17015061E</p> <p>Ø5x150 17015062E</p> <p>Ø5x200 17015063E</p> <p>Ø5X250 17015064E</p> <p>Ø5X300 17015065E</p> <p>Ø8X65 17015008E</p> <p>Ø8X100 17015009E</p> <p>Ø8x150 17015010E</p> <p>Ø8X200 17015011E</p> <p>Ø8x250 17015012E</p> <p>Ø8x300 17015013E</p> <p>Ø8x350 17015014E</p> <p>Ø8x400 17015015E</p> <p>Ø8X450 17015016E</p> <p>Ø8x500 17015017E</p> <p>Ø5x65 17015070E</p> <p>Varilla Conexión Peek Ø5x100 17015071E</p> <p>Ø5x150 17015072E</p> <p>Ø5x200 17015073E</p> <p>Ø5x250 17015074E</p> <p>Ø5X300 1701507SE</p> <p>Ø8X65 17015021E</p> <p>Ø8x100 17015022E</p> <p>Ø8x150 17015023E</p> <p>Ø8x200 17015024E</p> <p>Ø8x250 1701502SE</p> <p>Ø8X300 17015026E</p> <p>Ø8x350 17015027E</p> <p>Ø8x400 17015028E</p> <p>Ø8x450 17015029E</p> <p>Ø8X500 17015030E</p> <p>Varilla conexión de acero inoxidable Ø5x65 17015080E</p> <p>Ø5x100 17015081E</p> <p>Ø5x150 17015082E</p>	<p>semi Anillo 16006413E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006414E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006415E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006416E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006417E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006418E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006419E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006420E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006421E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006422E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006423E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006424E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006425E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006426E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006427E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006428E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006429E Fijador externo - Marco circular,</p>
--	--

<p> Ø5x200 17015083E Ø5x250 17015084E Ø5 x 300 17015085E Varilla conexión de acero inoxidable Ø8X65 17015035E Ø8 X 100 17015036E Ø8x150 17015037E Ø8X200 17015038E Ø8x250 17015039E Ø8 x 300 17015040E Ø8 X 350 17015041E Ø8x400 17015042E Ø8 X 450 17015043E Ø5 x 500 17015044E Posición angular 30° Ø5 17015052E Ø8 17015002E Posición recta Ø5 17015090E Ø8 17015050E Grapa calvija peri-articular / 17015091E Set instrumental fijador enclavado / 12900000E Destornillador hexagonal Ø4 / 13102000E Destornillador, 6mm / 13102800E Guía p/tornillos, Ø4x55 L=55mm 13100600E Guía p/tornillos, Ø6x80 L=80mm 13100800E Destornillador hexagonal para tibia / 13102200E Llave espaciadora, 7 x 7 7x 7 12900100E Rueda dentada, 7 x 7 7x 7 12900200E Llave p/Reducción/estabilización, grande grande (L) 12900300E Llave espaciadora, 5x5 5x5 12900400E Rueda dentada, 5x5 5x5 12900500E Llave reducción/estabilización, chica/pequeña 12900600E </p>	<p> cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006430E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006340E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006341E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006342E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006343E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006344E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006345E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006346E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006347E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006348E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006349E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006350E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006351E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006352E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006353E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo 16006354E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo </p>
---	--

	<p>Impulsor "T", 4mm 4mm 12900800E</p> <p>Impulsor "T", 6mm 6mm 12900900E</p> <p>Mango Universal / 12901000E</p> <p>Tubo dinalización Ø5 / 17015093E</p> <p>Tubo dinamización Ø8 / 17015094E</p> <p>Caja instrumental / 12900700E</p>	<p>16006355E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006356E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006357E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006358E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006359E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006360E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006361E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006362E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006363E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006364E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006365E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006366E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006367E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006368E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006369E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006370E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006371E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi</p>
--	---	---

		<p>Anillo</p> <p>16006372E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006373E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006374E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006375E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006376E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006377E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006378E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006379E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006380E Fijador externo - Marco circular, tres componentes Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006440E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006441E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006442E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006443E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006444E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006445E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006446E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006447E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006448E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006449E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006450E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo</p>
--	--	---

		16006451E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006452E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006453E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006454E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006455E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006456E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006457E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006458E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006459E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006460E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006461E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006462E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006463E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006464E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006465E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006466E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006467E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006468E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006469E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006470E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006471E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006472E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006473E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006474E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006475E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
--	--	--

		16006476E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006477E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006478E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006479E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006480E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006481E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006482E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006483E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006484E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006485E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006486E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006487E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006488E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006489E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006490E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo 16006790E Fijador externo - Conector axial fijo Anillo fijador externo-semi Anillo 16006820E Fijador externo - Clavija séxtuple Anillo fijador externo-semi Anillo 16006850E Fijador externo - Tuercas Anillo fijador externo-semi Anillo 16006840E Fijador externo - Clavija con roscas Anillo fijador externo-semi Anillo 16006841E Fijador externo - Clavija con roscas Anillo fijador externo-semi Anillo 16006842E Fijador externo - Clavija con roscas Anillo fijador externo-semi Anillo 16006843E Fijador externo - Clavija con roscas Anillo fijador externo-semi Anillo 16006800E Fijador externo - Conector multiaxial Anillo fijador externo-semi Anillo 16006871E Fijador externo - Manguito para clavija cuádruple Anillo fijador externo-semi Anillo 16006872E Fijador externo - Manguito para
--	--	--

		<p>clavija cuádruple Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006873E Fijador externo - Manguito para clavija cuádruple Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006860E Fijador externo - Clavija cuádruple Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006830E Fijador externo - Clavija con tuercas Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006831E Fijador externo - Clavija con tuercas Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006832E Fijador externo - Clavija con tuercas Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006833E Fijador externo - Clavija con tuercas Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006750E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006751E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006752E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006753E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006754E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006755E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006756E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006757E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006758E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006759E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006760E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006780E Fijador externo - Placa de conexión 90° Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006770E Fijador externo - Bloque de conexión Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006650E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006651E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006652E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p>
--	--	--

		<p>16006653E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006654E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006655E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006656E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006657E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006658E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006659E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006660E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006661E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006662E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006663E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006664E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006665E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006666E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006667E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006668E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006669E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador</p>
--	--	--

	<p>externo-semi Anillo 16006670E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006671E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006672E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006673E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006674E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006675E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006676E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006677E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006678E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006679E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006680E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006681E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006682E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006683E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006684E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006685E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006686E Fijador externo - Eje</p>
--	--

		<p>completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006687E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006688E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006689E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006690E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006691E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006692E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006693E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006694E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006695E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006696E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006697E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006698E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006699E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006700E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006701E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006702E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p>
--	--	--

	<p>16006703E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006704E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006705E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006706E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006707E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006708E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006709E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006710E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006711E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006712E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006713E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006714E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006715E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006716E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006717E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006718E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo</p> <p>16006719E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador</p>
--	--

		<p>externo-semi Anillo 16006720E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006721E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006722E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006723E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006724E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006725E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006726E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006727E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006728E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006729E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006730E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006731E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006732E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006733E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006734E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006735E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006736E Fijador externo - Eje</p>
--	--	---

		<p>completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006737E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006738E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006739E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006740E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo 16006600E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006601E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006602E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006603E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006604E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006605E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006606E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006607E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006608E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006609E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006610E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006611E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006612E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006613E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006614E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006615E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006616E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie 16006617E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p>
--	--	--

		<p>16006618E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006619E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006620E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006621E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006622E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006623E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006624E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006625E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006626E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006627E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006628E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006629E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006630E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006631E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006632E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006633E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006634E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006635E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006636E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006637E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006638E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006639E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006640E Fijador externo - Marco en C corto/largo Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006111E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006112E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p>
--	--	---

		<p>16006113E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006114E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006115E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006116E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006117E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006118E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006119E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006120E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006121E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006122E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006123E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006124E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006125E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006126E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006127E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006128E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006129E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006130E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006131E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006132E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006133E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006134E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006135E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006136E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006137E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p>
--	--	---

	<p>16006138E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006139E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006140E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006141E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006142E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006143E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006144E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006145E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006146E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006147E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006148E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006149E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo</p> <p>16006810E Fijador externo - Placa de conexión con múltiples orificios Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006500E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006501E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006502E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006503E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006504E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006505E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006506E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006507E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006508E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006509E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006510E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie</p> <p>16006511E Fijador externo - Marco en N</p>
--	--

	<p>Anillo fijador externo-Anillo pie 16006512E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006513E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006514E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006515E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006516E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006517E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006518E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006519E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006520E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006521E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006522E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006523E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006524E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006525E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006526E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006527E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006528E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006529E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006530E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006531E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006532E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006533E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006534E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006535E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006536E Fijador externo - Marco en N</p>
--	---

		<p>Anillo fijador externo-Anillo pie 16006537E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006538E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006539E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006540E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie 16006880E Fijador externo - Perno de fijación clavija ranurada Anillo fijador externo-Anillo pie 16006881E Fijador externo - Perno de fijación clavija ranurada Anillo fijador externo-Anillo pie 16006882E Fijador externo - Perno de fijación clavija ranurada Anillo fijador externo-Anillo pie 18001001E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001002E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001003E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001004E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001005E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001006E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001007E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001008E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001009E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001010E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001011E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001012E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001013E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001014E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001015E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001016E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I</p>
--	--	--

		18001017E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001018E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001019E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001020E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001021E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001022E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001023E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001024E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001025E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001026E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001027E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001028E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001029E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001030E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001031E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001032E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001033E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001034E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001035E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001036E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001037E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001038E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001039E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001040E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001041E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
--	--	---

		18001042E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001043E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001044E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001045E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001046E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001047E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001048E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001049E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001050E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001051E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001052E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001053E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001054E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001055E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001056E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001057E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001058E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001059E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001060E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001061E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001062E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001063E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001064E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001065E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001066E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
--	--	---

		18001067E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001068E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001069E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001070E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001071E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001072E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001073E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001074E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001075E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001076E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001077E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001078E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001079E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001080E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001081E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001082E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001083E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001084E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001085E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001086E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001087E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001088E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001089E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001090E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001091E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
--	--	---

		18001092E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001093E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001094E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001095E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001096E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001097E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001098E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001099E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001100E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001101E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001102E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001103E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001104E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001105E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001106E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001107E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001108E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001109E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001110E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001111E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001112E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001113E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001114E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001115E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
		18001116E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I

		18001117E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001118E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001119E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001120E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001121E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001122E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001123E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001124E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001125E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001126E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001127E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001128E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001129E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001130E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001131E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001132E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001133E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001134E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001135E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001136E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001137E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001138E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001139E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001140E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001141E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
--	--	---

		18001142E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001143E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001144E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001145E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001146E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001147E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001148E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001149E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001150E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001151E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001152E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001153E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001154E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001155E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001156E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001157E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001158E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001159E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001160E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001161E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001162E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001163E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001164E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001165E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001166E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
--	--	---

		18001167E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001168E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001169E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001170E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001171E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001172E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001173E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001174E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001175E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001176E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001177E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001178E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001179E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001180E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001181E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001182E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001183E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001184E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001185E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001186E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001187E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001188E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001189E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001190E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001191E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
--	--	---

		18001192E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001193E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001194E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001195E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001196E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001197E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001198E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001199E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001200E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001201E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I 18001202E Fijador externo - Barra extendida Mini fijador externo I 18001203E Fijador externo - Barra extendida Mini fijador externo I 18001204E Fijador externo - Barra extendida Mini fijador externo I 18001205E Fijador externo - Barra extendida Mini fijador externo I 18002001E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002002E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002003E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002004E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002005E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002006E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002007E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002008E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002009E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002010E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002011E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
--	--	---

		18002012E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002013E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002014E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002015E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002016E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002017E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002018E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002019E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002020E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002021E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002022E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002023E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002024E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002025E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002026E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002027E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002028E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002029E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002030E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002031E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002032E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002033E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002034E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002035E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002036E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
--	--	---

		18002037E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002038E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002039E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002040E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002041E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002042E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002043E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002044E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002045E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002046E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002047E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002048E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002049E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002050E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002051E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002052E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002053E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002054E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002055E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002056E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002057E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002058E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002059E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002060E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002061E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
--	--	---

		18002062E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002063E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002064E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002065E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002066E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002067E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002068E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002069E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002070E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002071E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002072E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002073E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002074E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002075E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002076E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002077E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002078E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002079E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002080E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002081E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002082E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002083E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002084E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002085E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002086E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
--	--	---

		18002087E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002088E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002089E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002090E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002091E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002092E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002093E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002094E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002095E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002096E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002097E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002098E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002099E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002100E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002101E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002102E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002103E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002104E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002105E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002106E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002107E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002108E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002109E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002110E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002111E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
--	--	---

		18002112E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002113E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002114E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002115E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002116E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002117E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002118E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002119E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002120E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002121E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002122E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002123E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002124E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002125E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002126E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002127E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002128E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002129E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002130E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002131E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002132E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002133E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002134E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002135E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002136E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
--	--	---

		18002137E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002138E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002139E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002140E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002141E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002142E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002143E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002144E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002145E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002146E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002147E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002148E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002149E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002150E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002151E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002152E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002153E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002154E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002155E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002156E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002157E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002158E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002159E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002160E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002161E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
--	--	---

		18002162E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002163E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002164E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002165E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002166E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002167E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002168E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002169E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002170E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002171E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002172E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002173E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002174E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002175E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002176E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002177E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002178E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002179E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002180E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002181E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002182E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002183E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002184E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002185E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I 18002186E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
--	--	---

		<p>18002187E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002188E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002189E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002190E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002191E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002192E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002193E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002194E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002195E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002196E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002197E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002198E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002199E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002200E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18002201E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I</p> <p>18003001E Fijador externo - Perno de bloqueo canulado Mini fijador externo III</p> <p>18003002E Fijador externo - Tuerca Mini fijador externo III</p> <p>18003003E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo III</p> <p>18003004E Fijador externo - Base Mini fijador externo III</p> <p>18003005E Fijador externo - Abrazadera deslizante Mini fijador externo III</p> <p>18003006E Fijador externo - Base ajustable Mini fijador externo III</p> <p>18004001E Fijador externo - Base Mini fijador externo IV</p> <p>18004002E Fijador externo - Base ajustable Mini fijador externo IV</p> <p>19001001E Fijador externo - Abrazadera ajuste direccional Fijador externo Codo I</p> <p>19001005E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo Codo I</p>
--	--	---

		<p>19001004E Fijador externo - Boque de conexión Fijador externo Codo I</p> <p>19001002E Fijador externo - Bloque punta en esfera doble Fijador externo Codo I</p> <p>19001003E Fijador externo - Eje excéntrico Fijador externo Codo I</p> <p>19001006E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo Codo I</p> <p>19002001E Fijador externo - Eje de rotación ajustable</p> <p>19002002E Fijador externo - Abrazadera ajustable Fijador externo Codo II</p> <p>19002003E Fijador externo - Parte ajustable Fijador externo Codo II</p> <p>19002004E Fijador externo - Clavija de fijación 2x9 Fijador externo Codo II</p> <p>19001002E Fijador externo - Bloque punta en esfera doble Fijador externo Codo III</p> <p>19003001E Fijador externo - Abrazadera de rotación ajustable en L Fijador externo Codo III</p> <p>17015051E Fijador externo - Abrazadera de clavijas 4 orificios</p> <p>17015056E Fijador externo - Barra curva semicircular (M) Ø5</p> <p>17015057E Fijador externo - Barra curva semicircular (S) Ø5</p> <p>17015006E Fijador externo - Barra curva semicircular (S) Ø8</p> <p>17015054E Fijador externo - Barra a barra Ø5/ Ø5</p> <p>17015092E Fijador externo - Conexión Ø5/ Ø8</p> <p>17015058E Fijador externo - Conexión clavija a barra Ø5</p> <p>17015060E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x65</p> <p>17015061E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x100</p> <p>17015062E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x150</p> <p>17015063E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x200</p> <p>17015064E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x250</p> <p>17015065E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x300</p> <p>17015070E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x65</p> <p>17015071E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x 100</p>
--	--	--

		17015072E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x150 17015073E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x200 17015074E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x250 17015075E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x300 17015025E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø8x250 17015080E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x65 17015081E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x100 17015082E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x150 17015083E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x200 17015084E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x250 17015085E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x300 17015052E Fijador externo - Clavija ángulo 30° Ø5 17015090E Fijador externo - Clavija recta Ø5 E INSTRUMENTAL ASOCIADO
--	--	--

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Sistemas de Fijación Interna para Fracturas: Clavijas y Sistemas de fijación externa asociado. Set de Instrumental

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
12-833 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Fractura

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Trauson

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: proporcionar estabilización de las fracturas abiertas y/o inestables y también donde la lesión del tejido blando puede impedir el uso de otros tratamientos de fracturas. Tratamiento de fracturas, osteotomías, artrodesis, corrección de deformidades, revisión de fracturas, procedimientos de reconstrucción ósea, alargamiento de extremidades, procedimientos reconstrucción ósea, alargamiento de extremidades y procedimientos de revisión donde otros tratamientos o dispositivos han fracasado como procedimientos de reconstrucción ósea.

Modelos: 27045150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,0/Ø1,0 150/0
27045250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,0/Ø1,0 250/0
27047150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,2/Ø1,2 150/0
27047250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,2/Ø1,2 250/0
27048150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,4/Ø1,4 150/0
27048250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,4/Ø1,4 250/0
27041150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,6/Ø1,6 150/0

27041250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,6/Ø1,6 250/0
27042150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø2,0/Ø2,0 150/0
27042250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø2,0/Ø2,0 250/0
27043250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø2,5/Ø2,5 250/0
27050250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø3,0/Ø3,0 250/0
27051250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø4,0/Ø4,0 250/0
47045150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,0/Ø1,0 150/0
47045250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,0/Ø1,0 250/0
47047150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,2/Ø1,2 150/0
47047250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,2/Ø1,2 250/0
47048150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,4/Ø1,4 150/0
47048250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,4/Ø1,4 250/0
47041150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,6/Ø1,6 150/0
47041250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø1,6/Ø1,6 250/0
47042150E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø2,0/Ø2,0 150/0
47042250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø2,0/Ø2,0 250/0
47043250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø2,5/Ø2,5 250/0
47050250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø3,0/Ø3,0 250/0
47051250E Clavijas (no estériles) - Clavijas Ø4,0/Ø4,0 250/0
27033001E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA3,3/Ø4,0 70/15
27033002E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA3,3/Ø4,0 80/20
27047001E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA2,5/Ø4,0 70/15
27047002E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA2,5/Ø4,0 80/20
27044070E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA3,0/Ø4,0 70/15
27044080E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA3,0/Ø4,0 80/20
27036002E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 120/30
27036003E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 120/35
27036004E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 150/40
27036005E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 150/50
27036006E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 180/40
27036007E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 180/50
27034090E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 90/30
27034120E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 120/30
27034121E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 120/35
27034150E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 150/40
27034151E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 150/50
27034180E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 180/40
27034181E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 180/50
27037001E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 120/30
27037002E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 120/35
27037003E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 150/40
27037004E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 150/50
27037005E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 180/50
27037006E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 180/60
27037007E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 200/50
27037008E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 200/60
27037009E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 250/50
27037010E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 250/70
27035110E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA6,0/Ø6,0 110/30
27035001E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA6,0/Ø6,0 150/50
27035002E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA6,0/Ø6,0 180/60

27035003E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA6,0/Ø6,0 200/70
27035004E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA6,0/Ø6,0 250/80
47033001E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA3,3/Ø4,0 70/15
47033002E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA3,3/Ø4,0 80/20
47047001E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA2,5/Ø4,0 70/15
47047002E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA2,5/Ø4,0 80/20
47044070E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA3,0/Ø4,0 70/15
47044080E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA3,0/Ø4,0 80/20
47036001E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 90/30
47036002E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 120/30
47036003E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 120/35
47036004E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 150/40
47036005E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 150/50
47036006E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 180/40
47036007E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,0/Ø4,0 180/50
47034090E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 90/30
47034120E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 120/30
47034121E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 120/35
47034150E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 150/40
47034151E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 150/50
47034180E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 180/40
47034181E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA4,5/Ø6,0 180/50
47037001E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 120/30
47037002E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 120/35
47037003E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 150/40
47037004E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 150/50
47037005E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 180/50
47037006E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 180/60
47037007E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 200/50
47037008E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 200/60
47037009E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 250/50
47037010E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA5,0/Ø6,0 250/70
47035110E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA6,0/Ø6,0 110/30
47035001E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA6,0/Ø6,0 150/50
47035002E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA6,0/Ø6,0 180/60
47035003E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA6,0/Ø6,0 200/70
47035004E Clavijas (no estériles) - Clavijas HA6,0/Ø6,0 250/80
17001011E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado I
17001012E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado I
17001013E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado I
17001014E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado I
17001020E Fijador externo - Bloque de fijación Fijador externo enclavado I
17001031E Fijador externo - Deslizador, izquierdo Fijador externo enclavado I
17001032E Fijador externo - Deslizador, izquierdo Fijador externo enclavado I
17001033E Fijador externo - Deslizador, izquierdo Fijador externo enclavado I
17001040E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado I
17001051E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado I
17001052E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado I
17001053E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado I
17001060E Fijador externo - Perno hexagonal M4 Fijador externo enclavado I
17001081E Fijador externo - Deslizador, derecho Fijador externo enclavado I

17001082E Fijador externo - Deslizador, derecho Fijador externo enclavado I
17001083E Fijador externo - Deslizador, derecho Fijador externo enclavado I
17002011E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado II
17002012E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado II
17002013E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado II
17002014E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado II
17002021E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado II
17002022E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado II
17002023E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado II
17002024E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado II
17002025E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado II
17002031E Fijador externo - Bloque de fijación, izquierdo Fijador externo enclavado II
17002032E Fijador externo - Bloque de fijación, izquierdo Fijador externo enclavado II
17002040E Fijador externo - Perno hexagonal M4 Fijador externo enclavado II
17002051E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado II
17002052E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado II
17002061E Fijador externo - Bloque de fijación, derecho Fijador externo enclavado II
17002062E Fijador externo - Bloque de fijación, derecho Fijador externo enclavado II
17003011E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado III
17003012E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado III
17003013E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado III
17003014E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado III
17003021E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III
17003022E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III
17003023E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III
17003024E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III
17003025E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III
17003026E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado III
17003031E Fijador externo - Bloque de fijación, izq Fijador externo enclavado III
17003032E Fijador externo - Bloque de fijación, izq Fijador externo enclavado III
17003033E Fijador externo - Bloque de fijación, izq Fijador externo enclavado III
17003040E Fijador externo - Perno hexagonal M4 Fijador externo enclavado III
17003051E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado III
17003052E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado III
17003061E Fijador externo - Bloque de fijación, derecho Fijador externo enclavado III
17003062E Fijador externo - Bloque de fijación, derecho Fijador externo enclavado III
17003063E Fijador externo - Bloque de fijación, derecho Fijador externo enclavado III
17004011E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado IV
17004012E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado IV
17004013E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado IV
17004014E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado IV
17004021E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado IV
17004022E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado IV
17004023E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado IV
17004024E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado IV
17004040E Fijador externo - Perno hexagonal M4 Fijador externo enclavado IV
17004051E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado IV
17004052E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado IV
17004061E Fijador externo - Tuerca Fijador externo enclavado IV
17004062E Fijador externo - Tuerca Fijador externo enclavado IV
17005001E Fijador externo - Placa de fijación I Fijador externo enclavado V

17005002E Fijador externo - Tuerca de compresión I Fijador externo enclavado V
17005003E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado V
17005004E Fijador externo - Perno hexagonal M4 Fijador externo enclavado V
17005005E Fijador externo - Bloque de fijación Fijador externo enclavado V
17005006E Fijador externo - Placa de fijación 2 Fijador externo enclavado V
17005007E Fijador externo - Tuerca de compresión 2 Fijador externo enclavado V
17005008E Fijador externo - Perno hexagonal Fijador externo enclavado V
17006011E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado VI
17006012E Fijador externo - Placa de fijación Fijador externo enclavado VI
17006021E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado VI
17006022E Fijador externo - Eje roscado Fijador externo enclavado VI
17006030E Fijador externo - Bloque de fijación, izq Fijador externo enclavado VI
17006040E Fijador externo - Bloque hexagonal M4 Fijador externo enclavado VI
17006050E Fijador externo - Tuerca de compresión Fijador externo enclavado VI
17006060E Fijador externo - Bloque de fijación deslizante, derecho Fijador externo enclavado VI
17007001E Fijador externo - Barra de conexión metacarpo Fijador externo enclavado VII
17007002E Fijador externo - Plataforma deslizante Fijador externo enclavado VII
17007003E Fijador externo - Parte principal Fijador externo enclavado VII
17007004E Fijador externo - Tornillo hexagonal Fijador externo enclavado VII
17008001E Fijador externo - Ajustador de distancia Fijador externo enclavado VIII
17008002E Fijador externo - Clavija de fijación Fijador externo enclavado VIII
17008003E Fijador externo - Fijador ajuste dirección Fijador externo enclavado VIII
17008004E Fijador externo - Barra deslizante I Fijador externo enclavado VIII
17008005E Fijador externo - Tornillo hexagonal de ajuste M6 Fijador externo enclavado VIII
17008006E Fijador externo - Barra deslizante II Fijador externo enclavado VIII
17008007E Fijador externo - Tornillo hexagonal M6 Fijador externo enclavado VIII
17008008E Fijador externo - Base compacta Fijador externo enclavado VIII
17008009E Fijador externo - Tornillo hexagonal largo M6 Fijador externo enclavado VIII
17008010E Fijador externo - Bloque de compresión Fijador externo enclavado VIII
17009001E Fijador externo - Fijador esférico de articulación, izq Fijador externo enclavado IX
17009002E Fijador externo - Bucle Fijador externo enclavado IX
17009008E Fijador externo - Espiga a resorte I Fijador externo enclavado IX
17009003E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo enclavado IX
17009004E Fijador externo - Manguito deslizante Fijador externo enclavado IX
17009005E Fijador externo - Fijador esférico de articulación, der Fijador externo enclavado IX
17009006E Fijador externo - Tornillo de bloqueo Fijador externo enclavado IX
17009007E Fijador externo - Ajustador de distancia Fijador externo enclavado IX
17009009E Fijador externo - Espiga a resorte Fijador externo enclavado IX
17010001E Fijador externo - Abrazadera recta Fijador externo enclavado X
17010002E Fijador externo - Eje excéntrico Fijador externo enclavado X
17010003E Fijador externo - Barra ajustable Fijador externo enclavado X
17011001E Fijador externo - Abrazadera en T Fijador externo enclavado XI
17011003E Fijador externo - Eje excéntrico Fijador externo enclavado XI
17011004E Fijador externo - Barra ajustable Fijador externo enclavado XI
17012001E Fijador externo - Abrazadera en Y Fijador externo enclavado XII
17010004E Fijador externo - Barra ajustable Fijador externo enclavado XII
17013001E Fijador externo - Barra 1 Fijador externo enclavado XIII
17013002E Fijador externo - Conector barra Fijador externo enclavado XIII
17013003E Fijador externo - Barra 2 Fijador externo enclavado XIII
17014008E Fijador externo - Tornillo de bloqueo M6 Fijador externo enclavado XIV
17014009E Fijador externo - Abrazadera base Fijador externo enclavado XIV

17014010E Fijador externo - Base soporte Fijador externo enclavado XIV
17014006E Fijador externo - Localizador de articulación ajustable Fijador externo enclavado XIV
17014005E Fijador externo - Perno de bloqueo M8 Fijador externo enclavado XIV
17014003E Fijador externo - Perno de bloqueo M6 Fijador externo enclavado XIV
17014002E Fijador externo - Abrazadera de articulación ajustable Fijador externo enclavado XIV
17014001E Fijador externo - Base articulación ajustable Fijador externo enclavado XIV
17015001E Fijador externo - Abrazadera de múltiples clavijas Fijador externo enclavado XV
17015002E Fijador externo - Clavija ángulo 30° Fijador externo enclavado XV
17015003E Fijador externo - Abrazadera barra a barra Fijador externo enclavado XV
17015004E Fijador externo - Barra curva semi circular Fijador externo enclavado XV
17015005E Fijador externo - Barra curva semicircular (M) Ø8
17015007E Fijador externo - Abrazadera clavija a barra Fijador externo enclavado XV
17015008E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015009E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015010E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015011E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015012E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015013E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015014E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015015E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015016E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015017E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015018E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015019E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015020E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015021E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015022E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015023E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015024E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015025E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015026E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015027E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015028E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015029E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015030E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015031E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015032E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015033E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015034E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015035E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015036E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015037E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015038E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015039E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015040E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015041E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015042E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015043E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015044E Fijador externo - Barra Fijador externo enclavado XV
17015050E Fijador externo - Clavija recta Fijador externo enclavado XV
17015091E Fijador externo - Abrazadera periarticular Fijador externo enclavado XV

17015093E Fijador externo - Tractor de compresión Fijador externo enclavado XV
17016001E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo enclavado XVI
17016002E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo enclavado XVI
17016003E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo enclavado XVI
17016004E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo enclavado XVI
17016005E Fijador externo - Ajustador de distancia Fijador externo enclavado XVI
17016006E Fijador externo - Ajustador de distancia Fijador externo enclavado XVI
17016007E Fijador externo - Abrazadera recta clavija media Fijador externo enclavado XVI
17016008E Fijador externo - Abrazadera recta clavija lateral Fijador externo enclavado XVI
17016009E Fijador externo - Abrazadera en T Fijador externo enclavado XVI
17016010E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016011E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016012E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016013E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016014E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016015E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016016E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016017E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016018E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016019E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016020E Fijador externo - Ajustador de altura Fijador externo enclavado XVI
17016021E Fijador externo - Abrazadera ajuste direccional Fijador externo enclavado XVI
16006110E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006150E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006260E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006261E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006262E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006263E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006264E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006265E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006266E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006267E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006268E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006269E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006270E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006271E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006272E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006273E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006274E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006275E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006276E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006277E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006278E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006279E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006280E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006281E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006282E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006283E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006284E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006285E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006286E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo

16006287E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006288E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006289E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006290E Fijador externo - Estructuras estándar Anillo fijador externo-Anillo
16006310E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006311E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006312E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006313E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006314E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006315E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006316E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006317E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006318E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006319E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006320E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006321E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006322E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006323E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006324E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006325E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006326E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006327E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006328E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006329E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006330E Fijador externo - Estructuras ajustables Anillo fijador externo-Anillo
16006160E Fijador externo - Perno de conexión SW10 Anillo fijador externo-Anillo
16006180E Fijador externo - Perno de fijación-cable ranurado Anillo fijador externo-Anillo
16006190E Fijador externo - Tuerca de bloqueo SW10 Anillo fijador externo-Anillo
16006170E Fijador externo - Perno de fijación, cable ranurado Anillo fijador externo-Anillo
16006301E Fijador externo - Marcador Anillo fijador externo-Anillo
16006302E Fijador externo - Marcador Anillo fijador externo-Anillo
16006303E Fijador externo - Marcador Anillo fijador externo-Anillo
16006304E Fijador externo - Marcador Anillo fijador externo-Anillo
16006305E Fijador externo - Marcador Anillo fijador externo-Anillo
16006390E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006391E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006392E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006393E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006394E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006395E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006396E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006397E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006398E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006399E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006400E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006401E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006402E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006403E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006404E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006405E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo
16006406E Fijador externo - Marco circular, cuatro componentes Anillo fijador externo-semi Anillo

16006477E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006478E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006479E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006480E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006481E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006482E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006483E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006484E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006485E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006486E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006487E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006488E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006489E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006490E Fijador externo - Marco circular Anillo fijador externo-semi Anillo
16006790E Fijador externo - Conector axial fijo Anillo fijador externo-semi Anillo
16006820E Fijador externo - Clavija séxtuple Anillo fijador externo-semi Anillo
16006850E Fijador externo - Tuercas Anillo fijador externo-semi Anillo
16006840E Fijador externo - Clavija con roscas Anillo fijador externo-semi Anillo
16006841E Fijador externo - Clavija con roscas Anillo fijador externo-semi Anillo
16006842E Fijador externo - Clavija con roscas Anillo fijador externo-semi Anillo
16006843E Fijador externo - Clavija con roscas Anillo fijador externo-semi Anillo
16006800E Fijador externo - Conector multiaxial Anillo fijador externo-semi Anillo
16006871E Fijador externo - Manguito para clavija cuádruple Anillo fijador externo-semi Anillo
16006872E Fijador externo - Manguito para clavija cuádruple Anillo fijador externo-semi Anillo
16006873E Fijador externo - Manguito para clavija cuádruple Anillo fijador externo-semi Anillo
16006860E Fijador externo - Clavija cuádruple Anillo fijador externo-semi Anillo
16006830E Fijador externo - Clavija con tuercas Anillo fijador externo-semi Anillo
16006831E Fijador externo - Clavija con tuercas Anillo fijador externo-semi Anillo
16006832E Fijador externo - Clavija con tuercas Anillo fijador externo-semi Anillo
16006833E Fijador externo - Clavija con tuercas Anillo fijador externo-semi Anillo
16006750E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006751E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006752E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006753E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006754E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006755E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006756E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006757E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006758E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006759E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006760E Fijador externo - Perno hexagonal M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006780E Fijador externo - Placa de conexión 90° Anillo fijador externo-semi Anillo
16006770E Fijador externo - Bloque de conexión Anillo fijador externo-semi Anillo
16006650E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006651E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006652E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006653E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006654E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006655E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006656E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo
16006657E Fijador externo - Eje completamente roscado M6 Anillo fijador externo-semi Anillo

16006140E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006141E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006142E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006143E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006144E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006145E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006146E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006147E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006148E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006149E Fijador externo - Marco circular, seis componentes Anillo fijador externo-Anillo
16006810E Fijador externo - Placa de conexión con múltiples orificios Anillo fijador externo-Anillo

pie

16006500E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006501E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006502E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006503E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006504E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006505E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006506E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006507E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006508E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006509E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006510E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006511E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006512E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006513E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006514E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006515E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006516E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006517E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006518E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006519E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006520E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006521E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006522E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006523E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006524E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006525E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006526E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006527E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006528E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006529E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006530E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006531E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006532E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006533E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006534E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006535E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006536E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006537E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006538E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie

16006539E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006540E Fijador externo - Marco en N Anillo fijador externo-Anillo pie
16006880E Fijador externo - Perno de fijación clavija ranurada Anillo fijador externo-Anillo pie
16006881E Fijador externo - Perno de fijación clavija ranurada Anillo fijador externo-Anillo pie
16006882E Fijador externo - Perno de fijación clavija ranurada Anillo fijador externo-Anillo pie
18001001E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001002E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001003E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001004E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001005E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001006E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001007E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001008E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001009E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001010E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001011E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001012E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001013E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001014E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001015E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001016E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001017E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001018E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001019E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001020E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001021E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001022E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001023E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001024E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001025E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001026E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001027E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001028E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001029E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001030E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001031E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001032E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001033E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001034E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001035E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001036E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001037E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001038E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001039E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001040E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001041E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001042E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001043E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001044E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001045E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I
18001046E Fijador externo - Conector Mutiaxial Mini fijador externo I

18002199E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
18002200E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
18002201E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo I
18003001E Fijador externo - Perno de bloqueo canulado Mini fijador externo III
18003002E Fijador externo - Tuerca Mini fijador externo III
18003003E Fijador externo - Tornillo ajuste de distancia Mini fijador externo III
18003004E Fijador externo - Base Mini fijador externo III
18003005E Fijador externo - Abrazadera deslizante Mini fijador externo III
18003006E Fijador externo - Base ajustable Mini fijador externo III
18004001E Fijador externo - Base Mini fijador externo IV
18004002E Fijador externo - Base ajustable Mini fijador externo IV
19001001E Fijador externo - Abrazadera ajuste direccional Fijador externo Codo I
19001005E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo Codo I
19001004E Fijador externo - Boque de conexión Fijador externo Codo I
19001002E Fijador externo - Bloque punta en esfera doble Fijador externo Codo I
19001003E Fijador externo - Eje excéntrico Fijador externo Codo I
19001006E Fijador externo - Barra deslizante Fijador externo Codo I
19002001E Fijador externo - Eje de rotación ajustable
19002002E Fijador externo - Abrazadera ajustable Fijador externo Codo II
19002003E Fijador externo - Parte ajustable Fijador externo Codo II
19002004E Fijador externo - Clavija de fijación 2x9 Fijador externo Codo II
19001002E Fijador externo - Bloque punta en esfera doble Fijador externo Codo III
19003001E Fijador externo - Abrazadera de rotación ajustable en L Fijador externo Codo III
17015051E Fijador externo - Abrazadera de clavijas 4 orificios
17015056E Fijador externo - Barra curva semicircular (M) Ø5
17015057E Fijador externo - Barra curva semicircular (S) Ø5
17015006E Fijador externo - Barra curva semicircular (S) Ø8
17015054E Fijador externo - Barra a barra Ø5/ Ø5
17015092E Fijador externo - Conexión Ø5/ Ø8
17015058E Fijador externo - Conexión clavija a barra Ø5
17015060E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x65
17015061E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x100
17015062E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x150
17015063E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x200
17015064E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x250
17015065E Fijador externo - Barra de conexión aluminio Ø5x300
17015070E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x65
17015071E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x 100
17015072E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x150
17015073E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x200
17015074E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x250
17015075E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø5x300
17015025E Fijador externo - Barra de conexión Peek Ø8x250
17015080E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x65
17015081E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x100
17015082E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x150
17015083E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x200
17015084E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x250
17015085E Fijador externo - Barra de conexión acero inoxidable Ø5x300
17015052E Fijador externo - Clavija ángulo 30° Ø5
17015090E Fijador externo - Clavija recta Ø5

E INSTRUMENTAL ASOCIADO

Período de vida útil: no corresponde

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: no corresponde

Forma de presentación: 1 unidad

Método de esterilización: no corresponde

Nombre del fabricante: TRAUSON (China) Medical Instrument CO., Ltd.

Lugar de elaboración: NO. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech Industrial Xone, 213164, Changzhou City, Jiangsu Province, P.R. China

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 2318/02 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 08 septiembre 2021.

Dirección Evaluación y Registro de Productos
Médicos
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos
ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 08 septiembre 2021



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 30375