



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Calidad en Salud  
A.N.M.A.T.

## CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 2022-73#0003

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 2022-73 aprobado según:

Disposición autorizante N° 7283/2018 de fecha 23 julio 2018

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: dc 00

dc 01

dc 2022-73#0002

dj 2022-73#0001

Del siguiente/s dato/s característico/s:

<b>DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR</b>	<b>DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA</b>	<b>MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA</b>
Forma de presentación	unitaria x 2 unidades x 3 unidades x 4 unidades x 7 unidades	unitaria x 2 unidades x 3 unidades x 4 unidades x 5 unidades x 7 unidades x 10 unidades
Nombre del fabricante	1. CONMED CORPORATION 2. Linvatec Corporation d/b/a ConMed Linvatec	1. CONMED CORPORATION 2. Linvatec Corporation d/b/a ConMed Linvatec 3. Riverpoint Medical LLC 4. MECTALENT LTD
Lugar de elaboración	1. 525 French Road, Utica, Nueva York, Estados Unidos de América. 13502.	1. 525 French Road, Utica, Nueva York, Estados Unidos de América. 13502. 2. 11311 Concept Boulevard LARGO, Florida,

	2. 11311 Concept Boulevard LARGO, Florida, Estados Unidos de América. 33773.	Estados Unidos de América. 33773. 3. 825 NE 25th Ave Portland, OR USA 97232 4. Veistamotie 15 Oulu, Kainuu Finlandia FI- 90620
Modelos	121510 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X 10MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 10MM 121520 SMART PIN. DIAMETER 1.5 X 20MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 20MM 121530 SMART PIN. DIAMETER 1.5 X30MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 30MM 121540 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X40MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 40MM 121550 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X 50MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 50MM 121560 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X60MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 60MM 121570 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X 70MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 70MM 122020 SMART PIN, DIAMETER 2.0 X 20MM - SMART PIN, DIÁMETRO 2,0 X 20MM 122025 SMART PIN, DIAMETER 2.0 X 25MM - SMART PIN, DIÁMETRO 2,0 X 25MM 122030 SMART PIN. DIAMETER 2.0 X 30MM - SMART PIN, DIÁMETRO 2,0 X 30MM 122035 SMARTPIN DIAMETER 2.0 x 35MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X 35MM 122040 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X40MM -	121510 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X 10MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 10MM 121520 SMART PIN. DIAMETER 1.5 X 20MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 20MM 121530 SMART PIN. DIAMETER 1.5 X30MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 30MM 121540 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X40MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 40MM 121550 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X 50MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 50MM 121560 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X60MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 60MM 121570 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X 70MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 70MM 122020 SMART PIN, DIAMETER 2.0 X 20MM - SMART PIN, DIÁMETRO 2,0 X 20MM 122025 SMART PIN, DIAMETER 2.0 X 25MM - SMART PIN, DIÁMETRO 2,0 X 25MM 122030 SMART PIN. DIAMETER 2.0 X 30MM - SMART PIN, DIÁMETRO 2,0 X 30MM 122040 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X40MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X X40MM 122050 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X 50MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X 50MM 122060 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X60MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X X60MM 122070 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X 70MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X 70MM 231020M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 20MM 231025M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 25MM 231030M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 30MM 231035M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 35MM 231120M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO

<p>SMARTPIN, DIAMETRO 2,0 X X40MM 122050 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X 50MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X 50MM 122060 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X60MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X X60MM 122070 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X 70MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X 70MM 231020M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 20MM 231025M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 25MM 231030M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 30MM 231035M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 35MM 231120M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 20MM 231125M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 25MM</p>	<p>INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 20MM 231125M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 25MM 231130M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 30MM 231135M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 35MM 235015M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 15MM 235020M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 20MM 235025M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 25MM 235030M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 30MM 235515M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 15MM 235520M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 20MM 235525M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 25MM 235530M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 30MM 236015M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 15MM</p>
---	--

231130M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 30MM	236020M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 20MM
231135M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 35MM	236025M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 25MM
235015M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 15MM	236030M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 30MM
235020M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 20MM	236515M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 15MM
235025M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 25MM	236520M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 20MM
235030M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 30MM	236525M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 25MM
235515M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 15MM	236530M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 30MM
235520M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 20MM	237020M5 GENESYS MATRYX 7.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 7,0 X 20MM
235525M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 25 MM	237025M5 GENESYS MATRYX 7.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 7,0 X 25MM
	237030M5 GENESYS MATRYX 7.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 7,0 X 30MM
	238020M5 GENESYS MATRYX 8 0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 20MM
	238025M5 GENESYS MATRYX 8.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 25MM
	238030M5 GENESYS MATRYX 8.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO

<p>INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 25MM 235530M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 30MM 236015M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 15MM 236020M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 20MM 236025M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 25MM 236030M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 30MM 236515M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 15MM 236520M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 20MM 236525M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL</p>	<p>INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 30MM 238035M5 GENESYS MATRYX 8.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 35MM 239020M5 GENESYS MATRYX 9.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 20MM 239025M5 GENESYS MATRYX 9.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 25MM 239030M5 GENESYS MATRYX 9.0X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 30MM 239035M5 GENESYS MATRYX 9.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 35MM 531516 SMARTNAIL DIAMETER 1.5 X 16 MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 1,5 X 16 MM 531520 SMARTNAIL DIAMETER 1.5 X 20MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 1,5 X 20MM 531525 SMARTNAIL DIAMETER 1.5 X 25MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 1,5 X 25MM 532416 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 16MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 16MM 532425 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 25MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 25MM 532435 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 35MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 35MM 532445 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 45MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 45MM 8536 HI-FI SUTURE WITH DOUBLE ARMED MENISCAL NEEDLES - SUTURA HI-FI CON AGUJAS DOBLES DE MENISCOS 8720 9MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANGULAR, 9MM 8722 10MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANCULAR, 10MM 8724 11MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE INJERTO DE TENDÓN</p>
---	---

<p>GENESYS MATRYX 6,5 X 25MM 236530M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 30MM 237020M5 GENESYS MATRYX 7.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 7,0 X 20MM 237025M5 GENESYS MATRYX 7.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 7,0 X 25MM 237030M5 GENESYS MATRYX 7.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 7,0 X 30MM 238020M5 GENESYS MATRYX 8 0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 20MM 238025M5 GENESYS MATRYX 8.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 25MM 238030M5 GENESYS MATRYX 8.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 30MM 238035M5 GENESYS MATRYX 8.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 35MM</p>	<p>ROTULIANO RECTANCULAR, 11MM 8726 12MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANCULAR, 12MM 8731 PINN-ACL CRUCIATE GUIDE - GUÍA PARA LIGAMENTOS CRUZADOS PINN-ACL 8820 ANATOMIC ACL DISPOSABLE KIT - KIT DESCARTABLE PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, ANATÓMICO 8821 UNIVERSAL ACL DISPOSABLE KIT - KIT DESCARTABLE PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, UNIVERSAL 901201 CONMED MIXING AND DELIVERY KIT - KIT DE MEZCLA Y ADMINISTRACIÓN CONMED AA1520-07 K-WIRE, 1,5 MM X 170MM, 2 EA - ALAMBRE KIRSCHNER, 1,5MM X 170MM, CANTIDAD 2 BXS6000 1.5MM KIT, K-WIRE, DIAMETER 1.5L 114.3MM , QTY 2 - ALAMBRE KIRCHNER 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 114,3 MM, CANTIDAD 2 BXS6114 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 14MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 14MM BXS6116 1.5MM BONE FIXATIONN KIT, DIAMETER 1.5 X 16MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 16MM BXS6118 1.5MM BONE FIXATION KIT. DIAMETER 1.5 X 18MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA, DIÁMETRO 1,5 X 18MM BXS6120 1.5MM BONE FIXATION KIT. DIAMETER 1.5 X 20MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA, DIÁMETRO 1,5 X 20MM BXS6125 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 25MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 25MM BXS6216 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 16MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 16MM, CANTIDAD 2 BXS6218 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 18MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 18MM, CANTIDAD 2 BXS6220 1.5MM BONE FIXATION KIT,</p>
--	--

239020M5 GENESYS MATRYX 9.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 20MM	DIAMETER 1.5 X 20MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 20MM, CANTIDAD 2
239025M5 GENESYS MATRYX 9.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 25MM	BXS6225 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 25MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 25MM, CANTIDAD 2
239030M5 GENESYS MATRYX 9.0X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 30MM	C8010 BIOSCREW 7MM X 20MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL
239035M5 GENESYS MATRYX 9.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 35MM	BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 20MM C8011 BIOSCREW 7MM X 25MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL
531516 SMARTNAIL DIAMETER 1.5 X 16 MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 1,5 X 16 MM	BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 25MM C8012 BIOSCREW 7MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL
531520 SMARTNAIL DIAMETER 1.5 X 20MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 1,5 X 20MM	BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 30MM C8013 BIOSCREW 9MM X 20MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL
531525 SMARTNAIL DIAMETER 1.5 X 25MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 1,5 X 25MM	BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 20MM C8014 BIOSCREW 9MM X 25MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL
532416 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 16MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 16MM	BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 25MM C8015 BIOSCREW 9MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL
532425 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 25MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 25MM	BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 30MM C8017 BIOSCREW 8MM X 20MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL
532435 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 35MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 35MM	BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 20MM C8018 BIOSCREW 8MM X 25MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL
532445 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 45MM -	BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 25MM C8019 BIOSCREW 8MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL
	BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 30MM C8022 BIOSCREW 10MM X 25MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL
	BIOABSORBIBLE BIOSCREW 10MM X 25MM C8023 BIOSCREW 10MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL

<p>SMARTNAIL DIAMETRO 2,4 X 45MM</p> <p>8536 HI-FI SUTURE WITH DOUBLE ARMED MENISCAL NEEDLES - SUTURA HI-FI CON AGUJAS PARA REPARACIÓN DE MENISCOS DE DOS BRAZOS</p> <p>8719 PINSLEEVE, PCG, LASER ETCH - FUNDA DE PERNO, PSG, CON GRABADO LÁSER</p> <p>8720 9MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANGULAR, 9MM</p> <p>8722 10MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANCULAR, 10MM</p> <p>8724 11MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANCULAR, 11MM</p> <p>8726 12MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANCULAR, 12MM</p> <p>8731 PINN-ACL CRUCIATE GUIDE - GUÍA PARA LIGAMENTOS CRUZADOS PINN-ACL</p> <p>8777 ACL BONE PLUG - TAPÓN ÓSEO LCA</p> <p>8820 ANATOMIC ACL DISPOSABLE KIT - KIT DESCARTABLE PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, ANATÓMICO</p> <p>8821 UNIVERSAL ACL DISPOSABLE KIT - KIT DESCARTABLE PARA</p>	<p>BIOABSORBIBLE BIOSCREW 10MM X 30MM</p> <p>C8024 BIOSCREW 11 MM X 25MM.</p> <p>BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL</p> <p>BIOABSORBIBLE BIOSCREW 11MM X 25MM</p> <p>C8025 BIOSCREW 11 MM X 30MM</p> <p>BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL</p> <p>BIOABSORBIBLE BIOSCREW 11MM X 30MM</p> <p>C8027 BIOSCREW XTRALOK 9MM X 35MM - VIOLET BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 9MM X 35MM - VIOLETA</p> <p>C8028 BIOSCREW XTRALOK 10MM X 35MM - VIOLET BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 10MM X 35MM - VIOLETA</p> <p>C8029 BIOSCREW XTRALOK 11 MM X 35MM - VIOLET BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 11MM X 35MM - VIOLETA</p> <p>C8030 BIOSCREW 7MM X 20MM</p> <p>BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 20MM</p> <p>C8031 BIOSCREW 7MM X 25MM</p> <p>BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 25MM</p> <p>C8032 BIOSCREW 7MM X 30MM</p> <p>BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 30MM</p> <p>C8033 BIOSCREW 9MM X 20MM</p> <p>BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 20MM</p> <p>C8034 BIOSCREW 9MM X 25MM</p> <p>BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 25MM</p> <p>C8035 BIOSCREW 9MM X 30MM</p> <p>BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 30MM</p> <p>C8037 BIOSCREW 8MM X 20MM</p> <p>BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 20MM</p> <p>C8038 BIOSCREW 8MM X 25MM</p>
---	--

	<p>LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, UNIVERSAL 901201 CONMED MIXING AND DELIVERY KIT - KIT DE MEZCLA Y ADMINISTRACIÓN CONMED AA1520-07 K-WIRE, 1,5 MM X 170MM, 2 EA - ALAMBRE KIRSCHNER, 1,5MM X 170MM, CANTIDAD 2 BXS6000 1.5MM KIT, K-WIRE, DIAMETER 1.5L 114.3MM , QTY 2 - ALAMBRE KIRCHNER 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 114,3 MM, CANTIDAD 2 BXS6114 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 14MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 14MM BXS6116 1.5MM BONE FIXATIONN KIT, DIAMETER 1.5 X 16MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 16MM BXS6118 1.5MM BONE FIXATION KIT. DIAMETER 1.5 X 18MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA, DIÁMETRO 1,5 X 18MM BXS6120 1.5MM BONE FIXATION KIT. DIAMETER 1.5 X 20MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA, DIÁMETRO 1,5 X 20MM BXS6125 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 25MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 25MM BXS6216 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 16MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 16MM, CANTIDAD 2 BXS6218 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 18MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM,</p>	<p>BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 25MM C8039 BIOSCREW 8MM X 30MM BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 30MM C8040 BIOSCREW XTRALOK 9MM X 40MM - VIOLET, BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 9MM X 40MM - VIOLETA C8041 BIOSCREW XTRALOK 10MM X 40MM - VIOLET, BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 10MM X 40MM - VIOLETA C8042 BIOSCREW XTRALOK 11MM X 40MM - VIOLET, BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 11MM X 40MM - VIOLETA C8043 BIOSCREW XTRALOK 8 X 40MM - VIOLET, BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO BIOABSORBIBLE XTRALOK 8MM X 40MM - VIOLETA C8044 BIOSCREW XTRALOK 8 X 35MM - VIOLET. BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO XTRALOK 8MM X 35MM - VIOLETA, TORNILLO BIOABSORBIBLE CPP-4015 PINN-ACL CROSSPIN SYSTEM, 40MM (15MM) CROSSPIN - SISTEMA PINN-ACL, 40MM (15MM) CROSSPIN KS-ALB GRAFTMAX BUTTON ALB (ADJUSTABLE LOOP BUTTON) - BOTÓN ALB (BOTÓN CON BUCLE AJUSTABLE) GRAFTMAX KS-BCA GRAFTMAX BUTTON CRADLE - EXTENSOR DEL BOTÓN GRAFTMAX KS-BTB GRAFTMAX BUTTON BTB (BONE TENDON BONE) - BOTÓN BTP (HUESO TENDÓN HUESO) GRAFTMAX MR003C SEQUENT MENISCAL REPAIR DEVICE, CURVED NEEDLE, 3 IMPLANTS - DISPOSITIVO PARA REPARACIÓN DE MENISCOS SEQUENT, AGUJA CURVA, 3 IMPLANTES MR004C SEQUENT MENISCAL REPAIR DEVICE. CURVED NEEDLE. 4 IMPLANTS - DISPOSITIVO PARA REPARACIÓN DE MENISCOS SEQUENT, AGUJA CURVA, 4 IMPLANTES MR007C SEQUENT MENISCAL REPAIR</p>
--	---	--

	<p>DIAMETRO 1,5 X 18MM, CANTIDAD 2 BXS6220 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 20MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 20MM, CANTIDAD 2 BXS6225 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 25MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 25MM, CANTIDAD 2 C8010 BIOSCREW 7MM X 20MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 20MM C8011 BIOSCREW 7MM X 25MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 25MM C8012 BIOSCREW 7MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 30MM C8013 BIOSCREW 9MM X 20MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 20MM C8014 BIOSCREW 9MM X 25MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 25MM C8015 BIOSCREW 9MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 30MM</p>	<p>DEVICE, CURVED NEEDLE, 7 IMPLANTS - DISPOSITIVO PARA REPARACIÓN DE MENISCOS SEQUENT, AGUJA CURVA, 7 IMPLANTES TMS70 7/8 MM GENESYS MATRYX/MATRYX INTERFERENCE SCREW TAP, SHORT MODULAR - MACHO ROSCADOR PARA TORNILLO INTERFERENCIAL MATRIX, 7/8MM TS8850 CONCEPT GRAFIX TENDON STRIPPER, 7,0 MM - SEPARADOR DE TENDONES CONCEPT GRAFIX, 7,0MM INSTRUMENTAL ASOCIADO</p>
--	--	---

C8017 BIOSCREW 8MM X  
20MM BIOABSORBABLE  
INTERFERENCE SCREW -  
TORNILLO INTERFERENCIAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
8MM X 20MM

C8018 BIOSCREW 8MM X  
25MM BIOABSORBABLE  
INTERFERENCE SCREW -  
TORNILLO INTERFERENCIAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
8MM X 25MM

C8019 BIOSCREW 8MM X  
30MM BIOABSORBABLE  
INTERFERENCE SCREW -  
TORNILLO INTERFERENCIAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
8MM X 30MM

C8022 BIOSCREW 10MM X  
25MM BIOABSORBABLE  
INTERFERENCE SCREW -  
TORNILLO INTERFERENCIAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
10MM X 25MM

C8023 BIOSCREW 10MM X  
30MM BIOABSORBABLE  
INTERFERENCE SCREW -  
TORNILLO INTERFERENCIAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
10MM X 30MM

C8024 BIOSCREW 11 MM X  
25MM. BIOABSORBABLE  
INTERFERENCE SCREW -  
TORNILLO INTERFERENCIAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
11MM X 25MM

C8025 BIOSCREW 11 MM X  
30MM BIOABSORBABLE  
INTERFERENCE SCREW -  
TORNILLO INTERFERENCIAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
11MM X 30MM

C8027 BIOSCREW XTRALOK  
9MM X 35MM -VIOLET  
BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE  
BIOSCREW XTRALOK 9MM X  
35MM - VIOLETA

C8028 BIOSCREW XTRALOK  
10MM X 35MM - VIOLET

BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE  
BIOSCREW XTRALOK 10MM  
X 35MM - VIOLETA  
C8029 BIOSCREW XTRALOK  
11 MM X 35MM - VIOLET  
BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE  
BIOSCREW XTRALOK 11MM  
X 35MM - VIOLETA  
C8030 BIOSCREW 7MM X  
20MM BIOABSORBABLE  
FEMORAL SCREW -  
TORNILLO FEMORAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
7MM X 20MM  
C8031 BIOSCREW 7MM X  
25MM BIOABSORBABLE  
FEMORAL SCREW -  
TORNILLO FEMORAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
7MM X 25MM  
C8032 BIOSCREW 7MM X  
30MM BIOABSORBABLE  
FEMORAL SCREW -  
TORNILLO FEMORAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
7MM X 30MM  
C8033 BIOSCREW 9MM X  
20MM BIOABSORBABLE  
FEMORAL SCREW -  
TORNILLO FEMORAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
9MM X 20MM  
C8034 BIOSCREW 9MM X  
25MM BIOABSORBABLE  
FEMORAL SCREW -  
TORNILLO FEMORAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
9MM X 25MM  
C8035 BIOSCREW 9MM X  
30MM BIOABSORBABLE  
FEMORAL SCREW -  
TORNILLO FEMORAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
9MM X 30MM  
C8037 BIOSCREW 8MM X  
20MM BIOABSORBABLE  
FEMORAL SCREW -  
TORNILLO FEMORAL

BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
8MM X 20MM  
C8038 BIOSCREW 8MM X  
25MM BIOABSORBABLE  
FEMORAL SCREW -  
TORNILLO FEMORAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
8MM X 25MM  
C8039 BIOSCREW 8MM X  
30MM BIOABSORBABLE  
FEMORAL SCREW -  
TORNILLO FEMORAL  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW  
8MM X 30MM  
C8040 BIOSCREW XTRALOK  
9MM X 40MM - VIOLET,  
BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE  
BIOSCREW XTRALOK 9MM X  
40MM - VIOLETA  
C8041 BIOSCREW XTRALOK  
10MM X 40MM - VIOLET,  
BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE  
BIOSCREW XTRALOK 10MM  
X 40MM - VIOLETA  
C8042 BIOSCREW XTRALOK  
11MM X 40MM - VIOLET,  
BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE  
BIOSCREW XTRALOK 11MM  
X 40MM - VIOLETA  
C8043 BIOSCREW XTRALOK  
8 X 40MM - VIOLET,  
BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE  
XTRALOK 8MM X 40MM -  
VIOLETA  
C8044 BIOSCREW XTRALOK  
8 X 35MM - VIOLET.  
BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO XTRALOK 8MM X  
35MM - VIOLETA, TORNILLO  
BIOABSORBIBLE  
CPH-8000 8MM PINN-ACL  
CROSS PIN SYSTEM, GRAFT  
HARNESS WZ CANNULA -  
SISTEMA PINN-ACL  
CROSSPIN 8MM, ARNÉS DE  
INJERTO CON CÁNULA

CPH-9000 9MM PINN-ACL  
 CROSSPIN SYSTEM. GRAFT  
 HARNESS WZCANNULA -  
 SISTEMA PINN-ACL  
 CROSSPIN, 9MM ARNÉS DE  
 INJERTO CON CÁNULA  
 CPP-4015 PINN-ACL  
 CROSSPIN SYSTEM, 40MM  
 (15MM) CROSSPIN -  
 SISTEMA PINN-ACL, 40MM  
 (15MM) CROSSPIN  
 CPP-4520 PINN-ACL  
 CROSSPIN SYSTEM, 45MM  
 (20MM) CROSSPIN -  
 SISTEMA PINN-ACL, 45MM  
 (20MM) CROSSPIN  
 CPP-5025 PINN-ACL  
 CROSSPIN SYSTEM, 50MM  
 (25MM) CROSSPIN -  
 SISTEMA PINN-ACL, 50MM  
 (25MM) CROSSPIN  
 KS-ALB GRAFTMAX BUTTON  
 ALB (ADJUSTABLE LOOP  
 BUTTON) - BOTÓN ALB  
 (BOTÓN CON BUCLE  
 AJUSTABLE) GRAFTMAX  
 KS-BCA GRAFTMAX BUTTON  
 CRADLE - EXTENSOR DEL  
 BOTÓN GRAFTMAX  
 KS-BTB GRAFTMAX BUTTON  
 BTB (BONE TENDON BONE) -  
 BOTÓN BTP (HUESO  
 TENDÓN HUESO)  
 GRAFTMAX  
 MR003C SEQUENT  
 MENISCAL REPAIR DEVICE,  
 CURVED NEEDLE, 3  
 IMPLANTS - DISPOSITIVO  
 PARA REPARACIÓN DE  
 MENISCOS SEQUENT,  
 AGUJA CURVA, 3  
 IMPLANTES  
 MR004C SEQUENT  
 MENISCAL REPAIR DEVICE.  
 CURVED NEEDLE. 4  
 IMPLANTS - DISPOSITIVO  
 PARA REPARACIÓN DE  
 MENISCOS SEQUENT,  
 AGUJA CURVA, 4  
 IMPLANTES

	<p>MR007C SEQUENT  MENISCAL REPAIR DEVICE,  CURVED NEEDLE, 7  IMPLANTS - DISPOSITIVO  PARA REPARACIÓN DE  MENISCOS SEQUENT,  AGUJA CURVA, 7  IMPLANTES  TMS70 7/8 MM GENESYS  MATRYX/MATRYX  INTERFERENCE SCREW  TAP, SHORT MODULAR -  MACHO ROSCADOR PARA  TORNILLO INTERFERENCIAL  MATRIX, 7/8MM  TS8850 CONCEPT GRAFIX  TENDON STRIPPER, 7,0 MM -  SEPARADOR DE TENDONES  CONCEPT GRAFIX, 7,0MM  INSTRUMENTAL ASOCIADO</p>	
<p>Período de vida  útil</p>	<p>Implantes:</p> <p>5 años:121510, 121520,  121530, 121540, 121550,  121560, 121570, 122020,  122025, 122030, 122035,  122040, 122050, 122060,  122070, 231020M5,  231025M5, 231030M5,  231035M5, 231120M5,  231125M5, 231130M5,  231135M5, 235015M5,  235020M5, 235025M5,  235030M5, 235515M5,  235520M5, 235525M5,  235530M5, 236015M5,  236020M5, 236025M5,  236030M5, 236515M5,  236520M5, 236525M5,  236530M5, 237020M5,  237025M5, 237030M5,  238020M5, 238025M5,  238030M5, 38035M5,  239020M5, 239025M5,  239030M5, 239035M5, 8536,  901201, KS-ALB, KS-BCA, KS-  BTB, MR003C, MR004C,  MR007C</p> <p>3 años: 531516, 531520,</p>	<p>Implantes:</p> <p>5 años:121510, 121520, 121530, 121540,  121550, 121560, 121570, 122020, 122025,  122030, 122040, 122050, 122060, 122070,  231020M5, 231025M5, 231030M5,  231035M5, 231120M5, 231125M5,  231130M5, 231135M5, 235015M5,  235020M5, 235025M5, 235030M5,  235515M5, 235520M5, 235525M5,  235530M5, 236015M5, 236020M5,  236025M5, 236030M5,236515M5, 236520M5,  236525M5, 236530M5, 237020M5,  237025M5, 237030M5, 238020M5,  238025M5, 238030M5, 38035M5, 239020M5,  239025M5, 239030M5, 239035M5, 8536,  901201, KS-ALB, KS-BCA, KS-BTB, MR003C,  MR004C, MR007C</p> <p>3 años: 531516, 531520, 531525, 532416,  532425, 532435, 532445, BXS6000,  BXS6114, BXS6116, BXS6118, BXS6120,  BXS6125, BXS6216, BXS6218, BXS6220,  BXS6225, C8010, C8011, C8012, C8013,  C8014, C8015, C8017, C8018, C8019, C8022,  C8023, C8024, C8025, C8027, C8028, C8029,  C8030, C8031, C8032, C8033, C8034, C8035,  C8037, C8038, C8039, C8040, C8041, C8042,  C8043, C8044, CPP-4015</p>

<p>531525, 532416, 532425, 532435, 532445, BXS6000, BXS6114, BXS6116, BXS6118, BXS6120, BXS6125, BXS6216, BXS6218, BXS6220, BXS6225, C8010, C8011, C8012, C8013, C8014, C8015, C8017, C8018, C8019, C8022, C8023, C8024, C8025, C8027, C8028, C8029, C8030, C8031, C8032, C8033, C8034, C8035, C8037, C8038, C8039, C8040, C8041, C8042, C8043, C8044, CPH-8000, CPH-9000, CPP-4015, CPP- 4520, CPP-5025</p> <p>1,5 años: 8820, 8821</p> <p>Instrumental no estéril: N/A</p> <p>Instrumental estéril: 5 años</p>	<p>1,5 años: 8820, 8821</p> <p>Instrumental no estéril: N/A</p> <p>Instrumental estéril: 5 años</p>
--	---

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: ARTROSCOPIA DE RODILLA BIOABSORBIBLE

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
16-027 Sistemas ortopédicos de fijación interna

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ConMed®, Linvatec®

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: Proporcionar fijación de interferencia en la reconstrucción de los ligamentos cruzados anterior y posterior utilizando injertos de hueso-tendón-hueso y para la fijación femoral y/o tibial en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior utilizando un injerto de tejido blando. La implantación del tornillo de interferencia se realiza mediante artroscopía o artrotomía. Para unir el tejido blando al hueso en los procedimientos quirúrgicos ortopédicos. Para la fijación de fragmentos de huesos fracturados sin apoyo de peso, osteotomías y artrodesis, por ejemplo en la fijación de fragmentos apicales, fragmentos osteocondrales y fragmentos de huesos esponjosos sin apoyo de peso en presencia de un dispositivo ortopédico y/o inmovilización adecuados.

Modelos: 121510 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X 10MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 10MM  
121520 SMART PIN. DIAMETER 1.5 X 20MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 20MM  
121530 SMART PIN. DIAMETER 1.5 X30MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 30MM  
121540 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X40MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 40MM  
121550 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X 50MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 50MM  
121560 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X60MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 60MM  
121570 SMART PIN, DIAMETER 1.5 X 70MM - SMART PIN, DIÁMETRO 1,5 X 70MM  
122020 SMART PIN, DIAMETER 2.0 X 20MM - SMART PIN, DIÁMETRO 2,0 X 20MM  
122025 SMART PIN, DIAMETER 2.0 X 25MM - SMART PIN, DIÁMETRO 2,0 X 25MM  
122030 SMART PIN. DIAMETER 2.0 X 30MM - SMART PIN, DIÁMETRO 2,0 X 30MM

122040 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X40MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X X40MM  
122050 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X 50MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X 50MM  
122060 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X60MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X X60MM  
122070 SMARTPIN DIAMETER 2.0 X 70MM - SMARTPIN, DIÁMETRO 2,0 X 70MM  
231020M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 20MM  
231025M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 25MM  
231030M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 30MM  
231035M5 GENESYS MATRYX 10.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 10,0 X 35MM  
231120M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 20MM  
231125M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 25MM  
231130M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 30MM  
231135M5 GENESYS MATRYX 11.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 11,0 X 35MM  
235015M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 15MM  
235020M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 20MM  
235025M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 25MM  
235030M5 GENESYS MATRYX 5.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,0 X 30MM  
235515M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 15MM  
235520M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 20MM  
235525M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 25MM  
235530M5 GENESYS MATRYX 5.5 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 5,5 X 30MM  
236015M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 15MM  
236020M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 20MM  
236025M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 25MM  
236030M5 GENESYS MATRYX 6.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,0 X 30MM  
236515M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 15 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 15MM  
236520M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 20MM  
236525M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 25MM  
236530M5 GENESYS MATRYX 6.5 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO

INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 6,5 X 30MM  
237020M5 GENESYS MATRYX 7.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 7,0 X 20MM  
237025M5 GENESYS MATRYX 7.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 7,0 X 25MM  
237030M5 GENESYS MATRYX 7.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 7,0 X 30MM  
238020M5 GENESYS MATRYX 8 0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 20MM  
238025M5 GENESYS MATRYX 8.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 25MM  
238030M5 GENESYS MATRYX 8.0 X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 30MM  
238035M5 GENESYS MATRYX 8.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 8,0 X 35MM  
239020M5 GENESYS MATRYX 9.0 X 20 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 20MM  
239025M5 GENESYS MATRYX 9.0 X 25 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 25MM  
239030M5 GENESYS MATRYX 9.0X 30 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 30MM  
239035M5 GENESYS MATRYX 9.0 X 35 MM INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL GENESYS MATRYX 9,0 X 35MM  
531516 SMARTNAIL DIAMETER 1.5 X 16 MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 1,5 X 16 MM  
531520 SMARTNAIL DIAMETER 1.5 X 20MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 1,5 X 20MM  
531525 SMARTNAIL DIAMETER 1.5 X 25MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 1,5 X 25MM  
532416 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 16MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 16MM  
532425 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 25MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 25MM  
532435 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 35MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 35MM  
532445 SMARTNAIL DIAMETER 2.4 X 45MM - SMARTNAIL DIÁMETRO 2,4 X 45MM  
8536 HI-FI SUTURE WITH DOUBLE ARMED MENISCAL NEEDLES - SUTURA HI-FI CON  
AGUJAS DOBLES DE MENISCOS  
8720 9MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE  
INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANGULAR, 9MM  
8722 10MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE  
INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANCULAR, 10MM  
8724 11MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE  
INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANCULAR, 11MM  
8726 12MM RECTANGULAR PATELLARTENDOR GRAFT TEMPLATE - PLANTILLA DE  
INJERTO DE TENDÓN ROTULIANO RECTANCULAR, 12MM  
8731 PINN-ACL CRUCIATE GUIDE - GUÍA PARA LIGAMENTOS CRUZADOS PINN-ACL  
8820 ANATOMIC ACL DISPOSABLE KIT - KIT DESCARTABLE PARA LIGAMENTO CRUZADO  
ANTERIOR, ANATÓMICO  
8821 UNIVERSAL ACL DISPOSABLE KIT - KIT DESCARTABLE PARA LIGAMENTO CRUZADO  
ANTERIOR, UNIVERSAL  
901201 CONMED MIXING AND DELIVERY KIT - KIT DE MEZCLA Y ADMINISTRACIÓN  
CONMED  
AA1520-07 K-WIRE, 1,5 MM X 170MM, 2 EA - ALAMBRE KIRSCHNER, 1,5MM X 170MM,  
CANTIDAD 2  
BXS6000 1.5MM KIT, K-WIRE, DIAMETER 1.5L 114.3MM , QTY 2 - ALAMBRE KIRCHNER  
1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 114,3 MM, CANTIDAD 2

BXS6114 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 14MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA  
1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 14MM

BXS6116 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 16MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA  
1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 16MM

BXS6118 1.5MM BONE FIXATION KIT. DIAMETER 1.5 X 18MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA,  
DIÁMETRO 1,5 X 18MM

BXS6120 1.5MM BONE FIXATION KIT. DIAMETER 1.5 X 20MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA,  
DIÁMETRO 1,5 X 20MM

BXS6125 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 25MM - KIT PARA FIJACIÓN ÓSEA  
1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 25MM

BXS6216 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 16MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN  
ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 16MM, CANTIDAD 2

BXS6218 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 18MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN  
ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 18MM, CANTIDAD 2

BXS6220 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 20MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN  
ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 20MM, CANTIDAD 2

BXS6225 1.5MM BONE FIXATION KIT, DIAMETER 1.5 X 25MM, QTY 2 - KIT PARA FIJACIÓN  
ÓSEA 1,5MM, DIÁMETRO 1,5 X 25MM, CANTIDAD 2

C8010 BIOSCREW 7MM X 20MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 20MM

C8011 BIOSCREW 7MM X 25MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 25MM

C8012 BIOSCREW 7MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 30MM

C8013 BIOSCREW 9MM X 20MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 20MM

C8014 BIOSCREW 9MM X 25MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 25MM

C8015 BIOSCREW 9MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 30MM

C8017 BIOSCREW 8MM X 20MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 20MM

C8018 BIOSCREW 8MM X 25MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 25MM

C8019 BIOSCREW 8MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 30MM

C8022 BIOSCREW 10MM X 25MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 10MM X 25MM

C8023 BIOSCREW 10MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 10MM X 30MM

C8024 BIOSCREW 11 MM X 25MM. BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 11MM X 25MM

C8025 BIOSCREW 11 MM X 30MM BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW - TORNILLO  
INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 11MM X 30MM

C8027 BIOSCREW XTRALOK 9MM X 35MM -VIOLET BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO  
BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 9MM X 35MM - VIOLETA

C8028 BIOSCREW XTRALOK 10MM X 35MM - VIOLET BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 10MM X 35MM - VIOLETA

C8029 BIOSCREW XTRALOK 11 MM X 35MM - VIOLET BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 11MM X 35MM - VIOLETA

C8030 BIOSCREW 7MM X 20MM BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO

FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 20MM  
C8031 BIOSCREW 7MM X 25MM BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO  
FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 25MM  
C8032 BIOSCREW 7MM X 30MM BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO  
FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 7MM X 30MM  
C8033 BIOSCREW 9MM X 20MM BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO  
FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 20MM  
C8034 BIOSCREW 9MM X 25MM BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO  
FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 25MM  
C8035 BIOSCREW 9MM X 30MM BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO  
FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 9MM X 30MM  
C8037 BIOSCREW 8MM X 20MM BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO  
FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 20MM  
C8038 BIOSCREW 8MM X 25MM BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO  
FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 25MM  
C8039 BIOSCREW 8MM X 30MM BIOABSORBABLE FEMORAL SCREW - TORNILLO  
FEMORAL BIOABSORBIBLE BIOSCREW 8MM X 30MM  
C8040 BIOSCREW XTRALOK 9MM X 40MM - VIOLET, BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 9MM X 40MM - VIOLETA  
C8041 BIOSCREW XTRALOK 10MM X 40MM - VIOLET, BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 10MM X 40MM - VIOLETA  
C8042 BIOSCREW XTRALOK 11MM X 40MM - VIOLET, BIOABSORBABLE SCREW -  
TORNILLO BIOABSORBIBLE BIOSCREW XTRALOK 11MM X 40MM - VIOLETA  
C8043 BIOSCREW XTRALOK 8 X 40MM - VIOLET, BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO  
BIOABSORBIBLE XTRALOK 8MM X 40MM - VIOLETA  
C8044 BIOSCREW XTRALOK 8 X 35MM - VIOLET. BIOABSORBABLE SCREW - TORNILLO  
XTRALOK 8MM X 35MM - VIOLETA, TORNILLO BIOABSORBIBLE  
CPP-4015 PINN-ACL CROSSPIN SYSTEM, 40MM (15MM) CROSSPIN - SISTEMA PINN-ACL,  
40MM (15MM) CROSSPIN  
KS-ALB GRAFTMAX BUTTON ALB (ADJUSTABLE LOOP BUTTON) - BOTÓN ALB (BOTÓN  
CON BUCLE AJUSTABLE) GRAFTMAX  
KS-BCA GRAFTMAX BUTTON CRADLE - EXTENSOR DEL BOTÓN GRAFTMAX  
KS-BTB GRAFTMAX BUTTON BTB (BONE TENDON BONE) - BOTÓN BTP (HUESO TENDÓN  
HUESO) GRAFTMAX  
MR003C SEQUENT MENISCAL REPAIR DEVICE, CURVED NEEDLE, 3 IMPLANTS -  
DISPOSITIVO PARA REPARACIÓN DE MENISCOS SEQUENT, AGUJA CURVA, 3  
IMPLANTES  
MR004C SEQUENT MENISCAL REPAIR DEVICE. CURVED NEEDLE. 4 IMPLANTS -  
DISPOSITIVO PARA REPARACIÓN DE MENISCOS SEQUENT, AGUJA CURVA, 4  
IMPLANTES  
MR007C SEQUENT MENISCAL REPAIR DEVICE, CURVED NEEDLE, 7 IMPLANTS -  
DISPOSITIVO PARA REPARACIÓN DE MENISCOS SEQUENT, AGUJA CURVA, 7  
IMPLANTES  
TMS70 7/8 MM GENESYS MATRYX/MATRYX INTERFERENCE SCREW TAP, SHORT  
MODULAR - MACHO ROSCADOR PARA TORNILLO INTERFERENCIAL MATRIX, 7/8MM  
TS8850 CONCEPT GRAFIX TENDON STRIPPER, 7,0 MM - SEPARADOR DE TENDONES  
CONCEPT GRAFIX, 7,0MM  
INSTRUMENTAL ASOCIADO

Período de vida útil: Implantes:

5 años: 121510, 121520, 121530, 121540, 121550, 121560, 121570, 122020, 122025, 122030, 122040, 122050, 122060, 122070, 231020M5, 231025M5, 231030M5, 231035M5, 231120M5, 231125M5, 231130M5, 231135M5, 235015M5, 235020M5, 235025M5, 235030M5, 235515M5, 235520M5, 235525M5, 235530M5, 236015M5, 236020M5, 236025M5, 236030M5, 236515M5, 236520M5, 236525M5, 236530M5, 237020M5, 237025M5, 237030M5, 238020M5, 238025M5, 238030M5, 38035M5, 239020M5, 239025M5, 239030M5, 239035M5, 8536, 901201, KS-ALB, KS-BCA, KS-BTB, MR003C, MR004C, MR007C

3 años: 531516, 531520, 531525, 532416, 532425, 532435, 532445, BXS6000, BXS6114, BXS6116, BXS6118, BXS6120, BXS6125, BXS6216, BXS6218, BXS6220, BXS6225, C8010, C8011, C8012, C8013, C8014, C8015, C8017, C8018, C8019, C8022, C8023, C8024, C8025, C8027, C8028, C8029, C8030, C8031, C8032, C8033, C8034, C8035, C8037, C8038, C8039, C8040, C8041, C8042, C8043, C8044, CPP-4015

1,5 años: 8820, 8821

Instrumental no estéril: N/A

Instrumental estéril: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: n/a

Forma de presentación: unitaria

x 2 unidades

x 3 unidades

x 4 unidades

x 5 unidades

x 7 unidades

x 10 unidades

Método de esterilización: Implantes: RADIACIÓN / ETO

Instrumental No estéril: N/A

Instrumental Estéril: RADIACIÓN / ETO

Nombre del fabricante: 1. CONMED CORPORATION

2. Linvatec Corporation d/b/a ConMed Linvatec

3. Riverpoint Medical LLC

4. MECTALENT LTD

Lugar de elaboración: 1. 525 French Road, Utica, Nueva York, Estados Unidos de América. 13502.

2. 11311 Concept Boulevard LARGO, Florida, Estados Unidos de América. 33773.

3. 825 NE 25th Ave Portland, OR USA 97232

4. Veistamotie 15 Oulu, Kainuu Finlandia FI-90620

**AUTORIZADO**

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 16 abril 2026.

Dirección Evaluación y Registro de Productos  
Médicos  
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos  
ANMAT  
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 16 abril 2026



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 77167