



"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE
MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 991-5#0001

En nombre y representación de la firma Siddhi S.A. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 I Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 991-5

Disposición autorizante N° 8316/10 de fecha 29 diciembre 2010
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: DI-2018-1875-APN-ANMAT#MSYDS

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: Tornillo Canulado con cabeza

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-101

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Siddhi

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Indicado para la reconstrucción de lesiones óseas por compresión interfragmental;

Como sistema de fijación para la osteosíntesis en fracturas de huesos largos y fragmentos de huesos largos.

Medida de 2; 2,5; 3 y 3,5mm

Fijación de fracturas del antebrazo, las manos y los pies:

- fracturas y artrodesis de los huesos del carpo y del metacarpo.
- fracturas de la porción distal y de la cabeza del radio.
- fracturas metatarsianas.

Medida de 3; 3,5; 4 y 4,5mm

Fijación de fracturas con fragmentos pequeños y medianos:

- fracturas de la muñeca.
- fracturas de los huesos metacarpianos y metatarsianos, y fijación en osteotomías metacarpianas y metatarsianas.
- fracturas de los huesos del tarso.
- fracturas humerales transcondilares en niños.
- fracturas de los huesos del tarso y del metatarso, y fijación en osteotomías metatarsianas y falángicas.
- artrodesis tarsometatarsianas y metatarsofalángicas.
- fijaciones de ligamentos.
- correcciones de hallux valgus.
- fracturas maleolares.
- fracturas del pilón tibial.
- fracturas del calcáneo y del astrágalo.
- fracturas de la meseta tibial.
- artrodesis del carpo y del tarso.

Medida de 6,5; 7 y 7,5mm

Fijación de fracturas con fragmentos grandes:

- fracturas del cuello del fémur.
- fracturas femorales intercondilares.
- epifisiolisis de la cabeza del fémur.
- artrodesis del tobillo.
- luxaciones iliosacras.

Modelos: CC210P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 10mm

CC212P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 12mm

CC214P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 14mm

CC216P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 16mm

CC218P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 18mm

CC220P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 20mm

CC222P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 22mm

CC224P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 24mm

CC226P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 26mm

CC228P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 28mm

CC230P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 30mm

CC232P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 32mm

CC234P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 34mm

CC236P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 36mm

CC238P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 38mm

CC240P Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 40mm

CC210T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 10mm

CC212T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 12mm

CC214T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 14mm

CC216T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 16mm

CC218T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 18mm

CC220T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 20mm

CC222T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 22mm

CC224T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 24mm

CC226T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 26mm

CC228T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 28mm

CC230T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 30mm
CC232T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 32mm
CC234T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 34mm
CC236T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 36mm
CC238T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 38mm
CC240T Tornillo canulado con cabeza Ø2mm longitud 40mm

CC2510P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 10mm
CC2512P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 12mm
CC2514P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 14mm
CC2516P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 16mm
CC2518P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 18mm
CC2520P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 20mm
CC2522P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 22mm
CC2524P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 24mm
CC2526P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 26mm
CC2528P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 28mm
CC2530P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 30mm
CC2532P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 32mm
CC2534P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 34mm
CC2536P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 36mm
CC2538P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 38mm
CC2540P Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 40mm

CC2510T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 10mm
CC2512T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 12mm
CC2514T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 14mm
CC2516T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 16mm
CC2518T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 18mm
CC2520T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 20mm
CC2522T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 22mm
CC2524T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 24mm
CC2526T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 26mm
CC2528T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 28mm
CC2530T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 30mm
CC2532T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 32mm
CC2534T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 34mm
CC2536T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 36mm
CC2538T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 38mm
CC2540T Tornillo canulado con cabeza Ø2,5mm longitud 40mm

CC310P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 10mm
CC312P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 12mm
CC314P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 14mm
CC316P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 16mm
CC318P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 18mm
CC320P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 20mm
CC322P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 22mm
CC324P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 24mm
CC326P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 26mm
CC328P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 28mm

CC330P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 30mm
CC332P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 32mm
CC334P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 34mm
CC336P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 36mm
CC338P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 38mm
CC340P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 40mm
CC342P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 42mm
CC344P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 44mm
CC346P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 46mm
CC348P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 48mm
CC350P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 50mm
CC352P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 52mm
CC354P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 54mm
CC356P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 56mm
CC358P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 58mm
CC360P Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 60mm

CC310T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 10mm
CC312T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 12mm
CC314T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 14mm
CC316T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 16mm
CC318T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 18mm
CC320T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 20mm
CC322T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 22mm
CC324T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 24mm
CC326T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 26mm
CC328T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 28mm
CC330T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 30mm
CC332T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 32mm
CC334T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 34mm
CC336T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 36mm
CC338T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 38mm
CC340T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 40mm
CC342T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 42mm
CC344T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 44mm
CC346T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 46mm
CC348T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 48mm
CC350T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 50mm
CC352T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 52mm
CC354T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 54mm
CC356T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 56mm
CC358T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 58mm
CC360T Tornillo canulado con cabeza Ø3mm longitud 60mm

CC3510P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 10mm
CC3512P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 12mm
CC3514P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 14mm
CC3516P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 16mm
CC3518P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 18mm
CC3520P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 20mm
CC3522P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 22mm

CC3524P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 24mm
CC3526P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 26mm
CC3528P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 28mm
CC3530P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 30mm
CC3532P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 32mm
CC3534P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 34mm
CC3536P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 36mm
CC3538P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 38mm
CC3540P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 40mm
CC3542P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 42mm
CC3544P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 44mm
CC3546P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 46mm
CC3548P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 48mm
CC3550P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 50mm
CC3552P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 52mm
CC3554P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 54mm
CC3556P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 56mm
CC3558P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 58mm
CC3560P Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 60mm

CC3510T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 10mm
CC3512T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 12mm
CC3514T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 14mm
CC3516T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 16mm
CC3518T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 18mm
CC3520T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 20mm
CC3522T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 22mm
CC3524T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 24mm
CC3526T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 26mm
CC3528T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 28mm
CC3530T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 30mm
CC3532T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 32mm
CC3534T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 34mm
CC3536T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 36mm
CC3538T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 38mm
CC3540T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 40mm
CC3542T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 42mm
CC3544T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 44mm
CC3546T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 46mm
CC3548T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 48mm
CC3550T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 50mm
CC3552T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 52mm
CC3554T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 54mm
CC3556T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 56mm
CC3558T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 58mm
CC3560T Tornillo canulado con cabeza Ø3,5mm longitud 60mm

CC410P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 10mm
CC412P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 12mm
CC414P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 14mm
CC416P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 16mm

CC418P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 18mm
CC420P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 20mm
CC422P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 22mm
CC424P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 24mm
CC426P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 26mm
CC428P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 28mm
CC430P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 30mm
CC432P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 32mm
CC434P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 34mm
CC436P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 36mm
CC438P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 38mm
CC440P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 40mm
CC442P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 42mm
CC444P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 44mm
CC446P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 46mm
CC448P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 48mm
CC450P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 50mm
CC452P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 52mm
CC454P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 54mm
CC456P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 56mm
CC458P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 58mm
CC460P Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 60mm

CC410T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 10mm
CC412T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 12mm
CC414T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 14mm
CC416T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 16mm
CC418T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 18mm
CC420T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 20mm
CC422T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 22mm
CC424T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 24mm
CC426T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 26mm
CC428T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 28mm
CC430T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 30mm
CC432T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 32mm
CC434T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 34mm
CC436T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 36mm
CC438T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 38mm
CC440T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 40mm
CC442T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 42mm
CC444T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 44mm
CC446T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 46mm
CC448T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 48mm
CC450T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 50mm
CC452T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 52mm
CC454T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 54mm
CC456T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 56mm
CC458T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 58mm
CC460T Tornillo canulado con cabeza Ø4mm longitud 60mm

CC4510P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 10mm

CC4512P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 12mm
CC4514P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 14mm
CC4516P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 16mm
CC4518P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 18mm
CC4520P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 20mm
CC4522P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 22mm
CC4524P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 24mm
CC4526P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 26mm
CC4528P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 28mm
CC4530P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 30mm
CC4532P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 32mm
CC4534P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 34mm
CC4536P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 36mm
CC4538P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 38mm
CC4540P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 40mm
CC4542P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 42mm
CC4544P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 44mm
CC4546P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 46mm
CC4548P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 48mm
CC4550P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 50mm
CC4552P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 52mm
CC4554P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 54mm
CC4556P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 56mm
CC4558P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 58mm
CC4560P Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 60mm

CC4510T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 10mm
CC4512T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 12mm
CC4514T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 14mm
CC4516T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 16mm
CC4518T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 18mm
CC4520T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 20mm
CC4522T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 22mm
CC4524T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 24mm
CC4526T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 26mm
CC4528T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 28mm
CC4530T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 30mm
CC4532T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 32mm
CC4534T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 34mm
CC4536T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 36mm
CC4538T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 38mm
CC4540T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 40mm
CC4542T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 42mm
CC4544T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 44mm
CC4546T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 46mm
CC4548T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 48mm
CC4550T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 50mm
CC4552T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 52mm
CC4554T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 54mm
CC4556T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 56mm
CC4558T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 58mm

CC4560T Tornillo canulado con cabeza Ø4,5mm longitud 60mm

CC6530P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 30mm
CC6535P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 35mm
CC6540P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 40mm
CC6545P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 45mm
CC6550P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 50mm
CC6555P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 55mm
CC6560P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 60mm
CC6565P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 65mm
CC6570P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 70mm
CC6575P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 75mm
CC6580P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 80mm
CC6585P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 85mm
CC6590P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 90mm
CC6595P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 95mm
CC65100P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 100mm
CC65105P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 105mm
CC65110P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 110mm
CC65115P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 115mm
CC65120P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 120mm
CC65125P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 125mm
CC65130P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø6,5mm longitud 130mm

CC6535P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 35mm
CC6540P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 40mm
CC6545P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 45mm
CC6550P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 50mm
CC6555P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 55mm
CC6560P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 60mm
CC6565P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 65mm
CC6570P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 70mm
CC6575P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 75mm
CC6580P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 80mm
CC6585P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 85mm
CC6590P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 90mm
CC6595P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 95mm
CC65100P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 100mm
CC65105P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 105mm
CC65110P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 110mm
CC65115P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 115mm
CC65120P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 120mm
CC65125P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 125mm
CC65130P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø6,5mm longitud 130mm

CC6525T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 25mm
CC6530T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 30mm
CC6535T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 35mm
CC6540T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 40mm
CC6545T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 45mm
CC6550T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 50mm

CC6555T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 55mm
CC6560T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 60mm
CC6565T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 65mm
CC6570T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 70mm
CC6575T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 75mm
CC6580T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 80mm
CC6585T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 85mm
CC6590T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 90mm
CC6595T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 95mm
CC65100T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 100mm
CC65105T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 105mm
CC65110T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 110mm
CC65115T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 115mm
CC65120T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 120mm
CC65125T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 125mm
CC65130T Tornillo canulado con cabeza Ø6,5mm longitud 130mm

CC730P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 30mm
CC735P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 35mm
CC740P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 40mm
CC745P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 45mm
CC750P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 50mm
CC755P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 55mm
CC760P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 60mm
CC765P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 65mm
CC770P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 70mm
CC775P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 75mm
CC780P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 80mm
CC785P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 85mm
CC790P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 90mm
CC795P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 95mm
CC7100P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 100mm
CC7105P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 105mm
CC7110P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 110mm
CC7115P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 115mm
CC7120P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 120mm
CC7125P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 125mm
CC7130P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7mm longitud 130mm

CC735P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 35mm
CC740P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 40mm
CC745P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 45mm
CC750P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 50mm
CC755P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 55mm
CC760P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 60mm
CC765P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 65mm
CC770P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 70mm
CC775P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 75mm
CC780P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 80mm
CC785P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 85mm
CC790P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 90mm

CC795P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 95mm
CC7100P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 100mm
CC7105P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 105mm
CC7110P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 110mm
CC7115P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 115mm
CC7120P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 120mm
CC7125P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 125mm
CC7130P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7mm longitud 130mm

CC725T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 25mm
CC730T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 30mm
CC735T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 35mm
CC740T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 40mm
CC745T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 45mm
CC750T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 50mm
CC755T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 55mm
CC760T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 60mm
CC765T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 65mm
CC770T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 70mm
CC775T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 75mm
CC780T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 80mm
CC785T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 85mm
CC790T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 90mm
CC795T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 95mm
CC7100T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 100mm
CC7105T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 105mm
CC7110T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 110mm
CC7115T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 115mm
CC7120T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 120mm
CC7125T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 125mm
CC7130T Tornillo canulado con cabeza Ø7mm longitud 130mm

CC7530P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 30mm
CC7535P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 35mm
CC7540P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 40mm
CC7545P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 45mm
CC7550P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 50mm
CC7555P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 55mm
CC7560P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 60mm
CC7565P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 65mm
CC7570P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 70mm
CC7575P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 75mm
CC7580P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 80mm
CC7585P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 85mm
CC7590P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 90mm
CC7595P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 95mm
CC75100P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 100mm
CC75105P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 105mm
CC75110P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 110mm
CC75115P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 115mm
CC75120P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 120mm

CC75125P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 125mm
CC75130P16 Tornillo canulado con cabeza de 16mm Ø7,5mm longitud 130mm

CC7535P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 35mm
CC7540P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 40mm
CC7545P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 45mm
CC7550P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 50mm
CC7555P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 55mm
CC7560P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 60mm
CC7565P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 65mm
CC7570P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 70mm
CC7575P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 75mm
CC7580P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 80mm
CC7585P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 85mm
CC7590P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 90mm
CC7595P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 95mm
CC75100P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 100mm
CC75105P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 105mm
CC75110P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 110mm
CC75115P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 115mm
CC75120P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 120mm
CC75125P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 125mm
CC75130P32 Tornillo canulado con cabeza de 32mm Ø7,5mm longitud 130mm

CC7525T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 25mm
CC7530T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 30mm
CC7535T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 35mm
CC7540T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 40mm
CC7545T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 45mm
CC7550T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 50mm
CC7555T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 55mm
CC7560T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 60mm
CC7565T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 65mm
CC7570T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 70mm
CC7575T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 75mm
CC7580T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 80mm
CC7585T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 85mm
CC7590T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 90mm
CC7595T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 95mm
CC75100T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 100mm
CC75105T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 105mm
CC75110T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 110mm
CC75115T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 115mm
CC75120T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 120mm
CC75125T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 125mm
CC75130T Tornillo canulado con cabeza Ø7,5mm longitud 130mm

Período de vida útil: 4 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No aplica

Forma de presentación: Envase conteniendo una unidad.

Método de esterilización: Radiación Gamm 25 KGy

Nombre del fabricante: Siddhi S.A.

Lugar de elaboración: Castelli 5261, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 4306/99.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 2318/02 y 9688/19

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de Siddhi S.A. bajo el número PM 991-5 siendo su nueva vigencia hasta el 29 diciembre 2025

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 09 marzo 2021



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificador Trámite: 25075