



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 251-9#0005

En nombre y representación de la firma Demedic SA , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 I Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 251-9

Disposición autorizante N° 1972 de fecha 18 marzo 2011

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: Modificación Disp.: 0659

Reválida Exp.: 1-47-3110-1167-16-7

Modificación 251-9#0001

Reválida 251-9#0004

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: Cánulas arteriales

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
10-561 Cánulas

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Medtronic

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: Las cánulas se emplean para canular vasos, perfundir vasos u órganos y/o conectar equipos extracorpóreos accesorios. Para ofrecer al cirujano la oportunidad de escoger la cánula mejor para cada procedimiento específico, existen cánulas de distintas formas y tamaños. El obturador de la cánula tiene como finalidad facilitar la inserción y la colocación de una cánula de tamaño adecuado en el vaso cuando se lleva a cabo un bypass cardiopulmonar.

Modelos: CÁNULAS ARTERIALES – EOPA®

Cánulas arteriales

77418 EOPA® Art. Cánula Conector con ventilación,, 3/8", 18Fr

77420 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector con ventilación, 20Fr

77422 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector con ventilación, 22Fr
 77424 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector con ventilación, 24Fr
 77518 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector sin ventilación, 18Fr
 77520 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector sin ventilación, 20Fr
 77522 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector sin ventilación, 22Fr
 77524 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector sin ventilación, 24Fr
 77618 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, Ventilación 18Fr
 77620 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, 3/8" Ventilación Conector, 20Fr
 77622 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, 3/8" Ventilación Conector, 22Fr
 77624 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, Ventilación 24Fr
 77718 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, sin ventilación, 18Fr
 77720 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, sin ventilación 20Fr, Conector 3/8"
 77722 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, sin ventilación 22Fr, Conector 3/8"
 77724 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, sin ventilación 24Fr, Conector 3/8"
 CARMEDA_CÁNULAS ARTERIALES – EOPA® Cánulas arteriales
 CB77418 EOPA® Art. Cánula Conector con ventilación, 3/8", 18Fr
 CB 77420 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector con ventilación, 20Fr
 CB 77422 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector con ventilación, 22Fr
 CB 77424 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector con ventilación, 24Fr
 CB 77518 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector sin ventilación, 18Fr
 CB 77520 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector sin ventilación, 20Fr
 CB 77522 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector sin ventilación, 22Fr
 CB 77524 EOPA® Art. Cánula, 3/8" Conector sin ventilación, 24Fr
 CB 77618 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, Ventilación 18Fr
 CB 77620 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, 3/8" Ventilación Conector, 20Fr
 CB 77622 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, 3/8" Ventilación Conector, 22Fr
 CB 77624 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, Ventilación 24Fr
 CB 77718 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, sin ventilación, 18Fr
 CB 77720 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, sin ventilación 20Fr, Conector 3/8"
 CB 77722 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, sin ventilación 22Fr, Conector 3/8"
 CB 77724 EOPA® Art. Cánula con alambre guía, sin ventilación 24Fr, Conector 3/8"
 EOPA® 3D cánulas arteriales
 78220 EOPA3D® Art. Cánula 20Fr 10L
 78222 EOPA3D® Art. Cánula 22Fr 10L
 78320 EOPA3D® Cánula 20Fr 10L
 78322 EOPA3D® Cánula 22Fr 10L
 CARMEDA_EOPA® 3D cánulas arteriales
 CB78220 EOPA3D® Art. Cánula 20Fr 10L
 CB78222 EOPA3D® Art. Cánula 22Fr 10L
 CB78320 EOPA3D® Cánula 20Fr 10L
 CB78322 EOPA3D® Cánula 22Fr 10L
 EOPA CAP® cánulas arteriales
 77818 EOPA CAP® Art. Cánula 18Fr Ventilación 77820 EOPA CAP® Art. Cánula 20Fr Ventilación 77822 EOPA CAP® Art. Cánula 22Fr Ventilación 77918 EOPA CAP® Art. Cánula Sin ventilación 18Fr 77920 EOPA CAP® Art. Cánula Sin ventilación 20Fr 77922 EOPA CAP® Art. Cánula Sin ventilación 22Fr EOPA CAP® cánulas arteriales
 CB77818 EOPA CAP® Art. Cánula 18Fr Ventilación CB77820 EOPA CAP® Art. Cánula 20Fr Ventilación CB77822 EOPA CAP® Art. Cánula 22Fr Ventilación CB77918 EOPA CAP Art. Cánula Sin ventil. 18Fr.
 CB77920 EOPA CAP Art. Cánula Sin ventil. 20Fr CB77922 EOPA CAP Art. Cánula Sin ventil. 22Fr
 DLP® Cánulas arteriales pediátricas de una pieza

77006 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 6Fr
 77008 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 8Fr
 77010 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 10Fr
 77012 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 12Fr
 77014 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 14Fr
 77016 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 16Fr
 77106 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 6Fr
 77108 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 8Fr
 77110 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 10Fr
 77112 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 12Fr
 77114 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 14Fr
 77116 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 16Fr
 77206 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent. 3/16", 6Fr.
 77208 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent 3/16", 8Fr.
 77210 DLP® Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent 3/16", 10Fr.
 77212 DLP® Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent 3/16", 12Fr.
 77306 DLP® Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación 3/16", 6Fr.
 77308 DLP® Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación 3/16", 8Fr.
 77310 DLP® Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación 3/16", 10Fr.
 77312 DLP® Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación 3/16", 12Fr.
 CARMEDA_DLP® Cánulas arteriales pediátricas de una pieza
 CB77006 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 6Fr
 CB 77008 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 8Fr
 CB 77010 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 10Fr
 CB 77012 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 12Fr
 CB 77014 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 14Fr
 CB 77016 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Vent ¼", 16Fr
 CB 77106 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 6Fr
 CB 77108 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 8Fr
 CB 77110 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 10Fr
 CB 77112 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 12Fr
 CB 77114 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 14Fr
 CB 77116 DLP®Art. Cánula Pediátrica de una pieza, Sin Ventilación ¼", 16Fr
 DLP® Cánulas arteriales de punta recta
 74010 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión ¼", 10Fr
 75008 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión ¼", 8Fr
 75010 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión ¼", 10Fr
 75012 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión ¼", 12Fr
 75014 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión ¼", 14Fr
 70016 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión ¼", 16Fr (Punta transparente)
 73016 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, sitio de conexión 3/8", 16Fr (Punta transparente)
 75318 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, sitio de conexión 3/8", 18Fr
 75320 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 20Fr
 75322 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 22Fr
 75324 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 24Fr
 76020 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 20Fr
 76022 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 22Fr
 76024 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 24Fr
 76118 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector sin ventilación 3/8", 18Fr.
 76120 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector sin ventilación 3/8", 20Fr
 76122 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector sin ventilación 3/8", 22Fr

76124 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector sin ventilación 3/8", 24Fr
74322 DLP® Art. Cánula adulto Ultraflex, Punta recta 22Fr., conexión de ventilación 3/8"
76320 DLP® Art. Cánula, Punta recta, 20Fr., 10 pulgadas
76322 DLP® Art. Cánula, Punta recta, 22Fr., 10 pulgadas
76324 DLP® Art. Cánula, Punta recta, 24Fr., 10 pulgadas
CARMEDA_DLP® Cánulas arteriales de punta recta
CB75008 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión 1/4", 8Fr.
CB75010 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión 1/4", 10Fr
CB75012 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión 1/4", 12Fr
CB75014 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión 1/4", 14Fr
CB70016 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Pediátrica, sitio de conexión 1/4", 16Fr
CB73016 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, sitio de conexión 3/8", 16Fr
CB75318 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, sitio de conexión 3/8", 18Fr
CB75320 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 20Fr
CB75322 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 22Fr
CB75324 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 24Fr
CB76020 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 20Fr
CB76022 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 22Fr
CB76024 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector de ventilación 3/8", 24Fr
CB76120 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector sin ventilación 3/8", 20Fr
CB76122 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector sin ventilación 3/8", 22Fr
CB76124 DLP® Art. Cánula, Punta recta, Adulto, conector sin ventilación 3/8", 24Fr
DLP® Cánulas de arco flexible
70420 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector de ventilación, 20Fr.
70422 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector de ventilación, 22Fr.
70424 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector de ventilación, 24Fr.
71420 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector sin ventilación, 20Fr.
71422 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector sin ventilación, 22Fr.
71424 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector sin ventilación, 24Fr.
CARMEDA_DLP® Cánulas de arco flexible
CB70420 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector de ventilación 3/8", 20Fr.
CB70422 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector de ventilación 3/8", 22Fr.
CB70424 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector de ventilación 3/8", 24Fr.
CB71420 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector sin ventilación 3/8", 20Fr
CB71422 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector sin ventilación 3/8", 22Fr.
CB71424 DLP® Art. Cánula, arco flexible, conector sin ventilación 3/8", 24Fr.
Select Series® Cánulas arteriales de punta recta
72120 Select Series® Art. Cánula, Recta, 20Fr., conector de ventilación 3/8"
72122 Select Series® Art. Cánula, Recta, 22Fr., conector de ventilación 3/8"
72124 Select Series® Art. Cánula, Recta, 24Fr., conector de ventilación 3/8"
72220 Select Series® Art. Cánula, Recta, 20Fr., conector sin ventilación 3/8"
72222 Select Series® Art. Cánula, Recta, 22Fr., conector sin ventilación 3/8"
72224 Select Series® Art. Cánula, Recta, 24Fr., conector sin ventilación 3/8"
CARMEDA_Select Series® Cánulas arteriales de punta recta
CB72120 Select Series® Art. Cánula, Recta, 20Fr., conector de ventilación 3/8"
CB72122 Select Series® Art. Cánula, Recta, 22Fr., conector de ventilación 3/8"
CB72124 Select Series® Art. Cánula, Recta, 24Fr., conector de ventilación 3/8"
CB72220 Select Series® Art. Cánula, Recta, 20Fr., conector sin ventilación 3/8"
CB72222 Select Series® Art. Cánula, Recta, 22Fr., conector sin ventilación 3/8"
CB72224 Select Series® Art. Cánula, Recta, 24Fr., conector sin ventilación 3/8"
Select Series® Cánulas arteriales de punta angular

72420 Select Series® Art. Cánula, ángulo 45°. 20Fr., conector de ventilación 3/8"
 72422 Select Series® Art. Cánula, ángulo 45°. 22Fr., conector de ventilación 3/8"
 72424 Select Series® Art. Cánula, ángulo 45°. 24Fr., conector de ventilación 3/8"
 72520 Select Series® Art. Cánula, ángulo 45°. 20Fr., conector sin ventilación 3/8"
 72522 Select Series® Art. Cánula, ángulo 45°. 22Fr., conector sin ventilación 3/8"
 72524 Select Series® Art. Cánula, ángulo 45°. 24Fr., conector sin ventilación 3/8"
 73420 Select Series® Art. Cánula, 45°, orificios laterales, 20Fr., conector de ventilación 3/8"
 73422 Select Series® Art. Cánula, 45°, con orificios laterales, 22Fr., conector de ventilación 3/8"
 73424 Select Series® Art. Cánula, 45°, con orificios laterales, 24Fr., conector de ventilación 3/8"
 73520 Select Series® Art. Cánula, 45°, con orificios laterales, 20Fr., sin conector de ventilación 3/8"
 73522 Select Series® Art. Cánula, 45°, con orificios laterales, conector sin ventilación 22/8".
 73524 Select Series® Art. Cánula, ángulo 40°, con orificios laterales, 24Fr. conector sin ventilación 3/8".
 72720 Select Series® Art. Cánula, ángulo 80°, conector de ventilación 20/8"
 72722 Select Series® Art. Cánula, ángulo 80°, conector de ventilación 22/8"
 72724 Select Series® Art. Cánula, ángulo 80°, conector de ventilación 24/8"
 72820 Select Series® Art. Cánula, ángulo 80°, sin conector de ventilación 20/8"
 72822 Select Series® Art. Cánula, ángulo 80°, conector sin ventilación 22/8"
 72824 Select Series® Art. Cánula, ángulo 80°, conector sin ventilación 24/8"
 CARMEDA_Select Series® Cánulas arteriales de punta angular
 CB72420 Select Series Art. Cánula, áng 45°. 20Fr. CB72422 Select Series Art. Cánula, áng 45°. 22Fr.
 CB72424 Select Series Art. Cánula, áng 45°. 24Fr. CB72520 Select Series Art. Cánula, áng 45°. 20Fr.
 CB72522 Select Series Art. Cánula, áng 45°. 22Fr. CB72524 Select Series Art. Cánula, áng 45°. 24Fr.
 CB73420 Select Series Art. Cánula, 45°, orificios laterales, 20Fr.
 CB73422 Select Series® Art. Cánula, 45°, con orificios laterales, 22Fr.
 CB73424 Select Series® Art. Cánula, 45°, con orificios laterales, 24Fr.
 CB73520 Select Series® Art. Cánula, 45°, con orificios laterales, 20Fr.
 CB73522 Select Series® Art. Cánula, 45°, con orificios laterales, 22Fr.
 CB73524 Select Series® Art. Cánula, 45°, con orificios laterales, 24Fr.
 CB72720 Select Series Art. Cánula, áng 80°, 20Fr.
 CB72722 Select Series Art. Cánula, áng 80°, 22Fr. CB72724 Select Series Art. Cánula, áng 80°, 24Fr.
 CB72820 Select Series Art. Cánula, áng 80°, 20Fr. CB72822 Select Series Art. Cánula, áng 80°, 22Fr.
 CB72824 Select Series Art. Cánula, áng 80°, 24Fr. Select 3D® II Cánulas arteriales
 78420 Select 3DII® Art. Cánula, 20Fr. Ventilación 78422 Select 3D II® Art. Cánula 20Fr. Ventilación
 78424 Select 3DII® Art. Cánula, 24Fr. Ventilación 78520 Select 3D II Art. Cánula, 20Fr. Sin ventilación
 78522 Select 3D II Art. Cánula, 22Fr. Sin ventilación 78524 Select 3D II Art. Cánula, 24Fr. Sin ventilación
 CARMEDA_Select 3D® II Cánulas arteriales
 CB78420 Select 3D®II Art. Cánula, 20Fr. con Conector de ventilación 3/8"
 CB78422 Select 3D®II Art. Cánula, 20Fr. con Conector de ventilación 3/8"
 CB78424 Select 3D®II Art. Cánula, 24Fr. con Conector de ventilación 3/8"
 CB78520 Select 3D® II Art. Cánula, 20Fr. con conector sin ventilación 3/8"
 CB78522 Select 3D® II Art. Cánula, 22Fr. con conector sin ventilación 3/8"
 CB78524 Select 3D® II Art. Cánula, 24Fr. con conector sin ventilación 3/8"
 DLP® Cánulas de punta curva
 83020 DLP® Art. Cánula, punta curva con brida, sitio de conexión 3/8", 20Fr.
 83022 DLP® Art. Cánula, punta curva con brida, sitio de conexión 3/8", 22Fr.
 83024 DLP® Art. Cánula, punta curva con brida, sitio de conexión 3/8", 24Fr.
 84020 DLP® Art. Cánula, punta curva sitio de conexión 3/8", 20Fr.
 84022 DLP® Art. Cánula, punta curva sitio de conexión 3/8", 22Fr.
 84024 DLP® Art. Cánula, punta curva sitio de conexión 3/8", 24Fr.

88020 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector de ventilación 3/8", 20Fr
 88022 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector de ventilación 3/8", 22Fr
 88024 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector de ventilación 3/8", 24Fr
 88120 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector sin ventilación 3/8", 20Fr
 88122 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector sin ventilación 3/8", 22Fr
 88124 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector sin ventilación 3/8", 24Fr
 89020 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector de ventilación 3/8", 20Fr
 89022 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector de ventilación 3/8", 22Fr
 89024 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector de ventilación 3/8", 24Fr
 89120 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector sin ventilación 3/8", 20Fr
 89122 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector sin ventilación 3/8", 22Fr
 89124 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector sin ventilación 3/8", 24Fr
 85122 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector sin ventilación 3/8", 22Fr
 85124 DLP®Art. Cánula, punta curva, sin brida, conector de ventilación 3/8", 24Fr
 86024 DLP®Art. Cánula, punta curva con conector de ventilación 3/8", 24Fr
 81020 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con brida, conector de ventilación 3/8", 20Fr.
 81022 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con brida, conector de ventilación 3/8", 22Fr.
 81024 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex, conector de ventilación 3/8", 24 Fr.
 81118 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con brida, conector sin ventilación 3/8", 18Fr.
 81120 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con brida, conector sin ventilación 3/8", 20Fr.
 81122 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con brida, conector sin ventilación 3/8", 22Fr.
 81124 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con conector sin ventilación 3/8", 24Fr
 82020 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con conector de ventilación 3/8", 20Fr
 82022 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con conector de ventilación 3/8", 22Fr
 82024 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex sin brida, con conector de ventilación 3/8", 24Fr
 82120 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex, conector sin ventilación 3/8", 20Fr
 82122 DLP®Art. Cánula, punta curva, Ultraflex, conector sin ventilación 3/8", 22Fr
 82124 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, conector sin ventilación 3/8", 24Fr
 CARMEDA_DLP® Cánulas de punta curva
 CB83020 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, sitio de conexión 3/8", 20Fr.
 CB83022 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, sitio de conexión 3/8", 22Fr.
 CB83024 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, sitio de conexión 3/8", 24Fr.
 CB84020 DLP®Art. Cánula, punta curva, sitio de conexión 3/8", 20Fr.
 CB84022 DLP®Art. Cánula, punta curva, sitio de conexión 3/8", 22Fr.
 CB84024 DLP®Art. Cánula, punta curva, sitio de conexión 3/8", 24Fr.
 CB88020 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector de ventilación 3/8", 20Fr.
 CB88022 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector de ventilación 3/8", 22Fr.
 CB88024 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector de ventilación 3/8", 24Fr.
 CB88120 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector sin ventilación 3/8", 20Fr.
 CB88122 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector sin ventilación 3/8", 22Fr.
 CB88124 DLP®Art. Cánula, punta curva con brida, conector sin ventilación 3/8", 24Fr.
 CB89020 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector de ventilación 3/8", 20Fr.
 CB89022 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector de ventilación 3/8", 22Fr.
 CB89024 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector de ventilación 3/8", 24Fr.
 CB89120 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector sin ventilación 3/8", 20Fr.
 CB89122 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector sin ventilación 3/8", 22Fr.
 CB89124 DLP®Art. Cánula, punta curva, conector sin ventilación 3/8", 24Fr.
 CB81020 DLP®Art. Cánula, punta curva Ultraflex con brida, 20Fr.
 CB81022 DLP®Art. Cánula, punta curva Ultraflex con brida, 22Fr.
 CB81118 DLP®Art. Cánula, punta curva Ultraflex con brida, 18Fr.
 CB81120 DLP®Art. Cánula, punta curva Ultraflex con brida, conector sin ventilación 3/8" 20Fr

CB81122 DLP® Art. Cánula, punta curva Ultraflex con brida, 22Fr
 CB82020 DLP® Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con conector de ventilación 3/8", 20Fr
 CB82022 DLP® Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con conector de ventilación 3/8", 22Fr
 CB82120 DLP® Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con conector sin ventilación 3/8", 20Fr
 CB82122 DLP® Art. Cánula, punta curva, Ultraflex con conector sin ventilación 3/8", 22Fr
 CB82124 DLP Art. Cánula, punta curva con brida 24Fr
 DLP® Cánulas arteriales de punta curva con cuerpo con alambre
 87020 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, sitio del conector 3/8", 20Fr
 87022 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, sitio del conector 3/8", 22Fr
 87024 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, sitio del conector 3/8", 24Fr
 87920 DLP® Art. Cánula, punta curva, alambre, sitio del conector 3/8", 20Fr.
 87922 DLP® Art. Cánula, punta curva, alambre, sitio del conector 3/8", 22Fr
 87924 DLP® Art. Cánula, punta curva, alambre, sitio del conector 3/8", 24Fr.
 87324 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida alambre, conector de ventilación 3/8", 24Fr.
 87424 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida alambre, conector sin ventilación 3/8", 24Fr.
 CARMEDA_DLP® Cánulas arteriales de punta curva con cuerpo con alambre
 CB87020 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, 20Fr, Carmeda
 CB87022 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, 22Fr
 CB87024 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, 24Fr
 CB87920 DLP® Art. Cánula, punta curva, alambre, sitio del conector 3/8", 20Fr.
 CB87922 DLP® Art. Cánula, punta curva, alambre, sitio del conector 3/8", 22Fr.
 CB87924 DLP® Art. Cánula, punta curva, alambre, sitio del conector 3/8", 24Fr.
 DLP® Cánulas arteriales de punta curva con cuerpo con alambre de una pieza
 87220 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, conector de ventilación 3/8", 20Fr.
 87222 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, conector de ventilación 3/8", 22Fr.
 87224 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, conector de ventilación 3/8", 24Fr.
 87120 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, conector sin ventilación 3/8", 20Fr.
 87122 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, conector sin ventilación 3/8", 22Fr
 87124 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, conector sin ventilación 3/8", 24Fr
 87520 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, conector de ventilación 3/8", 20Fr.
 87522 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, conector de ventilación 3/8", 22Fr
 87524 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, conector de ventilación 3/8", 24Fr
 CARMEDA_DLP® Cánulas arteriales de punta curva con cuerpo con alambre de una pieza
 CB87220 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, 20Fr.
 CB87222 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, 22Fr.
 CB87224 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, 24Fr.
 CB87120 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, 20Fr.
 CB87122 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, 22Fr.
 CB87124 DLP® Art. Cánula, punta curva, con brida, alambre, 24Fr.
 DLP® Cánulas arteriales con punta de metal
 80020 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, conector de ventilación 3/8", 20Fr
 80022 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, conector de ventilación 3/8", 22Fr
 80024 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, conector de ventilación 3/8" 24Fr
 80120 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, conector sin ventilación 3/8", 20Fr
 80122 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, conector sin ventilación 3/8", 22Fr
 80124 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, conector sin ventilación 3/8", 24Fr
 80220 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, conector de ventilación 3/8", 20Fr
 80222 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, conector de ventilación 3/8", 22Fr
 80224 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, conector con ventilación 3/8",
 24Fr
 80320 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, conector sin ventilación 3/8",

20Fr

80322 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, conector sin ventilación 3/8", 22Fr

80324 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, conector sin ventilación 3/8", 24Fr

CARMEDA_DLP® Cánulas arteriales con punta de metal

CB80020 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, 20Fr.

CB80022 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, 22Fr.

CB80024 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, 24Fr.

CB80120 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, 20Fr.

CB80122 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, 22Fr.

CB80124 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida soft, 24Fr

CB80220 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, 20Fr.

CB80222 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, 22Fr.

CB80224 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, 24Fr.

CB80320 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, 20Fr.

CB80322 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, 22Fr.

CB80324 DLP® Art. Cánula, punta curva de metal, brida standard, 24Fr.

CÁNULAS FEMORALES

Bio-Medicus® Cánulas Femorales de una pieza

96820-008 Bio-Medicus® Art. Cánula conector sin ventilación 1/4", 8Fr.

96820-010 Bio-Medicus® Art. Cánula conector sin ventilación 1/4", 10Fr.

96820-012 Bio-Medicus® Art. Cánula conector sin ventilación 1/4", 12Fr.

96820-014 Bio-Medicus® Art. Cánula conector sin ventilación 1/4", 14Fr.

96570-015 Bio-Medicus® Art. Cánula Adulto, conector con ventilación 3/8", 15Fr.

96570-017 Bio-Medicus® Art. Cánula Adulto, conector con ventilación 3/8", 17Fr.

96570-019 Bio-Medicus® Art. Cánula Adulto, conector con ventilación 3/8", 19Fr.

96570-021 Bio-Medicus® Art. Cánula Adulto, conector con ventilación 3/8", 21Fr.

CARMEDA_Bio-Medicus® Cánulas Femorales de una pieza

CB96825-008 Bio-Medicus® Cánula Pediátrica Cánula Arterial (19cm) y obturador

CB96825-010 Bio-Medicus® Cánula Pediátrica Cánula Arterial (19cm) y obturador

CB96825-012 Bio-Medicus® Cánula Pediátrica Cánula Arterial (19cm) y obturador

CB96825-014 Bio-Medicus® Cánula Pediátrica Cánula Arterial (19cm) y obturador

CB96570-015 Bio-Medicus® Cánula Femoral Cánula Arterial e introductor

CB96570-017 Bio-Medicus® Cánula Femoral Cánula Arterial e introductor

CB96570-019 Bio-Medicus® Cánula Femoral Cánula Arterial e introductor

CB96570-021 Bio-Medicus® Cánula Femoral Cánula Arterial e introductor

98000-105 Bio-Medicus® Cánula Femoral Arterial, 21Fr. e introductor

98000-106 Bio-Medicus® Cánula Femoral Arterial, 23Fr. x 18cm e introductor

98000-128 Bio-Medicus® Cánula Femoral Arterial, 25 Fr. e introductor

98000-228 Bio-Medicus® Cánula Femoral Arterial, 25 Fr.

98800-108 Bio-Medicus® Cánulas Arteriales Pediátricas 8Fr. e introductor.

98800-109 Bio-Medicus® Cánulas Arteriales Pediátricas 10Fr. e introductor.

98800-110 Bio-Medicus® Cánulas Arteriales Pediátricas 12Fr e introductor

98800-126 Bio-Medicus® Cánulas Arteriales Pediátricas 8 Fr e introductor

98800-128 Bio-Medicus® Cánulas Arteriales Pediátricas 10 Fr e introductor

98800-143 Bio-Medicus® Cánulas Arteriales Pediátr. 8Fr. x 10cm, conector introductor Luer Lock

NexGeneration Bio-Medicus™ Cánulas Arteriales Adulto

96570-115 Bio-Medicus™ Cánula adulto e introductor 15 Fr (5,0mm)

96570-117 Bio-Medicus™ Cánula adulto e introductor, 1 Fr. (5.7mm)

96570-119 Bio-Medicus™ Cánula adulto e introductor, 19 Fr. (6.3mm)

96570-121 Bio-Medicus™ Cánula adulto e introductor, 21 Fr. (7.0mm)
96570-123 Bio-Medicus™ Cánula adulto e introductor, 23 Fr. (7.7mm)
96570-125 Bio-Medicus™ Cánula adulto e introductor, 25 Fr. (8.3mm)

NexGeneration Bio-Medicus™ Cánulas Arteriales Pediátricas

96820-108 Bio-Medicus™ Cánula arterial e introductores, 8Fr. (2.7mm)
96820-110 Bio-Medicus™ Cánula arterial e introductores, 10Fr. (3.3mm)
96820-112 Bio-Medicus™ Cánula arterial e introductores, 12Fr. (4.0mm)
96820-114 Bio-Medicus™ Cánula arterial e introductores, 14Fr. (4.7mm)

DLP Cánula Arterial Femoral

57414 DLP Cánula arterial, femoral

57417 DLP Cánula arterial, femoral

57421 DLP Cánula arterial, femoral

57517 DLP Cánula arterial, femoral, conector sin ventilación 3/8", 17Fr

57521 Cánula arterial, femoral, conector sin ventilación 3/8", 21Fr

Carmeda DLP Cánula Arterial Femoral

CB57417 DLP Cánula arterial, femoral

CB57421 DLP Cánula arterial, femoral

CB57517 DLP Cánula arterial, femoral, conector sin ventilación 3/8", 17Fr

CB57521 Cánula arterial, femoral, conector sin ventilación 3/8", 21Fr

Período de vida útil:
Período de vida útil: Cánulas arteriales 3 años
Cánulas arteriales Bio Medicus 4 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NA

Forma de presentación: unidad

Método de esterilización: EO

Nombre del fabricante: 1- Medtronic Inc (para todos los modelos)

2- Medtronic Perfusion Systems (para
todos excepto Next Generation Bio Medicus)

3- Medtronic Mexico S. de R. L. de CV (para todos excepto Next Generation Bio Medicus)

4- Viant Medical Inc(para los modelos CB y Next Generation Bio Medicus)

Lugar de elaboración: 1- 710 Medtronic Pkwy. Minneapolis MN55432 Estados Unidos

2- 7611 Northland Dr Minneapolis MN

55428 Estados Unidos

3- Av. Paseo Cucapah 10510 El Lago Tijuana, Baja California CP 22210 Mexico

4- 620 Watson SW GR. MI 49504

Estados Unidos

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N°

11467/24.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de Demedic SA bajo el número PM 251-9 siendo su nueva vigencia hasta el 18 marzo 2026



TERRIZZANO Maria Lorena
CUIL 23242965604

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 21 agosto 2025



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 70132

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-005572-25-1



MUÑOZ ROMERO Fermin Emilio
CUIL 20110855495



REY Graciela Elena
CUIL 27184312706